

VITAMMY®

Picolino 7

Aspirator do nosa

Model NS25

INSTRUKCJA UŻYWANIA

PRZEZNACZENIE

Urządzenie przeznaczone jest do okresowego odsysania wydzieliny i śluzu z nosa u dzieci (w wieku od 0 do 12 lat) w warunkach domowych.

UŻYTKOWNIK DOCELOWY

Aspirator do nosa przeznaczony jest do użytku przez osoby niewykwalifikowane, zazwyczaj rodziców lub opiekunów, w warunkach domowych. Określamy dwa główne warunki użytkownika, jak poniżej:

1. Wiedza:
Minimum:
 - Umie rozróżnić: usta, przewód słuchowy, jamę nosową.
 - Posiada wiedzę w zakresie higieny.
2. Znajomość języka:
 - Umiejętność czytania w lokalnym języku urzędowym. (W celu zrozumienia instrukcji używania).

KORZYŚCI KLINICZNE

Prawidłowe odsysanie śluzu i wydzieliny z nosa u dzieci (zalecane 4 razy dziennie) może poprawić stan górnych i dolnych dróg oddechowych oraz złagodzić inne objawy.

Prawidłowe odsysanie śluzu i wydzieliny z nosa u dzieci może poprawić aspekty jakości życia rodziny związane ze zdrowiem dróg oddechowych dziecka.

WPROWADZENIE

- Umieść silikonową końcówkę w nozdrzu, włącz urządzenie, a następnie użyj go do usunięcia wydzieliny z nosa.
- Unikalna konstrukcja miękkiej silikonowej końcówki: zapobiega możliwości urazu podczas użytkowania.
- Kompaktowa konstrukcja: łatwa do trzymania i obsługi, a także bezpieczna i wygodna dla dziecka.
- Konstrukcja modułu głowicy z możliwością mycia: końcówki i pojemnik zbiorczy można wyjąć z urządzenia do czyszczenia. (Pojemnik zbiorczy można również zdezynfekować gorącą wodą.)
- Lekka konstrukcja i cicha praca: umożliwiają użycie podczas snu dziecka.
- Wymienna końcówka: dostępna końcówka długa / krótka.
- Zasilanie bateryjne: trwałe i bezpieczne.

UWAGA

- ⚠ W żadnym wypadku urządzenie nie służy do innych celów niż usuwanie wydzieliny z nosa.
- ⚠ Wszelkie dalsze działania medyczne należy podejmować zgodnie z zaleceniami lekarza.
- ⚠ Urządzenie spełnia normę ISO 10993-1 dotyczącą bezpieczeństwa biokompatybilności.

WAŻNE INFORMACJE PRZED UŻYCIEM

PRZECIWWSKAZANIA

Użytkownicy z uszkodzoną integralnością błony śluzowej przewodów nosowych oraz niektórymi indywidualnymi cechami budowy przegrody nosowej.


OSTRZEŻENIE


- ⚠ Nie modyfikować tego urządzenia bez zgody producenta.
- ⚠ Nie wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur, wysokiej wilgotności ani bezpośredniego światła słonecznego.
- ⚠ Unikać nadmiernego nacisku, wstrząsów, silnych uderzeń i przypadkowego upadku.
- ⚠ Naładuj urządzenie, gdy wskaźnik zasilania zacznie migać.
- ⚠ Zaleca się stosowanie urządzenia w sposób przerywany. Naciśnij przycisk zasilania, aby wytworzyć podciśnienie do usuwania wydzieliny z nosa. Aby zatrzymać ssanie, ponownie naciśnij przycisk zasilania.

- ▲ Urządzenie posiada zabezpieczenie: po jednej minucie pracy aspirator automatycznie się wyłączy, aby zapobiec uszkodzeniu nozdrza wskutek zbyt długiego użycia.
 - ▲ Aspirator do nosa przeznaczony jest wyłącznie do czyszczenia/usuwania wydzieliny z nosa. Nie używać urządzenia w innych celach niż określone.
 - ▲ Podczas używania urządzenia należy zwrócić uwagę, aby dziecko nie wstrzymywało oddechu ani nie połykało – usta powinny być otwarte, aby uniknąć nierównowagi ciśnienia w uchu.
 - ▲ W przypadku złego samopoczucia podczas używania urządzenia, należy przerwać użytkowanie i natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 - ▲ Przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu elementów.
 - ▲ Każdy poważny incydent związany z urządzeniem należy zgłosić producentowi, lokalnemu przedstawicielowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.
 - ▲ Wskaźnik świetlny może informować o poziomie naładowania baterii podczas ładowania lub o poziomie ssania podczas pracy.
 - ▲ Przed rozpoczęciem ssania lub w jego trakcie należy uspokoić dziecko, aby niestabilne emocje nie wpływały na skuteczność działania urządzenia.
-

CECHY PRODUKTU

1. Końcówka silikonowa
2. Pojemnik zbiorczy
3. Dioda LED poziomu ssania
4. Wskaźnik baterii
5. Przycisk zasilania (Wł./Wył.)
6. Przycisk światła
7. Przycisk muzyki
8. Plastikowa osłona USB
9. Port ładowania USB-C
10. Kabel USB-C






ŁADOWANIE BATERII

ŁADOWANIE BATERII

1. Wybierz kompatybilny zasilacz: należy użyć zasilacza USB typu C zgodnego z wymaganiami zasilania urządzenia.
 2. Podłącz kabel: należy użyć kabla USB typu C do USB typu C (lub USB typu C do USB-A z odpowiednim adapterem), aby połączyć zasilacz z urządzeniem.
 3. Wskaźnik poziomu naładowania baterii będzie migał podczas ładowania.
 4. Po pełnym naładowaniu baterii wskaźnik będzie świecił światłem ciągłym. Odłącz ładowarkę.
- Miganie kontrolki zasilania przez 5 sekund oznacza niski poziom baterii – silnik przestanie działać. Do ładowania urządzenia użyj kabla USB-C.
 - Wskaźnik świetlny będzie migał podczas ładowania. W miarę postępu ładowania liczba świecących kontrolki (poziom naładowania) będzie się zwiększać.
 - Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, zapalą się wszystkie trzy kontrolki.
 - Urządzenie nie będzie ładowane, jeśli temperatura baterii będzie poza zakresem 5°C - 45°C. Wszystkie trzy kontrolki będą migać 5 razy jako ostrzeżenie.
 - Nie ładuj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie światło słoneczne lub wysoką temperaturę – może to uszkodzić baterię i zwiększyć ryzyko pożaru.
 - Odłącz źródło zasilania i kabel po zakończeniu ładowania, aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego przeładowaniem.
 - W skrajnych warunkach z baterii może wyciekać żrący płyn. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przepłucz wodą i skontaktuj się z lekarzem.
 - Wbudowana bateria litowa nie podlega wymianie.




UWAGA

- △ Połączenie (USB-C) z oddzielnym źródłem zasilania musi być zatwierdzone przez odpowiednie jednostki certyfikujące posiadające oznaczenia zgodności z normą IEC 60601-1.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Wybierz najbardziej odpowiednią końcówkę w zależności od planowanego zastosowania.
 - Krótka końcówka: zalecana w przypadku gęstszej wydzieliny.
 - Długa końcówka: zalecana w przypadku rzadszej lub płynnej wydzieliny.
- Przymocuj wybraną końcówkę do pojemnika zbiorczego.
- Upewnij się, że pojemnik zbiorczy jest prawidłowo zamocowany do urządzenia. Strzałka na pojemniku zbiorczym powinna być ustawiona zgodnie z ikoną blokady na urządzeniu. (Wkręć pojemnik zbiorczy aż do usłyszenia dźwięku „kliknięcia“.)



- Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić aspirator i upewnij się, że działa prawidłowo przed umieszczeniem go w nozdrzu. Urządzenie będzie zasysać przez jedną minutę, po czym wyłączy się automatycznie.
- Podczas pracy urządzenia włączy się kontrolka zasilania, która jednocześnie pełni funkcję światła przyciągającego uwagę dziecka.
- Umieść silikonową końcówkę w nozdrzu i pozwól, aby ssanie usunęło wydzielinę. W razie potrzeby powtórz czynność w drugim nozdrzu. W przypadku dyskomfortu należy natychmiast przerwać użycie.
- Trzymaj dziecko w pozycji pionowej – aspiratora nie należy używać, gdy pacjent leży. Uważaj, aby nie wprowadzić końcówki zbyt głęboko do nozdrza ani nie naciskać na wewnętrzną ściankę nozdrza.

UWAGA

- Δ Wydzielina może nie być od razu widoczna w pojemniku zbiorczym. Zaleca się, aby silikonową końcówkę i głowicę aspiratora zdejmować i płukać po każdym użyciu, aby zapobiec zaschnięciu śluzu i zatkaniu urządzenia.

WYBÓR POZIOMU SSANIA


Urządzenie posiada trzy poziomy ssania; przy pierwszym włączeniu domyślnie ustawiony jest najniższy poziom. Po pierwszym użyciu urządzenie zapamięta ostatnio ustawiony poziom ssania.

- Aby zmienić poziom ssania, naciśnij przycisk zasilania na 1,5 sekundy.
(niski → średni → wysoki)
- Podczas pracy urządzenia wskaźnik świetlny będzie pokazywał aktualny poziom ssania:
 - a. 1 dioda: niski poziom ssania
 - b. 2 diody: średni poziom ssania
 - c. 3 diody: wysoki poziom ssania
- Przed umieszczeniem urządzenia w nozdrzu przetestuj poziom ssania na grzbiecie dłoni, aby określić, który poziom jest odpowiedni dla dziecka.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKcja

Poniższe czynności czyszczące należy wykonywać codziennie lub w razie potrzeby przy regularnym użytkowaniu urządzenia; brak prawidłowego czyszczenia może prowadzić do zatkania i skrócenia żywotności produktu.

- Odkręć pojemnik zbiorczy od obudowy urządzenia.
- Ostrożnie oddziel silikonową końcówkę od pojemnika zbiorczego.



- Zaleca się płukanie silikonowej końcówki i pojemnika zbiorczego gorącą wodą pomiędzy użyciami, aby zapobiec zaschnięciu śluzu i zatkaniu urządzenia.
- Czyszczenie (na koniec dnia / w razie potrzeby): Umyj pojemnik zbiorczy i końcówkę delikatnym, nieściernym mydłem i wodą.

- Dezynfekcja (po chorobie / w razie potrzeby): Po umyciu części przepłucz końcówkę i pojemnik zbiorczy gorącą wodą o temperaturze 70°C.
- Nie myj ani nie zanurzaj obudowy aspiratora. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj środków ściernych, rozcieńczalników ani benzenu do czyszczenia.
- Nie narażaj aspiratora do nosa na skrajne temperatury, wysoką wilgotność, bezpośrednie światło słoneczne ani wstrząsy.
- Przed ponownym złożeniem upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche.

UWAGA

- ⚠ Chronić aspirator do nosa przed wstrząsami mechanicznymi lub silnymi uderzeniami. Przechowywać urządzenie z dala od światła słonecznego, kurzu i wilgoci.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| EFEKTYWNE CIŚNIENIE SSANIA | 65 kPa (±10%) |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO | ≤ 55 dB |
| SILNIK | 3V/DC |
| BATERIA | 3,7 V, 1200 mAh wbudowany akumulator litowo-jonowy |
| WEJŚCIE ŁADOWANIA | 5V/2A |
| KOŃCÓWKA SSĄCA | miękki silikon |
| ŚRODOWISKO PRACY | temperatura: 5°C ~40°C (41°F ~104°F) |
| | wilgotność względna: 15%~90% (bez kondensacji) |
| | ciśnienie atmosferyczne: 700~1060 hPa |
| ŚRODOWISKO PRZECHOWYWANIA/ TRANSPORTU: | temperatura: -25°C ~+70°C (-13°F ~+158°F) |
| | wilgotność względna: 15%~90% (bez kondensacji) |
| | ciśnienie atmosferyczne: 700~1060 hPa |
| WAGA | 176 g ±5% (z baterią i plastikową nasadką) |
| WYMIARY | ok. 57,5 mm × 42 mm × 152,5 mm (dł. × szer. × wys.) |
| OKRES UŻYTKOWANIA PRODUKTU | 3 lata |

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| PROBLEM | PRZYCZYNA | ROZWIĄZANIE |
|--|--|---|
| Siła ssania jest słaba lub nie występuje wcale | Niski poziom baterii. | Naładuj urządzenie. |
| | Brakuje szarego pierścienia uszczelniającego (o-ring) znajdującego się na pojemniku zbiorczym. | Upewnij się, że szary pierścień uszczelniający jest umieszczony na pojemniku zbiorczym. |
| | Pojemnik zbiorczy nie jest prawidłowo dokręcony. | Upewnij się, że strzałka na pojemniku zbiorczym jest ustawiona zgodnie z ikoną blokady na urządzeniu. |
| Urządzenie się nie ładuje | Kabel ładowania nie jest prawidłowo podłączony. | Odłącz kabel i podłącz go ponownie. |
| | Użyto ładowarki o niewłaściwych parametrach. | Użyj zasilacza zatwierdzonego przez odpowiednie jednostki certyfikujące posiadające oznaczenie zgodności z normą IEC 60601-1. |
| | Temperatura baterii jest niższa niż 5°C lub wyższa niż 45°C. | Poczekaj, aż temperatura baterii wróci do zakresu 5°C ~45°C. |

TABELE EMC

NS25 jest przeznaczony do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Użytkownik lub nabywca urządzenia NS25 musi upewnić się, że jest ono używane w takim środowisku.

WYTYCZNE I DEKLARACJA PRODUCENTA – EMISJE ELEKTROMAGNETYCZNE

| ZJAWISKO | ŚRODOWISKO PROFESJONALNYCH PLACÓWEK OPIEKI ZDROWOTNEJ a) | ŚRODOWISKO OPIEKI DOMOWEJ a) |
|--|--|---|
| Przewodzone i promieniowane emisje częstotliwości radiowej | CISPR 11 Grupa 1 Klasa A (bez funkcji BLE) Grupa 2 Klasa A (z funkcją BLE) | CISPR 11 Grupa 1 Klasa B (bez funkcji BLE) Grupa 2 Klasa B (z funkcją BLE) |
| Zniekształcenia harmoniczne | Nie dotyczy (Uwaga: zasilanie z baterii lub wejścia DC) Wymaga testowania jedynie wejście AC | |
| Wahania napięcia i migotanie | Nie dotyczy (Uwaga: zasilanie z baterii lub wejścia DC) Wymaga testowania jedynie wejście AC | |
















a) Urządzenie nadaje się do użytku w środowiskach opieki domowej i profesjonalnej opieki zdrowotnej, ograniczonych do sal pacjentów i oddziałów leczenia układu oddechowego w szpitalach lub klinikach. Uwzględniono i zastosowano bardziej rygorystyczne limity dopuszczalne dla Grupy 1 Klasy B (CISPR 11). Urządzenie nadaje się do użytku w wymienionych środowiskach w przypadku bezpośredniego podłączenia do publicznej sieci energetycznej.








b) Badanie nie ma zastosowania w tym środowisku, chyba że używany sprzęt ME i system ME będą podłączone do PUBLICZNEJ SIECI ENERGETYCZNEJ, a wejście zasilania mieści się w zakresie podstawowej normy EMC.

**WYTYCZNE I DEKLARACJA PRODUCENTA -
ODPORNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA - PORT OBUDOWY**

| ZJAWISKO | PODSTAWOWA NORMA EMC LUB METODA TESTOWA | POZIOMY TESTÓW ODPORNOŚCI | |
|---|---|--|--|
| | | ŚRODOWISKO PROFESJONALNEJ PLACÓWKI OPIEKI ZDROWOTNEJ | ŚRODOWISKO OPIEKI DOMOWEJ |
| Wyładowania elektrostatyczne | IEC 61000-4-2 | ± 8 kV przy kontakcie ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV powietrzne | |
| Promieniowane pola EM częstotliwości radiowej | IEC 61000-4-3 | a) | 10 V/m b) 80 MHz - 2,7 GHz 80% AM przy 1 kHz |
| Pola bliskie pochodzące od bezprzewodowych urządzeń komunikacji radiowej | IEC 61000-4-3 | ZGODNE UWAGA: Dodatkowe informacje dotyczące odległości, jakie należy zachować między przenośnym i mobilnym sprzętem łączności radiowej (nadajnikami) a urządzeniem NS25, można uzyskać od dostawcy, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszej instrukcji. Zaleca się jednak zachowanie odpowiedniej odległości co najmniej 0,5 m od telefonów komórkowych lub innych nadajników łączności radiowej w celu zminimalizowania możliwych zakłóceń. | |
| Znamionowe pola magnetyczne częstotliwości zasilającej | IEC 61000-4-8 | 30 A/m c) 50 Hz lub 60 Hz | |
| <p>a) Urządzenie nadaje się do użytku w środowiskach opieki domowej i profesjonalnej opieki zdrowotnej, ograniczonych do sal pacjentów i oddziałów leczenia układu oddechowego w szpitalach lub klinikach. Uwzględniono i zastosowano bardziej rygorystyczne limity dopuszczalne w zakresie ODPORNOŚCI.</p> <p>b) Przed zastosowaniem modulacji.</p> <p>c) Poziom ten zakłada minimalną odległość co najmniej 15 cm pomiędzy SPRZĘTEM ME lub SYSTEMEM ME a źródłami pól magnetycznych częstotliwości zasilającej.</p> | | | |

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

| SYMBOL | OPIS |
|---|---|
|  | Oznakowanie CE wraz z numerem rejestracyjnym jednostki notyfikowanej. Oznacza to zgodność z rozporządzeniem (UE) 2017/745 |
|  | Wyrób medyczny |
|  | Producent |
|  | Upoważniony przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej |
|  | Data produkcji (RRRR-MM-DD lub RRRR-MM) |
|  | Kod partii (YYMMWWWW) |
|  | Numer seryjny (YYMMWWXXXX) |
|  | Chronić przed wilgocią |
|  | Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych |
|  | Ograniczenie temperatury |
|  | Dopuszczalna wilgotność |
|  | Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego |
|  | Ostrzeżenie |
|  | Należy zapoznać się z instrukcją obsługi |
|  | Informacja dotycząca utylizacji: W przypadku chęci pozbycia się przedmiotu należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe informacje można uzyskać od władz lokalnych. Dyrektywa WEEE 2012/19/UE. |

| SYMBOL | OPIS |
|---|---|
| RoSH | Produkt spełnia wymagania dyrektywy RoHS 2011/65/UE |
| REACH | Ten produkt, spełniający wymagania dyrektywy REACH 1907/2006 i jej zmian, nie zawiera substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w stężeniu przekraczającym limit 0,1%. Żadne substancje nie są obecne w częściach produktu powyżej stężenia 0,1% wagowo. |
|  | Klasyfikacja urządzenia: typ BF |
| IP 22 | Produkt spełnia podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz zasadnicze wymagania dotyczące działania, określone w warunkowym teście IP22 (ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 12,5 mm i większej oraz przed pionowo opadającymi kroplami wody przy nachyleniu obudowy do 15). |
|  | Zużyte, całkowicie rozładowane baterie należy wyrzucać do specjalnie wyznaczonych pojemników, punktów zbiórki lub u sprzedawców sprzętu elektronicznego. Użytkownik jest prawnie zobowiązany do utylizacji baterii. |
|  | Importer |
|  | Dystrybutor |
|  | Numer Modelu |
|  | Kraj producenta i data produkcji |
|  | (01) GTIN (identyfikator wyrobu) (10) LOT (numer partii) (11) MFG date (data produkcji) (21) SN (numer seryjny) |

Elektroniczna instrukcja użycia dostępna pod adresem <http://www.avita.com.tw>

GWARANCJA

| | |
|--|---|
| Urządzenie | Vitammy Picolino 7 NS25 |
| Gwarant | Novamed.pl S.A. ul. dr. Stefana Kopcińskiego 62D, 90-032 Łódź |
| Wsparcie techniczne | Infolinia – tel. +48 887 110 066 e-mail: sklep@novamed.pl |
| Gwarancja | Odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie objętym niniejszą gwarancją gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe w terminie do 14 dni. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki. |
| Typ gwarancji | Gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt zostanie dostarczony do Serwisu Technicznego, ul. Traktorowa 196, 91-218 Łódź, a następnie naprawiony lub wymieniony i dostarczony bezpłatnie Kupującemu. |
| Okres gwarancji | 24 miesiące na urządzenie. Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: baterie i akcesoria. |
| Bieg okresu gwarancji | Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej. |
| Obszar obowiązywania gwarancji | Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski. |
| Postępowanie w przypadku stwierdzenia usterki | Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu. |
| Warunki ważności gwarancji | W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia. |

| | | |
|--|---|----------------|
| Obszar obowiązywania gwarancji | Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski. | |
| Postępowanie w przypadku stwierdzenia usterki | Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu. | |
| Warunki ważności gwarancji | W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia. | |
| Ograniczenia i wyłączenia gwarancji | Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniem, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie. | |
| | Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek: <ul style="list-style-type: none"> • niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania • niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych • ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych • przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.) | |
| | Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu. | |
| | Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi. | |
| Pieczęć i podpis sprzedawcy | Data | Podpis klienta |

INFORMACJE KONTAKTOWE

AViTA Corporation

9F, No.78, Sec.1, Kwang-Fu Road, San-Chung District, New Taipei City,
Taiwan, 24158, China

Fabryka: No. 858, Jiao Tong Road, Wujiang Economic Development Zone,
Jiangsu Province,

Postcode: 215200 P.R.C.

MDSS GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hanower, Niemcy

NOVAMEDPL

NOVAMED.PL S.A.

DR. STEFANA KOPCIŃSKIEGO 62D, 90-032 ŁÓDŹ, POLAND

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

VITAMMY.PL