

Oclean

Product User Manual

Elektryczna szczoteczka do zębów Oclean Smart Sonic – Instrukcja obsługi

Dziękujemy za korzystanie z Elektrycznej Szczoteczki do zębów Oclean Smart Sonic.

Jest to elektryczna szczoteczka do zębów Smart Sonic. W celu szybkiego rozpoczęcia korzystania z produktu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Szczoteczki można używać z odpowiednią aplikacją. Aby uzyskać dodatkowe informacje o szczotkowaniu zębów tą szczoteczką, zobacz poniżej.

Należy zwrócić uwagę na osoby z następującymi przypadkami wrażliwości jamy ustnej

Osoby, które niedawno przeszły operację przyzębia lub są w trakcie leczenia.

Osoby z innymi problemami dotyczącymi jamy ustnej, takimi jak niestabilne protezy lub uporczywe obfite krwawienie z dziąseł.

Pozostałe osoby z wrażliwą lub delikatną jamą ustną.
Ten produkt nie jest zalecany dla powyższej grupy. Przed użyciem należy skonsultować się z dentystą.

Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób z niepełnosprawnościami lub chorobami psychicznymi oraz nieposiadających odpowiedniej wiedzy i doświadczenia (w tym dzieci w wieku od 0 do 12 lat). W takich przypadkach produkt powinien być używany pod nadzorem opiekuna.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ten produkt jest zalecany do użytku przez osoby w wieku powyżej 12 lat.
Ten produkt może być używany jedynie z wymiennymi końcówkami marki Oclean. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje używania niezatwierdzonych końcówek innych producentów.

Ten produkt nadaje się tylko do higieny osobistej i nie zaleca się go do celów medycznych lub używania przez wielu użytkowników.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie wystawiać szczoteczki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. Produkt należy przechowywać w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach o normalnej temperaturze.

Przed ładowaniem należy osuszyć obudowę miękką ściereczką. Podstawkę ładującą należy regularnie czyścić suchą ściereczką, aby zapobiec powstawaniu plam.

Główka szczoteczki
Wymieniając główkę szczoteczki, należy wyciągać lub wkładać ją pionowo, nie obracać w lewo ani w prawo.
Dentyści zalecają wymianę główki szczoteczki co dwa do trzech miesięcy.

Przycisk WŁ./WYŁ.
Gdy szczoteczka jest włączona, krótkie naciśnięcie przycisku podczas pracy wstrzymuje jej działanie; ponowne krótkie naciśnięcie w ciągu 15 sekund wznowia działanie; brak działania przez ponad 15 sekund powoduje wygaszenie wyświetlacza i hibernację szczoteczki"
"Pierwsze użycie: Stuknij przycisk WŁ./WYŁ., aby włączyć szczoteczkę do zębów i Bluetooth. Szczoteczka do zębów przełączy się w tryb czuwania. Połączenie Bluetooth będzie działać w trybie zawsze włączonym.

Program szczotkowania: Domyślnie, bez wprowadzania żadnych ustawień, szczoteczka do zębów będzie działać przez 2 minuty zgodnie ze „Standardowym programem codziennego szczotkowania” i co 30 sekund powiadomi użytkownika o konieczności zmiany obszaru szczotkowania za pomocą schematu wibracji. Po 2 minutach działania wyłączy się automatycznie.

Instalowanie aplikacji: Po zeskanowaniu kodu QR w celu pobrania aplikacji Oclean Care + wyszukaj szczoteczkę do zębów i połącz ją w aplikacji. Uwaga: Szczoteczki do zębów nie można połączyć z telefonem w sekcji Ustawienia systemowe – Ustawienia Bluetooth.

Instrukcja obsługi

Włączanie produktu po raz pierwszy
Aby po raz pierwszy użyć szczoteczki do zębów, naciśnij krótko przycisk ""On"", co spowoduje włączenie szczoteczki do zębów, a Bluetooth będzie w trybie zawsze włączonym. Można pobrać i zainstalować aplikację „Oclean Care +” , połącząc ze szczoteczką i skonfigurować ją w aplikacji.

Instalacja aplikacji i konfiguracja szczoteczki do zębów
Zeskanuj kod QR, aby zakończyć instalację aplikacji, co pozwoli Ci ustawić różne funkcje szczoteczki do zębów, takie jak: Włączanie/wyłączanie funkcji ""Powiadomienie o zmianie obszaru szczotkowania po 30 sekundach"", włączanie/wyłączanie funkcji ""Automatyczna redukcja częstotliwości szczotkowania zębów"" itp. Ponadto można również dostosować własny program szczotkowania zębów i przestać go bezpośrednio do szczoteczki.

Jak ładować

Ładowanie szczoteczki do zębów: Przed ładowaniem należy wysuszyć szczoteczkę i umieścić ją w podstawie do ładowania bezprzewodowego. Stan naładowania można określić za pomocą wskaźnika na bezprzewodowej bazie ładującej, a poziom naładowania baterii za pomocą procentowego wskaźnika na wyświetlaczu szczoteczki elektrycznej Oclean. Nie należy pozostawiać szczoteczki na podstawie do bezprzewodowego ładowania przez zbyt długi czas. Po całkowitym naładowaniu należy zdjąć szczoteczkę do zębów z podstawy do ładowania bezprzewodowego i naładować szczoteczkę, gdy ta powiadomi użytkownika o niskim poziomie baterii.

Ważne informacje dotyczące ładowania

Ten produkt jest wyposażony w mechanizm ładowania bezprzewodowego. Zaleca się umieszczanie go w ładowarce bezprzewodowej tylko wtedy, gdy musi być ładowany; gdy nie musi być ładowany, należy wyjąć szczoteczkę z ładowarki. Pozostawienie szczoteczki przez dłuższy czas na podstawie do bezprzewodowego ładowania, która jest podłączona do zasilania, może doprowadzić do przedwczesnego zużycia wbudowanej baterii, co wpłynie na wrażenia z używania produktu.

Uwaga

Montaż dolnej części uchwyty ściennego

Umieszczając szczoteczkę do zębów na uchwycie ściennym, upewnij się, że jest ona skierowana do góry.

Przeciagnij w górę lub w dół

Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby potwierdzić ustawienie

Zalecana metoda szczotkowania zębów

Przesuwaj szczoteczkę powoli, zachowując kąt 45° między włosiem a linią dziąseł. Podczas tego procesu nie ma konieczności przesuwania szczoteczki w górę i w dół.

Należy luźno trzymać rączkę szczoteczki i wolno wykonywać okrężne ruchy bez nadmiernego nacisku.

Po szczotkowaniu należy wypłukać usta czystą wodą.

• Specyfikacje produktu	
Nazwa produktu	Elektryczna szczoteczka soniczna Oclean Smart
Model	Y2088
Wersja	Pro Elite
Klasa IP	IPX7
Moc	1,5 W
Ładowanie	Bezprzewodowa baza ładująca Oclean
Wejście	5V≈ 0.3A
Czas działania*	35 dni
Pojemność Akumulatora	800 mAh
Czas ładowania	3.5h
Bluetooth	Bluetooth 5.0 i wyższe

* W trybie domyślnym jest on obliczany w trybie pracy 2 minuty/czas, 2 razy/dzień.

1. NIE wolno demontować, uderzać, ścisnąć urządzenia ani wrzucać go do ognia.
2. NIE należy używać szczoteczki, jeśli bateria jest napełniona lub spuchnięta.
3. NIE narażać baterii na środowisko o wysokiej temperaturze.
4. NIE używać baterii, jeśli została zawilgocona.
5. NIE umieszczać metalowych przedmiotów (oprócz szczoteczki) na podstawie do ładowania.
6. Przed wyrzuceniem urządzenia, należy wyjąć z niego baterię.
7. Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie.
8. Baterię należy utylizować w bezpieczny sposób.