

INSTRUKCJA ELEKTROSTYMULATOR MIĘŚNI I NERWÓW SYMBOL: 15833



1. Cechy:

Możesz wybrać dowolny przycisk Ramię / talia / przycisk stawu / stopa. Produkt jest zaprojektowany do łagodzenia bólu w mięśniach. Produkt może działać leczniczo szczególnie u pacjentów cierpiących na ból szyi, pleców, lędźwi i różnych stawów. Specjalnie opracowany program składa się z różnych fal, dając poczucie zwykłego masażu dłonią. Miękki i łagodny puls może poprawić krążenie krwi i pomagać w usuwaniu skutków zmęczenia.

Użyj masażera pulsacyjnego kw305 do:

- Sztywności ramion
- Porażenie nerwów
- Odzyskiwanie zmęczenia
- Poprawianie krążenia krwi
- Stopniowe uwalnianie bólu

2. Dane techniczne:

1. Napięcie: DC 3V
2. Znamionowy czas pracy: 30min.
3. Akcesoria: monitor lpc/2 szt. naklejek / zestaw przewodów /2 szt. butów magnetycznych/Kabel do ładowania/ Ładowarka

3. Przygotowanie i ustawienie elektrod.

1. Prawidłowo podłącz przewód elektrody do elektrod lub butów magnetycznych.
2. Włóż wtyczkę przewodu elektrody do gniazda elektrody urządzenia.
3. Zdejmij folię z elektrod.
4. Za pomocą wilgotnego ręcznika przetrzyj obszar skóry, na którym będziesz przyklejać płatki, aby usunąć kosmetyk lub zabrudzenia.
5. W przypadku zabrudzenia podkładek elektrod zmniejsza się zarówno ich przyczepność, jak i liczba możliwych zastosowań.
6. Nałóż elektrody na obszar ciała, który chcesz masować. Urządzenie nie może działać, dopóki nie zostaną zastosowane oba pady z co najmniej jednej zmiany.

4. Opis przycisków: Razem 13 przycisków

1. Przycisk "shoulder": do masażu na ramionach i plecach. Naciśnij przycisk prędkości "+" / "-", aby dostosować intensywność. Prędkość jest automatycznie zmniejszana lub zwiększana. Wykonanie pełnego zabiegu zajmuje 30 minut. Tryb transferu na 5 minut (PRESS->RUB->VIBRATE->THUMP)
 2. Przycisk "waist": przeznaczony do masażu talii. Stan masażu talii zostanie wyświetlony na ekranie, a tryb zmiany co 5 minut (PRESS-> RUB-> VIBRATE-> THUMP), naciśnij przycisk prędkości "+" / "-" dostosować intensywność.
 3. Przycisk „Joint”: przeznaczony do masażu stawów. zmiana trybu co 5 minut (PRESS->RUB->VIBRATE->THUMP), Naciśnij przycisk prędkości „+” / „-”, aby wyregulować intensywność
 4. Przycisk „Hand & Foot” odpowiedni do masażu rąk i stóp. Stan masażu dłoni i stóp można zmieniać co 5 minut. Łącznie 4 tryby (PRESS->RUB->VIBRATE->THUMP).
 5. Przycisk „Leg”: dostosuj do masażu nóg. Tryb masażu zmienia się co 5 minut Naciśnij prędkość "+" / "-" przycisk, aby dostosować intensywność. A prędkość jest automatycznie zmniejszana lub zwiększana.
 6. Przycisk "repeat": jest przydatny tylko w stanie powyżej 5 stanów, naciśnij ten przycisk, aby powtórzyć powyżej 5 różnych funkcji masażu.
 7. Czas masażu wyświetlany na ekranie
 8. Prędkość masażu wyświetlana na ekranie
 9. Prędkość i intensywność: oba zawierają przycisk wysoki (+) i niski (-). Naciśnij wysoki przycisk, aby zwiększyć stopień. Naciśnij przycisk Niski, aby zmniejszyć spadek.
 10. Przycisk „thump”: Naciśnij go, aby rozpocząć masaż " uderzenie"
 11. Przycisk „vibrate”; Naciśnij go, aby rozpocząć masaż " wibrować"
 12. Przycisk „Rub”: Naciśnij go, aby rozpocząć masaż "pocierać"
 13. Przycisk „Press”: naciśnij go, aby rozpocząć, aby nacisnąć masaż,
 14. ON / OFF: włącz przycisk, aby uruchomić urządzenie, wyłącz, aby przestać działać.
- Dostępnych jest 8 stopni intensywności elektronicznej,

5. Rozwiązywanie problemów: Sprawdzenie i naprawa problemu.

- Brak stymulacji.
 1. Czy elektrody i przewód są prawidłowo podłączone? Sprawdź połączenie, aby upewnić się, że jest prawidłowe.
 2. Czy elektrody są prawidłowo ustawione? Zobacz instrukcję, jak je prawidłowo ustawić.
 3. Czy baterie są wyczerpane? Jeśli tak, wymień je na nowe.
 4. Czy baterie są prawidłowo zainstalowane? Zobacz w instrukcji, jak je prawidłowo włożyć.
- Wyświetlacz świeci się, ale nie ma stymulacji
 1. Czy elektrody są prawidłowo ustawione? Zasilanie podłączonego kanału wyłącza się automatycznie po ok. 1 godz. 10 sekund, jeśli jedna z dwóch elektrod zostanie odklejona od skóry. Dlatego przyłóż je blisko skóry.
 2. Na jakiej pozycji znajduje się poziom intensywności? Naciśnij przycisk regulacji intensywności i zatrzymaj się w punkcie, w którym występuje umiarkowana stymulacja.
 3. Czy elektrody zachodzą na siebie? Przymocuj podkładki tak, aby w żaden sposób nie zachodziły na siebie.
- Słaba stymulacja
 1. Czy elektrody zachodzą na siebie? Przymocuj podkładki tak, aby w żaden sposób nie zachodziły na siebie.
 - 2, czy elektrody i przewód są prawidłowo podłączone? Sprawdź połączenia, aby upewnić się, że są prawidłowe.

3. Czy elektrody są prawidłowo ustawione? Zobacz w instrukcji, jak je prawidłowo ustawić.

- Ani wyświetlacz, ani lampki nie zapalają się, gdy urządzenie jest włączone

1. Czy baterie są wyczerpane? Gdy baterie się wyczerpią, urządzenie automatycznie się wyłącza. Wymień baterie na nowe.

2. Czy baterie są prawidłowo zainstalowane? Zapoznaj się z instrukcją jak je prawidłowo założyć.

- Skóra staje się czerwona.

1. Czy czas zabiegu jest zbyt długi? Ogranicz czas zabiegu do 10-15 minut

2. Czy podkładki wyschły? Zwilż powierzchnię podkładek i spróbuj ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu lub jeśli elektrody są dość zabrudzone, wymień je na nowe.

3. Czy elektrody są mocno przymocowane? Ustaw je tak, aby przylegały ściśle do skóry

6. OSTRZEŻENIE

Osoby, które cierpią na którąkolwiek z poniższych chorób lub wykazują jakiegokolwiek objawy, nie powinny używać masażera pulsacyjnego elektrody do leczenia o niskiej częstotliwości:

1. Choroby serca
2. Użytkownicy rozruszników serca
3. Wysoka gorączka
4. Ostre (bolesne) choroby
5. Nieprawidłowe ciśnienie krwi
6. Miesiączka, ciąża lub po porodzie
7. Na skaleczeniach i/lub chorobach skóry lub wokół nich
8. Nowotwory złośliwe
9. Gdy ciało jest mokre od kąpieli / prysznic
10. Choroby grzybicze
11. Osoby, które są pod stałą opieką lekarską, powinny skonsultować się ze swoim lekarzem przed skorzystaniem z produktu.

7. UWAGA

1. Wyjmij baterie, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas.
2. Nigdy nie nakładaj elektrod na skórę przy włączonym zasilaniu; w przeciwnym razie może dojść do nagłego porażenia prądem,
3. Upewnij się, że nie przenosisz elektrod do innej części ciała lub ciała innej osoby przed wyłączeniem zasilania,
4. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w jednostce głównej lub ciele, przerwij używanie natychmiast.
5. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniu o dużej wilgotności ani podczas kąpieli, prowadzenia samochodu lub spania.

Produkt posiada certyfikat CE

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielają Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

IMPORTER/EINFUHRER/DOVOZCE:

VERK GROUP SP. Z O.O. SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

www.internetowa-hurtownia.pl

www.verk.store

www.verk.pl