

VITAMMY®

flare 5

Lampa rozgrzewająca na podczerwień

Model: 3001



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór lampy na podczerwień VITAMMY FLARE 5 (3001).

Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, zasady dbania o zakupiony produkt oraz przewodnik, jak poprawnie korzystać z urządzenia.

- △ Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- △ Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Używaj urządzenia w miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu. Jeżeli w trakcie pracy urządzenia w pobliżu znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem i elementami jego opakowania, bo jest to niebezpieczne.

ZASTOSOWANIE

Ten promiennik podczerwieni przeznaczony jest wyłącznie do naświetlania ludzkiego ciała.

Dzięki naświetlaniu promieniami podczerwonymi – w zakresie „A” 780 – 1400 mm – ciała ludzkiemu przekazywana jest energia ciepła.

Naświetlana skóra staje się lepiej ukrwiona oraz przyspieszona zostaje przemiana materii w miejscu o wyższej temperaturze. Sposób oddziaływania promieni podczerwonych pobudza gojenie się części ciała; procesy gojenia mogą być celowo wspierane.

Wzrasta krążenie limfy, dzięki, czemu organizm łatwiej odtruwa się oraz polepsza się zaopatrzenie w tlen.

Podczerwień może być np. zastosowana jako terapia towarzysząca w leczeniu chorób uszu, nosa i gardła, jak również w pielęgnacji twarzy oraz kosmetyce, szczególnie w przypadku, występowania zmian skórnych.

Najpierw należy skonsultować się z lekarzem, czy stosowanie naświetlania ma sens w danym przypadku.

SPOSÓB UŻYCIA

- △ Prosimy przed użyciem urządzenia usunąć wszelkie materiały opakowania. Skontrolować przed użyciem, czy promiennik jest dokładnie przykręcony. Prosimy stale uważać na bezpieczny i stabilny stan urządzenia. Prawidłowa i bezpieczna odległość pomiędzy promiennikiem podczerwieni a naświetlaną częścią ciała: **przynajmniej 80 cm w przypadku mocy 150W.**

Przy naświetlaniu twarzy oczy należy mieć cały czas zamknięte! Zlecany czas zabiegu wynosi maksymalnie 12 minut.

Na początku zalecamy wybrać krótki czas naświetlania.

Skóra poszczególnych osób może być nadwrażliwa na promienie ciepła (np. silne zaczerwienienia, tworzenie się pęcherzy, swędzenie, mocne pocenie się) lub reagować alergicznie nawet w przypadku poprawnego stosowania urządzenia. Należy regularnie kontrolować nagrzewaną część ciała.

- △ W przypadku jakichkolwiek oznak nadwrażliwości lub reakcji alergicznej należy natychmiast zakończyć naświetlanie i skonsultować się z lekarzem.

Lampa posiada przestawny klosz, który umożliwia indywidualne i odpowiednie do potrzeb ustawienie promiennika.

CZYSZCZENIE/WYMIANA PROMIENNIKA

- △ Przed każdym czyszczeniem i wymianą promiennika urządzenie musi być wyłączone, odłączone od sieci i musi ostygnąć.
- △ Urządzenie może być czyszczone wilgotną ściereczką. Nie wolno stosować żadnych środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik. Prosimy uważać na to, by do wnętrza urządzenia nie dostała się woda.
- △ Ponownie prosimy używać urządzenia dopiero wtedy, gdy jest ono zupełnie suche.
- △ Prosimy pamiętać, że promiennik można wymienić tylko na promiennik oryginalnego typu.
- △ Żarówki nie są objęte gwarancją!

WAŻNE WSKAZÓWKI

Zachować do późniejszego wykorzystania.

Prosimy uważnie przeczytać wskazówki i udostępnić je innym użytkownikom.

- △ Obudowa lampy i promiennik podczerwieni rozgrzewają się bardzo podczas pracy. Niebezpieczeństwo oparzenia przy dotknięciu! Przed dotknięciem lampę należy pozostawić do wystygnięcia.
- △ Przed użyciem urządzenia usunąć wszelkie materiały opakowania.
- △ Urządzenie może być podłączone tylko do sieci o napięciu podanym na tabliczce znamionowej.
- △ W trakcie naświetlania twarzy oczy muszą być cały czas zamknięte, aby uniknąć w ten sposób obrażeń (nie patrzeć bezpośrednio w kierunku promieni podczerwonych).
- △ Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) upośledzone fizycznie, sensorycznie lub psychicznie, lub też osoby bez doświadczenia lub/i wiedzy, chyba że są nadzorowane przez

właściwego opiekuna lub otrzymały przeszkolenie, jak używać urządzenia.

- △ Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- △ Osoby nadwrażliwe na ciepło nie mogą stosować urządzenia.
- △ Wrażliwość na ciepło może być ograniczona lub zwiększona w następujących przypadkach:
 - u pacjentów diabetyków,
 - u osób ospałych, z demencją lub zaburzeniami koncentracji,
 - u osób ze zmianami skórными wywołanymi chorobą oraz u osób z bliznami w miejscu naświetlania,
 - u alergików,
 - u dzieci i osób starszych,
 - u osób przyjmujących leki lub spożywających alkohol.
- △ Przy ostrych procesach zapalnych napromieniowanie stosować wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.
- △ Zawsze należy ograniczać czas używania i kontrolować reakcję skóry.
- △ Leki, kosmetyki lub spożywana żywność mogą pod pewnymi warunkami być przyczyną nadwrażliwości lub reakcji alergicznych. W takim przypadku należy natychmiast przerwać naświetlanie.
- △ W przypadku długiego naświetlania należy zachować szczególną ostrożność! Nigdy nie wolno zasypiać w trakcie naświetlania!
- △ Zbyt długo trwający zabieg może prowadzić do poparzeń skóry.
- △ Nie dotykać promiennika na podczerwień i nie odkręcać go, gdy przewód jest włączony do sieci.
- △ Dzieci nie uświadamiają sobie niebezpieczeństw związanych z urządzeniami elektrycznymi. Prosimy zadbać o to, by dzieci nie mogły niezauważone użyć urządzenia.
- △ Urządzenie może pracować tylko pod kontrolą.
- △ Aparat nie może być pakowany, przykrywany, zamykany w momencie gdy jest on jeszcze ciepły.
- △ Należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z sieci i pozwolić, by urządzenie ochłodziło się, zanim je dotkniemy.
- △ Wymagany odstęp promiennika od przedmiotów palnych wynosi przynajmniej 1,0 m. Nie wieszać urządzenia na ścianie ani pod sufitem.
- △ Podłączony do sieci aparat nie może być dotykany wilgotnymi rękoma; nie wolno przyskakać na niego wodą. Aparat być używany tylko, kiedy jest zupełnie suchy.
- △ Prosimy chronić aparat przed mocniejszymi uderzeniami.
- △ Nie należy wyciągać wtyczki z kontaktu, ciągnąc za przewód.
- △ W przypadku uszkodzeń przewodu sieciowego i obudowy prosimy zwracać się do serwisu lub do sprzedawcy, ponieważ naprawa wymaga specjalistycznych narzędzi.
- △ Żarówka nie jest objęta gwarancją.
- △ Rozłączenie od sieci elektrycznej następuje wyłącznie po wyciągnięciu wtyczki z gniazdka.
- △ Używaj urządzenie wyłącznie w zamkniętym pomieszczeniu i zgodnie z jego przeznaczeniem, podanym w instrukcji obsługi.
- △ W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta, zawartych w instrukcji obsługi, lub dokonywania napraw we własnym zakresie ewentualne naprawy nie będą uznawane jako gwarancyjne.
- △ Produkt nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- △ Preferuj odzysk materiałów opakowaniowych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych: oddaj je do punktu odbioru materiałów do odzysku.
- △ Pudełko urządzenia można oddać do punktu odbioru odpadów segregowanych.
- △ Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy również oddać do punktu odbioru materiałów do odzysku.

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

 Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW

Znaki i symbole, które mogą pojawiać się w instrukcji i na urządzeniu są istotne, by zapewnić bezpieczne korzystanie z zakupionego sprzętu. Ich znaczenie objaśnia tabela:

	Przeczytaj instrukcję		Producent
	Urządzenie zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących Dyrektywach CE: 2006/95/EC Dyrektywa niskonapięciowa 2004/108/EC Dyrektywa EMC		Urządzenie zgodne z wymogami Unijnej dyrektywy RoHS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL 3001

Zasilanie: 230 V ~ 50 Hz

Pobór mocy: 150 W

GWARANCJA

URZĄDZENIE	VITAMMY FLARE 5 (3001)
GWARANT	Novamed.pl Sp. z o.o. S.K.A. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź
WSPARCIE TECHNICZNE	Infolinia – tel. 887 11 00 66 e-mail: pomoc@novamed.pl
GWARANCJA	Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 14 dni.
TYP GWARANCJI	Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z powrotem do Nabywcy.
OKRES GWARANCJI	24 miesięcy na urządzenie. Żarówka nie jest objęta gwarancją.
BIEG OKRESU GWARANCJI	Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
OBSZAR BOWIĄZYWANIA GWARANCJI	Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTERKI	Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.
WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI	W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.

**OGRANICZENIA
I WYŁĄCZENIA
GWARANCJI**

Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.

Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek:

niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania

niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych

ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych

przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)

Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.

Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.

**PIECZĘĆ I PODPIS
SPRZEDAWCY**

Data

Podpis klienta

INFORMACJE KONTAKTOWE

PRODUCENT:

 Momert Zrt.

2400 Dunaújváros – HUNGARY

Papírgyári út 12-14.

DYSTRYBUTOR:

NOVAMEDPL**Novamed.pl Sp. z o.o. S.K.A.**

ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poland

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

MADE IN HUNGARY / WYPRODUKOWANO NA WĘGRZECH

Produkt posiada certyfikat CE

