



ALPHA

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o dokładne
zapoznanie się z instrukcją.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



Alpha AMG-01



Wymienne
końcówki

Pojemny
akumulator

Wskaźnik
naładowania
baterii

Poreczna
walizka

30 biegów

Dotykowy
wyswietlacz

Ładowarka
w zestawie



KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA



1. Po naładowaniu urządzenia umieścić w nim odpowiednią końcówkę.
2. Przy wkładaniu końcówki staraj się ją wkręcać. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że została umieszczona prawidłowo. Przy wyciąganiu staraj się końcówkę wykręcać, aby nie uszkodzić pistoletu. Nigdy nie wkładaj końcówki do uruchomionego pistoletu.
3. Przełącz włącznik baterii na pozycję ON.
4. Następnie włącz pistolet środkowym przyciskiem znajdującym się na ekranie.
Pistolet domyślnie uruchomi się na 1. biegu.
5. Aby dostosować prędkość, wciśnij przycisk (+/-) na ekranie.
6. Aby wyłączyć pistolet, dotknij środkowego przycisku na ekranie.

SAFETY SYSTEM



Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia uszkodzeń oraz zapewnić odpowiednią żywotność urządzenia zastosowano rozwiązanie Safety System.

Po 15 minutach ciągłej pracy pistolet samoistnie wyłączy się. Ma to na celu ochronę baterii. Funkcja pomaga również monitorować czas pracy urządzenia. Szczególnie przydatna w sytuacji, gdy urządzenie zostanie uruchomione przez przypadek.

Gdy pistolet zostanie zbyt mocno dociśnięty do ciała i przez 3 sekundy będzie zablokowany, silnik wyłączy się, dzięki czemu uniknie on trwałego uszkodzenia.

RODZAJE KOŃCÓWEK



	Okrągła (piłka) - Przeznaczona do masażu większych partii mięśni oraz do masażu o średniej intensywności. Odpowiednia do pracy na średniotwardych powierzchniach mięśniowych. Może być stosowana do masażu ramion, karku, ud, brzucha, bicepsów, tricepsów oraz łydek. Sprawdza się również podczas masażu rozluźniającego i rozgrzewającego. Nie należy stosować z olejkami ani innymi środkami do masażu.
	Łopatkowa (łopatka) - Przeznaczona do masażu szerokich partii mięśni, takich jak klatka piersiowa, plecy czy okolice kręgosłupa. Dzięki swojej konstrukcji łatwo przesuwana się po powierzchni ciała, umożliwiając komfortowy masaż większych obszarów. Dopuszczalne jest stosowanie olejków lub środków do masażu.
	U-kształtna - Przeznaczona do masażu okolic ścięgna Achillesa (z pominięciem samego ścięgna), a także mięśni wzdłuż kręgosłupa, łydek oraz karku. Kształt końcówki umożliwia precyzyjne rozmasowanie mięśni po obu stronach kręgosłupa. Dopuszczalne jest stosowanie olejków lub środków do masażu.
	Płaska - Przeznaczona do masażu głębokich warstw mięśni oraz tkanek o zwartej strukturze, takich jak klatka piersiowa czy mięśnie czworogłowe uda. Doskonale sprawdza się podczas masażu powięzi oraz masażu rozcierającego. Pomaga rozluźnić napięte mięśnie i poprawia mikrokreżenie. Dopuszczalne jest stosowanie olejków lub środków do masażu.

RODZAJE KOŃCÓWEK



	Łuk - Kończówka z wypustkami przeznaczona głównie do masażu dużych partii mięśniowych. Szczególnie dobrze sprawdza się przy głębokim masażu ud, łydek, mięśni brzucha oraz pleców. Przy regularnym stosowaniu może wspomagać redukcję opuchlizny powstającej np. w wyniku długotrwałej pracy w pozycji stojącej. Dopuszczalne jest stosowanie olejków lub środków do masażu.
	Pocisk - Jedna z najbardziej precyzyjnych końcówek, przeznaczona do intensywnego, punktowego masażu. Skutecznie pomaga w redukcji promieniującego bólu mięśniowego. Doskonale sprawdza się podczas masażu powięzi oraz w terapii punktów spustowych. Dopuszczalne jest stosowanie olejków lub środków do masażu.
	Pneumatyczna (powietrzna) - Przeznaczona do bardzo delikatnego masażu najbardziej napiętych partii mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym oraz do masażu relaksacyjnego. Sprawdza się również przy masażu miejsc wrażliwych, np. w okolicach kości. Może stanowić alternatywę dla końcówki okrągłej dla osób bardziej wrażliwych na intensywność masażu. Dopuszczalne jest stosowanie olejków lub środków do masażu.
	Żelowa - Elastyczna nakładka wykonana z miękkiego, trwałego i bezpiecznego dla skóry materiału. Zwiększa komfort masażu oraz jego skuteczność, pomagając w redukcji bólu mięśni i stanów napięcia. Wspiera poprawę krążenia krwi oraz relaksację całego ciała. Kończówkę można dodatkowo schłodzić w lodówce – chłodny masaż pobudza receptory skóry, zwiększa efektywność masażu i dodatkowo wspomaga krążenie krwi.



	Poczwórna - Dzięki dużej liczbie punktów styku z ciałem końcówka doskonale sprawdza się podczas masażu relaksacyjnego. Może być również stosowana do masażu rozgrzewającego, pomagając rozluźnić napięte mięśnie i przygotować je do wysiłku fizycznego. Dopuszczalne jest stosowanie olejków lub środków do masażu.
	Korona - Kończówka o płaskim, ząbkowanym zakończeniu, przeznaczona do masażu powięziowego. Pomaga redukować napięcie mięśniowe oraz uczucie bólu. Jej charakterystyczny kształt umożliwia szerokie zastosowanie – można prowadzić masaż zarówno pod kątem prostym do powierzchni ciała, jak i przesuwając końcówkę po skórze w różnych kierunkach. W zależności od techniki masażu może stanowić alternatywę dla wielu innych końcówek. Dopuszczalne jest stosowanie olejków lub środków do masażu.



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą, aby upewnić się, że nie występują przeciwwskazania do stosowania urządzenia oraz czy Twoje dolegliwości mogą być łagodzone poprzez masaż.

- Efekty działania urządzenia mogą różnić się w zależności od indywidualnych predyspozycji użytkownika. Produkt nie jest wyrobem medycznym i przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.
- W przypadku korzystania z urządzenia przez osoby z niepełnosprawnością ruchową użytkowanie powinno odbywać się pod nadzorem opiekuna.
- Nie wkładaj palców, włosów ani innych przedmiotów do otworu teleskopowego ani do otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do zestawu lub zalecanych przez producenta.
- Nie używaj urządzenia w przypadku występowania problemów skórnych, takich jak: egzema, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, otwarte rany, ropnie, zakażenia skóry lub inne stany zapalne.
- Nie używaj urządzenia, jeśli:
 - masz gorączkę,
 - jesteś w ciąży lub podejrzewasz ciążę,
 - karmisz piersią,
 - cierpisz na infekcje wirusowe, bakteryjne lub grzybicze,
 - chorujesz na gruźlicę, padaczkę, nowotwory, osteoporozę,
 - masz zakrzepowe zapalenie żył lub niewydolność krążeniowo-oddechową,
 - masz zaburzenia czucia lub dysfunkcje stawów,
 - doznałeś złamania, zwichnięcia lub uszkodzenia kręgosłupa,
 - masz słabe lub odwapnione kości,
 - posiadasz implanty, sztuczne stawy lub inne urządzenia medyczne.
- Jeśli w miejscu kontaktu urządzenia ze skórą pojawi się wysypka, egzema, reakcja alergiczna lub inne niepożądane objawy, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i skontaktować się z lekarzem.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała oraz uszkodzenia urządzenia, należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa:

- Nie korzystaj z urządzenia podczas ładowania.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, silnego pola elektromagnetycznego oraz wilgotnych miejsc.
- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia ani zasilacza z wodą lub innymi cieczami.
- Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli wpadło do wody.
- Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona.
- Do urządzenia należy stosować wyłącznie głowice z oryginalnego zestawu.
- Do ładowania używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki dołączonej do zestawu.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji urządzenia. Demontaż urządzenia jest zabroniony.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny urządzenia.
- Urządzenie należy użytkować w temperaturze otoczenia od 0°C do maksymalnie 40°C.



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Gospodarstwo domowe spełnia bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Zużyte urządzenia muszą być oddane w miejsca specjalnie do tego wyznaczone, bądź oddawane przy zakupie nowego urządzenia 1 za 1 zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny.



Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektyw unijnych - została wystawiona dla niego deklaracja zgodności z normami europejskimi.

Importer / wyprodukowano dla:

Alpha Trading Group D. Szewczyk M. Cender sp. k.
Kościuszki 100, 26-500 Szydłowiec, Poland
info@alphastore.pl
Made in P.R.C.

