

Instrukcja użytkownika Termometr MOMCOZY TH001

1. Przygotowanie termometru

1. Załóż osłonę na sondę:

- Na początku użytkowania, przed pomiarem temperatury, na sondzie termometru należy umieścić ochronną osłonę (tak jak pokazano na zdjęciu).
- Po zakończeniu pomiaru temperatury usunąć osłonę, aby zmierzyć temperaturę ciała w uchu.

2. Wymiana baterii:

- Aby wymienić baterie, zdejmij pokrywę baterii znajdującą się na dole urządzenia (pokazano na zdjęciu).
- Zainstaluj dwie baterie alkaliczne AAA, upewniając się, że są prawidłowo umieszczone.



2. Funkcje przycisków

- **Wyświetlacz LCD:** Wyświetla wyniki pomiarów temperatury.
- **Sonda:** Używana do pomiaru temperatury w uchu oraz na czole.
- **Przycisk wyciszenia / °C/°F:**
 - Przycisk **Mute:** Pozwala na wyciszenie dźwięków urządzenia, co jest przydatne w cichym otoczeniu.
 - Przycisk **°C/°F:** Umożliwia wybór jednostki temperatury, pomiędzy stopniami Celsjusza a Fahrenheita.
- **Przycisk pomiaru:** Używany do rozpoczęcia pomiaru temperatury.
 - **Przyciski „head & ear”:** Przycisk przełącza tryb pomiaru z czoła na ucho.
- **Przycisk pamięci / Tryb dla dzieci:**
 - **0-3 lata:** Wybierz ten tryb, aby mierzyć temperaturę niemowlęcia w wieku 0-3 lat.
 - **Powyżej 3 lat:** Użyj tego trybu do pomiaru temperatury u starszych dzieci i dorosłych.

3. Jak wykonać pomiar temperatury?

1. Pomiar temperatury czoła (bezdotykowo):

- Włącz termometr i ustaw go na tryb czołowy.
- Ustaw sondę w odległości około 1-3 cm od czoła. Upewnij się, że termometr jest w pozycji prostej w stosunku do czoła.
- Naciśnij przycisk „Measure” i poczekaj chwilę, aż wynik pojawi się na wyświetlaczu LCD.

2. Pomiar temperatury w uchu (dotykowy):

- Zdejmij osłonę z sondy.
- Umieść sondę ostrożnie w uchu i naciśnij przycisk „Measure”.
- Wynik pojawi się na wyświetlaczu LCD.

3. Pomiar temperatury obiektów lub pomieszczenia:

- Zmień tryb pomiaru na tryb obiektów lub pomieszczenia, aby zmierzyć temperaturę przedmiotów lub otoczenia.

4. Wyświetlanie wyników

- **Wynik na wyświetlaczu LCD:** Po zakończeniu pomiaru wynik będzie widoczny na wyświetlaczu w formie cyfrowej (np. 36.8°C).
- **Kolor wyświetlacza:**
 - **Zielony:** Normalna temperatura.
 - **Pomarańczowy:** Umiarkowana gorączka.
 - **Czerwony:** Wysoka gorączka.

5. Tryb cichy

- Termometr jest wyposażony w tryb cichy, który umożliwia pomiar w nocy, nie zakłócając snu dziecka.

6. Wymiana baterii

- Jeśli wyświetlacz LCD zacznie słabiej świecić lub pojawi się komunikat o wyczerpanej baterii, należy wymienić baterie.

7. Przenośność i przechowywanie

- Termometr jest lekki i poręczny, co ułatwia przenoszenie.
- Produkt zawiera torbę do przechowywania, która ułatwia transport i zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniami.