

60.00 mm

90.00 mm

SONIC TOOTHBRUSH

SHONA Kids

KIDO VISION

SH074773

Instrukcja Obsługi

1. Wprowadzenie do produktu

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, aby móc prawidłowo z niego korzystać. Ten produkt to szczoteczka soniczna do zębów z kamerą. Urządzenie można podłączyć do telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń, a stan higieny zębów można zobaczyć za pomocą aplikacji. Można także robić zdjęcia lub filmy, które zapewnią jasne wskazówki graficzne i podstawę leczenia.

Wymienna końcówka szczoteczki

Wyłączanie/Włączanie/Przełączanie tybu

Tryb delikatny

Tryb czyszczenia

Tryb dentystyczny

Wskaźnik baterii

Połączenie kamery ze szczoteczką

Kamera

2. Środki ostrożności

Aby uniknąć ryzyka awarii, porażenia prądem, obrażeń, pożaru, uszkodzenia sprzętu i mienia, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

(1) Ten produkt ma wbudowaną baterię. Nie należy wkładać produktu do ognia ani wystawiać go na działanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie baterii.

(2) Nie używać tego produktu podczas ładowania.

(3) Nie używać tego produktu, gdy wtyczka USB z kamerą nie jest podłączona. Tylko po prawidłowym podłączeniu wtyczki produkt spełnia wymogi wodoodporności.

(4) Nie należy umieszczać kamery w wilgotnym środowisku lub w cieczy, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych zanurzeniem w wodzie. Wtyczka kamery powinna być sucha.

(5) Nie należy samodzielnie modyfikować ani naprawiać tego produktu.

(6) Korzystając z aplikacji do robienia zdjęć jako podstawy do diagnozy i leczenia, należy wybrać odpowiednią placówkę dentystyczną.

(7) Nie upuszczać ani nie uderzać produktu.

(8) Nie ładować tego produktu bez nadzoru przez długi czas, maksymalny czas ładowania nie powinien przekraczać 12 godzin.

Znajdź i zainstaluj dedykowaną aplikację mobilną, aby przeglądać widok z kamery.

sl ylz

open

Zeskanuj QRcode na telefonie i zainstaluj aplikację!

IOS

Po zeskanowaniu kodu, otwórz IOS App Store, aby pobrać i zainstalować aplikację lub wyszukać SL ylz aby pobrać i zainstalować w App Store bezpośrednio

Android

Po zeskanowaniu kodu, otwórz Google Play, aby pobrać i zainstalować aplikację lub wyszukać SL ylz.

UWAGA: Jeśli podczas procesu instalacji pojawi się przypomnienie o bezpieczeństwie, wybierz kontynuowanie instalacji.

2. Instrukcja instalowania aplikacji

1

Podłącz kamerę

2

Wybierz „Wireless Lan”

3

Znajdź DentalCam-xxxx i połącz się

4

Stuknij ikonę, aby otworzyć aplikację

5

Kliknij w „Połączono”

6

Przejdź do ekranu kamery

Instrukcje ładowania

1. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wyłączenie, a następnie naładuj urządzenie.

2. Podczas ładowania miga czerwona dioda.

3. Po pełnym naładowaniu świeci się zielone światło.

Rozwiązywanie problemów

1. Obraz wyświetla się w obniżonej jakości.

A. Siła sygnału jest za słaba. Nie oddalać się od telefonu podczas korzystania z produktu.

B. Niewystarczające zasilanie również doprowadzi do nieprawidłowego działania.

2. Brak połączenia lub słabe połączenie z Wi-Fi.

A. Im słabsza bateria tym słabszy sygnał.

B. Jakość sygnału Wi-Fi zależy od odległości.

C. Spróbuj użyć produktu w strefie z mniejszą ilością sygnałów Wi-Fi.

3. Obraz nie jest wyświetlany

A. Sprawdź, czy telefon jest podłączony do prawidłowej nazwy WIFI produktu.

B. Po potwierdzeniu połączenia, jeśli nie ma obrazu, zamknij aplikację i wyłącz urządzenie i powtórz wszystkie czynności.

Szczotkowanie zębów.

Krok 1

Zwilż włosie szczoteczki.

Krok drugi

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby uruchomić szczoteczkę.

Użyj przycisku włączania/wyłączania, aby zmienić tryb.

Podczas szczotkowania należy stosować niewielki nacisk, aby zmaksymalizować efekt działania szczoteczki.

Należy powoli przesuwac szczoteczkę pod kątem 45° między włosiem a dziąsłami. Podczas szczotkowania należy nacisnąć przycisk, aby swobodnie przełączać tryb szczotkowania.

Zalecany czas szczotkowania wynosi 2 minuty.

Przycisk włączania/wyłączania

Główka szczoteczki

Po umyciu zębów wyczyść główkę szczoteczki wodą. Pamiętaj aby zakryć port USB umieszczony na spodzie korpusu.

Instrukcje konserwacji

1. Umyć główkę szczoteczki i włosie po każdym użyciu.

2. Po każdym użyciu przetrzeć suchą szmatką i wysuszyć na powietrzu.

3. Nie używać wody o temperaturze wyższej niż 40C ani żrących substancji do czyszczenia uchwytu szczoteczki.

Kabla ładowania, przewodu zasilającego i adaptera, którego nie można zanurzać w wodzie.

4. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia ładującego należy adapter wyjąć z gniazda, w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem.

5. Zaleca się wymianę główki szczoteczki co trzy miesiące lub wymieniac, gdy włosie jest wygięte/zdeformowane.

Ochrona środowiska

(1) Podczas utylizacji produktów nie należy umieszczać ich razem ze zwykłymi śmieciami domowymi.

(2) Wbudowane akumulatory zawierają substancje, które mogą zanieczyszczać środowisko. Produkt należy wyrzucić w miejsce przeznaczone dla utylizacji takich urządzeń

Model: Kido Vision

Moc wejściowa: DC5V 1A

Napięcie: 3.0-4.2V

Pojemność baterii: 800mAh

Moc: 1.5W

Wodoodporność: IPX7t

SONIC TOOTHBRUSH

SHONA Kids

KIDO VISION

WWW.SHONA.PL

DYSTRYBUTOR/
IMPORTER/
PRODUCENT:
KAMAKS SP.Z O.O.
UL.POKRZYWNÓ 4A
61-315 POZNAN
POLSKA

MADE IN PRC
SH074773
FDA CE IPX7