

Instrukcja użytkowania**Ostrzeżenie**

Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji i zachowanie ich na przyszłość.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować danych osobowych bez nadzoru.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- To urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie stosować na miejsca, które przeszły operację plastyczną.
- Jeśli cierpisz na choroby skóry, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z dermatologiem.
- To urządzenie może być zasilane wyłącznie bezpiecznym, bardzo niskim napięciem, które odpowiada oznaczeniu na urządzeniu.
- Nie używaj urządzenia na skaleczeniach lub uszkodzonej skórze.
- Nie używaj tego urządzenia na luźnych częściach ciała lub obszarach wykazujących oznaki: żylaków, chorób skóry (np. egzemy, łuszczycy, zapalenia skóry), skaleczeń i otarć, podrażnień, brodawek, pieprzyków, śladów skórnych, wysypki skórnej, nadwrażliwości lub oparzeń słonecznych, zapalenia żył, świeżych blizn, innych chorób skóry. Jeśli cierpisz na którykolwiek z powyższych schorzeń, zalecamy skonsultowanie się z lekarzem przed użyciem urządzenia.
- Nie stosować bezpośrednio w okolicach oczu.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Ze względów higienicznych zalecamy korzystanie z niego tylko przez jedną osobę.

Opis urządzenia

- 1 Pistolet do masażu
- 2 USB do ładowania
- 3 Lampka ładowania baterii
- 4 Włączanie/wyłączanie zasilania i intensywność
- 5 Lampka ostrzegawcza gorącego powietrza (czerwona)
- 6 Lampka ostrzegawcza zimnego powietrza (niebieska)
- 7 Temperatura
- 8 Gniazdo ładowania USB
- 9 Futerał ochronny

Główica masująca

- 10 Ciepło i zimno:

Funkcja Hot & Cold może być używana niezależnie, a także może być używana łącznie z masażem. Płaska główka jest idealna do stosowania w celu zwiększenia intensywności i głębokości w bardziej wrażliwych obszarach. Idealny do masażu całego ciała.

(i) Widelce:

Idealny wybór do rozluźnienia sztywnych mięśni karku, pleców i ramion. Świetnie nadaje się również do stosowania na ścięgna Achillesa.

(i) Wskazanie palcem:

Do pracy nad sztywnymi mięśniami i określonymi obszarami napięcia. Może również być używany do masażu akupunktury i punktów spustowych.

- 13 Wielka piłka:

Do ogólnego stosowania na całe ciało na duże grupy mięśniowe, takie jak pośladki, mięsień czworogłowy i ścięgna podkolanowe. Idealny dla początkujących.

Montaż głowic masujących:

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Wybierz głowicę masującą i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zablokować.
- Aby zdjąć głowicę, obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ładowania:

- Podłącz do portu USB za pomocą USB do ładowania. (W zestawie)
- Podczas ładowania akumulatora kontrolka ładowania będzie świecić na niebiesko. Po pełnym naładowaniu wszystkie cztery kontrolki pozostaną niebieskie.
- Czas ładowania baterii: 5 godzin
- Czas pracy po pełnym naładowaniu: 1-3 godziny.
 - Używaj gorącego/zimnego 2-2,5 godziny
 - Wysoka prędkość 2,5-3 godziny

Używać

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.
- Aby uruchomić masażer, ponownie naciśnij przycisk włączania/wyłączania. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby zwiększyć intensywność. Dostępne są 4 poziomy intensywności.
- Ciepło i zimno z masażem: Aby aktywować zimny, naciśnij raz przycisk temperatury, aby aktywować ciepły i trzy razy, aby powrócić tylko do masażu. Kontrolki pokażą, które ustawienie zostało wybrane.

Uwaga: Funkcja Hot & Cold może być używana tylko z głowicą masującą Hot i Cold i może być używana osobno lub jednocześnie.

Tylko ciepło i zimno: Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania. Naciśnij raz przycisk temperatury, aby aktywować zimno, naciśnij dwukrotnie, aby włączyć gorące. Aby wznowić masaż, naciśnij jeszcze raz, a następnie naciśnij przycisk włączania/wyłączania.

Uwaga: Masażer będzie działał przez 10 minut, a następnie wyłączy się automatycznie.

Nie wywieraj nadmiernej siły ani nacisku – po prostu przesunij głowicę urządzenia po obszarach ciała i poruszaj się powoli okrężnymi ruchami. Jeśli poczujesz sztywne miejsce lub obszar napięcia mięśniowego, zatrzymaj głowicę masującą w tym miejscu na kilka chwil.

Uwaga: Aby zminimalizować bolesność, lepiej jest powoli zwiększać intensywność do wyższych poziomów, w miarę jak mięśnie stopniowo się rozgrzewają.

WAŻNE: Nie stosować bezpośrednio na kości lub stawy.

Po użyciu:

- Po użyciu skóra może wydawać się zaczerwieniona i lekko podrażniona. To powinno szybko zniknąć.
- Twoje mięśnie również mogą trochę boleć. Jest to normalne i przy regularnym stosowaniu problemy ustąpią.
- **Wskazówka:** Upewnij się, że jesteś nawodniony, aby pomóc wypłukać wszelkie toksyny i skrócić czas regeneracji mięśni.

Czyszczenie i konserwacja:

- Wyłączyć i wyczyścić urządzenie miękką, damp płótno.
- Nie zanurzać urządzenia/urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Przed przechowywaniem należy dokładnie wysuszyć urządzenie.

Dyspozycji



Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2002/96/WE) została wprowadzona w celu recyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technologii recyklingu w celu zmniejszenia wpływu na środowisko, oszczędzania energii i zasobów oraz zapobiegania rozlewaniu się materiałów niebezpiecznych na wysypiska.

Ten produkt jest klasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny, dlatego po zakończeniu jego eksploatacji należy upewnić się, że jest on prawidłowo utylizowany, zgodnie z wymaganiami władz lokalnych. Produktu NIE wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Poddawaj recyklingowi w sposób odpowiedzialny:

1. Zapoznaj się z lokalnymi wytycznymi miejskimi
2. Oddziel elementy i utylizuj je w odpowiedni sposób

Specyfikacja

Modelu: BT-MAHC

Wejście: 5V 1200mA 6.0W

Bateria: Li-Ion 7,4 V 2600 mAh



Przeczytaj te instrukcje i zachowaj na przyszłość.



To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użycia w pomieszczeniach używać.



Oznacza to, że urządzenie odpowiada prądowi prawodawstwa dotyczącego produktów leczniczych



SKONTAKTUJ SIĘ Z CENTRUM SERWISOWYM:

Wyłączny importer i dystrybutor na Czechy i Słowację:

BORGY CZ, a. s.

Reklamacje / Serwis

Kampus RTK, Zápy 4, 250 01, Republika Czeska

E-mail: reklamace@borgy.cz,

www.borgy.cz