

RENPHO



White



Black

Poduszka Masująca



Model: RF-BM076

Dziękujemy za zakup poduszki masującej RENPHO Dziękujemy za wybór poduszki masującej RENPHO. Urządzenie zapewnia intensywny masaż perkusyjny, pomagając rozluźnić mięśnie i poprawić komfort ciała. Aby korzystanie z produktu było bezpieczne i skuteczne, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i stosować się do zawartych w niej zaleceń. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała, a także uszkodzenia urządzenia lub mienia.

WAŻNE INSTRUKCJE

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z całą instrukcją.

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia, chyba że korzystają one z urządzenia pod nadzorem lub po przeszkoleniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem i nie powinny bawić się urządzeniem.
3. Ostrzeżenie: Aby ograniczyć ryzyko poparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:
 - a) Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania bez nadzoru.
 - b) Zawsze odłączaj je od prądu po zakończeniu użytkowania oraz przed zakładaniem lub zdejmowaniem jakichkolwiek elementów.
 - c) Nie używaj urządzenia pod kocem, poduszką ani innymi materiałami, które mogą blokować wentylację i powodować przegrzanie.
 - d) Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania w pobliżu dzieci, osób starszych lub z niepełnosprawnościami.
 - e) Korzystaj z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie stosuj akcesoriów niezalecanych przez producenta.

- f) Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone lub miało kontakt z wodą.
- g) Nie przenoś urządzenia, trzymając za przewód zasilający, ani nie używaj przewodu jako uchwytu.
- h) Przewód zasilający trzymaj z dala od gorących powierzchni.
- i) Nie blokuj otworów wentylacyjnych i dbaj, aby były wolne od kurzu, włosów i innych zanieczyszczeń.
- j) Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- k) Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- l) Nie używaj w miejscach, w których stosowane są aerozole lub podawany jest tlen.
- ł) Aby odłączyć urządzenie, najpierw wyłącz je przyciskiem, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.

4. Używaj wyłącznie zasilacza dołączonego do zestawu.

5. Urządzenie wyposażone jest w funkcję grzania – osoby o obniżonej wrażliwości na ciepło powinny zachować szczególną ostrożność.

6. **Ostrzeżenie:** Niewłaściwe korzystanie z funkcji grzania może prowadzić do poparzeń. Nie stosuj urządzenia na obszarach o zmniejszonej wrażliwości skóry ani przy zaburzeniach krążenia. Nie pozostawiaj dzieci ani osób niesamodzielnych bez nadzoru podczas korzystania z funkcji grzania.

OSTRZEŻENIA ZDROWOTNE

1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i nie stanowi wyrobu medycznego. Nie służy do leczenia ani łagodzenia chorób.
2. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli:
 - a. jesteś w ciąży lub w okresie połogu,
 - b. urządzenie ma być używane przez dziecko,
 - c. masz powyżej 65 lat,
 - d. korzystasz z rozrusznika serca lub innych implantów medycznych,

- e. cierpisz na choroby serca, nowotwory lub inne poważne schorzenia,
 - f. jesteś w trakcie leczenia lub odczuwasz dyskomfort podczas masażu,
 - g. chorujesz na cukrzycę, zakrzepicę lub masz żylaki,
 - h. masz nadciśnienie lub inne zaburzenia ciśnienia krwi,
 - i. masz zmiany skórne, rany, infekcje, nadwrażliwość lub oparzenia.
3. Maksymalny zalecany czas jednorazowego użytkowania wynosi 30 minut.
 4. Nie siadaj ani nie stawaj na części masującej plecy. Urządzenie należy stosować wyłącznie po przymocowaniu do oparcia krzesła lub fotela w pozycji pionowej.
 5. Podczas pracy urządzenia nie dotykaj ruchomych elementów masujących innymi częściami ciała niż plecy.
 6. Podczas zmiany pozycji nie opieraj się bezpośrednio na mechanizmie masażu pleców – grozi to przytraśnięciem.
 7. Zachowaj ostrożność podczas użytkowania na meblach tapicerowanych.
 8. Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ

O Produkcie

1. Zawartość opakowania

- a. Poduszka masująca
- b. Zasilacz
- c. Pilot ręczny
- d. Kieszonka na pilot

2. Opis urządzenia





3. Użytkowanie poduszki masującej

3.1 Ważne wskazówki przed użyciem

- Nie zaleca się używania masażera szyi i pleców na fotelu kierowcy ani podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie zaleca się układania masażera całkowicie na płasko.

3.2 Przygotowanie

- Umieść masażer na fotelu, sofie lub krześle biurowym, zapnij paski i przymocuj urządzenie do oparcia.
- Po podłączeniu zasilacza przycisk zasilania na pilocie zacznie migać na czerwono. Głowice masażu pleców przesuną się i wrócą do pozycji domyślnej. Po zakończeniu resetu czerwone światło zgaśnie i urządzenie przejdzie w tryb czuwania. Możesz nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć masażer, lub użyć funkcji bez oczekiwania na zakończenie resetu.

3.3 Instrukcja obsługi



1. Naciśnij przycisk  ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć masażer. Po włączeniu zaświeci się czerwone światło. Urządzenie uruchomi się w trybie domyślnym:
 - wibracja: wyłączona
 - masaż szyi: do przodu (z grzaniem)
 - masaż pleców: pełny, niska intensywność (z grzaniem)
2. Naciśnij przycisk masażu szyi, aby wybrać jeden z dwóch kierunków masażu (do przodu / do tyłu). Domyślnym ustawieniem jest masaż w kierunku do przodu.

Uwaga:

1. Naciśnij przycisk masażu szyi, aby zmienić kierunek obrotu głowic masujących.
2. Naciśnij przycisk masażu szyi ponownie, aby wyłączyć masaż szyi oraz funkcję grzania.
3. Naciśnij przycisk masażu szyi po raz trzeci, aby uruchomić masaż szyi bez podgrzewania. W tym trybie funkcję grzania można włączyć wyłącznie za pomocą przycisku HEATING.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby ustawić poduszkę masującą szyję wyżej lub niżej, zgodnie z potrzebami.
5. Naciśnij przycisk NECK AUTO, aby włączyć automatyczny tryb masażu szyi. W tym trybie poduszka masująca automatycznie wykryje pozycję kręgów szyjnych, dopasuje swoje położenie, a następnie będzie masować całą szyję ruchem góra–dół.
6. Naciśnij przycisk NECK HEATING, aby włączyć lub wyłączyć funkcję podgrzewania masażu szyi.
7. Naciśnij przycisk BACK MASSAGE, aby uruchomić masaż pleców i wybrać obszar masażu. Dostępne są trzy strefy: całe plecy, górna część pleców oraz dolna część pleców. Domyślnie aktywny jest masaż całych pleców.
8. Naciśnij przycisk BACK SPOT, aby zatrzymać głowice masujące plecy w wybranym miejscu. Głowice będą masować ten obszar, zapewniając precyzyjny masaż punktowy.
9. Naciśnij przycisk BACK HEATING, aby włączyć lub wyłączyć funkcję podgrzewania masażu pleców.
10. Naciśnij przycisk SEAT VIBRATION, aby uruchomić wibracje siedziska i ustawić ich intensywność. Dostępne są trzy poziomy intensywności: niski (L), średni (M) oraz wysoki (H).

11. Naciśnij przycisk BACK INTENSITY, aby ustawić intensywność masażu pleców. Dostępne są trzy poziomy intensywności: niski (L), średni (M) oraz wysoki (H). Domyślnie ustawiony jest poziom niski.

12. Naciśnij przycisk AUTO, aby włączyć tryb automatycznego masażu. W tym trybie aktywowany jest automatyczny masaż szyi, masaż całych pleców z funkcją podgrzewania przy niskiej intensywności oraz wibracje siedziska o średniej intensywności.

Uwaga:

- 1) Naciśnij przycisk AUTO, aby włączyć lub wyłączyć tryb automatyczny.
- 2) Aby korzystać wyłącznie z funkcji masażu szyi, najpierw naciśnij przycisk NECK MASSAGE, a następnie wybierz żadaną funkcję, naciskając odpowiednie przyciski.
- 3) Aby korzystać wyłącznie z funkcji masażu pleców, najpierw naciśnij przycisk BACK MASSAGE, a następnie wybierz żadaną funkcję, naciskając odpowiednie przyciski.
- 4) Naciśnij przycisk SEAT VIBRATION, aby włączyć lub wyłączyć wibracje siedziska oraz regulować ich intensywność.

Wskazówki dotyczące użytkowania

1. Wyłączanie urządzenia

Po wyłączeniu masażera za pomocą pilota głowice masujące automatycznie wracają do pozycji początkowej.

Jeśli urządzenie zostało wyłączone poprzez odłączenie od zasilania, proces resetowania rozpocznie się ponownie po kolejnym włączeniu. Trwa on około 10–15 sekund, a w tym czasie kontrolka miga. Przed dalszym użytkowaniem poczekaj, aż kontrolki zgasną.

Uwaga: Zaleca się ograniczenie jednorazowego czasu użytkowania do maksymalnie 30 minut, aby uniknąć bólu lub dyskomfortu.

2. Automatyczne wykrywanie wysokości masażu szyi Poduszka masująca automatycznie rozpoznaje odpowiedni obszar masażu szyi. Jeśli odczuwasz dyskomfort, naciśnij i przytrzymaj przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby ręcznie dostosować wysokość masażu do swoich potrzeb.

Czyszczenie i konserwacja

- Gdy urządzenie nie jest używane, przechowuj je w bezpiecznym, chłodnym i suchym miejscu.
- Przed czyszczeniem zawsze odłącz masażer od zasilania.
- Po użyciu przetrzyj urządzenie miękką, lekko wilgotną ściereczką, stosując łagodne, nieścierne środki czyszczące.
- W razie potrzeby można użyć środka dezynfekującego.
- Nie zanurzaj masażera w wodzie ani w innych cieczach.
- Chroń urządzenie przed kontaktami z rozpuszczalnikami oraz agresywnymi detergentami.
- Nie podejmuj prób samodzielnej naprawy urządzenia.
- Produkt nie zawiera części przeznaczonych do samodzielnej obsługi lub naprawy przez użytkownika.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Masażer nie włącza się	Odłączone zasilanie lub luźne podłączenie zasilacza powodujące słaby kontakt.	Podłącz ponownie zasilacz i włącz go do źródła zasilania.
	Urządzenie jest wyłączone	Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć masażer.
Masażer wyłącza się automatycznie	Masażer automatycznie wyłącza się po 15 minutach pracy.	Naciśnij przycisk ON/OFF, aby ponownie uruchomić masażer na kolejne 15 minut.
	Urządzenie zostało przeciążone, co spowodowało uruchomienie zabezpieczenia.	Po zmniejszeniu obciążenia uruchom ponownie masażer.
	Silnik automatycznie wyłącza się po zbyt długiej pracy urządzenia w wyniku uruchomienia zabezpieczenia przed przegrzaniem.	Z urządzenia można ponownie korzystać po ostygnięciu silnika (około 30 minut).
Funkcja grzania nie działa	Funkcja grzania nie została aktywowana	Naciśnij przycisk „BACK HEATING” oraz „NECK HEATING”, aby włączyć tę funkcję. Odpowiednie kontrolki zaświecą się, potwierdzając jej aktywację.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Funkcja grzania nie działa	Po włączeniu funkcji grzania urządzenie potrzebuje kilku minut, aby się nagrzać.	Proszę poczekać 2-3 minuty po włączeniu urządzenia
Gdy napotkasz inne problemy skontaktować skontaktuj się onact: support-eu@renpho.com		

Specifications

Product Name: Poduszka masująca RENPHO

Zasilanie: 12 V  4 A

Moc znamionowa: 48 W

Wymiary (po złożeniu): 83 × 42 × 18,8 cm

Waga: 4,72 kg

Automatyczne wyłączenie: po 15 minutach

Gwarancja

Zakupiony produkt RENPHO objęty jest roczną, ograniczoną gwarancją producenta, liczoną od daty dostawy.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Uwaga:

Rejestracja produktu nie jest wymagana do skorzystania z gwarancji. Brak rejestracji nie wpływa na zakres ani ważność ochrony gwarancyjnej.

Obsługa Klienta

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Zespół Obsługi Klienta RENPHO gwarantuje szybką odpowiedź oraz sprawne i bezproblemowe rozwiązanie wszelkich zgłoszeń w godzinach pracy.

 **Tel: +1(844) 417 0149 (US&CA)**

Monday-Friday 9:00AM-4:30PM

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)

+44(0)7434-666088 (UK ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)

 **Email:** support@renpho.com (US&CA)
support-au@renpho.com (AU)
support-eu@renpho.com (UK&EU)

W przypadku produktów wadliwych lub chęci zwrotu towaru prosimy o kontakt, podając numer zamówienia, w obowiązującym okresie gwarancyjnym. Nie należy wyrzucać żadnych elementów produktu, ponieważ mogą być one wymagane do przeprowadzenia kontroli lub naprawy.

Oficjalny dystrybutor produktów Renpho w Polsce:

Brandbook Services Sp. z o.o.

ul. Władysława Szpilmana 6

02-634 Warszawa

NIP 6751735834; REGON: 387068251

kontakt@brandbook.services

1. Znaczenie symbolu przekreślonego kosza



Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Baterie lub akumulatory, które nie są trwale zamontowane w urządzeniu, należy przed jego oddaniem wyjąć i przekazać do osobnej zbiórki. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi.

2. Możliwości zwrotu zużytego sprzętu

Użytkownicy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) mogą przekazać go do punktów zbiórki lub skorzystać z systemów odbioru organizowanych przez właściwe jednostki gospodarki odpadami. Rozwiązania te zapewniają prawidłową i bezpieczną utylizację zużytego sprzętu.



Niniejszym Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE, dyrektywy 2014/35/UE, dyrektywy 2011/65/UE, a także z Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 oraz innymi właściwymi przepisami.

Zgodność z przepisami FCC

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega następującym warunkom:-

- urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń,
- urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zgodność, mogą skutkować utratą prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla cyfrowych urządzeń klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały określone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

- Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz emituje energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest instalowane oraz użytkowane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.
- Jeżeli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można stwierdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia), zaleca się podjęcie jednej lub kilku z następujących czynności:
 - zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej,
 - zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem,
 - podłączyć urządzenie do gniazda elektrycznego znajdującego się w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik,
 - skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

Zgodność z przepisami ISED (Kanada)

Niniejsze urządzenie zawiera nadajnik(i)/odbiornik(i) niewymagające licencji, które są zgodne z normami RSS obowiązującymi w Innovation, Science and Economic Development Canada. Użytkowanie urządzenia podlega następującym warunkom:

- Urządzenie nie może powodować zakłóceń
- Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym takie, które mogą powodować niepożądane działanie.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RENPHO