

Instrukcja obsługi Masażer do stóp



DIFORO

Ważne — przed użyciem dokładnie przeczytaj
całą instrukcję.

Instrukcja zawiera ważne informacje, które pomogą Ci w pełni wykorzystać
możliwości urządzenia oraz zapewnią jego bezpieczne, prawidłowe użytkowanie
i konserwację.



PL

Dziękujemy za wybór tego produktu.

Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi, aby poznać prawidłowy sposób korzystania z urządzenia.

Zwróć szczególną uwagę na ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i przechowuj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Uwaga:

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie i specyfikacji produktu.

W przypadku zmian bez wcześniejszego powiadomienia, kolor lub wygląd produktu mogą różnić się od przedstawionych — obowiązuje wygląd rzeczywisty.

Ważne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

1. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub neurologicznymi, ani przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba że są nadzorowane i poinstruowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.

Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcją zawartą w tym podręczniku.
- Używaj wyłącznie zasilacza przeznaczonego do tego urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jego obudowa lub przewód zasilający są uszkodzone.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi być wymieniony przez wykwalifikowany personel producenta, dział serwisowy lub inne uprawnione służby.

- Nie wkładaj żadnych przedmiotów ani zanieczyszczeń w szczeliny pomiędzy głowicą masującą a obudową.
- Nie wylewaj płynów na urządzenie — może to spowodować zwarcie i wypadek.
- Po zakończeniu użytkowania lub przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka, aby uniknąć porażenia prądem.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Nie ciągnij za przewód podczas podłączania lub odłączania wtyczki.
- Nie używaj nadmiernej siły.

Nie uszkadzaj przewodu i nie manipuluj obwodami elektrycznymi urządzenia.

W przypadku awarii zasilania należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia, aby uniknąć obrażeń po nagłym przywróceniu zasilania.

- Nie używaj akcesoriów ani części, które nie są zalecane przez producenta.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie używaj urządzenia z nadmierną siłą, aby uniknąć kontuzji.
- Nie używaj urządzenia przez co najmniej jedną godzinę po posiłku.

Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przerwij pracę urządzenia i skonsultuj się z dostawcą.

Jeśli wystąpią niepokojące objawy fizyczne — przerwij użytkowanie i skontaktuj się z lekarzem.

- Nie wolno stawać na urządzeniu ani wywierać na nie nadmiernego nacisku.

2. Środowisko użytkowania

- Nie używaj urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności, takim jak łazienka.
- Nie używaj urządzenia natychmiast po nagłej, dużej zmianie temperatury otoczenia.
- Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu lub w otoczeniu gazów korozyjnych.

Niniejszy rozdział podsumowuje najczęściej występujące problemy podczas użytkowania tego produktu.

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu za pomocą poniższych informacji, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym lub działem obsługi klienta w Twoim regionie.

Jeśli napotkasz problem, który nie jest wymieniony na liście, wykonaj najpierw następujące kroki:

1. Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę z gniazdka.
2. Pozostaw urządzenie wyłączone przez 60 minut.
3. Ponownie podłącz wtyczkę do gniazda zasilania i włącz urządzenie.

Konserwacja produktu

Czyszczenie

- Nie używaj drucianych szczotek, środków ściernych ani płynów żrących (takich jak benzyna czy aceton) do czyszczenia urządzenia.

- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

1. Odłącz urządzenie od gniazdka zasilania.
2. Wyczyść panel sterowania i przewód zasilający suchą ściereczką.
3. Nie używaj detergentów.

Przechowywanie

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilania.
2. Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu, z dala od światła słonecznego.
3. Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

Wymiana / Uszkodzenia

Jeśli obudowa urządzenia jest uszkodzona, natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym lub lokalnym działem obsługi klienta.

Gwarancja i serwis

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat produktu lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Specyfikacja produktu:

Nazwa produktu:	Masażer Diforo
Napięcie	220V, 50Hz
Moc	60W
Timer	od 15 minut
Głośność	poniżej 55db

3. Przeciwwskazania – kto nie powinien używać urządzenia

- Kobiety w ciąży lub w trakcie menstruacji.
- Osoby z infekcjami skórnymi.
- Pacjenci z osteoporozą.
- Osoby z chorobami serca oraz użytkownicy elektronicznych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca.
- Osoby z wysoką gorączką.
- Osoby z urazami fizycznymi lub chorobami skóry.
- Dzieci poniżej 14 roku życia.
- Osoby nieprzytomne lub niezdolne do samodzielnej obsługi — zabronione bez nadzoru.
- Osoby będące w trakcie rekonwalescencji lub czujące się źle, jeśli lekarz zalecił unikanie podobnych urządzeń.
- Nie używać urządzenia, gdy ciało jest mokre.
- Urządzenie posiada powierzchnię grzewczą — zachować szczególną ostrożność u osób o obniżonej wrażliwości na ciepło.
- Nie używać urządzenia po spożyciu alkoholu lub gdy występuje złe samopoczucie.
- Jeśli użytkownik przeszedł operację, korzystanie z produktu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza.

Opis produktu



Funkcje

- Urządzenie do masażu stóp wyposażone w poduszki powietrzne oraz funkcje skrobania i ugniatacia.

- Masaż skrobiący: rolka podeszwy wykonuje masaż skrobiący łuku i wewnętrznej krawędzi stopy, stymuluje punkty akupresurowe na podeszwie, poprawia ogólne krążenie krwi w stopach i zwiększa witalność.

- Masaż ugniatający: rolka podeszwy ugniata i masuje powierzchnię stopy, pomagając złagodzić sztywność, drętwienie lub napięcie mięśni stopy.

- Podgrzewanie: włókno węglowe jako źródło ciepła dalekiej podczerwieni pomaga łagodzić ból stóp i zmęczenie mięśni.

- Pneumatyczny masaż nóg: poduszki powietrzne zapewniają lepsze wrażenia masażu.

- Bezpieczeństwo: w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu urządzenie automatycznie spuszcza powietrze, dzięki czemu nie dochodzi do ucisku nóg.

Każdy tryb masażu jest automatycznie ustawiony na 15 minut.

- Higiena: pokrowiec z tkaniny do ugniatacia wyposażony jest w odpinany, zapinany na zamek pokrowiec do prania, co ułatwia utrzymanie czystości i higieny.

Sposób użycia

1. Uruchamianie masażu:

Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka sieciowego, aby przejść w tryb gotowości.

Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć masaż.

Po 15 minutach pracy wszystkie funkcje automatycznie się wyłączą, a wskaźnik zasilania zacznie migać – urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

Po zakończeniu używania odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka

Funkcje przycisków

Power (zasilanie): włączanie i wyłączanie urządzenia.

Heating (podgrzewanie): dwa poziomy ciepła: **H1 ~ H2**.

Mode (tryb): pięć trybów ugniatacia: **P1 ~ P5**.

Intensity (intensywność): dziewięć poziomów ciśnienia powietrza: **L1 ~ L9**.

Time (czas): domyślnie ustawione **15 minut**.

Każde naciśnięcie dodaje **5 minut**, maksymalnie do **30 minut**.

Pneumatyczny masaż nóg

Dostępne są trzy tryby masażu powietrznego: **F1 ~ F3**.

Uwaga: Przed użyciem masażu nóg należy podłączyć przewód powietrzny do gniazda znajdującego się na tylnej części urządzenia (zgodnie z ilustracją).



2. Podczas masażu oraz po jego zakończeniu nie stawaj bezpośrednio na urządzeniu, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub upadku spowodowanego niestabilnym podparciem.

3. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Produkt nie działa	Wtyczka zasilająca urządzenia nie została podłączona.	Sprawdź, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z lokalnym napięciem, a następnie podłącz wtyczkę zasilania do gniazda
	Urządzenie właśnie zakończyło 15-minutowy masaż i automatycznie przeszło w tryb czuwania.	Jeśli chcesz kontynuować masaż, naciśnij ponownie przycisk „Power”.
	Używałeś tego produktu nieprzerwanie przez 30 minut, co spowodowało zadziałanie zabezpieczenia przed przegrzaniem i odcięcie zasilania urządzenia.	Przed ponownym użyciu urządzenia należy najpierw odłączyć wtyczkę zasilania i pozostawić je do ostygnięcia na 60 minut.
	Obciążenie nałożone na urządzenie jest zbyt duże (np. na górnej części produktu położono ciężki przedmiot).	Odłącz wtyczkę zasilającą urządzenia i usuń nadmierne obciążenie (jeśli nadal znajduje się na produkcie). Następnie ponownie podłącz urządzenie do zasilania i włącz je.
Przegrzanie urządzenia	Funkcja podgrzewania jest włączona.	Wyłącz funkcję podgrzewania.
	Używasz tego urządzenia do masażu już przez 30 minut.	Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć. Po każdym użyciu odłącz urządzenie od źródła zasilania.
Z urządzenia dochodzą dźwięki	Dźwięk ten jest spowodowany mechaniczną budową urządzenia.	Jest to normalne zjawisko i nie oznacza usterki urządzenia.

