




## NEEDLELESS MESOTHERAPY GIORA MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA GIORA

MODEL: HX808



Operating instruction  
Instrukcja obsługi



### TABLE OF CONTENTS

1. Introduction	1
2. Name of parts	2
3. Specification	4
4. Operation instructions in detail	4
5. Safety instructions	6

### SPIS TREŚCI

1. O produkcie	8
2. Nazwy części	9
3. Specyfikacja techniczna	11
4. Szczegółowa instrukcja obsługi	11
5. Ostrzeżenia i środki ostrożności	13

### 1. INTRODUCTION

The Glove device is an innovative solution for at-home skincare. Using advanced technology, Glove enhances hydration, improves skin firmness, and helps restore the skin's natural, healthy appearance.

**Device Features:**

- **Cleaning** – opens pores and removes impurities using a warm compress.
  - **Deep Hydration** – delivers active ingredients into the deeper layers of the skin.
  - **Cryotherapy** – reduces puffiness and fatigue around the eyes.
  - **EMS Technology** – stimulates facial muscles, improving skin tightness and elasticity.
  - **Collagen Synthesis** – supports natural collagen production, smooths wrinkles, and provides a lifting effect.
  - **Photon Light Therapy** – reduces fine wrinkles and discoloration, improves circulation, oxygenates the skin, and has an antibacterial effect.
- The device is intended for home use only and facial skincare. To ensure full safety, follow the guidelines provided in the user manual.

#### 1. Introduction

Did you know that our face contains over three million pores? Unfortunately, daily cleansing and traditional skincare products only clean the surface of the skin, leaving dirt, makeup residue, and excess sebum trapped deep inside the pores. These impurities block the skin and rob it of its healthy glow. Thanks to 8000 vibrations per minute, sonic micro-vibrations effectively remove deeply embedded impurities. The skin becomes clean, smooth, and radiant, while the pores are thoroughly cleansed. As a result, the skin absorbs active ingredients from cosmetics more effectively, making your skincare routine even more efficient.

#### 2. Hot & Cold Function

Heat therapy (42°C) opens the pores, allowing for thorough cleansing and better absorption of nutrients. Cooling therapy (6°C) instantly closes the pores, smooths the skin, and locks in moisture.

The combination of heat and cold improves blood circulation, reduces dark circles and puffiness, leaving the skin firm, smooth, and radiant – just like after a professional beauty treatment.

EN

1

### 3. EMS Stimulation

EMS stimulates skin cells, boosting collagen production, which enhances skin elasticity, smooths wrinkles, and leaves the skin soft and healthy.

#### Cooling Effect

1. Supports skin firmness, maintains elasticity, and prevents allergies and other skin issues.
2. Tightens pores, locks in moisture, and smooths out wrinkles.
3. Relieves muscle tension, reduces skin fatigue, redness, and pain, while preventing the formation of acne.

#### Heating Effect

1. Warms the skin, relaxes muscles, and alleviates pain.
2. Improves blood circulation and opens pores, allowing the skin to absorb active ingredients from cosmetics more effectively, leaving it nourished and hydrated.
3. Supports deep cleansing by removing toxins, blackheads, and impurities from the pores.

#### 4. LED Light Therapy


1. **Red Light:** Wavelength of 620 nm (± 10nm) – 18 LED lights penetrate the skin (830 nm), promoting blood circulation and stimulating collagen regeneration, improving skin elasticity.
2. **Blue Light:** Wavelength of 470 nm (± 10nm) – 18 LED lights penetrate the skin (480 nm) and have anti-inflammatory and antibacterial effects. The light reaches a depth of 2.5 mm, eliminating bacteria that cause acne. It helps reduce inflammation, acne scars, and improves blood circulation and skin condition.
3. **Yellow Light:** Wavelength of 600 nm (± 10nm) – 18 LED lights enhance oxygen supply to cells, stimulate lymphatic drainage, and improve skin texture. It is particularly effective in reducing redness and smoothing rough skin.

### 2. NAME OF PARTS

1. Hot and cool panel
2. LCD display
3. Charging jack
4. USB charging cable
5. Power & Mode switch
6. LED photon button
7. Level of EMS and Temperature
8. Circle of makeup cotton
9. Base

EN

2



EN

3

### 3. SPECIFICATION

1. Name: Needleless mesotherapy Glove
2. Input: DC 5V
3. Vibration: 8000 (10) rpm
4. Charging current: 500mA
5. Battery capacity: 1000mAh
6. Net weight: 145g
7. Machine size: 175\*65\*67mm
8. Model: HX808
9. Temperature: 6°C-42°C (5°C)
10. Storage temperature: -20°C-60°C
11. Charging time: 2 hours
12. Power: MAX 8.5W
13. Standby time: 45 days
14. Use time: 5min/10s or 2 min/10s
15. Box size: 215\*150\*80mm

### 4. OPERATION INSTRUCTIONS IN DETAIL

1. Please take full charge before the first using. The charging time is about 2.5 hours. Long press with 3 seconds on power key 5 to start machine, defaulting clean mode in 1 level, then the beauty instrument work with vibrate and heat. According to personal skin needs, temperature can be adjusted by press key 7. You can adjust LED Photon light by press key 6 in each mode (5min smart timing for mode 1).
2. Press the power key to the Cool mode, the beauty instrument work with vibration and cools. According to personal needs, you can press 7 to adjust the temperature (2min smart timing, after power off the fan still works for 30S to cool down)
3. Press the power key 5 to the EMS lifting mode. The beauty instrument vibrates and production high EMS micro current. According to individual needs, you can adjust the EMS level by press key7 (5min smart timing for mode 3).
4. Press key 5 to switch the moisturizing mode. The beauty instrument will vibrate & heat and sent EMS micro current to skin. According to individual requirements, you can adjust the EMS intensity by press key 7 (5min smart timing for mode 4).
5. Press the power key 5 to switch the Collagen Synthesis mode. The beauty instrument vibrates and cools while emitting EMS micro current to skin. (Same 2 min smart timing as model 2)

EN

4

According to individual requirements, you can adjust the EMS intensity by press key 7 (2min smart timing for mode 5).

### 6. Using Method as following pic and text

#### CLEAN MODE

Need to use with remove makeup cotton. Take off the Circle, attaching the cotton, pour with makeup remover water. Then turn on the clean mode, warm and open the pores, shatter the dirt and export the deep layer of rubbish, clear pores.

#### COOL MODE

Put the mask on the face and turn on the Cool mode. The cool function can effectively shrink the pores and lock the skin moisture.

#### EMS LIFTING MODE

After cleansing, apply skin care products on the face and turn on the EMS mode. EMS stimulates the muscles and makes the skin more energetic and elastic. It improves fine lines and remove crow's feet and wrinkles on face, and restores the skin's youthfulness, smoothness and tenderness.

#### MOISTURIZING MODE

After cleansing, apply skin care product such as lotion and essence to your face, and activate moisturizing mode to promote double absorption of skin care products! (On each mode you can select different light according to your skin needs)

#### COLLAGEN SYNTHESIS MODE

After the skin care products were absorbed, turn on the collagen synthesis mode, cool to shrink pores, lock the nutrition. The EMS micro-current stimulates the skin cells to synthesize collagen and rejuvenate the muscles anti-wrinkle. (On each mode you can select different light according to your skin needs)

EN

5

### 5. SAFETY INSTRUCTIONS

#### 1. Usage Safety

1. Read the entire user manual before using the device for the first time.
2. Use the device only as intended and as described in this manual.
3. Do not disassemble or modify the device. For repairs, contact the seller.
4. Do not use the device if you: have a pacemaker, metal implants, epilepsy, or skin conditions, are pregnant.
5. The device is not suitable for children or individuals who cannot use it safely. Adult supervision is required for users under 18.
6. Do not use the device near eyes, mouth, ears, breasts, thyroid gland, or genital areas.
7. Ensure the skin is moisturized with gel or serum during use to avoid irritation and ensure proper EMS function.
8. Stop using the device and consult a dermatologist if skin irritation or redness occurs.

#### 2. Electrical Safety

1. Do not touch the device with wet hands.
2. Use only the power adapter included in the package. Ensure the device is completely dry before plugging it in.
3. Do not use the device if the power cord or socket is damaged.
4. Do not store or use the device in damp places (e.g., bathroom).
5. Keep the device away from water, fire, and high-temperature areas.

#### 3. Storage and Maintenance

1. Store the device in a dry, cool place, away from heat sources and flammable materials.
2. Do not use aggressive chemicals to clean the device.
3. Turn off the device after use and before cleaning.
4. If the device becomes hot during use, allow it to cool for 10 minutes before reusing.

#### 4. Usage Guidelines

1. Usage time – do not exceed the recommended operating time specified in the manual.
2. The cooling function consumes more energy. Allow the device to cool down before using it again.
3. Always use appropriate moisturizing products (gel or serum) during treatment to protect the skin.
4. Check that all parts of the device are in good condition before use.

EN

6

### 5. Key Warnings (Summary)

1. Do not use the device if you have health conditions (e.g., pacemaker, pregnancy).
2. Keep the device away from water and heat sources.
3. Use a gel or serum for safe and effective treatments.
4. Turn off the device after use.
5. Stop use if skin irritation occurs.

EN

7

### 1. O PRODUKCIE

Urządzenie to niezastąpiony bezigłowy Glove to nowoczesne rozwiązanie do domowej pielęgnacji skóry. Dzięki zaawansowanemu technologiom Glove wspomagane nawilżenie, poprawia jędrność oraz pomaga przywrócić skórze naturalny, zdrowy wygląd.

- Funkcje urządzenia:**
- **Oczyszczanie** - otwiera pory i usuwa zanieczyszczenia przy użyciu ciepłego kompresu
  - **Głębokie nawilżenie** – wprowadza substancje aktywne do głębszych warstw skóry.
  - **Krioterapia** – łagodzi opuchliznę i zmęczenie wokół oczu.
  - **Technologia EMS** – stymuluje mięśnie twarzy, poprawiając napięcie i elastyczność skóry.
  - **Synteza kolagenu** – wspiera naturalną produkcję kolagenu, wygładza zmarszczki i nadaje efekt liftingu.
  - **Terapia światłem fotonowym** – redukuje drobne zmarszczki i przebarwienia, poprawia krążenie, dotlenia skórę oraz działa antybakteryjnie.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i pielęgnacji skóry twarzy. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa stosuj się do zaleceń podanych w instrukcji obsługi.

#### 1. Wprowadzenie

Czy wiesz, że nasza twarz skóry ponad trzy miliony porów? Niestety, codzienne mycie i tradycyjne środki oczyszczające ścierają jedynie powierzchnię skóry, nie usuwając zanieczyszczeń i nadmiaru sebum z wnętrza porów. To właśnie tam kryją się pozostałości makijażu, brudu i brzości, które blokują skórę i odbierają jej zdrowy blask. Dzięki technologii 8000 drgań na minutę, soniczne mikro-wibracje skutecznie usuwają głęboko osadzone zanieczyszczenia. Skóra staje się czystsza, śliska i promienna, a pory – dogłębnie oczyszczone. W efekcie skóra lepiej przyswaja składniki aktywne z kosmetyków, a pielęgnacja staje się bardziej efektywna.

#### 2. Funkcja ciepło zimno

Terapia ciepłem (42°C) otwiera pory, umożliwiając ich dokładne oczyszczenie i lepsze wchłanianie składników odżywczych. Chłód (6°C) natychmiast zamyka pory, wygładza skórę i zatrzymuje nawilżenie.

Połączenie ciepła i zimna poprawia krążenie, redukuje cienie i opuchliznę, a skóra staje się jędrna, gładka i promienna – jak po zabiegu kosmetycznym.

3. **Elektrostymulacja EMS**  
EMS stymuluje komórki skóry, pobudzając produkcję kolagenu, który poprawia jej elastyczność, wygładza zmarszczki i sprawia, że skóra staje się gładka oraz zdrowa.

#### Effekt chłodzący

1. Wspomaga jędrność skóry, zachowuje jej elastyczność oraz zapobiega alergiom i innym problemom skórnym.
2. Zwęża pory, zatrzymuje wilgoć w skórze i wygładza zmarszczki.
3. Łagodzi napięcie mięśni, redukuje zmęczenie skóry, zaszczepienia i bóle, a także hamuje powstawanie zmian trądzikowych.

#### Effekt ciepła:

1. Rozgrzewa skórę, rozluźnia mięśnie i łagodzi ból.
2. Poprawia krążenie krwi i otwiera pory, dzięki czemu skóra szybciej wchłania składniki aktywne z kosmetyków, stając się bardziej elastyczna i nawilżona.
3. Wspomaga głębokie oczyszczenie, usuwając toksyny, zaskórniki i zanieczyszczenia z porów.

#### 4. Terapia światłem LED

1. **Czerwone światło:** długość fali 620 nm (± 10nm) – 18 diod LED dociera głęboko do skóry (830 nm), wspomaga krążenie krwi i stymuluje regenerację kolagenu, poprawiając elastyczność skóry.
2. **Niebieskie światło:** długość fali 470 nm (± 10nm) – 18 diod LED dociera do skóry (480 nm) i działa przeciwbakteryjnie oraz przeciwzapalnie. Światło wnika na głębokość do 2,5 mm, eliminując bakterie odpowiedzialne za trądzik. Pomaga w redukcji stanów zapalnych i blizn potrądzikowych, poprawiając krążenie i kondycję skóry.
3. **Żółte światło:** długość fali 600 nm (± 10nm) – 18 diod LED wspomaga dotlenienie komórek, stymuluje drenaż limfatyczny i poprawia kondycję skóry. Szczególnie skuteczne w leczeniu zaszczepień oraz wygładzeniu szerokiej skóry.

### 2. NAZWY CZĘŚCI

1. Panel ciepło-zimno
2. Wyświetlacz LCD
3. Gniazdo ładowania
4. Kabel do ładowania USB
5. Przycisk zasilania trybu
6. Przycisk światła LED
7. Poziom EMS i temperatury
8. Okrąg na płatek kosmetyczny
9. Podstawa

PL

9



PL

10

### 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Nazwa: Mezoterapia bezigłowa Glove
2. Wejście: DC 5V
3. Wibracje: 8000 (±10) rpm
4. Prąd ładowania: 500 mA
5. Pojemność baterii: 1000 mAh
6. Waga netto: 145 g
7. Wymiary urządzenia: 175 x 65 x 67 mm
8. Model: HX808
9. Temperatura: 6°C-42°C (±5°C)
10. Moc: Maksymalnie 8,5 W
11. Czas czuwania: 45 dni
12. Czas użytkowania: 5 min / użycie lub 2 min / użycie
13. Wymiary pudełka: 215 x 150 x 80 mm

### 4. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. **Przed pierwszym użyciem** naładuj urządzenie do pełna. Czas ładowania wynosi około 2,5 godziny. Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk „5” przez 3 sekundy. Domyślne ustawiony jest tryb czyszczenia na poziomie 1 – urządzenie pracuje, wykorzystując wibrację i ciepło. Temperaturę można dostosować za pomocą przycisku „7” zgodnie z indywidualnymi potrzebami skóry. Funkcję światła LED można wybrać, naciskając przycisk „6” w dowolnym trybie (domyślny czas pracy: 5 minut dla trybu 1).
2. **Tryb chłodzenia (Krioterapia):** Naciśnij przycisk „5”, aby przejść do tego trybu. Urządzenie pracuje z wibracjami i chłodem. Temperaturę można dostosować za pomocą przycisku „7”. Sesja trwa 2 minuty. Po włączeniu urządzenia wentylator działa jeszcze przez 30 sekund, aby je schłodzić.
3. **Tryb EMS liftingu:** Naciśnij przycisk „5”, aby włączyć ten tryb. Urządzenie generuje mikroprądy EMS i pracuje z wibracjami. Intensywność EMS można dostosować za pomocą przycisku „7”. Domyślny czas pracy: 5 minut dla trybu 3.
4. **Tryb nawilżania:** Naciśnij przycisk „5”, aby aktywować ten tryb. Urządzenie pracuje z ciepłem, wibracjami i mikroprądami EMS, które przenikają w głąb skóry. Intensywność EMS można regulować za pomocą przycisku „7”. Domyślny czas pracy: 5 minut dla trybu 4.

PL

11

5. **Tryb syntezy kolagenu:** Naciśnij przycisk „5”, aby przejść do tego trybu. Urządzenie wibruje, chłodzi skórę i emituje mikroprądy EMS. Intensywność EMS można dostosować za pomocą przycisku „7”. Domyślny czas pracy: 2 minuty dla trybu 5.

### 6. Szczegóły dotyczące użycia

**TRYB CZYSZCZENIA (CLEAN)**  
Użyj urządzenia z płatkami kosmetycznymi. Zdejmij okrągłą nakładkę, umieść płatek, naciśnij go płynem do demakijażu i uruchom tryb czyszczenia. Ciepło otworzy pory, usunie zanieczyszczenia i głęboko zalegający brud, pozostawiając skórę czystą i gładką.

**TRYB CHŁODZENIA (COOL)**  
Nalóż maszkę na twarz i włącz tryb chłodzenia. Funkcja chłodzenia skutecznie zwęża pory oraz zatrzymuje wilgoć w skórze, zapewniając jej świeżość i nawilżenie.

**TRYB LIFTINGU EMS (EMS LIFTING)**  
Po oczyszczeniu skóry nalóż ulubione kosmetyki pielęgnacyjne i uruchom tryb EMS. Mikroprądy stymulują mięśnie twarzy, poprawiając jej jędrność i elastyczność. EMS pomaga wygładzić drobne linie i zmarszczki, przywracając skórze młodość, gładkość i zdrowy wygląd.

**TRYB NAWILŻANIA (MOISTURIZING)**  
Po oczyszczeniu skóry nalóż krem lub serum, a następnie aktywuj tryb nawilżania. Funkcja ta wspomaga wchłanianie składników aktywnych z kosmetyków, zapewniając głębokie nawilżenie. (W każdym trybie możesz wybrać różne światło LED w zależności od potrzeb skóry.)

**TRYB SYNTEZY KOLAGENU (COLLAGEN SYNTHESIS)**  
Po wchłonięciu kosmetyków włącz tryb syntezy kolagenu. Chłodzenie zwęża pory i zatrzymuje odżywcze składniki w skórze. Mikroprądy EMS stymulują produkcję kolagenu, regenerują mięśnie i redukują zmarszczki. (W każdym trybie możesz wybrać różne światło LED w zależności od potrzeb skóry.)

PL

12

### 5. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

#### 1. Bezpieczeństwo użytkownika

1. Przeczytaj całą instrukcję przed pierwszym użyciem urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w instrukcji.
3. Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia. W przypadku usterek skontaktuj się z sprzedawcą.
4. Nie używaj urządzenia, jeśli: masz rozrusznik serca, metalowe implanty, epilepsję, choroby skóry, jesteś w ciąży.
5. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób, które nie potrafią go bezpiecznie obsługiwać. Jeśli użytkownik ma poniżej 18 lat, konieczny jest nadzór dorosłych.
6. Nie używaj urządzenia w okolicach oczu, uszu, piersi, tarczycy ani narządów płciowych.
7. Przed użyciem upewnij się, że skóra jest nawilżona żelem lub serum o słabej konsystencji, aby uniknąć podrażnień i zapewnić prawidłowe działanie EMS.
8. W przypadku podrażnienia lub zaszczepienia skóry przetrzyj stosownie i skonsultuj się z dermatologiem.

#### 2. Bezpieczeństwo elektryczne

1. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
2. Używaj wyłącznie zasilacza dołączonego do zestawu. Upewnij się, że urządzenie jest suche przed podłączeniem.
3. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający lub gniazdko są uszkodzone.
4. Nie przechowuj urządzenia w wilgotnych miejscach (np. łazience).
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, ognia ani w miejscach o wysokiej temperaturze.

#### 3. Przechowywanie i konserwacja

1. Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła oraz materiałów łatwopalnych.
2. Nie używaj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.
3. Wyłącz urządzenie po użyciu i przed czyszczeniem.
4. Jeśli urządzenie się nagrzeje, odstaw je na 10 minut przed ponownym użyciem.

PL

13

### 4. Wskazówki dotyczące użytkownika

1. Czas pracy – nie używaj urządzenia dłużej niż zalecany czas w instrukcji.
2. Funkcja chłodzenia zużywa więcej energii – przed ponownym użyciem poczekaj, aż urządzenie się schłodzi.
3. Regularnie nawilżaj skórę odpowiednimi kosmetykami podczas zabiegu.
4. Upewnij się, że wszystkie części urządzenia są w dobrym stanie przed użyciem.

#### 5. Najważniejsze ostrzeżenia (podsumowanie)

1. Nie używaj urządzenia, jeśli masz problemy zdrowotne (np. rozrusznik serca, ciąża).
2. Trzymaj z dala od wody i źródeł ciepła.
3. Przed użyciem nalóż żel lub serum, aby chronić skórę.
4. Wyłącz urządzenie po użyciu.
5. W razie podrażnienia skóry przetrzyj stosowanie.

PL

14



CONTACT/DANE KONTAKTOWE  
PRODUCER/PRODUCENT  
SKALUS SPAŁA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA  
ul. Hebanowa 11, 63-400 Ostrow Wielkopolski, Polska  
tel: +48 62 5013506  
e-mail: info@haxe.com  
www.haxe.pl



HX808REV.03/2020.08

PL

15