

FIZJOLOVE

MASAŻER DŁONI HAND MASSAGER




INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

Dziękujemy za zakup produktu marki **FIZJOLOVE**. Przed jego użyciem prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi, aby w prawidłowy sposób korzystać z produktu. Podczas czytania prosimy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania.

Spis treści

1. Opis produktu	1
2. Instrukcja obsługi	2
3. Sposób użycia	3
4. Środki ostrożności	4
5. Konserwacja i przechowywanie	5
6. Parametry produktu	5
7. Rozwiązywanie problemów	6
8. Punkty akupunkturalne dłoni	7
8. Karta gwarancyjna	8







1. Wsuń grzbiet ręki do środka urządzenia.
2. Połóż dłonie na okrągłym, wypukłym obszarze w środku poduszki masującej.
3. Naciśnij przycisk **power** na panelu – wszystkie wskaźniki przycisków zaświecą się.
4. Naciśnij przycisk **strength** na panelu, aby wybrać różne poziomy intensywności w zależności od rozmiaru dłoni.
5. Naciśnij przycisk **mode (M)**, aby wybrać tryb: delikatny, kojący lub silny – od niskiego do wysokiego. Łącznie 3 różne poziomy siły i tryby masażu.
6. Aby włączyć funkcję podgrzewania, naciśnij **heat**, aby włączyć niski zakres temperatury, następnie naciśnij średni zakres, potem wysoki. Kolejne naciśnięcie wyłącza podgrzewanie.
7. Naciśnij przycisk **time**, aby wybrać czas masażu: 5 minut, 10 minut lub 15 minut.
8. Aby zakończyć masaż lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk **power**.

Wskazówki:

- ★ Staraj się nie używać urządzenia podczas ładowania.
- ★ Przed użyciem urządzenia nałóż na dłonie krem do rąk - może to pomóc w wygładzeniu linii dłoni i poprawie kondycji skóry.
- ★ Nie używaj trybu podgrzewania przez długi czas, aby uniknąć oparzeń niskotemperaturowych.

- 1.** Używaj połączenia z wtyczką usb Typ-C. (Zwróć uwagę na kształt portu wejściowego).
- 2.** Przed użyciem upewnij się, że na dłoniach nie masz biżuterii (zegarka, pierścionków, bransoletek itp.), aby uniknąć przebicia poduszki powietrznej przez ostre przedmioty lub jej ściśnięcia, co mogłoby spowodować uszkodzenie biżuterii.
- 3.** Zabrania się długotrwałego użytkowania. Zazwyczaj czas masażu nie powinien przekraczać 30 minut.
- 4.** Nie używaj tego produktu podczas prowadzenia pojazdu.
- 5.** Nie używaj produktu po spożyciu alkoholu ani po zażyciu środków nasennych.
- 6.** Używaj naszego zasilacza (opcjonalnie) lub ładowarki DC 5V 1–4A.
- 7.** Produkt jest przeznaczony wyłącznie do domowego użytku jako elektroniczne urządzenie do pielęgnacji zdrowia. Nie nadaje się do diagnozowania, leczenia ani do innych profesjonalnych lub komercyjnych zastosowań.
- 8.** Przechowuj produkt z dala od wody, ognia oraz środowisk korozyjnych.
- 9.** Nie wkładaj do produktu ostrych przedmiotów.
- 10.** Nie używaj produktu, gdy dłonie są mokre.
- 11.** Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, natychmiast przerwij użytkowanie. Skontaktuj się z centrum serwisowym w celu naprawy. Nie demontuj produktu samodzielnie.
- 12.** W przypadku złego samopoczucia natychmiast przerwij użytkowanie.
- 13.** Podczas użytkowania nie owijaj produktu rękawicami, kołdrami, ubraniami itp.

W przypadku następujących osób należy stosować produkt wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza:

Pacjenci po operacjach dłoni, z obrzękami i stanami zapalnymi, przekrwieniem, ciężkim zapaleniem stawów, urazami oraz innymi chorobami dłoni;
Osoby z chorobami serca, mózgu i płuc;
Osoby z chorobami krwi z tendencją do krwawień; osteoporozą;
Chorobami tkanek miękkich; po udarze;
Niemowlęta oraz kobiety w ciąży;


1. Użyj ręcznika, aby usunąć kurz i inne zanieczyszczenia, a następnie przechowuj produkt w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
2. Nie przechowuj produktu w miejscach o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
3. Jeżeli okres przechowywania przekracza 6 miesięcy, produkt należy rozpakować, sprawdzić i włączyć.

Nazwa	Masażer dłoni		
Model	ZH-023	Moc znamionowa	7.5W
Napięcie znamionowe	5V --- 1000mA	Czas zabezpieczenia	15min
Bateria	2000mAh	Rodzaj baterii	Bateria litowa
Materiał wewnętrzny	Antybakteryjna i dezodoryzująca tkanina	Rodzaj masażu	Masaż poduszkami powietrznymi
Wymiary zewnętrzne	250x154x111mm	Waga produktu	750g

Jeżeli podczas użytkowania produktu wystąpi usterka, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jeżeli usterki nie można usunąć lub produkt nadal nie działa, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z centrum serwisowym w celu naprawy.

Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Produkt nie uruchamia się	Sprawdź poziom naładowania baterii	Naładuj baterię
Nie można naładować produktu	Czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do przewodu?	Podłącz ponownie, aż wskaźnik zasilania LCD zacznie migać
	Czy przewód oraz gniazdo USB są w dobrym stanie?	Sprawdź gniazdo. W przypadku uszkodzeń skontaktuj się z producentem
	Czy parametry zasilacza i przewodu są zgodne z wymaganiami urządzenia?	Sprawdź specyfikację oraz parametry techniczne podane w instrukcji
Produkt włącza się, ale nie działa	Bateria może być rozładowana	Naładuj urządzenie

Nie demontuj urządzenia ani nie próbuj naprawiać go samodzielnie.



Karta gwarancyjna

Nazwa		Model	
Imię i Nazwisko		Nr. telefonu	
Adres			
Kod pocztowy		Data zakupu	

Dystrybutor

Adres			
Kod pocztowy		Nr. telefonu	

Instrukcje serwisu posprzedażowego

1. Użytkownicy mogą korzystać z rocznej bezpłatnej gwarancji od daty zakupu (wygląd produktu nie jest objęty gwarancją).
2. Prosimy zachować niniejszą kartę oraz ważny dowód zakupu w celu realizacji napraw. W okresie gwarancyjnym karta oraz dowód zakupu muszą być okazane jednocześnie.

3. Następujące warunki nie są objęte gwarancją :

- (1) Wszelkie uszkodzenia spowodowane czynnikiem ludzkim, w tym użytkowanie w nieprawidłowym środowisku pracy, nieprawidłowe użytkowanie oraz niewłaściwe przechowywanie niezgodne z instrukcjami itp.
- (2) Użytkownik samodzielnie rozmontował, naprawiał lub modyfikował urządzenie albo było ono naprawiane przez jednostkę nieautoryzowaną przez naszą firmę; brak karty gwarancyjnej lub ważnego certyfikatu.
- (3) Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem lub innymi nieodpartymi czynnikami (takimi jak powodzie, pożary, uderzenia pioruna oraz trzęsienia ziemi) po zakupie urządzenia.
- (4) Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany oraz interpretacji powyższych warunków.

www.fizjolove.pl



FIZJOLOVE

MASAŻER DŁONI HAND MASSAGER




INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

Thank you for purchasing a FIZJOLOVE product. Before using it, please read the user manual carefully to ensure proper use of the product. While reading, please pay special attention to the safety precautions and keep the manual in a safe place for future reference.

Content

1. Product description	1
2. Operation instructions	2
3. Usagemethod	3
4. Attentions	4
5. Maintenance and storage	5
6. Product parameters	5
7. Troubleshooting	6
8. Palm acupuncturepoints	7
9. Warranty card	8







1. Insert the back of your hand into the device.
2. Place your palm on the circular raised area in the center of the massage pad.
3. Press the **power** button on the panel – all button indicators will light up.
4. Press the **strength** button on the panel to select different intensity levels according to your hand size.
5. Press the **mode (M)** button to choose the massage mode: gentle, soothing, or strong – from low to high. There are 3 different intensity levels and massage modes in total.
6. To turn on the heating function, press **heat** to activate the low temperature range, then press again for medium, then high. Press once more to turn off the heating.
7. Press the **time** button to select the massage duration: 5, 10, or 15 minutes.
8. To stop the massage or turn off the device, press the **power** button.

Tips:

- ★ Try not to use it while charging.
- ★ Apply hand cream fully to your hands before using this device, which can help improve hand lines and skin.
- ★ Do not use it in heating mode for a long time to prevent low-temperature burns.

1. Use Type-C plug connection. (Note the shape of the insertion port)
2. Before use, please make sure that you have no jewelry (watch, ring, bracelet ring, etc.) in your hands, so as to avoid sharp objects piercing the airbag or squeezing the airbag and causing jewelry damage.
3. It is forbidden to use for a long time. Normally, massage time should not more than 30 minutes.
4. Please do not use this product while driving.
5. Please do not use it after getting drunk or taking sleeping pills.
6. Please use our charger (optional) or DC5V1-4A charger.
7. This product is specially designed as household electronic health care products. It is not suitable for diagnosis, treatment and other professional or commercial purposes.
8. Please keep this product away from water, fire and corrosive environment.
9. Please do not put sharp objects into this product.
10. Please do not use when hands are wet.
11. If the power cord is damaged, stop using it immediately. Contact the product service center for maintenance. Do not disassemble the product at will.
12. If you feel unwell, please stop using it in time.
13. Please do not wrap products with towels, quilts, clothes, etc. when you use it.

Please follow the doctor's advice for the following patients;

The patients who have had hand surgery, swelling and inflammation, congestion, severe arthritis, trauma and other hand diseases;
People with heart, brain and lung diseases;
Blood diseases with bleeding tendency; osteoporosis and;
soft tissue diseases; stroke; infants and pregnant women;


1. Use a towel to remove dust and other foreign matter and place it in a dry and ventilated place.
2. Please do not place it in places with high temperature, humidity and direct sunlight.
3. When the storage period exceeds 6 months, the product should be unpacked, inspected, and powered on.

Product Name	Intelligent Hand Massager		
Product No	ZH-023	Rated power	7.5W
Rated voltage	5V  1000mA	Protection time	15min
Battery Capacity	2000mAh	Power supply name	Lithium battery
Internal material	Antibacterial and deodorizing fabric	Massage way	Air bag massage
Outer size	250x154x111mm	Product weight	750g

If there is a malfunction during the use of this product, please check it as follows. If the fault can not be eliminated or the product still cannot run, please turn off the power and contact the product service center for maintenance.

Basic Faults	Possible causes	Troubleshooting Measures
The product can't start working	Check the remaining power of the battery The power may be weak.	Charging
The product cannot be recharged	Is the power adapter connected to the data line correctly?	Re-plug until LCD power display flickers
	Is the data line and USB socket intact?	Check the socket If there is any damage, please contact the manufacturer
	Are the specifications of adapters and data lines in line with operational requirements?	View specifications and proofread the technical parameters provided in the instructions
The product can be turned on, but can't work	The remaining power may be weak.	Charging

Do not disassemble or attempt to repair by yourself.



Warranty card

Product name		Model	
User name		Contact number	
Address			
Post code		Purchase date	

Distributor

Address			
Post code		Contact number	

After-Sales Service Instructions

1. Users are entitled to a one-year free warranty from the date of purchase (the product's appearance is not covered by the warranty).
2. Please keep this warranty card and a valid proof of purchase for repair services. During the warranty period, both the warranty card and the proof of purchase must be presented at the same time.

3. The following conditions are not covered by the warranty:

- (1) Any damage caused by human factors, including use in an improper operating environment, incorrect operation, or improper storage not in accordance with the instructions.
- (2) The user has disassembled, repaired, or modified the device on their own, or the device has been repaired by a service provider not authorized by our company; absence of a warranty card or valid proof of purchase.
- (3) Damage caused by improper transportation or other force majeure factors (such as floods, fires, lightning strikes, or earthquakes) after the purchase of the device.
- (4) Our company reserves the right to amend and interpret the above terms.

www.fizjoloove.pl

