

JOVS

RevivaEye Collagen Light Eye Patches

Instrukcja obsługi

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i ściśle przestrzegać zawartych w niej zaleceń.



Niebezpieczeństwo - Treści oznaczające ryzyko uszkodzenia ciała lub śmierci.



Ostrzeżenie - Treści oznaczające ryzyko poważnego uszkodzenia ciała.



Uwaga - Treści oznaczające ryzyko uszkodzenia ciała lub szkód materialnych.



Niebezpieczeństwo:



- Osoby korzystające z elektronicznych wyrobów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty ECG, płucoserca, pompy infuzyjne itp., nie powinny używać tego produktu, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie sprzętu medycznego i doprowadzić do wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia.
- Nie używać produktu w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk ani innych zbiorników napełnionych wodą. Urządzenie oraz zasilacz należy zawsze utrzymywać w stanie suchym.
- Nie używać produktu w pobliżu kucharek ani urządzeń grzewczych/klimatyzacyjnych, aby uniknąć wypadków i awarii urządzenia.
- Unikać używania produktu w środowisku korozyjnym, aby zapobiec wypadkom i usterkom sprzętu.
- Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla niemowląt i małych dzieci.
- Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła, aby uniknąć wypadku (uszkodzenia wzroku).
- Jeśli bateria jest uszkodzona, nie należy używać produktu, aby zapobiec porażeniu prądem lub innym wypadkom.
- Produkt nie jest wodoodporny. Nie zanurzać go w wodzie, aby uniknąć awarii lub wypadku. W przypadku zanurzenia produktu w wodzie nie należy go ponownie używać.

! Ostrzeżenie:

- Nie należy samodzielnie demontować, modyfikować ani naprawiać produktu, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Z produktu nie powinny korzystać osoby należące do następujących grup. Używanie go na siłę może spowodować wypadki lub problemy skórne:
 - Osoby poniżej 18 roku życia
 - Osoby ze stanami zapalnymi, urazami lub zmianami chorobowymi oczu
 - Osoby z nieprawidłowym ciśnieniem krwi
 - Osoby ze schorzeniami psychicznymi
 - Kobiety w ciąży oraz osoby w okresach nadwrażliwości organizmu
 - Osoby przyjmujące leki
 - Osoby, które niedawno przeszły operację oczu lub okolic oczu
 - Osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną
 - Osoby gorączkujące
 - Osoby z chorobami serca
 - Pacjenci chorujący na nowotwory
 - Osoby z oparzeniami słonecznymi / skórą uszkodzoną przez nadmierną ekspozycję na słońce
 - Osoby z zaburzeniami układu odpornościowego (autoimmunologicznymi)
 - Osoby ze schorzeniami neurologicznymi
 - Osoby z nieprawidłowym procesem gojenia się ran
 - Osoby z chorobą nowotworową w wywiadzie lub obecnie, a także z podejrzeniem zmian złośliwych
 - W przypadku poddawania się zabiegom medycyny estetycznej, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
 - Osoby, u których występuje hiperpigmentacja (przebarwienia) lub kontaktowe zapalenie skóry spowodowane włóknami syntetycznymi, powinny zachować ostrożność.
 - W przypadku wątpliwości dotyczących jakichkolwiek objawów, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
 - W przypadku trwania leczenia szpitalnego, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- **Poniższe obszary nie są odpowiednie do używania tego produktu. Stosowanie go na siłę w tych miejscach może spowodować wypadki lub problemy skórne:**
 - Rany lub obszary uszkodzone (skaleczone)
 - Obszary inne niż wyznaczone (niezgodne z przeznaczeniem)
 - Rozległe obszary objęte chorobą lub urazem
 - Błony śluzowe jamy ustnej oraz okolice narządów płciowych
 - Miejsca ze stanem zapalnym wywołanym przez kosmetyki
 - Obszary ze zmianami chorobowymi wywołanymi światłem, zaczerwienieniem lub podrażnieniem mechanicznym




Uwaga:

- Upewnij się, że Twoje dłonie są suche podczas obsługi urządzenia.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie jest wyrobem medycznym. Nie jest przeznaczony do celów diagnostycznych, terapeutycznych ani do jakiegokolwiek użytku komercyjnego.
- Produkt jest urządzeniem precyzyjnym. Nie należy go upuszczać, uderzać ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów, aby zapobiec pogorszeniu jego wydajności.
- Po użyciu należy odpowiednio przechować urządzenie.
- Przestrzegaj zalecanego czasu i częstotliwości użytkowania podanych w instrukcji, aby uniknąć dyskomfortu.
- W okresie menstruacji lub karmienia piersią przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli podczas użytkowania wystąpi jakikolwiek dyskomfort, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.
- Nigdy nie narażaj produktu na uderzenia ani wstrząsy.

Zawartość opakowania

- Zestaw pielęgnacyjny – DZIEŃ 1
 - Płatki głęboko nawilżające JOVS Diary DEEP MOISTURE PATCHES × 1
 - Płatki z esencją z czarnego tarniny JOVS Diary BLACK THORN ESSENCE PATCHES × 1
 - Płatki hydrożelowe JOVS Diary HYDROGEL PATCHES × 1
 - Kapsułka światła kolagenowego – edycja witalizująca (COLLAGEN LIGHT ENERGY CAPSULE-REVITALIZE EDITION) × 1
- Zestaw pielęgnacyjny – DZIEŃ 2
 - Płatki głęboko nawilżające JOVS Diary DEEP MOISTURE PATCHES × 1
 - Płatki z liofilizowaną esencją JOVS Diary ESSENCE FREEZE-DRIED PATCHES × 1
- Zestaw pielęgnacyjny – DZIEŃ 3
 - Płatki głęboko nawilżające JOVS Diary DEEP MOISTURE PATCHES × 1
 - Płatki z esencją z czarnego tarniny JOVS Diary BLACK THORN ESSENCE PATCHES × 1
 - Płatki hydrożelowe JOVS Diary HYDROGEL PATCHES × 1
 - Kapsułka światła kolagenowego – edycja wzmacniająca (COLLAGEN LIGHT ENERGY CAPSULE-FORTIFY EDITION) × 1
- Zestaw pielęgnacyjny – DZIEŃ 4
 - Płatki głęboko nawilżające JOVS Diary DEEP MOISTURE PATCHES × 1
 - Płatki z liofilizowaną esencją JOVS Diary ESSENCE FREEZE-DRIED PATCHES × 1

Budowa produktu



DZIEŃ 1



Oczyść twarz i delikatnie osusz ją ręcznikiem.




Wyjmij płatki głęboko nawilżające (DEEP MOISTURE PATCHES ①), nałóż je na wybrany obszar pod oczami i pozostaw na 5 minut. Po tym czasie zdejmij płatki i spłucz pozostałości esencji.




Upewnij się, że Twoja twarz i dłonie są suche, a następnie wyjmij płatki z esencją z czarnego tarniny (BLACK THORN ESSENCE PATCHES ②) i delikatnie nałóż je pod oczy.



Wyjmij płatki hydrożelowe (HYDROGEL PATCHES ③) i nałóż je bezpośrednio na płatki z esencją ②, lekko dociskając opuszkami palców, aby zapewnić dobre przyleganie. Po zdjęciu płatka nie należy go ponownie nakładać.



Wyjmij kapsułkę światła kolagenowego – edycja witalizująca (COLLAGEN LIGHT ENERGY CAPSULE-REVITALIZE EDITION ④), zdejmij moduł baterii, odklej przezroczystą folię izolacyjną z materiałowego płatka i ponownie przymocuj moduł baterii za pomocą złącza magnetycznego. Płatek zacznie świecić.



Chwyc pasek ułatwiający odklejanie dwoma palcami, odklej papier podkładowy materiałowego płatka i nałóż go na płatki hydrożelowe ③, delikatnie dociskając, aby go zabezpieczyć. Po zdjęciu płatka nie należy go ponownie nakładać.



Pozostaw na 60–90 minut, a następnie zdejmij wszystkie nałożone elementy. Odklej wszelkie pozostałe płatki, spłucz ze skóry pozostałości esencji wodą i przejdź do swojej standardowej rutyny pielęgnacyjnej.

DZIEŃ 2



Oczyść twarz i pozostaw okolice oczu lekko wilgotne.



Upewnij się, że Twoje dłonie są suche, a następnie wyjmij płatki z liofilizowaną esencją (ESSENCE FREEZE-DRIED PATCHES ⑤) i nałóż je pod oczy, dbając o ich dokładne przyleganie do skóry.



Wyjmij płatki głęboko nawilżające (DEEP MOISTURE PATCHES ①), nałóż je bezpośrednio na płatki liofilizowane ⑤ i delikatnie dociśnij. Pozostaw na 15–20 minut, aż esencja całkowicie się rozpuści i wchłonie.



Zdejmij płatki głęboko nawilżające ①, spłucz ze skóry pozostałości esencji wodą i przejdź do swojej standardowej rutyny pielęgnacyjnej.

DZIEŃ 3



Oczyść twarz i delikatnie osusz ją ręcznikiem.




Wyjmij płatki głęboko nawilżające (DEEP MOISTURE PATCHES ①), nałóż je na wybrany obszar pod oczami i pozostaw na 5 minut. Po tym czasie zdejmij płatki i spłucz pozostałości esencji.




Upewnij się, że Twoja twarz i dłonie są suche, a następnie wyjmij płatki z esencją z czarnej tarniny (BLACK THORN ESSENCE PATCHES ②) i delikatnie nałóż je pod oczy.



Wyjmij płatki hydrożelowe (HYDROGEL PATCHES ③) i nałóż je bezpośrednio na płatki z esencją ②, lekko dociskając opuszkami palców, aby zapewnić dobre przyleganie. Po zdjęciu płatka nie należy go ponownie nakładać.



Wyjmij płatki hydrożelowe (HYDROGEL PATCHES ③) i nałóż je bezpośrednio na płatki z esencją ②, lekko dociskając opuszkami palców, aby zapewnić dobre przyleganie. Po zdjęciu płatka nie należy go ponownie nakładać.



Chwyć pasek ułatwiający odklejanie dwoma palcami, odklej papier podkładowy materiałowego płatka i nałóż go na płatki hydrożelowe ③, delikatnie dociskając, aby go zabezpieczyć. Po zdjęciu płatka nie należy go ponownie nakładać.



Pozostaw na 60–90 minut, a następnie zdejmij wszystkie nałożone elementy. Odklej wszelkie pozostałe płatki, spłucz ze skóry pozostałości esencji wodą i przejdź do swojej standardowej rutyny pielęgnacyjnej.

DZIEŃ 4



Oczyść twarz i pozostaw okolice oczu lekko wilgotne.



Upewnij się, że Twoje dłonie są suche, a następnie wyjmij płatki z liofilizowaną esencją (ESSENCE FREEZE-DRIED PATCHES ⑤) i nałóż je pod oczy, dbając o ich dokładne przyleganie do skóry.



Wyjmij płatki głęboko nawilżające (DEEP MOISTURE PATCHES ①), nałóż je bezpośrednio na płatki liofilizowane ⑤ i delikatnie dociśnij. Pozostaw na 15–20 minut, aż esencja całkowicie się rozpuści i wchłonie.



Zdejmij płatki głęboko nawilżające ①, spłucz ze skóry pozostałości esencji wodą i przejdź do swojej standardowej rutyny pielęgnacyjnej.

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	JOVS RevivaEye Collagen Light Eye Patches
Model	JF1
Długość fali	590nm, 660nm, 850nm
Specyfikacja baterii	40mAh, 3V=
Zgodność z normą	FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart B

Instrukcja utylizacji baterii:

Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć z niego baterię/akumulator:

- 1.Zdemontuj obudowę produktu.
- 2.Odłącz okablowanie wewnętrzne i wyjmij baterię.

Ważne:

- Przed wyjęciem baterii upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Baterię należy zutylizować w bezpieczny sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.



Instrukcje specjalne

Firma JOVS ponosi wyłączną odpowiedzialność za przegląd i objaśnienie niniejszej instrukcji obsługi w celu zapewnienia dokładności jej treści.

Treść niniejszych informacji została starannie sprawdzona. W przypadku wystąpienia błędów w druku lub przeoczeń, w granicach wyznaczonych przez prawo, firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji oraz do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji. Konstrukcja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niektóre ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy i służą wyłącznie jako punkt odniesienia. Jeśli ilustracja nie odpowiada rzeczywistemu produktowi, należy kierować się wyglądem rzeczywistego produktu lub skonsultować się z działem obsługi klienta w celu weryfikacji wersji.

Nazwa części	Nazwa szkodliwych substancji lub pierwiastków w produkcie					
	Substancje lub pierwiastki szkodliwe					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Chrom sześciowartościowy (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBBs)	Polibromowane etery difenyłowe (PBDEs)
Komponenty elektroniczne	X	○	○	○	○	○
Komponenty metalowe (Hardware)	○	○	○	○	○	○
Komponenty plastikowe	○	○	○	○	○	○
Elementy opakowania	○	○	○	○	○	○

Tabela została sporządzona zgodnie z przepisami normy SJ/T 11364.

○ – Oznacza, że zawartość danej substancji szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych danej części mieści się w limitach określonych w dyrektywie RoHS 2015/863/UE

X – Oznacza, że zawartość danej substancji szkodliwej w co najmniej jednym materiale jednorodnym tej części przekracza limit określony w dyrektywie RoHS 2015/863/UE.

Wykazane w tabeli „substancje szkodliwe” oraz odpowiadające im elementy nie stanowią żadnego zagrożenia ani nie mają negatywnego wpływu na zdrowie człowieka i środowisko w warunkach normalnego użytkowania produktu. Informacje te służą zapewnieniu odpowiedniego opisu materiałowego dla konsumentów oraz podmiotów zajmujących się recyklingiem, co ułatwia prawidłową utylizację wyrobu po zakończeniu jego eksploatacji.



W warunkach normalnego użytkowania opisanych w niniejszej instrukcji obsługi, okres bezpiecznego dla środowiska użytkowania tego produktu (Environmental Protection Use Period) wynosi 5 lat. W tym czasie można bez obaw korzystać z urządzenia.