


MAXGROOM

Wielofunkcyjne urządzenie do pielęgnacji skóry

Instrukcja obsługi



※Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym przeznaczonym do celów diagnostycznych ani terapeutycznych, lecz narzędziem do pielęgnacji skóry do użytku domowego.Dziękujemy za zakup wielofunkcyjnego urządzenia do pielęgnacji skóry MAXGROOM.Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, przed użyciem należy przeczytać niniejszą instrukcję.

Środki ostrożności

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią dokumentu, aby upewnić się, że wszystkie informacje są zrozumiałe. Należy przestrzegać tych środków ostrożności, aby zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

! Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do niepożądanych skutków; prosimy o korzystanie z urządzenia zgodnie z instrukcją, aby uniknąć obrażeń.

! Nie należy używać tego urządzenia wraz z innymi medycznymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak:

● Pacjenci z implantami serca lub implantami metalowymi: np. stymulatory serca, defibrylatory, sztuczne stawy itp.

! Nie używaj tego produktu, jeśli jesteś:


- Kobieta w ciąży, matką karmiącą lub w trakcie miesiączki;
- Osobą z wrażliwą lub uszkodzoną skórą: w tym skórą z ranami, trądzikiem, wypryskami, zaczerwienieniem, pęcherzami, owrzodzeniami, objawami stanu zapalnego lub ropą oraz bliznami;
- Osobą cierpiącą na określone schorzenia: w tym choroby układu sercowo-naczyniowego i naczynio-wo-mózgowego, choroby zakaźne, ostre stany chorobowe, gruźlicę, nadciśnienie tętnicze, choroby krwi, choroby narządów wewnętrznych, nowotwory złośliwe oraz ciężkie choroby psychiczne;
- Osobą nieletnią lub osobą, która nie jest w stanie jasno wyrazić swoich potrzeb;
- Osobą w trakcie leczenia stomatologicznego lub posiadającą wypełnienia (może wystąpić dyskomfort zębowy ze względu na stymulację EMS);
- Osobą mającą alergię na światło, leki lub silne źródła światła (nie należy wówczas korzystać z funkcji światła LED urządzenia);
- Jeśli jesteś skrajnie zmęczony/a lub w złym stanie fizycznym;
- Osobą przyjmującą hormony steroidowe, leki immunosupresyjne lub leki powodujące senność;
- Posiadasz obszary skóry ze stanem zapalnym i zmianami spowodowanymi nadmiernym oparzeniem słonecznym;
- Jeśli przeszedłś/przeszedłaś operację twarzy (chirurgię plastyczną, zabiegi medycyny estetycznej itp.);
- Inne szczególne przypadki: osoby będące w trakcie leczenia lekarskiego.

※ W przypadku wątpliwości prosimy o wcześniejszą konsultację z lekarzem, aby upewnić się, że urządzenie może być bezpiecznie używane, a w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Szczegółowe środki ostrożności i dotyczące użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi.

Parametry produktu

Nazwa produktu: Wielofunkcyjne urządzenie do pielęgnacji skóry
Model: D849
Czas pracy: Tryby Cool i Col Synthesis trwają 2 minuty / Pozostałe tryby trwają 5 minut
Długość fali: światło czerwone ok. 622 nm, światło niebieskie ok. 467 nm
Częstotliwość vibracji: 8000 obr./min ±10%
Temperatura gorącego okładu: 38°C, 40°C, 42°C ±5
Temperatura zimnego okładu: 6°C, 8°C, 10°C ±2°C
Pojemność baterii: 1000 mAh
Czas ładowania: ok. 2,5 godz.
Czas pracy baterii: ok. 40 minut
Napięcie wejściowe: 5V/1A
Moc: 6,5 W

Zawartość opakowania



Wprowadzenie do produktu

