


**Gerät und Bedienelemente****Kompressoreinheit**

- 1 Geräte-Anschluss für Luftschlauch 2 Luftfilter (mit Abdeckung)
 3 Ein/Aus-Schalter 4 Tragegriff 5 Verriegelung für Stauffachdeckel 6 Stauffach 7 Lüftungsschlitze 8 Verneblerhalterung
 9 Deckel für Netzkabelfach 10 Stauffachdeckel

Verneblerset

- 11 Vernebler-Anschluss für Luftschlauch 12 Vernebertank
 13 Stützen 14 Zerstäuberkopf (blau, Partikelgröße 3,5 - 4,5 µm)
 15 Vernebleroberteil 16 Verbindungsstück für Mundstück und Nasenadapter 17 Luftschlauch 18 Erwachsenenmaske mit Maskenverbindungsstück 19 Kindermaske mit Maskenverbindungsstück
 20 Nasenadapter für Erwachsene 21 Nasenadapter für Kinder
 22 Mundstück 23 Ersatz-Luftfilter 24 Ersatz-Sicherungen
 25 Zerstäuberkopf (rot, Partikelgröße 4,5 - 6,0 µm)
 26 Zerstäuberkopf (gelb, Partikelgröße 3,0 - 4,0 µm)

Zeichenerklärung

- Diese Gebrauchsanweisung gehört zu diesem Gerät. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

**WARNUNG**

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.

**ACHTUNG**

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.

**HINWEIS**

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.



Geräteklassifikation:
Typ BF

Vor Nässe schützen



Schutzklasse II

Wechselstrom



LOT-Nummer

SN Serien-Nummer



Hersteller

Herstellungsdatum



Medizinprodukt

UDI Eindeutige Geräte-Identifikation



Importeur

Temperaturbereich



Bevollmächtigter EU-Repräsentant

Umgebungsdruckbegrenzung



Luftfeuchtigkeitsbereich



Recyclingsymbole / Codes: Diese dienen dazu, über das Material und seine sachgerechte Verwendung sowie Wiederverwertung zu informieren.



HONSUN (NANTONG) Co., Ltd.
 No.8 Tongxing Road, Economic & Technological Development Area 226009 Nantong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
 SRN Manufacturer: CN-MF-000009428



medisana GmbH
 Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, DEUTSCHLAND
 Supplier Type: NB-2100



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
 Eifestraße 80, 20537 Hamburg, DEUTSCHLAND

DE WICHTIGE HINWEISE! UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.

**Sicherheitshinweise**

- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung. Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.
- Jede andere Verwendung als die hier beschriebene ist nicht sachgemäß und als gefährlich einzustufen. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung geht die Haftung für die sichere Funktion des Gerätes auf den Anwender über.
- Die Dauer einer einzelnen Anwendung darf 20 Minuten nicht übersteigen.
- Benutzen Sie nur originale Zusatz- und Ersatzteile des Herstellers.
- Verwenden Sie nur für die Inhalationstherapie geeignete Medikamente in flüssiger Form. Bevor Sie eine Therapie mit dem Gerät beginnen, besprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker Anwendungsdauer, Dosierung, Anwendungshäufigkeit und die Auswahl der Medikamente.
- Benutzen Sie kein reines Wasser für die Verneblung.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kleinteile wie z. B. der Luftfilter könnten verschluckt werden. Lagern und entsorgen Sie deshalb alle Kleinteile für Kinder un erreichbar.
- Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, wo es giftigen Dämpfen oder flüchtigen Substanzen ausgesetzt ist.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Anästhesie-Mittelgemischen, die durch Luft oder Sauerstoff entflammbar sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen.
- Die Lüftungsschlitze 7 des Gerätes müssen immer frei sein. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, wo die Lüftungsschlitze blockiert werden könnten und legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät (z. B. Handtücher, Decken usw.).
- Blockieren Sie in keinem Falle die Luftfilterabdeckung 9.
- Führen Sie keine Gegenstände oder Körperteile (Finger u.ä.) in das Geräteinnere ein.
- Das Gerät darf nicht auf Teppichböden oder in stark staubelasteter Umgebung (wie z. B. unter dem Bett) betrieben werden.
- Der Vernebler ist nicht für die Verwendung in Anästhesie-Atemsystemen oder für Lungenbeatmungssysteme geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät nie beim Baden oder Duschen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit mehr als 40°C Raumtemperatur.
- Lassen Sie das Gerät nicht draußen oder in feuchter Umgebung stehen. Das Gerät ist nicht wasserdicht.
- Betreiben und lagern Sie das Gerät nur an Orten, an denen ein sicherer Stand gewährleistet ist und das Gerät nicht herunterfallen kann. Es besteht Verletzungs- bzw. Bruchgefahr für darunter befindliche Lebewesen und Gegenstände.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von hochfrequenten elektromagnetischen Sendern.
- Berühren Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem defekten Netzkabel oder Netzstecker.
- Durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose kann das Gerät vollständig von der Stromversorgung getrennt werden.
- Schläuche und Leitungen des Gerätes müssen so verlegt werden, dass keine Stolpergefahr besteht und das Risiko einer Strangulation ausgeschlossen ist.
- Ziehen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten; klemmen Sie es nicht ein und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Hitzequellen.
- Um ein Gefähr eines Stromschlags zu vermeiden, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose:
 - bei Störungen während der Benutzung
 - nach jedem Gebrauch
 - vor jeder Reinigung und Pflege.

- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät herum.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf nur durch **medisana**, einen autorisierten Fachhändler oder durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass in das Geräteinnere kein Wasser eindringt. Sollte das Gerät dennoch einmal mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und kontaktieren Sie die Servicestelle.
- Halten Sie das Gerät niemals zum Reinigen unter fließendes Wasser.
- Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen.
- Transportieren Sie den Vernebler nicht und lassen Sie ihn nicht unbeaufsichtigt, während sich noch Medikamentenaerosol im Vernebertank befindet.
- Vermeiden Sie Erschütterungen des Gerätes und lassen Sie es nicht fallen.
- Wenden Sie das Gerät nicht bei Tieren an.
- Benutzen Sie das Gerät niemals bei Müdigkeit oder Schwindel.
- Im Falle einer Diabetes oder anderer Erkrankungen sollten Sie vor der Anwendung des Gerätes Rücksprache mit Ihrem Hausarzt halten.
- Schwangere sollten die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und ihre individuelle Belastbarkeit beachten, ggf. halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an, wenn der Anwendungsbereich Schwellungen, Verbrennungen, Entzündungen, Hautausschläge, Wunden oder empfindliche Stellen aufweist.
- Die Behandlung sollte angenehm sein. Spüren Sie Schmerzen oder empfinden die Anwendung als unangenehm, brechen Sie ab und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt.

Vor der Benutzung

WARNUNG
Infektionsgefahr durch verunreinigten Vernebler! Beachten Sie vor jeder Benutzung die allgemeinen Hygienemaßnahmen (z. B. gründliches Händewaschen) und stellen Sie sicher, dass der Vernebler gemäß den unter „Reinigung und Pflege“ gegebenen Hinweisen vor der ersten und nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert wird!

- Desinfizieren Sie alle Teile des Verneblersets inklusive Mundstück und Maske vor dem ersten Gebrauch und später nach jeder Benutzung sowie bei längerem Nichtgebrauch, siehe Hinweise unter „Reinigung und Pflege“.
- Nach der Desinfektion müssen alle Teile des Verneblers mit klarem, abgekochtem Wasser gespült werden.
- Kontrollieren Sie vor jeder Anwendung das Gehäuse, das Netzkabel, den Netzstecker, den Luftschlauch 7 und die Schlauchanschlussöffnungen 1 und 11 auf Unversehrtheit und prüfen Sie, ob das Gerät normal funktioniert.
- Ist das Gerät sichtbar beschädigt oder vermuten Sie einen Defekt, darf der Inhalator nicht in Betrieb genommen werden. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie die Servicestelle.
- Bevor Sie das Gerät an Ihre Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt. Benutzen Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Befüllen Sie den Vernebertank niemals mit mehr als 10 ml einer geeigneten Inhalationslösung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt zusammengesetzt sind, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter 2 sauber ist. Sollte der Luftfilter eine Farbveränderung zeigen oder wurde der Luftfilter bereits seit 2 Monaten benutzt, muss er ausgetauscht werden. Stellen Sie sicher, dass er korrekt montiert ist.
- Um zu vermeiden, dass sich der Luftschlauch 7 während des Betriebes löst, stellen Sie sicher, dass dieser an den jeweiligen Anschlüssen 1 und 11 am Gerät und an der Verneblereinheit fest angeschlossen wurde. Ggf. kann der Schlauch beim Anschließen leicht gedreht werden.

während der Benutzung

- Benutzen Sie bei jeder Anwendung nur frisches Medikamentenaerosol.
- Blockieren Sie niemals die Öffnungen des Vernebleroberteils 15.
- Benutzen Sie den Vernebler möglichst in senkrechter Position. Schütteln Sie ihn während der Anwendung nicht.
- Während des Betriebes tritt durch die Kompressorfunktion eine Vibration und eine Geräuscentwicklung auf. Dies ist normal und deutet nicht auf eine Fehlfunktion hin.

nach der Benutzung

- Lagern Sie das Gerät niemals in einem Mikrowellengerät oder mit einem Fön.
- Trocknen Sie das Gerät und alle Teile nur in vollständig getrocknetem und entleertem Zustand an einem trockenen und sauberen Ort.
- Nach der Inhalationsanwendung müssen eventuelle Reste des Medikamentenaerosols entfernt werden. Alle Teile müssen gründlich gereinigt und desinfiziert werden, siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“.
- Lagern Sie das Gerät nicht mit einem geknickten oder verdrehten Luftschlauch 7.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der **medisana Inhalator IN 550** ist für die orale oder nasale Inhalationstherapie mit Medikamentenaerosol in privaten Haushalten bestimmt. Das Gerät darf nur von Patienten, die sich eingehend mit der Funktion des Gerätes vertraut gemacht haben und mit einem vom Arzt oder Apotheker verordneten bzw. empfohlenen, flüssigen Medikament benutzt werden.
- Der Benutzer muss vorher diese Gebrauchsanweisung gelesen, deren Inhalt und die Bedienung des Gerätes verstanden haben.
- Beachten Sie immer die Angaben in den Begleitinformationen des zu inhalierenden Medikaments bzw. folgen Sie den Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers.

Gegenanzeigen

- Der **medisana Inhalator IN 550** darf nur von Personen benutzt werden, die selbstständig atmen können und bei Bewusstsein sind.
- Das Gerät ist nicht für Anwender geeignet, die über eine operativ hergestellte Öffnung der Luftröhre (Tracheostoma) atmen.

Lieferumfang und Verpackung

Bitte prüfen Sie zunächst, ob der Lieferumfang vollständig ist und der Artikel keinerlei Beschädigungen aufweist. Im Zweifelsfall benutzen Sie den Artikel nicht und kontaktieren eine Servicestelle. Zum Lieferumfang gehören:

- 1 **medisana Inhalator IN 550** mit Verneblerset und Luftschlauch, 1 Mundstück, 1 Nasenadapter für Erwachsene,
- 1 Nasenadapter für Kinder, 1 Erwachsenenmaske und 1 Kindermaske
- 5 Ersatz-Luftfilter
- 2 zusätzliche Zerstäuberköpfe (rot und gelb)
- 2 Ersatz-Sicherungen
- 1 Gebrauchsanweisung



Verpackungen sind wiederverwertbar oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

**WARNUNG**

Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Inhalation vorbereiten**WARNUNG**

Reinigen und Desinfizieren Sie das Verneblerset wie unter „Reinigung und Pflege“ beschrieben, um eine mögliche Infektion durch verunreinigte Teile zu vermeiden! Zusätzlich müssen allgemeine Hygienemaßnahmen wie die Desinfektion der Hände, die hygienische Handhabung der Medikamente etc. eingehalten werden.


**HINWEIS**

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt vor Beginn der Therapie über die Länge, Dosierung und Häufigkeit der Anwendung. Je nach Therapieziel (z. B. Behandlung der Lunge = Mundstück-Anwendung oder Behandlung des Nasen-Rachen-Raumes = Masken-Anwendung) sollte die Anwendungsart gewählt werden. Beraten Sie sich auch hierzu mit Ihrem Arzt.

- Drehen Sie das Vernebleroberteil 15 entgegen dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie es vom Vernebertank 12 ab.
- Platzieren Sie den Zerstäuberkopf 14 auf dem Stützen 16.

**HINWEIS**

Im Lieferumfang sind zwei zusätzliche Zerstäuberköpfe enthalten. Sie haben so die Möglichkeit, jeweils einen der insgesamt drei Köpfe (blau, rot oder gelb) auf dem Stützen zu platzieren - dies erlaubt eine noch gezieltere Anwendung. Partikelgrößen von ca. 4,5 bis 6,0 µm (roter Zerstäuberkopf) eignen sich insbesondere für die Anwendung im Mund- und Rachenraum, z. B. bei Kehlkopfentzündungen. Partikelgrößen von ca. 3,5 bis 4,5 µm (blauer Zerstäuberkopf) sind besser geeignet für die Atemwege und die obere Lunge bei z. B. Bronchitis und kleinere Partikelgrößen von ca. 3,0 bis 4,0 µm (gelber Zerstäuberkopf) sind ideal für die Anwendung tief in der Lunge, z. B. bei Asthma. Fragen Sie Ihren Arzt, welche Partikelgröße für Ihre persönliche Situation am besten geeignet ist.



- Füllen Sie die vom Arzt oder Hersteller angewiesene Menge Inhalationslösung (Inhalt minimal 2 ml und maximal 10 ml) in den Vernebertank 12. Falls Sie den Tank überfüllt haben, entleeren Sie den Tank und reinigen Sie das Verneblerset wie unter „Reinigung und Pflege“ angegeben.
- Befestigen Sie das Vernebleroberteil 15, indem Sie es im Uhrzeigersinn auf den Vernebertank 12 aufdrehen, bis die Verbindung fest sitzt.
- Stecken Sie dann entweder das Mundstück 2 oder einen Nasenadapter 20 oder 21 mit dem Verbindungsstück für Mundstück und Nasenadapter 16 auf das Vernebleroberteil auf. Dazu wird das Verbindungsstück 16 mit der längeren Seite auf den Ansatzstützen auf der Oberseite des Vernebleroberteils 15 aufgeschoben und anschließend das Mundstück 2 oder der Nasenadapter 20 oder 21 in die kurze Seite des Verbindungsstücks 16 eingeschoben.
- Alternativ können Sie die Erwachsenen- oder Kindermaske 18 oder 19 für die Inhalation benutzen. Hierzu benötigen Sie das Maskenverbindungsstück anstelle des Verbindungsstücks 16. Stellen Sie sicher, dass sich der Ein-/Aus-Schalter 3 in der Position Aus („O“) befindet und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Stecken Sie das eine Ende des Luftschlauches 7 fest auf den Anschluss für Luftschlauch 1 des Kompressors. Das andere Ende stecken Sie an den Anschluss für Luftschlauch 1 des Verneblersets.

**HINWEISE**

- **Vergewissern Sie sich, dass alle Teile fest miteinander verbunden sind. Die Schlauchanschlüsse müssen fest am Luftaustlass des Kompressors und am Verneblerset stecken.**
- **Achten Sie darauf, keine Inhalationslösung zu verschütten.**
- **Nutzen Sie die Verneblerhalterung 8 für das temporäre Lagern des Verneblersets.**

Inhalation durchführen: Setzen Sie sich in eine möglichst aufrechte Position.

a) Inhalation mit dem Mundstück:

Umschließen Sie das Mundstück 2 ganz mit den Lippen. Schalten Sie das Gerät mit dem EIN/AUS-Schalter 3 ein („I“). Der Vernebler erzeugt einen sichtbaren Nebel (Aerosol). Atmen Sie nun langsam und tief durch den Mund ein und durch die Nase wieder aus. Wenn Sie eine Pause machen möchten, unterbrechen Sie kurz und nehmen das Mundstück 2 aus dem Mund. Nehmen Sie es erneut in den Mund (Lippen umschließen es dicht) und atmen Sie wieder langsam ein und aus.

b) Inhalation mit der Maske bzw. dem Nasenadapter:

Alternativ zum Mundstück 2 sind im Lieferumfang eine Kindermaske 19, eine Erwachsenenmaske 18, sowie Nasenadapter 20 oder 21 enthalten. Damit kann das Aerosol über die Nase eingeatmet werden, was eine Anwendung mehr für die oberen Atemwege ermöglicht. Diese Anwendung wird besonders von Kindern als angenehmer empfunden. **Maske:** Halten Sie die Maske leicht über die Nase gepresst. Die Maske muss die Nase dicht umschließen, jedoch ohne zu drücken. **Nasenadapter:** Führen Sie die beiden Stege vorsichtig in die Nasenöffnungen ein und halten Sie sie während der Inhalation dort. Schalten Sie das Gerät mit dem EIN/AUS-Schalter 3 ein („I“). Der Vernebler erzeugt einen sichtbaren Nebel (Aerosol). Atmen Sie nun langsam und tief durch die Nase ein. Atmen Sie anschließend langsam wieder aus.

**HINWEISE**

- **Sie sollten die Verneblereinheit möglichst senkrecht halten. Eine geringe Schräglage beeinflusst die Anwendung jedoch nicht (auslaufsicher). Für eine volle Funktionsfähigkeit achten Sie bei der Inhalation darauf, dass Sie das Gerät nicht weiter als 45° je Richtung kippen.**
- **Sie können die Wirkung der Therapie verbessern, wenn Sie nach dem Einatmen die Luft kurz anhalten. Dies ist aber für einen generellen Therapieerfolg nicht notwendig. Wichtig ist, dass Sie ruhig und entspannt bleiben, während Sie gleichmäßig ein- und ausatmen. Inhalieren Sie nicht zu schnell. Wenn Sie eine Pause machen möchten, unterbrechen Sie kurz.**

**WARNUNG**

- **Eine Inhalationsanwendung sollte 20 Minuten nicht überschreiten. Wird der Kompressor länger betrieben, besteht die Gefahr der Überhitzung und von Fehlfunktionen. Nach der Benutzung lassen Sie das Gerät für mindestens 40 Minuten abkühlen.**
- **Vermeiden Sie eine Abdeckung / Blockierung der Lüftungsschlitze und des Luftfilters.**

Inhalation beenden: Schalten Sie das Gerät bei Beendigung der Inhalation durch Drücken des EIN/AUS-Schalters 3 ab („O“), auch dann, wenn Sie nicht das gesamte Inhalat aufgebraucht haben. Schützen Sie restliches Inhalat aus. Verwenden Sie es nicht mehr. Reinigen Sie das Gerät sofort nach jeder Anwendung (siehe auch „Reinigung und Pflege“).

**HINWEISE**

- **Bei Verwendung der Maske bzw. des Nasenadapters verbleibt eine größere Aerosolmenge an der Schleimhaut im Nasen-Rachen-Raum als bei der Anwendung mit dem Mundstück.**
- **Nachdem das Mundstück eine Zeit lang benutzt wurde, kann es dazu kommen, dass sich bei Gebrauch einige Tropfen Lösungsmittel im Ansatzrohr des Mundstücks ansammeln. Das hat jedoch keinen Einfluss auf Betrieb und Funktion des Gerätes. Entfernen Sie die Tropfen nach der Anwendung mit einem weichen Tuch.**

Reinigung und Pflege

Führen Sie die folgenden Schritte für die Reinigung und Desinfektion vor dem Erstgebrauch, nach jeder Benutzung sowie nach längerem (ca. 4 Wochen) Nichtgebrauch durch.

Reinigung

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie den Luftschlauch 7 von der Verneblereinheit und zerlegen Sie den Vernebler in seine Einzelteile. Entsorgen Sie ggf. im Vernebertank befindliche Medikamentenreste. Im Sinne eines aktiven Gewässerschutzes sollten die Medikamentenreste nicht in die Kanalisation, sondern z. B. mit Zellostofftüchern über den Restmüll entsorgt werden.
- Spülen Sie alle Teile des Verneblersets mit warmem Wasser (ca. 40°C) und etwas Spülmittel. Anschließend spülen Sie alle Teile nochmals mit warmem Wasser (ca. 40°C ohne Spülmittel) ab. Die Teile der Verneblereinheit müssen nun noch desinfiziert werden - siehe unter „Desinfektion“.
- Den Kompressor können Sie mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Benutzen Sie keine aggressiven Substanzen, wie z. B. Scheuermilch oder andere Mittel für die Reinigung. Das könnte die Oberfläche angreifen.

Desinfektion

- Vor der Desinfektion der Vernebler Teile führen Sie die unter „Reinigung“ aufgeführten Schritte aus.
- Für die Desinfektion ist die Verwendung von Alkohol oder handelsüblichen alkoholischen Sprühdessinfektionsmitteln möglich. Achten Sie darauf, dass keine Reste des Desinfektionsmittels an den Ansatzteilen verbleiben, um die nächste Inhalationsanwendung nicht zu gefährden.
- Lassen Sie die Teile 4-5 Stunden vollständig trocknen. Die Verneblereinheit einige Male schütteln, um Wassertropfen schneller zu entfernen.

**WARNUNG**

Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile frei von Restfeuchte sind, bevor diese wieder zusammengesetzt werden. Legen Sie die Einzelteile nach der Desinfektion auf eine trockene, saubere und saugfähige Unterlage und lassen sie alle Teile vollständig trocknen.

Pflege des Luftschlauches

- Prüfen Sie nach jeder Anwendung, ob sich im Luftschlauch 7 Feuchtigkeit niedergeschlagen hat.
- Ist dies der Fall, ziehen Sie diesen vom Vernebler ab und lassen den Kompressor so lange (jedoch niemals länger als 20 Minuten!) laufen, bis die Feuchtigkeit durch den Luftstrom getrocknet wurde. Sie verhindern so eine Verkeimung durch Restfeuchte.
- Reinigen Sie den Schlauch nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmethoden. Auf der Außenseite können Sie den Schlauch mit einem in milde Seifenlauge getauchten Tuch abwischen. Zeigt der Schlauch Verschmutzungen auf der Innenseite, muss er ersetzt werden.

Filterwechsel

Bei sichtbarer Verschmutzung (z. B. Farbveränderung) oder Feuchtigkeit, spätestens jedoch alle 60 Tage, muss der Luftfilter 2 im Kompressor gewechselt werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- Entfernen Sie die Abdeckung des Luftfilters 2.
- Entfernen Sie den alten Filter z. B. mit einem neuen Zahnstocher.
- Setzen Sie einen neuen Filter ein und setzen Sie die Abdeckung wieder auf ihre ursprüngliche Position.

**WARNUNG**

- Benutzen Sie ausschließlich neue medisana Originalfilter, die für dieses Produkt geeignet sind. - Waschen Sie den Filter nicht aus.

Lebensdauer

Das Gerät hat bei einer Anwendungshäufigkeit von 10 Inhalationen am Tag zu je 20 Minuten bei Raumtemperatur (25°C) eine erwartete Lebensdauer von 3 Jahren (Kompressoreinheit). Die Zubehörteile haben eine davon abweichende Lebensdauer: Verneblereinheit: 100 Tage / Mundstück & Nasenadapter: 3 Monate / Luftschlauch: 1 Jahr / Luftfilter: 2 Monate / Maske: 1 Jahr.

Fehlerbehebung

Problem: Kompressor funktioniert nach dem Einschalten nicht.

Möglicher Grund: Der Netzstecker ist nicht korrekt an eine Steckdose angeschlossen.

Lösung: Schalten Sie das Gerät aus („O“) und stecken Sie den Netzstecker in eine passende Steckdose. Benutzen Sie keine Verlängerungskabel etc. Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Problem: Keine Verneblung.

Möglicher Grund: Zerstäuberkopf fehlt oder keine bzw. zu wenig Inhalationslösung im Vernebertank.

Lösung: Setzen Sie das Verneblerset korrekt zusammen. Füllen Sie min. 2 und max. 10 ml Inhalationslösung in den Vernebertank.

Problem: Keine oder nur geringe Verneblungsleistung.

Möglicher Grund: Die Verneblereinheit ist nicht korrekt zusammengesetzt oder wird schief gehalten oder der Luftschlauch ist nicht korrekt montiert oder ist geknickt oder defekt.

Lösung: Folgen Sie den Anweisungen im Kapitel „Inhalation vorbereiten“. Achten Sie bei der Inhalation darauf, dass Sie das Gerät nicht weiter als 45° je Richtung kippen. Prüfen Sie die korrekte Verbindung des Luftschlauches an Kompressor und Verneblereinheit. Er darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Ersetzen Sie den Schlauch, wenn er beschädigt ist.

Problem: Das Gerät wird sehr heiß.


Möglicher Grund: Das Gerät ist bedeckt oder läuft seit über 20 Minuten.

Lösung: Das Gerät nicht bedecken. Lassen Sie das Gerät 40 Minuten lang abkühlen.

Wechseln der Sicherungen

In der Kompressoreinheit sind zum Schutz der elektrischen Komponenten 2 Sicherungen (Typ T1AL, 250V~) eingebaut. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur an Stromanschlüssen betrieben wird, welche den Spezifikationen im Kapitel Technische Daten entsprechen. Sollte es notwendig werden, die Sicherungen auszutauschen, vorgehen Sie wie folgt:

- Öffnen Sie den Deckel für das Netzkabelfach 9 auf der Rückseite des Kompressors.
- Durch gleichzeitiges Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn (z. B. mit einem



Device and controls
Compressor unit
1 Connection for air tube 2 Air filter (with cover) 3 On/Off Switch 4 Carry handle 5 Latch for storage compartment lid 6 Storage compartment 7 Ventilation slots 8 Nebulizer kit holder 9 Mains cable compartment lid 10 Storage compartment lid

Nebulizer kit
11 Connection for air tube (on nebulizer) 12 Nebulizer tank 13 Nozzle 14 Vaporizer head (blue, particle size 3.5 - 4.5 µm) 15 Inhalation top 16 Connection tube for mouthpiece and nose adaptor 17 Air tube 18 Adult mask with mask connection tube 19 Child mask with mask connection tube 20 Nose adaptor for adults 21 Nose adaptor for children 22 Mouthpiece 23 Replacement air filter 24 Replacement fuses 25 Vaporizer head (red, particle size 4.5 - 6.0 µm) 26 Vaporizer head (yellow, particle size 3.0 - 4.0 µm)

Explanation of symbols
This instruction manual belongs to this device. It contains important information about starting up and operation. Read the instruction manual thoroughly. Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.

WARNING
These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.

CAUTION
These notes must be observed to prevent any damage to the device.

NOTE
These notes give you useful additional information on the installation or operation.

Device classification: type BF Keep dry

Protection class II Alternating current

LOT number SN Serial number

Manufacturer Date of manufacture

MD Medical device UDI Unique device identification

Importer Temperature range

EC REP EU authorized representative Ambient pressure limitation

Humidity range

Recycling symbols / codes:
These are used to provide information about the material and its proper use and recycling.

HONSUN (NANTONG) Co., Ltd.
No.8 Tongxing Road, Economic & Technological Development Area 226009 Nantong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
SRN Manufacturer: CN-MF-000009428

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, GERMANY
Supplier Type: NB-210C

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestr. 80, 20537 Hamburg, GERMANY

GB IMPORTANT INFORMATION! RETAIN FOR FUTURE USE!

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.



Safety Information

- Use the device only according to its intended purpose as specified in the instruction manual. The warranty will be invalidated if used for purposes other than those for which it is intended.
- Any application other than the herewith described is improper and therefore considered dangerous. If the appliance is not used according to the instructions, the user is liable for the safe operation of the unit.
- A single inhalation application should not exceed 20 minutes.
- Only use genuine accessories and spare parts provided by the manufacturer.
- Use only liquid medications that have been approved for use in inhalation therapy. Before starting therapy, discuss the length, dosage, frequency of use and the selection of the medication with your doctor or pharmacist.
- Do not use only water in the nebulizer for nebulizing purposes.
- This device is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or by persons with insufficient experience and/or knowledge, unless under observation by a person responsible for their safety, or unless they have been instructed in the use of the device.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Small parts (e.g. the air filter) can be swallowed. Therefore keep and dispose of all small parts out of reach of children.
- Do not use or store the appliance, where it may be exposed to noxious fumes or volatile substances.
- Do not operate the device in the vicinity of anaesthetic mixtures, that are inflammable in air or oxygen.
- Avoid contact with pointed or sharp objects.
- Do not block the ventilation slots 7. Never place the device where the ventilation slots may be obstructed during operation.
- Do not cover the compressor with a blanket or towel etc, during use.
- Do not block the air filter cover 2.
- Do not insert objects or parts of the body (fingers etc.) into the interior of the unit.
- Do not run the appliance on carpets or in very dusty environments (e.g. under the bed).
- The nebulizer is not suitable for using in respiration systems for anaesthesia or for artificial respiration systems.
- Never use the device whilst taking a bath or shower.
- Do not use the device at temperatures over +40°C.
- Do not leave the device outside or in a humid environment. The device is not protected against the ingress of liquids.
- Store and operate the appliance only in places where a solid stand is given and where the unit cannot fall. There is a danger of hurts or fractures to anyone or anything below if it falls.
- Do not operate the device in the vicinity of high-frequency electromagnetic transmitters.
- Never touch the mains cable with wet hands.
- Do not operate the unit with a damaged cord or plug.
- To completely isolate the unit from the power source unplug the plug from the power source.
- Hoses and wirings of the device need to be laid in that way, that there is no risk of stumbling, that these are not bended and that the risk of strangulation is completely excluded.
- Do not run the power cord over sharp edges or allow it to be pinched; do not run the appliance nearby heat sources.
- To avoid the risk of electric shock, immediately pull out the plug from the power source:
 - if a malfunction occurs during operation
 - after each use
 - before each cleaning or maintenance.

- Do not wind the power cord around the main unit.
- If the mains cable is damaged, it may only be replaced by **medisana**, an authorized dealer or suitably qualified service personnel.
- Take care to ensure that no water gets inside the device. In case the unit comes in contact with humidity, immediately unplug the power plug and contact the service centre.
- When cleaning, do not hold the device under running water.
- Do not attempt to repair the device yourself in the event of a malfunction. Repairs should only be carried out by authorised service centres.
- Do not carry or leave the nebulizer kit while the nebulizer tank contains medication.
- Avoid shocks and do not drop the unit.
- Do not use the appliance on animals.
- Never use the appliance if you are feeling tired or dizzy.
- Consult your family doctor before using the device if you have diabetes or other illnesses.
- Pregnant women should observe the necessary precautions and their personal circumstances; consult your doctor if necessary.
- Do not use the device if the application will come into contact with bruises, burns, inflammations, rashes, wounds or sensitive areas.
- The treatment should be pleasant. Stop using the device and consult your doctor if you feel pain or using the device is unpleasant.

before use

WARNING
Danger of infection from contaminated nebulizer! Follow the hygiene regulations (e.g. thoroughly washing the hands) before each use and make sure that the nebulizer has been cleaned and disinfected before first and after each use according to point „Cleaning and maintenance“.

- Disinfect all parts of the nebulizer kit including mouthpiece and mask before first use, after each use and after a long period of non-usage (see „Cleaning and maintenance“).
- After disinfection, all parts of the nebulizer kit need to be rinsed with clear, boiled water.
- Check before each use, if the case, the power cord, the plug, the air tube 17 and the air tube connections 1 and 11 are intact and if the appliance is working normally.
- If the unit is visibly damaged or if you assume a defect, do not use the appliance, unplug the power plug and contact the service centre.
- Before connecting the device to your power supply, please ensure that the supply voltage stated on the rating plate is compatible with your mains supply. Do not use multi sockets or extension cables.
- Do not fill more than 10 ml of a suitable inhalation liquid into the nebulizer tank.
- Before using the device, make sure that all parts are correctly assembled.
- Make sure that the air filter 2 is clean. If the air filter has changed colour, or has been used on average for more than 60 days, replace it with a new one. Make sure, it is correctly mounted.
- In order to avoid that the air tube loosens during use, make sure that the air tube 17 is securely attached to the compressor (main unit) and nebulizer kit through the respective connections (1 and 11). Twist the airtube plug slightly when inserting it into the connectors.

during use

- Always use fresh medication each time.
- Do not block the openings of the inhalation top 15.
- Hold the device as upright as possible and do not shake it while in use.
- When using this device, there will be some noise and vibration caused by the compressor. This is normal and does not indicate a malfunction.

after use

- Never dry the appliance in microwave ovens or with a hairdryer.
- Store the device and all parts only in completely dry and empty state in a dry and clean location.
- Always dispose of any remaining medication after use. All parts have to be cleaned and disinfected thoroughly, please refer to chapter „Cleaning and maintenance“.
- Do not store the device with a creased or twisted air tube 17.

Intended use

- The **medisana Inhalator IN 550** is suitable for the temporary oral or nasal inhalation therapy with nebulised medication in private households. The unit must only be used by patients, who became familiar with the usage of the device with a recommended or prescribed (by a doctor or pharmacist) liquid medication.
- The user needs to read and understand these instructions of use and needs to understand the general machine operation.
- Always pay attention to the notes in the accompanying information for the medication to be inhaled and follow the instructions of your doctor or pharmacist.

Contraindications

- The **medisana Inhalator IN 550** is only designed to be used by patients, who are able to breath by themselves and are conscious.
- The appliance is not suitable for patients, who breathe through a surgical opening in the windpipe (tracheostoma).

Items supplied and packaging

Please check first of all that the unit is complete and is not damaged in any way. If in doubt, do not use the appliance. Send it to a service point. The following parts are included:

- 1 **medisana Inhalator IN 550** with nebulizer kit and air tube, 1 mouthpiece, 1 nose adaptor for adults, 1 nose adaptor for children, 1 adult mask and 1 child mask
- 5 replacement air filters
- 2 additional vaporizer heads (red and yellow)
- 2 replacement fuses
- 1 Instruction manual

The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required. If you notice any transport damage during unpacking, please contact your dealer without delay.

WARNING
Please ensure that the polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation!

Preparing for inhalation

WARNING
Clean and disinfect the nebulizer kit as described under „Cleaning and maintenance“ in order to avoid a possible infection by contaminated parts! Additionally general hygiene regulations (e.g. thoroughly washing the hands, hygienic handling of the medication) must be observed.

NOTE
Before starting therapy, discuss the length, dosage and frequency of use with your doctor. The method of use should be appropriate to the aim of the therapy (e.g. lung treatment = use of mouthpiece and treatment of the nasal-pharyngeal area = use of mask). Consult your doctor about this aspect as well.

- Rotate the inhalation top 15 counterclockwise to remove it from the nebulizer tank 12.
- Place the vaporizer head 14 on the nozzle 13.

NOTE
Two additional vaporizer heads are included in the scope of delivery. You have the option of placing one of the three heads (blue, red or yellow) on the nozzle - this allows even more targeted application. Particle sizes of approx. 4.5 to 6.0 µm (red vaporizer head) are particularly suitable for use in the mouth and throat area, e.g. for laryngitis. Particle sizes of approx. 3.5 to 4.5 µm (blue head) are more suitable for the respiratory tract and upper lung in e.g. bronchitis and smaller particle sizes of approx. 3.0 to 4.0 µm (yellow head) are ideal for use deep in the lungs, e.g. in asthma. Ask your doctor which particle size is best for your personal situation.

- Fill in the correct amount (min. 2 ml and max. 10 ml) of prescribed medication into the nebulizer tank 12. If you have overfilled the tank, pour all the liquid out and clean the nebulizer kit as described in „Cleaning and maintenance“.
- Rotate the inhalation top 15 clockwise to properly fix it on the nebulizer tank 12.
 - Plug either the mouthpiece 22, or a nose adaptor 20 or 21 with the connection tube for mouthpiece and nose adaptor 16 onto the inhalation top. Therefore the connection tube 16 needs to be put onto the nozzle on the upper part of the inhalation top 15 with the longer end. Then the mouthpiece 22 or the nose adaptor 20 or 21 needs to be connected to the shorter end of the connection tube 12.
 - Alternatively, you may use the adult or child mask 18 oder 19 for the inhalation. Therefore you need the mask connection tube instead of the connection tube 16. Make sure, the power switch 3 is turned off („O“). Connect the power plug to the mains outlet and place one end of the air tube 17 firmly over the connection for air tube 1 of the compressor. Place the other end over the appropriate connection for air tube 11 of the nebulizer kit.

NOTES
- Make sure that all parts are firmly connected to each other. The air tube needs to be securely attached to the compressor (main unit) and nebulizer kit.
- Take care not to spill any medication.
- Use the nebulizer kit holder 8 as a temporary holder for the nebulizer kit.

Perform inhalation: Sit as upright as possible.

a) Inhalation using the mouthpiece:

Enclose the mouthpiece 22 completely with your lips. Switch on the device by pressing the ON/OFF switch 3 („I“). The nebulizer starts to generate a visible nebulization (aerosol). Now breathe in slowly and deeply through your mouth and out through your nose. If you need a break, stop using the device for a short time and take the mouthpiece 22 out of your mouth. Then put it into your mouth again (lips enclosing it tightly) and breathe slowly in and out again.

b) Inhalation using the mask resp. the nose adaptor:

Alternatively, a child inhalation mask 19, an adult inhalation mask 18 and nose adaptors (20 and 21) are supplied with the device. These can be used for inhaling aerosol through the nose (preferably for the upper respiratory tract). This method is particularly suitable for children.

Mask: Hold the mask pressed lightly over your nose. Make sure, that the mask seals around the nose without being too tight.
Nose adaptor: Carefully guide the two tubings into the nose and hold there throughout the whole inhalation use.
Switch on the device by pressing the ON/OFF switch 3 („I“). The nebulizer starts to generate a visible nebulization (aerosol). Now breathe in slowly and deeply through your nose. Afterwards, breathe out again slowly.

NOTES
- Hold the nebulizer kit as upright as possible. A slight tilt does not affect its use (leakage proof). However, take care during inhalation not to tilt the device more than 45° in any direction.
- You can improve the effectiveness of the therapy, if you hold your breath for a short time after breathing in. However, this is not necessary for general success of the therapy. It is only important that you keep quiet and relaxed while breathing in and out regularly.
Do not inhale too fast. If you need a break, stop using the device for a short time.

WARNING
- An inhalation application should not exceed 20 minutes. Do not leave the compressor on for a long period of time. This could result in the compressor overheating or malfunctioning.
After use, wait at least 40 minutes for the device to cool down.
- Do not block the ventilation slots or the air filter on the compressor.

Finish inhalation

After terminating the inhalation, switch off the device by pressing the ON / OFF switch 3 („O“), even if you have not used up all the inhalant. Pour out the rest of the inhalant. Do not use it again. Clean the device immediately after each use (also refer to „Cleaning and maintenance“).

NOTES
- A larger amount of aerosol remains on the mucosa of the nasal pharynx when using the mask resp. the nose adaptor than when using the mouthpiece.
- Once you have used the mouthpiece for a certain time, several drops of inhalant solution may gather in the attachment pipe. However, this does not affect the operation and function of the device. Wipe off the drops with a soft cloth after use.

Cleaning and maintenance

Follow the below steps for cleaning and disinfection before first use, after each use and if the device has not been used for a longish period of time (approx. 4 weeks).

Cleaning

- Make sure that the unit is switched off and the power plug is unplugged from the outlet.
- Remove the air tube 17 from the nebulizer kit and disassemble the nebulizer kit. Empty out any residue in the nebulizer tank. In order to help reduce water pollution, do not dispose of the medication residue in the waste water system. Wipe it up with tissues and dispose of the tissues with non-recyclable waste.
- Rinse all parts of the nebulizer kit with warm water (approx. 40°C) and some detergent. Afterwards rinse all parts with warm water (approx. 40°C without any detergent) again. The nebulizer parts now need to be disinfected - please refer to the chapter „Disinfection“.
- Clean the compressor case with a soft, damp cloth. Do not use any aggressive substances for cleaning, such as scouring cream or other detergents, as these may damage the surfaces.

Disinfection

- Before disinfecting the nebulizer parts, follow the steps under „Cleaning“.
- To disinfect, you can use alcohol or other common alcohol-based disinfectant sprays. Make sure that no disinfectant residues are left behind on the attachments to ensure safe inhalation when next used.
- Allow all parts to dry thoroughly for about 4 to 5 hours. Additionally the nebulizer unit should be agitated several times to remove remaining drops of water.

WARNING
Always make sure that all parts are properly dried out, before you assemble them. Lay all parts on a dry, clean and absorbent cloth after disinfection and allow them to dry thoroughly.

Care of the air tube

- After each use, check the air tube 17 for condensation.
- Is condensation present, pull the air tube off the nebulizer and let the compressor run, until all moisture has been removed by the airstream (but not longer than 20 minutes!). In this way you avoid a bacterial contamination caused by residual moisture.
- Do not clean the air tube with cleaning or disinfecting solutions. If the outside of the air tube is dirty, wipe it clean with a soft cloth moistened with water or mild detergent. If the inside of the air tube shows soilings, it must be replaced.

Filter replacement

In case of visible soilings (e.g. color deviances) or humidity, but latest every 60 days, the air filter 2 should be changed. Therefore please proceed as follows:

- Remove the air filter cover 2.
- Remove the old air filter, e.g. with a new toothpick.
- Insert the new air filter and put the air filter cover back into its place.

WARNING
- Only use original air filters from medisana, which are suitable for this device.
- Do not wash out the filter.

Life cycle:

If the device is used 10 times a day with each 20 minutes of inhalation at room temperature (25°C), the expected life cycle of the compressor is 3 years. The accessories show a different expected life cycle:
Nebulizer unit: 100 days / Mouthpiece & Nose adaptor: 3 months / Air tube: 1 year / Air filter: 2 months / Mask: 1 year

Troubleshooting

Problem: Device is not working after switching on.
Possible cause: The plug is not correctly connected to the mains outlet.
Solution: Switch off the device („O“) and connect the mains plug to a corresponding outlet. Do not use extension cords etc. Switch on the device.

Problem: No nebulization.
Possible cause: Vaporizer head is missing or no / resp. too less medication in the nebulizer tank.
Solution: Assemble the nebulizer kit in the correct way. Fill in medication (min. 2 ml / max. 10 ml) into the nebulizer tank.

Problem: No nebulization or low nebulization rate.
Possible cause: The nebulizer kit is not correctly assembled or is tilted at an incorrect angle. The air tube is not correctly attached or is folded or damaged.
Solution: Follow the instructions in chapter „Preparing for inhalation“. Pay attention, that the device is not tilted at an angle greater than 45° in any direction. Check the correct connection of the air tube on the compressor unit and on the nebulizer kit. The air tube must not be folded, kinked or bent. Replace the air tube if damaged.

Problem: The device gets very hot.
Possible cause: The device is covered or has been used for more than 20 minutes.
Solution: Do not cover the device. Allow the device to cool down for at least 40 minutes.

Changing the fuses

2 fuses (type T1AL, 250V~) are built into the compressor unit to protect the electrical components. Make sure that the unit is only operated on power connections that comply with the specifications in the Technical Data chapter. If it becomes necessary to replace the fuses, proceed as follows:

- Open the cover for the mains cable compartment 9 on the back of the compressor.
- By simultaneously turning counterclockwise (e.g. with a screwdriver) and pushing in the securing covers (see marking in the illustration), open the securing chambers.
- Replace the fuses with new fuses of the same type and close the covers.

Directives / norms

- MDR (EU) 2017/745 (Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council on Medical Devices).
- EN 13544-1: 2007 (Respiratory therapy equipment - Part1: Nebulising systems and their components),
- EN 60601-1-2 (standard for electromagnetic compatibility, see separate enclosure).

Disposal

This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.


Technical specifications	
Name and model:	medisana Inhalator IN 550 (model: NB-210C)
Power supply:	230V~ 50Hz.
Current consumption:	0,6A
Jet flow:	4 - 7 l/min
Max. filling volume:	10 ml
Particle size:	3,5 – 4,5 µm (blue vaporizer head)
Min. nebulizing output:	0.2 ml/min.
Sound level:	≤ 65 dB
Compressor pressure range:	> 205 kPa
Operation pressure range:	100 – 190 kPa
Operating conditions:	+5°C – +40°C, rel. humidity 15 % – 90 %, ambient pressure 700 hPa – 1060 hPa
Storage conditions:	-25°C – +70°C, rel. humidity 15 % – 90 %, ambient pressure 700 hPa – 1060 hPa
Weight / Dimensions LxWxH approx.:	2.0 kg / 33 x 20 x 13.8 cm
Article no. / EAN number:	54530 / 4015588 54530 6
Spare parts:	Art. 54524 Connection tube for mouthpiece and nose adaptor Art. 54525 Air filter and nebulizer unit Art. 54526 Mouthpiece and nose adaptor Art. 54527 Air tube Art. 54528 Child mask Art. 54529 Adult mask Art. 54531 Set of vaporizer heads (red,yellow, blue)
In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and optical changes without notice.	
The current version of this instruction manual can be found under www.medisana.com	

Warranty and repair terms

Your statutory warranty rights are not restricted by our guarantee below. Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is. The following warranty terms apply:

- The warranty period for **medisana** products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
- Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
- Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
- The following is excluded under the warranty:
 - All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.
 - All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
- Spare parts which are subject to normal wear and tear.
- Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

The service centre address is shown on the attached leaflet.



Toestel en bedieningselementen

Compressor-eenheid

1 Toestelaansluiting voor luchtslang 2 Luchtfilter (met afdekking)
3 Aan/uit-schakelaar 4 Draaggreep 5 Vergrendeling van het deksel van het opbergvak 6 Opbergvak 7 Ventilatieopeningen 8 Houder vernevelaar 9 Deksel voor opbergvak van het netsnoer 10 Deksel opbergvak

Vernevelaar-set

11 Aansluiting vernevelaar voor luchtslang 12 Reservoir
13 Aansluitstuk 14 Verstuiver (blauw, deeltjesgrootte 3,5-4,5 µm)
15 Bovenstuk vernevelaar 16 Verbindingsstuk voor het mondstuk en de neusadapter 17 Luchtslang 18 Masker voor volwassenen met verbindingsstuk 19 Masker voor kinderen met verbindingsstuk
20 Neusadapter voor volwassenen 21 Neusadapter voor kinderen
22 Mondstuk 23 Reserve luchtfilter 24 Reserve zekeringen
25 Verstuiver (rood, deeltjesgrootte 4,5-6,0 µm)
26 Verstuiver (geel, deeltjesgrootte 3,0-4,0 µm)

Verklaring van de symbolen

Deze gebruiksaanwijzing behoort bij dit toestel. Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal. Het niet naleven van deze instructie kan zware verwondingen of schade aan het toestel veroorzaken.

WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen moeten in acht genomen worden om mogelijk letsel van de gebruiker te verhinderen.

OPGELET

Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.

AANWIJZING

Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende informatie bij de installatie of het gebruik.

	Classificatie van het instrument: type BF		Droog houden
	Beschermingsklasse II		Wisselstroom
	LOT-nummer		Serienummer
	Producent		Productiedatum
	Medisch hulpmiddel		Unieke apparaatidentificatie
	Importeur		Temperatuurbereik
	Gemachtigde EU-vertegenwoordiger		Omgevingsdrukbe-grenzing
			Luchtvochtigheids-bereik

	Recyclingsymbolen / codes: deze dienen om informatie te geven over het materiaal, het juiste gebruik van het product en de recycling.
	HONSUN (NANTONG) Co., Ltd. No.8 Tongxing Road, Economic & Technological Development Area 226009 Nantong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA SRN Manufacturer: CN-MF-000009428
	medisana GmbH Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, DUITSLAND Supplier Type: NB-210C
	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestr. 80, 20537 Hamburg, DUITSLAND

NL BELANGRIJKE AANWIJZINGEN! ABSOLUUT BEWAREN!

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door vooraleer u het apparaat gebruikt en be-waar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing absoluut mee.

Veiligheidsmaatregelen

- Dit instrument mag alleen worden gebruikt voor de toepassing die in deze gebruiksaanwijzing beschreven is. In het geval dat het instrument aan zijn eigenlijke bestemming wordt onttrokken, vervalt de garantieclaim.
- Elke andere toepassing dan het hier beschreven doelmatig gebruik is niet toegelaten en gevaarlijk. Bij ondoelmatig gebruik ligt de verantwoordelijkheid voor de veilige werking van het apparaat bij de gebruiker.
- De duur van een enkel gebruik mag niet meer dan 20 minuten duren.
- Gebruik alleen originele hulp- en vervangingsonderdelen van de fabrikant.
- Gebruik alleen medicatie in vloeibare vorm, geschikt voor inhalatie therapie. Voordat u begint met een behandeling met het apparaat, raadpleegt u uw arts of apotheker voor de gebruiksduur, dosering, de frequentie van gebruik en de selectie van de medicatie.
- Gebruik geen puur water voor de verneveling.
- Dit toestel is niet bestemd om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaci-teiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun veiligheid bevoegde persoon gecontroleerd worden of tenzij ze van deze persoon instructies kregen hoe het toestel gebruikt moet worden.
- Kinderen moeten in het oog gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het toestel spelen.
- Kleine onderdelen zoals bv. de luchtfilter, kunnen worden ingeslikt. Kleine onderdelen moeten veilig worden opgeborgen en uit de buurt van kinderen worden gehouden.
- Apparaat niet gebruiken of opbergen op plaatsen waar mogelijk giftige dampen of vloeibare substanties kunnen vrijkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid anesthesiepreparaten die ontvlambaar zijn door contact met lucht of zuurstof.
- Vermijd het contact met spitse of scherpe voorwerpen.
- Zet het apparaat niet op een plaats waar de ventilatieopeningen 7 worden geblokkeerd en leg geen voorwerpen op het apparaat (bijv. handdoeken, dekens, enz.).
- Luchtfilterafdekking 2 nooit blokkeren.
- Steek geen voorwerpen of lichaamsdelen (vingers, enz.) in de binnenkant van het apparaat.
- Het apparaat niet op stoffige tapijten of in sterke verstofte omgeving (zoals onder het bed) bedienen.
- De vernevelaar is niet geschikt voor gebruik in anesthesieademhalingsystemen of longbeademingsystemen.
- Gebruik het instrument nooit bij het douchen of baden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving met meer dan 40 °C kamertemperatuur.
- Laat het toestel niet buiten of in een vochtige omgeving staan. Het toestel is niet waterdicht.
- Gebruik of bewaar het apparaat op een plaats waar het veilig kan staan en stel zeker dat het niet kan vallen. Dit kan leiden tot verondings- en beschadigingsgevaar voor personen en voorwerpen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van hoog-frequente elektromagnetische zenders.
- Voedingskabel nooit met natte handen aanraken.
- Apparaat niet gebruiken met defecte voedingskabel of voedingsstekker.
- Door het uittrekken van de voedingsstekker uit het stopcontact kan het apparaat volledig van de stroomvoorzorging worden ontdaan.
- De slangen en leidingen van het apparaat moeten zo neergelegd worden dat u er niet over kunt struikelen, ze zijn niet geknikt en het wurgingsgevaar is uitgesloten.
- Voedingsstekker niet over scherpe kanten trekken; niet inklemmen en niet gebruiken in de buurt van hittebronnen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker uit het stopcontact:
 - Bij eventuele storingen tijdens het gebruik
 - Na elk gebruik
 - Voor het reinigen en onderhoud.
- Draai de voedingskabel niet rond het apparaat.
- Als het netsnoer beschadigd is, mag het enkel door **medisana**, een daartoe bevoegde specialist of door een overeenkomstig gekwalificeerd persoon worden vervangen.
- Zorg ervoor dat er geen water in de binnenkant van het apparaat kan dringen. Als het apparaat eenmaal in aanraking komt met vocht, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met het servicecentrum.
- Houd het apparaat voor het reinigen nooit onder stromend water.
- Het instrument mag in geval van een storing niet door u gerepareerd worden. Reparaties van het instrument dienen alleen door geautoriseerde serviceafdelingen te worden uitgevoerd.
- Transporteer de vernebelaar niet en verlaat deze nooit uit het oog als er nog aerosol medicatie in de vernevelaar-tank aan-wezig is.
- Apparaat niet door elkaar schudden en laat het niet vallen.
- Gebruik het apparaat nooit voor dieren.
- Gebruik het apparaat nooit bij vermoeidheid of duizeligheid.
- Neem in het geval van diabetes of andere ziektes contact op met uw huisarts voordat u het instrument gebruikt.
- Zwangeren dienen de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en op hun individuele belastbaarheid te letten. Neem zo nodig contact op met uw huisarts.
- Gebruik het toestel niet als er binnen het gebruiksbereik zwellingen, brandwonden, infecties, huiduitslag, wonden of gevoe-lige plekken aan te wijzen zijn.
- Behandeling moet aangenaam zijn. Als u pijn voelt of de toepassing onaangenaam is, staak dan het gebruik en neem contact op met uw arts.

	Deze gebruiksaanwijzing behoort bij dit toestel. Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal. Het niet naleven van deze instructie kan zware verwondingen of schade aan het toestel veroorzaken.
	WAARSCHUWING! Risico op infectie door verontreinigde vernevelaar! Let voor gebruik steeds op de algemene hygiëne maatregelen (zoals het grondig wassen van de handen) en zorg ervoor dat dat de ver-nevelaar volg. de „Reiniging en onderhoud“ instructies voor en na elk gebruik wordt gereinigd en ontsmet!
	Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende informatie bij de installatie of het gebruik.
	Classificatie van het instrument: type BF
	LOT-nummer
	Serienummer
	Producent
	Medisch hulpmiddel
	Importeur
	Gemachtigde EU-vertegenwoordiger

Alvorens het starten met het gebruik

- Desinfecteer alle delen van het vernevelaar-set inclusief mondstuk en masker voor het eerste gebruik en later na elk gebruik en wanneer het langer niet in gebruik wordt genomen, zie toelichting onder „Reiniging en onderhoud.“
- Na desinfectie, alle delen van de vernevelaar met helder afgekookt water afspoelen.
- Voor elk gebruik, de behuizing, voedingskabel, stekker, luchtslang 17 en de slangaansluitinsopeningen 1 en 11 controle-ren op schade en ervoor zorgen dat het apparaat goed werkt.
- Als het apparaat zichtbaar beschadigd is of als u vermoedt dat er een defect is, kan de inhalator niet in werking worden gesteld. Verwijder onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het servicecentrum.
- Voordat u het apparaat aansluit op het stroomnet, zorgt u er dan voor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning met deze van uw elektriciteitsnet overeenkomt. Gebruik geen multistopcontacten of verlengsnoeren.
- Vul het reservoir van de vernevelaar nooit met meer dan 10 ml van de geschikte inhalatievloeistof.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn gemonteerd voor gebruik.
- Zorg ervoor dat de luchtfilter 2 schoon is. Indien de luchtfilters kleurverandering vertonen of als de luchtfilter 2 maanden werd gebruikt, moet deze worden vervangen. Zorg ervoor dat deze correct wordt gemonteerd.
- Om te voorkomen dat de luchtslang 17 tijdens de werking loskomt, zorg u ervoor dat deze stevig werden aangesloten op de vernevelaar. Indien nodig kan de slang lichtjes gedraaid worden bij het aansluiten.

tijdens het gebruik

- Neem bij elk gebruik steeds nieuwe aerosol medicatie.
 - Blokkeer nooit de openingen van het bovenste deel van de vernevelaar 15.
 - Gebruik de vernevelaar mogelijk in een verticale positie. Niet schudden tijdens het gebruik.
 - Tijdens gebruik treedt door de compressorfunctie een vibratie en een ruis op. Dit is normaal en duidt niet op een storing.
- na gebruik*
- Droog het apparaat nooit in een magnetron of met een haardroger.
 - Bewaar het apparaat en alle onderdelen in volledig gedroogde en geveegde toestand op een droge en schone plaats.
 - Na inhalatie moet elk residu van het aerosol medicatie worden verwijderd. Alle delen moeten grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd, zie toelichting onder „Reiniging en onderhoud“.
 - Bewaar het apparaat niet met een geknikte of verdraaide luchtslang 17.

Doelmatig gebruik

- De **medisana** inhalator **IN 550** is voor de orale of nasale inhalatietherapie met medicamenteuze aerosol bestemd voor het thuisgebruik. Het toestel mag enkel worden gebruikt door patiënten, die met de functie van het toestel voldoende vertrouwd zijn en enkel met een door de arts of apotheker voorgeschreven resp. aanbevolen, vloeibaar geneesmiddel.
- De gebruiker moet voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig lezen en de inhoud en bediening van het apparaat begrijpen.
- Houd steeds rekening met de aanwijzingen in de begeleidende informatie bij de inhalatiegeneesmiddelen of volg de instructies van uw arts of apotheker.

Tegenaanwijzingen

- De **medisana** inhalator **IN 550** mag alleen worden gebruikt door personen die zelfstandig kunnen ademen en bij bewustzijn zijn.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruikers die via een operatief geopende luchtpijp (tracheostoma) ademen.

Levering en verpakking

Gelieve eerst te controleren of het instrument volledig is en volledig vrij van beschadigingen is. In geval van twijfel neemt u het apparaat niet in gebruik en zendt u het naar een servicepunt. Bij de levering horen:
- 1 **medisana** Inhalator **IN 550** met vernevelaarset en luchtslang, 1 mondstuk, 1 neusadapter voor volwassenen, 1 neusadapter voor kinderen, 1 masker voor volwassenen en 1 masker voor kinderen
- 5 reserve luchtfilters - 2 extra verstuiverkoppen (rood en geel) - 2 reservezekeringen
- 1 gebruiksaanwijzing

Het verpakkingsmateriaal kan opnieuw worden gebruikt of gerecycled. Zorg ervoor dat het gebruikte verpakkingsmate-riaal bij de daarvoor bestemde afvalverwerking terechtkomt. Indien u tijdens het uitpakken transportschade constateert, neem dan direct contact op met uw leverancier.

WAARSCHUWING

Let er op dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen er in stikken!

Voorbereiding voor de inhalatie

WAARSCHUWING

Reinig en desinfecteer de vernevelaar zoals beschreven in „Reiniging en onderhoud“ om een mogelijke infectie tie en vuile onderdelen te vermijden! Naast de algemene hygiëne maatrega-len, zoals desinfectie van de handen, moet men zich aan de hygiënische hantering van de geneesmiddelen etc. houden.

AANWIJZING

Praat voor het begin van de therapie met uw arts over de lengte, de dosering en de frequentie van het gebruik. Afhankelijk van het doel van de therapie (bijv. behandeling van de longen = gebruik met mondstuk of behandeling van neus- en keelholte = gebruik met masker) moet de juiste gebruikswijze geselecteerd worden. Laat u ook hierover door uw arts informeren.

- Draai het bovenstuk van de vernevelaar 15 naar links en neem het van het reservoir van de vernevelaar 12.
- Plaats de verstuiver 14 op het aansluitstuk 13.

AANWIJZING

Er zijn twee extra verstuiverkoppen meegeleverd. Zo heeft u de mogelijkheid één van de in totaal drie koppen (blauw, rood of geel) op het aansluitstuk te plaatsen, waardoor het gebruik nog beter kan worden afgestemd op uw behoefte. Deeltjesgroottes van ca. 4,5 tot 6,0 µm (rode verstuiverkop) zijn met name geschikt voor het gebruik in de mond- en keelholte, bijv. bij een ontsteking van het strottenhoofd (laryngitis). Deeltjesgroottes van ca. 3,5 tot 4,5 µm (blauwe verstuiverkop) zijn geschikt voor de luchtwegen en het bovenste deel van de longen bij bijv. bronchitis en kleinere deeltjesgroottes van ca. 3,0 tot 4,0 µm (gele verstuiverkop) zijn ideaal voor het gebruik diep in de longen, bijv. bij astma. Vraag uw arts welke deeltjesgrootte voor uw persoonlijke situatie het meest geschikt is.

- Vul de door de arts of fabrikant aangewezen hoeveelheid inhalatievloeistof (inhoud minimum 2 ml en maximum 10 ml) in het reservoir van de vernevelaar 12. Als u het reservoir overvol gevuld hebt, maak het reservoir dan leeg en reinig de vernevelaarset zoals aangegeven onder „Reiniging en onderhoud“.
- Bevestig het bovenstuk van de vernevelaar 15, door het naar rechts op het reservoir van de vernevelaar 12 te draaien totdat de verbinding vastzit.
- Steek dan ofwel het mondstuk 22 of een neusadapter 20 of 21 met verbindingsstuk voor het mondstuk en neusadapter 16 op het bovenstuk van de vernevelaar. Daarbij wordt het verbindingsstuk 16 met de langere zijde op het aansluitstuk op de bovenzijde van het bovenstuk van de vernevelaar 15 geschoven en aansluitend het mondstuk 22 of de neusadapter 20 of 21 in de korte zijde van het verbindingsstuk 16 geschoven.
- Als alternatief kunt u het masker voor volwassenen en kinderen 18 of 19 voor de inhalatie gebruiken. Hiervoor heeft u het verbindingsstuk van het masker nodig in plaats van het verbindingsstuk 16. Verzeker u ervan dat de aan-/uitschakelaar 3 zich in de positie UI („O“) bevindt en steek de stekker in het stopcontact. Steek het einde van de luchtslang 17 vast op de aansluiting van de luchtslang 1 van de compressor. Het andere uiteinde steekt u op de aansluiting van de luchtslang 11 van de vernevelaarset.

AANWIJZINGEN

- Zorg ervoor dat alle onderdelen met elkaar verbonden zijn. De slang aansluitingen moeten stevig op de luchtuitlaat van de compressor en vernevelaar zijn aangebracht.
- Zorg ervoor dat er geen inhalatie-oplossing wordt gemorst.
- Gebruik de vernevelaar-houder 6 voor de tijdelijke bewaring van het vernevelaar-set.

Inhalatie uitvoeren: Gaat u zo recht mogelijk zitten.

a) Inhalatie met behulp van het mondstuk:

Omsluit het mondstuk 22 geheel met uw lippen. Druk op de Aan/uitschakelaar 3 om het instrument in te schakelen („I“). De vernevelaar genereert een zichtbare nevel (Aerosol). Adem nu langzaam en diep via de mond in en via de neus weer uit. Als u een pauze wilt maken, stop de inhalatie dan even en neem het mondstuk 22 uit uw mond. Neem het opnieuw in de mond (lippen omsluiten het dicht) en adem weer langzaam in en uit.

b) Inhalatie met masker en/of neusadapter:

Als alternatief op het mondstuk 15 zijn in de leveringsomvang een masker voor kinderen 18, een masker voor volwassenen 19, alsook neusadapter 20 en 21 inbegrepen. Daarmee kan de aerosol via de neus worden ingeademd, wat een behandeling van de bovenste luchtwegen mogelijk maakt. Deze toepassing wordt vooral door kinderen als aangenamer ervaren.

Masker: Houdt het masker licht over de neus gedrukt. Het masker hoeft de neus niet te omsluiten, er moet echter wel aangedrukt worden. **Neusadapter:** Plaats de twee richels zachtjes in de neus openingen en houdt deze daar tijdens de inademing. Zet het apparaat aan met de aan / uit-schakelaar 3 dus („I“). De vernevelaar produceert een zichtbare nevel (aerosol). Adem nu langzaam en diep in door de neus. Adem vervolgens langzaam weer uit.

AANWIJZINGEN

- U moet de vernevelaar zo verticaal mogelijk houden. Door een geringe schuine stand wordt de toepassing echter niet negatief beïnvloed (uitloopbestendig). Voor het optimale functioneren is het wel belangrijk dat het instrument bij de inhalatie niet meer dan maximaal 45° in iedere richting wordt geklept.
- U kunt het therapie-resultaat verbeteren door na het inademen voor het kort moment de adem in te houden. Dit is echter voor een succesvolle therapie niet doorslaggevend. Het is wel belangrijk dat u rustig en ontspannen blijft, terwijl u gelijkmatig in- en uitademt. Inhaaleer niet te snel. Als u een pauze wilt maken, stop de inhalatie dan even.

WAARSCHUWING

- Een inhalatie mag niet langer duren dan 20 minuten. Wordt de compressor langer gebruikt, dan bestaat het gevaar op oververhitting en foutieve werking. Na het gebruik laat het apparaat minstens 40 minuten afkoelen.
- Vermijd afdekking / blokkeringen van de ventilatieopeningen en de luchtfilter.

Inhalatie stoppen

Wanneer de inhalatie is voltooid, schakel het instrument dan uit door op de aan / uit–schakelaar 3 („O“) te drukken, zelfs indien u niet het gehele inhalaat heeft verbruikt. Verwijder de resten inhalaat. Gebruik deze resten niet opnieuw. Reinig het instrument direct na iedere toepassing (raadpleeg voor meer informatie „Reiniging en onderhoud“).

AANWIJZINGEN

- Indien u het masker gebruikt, blijft er een grotere hoeveelheid aerosol over op het slijmvlies van de neus-keelholte dan bij de toepassing met behulp van het mondstuk.
- Nadat het mondstuk een tijdje werd gebruikt, kan het zijn dat er zich bij gebruik enkele druppels oplosmiddel in het aanzetstuk van het mondstuk verzamelen. Dat heeft echter geen invloed op de werking en functie van het toestel. Verwijder de druppels na gebruik met een zachte doek.

Reiniging en onderhoud

Voor de volgende stappen voor reiniging en desinfectie het eerste gebruik, na elk gebruik, en na een lange (ca. 4 weken) periode van nietgebruik door.

Reiniging

- Schakel het apparaat uit en trek de voedingsstekker uit het stopcontact.
- Ontkoppel de luchtslang 17 van de vernevelaar-eenheid en haal de onderdelen van de vernevelaar uit elkaar. Werp overgebleven resten van geneesmiddelen in de vernevelaar-tank weg. Als onderdeel van de actieve waterbescherming moet de residuen van geneesmiddelen niet naar het riool aflopen, maar worden opgevangen met cellulose-doeken en bij het restafval.
- Spoel alle onderdelen van het vernevelaar-set uit met warm water (40C°) en een beëtlje afwasmiddel. Dan moeten alle onderdelen nagespoeld worden met warm water (ongeveer 40 ° C, zonder afwasmiddel). De delen van de vernevelaar eenheid moet nu worden gedesinfecteerd - zie „Desinfectie“
- De compressor kunt u met een zachte, licht vochtige doek afkuisen. Gebruik geen bijtende stoffen, zoals schuurmiddel of andere middelen voor het reinigen. Dit kan de oppervlakte beschadigen.

Desinfectie

- Voor het desinfecteren van de onderdelen van de vernevelaar, voert u de stappen uit zoals onder „Reiniging“ beschreven.
- Voor desinfectie is het gebruik van alcohol of gebruikelijke alcoholische sproeimiddelen voor desinfectie mogelijk. Zorg ervoor dat er geen resten van het ontsmettingsmiddel op de aansluitingen achterblijven om de volgende inhalatie niet in het gedrang te brengen.
- Laat de onderdelen drogen gedurende 4-5 uur. De vernevelaar-eenheid een paar keer schudden om waterdruppels sneller te verwijderen.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat alle onderdelen vrij zijn van restvocht voordat ze opnieuw worden samenge-steld. Leg de afzonderlijke delen na de desinfectie op een droge, schone en absorberende on-dergrond en laat alle onderdelen volledig drogen.

Onderhoud van de luchtslang

- Controleer na elk gebruik of er in de luchtslang 17 vochtigheid is neergeslagen.
- Is dit het geval, trek deze dan van de vernevelaar af en laat de compressor zolang (maar nooit langer dan 20 minuten) lopen, tot de vochtigheid door de luchtstroom werd gedroogd. U verhindert zo een besmetting door vochtigheid die achterblijft.
- Reinig de slang niet met reinigingsmiddelen of andere desinfectieermethoden. Aan de buitenkant kunt u de slang met een in mild zeepsop gedompelde doek afwrijven. Vertoont de slang verontreinigingen aan de binnenkant, dan moet hij worden vervangen.

Filter vervangen

Bij eventuele zichtbare verontreiniging (bijv. kleurverandering) of vocht, maar ten minste elke 60 dagen, moet de luchtfilter 2 in de compressor worden vervangen. Om dit te doen, gaat u als volgt te werk:

- Verwijder de afdekking van het luchtfilter 2.
- Verwijder het oude filter bijv. met een nieuwe tandenstoker.
- Plaats een nieuwe filter en plaats de afdekking opnieuw op haar oorspronkelijke positie.

WAARSCHUWING

- Gebruik uitsluitend nieuwe, authentieke filters van medisana, die geschikt zijn voor dit product.
- Was het filter niet uit.

Levensduur

Het toestel heeft, bij een frequentie-toepassing van 10 inhalaties van telk. 20 minuten per dag en bij kamertemperatuur (25 C°), een levensduur van 3 jaar (compressor-eenheid). De bijhorende onderdelen hebben een verschillende levensduur: Vernevelaar-eenheid: 100 dagen / Mondstuk & Neusadapter: 3 maanden / Luchtslang: 1 jaar / Luchtfilter: 2 maanden / Masker: 1 jaar

Foutoplossing

Problem: Compressor functioneert na het inschakelen niet.

Mogelijke reden: De stekker is niet correct op een contactdoos aangesloten.

Oplossing: Schakel het toestel uit („O“) en steek de stekker in een geschikte contactdoos. Gebruik geen verlengkabel enz. schakel het toestel opnieuw in.

Problem: Geen verneveling.

Mogelijke reden: Verstuiver ontbreekt of geen resp. te weinig inhalatieoplossing in het reservoir van de vernevelaar.

Oplossing: Steek de vernevelset correct in elkaar. Vul min. 2 en max. 10 ml inhalatieoplossing in het reservoir van de vernevelaar.

Problem: Geen of slechts weinig vernevelvermogen.

Mogelijke reden: De vernevelunit is niet correct in elkaar gestoken of wordt scheef gehouden. De luchtslang is niet correct gemonteerd of bevat een knik of is defect.

Oplossing: Volg de instructies in hoofdstuk „Inhalatie voorbereiden“. Let er bij de inhalatie op dat u het toestel niet meer dan 45° in een richting kantelt. Controleer de correcte verbinding van de luchtslang op de compressor en vernevelunit. Hij mag niet worden geknikt of plat gedrukt. Vervang de slang als hij beschadigd is.

Problem: Het toestel wordt zeer warm.

Mogelijke reden: Het toestel is bedekt of loopt langer dan 20 minuten.

Oplossing: Het toestel niet bedekken. Laat het toestel 40 minuten lang afkoelen.

Zekeringen vervangen

In de compressor-eenheid zijn ter bescherming van de elektrische componenten 2 zekeringen (type T1AL, 250V~) ingebouwd. Zorg dat het apparaat alleen wordt gebruikt als het is aangesloten op een stroombron die overeenkomt met de specificaties die vermeld staan in het hoofdstuk Technische gegevens. Wanneer de zekeringen moeten worden vervangen, gaat u als volgt te werk:

- Open de deksel van het snoervak 4 aan de achterkant van de compressor.
- Door de afdekkingen van de zekeringen tegen de wijzers van de klok in te draaien (bijv. met een schroevendraaier) en gemakkelijk in te drukken (zie markering in de afbeelding) kunt u de zekeringcompartimenten openen.
- Vervang de zekeringen door nieuwe exemplaren van hetzelfde type en sluit de afdekkingen weer.



Richtlijnen / Normen

- MDR (EU) 2017/1745 (Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen),
- EN 13544-1: 2007 (Ademhalingstherapie - Deel 1: Verstuvingsystemen en hun onderdelen),
- EN 60601-1-2 (Elektromagnetische verdraagbaarheid, in het bijgevoegde blad).

Afvalbeheer

Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangeboden. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevaten of niet, bij een milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.

Technische Specificaties	
Productnaam en model:	medisana Inhalator IN 55



Appareil et éléments de commande

Groupe compresseur : ❶ Raccord de l'appareil pour le tube à air ❷ Filtre à air (avec couvercle) ❸ Interrupteur marche/arrêt ❹ Poignée ❺ Verrouillage pour le couvercle du compartiment de rangement ❻ Compartiment de rangement ❼ Fente d'aération ❽ Support nébuliseur ❾ Couvercle du compartiment de rangement du câble secteur ❿ Couvercle du compartiment

Kit nébuliseur : ❶ Raccord du nébuliseur pour le tube à air ❷ Réservoir du nébuliseur ❸ Tubulure ❹ Tête du diffuseur (bleu, taille des particules 3,5-4,5 µm) ❺ Partie supérieure du nébuliseur ❻ Connecteur pour l'embout buccal et adaptateur nasal ❼ Flexible à air ❽ Masque adulte avec connecteur ❼ Masque enfant avec connecteur ❿ Adaptateur nasal pour adultes ❶ Adaptateur nasal pour enfants ❷ Embout buccal ❸ Filtre à air de rechange ❹ Fusibles de rechange ❶ Tête du diffuseur (rouge, taille des particules 4,5 - 6,0 µm) ❶ Tête du diffuseur (jaune, taille des particules 3,0 - 4,0 µm)

Légende

Ce mode d'emploi fait partie du contenu de l'appareil. Elle contient des informations importantes concernant sa mise en service et sa manipulation. Lisez l'intégralité de ce mode d'emploi. Le non respect de cette notice peut provoquer de graves blessures ou des dommages de l'appareil.

AVERTISSEMENT
Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur.

ATTENTION
Ces remarques doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages de l'appareil.

REMARQUE
Ces remarques vous donnent des informations supplémentaires utiles pour l'installation ou l'utilisation.

Classification de l'appareil :  Garder au sec type BF

Classe de protection: II  Courant alternatif

LOT N° de LOT **SN** N° de série

MD Fabricant **UDI** Date de fabrication

MD Dispositif médical **UDI** Identification unique de l'appareil

EC REP Importateur

EC REP Représentant autorisé de l'UE

EC REP Limitation de la pression ambiante

EC REP Plage d'humidité de l'air

EC REP Symboles/codes de recyclage : Ils servent à donner des informations sur le matériau et son utilisation appropriée ainsi que sur son recyclage.

HONSUN (NANTONG) Co., Ltd.
No.8 Tongxing Road, Economic & Technological Development Area 226009 Nantong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
SRN Manufacturer: CN-MF-000009428

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ALLEMAGNE
Supplier Type: NB-210C

EC REP **Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**
Eiffestr. 80, 20537 Hamburg, ALLEMAGNE

CE 0123

REMARQUE IMPORTANTE! TOUJOURS CONSERVER!

Lisez attentivement le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Conservez bien ce mode d'emploi. Vous pourriez en avoir besoin par la suite. Lorsque vous remettez l'appareil à un tiers, mettez-lui impérativement ce mode d'emploi à disposition.



Consignes de sécurité

- Utilisez uniquement cet appareil dans le but décrit par le mode d'emploi. En cas d'utilisation détournée, la garantie n'est plus valable.
- Toute utilisation autre que l'utilisation décrite dans la présente est considérée comme non conforme, et donc dangereuse. En cas d'utilisation non conforme, la responsabilité du bon fonctionnement de l'appareil incombe à l'utilisateur.
- La durée d'une application ne doit pas excéder 20 minutes.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et détachées du fabricant.
- Utilisez exclusivement des médicaments adaptés à la thérapie par inhalation sous forme liquide. Avant de commencer toute thérapie avec cet appareil, consultez votre médecin ou pharmacien quant à la durée du traitement, le dosage, la fréquence d'utilisation et le choix des médicaments.
- N'utilisez pas d'eau pure pour la nébulisation.
- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dépourvues d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont été instruites de l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés en s'assurant qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les petites pièces, comme par ex. le filtre à air, peuvent être ingérées. Pour cette raison, placez et éliminez toutes les petites pièces hors de la portée des enfants.
- N'utilisez ou n'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il serait soumis à des vapeurs toxiques ou des substances volatiles.
- N'exploitez pas l'appareil à proximité de mélanges de substances anesthésiques inflammables à l'air ou à l'oxygène.
- Évitez le contact avec des objets pointus ou tranchants.
- Les fentes d'aération ❶ de l'appareil doivent toujours rester dégagées. Ne placez pas l'appareil à des endroits où les fentes d'aération seraient obstruées et ne posez pas d'objets sur l'appareil (par ex. serviettes, couvertures etc.).
- Ne bloquez en aucun cas le capot du filtre à air ❷.
- N'introduisez pas d'objets ou de parties du corps (doigts ou autres) à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé sur des moquettes ou un environnement très poussiéreux (par ex. sous le lit).
- L'atomiseur ne doit pas être utilisé dans les systèmes d'anesthésie par inhalation ou pour les systèmes de respiration pulmonaire.
- N'utilisez jamais l'appareil dans la baignoire ou sous la douche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements dont la température ambiante dépasse 40 °C.
- Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un milieu humide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- Utilisez et entreposez l'appareil uniquement dans des endroits où il présente une stabilité suffisante et ne risque pas de chuter. Les êtres vivants et objets se trouvant sous l'appareil courent un danger de blessure ou de dommage matériel.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'émetteurs électromagnétiques à haute fréquence.
- Ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- N'utilisez jamais l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une prise secteur défectueux.
- En retirant la prise secteur de la prise murale, l'appareil peut être entièrement débranché de l'alimentation électrique.
- Les tuyaux et les conduites de l'appareil doivent être posés de façon à exclure tout risque de trébucher et de s'étrangler.
- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sur des arêtes vives, ne le bloquez pas et ne l'utilisez pas à proximité de sources de chaleur.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, retirez immédiatement la prise secteur de la prise murale :
 - en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation
 - après chaque utilisation
 - avant toute opération de nettoyage et d'entretien.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Si le câble secteur est endommagé, seuls **medisana**, un distributeur agréé ou une personne qualifiée sont autorisés à le remplacer pour éviter les risques.
- Veillez à éviter la pénétration d'eau à l'intérieur de l'appareil. Si l'appareil entrerait malgré tout en contact avec de l'humidité, retirez immédiatement la prise secteur et contactez le service après-vente.
- Ne placez jamais l'appareil ou le kit nébuliseur sous l'eau courante pour leur nettoyage.
- En cas de panne, ne réparez pas vous-même l'appareil. Les réparations doivent uniquement être confiées à des ateliers techniques agréés.
- Ne transportez pas le nébuliseur et ne le laissez pas sans surveillance si un aérosol médical se trouve dans le réservoir du nébuliseur.
- Évitez toute secousse de l'appareil et ne le laissez pas tomber.
- N'utilisez pas l'appareil sur des animaux.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes fatigué(e) ou présentez des vertiges.
- En cas de diabète ou de toute autre maladie, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Les femmes enceintes doivent prendre les précautions d'usage et tenir compte de leur propre résistance. Il convient d'en parler au médecin traitant le cas échéant.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque la zone d'application est enflée, présente des brûlures, des inflammations, des éruptions cutanées, des blessures ou toute sensibilisation.
- Le traitement doit être agréable. Si vous ressentez des douleurs ou bien si l'application est désagréable, il convient d'interrompre et de prendre conseil auprès de votre médecin.

avant utilisation

AVERTISSEMENT
Risque d'infection dû au nébuliseur sale ! Avant toute utilisation, respectez les mesures d'hygiène générales (par ex. lavage soigneux des mains) et assurez-vous que le nébuliseur est nettoyé et désinfecté selon les instructions données dans « Nettoyage et entretien » avant la première et après chaque utilisation !

- Désinfectez toutes les parties du kit nébuliseur, y compris l'embout buccal et le masque avant la première utilisation, puis après chaque utilisation ainsi qu'en cas d'inutilisation prolongée, voir remarque sous « Nettoyage et entretien ».
- Après désinfection, toutes les pièces du nébuliseur doivent être rincées sous l'eau claire et portée à ébullition.
- Avant toute utilisation, contrôlez le boîtier, le cordon d'alimentation, la prise secteur, le flexible à air ❷ et les ouvertures de raccordement du flexible (❶ et ❶) quant à leur intégrité et vérifiez si l'appareil fonctionne normalement.
- Si l'appareil est visiblement endommagé ou si vous supposez un défaut, l'inhalateur ne doit pas être mis en service. Retirez immédiatement la prise secteur de la prise murale et contactez le service après-vente.
- Avant de brancher l'appareil sur l'alimentation secteur, veuillez à la conformité de votre tension secteur avec celle indiquée sur la plaquette signalétique de votre appareil. N'utilisez pas de prise multiple ou de rallonge.
- Ne remplissez jamais le réservoir du nébuliseur avec plus de 10 ml de liquide approprié pour l'inhalation.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement assemblées avant d'utiliser l'appareil.
- Assurez-vous que le filtre à air ❷ est propre. Si le filtre à air présentait une altération de sa couleur ou s'il était utilisé depuis plus de 2 mois, il convient de le remplacer. Assurez-vous qu'il est correctement installé.
- Pour éviter le débranchement du flexible à air ❷ pendant le fonctionnement, assurez-vous qu'il est bien raccordé aux raccords correspondants (❶ et ❶) sur l'appareil et sur l'unité de nébulisation. Le cas échéant, le flexible peut être légèrement tourné lors du raccordement.

pendant l'utilisation

- Lors de chaque utilisation, utilisez exclusivement de l'aérosol médical frais.
- Ne bloquez jamais les ouvertures de la partie supérieure du nébuliseur ❸.
- Utilisez le nébuliseur si possible en position verticale. Ne le secouez pas pendant l'utilisation.
- Le fonctionnement du compresseur engendre une vibration et l'apparition de bruits pendant le fonctionnement. Cet état est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.

après l'utilisation

- Ne séchez jamais l'appareil avec un four à micro-ondes ou avec un sèche-cheveux.
- Entreposez l'appareil et toutes les pièces exclusivement dans un état sec et vide dans un endroit sec et propre.
- Après le traitement d'inhalation, les éventuels résidus d'aérosol médical doivent être éliminés. Toutes les pièces doivent être nettoyées et désinfectées avec soin, voir chapitre « Nettoyage et entretien ».
- N'entreposez pas l'appareil avec une flexible à air ❷ plié ou torsadé.

Utilisation conforme

- L'inhalateur **medisana IN 550** est destiné à la thérapie par inhalation orale ou nasale à l'aide d'aérosols médicamenteux chez soi. L'appareil doit être utilisé uniquement par des utilisateurs connaissant le fonctionnement de l'appareil et à l'aide d'un médicament prescrit ou recommandé par un médecin ou un pharmacien.
- L'utilisateur doit lire la présente notice d'utilisation avant toute utilisation et avoir compris son contenu et l'utilisation de l'appareil.
- Respectez toujours les indications dans les informations accompagnant le médicament à inhaler ou suivez les instructions de votre médecin ou pharmacien.

Contre-indications

- L'inhalateur **medisana IN 550** doit exclusivement être utilisé par des personnes qui peuvent respirer en toute autonomie et qui sont conscientes.
- L'appareil n'est pas adapté aux utilisateurs qui respirent par le biais d'une ouverture créée par opération de la trachée (trachéotomie).

Éléments fournis et emballage

Veuillez vérifier si l'appareil est au complet et ne présente aucun dommage. En cas de doute, ne faites pas fonctionner l'appareil et renvoyez-le à un point de service après-vente. La fourniture comprend:

- 1 Inhalateur **medisana IN 550** avec une unité nébuliseur et un flexible à air, 1 embout buccal, 1 adaptateur nasal pour adultes, 1 adaptateur nasal pour enfants, 1 masque adultes et 1 masque enfants
- 5 filtres à air de rechange
- 2 têtes de nébulisation supplémentaires (rouge et jaune)
- 2 fusibles de rechange
- 1 Mode d'emploi

 Les emballages sont réutilisables ou peuvent être recyclés afin de récupérer les matières premières. Respectez les règles de protection de l'environnement lorsque vous jetez les emballages dont vous n'avez plus besoin. Si vous remarquez lors du déballage un dommage survenu durant le transport, contactez immédiatement votre revendeur.

AVERTISSEMENT
Veillez à garder les films d'emballage hors de portée des enfants. Ils risqueraient de s'étouffer!

Préparer l'inhalation

AVERTISSEMENT
Nettoyez et désinfectez le kit nébuliseur comme décrit dans « Nettoyage et entretien » pour éviter une éventuelle infection par des pièces sales! En outre, toutes les mesures d'hygiène générales comme la désinfection des mains, une manipulation hygiénique des médicaments etc. doivent être respectées.

REMARQUE
Avant le début du traitement, consultez votre médecin pour la durée, le dosage et la fréquence du traitement. En fonction de l'objectif du traitement (par ex. traitement des poumons = application avec embout buccal ou traitement du naso-pharynx = application avec masque), choisissez le type d'utilisation. À cet effet, consultez également votre médecin.

- Tournez la partie supérieure du nébuliseur ❸ dans le sens antihoraire et retirez le réservoir du nébuliseur ❷.
- Placez la tête du diffuseur ❹ sur la tubulure ❸.

REMARQUE
2 têtes de nébulisation supplémentaires sont incluses dans le contenu de la livraison. Vous avez ainsi la possibilité de placer l'une des 3 têtes (bleue, rouge ou jaune) sur la buse, ce qui permet une application encore plus ciblée. Les particules d'environ 4,5 à 6,0 µm (tête de nébulisation rouge) sont particulièrement adaptées à une utilisation dans la bouche et la gorge, par exemple en cas de laryngite. Les particules d'environ 3,5 à 4,5 µm (bleue) sont plus adaptées aux voies respiratoires et aux poumons supérieurs, par exemple en cas de bronchite, et les particules plus petites d'environ 3,0 à 4,0 µm (jaune) sont idéales pour une utilisation en profondeur dans les poumons, par exemple en cas d'asthme. Demandez à votre médecin quelle taille de particule est la plus adaptée à votre situation personnelle.

- Remplissez le réservoir du nébuliseur ❷ avec la solution pour inhalation dans la quantité indiquée par le médecin ou le fabricant (contenu minimum 2 ml et maximum 10 ml). Si vous avez trop rempli le réservoir, videz le réservoir et nettoyez l'unité du nébuliseur comme indiqué au point « Nettoyage et entretien ».

- Fixez la partie supérieure ❶ en tournant le réservoir ❷ dans le sens horaire jusqu'à ce que le raccord soit fixe.

- 5a. Placez ensuite l'embout buccal ❷ ou l'adaptateur nasal (❷ ou ❶) avec le connecteur pour l'embout buccal et l'adaptateur nasal ❶ sur la partie supérieure du nébuliseur. Pour cela, placez le connecteur ❶ avec le côté long sur la tubulure sur le dessus de la partie supérieure du nébuliseur ❸ puis l'embout buccal ❷ ou l'adaptateur nasal (❷ ou ❶) du côté court du connecteur ❶.

- 5b. Vous pouvez également utiliser le masque pour adultes ou enfants (❷ ou ❸) pour l'inhalation. Pour cela, vous avez besoin du connecteur pour le masque à la place du connecteur ❶. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt soit sur la position arrêt ❸ („O“) et branchez la prise. Placez l'extrémité du flexible à air ❸ dans le raccord pour le tube à air ❶ du compresseur. Placez l'autre extrémité dans le raccord pour le tube à air du nébuliseur ❶.

REMARQUES
- **Assurez-vous que toutes les pièces sont fermement assemblées entre elles. Les raccords du flexible doivent être fermement insérés dans l'entrée d'air du compresseur et le kit nébuliseur.**
- **Veillez à ne pas renverser de solution d'inhalation.**
- **Utilisez le support de nébuliseur ❸ pour le stockage provisoire du kit nébuliseur.**

Procéder aux inhalations

- Placez-vous dans une position verticale.

a) Inhalation avec embout buccal: Fermez vos lèvres autour de l'embout ❷. Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur marche / arrêt ❸ („I“). Le nébuliseur fait apparaître un brouillard visible (aérosol). Appelez lentement et profondément par la bouche et expirez par le nez. Si vous désirez faire une pause, interrompez le traitement brièvement et retirez l'embout ❷ de votre bouche. Amenez à nouveau l'appareil au niveau de votre bouche (refermez bien vos lèvres sur l'embout) et inspirez et expirez lentement.

b) Inhalation avec le masque ou l'adapteur nasal: L'emballage contient un embout buccal ❷, un masque pour enfants ❸, un masque pour adultes ❷ et un adaptateur nasal (❷ et ❶). Ces accessoires permettent d'inhaler l'aérosol par le nez ce qui permet une utilisation plus ciblée pour les voies respiratoires supérieures. Cette utilisation est plus agréable pour les enfants.
Masque: Pressez légèrement le masque sur le nez. Le masque doit bien entourer le nez, sans toutefois le comprimer.
Adapteur nasal: Insérez avec précaution les deux barres transversales dans les ouvertures nasales et maintenez-les à cet endroit pendant l'inhalation. Branchez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche / arrêt ❸ („I“). Le nébuliseur fait apparaître un brouillard visible (aérosol). Inspirez lentement et profondément par le nez. Expirez ensuite lentement.

REMARQUES
- **Tenez le nébuliseur le plus vertical possible. Une faible inclinaison n'influence pas l'application grâce au dispositif anti-débordements, mais afin de garantir un bon fonctionnement lors de l'inhalation, n'inclinez pas l'inhalateur à plus de 45 °.**
- **Si vous désirez renforcer l'effet du traitement, vous pouvez retenir votre respiration après avoir aspiré, mais cela n'est pas décisif concernant le succès de la thérapie. L'essentiel est de rester calme et décontracté et de respirer régulièrement. N'inhalez pas trop vite. Si vous désirez faire une pause, interrompez le traitement brièvement.**

AVERTISSEMENT
- **L'utilisation ne devrait pas dépasser 20 minutes. Si le compresseur est utilisé plus longtemps, il existe un risque de surchauffe et de dysfonctionnement. Après l'utilisation, laissez refroidir l'appareil pendant au moins 40 minutes.**
- **Évitez de recouvrir / bloquer les fentes d'aération et le filtre à air.**

Terminer les inhalations

Éteignez l'appareil après l'utilisation en appuyant sur l'interrupteur marche / arrêt ❸ („O“), même s'il reste encore du produit d'inhalation dans la chambre. Versez le reste de produit d'inhalation. Ne l'utilisez plus. Nettoyez l'appareil immédiatement après chaque utilisation (voir aussi „Nettoyage et entretien“).

REMARQUES
- **Lorsque vous utilisez le masque, la quantité d'aérosol qui reste dans les muqueuses au niveau du nez et de la gorge est supérieure à celle en cas d'application avec l'embout buccal.**
- **Lorsque l'embout buccal a été utilisé pendant une certaine durée, il est possible que quelques gouttes de solution s'accumulent dans le tube de raccord de l'embout buccal lors de l'utilisation. Cela n'a cependant aucune incidence sur le fonctionnement et l'utilisation. Retirez les gouttes après l'utilisation à l'aide d'un chiffon doux.**

Nettoyage et entretien

Avant la première utilisation, après chaque utilisation ainsi qu'après une inutilisation prolongée (env. 4 semaines), procédez comme suit pour le nettoyage et la désinfection.

Nettoyage

- Éteignez l'appareil et retirez la prise secteur de la prise murale.
- Débranchez le flexible à air ❷ de l'unité de nébulisation et désassemblez le nébuliseur en pièces détachées. Éliminez le cas échéant les résidus médicamenteux du réservoir du nébuliseur. Dans le sens d'une protection active du milieu aquatique, les résidus médicamenteux ne doivent pas être déversés dans les canalisations, mais par ex. avec les compresses dans les déchets ménagers.
- Rincez toutes les pièces du kit nébuliseur à l'eau chaude (env. 40 °C) avec une petite quantité de liquide vaisselle. Puis, rincez toutes les pièces une seconde fois à l'eau chaude (env. 40 °C sans liquide vaisselle). Les pièces de l'unité de nébulisation doivent désormais être désinfectées - voir point « Désinfection ».
- Le compresseur peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humide. N'utilisez pas de substances agressives, comme par ex. des abrasifs ou d'autres produits de nettoyage. Ces derniers pourraient attaquer la surface.

Désinfection

- Avant la désinfection des pièces du nébuliseur, procédez aux étapes décrites dans le point « Nettoyage ».
- Pour la désinfection, il est possible d'utiliser de l'alcool ou des désinfectants à pulvériser à base d'alcool couramment disponibles dans le commerce. Veillez à ce qu'aucun résidu de désinfectant ne reste sur les surfaces de contact pour ne pas mettre en danger la prochaine application d'inhalation.
- Laissez sécher les pièces pendant 4 à 5 heures. Secouez l'unité de nébulisation à plusieurs reprises pour éliminer plus rapidement les gouttes d'eau.

AVERTISSEMENT
Veillez à ce qu'aucune des pièces ne présente d'humidité résiduelle avant de les réassembler. Posez les pièces détachées sur une surface sèche, propre et absorbante après la désinfection et laissez-les entièrement sécher.

Entretien du flexible à air

- Après chaque utilisation, vérifiez si de l'humidité s'est déposée dans le flexible d'air ❷.
- Dans ce cas, retirez le nébuliseur et laissez fonctionner le compresseur jusqu'à ce que le tube soit sec (mais jamais plus de 20 minutes !). Vous éviterez ainsi la contamination par l'humidité résiduelle.
- Ne nettoyez pas le tube à l'aide de détergents ou d'autres méthodes de désinfection. Vous pouvez essuyer l'extérieur du tube à l'aide d'un chiffon imbibé de savon doux. Si l'intérieur du tube est sale, celui-ci doit être remplacé.

Remplacement du filtre

En cas de salissure visible (par ex. altération de la couleur) ou d'humidité, et au plus tard tous les 60 jours, le filtre à air ❷ dans le compresseur doit être remplacé. Pour ce faire, procédez de la manière suivante:

- Retirez le couvercle du filtre à air ❷.
- Retirez l'ancien filtre à l'aide d'un cure-dent par exemple.
- Placez un nouveau filtre puis replacez le couvercle à sa position originale.

AVERTISSEMENT
- **Utilisez exclusivement de nouveaux filtres d'origine medisana, adaptés à ce produit.**
- **Ne lavez pas le filtre.**

Durée de vie

L'appareil présente une durée de vie prévue de 3 ans (groupe compresseur) dans le cadre d'une fréquence d'utilisation de 10 inhalations par jour de 20 minutes chacune à température ambiante (25 °C). Les accessoires présentent une durée de vie différente: Unité de nébulisation : 100 jours / Embout buccal & adaptateur nasal : 3 mois / Flexible à air : 1 an / Filtre à air : 2 mois / Masque : 1 an.

Résolution des erreurs

Problème: Le compresseur ne fonctionne après démarrage.

Cause possible: La prise n'est pas correctement branchée.

Solution: Éteignez l'appareil („O“) et branchez la prise. N'utilisez pas de rallonge etc. Allumez de nouveau l'appareil.

Problème: Pas de nébulisation.

Cause possible: Le diffuseur manque, pas de solution ou en quantité insuffisante dans le réservoir du nébuliseur.

Solution: Assemblez le nébuliseur correctement. Remplissez au moins 2 ml et maximum 10 ml de solution pour inhalation dans le réservoir.

Problème: Pas de nébulisation ou nébulisation insuffisante.

Cause possible: Le nébuliseur n'est pas correctement assemblé ou n'est pas vertical. Le flexible à air n'est pas monté correctement ou est plié ou défectueux.

Solution: Suivez les instructions au chapitre „Préparer l'inhalation“. Veillez lors de l'inhalation à ce que l'appareil ne bascule pas à plus de 45°. Vérifiez que le flexible à air est correctement raccordé au compresseur et au nébuliseur. Il ne doit pas être plié ou écrasé. Remplacez le tube s'il est endommagé.

Problème: L'appareil devient brulant.

Cause possible: L'appareil est couvert ou fonctionne plus de 20 minutes.

Solution: Ne pas couvrir l'appareil. Laissez l'appareil refroidir pendant 40 minutes.

Remplacement des fusibles

2 fusibles (type T1A1, 250 V~) sont installés dans l'unité de compresseur pour protéger les composants électriques. Assurez-vous que l'appareil ne fonctionne que sur des connexions électriques conformes aux spécifications du chapitre Données techniques. S'il s'avère nécessaire de remplacer les fusibles, suivez les étapes ci-dessous :

- Ouvrez le couvercle du boîtier du câble d'alimentation ❶ à l'arrière du compresseur.
- En tournant simultanément dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (par exemple avec un tournevis) et en posant les couvercles des fusibles (voir le marquage sur l'illustration), ouvrez le coffret de fusibles.
- Remplacez les fusibles par de nouveaux fusibles du même type et refermez les couvercles.

Directives / normes

- MDR (UE) 2017/745 (Règlement (UE) du Parlement Européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux),
- EN 13544-1: 2007 (Appareils de thérapie respiratoire - partie 1 : systèmes de nébulisation et composants),
- EN 60601-1-2 (Compatibilité électromagnétique, dans l'annexe séparée).

Élimination de l'appareil

 Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas! Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedesdechets.fr

Caractéristiques	
Nom et modèle:	medisana Inhalateur IN 550 (modèle: NB-210C)
Alimentation électrique:	230V~ 50Hz.
Consommation de courant / Débit:	0,6A / 4 - 7 l/min
Contenance maxi.:	10 ml
Taille des particules:	3,5 - 4,5 µm (Tête de nébulisation bleue)
Taux de nébulisation (mini):	0,2 ml/min.
Nuisances sonores:	≤ 65 dB
Pression de service du compresseur:	> 205 kPa
Pression de travail:	100 – 190 kPa
Conditions d'utilisation:	+5°C – +40°C, humidité relative 15 % – 90 %, pression ambiante 700 hPa – 1060 hPa –25°C – +70°C, humidité relative 15 % – 90 %, pression ambiante 700 hPa – 1060 hPa
Conditions de stockage / de transport:	
Poids / Dimensions env.:	2,0 kg / 33 x 20 x 13,8 cm
N° d'article / EAN:	54530 / 4015588 54530 6
Accessoires spéciaux:	Art. 54524 Connecteur pour l'embout buccal et adaptateur nasal Art. 54525 filtre à air et unité de nébulisation Art. 54526 embout buccal et adaptateur nasal Art. 54527 flexible à air Art. 54528 masque pour enfant Art. 54529 masque pour adulte Art. 54531 ensemble de têtes de diffuseur (rouge, jaune, bleue)
Dans le cadre du travail continu d'amélioration des produits, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques et de design.	
La dernière version de ce mode d'emploi est disponible sur le site www.medisana.com	


Conditions de garantie et de réparation

Vos droits légaux de garantie ne sont pas limités par notre garantie énoncée ci-après En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez-vous adresser à votre revendeur spécialisé ou directement au service après-vente. Si vous deviez retourner l'appareil, veuillez indiquer le défaut et joindre une copie de la quittance d'achat.

Les conditions de garantie suivantes s'appliquent :

</

Encontrará la dirección de nuestra asistencia técnica en la hoja anexa.



Apparecchio ed elementi per la regolazione Compressore

1 Connettore apparecchio per il tubo flessibile dell'aria 2 Filtro dell'aria (con copertura) 3 Interruttore on/off 4 Staffa di supporto 5 Chiusura del coperchio del vano portaoggetti 6 Vano portaoggetti 7 Fessure di ventilazione 8 Sostegno per nebulizzatore 9 Coperchio del vano del cavo di alimentazione 10 Coperchio del vano portaoggetti **Kit nebulizzatore** : 11 Connettore nebulizzatore per il tubo flessibile dell'aria 12 Serbatoio del nebulizzatore 13 Morsetto 14 Testa del nebulizzatore (blu, dimensione delle particelle 3,5 - 4,5 µm) 15 Parte superiore del nebulizzatore 16 Connettore per bocccaglio e forcella nasale 17 Tubo flessibile per l'aria 18 Mascherina per adulti con connettore per la mascherina 19 Mascherina per bambini con connettore per la mascherina 20 Forcella nasale per adulti 21 Forcella nasale per bambini 22 Bocccaglio 23 Filtro d'aria di ricambio 24 Fusibili di ricambio 25 Testa del nebulizzatore (rosso, dimensione delle particelle 4,5 - 6,0 µm) 26 Testa del nebulizzatore (giallo, dimensione delle particelle 3,0 - 4,0 µm)

Spiegazione dei simboli

Queste istruzioni per l'uso si riferiscono a questo apparecchio. Contengono informazioni importanti per la messa in funzione e l'uso. Leggere interamente queste istruzioni per l'uso. L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare ferite gravi o danni all'apparecchio.

AVVERTENZA
Attenersi a queste indicazioni di avvertimento per evitare che l'utente si ferisca.

ATTENZIONE
Attenersi a queste indicazioni per evitare danni all'apparecchio.

NOTA
Queste note forniscono ulteriori informazioni utili relative all'installazione o al funzionamento.

Classifica dell'apparecchio: Mantenere asciutto

Classe di protezione II Corrente alternata

LOT Numero LOT **SN** Numero di serie

Produttore Data di produzione

MD Dispositivo medico **UDI** Identificazione univoca del dispositivo

Importatore Gamma di temperatura

EC REP Rappresentante autorizzato UE Limitazione della pressione ambiente

Intervallo di umidità dell'aria

Simboli di riciclaggio / Codici: questi servono a fornire informazioni sul materiale e sul suo corretto utilizzo e riciclo.

HONSUN (NANTONG) Co., Ltd.
No.8 Tongxing Road, Economic & Technological Development Area 226009 Nantong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
SRN Manufacturer: CN-MF-000009428

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, GERMANIA
Supplier Type: NB-210C

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestr. 80, 20537 Hamburg, GERMANIA

NOTE IMPORTANTI! CONSERVARE IN MANIERA SCRUPOLOSA! Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, soprattutto le indicazioni di sicurezza e conservare le istruzioni per l'uso per gli impieghi successivi. Se l'apparecchio viene ceduto a terzi, allegare sempre anche queste istruzioni per l'uso.

Norme di sicurezza

- Utilizzate l'apparecchio solo per ciò per cui è stato progettato seguendo le istruzioni per l'uso. In caso di uso diverso da quello previsto decade il diritto alla garanzia.
- Qualunque tipo di utilizzo diverso da quelli descritti in questo manuale è da considerare improprio e, pertanto, pericoloso. L'utente è responsabile per la sicurezza nel caso in cui l'apparecchio non venga utilizzato conformemente allo scopo per il quale è stato progettato.
- La durata massima di ciascun trattamento: 20 minuti.
- Utilizzare unicamente componenti aggiuntivi e pezzi di ricambio del produttore.
- Utilizzare esclusivamente farmaci per terapia aerosolica, in forma liquida. Prima di iniziare la terapia aerosolica consultare il proprio medico curante o il farmacista di fiducia riguardo alla durata e alla frequenza del trattamento, al dosaggio e al farmaco da utilizzare.
- Per la nebulizzazione, non utilizzare acqua pura.
- Questo apparecchio non deve essere mai maneggiato da bambini, né utilizzato da persone con disabilità fisiche, sensoriali o intellettive o con esperienza insufficiente e/o carenza di competenza sempre che, per la loro incolumità, non vengano assistiti da una persona competente o non vengano adeguatamente istruiti su come impiegare l'apparecchio.
- Assicurarsi e controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Le parti di piccole dimensioni, come ad es. il filtro dell'aria, possono essere ingoiate; pertanto devono essere riposte o smaltite in luoghi non accessibili ai bambini.
- Non utilizzare né conservare l'apparecchio in luoghi in cui sia esposto a vapori velenosi o a sostanze volatili.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di miscele combustibili di sostanze anestetiche con aria o ossigeno.
- Evitare di toccare l'apparecchio con oggetti appuntiti o affilati.
- Mantenere sempre libere le fessure di ventilazione 7 dell'apparecchio. Non posizionare l'apparecchio in luoghi dove le fessure d'aerazione possano essere ostruite; non appoggiare alcun oggetto sull'apparecchio (ad es. asciugamani, tovaglie, ecc.).
- Non bloccare mai il coperchio del filtro dell'aria 2.
- Non introdurre all'interno dell'apparecchio oggetti o parti del corpo (dita, ecc.).
- Non mettere in funzione il compressore quando si trova su tappeti o in luoghi particolarmente polverosi come, ad esempio, sotto il letto.

- Il nebulizzatore non è adatto per l'applicazione in sistemi di respirazioneper l'anestesia e sistemi per la ventilazione polmonare.
- Non utilizzate mai l'apparecchio mentre fate il bagno o la doccia.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti la cui temperatura ambiente sia superiore a 40°C.
- Non tenere l'apparecchio all'aperto o in ambienti umidi. L'apparecchio non è a tenuta stagna.
- Riporre e utilizzare l'apparecchio per inalazioni in un posto sicuro dal quale non possa cadere. Se l'apparecchio per inalazioni dovesse cadere, rappresenterebbe un pericolo per le persone e gli oggetti sottostanti.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di trasmettitori elettromagnetici ad alta frequenza.
- Non toccare il cavo di alimentazione con le mani umide o bagnate.
- Se il cavo di alimentazione o la spina sono visibilmente danneggiati oppure si sospetta un difetto, non utilizzare in alcun caso l'inalatore.
- Togliendo la spina dalla presa di corrente l'apparecchio può essere completamente staccato dall'erogazione di corrente.
- I tubi e le condotte dell'apparecchio devono essere posati in modo tale da escludere qualsiasi pericolo di caduta e qualsiasi rischio di strangolamento.
- Non tendere o fissare il cavo di alimentazione contro bordi affilati; non fissarlo con morsetti né utilizzarlo in prossimità di fonti di calore.
- Per impedire un pericolo di folgorazione, estrarre subito la spina dalla presa di corrente nei seguenti casi:
 - in caso di malfunzionamento durante l'utilizzo;
 - prima di ogni operazione di pulizia o manutenzione;
 - dopo ogni utilizzo.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito solo da **medisana**, da un centro di assistenza autorizzato o da personale qualificato per evitare qualsiasi tipo di pericolo.
- Prestare attenzione affinché l'acqua non penetri all'interno dell'apparecchio. Qualora l'apparecchio venisse a contatto con umidità, togliere immediatamente la spina e contattare il centro di assistenza tecnica.
- Non pulire l'apparecchio o il kit del nebulizzatore tenendoli sotto un getto di acqua corrente.
- In caso di difetti di funzionamento non cercate di riparare l'apparecchio. Fate riparare il Vostro apparecchio solo dalle sedi di assistenza autorizzate.
- Non trasportare il nebulizzatore e non lasciarlo mai incustodita qualora nel suo serbatoio vi sia ancora del nebulato medicinale.
- Impedire che l'apparecchio venga urtato o cada.
- Non idoneo al trattamento degli animali.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in caso di stanchezza o vertigini.
- In presenza di diabete o di altre malattie consultate il Vostro medico prima di utilizzare l'apparecchio.
- Le donne in stato di gravidanza devono adottare le necessarie precauzioni, tenere conto della sensibilità individuale e consultare eventualmente il proprio medico.
- Non utilizzare l'apparecchio se la parte trattata presenta rigonfiamenti, ustioni, infiammazioni, eruzioni cutanee, ferite o punti delicati.
- Il trattamento deve essere piacevole. Se provate sensazioni dolorose o trovate spiacevole il trattamento, sospendetelo e consultate il Vostro medico.

prima dell'uso

AVVERTENZA
Il nebulizzatore sporco può provocare delle infezioni. Prima di ogni uso, rispettare le misure generali di igiene (ad es. lavarsi bene le mani) ed accertarsi che il nebulizzatore sia stato pulito e disinfettato secondo le indicazioni impartite nel cap. „Pulizia e manutenzione“ precedentemente al primo utilizzo; l'inalatore deve anche essere pulito e disinfettato dopo ogni trattamento.

- Disinfettare tutti i componenti del kit del nebulizzatore, bocccaglio e mascherina compresi, precedentemente al primo utilizzo, in seguito ripetere tale operazione dopo ciascun trattamento o in caso di inutilizzo prolungato (v. indicazioni al cap. „Pulizia e manutenzione“).
- Dopo la disinfezione, riasciacquare tutti i componenti del nebulizzatore con acqua pulita bollita.
- Prima di ogni trattamento verificare l'integrità dell'alloggiamento del compressore, del cavo di alimentazione, della spina, del tubo dell'aria 17 e delle aperture poste alle estremità dello stesso (1 e 11); accertarsi che l'apparecchio funzioni normalmente.
- Qualora l'apparecchio sia visibilmente danneggiato o qualora si sospetti un difetto, non mettere in funzione l'inalatore. Togliere immediatamente la spina alla presa di corrente e contattare il centro di assistenza tecnica.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che la tensione di targa corrisponda a quella della corrente erogata. Non utilizzare una presa multipla né una prolunga.
- Riempire il serbatoio del nebulizzatore con non oltre 10 ml di liquido per inalazione idoneo.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi che tutti i componenti siano stati correttamente assemblati.
- Accertarsi che il filtro dell'aria 2 sia pulito. Sostituire il filtro dell'aria, qualora abbia cambiato colore o sia in uso da più di 2 mesi, accertandosi del corretto montaggio.
- Per evitare il distacco del tubo dell'aria 17 durante quando l'apparecchio è in funzione, accertarsi che sia stato ben inserito all'attacco sull'apparecchio (1 e 11) e all'innesto sul nebulizzatore, eventualmente ruotandolo leggermente per inserirlo meglio sugli stessi.

durante l'uso

- Per ogni trattamento usare esclusivamente farmaco per terapia aerosolica fresco.
- Non bloccare mai le aperture della parte superiore del nebulizzatore 15.
- Utilizzare il nebulizzatore preferibilmente in posizione verticale; non scuoterlo durante il trattamento.
- Durante il funzionamento, le vibrazioni ed il rumore originati dal compressore sono normali e non indicano alcun guasto.
- dopo l'uso
 - Non asciugare mai l'apparecchio in un forno a microonde o con un asciugacapelli.
 - Conservare l'apparecchio e tutti i suoi componenti ben asciutti e vuoti in un luogo asciutto e pulito.
 - Terminato il trattamento aerosolico, gli eventuali residui del farmaco utilizzato devono essere eliminati. Tutti i componenti devono essere puliti a fondo e disinfettati, v. cap. „Pulizia e manutenzione“.
 - Conservare l'apparecchio avendo cura che il tubo dell'aria 17 non sia ripiegato su se stesso o attorcigliato.

Uso previsto

- L'inalatore **medisana IN 550** è indicato per la terapia inalatoria orale o nasale domiciliare con farmaci per uso inalatorio. L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente da pazienti che ne conoscono in modo approfondito il funzionamento e che utilizzano un farmaco in forma liquida prescritto, o consigliato, dal proprio medico o farmacista.
- Leggere attentamente e completamente il presente manuale d'uso, accertandosi di averne compreso a fondo i contenuti; quindi procedere all'uso dell'apparecchio.
- Rispettare sempre le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo dei farmaci da inalare o seguire le istruzioni del proprio medico o del farmacista di fiducia.

Controindicazioni

- L'inalatore **medisana IN 550** deve essere utilizzato esclusivamente da persone che respirano autonomamente e sono coscienti.
- L'apparecchio non è indicato ai soggetti che respirano grazie all'apertura della trachea praticata mediante intervento chirurgico (tracheostomia).

Materiale in dotazione e imballaggio

Verificare in primo luogo che l'apparecchio sia completo e che non vi siano segni di danni. In caso di dubbi non mettere in funzione l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore o al proprio centro di assistenza. Il materiale consegnato consta di:
- 1 inalatore **medisana IN 550** con set di nebulizzazione e tubo flessibile per l'aria, 1 bocccaglio, 1 forcella per adulti, 1 forcella per bambini, 1 mascherina per adulti e 1 mascherina per bambini
- 5 filtri d'aria di ricambio - 2 ulteriori testine nebulizzatrici (rossa e gialla) - 2 fusibili di ricambio
- 1 Istruzioni per l'uso

Le confezioni sono riutilizzabili o possono essere riciclate. Smaltire il materiale d'imballaggio non più necessario in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di danneggiamenti dovuti al trasporto, mettersi immediatamente in contatto con il proprio rivenditore.

AVVERTENZA
Assicurarsi che i sacchetti d'imballaggio non siano alla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

Preparazione dell'inalazione

AVVERTENZA
Pulire e disinfettare il kit del nebulizzatore come descritto al cap. „Pulizia e manutenzione“ per evitare che i componenti sporchi provochino un'eventuale infezione. Osservare inoltre tutte le misure igieniche generali, quali la disinfezione delle mani, la manipolazione sterile dei farmaci, ecc.

NOTA
Consultare il proprio medico curante prima dell'inizio della terapia riguardo alla durata, al dosaggio e al trattamento. A seconda dello scopo terapeutico si dovrà selezionare il tipo di trattamento (ad es. cura di patologie a carico dei polmoni = trattamento mediante bocccaglio; cura di patologie a carico della cavità rinofaringea = trattamento mediante mascherina): chiedere al proprio medico curante un suggerimento su quale accessorio utilizzare.

- Girare la parte superiore del nebulizzatore 15 in senso antiorario e rimuoverla dal serbatoio 12.
- Posizionare la testa del nebulizzatore 14 sul morsetto 13.

NOTA
Nella fornitura sono comprese due ulteriori testine nebulizzatrici. Ha la possibilità di mettere una delle tre testine compressive (blu, rossa o gialla) sul bocchettone - ciò permette un'applicazione più mirata. Le particelle grandi da ca. 4,5 a 6,0 µm (testina nebulizzatrice rossa) sono particolarmente adatte per l'uso nella bocca e nella gola, per es. per la laringite. Le particelle grandi da ca. 3,5 a 4,5 µm (testina nebulizzatrice blu) sono più adatte per le vie respiratorie e la parte superiore del polmone, per es. in caso di bronchite, mentre le particelle più piccole da ca. 3,0 a 4,0 µm (testina nebulizzatrice gialla) sono ideali per l'uso in profondità nei polmoni, per es. in caso di asma. Domandi al suo medico quale dimensione delle particelle è la più adatta per la sua situazione.

- Riempire il serbatoio del nebulizzatore con la quantità di soluzione inalatoria consigliata dal medico o dal produttore (contenuto minimo 2 ml e massimo 10 ml) 12. In caso di riempimento eccessivo del serbatoio provvedere allo svuotamento dello stesso e alla pulizia del set di nebulizzazione come descritto al punto „Pulizia e Manutenzione“.
- Collegare la parte superiore del nebulizzatore 15 al serbatoio 12 avvitandola in senso orario fin quando non è ben stretta.
- 5a. Inserire quindi il bocccaglio 16 oppure una forcella nasale (20 o 21) con il connettore per bocccaglio e forcella 16 sulla parte superiore del nebulizzatore. Per fare ciò, inserire il connettore 16 con il lato lungo sul morsetto sulla parte superiore del nebulizzatore 15 e successivamente inserire il bocccaglio 20 o la forcella nasale (20 o 21) sul lato corto del connettore 16.
- 5b. In alternativa, è possibile utilizzare, per l'inalazione, la mascherina per adulti oppure quella per bambini (18 o 19). A tale scopo, è necessario utilizzare il connettore per mascherina al posto del connettore 16. Accertarsi che l'interruttore on/off 9 si trovi in posizione Off („O“) e che la spina elettrica sia inserita nella presa di corrente. Fissare un'estremità del tubo dell'aria 17 al connettore del tubo del compressore 1. Collegare l'altra estremità al connettore del tubo 11 del set del nebulizzatore.

NOTE
- **Accertarsi che tutti i componenti siano ben collegati l'un l'altro. Il tubo deve essere ben inserito nell'attacco della mandata del compressore e nell'innesto del kit del nebulizzatore.**
- **Fare attenzione a non versare la soluzione per inalazione.**
- **Utilizzare il supporto per il nebulizzatore 8 per conservare temporaneamente il kit del nebulizzatore.**

Esecuzione dell'inalazione: Sedete Vi tenendo una posizione il più eretta possibile.

a) Inalazione con il bocccaglio:

Circondate completamente con le labbra il bocccaglio 22. Mettete in funzione l'apparecchio premendo il interruttore On/Off 9 („I“). Il nebulizzatore produce un nebulato visibile (aerosol). Ora ispirate lentamente e profondamente con la bocca ed espirate con il naso. Se desiderate fare una pausa, interrompere brevemente e togliere il bocccaglio 22 dalla bocca. Rimetterlo di nuovo in bocca (le labbra devono sigillarlo) e ispirare e espirare di nuovo lentamente.

b) Inalazione con mascherina o forcella nasale:

Nella confezione sono contenuti, in alternativa al bocccaglio 22, una mascherina per bambini 18, una mascherina per adulti 18 e forcelle nasali (20 e 21). In questo modo, l'aerosol può essere inspirato anche attraverso il naso, e ciò ne rende possibile l'impiego principalmente per le alte vie respiratorie. Tale impiego è particolarmente gradito ai bambini.

Maschera: Tenere la mascherina leggermente pressata sul naso. La mascherina deve aderire bene al naso ma senza comprimerlo.

Forcella nasale: Avvicinare la forcella alle narici e tenerla in posizione per tutta la durata del trattamento.

Accendere l'apparecchio premendo il interruttore On/Off 9 („I“). Il nebulizzatore produrrà un nebulato visibile (aerosol). Inspirare lentamente e profondamente con il naso. Espirare subito dopo sempre lentamente.

NOTE
- **Si consiglia di tenere l'unità di nebulizzazione possibilmente in verticale. Una posizione leggermente inclinata non influisce sull'applicazione (protezione contro la fuoriuscita). Per avere la massima prestazione controllate durante l'inalazione di non inclinare oltre 45° in nessuna direzione l'apparecchio.**
- **Potete aumentare l'efficacia della terapia se, dopo l'inspirazione, tratterrete brevemente il respiro. Non è però necessario per il successo generale del trattamento. L'importante è rimanere tranquilli mentre ispirate ed espirate regolarmente. Non inalare troppo velocemente. Se desiderate fare una pausa, interrompere brevemente.**

AVVERTENZA
- **Un trattamento inalatorio non dovrebbe superare i 20 minuti. Qualora il compressore rimanga in funzione per un tempo maggiore, vi è il rischio di surriscaldamento e malfunzionamento. Dopo l'utilizzo, l'apparecchio dovrebbe essere fatto raffreddare per almeno 40 minuti.**
- **Evitare di coprire /ostruire le fessure d'aerazione e il filtro dell'aria.**

Terminare l'inalazione

Spegnete l'apparecchio al termine dell'inalazione premendo il interruttore On/Off 9 („O“) anche quando non avete consumato tutto il preparato per l'inalazione. Buttate via il residuo di sostanza. Non utilizzatelo più. Pulite immediatamente l'apparecchio dopo ogni applicazione (vedere anche al cap. „Pulizia e manutenzione“).

NOTE
- **Quando si usa la mascherina rimane una maggior quantità di aerosol sulla mucosa della cavità rinofaringea rispetto a quando si utilizza il bocccaglio.**
- **Se il bocccaglio non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, può succedere che, al suo successivo utilizzo, alcune gocce di soluzione si raccolgano nel tubo del bocccaglio. Ciò, però, non ha alcun effetto sull'attività e sul funzionamento dell'apparecchio. Rimuovere le gocce dopo l'utilizzo con un panno morbido.**

Pulizia e manutenzione

Per pulire e disinfettare l'apparecchio prima di usarlo per la prima volta, dopo ogni uso e dopo un periodo di inutilizzo prolungato (4 settimane circa), seguire il procedimento di seguito descritto.

Pulizia

- Spegnere l'apparecchio e togliere la spina dalla presa di corrente.
- Staccare il tubo dell'aria 17 dal nebulizzatore e scomporre il nebulizzatore nei suoi diversi componenti. Gettare via l'eventuale residuo di farmaco che ancora si trovi nel serbatoio del nebulizzatore. Per evitare la contaminazione delle acque reflue, non gettare i residui di farmaco negli scarichi bensì assorbirli con tovaglioli di carta che successivamente saranno smaltiti con i rifiuti domestici.
- Lavare tutti i componenti del kit del nebulizzatore con acqua calda (40°C circa) e un detergente, quindi risciacuarli con acqua calda (a 40°C circa senza detergente). Disinfettare i componenti del nebulizzatore, v. cap. „Disinfezione“.
- Pulire il compressore con un panno morbido leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti aggressivi, quali ad es. crema abrasiva o altri prodotti simili che potrebbero graffiare la superficie.

Disinfezione

- Prima di disinfettare i componenti del nebulizzatore, procedere come indicato nel par „Pulizia“.
- Per la disinfezione è possibile utilizzare alcool o i disinfettanti spray comunemente in commercio. Prestare attenzione all'eventuale presenza di residui di disinfettante sugli attacchi: potrebbero pregiudicare il trattamento aerosolico successivo.
- Lasciar asciugare completamente i componenti per 4 - 5 ore. Per rimuovere più velocemente le gocce d'acqua, scuotere brevemente il nebulizzatore.

AVVERTENZA
Prima di riassemblare i singoli componenti, prestare attenzione all'eventuale presenza di umidità residua. Una volta disinfettati, deporre i singoli componenti su una superficie asciutta, pulita e assorbente affinché si asciughino completamente.

Manutenzione del tubo dell'aria

- Dopo ogni utilizzo, verificare che nel tubo dell'aria 17 non si sia formata umidità.
- In questo caso, staccare il tubo dal compressore, lasciare in funzione il compressore per un po' di tempo (ma non più di 20 minuti) fino a quando l'umidità non si sarà asciugata attraverso il flusso d'aria. Ciò impedisce la contaminazione batterica causata dall'umidità residua.
- Non pulire il tubo con detergenti o con altri metodi di disinfezione. Pulire l'esterno del tubo con un panno imbevuto di sapone. Qualora il tubo presentasse residui di sporco all'interno, è consigliabile sostituirlo.

Sostituzione del filtro

Il filtro dell'aria 2 del compressore deve essere sostituito in caso di evidente presenza di sporcizia, alterazione di colore o umidità, e comunque ogni 60 giorni. Per la sostituzione, procedere come segue:

- Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria 2.
- Rimuovere il vecchio filtro con l'aiuto di uno stuzzicadenti nuovo.
- Inserire un nuovo filtro e posizionare il coperchio nella sua posizione originale.

AVVERTENZA
- **Utilizzare esclusivamente i filtri originali medisana, adatti a questo prodotto.**
- **Non lavare il filtro.**

Durata

Con una frequenza di utilizzo di 10 inalazioni al giorno, ciascuna per un tempo di inalazione pari a 20 minuti a temperatura ambiente (25°C), la durata prevista del compressore è di quattro anni. La durata degli accessori dipende dalla frequenza di utilizzo degli stessi: nebulizzatore: 100 giorni / bocccaglio / forcella nasale: 3 mesi / tubo aria: 1 anno / filtro aria: 2 mesi / mascherina: 1 anno

Risoluzione dei problemi

Problema: Il compressore non funziona dopo l'accensione.

Possibile causa: La spina non è correttamente collegata a una presa elettrica.

Soluzione: Spegnere l'apparecchio („O“) e inserire la spina in una presa idonea. Non utilizzare alcuna prolunga, ecc. Accendere nuovamente l'apparecchio.

Problema: Nessuna nebulizzazione.

Possibile causa: Testa del nebulizzatore assente oppure nel serbatoio non è presente alcuna soluzione inalatoria.

Soluzione: Assemblare correttamente il serbatoio del nebulizzatore. Riempire il serbatoio del nebulizzatore con un minimo di 2 ml e un massimo di 10 ml di soluzione inalatoria.

Problema: Flusso di nebulizzazione scarso o assente.

Possibile causa: L'unità del nebulizzatore non è assemblata correttamente oppure è tenuta in pendenza. Il tubo dell'aria non è montato correttamente oppure è piegato o difettoso.

Soluzione: Seguire le istruzioni nel capitolo „Preparazione dell'inalazione“. Durante l'inalazione, fare attenzione che l'unità non sia inclinata più di 45° in ogni direzione. Verificare il corretto collegamento del tubo dell'aria con il compressore e con il nebulizzatore. Il tubo non deve essere piegato né schiacciato. Sostituire il tubo qualora fosse danneggiato.

Problema: L'apparecchio è molto caldo.

Possibile causa: L'apparecchio è coperto oppure è in funzione da più di 20 minuti.

Soluzione: Non coprire l'apparecchio. Lasciare che l'apparecchio si raffreddi per 40 min.

Sostituzione dei fusibili

Per proteggere i componenti elettrici, all'interno dell'unità compressore sono montati 2 fusibili (tipo T1AL, 250V~). Assicurarsi che il dispositivo venga utilizzato solamente con collegamenti elettrici conformi alle specifiche indicate nel capitolo Dati tecnici. Nel caso sia necessario sostituire i fusibili, procedere come segue:

- Aprire il coperchio per lo scomparto per il cavo di alimentazione 9 sul lato posteriore del compressore.
- Ruotando contemporaneamente in senso antiorario (per es. con un cacciavite) e premendo sulle coperture dei fusibili (v. contrassegno nella figura) è possibile aprire le camere dei fusibili.
- Sostituire i fusibili con dei nuovi dello stesso tipo e richiudere le coperture.

Direttive e normativa applicabili

- MDR (UE) 2017/745 (REGOLAMENTO (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici).
- EN 13544-1: 2007 (Apparecchiature per la terapia respiratoria - Prima parte: sistemi di nebulizzazione e relative componenti),
- EN 60601-1-2 (Compatibilità elettromagnetica, foglio allegato separato).

Smaltimento


L'apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Ogni utilizzatore ha l'obbligo di gettare tutte le apparecchiature elettroniche o elettriche, contenenti o prive di sostanze nocive, presso un punto di raccolta della propria città o di un rivenditore specializzato, in modo che vengano smaltite nel rispetto dell'ambiente. Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità comunali o al proprio rivenditore.

Dati tecnici	
Nome e modello:	medisana Inalatore IN 550 (modello: NB-210C)
Alimentatore:	230V~ 50Hz.
Consumo di corrente:	0,6A
Flusso operativo:	4 - 7 l/min
Volume riempimento:	10 ml
MMAD:	3,5 - 4,5 µm (Testina nebulizzatrice blu)
Capacità di nebulizzazione:	min. 0,2 ml/min.
Rumorosità:	≤ 65 dB
Pressione d'esercizio compressore:	> 205 kPa
Pressione operativa:	100 - 190 kPa
Condizioni di esercizio:	+5°C – +40°C, umidità relativa 15 % – 90 %, pressione dell'aria 700 hPa – 1060 hPa
Condizioni di conservazione e di trasporto:	-25°C – +70°C, umidità relativa 15 % – 90 %, pressione dell'aria 700 hPa – 1060 hPa
Peso / Dimensioni circa:	2,0 kg / 33 x 20 x 13,8 cm
Articolo n° / EAN-n°:	54530 / 4015588 54530 6
Accessori speciali:	Art. 54524 Connettore per bocccaglio e forcella nasale Art. 54525 Filtro aria e nebulizzatore Art. 54526 Bocccaglio e forcella nasale Art. 54527 Tubo aria Art. 54528 Maschera pediatrica / Art. 54529 Maschera per adulti Art. 54531 Compilazione con 3 testine nebulizzatrici (rossa, gialla, blu)
Alla luce dei costanti miglioramenti dei prodotti, ci riserviamo la facoltà di apportare qualsiasi modifica tecnica e strutturale.	
La versione attuale di queste istruzioni per l'uso si trova all'indirizzo: www.medisana.com	

Condizioni di garanzia e riparazione

I diritti di garanzia sanciti dalla legge non sono limitati dalla nostra garanzia indicata di seguito. In caso di richieste di garanzia, rivolgersi al proprio negozio specializzato o direttamente al centro assistenza. Qualora fosse necessario restituire il dispositivo, specificare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto. Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:

- I prodotti **medisana** sono coperti da una garanzia di 3



Aparelho e elementos de comando

Unidade compressora

- 1 Conexão do aparelho para o tubo de ar 2 Filtro de ar (com cobertura)
3 Interruptor de ativação/desativação 4 Pega
5 Bloqueio da tampa do espaço de arrumo 6 Espaço de arrumo
7 Fenda de ventilação 8 Suporte do nebulizador 9 Tampa do compartimento do cabo de rede 10 Tampa do espaço de arrumo

Kit de nebulização

- 1 Conexão do nebulizador para o tubo de ar 2 Depósito do nebulizador
3 Bocal 4 Cabeça atomizadora (azul, tamanho de partícula 3,5-4,5 µm)
5 Parte superior do nebulizador 6 Peça de ligação para aplicador bucal e adaptador nasal 7 Tubo de ar 8 Máscara para adulto com peça de ligação 9 Máscara para criança com peça de ligação 10 Adaptador nasal para adultos 11 Adaptador nasal para crianças 12 Aplicador bucal 13 Filtro de ar de substituição 14 Fusíveis de substituição 15 Cabeça atomizadora (vermelho, tamanho de partícula 4,5-6,0 µm)
16 Cabeça atomizadora (amarelo, tamanho de partícula 3,0-4,0 µm)

Descrição dos símbolos

Este manual de instruções pertence a este aparelho. Ele contém informações importantes para a colocação em funcionamento e a operação. Leia completamente este manual de instruções. O incumprimento destas instruções pode causar lesões graves ou danos no aparelho.



AVISO

Estas indicações de aviso têm de ser cumpridas para evitar possíveis lesões do utilizador.



ATENÇÃO

Estas indicações têm de ser cumpridas para evitar possíveis danos no aparelho.



NOTA


Estas notas fornecem informações adicionais úteis para a instalação ou a operação.




Classificação do aparelho:
Tipo BF



Manter seco




Classe de proteção II



Corrente alternada




Número de LOTE



Número de série




Fabricante



Data de produção




Dispositivo médico



Identificação única do dispositivo




Importador



Intervalo de temperatura



Representante autorizado na UE



Limite de pressão ambiente



Intervalo de humidade atmosférica

Símbolos de reciclagem/códigos: Estes servem para dar informações sobre o material e a sua correta utilização e reciclagem.

HONSUN (NANTONG) Co., Ltd.
No.8 Tongxing Road, Economic & Technological Development Area 226009 Nantong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
SRN Manufacturer: CN-MF-000009428

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ALEMANHA
Supplier Type: NB-210C

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffstr. 80, 20537 Hamburg, ALEMANHA

NOTAS IMPORTANTES! GUARDAR SEM FALTA!

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, em especial as indicações de segurança e guarde-o para uma utilização posterior. Se entregar o aparelho a terceiros, faculte também este manual de instruções.



Avisos de segurança

- Utilize o aparelho apenas de acordo com as prescrições das instruções de utilização. Em caso de utilização não adequada, o direito à garantia perde a sua validade.
- Qualquer outra utilização que não seja a aqui descrita é inapropriada e deve ser classificada como perigosa. Em caso de uma utilização inadequada, a responsabilidade pelo funcionamento seguro passa para o utilizador.
- A duração de uma aplicação individual não pode ultrapassar os 20 minutos.
- Utilize apenas peças sobressalentes e suplentes originais do fabricante.
- Utilize apenas medicamentos adequados à terapia de inalação, no estado líquido. Antes de iniciar uma terapia com o aparelho, consulte o seu médico ou farmacêutico para saber a duração da aplicação, a dosagem, a frequência e a seleção dos medicamentos.
- Não utilize água pura para a nebulização.
- Este aparelho não é adequado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas limitadas ou falta de experiência e/ou conhecimentos, a não ser que sejam vigiadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido instruções como utilizar a máquina.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Peças pequenas, como por ex. filtros do ar, podem provocar asfixia. Por isso, guarde e elimine todas as peças pequenas, mantendo-as fora do alcance das crianças.
- Não utilize nem guarde o aparelho em locais que estejam expostos a vapores tóxicos ou a substâncias voláteis.
- Não coloque o aparelho em funcionamento perto de misturas de anestésicos, que sejam inflamáveis através do ar ou do oxigénio.
- Evite o contacto com objectos pontiagudos ou afiados.
- As ranhuras de ventilação do aparelho 7 têm de estar sempre desobstruídas. Não instale o aparelho em locais onde as ranhuras de ventilação possam ficar obstruídas e não coloque objectos sobre o aparelho (por ex. lenços, coberturas, etc.).
- Nunca bloqueie a cobertura do filtro do ar 2.
- Não introduza objectos nem partes do corpo (dedos e similares) no interior do aparelho.
- O aparelho não pode ser colocado em funcionamento sobre pavimentos com alcatifa nem num ambiente com pó (como por ex. debaixo da cama).
- O nebulizador não é adequado para a aplicação em sistemas de anestesia por respiração ou para sistemas respiratórios.
- Não utilize o aparelho enquanto estiver na banheira ou no duche.
- Não utilize o aparelho em áreas com uma temperatura ambiente superior a 40°C.
- Não guarde o aparelho no exterior ou em ambientes húmidos. O aparelho não é à prova de água.
- Coloque o aparelho em funcionamento e guarde-o apenas em locais onde está garantida a sua segurança e onde não possa cair ao chão. Existe o perigo de ferimentos e de danos, respetivamente, para os seres vivos e objectos que se encontrem por baixo do referido aparelho.
- Não coloque o aparelho em funcionamento perto de emissores eletromagnéticos de alta frequência.
- Nunca toque no cabo elétrico com as mãos molhadas.
- Nunca coloque o aparelho em funcionamento com um cabo ou ficha elétrica com defeito.
- Ao puxar a ficha elétrica da tomada, o aparelho pode ser completamente desligado da corrente.
- Os tubos flexíveis e os cabos do aparelho têm de ser dispostos de modo a não haver perigo de tropeçar neles, não são dobrados, sendo ainda excluído o perigo de estrangulamento.
- Não puxe o cabo elétrico por cima de arestas afiadas; não o entale e não o utilize perto de fontes de calor.
- Por forma a evitar um choque elétrico, tire de imediato a ficha elétrica da tomada:
 - em caso de avarias durante a utilização
 - após cada utilização
 - antes de cada limpeza e manutenção.
- Não enrole o cabo elétrico à volta do aparelho.
- Se o cabo de rede estiver danificado, ele só poderá ser substituído pela **medisana**, por um agente especializado autorizado ou por uma pessoa devidamente qualificada.
- Tenha cuidado para que não entre água no interior do aparelho. Apesar disso, caso o aparelho chegue a entrar em contacto com a humidade, tire de imediato a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de assistência.
- Nunca coloque o aparelho ou o kit de nebulização debaixo de água corrente para efeitos de limpeza.
- Em caso de falhas, não repare o aparelho pessoalmente. Envie o aparelho apenas para os centros de assistência autorizados para ser reparado. Não transporte o nebulizador e não o deixe sem vigilância, enquanto ainda se encontrar aerossol com medicamento no reservatório do nebulizador.
- Evite agitar o aparelho e não o deixe cair.
- Não aplique o aparelho junto a animais.
- Nunca utilize o aparelho com cansaço ou tonturas.
- No caso de diabetes ou outras doenças, consulte o seu médico de família antes de utilizar o aparelho.
- As grávidas devem cumprir as medidas de precaução necessárias e ter atenção à sua resistência pessoal, eventualmente, contacte o seu médico. Não utilize o aparelho se o local de aplicação apresentar inchaços, queimaduras, inflamações, erupções cutâneas, feridas ou for muito sensível.
- O tratamento deve ser agradável. Se sentir dores ou se a aplicação for desagradável, interrompa o tratamento e consulte o seu médico.

Antes da utilização

AVISO
Perigo de infeção devido a nebulizador sujo! Antes de cada utilização, tenha em atenção as medidas gerais de higiene (por ex. lavar bem as mãos) e certifique-se de que o nebulizador é limpo e desinfetado em conformidade com as indicações do apresentadas no capítulo „Limpeza e cuidado“, antes da primeira e após cada utilização!

- Desinfete todas as peças do kit de nebulização, incluindo o bocal e a máscara, antes de ser utilizado pela primeira vez e, mais tarde, após cada utilização, assim como em caso de um período mais longo sem ser utilizado, veja as indicações no capítulo „Limpeza e manutenção“.
- Após a desinfecção, todas as peças do nebulizador têm de ser enxaguadas em água limpa e fervida.
- Antes de cada aplicação, examine a caixa, o cabo e a ficha elétrica, o tubo flexível do ar 17 e as aberturas da ligação deste, relativamente à sua integridade (1, 11) e verifique se o aparelho funciona normalmente.
- Se o aparelho estiver visivelmente danificado ou suspeito de algum defeito,
- o inalador não deve ser colocado em funcionamento. Retire de imediato a ficha elétrica da tomada e entre em contacto com o centro de assistência.
- Antes de ligar o aparelho à corrente elétrica, tenha em atenção que a tensão de corrente indicada na placa de identificação deve coincidir com a da sua rede elétrica. Não utilize extensões elétricas nem cabos de extensão.
- Nunca encha o depósito do nebulizador com mais de 10 ml de um líquido para inalação adequado.
- Certifique-se de que todas as peças estão corretamente montadas, antes de utilizar o aparelho.
- Certifique-se de que o filtro do ar 2 está limpo. Se o filtro do ar revelar uma alteração na cor ou caso já tenha sido utilizado há 2 meses, significa que tem de ser substituído. Certifique-se de que está montado corretamente.
- Por forma a evitar que o tubo flexível do ar 17 se solte durante o funcionamento, certifique-se de que este foi bem ligado nas respetivas (1, 11) conexões do aparelho e na unidade de nebulização. Se necessário, o tubo flexível pode ser ligeiramente rodado durante a ligação.

durante a utilização

- Em cada aplicação, utilize apenas um aerossol com medicamento recente.
 - Nunca bloqueie as aberturas da parte superior do nebulizador 4.
 - Utilize o nebulizador o mais possível em posição vertical. Não o agite durante a aplicação.
 - Durante o funcionamento, surge vibração e produção de ruído provocadas pelo funcionamento do compressor. Isto é normal e não sugere uma anomalia.
- após a utilização**
- Nunca seque o aparelho num micro-ondas ou servindo-se de um secador de cabelo.
 - Guarde o aparelho e todas as peças apenas totalmente secas e vazias num local seco e limpo.
 - Após a aplicação da inalação têm de ser removidos eventuais resíduos do aerossol com medicamento. Todas as peças têm de ser bem limpas e desinfetadas, veja o capítulo „Limpeza e manutenção“.
 - Não guarde o aparelho com um tubo flexível do ar 17 dobrado ou torcido.
- Utilização correta**
- O inalador **medisana IN 550** foi concebido para a terapia inalatória com aerossóis, destinando-se ao uso doméstico. O aparelho só pode ser utilizado por pacientes profundamente familiarizados com o funcionamento do mesmo e com um medicamento líquido prescrito ou recomendado pelo médico ou farmacêutico.
 - O utilizador tem de ler primeiro o presente manual de instruções, perceber o seu conteúdo e o manuseamento do aparelho.
 - Tenha sempre em atenção os dados constantes das informações que acompanham o medicamento para inalação e siga as instruções do seu médico ou farmacêutico.

Contra-indicações

- O inalador **medisana IN 550** apenas pode ser utilizado por pessoas que sejam capazes de respirar de forma autónoma e estejam conscientes.
- O aparelho não se destina a utilizadores que respirem através de uma abertura das vias respiratórias criada de forma operatória (traqueostomia).

Material fornecido e embalagem

Por favor, em primeiro lugar, verifique se o aparelho está completo e não apresenta qualquer dano. Em caso de dúvida, não coloque o aparelho em funcionamento e envie-o para um centro de assistência. Do volume de fornecimento fazem parte:

- 1 inalador **medisana IN 550** com kit de nebulização e tubo de ar, 1 aplicador bucal, 1 adaptador nasal para adultos,
- 1 adaptador nasal para crianças, 1 máscara para adulto e 1 máscara para criança
- 5 filtros de ar de substituição -2 cabeças pulverizadoras adicionais (vermelha e amarela) -2 fusíveis sobressalentes
- 1 Manual de instruções



As embalagens podem ser reutilizadas ou podem ser eliminadas através da reciclagem. Por favor, elimine adequadamente o material da embalagem não necessário. Se, durante o desembalamento, verificar danos devido ao transporte, por favor, entre imediatamente em contacto com o seu revendedor.



AVISO
Tenha atenção para que as películas da embalagem não se tornem brincadeiras para crianças. Existe perigo de asfixia!

Preparação para a inalação



AVISO
Limpe e desinfete o kit de nebulização conforme descrito no capítulo „Limpeza e manutenção“ para evitar uma possível infeção devido à sujidade das peças! Adicionalmente, têm de ser cumpridas medidas adicionais de higiene, tais como a desinfecção das mãos, o manuseamento higiénico dos medicamentos, etc.




NOTA
Antes da terapia, consulte o seu médico para obter informações sobre a duração, a dosagem e a frequência da aplicação. De acordo com o objetivo da terapia (p.ex. tratamento dos pulmões = aplicação com bocal ou tratamento da cavidade nasal e faringe = aplicação com máscara), deve-se escolher o tipo de aplicação adequado. Consulte também o seu médico para obter mais informações relativamente a este tópico.

1. Rode a parte superior do nebulizador 16 no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio e retire-a do depósito de nebulizador 17.
2. Coloque a cabeça atomizadora 18 sobre o bocal 19.



NOTA - No escopo de fornecimento estão incluídas mais duas cabeças pulverizadoras. Terá então a possibilidade de colocar respetivamente uma das três cabeças (azul, vermelha ou amarela) no bocal - permitindo assim uma utilização ainda mais direcionada. Partículas com uma dimensão de cerca de 4,5 a 6,0 µm (cabeça pulverizadora vermelha) são especialmente adequadas para a utilização na cavidade bucal ou na faringe, p.ex. em caso de laringites. Partículas com uma dimensão de cerca de 3,5 a 4,5 µm (cabeça pulverizadora azul) são mais adequadas para as vias respiratórias e para o pulmão superior p.ex. em caso de bronquites enquanto que partículas mais pequenas de cerca de 3,0 a 4,0 µm (cabeça pulverizadora amarela) são ideais para a utilização na zona mais profunda do pulmão, p.ex. em caso de asma. Pergunte ao seu médico, qual a dimensão de partículas que é mais adequada para o seu caso pessoal.



3. Encha o depósito de nebulizador 17 com a quantidade de solução para inalação (conteúdo mínimo de 2 ml e máximo de 10 ml) indicada pelo médico ou fabricante. Caso tenha encheido o depósito em demasia, esvazie o depósito e limpe o kit de nebulização, conforme indicado em „Limpeza e conservação“.
4. Fixe a parte superior do nebulizador 17, enroscando-a no depósito do nebulizador 17, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio até a ligação estar bem assente
- 5a. Em seguida, encaixe o aplicador bucal 22 ou um adaptador nasal (20 ou 21) com a peça de ligação do aplicador bucal e do adaptador nasal 20 na parte superior do nebulizador. Para o efeito, a peça de ligação 16 com o lado mais comprido é empurrada sobre o bocal na parte superior do nebulizador 17 e, em seguida, o aplicador bucal 22 ou o adaptador nasal (20 ou 21) é inserido no lado mais curto da peça de ligação 16.
- 5b. Em alternativa, pode utilizar a máscara para adulto ou para criança (18 ou 19) para a inalação. Para o efeito, necessita da peça de ligação da máscara em vez da peça de ligação 16. Certifique-se de que o interruptor de ativação/desativação 3 se encontra na posição Desligado („O“) e encaixe a ficha de rede na tomada. Encaixe firmemente uma das extremidades do tubo de ar 17 na conexão para o tubo de ar 1 do compressor. A outra extremidade deverá ser encaixada na conexão para o tubo de ar 11 do kit de nebulização.



NOTA
- Assegure-se que todas as peças estão bem encaixadas umas nas outras. As conexões do tubo flexível têm de estar fixas na saída do ar do compressor e no kit de nebulização.
- Tenha cuidado para não entornar a solução para inalação.
- Utilize o suporte do nebulizador 8 para guardar temporariamente o kit de nebulização.

Realizar a inalação: Coloque-se numa posição o mais vertical possível.

- a) Inalação com o bocal:** Feche totalmente os lábios à volta do bocal 19. Ligue o aparelho premindo o interruptor de ativação/desativação 3 („I“). O nebulizador produz uma vaporização visível (aerossol). Agora, inspire lentamente e profundamente através da boca e expire através do nariz. Se pretender fazer uma pausa, faça um breve intervalo e retire o bocal 19 da boca. Volte a colocar o bocal na boca (os lábios vedam o bocal) e inspire e expire lentamente.
- b) Inalação com a máscara ou com o adaptador para nariz:** Em alternativa ao aplicador bucal 22, estão incluídos no volume de fornecimento uma máscara para criança 18, uma máscara para adulto 19, bem como adaptadores nasais (20 e 21). Deste modo, o aerossol pode ser inalado pelo nariz, o que permite mais uma aplicação para as vias respiratórias superiores. Esta aplicação é considerada agradável, particularmente, pelas crianças. **Máscara:** Mantenha a máscara ligeiramente comprimida por cima do nariz. A máscara deve ficar justa à volta do nariz, no entanto, sem pressioná-lo. **Adaptador para nariz:** Introduza cuidadosamente as duas cânulas nas narinas e mantenha-as na mesma posição durante a inalação. Ligue o aparelho através do interruptor de ativação/desativação 3 („I“). O nebulizador produz uma vaporização visível (aerossol). Inspire agora lenta e profundamente pelo nariz. Em seguida, expire lentamente.



NOTAS
- Mantenha a unidade de nebulização o mais possível na vertical. Contudo, uma ligeira inclinação não influencia a aplicação (protegido contra derramamento). Para uma capacidade de funcionamento total, durante a inalação, tenha atenção para não inclinar o aparelho mais que 45° em cada direcção.
- O efeito da terapia pode ser melhorado quando suspende por breves instantes a respiração após a inalação. Contudo, isso não é necessário para um sucesso geral da terapia. Importante é que permaneça quieto e descontraído enquanto inspira e expira de modo uniforme. Não inale com demasiada rapidez. Se pretender fazer uma pausa, faça um breve intervalo.



AVISO
- Uma aplicação de inalação não deve exceder os 20 minutos. Se o compressor for utilizado durante mais tempo, existe o perigo de sobreaquecimento e de falhas de funcionamento. Após a utilização, o aparelho deve arrefecer durante, pelo menos, 40 minutos.
- Evite colocar uma cobertura / bloqueio nas ranhuras de ventilação e no filtro do ar.

Terminar a inalação

Após a inalação, desligue o aparelho premindo o interruptor de ativação/desativação 3 („O“), mesmo quando não utilizou toda a substância de inalação. Esvazie a restante substância de inalação. Não volte a utilizar o resto da substância de inalação. Após cada aplicação, limpe imediatamente o aparelho (ver também “Limpeza e conservação”).



NOTAS
- Ao utilizar a máscara, uma maior quantidade de aerossol permanece nas mucosas da cavidade nasal/garganta do que na aplicação com bocal.
- Depois de utilizar o aplicador bucal durante algum tempo, pode verificar-se a acumulação de algumas gotas de solvente no tubo de extensão do aplicador bucal, aquando do uso. No entanto, isso não tem qualquer influência na operação e no funcionamento do aparelho. Após a aplicação, remova as gotas com um pano macio.

Limpeza e manutenção: Execute os passos seguintes para a limpeza e desinfecção, antes da primeira e após cada utilização, bem como a seguir a um longo período sem ser utilizado (aprox. 4 semanas). **Limpeza:**

1. Desligue o aparelho e retire a ficha elétrica da tomada.
2. Separe o tubo flexível do ar 17 da unidade de nebulização e desmonte as peças individuais do nebulizador. Elimine os resíduos de medicamento eventualmente existentes no reservatório do nebulizador. Com o objetivo de uma proteção ativa da água, os resíduos dos medicamentos não deverão ser eliminados através da canalização, mas sim por ex. com lenços de papel através dos resíduos não recicláveis.
3. Enxágue todas as peças do kit de nebulização com água quente (aprox. 40°C) e um pouco de detergente lava louça. Em seguida, lave novamente todas as peças em água quente (aprox. 40°C sem detergente lava louça). As peças da unidade de nebulização têm de ser agora desinfetadas – veja em „Desinfecção“.
4. Pode limpar o compressor com um pano macio, ligeiramente humedecido. Não utilize substâncias agressivas, tais como cremes de limpeza ou outros produtos destinados à limpeza. Estes podem agredir a superfície.

Desinfecção

1. Antes da desinfecção das peças do nebulizador, execute os passos descritos em „Limpeza“.
2. Para a desinfecção existe a possibilidade da utilização de álcool ou de sprays desinfetantes contendo álcool. Tenha o cuidado de não deixar resíduos do produto desinfetante nas peças com saliências para não pôr em perigo a próxima aplicação da inalação.
3. Deixe secar as peças completamente durante 4-5 horas. Agitar a unidade de nebulização algumas vezes para remover as gotas de água mais depressa.



AVISO
Tenha o cuidado de verificar se todas as peças individuais não apresentam restos de humidade, antes de voltar a montá-las. Após a desinfecção, coloque as peças individuais sobre uma base seca, limpa e absorvente, deixando todas as peças secar totalmente.

Manutenção do tubo flexível do ar

1. Após cada aplicação, verifique se ocorreu acumulação de humidade no tubo de ar 17.
2. Se for esse o caso, extraia-o do nebulizador e deixe o compressor funcionar até o fluxo de ar secar a humidade (mas nunca durante mais de 20 minutos!). Evita, deste modo, uma contaminação provocada por humidade residual.
3. Não limpe o tubo com produtos de limpeza ou outros métodos de desinfecção. No lado de fora, pode limpar o tubo com um pano imerso em detergente de sabão suave. Se o tubo apresentar sujidade no lado de dentro, é necessário substituí-lo.

Substituição do filtro

Em caso de sujidade visível (por ex. alteração da cor) ou de humidade, o mais tardar a cada 60 dias, o filtro do ar 2 do compressor deverá ser substituído. Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Remova a cobertura do filtro de ar 2.
2. Remova o filtro antigo, p. ex., com um novo palito.
3. Insira um filtro novo e recoloque a cobertura na sua posição original.



AVISO
- Utilize exclusivamente filtros originais novos da medisana, adequados a este produto.
- Não lave o filtro.

Vida útil

Em caso de frequência de aplicação de 10 inalações por dia, cada uma durante 20 minutos, à temperatura ambiente (25°C), o aparelho tem um tempo de vida útil previsto de 3 anos (unidade de compressão). Os acessórios têm um tempo de vida útil diferente: Unidade de nebulização: 100 dias / Bocal & Adaptador para nariz: 3 meses / Tubo flexível do ar: 1 ano / Filtro do ar: 2 meses / Máscara: 1 ano

Eliminação de falhas

Problema: Após a ativação, o compressor não funciona.

Causa possível: A ficha de rede não está corretamente conectada a uma tomada.

Solução: Desligue o aparelho („O“) e encaixe a ficha de rede numa tomada adequada. Não utilize cabos de extensão, etc. Volte a ligar o aparelho.

Problema: Sem nebulização.

Causa possível: Falta a cabeça atomizadora ou solução para inalação inexistente ou insuficiente no depósito do nebulizador. **Solução:** Monte corretamente o kit de nebulização. Encha o depósito do nebulizador com, no mín., 2 ml e, no máx., 10 ml de solução para inalação.

Problema: Capacidade de nebulização inexistente ou reduzida.

Causa possível: A unidade de nebulização não está corretamente montada ou inclinada. O tubo de ar não está corretamente montado, está dobrado ou defeituoso. **Solução:** Siga as instruções no capítulo „Preparar a inalação“. Durante a inalação, certifique-se de que não inclina o aparelho mais que 45° em qualquer direção. Verifique a ligação correta do tubo de ar ao compressor e à unidade de nebulização. Ele não pode ser dobrado nem esmagado. Substitua o tubo, se ele estiver danificado.

Problema: O aparelho aquece muito.

Causa possível: O aparelho está coberto ou em funcionamento há mais de 20 minutos.

Solução: Não cobrir o aparelho. Deixe o aparelho arrefecer durante 40 minutos.


Substituição dos fusíveis

Para a proteção dos componentes elétricos foram montados 2 fusíveis (tipo T1AL, 250V~) na unidade do compressor. Certifique-se de que o aparelho é apenas ligado a tomadas elétricas, que correspondem às especificações indicadas no capítulo Dados técnicos. Caso a substituição dos fusíveis venha a ser necessária, proceda da seguinte forma:

1. Abra a tampa para o compartimento do cabo de alimentação 9 no verso do compressor.
2. Ao girar ao mesmo tempo contra o sentido dos ponteiros do relógio (p.ex. com uma chave de parafusos) e pressionar as coberturas dos fusíveis (ver marcas na imagem) poderá abrir os compartimentos dos fusíveis.
3. Substitua os fusíveis por outros novos do mesmo tipo e torne a fechar as coberturas.

Directivas / Normas

- MDR (UE) 2017/745 (Regulamento (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos dispositivos médicos),
- EN 13544-1: 2007 (Aparelhos de terapia respiratória - Parte 1: Sistemas de nebulização e seus componentes),
- EN 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética, folha anexa).



Συσκευή και στοιχεία χειρισμού
Μονάδα συμπίεση: ❶ Σύνδεση συσκευής με σωλήνα αέρα ❷ Φίλτρο αέρα (με κάλυμμα) ❸ Διακόπτης απ-ένεργοποίησης ❹ Λαβή ❺ Ασφάλιση για το κάλυμμα θήκης φύλαξης ❻ Θήκη φύλαξης ❼ Θυρίδα αερισμού ❽ Βάση νεφελοποιητή ❾ Κάλυμμα για θήκη καλωδίου δικτύου ❿ Κάλυμμα θήκης φύλαξης *Σετ νεφελοποιητή :* ⓫ Σύνδεση νεφελοποιητή με σωλήνα αέρα ⓭ Δεξαμενή νεφελοποιητή ⓬ Στόμιο ⓮ Κεφαλή ψεκασμού (μπτλε. Το μέγεθος των σωματιδίων 3,5-4,5 μικρά) ⓯ Άνω τμήμα νεφελοποιητή ⓰ Σύνδεσμος επιστομίου και υποδοχής μύτης ⓱ Σωλήνας αέρα ⓲ Μάσκα για ενήλικες με σύνδεσμο μάσκας ⓳ Μάσκα για παιδιά με σύνδεσμο μάσκας ⓴ Υποδοχή μύτης για ενήλικες ⓵ Υποδοχή μύτης για παιδιά ⓶ Επιστόμιο ⓷ Ανταλλακτικό φίλτρο αέρα ⓸ Εφεδρικές ασφάλειες ⓹ Κεφαλή ψεκαστήρα (κόκκινο). Το μέγεθος των σωματιδίων 4,5-6,0 μικρά) ⓺ Κεφαλή ψεκαστήρα (κίτρινο). Το μέγεθος των σωματιδίων 3,0-4,0 μικρά)

Επεξήγηση συμβόλων

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ανήκει στο προϊόν. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση της συσκευής σε λειτουργία για τον χειρισμό της. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Η μη τήρηση των προκειμένων οδηγιών μπορεί να έχει ως επακόλουθο την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά, προς αποφυγή πιθανού τραυματισμού του χρήστη.

ΠΡΟΣΟΧΗ
 Αυτές οι υποδείξεις πρέπει να τηρούνται, προς αποφυγή πιθανής πρόκλησης ζημιών στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 Αυτές οι υποδείξεις περιλαμβάνουν χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία.

Ταξινόμηση συσκευής: Τύπος BF		Να προστατεύεται από την υγρασία
Βαθμός προστασίας II		Εναλλασόμενο ρεύμα
Αριθμός παρτίδας	SN	Σειριακός αριθμός
Κατασκευαστής		Ημερομηνία παραγωγής
Ιατροτεχνολογικό προϊόν	UDI	Μοναδική ταυτοποίηση της συσκευής
Εισαγωγέας		Εύρος θερμοκρασίας
EC REP Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ΕΕ		Περιορισμός πίεσης περιβάλλοντος
		Εύρος υγρασίας

	Σύμβολα Recycling / Codes: Αποσκοπούν στην εννημέρωση σχετικά με το εκδόστος υλικό, την ορθή χρήση και ανακύκλωσή του.
	HONSUN (NANTONG) Co., Ltd. No.8 Tongxing Road, Economic & Technological Development Area 226009 Nantong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA SRN Manufacturer: CN-MF-000009428
	medisana GmbH Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Γερμανία Supplier Type: NB-210C
	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eifestr. 80, 20537 Hamburg, Γερμανία

GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ! ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ! Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για μελλοντική χρήση. Παραδώστε οπωσδήποτε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με τη συσκευή, εάν την παραχωρήσετε σε τρίτους.



Υποδείξεις ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση, όπως αυτή περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης για άλλους σκοπούς ή εγγύηση παύει να ισχύει.
- Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της εδώ περιγραφόμενης είναι μη ενδεδειγμένη και πρέπει να θεωρείται επικίνδυνη. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής φέρει ο χρήστης.
- Η διάρκεια μίας μεμονωμένης εφαρμογής δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 20 λεπτά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια πρόσθετα ή ανταλλακτικά εξαρτήματα του κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο φάρμακα σε υγρή μορφή, κατάλληλα για χορήγηση μέσω εισπνοών. Πριν ξεκινήσετε μία θεραπεία με τη συσκευή συμβουλευθείτε τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας σχετικά με τη διάρκεια, τη δοσολογία και τη συχνότητα της εφαρμογής καθώς και την επιλογή των φαρμακευτικών σκευασμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε σκέτο νερό για τη νεφελοποίηση.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπ. παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή ελλιπή εμπειρία ή/και ειδικές γνώσεις.
- εκτός εάν επιβλέπονται από ένα υπεύθυνο για την ασφάλειά τους άτομο ή έχουν λάβει οδηγίες από αυτό σχετικά με το πώς πρέπει να χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, προκειμένου να διασφαλίζεται πως δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Υπάρχει πιθανότητα κατάποσης μικρών εξαρτημάτων, όπως π.χ. του φίλτρου αέρα. Για αυτό φυλάσσετε και απορρίπτετε όλα τα μικρά εξαρτήματα σε μέρη μη προσβάσιμα από τα παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε τη συσκευή σε μέρη όπου είναι εκτεθειμένη σε τοξικά αέρια ή πτητικές ουσίες.
- Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή κοντά σε μείγματα μέσων αναισθησίας ευφλεκτων στον αέρα ή στο οξυγόνο.
- Αποφεύγετε την επαφή με αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα.
- Οι θυρίδες αερισμού ❷ της συσκευής πρέπει πάντα να παραμένουν ελεύθερες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία που πιθανώς εμποδίζουν τις θυρίδες αερισμού και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή (π.χ. πετσέτες, καλύμματα κτλ.).
- Σε καμία περίπτωση μη καλύψετε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα ❷.
- Μην αφήνετε αντικείμενα ή μέλη του σώματός σας (δάχτυλα κτλ.) στο εσωτερικό της συσκευής.
- Η λειτουργία της συσκευής δεν επιτρέπεται επάνω σε μοκέτες ή σε έντονα επιβαρυνμένα από σκόνη περιβάλλοντα (όπως κάτω από το κρεβάτι).
- Ο νεφελοποιητής δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε συστήματα εισπνευστικής αναισθησίας ή σε συστήματα αερισμού των πνευμόνων.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν κάνουν μπάνιο ή ντους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 40°C.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και περιβάλλον με υγρασία. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη.
- Λειτουργείτε και φυλάσσετε τη , συσκευή μόνο σε σημεία που διασφαλίζεται η ευστάθεια της και από τα οποία δεν υπάρχει πιθανότητα να πέσει. Πιθανή πτώση της ενέχει κίνδυνο τραυματισμού ή/και ρήξης για όπi βρίσκεται από κάτω.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε υψίσουχους ηλεκτρομαγνητικούς πομπούς.
- Ποτέ μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
- Ποτέ μη θέτετε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα παρουσιάζει βλάβη.
- Με την αφαίρεση του φις από την πρίζα η συσκευή μπορεί να αποσυνδεθεί πλήρως από την τροφοδοσία ρεύματος.
- Τα λάστιχα και τα καλώδια της συσκευής πρέπει να διευθετούνται κατά τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σκόνταψματος ή στραγγαλισμού.
- Μην περνάτε το καλώδιο από αιχμηρές ακμές, μην το εγκλωβίζετε και μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα από την πρίζα:
 - σε περίπτωση βλάβης κατά τη χρήση
 - μετά από κάθε χρήση
 - πριν από κάθε καθαρισμό και φροντίδα.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Προς αποτροπή οπωιωνδήποτε κινδύνων, η αντικατάσταση ενός καλωδίου τροφοδοσίας που έχει υποστεί φθορές επιτρέπεται να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη **medisana**, τον εξουσιοδοτημένο κατάστημα ή από εξουσιοδοτημένο άτομο.
- Προσέξτε να μην φτάσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής. Εάν παρόλα αυτά η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρασία, αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα από την πρίζα και απευθυνθείτε στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Ποτέ μην κρατάτε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό για να την καθαρίσετε.
- Στην περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Αναθέστε τις επισκευές μόνο στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.
- Μην μεταφέρετε τον νεφελοποιητή και μην τον αφήνετε χωρίς επίβλεψη εάν στη δεξαμενή υπάρχει ακόμα φαρμακευτικό αερόλυμα.
- Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής σε κραδασμούς και την πτώση της.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώα.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αισθανθείτε κόπωση ή ζάλη.
- Στην περίπτωση που πάσχετε από διαβήτη ή από άλλες παθήσεις, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή συμβουλευθείτε τον οικογενειακό σας ιατρό.
- Οι κυφορούσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα προληπτικά μέτρα και τις αντοχές τους, ενδοχομένως συμβουλευθείτε σχετικά τον ιατρό σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές του σώματος που παρουσιάζουν πρήξιμο, εγκαύματα, φλεγμονές, εξανθήματα, πληγές ή εναισθησία.
- Η θεραπεία πρέπει να είναι ευχάριστη. Εάν αισθανθείτε πόνοους ή νιώσετε κατά τη χρήση μία δυσάρεστη αίσθηση, σταματήστε τη διαδικασία και συμβουλευθείτε τον ιατρό σας.

Πριν τη χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος μόλυνσης από μολυσμένο νεφελοποιητή! Πριν από κάθε χρήση τηρείτε τους γενικούς κανόνες υγιεινής (π.χ. σχολαστικό πλύσιμο των χεριών) και διασφαλίζετε πως ο νεφελοποιητής έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν από την πρώτη και μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις υποδείξεις της ενότητας «Καθαρισμός και φροντίδα»!

- Απολυμάνετε όλα τα εξαρτήματα του σετ νεφελοποιητή συμπεριλαμβανομένων του επιστομίου και της μάσκας πριν την πρώτη χρήση και στη συνέχεια μετά από κάθε χρήση καθώς και εάν δεν τα έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο διάστημα, βλέπε υποδείξεις στην ενότητα «Καθαρισμός και φροντίδα».
- Μετά την απολύμανση όλα τα εξαρτήματα του νεφελοποιητή πρέπει να πλένονται με καθαρό, βρασμένο νερό.
- Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε πως πλαίσιο, το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα, τον σωλήνα αέρα ❶ και τις υποδοχές σύνδεσης σωλήνα ❶ και ❷) βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και πως η συσκευή λειτουργεί κανονικά.
- Εάν η συσκευή εισπνοών παρουσιάζει εμφανείς ζημιές ή υποιάζετε πως έχει κάποια βλάβη, τότε δεν επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία. Αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα από την πρίζα και απευθυνθείτε στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε πως η τάση δικτύου αντιστοιχεί σε αυτή που αναγράφει στην πινακίδα τύπου. Μην χρησιμοποιείτε πολυπρίζα ή καλώδια επέκτασης.
- Ποτέ μην γεμίζετε τη δεξαμενή με ποσότητα μεγαλύτερη από 10 ml ενός κατάλληλου για εισπνοές υγρού.
- Βεβαιωθείτε πως όλα τα μέρη έχουν συναρμολογηθεί σωστά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε πως το φίλτρο αέρα ❷ είναι καθαρό. Εάν διαπιστώσετε κάποια αλλαγή χρώματος στο φίλτρο ή χρησιμοποιείτε το φίλτρο αέρα για 2 μήνες, τότε αυτό πρέπει να αντικαθίσταται. Βεβαιωθείτε πως έχει συναρμολογηθεί σωστά.
- Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο αποσύνδεσης του σωλήνα αέρα ❶ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, βεβαιωθείτε πως έχει συνδεθεί σφικτά στις αντίστοιχες υποδοχές σύνδεσης ❶ και ❷) στη συσκευή και στη μονάδα νεφελοποίησης. Εφόσον χρειάζεται μπορείτε να περιστρέψετε ελαφρά τον σωλήνα κατά τη σύνδεση.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης

- Χρησιμοποιείτε φρέσκο φαρμακευτικό αερόλυμα σε κάθε εφαρμογή.
- Ποτέ μην εμποδίζετε τα ανοίγματα του άνω τμήματος του νεφελοποιητή ❷.
- Χρησιμοποιείτε τον νεφελοποιητή σε όσο το δυνατό πιο κατακόρυφη θέση. Μην τον ανακινείτε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Η λειτουργία του συμπίετή προκαλεί δονήσεις και θόρυβο. Αυτό είναι κανονικό και δεν αποτελεί ένδειξη κάποιας δυσλειτουργίας.
- Μετά τη χρήση*
- Ποτέ μην στεγνώνετε τη συσκευή με φούorno μικροκυμάτων ή πιστολάκι στεγνώματος.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και τα μέρη της μόνο σε εντελώς στεγνή και κενή κατάσταση σε καθαρό μέρος χωρίς υγρασία.
- Μετά την εφαρμογή των εισπνοών καθαρίστε ενδεχ. υπολείμματα του φαρμακευτικού αερόλυματος. Όλα τα μέρη πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμάνονται σχολαστικά, βλέπε ενότητα «Καθαρισμός και φροντίδα».
- Μην φυλάσσετε τη συσκευή με τσακισμένο ή περιστρωμένο σωλήνα αέρα ❷.

Ενδεδειγμένη χρήση

- Η συσκευή εισπνοών **medisana IN 550** προορίζεται για την καί' οικον χορήγηση φαρμακευτικών αερολυμάτων στο πλαίσιο μίας θεραπείας εισπνοών μέσω της μύτης ή του στόματος. Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται μόνο από ασθενείς που έχουν εξοικειωθεί με τη λειτουργία της συσκευής και για τη χορήγηση συνταγογραφημένου από ιατρό ή συνιστώμενου από φαρμακοποιό φαρμακευτικού σκευασματος σε υγρή μορφή.
- Ο χρήστης πρέπει προηγουμένως να έχει διαβάσει τις παρούσες οδηγίες χρήσης, να έχει κατανοήσει το περιεχόμενο τους και τον χειρισμό της συσκευής.
- Λαμβάνετε πάντα υπόψη τις υποδείξεις στις συνοδευτικές οδηγίες του εισπνεόμενου φαρμάκου ή/και τηρείτε τις οδηγίες του ιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

Αντενδείξεις

- Η συσκευή εισπνοών **medisana IN 550** επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που μπορούν να αναντύνουν αυτόνομα και έχουν τις αισθήσεις τους.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήστες που αναντύνουν μέσω επεμβατικής διάνοιξης της αναπνευστικής οδού (τραχειοστομίας).

Περιεχόμενα παραδοτούυ προϊόντος και συσκευασία

Πρώτα βεβαιωθείτε πως τα περιεχόμενα της παραδοτέας συσκευασίας είναι πλήρη και πως το προϊόν δεν παρουσιάζει ζημιές. Εάν δεν είστε βέβαιοι μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Η συσκευασία περιέχει:

- 1 συσκευή εισπνοών **medisana IN 550** με σετ νεφελοποιητή και σωλήνα αέρα, 1 επιστόμιο, 1 υποδοχή μύτης για ενήλικες, 1 υποδοχή μύτης για παιδιά, 1 μάσκα για ενήλικες και 1 μάσκα για παιδιά
- 5 ανταλλακτικά φίλτρα αέρα - 2 πρόσθετες κεφαλές ψεκασμού (κόκκινη και κίτρινη) - 2 ανταλλακτικές ασφάλειες
- 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Οι συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες και μπορούν να παραδίδονται προς ανακύκλωση. Απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζεστε με τον προβλεπόμενο τρόπο. Εάν κατά την αφαίρεση του προϊόντος από τη συσκευασία διαπιστώσετε μία ζημιά που έχει προκληθεί κατά τη μεταφορά, επικοινωνήστε αμέσως με το εμπορικό κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Φροντίστε, ώστε οι μεμβράνες συσκευασίας να μην καταλήξουν στα χέρια των παιδιών. Υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας.

Προετοιμασία εισπνοής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Καθαρίζετε και απολυμάνετε το σετ νεφελοποιητή όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός και φροντίδα», προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος μόλυνσης από μη καθαρά εξαρτήματα! Επιπλέον επιβάλλεται η τήρηση των γενικών κανόνων υγιεινής όπως η απολύμανση των χεριών, ο υγιεινός χειρισμός των φαρμάκων κτλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία συμβουλευθείτε τον ιατρό σας σχετικά με τη διάρκεια, τη δοσολογία και τη συχνότητα της εφαρμογής. Η επιλογή του ενδεδειγμένου τρόπου χρήσης εξαρτάται από τον στόχο της θεραπείας (π.χ. θεραπεία πνευμόνων = με επιστόμιο-θεραπεία ρινοφαρυγγικής κοιλότητας = με μάσκα). Συμβουλευθείτε σχετικά τον ιατρό σας.

- Περιστρέψτε το άνω τμήμα του νεφελοποιητή ❷ αριστερόστροφα και αφαιρέστε το από τη δεξαμενή φαρμακευτικού διαλύματος του νεφελοποιητή ❷.
- Τοποθετήστε την κεφαλή ψεκασμού ❶ στο στόμιο ❷.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα περιεχόμενα της συσκευασίας περιλαμβάνονται δύο πρόσθετες κεφαλές ψεκασμού. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να τοποθετείτε κάθε φορά στο στόμιο μία από τις συνολικά τρεις κεφαλές (μπλε, κόκκινη, ή κίτρινη) - κάτι που επιτρέπει μία ακόμα πιο στοχομενρή εφαρμογή. **Μεγάλη σωματιδίων** από περ. 4,5 έως 6,0 μm (κόκκινη κεφαλή ψεκασμού) ενδείκνυνται ιδίως για εφαρμογές στη στοματοφαρυγγική κοιλότητα π.χ. σε φλεγμονές του λάρυγγα. **Μεγάλη σωματιδίων** από περ. 3,5 έως 4,5 μm (μπλε κεφαλή ψεκασμού) ενδεικνυνται ιδίως για εφαρμογές στη αναπνευστική οδό και τον άνω πνεύμονα π.χ. σε περιπτώσεις βρογχίτιδας και τα μικρά μεγέθη περ. 3,0 έως 4,0 μm (κίτρινη κεφαλή ψεκασμού) είναι ιδανικά για εφαρμογές στον πνεύμονα σε βάθος π.χ. σε περιπτώσεις άσθματος. Ρωτήστε τον ιατρό σας, ποιο μέγεθος σωματιδίων ενδεικνυται για την κατάστασή σας.

- Γεμίστε με τη συνιστώμενη από τον ιατρό ή τον κατασκευαστή ποσότητα εισπνεόμενου διαλύματος (χωρητικότητα ελάχιστη 2 ml και μέγιστη 10 ml) στη δεξαμενή του νεφελοποιητή ❷. Σε περίπτωση υπερπλήρωσης της δεξαμενής, αδειάστε τη δεξαμενή και καθαρίστε το σετ νεφελοποιητή όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός και φροντίδα».
- Στερεώστε το άνω τμήμα του νεφελοποιητή ❶, περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα στη δεξαμενή του νεφελοποιητή ❷, μέχρι τα δύο μέρη να ευνοθούν σφικτά.
- Στα σύμψχεια εισαγάγετε το επιστόμιο ❷ ή μία από τις υποδοχές μύτης ❷ ή ❸) με τον αντίστοιχο σύνδεσμο ❷ στο άνω τμήμα του νεφελοποιητή. Για τον σκοπό αυτό ωθήστε τον σύνδεσμο ❷ με το μακρύτερο άκρο στο στόμιο που βρίσκεται στο άνω τμήμα του νεφελοποιητή ❷ και μετά ωθήστε το επιστόμιο ❷ ή την υποδοχή μύτης ❷ ή ❸) στο βραχύτερο άκρο του συνδέσμου ❷.
- Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μάσκα για ενήλικες ή παιδιά ❷ ή ❸) για τις εισπνοές. Για τον σκοπό αυτό αναλ το συνδεσμού ❷ θα χρειαστείτε τον ειδικό σύνδεσμο για τις μάσκες. Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης απ-ένεργοποίησης της βρίσκεται στη θέση ❶ βρίσκεται στη θέση Ανενεργό («Ο») και συνδέστε το βύσμα στην πρίζα. Εισαγάγετε σφικτά το ένα άκρο του σωλήνα αέρα ❶ στην αντίστοιχη σύνδεση ❶ του συμπίεστη. Εισαγάγετε το άλλο άκρο στην σύνδεση σωλήνα αέρα ❶ του σετ νεφελοποιητή.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

- **Βεβαιωθείτε για τη σφικτή συναρμογή όλων των εξαρτημάτων. Οι υποδοχές σύνδεσης του σωλήνα πρέπει να έχουν συνδεθεί σφικτά στο στόμιο εξόδου του συμπίεστη και στο σετ νεφελοποιητή.**
- **Προσέξτε ώστε να μην χυθεί καθόλου διάλυμα εισπνοών.**
- **Χρησιμοποιείτε τη βάση νεφελοποιητή ❷ για την προσωρινή φύλαξη του σετ νεφελοποιητή.**

Εκτέλεση εισπνοών: Καθίστε με όσο το δυνατόν πιο ίσια στάση σώματος.

α) Εισπνοή με το επιστόμιο: Περικλείστε το επιστόμιο ❷ πλήρως με τα χείλη. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με τον διακόπτη απ-ένεργοποίησης ❶ («I»). Ο νεφελοποιητής παράγει ένα εμφανές εκνέφωμα (αερόλυμα). Εισπνέστε αργά και βαθιά μέσα από το επιστόμιο εκτενέως από τη μύτη. Εάν θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα, διακόψτε για λίγο τη διαδικασία και αφαιρέστε το επιστόμιο ❷ από το στόμα. Τοποθετήστε το ξανά στο στόμα (περικλείοντάς το αεροστεγώς με τα χείλη) και επαναλάβετε αργά τις εισπνοές και εκπνοές.

β) Εισπνοές με μάσκα ή/και με υποδοχή μύτης: Ες εναλλακτική στο επιστόμιο ❷ στη συσκευασία περιλαμβάνεται μία μάσκα για παιδιά ❷, μία μάσκα για ενήλικες, ❷, καθώς και υποδοχές μύτης ❷ ή ❸). Έτσι είναι δυνατή η εισπνοή του αερόλυματος διαμέσου της μύτης που επιτρέπει την εφαρμογή να εστιάσει στο άνω μέρος της αναπνευστικής οδού. Αυτός το τρόπος εφαρμογής θεωρείται πιο ευχάριστος ιδίως από τα παιδιά. **Μάσκα:** Εφαρμόστε τη μάσκα επάνω στη μύτη πιέζοντας ελαφρά. Η μάσκα πρέπει να περιβάλλει στεγανά την μύτη χωρίς όμως να την πιέζει. **Υποδοχή μύτης:** Εισαγάγετε προσεκτικά τα δύο στελέχη στα ρουθούνια και κρατάτε τα εκεί κατά την εφαρμογή των εισπνοών. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με τον διακόπτη απ/ ενεργοποίησης ❶ («I»). Ο νεφελοποιητής παράγει ένα εμφανές εκνέφωμα (αερόλυμα). Τώρα εισπνεύστε αργά και βαθιά από τη μύτη. Στη συνέχεια εκπνεύστε αργά.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

- **Συνιστάται να κρατάτε τη μονάδα του νεφελοποιητή όσο το δυνατόν πιο κατακόρυφα. Μία ελαφρώς επικλινή θέση δεν επηρεάζει την εφαρμογή (ασφαλής έναντι διαρροής). Για την πλήρη λειτουργική ικανότητα φροντίστε κατά τις εισπνοές, να μην τοποθετείται σε κλίση άνω των 45° προς κάθε κατεύθυνση.**
- **Μπορείτε να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, εάν μετά από την εισπνοή κρατήσετε λίγο τον αέρα. Όμως αυτό δεν είναι γενικά απαραίτητο για την επιτυχία της θεραπείας. Σημασία έχει, να παραμείνετε ήρεμοι και χαλαροί ενώ εισπνέετε και εκπνέετε ομοιόμορφα. Μην εισπνέετε υπερβολικά γρήγορα. Εάν θέλετε να κάνετε διάλειμμα απλά διακόψτε για λίγο την εφαρμογή.**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Μία εφαρμογή εισπνοών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λεπτά. Σε περίπτωση λειτουργίας του συμπίεστη για μεγαλύτερο διάστημα υφίσταται κίνδυνος υπερθέρμανσης και δυσλειτουργιών. Μετά από τη χρήση αφήните τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 20 λεπτά.**
- **Αποφεύγετε την κάλυψη/περιεμπόδιση των οπών αερισμού και του φίλτρου αέρα.**

Τερματισμός εισπνοών: Όταν τελειώσετε τις εισπνοές πατήστε τον διακόπτη απ-ένεργοποίησης ❶ («Ο»), ακόμα κι εάν δεν έχετε καταναλώσει όλη την ποσότητα. Αδειάστε το υπόλοιπο αερόλυμα. Μην το ξαναχρησιμοποιήσετε. Καθαρίστε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε εφαρμογή (βλέπε και ενότητα «Καθαρισμός και φροντίδα»).

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

- **Κατά τη χρήση της μάσκας ή/και της υποδοχής μύτης μία μεγαλύτερη ποσότητα αερόλυματος παραμέ-νει στον βλεννογόνο της ρινικής ή στοματικής κοιλότητας από αυτήν κατά τη χρήση του επιστομίου.**
- **Μετά από κάποιο χρόνο χρήσης το επιστόμιο μπορεί να παρητρηθεί συσσωρεύοντας σταγονίδια του διαλύματος στον σωλήνα συναρμογής του επιστομίου κατά τη χρήση. Αυτό δεν επηρεάζει, ωστόσο, καθόλου τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της συσκευής. Μετά την εφαρμογή σκουπίστε τις σταγόνες με ένα μαλακό πανί.**

Καθαρισμός και φροντίδα: Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα για τον καθαρισμό και την απολύμανση πριν την πρώτη χρήση, μετά από κάθε χρήση και μετά από μακρό διάστημα (περ. 4 εβδομάδων) μη χρήσης της συσκευής. *Καθαρισμός:*

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα.
- Αποσυνδέστε τον σωλήνα αέρα ❶ από τη μονάδα νεφελοποιητή και αποσυναρμολογήστε τον νεφελοποιητή στα επιμέρους μέρη. Απορρίψτε υπολείμματα του φαρμάκου που πιθανώς παραμένουν στη δεξαμενή του νεφελοποιητή. Στο πλαίσιο μιας ενεργής προστασίας των υδάτων τα υπολείμματα φαρμάκων δεν πρέπει να καταλήγουν στην αποχέτευση αλλά να απορροφούνται σε χαρτομάνιλα και να απορρίπτονται στα υπολειμματικά απόβλητα.
- Πλύνετε όλα τα μέρη του σετ του νεφελοποιητή με ζεστό νερό (περ. 40°C) και λίγο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια ξεπλύνετε όλα τα μέρη του σετ του νεφελοποιητή με ζεστό νερό (περ. 40°C χωρίς απορρυπαντικό). Τα μέρη της μονάδας νεφελοποιητή πρέπει ακόμα να απολυμανθούν - βλέπε ενότητα «Απολύμανση» παρακάτω.
- Μπορείτε να σκουπίσετε τον συμπίεστή με ένα ελαφρά νοτισμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε δραστικά καθαριστικά, όπως π.χ. γαλάκτωμα καθαρισμού ή άλλα μέσα για τον καθαρισμό. Μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφάνεια.

Απολύμανση

- Πριν την απολύμανση των εξαρτημάτων του νεφελοποιητή εκτελέστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα «Καθαρισμός».
- Για την απολύμανση υπάρχει η δυνατότητα χρήσης αλκοόλης ή συνηθισμένων αλκοολούχων απολυμαντικών σπρέι. Βεβαιωθείτε πως δεν θα παραμείνουν υπολείμματα του απολυμαντικού στα εξαρτήματα ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η επόμενη εφαρμογή των εισπνοών.
- Αφήστε τα εξαρτήματα για 4-5 ώρες να στεγνώσουν εντελώς. Ανακινήστε τη μονάδα νεφελοποιητή μερικές φορές για να απομακρύνετε ταχύτερα σταγονές νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν τα επανασυναρμολογήσετε, βεβαιωθείτε πως όλα τα επιμέρους εξαρτήματα δεν περιέχουν καθόλου υγρασία. Μετά την απολύμανση τοποθετήστε τα επιμέρους εξαρτήματα σε ένα στεγνό, καθαρό και απορροφητικό υπόβαθρο και αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς.

Φροντίδα του σωλήνα αέρα

- Μετά από κάθε εφαρμογή ελέγχετε εάν στον σωλήνα αέρα ❶ έχει εγκλωβιστεί υγρασία.
- Σε αυτή την περίπτωση αποσυνδέστε τον από τον νεφελοποιητή και αφήστε τον συμπίεστή να λειτουργεί (όχι πάνω από 20 λεπτά!) μέχρι να στεγνώσει η υγρασία στον σωλήνα. Έτσι αποτρέπεται η ανάπτυξη παθογόνων οργανισμών λόγω της υπολειπόμενης υγρασίας.
- Μην καθαρίζετε τον σωλήνα με καθαριστικά ή άλλες μεθόδους απολύμανσης. Στην εξωτερική πλευρά μπορείτε να σκουπίσετε τον σωλήνα με ένα πανί που έχει διαβραχθεί σε ήπιο διάλυμα σαπουνιού. Εάν ο σωλήνας εμφανίζει βρωμιές στο εσωτερικό, τότε πρέπει να αντικαθίσταται.

Αλλαγή φίλτρου

Σε περίπτωση συσσώρευσης εμφανούς βρωμιάς (π.χ. χρωματικών αλλοιώσεων) ή υγρασίας, το αργότερο κάθε 60 ημέρες, το φίλτρο αέρα ❷ στον συμπίεστή πρέπει να αντικαθίσταται. Ενεργήστε ως εξής:

- Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα ❷.
- Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο π.χ. με μια νέα οδοντογυφίδα.
- Τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο και επαναφέρετε το κάλυμμα στην αρχική του θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά νέα γνήσια φίλτρα της medisana που είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο προϊόν.**
- **Μην ξεπλύνετε το φίλτρο.**


Διάρκεια ζωής

Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής της συσκευής με μία συχνότητα χρήσης 10 εφαρμογών την ημέρα διάρκειας 20 λεπτών η καθεμία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (25°C) ανέρχεται στα 3 έτη (μονάδα συμπίεστη). Η διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων διαφέρει: Μονάδα νεφελοποίησης: 100 ημέρες / επιστόμιο και υποδοχή μύτης: 3 μήνες / σωλήνας αέρα: 1 έτος / φίλτρο αέρα: 2 μήνες / μάσκα: 1 έτος.

Αντιμετώπιση σφαλμάτων

medisana®

FI Käyttöohje - Inhalaattori IN 550



Laite ja käyttölaitteet

Kompressoriryksikkö
1 ilmaletkun liitäntä **2** suodatin (ja kansi) **3** katkaisin
4 kantokahva **5** säilytyslokeron kannen lukitsija **6** säilytyslokero **7** jäähdytysaukko **8** inhalaattorin kiinnitys **9** virtajohdon lokeron kansi **10** säilytyslokeron kansi

Sumutinsarja

11 ilmaletkun liitäntä inhalaattoriin **12** inhalaattorin säiliö **13** tuet **14** sumuttimen pää (sininen, hiukkaskoko 3,5 - 4,5 µm) **15** inhalaattorin yläosa **16** suu- ja nenäkapपालeen liitososa **17** ilmaletku **18** aikuisten maskin liitososa **19** lasten maskin liitososa **20** aikuisten nenäkapपालe **21** lasten nenäkapपालe **22** suukap-pale **23** vaihtosuodatin **24** varasulakkeet **25** sumuttimen pää (punainen, hiukkaskoko 4,5 - 6,0 µm) **26** sumuttimen pää (keltainen, hiukkaskoko 3,0 - 4,0 µm)

Kuvan selitys

Tämä käyttöohje kuuluu tähän laitteeseen. Siinä on tärkeitä tietoja käyttöönnottoa ja käsittelyä koskien. Lue tämä käyttöohje kokonaan. Näiden ohjeiden noudatamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen.

VAROITUS
Noudata näitä varoitusohjeita niin voit estää käyttäjän mahdollisen loukkaantumisen.

HUOMIO
Noudata näitä ohjeita niin voit estää laitteen mahdollisen vaurioitumisen.

OHJE
Näistä ohjeista saat hyödyllistä tietoa asennusta ja käyttöä koskien.

	Laiteluokitus: Tyyppi BF		Pidä kuivana
	Kotelointiluokka II		Vaihtovirta
	LOT-numero		Sarjanumero
	Laatija		Valmistuspäivämäärä
	Lääkinnällinen laite		Laitteen yksilöllinen tunnistus
	Maahantuoja		Lämpötila-alue
	Valtuutettu EU:n edustaja		Ympäristöpaineen rajoitus
			Kosteusalue

Kierrätysmerkit / koodit:
Näiden tarkoituksena on antaa materiaalia ja sen oikeaa käyttöä sekä uudelleenkäyttöä koskevaa tietoa.

HONSUN (NANTONG) Co., Ltd.
No.8 Tongxing Road, Economic &Technological Development Area 226009 Nantong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
SRN Manufacturer: CN-MF-000009428

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, SAKSA
Supplier Type: NB-210C

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffstr. 80, 20537 Hamburg, SAKSA

FI TÄRKEITÄ TIETOJA! SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!
Lue seuraavat käyttöohjeet huolellisesti kokonaan, erityisesti turvallisuusohjeet, ennen kuin käytät laitetta ja säilytä ohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten. Jos annat laitteen eteenpäin, anna myös aina tämä käyttöohje mukana.



Turvallisuusohjeita

- Käytä laitetta ainoastaan käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen. Tarkoituksenvastaisessa käytössä oikeus takuuseen raukeaa.
- Kaikki muu kuin tässä ohjeessa kuvattu käyttö katsotaan väärinkäytöksi ja vaaralliseksi käytöksi. Mikäli laitetta käytetään määräysten vastaisesti, vastuu laitteen turvallisesta toiminnasta on laitteen käyttäjällä.
- Laitetta saa käyttää yhdellä kertaa enintään 20 minuuttia.
- Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisiä lisä- ja varaosia.
- Käytä vain inhalaatiohoitoon soveltuvia nestemäisiä lääkkeitä. Ennen kuin aloitat hoidon laitteen avulla, keskustele lääkärisi tai apteekin kanssa käyttöajasta, annostelusta, käyttötiheydestä ja lääkkeiden valinnasta.
- Älä käytä sumutuksessa pelkkää puhdasta vettä.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitus antaa sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä, hermollisia tai psyykkisiä ongelmia tai joiden kokemus j/tai tieto ei riitä laitteen käyttöön, ellei heitä valvo heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai tämä henkilö kertoo heille laitteen käytöstä.
- Lapsia tulisi pitää silmällä sen varmistamiseksi, että nämä eivät leiki laitteella.
- Pienet osat, kuten ilmansuodatin, voidaan nielaista vahingossa. Säilytä ja hävitä kaikki pienet osat siksi lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tätä säilytä laitetta paikoissa, joissa se altistuu myrkyllisille höyryille tai haihtuville aineille.
- Älä käytä laitetta sellaisten puudutus- ja anestesia-aineseosten lähellä, jotka voivat syttyä palamaan ilman tai hapen vaikutuksesta.
- Älä koske laitteeseen terävillä esineillä.
- Laitteen tuuletusaukkojen **7** on oltava aina vapaina. Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa tuuletusaukot voivat peittyä, äläkä aseta laitteen päälle esineitä (käsipyyhkeitä, peitteitä jne.).
- Älä koskaan peitä ilmansuodattimen suojusta **2**.
- Älä työnnä esineltä tai ruumiinosia (sormia jne.) laitteen sisään.
- Laitetta ei saa käyttää kokolatiamatolla tai erittäin pölyisessä ympäristössä (kuten vuoteen alapuolella).
- Sumutin ei ole tarkoitettu käytettäväksi anestesiahengitysjärjestelmissä tai keuhkohengitysjärjestelmissä.
- Älä koskaan käytä laitetta kylvyssä tai suihkussa.
- Laitetta ei saa käyttää yli 40 °C:n huonelämpötilassa.
- Laitetta ei saa jättää ulos tai kosteaan ympäristöön. Laite ei ole vesitiivis. Käytä ja säilytä laitetta vain paikassa, jossa se pysyy varmasti paikallaan ja josta se ei voi pudota. Laitteen putoaminen voi vahingoittaa alapuolella olevia ihmisiä ja eläimiä tai rikkoa esineitä.
- Älä käytä laitetta sähkömagneettisten suurtaajuuslähettimien läheisyydessä.
- Älä koskaan kosketa verkkojohtoa mörillä käsillä.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos verkkojohto tai verkkopistoke on viallinen. Laite on varmasti täydellisesti irti virransyötöstä vain, kun verkkopistoke on irrotettu pistorasiasta.
- Laitteen letkut ja johdot on asettava niin, ettei niihin voi kompastua eivätkä ne aiheuta tukehtumisvaaraa.
- Sijoita letkut niin, ettei se kulje terävien reunojen yli, joutu perustuksiin ja sijaitse lämmönlähteiden lähellä.
- Irrota verkkopistoke heti pistorasiasta sähköiskuvaaran välttämiseksi seuraavissa tapauksissa:
 - mikäli käytön aikana ilmenee häiriöitä
 - jokaisen käytön jälkeen
 - aina ennen puhdistusta ja hoitoa.

- Älä kierra verkkojohtoa laitteen ympärille.
- Jos virtajohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa ainoastaan **medisana**, valtuutettu myymälä tai muulla tavalla pätevä henkilö.
- Varmista, että laitteen sisään ei pääse vettä. Mikäli laite joutuu tästä huolimatta kosketuksiin kosteuden kanssa, irrota verkkopistoke välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys huoltoon.
- Älä koskaan puhdista laitetta tai sumutinsarjaa juoksevan veden alla.
- Häiriön sattuessa älä korjaa laitetta itse. Anna korjaukset ainoastaan valtuutetun huoltopisteen suoritttavaksi.
- Kun sumutinsäiliössä on lääkeaerosolia, älä kuljeta sumutinta äläkä jätä sitä ilman valvontaa.
- Laite ei saa tärästä, eikä se saa pudota maahan.
- Älä käytä laitetta eläimillä.
- Älä koskaan käytä laitetta, mikäli olet väsynyt tai sinua pyörryttää.
- Sairastaessasi diabetesta tai muita sairauksia tulisi ennen laitteen käyttöä neuvotella lääkärisi kanssa.
- Raskaana olevien tulee huomioida tarpeelliset varoitimet ja yksilöllinen sietokykynsä, tarvittaessa tulee neuvotella lääkärin kanssa.
- Laitetta ei saa käyttää, jos käyttöalueella ilmenee turvotusta, palovammoja, tulehdusta, ihottumaa, haavoja tai herkinestyneitä kohtia.
- Hoidon tulisi tuntua miellyttävältä. Jos tunnet kipuja tai hoito tuntuu sinusta epämiellyttävältä, keskeytä hoito ja neuvottele lääkärisi kanssa.

Ennen käyttöä

VAROITUS!
Likainen sumutin aiheuttaa infektiovaaran! Suorita tarvittavat hygieniatoimenpiteet (kuten huolellinen käsien pesu) aina ennen jokaista käyttökertaa ja varmista, että sumutin puhdistetaan ja desinfioidaan ennen ensimmäistä käyttöä ja aina jokaisen käyttökerran jälkeen kohdassa Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaan!

Desinfiointi on tärkeä toimenpide, joka suojaa käyttäjää infektioilta. Ennen ensimmäistä käyttöä, jokaisen käytökerran jälkeen tai kun otat laitteen uudelleen käyttöön pidemmän tauon jälkeen, katso ohjet kohdasta Puhdistus ja hoito.

- Desinfiointiin jälkeen sumuttimen kaikki osat on huuhdeltava puhtaalla, keitetyllä vedellä.
- Tarkista aina ennen käyttöä, että kotelo, verkkojohto, verkkopistoke, ilmaletku **17** ja letkuliitäntäaukot ovat vahingoittumattomat (**1** / **11**) ja että laite toimii normaalisti.
- Mikäli laitteessa on näkyviä vaurioita tai epäilet sen olevan viallinen, inhalaattoria ei saa käyttää. Irrota verkkopistoke välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys huoltoon.
- Ennen kuin liität laitteen virransyötöön, varmista, että arvokilvessä ilmoitettu verkkojännite vastaa paikallista verkkojännitettä. Älä käytä jatkopistorasioita tai jatkoakaapeleita.
- Inhalaattorin säiliöön ei saa laittaa inhalaationestettä enempää kuin 10 ml.
- Varmista ennen laitteen käyttöä, että kaikki osat on asennettu oikein.
- Varmista, että ilmansuodatin **2** on puhdas. Mikäli ilmansuodattimessa on värimuutoksia tai jos ilmansuodatin on ollut käytössä jo kaksi kuukautta, se voi vaihdettava. Varmista, että ilmansuodatin on asennettu oikein.
- Jotta ilmaletku **7** ei irtaosisi käytön aikana, varmista, että se on liitetty tiukasti laitteen ja sumutinyksikön liitäntöihin. Liittämisen yhteydessä letkua voidaan tarvittaessa hieman kääntää.

Käytön aikana

- Käytä jokaisen käyttökerran yhteydessä vain tuoretta lääkeaerosolia.
- Inhalaattorin yläosan jäähdytysaukkoja ei saa peittää missään tapauksessa **16**.
- Käytä sumutinta niin, että se on mahdollisimman pystysuorassa asennossa. Älä ravista sumutinta käytön aikana. i
- Käytön aikana kompressorin toiminta aiheuttaa värinäa ja ääniä. Tämä on normaalia, eikä se ole osoitus viasta.

Käytön jälkeen

- Älä koskaan kuivaa laitetta mikroaaltouunissa tai hustenkuivaimella.
- Säilytä laite ja sen kaikki osat vain täysin kuivana ja tyhjänä kuivassa ja puhtaassa tilassa. i
- Inhalaatiokäytön jälkeen mahdolliset lääkeaerosolijäämät on poistettava laitteesta. Kaikki osat on puhdistettava ja desinfioidava huolellisesti, katso kohta Puhdistus ja hoito.
- Laitteen ilmaletku **17** ei saa olla taittunut tai kiertynyt varastoinnin aikana.

Määräystenmukainen käyttö

- medisanan** inhalaattori **IN 550** on tarkoitettu suun tai nenän kautta annettavaa inhalaatiohoitoa varten yhdessä aerosolilääkkeiden kanssa käytettäväksi, ja laite on tarkoitettu yksityiskäyttöön. Laitetta saavat käyttää ainoastaan potilaat, jotka ovat perehtyneet laitteen käyttöön yksityiskohtaisesti ja jotka käyttävät nestemäistä lääkettä lääkärin määrääyksestä tai farmaseutin suosituksesta.
- Ennen käyttöä käyttäjän on luettava laitteen ohjeet, jonka sisällön ja käyttöohjeet hän ymmärtää.
- Noudata aina inhaloitavan lääkkeen pakkausselosteessa annettuja tietoja tai lääkärisi tai apteekin antamia ohjeita.

Vasta-aiheet

- medisana IN 550** - inhalaattoria saavat käyttää vain tajuissaan olevat henkilöt, jotka hengittävät itsenäisesti.
- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, jotka hengittävät henkitorveen tehdyn avanteen (trakeostomia) kautta.

Toimituksen laajuus ja pakkaus

Tarkasta ensin, että laite on täydellinen eikä siinä ole mitään vaurioita. Jos sinulla on epäilyksiä, älä ota laitetta käyttöön vaan lähetä se huoltoon. Pakkauksesta pitää löytyä:
- 1 **medisanan** inhalaattori **IN 550**, jossa on inhalaattorisarja ja ilmaletku, 1 suukappale, 1 aikuisten nenäkapपालe,
 1 lasten nenäkapपालe, 1 aikuisten maski ja 1 lasten maski
- 5 vaihtosuodatinta - 2 ylimääräistä sumutinpäätä (punainen ja keltainen) - 2 lisävaroketta
- 1 Käyttöohje

Pakkauksia voidaan käyttää uudelleen tai ne voidaan kierrättää takaisin raakaainekiertoon. Hävitä tarpeeton pakkausmateriaali asianmukaisella tavalla. Mikäli pakkausta avatessasi havaitset kuljetusvaurion, ota heti yhteyttä tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

VAROITUS!
Huolehdi siitä, etteivät pakkausmuovut joudu lasten käsiin.
On olemassa tukehtumisvaara!

Inhalaation valmistelut

VAROITUS!
Puhdista ja desinfioi sumutinsarja kohdassa Puhdistus ja hoito kuvatulla tavalla likaisten osien aiheuttamien mahdollisten infektioiden välttämiseksi.
Suorita myös yleiset hygieniatoimenpiteet, joihin kuuluvat muun muassa käsien desinfiointi ja lääkkeiden hygienenin käsittely.

OHJE
Keskustele lääkärisi kanssa kehosta, annostelusta ja käyttötiheydestä ennen terapian aloittamista. Käyttötapa tulee valita terapian päämäärästä riippuen (esim. keuhkojen hoito = suukap-paleen käyttö tai nenän-nielun alueen hoito = naamarin käyttö).
Kysy tässä myös neuvoa lääkäriltäsi.

- Käännä inhalaattorin yläosaa **16** vastapäivään, ja irrota se säiliöstä **12**.
- Aseta sumuttimen pää **11** tukien päälle **16**.

OHJE
Toimitukseen sisältyy kaksi ylimääräistä sumutinpäätä. Näiden avulla sinulla on mahdollista kiinnittää yksi kolmesta päästä (sininen, punainen tai keltainen) laitteen yhteeseen - näin saadaa aikaan entistäkin tarkempi käyttö. Noin 4,5 – 6,0 µm suuret hiukkaset (punainen sumutinpää) soveltuvat erityisesti käyttöön suun ja nielun alueella, esim. kurkunpääntulehduksen yhteydessä. Noin 3,5 – 4,5 µm kokoiset hiukkaset (sininen sumutinpää) soveltuvat paremmin hengitysteyden ja keuhkon yläosan alueelle esim. keuhkoputkentulehduksen yhteydes-sä. Pienemmät n. 3,0 – 4,0 µm kokoiset hiukkaset (keltainen sumutinpää) sopivat inhteellisesti käyttöön keuhkon alaosissa, esim. astman yhteydessä. Kysy lääkä-riiltäsi, mikä hiukkaskoko sopii parhaiten sinun henkilökohtaiseen tilanteeseesi.

- Kaada inhalaattorin säiliöön lääkärin tai valmistajan ilmoittama määrä inhalaationestettä (vähintään 2 ml ja enintään 10 ml). Mikäli säiliöön pääsee liikaa nestettä, tyhjennä se ja puhdista inhalaattorisarja kohdassa Puhdistus ja hoito annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Kiinnitä inhalaattorin yläosa **16** kääntämällä sitä säiliöstä **12** kohden myötäpäivään, kunnes osa menee paikalleen.
- Aseta sen jälkeen joko suuosa **22** tai nenäosa (**20** tai **21**) vastaavien liitososien **19** avulla inhalaattorin yläosaan. Liitososan **19** pidempi sivu asetetaan inhalaattorin yläosan yläpuolella olevien tukien päälle. Lopuksi suu- **22** tai nenäosa (**20** tai **21**) työnnetään liitoskappaleen lyhyempään sivuun.
- Inhalointiin voi käyttää joko aikuisten tai lasten maskia (**18** tai **19**). Tähän tarvitaan maskin liitoskappaletta toisen liitoso-san sijaista **16**. Varmista, että katkaisin **3** on poiskytkettyinä asennossa („O“). Yhdistä verkkopistoke pistorasiaan. Kiinnitä ilmaletkun **17** pää tiiviisti kompressorin liitäntäkohtaan. Kiinnitä toinen pää inhalaattorisarjan **11** liitäntäkohtaan.

OHJE
- Varmista, että kaikki osat on liitetty asianmukaisesti toisiinsa. Letkuliitännät on liitettävä asianmukaisesti kompressorin ilmanpoistoon ja sumutinsarjaan.
- Älä läikytä inhalaatioliuosta.
- Käytä sumuttimen pidikettä sumutinsarjan tilapäiseen varastointiin.

Inhalointi: Asetu mahdollisimman pystyyn asentoon.

a) Inhalaatio suukappaleella:

Sulje suukappale **20** kokonaan huulillasi. Kytke laite päälle painamalla ON/OFF-käynnistyspainiketta **3** („I“). Sumutin tuottaa näkyvää sumua (aerosolia). Hengitä nyt hitaasti ja syvään suun kautta sisään ja nenän kautta ulos. Älä hengitä liian nopeasti sisään. Kun haluat pitää tauon, keskeytä lyhyesti ja poista suukappale suustasi. Ota se uudelleen suuhun (huulet sulkevat sen tiiviisti) ja hengitä uudelleen hitaasti sisään ja ulos.

b) Inhalaatio maskin tai nenäsovittimen avulla:

Pakkauksessa on lasten maski **18**, aikuisten maski **19** ja nenäkapपालe (**20** ja **21**), jotka voidaan yhdistää suukappaleeseen **22**. Näin aerosolia voi hengittää nenän kautta käyttäen ylempiä hengitysteitä. Erityisesti lapset kokevat tämän miellyttävänä.

Maski: Pidä maski kevyesti nenän päälle turvittuna. Maskin on oltava tiiviisti nenän ympärillä, mutta se ei saa kuitenkaan painaa sitä.

Nenäsovitin: Aseta kumpikin varsi varovasti sieraimiin ja pidä niitä siellä inhaloinnin ajan.

Kytke laite päälle päälle/pois-kytkimellä **3** (eli asentoon "I"). Sumutin tuottaa näkyvää sumua (aerosolia). Hengitä nenän kaut-ta sisään hitaasti ja syvään. Hengitä sen jälkeen hitaasti ulos jälleen.

OHJE
- Pidä inhalaattoriyksikköä mahdollisimman pystysuorassa. Vähäinen vino asento ei kuitenkaan vaikuta käyttöön haittaavasti (vuotovarma). Jotta laite toimisi täydellä teholla, varmista inhalaatiossa, ettet kallista laitetta mihinkään suuntaan enempää kuin 45°.
- Voit parantaa hoidon tehoa pidättämällä hengitystä lyhyesti sisäänhengityksen jälkeen.
Tämä ei kuitenkaan ole tarpeen yleisen hoitovaihtokutsen kannalta. Tärkeää on, että pysyt rauhallisena ja rentona samalla kun hengität tasaisesti sisään ja ulos. Älä hengitä liian nopeasti sisään. Kun haluat pitää tauon, keskeytä lyhyesti.

VAROITUS!
- Inhalaatiota ei suositella käytettäväksi yli 20 minuutin ajan. Mikäli kompressoria käytetään tätä kauemmin, se saattaa ylikuumentua ja altistaa toimintahäiriöille. Käytön jälkeen laitteen tulee antaa jäähtyä vähintään 40 minuutin ajan.
- Älä peitä tai tuki tuuletusaukkoja ja ilmansuodatinta.

Inhaloinnin lopetus

Sammuta laite inhalaation lopettamisen jälkeen painamalla ON/OFF-painiketta **3** („O“), myös silloin, vaikka et olisiakaan käyt-tänyt kaikkea inhalaationestettä. Kaada loput inhalaationesteestä ulos. Älä käytä sitä enää. Puhdista laite välittömästi jokaisen käyttökerran jälkeen (katso myös Puhdistus ja hoito).

OHJE
- Naamaria käytettäessä jää nenän ja nielun limakalvoille suurempi aerosolimäärä kuin suukappaleella käytettäessä.
- Kun suosaa on käytetty pitkään, sen yhdysputkeen saattaa muodostua pisaroita nesteestä. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta laitteen toimintaan ja käyttöön. Poista pisarat käytön jälkeen pehmeällä kankaalla.

Puhdistus ja hoito

Puhdista ja desinfioi laite seuraavassa kuvatulla tavalla ennen ensimmäistä käyttöä, jokaisen käyttökerran jälkeen ja pidem-mään (n. neljän viikon) käyttötaujan jälkeen.

Puhdistus

- Kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Irrota ilmaletku **17** sumutinyksiköstä ja pura sumutin yksittäisosiin. Hävitä mahdolliset sumutinsäiliössä olevat lääkejäämät. Vesistöjen suojelemiseksi lääkejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on hävitettävä esim. selluloosaalinojen avulla se-kajätteen joukossa.
- Huuhtele sumutinsarjan kaikki osat lämpimällä vedellä (n. 40 °C) ja pienellä määrällä huuhteluainetta. Huuhtele sen jälkeen kaikki osat vielä uudelleen lämpimällä vedellä (n. 40 °C, ei huuhteluainetta). Sumutinyksikön osat on nyt vielä desinfioitava – katso kohta "Desinfiointi".
- Voit pyyhkiä kompressorin pehmeällä, hieman kostutetulla liinalla. Älä käytä syövyttäviä aineita, kuten hankaavia nestemä-isiä puhdistusaineita tai muita puhdistusaineita, sillä ne voivat syövyttää pintaa.

Desinfiointi

- Suorita ennen sumuttimen osien desinfiointia Puhdistus-kohdassa ilmoitetut toimenpiteet.
- Desinfiointi voidaan suorittaa alkoholilla tai tavallilla alkoholipitoisilla desinfiointisuihkeilla. Varmista, että liitettäviin osiin ei jää desinfiointiainejäämiä, jotta seuraava inhalointi ei vaarantuisi.
- Anna osien kuivua täydellisesti 4–5 tuntia. Ravista sumutinyksikköä muutaman kerran, jotta vesipisarat irtaaisivat nopeammin.

VAROITUS!
Varmista, että yhdessäkään yksittäisessä osassa ei ole jäännöskosteutta, ennen kuin ne koota-an jälleen yhteen. Aseta yksittäiset osat desinfiointin jälkeen kuivalle, puhtaalle ja imukykyiselle alustalle ja anna kaikkien osien kuivua täydellisesti.

Ilmaletkun hoito

- Tarkasta käytön jälkeen, onko ilmaletkussa **17** tiivistynyttä kosteutta.
- Irrota letku tässä tapauksessa inhalaattorista. Pidä kompressoria käynnissä niin kauan (ei kuitenkaan missään tapauk-sessa yli 20 minuuttia), kunnes ilmavirta on kuivattanut kosteuden. Näin estät kosteuden aiheuttamien epäpuhtauksien syntymisen.
- Älä puhdista letkua puhdistusaineilla tai desinfiointimenetelmillä. Letkun voi pyyhkiä ulkopuolelta mietoon saippuuliukoseen kastetulla kankaalla. Jos letku likaantuu sisäpuolelta, se on vaihdettava.

Suodattimen vaihto

Kompressorin ilmansuodatin on vaihdettava, mikäli siinä havaitaan likaa (esim. värimuutoksia) tai kosteutta. Ilmansuodatin **2** on kuitenkin vaihdettava vähintään 60 päivän välein. Vaihda suodatin seuraavasti:

- Poista suodattimen kansi **2**.
- Irrota vanha suodatin esimerkiksi käyttämättömän hammastikun avulla.
- Aseta uusi suodatin paikalleen. Laita kansi takaisin alkuperäiseen asentoon.

VAROITUS!
- Käytä ainoastaan medisanan uusia alkuperäissuodattimia, jotka soveltuvat käytettäväksi tässä tuotteessa.
- Suodatinta ei saa pestä.

Käyttöikä

Kun laitetta käytetään huonelämpötilassa (25 °C) ja kun sen avulla suoritetaan päivittäin 10 inhalointia, joista kukin kestää 20 minuuttia, odotettavissa oleva käyttöikä on kolme vuotta (kompressorisyksikkö). Lisävarusteosille on määritetty oma käyttöikä: Sumutinyksikkö: 100 päivää / Suukappale&nenäsovitin: 3 kuukautta / Ilmaletku: 1 vuosi / Ilmansuodatin: 2 kuukautta / Maski: 1 vuosi

Vikojen korjaus

Ongelma: Kompressori ei toimi käynnistuksen jälkeen.

Mahdollinen syy: Verkkopistoketta ei ole yhdistetty pistorasiaan kunnolla.

Ratkaisu: Kytke virta laitteesta („O“) ja yhdistä verkkopistoke siihen sopivaan pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa tai muuta vastaavaa. Kytke virta laitteeseen jälleen.

Ongelma: Sumutus ei toimi.

Mahdollinen syy: Sumuttimen pää puuttuu tai säiliössä on liian vähän inhalaationestettä tai ei ollenkaan.

Ratkaisu: Kokoa inhalaattorisarja oikein. Laita inhalaattorin säiliöön vähintään 2 ml ja enintään 10 ml inhalaationestettä.

Ongelma: Höyryä muodostuu vain vähän tai ei ollenkaan.

Mahdollinen syy: Inhalaattoriyksikköä ei ole koottu oikein tai se on vinossa asennossa. Ilmaletkua ei ole asennettu oikein, se on taittunut tai viallinen.

Ratkaisu: Katso kappaleessa „Inhalaatioon valmistautuminen“ annetut ohjeet. Huomioi inhaloiodessa, ettei laite pääse kallis-tumaan yli 45° missään suunnassa. Varmista, että ilmaletku on yhdistetty oikein kompressoriin ja inhalaattoriyksikköön. Sitä ei saa laittaa tai painaa. Vaihda letku, jos se on viallinen.

Ongelma: Laite kuumenee.

Mahdollinen syy: Laite on peitetty, tai sitä käytetään yli 20 minuutin ajan.


Ratkaisu: Laitetta ei saa peittää. Anna laitteen jäähtyä 40 minuutin ajan.

Varokkeiden vaihto

Kompressoriyksikköön on asennettu 2 varoketta (tyyppi T1AL, 250V~) elektronisten osien suojaksi. Varmista, että laitetta käytetään vain sellaisissa virtalähteissä, jotka vastaavat kappaleen

medisana®

SE Bruksanvisning - Inhalator IN 550



Apparaten och komponenter

Kompressorenhet

- 1 Apparatanslutning för luftslang
- 2 Luftfilter (med skyddsskåpa)
- 3 På/av-knapp
- 4 Bärhandtag
- 5 Låsning för förvaringsfacks-lock
- 6 Förvaringsfack
- 7 Ventilationsölsisar
- 8 Nebulisator-hållare
- 9 Lock för nätkabelfack
- 10 Förvaringsfackslock

Nebulisatorset

- 11 Nebulisatoranslutning för luftslang
- 12 Nebulisatorbehållare
- 13 Stuts
- 14 Sprayhuvud (blå, partikelstorlek 3,5 - 4,5 µm)
- 15 Nebulisatoröverdel
- 16 Skarvstycke för munstycke och näsadapter
- 17 Luftslang
- 18 Mask för vuxna med maskskarvstycke
- 19 Mask för barn med maskskarvstycke
- 20 Näsadapter för vuxna
- 21 Näsadapter för barn
- 22 Munstycke
- 23 Reservluftfilter
- 24 Reservsäckringar
- 25 Sprayhuvud (röd, partikelstorlek 4,5 - 6,0 µm)
- 26 Sprayhuvud (gul, partikelstorlek 3,0 - 4,0 µm)

Teckenförklaring

- Bruksanvisningen hör till apparaten.
- Den innehåller viktig information om igångsättning och användning. Läs igenom hela bruksanvisningen. Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs kan det leda till svåra personskador eller skador på apparaten.



VARNING

Varningstexterna måste beaktas, annars kan det finnas risk för personskador.



OBSERVERA

De här anvisningarna måste beaktas, annars kan det finnas risk för skador på apparaten.



HÄNVISNING


De här texterna innehåller praktisk information om installation eller användning.

Apparatklass: typ BF	 Förvaras torrt
Skyddsklass II	 Växelström
LOT-nummer	 Serienummer
Tillverkare	 Tillverkningsdatum
Medicinteknisk produkt	 Unik identifiering av enheten
Importör	 Temperaturintervall
Auktoriserad EU-representant	 Begränsning av omgivande tryck
	 Luftfuktighet

	Återvinningssymboler / koder:
	Dessa har till syfte att ge information om materialet och dess korrekta användning samt återvinning.
	HONSUN (NANTONG) Co., Ltd. No.8 Tongxing Road, Economic & Technological Development Area 226009 Nantong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA SRN Manufacturer: CN-MF-000009428
	medisana GmbH Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, TYSKLAND Schulz-Type: NB-210C
	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestr. 80, 20537 Hamburg, TYSKLAND

SE OBSERVERA! SPARA!

Läs igenom bruksanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, noga innan du använder apparaten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om apparaten lämnas vidare till en annan person måste bruksanvisningen följa med.



Säkerhetshänvisningar

- Använd inhalatorn enbart till det den är avsedd för enligt bruksanvisningen. Vid annan än användning än den avsedda förfaller garantianspråk.
- All annan användning än den som beskrivits här är inte den avsedda och ska betraktas som farlig. Vid annan användning än den avsedda överförs ansvaret för apparatens säkra funktion till användaren.
- En enskild användning får inte pågå längre än 20 minuter.
- Använd endast originaltillbehör och -reservdelar från apparatens tillverkare.
- Använd bara medicin i flytande form som är lämplig för inhaleringsterapi.
- Diskutera användningsperiod, dosering, användningsfrekvens och medicinalval med din läkare eller apotekare innan du påbörjar en terapi.
- Använd inte rent vatten till nebuliseringen.
- Den här apparaten får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och/eller av personer som har för lite kännedom om apparaten om de inte står under uppsikt eller instrueras av en annan ansvarig person. Detta gäller även för barn.
- Små barn måste hållas under uppsikt, så att de inte leker med apparaten.
- Smådelar, som t.ex. luftfiltret, skulle kunna sväljas ner. Förvara och kassera därför alla smådelar utom räckhåll för barn.
- Använd eller förvara inte apparaten på platser där den utsätts för giftiga ångor eller flyktiga substanser.
- Använd inte apparaten i närheten av anestesimedel-blandningar som kan antändas tillsammans med luft eller syre.
- Vidör är apparaten med spetsiga eller vassa föremål.
- Apparatens ventilationsöppningar måste alltid vara fria. Ställ inte apparaten på platser där ventilationsöppningarna ❶ skulle kunna blockeras och lägg inga föremål på apparaten (t.ex. handdukar, filter o.s.v.).
- Blockera under inga omständigheter luftfilterskyddet ❷.
- Stoppa inte in några föremål eller kroppsdelar (fingrar o.d.) i apparatens inre.
- Apparaten får inte användas på heltäckningsmattor eller i omgivning med mycket damm (som t.ex. under sängen).
- Spreadaren är inte avsedd för användning i anestesil-/andningsystem eller andnings-/lungmaskiner.
- Använd inte produkten vid bad eller dusch.
- Använd inte apparaten i omgivningar med rumstemperatur över 40°C. Låt inte apparaten stå kvar utomhus eller i fuktiga omgivningar. Apparaten är inte vattentät.
- Använd och förvara bara apparaten på platser där det är säkert att den står stadigt och inte kan falla ner. Det finns risk att levande varelser och föremål under den kan skadas eller gå sönder.
- Använd inte apparaten i närheten av högfrekventa elektromagnetiska sändare.
- Ta aldrig i elsladden med våta händer.
- Använd inte apparaten med en defekt elsladd eller elkontakt.
- Apparaten kan skiljas helt från strömförsörjningen genom utdragning av elkontakten ur uttaget.
- Apparatens slangar och ledningar måste dras på så sätt att det inte finns risk för snubbling och att risken för strypning är utesluten.
- Dra inte elsladden över vassa kanter; kläm inte fast den och använd den inte i närheten av värmekällor.
- För att undvika risken för en elektrisk stöt ska du genast dra ut elkontaktener uttagat:
 - vid störningar under användningen
 - efter varje användning
 - före varje rengöring och skötsel.
- Linda inte elsladden runt apparaten.
- Om nätkabeln går sönder får den endast bytas ut av **medisana**, en auktoriserad fackhandlare eller av en person med motsvarande kvalificering.
- Var noga med att det inte tränger in vatten i apparatens inre. Om apparaten ändå skulle komma i kontakt med fuktighet någon gång så drar du genast ut elkontakten och kontaktar servicestället.
- Håll aldrig apparaten eller nebulisatorsetet under rinnande vatten för rengöring.
- Reparera inte produkten själv vid störningar. Låt endast auktoriserad kundservice utföra reparationer.
- Transportera inte nebulisatorn och lämna den inte utan tillsyn när det fortfarande finns medicinaerosol kvar i nebulisatorbehållaren.
- Undvik att skaka apparaten och tappa den inte.
- Använd inte apparaten till djur.
- Du ska aldrig använda apparaten vid trötthet eller yrsel.
- Vid diabetes eller andra sjukdomar bör läkare konsulteras innan produkten tas i bruk.
- Gravida bör följa nödvändiga försiktighetsåtgärder och beakta den egna belastbarheten; konsultera läkare vid behov.
- Använd inte apparaten om du har svullnad, brännskador, inflammationer, hudslag, sår eller ömma ställen inom området som berörs av användningen.aa miellyttävältä. Jos tunnet kipuja tai hoito tuntuu sinusta epämiellyttävältä, keskeytä hoito ja neuvottele lääkärisi kanssa.
- Behandlingen ska var angenäm. Avbryt om den är smärtsam eller mindre trevlig och konsultera läkare.

före användningen

VARNING

Infektionsrisk genom förorenad nebulisator! Beakta de allmänna hygienåtgärderna före varje användning (t.ex. grundlig handtvätt) och säkerställ att nebulisatorn rengörs och desinficeras före första och efter varje användning enl. informationen som ges under „Rengöring och skötsel“!

- Desinficera alla delar i nebulisatorsetet inklusive munstycke och mask före första användningen och senare efter varje användning samt när utrustningen inte använts på länge, se information under „Rengöring och skötsel“.
- Efter desinfektionen måste nebulisatorns alla delar spolas av med rent, kokat vatten.
- Kontrollera att höljét, elsladden, elkontakten, luftslangen ❶ och slanganslutnings öppningarna ❶ / ❶) är felfria före varje användning och undersök om apparaten fungerar normalt.
- Om det syns att apparaten är skadad eller om du förmodar en defekt får du inte börja använda inhalatorn. Dra genast ut elkontakten ur uttaget och kontakta servicestället.
- Innan du ansluter apparaten till din strömförsörjning ska du kontrollera att nätspänningen som anges på typskylten överensstämmer med det som gäller för ditt elnät. Använd inga grenuttag eller förlängningskablar.
- Fyll aldrig nebulisatorbehållaren med mer än 10 ml av en lämplig inhalationsvätska.
- Säkerställ att alla delar har satts ihop korrekt innan du använder apparaten.
- Säkerställ att luftfiltret ❷ är rent. Om luftfiltret har en färgförändring eller har använts sedan två månader så måste det bytas ut. Säkerställ att det är korrekt monterat.
- För att förhindra att luftslangen ❶ lossnar under användningen säkerställer du att den är fast ansluten ❶ / ❶) på apparaten och på nebulisatornheten. Slangen kan ev. vridas något vid anslutningen.

under användningen

- Använd enbart ny medicin-aerosol vid varje användning.
- Blockera aldrig öppningarna på nebulisatoröverdelen ❸.
- Använd nebulisatorn i lodrätt position, så långt detta är möjligt. Skaka den inte under användningen.
- Under användningen skapas en vibration och en bullerutveckling genom kompressorfunktionen. Detta är normalt och tyder inte på en felfunktion.

efter användningen

- Torka aldrig apparaten i en mikrovågsugn eller med en hårfön.
- Apparaten och alla delar ska bara förvaras på en torr och ren plats och vara helt torra och tömda.
- Efter inhalationsanvändningen måste eventuella aerosolrester efter medicinen tas bort. Alla delar måste rengöras grundligt och desinficeras, se kapitel Rengöring och skötsel.
- Förvara inte apparaten med en böjd eller vriden luftslang ❶.

Avsedd användning

- medisana** - inhalatorn **IN 550** är avsedd för oral och nasal inhalationsbehandling med läkemedelsaerosol i privata hushåll. Apparaten får endast användas av patienter, som har informerat sig ingående om apparatens funktion, och med ett flytande läkemedel som har ordinerats eller rekommenderats av en läkare eller farmaceut.
- Användaren måste först ha läst bruksanvisningen och förstätt dess innehåll och apparatens manövrering.
- Beakta alltid uppgifterna i informationen som följer med medicinen som ska inhaleras resp. följ din läkares eller apotekares anvisningar.

Kontraindikationer

- medisana** Inhalator **IN 550** får bara användas av personer som kan andas självständigt och är vid medvetande.
- Apparaten är inte lämplig för användare som andas via en operativt skapad öppning i luftstrupen (trakeostomi).

Leveransomfång och förpackning

Kontrollera först om apparaten är komplett och att den inte uppvisar några skador. I tveksamma fall ska apparaten inte tas i bruk utan skickas in till återförsäljaren eller ett serviceställe. Följande delar skall medfölja vid leverans:

- 1 **medisana**-inhalator **IN 550** nebulisatorset och luftslang, 1 munstycke, 1 näsadapter för vuxna, 1 näsadapter för barn, 1 mask för vuxna och 1 mask för barn
- 5 reservluftfilter
- 2 ytterligare nebulisatorhuvud (rött och gult)
- 2 ersättnings-säckringar
- 1 bruksanvisning

- Förpackningar kan återanvändas eller lämnas till återvinning. Se till att förpackningsmaterial som inte längre behövs tas omhand på korrekt sätt. Upptäcks skador när produkten packas upp så kontakta omgående inköpsstället.



VARNING

Se till att förpackningsmaterial i plast hanteras utom räckhåll för barn. Kvävningsrisk!

Förberedelse för inhalering



VARNING


Rengör och desinficera nebulisatorsetet så som beskrivs i „Rengöring och skötsel“ för att undvika en möjlig infektion genom förorenade delar! Dessutom måste allmänna hygienåtgärder följas, som desinficering av händerna, medicinen ska hanteras hygieniskt etc.



ANVISNING

Rädgör med din läkare om användningstid, dosering och användningsintervall innan du börjar använda apparaten. Användningssättet bör väljas beroende på behandlingsmål (t.ex. behandling för lungorna = användning av munstycke, behandling för näsa-hals = användning av mask). Rädgör med läkaren om detta.

- Vrid nebulisatoröverdelen ❸ moturs och avlägsna den från nebulisatorbehållaren ❷.
- Placera sprayhuvudet ❶ på stutsen ❸.



- Fyll på den av läkaren eller tillverkaren anvisade mängden inhalationslösning (volym min. 2 ml och max. 10 ml) i nebulisatorbehållaren. Om behållaren har överfylts ska den tömmas och nebulisatorsetet rengöras enligt beskrivningen under „4.1 Rengöring och skötsel“.

- Fäst nebulisatoröverdelen ❸ genom att skruva på den medurs på nebulisatorbehållaren ❷ tills anslutningen sitter fast.
- Sätt sedan fast antingen munstycket ❷ eller en näsadapter ❷ eller ❶) på nebulisatoröverdelen med skarvstycket för munstycket och näsadaptern ❶. Då skjuts skarvstycket ❶ på förbindningsstutsen på nebulisatoröverdelens översida ❶ med den längre sidan och därefter skjuts munstycket ❷ eller näsadaptern ❷ eller ❶) i skarvstyckets korta sida ❶.
- Alternativt kan masken för vuxna eller barn ❶ eller ❶) för inhalation användas. Då behövs maskskarvstycket istället för skarvstycket ❶. Säkerställ att på-/av-knappen ❸ är i läget Av („O“) och sätt i nätkontakten i vägguttaget. Sätt fast en av luftslangens ändar ❶ på kompressorns anslutning för luftslang ❶. Sätt på den andra änden på nebulisatorsetets anslutning för luftslang ❶.



ANVISNING

- Försäkra dig om att alla delar är fast förbundna med varandra. Luftslangsanslutningarna måste sitta fast ordentligt på luftsläppet hos kompressorn och på nebulisatorsetet.**
- Var noga med att inte spilla någon inhalationslösning.**
- Använd nebulisatorhållaren ❸ för den temporära förvaringen av nebulisatorsetet.**

Genomföra inhalation

Sitt i möjligaste mån upprätt.

a) Inhalering med munstycket:

Placera läpparna tätt runt munstycket ❷. Starta produkten genom att trycka på knappen På/av ❸ („I“). Nebulisatorn genererar en synlig dimma (aerosol). Andas nu in långsamt och djupt genom munnen och andas ut genom näsan. Vill man lägga in en paus gör man ett kort avbrott och tar munstycket ur munnen. Stoppa in det i munnen igen och (slut läpparna tätt runt munstycket) och andas långsamt in och ut igen.

b) Inhalation med masken resp. med näsadaptern:

Som alternativ till munstycket ❷ innehåller leveransen en barnmask ❶, en vuxenmask ❶ samt näsadaptrar ❷ och ❶). Med dessa kan aerosolen andas in genom näsan, vilket möjliggör en användning till för de övre andningsvägarna. I synnerhet barn föredrar denna användning.

Mask: håll masken så att den pressas lätt över näsan. Masken måste omsluta näsan tätt, men utan att trycka.

Näsadapter: för in de båda tapparna försiktigt i näsöppningarna och håll dem där under inhalationen.

Starta apparaten med PÅ-/AV-knappen ❸ („I“). Nebulisatorn genererar en synlig dimma (aerosol). Andas nu in långsamt och djupt genom näsan. Andas därefter ut långsamt igen.



ANVISNING

- Håll nebulisatornheten så lodrätt som möjligt. En svag lutning påverkar dock inte användningen (spillsäker). För full funktion är det vid inhaleringen viktigt att inhalatorn inte lutar mer än 45 ° per riktning.**
- Verkan av behandlingen kan förbättras om man kort håller andan efter inandningen. Detta är dock inte generellt nödvändigt för framgångsrik behandling. Det är viktigt att vara avslappnad medan man lugnt andas in och ut. Inhalera inte för snabbt. Vill man lägga in en paus gör man ett kort avbrott.**



VARNING

- En inhalationsanvändning ska inte överskrida 20 minuter. Om kompressorn används längre finns risk för överhettning och felfunktioner. Efter användning ska apparaten svalna i minst 40 minuter.**
- Undvik att täcka över/blockera ventilationsöppningarna och luftfiltret.**

Avsluta inhalation

Stäng efter avslutad inhalering av apparaten genom att trycka på knappen På/av ❸ („O“), även om inte all inhaleringslösning använts. Håll ut resterande innehåll. Återanvänd det inte. Rengör produkten direkt efter varje användning (se även Rengöring och vård).



ANVISNINGAR

- Vid användning av masken blir mer aerosol kvar på slemhinnan i näsa-hals-området än vid användning med munstycket.**
- När munstycket har använts en tid kan det förkomma att det vid användning av lösningsmedel samlas några droppar i munstyckets förbindningsrör. Detta har dock ingen inverkan på apparatens drift och funktion. Ta bort dropparna med en mjuk trasa efter användning.**

Rengöring och vård

Utför följande steg för rengöringen och desinficeringen före första användningen, efter varje användning samt efter en längre period (ca fyra veckor) utan användning.

Rengöring

- Stäng av apparaten och dra ut elkontakten ur uttaget.
- Skjöl luftslangen ❶ från nebulisatornheten och plocka isär nebulisatorn i dess separata delar. Kassera medicinrester som ev. finns i nebulisatorbehållaren. Med tanke på ett aktivt vattenskydd ska medicinresterna inte tömmas i avloppssystemet utan t.ex. kasseras med cellstoffvadd som restavfall.
- Spola nebulisatorsetets alla delar med varmt vatten (ca 40°C) och lite diskmedel. Därefter spolar du av alla delar igen med varmt vatten (ca 40°C utan diskmedel). Delarna i nebulisatornheten måste nu även desinficeras - se under „Desinfektion“.
- Kompressorn kan du torka av med ett mjukt, lätt fuktigt tygstycke. Använd inga aggressiva substanser som t.ex. skurmedel eller andra medel till rengöringen. Det skulle kunna angripa ytan.

Desinfektion

- Före desinfektionen av nebulisatordelarna utför du stegen som är angivna vid „Rengöring“.
- Till desinfektionen kan man använda alkohol eller spraydesinfektionsmedel med alkohol som finns i handeln. Var noga med att det inte blir kvar några desinfektionsmedelsrester på användningsdelarna för att inte riskera nästa inhalationsanvändning.
- Låt delarna torka fullständigt under 4-5 timmar. Skaka nebulisatornheten några gånger för att få bort vattendroppar snabare.



VARNING

Var noga med att det inte finns någon fukt kvar på någon av de separata delarna innan de sätts ihop igen. Lägg de separata delarna på ett torrt, rent underlag med sugförmåga efter desinfektion och låt alla delar torka helt.

Luftslangens skötsel

- Kontrollera efter varje användning, om det har samlats fukt i luftslangen ❶.
- Om så är fallet ska den dras av från nebulisatorn och kompressorn köras tills fuktigheten torkats bort av luftströmmen (men aldrig längre än 20 minuter!) På så sätt förhindras bakteriekontamination p.g.a. restfukt.
- Rengör slangen med rengöringsmedel eller andra desinfektionsmetoder. På utsidan kan slangen torkas av med en trasa doppad i mild tvålösning. Om slangen har smuts på insidan måste den bytas ut.

Filterbyte

Luftfiltret ❷ i kompressorn måste bytas vid synlig nedsmutsning (t.ex. färgförändring) eller fuktighet, dock senast var 60:e dag. Då gör du så här:

- Avlägsna luftfiltrets skyddsskåpa ❷.
- Avlägsna det gamla filtret, t.ex. med en ny tandpetare.
- Sätt i ett nytt filter och sätt på skyddsskåpan igen i ursprungligt läge.



VARNING

- Använd endast nya originalfilter från medisana som är lämpliga till den här produkten.**
- Tvätta inte ur filtret.**

Livslängd

Apparaten har en förväntad livslängd på tre år (kompressorenhet) vid en användningsfrekvens på tio inhalationer per dag på vardera 20 minuter i rumstemperatur (25°C). Tillbehörsdelarna har en livslängd som avviker från detta:
Nebulisatornhet: 100 dagar / Munstycke&näsadapter: 3 månader / Luftslang: 1 år / Luftfilter: 2 månader / Mask: 1 år

Felavhjälpning

Problem: Kompressorn fungerar inte efter påkoppling.

Möjlig orsak: Nätkontakten är inte korrekt ansluten i stickuttaget.

Lösning: Frånkoppla apparaten („O“) och sätt i nätkontakten i ett passande stickuttag. Använd inte några förlängningskablar etc. Tillkoppla apparaten igen.

Problem: Ingen dimsprayning.

Möjlig orsak: Sprayhuvud saknas eller ingen resp. för lite inhalationslösning i nebulisatorbehållaren.

Lösning: Sätt ihop nebulisatorsetet korrekt. Fyll på min. 2 och max. 10 ml inhalationslösning i nebulisatorbehållaren.

Problem: Ingen eller endast låg dimsprayeffekt.

Möjlig orsak: Nebulisatornheten är inte korrekt sammansatt eller hålls snett. Luftslangen är inte korrekt monterad, böjd eller defekt.

Lösning: Följ anvisningarna i kapitel Förbereda inhalation. Se vid inhalation till att apparaten inte lutar mer än 45° i någon riktning. Kontrollera att luftslangen är korrekt ansluten till kompressorn och nebulisatornheten. Den får inte böjas eller klämmas. Byt ut slangen om den är skadad.

Problem: Apparaten blir mycket het.


Möjlig orsak: Apparaten är överväckt eller har använts i mer än 20 minuter.

Lösning: Apparaten är inte överväckt. Låt apparaten svalna i 40 minuter.

Byte av säkringar

2 säkringar (typ T1AL, 250V~) är inbyggda i kompressorenheten för att skydda de elektriska komponenterna. Se till att enheten endast drivs med strömanslutningar som motsvarar specifikationerna i kapitlet Tekniska data. Gör så här om det blir nödvändigt att byta ut säkringarna:

- Öppna locket till nätkabelfacket ❹ på kompressorns baksida.
- Du öppnar säkringskamrarna genom att samtidigt vrida moturs (t.ex. med en skruvmejsel) och trycka in säkrings



Apparat og betjeningselementer

Kompressorenhet

1 Apparattilkobling for luftslange 2 Luftfilter (med deksel)
3 Av/På-bryter 4 Bærehåndtak 5 Låsning for oppbevaringslokk
6 skap 7 Ventilasjonsåpning 8 Forstøverholder 9 Deksel for strømkabelom 10 Lokket på oppbevaringsrommet

Forstøversett

11 Forstøver-tilkobling for luftslange 12 Forstøverbeger
13 Rørstykke 14 Forstøverhode (blå, partikkelstørrelse 3,5–4,5 µm) 15 Forstøveroverdel 16 Overgangsstykke for munnstykke og neseadapter 17 Luftslange 18 Voksenmaske med maskeovergangsstykke 19 Barnemaske med maskeovergangsstykke 20 Neseadapter for voksne 21 Neseadapter for barn 22 Munnstykke 23 Reserve-luftfilter 24 Reservesikring 25 Forstøverhode (rød, partikkelstørrelse 4,5–6,0 µm) 26 Forstøverhode (gul, partikkelstørrelse 3,0–4,0 µm)

Tegnforklaring

Denne bruksanvisningen tilhører dette apparatet. Den inneholder viktig informasjon for igangsetting og håndtering. Les hele bruksanvisningen. Unnlattelse av å overholde denne instruksjonen kan forårsake alvorlig personskade eller skade på enheten.



ADVARSEL

Disse advarslene må følges for å forhindre mulig personskade hos brukeren.



FORSIKTIG

Disse merknadene må følges for å forhindre skader på apparatet.



MERKNAD


Disse merknadene gir deg nyttig tilleggsinformasjon om installasjon eller bruk.

	Klassifisering av apparat: Type BF		Beskytt mot fuktighet
	Beskyttelsesklasse II		Vekselstrøm
	LOT-nummer		Serienummer
	Produsent		Produksjonsdato
	Medisinsk utstyr		Unik identifikasjon av enheten
	Importør		Temperaturområde
	Autorisert EU-representant		Begrensning av omgivelsestrykk
			Luftfuktighetsområde

	Resirkuleringssymbol/koder: Dette benyttes til å informere om materialet og riktig bruk av dette, i tillegg til gjenbruk.
	HONSUN (NANTONG) Co., Ltd. No.8 Tongxing Road, Economic & Technological Development Area 226009 Nantong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA SRN Manufacturer: CN-MF-000009428
	medisana GmbH Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, TYSKLAND Supplier Type: NB-210C
	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestr. 80, 20537 Hamburg, TYSKLAND
	0123

NO VIKTIGE MERKNADER! TAS GODT VARE PÅ!

Les bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsanvisningene, nøye før du tar apparatet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen i tilfelle du trenger den senere. Hvis du gir apparatet videre til en tredjepart, må bruksanvisningen følge med.



Sikkerhetsanvisninger

- Apparatet skal kun brukes i henhold til tiltenkt bruk som forklart i bruksanvisningen. Ved tilfeller av misbruk opphører garan-tien.
- Enhver annen bruk enn den som er beskrevet her er ikke forsvarlig og anses som farlig. Ved ikke-tiltenkt bruk faller ansvaret for apparatets sikre funksjon over på brukeren.
- Apparatet skal ikke brukes mer enn 20 minutter om gangen.
- Bruk bare produsentens originale tilleggs- og reservedeler.
- Bruk kun medikamenter i flytende form som er egnet for inhalasjonsterapi. Rådfr deg med legen din eller en apoteker om brukstid, dosering, brukshyppighet og valg av medikamenter før du starter terapi med apparatet.
- Bruk ikke ublandet vann for forstøving.
- Dette apparatet er ikke ment å brukes av personer (barn inkludert) med begrensede fysiske, sansemessige eller mentale evner eller med manglende erfaring og/eller kunnskap, med mindre slike personer er under tilsyn av eller får anvisning om hvordan apparatet skal brukes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Smådelr som f.eks. luftfilteret kan komme til å svelges. Lagre og avhend derfor alle smådeler på en slik måte at de er utliggjelige for barn.
- Bruk eller lagre ikke apparatet på steder hvor det utsettes for giftig damp eller lettfordampelige stoffer.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av anestesiblandinger som sammen med luft eller oksygen er brennbare.
- Unngå at apparatet kommer i kontakt med spisse eller skarpe gjenstander.
- Ventilasjonsåpningen 7 til apparatet må alltid være fri. Sett aldri apparatet på steder der ventilasjonsåpningen kan bli blok-kert, og legg aldri gjenstander oppå apparatet (f.eks. håndklær, duker osv.).
- Luftfilterdekslet skal aldri blokkeres 2.
- Før aldri gjenstander eller kroppsdelr (som f.eks. fingre) inn i apparatet.
- Apparatet skal ikke være i drift på teppegulv eller i veldig støvete omgivelser (som f.eks. under sengen).
- Forstøveren er ikke egnet til bruk i anestesirespirasjonssystem eller lungemaskin.
- Bruk aldri apparatet når du bader eller dusjer.
- Bruk aldri apparatet i omgivelser med en romtemperatur høyere enn 40 °C.
- La ikke apparatet bli stående ute eller i fuktige omgivelser. Apparatet er ikke vanntett.
- Bruk og lagre apparatet kun på steder hvor det står sikkert og slik at det ikke kan falle ned. Det er fare for at det kan oppstå skade på personer eller gjenstander som befinner seg nedenfor.
- Bruk aldri apparatet i nærheten av høyfrekvente elektromagnetiske sendere.
- Berør aldri nettkabelen med våte hender.
- Bruk aldri apparatet dersom nettkabelen eller støpselet er defekt.
- Ved å trekke støpselet ut av stikkontakten kobles apparatet fullstendig fra strømforsyningen.
- Apparatets slanger og ledninger må plasseres på en slik måte at de ikke utgjør en snublefare og slik at kvelling ikke er mulig.
- Før ikke nettkabelen over skarpe kanter, klem den ikke og bruk den ikke i nærheten av varmekilder.
- For å unngå elektrisk støt, trekk straks støpselet ut av stikkontakten:
 - ved forstyrrelser under bruk
 - etter hver bruk
 - før rengjøring og vedlikehold
- Ikke snurr kabelen rundt apparatet.
- Hvis kabelen er skadet, skal den bare byttes av **medisana**, en godkjent forhandler eller tilsvarende kvalifisert personell, for å unngå farlige situasjoner.
- Pass på at det ikke kommer vann inn i apparatet. Dersom apparatet likevel skulle komme i kontakt med fuktighet, skal du straks trekke støpselet ut av stikkontakten og kontakte servicestedet.
- Apparatet skal aldri rengjøres under rennende vann.
- I tilfelle feil skal du ikke reparere apparatet selv. La reparasjoner bare utføres av autorisert servicested.
- Når det er medikamenteraerosol i forstøverbegeret skal forstøveren ikke transporteres eller forlates uten tilsyn.
- Unngå å riste apparatet og la det ikke falle ned.
- Bruk ikke apparatet på dyr.
- Bruk aldri apparatet ved trøtthet eller svimmelhet.
- Dersom du har diabetes eller andre sykdommer bør du forhøre deg med legen din før bruk.
- Gravide bør overholde de nødvendige forholdsreglene og ta hensyn til individuell belastbarhet. Ta kontakt med legen om du er usikker.
- Ikke bruk apparatet på områder av kroppen som oppviser hevelse, brannskader, betennelse, utslett på huden, sår eller på følsomme områder.
- Behandlingen skal føles behagelig. Dersom du føler smerte eller føler at bruken er ubehagelig, må du slutte å bruke appa-ratet og rådføre deg med legen din.

Før bruk



ADVARSEL
Fare for infeksjon ved uren forstøver! Pass på at vanlige hygienetiltak (f.eks. grundig håndvask) utføres før hver bruk, og forsikre deg om at forstøveren rengjøres og desinfiseres før første bruk og etter hver bruk ifølge anvisningene under «Rengjøring og vedlikehold»!

- Før første bruk og etter hver bruk senere eller når apparatet ikke har vært i bruk på lenge, skal du desinfisere alle delene i forstøversettet inkludert munnstykke og maske.
- Etter desinfeksjon må alle deler av forstøveren skylls i rent, oppkokt vann.
- Kontroller før hver bruk at kassen, nettkabelen, støpselet, luftslangen 17 og slangetilkoblingsåpningene 1 og 11) er uskadet og at apparatet fungerer normalt.
- Dersom apparatet har synlige skader eller du mistenker en defekt, skal inhalatoren ikke tas i bruk. Trekk da støpselet straks ut av stikkontakten og kontakt servicestedet.
- Før du kobler apparatet til strømforsyning må du forsikre deg om at nettspenningen angitt ved symbol samsvarer med spen-ningen til strømnettet ditt. Bruk aldri flerveissstikkontakt eller skjøteledning.
- Fyll aldri mer enn 10 ml egnet inhalasjonsvæske i forstøverbegeret.
- Forsikre deg om at alle deler er satt sammen på riktig måte før du bruker apparatet.
- Forsikre deg om at luftfilteret 2 er rent. Dersom luftfilteret har fargeforandring eller har vært i bruk i 2 måneder, må det skiftes ut. Forsikre deg om at det er korrekt montert.
- For å unngå at luftslangen 17 løsner når apparatet er i bruk, skal du forsikre deg om at slangen er godt festet i de respektive tilkoblingene 1 og 11) på apparatet og på forstøverenheten. Slangen kan ev. vris litt ved tilkobling.

Under bruk

- Bruk alltid kun ny medikamenteraerosol.
- Åpningen på forstøveroverdelen skal aldri blokkeres 16.
- Bruk forstøveren i loddrett posisjon når dette er mulig. Rist den ikke når du bruker den.
- Når apparatet er i bruk skapes en vibrasjon og en støtutvikling gjennom kompressorfunksjonen. Dette er normalt og tyder ikke på feilfunksjon.

Etter bruk

- Tørk aldri apparatet i mikrobølgeovn eller med føner.
- Apparatet og alle deler skal alltid lagres på et tørt og rent sted og alt skal være tørt og tømt for innhold.
- Etter inhalasjonsbruk skal eventuelle rester av medikamenteraerosol fjernes. Alle deler må rengjøres og desinfiseres grundig, se kapitlet «Rengjøring og pleie».
- Luftslangen 17 skal ikke være bøyd eller vridd under lagring.

Tiltenkt bruk

- medisana** inhalator **IN 550** er beregnet på oral eller nasal inhalasjonsterapi med medikamenteraerosol og er for privat bruk. Apparatet skal kun brukes av pasienter som har gjort seg godt kjent med apparatets funksjoner, og skal kun brukes med flytende medikament forordnet eller anbefalt av lege eller apoteker.
- Brukeren må på forhånd ha lest denne bruksanvisningen, og forstått innholdet i denne samt betjeningen av apparatet.
- Følg alltid anvisningene i informasjonen som følger med inhalasjonsmedikamentene og følg veiledning fra legen din eller en apoteker.

Kontraindikasjoner

- medisana** inhalator **IN 550** skal kun brukes av personer som kan puste selv og som er ved bevissthet.
- Apparatet er ikke egnet for personer som puster gjennom en operativ åpning av luftrøret (trakeostomi).

Leveransens innhold og emballasje

Sjekk at leveransen er fullstendig og at produktet ikke har noen skader. Bruk ikke produktet ved tilstifeller. Kontakt brukerser-vise. Leveransens innhold:

- 1 **medisana** inhalator **IN 550** med forstøversett og luftslange, 1 munnstykke, 1 neseadapter for voksne,
- 1 neseadapter for barn, 1 voksenmaske og 1 barnemaske
- 5 reserve-luftfilter
- 2 ekstra forstøverboder (rød og gul)
- 2 reservesikring
- 1 bruksanvisning

-  Emballasjen kan gjenbrukes eller resirkuleres. Kast uønsket emballasje på riktig måte. Hvis du ser en transportskade når du pakker ut apparatet, skal du umiddelbart ta kontakt med forhandleren.

ADVARSEL

Pass på at ikke barn får tak i emballeringsfolie! Fare for kvelling!

Forbered inhalasjonen

ADVARSEL


Rengjør og desinfiser forstøversettet som beskrevet under «Rengjøring og vedlikehold» for å unngå infeksjon som følge av urene deler! I tillegg må alle vanlige hygienetiltak som desinfek-sjon av hender, hygienisk håndtering av medikamenter osv. overholdes.



MERKNAD

Rådfr deg med legen din før terapien starter om dosering og hvor lenge og ofte du skal bruke apparatet. Brukmåten skal velges ut fra målet for terapien (f.eks. lungebehandling = munnstykkebruk, behandling av nesesevelgrommet = maskebruk). Rådfr deg med legen din også vedrørende dette.

- Vri forstøveroverdelen 16 mot klokka og ta den av forstøverbegeret 12.
- Plasser forstøverbodet 14 på rørstykkeket 15.



- Fyll på med den mengden av inhalasjonsvæske som legen eller produsenten har opplyst om (min. 2 ml og maks. 10 ml) i forstøverbegeret 12. Dersom du har fylt på for mye, må du tømme begeret og rengjøre forstøversettet som beskrevet i «Rengjøring og vedlikehold».
- Fest forstøveroverdelen 16 ved å skru den med klokka på forstøverbegeret 12, til den sitter.
- Sett deretter enten munnstykket 22 eller en neseadapter (20 eller 21) med overgangsstykket for munnstykke og nesea-dapter 16 på forstøveroverdelen. Skyv den lange siden av overgangsstykket 16 inn på ansatsrørstykkeket på oversiden av forstøveroverdelen 16, og skyv så munnstykket 22 eller neseadapteren 20 eller 21) inn i den korte siden på overgangs-stykket 16.
- Alternativt kan du bruke voksenmasken eller barnemasken (18 eller 19) til inhalasjon. Da må du bruke maskeovergangs-stykket istedenfor overgangsstykket 16. Forsikre deg om at Av/På-bryteren 3 står i posisjon Av („O“) og sett støpselet inn i stikkontakten. Sett enden av luftslangen 17 fast på tilkoblingen for luftslange 1 på kompressoren. Den andre enden fester du til tilkoblingen for luftslange 11 på forstøversettet.



MERKNADER

- **Forsikre seg om at alle deler sitter godt sammen. Slangetilkoblingen må festes godt til kom-pressorens luftavløp og forstøversettet.**
- **Pass på så ikke noe av inhalasjonsvæskén går til spille.**
- **Bruk forstøverholderen 8 for midlertidig lagring av forstøversettet.**

Inhalasjon

Sett deg i en så oppreist stilling som mulig.

a) Inhalasjon med munnstykke:

Omslutt munnstykket 22 helt med leppene. Slå apparatet på („I“) med Av/På-bryteren 3. Forstøveren produserer en synlig damp (aerosol). Pust nå dypt og langsomt inn gjennom munnen og så ut igjen gjennom nesen. Dersom du trenger en pause, stopper du og tar munnstykket 22 ut av munnen. Ta det inn i munnen igjen (lukk leppene godt rundt) og pust igjen langsomt inn og ut.

b) Inhalasjon med maske og neseadapter:

Som alternativ til munnstykke 22 medfølger også en barnemaske 18, en voksenmaske 18, samt neseadapter (20 eller 21). Da kan aerosolen pustes inn gjennom nesen, som gjør det mulig å bruke apparatet først og fremst for de øvre luftveiene. Denne bruksmåten oppleves særlig av barn som behageligere.

Maske: Hold masken med et lett trykk over nesen. Masken må omslutte nesen skikkelig, men uten å klemme.

Neseadapter: Før begge slangene forsiktig inn i neseåpningene og hold dem der mens du inhalerer.

Slå apparatet på („I“) med Av/På-bryteren 3. Forstøveren produserer en synlig damp (aerosol). Pust nå dypt og langsomt inn gjennom nesen. Pust tilslutt langsomt ut.



MERKNADER

- **Forstøverenheten skal om mulig holdes loddrett. En liten skråstilling påvirker imidlertid ikke bruken (avløpssikker). For full ytelse av funksjonene skal du passe på at du ikke tipper appa-ratet mer enn 45° til siden.**
- **Virkingen av terapien kan forbedres ved å holde pusten i kort tid etter innpust. Dette er imidlertid ikke nødvendig for et alminnelig utbytte av terapien. Men det er viktig at du er rolig og avspent mens du puster jevnt inn og ut. Inhaler ikke for fort. Ta et kort opphold når du trenger en pause.**

ADVARSEL

- **Inhalasjonen skal ikke vare i mer enn 20 minutter av gangen. Dersom kompressoren er i bruk lenge enn dette, er det fare for overoppheting og feilfunksjon. Etter bruk skal du la apparatet avkjøles i minst 40 minutter.**
- **Unngå å dekke til/blokkere ventilasjonsåpningen og luftfilteret.**

Avslutte inhalasjonen

Når du er ferdig med inhalasjonen, skurr du apparatet av ved å trykke på Av/På-bryteren („O“) 3, også selv om du ikke har brukt opp alt innholdet. Fjern det resterende innholdet. Bruk det ikke mer.

Rengjør apparatet straks etter hver bruk (se også «Rengjøring og vedlikehold»).



MERKNADER

- **Ved bruk av maske eller neseadapter etterlates det en større aerosolmengde på slimhinnen i nesesevelgrommet enn ved munnstykkebruk.**
- **Etter at munnstykket har vært i bruk en tid, kan det forekomme at det ved bruk samler seg noen dråper av væsken i munnstykkets ansatsrør. Det har imidlertid ingen innvirkning på apparatets bruk eller funksjon. Fjern dråpene etter bruk med en myk klut.**

Rengjøring og vedlikehold

Gjennomfør følgende trinn for rengjøring og desinfeksjon av apparatet før første gangs bruk, etter hver bruk og etter at appa-ratet ikke har vært i bruk på lang tid (ca. 4 uker).

Rengjøring

- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Trekk luftslangen 17 ut av forstøverenheten og demonter forstøveren. Tøm forstøverbegeret for eventuelle medikamentrester. Med tanke på vannforurensning bør ikke medikamentrestene tømmes i kloakken, men kastes i restavfallet.
- Vask alle deler av forstøversettet med varmt vann (ca. 40 °C) og litt oppvaskmiddel. Tilslutt skyller du av alle deler med varmt vann (ca. 40 °C uten oppvaskmiddel). Forstøverenhetens deler må desinifiseres igjen - se under «Desinfeksjon».
- Kompressoren kan du tørke av med en myk, lett fuktet klut. Ikke bruk aggressive stoffer i rengjøringen, som f.eks. skure-midler eller andre rengjøringsmidler. Det kan skade overflaten.

Desinfeksjon

- Sjekk etter hver bruk om det har kommet fuktighet inn i luftslangen 17.
- Dersom det har det, tar du slangen ut av forstøveren og lar kompressoren gå så lenge (men aldri mer enn 20 minutter!) at fuktigheten i slangen tørkes opp. Slik forhindrer du bakteriedannelse som følge av restfuktighet.
- Rengjør aldri slangen med rengjøringsmidler eller andre desinfeksjonsmetoder. Utsiden av slangen kan rengjøres med en klut fuktet i mildt såpevann. Dersom det er smuss inne i slangen, må den byttes ut.



ADVARSEL

Pass på at alle deler er fuktfrie før de settes sammen igjen. Etter desinfeksjonen legger du delene på et tørt, rent og absorberende underlag og lar delene tørke helt.

Vedlikehold av luftslangen

- Sjekk etter hver bruk om det har kommet fuktighet inn i luftslangen 17.
- Dersom det har det, tar du slangen ut av forstøveren og lar kompressoren gå så lenge (men aldri mer enn 20 minutter!) at fuktigheten i slangen tørkes opp. Slik forhindrer du bakteriedannelse som følge av restfuktighet.
- Rengjør aldri slangen med rengjøringsmidler eller andre desinfeksjonsmetoder. Utsiden av slangen kan rengjøres med en klut fuktet i mildt såpevann. Dersom det er smuss inne i slangen, må den byttes ut.

Utskiftning av filter

Ved synlig smuss (f.eks. fargeforandringer) eller fuktighet, og minst hver 60. dag, må luftfilteret 2 i kompressoren skiftes ut. Gå fram som følger:

- Ta av dekelet over luftfilteret 2.
- Fjern det gamle filteret, f.eks. med en ubrukt tannpikrer.
- Sett inn et nytt filter og sett dekslet på plass igjen der det var.



ADVARSEL

- **Bruk kun nye medisana originalfiltre som er egnet for dette produktet.**
- **Ikke vask ut filteret.**

Levetid:

Ved en brukshyppighet på 10 inhalasjoner om dagen, hver på 20 minutter og i romtemperatur (25 °C), har apparatet en forven-tet levetid på 3 år (kompressorenheten). Tilbehørsdelene har ulik levetid: Forstøverenhet: 100 dager / Munnstykke og neseadapter: 3 måneder / Luftslange: 1 år / Luftfilter: 2 måneder / Maske: 1 år.

Utbedring av feil

Problem: Kompressoren fungerer ikke etter at den er slått på.

Mulig årsak: Støpselet sitter ikke godt i stikkkontakten.

Løsning: Slå apparatet av („O“) og sett støpselet inn i en passende stikkontakt. Bruk aldri skjøteledning e.l. Slå apparatet på igjen.

Problem: Ingen forstøvning.

Mulig årsak: Forstøverbodet mangler, eller ingen eller for lite inhalasjonsvæske i forstøverbegeret.

Løsning: Sett forstøversettet korrekt sammen. Fyll i min. 2 og maks. 10 ml inhalasjonsvæske i forstøverbegeret.

Problem: Ingen eller dårlig forstøvingseffekt.

Mulig årsak: Forstøverenheten er ikke korrekt satt sammen eller holdes skjevt, eller luftslangen er ikke korrekt montert eller er knekt eller defekt.

Løsning: Følg instruksjonene i kapitlet «Forbered inhalasjonen». Under inhaleringen må du passe på at du ikke tipper appa-ratet mer enn 45° til siden. Kontroller at luftslangen er korrekt koblet til kompressoren og forstøverenheten. Den skal ikke brettes eller komme i klem. Dersom slangen er skadet, må den skiftes ut.

Problem: Apparatet blir veldig varmt.

Mulig årsak: Apparatet er tildekket eller har vært i drift i mer enn 20 minutter.

Løsning: Fjern tildekkingen. La apparatet avkjøles i 40 minutter.


Skifte sikringer

I kompressorenheten er det montert to sikringen (av typen T1AL, 250 V~) som beskytter de elektriske komponentene. Pass på at apparatet bare kobles til strømkontakter som oppfyller spesifikasjonene i kapitlet Tekniske data. Hvis det skulle bli nødvendig å bytte ut sikringene, kan du gjøre det på følgende måte:

- Apne dekelet til strømkabeloppbevaringen 9 på baksiden av kompressoren.
- Ved å vri mot klokken (f.eks. med en skrutrekker) og samtidig trykke inn sikringsdekelet (s. markering på bildet), åpner du sikringskammerne.
- Skift ut sikringene med nye sikringer av samme type, og lukk dekelet igjen.

Retningslinjer/standarder

- MDR (EU) 2017/1745 (*Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council on Medical Devices*),
- EN 13544-1: 2007 (Utstyr til respirasjonsbehandling - Del 1: Forstøvers



Urządzenie i elementy obsługi

Elementy sprzętarki

- 1 Przyłącze przewodu powietrza
- 2 Filtr powietrza (z przykrywką)
- 3 Włącznik
- 4 Uchwyt do przenoszenia
- 5 Blokada pokrywy pojemnika na części
- 6 Pojemnik na części
- 7 Wywietrzniki
- 8 Uchwyt nebulizatora
- 9 Pokrywa schowka na kabel
- 10 Pokrywa pojemnika na części

Zestaw nebulizatora

- 11 Przyłącze nebulizatora z przewodem powietrza
- 12 Zbiornik nebulizatora
- 13 Króciec
- 14 Końcówka rozpylająca (niebieska, częsteczkę 3,5-4,5 µm)
- 15 Nasadka nebulizatora
- 16 Złazka do ustnika i końcówki do nosa
- 17 Przewód powietrza
- 18 Maska dla dorosłych z przyłączem
- 19 Maska dla dzieci z przyłączem
- 20 Końcówka do nosa dla dorosłych
- 21 Końcówka do nosa dla dzieci
- 22 Ustnik
- 23 Zapasowy filtr
- 24 Zapasowe zabezpieczenia
- 25 Końcówka rozpylająca (czerwona, częsteczkę 4,5-6,0 µm)
- 26 Końcówka rozpylająca (żółta, częsteczkę 3,0-4,0 µm)

Objaśnienie symboli

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową urządzenia. Zawiera ona ważne informacje dotyczące uruchamiania i obsługi urządzenia. Należy ją dokładnie przeczytać. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do ciężkich urazów lub uszkodzenia urządzenia.



OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnych urazów ciała.



UWAGA

Należy zapoznać się z niniejszymi ostrzeżeniami, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia urządzenia.



WSKAZÓWKI

Wskaźówki te zawierają przydatne informacje dotyczące instalacji i stosowania.



Klasyfikacja urządzenia: typ BF



Ochrona przed wilgocią



Klasa ochrony II



Napięcie przemienne



Numer LOT



Numer seryjny



Wytwórca



Data produkcji



Wyrób medyczny



Unikalna identyfikacja urządzenia



Importer



Zakres temperatur



Autoryzowany przedstawiciel UE



Ograniczenie ciśnienia otoczenia



Symbole / kody recyklingu: Informują one o materiale i jego prawidłowym zastosowaniu oraz możliwości jego ponownego wykorzystania.

HONSUN (NANTONG) Co., Ltd.
No.8 Tongxing Road, Economic & Technological Development Area 226009 Nantong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
SRN Manufacturer: CN-MF-000009428

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, NIEMCY
Supplier Type: NB-210C

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestr. 80, 20537 Hamburg, NIEMCY



WAŻNE WSKAZÓWKI! KONIECZNIE ZACHOWAĆ!

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności wskazówki bezpieczeństwa, i starannie przechowywać instrukcję obsługi do późniejszego wykorzystania. Przekazując urządzenie osobom trzecim, należy wręczyć też niniejszą instrukcję obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji obsługi. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem prowadzi do utraty roszczeń gwarancyjnych.
- Każde użycie inhalatora w sposób inny niż opisano w niniejszej instrukcji jest niewłaściwy i niebezpieczny. Użytkownik ponosi ryzyko uszkodzenia inhalatora w przypadku użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- Jedna inhalacja nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części producenta.
- Do inhalacji używaj wyłącznie odpowiednich leków w płynie. Przed rozpoczęciem terapii przy użyciu inhalatora skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą co do długości terapii, dozowania i częstotliwości inhalacji oraz wyboru właściwego leku.
- Do nebulizacji nie wolno stosować czystej wody.
- Tego urządzenia nie mogą obsługiwać osoby (zwłaszcza dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Nie powinny go też używać osoby bez odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwobul zostały poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia.
- Dorośli powinni dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Ze względu na istniejące ryzyko połknięcia drobnych elementów, np. filtra powietrza, przechowuj drobne elementy i utylizuj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach narażonych na trujące opary lub substancje lotne.
- Nie włączaj inhalatora w pobliżu mieszanek środków znieczulających, które są łatwopalne w kontakcie z powietrzem lub tlenem.
- Unikaj kontaktu ze spiczastymi lub ostrymi przedmiotami.
- Nie zatykaj otworów wentylacyjnych 7 inhalatora. Nie stawiaj urządzenia w miejscach, które mogłyby blokować otwory wentylacyjne. Nie kładź żadnych przedmiotów na inhalatorze (np. ręcznik koca, itp.).
- Nie blokuj pokryw filtra powietrza 2.
- Nie wprowadzaj żadnych przedmiotów lub części ciała (np. palców) do wnętrza urządzenia.
- Nie korzystaj z inhalatora na dwyane lub mocno zakurzonych powierzchniach (np. pod łóżkiem).
- Rozpylacz nie nadaje się do stosowania w urządzeniach anestezjologicznych lub aparatach do sztucznego oddychania.
- Nigdy nie używaj urządzenia w wannie ani pod prysznicem.
- Nie korzystaj z inhalatora w temperaturze otoczenia powyżej 40°C.
- Nie przechowuj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym otoczeniu. Urządzenie to nie jest wodoszczelne.
- Korzystaj z inhalatora i przechowuj go wyłącznie w miejscach, gdzie zachowa on stateczność i nie upadnie na podłogę.
- Osób upadających urządzenia może spowodować zranienia lub złamania u osób, zwierząt i roślin znajdujących się pod nim.
- Nie korzystaj z inhalatora w pobliżu nadajników elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości.
- Nigdy nie dotykaj kabla zasilania wilgotnymi rękoma.
- Nie uruchamiaj inhalatora, który ma uszkodzony kabel zasilania lub wtyczkę.
- Wyjęcie wtyczki z gniazda elektrycznego powoduje całkowite odcięcie prądu z urządzenia.
- Węzły i kable należy rozkładać w taki sposób, by nie stanowiły one zagrożenia związanego z ewentualnym potknięciem lub uduszeniem.
- Unikaj kontaktu kabla zasilania z ostrymi powierzchniami; nie zaciskaj go i nie używaj w pobliżu gorąca.
- Aby uniknąć porażenia prądem, natychmiast wyciągnij wtyczkę przewodu inhalatora z gniazda elektrycznego:
 - w przypadku awarii podczas użytkowania
 - po każdym użytkowaniu
 - przed każdym czyszczeniem i pielęgnacją.
- Nie owijaj kabla zasilania wokół inhalatora.
- Uszkodzony kabel sieciowy może wymienić tylko medisana, autoryzowany serwis lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
- Uważaj, by do wnętrza inhalatora nie dostała się woda. W przypadku kontaktu wnętrza z wodą natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego i skontaktuj się z serwisem klienta.
- Podczas czyszczenia nigdy nie wkładaj inhalatora ani zestawu nebulizatora pod bieżącą wodę.
- W razie usterek nigdy nie naprawiaj samodzielnie urządzenia. Naprawę należy zlecić autoryzowanemu zakładowi serwisowemu.
- Nie przenoś nebulizatora i nie pozostawiaj bez nadzoru, gdy w jego pojemniku znajduje się lek.
- Unikaj wstrząsów, nie rzucaj inhalatora na podłogę.
- Nie stosuj inhalatora na zwierzętach.
- Nie korzystaj z inhalatora w przypadku zmęczenia lub zawrotów głowy. W przypadku cukrzycy lub innych schorzeń, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym.
- Kobiety w ciąży powinny przestrzegać koniecznych środków ostrożności, aby nie obciążać nadmiernie organizmu; w razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli na twarzy występują obrzmienia, oparzenia, stany zapalne, wysypki skórne, rany lub podrażnienia.
- Terapia powinna sprawiać przyjemność. Jeżeli odczuwasz ból lub terapia nie sprawia Ci przyjemności, przerwij zabieg i skontaktuj się z lekarzem.

Przed użyciem



OSTRZEŻENIE!

Korzystanie z zabrudzonego nebulizatora niesie ryzyko infekcji! Przed każdym użyciem inhalatora przestrzegaj ogólnych zasad higieny (np. dokładnie umyj ręce) i upewnij się, że nebulizator przed pierwszym uruchomieniem i po każdym kolejnym użyciu jest czyszczony i dezynfekowany zgodnie z instrukcjami pkt. „Czyszczenie i pielęgnacja”!

- Przed pierwszym uruchomieniem inhalatora, po każdym kolejnym jego użyciu oraz po dłuższym okresie nieużywania zdezynfekuj wszystkie elementy nebulizatora, również ustnik i maskę, zgodnie z instrukcją pkt. „Czyszczenie i pielęgnacja”.
- Po zdezynfekowaniu wszystkie elementy nebulizatora opłucz czystą ugotowaną wodą.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy obudowa, kabel zasilania, wtyczka, przewód powietrzny 10, wejścia na sprężarce i nebulizatorze nie uległy uszkodzeniu a urządzenie działa poprawnie.
- Nie włączaj inhalatora, jeżeli ten posiada widoczne uszkodzenia lub wykazuje możliwą wadę. Natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazda elektrycznego i skontaktuj się z serwisem klienta.
- Przed podłączeniem inhalatora do prądu sprawdź, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada prądowi z sieci.
- Nie podłączaj inhalatora do złącza wielowtykowego, nie korzystaj z i przedłużaczy. Do zbiornika nebulizatora nie należy wlewać nigdy więcej niż 10 ml płynu do inhalacji.
- Przed włączeniem inhalatora upewnij się, że wszystkie elementy są ze sobą prawidłowo połączone.
- Upewnij się, że filtr powietrza 2 jest czysty. Filtr, który zmienił kolor lub jest w użyciu ponad dwa miesiące, podlega wymianie. Sprawdź, czy został zamontowany prawidłowo.
- Aby uniknąć poluzowania przewodu powietrznego 10 w trakcie pracy inhalatora, upewnij się, że został on stabilnie podłączony do wejścia sprężarki i nebulizatora. W razie potrzeby lekko przekręć przewód w miejscu podłączenia.

W trakcie użytkowania

- Przy każdym użyciu stosuj wyłącznie świeży lek aerozolowy.
- Nie wolno zakrywać płynem otworów w nasadce nebulizatora 15.
- Używaj nebulizatora w pozycji pionowej. Nie potrażaj nim w trakcie stosowania.
- Sprężarka w trybie pracy wibruje i wydaje dźwięk. Jest to typowy objaw pracy sprzętu i nie świadczy o jego wadzie.
- Po zakończeniu użytkowania
 - Nie susz inhalatora w mikrofalii lub przy użyciu suszarki do włosów.
 - Przed schowaniem osusz i opróżnij inhalator oraz wszystkie jego elementy; przechowuj wyłącznie w suchym i czystym miejscu.
 - Po zakończeniu inhalacji usuń ewentualne pozostałości po leku. Wszystkie elementy dokładnie wyczyść i zdezynfekuj, patrz pkt. „Czyszczenie i pielęgnacja”.
 - Przewód powietrzny należy przechowywany bez zagięć lub pętli 10.

Użytkowanie inhalatora zgodnie z przeznaczeniem

- Inhalator medisana IN 550 przeznaczony jest do użytku domowego w terapii inhalacyjnej aerozolem przez nos lub drogą oralną. Urządzenie może być stosowane wyłącznie przez pacjentów, którzy potrafią je obsługiwać, do terapii płynnym lekiem przepisany bądź zalecany przez lekarza lub farmaceutę.
- Przed użyciem należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi urządzenia.
- Przed inhalacją należy zawsze zapoznać się z informacjami załączonymi na leku do inhalacji lub postępować zgodnie ze wskazaniami lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

- Inhalator medisana IN 550 mogą stosować wyłącznie osoby, które są w stanie oddychać samodzielnie i są przytomne.
- Inhalator nie jest przeznaczony dla osób, które przeszły zabieg tracheotomii i oddychają za pomocą rurki tracheotomijnej.

Zakres dostawy i opakowanie

- Sprawdź, czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone. W razie wątpliwości nie uruchamiaj urządzenia, skontaktuj się ze sklepem lub punktem serwisowym. W zakres dostawy wchodzi:
- 1 Inhalator medisana IN 550 z nebulizatorem oraz przewodem powietrza, 1 ustnik, końcówka do nosa dla dorosłych,
 - 1 końcówka do nosa dla dzieci, 1 maska dla dorosłych, 1 maska dla dzieci
 - 5 zapasowych filtrów
 - 2 dodatkowe głowice rozpylające (czerwona i żółta)
 - 2 zapasowe bezpieczniki
 - 1 instrukcja obsługi



OSTRZEŻENIE!

Zwracaj uwagę na to, aby folie z opakowania nie dostały się w ręce dzieci. Grozi uduszeniem!

Przygotowanie do inhalacji



OSTRZEŻENIE!

Zestaw nebulizatora należy poddawać dezynfekcji zgodnie z instrukcją pkt. „Czyszczenie i pielęgnacja” dla uniknięcia infekcji w wyniku zastosowania zabrudzonych elementów inhalatora! Dodatkowo należy przestrzegać ogólnych zasad higieny tj. dezynfekowania rąk, higienicznego kontaktu z lekiem itp.



WSKAZÓWKI


Przed rozpoczęciem terapii skonsultuj się z lekarzem w sprawie długości, dozowania i częstotliwości zabiegów. Zależnie od celu terapii (np. inhalacja płuc = stosowanie ustnika lub inhalacja nosogardzieli = stosowanie maski) należy wybrać odpowiedni osprzęt. Skonsultuj się w tej sprawie z lekarzem.

- Przekręcić nasadkę nebulizatora 15 odwrótnie do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ze zbiornika nebulizatora 12.
- Umieścić głowicę rozpylającą 14 na króćcu 13.



WSKAZÓWKI

Zestaw zawiera dwie dodatkowe głowice rozpylające. Dzięki temu mają Państwo możliwość nałożenia na rękę o kształcie stożka wewnątrz nebulizatora jednej z trzech głowic (niebieskiej, czerwonej lub żółtej) - pozwoli to w jeszcze większym stopniu dostosować zabieg do potrzeb. Częstki o wielkości ok. 4,5 do 6,0 µm (czerwona głowica rozpylająca) odpowiednie są zwłaszcza przy terapii schorzeń jamy ustnej i gardła, np. zapalenia krtań. Częstki o wielkości ok. 3,5 do 4,5 µm (niebieska głowica rozpylająca) są bardziej odpowiednie w terapii górnych dróg oddechowych, np. przy zapaleniu oskrzeli, a częstki o wielkości ok. 3,0 do 4,0 µm (żółta głowica rozpylająca) najskuteczniej działają głęboko w płucach, np. w przypadku astmy. Wielkość cząstek, najodpowiedniejszą dla Państwa schorzenia, najlepiej skonsultować z lekarzem.



- Naład odpowiednią ilość roztworu inhalacyjnego, zgodnie ze wskazaniami lekarza bądź producenta (zawartość min. 2 ml i maks. 10 ml.) do zbiornika nebulizatora 12. Jeśli do zbiornika dostało się zbyt wiele płynu, należy opróżnić go i wyczyścić nebulizator zgodnie z instrukcją-i mi podanyymi w punkcie Czyszczenie i pielęgnacja.
- Umocować nasadkę nebulizatora 15 przykręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara do z zbiornika nebulizatora 12 aż do momentu, kiedy będą stabilnie połączone.
- Następnie nałożyć ustnik 2 lub końcówkę do nosa (20 lub 21) za pomocą złączki 16 na nasadkę nebulizatora. W tym celu należy nasunąć złączkę 16 dłuższą częścią na króciec na nasadce nebulizatora 15 po czym wsunąć ustnik 2 lub końcówkę do nosa (20 lub 21) w krótszą stronę złączki 16.
- Alternatywnie można też używać do inhalacji maski dla dorosłych lub dla dzieci (18 lub 19). Do tego celu potrzebne jest przyłączyć do maski zasilającą złączkę 16. Proszę się upewnić, że włącznik 3 znajduje się w pozycji wyłączony („O”) i włożyć wtyczkę do gniazda. Jedną z końcówek przewodu powietrza 10 należy nałożyć mocno na odpowiednie przyłącze 1 na sprężarce. Drugą końcówkę należy nałożyć na odpowiednie przyłącze 11 na nebulizatorze.



WSKAZÓWKI

- Upewnij się, że wszystkie elementy inhalatora są ze sobą stabilnie połączone. Końcówki przewodu powietrznego muszą być mocno przytwierdzone do wejścia sprężarki i nebulizatora.
- Nie wstrząsaj roztworem inhalacyjnym.
- Po użyciu nebulizator przytwierdź do uchwytu 6.

Przeprowadzanie inhalacji: Usiądź w pozycji wyprostowanej.

a) Inhalacja zapomocą ustnika: Obejmij wargami ustnik 2. Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania 3 („I”). W nebulizatorze dochodzi do widocznego rozpylenia podawanego leku do postaci aerozolu. Teraz wykonuj powoli wdech przez usta i wydech przez nos. Jeżeli chcesz zrobić krótką przerwę, przerwij zabieg i wyjmij ustnik 2 z ust. Włóż go ponownie do ust (wargi szczególnie obejmują ustnik) i wykonuj powoli wdechy i wydechy.

b) Inhalacja przy użyciu maski/końcówki do nosa:

Alternatywnie do ustnika 2 zestaw zawiera również maskę dla dzieci 18, maskę dla dorosłych 19, oraz końcówkę do nosa (20 i 21). Dzięki temu aerosol może być wdychany przez nos, co umożliwia stosowanie do inhalacji raczej górnych dróg oddechowych. Ten sposób stosowania jest przyjemniejszy zwłaszcza dla dzieci. Maska: przyłóż maskę do twarzy dziecka lekko przyciskając. Maska musi ściśle ociekać nos, nie dociskaj. Końcówka do nosa: wprowadź widełki ostrożnie do otworów nosowych i przytrzymaj je w nosie w trakcie inhalacji. Włącz inhalator przyciskając włącznik 3 („I”). Nebulizator w widoczny sposób rozpylił lek do postaci aerozolu. Proszę wziąć powoli głęboki wdech przez nos. Następnie powoli wypuścić powietrze.



WSKAZÓWKI

- Nebulizator należy trzymać w pozycji możliwie pionowej. Niewielkie pochylenie urządzenia nie wpływa jednak na jego działanie (zabezpieczenie przed wyciekami). Aby zapewnić pełną skuteczność działania, zwróć uwagę podczas inhalacji, aby urządzenie nie było przechylone pod kątem powyżej 45°.
- Możesz podnieść skuteczność terapii, zatrzymując krótko wdychane powietrze. Nie jest to jednak konieczne dla sukcesu terapii. Ważne jest, aby spokojnie i miarowo wdychać i wydychać powietrze. Nie inhaluj się zbyt szybko. Jeżeli chcesz zrobić krótką przerwę, przerwij zabieg.



OSTRZEŻENIE!

- Czas trwania jednej inhalacji nie powinien przekraczać 20 min. Dłuższe używanie sprężarki może spowodować przegrzanie i niewłaściwą pracę. Po użyciu urządzenie powinno schładzać się przez przynajmniej 40 min.
- Unikaj przykrywania/blokowania otworów wentylacyjnych i filtra powietrza.

Zakończenie inhalacji

Po zakończeniu inhalacji wyłącz urządzenie przyciskiem zasilania 3 („O”), również wtedy, gdy inhalat nie jest całkowicie opróżniony. Wyjęj resztkę inhalatu. Nie używaj go ponownie. Wyczyść urządzenie natychmiast po każdym użyciu (patrz też “Czyszczenie i pielęgnacja”).



WSKAZÓWKI

- Stosowanie maski sprawia, że na błonie śluzowej w przestrzeni nosogardzieli osadza się więcej aerozolu niż w przypadku używania ustnika.
- Podczas używania ustnika mogą się zbierać krople roztworu w rurce ustnika. Nie ma to wpływu na pracę i funkcje urządzenia. Krople należy usunąć po inhalacji za pomocą miękkiej ściereczki.

Czyszczenie i pielęgnacja: Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi czyszczenia i dezynfekcji inhalatora przed pierwszym jego uruchomieniem, po każdym użyciu oraz po dłuższym okresie nieużywania (ok. 4 tygodnie).

Czyszczenie inhalatora

- Wyłącz inhalator i wyjmij wtyczkę z gniazda.
- Odłącz przewód powietrzny 10 od nebulizatora, rozbierz elementy nebulizatora. W razie konieczności usuń pozostałości po leku, które zaległy w nebulizatorze. Pozostałości po leku w ramach aktywnej ochrony wód nie należy wyrzucać do kanalizacji, lecz owinięte, np. chusteczką higieniczną, do kontenera na odpady nienadające się do ponownego wykorzystania.
- Przemij wszystkie elementy nebulizatora ciepłą wodą (ok. 40°C) z dodatkiem płynu do naczyń. Następnie przepłucz je ponownie ciepłą wodą (ok. 40°C bez użycia płynu). Elementy nebulizatora należy poddać dezynfekcji – patrz punkt „Dezynfekcja nebulizatora”.
- Sprężarkę można czyścić przy użyciu miękkiej i lekko zwilżonej ściereczki. Nie stosuj środków agresywnych jak środek do szorowania lub innych środków czyszczących, które mogą naruszać powierzchnię sprężarki.

Dezynfekcja nebulizatora

- Przed przystąpieniem do dezynfekcji elementów nebulizatora wyczyść inhalator zgodnie z instrukcją w punkcie „Czyszczenie inhalatora”.
- Do dezynfekcji można użyć alkoholu lub standardowego preparatu alkoholowego do natryskowej dezynfekcji. Uważaj, by środek dezynfekujący nie pozostał na elementach nasadzanych, co może uniemożliwić dalsze użytkowanie inhalatora.
- Pozostaw schodzić na 4-5 godzin do wyschnięcia. Kilukrotnie wstrząśnij nebulizatorem, by usunąć krople wody i przyspieszyć proces schnięcia.



OSTRZEŻENIE!

Uważaj, by żadna część nie pozostała wilgotna w chwili składania. Zdezynfekowane części nebulizatora ułóż na suchej, czystej i chłonnej podkładce i pozostaw na niej do całkowitego wyschnięcia.

Utrzymanie przewodu powietrznego w prawidłowym stanie

- Po każdej inhalacji należy sprawdzić, czy w przewodzie powierza 17 nie osadziła się wilgoć.
- W takim przypadku, należy zdjąć go z nebulizatora i pozostawić sprężarkę włączoną tak długo, aż strumień powietrza osuszy wilgoć (jednak nigdy dłużej niż 20 min.). Zapobiega to osadzeniu się zarasków.
- Nie wolno czyścić przewodu płynami do mycia ani za pomocą innych metod dezynfekcji. Po zewnętrznej stronie przewód można przetrzeć ściereczką nasączoną delikatnym roztworem zasadowego mydła. Jeśli w przewodzie widoczne są zanieczyszczenia po wewnętrznej stronie, wówczas należy go wymienić.

Wymiana filtra

- Filtr powietrza w sprężarce 2 wymaga wymiany w chwili widocznego zabrudzenia (np. nastąpi zmiana koloru filtra) lub zawilgocenia. Filtr należy wymieniać najrzadziej co 60 dni. W celu wymiany filtra należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
- Zdjąć przykrywkę filtra 2 w kierunku.
 - Usunąć stary filtr np. za pomocą nowej wykalczki.
 - Założyć nowy filtr i powtórnie położyć przykrywkę w poprzedniej pozycji.



OSTRZEŻENIE!

- Do wymiany należy używać wyłącznie nowych oryginalnych filtrów medisana, które są przeznaczone do tego produktu.
- Nie przemywać filtra.

Żywotność inhalatora

Inhalator (sprężarka) zachowuje żywotność przez okres trzech lat przy wykonywaniu dziesięciu inhalacji dziennie, każdej trwającej 20 minut w temperaturze pokojowej (25°C). Żywotność wyposażenia inhalatora: nebulizator: 100 dni / ustnik & końcówka do nosa: 3 miesiące / przewód powietrzny: 1 rok / filtr powietrza: 2 miesiące / maska: 1 rok

Usuwanie błędów

Problem: Sprężarka nie działa po włączeniu.

Możliwa przyczyna: Wtyczka nie jest prawidłowo umieszczona w gniazdku.

Rozwiązanie: Wyłączyć urządzenie („O”) i ponownie włożyć wtyczkę do pasującego gniazda. Proszę nie używać przedłużaczy itp. Włączyć ponownie urządzenie.

Problem: Brak rozpylania.

Możliwa przyczyna: Brak głowicy rozpylającej lub w zbiorniku znajduje się zbyt mało roztworu do inhalacji.

Rozwiązanie: Proszę zamontować poprawnie nablizator. Nalać roztworu do inhalacji do pojemnika – min. 2 ml., maks. 10 ml.

Problem: Rozpylanie zbyt małe, lub brak.

Możliwa przyczyna: Nebulizator nie został zamontowany poprawnie lub trzymany jest w pozycji pochyłej. Przewód powietrza jest zamontowany nieprawidłowo, zagięty lub uszkodzony.


Rozwiązanie: Stosować się do wskazań z rozdziału Przygotowanie inhalacji. Proszę uważać, by nie przechylać urządzenia podczas inhalacji bardziej niż o 45° w żadną stronę. Sprawdź połączenie przewodu powietrza ze sprężarką i nebulizatorem. Nie może być zagięty ani ściśnięty. Jeśli przewód jest uszkodzony należy go wymienić.

Problem: Urządzenie przegrzewa się.

Możliwa przyczyna: Urządzenie jest przykryte lub działa bez przerwy przez ponad 20 min.

Rozwiązanie: Nie przykrywać urządzenia. Pozostawić na 40 min. do schłodzenia.

Wymiana bezpieczników



Naprava in elementi za upravljanje

Enota kompresorja

- Priključek naprave za zračno cev
- Zračni filter (s pokrovom)
- Stikalo za vklop/izklop
- Nosilni ročaj
- Zaklep za pokrov
- Prostor za shranjevanje
- Zračna zareza
- Držalo nebulatorja
- Pokrov predala za napajalni kabel
- Pokrov predala za shranjevanje

Komplet nebulatorja

- Priključek nebulatorja za zračno cev
- Rezervoar nebulatorja
- Podpora
- Glava razpršilnika (modra, velikost delcev 3,5 - 4,5 µm)
- Zgornji del nebulatorja
- Povezovalni kos za ustnik in nastavek za nos
- Zračna cev
- Maska za odrasle s povezovalnim kosom maske
- Maska za otroka s povezovalnim kosom maske
- Nastavek za nos za odrasle
- Nastavek za nos za otroke
- Ustnik
- Nadomestni zračni filter
- Nadomestne varovalke
- Glava razpršilnika (rdeča, velikost delcev 4,5 - 6,0 µm)
- Glava razpršilnika (rumena, velikost delcev 3,0 - 4,0 µm)

Pojasnilo risb

Ta navodila za uporabo sodijo k tej napravi. Vsebujejo pomembne informacije o prvem zagonu in upravljanju naprave. Navodila za uporabo preberite v celoti. Neupoštevanje teh navodil lahko pripelje do težkih poškodb ali škode na napravi.

OPOZORILO

Te varnostne napotke je potrebno upoštevati, da se preprečijo morebitne poškodbe uporabnika.

POZOR

Te napotke je potrebno uporabljati, da se preprečijo možne poškodbe naprave.

NAPOTEK

Ti napotki Vam zagotavljajo dodatne informacije za inštalacijo ali obratovanje.

	Simboli/kode za recikliranje: so namenjeni obveščanju o materialu in njegovi pravilni uporabi in recikliranju.

SI POMEMBNI NAPOTKI! OBVEZNO SHRANITE!

Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke. Navodila za uporabo shranite za nadaljnjo uporabo. Če napravo posredujete tretjim osebam, potem obvezno priložite ta navodila za uporabo.



Varnostni napotki

- Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim namenom in v skladu z navodili za uporabo. Ob nepravilni uporabi preneha pravica do garancije.
- Vsaka druga uporaba od tukaj navedene velja kot nepravilna uporaba in se smatra kot nevarna. Pri nepravilni uporabi preide jamstvo za varno delovanje naprave na uporabnika.
- Trajanje posamezne terapije ne sme presegati 20 minut.
- Uporabljajte samo originalne dodatne in nadomestne dele proizvajalca.
- Uporabljajte samo zdravila v tekoči obliki, ki so primerna za inhalacijsko terapijo. Pred začetkom terapije z napravo se posvetujte z zdravnikom ali lekarnarjem glede trajanja terapije, doziranja, pogostnosti uporabe in izboru zdravil.
- Za meglico ne uporabljajte čiste vode.
- Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali pomanjkanjem znanja, razen, če jih pri tem nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost ali pa so od te osebe prejele navodila za uporabo naprave.
- Za zagotovitev, da se otroci ne igrajo z napravo, morajo biti pod nadzorom.
- Majhne dele kot npr. zračni filter, lahko otroci pogoltno. Vse majhne dele zaradi tega shranjujte in odlagajte izven dosega otrok.
- Naprave na uporabljajte in ne skladiščite ne mestih, kjer je izpostavljena nevarnim param ali hlapnim spojinam.
- Naprave ne uporabljajte v bližini zmesi za anestezijo, ki so vnetljive z zrakom ali kisikom.
- Preprečite stik s koničastimi ali ostrimi predmeti.
- Zračna zareza naprave mora vedno biti dostopna. Naprave nikoli ne postavljajte na mesta, kjer je zračna zareza blokirana in na napravo tudi ne odlagajte nobenih predmetov (npr. brisače, odeje itd.).
- V nobenem primeru ne blokirajte pokrova zračnega filtra .
- V notranjost naprave na vstavljaite nikakršnih predmetov ali telesnih delov (prstov ipd.).
- Naprave ne uporabljajte na preprogah ali v okoliju, močno obremenjenem s prahom (kot npr. pod posteljo).
- Nebulator ni primeren za uporabo v anestezijskih dihalnih sistemih ali sistemih za pljučno ožviltanje.
- Naprave ne uporabljajte pri kopanju ali tuširanju.
- Naprave ne uporabljajte v okolju z več kot 40° C temperature.
- Naprave ne puščajte zunaj ali v vlažnem okolju. Naprava ni vodotesna.
- Napravo uporabljajte in shranjujte samo na mestih, na katerih je zagotovljena varna postavitev, da ne more pasti. Obstaja nevarnost poškodb oz. nevarnost loma za pod napravo nahajajoča se bilja ali predmete.
- Naprave ne uporabljajte v bližini visokofrekvenčnih elektromagnetnih oddajnikov.
- Kabla se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če sta kabel ali vtič poškodovana, potem naprave ne uporabljajte.
- Če potegnete vtič iz vtičnice lahko napravo popolnoma odklopite iz električnega napajanja.
- Vse cevi in kabl naprave morajo biti nepajelani tako, da ne predstavljajo nevarnosti spotkanja in da je izključeno tveganje zadušitve.
- Kabla naprave ne vlecite čez ostre robove; ne zatikajte ga in ne uporabljajte ga v bližini virov vročine.
- Da bi preprečili nevarnost električnega udara takoj izvlecite vtič iz vtičnice:
 - ob motnjah v času uporabe,
 - po vsaki uporabi,
 - pred vsakim čiščenjem in nego.

- Kabla naprave nikoli ne ovijajte okrog naprave.
- Če je kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo podjetje **medisana**, pooblaščen strokovni prodajalec ali ustrezno usposobljena oseba, da bi preprečili poškodbe.
- Bodite pozorni na to, da v notranjost naprave ne vdre voda. Če pride naprava v stik z vlago, takoj izvlecite vtič in se posvetujte s servisnim mestom.
- Naprave pri čiščenju nikoli ne držite pod tekočo vodo.
- V primeru motenj naprave ne popravljajte sami. Popravila naj izvede pooblaščen servis.
- Ko se zdravilni aerosol nahaja v rezervoarju nebulatorja, tega ne prevažajte in ga ne puščajte brez nadzora.
- Preprečite tresljaje naprave in pazite, da Vam ne pade na tla.
- Naprave ne uporabljate za živali.
- Naprave nikoli ne uporabljajte če ste zaspani ali omočeni.
- V primeru diabetesa ali drugih bolezni se pred uporabo naprave posvetujte s svojim zdravnikom.
- Nosečnice morajo upoštevati potrebne previdnostne ukrepe in svojo največjo individualno obremenitev, po potrebi se naj posvetujejo s svojim zdravnikom.
- Naprave ne uporabljajte, če področje uporabe izkazuje oteklino, opekline, vnetja, kožne izpuščaje, rane ali občutljiva mesta.
- Terapija bi morala biti prijetna. Če občutite bolečine ali se Vam terapija zdi neprijetna, potem prekinite s terapijo in se posvetujte s svojim zdravnikom.

Pred uporabo

OPOZORILO
Zaradi onesnaženega nebulatorja obstaja tveganje za okužbo. Pred vsako uporabo upoštevajte higijske ukrepe (npr. temeljito umivanje rok) in se prepričajte, da nebulator pred prvo uporabo in po vsaki uporabi očistite in razkužite v skladu z navodili v »Čiščenje in nega«.

- Pred prvo uporabo razkužite vse dele nebulatorja, vključno z ustnikom in masko in kasneje tudi po vsaki uporabi, kakor tudi po daljšem obdobju, ko naprave niste uporabljali, glejte napotke pod »4.1. čiščenje in nega«.
- Po razkuževanju je potrebno vse dele nebulatorja splahniti s čisto, prekuhano vodo.
- Pred vsako uporabo preverite ohišje, kabel, vtič, zračno cev in odprtine za priključke cevi (in) , da so nepoškodovani in preverite ali naprava pravilno deluje.
- Če je naprava vidno poškodovana ali domnevate, da ima napako, potem inhalatorja ne uporabljajte. Takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se posvetujte s servisnim mestom.
- Preden napravo priključite na elektriko bodite pozorni na to, da na tipski tablici navedena omrežna napetost ustreza tisti Vašega električnega omrežja. Ne uporabljajte vtičnic z več priključki ali podaljškov.
- Rezervoar nebulatorja nikoli ne polnite z več kot 10 ml ene ustrezne tekočine za inhalacijo.
- Preden začnete z uporabo naprave se pričajte se, da so vsi sestavni deli pravilno sestavljeni.
- Prepričajte se, da je zračni filter čist. Če zračni filter kaže spremembo barve ali pa je bil uporabljen več kot 2 meseca, potem ga je potrebno zamenjati. Prepričajte se, da je pravilno montiran.
- Da bi preprečili, da se zračna cev v času uporabe ne odklopi, se prepričajte, da je trdno privita na ustreznih priključkih (in) na napravi in na enoti nebulatorja. Po potrebi je za priključnim mestom možno cev narahlo priviti.

V času uporabe

- Pri vsaki uporabi uporabljajte samo svež zdravilni aerosol.
- Nikoli ne blokirajte odprtin zgornjega dela nebulatorja.
- Nebulator uporabljajte po možnosti v navpičnem položaju. V času uporabe ga ne stresajte.
- V času uporabe pride zaradi delovanja kompresorja do vibracije in do nastanka hrupa. To je običajno in ne predstavlja napakega delovanja naprave.

Po uporabi

- Naprave nikoli ne sušite v mikrovalovki ali s sušilcem za lase.
- Napravo in vse dele skladiščite samo v popolnoma suhem in izpraznjenem stanju na suhem in čistem mestu.
- Po terapiji inhalacije je potrebno morebitne ostanke zdravilnega aerosola odstraniti. Vse dele je potrebno temeljito očistiti in razkužiti, glej poglavje Čiščenje in nega.
- Naprave ne skladiščite s prepognjeno ali zvito zračno cevjo .

Pravilna uporaba

- Inhalator **medisana IN 550** je namenjen za oralno ali nazalno
- inhalacijsko terapijo z zdravilnim aerosolom v zasebnih gospodinjstvih. Napravo lahko uporabljajo bolniki, ki so se temeljito seznanili z načinom delovanja naprave in jo uporabljajo s tekočim zdravilom, ki ga je predpisal oz. priporočil zdravnik ali lekarnar.
- Uporabnik mora predhodno prebrati navodila za uporabo in razumeti njihovo vsebino in delovanje naprave.
- Vedno upoštevajte podatke v spremni dokumentaciji zdravila za inhaliranje oz. sledite navodilom Vašega zdravnika ali lekarnarja.

Kontraindikacije

- Inhalator **medisana IN 550** lahko uporabljajo samo osebe, ki lahko samostojno dihaajo in so pri zavesti.
- Naprava ni namenjena uporabnikom, ki dihaajo preko operativno izvedene odprtine sapnika (traheostoma).

Obseg dobave in embalaža

Najprej preverite ali je obseg dobave popoln in, da izdelek ne kaže nikakršnih pomanjkljivosti. V primeru dvoma izdelka ne uporabljajte in se posvetujte s servisnim mestom. V obseg dobave sodi:
- 1 inhalator **medisana IN 550** s kompletom nebulatorja in zračno cevjo, 1 ustnikom, 1 nastavkom za nos za odrasle,
- 1 nastavkom za nos za otroke, 1 masko za odrasle in 1 otroško masko
- 5 nadomestnih zračnih filtrov
- 2 dodatni glavi razpršilnika (rdeča in rumena)
- 2 nadomestni varovalki
- 1 navodila za uporabo

Embalaža se lahko reciklira ali pa se lahko ponovno predela. Prosimo, da embalažo, ki je več ne potrebujete, pravilno odložite med odpadke. Če pri odpiranju opazite poškodbo, ki je nastala pri transportu, se prosimo takoj posvetujte z Vašim prodajalcem.

OPOZORILO
Bodite pozorni na to, da folije embalaže ne pridejo v roke otrok. Obstaja nevarnost zadušitve!

Priprava na inhalacijo

OPOZORILO
Komplet nebulatorja očistite in razkužite, kot je opisano v poglavju »Čiščenje in nega«, da tako preprečite morebitno infekcijo zaradi onesnaženih delov! Dodatno je potrebno izvesti splošne higijske ukrepe, kot je razkuževanje rok, higienso ravnanje z zdravili itd.

NAPOTEK
Pred začetkom terapije se posvetujte s svojim zdravnikom o dolžini, doziranju in pogostnosti uporabe. Glede na cilj terapije (npr. zdravljenje pljuč = uporaba ustnika ali zdravljenje nosnega predela in žrela = uporaba maske) se izbere način terapije. O tem se posvetujte s svojim zdravnikom.

- Zgornji del nebulatorja obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga vzemite iz rezervoarja nebulatorja .
- Razpršilno glavo namestite na podporo .

NAPOTEK
V obsegu dobave sta vsebovani dve dodatni glavi razpršilnika. Imate možnost, da na podporo namestite po eno glavo ali skupaj tri glave (modra, rdeča ali rumena) - to vam dovoljuje še bolj natančno uporabo. Velikosti delcev pribl. 4,5 do 6,0 µm (rdeča glava razpršilnika) so posebej primerne za uporabo v ustni votlini in žrelu, npr. pri vnetjih grla. Velikosti delcev pribl. 3,5 do 4,5 µm (modra glava razpršilnika) so bolj primerne za dihalne poti in za zgornji del pljuč na primer pri bronhitisu in manjše velikosti delcev pribl. 3,0 do 4,0 µm (rumena glava razpršilnika) so idealne velikosti za uporabo v globlini pljuč, npr. pri astmi. Vprašajte vašega zdravnika, katera velikost delcev je najbolj primerna za vašo osebo in situacijo.

- V rezervoar nebulatorja napolnite količino raztopine za inhalacijo (vsebina najmanj 2 ml in največ 10 ml), ki jo določi zdravnik ali proizvajalec. Če ste rezervoar preveč napolnili ga izpraznite in očistite komplet nebulatorja, kot je navedeno v poglavju »Čiščenje in nega«.
- Pritrдите zgornji del nebulatorja , tako da ga privijete na rezervoar nebulatorja v smeri urinega kazalca, dokler navoj trdno ne naseda.
- Nato vstavite ustnik ali nastavek za nos na zgornji del nebulatorja. V ta namen potisnite povezovalni kos z daljšo stranjo na podporo na zgornji strani zgornjega dela nebulatorja in nato potisnite ustnik ali nastavek za nos ali v kratko stran povezovalnega kosa .
- Alternativno lahko za inhalacijo uporabite masko za odrasle ali za otroke (ali). V ta namen potrebujete povezovalni kos za masko, namesto povezovalnega kosa . Prepričajte se, da se stikalo za vklop/izklop nahaja na položaju Izklop (»O«) in vstavite vtič v vtičnico. En konec zračne cevi vstavite trdno na priključek za zračno cev kompresorja. Drugi konec vstavite na priključek za zračno cev kompleta nebulatorja.

NAPOTKI
- Prepričajte se, da so vsi deli medsebojno dobro povezani. Cevni priključki morajo biti trdno pritrjeni na izpust zraka kompresorja in na komplet nebulatorja.
- Bodite pozorni na to, da ne razlijete raztopine za inhalacijo.
- Držalo nebulatorja uporabite za začasno skladiščenje kompleta nebulatorja.

Izvajanje inhalacije:

- Sedite v čim bolj zravnanim položaju.
- a) Inhalacija z ustnikom:** Z ustnicami povsem zaobjemite ustnik . Napravo vklopite s stikalom VKLOP/IZKLOP (»I«). Nebulator sedaj proizvaja vidno meglico (aerosol). Sedaj počasi in globoko vdihnite skozi usta in ponovno izdihnite skozi nos. Če želite premor, potem prekinite za kratek čas in vzemite ustnik iz ust. Nato ga ponovno vstavite v usta (ustnice ga tesno objamejo) in ponovno počasi vdihnite in izdihnite.
- b) Inhalacija z masko oz. nastavkom za nos:** Alternativno k ustniku je v obsegu dobave tudi maska za otroke , maska za odrasle in nastavek za nos (in). Ta omogoča vdihavanje aerosola skozi nos za terapijo zgornjih dihalnih poti. Ta terapija je še posebej prijetna za otroke. **Maska:** Masko narahlo stisnite nad nosom. Maska mora nos tesno objemati, vendar ga ne sme stiskati. **Nastavek za nos:** Obe podpori vstavite v nosne odprtine in jih v času inhalacije držite na tem mestu. Napravo vklopite s tipko VKLOP/IZKLOP (»I«). Nebulator proizvaja vidno meglico (aerosol). Sedaj počasi in globoko vdihnite skozi nos. Nato počasi izdihnite.

NAPOTKI
- Enoto nebulatorja držite čim bolj pokončno. Rahel nagib sicer ne vpliva na terapijo (naprava je zaščiten pred iztekom). Za popolno funkcijsko sposobnost bodite pri inhalaciji pozorni na to, da naprave ne nagnete za več kot 45°.
- Učinek terapije lahko izboljšate, če po vdihu za kratek čas zrak zadržite. Za splošen učinek terapije pa to ni potrebno. Pomembno je, da ostanete mirni in sproščeni, medtem pa enakomerno vdihujete in izdihujete. Ne inhalirajte hitro. Če želite narediti premor, potem za kratek čas prekinite.

OPOZORILO
- Terapija inhalacije ne sme presegati 20 minut. Če kompresor dalj časa deluje, obstaja nevarnost pregretja in napačnega delovanja. Po uporabi se mora naprava ohlajati najmanj 40 minut.
- Preprečite pokrivanje/blokiranje zračne zarez in zračnega filtra.

Zaključek inhalacije

Pri prenehanju inhalacije izklopite napravo s pritiskom tipke VKLOP/IZKLOP (»O«) tudi takrat, če ne želite porabiti celotnega inhalata. Preostali inhalat izlijte ven. Ne uporabite ga ponovno. Po vsaki uporabi takoj očistite napravo (glej tudi »Čiščenje in nega«).

NAPOTKI
- Pri uporabi maske oz. nastavka za nos ostane na sluznici v območju nosu in žrela večja količina aerosola, kot pri uporabi z ustnikom.
- Če ustnika dalj časa ne uporabljate se lahko zgodi, da se pri uporabi nabere nekaj kapljic raztopine na začetku cevi ustnika. To pa nima nikakršnega vpliva na delovanje naprave. Po uporabi odstranite kapljice z mehko krpo.

Čiščenje in nega

Za čiščenje in razkuževanje pred prvo uporabo, po vsaki uporabi in po daljšem obdobju, ko niste naprave uporabljali (pribl. 4 tedne) je potrebno izvesti naslednje korake.

Čiščenje:

- Napravo izklopite in izvlecite vtič iz vtičnice.
- Zračno cev ločite od enote nebulatorja in nebulator razstavite v svoje posamezne dele. Ostanke zdravil v nebulatorju odložite med odpadke. V smislu aktivnega varstva voda ostankov zdravil ni dovoljeno spuščati v kanalizacijo, temveč jih je potrebno npr. s celuloznimi krpami odložiti med ostanke odpadkov.
- Vse dele nebulatorja splahnite z mlačno vodo (pribl. 40°C) in nekaj čistilnega sredstva. Nato ponovno vse dele splahnite s toplo vodo (pribl. 40° brez čistilnega sredstva). Sedaj je potrebno dele enote nebulatorja samo še razkužiti – glej pod »Razkuževanje«.
- Kompresor lahko obrišete z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih sredstev, kot npr. mleka za drgnjenje ali drugih sredstev za čiščenje. To lahko načne površino izdelka.

Razkuževanje:

- Pred razkuževanjem je potrebo dele nebulatorja očistiti, kot je navedeno v poglavju »Čiščenje«.
- Za razkuževanje je možna uporaba alkohola ali običajnih alkoholnih sredstev za razkuževanje s pršenjem. Bodite pozorni na to, da v priključnih delih ne ostanejo nikakršni ostanki razkuževalnega sredstva, kar bi lahko ogrozilo naslednjo terapijo inhalacije.
- Pustite, da se deli popolnoma posušijo v naslednjih 4 do 5 urah. Enoto nebulatorja nekajkrat dobro pretresite, da hitreje odstranite kapljice vode.

OPOZORILO
Preden posamezne dele ponovno sestavite skupaj bodite pozorni na to, da se na njih ne nahajajo ostanke vlage. Po dezinfekciji odložite posamezne dele na suho, čisto in vpojno podlago in pustite, da se popolnoma posušijo.

Nega zračne cevi

- Po vsaki uporabi preverite, ali se je v zračni cevi nabrala vlaga.
- Če je temu tako, potem jo snemite z nebulatorja in pustite, da kompresor tako dolgo deluje (vendar ne več kot 20 minut), da zračni tok vlago posuši. Tako preprečite nastanek bakterij zaradi ostankov vlage.
- Cevi ne čistite s čistilnimi napravami ali drugimi načini za razkuževanje. Zunanjo stran cevi lahko obrišete s krpo, ki jo po potrebi v blago milnico. Če so na notranji strani cevi vidne nečistoče je potrebna zamenjava cevi.

Menjava filtra

Pri vidnih nečistočah (npr. sprememba barve) ali vlažnosti, je potrebno zračni filter v kompresorju zamenjati najkasneje vsakih 60 dni. Pri tem ravnajte kot sledi:

- Pokrov zračnega filtra odstranite.
- Odstranite stari filter npr. z neuporabljenim zobortrebecm.
- Vstavite nov filter in ponovno namestite pokrov na svoj prvotni položaj.

OPOZORILO
- Uporabljajte izključno nove originalne filtre podjetja medisana, ki so primerni za ta izdelek.
- Filterv ne perite.

Življenjska doba

Pri pogostnosti uporabe 10 inhalacij na dan po 20 minut pri sobni temperaturi (25°C) ima naprava pričakovano življenjsko dobo 3 let (enota kompresorja). Za dodatne dele velja drugačna življenjska doba: enota nebulatorja: 100 dni / ustnik & nastavek za nos: 3 mesece / zračna cev: 1 leto / zračni filter: 2 meseca / maska: 1 leto.

Odpravljanje napak

Težava: Kompresor po vklopu ne deluje.

Možen vzrok: Vtič ni pravilno priključen v vtičnico.

Rešitev: Napravo izklopite (»O«) in ponovno vstavite vtič v ustrezno vtičnico. Ne uporabljajte podaljškov itd. Nato napravo ponovno vklopite.

Težava: Nie megle.

Možen vzrok: Razpršilna glava manjka ali pa ni oz. je premalo raztopine za inhalacijo v rezervoarju nebulatorja.

Rešitev: Komplet nebulatorja pravilno sestavite. V rezervoar nebulatorja napolnite najmanj 2 in največ 10ml raztopine za inhalacijo.

Težava: Majhno ustvarjanje megle ali brez megle.

Možen vzrok: Enota nebulatorja ni pravilno sestavljena ali pa je preveč nagnjena. Zračna cev ni pravilno nameščena ali pa je prepognjena ali poškodovana.

Rešitev: Sledite navodilom v poglavju Priprava inhalacije. Bodite pozorni na to, da naprave ne nagnete za več kot 45° v določeno smer. Preverite pravilno povezavo zračne cevi do kompresorja in enote nebulatorja. Cev ne sme biti prepognjena ali stisnjena. Če je cev poškodovana jo je potrebno zamenjati.

Težava: Naprava se zelo segreje.


Možen vzrok: Naprava je pokrita ali pa deluje več kot 20 minut.

Rešitev: Naprave ne pokrivajte. Pustite, da se naprava ohlaja 40 minut.

Menjava varovalk

V enoti kompresorja sta za zaščito električnih komponent vgrajeni 2 varovalki (tipa T1AL, 250V~). Zagotovite, da naprava deluje ne električnih priključkih, navedenih v specifikacijah poglavja Tehnični podatki. Če bi bila potrebna zamenjava varovalk, potem ravnajte, kot sledi:

- Odprite pokrov predalčka za omrežni kabel na hrbtni strani kompresorja.
- S hkratnim obračanjem v nasprotni smeri urinega kazalca (npr. z izvijačem) in vstavitvijo pokrovov varovalk (npr. oznaka na sliki) odprete varovalne komore.
- Varovalke zamenjajte z novimi varovalkami en



A készülék és a kezelőelemek

Kompresszoregység

- ➊ Készülék sűrítettlevegő-csonkjá
- ➋ Légszűrő (fedéllel)
- ➌ BE/KI – kapcsoló
- ➍ Hordozó fogantyú
- ➎ Zár a tárolórekesz fedeléhez
- ➏ Tárolórekesz
- ➐ Szellőzőnyílás
- ➑ Porlasztó-készülék tartó foglalat
- ➒ Fedél a hálózati kábel tárolórekeszhez
- ➓ Tárolórekesz fedél

Párástító szett

- ➊ Légtömítőcsonk a porlasztó-készüléken
- ➋ Porlasztó-vízartály
- ➌ Csonkok
- ➍ Porlasztófej (kék, 3,5 – 4,5 µm szemcseméret)
- ➎ Porlasztó-készülék felsőrész
- ➏ Összekötőelem a szájrész és orradapter között
- ➐ Légtömítő
- ➑ Maszk felnőttek számára maszkcsatlakozó csontkkal
- ➒ Gyermekmaszk maszkcsatlakozó csontkkal
- ➓ Orradapter felnőttek számára
- ➑ Orradapter gyermekek számára
- ➒ Szájrész
- ➓ Tartalék légszűrőbetét
- ➑ Tartalék biztosítékok
- ➒ Porlasztófej (piros, 4,5 – 6,0 µm szemcseméret)
- ➓ Porlasztófej (sárga, 3,0 – 4,0 µm, szemcseméret)

Jelmagyarázat



A használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről és a kezelésről. Olvassa el teljesen a használati útmutatót. Ezeknek az utasításoknak a figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.



FIGYELMEZTETÉS

A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a felhasználót fenyegető sérüléseket el lehessen kerülni.



FIGYELEM

A következő figyelmeztetéseket be kell tartani, hogy a készülék károsodását el lehessen kerülni.



MEGJEGYZÉS

Ezek az útmutatások fontos információkkal szolgálnak az összeszerelésről és az üzemeltetésről.



A készülék osztályba sorolása: BF típusú

Szárazon tart



Védelmi osztály II

Váltakozó áram



LOT szám

Sorozatszám



Gyártó

Gyártási időpont



Orvostechnikai eszköz

Egyedi eszközazonosítás



Importőr

Hőmérséklet-tartomány



Meghatalmazott EU-képviselő

Környezeti nyomás határértékei

Levegő páratartalom-tartománya



Újrahasznosítási szimbólum/kódok: Ezek tájékoztatást nyújtanak az anyagról és annak megfelelő használatáról és újrahasznosításáról.

HONSUN (NANTONG) Co., Ltd.
No.8 Tongxing Road, Economic & Technological Development Area 226009 Nantong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
SRN Manufacturer: CN-MF-000009428

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Németország
Supplier Type: NB-210C

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffstr. 80, 20537 Hamburg, Németország

HU FONTOS UTASÍTÁSOK! FELTÉTLENÜL ŐRIZZE MEG!



A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös tekintettel az alábbi biztonsági tudnivalókra, és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, feltétlenül mellékelje hozzá ezt a használati útmutatót.



Biztonsági útmutatások

- Csak a használati útmutató szerinti rendeltetésnek megfelelően használja a készüléket. A célnak nem megfelelő használat esetén a garancia érvényét veszti.
- Az itt leírtaktól eltérő, egyéb alkalmazás nem minősül szakszerűnek, és veszélyes besorolásúnak számít. Nem rendeltetésszerű használat esetén a készülék biztonságos működésére kiterjedő szavatosság átszáll a felhasználóra.
- Az egyes alkalmazások időtartama nem lépheti túl a 20 perctet.
- Csak a gyártó eredeti kiegészítő és cserealkatrészeit használja.
- Kizárólag inhalációs terápiához alkalmas, folyékony gyógyszereket alkalmazzon. Mielőtt elkezdené a készülékkel a terápiát, beszélje meg orvosával vagy gyógyszerészével az alkalmazás időtartamát, az adagolást, az alkalmasság gyakoriságát, és a gyógyszerek kiválasztását.
- Ne használjon tiszta vizet a ködösítéshez.
- A készülék nem alkalmas korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek általi használatra (a gyermekeket is beleértve), kivéve, ha a biztonságért felelős személy felügyeli a műveletet vagy útmutatást ad a készülék használatáról.
- Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, így biztosítva, hogy ne játsszanak vele.
- A kisebb alkatrészek, mint pl. a levegőszűrő, lenyelhetők. Ezért valamennyi kis alkatrészt gyermekek számára hozzáférhetetlen módon tárolja és távolítsa el.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyeken, ahol mérgező gőzök vagy folyékony anyagok érhetik.
- Ne üzemeltesse a készüléket olyan altatószer-elemek közelében, amelyek levegő vagy oxigén hatására gyúlékonyak.
- Kerülje a hegyes vagy éles tárgyakkal való érintkezést.
- A készülék levegő-nyílásának ➊ mindig szabadnak kell lennie. Ne állítsa fel olyan helyeken a készüléket, ahol a levegő-nyílás elzáródhat, és ne helyezzen tárgyakat a készülékre (pl. zsebkendőt, takarót, stb.).
- Semmi esetre se fedje le a levegőszűrő fedelét ➋.
- Ne helyezzen tárgyakat vagy testrészeket (az ujját, stb.) a készülékbe. A készüléket nem szabad padlószőnyegen vagy nagyobb portterhelésnek kitétt környezetben (mint pl. az ágy alatt) üzemeltetni.
- A párolgatót nem alkalmas anesztéziás légző- és tüdősz lélegeztetőrendszerekben történő felhasználásra.
- Soha ne használja a készüléket fürdés vagy zuhanyozás közben.
- Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol a teremhőmérséklet 40°C felett van.
- Ne hagyja a készüléket a szabadban vagy egyéb nedves környezetben állni. A készülék nem vízálló.
- Csak olyan helyeken használja és tárolja a készüléket, ahol biztosított a stabil helyette, és a készülék nem eshet le. Fennáll a sérülés, illetve a törés veszélye az alatta található élőlények és tárgyak tekintetében.
- Ne üzemeltesse a készüléket nagy frekvenciás elektromágneses adók közelében.
- Soha ne érintse meg a hálózati kábelt nedves kézzel.
- Ne üzemeltesse a készüléket sérült hálózati kábellel vagy hálózati dugasszal.
- A hálózati dugasz aljzatból történő kihúzása által a készülék teljes mértékben leválasztható az áramhálózatról.
- A készülék tömlőit és vezetékeit úgy kell lefektetni, hogy azok ne okozzanak botlásveszélyt és kizárható legyen a megfojtás kockázata.
- Ne húzza a hálózati kábelt éles szélek mentén; ne szorítsa be, és ne használja hőforrások közelében.
- Áramütés veszélyének elkerülése érdekében azonnal húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból:

- használat közbeni zavarok esetén
- minden használat után
- minden tisztítás és ápolás előtt.
- Ne tekerje körbe a kábelt a készüléken.
- Ha a hálózati kábel sérült, a cseréjét csak **medisana**, vagy arra feljogosított márkakereskedő vagy egy megfelelő minősítéssel rendelkező személy végezheti.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne kerüljön víz. Ha a készülék egyszer mégis nedvességgel kerül kapcsolatba, akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és vegye fele a kapcsolatot a szervizzel.
- Tisztítás céljából soha ne tartsa a készüléket vagy a ködösítő szettet folyó víz alá.
- Meghibásodás esetén ne próbálkozzon a készülék javításával. A javításokat szakszervizzel végeztesse.
- A ködösítőt szállítsa, és ne hagyja felügyelet nélkül, miközben meg gyógyszeres aeroszol található a ködösítő tartályában.
- Kerülje a készülék rázkódását, és vigyázzon arra, hogy ne essen le.
- Ne alkalmazza a készüléket állatoknál.
- Soha ne használja a készüléket kimerültség vagy szédülés esetén.
- Cukorbetegség vagy egyéb betegség esetében a készülék használata előtt egyeztessen háziorvosával.
- Állapotos nők ügyeljenek a szükséges óvintézkedések betartására és egyéni terhelhetőségükre; adott esetben egyeztessenek az orvosukkal. Ne használja a készüléket duzzanatos, égési sérülések, gyuadt, kiütések, sebes vagy érzékeny területen.
- A kezelésnek kellemes hatásúnak kell lennie. Ha fájdalmat érez, vagy kellemetlennek érzi a használatot, szüneteltesse, és egyeztessen az orvosával.

használat előtt

- FIGYELEM!**
Fertőzésveszély a szennyezett párástól által! Minden használat előtt vegye figyelembe az általános higiéniai intézkedéseket (pl. alapos kézmosás), és győződjön meg arról, hogy a párástító a „Tisztítás és ápolás“ fejezetben olvasható utasítások szerint tisztították meg és fertőtlenítették az első használat előtt, illetve minden egyes használat után!
- A párástító szett összes részét fertőtleníts, beleértve a szájdarabot és a maszkot az első használat előtt, és később minden használat után, valamint hosszabb idejű tárolás esetén, lásd a „Tisztítás és ápolás“ fejezetet.
- Fertőtlenítés után a párástító összes részét tiszta, kiforralt vízzel át kell öblíteni.
- Minden használat előtt ellenőrizze a házat, a hálózati kábelt, a hálózati dugaszt, a levegőcsövet ➊ és a csőcsatlakozó nyílásokat sértelenség szempontjából, és vizsgálja meg, hogy a készülék normális módon működik-e.
- Ha a készülékben látható sérülések tapasztalhatóak, vagy hiba gyanúja áll fenn, akkor a készüléket nem szabad üzembe helyezni. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és vegye fele a kapcsolatot a szervizzel.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózathoz, ügyeljen arra, hogy a típusláblán megadott hálózati feszültség megegyezzen az Ön áramhálózatában lévő feszültséggel. Ne használjon többszörös csatlakozó aljzatot vagy hosszabbító kábelt.
- A porlasztó-tartályt sohasé töltse fel 10 ml-nél több folyadékkal az előírt inhaláló folyadékból.
- Győződjön meg arról, hogy az összes alkatrész megfelelően illeszkedik, mielőtt használná a készüléket.
- Győződjön meg arról, hogy a levegőszűrő ➋ tiszta. Ha a levegőszűrőn színelterést tapasztal, vagy a levegőszűrőt már 2 hónapja használja, akkor ki kell cserélni azt. Ellenőrizze, hogy megfelelően van felszerelve.
- Annak a megakadályozásának az érdekében, hogy üzemeltetés közben ne oldjon le a levegőcső, bizonyosodjon meg arról, hogy a rögzítése a készülék és a párástító között megfelelően történt. Adott esetben a cső a csatlakozás során enyhén megtekerhető.

- Minden alkalmazás során kizárólag friss gyógyszer-aeroszolt használjon.
- Ne dugaszolja el a porlasztó-felsőrész ➌ nyílásait.
- A párástító lehetőleg függőleges helyzetben használja. Ne rázza a használat során.
- Az üzemeltetés közben a kompresszor működése által vibráció és zaj keletkezik. Ez normális, és nem hibás működés eredménye.

- használat közben**
- Minden alkalmazás során kizárólag friss gyógyszer-aeroszolt használjon.
- Ne dugaszolja el a porlasztó-felsőrész ➌ nyílásait.
- A párástító lehetőleg függőleges helyzetben használja. Ne rázza a használat során.
- Az üzemeltetés közben a kompresszor működése által vibráció és zaj keletkezik. Ez normális, és nem hibás működés eredménye.

használat után

- Soha ne szárítsa a készüléket mikrohullámú sütőben, vagy hajszárítóval.
- A készüléket és valamennyi részét kizárólag teljesen száraz és üres állapotban tárolja száraz, valamint tiszta helyen.
- Az inhalációs alkalmazás után az esetleges gyógyszer-aeroszol maradványokat teljesen el kell távolítani. Valamennyi alkatrészt alaposan meg kell tisztítani és fertőtleníteni, lásd a Tisztítás és ápolás fejezetet.
- Ne tárolja a készüléket megtört vagy elcsavarodott levegőcsővel ➊.

Rendeltetésszerű használat

- A medisana IN 550** Inhalátor készüléke a gyógyszer-aeroszolos belelegeztetésiéses terápia szájon vagy orron keresztül történő alkalmazására készült magán-háztartások számára. A készüléket csak olyan páciensek használhatják, akik alaposan ismerik a készülék működését, és akik orvos vagy gyógyszerész által rendelt vagy ajánlott folyékony gyógyszert használnak.

- Olvassa el teljesen a használati útmutatót. A felhasználó előzetesen olvassa el ezt a használati útmutatót, melynek tartalmából megismeri a készülék kezelését.

- Mindig vegye figyelembe az inhalálandó gyógyszerhez mellékelt információk adatait, illetve kövesse orvosra vagy gyógyszerésze utasításait.

Ellenjavallatok

- A medisana IN 550** inhalátort csak olyan személyek használhatják, akik önállóan tudnak lélegezni, és tudatuknál vannak.
- A készülék nem alkalmas olyan felhasználók számára, akik műtéten átesettek légcsőnyíláson (tracheostoma) keresztül lélegeznek.

A csomagolás tartalma és a csomagolás

Kérjük, először ellenőrizze, hogy a készülék hiánytalan-e és nincs rajta sérülés. Kétséges esetben ne használja a készüléket, hanem forduljon kereskedőjéhez vagy a szervizhez. A csomagoláshoz tartozik:


- 1 **medisana** inhalátor **IN 550** porlasztó-készlettel és légtömítővel, 1 szájrész, 1 orradapter felnőttek számára, 1 orr-adapter gyermekek számára, 1 felöltő maszk és 1 gyermekmaszk
- 5 tartalék légszűrőbetét
- 2 további porlasztófejek (piros és sárga)
- 2 tartalék biztosítékok
- 1 használati utasítás

- A csomagolások újrahasznosíthatók vagy visszajuttathatók a nyersanyagkörforgásba. Kérjük, hogy a már nem használt csomagolóanyagot szabályszerűen ártalmatlanítsa! Ha kicsomagolás közben szállítási sérülést észlel, haladéktalanul lépjen kapcsolatba a kereskedőjével, akinél a terméket vette!

- FIGYELEM!**
Ügyeljen arra, hogy a csomagolófólia ne kerüljön gyermekek kezébe!
Fulladásveszély áll fenn!

Előkészület az inhalációhoz


- FIGYELEM!**
A párástító szettet a „Tisztítás és ápolás“ fejezetben leírtak szerint tisztítsa és fertőtleníts, hogy elkerülje a fertőzést és a szennyezett alkatrészek miatt! Ezen kívül be kell tartani az általános higiéniai intézkedéseket, mint a kézfertőtlenítést, a gyógyszerek, stb. higiénikus kezelését,+stb.




MEGJEGYZÉS

Egyeztessen orvosával a terápia kezdete előtt a terápia hosszáról, az adagolásról és a használat gyakoriságáról. A kezelési módot a terápia célja szerint (pl. a tüdő kezelése = szájlleszték használata vagy az orr-gége tájék kezelése = maszk használata) kell megválasztani. Kérje ki ehhez is az orvosa tanácsát.

- Forgassa el a porlasztó-felsőrészt ➌ az óramutató járásával ellentétes irányban, és vegye le a porlasztó-tartályról ➊.
- Helyezze fel a porlasztófejet ➌ a csomkra ➌.




MEGJEGYZÉS
A szállítási terjedelemben két további porlasztófej található. Lehetőség van arra, hogy a három fej (kék, piros vagy sárga) egyikét a fúvókára helyezze - ez még célzottabb alkalmazást tesz lehetővé. A kb. 4,5-6,0 µm-es részecskeméret (piros porlasztófej) különösen alkalmas szájbán és torokban történő alkalmazásra, pl. gégegyulladás esetén. A kb. 3,5–4,5 µm-es (kék porlasztófej) részecskeméret inkább alkalmas a légzőrendszer és a tüdő felső régiója számára, pl. hörghurut esetén, és a kisebb, kb. 3,0–4,0 µm-es szemcseméret (sárga porlasztófej) ideális a tüdő mélyebb régiója számára, pl. asztma esetén. Kérdezze meg orvosát, melyik szemcseméret a legalkalmasabb az Ön személyes állapotához.



- Töltse be az orvos vagy a gyártó által megadott mennyiségű inhaláló oldatot (minimálisan 2 ml-t, maximálisan 10 ml-t) a porlasztó-tartályba ➊. Ha túltöltötte a tartályt, ürítse ki teljesen, és tisztítsa meg a porlasztókészletet a „Tisztítás és ápolás” pontban megadott módon.

- Csavarja fel a porlasztó-felsőrészt ➌ az óramutató irányában forgatva a porlasztó-tartályra ➊, és rögzítse, hogy szilárdan üljön a helyén.
- Húzza fel vagy a szájrészt ➊ vagy egy orradaptert ➑ vagy ➒) a hozzájuk tartozó összekötőcsonkkal a porlasztófelsőrszre. Ehhez az összekötőcsontot ➌ a hosszabbik végével kell a porlasztó-felsőrész ➌ felső végén található csomkra felhúzni, és ezt követően a szájrészt ➊ vagy az orradaptert ➑ vagy ➒) az összekötőcsont rövid végébe betolni.

- Alternatív megoldásként használható az inhalálás a felöltő- vagy a gyermekmaszk ➌ vagy ➓ is. Ehhez a maszk csatlakozócsontját kell használni az összekötőcsont ➌ helyett. Győződjön meg ennél arról, hogy a BE-/KI-kapcsoló ➌ kikapcsolt állásban („O”) van-e, majd du+ gaszolja be a hálózati dugót a falkonnektorba. Dugja be szorosan a légtömítő ➊ egyik végét a kompresszor légtömítő-csonkjához ➌. A másik végét csatlakoztassa a porlasztókészlet légtömítő-csonkjához ➌.



MEGJEGYZÉS
- Győződjön meg arról, hogy valamennyi alkatrész megfelelően csatlakozik.
- A csőcsatlakozásoknak rögzítettnek kell lenniük a kompresszornál és a párástónál.
- Ügyeljen arra, hogy ne lötytjenjen ki az inhalációs oldat.
- Használja a párástítótartót ➌ a párástító szett átmeneti tárolására.

Inhalálás gyakorlata: Újjon le lehetőleg egyenes helyzetben.

- a) Inhaláció a szájllesztékekkel:** Fogja körül a szájllesztéket ➊ teljesen az aijkával. Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gomb megnyomásával („I”). A párástító látható ködöt (aeroszolt) képez. Lélegezzzen be ezután lassan és mélyen a száján keresztül, és az orrán keresztül lélegezzzen ki. Ha a szünetet kíván tartani, akkor szakítsa ➊ röviden félbe az inhalálást és vegye ki a szájllesztéket a szájból. Vegye ismét szájbába (az aikvak szorosan közérfogja) és lélegezzzen ismét lassan be és ki.


- b) Inhaláció maszkkal, illetve orradapterrel:**

A szájrész ➊ alternatívájaként a szállítási terjedelembhez tartozik egy gyermekmaszk ➌, egy felnőttmaszk ➓, valamint egy-egy orradapter ➑ és ➒). Így az aeroszolt az orron keresztül is be lehet lélegezni, s ezzel a felső légutakat lehet jobban tisztítani. Ezt az alkalmazást főleg gyermekek számára találják kellemesebbnek.

Mask: Tartsa enyhén az orra nyomva a maszkot. A maszknak nyomás nélkül kell az orron tömítenie.

Orr-adapter: Vezesse be óvatosan az orrnyílásba a két szarvat, és tartsa ott az inhaláció ideje alatt.

Kapcsolja be a készüléket a BE/KI- kapcsolóval ➌ („I”). A párástító látható ködöt (aeroszolt) képez. Most lassan és mélyen lélegezzzen be az orrán keresztül. Ezután lassan fújja ki a levegőt.



MEGJEGYZÉS
- A porlasztó-egységet a lehetőség szerint tartsa minél függőlegesebben. A használatot nem befolyásolja azonban, ha a készülék csekély mértékben ferdén áll (tűlfolyásbiztos). A teljes működőképesség megőrzésének érdekében ügyeljen az inhaláció során arra, hogy a készüléket ne döntse meg 45°-nál jobban egy irányba se.

- Javíthatja a terápia hatását, ha a levegő beszívása után rövid ideig benntartja azt. Ez azonban nem szükséges a terápia általános sikeréhez. A fontos az, hogy nyugodt és ellazult állapotban maradjon, és ezalatt szabályszerűen lélegezzzen be és ki. Ne inhaláljon túl gyorsan. Ha szünetet kíván tartani, akkor szakítsa röviden félbe az inhalálást.




FIGYELEM!
- Az inhalációs kezelés ne tartson 20 percnél tovább. Ha a kompresszort hosszabb ideig üzemelteti, fennáll a túlmelegedés és a hibás működés veszélye. Használat után a készülék legalább 40 percig hűljön le.

- Kerülje a levegőszűrő szellőző nyílásának letakarását / blokkolását.

Inhalálás befejezése

Az inhaláció végétől kezdve kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gomb ➌ megnyomásával („O”), akkor is, ha nem használta el a teljes inhalációs keveréket. A maradék inhalációs keverékeket öntse ki. Ne használja fel ismét. Tisztítsa meg a készüléket minden használat után azonnal (lásd még Tisztítás és ápolás).



MEGJEGYZÉS
- A maszk használata során több aeroszol marad az orr-gége tájék nyálkahártyáján, mint a szájllesztékes használat során.
- Miután egy ideig használta a szájrészt, előfordulhat, hogy a használat közben néhány csepp oldószér összegyűlik a szájrész csontkjában. Ennek a jelenségnek nincs befolyása a készülék üzemelésére és működésére. Távolítsa el a cseppeket a használat után egy puha ruhával.

Tisztítás és ápolás

Végezze el a következő lépéseket a tisztításhoz és a fertőtlenítéshez az első használat előtt, minden használat után, illetve hosszabb (kb. 4 hét) idejű használaton kívül.

Tisztítás

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugaszt az aljzatból.
- Váltsza le a levegőcsövet ➊ a párástító egységről, és szedje szét a párástítót egyes alkatrészeire. Távolítsa el adott esetben a párástító tartályában maradt gyógyszer-maradványokat. Az aktív talajvízvédelem értelmében a gyógyszer-maradványokat nem szabad a csatornába üríteni, hanem pl. cellulóz-tasakban a háztartási hulladékba kell helyezni.
- Öblítse ki meleg vízzel és kevés mosogatószerrel a párástító összes tartozékát (kb. 40°C). Végül öblítse át az összes alkatrészt még egyszer meleg vízzel (kb. 40°C mosogatószer nélkül). A párástító egység részeit még egyszer fertőtleníteni kell - lásd a „Fertőtlenítés” fejezetet.
- A kompresszort puha, enyhén benedvesített ruhával törölje meg. Ne használjon agresszív szereket, mint pl. súrolószert vagy egyéb tisztítószert. A felület megsérülhet álttáluk.

Fertőtlenítés


- A párástító részeinek fertőtlenítése előtt végezze el a „Tisztítás” fejezetben leírt lépéseket.
- Fertőtlenítéshez használhat alkoholt vagy a kereskedelemben kapható alkohol-tartalmú szórófejes flakonú fertőtlenítőszereket. Ügyeljen arra, hogy ne maradjanak fertőtlenítőszer-maradványok az alkatrészeken, hogy ne veszélyeztessék a következő inhalációs állapotot.
- Hagyja száradni az alkatrészeket 4-5 órán keresztül. Rázza meg néhányszor a párástító egységet, hogy a vízceppek gyorsabban távozzanak.

FIGYELEM!

Ügyeljen arra, hogy valamennyi alkatrész száraz legyen, mielőtt ismét összeszereli őket. Fertőtlenítés után helyezze az egyes alkatrészeket száraz, tiszta és jó nedvszívóképességgel rendelkező aljzatra, és várjon, amíg teljesen megszáradnak.

A levegőcső ápolása

- Minden használat után ellenőrizze, hogy nem csapódott-e le nedvesség a légtömítőben ➊.
- Ebben az esetben húzza le a porlasztó-készülekről, és fúvassa át a kompresszorral, (mindazonáltal 20 percnél nem hosszabb ideig!), amíg a párárt a légáramlás fel nem szárítja. Ezzel megakadályozza a bent maradó nedvesség által keletkező szennyeződést.
- A tömlőt ne tisztítsa tisztítószerekkel vagy egyéb fertőtlenítő módszerekkel. A tömlő külső oldalát letörölheti egy lágy szappanold

**Aparat și elemente de comandă**

Unitate compresor : ❶ racord aparat pentru furtunul de aer
❷ filtru de aer (cu capac) ❸ Întrerupător Pornit/Oprit ❹ mâner
❺ Încuietoare pentru capacul compartimentului de depozitare
❻ Compartiment de depozitare ❼ blocare pentru capacul compartimentului de depozitare ❶ compartiment de depozitare ❶ Capac pentru compartimentul pentru cablul de alimentare ❶ Capacul compartimentului de depozitare

Set de nebulizare : ❶ racord nebulizator pentru furtunul de aer
❷ rezervor nebulizator ❸ ștuf ❹ Cap pulverizator (albastru, dimensiune particulă 3,5 - 4,5 μm) ❺ parte superioară nebulizator ❻ piesă de legătură cu dispozitiv pentru gură și adaptor pentru nas ❼ furtun de aer ❶ mască pentru adulți cu piesă de legătură pentru mască ❶ mască pentru copii cu piesă de legătură pentru mască ❶ adaptor pentru nas pentru adulți ❹ adaptor pentru nas pentru copii ❷ dispozitiv pentru gură ❷ filtru de aer de rezervă ❷ Sigurante de schimb ❷ Cap pulverizator (roșu, dimensiune particulă 4,5 - 6,0 μm) ❷ Cap pulverizator (galben, dimensiune particulă 3,0 - 4,0 μm)

Explicarea desenelor

Acest manual de utilizare aparține de acest aparat. Acesta conține informații importante privind punerea în funcțiune și manipularea. Citiți manualul de utilizare în întregime. Nerespectarea acestei indicații poate cauza accidente grave sau deteriorarea aparatului.

AVERTIZARE

Aceste indicații de avertizare trebuie respectate, pentru a împiedica posibilele accidente grave ale utilizatorului.

ATENȚIE

Aceste indicații trebuie respectate, pentru a împiedica posibilele deteriorări ale aparatului.

INDICAȚIE

Aceste indicații vă oferă informații suplimentare utile privind

	Clasificarea aparatului : tip BF		Protejați-vă de umiditate
	Clasă de protecție II		Tensiune alternativă
	Număr LOT		Număr serie
	Producător		Data de producție
	Dispozitiv medical		Identificarea unică a dispozitivului
	Importator		Intervalul de temperatură
	Reprezentant autorizat al UE		Limitarea presiunii ambiante
			Gama de umiditate

Coduri/simboluri pentru reciclare:
Servesc la informarea cu privire la material și utilizarea sa corespunzătoare, precum și cu privire la reciclare.

HONSUN (NANTONG) Co., Ltd.
No.8 Tongxing Road, Economic & Technological Development Area 226009 Nantong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
SRN Manufacturer: CN-MF-000009428

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, GERMANIA
Supplier Type: NB-210C

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffstr. 80, 20537 Hamburg, GERMANIA

INDICAȚII IMPORTANTE ! A SE PĂSTRA OBLIGATORIU!

Citiți cu atenție manualul de utilizare, în special indicațiile de siguranță, înainte de a utiliza aparatul și păstrați manualul de utilizare pentru utilizări ulterioare. Dacă dați aparatul mai departe, predați obligatoriu de asemenea manualul de utilizare.

Indicații de siguranță

- Utilizați aparatul numai corespunzător scopului conform manualului de utilizare. În caz contrar se anulează garanția.
- Orice altă utilizare față de cea descrisă aici este considerată ca fiind neconformă și se clasifică a fi periculoasă. În cazul utilizării necorespunzătoare scopului răspunderea pentru o funcționare sigură a aparatului și-o asumă utilizatorul.
- Durata unei singure utilizări nu are voie să depășească 20 de minute.
- Utilizați doar accesoriile originale și piese de schimb ale producătorului.
- Folosiți numai medicamente lichide adecvate pentru terapia de inhalatie. Înainte de a începe o terapie cu aparatul discutați cu medicul sau farmacistul dvs. durata de utilizare, dozarea, frecvența de utilizare și alegerea medicamentelor.
- Nu folosiți apă curată pentru aerosoli.
- Aparatul nu este prevăzut pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau spirituale limitate sau cu lipsă de experiență, excepție fiind cazul când aceștia sunt supravegheați de către o persoană responsabilă de siguranța lor sau dacă au primit instrucțiuni de folosire a aparatului.
- Copii trebuie supravegheați pentru a se asigura ca aceștia să nu se joace cu aparatul.
- Componentele mici precum de ex.: filtru de aer, pot fi înghițite. De aceea, țineți toate componentele mici la distanță față de copii.
- Nu folosiți sau depozitați aparatul în locuri unde este expus vaporilor toxici sau substanțelor volatile.
- Nu folosiți aparatul în apropierea amestecurilor de anestezic, care sunt inflamabile prin aer sau oxigen.
- Împiedicați contactul cu obiecte ascuțite.
- Fantele de aerisire ❷ ale aparatului trebuie să fie întotdeauna libere. Nu amplasați aparatul în locuri unde s-ar putea bloca fantele de aerisire și nu așezați obiecte pe aparat. (de ex.: prosoape, pățuri ș.a.m.d.)
- În niciun caz nu blocați capacele filtrelor de aer ❷.
- Nu introduceți obiecte sau părți ale corpului (degete și altele similare) în interiorul aparatului.
- Aparatul nu are voie să fie utilizat pe covoraș sau în medii cu mult praf (precum de ex.: sub pat).
- Nebulizatorul nu este adecvat pentru utilizarea în sistemele respiratorii anestezice sau sistemele respiratorii ale plămânilor.
- Nu folosiți aparatul în timp ce faceți duș sau baie.
- Nu folosiți aparatul într-un mediu cu o temperatură înconjurătoare mai mare decât 40 de grade.
- Nu lăsați aparatul afară sau într-un mediu umed. Aparatul nu este impermeabil.
- Utilizați și depozitați aparatul numai în locurile unde stabilitatea sa este asigurată și nu poate cădea. Există pericol de accidentare respectiv de rupere pentru ființele și obiectele aflate sub acesta.
- Nu utilizați aparatul în apropierea emițătorilor electromagnetici de înaltă frecvență.
- Nu atingeți niciodată cablul de alimentare cu mâinile ude.
- Nu folosiți aparatul cu un cablu de alimentare sau un ștecăr defect.
- Prin scoaterea ștecărului din priză aparatul poate fi deconectat complet de la alimentarea cu curent.
- Furtunurile și cablurile aparatului trebuie astfel amplasate, încât să nu existe pericolul de împiedicare și riscul ștrăngălării.
- Nu trageți cablul de alimentare peste muchii ascuțiți; nu îl blocați și nu îl folosiți în apropierea surselor de căldură.
- Pentru a împiedica electrocutarea scoateți imediat ștecărul din priză când:
 - apar defecțiuni în timpul funcționării
 - după fiecare utilizare
 - înainte de efectuarea oricărei lucrări de curățare și întreținere
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Dacă este defect cablul de alimentare, are voie să fie înlocuit numai de către un comerciant autorizat de medisana sau de către o persoană calificată corespunzător.
- Aveți grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului. Dacă totuși, aparatul intră contact cu umiditatea, scoateți imediat ștecărul din priză și contactați punctul de service.
- Pentru curățare nu țineți niciodată aparatul sub un jet de apă.
- În caz de defecțiuni nu reparați dvs. aparatul. Dispuneți efectuarea lucrărilor de reparații de către un atelier de service autorizat.
- Nu transportați nebulizatorul și nu îl lăsați nesupravegheat dacă, se mai află aerosoli de medicamente în rezervorul acestuia.
- Evitați scuturarea aparatului și nu îl lăsați să cadă.
- Nu folosiți aparatul la animale.
- Nu folosiți niciodată aparatul când sunteți obosit sau amețit.
- Dacă suferiți de diabet sau de alte boli trebuie să contactați medicul dvs. înainte de a folosi aparatul.
- Nu folosiți aparatul dacă zona de utilizare prezintă umflături, arsuri, inflamații, erupții cutanate, răni deschise sau locuri sensibile.
- Tratamentul ar trebui să fie plăcut. Dacă simțiți dureri sau tratamentul vă provoacă o senzație neplăcută, opriți-l și contactați medicul dvs.

Înainte de utilizare

AVERTIZARE
Pericol de infecție datorită nebulizatorului murdar! Respectați înainte de fiecare utilizare măsurile generale de igienă (de ex.: spălarea bună a mâinilor) și asigurați ca nebulizatorul să fie curățat și dezinfectat conform indicațiilor de la "Curățare și întreținere" înainte de prima și după fiecare utilizare!

- Desinfecția toate componentele nebulizatorului inclusiv dispozitivul pentru gură și masca înainte de prima utilizare și ulterior după fiecare utilizare precum și atunci când aparatul nu este folosit mai mult timp, indicații a se vedea "Curățare și întreținere".
- După dezinfecție toate componentele nebulizatorului trebuie clătite cu apă limpede, fiartă și răcită.
- Înainte de fiecare utilizare controlați dacă carcasa, cablul de alimentare, ștecărul, furtunul de aer ❷ și orificiile de racordare ale furtunului sunt intacte și verificate dacă aparatul funcționează.
- Dacă aparatul este deteriorat vizibil sau suspectați un defect, inhalatorul nu are voie să fie folosit. Scoateți imediat ștecărul din priză și contactați un atelier de service.
- Înainte de a conecta aparatul la rețeau de curent electric aveți grijă ca tensiunea de rețea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului să corespundă cu cea a rețelei de curent. Nu folosiți prelungitoare sau prize multiple.
- Nu umpleți niciodată rezervorul nebulizatorului cu mai mult decât 10 ml de lichid de inhalatie corespunzător.
- Asigurați ca toate componentele să fie corect montate înainte de a utiliza aparatul.
- Asigurați ca filtrul de aer ❷ să fie curat. Dacă filtrul de aer are o culoare modificată sau dacă acesta a fost folosit deja de 2 luni, trebuie schimbat. Asigurați să fie montat corect.
- Pentru a împiedica desprinderea furtunului de aer ❷ în timpul funcționării, asigurați ca acesta să fie bine fixat la racordurile corespunzătoare la aparat și la unitatea de nebulizare. La nevoie poate fi întors ușor la racordare.

În timpul utilizării

- În timpul utilizării folosiți doar aerosoli de medicamente proaspeți.
- Nu blocați niciodată orificiile părții superioare ale nebulizatorului ❶.
- Pe cât posibil folosiți nebulizatorul în poziție verticală. Nu îl scuturați în timpul utilizării.
- În timpul utilizării apare o vibrație și se aude un zgomot datorită funcției de compresor. Aceasta este normal și nu indică o defecțiune.

după utilizare

- Nu uscați niciodată aparatul în cuptorul cu microunde sau cu un uscător de păr.
- Depozitați aparatul și toate componentele doar în stare complet uscată și golită la un loc uscat și curat.
- După inhalatie trebuie îndepărtate eventualele resturi de aerosoli de medicament. Toate componentele trebuie bine curățate și dezinfectate, a se vedea capitolul Curățare și întreținere.
- Nu depozitați aparatul cu furtunul de aer ❷ îndoit sau răscuit.

Utilizare corespunzătoare scopului

- Inhalatorul **medisana IN 550** este prevăzut pentru terapia de inhalatie orală sau nazală de aerosoli de medicamente în gospodării private. Aparatul are voie să fie utilizat numai de către pacienți care sau familiarizat în detaliu cu acesta și îl utilizează cu un medicament lichid prescris de medic sau farmacist.
- Utilizatorul trebuie să fi citit în prealabil acest manual de utilizare, să fi înțeles conținutul acestuia și utilizarea aparatului.
- Respectați întotdeauna indicațiile din informațiile medicamentului de inhalat respectiv respectați indicațiile medicului sau farmacistului dvs.

Contraindicații

- Inhalatorul **medisana IN 550** are voie să fie folosit numai de către persoane, care pot respira autonom și sunt conștienți.
- Aparatul nu este adecvat pentru utilizatori, care respiră prin intermediul unui orificiu realizat pe cale chirurgicală în trahee (traheostomie).

Pachet de livrare și ambalaj

Verificați mai întâi dacă pachetul de livrare este complet și articolul nu prezintă nicio deteriorare. În caz de dubii nu folosiți articolul și contactați un atelier de service. De pachetul de livrare aparține:

- 1 Inhalator **medisana IN 550** cu set de nebulizare și furtun de aer, 1 dispozitiv pentru gură, 1 adaptor de nas pentru adulți,
- 1 adaptor de nas pentru copii, 1 mască pentru adulți și 1 mască pentru copii
- 5 filtre de aer de schimb
- 2 capete de pulverizare suplimentare (roșu și galben)
- 2 siguranțe de schimb
- 1 manual de utilizare

Ambalajele sunt reciclabile și pot fi introduse în circuitul de materii prime. Înlăturați-le în mod corespunzător. Dacă în timpul despachetării observați o deteriorare cauzată de transport, contactați imediat comerciantul dvs.

AVERTIZARE

Aveți grijă ca foliile de ambalare să nu ajungă la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere!

Pregătirea inhalatei**AVERTIZARE**

Curățați și dezinfectați setul de nebulizare așa cum s-a descris la "Curățare și întreținere", pentru a împiedica o posibilă infecție datorită componentelor murdare! Adicional trebuie respectate măsurile generale de igienă precum dezinfecția mâinilor, manipularea igienică a medicamentelor etc.

INDICAȚIE

Înainte de a începe terapia discutați cu medicul dvs. cu privire la durată, doze și frecvența de utilizare. În funcție de scopul terapiei (de ex.: tratarea plămânilor = utilizarea dispozitivului pentru gură sau tratarea nasului și faringelui = utilizarea măștii) trebuie să se aleagă tipul de utilizare. Pentru aceasta solicitați sfatul medicului dvs.

- Rotiți partea superioară a nebulizatorului ❶ către stânga și luați-o de pe rezervorul nebulizatorului ❷.
- Așezați capul de pulverizare ❶ pe ștuf ❸.

INDICAȚIE
În pachetul de livrare sunt incluse două capete de pulverizare. Aveți posibilitatea de a amplasa câte trei capete (albastru, roșu sau galben) pe ștuf - acesta permite o utilizare conform scopului. Dimensiunile de cca. 4,5 bis 6,0 μm (cap roșu de pulverizare) sunt adecvate în special pentru utilizarea în zona bucală și faringiană, de ex. în cazul unei laringite. Dimensiunile particulelor de cca. 3,5 până la 4,5 μm (cap pulverizator albastru) sunt mai adecvate pentru căile respiratorii și pentru plămâni superiori ca de exemplu în cazul bronșitei și a dimensiunilor mai reduse de particule de aprox. 3,0 până la 4,0 μm (cap pulverizator galben) sunt ideale pentru utilizarea profundă în plămân, de ex. în cazul astmului. Întrebați medicul ce dimensiuni ale particulelor sunt cele mai adecvate pentru situația dvs. personală.

- Umpleți cantitatea de soluție de inhalatie indicată de medic sau producător (conținut minim 2 ml și maxim 10 ml) în rezervorul nebulizatorului ❷. Dacă ați umplut rezervorul în exces, goliiți-l și curățați setul de nebulizare așa cum s-a indicat la "Curățare și întreținere".
- Fixați partea superioară a nebulizatorului ❶ prin înșurubarea acesteia către dreapta pe rezervorul nebulizatorului ❷, până când îmbinarea este fixă.
- Introduceți apoi dispozitivul pentru ❷ gură sau un adaptor de nas (❷ sau ❷) cu piesa de legătură pentru dispozitivul pentru gură și adaptorul de nas ❷ pe partea superioară a nebulizatorului. Pentru aceasta împingeți piesa de legătură cu partea mai lungă pe ștuful de așezare pe partea superioară a nebulizatorului ❶ și apoi împingeți dispozitivul pentru gură ❷ sau adaptorul de nas (❷ sau ❷) în partea scurtă a piesei de legătură ❷.
- Alternativ puteți folosi masca pentru adulți sau cea pentru copii (❷ sau ❷) pentru inhalatie. Pentru aceasta aveți nevoie de piesa de legătură pentru mască în locul piesei de legătură ❷. Asigurați ca Întrerupătorul Pornit/Oprit ❸ să fie în poziția Oprit ("O") și introduceți ștecărul în priză. Introduceți un capăt al furtunului de aer ❷ în racordul pentru furtun de aer al compresorului. Celălalt capăt introduceți-l în racordul pentru furtunul de aer ❷ al setului de nebulizare.

INDICAȚII

- Asigurați-vă că toate componentele sunt bine îmbinate. Racordurile de furtunuri trebuie să fie fixe la evacuarea aerului la compresor și la setul de nebulizare.
- Aveți grijă să nu vărsați soluție de inhalat.
- Folosiți suportul de nebulizator ❸ pentru depozitarea temporară a setului de nebulizare.

Efectuarea inhalatei: Pe cât posibil stați într-o poziție verticală.

a) Inhalarea cu dispozitivul pentru gură:

Cuprindeți dispozitivul pentru gură ❷ complet cu buzele. Porniți aparatul cu Întrerupătorul Pornit/Oprit ❸ ("I"). Nebulizatorul produce o ceață vizibilă (aerosoli). Inspirați acum încet și adânc prin gură și expirați prin nas. Dacă doriți să faceți o pauză, întretrupeți scurt și scoateți dispozitivul pentru gură ❷ din gură. Luați-l din nou în gură (buzele îl cuprind) și inspirați și expirați din nou încet.

b) Inhalarea cu mască respectiv adaptorul pentru nas:

Alternativ față de dispozitivul pentru gură ❷ sunt cuprinse în pachetul de livrare o mască pentru copii ❷, o mască pentru adulți ❷, precum și un adaptor de nas (❷ și ❷). Cu acestea aerosolii pot fi inspirați prin nas, ceea ce permite utilizarea mai mult pentru căile respiratorii superioare. Această utilizare este resimțită mai ales de către copii mai plăcută.

Mască: țineți masca ușor apăsată peste nas. Masca trebuie să cuprindă tot nasul, fără însă a se apăsa pe nas.

Adaptor de nas: introduceți ambele țije cu atenție în găurile din nas și țineți-le acolo în timpul inhalatei.

Porniți aparatul cu Întrerupătorul PORNIT/OPRIT ❸ ("I"). Nebulizatorul produce o ceață vizibilă (aerosoli). Inspirați acum încet și adânc prin nas. Apoi expirați din nou încet.

INDICAȚII

- Trebuie să țineți pe cât posibil unitatea de nebulizare în poziție verticală. Dar, o înclinare mică nu influențează utilizarea (siguranță la scurgeri). Pentru o funcționalitate completă aveți grijă în timpul inhalatei să nu înclinați aparatul mai mult decât 45 de grade într-o direcție.
- Puteți îmbunătăți efectul terapiei dacă mențineți respirația puțin timp după inspirație. Dar, aceasta nu este necesar pentru un succes general al terapiei. Important este să rămâneți liniștiți și relaxat în timp ce inspirați și expirați. Nu inhalați prea repede. Dacă doriți să faceți o pauză, întretrupeți terapia scurt timp.

AVERTIZARE

- Durata unei inhalatii nu are voie să depășească 20 de minute. Dacă se folosește compresorul mai mult timp, există pericolul supraîncălzirii și funcționării eronate. După utilizare aparatul trebuie să se răcească timp de cel puțin 40 de minute.
- Evitați acoperirea / blocarea fanțelor de aerisire și a filtrului de aer.

Terminarea inhalatei

Opriți aparatul după terminarea inhalatei prin apăsarea Întrerupătorului PORNIT/OPRIT ❸ ("O"), chiar și atunci când nu ați consumat tot medicamentul de inhalat. Scurgeți restul conținutului. Nu îl mai folosiți. Curățați aparatul imediat după fiecare utilizare (a se vedea "Curățare și întreținere").

INDICAȚII

- Dacă utilizați masca respectiv adaptorul de nas rămâne o cantitate mai mare de aerosoli pe mucoasa din zona nasului și gâtului decât la utilizarea dispozitivului pentru gură.
- După ce dispozitivul pentru gură a fost folosit mai mult timp se pot forma în timpul utilizării câțiva stropi de soluție în tubul dispozitivului pentru gură. Dar, aceasta nu influențează funcționarea aparatului. Îndepărtați stropii după utilizare cu o lavetă moale.

Curățare și întreținere

Efectuați următorii pași de curățare și dezinfecție înainte de prima utilizare, după fiecare utilizare precum și după o perioadă mai lungă de neutilizare (cca. 4 săptămâni).

Curățare

- Opriți aparatul și scoateți ștecărul din priză.
- Deconectați furtunul de aer ❷ de la unitatea de nebulizare și demontați nebulizatorul în componentele sale individuale. Îndepărtați eventualele resturi de medicamente din rezervorul nebulizatorului. În sensul legii privind protecția apelor acestea trebuie îndepărtate într-un serveliet împreună cu restul de deșeuri menajere și nu în canalizare.
- Clătiți toate componentele setului de nebulizator cu apă caldă și puțin detergent de vase. Apoi le clătiți încă o dată cu apă caldă (cca. 40 de grade fără detergent de vase). Acum aceste componente mai trebuie dezinfectate – a se vedea la "Dezinfecție".
- Compresorul îl puteți șterge cu o lavetă moale ușor umezită. Nu folosiți substanțe agresive precum de ex.: substanțe abrazive sau altele pentru curățare. Acestea ar putea ataca suprafața.

Dezinfecție

- Înainte de dezinfecția componentelor nebulizatorului urmați pașii de la "Curățare".
- Pentru dezinfecție este posibilă utilizarea alcoolului sau substanțelor de dezinfecție alcoolice obișnuite. Aveți grijă să nu rămână resturi de dezinfectant pe componentele de contact, pentru a nu periclita următoarea inhalatie.
- Lăsați să se usuce componentele complet 4-5 ore. Scuturați unitatea de nebulizare de câteva ori, pentru a îndepărta mai repede stropii de apă.

AVERTIZARE

Aveți grijă ca toate componentele individuale să nu prezinte o umiditate reziduală, înainte de a le monta din nou. Așezați componentele individuale după dezinfecție pe o suprafață uscată, curată , absorbantă și lăsați să se usuce complet.

Întreținerea furtunului de aer

- Verificați după fiecare utilizare dacă interiorul furtunului de aer ❷ este umed.
- Dacă interiorul acestuia este umed, deconectați-l de la nebulizator și lăsați să funcționeze compresorul (dar nu mai mult decât 20 de minute), până când interiorul furtunului se usucă prin curentul de aer. Astfel împiedicați contaminarea cauzată de umiditatea reziduală.
- Nu curățați furtunul cu substanțe de curățat sau prin alte metode de dezinfecție. Pe partea exterioră puteți șterge furtunul cu o lavetă moale înmuiată în apă cu săpun. Dacă furtunul este murdar în interior, trebuie schimbat.

Schimbarea filtrului

În cazul murdărilor vizibile (de ex.: schimbarea culorii) sau umidității, cel târziu însă la fiecare 60 de zile filtrul de aer ❷ din compresor trebuie schimbat. Pentru aceasta procedați după cum urmează:

- Îndepărtați capacul filtrului de aer ❷.
- Scotați filtrul vechi de ex.: cu o scobitoare.
- Introduceți un filtru nou și puneți capacul din nou în poziția inițială.

AVERTIZARE

- Folosiți numai filtre originilae de la medisana, care sunt adecvate pentru acest produs. - Nu spălați filtrul.

Durată de viață

În cazul frecvenței de utilizare de 10 inhalatii pe zi de câte 20 de minute la o temperatură înconjurătoare de 25 de grade aparatul are o durată de viață de 3 ani(unitate compresor). Accesoriile au o durată de viață diferită: unitate de nebulizare : 100 de zile / dispozitiv pentru gură & adaptor de nas: 3 luni / furtun de aer: 1 an / filtru de aer: 2 luni / mască: 1 an

Remediarea defecțiunilor

Problemă: Compresorul nu funcționează după pornire.

Cauză posibilă: Ștecărul nu este conectat corectat la priză.

Remediere: Opriți aparatul ("O") și introduceți ștecărul într-o priză adecvată. Nu folosiți prelungitoare etc. Porniți din nou aparatul.

Problemă: Nicio nebulizare.

Cauză posibilă: Lipsește capul de pulverizare sau lipsește soluția de inhalat din rezervorul nebulizatorului sau este insuficientă.

Remediere: Montați corect setul de nebulizare. Umpleți minimum 2 și maximum 10 ml soluție de inhalat în rezervorul nebulizatorului.

Problemă: Putere de nebulizare lipsă sau redusă.

Cauză posibilă: Unitatea de nebulizare nu este corect montată sau este ținută înclinat. Furtunul de aer nu este corect montat, este îndoit sau defect.

Remediere: Urmăriți indicațiile din capitolul Pregătirea inhalatei. Aveți grijă la aceasta să nu înclinați aparatul mai mult decât 45 de grade. Verificați racordarea corectă a furtunului de aer la compresor și unitatea de nebulizare. Acesta nu are voie să fie îndoit sau strivit. Înlocuiți furtunul dacă este defect.

Problemă: Aparatul se încălzește foarte mult.

Cauză posibilă: Aparatul este acoperit sau funcționează de mai mult decât 20 de minute.

Remediere: Nu acoperiți aparatul. Lăsați să se răcească aparatul cel puțin 40 de minute.

Schimbarea siguranțelor

În unitatea de compresie sunt incluse pentru protecția componentelor electrice 2 siguranțe (tip T1AP, 250 V~). Asigurați-vă că aparatul este operat doar dacă este conectat la o sursă de curent care corespunde specificațiilor din Date tehnice. Dacă este necesar să schimbați siguranțele, procedați după cum urmează:

- Deschideți capacul pentru compartimentul cablului de rețea ❹ de pe partea din spate a compresorului.
- Prin rotirea concomitentă în sens invers acelor de ceasornic (de ex. cu șurubelnița) și apăsarea carcaselor de siguranță (vezi marcajul din imagine) deschideți camerele de siguranță.
- Schimbați siguranțele cu unele noi de același tip și închideți din nou carcasele.

Directive / norme


- MDR (EU) 2017/745 (Regulamentul (UE) al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale).
- EN 13544-1: 2007 (aparate de terapie respiratorie – partea 1: sisteme de nebulizare și componentele acestora),
- EN 60601-1-2 (compatibilitatea electromagnetică, pe fișa adițională informativă).

Indicație privind înălțurarea

Acest aparat nu are voie să fie îndepărtat împreună cu gunoii menajer. Fiecare consumator este obligat să predea toate aparatele electrice sau electronice, indiferent dacă conțin substanțe toxice sau nu, la un punct de colectare local sau din comerț, ca să fie salubritate în mod ecologic. Pentru aceasta adresați-vă autorităților locale sau comerciantului dvs.

Specificații tehnice

Nume și model:	Inhalator IN 550 medisana (model: NB-210C)
Alimentare cu tensiune:	230V~ 50Hz.
Consum de curent / Debit:	0,6A / 4 - 7 l/min
Volum max. de umplere:	10 ml
Dimensiune particule:	3,5 - 4,5 μm (Cap pulverizator albastru)
Rată de nebulizare / Volum:	0,2 ml/min. / ≤ 65 dB
Presiune de funcționare compresor:	> 205 kPa
Presiune de funcționare:	100 - 190 kPa
Condiții de operare:	+5°C – +40°C, umiditate relativă 15% – 90%, presiune atmosferică 700hPa–1



Уред и контролни елементи
Компресорен механизъм : ❶ Връзка на уреда за маркуч за въздух ❷ Въздушен филтър (с капак) ❸ Превключвател за включване/изключване ❹ Дръжка за носене ❺ Заклучване на капака на отделението за съхранение ❻ Отделение за съхранение ❼ Вентилационни отвори ❽ Стойка за пулверизатор ❾ Капак на отделението за захранващия кабел ❿ Капак на отделението за съхранение
Комплект пулверизатор : ⓫ Връзка на пулверизатора за маркуч за въздух ⓬ Резервоар на пулверизатора ⓭ Щуцер ⓮ Пулверизир-ра-ща глава (синя, размер на частиците 3,5 - 4,5 µm) ⓯ Горна част на пулверизатора ⓰ Съвързащ елемент за накрайник за уста и адаптер за нос ⓱ Маркуч за въздух ⓲ Маска за възрастни със свързващ елемент на маската ⓳ Маска за деца със свързващ елемент на маската ⓴ Адаптер за нос за възрастни ⓵ Адаптер за нос за деца ⓶ Нак-райник за уста ⓷ Резервен въздушен филтър ⓸ Резервни предпазители ⓹ Пулверизираща глава (червена, размер на частиците 4,5 - 6,0 µm) ⓺ Пулверизираща глава (жълта, размер на частиците 3,0 - 4,0 µm)

Обяснение на знаците

 Настоящото ръководство за употреба принадлежи към този уред. То съдържа важна информация за пуска в експлоатация и работата с уреда. Прочетете изцяло това ръководство за употреба. Неспазването на това указание може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.








ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Тези предупредителни указания трябва да се спазват, за да се предотвратят евентуални повреди на уреда.



ВНИМАНИЕ
Тези указания трябва да се спазват, за да се предотвратят евентуални повреди на уреда.

ИКАЗАНИЕ
Тези указания ви дават полезни допълнителни информации за монтажа или за работата.

	Класификация на уреда Тип BF		Да се пази от влага
	Клас на защита II		Променилив ток
	Партиден номер		Сериен номер
	Производител		Дата на производство
	Медицинско изделие		Уникална идентификация на устройството
	Вносител		Температурен диапазон
	Оторизиран представител на ЕС		Ограничение на околното налягане
			Диапазон на влажност

Символи за рециклиране / Кодове:
Те служат за предоставяне на информация относно материала и правилната му употреба и рециклиране.

HONSUN (NANTONG) Co., Ltd.
No.8 Tongxing Road, Economic & Technological Development Area 226009 Nantong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
SRN Manufacturer: CN-MF-000009428

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, GERMANY/ГЕРМАНИЯ
Supplier Type: NB-210C

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffstr. 80, 20537 Hamburg, GERMANY/ГЕРМАНИЯ


ВАЖНИ УКАЗАНИЯ! НЕПРЕМЕННО ЗАПАЗЕТЕ! Прочетете внимателно ръководството за употреба и в частност указанията за безопасност, преди да използвате уреда и запазете ръководството за употреба за понататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и това ръководство за употреба.



Указания за безопасност

- Използвайте уреда само по предназначение съгласно ръководството за употреба. При използване за други цели
- гарантията става невалидна.
- Всяка друга употреба, различна от описаната тук, не е по предназначение и трябва да се причисли като опасна. При употреба не по предназначение отговорността за безопасната функция на уреда се прехвърля върху потребителя.
- Продължителността на едно приложение не трябва да надвишава 20 минути.
- Използвайте само оригинални допълнителни и резервни части на производителя.
- Използвайте само подходящи за инхалационната терапия медикаменти в течна форма. Преди да започнете терапия с уреда, обсъдете с Вашия лекар или фармацевт продължителността на употребата, дозировката, честотата на приложението и избора на медикаменти.
- Не използвайте чиста вода за пулверизицията.
- Този уред не е предвиден да бъде използван от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и/или с липса на знания, освен ако не са наблюдавани от отговарящо за тяхната безопасност лице или не са получили от него инструкции как трябва да се използва уредът.
- Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
- Малки части, като напр. въздушният филтър, могат да бъдат погълнати. Поради това съхранявайте и изхвърляйте всички малки части по недостъпен за децата начин.
- Не използвайте или съхранявайте уреда на места, където той е изложен на отровни изпарения или течни субстанции.
- Не експлоатирайте уреда в близост до смеси от анестетици, които могат да се възпламенят от въздух или кислород.
- Избягвайте контакта на със заострени или режещи предмети.
- Вентилационните отвори ❶ на уреда трябва винаги да са свободни. Не поставяйте уреда на места, където вентилационните отвори могат да бъдат блокирани, и не поставяйте предмети върху уреда (напр. кърпи, одеяла и др.).
- В никакъв случай не блокирайте капака на въздушния филтър ❷
- Не вкарвайте предмети или части на тялото (пръсти и др.) във вътрешността на уреда.
- Уредът не трябва да се използва върху подове с килими или в силно замърсена с прах среда (като напр. под леглото).
- Пулверизаторът не е подходящ за използване в анестезиращи дихателни системи или за системи за обдишване на белите дробове.
- Не използвайте уреда при къпане или взимане на душ.
- Не използвайте уреда в среди със стайна температура над 40°С.
- Не оставяйте уреда навън или във влажна среда. Уредът не е водонепропусклив.
- Използвайте и съхранявайте уреда само на места, на които е гарантирано неговото стабилно положение и той не може да падне. Съществува опасност от нараняване или счупване за намиращите се отдолу живи същества и предмети.
- Не използвайте уреда в близост до високочестотни електромагнитни предаватели.
- Никога не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце.
- Не използвайте уреда с повреден захранващ кабел или захранващ щепсел.
- Чрез изключване на захранващия щепсел от контакта, уредът може да се откачи напълно от електрозахранването.
- Маркучите и кабелите на уреда трябва да се поставят така, че да не представляват опасност от сгъване и рискът от запалване да е изключен.
- Не прекравяйте захранващия кабел върху остри ръбове, не го прищипвайте и не го използвайте в близост до източници на топлина.
- За да предотвратите опасността от токов удар, незабавно изключете захранващия щепсел от контакта:
 - при повреди по време на употреба
 - след употреба
 - преди всяко почистване и поддръжка.
- Не навиавяйте захранващия кабел около уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен само от фирма **medisana**, оторизиран специализиран търговец или съответно квалифицирано лице, за да се избегнат опасности.
- Внимавайте за това във вътрешността на уреда да не навлиза вода. Ако въпреки това уредът влезе в контакт с влага, незабавно изключете захранващия щепсел и се свържете със сервизния отдел.
- За почистване никога не поднасяйте уреда под течаща вода.
- В случай на повреди, не ремонтирайте уреда сами. Поверете извършването на ремонтите на оторизирани сервиси.
- Не транспортирайте пулверизатора и не го оставяйте без надзор, докато в резервоара на пулверизатора се намира медикаментен аерозол.
- Избягвайте сътресения на уреда и не му позволявайте да пада.
- Не използвайте уреда при животни.
- Никога не използвайте уреда при умора или световъртеж.
- В случай на диабет или други заболявания, преди употреба на уреда трябва да се консултирате с личния си лекар.
- Бременни жени трябва да спазват необходимите предпазни мерки и своята индивидуална възможност за натоварване, а при нужда да се консултират със своя лекар.
- Н е използвайте уреда, ако областта на употреба има подутина, изгаряния, възпаления, кожни обриви, рани или чувствителни места.
- Лечението трябва да е приятно. Ако чувствате болки или приложението на уреда ви е неприятно, прекъснете употребата и се консултирайте с вашия лекар.

преди употреба



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от инфекции в резултат на замърсен пулверизатор! Преди всяка употреба спазвайте общите мерки за безопасност (напр. старателно измиване на ръцете) и се уверявайте, че пулверизаторът се почиства и дезинфектира съгласно посочените в точка „Почистване и грижа“ указания преди първата и след всяка следваща употреба!

- Дезинфекцирайте всички части на комплекта пулверизатор, вкл. накрайника за уста и маската преди всяка употреба и след това след всяка употреба, както и при по-дълго неизползване, вижте указанията в точка „Почистване и грижа“.
- След дезинфекциране всички части трябва да се изплакнат с чиста, преварена вода.
- Преди всяка употреба проверявайте целостта на корпуса, захранващия кабел, захранващия щепсел, маркуча за въздух ❶ и отворите за свързване на маркуч ❶ и ❷, и проверявайте, дали уредът функционира нормално.
- Ако уредът е видимо повреден или ако подозирате, че има повреда, инхалаторът не трябва да се пуска в експлоатация. Незабавно изключете захранващия щепсел от контакта и се свържете със сервизния отдел.
- Преди да свържете уреда към вашето електрозахранване, обърнете внимание на това, дали посоченото върху типовата табелка мрежово напрежение съответства с това на вашата електрическа мрежа. Не използвайте разклонителни контакти или удължаващи кабели.
- Никога не пълнете резервоара на пулверизатора с повече от 10 ml подходяща инхалационна течност.
- Уверете се, че всички части са сложени правилно, преди да използвате уреда.
- Уверете се, че въздушният филтър ❷ е чист. Ако въздушният филтър има промяна на цвета или ако той вече е бил използван за повече от 2 месеца, той трябва да бъде сменен. Уверете се, че филтърът е монтиран правилно.
- За да предотвратите откварянето на маркуча за въздух ❶ по време на работа се уверете, че той е свързан здраво към съответните връзки ❶ и ❷) върху уреда и върху механизма на пулверизатора. При нужда маркучът може при свързване леко да се завърти.

по време на употреба

- При всяко приложение използвайте само пресен медикаментен аерозол.
- Никога не блокирайте отворите на горната част на пулверизатора ❸
- По възможност използвайте пулверизатора във вертикална позиция. Не го клатете по време на приложение.
- По време на работа в резултат на функцията на компресора се получават вибрации и се чува шум. Това е нормално и не е признак за грешно функциониране.

след употреба

- Н икога не сушете уреда в микровълново устройство или със сешоар.
- Съхранявайте уреда и всички части само в напълно подсушено и изпразнено състояние на сухо и чисто място.
- След инхалационно приложение евентуалните остатъци от медикаментен аерозол трябва да бъдат отстранени. Всички части трябва да се почистят и дезинфектират добре, вижте главаПочистване и грижа.
- Не съхранявайте уреда с прегънат или усукан маркуч за въздух ❶.

Употреба по предназначение

- Инхалаторът **medisana IN 550** е предназначен за орална или назална инхалационна терапия с медикаментозен аерозол в частни домакинства. Уредът трябва да се използва само от пациенти, които са се запознали подробно с функцията на уреда и го използват с предписан, респ. препоръчан от лекар или фармацевт течен медикамент.
- Потребителят трябва предварително да е прочел това ръководство за употреба и трябва да е разбрал съдържанието му и начина на работа с уреда.
- Винаги спазвайте указанията в придружаващата информация на медикамента за инхалация, респ. следвайте инструкциите на Вашия лекар или фармацевт.

Противопоказания

- Инхалаторът **medisana IN 550** може да се използва само от лица, които могат да дишат самостоятелно и се намират в съзнание.
- Уредът не е подходящ за потребители, които дишат през опе- ративно създаден отвор на дихателните тръби (трахеостома).

Окомплектовка на доставката и опаковка

Моля, първо проверете, дали окомплектовката на доставката е пълна, и дали артикулт няма повреди. В случай на съмнение не използвайте артикула и се свържете със сервизния отдел.
Към окомплектовката на доставката спадат:
- 1 и инхалатор **medisana IN 550** с комплект пулверизатор и маркуч за въздух, 1 накрайник за уста, 1 адаптер за нос за възрастни, 1 адаптер за нос за деца, 1 маска за възрастни и 1 маска за деца
- 5 резервни въздушни филтъра - 2 допълнителни пулверизиращи глави (червена и жълта)
- 2 резервни предпазителя - 1 ръководство за употреба

 Опаковките подлежат на рециклиране или могат да се върнат в стокообращение. Моля, изхвърляйте вече ненужния опаковъчен материал по правилен начин. Ако при разопаковането забележите транспортна повреда, моля свържете се незабавно с вашия търговец.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте за това опаковъчните фолиа да не попадат в ръцете на деца. Съществува опасност от задушаване!

Подготовка на инхалацията

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Почистете и дезинфекцирайте комплекта пулверизатор, както е описано в „Почистване и грижа“, за да предотвратите възможна инфекция от непочистени части! Допълнително трябва да се спазват общите хигиенни мерки, като дезинфекцията на ръцете, хигиеничното боравене с медикаменти и др.

ИКАЗАНИЕ

Консултирайте се с вашия лекар преди началото на терапията относно продължителността, дозировката и честотата на приложението. В зависимост от целта на терапията (напр. лечение на белите дробове = приложение с накрайника за уста или лечение на носогърлената област = приложение с маска) трябва да се избере видът на приложение. За целта се консултирайте с вашия лекар.

- Завъртете горната част на пулверизатора срещу часовниковата ❷ стрелка и я свалете от резервоара на пулверизатора ❸
- Поставете главата на пулверизатора ❹ върху щуцера ❺.

ИКАЗАНИЕ - В окомплектовката на доставката се съдържат две допълнителни пулверизиращи глави. Така имате възможността да поставите една от общо трите глави (синя, червена или жълта) върху щуцера - това позволява още по-целенасочено приложение. Размерите на частиците от ок. 4,5 до 6,0 µm (червена пулверизираща глава) са особено подходящи за приложение в устната кухина и гърлото, напр. при ларингити. Размери на частиците от ок. 3,5 до 4,5 µm (синя пулверизираща глава) са по-подходящи за дихателните пътища и горната част на белите дробове напр. при бронхит, а по-малките размери на частиците от ок. 3,0 до 4,0 µm (жълта пулверизираща глава) са идеални за приложение дълбоко в белите дробове, напр. при астма. Попитайте Вашия лекар, кой размер на частиците е най-подходящ за Вашата лична ситуация.

- Н апълнете посоченото от лекаря или производителя количество инхалационен разтвор (съдържание минимум 2 ml и максимум 10 ml) в резервоара на пулверизатора ❷. Ако сте препълнили резервоара, изпразнете резервоара и почистете комплекта пулверизатор, както е описано в „Почистване и грижа“.
- Закрепете горната част на пулверизатора ❸ като я завиете срещу часовниковата стрелка върху резервоара на пулверизатора ❷, докато се получи здрава връзка.

- След това поставете или накрайника за уста ❷ или адаптер за нос ❷ или ❹) със свързващия елемент за накрайник за уста и адаптер за нос 12 върху горната част на пулверизатора. За целта свързващият елемент се вкарва с по-дългата страна върху щуцера от горната страна на горната част на пулверизатора ❸ и след това накрайникът за уста ❷ или адаптерът за нос ❷ или ❹) се вкарва в късата страна на свързващия елемент ❸.
- Алтернативно можете да използвате маската за възрастни или деца ❸ или ❹) за инхалация. За целта се нуждаете от свързващия елемент за маска вместо свързващия елемент ❸. Уверете се, че превключвателят за включване и изключване се намира в позиция Изкл. („O“) и включете захранващия щепсел в контакта. Вкарайте края на маркуча за въздух ❶ добре върху връзката за маркуча за въздух ❶ на компресора. Вкарайте другия край върху връзката за маркуч за въздух ❶ на комплекта пулверизатор ❶.

ИКАЗАНИЕ
- У верете се, че всички части са здраво свързани помежду си. Връзките за маркучи трябва да са свързани здраво с изхода за въздух на компресора и с комплекта пулверизатор.
- Внимавайте за това да не изсипете инхалационния разтвор.
- Използвайте стойката за пулверизатор ❸ за временно съхранение на комплекта пулверизатор.

Извършване на инхалация: Заемете възможно най-изправена позиция.

а) Инхалация с накрайника за уста: Обгърнете накрайника за уста ❷ изцяло с устни. Включете уреда с превключвателя за включване/изключване ❸ („I“). Пулверизаторът образува видима мъгла (аерозол). Сега вдихвайте бавно и дълбоко през устата и издишвайте през носа. Ако искате да направите почивка, прекъснете за кратко и извадете накрайника за уста ❷ от устата. Вземете го отново в уста (устните да го обгърнат плътно) и вдихвайте и издишвайте отново бавно. **б) И нхалация с маската или с адаптера за нос:** Като алтернатива на накрайника за уста ❷, в окомплектовката на доставката се съдържат маска за деца ❹, маска за възрастни ❹, както и адаптери за нос ❷ и ❹). Така аерозолът може да се вдихва през носа, което позволява приложение повече за горните дихателни пътища. Това приложение се усеща като по-приятно особено от децата. **Маска:** Дръжте маската леко натисната върху носа. Маската трябва да обгръща плътно носа, но без силен натиск. **Адаптер за нос:** Вкарайте двете пръчици внимателно в отворите на носа и ги дръжте там по време на инхалацията. Включете уреда с превключвателя за включване/изключване ❸ („I“). Пулверизаторът образува видима мъгла (аерозол). Сега вдихвайте дълбоко през носа. След това бавно издишвайте.

ИКАЗАНИЕ
- Т трябва да държите механизма на пулверизатора по възможност вертикално. Леко наклонено положение, обаче, не влияе на приложението (няма изтичане). За пълната функционалност при инхалацията внимавайте за това, уредът да не се наклони на повече от 45° в някоя посока.
- Можете да подобрите действието на терапията, ако след вдихване задържите за кратко въздуха. Това, обаче, не е необходимо за общия успех от терапията. Важното е да останете спокойни и отпуснати, докато вдихвате и издишвате равномерно. Не инхалирайте твърде бързо. Ако искате да починете, прекъснете за кратко.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Едно инхалационно приложение не трябва да надвишава 20 минути. Ако компресорът работи по-дълго, съществува опасност от прегряване и грешно функциониране. След употреба оставете уреда да се охлади за минимум 40 минути.
- Избягвайте покриване / блокиране на вентилационните отвори и на въздушния филтър.

Приключване на инхалацията: Изключете уреда при приключване на инхалацията чрез натискане на превключвателя за включване/изключване ❸ („O“), също и тогава, когато не сте употребили цялото количество течност за инхалация. Изпразнете останалото количество течност за инхалация. Не го използвайте повече. Почистете уреда незабавно след употреба (вижте също „Почистване и грижа“).

ИКАЗАНИЕ

- При използване на маската или адаптера за нос по-голямо количество аерозол остава върху лигавицата в устата и носа отколкото при употребата на накрайника за уста.
- След като накрайникът за уста е бил използван определено време, може да се стигне до това, че при употреба калчици разтвор се събират в тръбичката на накрайника за уста. Това, обаче, няма влияние върху работата и функцията на уреда. Отстранете калчиците след употреба с помощта на мека кърпа.

П очистване и грижа: Извършвайте следните стъпки за почистване и дезинфекция преди първата употреба, след всяка употреба, както и след по-дълго време (ок. 4 седмици) на неупотреба. *Почистване:*

- Изключете уреда и изключете захранващия щепсел от контакта.
- Откачете маркуча за въздух ❶ от механизма на пулверизатора и разглобете пулверизатора на съставните му части. При нужда изхвърлете намиращите се в резервоара на пулверизатора остатъци от медикаменти. С оглед на активното опазване на водите, остатъците от медикаменти не трябва да се изхвърлят в канализацията, а напр. посредством хартиени кърпи трябва да се изхвърлят заедно с домакинския смалт.
- Изплакнете всички части на комплекта пулверизатор с топла вода (ок. 40°С) и леко препарат за съдове. След това изплакнете отново всички части с топла вода (ок. 40°С без препарат за съдове). Частите на комплекта пулверизатор сега трябва да се дезинфектират – вижте точка „Дезинфекция“.
- Можете да избършете компресора с мека, леко навлажнена кърпа. Не използвайте агресивни субстанции, като напр. абразивно мило или други препарати за почистване. Това може да нарани повърхността.

- Дезинфекция**
Преди дезинфекцията на частите на пулверизатора извършете всички посочени в точка „Почистване“ стъпки.
- За дезинфекцията е възможна употребата на алкохол или предлагани в търговската мрежа алкохолни дезинфекционни препарати за пръскане. Внимавайте остатъци от дезинфекционните препарати да не останат върху частите на уреда, за да не застрашават следващото инхалационно приложение.
- Оставете частите да изсъхнат напълно за 4-5 часа. Изтръскайте няколко пъти частите на механизма на пулверизатора, за да отстраните по-бързо капките вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте за това по отделните части да няма остатъчна влага, преди да ги сглобите отново. След дезинфекцирането поставете отделните части върху суха, чиста и добре попиваща подложка и ги оставете да изсъхнат напълно.

Грижа за маркуча за въздух

- След всяка употреба проверявайте, дали в маркуча за въздух ❶ се е събрала влага.
- Ако това е така, откачете маркуча от пулверизатора и оставете компресора да работи толкова дълго (но никога по-дълго от 20 минути!), докато влагата бъде изсушена от въздушния поток. Така предотвратявате замърсяването в резултат на остатъчна влага.
- Почиствайте маркуча с препарати за почистване или други методи за дезинфекция. От външната страна можете да избършете маркуча с потопена в мек сапунен разтвор кърпа. Ако маркучът има замърсявания от вътрешната страна, той трябва да бъде сменен.

С мяна на филтър

При видимо замърсяване (напр. промяна на цвета) или влага, но найкъсно на всеки 60 дни, въздушният филтър ❷ в компресора трябва да бъде сменен. За целта процедирайте както следва:

- Отстранете капака на въздушния филтър ❷.
- Отстранете стария филтър напр. с помощта на нова клечка за зъби.
- Поставете нов филтър и след това поставете капака отново на неговото първоначално място.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- И използвайте единствено нови оригинални филтри на medisana, които са подходящи за този продукт.
- Не перете филтъра.

П олезен живот

При честота на употреба от 10 инхалации на ден с продължителност от 20 минути при стайна температура (25°С) уредът има очакван полезен живот от 3 години (компресорен механизъм). Принадлежностите имат различен полезен живот: М еханизъм на пулверизатора: 100 дни / Накрайник за уста & адаптер за нос: 3 месеца / Маркуч за въздух: 1 година / Въздушен филтър: 2 месеца / М аска: 1 година.

Отстраняване на повреди

Проблем: Компресорът не функционира след включване.

Възможна причина: Захранващият щепсел не е свързан правилно към контакт.

Решение: Изключете уреда („O“) и включете захранващия щепсел в подходящ контакт. Не използвайте удължаващ кабел и др. подобни.Включете отново уреда.

Проблем: Няма пулверизация.

Възможна причина: Липсва главата на пулверизатора или няма (достатъчно) инхалационен разтвор в резервоара на пулверизатора.

Решение: Сглобете правилно комплекта пулверизатор. Напълнете мин. 2 и макс. 10 ml инхалационен разтвор в резервоара на пулверизатора.

Проблем: Няма или само ниска пулверизационна мощност.

Възможна причина: Механизмът на пулверизатора не е сглобен правилно или се държи под наклон. Маркучът за въздух не е монтиран правилно или е прегънат, или е повреден.

Решение: Следвайте инструкциите в глава Подготовка на инхалация. При инхалация внимавайте за това да не наклоните уреда на повече от 45° в някоя посока. Проверете правилното свързване на маркуча за въздух към компресора и механизма на пулверизатора. Той не трябва да се прегъва и притиска. Сменете маркуча, ако е повреден.

Проблем: Уредът се нагорещява силно.

Възможна причина: Уредът е покрит или работи над 20 минути.

Решение: Не покривайте уреда. Оставете уреда да се охлади за 40 минути.


Смяна на предпазителя

- В компресорния механизъм за защита на електрическите компоненти са монтирани 2 предпазителя (тип T1AL, 250V~). Уверете се, че уредът се експлоатира само при захранване от токови изводи, които отговарят на спецификациите в глава Технически данни. Ако стане необходимо да смените предпазителите, процедирайте както следва:
- Отворете капака за отделението за захранващия кабел ❶ от задната страна на компресора.
 - Чрез едновременно завъртане срещу часовниковата стрелка (напр. с помощта на отвертка) и натискане навътре на капачетата на предпазителите (вж. маркировката на фигурата) отворете щипките на предпазителите.
 - Сменете предпазителите с нови предпазители от същия тип и затворете отново капачетата.

Д ирективи / норми

medisana®

LV Lietošanas instrukcija - Inhalators IN 550



Ierīce un vadības elementi

Kompresors

1 Ierīces gaisa šļūtenes pieslēgvietā **2** Gaisa filtrs (ar pārsegu)
3 Barošanas slēdzis **4** Rokturis pārnēsāšanai **5** Uzglabāšanas nodalījuma vāka slēdzene **6** Uzglabāšanas nodalījums **7** Ventilācijas atveres **8** Smidzinātāja turētājs **9** Barošanas kabeļa nodalījuma vāks **10** Uzglabāšanas nodalījuma vāks
Smidzinātāja komplekts
11 Smidzinātāja gaisa šļūtenes pieslēgvietā **12** Smidzinātāja tvertne
13 Išcaurule **14** Izsmidzināšanas galviņa (zilā, daļiņu izmērs 3,5 - 4,5 μm) **15** Smidzinātāja augšējā daļa **16** Savienotājs iemutum un deguna adapterim **17** Gaisa šļūtene **18** Pieaugušo maska ar maskas savienotāju **19** Bērnu maska ar maskas savienotāju **20** Deguna adapteris pieaugušajiem **21** Deguna adapteris bērniem **22** Iemutis **23** Rezerves gaisa filtrs **24** Rezerves drošinātāji **25** Izsmidzināšanas galviņa (sarkanā, daļiņu izmērs 4,5 - 6,0 μm) **26** Izsmidzināšanas galviņa (dzeltenā, daļiņu izmērs 3,0 - 4,0 μm)

Simbolu skaidrojums

Šī lietošanas instrukcija ir daļa no šīs ierīces. Tā satur svarīgu informāciju par lietošanas uzsākšanu un rīcību ar ierīci. Pilnībā izlasiet šo lietošanas instrukciju. Šīs instrukcijas neievērošana var izraisīt smagas traumas vai ierīces bojājumus.

BRĪDINĀJUMS

Ievērojiet šīs brīdinājuma norādes, lai novērstu iespējamās lietotāja traumas.

UZMANĪBU

Ievērojiet šīs norādes, lai novērstu iespējamās ierīces bojājumus.

IEVĒRĪBAI

Šīs norādes sniedz Jums noderīgu papildu informāciju par uzstādīšanu vai lietošanu.

	Ierīces klasifikācija: tips BF		Sargāt no slapjuma
	II aizsardzības klase		Mainīstrāva
	LOT numurs		Sērijas numurs
	Ražotājs		Ražošanas datums
	Medicīniska ierīce		Unikāla ierīces identifikācija
	Importētājs		Temperatūras diapazons
	ES pilnvarotais pārstāvis		Apkārtējā spiediena ierobežojums
			Mitruma diapazons

	Pārstrādes simboli / kodi:
	Tie paredzēti informācijas sniegšanai par materiālu un tā pareizu izmantošanu un pārstrādi.
	HONSUN (NANTONG) Co., Ltd. No.8 Tongxing Road, Economic &Technological Development Area 226009 Nantong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA SRN Manufacturer: CN-MF-000009428
	medisana GmbH Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, VĀCIJA Supplier Type: NB-211C
	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eifestr. 80, 20537 Hamburg, VĀCIJA
	0123

LV SVARĪGAS NORĀDES! OBLIGĀTI SAGLABĀT!

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju – īpaši drošības norādījumus – un saglabājiēt lietošanas instrukciju turpmākai izmantošanai. Nododot ierīci trešajām personām, obligāti iedodiet līdzī ar šo lietošanas instrukciju.

Drošības norādījumi

- Izmantojiet ierīci tikai atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam paredzētajam mērķim. Nelietojot ierīci atbilstoši paredzētajam mērķim, garantija zaudē savu spēku.
- Jebkāds cits lietojums, kas neatbilst šeit norādītajam, ir noteikumiem neatbilstošs un uzskatāms par bīstamu. Noteikumiem neatbilstošas lietošanas gadījumā lietotājs uzņemas atbildību par drošu ierīces darbību.
- Vienas atsevišķas procedūras ilgums nedrīkst pārsniegt 20 minūtes.
- Izmantojiet tikai ražotāja oriģinālos papildu piederumus un rezerves daļas.
- Izmantojiet tikai inhalācijas terapijai piemērotus šķīdros medikamentus.
- Pirms sākat izmantot ierīci terapijai, konsultējieties ar ārstu vai aptiekāru par procedūras ilgumu, dozu, lietošanas biežumu un medikamentu izvēli.
- Smidzināšanai neizmantojiet tikai tīru ūdeni.
- Šī ierīce nav paredzēta, lai to lietotu cilvēki (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šos cilvēkus viņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzrauga kompetenta persona vai arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotājas ar ierīci.
- Mazas detaļas, piem., gaisa filtrs, var tikt norītas. Tādēļ visas mazās detaļas glabājiet un likvidējiet tā, lai bērni nevarētu tām piekļūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci vietās, kur tā ir pakļauta indīgu garaiņu vai gaistošu vielu iedarbībai.
- Nedarbiniet ierīci anestēzējošu līdzekļu maisījumu tuvumā, kurī gaisa vai skābekļa ietekmē var uzliesmot.
- Izvaieties no ierīces saskares ar smailiem vai asiem priekšmetiem.
- Ierīces ventilācijas atveres **7** nedrīkst aizsegt. Neuzstādiēt ierīci vietās, kurās ventilācijas atveres var tikt bloķētas, un nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus (piem., divielus, segas utt.).
- Nekādā gadījumā nenobloķējiet gaisa filtra pārsegu **2**.
- Nedrīkst ierīces iekšienē ievirzīt priekšmetus vai kermēna daļas (pirkstus u.c.).
- Ierīci nedrīkst darbināt uz grīdas ar pakļāja segumu vai ļoti putekļainās vietās (piem., zem gultas).
- Smidzinātājs nav piemērots izmantošanai anestēzijai paredzētās elpināšanas sistēmās vai mākslīgās elpināšanas sistēmās.
- Nelietojiet ierīci vannā vai dušā.
- Nelietojiet ierīci, ja apkārtējās vides temperatūra ir augstāka nekā 40 °C.
- Neatstājiet ierīci ārpus telpām vai mitrā vidē. Ierīce nav hermētiska.
- Darbiniet un glabājiet ierīci tikai vietās, kurās ir garantēts stabils ierīces novietojums un ierīce nevar nokrist. Pastāv savainojumu gūšanas un/vai salūšanas risks dzīvām būtnēm un priekšmetiem, kas atrodas zem tās.
- Nedarbiniet ierīci augstfrekvences elektromagnētiskā starojuma avotu tuvumā.
- Aizliegts pieskarties barošanas kabelim ar slapjām rokām.
- Nedarbiniet ierīci, ja barošanas kabelis vai kontaktdakša ir bojāta.
- Ierīci var pilnībā atvienot no strāvas padeves, izvelkot kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Ierīces šļūtenes un vadi ir jānovieto tā, ka nepastāv pakļūšanas risks un ir izslēgts nožņaugšanas risks.
- Nevelciet barošanas kabeli pār asām malām, neiespiediet to un nelietojiet to karstuma avotu tuvumā.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas šādos gadījumos:
 - ja lietošanas laikā rodas traucējumi;
 - ikreiz, kad lietošana ir pabeigta;
 - pirms tīrīšanas un apkopes.

- Netiniet barošanas kabeli ar ierīci.
- Ja barošanas kabelis ir bojāts, tā nomainu drīkst veikt tikai uzņēmums **medisana**, pilnvarots tirgotājs vai atbilstoši kvalificēta persona, lai izvairītos no apdraudējumiem.
- Raugieties, lai ierīces iekšpusē neiekļūtu ūdens. Ja ierīce tomēr nonāk saskarē ar mitrumu, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar servisu.
- Nedrīkst tīrīšanas nolūkā ierīci turēt zem tekoša ūdens. Traucējumu gadījumā neveiciet remontu pašrocīgi. Uzticiet remont-darbus tikai sertificētiem servisiem.
- Netransportējiet smidzinātāju un neatstājiet to bez uzraudzības, kamēr smidzinātāja tvertnē vēl atrodas medikamenta aerosols.
- Nepakļaujiet ierīci triecienu iedarbībai un neļaujiet tai nokrist.
- Nelietojiet ierīci dzīvniekiem.
- Nedrīkst ierīci lietot, ja esat miegains vai jums ir reiboni.
- Ja jums ir diabēts vai cita saslimšana, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar savu ģimenes ārstu.
- Grūtniecēm jāievēro nepieciešamās piesardzības pasākumus un jāņem vērā savas individuālās spējas; ja nepieciešams, konsultējieties ar savu ārstu.
- Nelietojiet ierīci, ja pielietošanas zonā ir uztūkums, apdegumi, iekaisumi, ādas izsitumi, brūces vai jutīgas vietas.
- Procedūrai ir jābūt komfortablai. Ja jūtat sāpes vai ja procedūra izraisa diskomfortu, pārtrauciet procedūru un konsultējieties ar ārstu.

Pirms lietošanas

BRĪDINĀJUMS

Inficēšanās risks netīra smidzinātāja dēļ! Pirms katras lietošanas ievērojiet vispārīgos higiēnas pasākumus (piem., rūpīgi nomazgājiet rokas) un gādājiet, lai smidzinātājs pirms pirmās lietošanas un pēc katras turpmākās lietošanas tiktu iztīrīts no dezinficēts atbilstoši norādījumiem nodaļā „Tīrīšana un kopšana“.

- Pirms pirmās lietošanas un pēc katras turpmākās lietošanas, kā arī pēc ilgākas dīkstāves dezinficējiet visas smidzinātāja komplekta daļas, t.sk. iemuti un masku; skatiet norādījumus nodaļā „Tīrīšana un kopšana“.
- Pēc dezinficēšanas visas smidzinātāja daļas ir jāskalo ar tīru, novārītu ūdeni.
- Pirms katras lietošanas pārbaudiet korpusu, barošanas kabeļi, kontaktdakšu, gaisa šļūteni **17** un šļūtenes pieslēgvietu atveres (**1** un **11**), lai pārliecinātos, vai tām nav bojājumu, un pārbaudiet, vai ierīce darbojas normāli.
- Ja ierīcei ir acīmredzami bojājumi vai jums ir aizdomas par bojājumu, inhalatoru nedrīkst lietot. Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar servisu.
- Pirms ierīci pieslēdzat elektrotīklam, pārliecinieties, ka datu plāksnītē norādītais tīkla spriegums atbilst jūsu elektrotīkla spriegumam. Neizmantojiet sadalītājus vai pagarināšanas vadus.
- Nedrīkst smidzinātāja tvertnē iepildīt vairāk nekā 10 ml piemērota inhalācijas šķidruma.
- Pirms lietotaj ierīci, pārbaudiet, vai visas daļas ir pareizi samontētas.
- Pārbaudiet, vai gaisa filtrs **2** ir tīrs. Ja gaisa filtram ir manāmas krāsas izmaiņas vai tas ir lietots jau 2 mēnešus, filtrs ir jānomaina. Pārbaudiet, vai tas ir pareizi iemontēts.
- Lai izvairītos no gaisa šļūtenes **17** atvienošanās ierīces darbības laikā, pārbaudiet, vai šļūtene ir stingri pievienota attiecīgajām ierīces un smidzinātāja pieslēgvietām (**1** un **11**). Ja nepieciešamas, šļūteni pievienošanas laikā var nedaudz pagriezt.

Lietošanas laikā

- Katrā lietošanas reizē izmantojiet tikai svaigu medikamentu aerosolu.
- Nedrīkst bloķēt smidzinātāja augšējās daļas **15** atveres.
- Cik vien iespējams, lietojiet smidzinātāju vertikālā pozīcijā. Procedūras laikā nekratiet smidzinātāju.
- Darbības laikā kompresors izraisa vibrācijas un troksni. Tā ir normāla parādība un neliecina par nepareizu darbību.

Pēc lietošanas

- Nedrīkst ierīci žavēt mikroviļņu krāsnī vai ar matu fēnu.
- Uzglabājiet ierīci un visas tās daļas tikai pilnīgi sausa un iztukstā stāvoklī, novietojot sausā un tīrā vietā.
- Pēc inhalācijas procedūras ierīce ir jāatbrīvo no medikamentu aerosola atliekām, ja tādas ir. Visas daļas ir rūpīgi jātīra un jādezinficē; skatiet nodaļu „Tīrīšana un kopšana“.
- Uzglabājot ierīci, raugieties, lai gaisa šļūtene **17** nebūtu salocīta vai savērpta.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

- medisana** inhalators **IN 550** ir paredzēts privātai lietošanai mājas apstākļos, lai veiktu orālu vai nazālu inhalācijas terapiju ar medi-kamentu aerosolu. Ierīci drīkst lietot tikai tādi pacienti, kuri ir pilnībā apguvuši ierīces funkcijas. Terapijai drīkst izmantot tikai ārstā vai aptiekārā nozīmēt, resp., ieteiktu šķīdru medikamentu.
- Lietotājs drīkst lietot ierīci tikai pēc tam, kad viņš ir izlasījis šo lietošanas instrukciju un sapratis tās saturu un ierīces lietošanas principus.
- Vienmēr ņemiet vērā inhalējamajam medikamentam pievienoto informāciju un/vai rīkojieties atbilstoši ārsta vai aptiekārā norādījumiem.
- Kontrindikācijas**
- medisana** inhalatoru **IN 550** drīkst lietot tikai tādas personas, kuras spēj patstāvīgi elpot un i pie samanaņas.
- Ierīce nav piemērota lietošanai, kuri elpošanai izmanto mākslīgi izveidotu atveri trahejā (traheostomu).

Piegādes komplekts un iepakojums

Piegādes komplekts un iepakojums
Vispirms pārbaudiet, vai piegādes komplektā nav trūkstošu daļu un precei nav bojājumu. Ja rodas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar servisu.
Piegādes komplekta sastāvdaļas:

- **1 medisana** inhalators **IN 550** ar smidzinātāja komplektu un gaisa šļūteni, 1 iemuti, 1 deguna adapteri pieaugušajiem, 1 deguna adapteri bērniem, 1 pieaugušo masku un 1 bērnu masku
- 5 rezerves gaisa filtri
- 2 papildu izsmidzināšanas galviņas (sarkanā un dzeltenā)
- 2 rezerves drošinātāji
- 1 lietošanas instrukcija

Iepakojšanas materiāli ir pārstādājami vai ievadāmi atpakaļ izejmateriālu aprītē. Nevajadzīgos iepakojšanas materiālus utilizējiet atbilstoši noteikumiem. Izpakošanas laikā konstatējot transportēšanas bojājumus, lūdzu, nekavējoties sazi-nieties ar savu tirgotāju.

BRĪDINĀJUMS

Gādājiet, lai bērni nevar piekļūt izstrādājuma iepakojšanai izmantotajām plēvēm.

Nosmakšanas risks!

Sagatavošanās inhalācijai

BRĪDINĀJUMS

Tīriet un dezinficējiet smidzinātāja komplektu, kā aprakstīts nodaļā „Tīrīšana un kopšana“, lai izvairītos no iespējams infekcijas netīru detaļu dēļ.

Papildus ir jāievēro vispārīgie higiēnas pasākumi, piemēram, roku dezinficēšana, higiēniska rīcība ar medikamentiem utt.

IEVĒRĪBAI

Pirms terapijas sākšanas konsultējieties ar ārstu par procedūras ilgumu, medikamentu devu un biežumu.
Procedūras veids ir jāizvēlas atkarībā no terapijas mērķa (piem., plaušu ārstēšana = procedūra ar iemuti, deguna un rīkles ārstēšana = procedūra ar masku).

Arī par šo jautājumu konsultējieties ar ārstu.

- Grieziet smidzinātāja augšējo daļu **15** pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un noņemiet to no smidzinātāja tvertnes **12**.
- Uzlieciet izklieđējošo galvu **14** uz īscaurules **13**.

IEVĒRĪBAI

Piegādes komplektā ietilpst divas papildu izsmidzināšanas galviņas. Jums ir iespēja uz sprauslas novietot vienu no trim galviņām (zilo, sarkana vai dzelteno) – tas nodrošina vēl mērķtiecīgāku pielietošanu. Daļiņu izmēri apm. no 4,5 līdz 6,0 μm (sarkanā izsmidzināšanas galviņa) ir īpaši piemēroti lietošanai mutē un kaklā, piem., laringīta gadījumā. Daļiņu izmēri apm. no 3,5 līdz 4,5 μm (zilā izsmidzināšanas galviņa) ir labāk piemēroti elpceļiem un augšējām plaušu zonām, piem., bronhīta gadījumā, un mazāki daļiņu izmēri apm. no 3,0 līdz 4,0 μm (dzeltenā izsmidzināšanas galviņa) ir ideāli piemēroti lietošanai dziļi plaušās, piem., astmas gadījumā. Jautājiet savam ārstam, kurš daļiņu izmērs vislabāk at-bilst jūsu personiskajai situācijai.

- Iepildiet smidzinātāja tvertnē **12** ārsta vai ražotāja norādīto inhalācijas šķiduma daudzumu (ne mazāk kā 2 ml un ne vairāk kā 10 ml). Ja gađas tvertnē iepildīt pārāk daudz šķidruma, iztukšojiet tvertni un tīriet smidzinātāja komplektu, kā aprakstīts nodaļā „Tīrīšana un kopšana“.
- Piestipriniet smidzinātāja augšējo daļu **14**, uzskrūvējot to pulksteņrādītāju kustības virzienā uz smidzinātāja tvertnes **12**, līdz savienojums ir stingri nostiprināts.
- Pēc tam smidzinātāja augšējai daļai piestipriniet vai nu iemuti **22**, vai arī deguna adapteri (**20** vai **21**) izmantojot iemuša un deguna adaptera savienotāju **16**. Lai to izdarītu, savienotājs **16** ar garāko daļu ir jāuzbīda uz smidzinātāja augšējās daļas augšpusē **15** esošās īscaurules un pēc tam iemutis **22** vai deguna adapteris (**20** vai **21**) jāiebīda savienotāja **16** īsajā daļā.
- Varat inhalācijai izmantot arī pieaugušo vai bērnu masku (**18** vai **19**). Lai to darītu, savienotāja **16** vietā jāizmanto maskas savienotājs Pārliecinieties, ka barošanas slēdzis **3** ir izslēgtā pozīcijā („O“), un iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Vienu gaisa šļūtenes **17** galu stingri uzspraudiet uz kompresora gaisa šļūtenes pieslēgvietas **1**. Otru galu pievienojiet smidzinātāja komplekta gaisa šļūtenes pieslēgvietai **11**.

INORĀDES

- Pārbaudiet, vai visas daļas ir stingri savienotas. Šļūtenes savienojumiem ir jābūt stingri pievienotiem kompresora gaisa padeves pieslēgvietai un smidzinātāja komplektam.
- Raugieties, lai inhalācijas šķīdums neiztecētu.
- Izmantojiet smidzinātāja turētāju **8** īslaicīgai smidzinātāja komplekta novietošanai.

Inhalācija	
Inhalācija Apsēdieties iespējami vertikālā pozīcijā. a) Inhalācija ar iemuti: Pilnībā aptveriet iemuti 22 ar lūpām. Ieslēdziet ierīci („I“), izmantojot barošanas slēdzi 3. Smidzinātājs ģenerē acīmredzamu miglu (aerosolu). Eļpojiet lēni un dziļi, ieelpojot caur muti un izelpojot caur degunu. Ja ir nepieciešama pauze, uz īsu brīdi pārtrauciet ierīces lietošanu un izņemiet iemuti 22 no mutes. Pēc tam atkal paņemiet to mutē (cieši aptverot ar lūpām) un turpiniet lēnām ieelpot un izelpot. b) Inhalācija ar masku vai deguna adapteri: Papildus iemutim 22 piegādes komplektā ir iekļauta arī bērnu maska 18, pieaugušo maska 19, kā arī deguna adapteri (20 un 21). Tos var izmantot, lai ieelpotu aerosolu caur degunu, kas ļauj procedūru vairāk koncentrēt uz augšējiem elpceļiem. Šāds procedūras veids ir īpaši piemērots bērniem. Maska. Turiet masku viegli pie-spiestu virs deguna. Maskai ir cieši jāaptver deguns, taču to nevajag piespiest ar spēku. Deguna adapteris. Uzmanīgi ievirziet abus kanālus deguna nāsīs un inhalācijas laikā turiet tos šādā pozīcijā. Ieslēdziet ierīci („I“), izmantojot barošanas slēdzi 3. Smidzinātājs ģenerē acīmredzamu miglu (aerosolu). Lēni un dziļi ieelpojiet caur degunu. Pēc tam lēni izelpojiet caur muti.	

INORĀDES

- Smidzinātājs ir jātur vertikāli, cik tas ir iespējams. Nedaudz slīps stāvoklis neietekmē procedūru (aizsardzība pret iztecēšanu). Lai nodrošinātu neierobežotu darbību, inhalācijas laikā raugieties, lai ierīce netiktu sagāzta vairāk nekā 45° leņķī katrā virzienā.
- Jūs varat uzlabot terapijas efektivitāti, pēc ieelpošanas nedaudz aizturot elpu. Tomēr vispārīgai terapijas efektivitātei tas nav nepieciešams. Ir svarīgi, lai jūs saglabātu mieru, atslābinātos un vienmērīgi ieelpotu un izelpotu. Izvaieties no pārāk straujas ieelpas.
Ja ir nepieciešama pauze, uz īsu brīdi pārtrauciet ierīces lietošanu.

BRĪDINĀJUMS

- Vienas inhalācijas procedūras ilgums nedrīkst pārsniegt 20 minūtes. Ja kompresors tiek darbināts ilgāk, pastāv pārkaršanas un darbības traucējumu risks. Pēc ierīces lietošanas ļaujiet tai atdzist vismaz 40 minūtes.
- Neļieļaujiet, ka ventilācijas atveres un gaisa filtrs tiek pārsegts/bloķēts.

Tīrīšana un kopšana	
Tīrīšana un kopšana Veiciet tālāk aprakstītās tīrīšanas un dezinfekcijas darbības pirms pirmreizējās lietošanas, pēc katras procedūras, kā arī pēc ilgākas dīkstāves (apm. 4 nedēļas).	
Tīrīšana	
- Izsleđziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.	
- Atvienojiet gaisa šļūteni 17 no smidzinātāja un izauciet smidzinātāju pa sastāvdaļām. Likvidējiet smidzinātāja tvertnē esošās medikamentu atliekas, ja tādas ir. Aktīvas ūdens aizsardzības apspērumu dēļ medikamentu atliekas vēlams neizliet kanalizācijā, bet gan, piem., savākt ar celulozes salvētni un izmest nešķirtojos atkritumos.	
- Izskaļojiet visas smidzinātāja komplekta daļas ar siltu ūdeni (apm. 40 °C) un nedaudz trauku mazgāšanas līdzekļa. Pēc tam visas daļas vēlreiz skalojiet ar siltu ūdeni (apm. 40 °C, bez mazgāšanas līdzekļa). Pēc tam smidzinātāja daļas ir jādezinficē – skatiet nodaļu „Dezinficēšana“.	
- Kompresoru varat noslaucīt ar mikstu, nedaudz samitrinātu drānu. Neizmantojiet tīrīšanai agresīvas iedarbības vielas, piemēram, abrazīvo pīniņu vai citus Pretējā gadījumā virsma var tikt bojāta.	

Dezinficēšana

- Pirms smidzinātāja daļu dezinficēšanas veiciet sadalā „Tīrīšana” norādītās darbības.
- Dezinficēšanai var izmantot spirtu vai tirdzniecībā pieejamu izsmidzināmo dezinfekcijas līdzekli uz spirta bāzes. Raugieties, lai uz pievienojamajām daļām nepalik dezinfekcijas līdzeklis, kas var ietekmēt nākamās inhalācijas procedūras drošību.
- Ļaujiet daļām pilnībā nožūt 4–5 stundas. Pakratiet smidzinātāju dažas reizes, lai ātrāk atbrīvotu to no ūdens pilieniem.

BRĪDINĀJUMS

Vienmēr pārliecinieties, vai visas atsevišķās daļas pirms samontēšanas un pilnībā nožāvētas. Pēc dezinficēšanas novietojiet atsevišķās daļas uz sausas, tīras un mitrumu uzsūcošas pamatnes un ļaujiet visām daļām pilnībā nožūt.

Gaisa šļūtenes kopšana

- Pēc katras procedūras pārbaudiet, vai gaisa šļūtenē **17** ir sakrājiēs mitrums.
- Ja tā ir, noņemiet to no smidzinātāja un darbiniet kompresoru tik ilgi, līdz mitrums ir nožuvjis gaisa plūsmas ietekmē (bet ne ilgāk kā 20 minūtes!). Tādējādi tiek novērsta baktēriju vairošanās, kuru veicina atlikušais mitrums.
- Šļūteni netriet ar tīrīšanas līdzekļiem vai citām dezinfekcijas metodēm. Šļūtenes ārpusi varat tīrīt ar maigā ziepjūdeni sa-mitrinātā lupatu. Ja šļūtenes iekšpuse ir netīra, šļūtene ir jānomaina.

Filtra nomaīņa

Filtra nomaīņa Kompresora gaisa filtrs **2** ir jānomaina, ja tas ir acīmredzami netīrs (piem., krāsas izmaiņas) vai mitrs, bet ne vēlāk kā ik pēc 60 dienām. Lai to izdarītu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Noņemiet gaisa filtra pārsegu **2**.
- Izņemiet veco filtru, piem., ar nelietotu zobu irbuli.
- Ievietojiet jaunu filtru un uzlieciet atpakaļ pārsegu tā sākotnējā pozīcijā.

BRĪDINĀJUMS


- Izmantojiet tikai jaunus oriģinālos medisana filtrus, kas ir piemēroti šim izstrādājumam.
- Nemazgājiet filtru.

Darbūmžs

Darbūmžs Ja ierīci lieto 10 reizes dienā, katru reizi izpildot 20 minūtes ilgu procedūru, istabas temperatūrā (25 °C), paredza-mais kompresora darbūmžs ir 3 gadi. Piederumiem ir citāds darbūmžs.

Smidzinātājs: 100 dienas / Iemutis°una adapteri: 3 mēneši / Gaisa šļūtene: 1 gads / Gaisa filtrs: 2 mēneši / Maska: 1 gads

Kļūdu novēršana	
Problēma: Kompresors pēc ieslēgšanas nedarbojas.	
Iespējamais iemesls: Kontaktdakša nav pareizi iesprausta kontaktligzdā.	
Risinājums: Izsleđziet ierīci (slēdzā pozīcija „O“) un iespraudiet kontaktdakšu piemērotā kontaktligzdā. Neizmantojiet pagari-nāšanas vadus utt. Ieslēdziet ierīci.	



Prietaisai ir valdymo elementai

Kompresorius

1 prietaiso jungtis oro vamzdeliui 2 oro filtras (su dangteliu)
3 ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis 4 rankena
5 Sandėliavimo skyriaus dangčio užraktas 6 Saugojimo skyrius
7 ventiliacijos anga 8 purkštuvo laikiklis 9 Maitinimo kabelio skyriaus dangtelis 10 Sandėliavimo skyriaus dangtis
11 purkštuvo jungtis oro vamzdeliui 12 purkštuvo talpa
13 atramos 14 Purškimo galvutė (mėlyna, dalelių dydis 3,5–4,5 μm) 15 purkštuvo viršutinė dalis 16 jungtis kandikliui nosies adapteriui 17 oro vamzdelis 18 suaugusiųjų kaukė su kaukės jungtimi 19 vaikiška kaukė su kaukės jungtimi 20 nosies adapteris suaugusiems 21 nosies adapteris vaikams 22 kandiklis 23 atšarginiai oro filtras 24 Atšarginiai saugikliai 25 Purškimo galvutė (raudona, dalelių dydis 4,5–6,0 μm) 26 Purškimo galvutė (geltona, dalelių dydis 3,0–4,0 μm)

Simbolių paaiškinimas

Ši naudojimo instrukcija priklauso šiam prietaisui. Joje pateikta svarbi informacija apie prietaiso naudojimą. Perskaitykite visą naudojimo instrukciją. Nesilaikant pateiktų nurodymų galima sunkiai susižeisti arba padaryti didelės žalos prietaisui.



DĖMESIO
Šių nurodymų laikytis būtina, siekiant išvengti galimų prietaiso pažeidimų.



NURODYMAS

Šie nurodymai jums suteikia naudingos papildomos informacijos apie įrengimą ir naudojimą.

Prietaiso klasifikacija: BF tipas

II apsaugos klasė



Partijos numeris

Gamintojas

Medicinos priemonė

Importuotojas

Įgaliotasis ES atstovas

Temperatūros diapazonas

Aplinkos slėgio apribojimas

Drėgmės diapazonas

Perdirbimo simboliai / kodai:
Juose pateikiama informacija apie medžiagą, tinkamą jos naudojimą bei perdirbimą.

HONSUN (NANTONG) Co., Ltd.
No.8 Tongxing Road, Economic &Technological Development Area 226009 Nantong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
SRN Manufacturer: CN-MF-000009428

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, VOKIETIJA
Supplier Type: NB-210C

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eifestr. 80, 20537 Hamburg, VOKIETIJA

SVARBŪS NURODYMAI! BŪTINAI IŠSAUGOKITE!

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač jos saugos nurodymus, ir ją išsaugokite, kad galėtumėte pasiskaityti vėliau. Perduodami prietaisą tretiesiems asmenims, būtinai įduokite ir šią naudojimo instrukciją.



Saugos nurodymai

- Prietaisą naudokite tik pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį. Naudojant ne pagal paskirtį, garantija negalioja.
- Naudojant kaip nors kitaip, nei čia aprašyta, prietaisas naudojamas netinkamai, tai yra pavojinga. Naudojant prietaisą ne pagal paskirtį, atsakomybė už saugų prietaiso veikimą prisima naudotojas.
- Vieno naudojimo trukmė negali būti ilgesnė nei 20 minučių.
- Naudokite tik originalias papildomas ir atsargines gamintojo dalis.
- Kvėpavimo terapiją naudokite tik tinkamus skystus vaistus. Prieš pradėdami gydytis prietaisu, aptarkite su savo gydytoju ar vaistininku naudojimo trukmę, dozę, naudojimo dažnumą ir vaistų pasirinkimą.
- Nepurškite gryo vandens.
- Šio prietaiso negalima naudoti žmonėms (ir vaikams), turintiems fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, asmenims, neturintiems patirties ir (arba) nepakankamai žinių, nebent juos prižiūri už saugą atsakingas asmuo arba jis apmokytas, kaip reikia naudoti prietaisą.
- Būtina prižiūrėti vaikus ir užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Mažas detales, pvz., oro filtrą galima praryti. Todėl visas smulkias dalis laikykite ir išmeskite taip, kad jų nepasiektų vaikai.
- Prietaiso nenaudokite arba nesaugokite vietose, kur gali būti nuodingų garų arba lakiųjų medžiagų.
- Prietaiso nenaudokite prie anestetinių priemonių mišinių, užsilepsnojančių nuo oro arba deguonies.
- Prižiūrėkite, kad prietaisas nesiliestų su smalais arba aštriais daiktais.
- Stebėkite 7, kad prietaiso ventiliacijos angos visuomet būtų atidengtos. Nestatykite prietaiso ten, kur gali būti uždengtos ventiliacijos angos ir ant prietaiso nedėkite jokių daiktų (pvz., rankšluosčių, užtiesalų ir t.t.).
- Jokiu būdu neužblokuokite oro filtro dangtelio 2.
- I prietaisą nekiškite daiktų arba kūno dalių (pirštų ir kt.).
- Prietaiso nenaudokite ant kiliminės dangos arba aplinkoje, kurioje yra daug dulkių (pvz., po lova).
- Purkštuvo negalima naudoti anestetinėse kvėpavimo sistemose arba plaučių ventiliavimo sistemose.
- Nenaudokite prietaiso, kai naudotės vonioje arba prausiatės duše.
- Prietaiso nenaudokite patalpose, kuriuose patalpos temperatūra yra aukštesnė nei 40 °C.
- Prietaiso nelaikykite lauke arba drėgnoje aplinkoje. Prietaisas neatsparus vandeniui.
- Prietaisą naudokite ir saugokite tik tokiose vietose, kur stabilu ir nėra tikimybės prietaisui nukristi. Kyla po prietaisu esančių būtybių ir daiktų sužeidimo arba sualauzymo pavojus.
- Nenaudokite prietaiso šalia aukšto dažnio elektromagnetinių siųstuvų.
- Maitinimo laido niekada nelieskite drėgnomis rankomis.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo maitinimo laidas arba tinklo kištukas sugedęs.
- Ištraukdami tinklo kištuką iš rozetės prietaisą visiškai atjungsite nuo maitinimo įtampos.
- Prietaiso vamzdeliai ir laidai turi būti nutiesti taip, kad nekiltų pavojus pargriūti ir būtų išvengta pavojaus pasismaugti.
- Maitinimo laido netraukite per aštrius kraštus; nesuspauskite jo ir nenaudokite prie šilumos šaltinių.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, maitinimo laidą nedelsdami ištraukite iš rozetės:
 - esant naudojimo triktims
 - kas kartą panaudoję
 - kas kartą prieš valydami ar atlikdami priežiūros darbus.

- Maitinimo laido nevynikomite aplink prietaisą.
- Jei tinklo laidas sugadinatas, jį pakeisti gali tik **medisana** įgaliotasis prekybininkas arba atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta sužeidimų.
- Užtikrinkite, kad į prietaiso vidų nepatektų vandens. Jei į prietaisą vis dėl pateko drėgmės, nedelsdami ištraukite maitinimo laidą ir susiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.
- Niekada nelaikykite prietaiso po tekančiu vandeniu norėdami jį išvalyti; Jei prietaisas sugedo, netaisykite jo patys. Remonto darbus paveskite atlikti tik įgaliotoms klientų aptarnavimo tarnyboms.
- Purkštuvo negabenkite ir nepalikite jo be priežiūros, kad purkštuvo talpoje yra medikamentinio aerosolio.
- Prietaiso nepurtykite ir neleiskite jam nukristi.
- Prietaiso nenaudokite gyvūnams.
- Prietaiso niekada nenaudokite, jei jaučiate nuovargį arba svaigsta galva.
- Jei sergate diabetu arba kitomis ligomis, prietaisą turėtumėte naudoti tik pasitarę su savo šeimos gydytoju.
- Nėščiosios turėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių ir atsižvelgti į savo individualią aproovą; jei reikia, pasitarkite su gydytoju.
- Prietaiso nenaudokite jei naudojimo srityje yra patinimų, nudegimų, uždegimų, odos bėrimų, žaizdų arba jautrių vietų.
- Gydymas turi būti malonus. Jei jaučiate skausmą arba naudojimas nėra malonus, nenaudokite ir pasitarkite su gydytoju.

prieš naudodami

ĮSPĖJIMAS
Nešvarus purkštuvus kelia pavojų užsikrėsti!
Kas kartą prieš naudodami ir kas kartą panaudoję prietaisą laikykitės bendrųjų higienos taisyklių (pvz., gerai nusiplaukite rankas) ir įsitinkinkite, kad purkštuvas yra išvalytas ir dezinfekuotas, kaip aprašyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

- Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą ir vėliau kas kartą panaudoję bei nenaudoję jo ilgesnį laiką, dezinfekuokite visas savo purkštuvo ir kandiklio bei kaukės dalis, vadovaudamiesi nurodymais skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Atlikę dezinfekciją, visas purkštuvo dalis nuplaukite švariu, virintu vandeniu.
- Kas kartą prieš naudodami patikrinkite korpusą, tinklo laidą, kištuką, oro vamzdelį 7 ir angas jungties vamzdeliui 8 ir 9), ar jie tinkamai sukomplektuoti ir patikrinkite, ar prietaisas veikia tinkamai.
- Inhalatoriaus naudoti negalima, jei prietaisas regimai apgadintas ar numanote, kad jis su trūkumais. Nedelsdami iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitinkinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa yra tokia, kaip nurodyta aprašo plokštelėje. Nenaudokite kelių lizdų rozečių ar ilginamojo laido.
- I purkštuvo talpą niekada nepilkite daugiau nei 10 ml tinkamo įkvepiamojo tirpalo.
- Prieš naudodami prietaisą įsitinkinte, ar visos dalys tinkamai surinktos.
- Įsitinkinkite, kad oro filtras 2 švarus. Jei oro filtro spalva pasikeitė arba filtrą naudojote ilgiau nei 2 mėnesius, jį pakeiskite. Įsitinkinkite, kad jis teisingai sumontuotas.
- Kad oro vamzdelis 7 procedūros metu neatsilaisvintų, įsitinkinkite, kad jis tinkamai pritvirtintas prie atitinkamos prietaiso jungties 8 ir 9) ir purkštuvo. Jei reikia, prijunkite vamzdelį ir jį nestipriai pasukite.

Kai naudojate:

- kas kartą naudokite tik šviežią medikamentinį aerosolį;
- Niekada neužblokuokite purkštuvo viršutinės dalies angų 16.
- Purkštuvą naudokite kiek įmanoma horizontalesnėje padėtyje; Kai prietaisą naudojate, jo nekratykite.
- Naudojant kompresorius vibruoja ir skleidžia triukšmą. Tai yra normalu ir tai nereiškia, kad prietaisas veikia netinkamai.

Panaudoję

- Prietaiso niekuomet nedžiovinkite mikrobangų krosnelėje arba naudodami plaukų džiovintuvą;
- Prietaisą ir jo dalis padėkite saugoti sausoje ir švarioje vietoje tik tuomet, kai jos visiškai sausos ir ištuštintos.
- Atlikę inhaliacijos procedūrą pašalinkite visus medikamentinio aerosolio likučius. Visas dalis kruopščiai išvalykite ir dezinfekuokite, žr. skyrį Valymas ir priežiūra.
- Nesaugokite ir nenaudokite prietaiso, kai jo oro vamzdelis 7 prispaustas arba persisukęs.

Naudojimas pagal paskirtį

medisana inhaliatorius **IN 550** skirtas gydytis įkvepiant vaistų aerosolio pro burną ar nosį ir gali būti naudojamas privačioms reikmėms. Prietaisą leidžiama naudoti pacientams, kurie gerai susipažinę su veikimu ir naudoja gydytojo arba vaistininko skirtą arba rekomenduotą skystą vaistą.

Prieš tai naudotojas turi būti perskaitęs naudojimo instrukciją, supratęs jos turinį ir susipažinęs su prietaiso valdymu.

Visuomet atsižvelkite į prie įkvepiamo medikamento pridėtą informaciją arba į savo gydytojo arba vaistininko pateikiamus nurodymus.

Kontraindikacijos

- medisana** inhaliatorius **IN 550** leidžiama naudoti tik savarankiškai kvėpuojantiems ir sąmoningiems asmenims.
- Prietaisas neskirtas naudotojams, kurie kvėpuoja per operaciniu būdu sukurtą angą kvėpavimo takuose (tracheostoma).

Pakuotės turinys ir pakuotė

Pakuotės turinys ir pakuotė Pirmiausiai patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys ir, ar prekė neturi pažeidimų. Jei dvejojate, nenaudokite prekės ir susisiekite su aptarnavimo tarnyba. Pakuotės turinį sudaro:


- 1 **medisana** inhaliatorius **IN 550** su purkštuvo rinkiniu ir oro vamzdeliu, 1 kandiklis, 1 nosies adapteris suaugusiems,
- 1 nosies adapteris vaikams, 1 suaugusiųjų kaukė ir 1 vaikiška kaukė
- 5 atšarginiai oro filtrai
- 2 papildomos purškimo galvutės (raudona ir geltona)
- 2 atšarginiai saugikliai
- 4 naudojimo instrukcija

Pakuotės yra perdirbamos ir gali būti gražinamos į žaliavų surinkimo punktą. Jau nenaudojamą pakuotės medžiagą pašalinkite laikydamiesi taisyklių. Jei išpakavę pastebėjote transportavimo pažeidimų, nedelsdami susisiekite su savo pardavėju.

ĮSPĖJIMAS
Saugokite, kad pakuotės plėvelė nepatektų į vaikų rankas. Kyla pavojus užduosti!

Pasiruošimas inhaliacijai

ĮSPĖJIMAS
Purkštuvo rinkinį valykite ir dezinfekuokite kaip aprašyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“, kad dėl nesvarių dalių išvengtumėte galimos infekcijos! Be to, laikykitės bendrųjų higienos taisyklių, pvz., dezinfekuokite rankas, higieniškai naudokite medikamentus ir t. t.



NURODYMAS


Prieš pradėdami gydyti, pasikonsultuokite su gydytoju dėl naudojimo trukmės, dozavimo ir dažnumo. Priklausomai nuo gydymo tikslo pvz., plaučių gydymas = kandiklio naudojimas arba nosiaryklės ir gerklų gydymas = kaukės naudojimas) pasirinkite tinkamą naudojimo būdą. Šia tema pasikonsultuokite su gydytoju.

- Viršutinę purkštuvo dalį 16 pasukite kryptimi prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite ją nuo purkštuvo talpos 12.
- Purškimo galvutę 14 užmaukite ant atramos 13.

NURODYMAS
Pakuotės turinyje yra dvi papildomos purškimo galvutės. Ant atramos galite uždėti vieną iš trijų galvučių (mėlyną, raudoną arba geltoną) – tai leidžia dar tikslingiau naudoti. Maždaug 4,5–6,0 μm dydžio dalelės (raudona purškimo galvutė) ypač tinka naudoti burnos ir ryklės srityje, pvz., esant gerklų uždegimui. Maždaug 3,5–4,5 μm dydžio dalelės (mėlyna purškimo galvutė) geriau tinka kvėpavimo takams ir viršutiniams plaučiams, pvz., sergant bronchitu, o mažesnės 3,0–4,0 μm dydžio dalelės (geltona purškimo galvutė) idealiai tinka naudoti giliai plaučiuose, pvz., astmos atveju. Klauskite savo gydytojo, kuris dalelių dydis geriausia tinka jūsų asmeninei situacijai.

- Įpilkite gydytojo arba gamintojo nurodytą inhaliacinio tirpalo kiekį (mažiausia 2 ml, daugiausia – 10 ml) į purkštuvo talpą 12. Jei talpą perpildėte, ją ištuštinkite ir purkštuvo rinkinį išvalykite kaip nurodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Prityrintkite viršutinę purkštuvo dalį 16 į ją pasukdami kryptimi pagal laikrodžio rodyklę ant purkštuvo talpos 12, kol tvirtai užsikisuos.

- Užmaukite kandiklį 22 arba nosies adapterį (20 arba 21) su kandiklio ir nosies adapterio jungtimi 16 ant viršutinės purkštuvo dalies. Jungtį 16 ilgesniaja puse užmaukite ant purkštuvo viršutinės dalies viršuje esančių korpuso atramų 15 ir tada įstumkite kandiklį 22 arba nosies adapterį 20 arba 21) į trumpesniąją jungties pusę 16.
- Pagal poreikį inhaliacijai galite naudoti suaugusiųjų arba vaikišką kaukę (18 arba 19). Tokiu atveju Jums reikės kaukės jungties, o ne jungties 16. Įsitinkinkite, kad ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis nustatytas 3 į padėtį IŠJUNGTĄ („O“) ir kištuką įkiškite į kištukinį lizdą. Oro vamzdelio 13 galą tvirtai įstatykite į kompresoriaus oro vamzdelio jungtį 1. Kitą galą įstatykite į purkštuvo rinkiniooro vamzdelio 11 jungtį.



NURODYMAI

- Įsitinkinkite, kad visos dalys viena su kita tvirtai sujungtos. Vamzdelio jungtys privalo būti tvirtai įkištos į kompresoriaus oro išleidimo kanalą ir į purkštuvo rinkinį.
- Stebėkite, kad įkvepiamas tirpalas nebūtų spalaktas.
- Naudokite purkštuvo laikiklį 3 laikinam purkštuvo rinkinio saugojimui.

Inhaliacijos procedūra

Atsisėskite kuo tiesiau.

a) Inhaliacija naudojant kandiklį:


gerai apimkite lūpomis kandiklį 22. Prietaisą įjunkite naudodami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį 3 („I“). Purkštuvas pradeda skeisti permatomą miglą (aerazolį). Dabar pro burną lėtai ir giliai įkvėpkite, o pro nosį iškvėpkite. Jei norite padaryti pertrauką, ji turi būti trumpa, tuo metu iš burnos ištraukite kandiklį 22. Vėl apžiokite kandiklį (gerai apimdami lūpomis) ir toliau lėtai įkvėpkite ir iškvėpkite.

b) Inhaliacija naudojant kaukę arba nosies adapterį:
Be kandiklio 22 pakuotės turinyje yra vaikiška kaukė 18, suaugusiųjų kaukė 19 bei nosies adapteris (20 ir 21). Tokiu būdu aerizolis įkvepiamas per nosį, dėl to šis naudojimo būdas palankesnis viršutiniams kvėpavimo takams. Toks naudojimo būdas ypač tinka vaikams.

Kaukė: kaukę laikykite lengvai prispaudę prie nosies. Kaukė turi gerai apgaubti nosį, tačiau negali jos užspausti.

Nosies adapteris: abu antgalius atsargiai įkiškite į nosies ertmes ir ten laikykite inhaliacijos metu.

Prietaisą įjunkite naudodami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį 3 („I“). Purkštuvas pradeda skeisti permatomą miglą (aerazolį). Lėtai ir giliai įkvėpkite per nosį. Po to vėl lėtai iškvėpkite.



NURODYMAI


- Purkštuvo rinkinį laikykite kuo horizontaliau. Nedidelis nuokrypis neigiamos įtakos naudojimui neturi (yra apsauga nuo ištekėjimo). Kad pasiektumėte visišką veikimo galią atlikdami inhaliacijos procedūrą stebėkite, kad prietaiso nepavertumėte daugiau nei 45° kampu.
- Galite pagerinti gydymo poveikį, jei įkvėpė oro trumpai jį sulaukysite. Tačiau tai nėra būtina bendrai gydymo sėkmei. Svarbu, kad tolygiai įkvėpdami ir iškvėpdami išliktumėte ramūs ir atsipalaidavę. Neįkvėpkite per staigiai. Jei norite padaryti pertrauką, ji turi būti trumpa.

ĮSPĖJIMAS
- Inhaliacijos procedūra neturėtų trukti ilgiau nei 20 minučių. Jei kompresorius naudojate ilgiau, kyla perkaitimo ir netinkamo veikimo pavojus. Panaudoję prietaisą leiskite jam atvėsti bent 40 minučių.
- Neuždengkite / neužblokuokite oro angų ir oro filtro.

Inhaliacijos procedūros užbaigimas

Baigę inhaliacijos procedūrą, prietaisą galite išjungti paspausdami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką 3 („O“), net, jei išnaudojote ne visą įkvepiamąją medžiagą.

Likusią įkvepiamąją medžiagą išpilkite. Jos daugiau nebenaudokite. Kas kartą baigę naudoti, prietaisą iškart išvalykite (taip pat žr. „Valymas ir priežiūra“).



NURODYMAI

- Naudojant kaukę arba nosies adapterį ant nosies ertmės ir ryklės gleivinės lieka daugiau aerosolio, nei naudojant kandiklį.
- Jei kandiklio ilgai nenaudojote, kandiklio antgalyje gali susikaupti keletas lašų tirpalo. Tačiau tai niekaip neatsiliepia prietaiso naudojimui ir veikimui. Baigę naudoti prietaisą, lašus nuvalykite minkšta šluoste.

Valymas ir priežiūra

Atlikite šiuos valymo ir dezinfekcijos veiksmus prieš naudodami pirmąjį kartą, kas kartą panaudoję arba jei ilgiau nenaudojote (maždaug 4 savaites).

Valymas

- Prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo.
- Oro vamzdelį 17 nuimkite nuo purkštuvo ir jį išardykite. Jei reikia, iš purkštuvo talpos pašalinkite esančius vaistų likučius. Pagal vandensaugos potvarkius vaistų likučiai negali patekti į kanalizaciją; juos reikėtų pašalinti su pavyzdžiui, su celiuliozės atliekomis į likusias atliekas.
- Visas purkštuvo dalis plaukite naudodami šiltą vandenį (maždaug 40 °C) ir šiek tiek plovikliu. Po to visas dalis dar kartą nuskalaukite šiltu vandeniu (maždaug 40 °C, bet ne plovikliu). Purkštuvo dalis dar kartą dezinfekuokite, žr. „Dezinfekavimas“.
- Kompresorių galite valyti minkšta, šiek tiek sudrėkinta šluoste. Nenaudokite agresyvių medžiagų, pvz., šveitimo pienelio arba kitų valymo priemonių. Tai gali neigiamai paveikti paviršių.

Dezinfekavimas

1. Prieš dezinfekuodami purkštuvo dalis atlikite skyriuje „Valymas“ nurodytus veiksmus.

2. Dezinfekavimui galite naudoti alkoholio pagrindu pagamintas arba įprastas alkoholio pagrindu purškiamąsias dezinfekavimo priemones. Atkreipkite dėmesį, kad ant pagrindinių dalių neiškų dezinfekavimo priemonės likučių, galinčių pakenkti tolimesniam inhaliatoriaus naudojimui.

3. Dalis palikite visiškai nudžiūti 4–5 valandoms. Rūkinį purkštuvą keletą kartų papurtykite, kad greičiau pasišalintų vandens lašai.

ĮSPĖJIMAS
Prieš vėl sudėdami prietaisą, atkreipkite dėmesį, kad visos dalys būtų sausos. Po dezinfekcijos kiekvieną dalį padėkite ant sauso, švaraus ir drėgmę sugeriančio pagrindo ir leiskite joms visiškai išdžiūti.

Oro vamzdelio priežiūra

- Kas kartą panaudoję, patikrinkite, ar oro vamzdylyje 17 nėra drėgmės.
- Jei yra, tuomet jį ištraukite iš purkštuvo ir palikite veikti kompresorių (tačiau ne ilgiau nei 20 minučių!), kol drėgmę išdžiovins oro srovė. Taip išvengsite infekcijos dėl likusios drėgmės.
- Vamzdelio nevalykite valikliais arba naudodami kitus dezinfekavimo būdus. Vamzdelio išorę galite valyti muilo tirpale šiek tiek sudrėkinta šluoste. Jei vamzdelio vidinėje pusėje matote nešvarumus, jį pakeiskite.

Filtro keitimas

Filtro keitimas Jei matomi nešvarumai (pvz., pasikeitusi spalva) arba drėgmė, tačiau ne vėliau kaip po 60 dienų, kompresoriuje turite pakeisti oro filtrą 2. Atlikite tokius veiksmus:

- Nuo oro filtro 2 nuimkite dangtelį.
- Išimkite senąjį filtrą, pavyzdžiui, naudodami naują dantų krapštuką.
- Įdėkite naują filtrą ir uždėkite dangtelį į pradinę padėtį.

ĮSPĖJIMAS
- Naudokite tik naujus, originalius medisana filtras, tinkančius šiam gaminiiui.
- Filtro neskalkbite.

Naudojimo trukmė

Naudojimo trukmė Tikėtina prietaiso naudojimo trukmė, kai juo per dieną atliekama dešimt 20 minučių trukmės inhaliacijos procedūrų kambario temperatūroje (25 °C), yra 3 metai (kompresorius). Priedų naudojimo trukmė yra skirtinga: Purkštuvas: 100 dienų / Kandiklis & nosies adapteris: 3 mėnesiai / Oro žarnelė: 1 metai / Oro filtras: 2 mėnesiai / Kaukė: 1 metai.

Trikčių šalinimas

Problema: Įjungus kompresorių jis neveikia.

Galima priežastis: Netinkamai įkištas kištukas į kištukinį lizdą.

Sprendimas: Prietaisą išjunkite ir kištuką įkiškite į tinkamą kištukinį lizdą. Nenaudokite ilginamojo laido ir t. t. Vėl įjunkite prietaisą.

Problema: Nepurškia.

Galima priežastis: Nėra purškimo galvutės arba į purkštuvo talpą neįpilta ar įpilta nepakankamas kiekis inhaliacinio tirpalo.

Sprendimas: Tinkamai sudėkite purkštuvo rinkinį. Į purkštuvo talpą įpilkite bent 2, tačiau ne daugiau nei 10 ml įkvepiamojo tirpalo.

Problema: Nepurškia arba purškia labai silpnai.

