


# AquaFloss Station

## EN - INSTRUCTIONS FOR USE

**Product description:**

- Storage for replacement heads
- Water tank
- Control wheel ON/OFF
- Rubber suction pads
- Lid
- 360° rotational socket
- Release button
- Water On/Off switch
- Base

### Instructions:



**1. Preparing the water tank**  
Remove the water tank from the base and fill it with lukewarm water. Insert back into the base and connect it to the socket. Turn the On/Off control knob to activate the device.

**2. Inserting and removing the heads**  
Insert the head into the center of the dental nozzle handle. It should click into place. To remove once more, press and pull the head out.

**3. Nozzle pressure settings**  
Turn the On/Off pressure control knob to the desired setting or that recommended by your dentist.

**4. Usage**  
Lean over the wash basin and place the nozzle into your mouth. Direct it to your teeth. At the top of the handle, slide the Water On/Off switch up and commence cleaning.

**5. Recommended technique**  
Direct the nozzle at a 90° angle to the gums, gently squeeze your lips to prevent water spraying out and thereby allowing it to flow into the sink. For better results, start at the molar area (back teeth) and continue towards the front. Move the head over the gums, pause at the interdental spaces. Continue until all areas around and between the teeth have been cleaned.

**6. Water On/Off Switch**  
You can temporarily interrupt water flow from the nozzle by sliding down the switch.

**7. Termination**  
Switch off the device by turning the On/Off control wheel on the base, remove from the socket and pour out the remaining water.

**Package contents:**

- Appliance
- Manual
- Standard Jet

**Accessories:**

- Standard Jet – Rinses hard-to-reach places where a classic toothbrush does not reach.
- Orthodontic Jet\* – The special orthodontic tip is designed to clean and rinse hard-to-reach areas around dental braces.
- Periodontal Jet\* – The periodontal jet directs a stream of water or mouth wash below the gumline through a narrowed silicone tip.
- Dental Plaque Jet\* – Removes dental plaque effectively by providing easy access to affected areas.

\* not included

**Maintenance:**

- After the placement of specific liquids (e.g. mouthwash) in the water tank, the container should be rinsed out after each use.
- Fill the tank partially with clean, warm water, direct the nozzle into the sink, turn it on and allow it to run until the tank is completely empty. Regular flushing prevents clogging and prolongs product life.
- When necessary, clean the device with a fine cloth and non-aggressive cleaners.
- Before cleaning, please disconnect the appliance from its power source.
- Prior to potential exposure to frost, dry the appliance thoroughly and dry off any residual water.
- For hygienic reasons, replacement heads must be replaced at least once every 2-3 months.

**Potential problems and troubleshooting:**

Problem	Cause	Solution
Water leaking at the connection of the handle and the head	The head hasn't been properly connected	Remove the head and attach once again
Periodontal head is damaged	The head is worn-out	Replace the head
Water is leaking from the hose/handle	The hose/handle is damaged	Warranty
The tank is leaking	The tank's valve is missing, or has been fitted incorrectly	Position the valve correctly. Contact your dealer should the valve be missing
Low water pressure	The tank is incorrectly fitted	Ascertain that the outlet isn't blocked. Check the electric socket is functioning by testing it on other home appliances
Water is leaking from the appliance	The motor is switched off	Empty the tank and clear any water from the hose

The water smells	The hose, tank or brush head is blocked	Clean the tank, rinse the head with clean, warm water and change the hose
------------------	---	---

### Manufacturer's responsibility:

Truelife products are under warranty to cover any manufacturing defects. Eleme6 s.r.o. is obliged to repair or replace any part or product with a comparable component or product at its sole discretion. Conversion, alteration, or other unauthorized manipulation of the product exceeds the scope of this warranty. This applies even if defects, negligence or other errors in the product result in further loss or damage. The warranty does not apply to damage resulting from accidental or normal wear and tear. The company eleme6 s.r.o. assumes no responsibility for any accidents, injuries, death, loss or other claims related to or arising out of the use of this product. Eleme6 s.r.o. shall, under no event, be made liable for any incidental or consequential damage resulting from, or due to, the use of this product or any of its components. Repayment or replacement of spare parts and/or products may be subject to charges for transportation, handling, replacement and/or replenishment.

This product should be stored out of the reach of children. Children should be supervised by an adult.

### SAFETY WHEN USING THE PRODUCT:

- Read the safety instructions carefully.
- For optimal use of the product, please refer to the current instruction manual which is available for download at: [www.truelife.eu](http://www.truelife.eu).
- Printing errors reserved.


### Manufacturer:

eleme6 s.r.o., Bráškovská 15, 16100 Prague 6, Czech Republic


## DE – BEDIENUNGSANLEITUNG

### Produktbeschreibung:

- Ablagefläche für die Ersatzköpfe
- Wasserbehälter
- Regulationsrad ON/OFF
- Gummisaugnäpfe
- Deckel
- 360° drehbarer Ausgang
- Freigabetaste
- Unterbrechungstaste On/Off
- Basis



### Anweisungen:



### 1. Vorbereitung des Behälters

Nehmen Sie den Wasserbehälter von der Basisstation und füllen Sie diesen bis zum Rand mit lauwarmen Wasser. Geben Sie den Behälter zurück in die Basisstation und stecken Sie diese an eine Steckdose. Durch Drehen des Regulationsrades On/Off schalten Sie das Gerät ein.

### 2. Anstecken und Herausziehen des Kopfes

Stecken Sie den Kopf in die Mitte der Düse der Munddüse. Wenn Sie dies richtig durchgeführt haben hören Sie ein Klicken. Um den Kopf zu entfernen drücken Sie die Taste und entfernen Sie den Kopf.

### 3. Einstellung des Düsendrucks

Drehen Sie das Einstellrad On/Off um den gewünschten oder nach Absprache mit Ihrem Zahnarzt empfohlenen Druck einzustellen.

### 4. Anwendung

Lehnen Sie sich über das Waschbecken und stecken Sie die Düse in den Mund. Richten Sie die Düse auf die Zähne. Im oberen Bereich des Griffes schalten Sie mit der On/Off Taste die Munddüse ein und beginnen mit der Reinigung.

### 5. Empfohlene Technik

Richten Sie die Düse in einem Winkel von 90° auf das Zahnmfleisch aus, schließen Sie leicht den Mund, damit das Wasser nicht aus dem Mund spritzt, aber natürlich in das Waschbecken abfließen kann. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, beginnen Sie im hinteren Bereich der Mundhöhle (an den Backenzähnen) und arbeiten Sie sich zu den Vorderzähnen vor. Gleiten Sie mit dem Kopf über das Zahnmfleisch, bleiben Sie an den Zahnhöhlenräumen stehen. Fahren Sie fort, bis alle Bereiche rund um die Zähne und zwischen den Zähnen geputzt sind.

### 6. Unterbrechungstaste On/Off

Den aus der Düse austretenden Wasserstrahl können Sie vorübergehend mit der Taste auf dem Griff der Munddüse unterbrechen.

### 7. Ende

Schalten Sie das Gerät mit dem Stellrad On/Off auf der Basisstation aus, ziehen Sie den Netzstecker und entleeren Sie den Wasserbehälter.

### Packungsinhalt:

- Gerät
- Bedieneinleitung
- Standard Jet

### Zubehör:

- Standard Jet – Dient zum Spülen schwer erreichbarer Stellen, die eine klassische Zahnbürste nicht erreichen kann.
- Orthodontic Jet\* – Der spezielle orthodontische Abschluss wurde so entworfen, um schwer erreichbare Stellen rund um Zahnspannungen gleichzeitig zu reinigen und zu spülen.
- Periodontal Jet\* – Der periodontale Abschluss richtet den Wasserstrahl oder das Mundwasser dank dem verengten Silikonabschluss direkt auf das Zahnmfleisch.
- Dental Plaque Jet\* – Dient zur effektiveren Entfernung von Zahnbelaug durch einen einfacheren Zugang zu den betroffenen Stellen.

\* nicht enthalten

### Instandhaltung:

- Nach der Verwendung spezieller Mittel im Behälter (Mundwasser), sollten Sie den Behälter nach jeder Anwendung ausspülen.
- Füllen Sie den Behälter teilweise mit warmem Wasser, richten Sie die Düse in das Waschbecken, schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie Wasser durchfließen, bis der Behälter zur Gänze entleert wurde. Regelmäßiges Durchspülen verhindert Ablagerungen und verlängert die Lebensdauer des Gerätes.

- Wenn notwendig, reinigen Sie das Gerät mit einem feinen Tuch und nicht aggressiven Reinigungsmitteln.	- Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es bitte vom Stromnetz.	- Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 0°C aufbewahrt wird, sollten Sie es sorgfältig abtrocknen und Wasserreste entfernen.	- Aus hygienischen Gründen müssen die Duschköpfe mindestens alle 2-3 Monate ausgetauscht werden.
---	---	--	--

### Mögliche Komplikationen und deren Behebung:

Problem	Ursache	Lösung
Wasser fließt an der Stelle der Verbindung zwischen dem Kopf und dem Griff aus	Der Kopf wurde nicht richtig aufgesetzt	Tauschen Sie den Kopf aus und setzen Sie ihn erneut auf
Der periodontische Kopf ist beschädigt	Der Kopf ist alt	Ersetzten Sie den Kopf durch einen neuen
Wasser fließt über den Schlauch/Griff	Der Schlauch/Griff ist beschädigt	Reklamation
Der Behälter ist undicht	Das Ventil des Behälters fehlt oder wurde falsch befestigt	Setzen Sie das Ventil richtig auf. Wenn das Ventil fehlt, kontaktieren Sie den Verkäufer.
Niedriger Wasserdruk	Der Behälter wurde nicht richtig aufgesetzt	Vergewissern Sie sich, dass der Abfluss richtig funktioniert. Kontrollieren Sie mit anderen Geräten, ob die Stromversorgung funktioniert.
Aus dem Gerät fließt Wasser	Der Motor ist ausgeschaltet	Entfernen Sie den Behälter und entfernen Sie das restliche Wasser aus dem Schlauch.
Das Wasser riecht	Im Kopf, im Behälter oder im Schlauch befinden sich Verunreinigungen	Waschen Sie den Behälter, spülen Sie den Schlauch mit sauberem warmem Wasser durch und tauschen Sie den Kopf aus.

### Haftung des Herstellers:

Auf die Truelife Produkte bezieht sich die Garantie auf Produktionsfehler. Aufgrund der Garantie ist es die Pflicht der Gesellschaft eleme6 s.r.o. solche Mängel zu beheben oder fehlerhafte Teile oder Produkte gegen vergleichbare Teile oder Produkte nach eigener Erwägung auszutauschen. Eine Übertragung, Änderung oder eine andere unberechtigte Manipulation mit dem Produkt bedeutet eine Überschreitung des Garantieumfangs. Dies gilt auch für den Fall, wenn in Folge eines Mangels, Fahrlässigkeit oder einer anderen Produktausfälle ein Verlust oder eine Beschädigung eintritt. Die Garantie bezieht sich nicht auf Beschädigungen durch die Nutzung, Unfälle oder die gängige Abnutzung. Die Gesellschaft eleme6 s.r.o. übernimmt keine Verantwortung für jedweide Unfälle, Verletzungen, Todesfälle, den Verlust oder anderen Forderungen, die mit der Nutzung dieses Gerätes zusammenhängen oder sich dadurch ergeben. Die Gesellschaft eleme6 s.r.o. haftet in keinem Fall für zufällige Schäden oder Folgeschäden, die sich aufgrund der Nutzung dieses Produktes oder seiner Bestandteile ergeben. Die Rückerrstattung oder der Austausch von Ersatzteilen und/oder der Produkte kann mit Gebühren für den Transport, die Manipulation, den Austausch und/oder die Ergänzung beaufschlagen.

Dieses Produkt muss außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Das Gerät darf von Kindern nur unter der Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

### SICHERHEIT BEI DER ARBEIT MIT DEM GERÄT:

- Lesen Sie aufmerksam die beigelegten Sicherheitsanweisungen.
- Für den richtigen Betrieb des Produktes lesen Sie die aktuellste Version der Bedienungsanleitung, die auf folgender Webseite heruntergeladen werden kann: [www.truelife.eu](http://www.truelife.eu).
- Druckfehler vorbehalten.


### Hersteller:

eleme6 s.r.o., Bráškovská 15, 16100 Praha 6, Tschechische Republik


## CZ – NAVOD K POUŽITÍ

### Popis produktu:

- Úložisko pro náhradní hlavice
- Nádržka na vodu
- Regulační koloček ON/OFF
- Gumové prísvavy
- Priklópka
- 360° otočný vstup
- Uvoľňovačné tlačidlo
- Tlačidlo prieťúšovania On/Off
- Základna



### Instrukce:



### 1. Příprava nádržky

Vyjměte nádržku na vodu ze základny a napřítej ji po okraj vlažnou vodou. Vložte nádržku zpátky do základny a zapojte do zásuvky. Otočením regulačního koločku On/Off zářízení zapněte.

### 2. Vložení a vyjmouti hlavic

Vložte hlavici do středu rukověti dentální trysky. Správnost vložení vám potvrdí zavlknutí. Pro odstranění hlavice z rukověti stiskněte tlačidlo a hlavici vytáhněte.

### 3. Nastavení tlaku trysky

Postupně otáčejte koloček regulace tlaku On/Off pro nastavení požadovaného výsledku, nebo na základné konzultace s vašim Zubáčem.

### 4. Používání


Nakloněte se nad umývadlo a vložte si trysku do úst. Nasmerujte trysku na zoub. V horní části rukověti posuňte tlačidlo prieťúšovania On/Off s tlačem nastaveným nahoru a začněte s čištěním.

### 5. Doporučená technika


## PL – INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Opis produktu

- Schowek na końcówki wymienne
- Zbiornik na wodę
- Pokrętło ON/OFF
- Gumowe przyszwaski
- Pokrywa
- Wejście obrotowe 360°
- Przykrycza zwalniający
- Przełącznik On/Off
- Baza



### Instrukcja:



### 1. Przygotowanie zbiornika

Zbiornik na wodę wyciągnij z bazy i napełnij go po krawędź letnią wodą. Włożyć zbiornik z powrotem do podstawy.

### 2. Wkładanie i zdemontowanie końcówek

Końcówkę włożyć do środka rękojeści dyszy dentystycznej. Prawidłowość włożenia potwierdzi kliknięcie. Aby wyjąć końcówkę z rękojeści należy naciśnąć przycisk i zwalniający końcówkę.

### 3. Ustawienie ciśnienia dyszy

Stopniowo przekrój regulacji ciśnienia On/Off w celu uzyskania odpowiedniego wyniku, lub na podstawie konsultacji z Twoim stomatologiem.

### 4. Użytkowanie

Nachyl się nad umywalką i włożyć dyszę do ust. Skieruj dyszę na zęby. W górnej części rękojeści prześcisz przycisk wyłączania On/Off z ciśnieniem ustawionym i rozpoczęj czyszczenie.

### 5. Zaleczana technika

Skieruj dyszę pod kątem 90° do dziąsła, lekko ściśnij ustą, aby woda nie tryskała na zewnątrz, ale naturalnie ściekała do umywalki. Aby uzyskać lepsze wyniki zacznij od obszaru trzonowego (tylko zęby trzonowe) w kierunku zębów przednich. Przesuwaj końcówkę po dziąsach, zatrzymując ją w przestrzeni międzyżebowej. Kontynuuj, aż wszystkie obszary wokół zębów i między zębami zostaną wyciszane.

### 6. Przełącznik On/Off

Strumień z dyszy można tymczasowo zatrzymać przesuwając wyłącznik na rękojeści w dół.

### 7. Zakończenie

Urządzenie włącz ponownie przekrójając pokrętło On/Off znajdujące się na bazie, włącz z sieci i wylej pozostałą wodę.

### Zawartość opakowania:

1x Urządzenie

1x Instrukcja

2x Standard Jet

### Akcesoria:

- Standard Jet** – Służy do plukania trudno dostępnego miejsc oraz miejsc, gdzie nie sięgnię klasyczna szczoteczka.
- Orthodontic Jet\*** – Specjalna końcówka ortodontyczna została tak zaprojektowana, aby czyściła i jednocześnie wypłykała trudno dostępne miejsca wokół aparatu ortodontycznego.
- Periodontal Jet\*** – Końcówka periodontologiczna skieruje strumień wody lub wody do plukania jamy ustnej pod granicę dziąsej związaną z końcowką silikonową.
- Dental Plaque Jet\*** – Służy do bardziej efektywnego usuwania osadu żebowego poprzez uproszczony dostęp do zanieczyszczonych miejsc.

### \* nieuwzględnione

### Konserwacja:

– W przypadku stosowania specjalnych płynów w zbiorniku (woda do plukania jamy ustnej), dobrze wypłyka zbiornik po każdym użyciu.

– Zbiornik częściowo napełniający czystą cieczą wodą, dyszę skieruj do umywalki, włącz i pozostaw do wycieknięcia, dopóki zbiornik nie zostanie całkiem opróżniony. Regularne przepukiwanie zapobiega zapchanemu i przedłuża żywotność produktu.

– W razie potrzeby oczyść urządzenie za pomocą delikatnej szmatki i nieagresywnych środków czyszczących.

– Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródła energii elektrycznej.

– Przed wstawieniem urządzenia na mżrą należy go dokładnie wysuszyć i usunąć resztki wody.

– Z powodów higienicznych końcówkę wymienne należy wymieniać co najmniej raz na 2-3 miesiące.

### Możliwe komplikacje i ich rozwiązywanie:

Problem	Przyczyna	Rozwiążanie
Woda przepływa w miejscu rękojeści	Końcówka została włożona nieprawidłowo	Wyciągnij końcówkę i ponownie
Końcówka jest stara	Jest uszkodzona	Wymień końcówkę na nową

Woda przepływa przez węzły/ rękojeść jest uszkodzona

Przeciek zbiornik

Zlewanie zbiornika

Niskie ciśnienie wody

Z urządzeniem wycieka woda

Woda nieprzyjemnie pachnie

Przyczyna: Produktu Truelife objęte są gwarancją na wady produkcyjne. W przypadku takich wad obowiązkiem firmy elem6 s.r.o. jest naprawa lub wymiana wadliwej części lub produktu za porównywalną cześć lub produkt wg własnego uznania. Przeniesienie, zmiana, lub inna nieupoważniona mani-

pulacja z produktem oznacza przekroczenie zakresu niniejszej gwarancji. Nawet w przypadku, gdy w wyniku usterki, zaniebania lub innego błędu na produkcie dojdzie do utraty lub uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użycywania, wypadku lub zwykłego zużycia. Firma elem6 s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki, zranienia, śmierć, utratę lub inne roszczenia związane lub wynikające z użycywania niniejszego produktu. Firma elem6 s.r.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za przypadekowe lub późniejsze szkody związane lub wynikające z użycywania niniejszego produktu lub jakiegokolwiek części. Zwróci lub wymianę części z zapasowych i/lub produktu może podlegać opłacie za przesyłkę, manipulację, wymianę i/lub uzupełnienie.

Niniejszy produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Używanie przez dzieci możliwe tylko pod nadzorem dorosłej osoby.

### BEZPIECZENSTWO PODCZAS PRACY Z URZĄDZENIEM:

1. Uważnie przeczytaj załączoną instrukcję bezpieczeństwa.

2. Aby prawidłowo obsługiwać produkt zapoznaj się z najnowszą wersją instrukcji, która jest dostępna do pobrania na stronie: [www.truelife.eu](http://www.truelife.eu).

3. Błędy w druku zastrzeżone.


### Producent:

elem6 s.r.o., Brašovská 15, 16100 Praha 6, Republika Czeska


### HU – FELHASZNÁLÓ I KÉZIKÖNYV

### Termékleírás:

- Tartály fej tartó
- Viztartály
- ON/Off szabályzógomb
- Gumi tapadókorong
- Fedél
- 360°-ban forgatható bemenet
- Be-/kikapcsolás reteszőgomb
- On/Off kikapcsoló gomb
- Talprész



### Utasítások:



### 1. Viztartály előkészítése

Vegye ki a viztartályt a talprészről, és töltse fel langos vizellel. Helyezze vissza a viztartályt a talprészre, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózati konnektorból. Az On/Off gomb elforgatásával kapcsolja be a készüléket.

### 2. Fejek behelyezése és kivétele

Illessze a fejet a fogszájra markolatának közepébe. A helyes behelyezést bekattanó hang jelzi. A fej markolatából való eltávolításához nyomja meg a gombot, és húzza ki a fejet.

### 3. Fúvóka nyomás beállítása

A kívánt eredményt beállításához fokozatosan forrasztja el az On/Off nyomásszabályozó gombot, vagy a fogorvásával egyeztetve állítja be a nyomást.

### 4. Használata

Hajoljon a mosdó fölé, és helyezze a fúvókát a szájába. Irányítsa a fúvókát a fogakra. A markolat felső részén álltasa az On/Off kapcsolót, majd kezdje meg a tisztítást.

### 5. Ajánlott technika

Irányítsa a fúvókát 90°-os szögben az inyére, majd enyhén zárja össze az ajkait, hogy a víz ne fröccsenjen ki, hanem természetes módon csirogjon le a mosdóba. A jobb eredmény érdekében a moláris terület (hátsó rágófogak) mosásával kezdje, majd haladjon előrefelé. Haladjon végig a fúvókával az inyén, és mosson at alaposan minden fogköz rést. Addig folytassa, amíg alaposan meg nem tisztított minden fog körlüi és fogköz rést.

### 6. On/Off kikapcsoló gomb

A fúvókából károlmány vízszugár a markolaton lévő gombot lenyomva átmenetileg leállíthatja.

### 7. Befejlezés

A készülék a talprészről való eltávolításához nyomja meg a gombot, és húzza ki a fejet.

### 8. Fűző nyomás beállítása

A kívánt eredményt beállításához fokozatosan forrasztja el az On/Off nyomásszabályozó gombot, vagy a fogorvásával egyeztetve állítja be a nyomást.

### 9. Használat

Hajoljon a mosdó fölé, és helyezze a fúvókát a szájába. Irányítsa a fúvókát a fogakra. A markolat felső részén álltasa az On/Off kapcsolót, majd kezdje meg a tisztítást.

### 10. Ajánlott technika

Irányítsa a fúvókát 90°-os szögben az inyére, majd enyhén zárja össze az ajkait, hogy a víz ne fröccsenjen ki, hanem természetes módon csirogjon le a mosdóba. A jobb eredmény érdekében a moláris terület (hátsó rágófogak) mosásával kezdje, majd haladjon előrefelé. Haladjon végig a fúvókával az inyén, és mosson at alaposan minden fogköz rést. Addig folytassa, amíg alaposan meg nem tisztított minden fog körlüi és fogköz rést.

### 11. On/Off kikapcsoló gomb

A fúvókából károlmány vízszugár a markolaton lévő gombot lenyomva átmenetileg leállíthatja.

### 12. Befejlezés

A készülék a talprészről való eltávolításához nyomja meg a gombot, és húzza ki a fejet.

### 13. Fűző nyomás beállítása

A kívánt eredményt beállításához fokozatosan forrasztja el az On/Off nyomásszabályozó gombot, vagy a fogorvásával egyeztetve állítja be a nyomást.

### 14. Használat

Hajoljon a mosdó fölé, és helyezze a fúvókát a szájába. Irányítsa a fúvókát a fogakra. A markolat felső részén álltasa az On/Off kapcsolót, majd kezdje meg a tisztítást.

### 15. Ajánlott technika

Irányítsa a fúvókát 90°-os szögben az inyére, majd enyhén zárja össze az ajkait, hogy a víz ne fröccsenjen ki, hanem természetes módon csirogjon le a mosdóba. A jobb eredmény érdekében a moláris terület (hátsó rágófogak) mosásával kezdje, majd haladjon előrefelé. Haladjon végig a fúvókával az inyén, és mosson at alaposan minden fogköz rést. Addig folytassa, amíg alaposan meg nem tisztított minden fog körlüi és fogköz rést.

### 16. On/Off kikapcsoló gomb

A fúvókából károlmány vízszugár a markolaton lévő gombot lenyomva átmenetileg leállíthatja.

### 17. Befejlezés

A készülék a talprészről való eltávolításához nyomja meg a gombot, és húzza ki a fejet.

### 18. Fűző nyomás beállítása

A kívánt eredményt beállításához fokozatosan forrasztja el az On/Off nyomásszabályozó gombot, vagy a fogorvásával egyeztetve állítja be a nyomást.

### 19. Használat

Hajoljon a mosdó fölé, és helyezze a fúvókát a szájába. Irányítsa a fúvókát a fogakra. A markolat felső részén álltasa az On/Off kapcsolót, majd kezdje meg a tisztítást.

### 20. Ajánlott technika

Irányítsa a fúvókát 90°-os szögben az inyére, majd enyhén zárja össze az ajkait, hogy a víz ne fröccsenjen ki, hanem természetes módon csirogjon le a mosdóba. A jobb eredmény érdekében a moláris terület (hátsó rágófogak) mosásával kezdje, majd haladjon előrefelé. Haladjon végig a fúvókával az inyén, és mosson at alaposan minden