



oromed
DBAJ O ZDROWIE



INSTRUKCJA OBSŁUGI

SONICZNEJ SZCZOTECZKI

DO ZĘBÓW

MODEL: ORO-SÓNIC BASIC

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa.....	1
Do osobistej higieny jamy ustnej.....	2
Opis części	3
Ładowanie	4
Tryby szczotkowania.....	5
Sposób obsługi.....	5
Przełączanie między trybami	6
Wskazówki dotyczące czyszczenia.....	7
Utylizacja	8
Parametry techniczne	8

Safety instructions.....	9
For your personal dental care.....	10
Parts identification.....	11
Charging.....	12
Brushing modes	12
How to use.....	13
How to switch between brushing modes	14
Cleaning recommendations.....	14
Disposal.....	15

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcją i zachować ją w celu przyszłego wykorzystania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Proszę przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem tego produktu. Przedstawione tutaj wskazówki pomagają w bezpiecznym i prawidłowym użytkowaniu produktu, a także zapobiegają zranieniu siebie lub innych osób.
- Pamiętać, aby przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyłączyć produkt i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Nie dotykać wtyczki mokrymi dłońmi.
- Nie wolno używać produktu, jeśli ma uszkodzony przewód lub przewód jest nagrany. Nieprzestrzeganie tego wymogu może spowodować porażenie prądem elektrycznym, zwarcie i/lub pożar.


- Nie należy uszkadzać, załamywać ani dokonywać przeróbek przewodu. Nie zaginać, nie ciągnąć ani nie skręcać przewodu niepotrzebnie. Nie kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie ani nie dopuścić do zaciśnięcia przewodu między przedmiotami.
- Nie przerabiać, nie rozbierać ani nie naprawiać produktu w żadnym momencie, z wyjątkiem utylizacji.
- Nie używać ładowarki w wannie. Nie myć ładowarki.
- Używać produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji. Chronić produkt przed dziećmi. Używać akcesoriów zalecanych przez producenta.

DO OSOBISTEJ HIGIENY JAMY USTNEJ

Dziękujemy za zakup szczoteczki ORO-SO-NIC BASIC przeznaczonej dla osób, które chcą zachować czyste i zdrowe zęby. Ten produkt

jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego. Osoby z chorobami zębów lub dziąseł lub leczone doustnie przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem stomatologii.

OPIS CZĘŚCI



1. Uchwyt
2. Głowica
3. Baza ładująca

ŁADOWANIE

Ustawić szczoteczkę pionowo w bazie ładującej. Kontrolka ładowarki zaświeci się na czerwono.

Szczoteczka ładuje się za każdym razem, gdy jest umieszczona w ładowarce.

Po pełnym naładowaniu kontrolka zmieni kolor na zielony. Czas ładowania wynosi około 5-6 godzin.

Uwaga:

Nie pozostawiać metalowych przedmiotów, takich jak monety lub spinacze biurowe, na bazie ładującej, mogą się one bardzo rozgrzać.

TRYBY SZCZOTKOWANIA

ORO-SONIC BASIC oferuje różne tryby szczotkowania dla różnych potrzeb w zakresie pielęgnacji jamy ustnej:

Czyszczenie – głowica szczoteczki pracuje z wysoką częstotliwością w celu usuwania kamienia nazębnego i bakterii z zębów.

Łagodny – do wrażliwych zębów i dziąseł, delikatnie myje zęby.

Wybielanie-polerowanie – tryb zmienia się stale i wybiela zęby.

SPOSÓB OBSŁUGI

1. Zamocować mocno głowicę szczoteczki na korpusie. Pomiędzy szczoteczką a korpusem jest niewielki odstęp. Jest to normalne i jest potrzebne, aby głowica prawidłowo wibrowała.
2. Nałożyć pastę do zębów na głowicę i zwilżyć ją.
3. Włożyć szczoteczkę do ust. Włączyć szczoteczkę.

4. Powoli przemieszczać głowicę kolejno po zębach. Szczoteczka ORO-SONIC BASIC zatrzyma się na chwilę co 30 sekund w celu zmiany miejsca szczotkowania. Po 2 minutach ORO-SONIC BASIC wyłączy się automatycznie.

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TRYBAMI

1. Przycisk włączania/wyłączania i trybu szczotkowania. Kolejność funkcji przy naciśnięciu w ciągu 5 sekund: włączenie, tryb czyszczenia, łagodny, wybielania i polerowania, wyłączenie.
2. ORO-SONIC BASIC automatycznie zapamiętuje ostatnio używany tryb i uruchamia się w tym trybie przy kolejnym użyciu. Aby przejść z jednego trybu do drugiego, nacisnąć przycisk trybu szczotkowania w ciągu 5 s.
3. Po naciśnięciu przycisku wskaźnik trybu szczotkowania zaświeci się, wskazując wybrany tryb pracy.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

Po umyciu zębów dokładnie optukać głowicę szczoteczki pod bieżącą wodą.

Zdjąć głowicę szczoteczki z uchwytu i umyć obie części osobno pod bieżącą wodą. Następnie wytrzeć je do sucha przed umieszczeniem uchwytu w ładowarce.

Przed czyszczeniem ładowarki należy wyłączyć zasilacz z gniazdka sieciowego. Do wycierania powierzchni ładowarki używać wyłącznie suchej lub wilgotnej ściereczki.

Umieścić ładowarkę w suchym i bezpiecznym miejscu.

Nie podłączać ładowarki, dopóki nie będzie całkowicie sucha.

UTYLIZACJA

Ważne: nie myć ładowarki bieżącą wodą ani nie zanurzać w wodzie. Umieścić bazę ładującą w suchym i bezpiecznym miejscu.

Ten produkt zawiera akumulator. W trosce o środowisko naturalne po zakończeniu użytkowania produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów w kraju użytkownika.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa produktu: Szczoteczka elektryczna

Model produktu: ORO-SONIC BASIC

Wielkość głowicy: 12*78 (mm)

Korpus szczoteczki: 182*19 (mm)

Waga całkowita: 134 (g)

Pojemność baterii: 320 (mAh)

Napięcie pracy: 3,0 (V)

Before operating this product, please read these instructions completely and save this manual for future use.

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the safety instructions before using this product. The safety instructions provided here are help you use this product safely and correctly, and also to prevent you from injuring yourself or others.


- Be sure to switch off the product and remove the plug from the electrical outlet before performing any maintenance. Do not touch the plug with wet hands.
- Never operate this product if it has a damaged cord, or if the cord is warm. Failure to do so may result in electrocution, short-circuit and/or fire.
- Do not damage, break or modify the cord. Do not bend, pull or twist the cord with unnecessary force. Do not place heavy objects on the cord or allow the cord to get pinched between objects.

- Do not modify, disassemble or repair the product at any time except when disposing of it.
- Do not use the charger in the bath. Do not wash the charger.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Keep the product out of reach of infants. Use the accessories recommended by the manufacturer.

FOR YOUR PERSONAL DENTAL CARE

Thank you for purchasing the ORO-SONIC BASIC which is designed for those who wish to keep their teeth clean and healthy. This product should be used personally only. People with tooth or gum disease or people receiving oral treatment should consult their dentist before use.

PARTS IDENTIFICATION



1. Handle
2. Brush Head
3. Charging base

CHARGING

Place the toothbrush upright in the charger station. The charger indicator will light up red.

- The toothbrush charges whenever it is placed in the charger.
- The indicator light will change to green when fully charged.
- Charging time is 5-6 hours about.

Caution:

Do not leave metal objects, such as coins or paper clips, on the top of the charge station, they may become very warm.

BRUSHING MODES

The ORO-SONIC BASIC offers different brushing modes for varying oral care needs:

- Clean – Brush head swing in high frequency, remove tartar and bacteria on teeth.
- Soft – For sensitive teeth and gums, brushing your teeth in gentle frequency.

- White – Clean and Polish mode switching continuously and whitening teeth.

HOW TO USE

1. Place the brush head firmly onto the toothbrush shaft. There is a small space between the brush and the main unit. This is normal and is necessary for the head to vibrate properly.
2. Place the toothpaste on the head and wet it.
3. Place the toothbrush in your mouth. Turn the brush on.
4. Guide the brush head slowly from tooth to tooth, the ORO-SONIC BASIC will stop for a while each 30s for changing brushing area. After 2 minutes, ORO-SONIC BASIC stop automatically.

HOW TO SWITCH BETWEEN BRUSHING MODES

1. Power on/off and brushing mode button. Pressing this button within 5s, the operating sequence is power on, in clean, soft, white mode, and power off.
2. The ORO-SONIC BASIC automatically remember the last used mode, and starts in this mode when using again. To shift from one mode to another mode, press the brushing mode button within 5s.
3. When you press the brushing mode button, the brushing mode indicator will lighting, indicating the selected working mode.

CLEANING RECOMMENDATIONS

- After brushing, rinse your brush head thoroughly under running water.
- Remove the brush head from the handle and clean both parts separately under running water. Then wipe them dry before you put the handle onto the charging unit.

- Before cleaning your charging unit, make sure you unplug the adapter. Only use a dry or damp-dry cloth to wipe the surface of the charging unit.
- Place the charging unit onto a dry and safe place.
- Do not plug in the charging unit until it is completely dry.

DISPOSAL

Important: do not clean the charging unit under running water or immerse it in water. Place the charging station on dry and safe place.

This product contains a rechargeable battery. In the interest of protection the environment, please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposable can take place at appropriate collection points provided in your country.



HI-TECH MEDICAL Sp. z o.o., Sp. k.

ul. Ptasia 10

60-319 Poznań

Polska, Europa

www.oromed.pl



Wersja: 1_08.2019 r.