

Smart Sonic Toothbrush

Quick Start Guide

Rapida Guida

Guía de inicio rápido

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung

Instrukcja Obsługi

Works with
HUAWEI HiLink

Lebooo

Contents

English	1
Italiano	16
Español	31
Français	46
Deutsch	61
Polski	76

Lebooo Smart Sonic Toothbrush



①




②



③



④



⑤

No.	①	②	③	④	⑤
Description	Main body	Output shaft sleeve	Brush cover	Cleaning brush head	Inductive charging base
Quantity	1	1	3	3	1


i Please check the parts and quantity of the product carefully.

How to brush your teeth correctly

Leboooo advocates Bass brushing technique, it is recommended to brush teeth twice a day for at least 2 minutes each time. Knowing how to brush teeth correctly is conducive to maintaining oral health.




Remove the output shaft sleeve in correct direction.




Keep the brush head and main body in the same front direction.




Insert the brush head onto the output shaft correctly, and leave a gap with the toothbrush.



Take a proper amount of toothpaste on the brush head, then soak it and put it in the mouth to start the toothbrush.



Hold the brush gently, make the bristles at 45 degrees with your gum line, and move slowly in a circular motion.



Rinse your mouth after brushing, and air dry the toothbrush naturally.

i The anti-splash function can be manually turned on via the AI Life App. When this function is turned on, step 4 needs to be changed as: then start the toothbrush first and put it into your mouth.

HUAWEI HiLink technology can realize the interconnection between intelligent devices. Devices that support HUAWEI HiLink can be managed and controlled through the HUAWEI AI Life App.

How to Install the HUAWEI AI Life App

Scan below QR code with your mobile phone, or search HUAWEI AI Life in the HUAWEI AppGallery, download and install the App.

- ❗ If the App has already been downloaded on your mobile phone, please upgrade the App to the latest version by using the above methods.



Add device

For mobile phones in Android 6.0 and above versions, please turn on the system positioning before connecting the toothbrush.

STEP 1



Open the HUAWEI AI Life App, confirm that the network connection is normal and the system Bluetooth and positioning are enabled; when using for the first time, please register/log in HUAWEI account according to the App guidelines.

STEP 2



Enter on App homepage, click "+" to select "add device".

i Before connecting the toothbrush, please make sure it is in sufficient power and not started. When binding, keep the toothbrush close to the mobile phone.

STEP 3



In the list of scanned devices, click "connect" on the right side of "Lebooo Smart Sonic Toothbrush".

i If no toothbrush is scanned, please click "add manually" to add your toothbrush according to the interface prompts.

STEP 4



When the interface prompts that the device is in connecting, the blue light of the brush will be on, at this time, long press the brush button for 2 seconds according to the prompts, the device will be connected successfully.

i When the blue indicator of the brush lights up, it indicates that the toothbrush is connected.

STEP 5



Set device name and place of location, and then return to the App homepage after completing it. Click the device icon to enter device control interface to control the toothbrush.

Function operation

- **Start/Stop**

Short press the brush button once to start it, after the toothbrush works in current mode for 10 seconds, short press the button again will stop its working.

- **Mode Switch**

When the toothbrush is activated in current mode within 10 seconds, short press the brush button can switch gears. Selection of tooth brushing mode is also supported in the HUAWEI AI Life App.

- **Duration and Intensity Adjustment**

Modification of default brushing duration and intensity is supported in HUAWEI AI Life App.

- **Memory Function**

When starting, the toothbrush will automatically read the intelligent memory mode after last brushing.

- **Brushing Data Record and Analysis**

When connecting to HUAWEI AI Life App while brushing, voice real-time guidance is available to guide and record your brushing, and it will also provide you with professional scores and brushing suggestions after brushing. If there is problem about App brushing data synchronization, please check the FAQ section of the App for details.

- **Intelligent Over-pressure Protection**

The toothbrush supports the reminder function of excessive pressure. When brushing, the toothbrush can sense the brushing pressure in real time, if you brushed too hard, a intermittent weak vibration will occur. When connecting the AI Life App for use, there will be a text prompt on the guidance page to remind you over pressured instead.

-  The over-pressure reminder function is turned on by default, which can be turned off in the AI Life App.
The bearing pressure on brush head should not be greater than 1kg, otherwise the sensor may be damaged.

- **Anti-splash function at startup**

The toothbrush supports anti-splash function. When this function is enabled in the AI Life App, the vibration of the brush head is weak when it is under no pressure, which can effectively reduce accidental throwing out or splash of toothpaste and water stains; when the brush head contacts with the teeth, the toothbrush can return to the normal vibration state.

- i** (1) The anti-splash function of the brush head is off by default, and it needs to be opened in the AI Life App before use;
- (2) Please start the toothbrush after Applying toothpaste on it, and then stick the bristles close to the teeth to start brushing. If you stick it to your teeth first before starting it, the anti-splash function may be temporarily disabled (recovered after restart);
- (3) It is not recommended to use this product during bath or shower, for avoiding affect the anti-splash experience or cause failure;
- (4) The product can be used normally at -20°C to +60°C, but it is not recommended to turn on the anti-splash function in an environment lower than 5°C or higher than 40°C;
- (5) When the anti-splash or over pressure protection function is abnormal, turn off the toothbrush and restart it. In most cases, the function can be restored without affecting the brushing timing.

Modes Introduction

- **Cleaning mode: 31000 times/min**

High-frequency sonic power makes it possible to burst a large number of micro air bubble and water spraying, generating strong impact force to easily brushing away the stubborn tartar. It is suitable for daily use by most people, and can effectively clean blind area of your oral cavity.

- **Whitening mode: 27000~38000 times/min**

The frequency of strong and weak waves can alternate with each other, which makes it easier to loosen various tooth stains on your teeth, and polish them brightening. It is suitable for people with demand of whitening teeth.

- **Sensitive mode: 28000 times/min**

It can gently care for sensitive oral cavity, bring comfortable cleaning experience and massage periodontal soft tissue at the same time. This mode is Applicable to people with sensitive oral cavity or those who use electric toothbrush for the first time.


- **Care mode: 28000~33000 times/min**

The combination of different vibration modes can be Applied to populations with different oral environments, and the Appropriate intensity is just designed for the people who undergoing oral treatment.

- **Personalization mode**

The personalized mode supports 20 different modes of customization, which can be freely selected in HUAWEI AI Life App. It is better for oral health to choose a tooth cleaning mode that suits your own usage habits.


i In the personalization mode, the brush is default in "strong stain removal" mode.



Charging Instructions

- Before using for the first time, please start the toothbrush. In case of low battery or no electricity, please make it fully charged before use, and later you can use or charge it at any time.
 - If it has not been used for more than 6 months, please charge according to the charging requirements of the purchased toothbrush model till it is fully charged. See the charging image for charging.
 - Low power reminder: if the brush vibrates for 3 times continuously and the charging indicator light is red for long, the HUAWEI AI Life App reminds the toothbrush is in a low power state, please charge it in time.
 - Please place the main body of the toothbrush on the charging base and make sure that the charging stand is safely connected to the power supply.
 - Main body charging: the red breathing status of the indicator indicates charging, while the indicator in green indicates full charged.
 - When it is not charged for a long time, the indicator light will light up after 10 minutes when recharging, which is a normal phenomenon.
- i** When charging, keep away from the water source to ensure charge safely and the service life of the product. The 8-hour fast charge is laboratory data based, and the actual charge time will vary according to charging environments.

Charging Image



Maintenance



Clean the brush head

Clean the bristles and brush head after each use and let them dry naturally.

Do not pull the bristles, or it may deform and cause the bristles to fall off.



Clean the brush handle

Scrub with a soft cloth and let it dry naturally, do not immerse it into water for a long time.

Do not use water over 40°C or acidic cleaning fluid for cleaning.



Clean the charging base

Wipe off the stains on the charging base with a soft cloth. Before cleaning the charging stand, be sure to disconnect the power supply and pay attention to safety.

Wipe the USB port with a soft cloth to avoid short circuit.



Replace the brush head

There are blue faded bristles on the top of cleaning and whitening brushes, the color of the bristles will gradually become lighter during use.

It is recommended to replace the brush head every three months.

App FAQ

- **Bluetooth enabled but can not searched**

When searching toothbrush with a same account, the toothbrush bound by this account will not be displayed in the search list again. Please delete this toothbrush first if you want to rebind.

- **How to synchronize offline brushing data**

This product supports synchronizing brushing data. The brushing data generated with no AI Life App connected will be saved in the brush; When entering the device details page from the device list and the Bluetooth connection is successful, if there is offline data in the brush, the synchronization data will be prompted at home page bottom, at this time click the prompt box to complete data synchronization.

- **Missing data while synchronizing data**

- (1) Brushing data with brushing time less than 30 seconds is invalid and cannot be saved and synchronized;
- (2) A total of 60 teeth brushing data can be stored in the brush. If the data exceeds the limit, the previous records will be overwritten. Please synchronize data in time;
- (3) Before synchronizing the brush data, please make sure that the network is connected, because no data can be synchronized if there is no network connection.

- **Historical data storage and protection**

To protect user privacy, when the bound toothbrush is bound by another account, the offline brushing data will be cleared; when the bound toothbrush is deleted by a same account, all the historical brushing data on cloud will be also cleared.

- **Firmware upgrade considerations**

When upgrading firmware, please do not disconnect the Bluetooth of the mobile phone or exit the upgrade page to avoid abnormal upgrade resulting in unavailability of the toothbrush;

When the upgrade process fails abnormally, you can reconnect the toothbrush near the mobile phone and upgrade again.

- ❗ Make sure your toothbrush is fully charged before upgrading firmware.

Basic Parameters

Product name: Lebooo Smart Sonic Toothbrush • StarDiamond

Product model: LBT-203552A

Brush Body

Rated voltage: 3.7V=

Rated power: 2.0W

Battery capacity: 2500mah

Material: PC

Waterproof rating: IPX7

Charging Base

Input: 5V=1A

Rated power: 3.8W

Cleaning Brush Head

Nominal bristle diameter: 0.152mm

Material: Brush Handle ABS

Bristles DuPont + PEDEX, Germany

Important Safety Tips

⊗ DANGER!

- When first time using this product, some people will feel tooth irritation or numbness, which is a normal phenomenon; if the above situation still occurs after two weeks of continuous use, please stop using this product and seek medical treatment in time.
- Non professionals are forbidden to dismantle this product. If battery replacement is needed, please consult the after-sales service center authorized by Lebooo.
- The inductive charging base is used to charge the brush body only. Do not place any mobile phone, metal and other various foreign objects in the induction charging position in order to prevent personal or product damage.
- Do not use other chargers to charge the main body to avoid damaging the product.
- Please do not charge the product in humid environment such as bathroom.

⚠ CAUTION!

- Only Lebooo special brush head can be used on this product.
- This product is designed to clean teeth, gums and tongue only. Do not use it for any other purpose.
- This product is for personal private use and cannot be used by dentists or other organizations for many patients.

In order to ensure safety, children, people with physical imperfection, mental or sensory disorders and lack of relevant experience and knowledge can only use this product under the premise of the supervision or guidance.

! REMINDER!

- People with following symptoms are prohibited from using or need consult a dentist:
 - (1) People who have just received oral/periodontal surgery or are under treatment within 2 months;
 - (2) People with other symptoms in oral cavity (including those with unstable dentures or persistent bleeding gums, etc.);
 - (3) Other people with sensitive and weak oral cavity.
- Do not expose this product to hair care products (such as gelatin and oil) or hand sanitizer to avoid damage the product surface.

Battery Safety Tips

- Do not connect a metal conductor with the two poles of the battery, or contact any end of the battery to avoid short circuit, and accidental injuries such as burn caused from overheating of the battery.
- Do not expose the battery to high temperature or around heating equipment, such as sunshine, heater, microwave oven, oven or water heater. For overheating of the battery may cause an explosion.
- Do not disassemble or modify the battery, insert into foreign objects, immerse in water or other liquids, so as not to cause leakage, overheating, fire or explosion.
- If the battery leaks, do not contact your skin or eyes with leaked liquid. In case of contact with skin or eyes, please rinse immediately with water and go to hospital for medical treatment.
- Do not throw the battery into fire, or it will cause fire and explosion.
- Please dispose the battery according to local regulations. Do not dispose the battery as household waste. And any improper handling of the battery may result in battery explosion.
- Do not drop, crush or puncture the battery. Avoid exposing the battery to external pressure, which may cause short circuit and overheating inside the battery.

Environmental Protection

The built-in rechargeable lithium battery of this product can be recycled. After the end of product life, please do not stack the discarded product together with general household waste. Instead, professionals should be asked to take out the battery and then recycle or dispose it according to local regulations on waste management. For any questions, please consult local waste management department or contact Lebooo after-sales service center to recycle the discarded product.



Fault Diagnosis

Fault	Cause analysis	Elimination method
Decrease of vibration intensity	(1) The toothbrush forcefully presses against the teeth (2) Too close contact between brush head and main body	(1) Place the brush head gently on the teeth (2) Remove the brush head from the handle and reattach it on the output shaft again
Toothbrush can only work for a short time even if it is being charged	Low power	(1) Not enough charging time (2) The product has not been used for more than 6 months (3) End of battery life
Toothbrush stops working	(1) Toothbrush without electricity (2) Toothbrush failure	Connect the main body to the power supply for charging, and confirm that the charging indicator light is on

- i** Rapid troubleshooting enables the product to resume work as soon as possible.

Legal Notice

Trademarks and Permissions

The word mark *Bluetooth*® and its logo are all registered trademarks of *Bluetooth SIG, Inc.*, and any use of such trademark by Lebooo is subject to strict license restrictions.

Dongguan Lebooo Electronic Technology Co., Ltd.

Official website: www.lebooo.cn/en/site/index

Email: lebooo@lebondsonic.com

The product is designed by Lebooo.

Italiano

Spazzolino sonico intelligente Lebooo



①




②



③



④



⑤

Nr.	①	②	③	④	⑤
Nominativo	Corpo	Manicotto dell'albero d'uscita	Copertura in setola	Testina di pulizia	Base di ricarica induttiva
Q.tà	1	1	3	3	1


i Per favore controllare attentamente i Suoi accessori del prodotto e le relative quantità.

Padroneggiare la corretta procedura di lavare i denti


Lebooo sostiene il metodo di lavaggio dentale pastorizzato, consiglia di fare 2 pulizie dentale di almeno 2 minuti al giorno. La padronanza della corretta procedura di lavaggio dentale favorisce l'igiene orale.




Estrarre il manico dell'albero d'uscita nel corretto senso.




Mantenere la faccia frontale della testina, la faccia frontale del corpo dello spazzolino nello stesso senso.




Inserire la testina nell'albero d'uscita nel senso corretto, lasciando un certo gioco tra il corpo e la testina.



Applicare l'adeguata quantità di dentifricio alla testina, bagnarla e inserirla in bocca, avviare lo spazzolino.



Tenere leggermente il corpo dello spazzolino mantenendo l'angolazione di 45° tra la setola e la linea gengivale, effettuare il lento movimento circolare.



Al termine del lavaggio dentale, effettuare il gargarismo, risciacquare ed asciugare naturalmente lo spazzolino.

i In Al Life App è possibile avviare la mano la funzione anti-schizzo Dopo l'attivazione della funzione, il passo (4) viene modificato come avviare lo spazzolino e poi inserirlo nella bocca.

HUAWEI HiLink realizza l'interconnessione tra i dispositivi intelligenti. Il dispositivo che sostiene HUAWEI HiLink può essere gestito e controllato mediante HUAWEI AI Life App.

Installare HUAWEI AI Life App

Scandire il codice QR mediante il cellulare o ricercare HUAWEI AI Life App dall'Negozio App per lo scarico e l'installazione.

- ❗ Qualora il cellulare ha già scaricato HUAWEI AI Life App, per favore garantire che sia l'ultima versione.



Aggiungere il dispositivo

Per i cellulari di Android 6.0 e superiore, attivare il posizionamento di sistema prima di connettere lo spazzolino.

PASSO 1



Aprire HUAWEI AI Life App, verificare la connessione normale di rete, l'attivazione del BT ed il posizionamento del sistema; a primo utilizzo, iscrivere/accendere al conto di HUAWEI seguendo le istruzioni dell'App.

PASSO 2



Accendere alla prima pagina dell'app, cliccare su "+" e scegliere "aggiungere il dispositivo".

- ❗ Prima di connettere lo spazzolino, è necessario verificare la carica sufficiente e lo stato inattivo. Al momento d'associazione, è necessario ravvicinare lo spazzolino al cellulare.

PASSO 3



Dalla lista di dispositivi scanditi, cliccare su "Connetti" a destra di "Lebooo Smart Sonic Toothbrush".

- ❗ Qualora lo spazzolino non è scandito, cliccare su "Aggiungi manualmente", aggiungere lo spazzolino seguendo il suggerimento alla pagina.

PASSO 4



La pagina suggerisce il dispositivo in corso di connessione. A tal punto, la luce blu sul corpo si accende. Alla luce del suggerimento, tenere premuto il pulsante sul corpo per 2 sec, il dispositivo è connesso.

- ❗ Quando si accende l'indicatore blu sul corpo, lo spazzolino è già connesso.

PASSO 5



Impostare il nominativo del dispositivo e la posizione. Dopodiché ritornare alla prima pagina dell'App, cliccare sull'App del dispositivo ed accendere alla pagina di controllo del dispositivo per controllare lo spazzolino.

Operazione funzionale

- **Avvio/Arresto**

Premere sul pulsante al corpo per avviare lo spazzolino. Trascorsi 10 sec di funzionamento dello spazzolino nella modalità attuale, premere sul pulsante al corpo per arrestarlo.

- **Cambio di modalità**

Entro 10 sec dall'avvio dello spazzolino nella modalità attuale, premere sul pulsante del corpo per cambiare la marcia.
Sostiene la scelta ed il cambio di modalità di lavaggio dentale da HUAWEI AI Life App.

- **Regolazione della durata, della forza**

Sostiene la regolazione della durata, la forza del lavaggio dentale predefinita da HUAWEI AI Life App.

- **Memorizzazione**

Dopo l'avvio, lo spazzolino legge in automatico la modalità memorizzata al termine del lavaggio precedente.

- **Registrazione ed analisi dei dati del lavaggio dentale**

Connesso HUAWEI AI Life App per il lavaggio dentale, è possibile guidare a voce e registrare in tempo reale il Suo lavaggio dentale. Al termine del lavaggio, Lei saranno assegnati il punteggio professionale e i consigli di lavaggio dentale. In caso di problema di sincronizzazione dei dati di lavaggio dell'App, si rimanda alla parte di problemi comuni dell'App.

- **Protezione intelligente dalla pressione eccessiva**

Lo spazzolino sostiene il promemoria della pressione eccessiva. Lo spazzolino in funzionamento può percepire in tempo reale la pressione di lavaggio; quando la pressione di lavaggio è eccessiva, il corpo può vibrare leggermente a intervallo per suggerimento; dopo la connessione di AI Life App, la pagina di guida suggerisce per iscritto la pressione eccessiva qualora presente.

 Il promemoria è predefinito attivo in caso di eccessiva pressione. Tale funzione può essere chiusa da AI Life App.

La pressione della testina non può superare 1 kg e comporterebbe altrimenti il danno al sensore.

- **Antischizzo all'accensione.**

Lo spazzolino sostiene la funzione anti-schizzo della testina. Attivata tale funzione da AI Life App, la vibrazione della testina è indebolita senza esser forzata, riduce effettivamente la fuoriuscita indentale del dentifricio, d'acqua; quando la testina contatta i denti, lo spazzolino riprende lo stato di vibrazione normale.

- ❗ (1) La funzione anti-schizzo della testina è predefinita chiusa, è da usare dopo l'attivazione in seno a AI Life App;
- (2) Applicato il dentifricio, per favore attivare lo spazzolino, attaccare la setola ai denti per cominciare il lavaggio. In caso di avvio prima del contatto con i denti, la funzione anti-schizzo decadrebbe temporaneamente (da riprendere dopo il riavvio);
- (3) Si sconsiglia di utilizzare il prodotto in caso di balneazione o doccia per non compromettere né infirmare la funzione anti-schizzo;
- (4) Il prodotto viene usato a $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, ma si sconsiglia di attivare la funzione anti-schizzo nell'ambiente inferiore a 5°C o superiore a 40°C ;
- (5) In caso di anomalia della funzione anti-schizzo o protezione dalla pressione eccessiva, spegnere e riavviare lo spazzolino. Nel maggior dei casi, la funzione può essere ripresa all'istante senza compromettere il cronometraggio del lavaggio dentale.

Introduzione della modalità

- **Modalità di pulizia 31.000 volte/min**

Dinamica sonora ad alta frequenza emette abbondanti spruzzi d'acqua lievemente gassati, genera l'impatto forte, elimina facilmente il tartaro testardo.

E' Applicabile all'uso quotidiano della maggiore popolazione, elimina effettivamente le aree cieche orali.

- **Modalità illuminante 27.000/38.000 volte/min**

Le due frequenze soniche forte e debole si alternano, facilitano l'eliminazione di varie macchie dentali dalla superficie dentale e riconferisce la luminosità. E' Applicabile alla popolazione con bisogno dei denti candidi.

- **Modalità sensibile 28.000 volte/min**

Cura delicatamente la bocca sensibile. Conferisce l'esperienza dentale comoda e massaggia i tessuti molli parodontali. Tale modalità si Applica alla popolazione con la bocca sensibile o a primo utilizzo dello spazzolino elettrico.


- **Modalità di cura 28.000/33.000 volte/min**

Combina diversi modi di vibrazione, è Applicabile alle popolazioni con diversi ambientali orali, è Applicabile anche alla popolazione in terapia orale con l'adeguata forza.

- **Modalità personalizzata**

La modalità personalizzata sostiene la personalizzazione in 20 diverse modalità che sono opzionali liberamente in HUAWEI AI Life App. La scelta della modalità più adatta all'abitudine d'uso favorirà l'igiene orale.


i Corpo personalizzato è predefinito nella modalità di "Forte smacchiatura".



Istruzione della ricarica

- Prima dell'uso iniziale, per favore avviare lo spazzolino. In caso di bassa carica o zero carica, per favore ricaricarlo Appieno. La ricarica può essere effettuata ad ogni momento durante il susseguente uso.
 - In caso di disattivazione per oltre 6 mesi, per favore ricaricare in base al modello di spazzolino acquisito fino alla piena carica, come lo schema di ricarica.
 - Suggerimento della bassa carica. Qualora il corpo vibra per 3 volte consecutive, mente l'indicatore di ricarica rimane rosso e acceso, HUAWEI AI Life App suggerisce lo spazzolino in bassa carica, indicando la carica insufficiente e la ricarica tempestiva dello spazzolino.
 - Per favore mettere il corpo dello spazzolino sulla base di ricarica, ne confermare la connessione elettrica in sicurezza.
 - Durante la ricarica del corpo, lo stato respiratorio rosso dell'indicatore significa la ricarica in corso, mente il verde chiaro dell'indicatore significa la carica piena.
 - In caso di mancata ricarica da lungo, l'indicatore non si accende fino al trascorso di 10 min dalla nuova ricarica, il quale è un fenomeno normale.
- i** La ricarica viene effettuata in sicurezza e a distanza lontana dalla fonte d'acqua, il quale garantisce anche la vita del prodotto. La ricarica rapida di 8 ore è conclusa dai dati laboratoristici, mentre l'effettiva durata di ricarica dipende dall'ambiente di ricarica.

Schema di ricarica



Manutenzione



Pulizia della testina

Al termin di ogni uso, pulire ed asciugare naturalmente la setola, la testina.

Non strappare la setola per evitare la deformazione e lo stacco della setola.



Pulizia del corpo

Strofinare con lo straccio morbido ed asciugarlo naturalmente, non immergerlo da lungo in acqua.

Non pulire con l'acqua o il detergente acido di oltre 40°C.



Pulire la base di ricarica

Pulire la base di ricarica dalle macchie con lo straccio morbido.

Prima di pulire la base di ricarica, è necessario sconnettere l'alimentazione e porre attenzione alla sicurezza.



Sostituire la testina

La testina di pulizia o illuminante è munita della setola sbiadita blu in cima.

Durante l'utilizzo, la setola è scolorita gradualmente.

Si consiglia di sostituire la testina con cadenza di ogni 3 mesi.

Problemi comuni dell'App

- **BT attivato, ma non trovato**

Nel ricercare lo spazzolino con lo stesso numero, lo spazzolino già associato al conto non sarà presente di più nella lista di ricerca, per cui è necessario eliminare lo spazzolino prima della nuova associazione.

- **Come sincronizzare i dati di lavaggio dentale fuori linea del corpo**

Il prodotto sostiene la sincronizzazione dei dati di lavaggio dentale del corpo, i dati generati durante lo stato sconnesso di AI Life App saranno salvati nel corpo;

Accendere dalla pagina di dispositivi ai dettagli del dispositivo e connettere BY- In caso di dati fuori linea presenti nel corpo, si suggerisce la sincronizzazione di dati in fondo alla prima pagina, cliccare sulla casella di suggerimento per sincronizzare i dati del corpo.

- **Mancanza di dati nella sincronizzazione**

(1) I dati di lavaggio con durata minore di 30 sec sono invalidi e quindi impossibili da salvare e sincronizzare;

(2) Il corpo può memorizzare 60 dati di lavaggio in tutto, quelli in eccesso sovrascriveranno i dati precedenti, si prega di sincronizzare tempestivamente i dati del corpo;

(3) Prima di sincronizzare i dati del corpo, per favore confermare la connessione di rete. I dati del corpo non possono essere sincronizzati in caso di rete sconnessa.

- **Memorizzazione e salvataggio dei dati storici**

Ai fini di tutelare la privacy del cliente, quando lo spazzolino già associato si associa allo stesso conto, i dati di lavaggio fuori linea del corpo saranno eliminati; nel cancellare lo spazzolino associato, lo stesso conto eliminerà tutti i dati di lavaggio storici cloud.

- **Precauzioni sull'aggiornamento del firmware**

In sede dell'aggiornamento del firmware, non sconnettere il BT del cellulare né uscire dalla pagina d'aggiornamento per evitare l'anomalia d'aggiornamento che inibisce lo spazzolino;

Dopo l'anomalia ed il fallimento durante l'aggiornamento, ravvicinare lo spazzolino al cellulare per la riconnessione e l'aggiornamento nuovo.

 Garantire la carica sufficiente dello spazzolino prima dell'aggiornamento del software.

Parametri di base

Nominativo: Spazzolino sonico intelligente Lebooo-Diamante di stella

Modello: LBT-203552A

Corpo

Tensione nominale: 3,7V=

Potenza nominale: 2,0 W

Capienza della batteria: 2500mAh

Materiale: PC

Livello d'impermeabilità: IPX7

Base di ricarica

Ingresso: 5V = 1A

Potenza nominale: 3,8W

Testina di pulizia

Diametro nominale: 0,152 mm

Materiale: Manico ABS

Setola DuPont+ PEDEX(Germania)

Importante

⊗ Pericolo!

- A primo utilizzo del prodotto, alcuni uomini avrebbe il senso irritante o formicolare dentale che è un fenomeno normale; qualora tale situazione persiste dopo due settimane d'uso continuo, per favore arrestarne l'uso e visitare tempestivamente il medico.
- Il personale non professionale è vietato di smantellare questo prodotto. Per sostituire la batteria, si prega di consultare il centro d'assistenza postvendita assistito da Lebooo.
- La base di ricarica induttiva serve meramente il corpo. Si prega di non mettere il cellulare, il metallo e altri oggetti estranei al posto di ricarica conduttiva della base per evitare ogni lesione personale o danno al prodotto.
- Non ricaricare il corpo con altro caricabatterie per evitare il danno al prodotto.
- Non ricaricare negli ambienti umidi come bagno.

⚠ Attenzione!

- Il prodotto viene abbinato soltanto con l'Apposita testina di Lebooo.
- Il prodotto è progettato soltanto per pulire i denti, le gengive e la lingua, non destinarlo all'altro scopo.
- Il prodotto è privato e non serve multipli pazienti presso la clinica dentistica né ogni altro istituto. Ai fini di sicurezza, i bambini, coloro difettosi fisicamente, mentalmente o sensibilmente, privi delle relative esperienze e conoscenze devono utilizzare il prodotto quando vigilati o guidati dall'altro.

❗ Suggerimento!

- I pazienti con i sintomi seguenti sono vietati di usare e devono consultare il medico:
 - (1) Pazienti che hanno ricevuto l'intervento chirurgico orale/parodontale nei 2 mesi recenti o sono in corso di terapia;
 - (2) Pazienti con altri sintomi orali (compresi quelli con dentiera instabile o costante sanguinamento gengivale in gran quantità);
 - (3) Pazienti che altre sensibilità e fragilità orale.
- Non mettere il prodotto a contatto del prodotto di cura di capelli (come gel, olio) né il detergente per evitare ogni danno alla superficie del prodotto.

Precauzioni di sicurezza della batteria

- Non connettere il conduttore metallico alle due polarità della batteria, nmetterlo in contatto con i terminali della batteria per evitare il corto circuito della batteria e la lesione incidentale come bruciatura causata dalla batteria caldissima.
- Non esporre la batteria all'alta temperatura né ai dintorni del dispositivo caldo, come sole, riscaldatore, onda a microonde, forno e riscaldatore d'acqua, in quanto la batteria calda porterebbe all'esplosione.
- Non smantellare né modificare la batteria, inserire l'oggetto estraneo, immergerla in acqua né altro liquido per evitare la perdita di liquido, il surriscaldamento, l'incendio o l'esplosione della batteria.
- In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, non mettere la pelle né gli occhi in contatto con il liquido perso. In caso di contatto incidentale, per favore risciacquare immediatamente con l'acqua pulita e recarsi all'ospedale per trattamento medico.
- Non gettare la batteria nel fuoco per evitare la propagazione d'incendio e l'esplosione.
- Si prega di smaltire la batteria seguendo le disposizioni locali invece che come rifiuti domestici. L'improprio smaltimento porterebbe all'esplosione della batteria.
- Si prega di non far cadere, spremere né forare la batteria per esonerarla dall'eccessiva pressione esterna ed evitare il susseguente circuito corto interno, il surriscaldamento della batteria.

Tutela ambientale

Il prodotto contiene la batteria al litio ricaricabile che è riciclabile. Al termine della vita del prodotto, invece di accatastare il prodotto assieme ai rifiuti domestici ordinari, si prega di impiegare il personale professionale per prelevare la batteria ed effettuare il riciclaggio o lo smaltimento seguendo le regole gestionali locali dei rifiuti. In caso di dubbio, si prega di consultare l'ufficio competente locale dei rifiuti o contattare il centro d'assistenza postvendita di Lebooo rinviando il prodotto da smaltire.



Diagnosi dell'errore

Fenomeno	Causa	Soluzione
Vibrazione indebolita	(1) Lo spazzolino Appone l'eccessiva pressione sui denti (2) Contatto troppo intimo tra la testina ed il corpo	(1) Mettere leggermente la testina sui denti (2) Prelevare la testina dal manico e inserirla sull'albero d'uscita
Lo spazzolino dura per breve tempo anche se ricaricato	Carica insufficiente	(1) Tempo di ricarica insufficiente (2) Prodotto inattivo da almeno 6 mesi (3) Vita della batteria esaurita
Lo spazzolino non funziona	(1) Spazzolino esaurito (2) Errore dello spazzolino	Connettere il corpo all'alimentazione per ricarica, confermare l'accensione dell'indicatore di ricarica

- i** La rapida diagnosi dell'errore favorisce la ripresa del prodotto quanto presto possibile.

Dichiarazione legale

Marchio e licenza

Il dictura *Bluetooth*® ed il relativo distintivo sono marchi iscritti da *Bluetooth SIG.Inc.* Ogni uso di essi da parte di Dongguan Lebooo Electronic Technology Co.,Ltd è limitato dalla licenza.

Dongguan Lebooo Electronic Technology Co.,Ltd.

Sito ufficiale: www.lebooo.cn/en/site/index

Email: lebooo@lebondsonic.com

Il prodotto è progettato da Lebooo.

Leboooo Cepillo Dental Sónico Inteligente



①




②



③



④



⑤

Número	①	②	③	④	⑤
Nombre	Cuerpo	Arbusto de salida	Cubierta de cerdas	Cabezal de cepillo de limpieza	Base de carga inductiva
Cantidad	1	1	3	3	1


i Comprueba cuidadosamente los accesorios y la cantidad de su producto.

Dominación de los pasos de cepillado correctos


Lebooo ha abogado por el método BASS de cepillarse los dientes, y se recomienda cepillarse los dientes dos veces al día durante no menos de 2 minutos cada vez. El dominio de los pasos correcto cepillado es propicio para el mantenimiento de la salud oral.




Retire el arbutos de salida de salida en la dirección correcta.



El frente del cabezal del cepillo y el frente del cuerpo del cepillo dental mantienen la misma dirección.




El cabezal del cepillo se inserta en el eje de salida en la dirección correcta, y debe haber un cierto espacio entre el cuerpo y el cabezal del cepillo.



Tome una cantidad adecuada de pasta de dientes en el cabezal del cepillo, luego sumérjalo y lo pone en la en la boca, inicie el cepillo dental.



Sostenga el cuerpo del cepillo dental suavemente, las cerdas y la línea de las encías están a 45 grados, y muévelo lentamente con movimientos circulares.



Haga gárgaras después de cepillarse los dientes, enjuague su cepillo dental y deje que se seque naturalmente.

i La función antisalpicaduras se puede activar manualmente en AI Life App, se debe cambiar el paso (4) para iniciar primero el cepillo dental después de activar esta función y luego ponerlo en la boca.

HUAWEI HiLink puede realizar la interconexión entre dispositivos inteligentes.

Admite dispositivos HUAWEI HiLink, que se pueden administrar y controlar a través de HUAWEI AI Life App.

Instalación de HUAWEI AI Life App

Escanee el código QR en su teléfono móvil o busque HUAWEI AI Life App en el mercado de aplicaciones, descargue e instale la App.

- ❗ Si ha descargado HUAWEI AI Life App en su teléfono móvil, asegúrese de que la versión de la App sea la última.



Añación del dispositivo

Active el posicionamiento del sistema antes de conectar el cepillo dental para teléfonos móviles con Android 6.0 o superior.

PASO 1



Abra HUAWEI AI Life App y confirme que la conexión de red es normal y que el sistema Bluetooth y el posicionamiento están encendidos; Regístrese / inicie sesión en su cuenta de HUAWEI de acuerdo con las pautas de la App cuando lo use por primera vez.

PASO 2



Entra en la página de inicio de la App, haga clic en "+" para seleccionar "Agregar dispositivo".

- ⓘ Asegúrese de que la batería tenga suficiente energía y que no esté en el estado activado antes de conectar el cepillo dental, el cepillo dental debe estar cerca del teléfono móvil al vincular.

PASO 3



En la lista de dispositivos escaneados, haga clic en "Conectar" en el lado derecho de "Lebooo Smart Sonic Toothbrush".

- ⓘ Haga clic en "Agregar manualmente" para agregar el cepillo dental de acuerdo con las indicaciones de la interfaz si no se escanea el cepillo dental.

PASO 4



La interfaz indica que el dispositivo se está conectando, se enciende la luz azul del cuerpo en este momento, mantenga presionado el botón del cuerpo durante 2 segundos de acuerdo con la indicación, y el dispositivo se conecta con éxito.

- ⓘ Significa que el cepillo dental está conectado cuando se enciende la luz azul del cuerpo.

PASO 5



Después de configurar el nombre y la colocación del dispositivo, regrese a la página de inicio de la App, haga clic en el icono del dispositivo para ingresar a la interfaz de control del dispositivo y podrá controlar el cepillo dental.

Operación funcional

- **Iniciar / detener**

Presione brevemente el botón del cuerpo una vez para iniciar el cepillo dental, presione brevemente el botón del cuerpo para detener el cepillo dental después de que el cepillo dental funcione en el modo actual durante 10 segundos.

- **Cambio de modo**

Presione brevemente el botón del cuerpo para cambiar de marcha dentro de los 10 segundos posteriores a la activación del cepillo dental en el modo actual.

Soporte para cambiar el modo del cepillado en HUAWEI AI Life App.

- **Ajuste de duración e intensidad**

Soporte para modificar la duración e intensidad predeterminadas del cepillado en la HUAWEI AI Life App.

- **Función de memoria**

El cepillo dental leerá automáticamente el modo de memoria inteligente después del último cepillado después de que se inicia el cepillo dental.

- **Registro y análisis de datos del cepillado**

Cuando se conecta con HUAWEI AI Life App para cepillarse los dientes, puede guiar y registrar su cepillado en tiempo real con voz, le proporcionaremos puntajes profesionales y sugerencias para cepillarse los dientes después del cepillado. Puede consultar la sección de preguntas frecuentes de la App si tiene algún problema con la sincronización de los datos de cepillado de su App.

- **Protección inteligente contra sobrecarga**

El cepillo dental admite la función de recordatorio de presión excesiva, el cepillo dental puede sentir la presión de cepillado en tiempo real al cepillarse, el cuerpo debilitará intermitentemente las indicaciones de vibración cuando la presión de cepillado es demasiado alta; cuando la presión sea demasiado alta, la página de guía tendrá un mensaje de texto sobrecargado al usar AI Life App.

 La función de recordatorio sobrecargado se activa de manera predeterminada y se puede desactivar en AI Life App.

La presión del cabezal del cepillo no debe ser superior a 1 kg; de lo contrario, el sensor podría dañarse.

- **Protección contra salpicaduras al iniciar**

El cepillo dental admite la función antisalpicaduras del cabezal del cepillo, el cabezal del cepillo vibra débilmente cuando no está estresado después de activar esta función en AI Life App, lo que reduce de manera efectiva las salpicaduras accidentales de la pasta dental y las manchas de agua; el cepillo dental puede volver al estado normal de vibración cuando el cabezal del cepillo entra en contacto con los dientes.

- ❗ (1) La función antisalpicaduras del cabezal del cepillo está desactivada predeterminada y debe activarse en AI Life App para usar;
- (2) Después de aplicar la pasta de dientes, primero inicie el cepillo dental y luego ponga las cerdas cerca de los dientes para comenzar a cepillarse, si está cerca de los dientes primeramente y luego inicie, la función antisalpicaduras puede fallar temporalmente (recuperarse después de reiniciar);
- (3) No se recomienda usar este producto en un baño o ducha, para no afectar la experiencia antisalpicaduras o causar fallas;
- (4) Este producto se puede usar normalmente a $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$, pero no se recomienda activar la función antisalpicaduras en un entorno por debajo de 5°C o por encima de 40°C ;
- (5) Cuando la función de protección contra salpicaduras o sobrecarga es anormal, apague el cepillo dental y reinicielo, la función se puede restaurar sin afectar el momento del cepillado en la mayoría de los casos.

Introducción al modo

- **Modo de limpieza 31000 veces / minuto**

El poder sónico de alta frecuencia revienta muchas microburbujas y salpicaduras, generando un fuerte impacto y cepillando fácilmente el sarro obstinado. Es adecuado para el uso diario de la mayoría de las personas y limpia eficazmente las áreas ocultas de la cavidad oral.

- **Modo de brillo 27000-38000 veces / minuto**

La frecuencia de las ondas de sonido fuertes y débiles se alterna entre sí, lo que hace que sea más fácil aflojar todo tipo de manchas dentales en la superficie de los dientes y pulirlas como si fueran nuevas. Es adecuado para personas que necesitan blanquear los dientes.

- **Modo sensible 28000 veces / minuto**

Cuide suavemente la cavidad oral sensible, mientras brinda una experiencia cómoda de limpieza dental, también puede masajear el tejido periodontal blando. Este modo es adecuado para personas con cavidad oral sensible o para quienes usan el cepillo dental eléctrico por primera vez.


- **Modo de atención 28000-33000 veces / minuto**

La combinación de diferentes modos de vibración se puede aplicar al entorno oral de diferentes personas, y la fuerza adecuada es adecuada para las personas que reciben tratamiento oral.

- **Modo personalizado**

El modo personalizado admite 20 modos diferentes de personalización, y puede seleccionarse libremente en HUAWEI AI Life App. La elección del modo de limpieza dental que se adapte a sus hábitos de uso es más propicio para la salud oral.


 El cuerpo personalizado por defecto al modo "Eliminación de manchas fuerte".



Instrucciones de carga

- Inicie el cepillo dental antes de usarlo por primera vez, úselo después de la carga completa en caso de baja o ninguna batería. La carga posterior se puede usar en cualquier momento.
 - Cárguelo de acuerdo con los requisitos de carga del modelo de cepillo dental que compró hasta que esté completamente cargado si no se ha utilizado durante más de 6 meses, consulte el diagrama de carga para cargarlo.
 - Recordatorio de batería baja, si el cuerpo vibra tres veces seguidas durante el uso y el indicador de carga está en rojo fijo, HUAWEI AI Life App le recuerda al cepillo dental que está en estado de batería baja. Lo que significa que el cepillo dental no tiene suficiente batería, cárguelo a tiempo.
 - Coloque el cuerpo del cepillo dental en la base de carga y confirme que la base de carga esté conectada seguramente a la fuente de alimentación.
 - La carga del cuerpo, el estado de respiración rojo de la luz indicadora indica que está cargando y la luz indicadora verde indica que la batería está completamente cargada.
 - Será normal que la luz indicadora se encienda después de 10 minutos cuando se recargue si no se ha cargado durante mucho tiempo.
- i** Manténgase alejado del agua al cargar, y la carga segura puede garantizar la vida útil del producto. La carga rápida de 8 horas son datos de laboratorio, el tiempo de carga real variará debido a los diferentes entornos de carga.

Diagrama de carga:



Mantenimiento



Limpieza del cabezal del cepillo

Limpie las cerdas y el cabezal del cepillo después de cada uso y deje que se sequen naturalmente. No tire de las cerdas, ya que pueden deformarse y provocar la caída de las cerdas.



Limpieza del cuerpo

Limpie con un paño suave y deje que se seque naturalmente. No lo sumerja en agua por mucho tiempo. No use agua o líquido de limpieza ácido por encima de 40°C para la limpieza.



Limpieza de la base de carga

Use un paño suave para limpiar la suciedad en la base de carga. Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación antes de limpiar la base de carga y prestar atención a la seguridad. Limpie el puerto USB de la base de carga con un paño suave para evitar cortocircuitos.



Reemplazo del cabezal del cepillo

Los cabezales de limpieza y brillo tienen cerdas azules descoloridas en la parte superior, y el color de las cerdas gradualmente se volverá más claro durante el uso. Se recomienda reemplazar el cabezal del cepillo cada tres meses.

Preguntas frecuentes sobre la App

- **Bluetooth está activado, pero no se puede buscar Bluetooth**

Al buscar el cepillo dental en la misma cuenta, los cepillos dentales vinculados por esta cuenta no se mostrarán nuevamente en la lista de búsqueda, elimine primero este cepillo dental si desea volver a vincular.

- **Cómo sincronizar los datos de cepillado fuera de línea del cuerpo**

Este producto admite la sincronización de los datos de cepillado del cuerpo, y los datos de cepillado generados cuando Al Life App no está conectada se guardarán en el cuerpo;

Ingrese a la página de detalles del dispositivo desde la lista de dispositivos y la conexión Bluetooth es exitosa, si el cuerpo tiene datos fuera de línea, la parte inferior de la página de inicio se le pedirá que sincronice los datos, haga clic en el cuadro de aviso para completar la sincronización de datos del cuerpo.

- **Datos faltantes al sincronizar datos**

(1) Los datos de cepillado con un tiempo de cepillado de menos de 30 segundos son datos de cepillado no válidos y no se pueden guardar ni sincronizar;

(2) El cuerpo puede almacenar un total de 60 datos de cepillado, el exceso de datos se sobrescribirá cíclicamente al registro anterior, sincronice los datos del cuerpo a tiempo;

(3) Asegúrese de que la red esté conectada antes de sincronizar los datos del cuerpo, los datos del cuerpo no pueden sincronizarse cuando la red no está conectada.

- **Almacenamiento y protección de datos históricos**

Para proteger la privacidad del usuario, cuando el cepillo dental vinculado esté vinculado por otra cuenta, se borrarán los datos de cepillado fuera de línea del cuerpo; se borrarán todos los datos históricos de cepillado en la nube al eliminar el cepillo dental vinculado con la misma cuenta.

- **Notas sobre la actualización del firmware**

No desconecte el Bluetooth del teléfono móvil ni salga de la página de actualización cuando se actualiza el firmware, para evitar actualizaciones anormales y hacer que el cepillo dental quede inutilizable;

Puede volver a conectar el cepillo dental cerca del teléfono móvil y actualizar nuevamente después de la falla anormal en el proceso de actualización.

 Asegúrese de que el cepillo dental tenga suficiente energía antes de la actualización del firmware.

Parámetros básicos

Nombre del producto: Leboooo Cepillo Dental Sónico Inteligente: Diamante Estrella

Modelo de producto: LBT-203552A

Cuerpo

Tensión nominal: 3.7V =

Potencia nominal: 2.0W

Capacidad de la batería: 2500 mAh

Material: PC

Nivel impermeable: IPX7

Base de carga

Entrada: 5V = 1A

Potencia nominal: 3.8W

Cepillo de limpieza

Diámetro del alambre nominal: 0.152 mm

Material: Mango de cepillo ABS

Cerdas

Dupont + Alemania PEDEX

Advertencia de seguridad importante

⊗ Peligro!

- Es normal que algunas personas sientan irritación o entumecimiento de los dientes cuando usan este producto por primera vez; deje de usar este producto y busque tratamiento médico a tiempo si la situación anterior aún ocurre después de dos semanas de uso continuo.
- Los no profesionales tienen prohibido desmontar este producto; consulte al centro de servicio postventa autorizado por Lebooo si necesita reemplazar la batería.
- La base de carga inductiva solo se usa para cargar el cuerpo, no coloque teléfonos móviles, metales y otros objetos extraños en la posición de carga de inducción de la base de carga para evitar daños personales o al producto.
- No utilice otros cargadores para cargar el cuerpo, ya que esto puede dañar el producto.
- No cargue en un ambiente húmedo como un baño.

⚠ Nota!

- Este producto solo puede usar el cabezal de cepillo especial de Lebooo.
- Este producto está diseñado para limpiar dientes, encías y lengua solamente, no lo use para ningún otro propósito.
- Este producto es un producto privado y no puede ser utilizado por clínicas de dentistas u otras instituciones para múltiples pacientes. Los niños y las personas con extremidades deterioradas, las barreras mentales o sensoriales y la falta de experiencia y conocimiento relevantes deben usar este producto bajo la premisa de supervisión u orientación para garantizar la seguridad.

❗ Aviso!

- Los siguientes síntomas están prohibidos para usar este producto o consultar a un dentista:
 - (1) Personas que acaban de recibir cirugía oral / periodontal o están siendo tratadas dentro de los 2 meses;
 - (2) Hay otros síntomas en la cavidad oral (incluidas las personas con dentaduras postizas débiles o sangrado continuo de las encías, etc.);
 - (3) Otras personas con cavidad oral sensible y frágil.
- No permita que productos para el cuidado del cabello (como geles y aceites) o desinfectantes para manos entren en contacto con este producto para evitar dañar la superficie del producto.

Advertencia de seguridad de la batería

- No conecte el conductor de metal con los dos polos de la batería, ni toque los terminales de la batería, para evitar cortocircuitos y quemaduras causadas por el sobrecalentamiento de la batería y otras lesiones accidentales.
- No exponga la batería a altas temperaturas o alrededor de equipos de calefacción, como la luz solar, calentadores, hornos microondas, hornos o calentadores de agua. El sobrecalentamiento de la batería puede causar una explosión.
- No desarme ni modifique la batería, inserte objetos extraños, sumerja en agua u otros líquidos para evitar fugas, sobrecalentamiento, fuego o explosión de la batería.
- Si la batería tiene fugas, no exponga el líquido filtrado a la piel o los ojos. Enjuague inmediatamente con agua y vaya al hospital para recibir tratamiento médico si entra en contacto con la piel o los ojos.
- No arroje la batería al fuego, de lo contrario hará que la batería se incendie y explote.
- Deseche las baterías según las reglamentaciones locales, no deseche las baterías como basura doméstica. La eliminación inadecuada de la batería puede hacer que explote.
- No deje caer, aplaste ni perforo la batería. Evite someter la batería a tensiones externas, que pueden causar cortocircuitos internos y sobrecalentamiento.

Protección del medio ambiente

La batería de litio recargable incorporada de este producto puede reciclarse, no apile el producto desechado con los residuos domésticos generales después del final de la vida útil del producto, se debe pedir a los profesionales que saquen la batería y la reciclen o eliminen según las regulaciones locales de gestión de residuos, consulte a su departamento local de gestión de residuos si tiene alguna pregunta o comuníquese con el Centro de servicio de Leboo para devolver los productos desechados.



Diagnóstico de fallas

Fenómeno de falla	Análisis de causa	Solución
Intensidad de vibración debilitada	(1) El cepillo dental está fuertemente aplastado contra los dientes (2) El cabezal del cepillo está demasiado cerca del cuerpo	(1) Coloque el cabezal del cepillo suavemente sobre los dientes (2) Retire el cabezal del cepillo del mango y vuelva a colocarlo en el eje de salida
Solo puede funcionar por un corto tiempo incluso si el cepillo dental está cargado	No hay suficiente potencia	(1) El tiempo de carga no es suficiente (2) El producto no se ha utilizado durante más de 6 meses (3) La batería ha alcanzado la vida útil
Cepillo dental dejó de funcionar	(1) El cepillo dental no tiene electricidad (2) Hay un fallo del cepillo dental	Conecte el cuerpo a la fuente de alimentación para cargar y confirme que la luz indicadora de carga se ilumina

i El diagnóstico rápido de fallas permite que el producto reanude el funcionamiento lo antes posible.

Declaración legal

Marcas comerciales y licencias

La marca denominativa *Bluetooth*® y su logotipo son marcas registradas de *Bluetooth SIG, Inc.*, y cualquier uso de esta marca por parte de Dongguan Lebooo Electrónica y Tecnológica Co., Ltd. está sujeto a restricciones de licencia.

Dongguan Lebooo Electrónica y Tecnológica Co., Ltd.

Sitio web oficial: www.lebooo.cn/en/site/index

Correo electrónico: lebooo@lebondsonic.com

Los productos son diseñados por Lebooo.

Français

Lebooo Brosse à Dents Électrique Ultrasons Intelligente



①




②



③



④



⑤

Numéro	①	②	③	④	⑤
Nom	Manche	Couvercle de l'arbre de sortie	Capuchon de protection hygiénique	Tête de brosse de nettoyage	Base de charge inductive
Quantité	1	1	3	3	1

i Veuillez vérifier les accessoires et les quantités du produit.

Nos conseils pour un brossage efficace

Lebooo encourage la méthode brossage BASS: se brosser les dents 2 fois par jour pendant au moins 2 minutes. Connaître le bon mouvement de brossage pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire.



Enlevez le couvercle de l'arbre de sortie dans la bonne direction.



Gardez la façade de la tête de brosse dans la même direction que la façade du manche de la brosse à dents.




Insérez la tête de brosse dans l'arbre de sortie dans la bonne direction, un certain espace doit être maintenu entre le manche et la tête de brosse.



Appliquez une petite quantité de dentifrice sur les poils, mouillez la tête du brosse et placez les poils de la brosse sur les dents, allumez la brosse électrique.



Placez les poils à la jonction dents/gencives, en les inclinant légèrement (45 degrés), en Appuyant fermement pour que les poils atteignent le sillon gingival ou légèrement en-dessous. Faites faire à la brosse des mouvements rotatifs en rouleau de la gencive vers la dent, et uniquement dans ce sens. Répétez ce geste deux ou trois fois par groupe de deux dents.



Vous vous rincez la bouche après avoir brossé les dents, passez la tête de brosse sous l'eau avant de la ranger et la laissez sécher à l'air libre.

i La fonction anti-éclabousses peut être activée manuellement dans Al Life App. Une fois cette fonction activée, l'étape 4 doit être modifiée pour que la brosse à dents soit activée avant d'être placée sur les dents.

HUAWEI HiLink peut réaliser l'interconnexion entre des dispositifs intelligents.

Tous les dispositifs qui soutiennent la technologie HUAWEI HiLink peuvent être gérés et contrôlés par HUAWEI AI life App.

Installation de HUAWEI AI Life App

Scannez le code QR ci-dessous avec un téléphone portable, ou cherchez HUAWEI AI Life App dans App Gallery de votre téléphone mobile HUAWEI, téléchargez et installez HUAWEI AI Life App.

 Si votre téléphone portable a téléchargé HUAWEI AI Life App, Assurez-vous que votre HUAWEI AI Life App est la dernière version.



Connexion Bluetooth

Si votre téléphone portable android est de système 6.0 et supérieur, veuillez activer le système de positionnement du téléphone portable avant de connecter la brosse à dents.

Étape 1



Ouvrez HUAWEI AI Life App, assurez-vous que l'Appareil est correctement connecté au réseau et le bluetooth et le système de positionnement sont activés. Lors de la première connexion, veuillez vous inscrire ou vous connecter à un compte HUAWEI conformément aux guides de HUAWEI AI Life App.

Étape 2



Allez à la page d'accueil de HUAWEI AI Life App, cliquer sur le signe plus (+), sélectionnez « Add device ».

i Avant de connecter une brosse à dents, veuillez vérifier qu'elle est bien chargée et non activée, et maintenir la brosse à dents près du téléphone lors de la connexion.

Étape 3



Dans la liste des Appareils à scanner, cliquer sur « Lebooo Smart Sonic Toothbrush » pour connecter.

i Si la brosse à dents n'est pas trouvée par scanner, cliquer sur « ADD MANUALLY » pour ajouter une brosse à dents comme indiqué dans l'interface.

Étape 4



L'interface indique que le dispositif est en train de se connecter et que la lumière bleue est allumée à ce moment-là, suivez les instructions et Appuyer sur et maintenir le bouton pendant 2 secondes, le dispositif est connecté.

i Lorsque la lumière bleue est allumée, la brosse à dents est connectée.

Étape 5



Définissez le nom et la disposition de l'Appareil, une fois terminé, retournez à la page d'accueil de HUAWEI AI Life App. Cliquez sur l'icône de l'Appareil pour entrer dans l'interface et vous pouvez contrôler la brosse à dents.

Guide d'utilisation

- **Marche/arrêt**

La brosse à dents peut être activée en Appuyant brièvement sur la bouton du manche, la brosse à dents peut être arrêtée après 10 secondes de fonctionnement en mode actuel en Appuyant brièvement sur la bouton.

- **Commutation de mode**

Si la brosse à dents est activée pendant moins 10 secondes, vous pouvez commuter de mode en Appuyant brièvement sur le bouton du manche. Il vous permet de choisir le mode de brossage alternatif dans HUAWEI AI Life App.

- **Régulation de la durée et de l'intensité**

Il vous permet de modifier la durée et la force du brossage dans HUAWEI AI Life App.

- **Fonction de mémoire de travail**

Une fois activée, la brosse à dents retrouve le mode habituel de l'utilisateur après la dernière brossage de la mémoire intelligente.

- **Enregistrement et analyse des données du brossage**

Connectez HUAWEI AI Life App au brossage des dents. Votre brossage peut être piloté et enregistré en temps réel, après le brossage, vous recevez des notes professionnelles et des conseils sur le brossage. Si vous avez des problèmes de synchronisation des données de brossage dentaire dans HUAWEI AI Life App, consultez la section « Questions fréquemment posées sur HUAWEI AI Life App ».

- **Protection intelligente contre la surpression**

La brosse à dents assure une fonction avertisseur de surpression, la brosse à dents détecte en temps réel la pression du brossage lors du brossage, en cas de pression excessive, de faibles vibrations du manche sont signalées. Si vous vous êtes connecté à AI Life App pendant la brossage, un message écrit vous indiquera que la pression est excessive en temps réel.

 La fonction de la protection intelligente contre la surpression est activée par défaut du système, vous pouvez la désactiver dans AI Life App. La pression sur la tête de brosse ne peut pas être supérieure à 1 kg, sinon cela pourrait endommager le capteur.

- Évitez les éclaboussures lors du démarrage

La tête de brosse a une fonction anti-éclaboussures, après activation de cette fonction dans AI Life App, la tête de brosse vibre faiblement. Il est efficace pour réduire le rejet accidentel de dentifrices et de moisissures, le brosse à dents peuvent retrouver son état vibratoire normal lorsque la tête est en contact avec les dents.

- i** (1) La fonction anti-éclaboussures de la tête de brosse est désactivée par défaut et il faut l'activer dans AI Life App;

(2) Après avoir mis du dentifrice, allumez la brosse à dents avant de poser les poils sur les dents et de commencer à brosser les dents. Si la tête de brosse est posée sur les dents avant d'activer la brosse électrique, la fonction anti-éclaboussures peut être temporairement invalidée. (Cette fonction est rétablie après la remise en marche de la brosse à dents électrique);

(3) Il est déconseillé d'utiliser le produit sous la douche ou dans le bain pour éviter que la fonction anti-éclaboussures ne soit affectée ou ne soit invalidée;

(4) La brosse à dents peut être utilisé à des températures ambiantes comprises entre -20°C~+60°C, il n'est pas recommandé d'activer la fonction anti-éclaboussures à une température inférieure à 5°C ou supérieure à 40°C;

(5) Fermer la brosse à dents et la remettre en marche lorsque la protection contre les éclaboussures ou la surpression est anormales, la fonction est normalement rétablie après la remis en marche du brosse électrique.

Modes de brossage

- **Mode de nettoyage** La brosse fonctionne à 31.000 mouvements par minute.

Avec l'acoustique à haute fréquence, un grand nombre de microbulles d'eau produit une forte force de choc et brosse facilement le tartre tenace. Applicable à l'usage quotidien pour la plupart des utilisateurs de ce produit, nettoyage efficace des zones aveugles cachées dans la bouche.

- **Mode de blanchiment** La brosse fonctionne à 27.000-38.000 mouvements par minute.

Les fréquences soniques, fortes et faibles, alternent l'une avec l'autre. Il est plus facile d'éliminer toutes sortes de taches dentaires sur la surface des dents, faire les dents brillant comme neuve. Applicable aux personnes qui veulent avoir des dents plus blanches.

- **Mode sensible** La brosse fonctionne à 28.000-33.000 mouvements par minute.


Soigner doucement la cavité buccale sensible, elle Apporte une expérience agréable de nettoyage des dents tout en massageant les tissus mous du periodontal. Ce mode est Approprié pour l'utilisation par ceux qui ont une cavité buccale sensible ou par ceux qui utilisent pour la première fois des brosses à dents électriques.

- **Mode de soins** La brosse fonctionne à 31.000 mouvements par minute. Combinaison de différents modes de vibration, peut être adapté à l'environnement de la cavité buccale différente. Une force Appropriée est Appliquée pour ceux qui sont en cours de traitement dentaire.

- **Mode personnalisé**

Le mode personnalisé permet de personnaliser 20 modes différents, libre choix dans HUAWEI AI Life App, il est plus bénéfique pour la santé buccale de choisir un mode de nettoyage des dents qui correspond à vos habitudes d'utilisation.


 En mode personnalisé, il est indiqué comme élimination puissante des taches.



Instructions de chargement

- Avant la première utilisation, veuillez allumer d'abord la brosse à dents, dans le cas où la puissance est assez faible, voire quasi inexistante, il vous faut recharger la batterie jusqu'à 100% avant de la utiliser. Désormais, elle peut être chargée et être utilisée à tout moment.
 - Si la brosse n'a pas été utilisée depuis plus de 6 mois, il faut recharger la batterie jusqu'à 100% sur le schéma de charges selon les exigences du modèle de brosse à dents.
 - Si la manche agite trois fois de suite pendant l'utilisation et que l'indicateur rouge est allumé, ce sont les avertisseurs de faible puissance. Et HUAWEI AI Life App va vous rappeler que la brosse à dents est déjà à faible charge électrique. Veuillez la recharger le plus tôt possible.
 - Placez le manche de la brosse à dents sur la base de chargement et vérifiez que la base de chargement est correctement branchée.
 - Pendant rechargement des brosses à dents électriques, l'indicateur affiche une lumière rouge clignotante lorsque l'Appareil est en cours de chargement. Et l'indicateur affiche une lumière verte continue lorsque la batterie est chargée à 100%.
 - En cas de non-charge prolongée, il faut attendre 10 minutes avant que le témoin de
- i** Le chargement doit être effectué loin de l'eau. Rechargement en sécurité peut allonger la durée de vie du produit. Les données de 8 heures de chargement rapide est à partir de tests en laboratoire, le temps de chargement réel peut varier en fonction de l'environnement de chargement.

Icône de charge



DC 5V



Chargement rapide en 8 heures



Durée du service de 90 jours

Entretien



Nettoyage de la tête de brosse

Nettoyez les poils et la tête de brosse après chaque utilisation et les séchez à l'air, ne tirez pas les brosses, car il risque de déformer les brosses et de provoquer leur décollement.



Nettoyage du manche

Essuyez avec un tissu souple et le laissez sécher à l'air libre, sans immersion prolongée.

N'utilisez pas de l'eau à une température supérieure à 40°C.



Nettoyage de la base de chargement

Essuyer les taches de la base de chargement à l'aide d'une toile souple.

Avant de nettoyer la base de chargement, pour assurer votre sécurité, veuillez couper l'alimentation électrique et de la base de chargement.

Essuie l'interface USB de la base de chargement avec un tissu souple pour éviter les courts-circuits.



Remplacement de la tête de brosse

La partie supérieure des têtes de brosse sont dotées de poils bleus indicateur qui se décolorent partiellement au cours de l'utilisation pour signaler que le moment est venu de remplacer la tête de brosse.

Les dentistes recommandent de changer la tête de brosse tous les trois mois ou plus tôt si vous constatez des signes d'usure.

Questions fréquemment posées sur HUAWEI AI Life App

- **Bluetooth est activé, aucun Appareil inconnu n'est trouvé**

Lorsque le même compte recherche des brosses à dents, les brosses à dents déjà liées à ce compte ne seront plus affichées sur la liste de recherche. Pour la relier, supprimez d'abord cette brosse à dents de la liste déjà liée .

- **Comment synchroniser les données de brossage hors ligne**

Ce produit supporte les données du brossage gardé par l'Appareil. Quand AI Life App n'est pas connectée les données du brossage sont conservées dans la brosse à dents électrique ;

Parcourez la liste des équipements à la page des détails de la brosse et le lien bluetooth est réussi. S'il y a de données hors ligne, un message dans la page d'accueil vous demandera de synchroniser les données. La synchronisation des données peut être réalisée en cliquant sur la boîte d'affichage.

- **Données manquantes lors de la synchronisation des données**

(1) Les données dont le temps de brossage est inférieur à 30 secondes sont considérées comme invalides et ne peuvent pas être conservées ni synchronisées.

(2) Au total, 60 données de brossage peuvent être stockées dans la brosse électrique, les données récentes remplaceront les enregistrements précédents. Veuillez synchroniser les données à temps.

(3) Avant de synchroniser les données, assurez-vous que votre portable est correctement connecté au réseau et que les données ne peuvent pas être synchronisées quand votre portable n'est pas connecté au réseau.

- **Stockage et protection des données historiques**

Pour protéger les données privée des utilisateurs, quand la brosse à dents est liée à un autre compte, les données relatives au brossage des dents hors ligne seront éliminées de la brosse électrique; lors de la suppression d'une brosse à dents liée, toutes les données historiques de brossage dans les nuages seront éliminées.

- **Notes concernant la mise à jour du firmware**

Ne déconnectez pas votre téléphone portable bluetooth ou quittez la page de mise à jour lors de la mise à jour du firmware pour éviter l'échouement anormal. Sinon il en résulte que la brosse à dents ne sera pas utilisable; En cas d'échouement anormal du processus de mise à jour, la brosse à dents peut être remise à jour après être reliée au téléphone à nouveau.

 Assurez-vous que la brosse à dents est correctement chargée avant la mise à jour du firmware.

Informations générales sur le produit

Nom du produit: Lebooo Brosse à Dents Électrique Ultrasons Intelligente

Modèle du produit: LBT-203552A

Manche

Tension nominale: 3,7V

Puissance nominale: 2,0 W =

Capacité de la batterie: 2500mAh

Matériau: PC

Classe d'étanchéité: IPX7

Base de charge inductive

Tension d'entrée: 5V = 1A

Puissance nominale: 3,8W

Tête de brosse de nettoyage

Diamètre nominal du fil: 0,152 mm

Matériau: Composant antidétonant ABS

Brosse

Dupont et Pedex de l'Allemagne

Conseils de sécurité importants

⊗ Danger!

- Lors de la première utilisation du produit, il est possible de sentir des irritations ou des étouffements des dents, c'est normal; si les conditions susmentionnées persistent après deux semaines d'utilisation continue, veuillez arrêter l'utilisation du produit et consulter un médecin sans délai.
- Le démontage de ce produit est interdit aux non-professionnels, pour le remplacement des batteries, consultez un centre de service consommateur agréé par Lebooo.
- La base de charge inductive est réservée à la charge de la brosse électrique, ne pas posez votre téléphone portable, les métaux et autres choses de toutes sortes sur la base de chargement. Pour ne pas causer de dommages aux personnes ou aux produits.
- Ne pas utiliser d'autres chargeurs pour charger la brosse électrique, ce qui pourrait endommager le produit.
- Ne pas charger dans des conditions humides telles que dans la salle de bain.

⚠ Attention!

- Seules des têtes de brosse spéciales Lebooo peuvent être utilisées avec ce produit
- Ce produit est conçu uniquement pour le nettoyage des dents, des gencives et de la langue. Veuillez ne pas l'utiliser à d'autres fins.
- Ce produit est destiné à des fins privées et ne peut être utilisé par des dentistes ou d'autres institutions pour plusieurs patients. Les enfants, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'Appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus.

! Avertissement!

- Ceux qui ont des symptômes suivants sont interdites de utiliser ce produit ou doivent consulter un dentiste avant de s'en servir.
 - (1) Si vous avez reçu des soins bucco-dentaires, notamment au niveau des gencives, au cours des deux derniers mois, consultez votre dentiste avant d'utiliser cette brosse à dents;
 - (2) Consultez votre dentiste si vos gencives saignent de manière excessive après utilisation de cette brosse à dents ou si le saignement persiste après une semaine d'utilisation. Consultez également votre dentiste si l'utilisation de ce dispositif entraîne des douleurs ou un inconfort;
 - (3) Autres personnes sensibles et vulnérables par voie orale, etc.
- Ne laissez pas les produits pour les soins capillaires (gels, huiles etc.) ou les détergents pour les mains entrer en contact avec le produit, pour ne pas endommager la surface du produit.

Conseils de sécurité sur la batterie

- Ne connectez pas les bornes + et – avec un matériau conducteur pour éviter le court circuit. La température de batterie trop élevée peut provoquer des blessures accidentelles telles que des brûlures.
- Veuillez ne pas exposer la batterie à des températures ou tensions élevées ou autour d'un équipement de chauffage(le soleil, les Appareils électroménagers, les équipements de chauffage électrique ou les équipements de cuisson etc.). La température de batterie très haut peut provoquer une explosion.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie, ne l'insérez pas de corps étranger, ne la plongez pas dans l'eau ou dans tout autre liquide. Sinon la cellule ou la batterie peut prendre feu, émettre de la fumée, exploser ou provoquer une forte génération de chaleur par le courant généré.
- Si une fuite de la batterie se produit, évitez le contact avec la peau ou les yeux. Si le liquide entre dans l'œil ou touche le peau, rincez immédiatement avec de l'eau pure et consultez immédiatement un ophtalmologue. Si le liquide reste dans l'œil, cela peut causer de graves lésions.
- Veuillez ne pas jeter la batterie dans le feu, sinon la batterie pourrait prendre feu, émettre de la fumée, exploser ou provoquer une forte génération de chaleur.
- Recyclez la batterie conformément aux règles locales et législations en vigueur après utilisation. Ne la jetez pas à la poubelle avec les ordures ménagères. Dans le cas contraire, la batterie pourrait être court-circuitée, prendre feu ou exploser.
- Ne laissez pas tomber et ne percez pas la batterie avec un clou ou l'écrasez avec un marteau. La batterie pourrait être détruite ou endommagée. De plus, le circuit de protection pourrait être endommagé et provoquer un court-circuit interne ou provoquer une forte génération de chaleur.

Recyclage de batterie

La batterie rechargeable de ce produit peut être recyclés qui ne doit pas être mise au rebut avec les ordures ménagères au bout de la vie du produit.

Renseignez-vous aux professionnels pour retirer la batterie et la recycler conformément aux règles locales. Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, veuillez consulter votre service local de gestion des déchets, ou contactez le service consommateur de Leboo pour retourner le produit mis au rebut.



Diagnostic rapide des défauts

Description du défaut	Analyse des causes	Solution
Intensité de vibration réduite	1,La brosse à dents est forcée sur les dents 2,La tête de brosse est en contact trop proche avec la manche	1,Placez délicatement la tête de brosse sur les dents 2,Retirez la tête de brosse du manche, et la réinstallez sur l'arbre de sortie
Même si la brosse à dents est chargée, elle ne peut fonctionner que pendant une courte période	Puissance insuffisante	1,Temps de charge insuffisant 2,Ce produit n'avait pas été utilisé pendant plus que six mois 3,La batterie a atteint la fin de sa vie
La brosse à dents a cessé de fonctionner	1,La brosse à dents a une batterie insuffisante 2,La brosse à dents est en panne	Connectez la manche à l'alimentation pour charger et assurez vous que le témoin de charge est allumé

i Un diagnostic rapide des défauts peut permettre au produit de reprendre le travail aussi vite que possible.

Mentions légales

Marques de commerce et licences

Bluetooth®, sa marque et ses logos, sont des marques déposées et sont la propriété de *Bluetooth SIG, Inc.* et sont utilisés sous licence par Dongguan Lebooo Electronic Technology Co., Ltd.

Dongguan Lebooo Electronic & Technological Co., Ltd.

Website: www.lebooo.cn/en/site/index

Mail: lebooo@lebondsonic.com

Le produit est conçu par Lebooo.

Lebooo Schallzahnbürsten



①




②



③



④



⑤

Nummerierung	①	②	③	④	⑤
Name	Hauptkörper	Schutzkappe für Antriebswelle	Zahnbürstenkopf Schutzkappe	Bürstenkopf für routinemäßige Reinigung	Induktive Ladestation
Menge	1	1	3	3	1


i Bitte überprüfen Sie Ihr Produktzubehör und Ihre Menge sorgfältig.

Tipps zum Putzen mit der elektrischen Zahnbürste


Die Bass-Methode empfiehlt: Putzen Sie Ihre Zähne zweimal täglich, zwei Minuten lang nach den Mahlzeiten. Richtige Zahnputztechniken bei der Erhaltung ihrer Mundgesundheit helfen kann.




Entfernen Sie die Schutzkappe der Antriebswelle in die richtigen Richtung.




Die Vorderseite des Bürstenkopfes und die Vorderseite des Hauptkörpers der Zahnbürste behalten die gleiche Richtung bei.




Der Aufsatz wird in die richtigen Richtung in die Abtriebswelle eingeführt. Zwischen dem Hauptkörper und dem Aufsatz muss etwas Lücken sein.



Tragen Sie die richtige Menge an Zahnpasta auf den Bürstenkopf auf. Legen Sie den Kopf gegen die Zahnoberfläche und den Zahnfleischrand und schalten Sie die Zahnbürste ein.



Der Kopf muss in einem richtigen Winkel von ca. 45 Grad zum Zahnfleischrand positioniert werden. Putzen Sie Ihre Zähne mit einer Kreisbewegungen (vom Zahnfleischrand bis zum oberen Teil der Zahnkrone, von Innenseite bis zum Außenseite).



Spülen Sie Ihren Mund nach dem Zähneputzen aus, und spülen Sie Ihre Zahnbürste nach jedem Gebrauch einfach gründlich mit normalem Leitungswasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

i Die Anti-Splash-Funktion kann in der AI Life App manuell aktiviert werden. Nach dem aktivierten Funktion muss Schritt (4) geändert werden wie folgt, bitte schalten Sie Ihre Zahnbürste erst an, wenn sie sich im Mund befindet.

Die HUAWEI AI Life App kann die Verbindung zwischen intelligenten Geräten realisieren.
Die Schallzahnbürsten unterstützt HUAWEI AI Life App und kann über die HUAWEI AI Life App verwaltet und gesteuert werden.

Installieren Sie die HUAWEI AI Life App auf Ihrem Smartphone.

Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code, oder suchen Sie in Google Play oder im HUAWEI App Center nach HUAWEI AI Life und laden Sie die HUAWEI AI Life App auf Ihr Gerät herunter.

- ❗ Wenn die HUAWEI AI Life App bereits installiert wurde, stellen Sie sicher, dass die neueste Version installiert ist.



Gerät hinzufügen

Anwendbar auf Ihrem Gerät mit Android 6.0 und höher. Bitte starten Sie die Systempositionierung auf Ihrem Gerät, bevor Sie die Zahnbürste anschließen.

Schritte 1



Öffnen Sie die HUAWEI AI Life App, stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindung normal ist und das Bluetooth und die Positionierung aktiviert sind. Bei der ersten Verwendung registrieren /anmelden Sie sich bitte gemäß der HUAWEI AI Life App-Richtlinien in Ihrem HUAWEI-Konto.

Schritte 2



Gehe zu der HUAWEI AI Life App, und tippe auf "+" in der rechten oberen Ecke, um "Gerät hinzufügen" auszuwählen.

- Stellen Sie vor den Paaren sicher, dass die Zahnbürste über eine vollständigen Power verfügt und sich in einem inaktiven Zustand befindet. Beim Pairing muss die Zahnbürste sich in der Nähe Ihres Smartphones befinden.

Schritte 3



In der Liste der gescannten Geräte, tippen Sie auf "Verbinden" in der rechten von "Lebooo Smart Sonic Toothbrush".

- Wenn die Zahnbürste nicht gescannt wird, tippen Sie auf "ADD MANUALLY", nach der Aufforderung in Ihrer HUAWEI AI Life App fügen Sie die Zahnbürsten hinzu.

Schritte 4



Eingabeaufforderung in der HUAWEI AI Life App: Gerät stellt eine Verbindung her. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet das blaue Licht an dem Zahnbürstenkörper auf. Entsprechend der Eingabeaufforderung drücken Sie die Taste auf dem Hauptkörper 2 Sekunden lang.

- Wenn das Gerät erfolgreich verbunden ist, das blaue Licht an dem Zahnbürstenkörper beleuchtet immer.

Schritte 5



Erstellen Sie den Gerätenamen und die Platzierung, kehren Sie zur Homepage im HUAWEI AI Life App zurück, wenn Sie fertig sind. Tippen Sie auf das Gerätesymbol, um die Gerätesteuerungsoberfläche aufzurufen, können Sie die Zahnbürste steuern.

Funktionsbetrieb

- **Ein-/Ausschalter**

Drücken Sie kurze zum Einschalten der Schallzahnbürsten den Ein-/Ausschalter. Nachdem die Zahnbürste 10 Sekunden lang im aktuellen Modus gearbeitet hat, drücken Sie kurz zum Ausschalten der Schallzahnbürsten den Ein-/Ausschalter.

- **Putzmodi wechseln**

Innerhalb von 10 Sekunden, nachdem die Zahnbürste im aktuellen Modus startete, drücken Sie die Modus-Taste, um zwischen den Modi zu wechseln. Die Schallzahnbürsten unterstützt das Umschalten zwischen fünf Bürstenmodi in der HUAWEI AI Life App.

- **Putzdauer und Intensitätsstufe anpassen**

Die Schallzahnbürsten unterstützt das Ändern der Arbeitsdauer und Intensitätsstufe in der HUAWEI AI Life App.

- **Speicherfunktion**

Nach dem Start der Zahnbürste liest die Zahnbürste automatisch die letzte Verwendung des Zahnrads.

- **Zähneputzen mit Datenerfassung und -analyse**

Wenn die Schallzahnbürsten mit der HUAWEI AI Life App verbunden ist, können Sie die Sprachführung in Echtzeit durchführen und die HUAWEI AI Life App Ihr Zähneputzen aufzeichnen lassen. Nach dem Zähneputzen gibt die HUAWEI AI Life App Ihnen professionelle Evaluierung und Vorschläge zur Zähneputzen. Wenn es Probleme beim Synchronisieren von Putzdaten mit der HUAWEI AI Life App gibt, können Sie auf der " Häufig gestellte Fragen zur HUAWEI AI Life App" überprüfen.

- **Überdruck-Benachrichtigungsfunktion**

Die intelligente Zahnbürste unterstützt die Benachrichtigung bei übermäßigem Druck. Beim Zähneputzen kann die Zahnbürste den Putzdruck in Echtzeit erfassen. Wenn der Putzdruck zu hoch ist, ist der Hauptkörper zeitweise schwach vibrierend. Gleichzeitig wird auf der AI Life App-Homepage eine Benachrichtigung angezeigt: Der Putzdruck ist zu hoch.

-  Die Überdruck-Benachrichtigungsfunktion ist standardmäßig aktiviert. Sie können diese Funktion in der AI Life App deaktivieren. Der Putzdruck sollte nicht größer als 1 kg sein, da sonst der Sensor beschädigt werden kann.

- **Spritzfest Funktion**

Nach der Aktivierung der Spritzfest Funktion auf der AI Life App 'Intelligentes Leben', der Bürstenkopf bewegt sich ganz langsam wenn es nicht gedrückt ist, damit das zufällige Rausschmeißen der Zahnpasta und Wassertropfchen vermieden werden kann. Nach der Berührung der Zähne, der Bürstenkopf läuft wieder im normalen Status.

- i** (1) Spritzfest Funktion ist standardmäßig deaktiviert, Müssen Sie mal auf der AI Life App 'Intelligentes Leben' aktivieren.
- (2) Nach der Bestreichung der Zahnpasta, starten Sie bitte zuerst die Zahnbürste dann beginnen Sie zu putzen, sollten Sie erst den Bürstenkopf mit Ihren Zähnen berühren, danach starten, wird es vorübergehend nicht funktionieren (erneustarten um zu eraktivieren).
- (3) Die Benutzung während Duschen ist nicht empfohlen.
- (4) Die Temperaturbedingung gilt zwischen -20 Grad und +60 Grad, trotzdem wird die Benutzung der Spritzfest Funktion nicht empfohlen wenn die Temperatur niedriger als 5 Grad oder höher als 40 Grad ist.
- (5) Sollten es ein Fehler mit Spritzfest Funktion oder mit überdruckschutz auftritt, schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es erneut, in den meisten Fällen wird es wieder funktionieren und hat keinen Verlust auf die ursprüngliche eingestellte Nutzungszeit.

Moduseinführung

- **Reinigungsmodus: 31000 mal pro Minuten**

Die Hoch-Frequenz Bürstenkopfbewegungen erzeugen massiven Wasser Mikrobölen, die auch die effektive Entfernung der Zahnstein und Reinigung der verdeckter blinder Bereich unterstützt, ist für die meisten Leute eine gewöhnliche tägliche Zahnreinigung geeignet.

- **Aufhellungsmodus: 27000-38000 mal pro Minuten**

Dank des Abwechseln zwei verschiedener Frequenzen der Bürstenkopfbewegung, wird die Entfernung der Plaque auf Zahnoberflächen mehr effektiver, damit werden die Zähne aufgehellt und weißer.

- **Empfindlicher Modus: 28000 mal pro Minuten**

Es bietet Sanfte Reinigung und komfortable Reibung auf parodontales Weichgewebe an, die freundlich für die sensitive Zahnfleisch ist und sich für die Leute eignet, die erstmal elektrische Zahnbürste benutzen anzufangen.


- **Pflegemodus: 28000-33000 mal pro Minuten**

Verschiedene Bürstenkopfbewegungsgeschwindigkeiten kombinieren, eignet sich für verschiedenen Zustände im Mund, insbesondere für die Nutzung bei Zahnbehandlung und hilft die Zahnfleischgesundheit zu verbessern.

- **Benutzerdefinierter Modus**

Unter Benutzerdefinierter Modus können Sie 20 verschiedenen Modus definieren, die durch den App 'HUAWEI AI Life' frei auswahlen werden können.


- **Der Benutzerdefinierter Modus ist standardmäßig der Modus "Leistungsstarke Fleckenentfernung".**



Ladeanweisungen

- Starten Sie die Zahnbürste vor dem ersten Gebrauch. Wenn der Strom knapp oder gar nicht ist, verwenden Sie ihn bitte nach dem vollständigen Aufladen. Danach kann die Schallzahnbürsten jederzeit aufgeladen werden.
 - Wenn Sie die Zahnbürste länger als 6 Monate nicht benutzt haben, laden Sie sie bitte gemäß den Ladeanforderungen des von Ihnen gekauften Zahnbürstenmodells auf, bis sie vollständig aufgeladen ist.
 - Erinnerung an niedrigen Batteriestand, wenn die Schallzahnbürsten während des Gebrauchs dreimal hintereinander zittert und die Ladeanzeige dauerhaft rot leuchtet, erinnert die HUAWEI AI Life App die Zahnbürste daran, dass der Akku schwach ist. Dies bedeutet, dass die Zahnbürste zur Neige geht. Bitte laden Sie sie rechtzeitig auf.
 - Setzen Sie die Zahnbürste auf der Ladestation und stellen Sie sicher, dass die Ladestation an eine Steckdose angeschlossen ist.
 - Die blinkende rote Akkustandsanzeige zeigt an, dass die Zahnbürste geladen wird. wenn die Zahnbürste vollständig aufgeladen ist, sollte die grün Lampe am Handstück zeigt an.
 - Wenn es längere Zeit nicht aufgeladen wurde, leuchtet die Anzeige beim Aufladen normalerweise nach 10 Minuten auf.
- i** Beim Laden halten Sie das Ladegerät und die Zahnbürste von Wasser fern, um eine optimale Lebensdauer des Produkts zu garantieren. Bei der 8-stündigen Schnellladung handelt es sich um Labordaten. Die tatsächliche Ladezeit variiert aufgrund unterschiedlicher Ladeumgebungen.

Anweisungen zum Laden



Pflege



Reinigung des Bürstenkopfs

Tägliche Reinigung nach jedem Gebrauch. Reinigen Sie Ihren Bürstenkopf und die Borsten, um Zahnpasta und Speisereste zu entfernen, und lassen Sie es an der Luft trocknen.

Ziehen Sie nicht an den Borsten, da diese sich verformen und abfallen können.



Reinigung des Handstücks

Wischen Sie das gesamte Handstück mit einem feuchten Tuch ab, und lassen Sie es an der Luft trocknen. Tauchen Sie das Handstück nie komplett in Wasser ein!

zum Reinigen verwenden Sie kein Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40°C, und keine saure Lösungsmittel verwenden.



Reinigung der Ladestation

Bei der Reinigung der Ladestation stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, und achten Sie auf die Sicherheit.

Wischen Sie die Ladestation und das USB-Port mit einem sanften Tuch ab.



Bürstenkopf austauschen

Es gibt blaue Borsten auf dem Bürstenkopf für routinemäßige Reinigung und strahlend weiße Zähne.

Die Borsten wird während des Gebrauchs allmählich vergilbt.

Es wird empfohlen, den Bürstenkopf bei normaler Verwendung (zweimal täglich Zähneputzen) alle drei Monate zu ersetzen.

Häufig gestellte Fragen zur HUAWEI AI Life App

- **Bluetooth ist eingeschaltet, aber es lässt sich keine Bluetooth-Verbindung aufbauen.**

Bei der Suche nach Zahnbürsten in demselben Konto werden die Zahnbürsten, die an dieses Konto schon gebunden wurden, nicht mehr in der Suchliste angezeigt. Wenn Sie erneut binden möchten, löschen Sie diese existierenden Zahnbürste bitte zuerst.

- **So synchronisieren Sie Offline-Putzdaten**

Dieses Produkt unterstützt die Synchronisierung der Offline-Putzdaten. Wenn die Schallzahnbürste mit dem AI Life App nicht verbunden ist, werden die Putzdaten im Handstück gespeichert.

Rufen Sie in der Geräteliste die Gerätedetailseite auf, und die Bluetooth-Verbindung ist erfolgreich. Wenn das Handstück Offline-Daten enthält, werden Sie unten auf der Startseite zur Synchronisierung der Daten aufgefordert. Klicken Sie auf das Eingabeaufforderungsfeld, um die Synchronisierung der Offline-Putzdaten abzuschließen.

- **Fehlende Daten beim Synchronisieren**

(1) Putzdaten mit einem Putzdauer von weniger als 30 Sekunden ist ungültig und kann nicht gespeichert und synchronisiert werden.

(2) Das Handstück kann insgesamt 60 Zahnputzdaten speichern, und die überschüssigen Daten decken zyklisch die vorherigen Aufzeichnungen ab. Bitte synchronisieren Sie die Putzdaten rechtzeitig.

(3) Vor dem Synchronisieren stellen Sie sicher, dass das Netzwerk verbunden ist. Wenn das Netzwerk nicht verbunden ist, können die Putzdaten nicht synchronisiert werden.

- **Speicherung und Schutz von historischer Daten**

Um die Privatsphäre des Benutzers zu schützen, werden beim Binden der gebundenen Zahnbürste durch ein anderes Konto die Offline-Putzdaten der Schallzahnbürsten gelöscht. Wenn Sie die gebundene Zahnbürste aus demselben Konto löschen, werden alle historischen Putzdaten in der Cloud gelöscht.

- **Hinweise zum Firmware-Upgrade**

Bitte trennen Sie das Bluetooth des Smartphones nicht und verlassen Sie die Upgrade-Seite nicht, wenn die Firmware aktualisiert wird, um ungewöhnliche Upgrades zu vermeiden und die Zahnbürste unbrauchbar zu machen. Wenn der Aktualisierungsvorgang abnormal fehlschlägt, können Sie die Zahnbürste in der Nähe des Smartphones wieder verbinden und anschließend erneut aktualisieren.

-  Vor dem Firmware-Upgrade stellen Sie sicher, dass die Zahnbürste mit ausreichend Strom verfügt.

Besonderheit des Produkts

Produktname: Lebooo Schallzahnbürsten • xingzuan

Produktnummer: LBT-203552A

Hauptkörper

Nennspannung: 3.7V=

Nennleistung: 2.0W

Batteriekapazität: 2500mAh

Hauptmaterial: PC

Wasserdichtes Niveau: IPX7

Ladestation

Input: 5V=1A

Nennleistung: 3.8W

Bürstenkopf für routinemäßige Reinigung

Nenndrahtdurchmesser: 0.152mm

Bürstengriffmaterial: ABS

Borsten: Du Pont und PEDEX

Wichtige Sicherheitstipps

⊗ Gefahr!

- Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, verspüren die Zahnreizungen oder Taubheitsgefühle, was normal ist. Wenn die oben genannte Situation nach zwei Wochen ununterbrochener Anwendung immer noch auftritt, beenden Sie die Verwendung dieses Produkts und suchen Sie rechtzeitig einen Arzt auf.
- Es ist Laien strengstens untersagt, das Gerät zu zerlegen. Wenn Sie die Batterie wechseln müssen, wenden Sie sich bitte an den von Lebooo autorisierte Kundendienstzentrum.
- Die induktive Ladestation wird nur zum Laden des Lebooo Schallzahnbürsten verwendet. Stellen Sie keine Mobiltelefone, Metalle und andere Fremdkörper zum induktiven Laden in die Ladestation, um weitere Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte, um die Schallzahnbürsten aufzuladen, um das Produkt nicht zu beschädigen.
- Die Schallzahnbürste darf nicht im Badezimmer oder in anderen Feucht räumen geladen.

⚠ Achtung!

- Verwenden Sie nur Lebooo-Ersatzbürstenköpfe.
- Dieses Produkt dient nur zur Reinigung von Zähnen, Zahnfleisch und Zunge. Und dürfen sie nicht für andere Zwecke verwenden.
- Dieses Produkt ist ein Körperpflegegerät und nicht für die Verwendung bei mehreren Patienten in einer Zahnarztpraxis oder einer Einrichtung bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnisse gedacht, es sei denn, sie wurden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen, wie das elektronische Gerät für ihrer Sicherheit verwendet wird.

! Hinweis!

- Personen mit den folgenden Symptomen ist die Verwendung dieses Produkts untersagt oder konsultieren Sie Ihren Arzt:
 - (1) Wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie sich in den letzten 2 Monaten einer Zahn- oder Mundoperation unterzogen haben.
 - (2) Es gibt andere Symptome im Mund (einschließlich Menschen mit schwachen Prothesen oder anhaltenden Zahnfleischbluten usw).
 - (3) Andere Menschen mit empfindlicher und verletzlicher Mundhöhle usw.
- Lassen Sie keine Haarpflegeprodukte (wie Gele und Öle) oder Händedesinfektionsmittel mit diesem Produkt in Kontakt kommen, um eine Beschädigung der Produktoberfläche zu vermeiden.

Tipps zur Batteriesicherheit

- Verbinden Sie den Metallleiter nicht mit den beiden Polen der Batterie und berühren Sie nicht die Anschlüsse der Batterie, um einen Kurzschluss der Batterie und versehentliche Verletzungen wie Verbrennungen durch Überhitzung der Batterie zu vermeiden.
- Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen oder in der Nähe von Heizgeräten wie Sonnenlicht, Heizgeräten, Mikrowellenherden, Backöfen oder Warmwasserbereitern aus. Überhitzung der Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Verformen, modifizieren oder zerlegen Sie den Akku niemals und bringen Sie keine Fremdkörper direkt am Ladegeräte an, Tauchen Sie den Ladegeräte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um ein Auslaufen der Akkus, Überhitzung, Feuer oder Explosion zu vermeiden.
- Wenn die Akku-Flüssigkeit mit Ihren Augen in Kontakt kommt, besteht die Gefahr der Erblindung. Im Falle des Kontakts sofort mit Wasser ausspülen (Augen nicht reiben) und umgehend ins Krankenhaus begeben. Wenn die Akku-Flüssigkeit mit Ihrer Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, kann dies zu Hautverätzungen führen. Bitte sofort mit Wasser abspülen und bei Bedarf sofort einen Arzt aufsuchen.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, da es sonst zu einem Brand oder zu einer Explosion kommen kann.
- Entsorgen Sie den Akkus entsprechend den örtlichen Bestimmungen, werfen Sie den Akkus nicht in den Hausmüll. Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterie kann die Batterie explodieren.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen, quetschen oder durchstoßen. Setzen Sie den Akku keinen externen Belastungen aus, da dies zu Kurzschlüssen und Überhitzung im Akku führen kann.

Recycling

Dieses Produkt verfügt über eine eingebaute wiederaufladbare Lithiumbatterie, die recycelt werden kann. Nach dem Gebrauch werfen Sie den Akkus nicht in den Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten und Akkus. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus nicht über den normalen Hausmüll. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und Akkus werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Fehlerbehebung

Fehlerphänomen	Ursachenanalyse	Eliminierungsmethode
Die Geschwindigkeit des Bürstenkopfs nimmt ab.	(1) Der Bürstenkopf wird zu stark auf Zähne gedrückt. (2) Der Bürstenkopf hat sich zu eng mit dem Handstück verbunden.	(1) Drücken Sie die Borsten leichter auf Ihren Zähne. (2) Ziehen Sie den Bürstenkopf ab und drücken Sie ihn richtig auf den Metallschaft noch mal.
Das Gerät kann nur kurze Zeit arbeiten trotzdem wird es schon geladen.	Batterie ist noch leer.	(1) Batterie ist nicht lang genug geladen. (2) Das Gerät ist länger als 6 Monaten nicht benutzt. (3) Batterie hat den Lebensdauer erreicht.
Das Gerät arbeitet nicht.	(1) Batterie ist leer. (2) Das Gerät ist defekt.	Stellen Sie das Handstück in das Ladegerät und bestätigen Sie ob die Kontrolllampe zeigt an.

-  Durch eine schnelle Fehlerdiagnose kann das Produkt so schnell wie möglich wieder in Betrieb genommen werden.

Rechtliche Hinweise

Marken und Lizenzen

Die *Bluetooth*® Wortmarke und Logos sind Eigentum der *Bluetooth SIG Inc.* Die Nutzung dieser Marken durch Dongguan Lebooo Electronic Technology Co. Ltd. erfolgt unter Lizenzbeschränkungen.

Dongguan Lebooo Electronic Technology Co. Ltd.

Offizielle Website: www.lebooo.cn/en/site/index

Emailadresse: lebooo@lebondsonic.com

Diese Schallzahnbürsten wurden von Lebooo entwickelt.

Polski

Lebooo inteligentna szczoteczka soniczna



①




②



③



④



⑤

Nr	①	②	③	④	⑤
Nazwa	Główna część	Ostona głównej części	Ostona główki szczoteczki	Końcówka szczoteczki	Ładowarka indukcyjna
Ilość	1	1	3	3	1


i Prosimy o dokładne sprawdzenie akcesoriów i ilości posiadanych części.

Instrukcja mycia zębów

Firma Lebooo zaleca metodę mycia zębów Bassa. Zaleca się mycie zębów dwa razy dziennie, nie mniej niż 2 minuty za każdym razem. Opanowanie prawidłowych czynności mycia zębów pomoże zachować zdrowie jamy ustnej.




Zdejmij osłonkę.



Nałóż główkę szczoteczki na korpus szczoteczki.




Gdy główka szczoteczki jest włożona na korpus, pomiędzy elementami powinna być szczelina.



Na główkę szczoteczki nałóż odpowiednią ilość pasty, namocz ją i włóż do ust, włącz szczoteczkę.



Przytrzymując szczoteczkę do zębów włosie i linia dziąseł powinny być ustawione pod kątem 45°. Rozpocznij koliste ruchy.



Po umyciu zębów wypłucz usta oraz główkę szczoteczki, pozostaw do wyschnięcia.

- i** Uwaga: Funkcję zapobiegającą rozpryskiwaniu można włączyć ręcznie w aplikacji AI Life. Po włączeniu tej funkcji należy zmienić krok 4, aby w pierwszej kolejności włączyć szczoteczkę, a następnie włożyć ją do ust.

HUAWEI HiLink może realizować połączenia między inteligentnymi urządzeniami. Urządzeniami obsługującymi HUAWEI HiLink można zarządzać i sterować za pomocą aplikacji AI Life.

Instalacja aplikacji AI Life

Zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego lub wyszukaj AI Life w HUAWEI AppGallery, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację.

- ❗ Jeśli telefon komórkowy pobrał już AI Life, upewnij się, że wersja aplikacji jest najnowsza.



Dodaj urządzenie

W przypadku telefonów komórkowych z systemem Android 6.0 i nowszym włącz udostępnianie lokalizacji przed próbą dodania szczoteczki do zębów.

KROK 1



Otwórz aplikację AI Life i potwierdź, że połączenie sieciowe jest aktywne, a funkcja Bluetooth i udostępnianie lokalizacji są włączone; podczas korzystania z niej po raz pierwszy, zarejestruj/zaloguj się do konta Huawei zgodnie z instrukcją aplikacji.

KROK 2



Przejdź do strony głównej aplikacji, klikając „+” i wybierając „Dodaj urządzenie”.

i Przed podłączeniem szczoteczki do zębów należy upewnić się, że jest ona w pełni naładowana i nie jest aktywowana. Szczoteczka do zębów musi znajdować się blisko telefonu komórkowego podczas dodawania jej w aplikacji.

KROK 3



Kliknij „Połącz” po prawej stronie „Lebooo Smart Sonic Toothbrush” na liście przeskanowanych urządzeń.

i Jeśli szczoteczka nie została wyszukana, kliknij „Dodaj ręcznie” i dodaj szczoteczkę zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

KROK 4



W aplikacji zostanie wyświetlony komunikat o próbie połączenia szczoteczki z urządzeniem, z jednoczesnym zapaleniem się niebieskiego światła na szczoteczce. Zgodnie z instrukcją w aplikacji, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk na szczoteczce. Po wykonaniu tych czynności szczoteczka zostanie połączona z urządzeniem.

i Świecące niebieskie światło informuje, że szczoteczka została połączona z urządzeniem.

KROK 5



Ustaw nazwę i lokalizację urządzenia, a po zakończeniu wróć do strony głównej aplikacji. Kliknij ikonę urządzenia, aby przejść do interfejsu sterowania urządzeniem i posiadać pełną kontrolę nad urządzeniem.

Operacja funkcji

- **Włącz/Stop**

Krótko naciśnij przycisk na korpusie, aby uruchomić szczoteczkę. Po 10 sekundach pracy szczoteczki w bieżącym trybie naciśnij przycisk na korpusie, aby zatrzymać szczoteczkę.

- **Przełączanie trybów**

W ciągu 10 sekund od uruchomienia szczoteczki w bieżącym trybie, naciśnij krótko przycisk na korpusie, aby przełączać tryb.

Obsługuj przełączanie trybu szczoteczki do zębów w aplikacji AI Life.

- **Regulacja czasu pracy i mocy**

Obsługuj regulację domyślnego czasu pracy i mocy szczoteczki do zębów w aplikacji AI Life.

- **Funkcja pamięci**

Po uruchomieniu szczoteczka automatycznie odczyta tryb inteligentnej pamięci po ostatnim myciu zębów.

- **Rejestracja i analiza danych dotyczących mycia zębów**

Po połączeniu się z aplikacją AI Life masz możliwość rejestrowania szczotkowania w czasie rzeczywistym. Po skończonym myciu otrzymasz wyniki i zalecenia dotyczące szczotkowania. Jeśli pojawia się problemy z synchronizacją danych dotyczących szczotkowania, zapoznaj się z sekcją FAQ dotyczącą aplikacji.

- **Inteligentna ochrona przed nadmiernym naciskiem**

Szczoteczka poinformuje Cię o użyciu zbyt dużej siły podczas szczotkowania. W przypadku nieprawidłowego użytkowania szczoteczka poinformuje o tym. Gdy nacisk będzie zbyt duży szczoteczka zacznie sporadycznie i delikatnie wibrować. W przypadku gdy urządzenie podłączone jest do aplikacji AI Life na wyświetlaczu pojawi się informacja ostrzegająca o nadmiernym nacisku.

 Funkcja przypominania o nadmiernym nacisku jest domyślnie włączona, lecz można ją dezaktywować w aplikacji AI Life.

Nacisk główki szczoteczki nie może być większy niż 1kg, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie czujnika.

- **Zapobieganie rozpryskiwaniu podczas włączania**

Szczoteczka wspiera funkcję zapobiegającą rozpryskiwaniu się zawartości główki szczoteczki. Po włączeniu tej funkcji w aplikacji AI Life wibracje główki słabną, gdy szczoteczka nie wyczuwa nacisku, co w konsekwencji skutecznie ogranicza przypadkowe rozpryskiwanie pasty do zębów oraz wody; gdy główka szczoteczki styka się z zębami, szczoteczka powraca do normalnego poziomu wibracji.

- i** (1) Funkcja zapobiegająca rozpryskiwaniu zawartości główki szczoteczki jest domyślnie wyłączona i należy ją otworzyć w aplikacji AI Life przed rozpoczęciem szczotkowania;
- (2) Po nałożeniu pasty należy włączyć szczoteczkę, a następnie docisnąć włosie do zębów, aby rozpocząć szczotkowanie. Jeśli zaczniesz dociskać szczoteczkę przed jej uruchomieniem, funkcja zapobiegająca rozpryskiwaniu może chwilowo nie działać (przywrócenie do normalnego stanu po ponownym uruchomieniu);
- (3) Nie zaleca się używania tego produktu w wannie lub pod prysznicem, aby nie wpływać na działanie funkcji zapobiegającej rozpryskiwaniu i nie spowodować uszkodzenia tej funkcji;
- (4) Produkt ten może być używany w -20°C - +60°C, nie zaleca się włączania funkcji zapobiegającej rozpryskiwaniu w otoczeniu poniżej +5°C lub powyżej +40°C;
- (5) Gdy funkcja zapobiegająca rozpryskiwaniu lub funkcja ochrony przed nadmiernym naciskiem działają nieprawidłowo, wyłącz szczoteczkę i uruchom ją ponownie. W większości przypadków funkcję można uruchomić ponownie bez wpływu na proces szczotkowania.

Opis trybów

- Tryb czyszczenia 31000 razy / min

Fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości powodują ruch wody, dzięki któremu dochodzi do oczyszczenia nawet dużej warstwy kamienia nazębnego. Idealne do codziennego użytku, dzięki swojemu przeznaczeniu czyści nawet najdalsze zakamarki jamy ustnej.

- Tryb wybielający 27000-38000 razy / min

Różna częstotliwość fal dźwiękowych wytwarzanych przez szczoteczkę ułatwia czyszczenie przebarwień na powierzchni zębów. Idealne dla osób oczekujących efektu wybielenia zębów.

- Tryb wrażliwy 28000 razy / min

Delikatnie czyści wrażliwą jamę ustną i masuje miękkie tkanki przyzębia, zapewniając jednocześnie komfortowe czyszczenie. Ten tryb jest odpowiedni dla osób z wrażliwą jamą ustną lub używają elektrycznych szczotek do zębów po raz pierwszy.


- Tryb pielęgnacyjny 28000-33000 razy / min

Połączenie różnych trybów wibracji jest odpowiednie dla osób o różnych środowiskach jamy ustnej. Tryb został zaprojektowany z myślą o użytkownikach odbywających leczenie w obrębie jamy ustnej.

- Tryb spersonalizowany

Obsługa 20 różnych trybów spersonalizowanych, które można dowolnie wybierać w aplikacji AI Life. Wybór trybu czyszczenia, który odpowiada Twoim potrzebom i nawykom jest lepszy dla zdrowia i higieny jamy ustnej.


-  W trybie spersonalizowanym szczoteczka jest domyślnie ustawiona na tryb intensywnego usuwania zabrudzeń.



Instrukcja ładowania

- Przed pierwszym użyciem uruchom szczoteczkę w celu weryfikacji poziomu stanu baterii. Gdy poziom energii jest niski naładuj urządzenie do maksymalnego poziomu, w przypadku pierwszego ładowania. Następne ładowanie można stosować w dowolnym momencie.
 - Jeżeli szczoteczka nie była używana przez okres 6 miesięcy, postępuj zgodnie z instrukcją pierwszego ładowania. Patrz punkt wyżej.
 - Przypomnienie o niskim poziomie naładowania baterii: jeśli korpus wibruje 3 razy z rzędu, a wskaźnik ładowania świeci stałym czerwonym światłem podczas użytkowania, aplikacja AI Life przypomina, że poziom naładowania baterii jest niski. Oznacza to, że szczoteczka jest rozładowana. Naładuj ją.
 - Umieść korpus szczoteczki na bazie ładującej i upewnij się, że baza ładująca jest bezpiecznie podłączona do źródła zasilania.
 - Podczas ładowania czerwone światło wskaźnika wskazuje, że trwa ładowanie, natomiast zielone światło sygnalizuje, że bateria jest w pełni naładowana.
 - Jeśli bateria nie była ładowana przez długi czas, wskaźnik ładowania zaświeci się dopiero po 10 minutach od rozpoczęcia procesu ładowania.
- i** Podczas ładowania utrzymuj urządzenie w bezpiecznej odległości od źródła wodnego, aby zapewnić bezpieczne ładowanie i żywotność produktu. Deklarowany czas pełnego ładowania w ciągu 8 godzin jest wartością orientacyjną i został uzyskany w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywisty czas ładowania może różnić się od deklarowanego w zależności od warunków otoczenia.

Schemat ładowania:



Konserwacja



Czyszczenie główki szczoteczki

Po każdym użyciu wyczyść włosie i główkę szczoteczki, następnie pozostaw do wyschnięcia. Nie ciągnij za włosie, powoduje to niszczenie i deformacje włosia.



Czyszczenie korpusu

Wytrzyj korpus miękką szmatką i pozostaw do wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Nie zanurzaj go w wodzie na dłuższy czas. Do czyszczenia nie używaj wody o temperaturze wyższej niż 40°C ani ostrych środków czyszczących.



Czyszczenie bazy ładującej

Wytrzyj brud z bazy ładującej miękką szmatką. Pamiętaj, aby odłączyć zasilanie przed czyszczeniem. Pamiętaj o bezpieczeństwie. Przetrzyj port USB bazy ładującej miękką i suchą szmatką, aby uniknąć zwarcia.



Wymiana główki szczoteczki

Końcówki nowego włosia są niebieskie. Podczas użytkowania kolor włosia będzie stopniowo zmieniał się na jaśniejszy. Zaleca się wymianę główki szczoteczki co trzy miesiące.

FAQ aplikacji

- **Bluetooth jest włączony, nie można wyszukać urządzenia**

Podczas wyszukiwania szczoteczki do zębów używając tego samego konta, szczoteczki przypisane do tego konta nie będą już wyświetlane na liście wyszukiwania. Jeśli chcesz ponownie powiązać urządzenie, usuń szczoteczkę z pamięci urządzenia.

- **Jak zsynchronizować dane dotyczące szczotkowania w trybie offline?**

Ten produkt obsługuje synchronizację danych dotyczących szczotkowania. Dane dotyczące mycia zębów, które zostały wygenerowane, gdy aplikacja AI Life nie była podłączona, zostaną zapisane w korpusie;

Przejdź do zakładki łączności Bluetooth jeżeli na urządzeniu widnieje informacja o braku połączenia, ponów połączenie w celu synchronizacji danych.

Sprawdź czy połączenie dobiegło końca i urządzenie połączyło się prawidłowo.

- **Utrata danych podczas synchronizacji szczoteczki z telefonem**

(1) Dane dotyczące szczotkowania krótszego niż 30 sekund są nieprawidłowe i nie można ich zapisać ani zsynchronizować;

(2) Korpus może przechowywać łącznie 60 danych dotyczących szczotkowania.

Po przekroczeniu tej ilości danych poprzednie rekordy zostaną nadpisane.

W takiej sytuacji zsynchronizuj urządzenie na nowo;

(3) Przed zsynchronizowaniem danych z korpusu urządzenia upewnij się, że połączenie bluetooth z telefonem jest aktywne. Dane nie mogą być zsynchronizowane jeśli szczoteczka nie ma połączenia Bluetooth z telefonem.

- **Przechowywanie i ochrona danych historycznych**

Aby chronić prywatność użytkownika, gdy szczoteczka do zębów zostanie powiązana z innym kontem w aplikacji HUAWEI AI Life, dane dotyczące szczotkowania w trybie offline korpusu urządzenia zostaną wyczyszczone.

W przypadku połączenia konta aplikacji z inną szczoteczką wszystkie dane zapisane w pamięci tej szczoteczki zostaną usunięte.

- **Uwagi dotyczące aktualizacji oprogramowania**

Nie wyłączaj Bluetooth w telefonie komórkowym ani nie wychodź z interfejsu podczas aktualizacji oprogramowania, aby zapobiec nieprawidłowościom aktualizacji. Podczas aktualizacji nie korzystaj z urządzenia.

Jeśli aktualizacja się nie powiedzie, możesz ponownie podłączyć szczoteczkę do zębów blisko telefonu komórkowego i ponownie ją zaktualizować.

- ❗ **Przed aktualizacją oprogramowania upewnij się, że szczoteczka jest w pełni naładowana.**

Podstawowe parametry

Nazwa produktu: Lebooo inteligentna soniczna szczoteczka do zębów-Diament

Model produktu: LBT-203552A

Główny korpus

Napięcie znamionowe: 3,7V=

Moc znamionowa: 2,0W

Pojemność baterii: 2500mAh

Materiał: PC

Poziom wodoodporności: IPX7

Baza ładująca

Wejście: 5V=1A

Moc znamionowa: 3,8W

Główka szczoteczki do czyszczenia

Średnica nominalna: 0,152mm

Materiał: Uchwyt ABS

Włosie DuPont + niemiecki PEDEX

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

⊗ ZAGROŻENIE!

- Podczas korzystania z tego produktu po raz pierwszy, niektóre osoby odczuwają podrażnienie zębów lub drętwienie, co jest zjawiskiem normalnym; jeśli powyższa sytuacja będzie nadal występować po dwóch tygodniach ciągłego użytkowania, należy zaprzestać używania tego produktu i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
- Zabrania się demontażu produktu przez osoby nieprzeszkolone i inne niż przewidział producent.
- Indukcyjna baza ładująca służy tylko do ładowania głównego korpusu. Proszę nie umieszczać telefonów komórkowych, metali i innych ciał obcych na indukcyjnym miejscu ładowania, aby zapobiec uszkodzeniu osób lub produktu.
- Nie używaj innych ładowarek do ładowania szczoteczki aby nie uszkodzić produktu.
- Nie ładuj w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki.

⚠ UWAGA!

- Ten produkt może być używany tylko z oryginalnymi akcesoriami i produktami firmy Lebooo.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do mycia zębów, dziąseł i języka, nie używaj go w żadnym innym celu.
- Ten produkt jest do użytku osobistego i nie może być używany przez większą liczbę pacjentów w gabinetach i placówkach stomatologicznych.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, osoby z niepełnosprawnością ruchową niepełnosprawnością umysłową lub sensoryczną oraz osoby bez doświadczenia i wiedzy w używaniu podobnego sprzętu muszą użytkować ten produkt pod nadzorem lub wskazówkami opiekuna.

❗ PRZYPOMNIENIE!

- Osoby z następującymi objawami nie mogą używać tego produktu lub powinny skonsultować się z dentystą:
 1. Osoby, które właśnie przeszły operację jamy ustnej / przyzębia lub przechodziły takie leczenie w ciągu ostatnich 2 miesięcy;
 2. Posiadają inne objawy w jamie ustnej (w tym ze słabymi protezami lub ciągłym krwawieniem z dziąseł itp.);
 3. Inne osoby z wrażliwą i delikatną jamą ustną.
- Nie należy używać z tym produktem produktów do pielęgnacji włosów (takich jak żele czy olejki) ani płynów wchłaniających aby uniknąć uszkodzenia powierzchni produktu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa baterii

- Nie łączyć metalowych przewodów z biegunami baterii ani nie dotykać jej zacisków, aby uniknąć zwarcia baterii i przypadkowych obrażeń, takich jak poparzenia, spowodowane przegrzaniem baterii.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur ani w pobliżu urządzeń grzewczych, takich jak promienie słoneczne, grzejniki, kuchenki mikrofalowe, piekarniki lub podgrzewacze wody. Przegrzanie baterii może spowodować wybuch.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj baterii, nie wkładaj ciała obcych, nie zanurzaj jej w wodzie lub innych płynach, aby uniknąć wycieku baterii, przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Jeśli z baterii wycieka płyn, nie doprowadzaj do kontaktu wyciekającej cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą lub oczami, należy natychmiast przepłukać je czystą wodą i udać się niezwłocznie do szpitala.
- Nie wrzucaj baterii do wody. Źle utylizowana bateria może się zapalić i eksplodować.
- Baterię należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać jej do śmieci domowych. Niewłaściwa utylizacja baterii może spowodować eksplozję baterii.
- Nie upuszczaj, nie zgniataj ani nie przekuwaj baterii. Unikaj wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, które może spowodować wewnętrzne zwarcie lub przegrzanie baterii.

Ochrona środowiska

Wbudowana bateria litowa tego produktu może być poddana recyklingowi. Po zakończeniu żywotności produktu nie należy wyrzucać go razem ze zwykłymi śmieciami domowymi, a powinno się poprosić specjalistów o wyjęcie baterii i poddanie jej recyklingowi lub utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.



Diagnoza awarii

Przyczyna problemu	Analiza problemu	Możliwe rozwiązanie
Zmniejszona intensywność wibracji	(1) Zdecydowanie docisnąć szczoteczkę do zębów (2) Główka szczoteczki ściśle przylega do korpusu	(1) Delikatnie przyłóż główkę szczoteczki do zębów (2) Zdejmij główkę szczoteczki z uchwytu i ponownie umieść ją głównej części
W pełni naładowana szczoteczka do zębów działa tylko przez krótki czas	Niewystarczający poziom naładowania baterii	(1) Zbyt krótki czas ładowania (2) Po upływie 6 miesięcy dokonaj wymiany urządzenia (3) Bateria osiągnęła koniec okresu eksploatacji
Szczoteczka do zębów przestała działać	(1) Szczoteczka jest rozładowana (2) Awaria szczoteczki do zębów	Podłącz główny korpus do źródła zasilania w celu naładowania i sprawdź, czy wskaźnik ładowania świeci

 Szybka diagnoza awarii może sprawić, że produkt jak najszybciej wznowi pracę.

Oświadczenie prawne

Znaki towarowe i licencje

Znak słowny *Bluetooth*® i jego logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy *Bluetooth SIG Inc.* Jakiegolwiek użycie tego znaku przez Dongguan Lebooo Electronic Technology Co.,Ltd. podlega ograniczeniom licencyjnym.

Dongguan Lebooo Electronic Technology Co.,Ltd.

Strona główna: www.lebooo.cn/en/site/index

E-mail: lebooo@Leboooosonic.com

Produkt jest zaprojektowany przez firmę Lebooo.