

GIO-400

CE 1639

innoGIO



Glözoe

SONIC ADULT ELECTRIC TOOTHBRUSH

INSTRUCTION MANUAL

Manual Version: V 1.0

Date of Issue: 04.2020

Introduction

Congratulations on purchasing the GLOzoe sonic toothbrush and welcome to the users of InnoGIO products.

Important informations

- Before using the device's instruction manual.
It is also worth using the manual for the future.
- Use the device only for its intended purpose as described in this manual.

Danger

- The machine being used is damaged in any way (brush head, brush holder or charger), do not use it.
- If the device is damaged, connect to InnoGio Sp. Zoo.

Attention


- Mainly brushes, handles and stands must not be washed in a dishwasher.
- If you have undergone jaw or gum surgery in the last 2 months, contact your dentist before using the brush
- If you use the brush, there is heavy bleeding or if bleeding does not stop after a week of use.
- The InnoGio GIOzoe brush covers all requirements of safety standards related to electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other device implanted, you must contact the device or device before joining.
- If you have health concerns before connecting to the InnoGIO GIOzoe brush connect to the application.
- This device is designed to handle teeth, gums and tongue.
Do not use it for any other purpose. If you start to feel discomfort or pain when cleaning with brushes, stop using the devices and consult with the devices
- InnoGio GIOzoe is a personal hygiene device that is not intended for use by a larger number of people in dental surgeries and facilities.
- Do not use the head with broken or bent bristles.
Replace the brush head every 3 months or more often if there are signs of wear. Do not use heads other than those recommended by the manufacturer.
- If the toothpaste contains peroxides, baking soda or bicarbonate (often found in whitening pastes), clean the head of the soapy water brush thoroughly after each use. Prevents plastic from cracking.

General information

Using the innovative Sonic Pulse technology, the InnoGIO GIOzoe brush makes 13,000 high intensity pulsations per minute. Equipped with an ultra-hygienic, medical grade silicone head and with micro movements it breaks and removes plaque in an extremely gentle way, without damaging tooth enamel or gums.

InnoGIO GIOzoe brush

Note: GIOzoe may be blocked before first use. To unlock, hold down the + and - buttons simultaneously. Then the lamp will light to indicate that the brush is unlocked.



Hybrid brush heads



Silicone-Nylon head
with cleaning function



Nylon head for dedicated usage



Silicone head for sensitive usage



Massage head for relaxing usage



Cleaning head
for beauty usage

Properties

ON / OFF button:

- Press once to activate and once to deactivate
- After 3 minutes, GIOzoe will turn off automatically to prevent excessive battery consumption

Pulsation intensity controller:

- 16 modes for different oral care needs: you can adjust the intensity by pressing the + or - buttons
- The device remembers your preferences when you use it again


Hybrid brush heads

- Silicone and Nylon bristles very effectively cleans and at the same time is gentle on the gums.
- Nylon bristle brush heads are intended for adults who have excessive plaque buildup and need more effective cleaning.
- Tongue cleaning heads efficiently and conveniently remove food residues and bacteria from the tongue, providing fresh breath, while ensuring a holistic

In the set you get:

- Silicone-Nylon head with tongue cleaning function
- Silicone head with tongue cleaning function
- Nylon DuPont head
- Peeling head
- Massage head
- GIOzoe main unit
- USB charging cable • The base

How to use GIOzoe



Apply toothpaste.

Squeeze the right amount of your favorite toothpaste onto the GIOzoe toothbrush.



Brush.

Press the middle On/Off button to turn on the GIOzoe. To adjust the intensity of the brush pulsation, press + or -. Make sweeping, circular sweeping movements, lightly pressing the toothbrush for 2 minutes. GIOzoe will give an impulse (every 30 seconds) as a signal to move to the next part of the mouth.



Rinse.

Turn off the GIOzoe brush with the middle On / Off button. Rinse out mouth and rinse GIOzoe under running warm water. Repeat brushing twice a day to enjoy a beautiful smile.

Tongue brush – For complete oral hygiene, rotate the brush head onto the tongue brush and gently clean the tongue with vertical movements.

Anti-aging mode for beautiful eyes

Features:

1. Use the massage head.
2. Press the power button to turn on the device. The LED will light up. Press "+" or "-" to adjust the intensity of the device to your preferences (the intensity can be increased or decreased with the "+" or "-" button). We recommend using the weakest pulsing mode for eye area massage.

Recommended ways of performing a massage:

1. **Apply a cream** or serum to the skin under the eyes from the inner corner of the eye to the temple
2. **Care with circular movements:** perform circular movements with the massage head moving it from the inner corner of the eye to the temple. Repeat about 5 times for both sides.
3. **Pressure care:** using the massage head, gently press the skin under the eyes from the inner corner of the eye to the outer corner. The compression time should be about 2 seconds. Repeat 5 times for both sides.
4. **Care by moving:** move the massage head from the center of the lower eyelid to the inner corner of the eye and then to the outer corner of the eye. Repeat 5 times for both sides.



Apply eye cream or essence



Circular movement care



Point pressing care



Movement care

Recommended ways to clean your face with an exchangeable peeling head:

1. Remove makeup, wet your face and apply facial cleanser.
2. Clean your chin and cheeks in circular movements.
3. Starting from the inside, clean your forehead with gentle strokes to the outside.
4. Clean one side of the nose by moving the brush up and down, then clean the other side in the same way.
5. Gently clean the area under the eyes with the pulls out.
To clean the area under the eyes, it is recommended to use the mode of low pulsation.

Rinse and dry your face. Then you can apply your favorite skin care products.

Cleaning the GIOzoe

Clean the brush after each use by washing it with warm water, running your fingers through the bristles. Let the device dry in the open. Placing the brush on the Stand or in the sterilization box.

Note: Never use cleaning products containing alcohol, gasoline or acetone.

Replacement of GIOzoe brush heads

When replacing the head, make sure the brush is turned off. Pull the brush head up and insert the new brush head so that the gap between the brush head and the handle is not visible without twisting it.

Important safety information

The use of this device by or around young children requires close adult supervision.

Stop using if the product is damaged in any way (head, handle, charger).

Never use cleaning products containing alcohol, gasoline or acetone.

To avoid the risk of electric shock, connect the device only to power supply networks with a protective ground.

Charging

NOTE: Before charging, make sure that there is no water or toothpaste residue on the charging port and charger. Connect the charger to the USB charging port (DC 5V). One hour of charging ensures full charging, which is enough for 120 uses. When the battery level is low, it will be signaled by a flashing LED. When the LED lights up steadily, it means the device is fully charged. When the battery is discharged, the engine will stop. DO NOT charge for longer than 24 hours.

ATTENTION: The brush is powered by 3.7V 420mAh lithium batteries, which have a service life of 5 years.

FAQ

1. *Does the brush not turn on despite pressing the On button?*
The battery is dead. Charge the device
2. *The brush is blocked. Press "+" and "-" simultaneously to unlock the device.*
3. *Can't turn off Brushes and / or device buttons are not responding?*
The microprocessor is malfunctioning temporarily. Connect the charging cable to restore normal operation.
4. *The LED does not flash when the toothbrush is connected to the charger?*
The battery is fully charged. The device is ready for use.
5. *The battery is exhausted.* It takes a few minutes for the LED to start flashing while the device is charging. The charging cable is not connected properly. Check the electrical outlet / USB socket and charging port.
6. *The device fell into the water and the charging port is wet?*
Dry and continue using. Our brush is waterproof and the charging port is fully sealed.

Information on the disposal of equipment

Disposal of electronic equipment (applies to the EU and other European countries with selective waste collection systems). The crossed out wheeled bin symbol indicates that this device should not be treated as normal household waste, but should be delivered to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Removing the battery

The battery should be removed before disposal and should not be disposed of as household refuse.

To remove the battery, remove the brush head, remove the silicone cover, open the plastic housing and remove the battery. Dispose of the battery in accordance with local environmental regulations. Remember that you must first cut off the red positive pole line and then cut off the black negative pole line on the battery.

For safety reasons, gloves should be worn to perform this operation.

Specyfikacja

- size: 194 * 29.5 * 25 mm
- weight: 60 g
- battery: 420 mAh, 3.7V
- battery life: 120 use on a fully charged battery
- frequency: 220/120Hz
- maximum noise level: 50 dB
- charging input: usb 5V/2W
- output/voltage: 3.7V/1W

Disclaimer:

Users of the brush take responsibility for its use. Both suppliers and sellers assume no liability through injury or damage, physical or other available equipment, or indirectly from the use of this equipment.



Importer:

Innogio Sp. z o.o.

Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland

innogio

GIO-400

CE 1639

innoGIO



GIÖzoe

SONICZNA SZCZOTECZKA ELEKTRYCZNA
DO ZĘBÓW DLA DOROSŁYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wersja instrukcji: V 1.0

Data wydania: 04.2020

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu szczoteczki sonicznej GIOzoe i witamy w gronie użytkowników produktów InnoGIO.

Ważne

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.
- Prosimy używać urządzenie tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

Niebezpieczeństwo

- Jeżeli urządzenie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone (główka szczoteczki, uchwyt szczoteczki lub ładowarka), nie używaj go.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z InnoGio sp. z o.o.

Uwaga

- Główki szczoteczki, uchwytu ani podstawki nie wolno myć w zmywarce.
- W przypadku przejścia operacji szczęki lub dziąseł w ciągu ostatnich 2 miesięcy, przed użyciem szczoteczki skontaktuj się ze stomatologiem.
- Skontaktuj się ze stomatologiem, jeśli po skorzystaniu ze szczoteczki wystąpi silne krwawienie lub jeśli krwawienie nie ustąpi po tygodniu użytkowania.
- Szczoteczka InnoGio GIOzoe spełnia wszystkie wymagania norm bezpieczeństwa dotyczących urządzeń elektromagnetycznych. Jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub inne urządzenie, przed użyciem skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia.
- Jeśli masz obawy dotyczące zdrowia, przed skorzystaniem ze szczoteczki InnoGIO GIOzoe skontaktuj się z lekarzem.
- To urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie należy go używać do żadnych innych celów. Jeśli podczas używania szczoteczki zaczniesz odczuwać dyskomfort lub ból, zaprzestań korzystania z urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.
- Szczoteczka InnoGio GIOzoe to urządzenie do higieny osobistej, które nie jest przeznaczone do użytku przez większą liczbę pacjentów w gabinetach i placówkach stomatologicznych.
- Nie używaj główek z połamanym lub wygiętym włosiem. Wymieniaj główkę szczoteczki co 3 miesiące lub częściej, gdy widoczne są ślady zużycia. Nie używaj innych główek niż zalecane przez producenta.
- Jeśli pasta do zębów zawiera nadtlenki, sodę oczyszczoną lub wodorowęglany (często występujące w pastach wybielających), po każdym użyciu dokładnie wyczyść główkę szczoteczki wodą z mydłem. Zapobiega to pękaniu plastiku.

Ogólne informacje

Wykorzystując innowacyjną technologię Sonic Pulse szczoteczka InnoGIO GIOzoe wykonuje 13 tys. pulsacji o wysokiej intensywności na minutę. Wyposażona w ultra higieniczną, wykonaną z silikonu klasy medycznej główkę oraz za pomocą mikro ruchów rozbija i usuwa płytkę nazębną w wyjątkowo delikatny sposób, nie uszkadzając szkliwa zębów ani dziąseł.

Szczoteczka InnoGIO GIOzoe

Uwaga:

Przed pierwszym użyciem GIOzoe może być zablokowana.

Aby odblokować, przytrzymaj jednocześnie przyciski + i - .

Następnie zaświeci się lampka, która sygnalizuje, że szczoteczka jest odblokowana.



Hybrydowe głowice szczoteczki



Nylonowo-silikonowa
końcówka czyszcząca



Nylonowa końcówka czyszcząca



Silikonowa końcówka czyszcząca



Główka do masażu



Główka
do pielęgnacji twarzy

Właściwości

Przycisk ON/OFF:

- Naciśnij raz, aby włączyć i raz aby wyłączyć
- Po 3 minutach GIOzoe wyłączy się automatycznie, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu baterii

Kontroler intensywności pulsacji:

- 16 trybów dla różnych potrzeb pielęgnacyjnych jamy ustnej: możesz regulować intensywność poprzez wciskanie przycisków + lub –
- Urządzenie zapamiętuje twoje preferencje gdy użyjesz go po raz kolejny


Hybrydowe głowice szczoteczki

- Silikonowe i Nylon Dupont włosie bardzo skutecznie czyści a jednocześnie jest delikatne dla dziąseł.
- Głowice szczoteczki z włosiem nylonowym przeznaczone są dla dorosłych u których występuje nadmierne nagromadzenie się płytki nazębnej i które potrzebują bardziej efektywnego czyszczenia.
- Głowice do czyszczenia języka skutecznie i w sposób wygodny usuwają resztki jedzenia i bakterie z języka, zapewniając świeży oddech, jednocześnie dbając o całościową

W zestawie otrzymujesz:

- Głowica Silikonowo-Nylon Dupont z funkcją czyszczenia języka
- Głowica Silikonowa z funkcją czyszczenia języka
- Głowica do Peelingu
- Głowica Nylon Dupont • Głowica do masażu pod oczami
- Urządzenie główne Giozoe
- Kabel USB do ładowania • Podstawkę

Jak używać GIOzoe



Nałóż pastę do zębów.

Wyciśnij odpowiednią ilość swojej ulubionej pasty do zębów na szczoteczkę GIOzoe



Szczotkuj.

Naciśnij środkowy przycisk On/Off, aby włączyć GIOzoe. Aby dostosować intensywność pulsacji szczoteczki, naciśnij na + lub -. Wykonuj zamaszyste, koliste ruchy wymiatające, lekko przyciskając szczoteczkę do zębów przez 2 minuty. GIOzoe odda impuls (co 30sek.) jako sygnał, aby przejść do następnej części jamy ustnej.



Oplucz.

Wyłącz szczoteczkę GIOzoe środkowym przyciskiem On/Off. Wypłucz jamę ustną i oplucz GIOzoe pod bieżącą ciepłą wodą. Powtarzaj szczotkowanie dwa razy dziennie, aby cieszyć się pięknym uśmiechem.

Szczotka do języka – Dla pełnej higieny jamy ustnej, obróć głowicę szczoteczki na szczoteczkę do języka i przy pomocy pionowych ruchów delikatnie oczyść język.

Tryb anti-aging dla pięknych oczu

Cechy:

1. Użyj głowicy masującej.
2. Naciśnij przycisk włączania, aby włączyć urządzenie.
Zapali się dioda LED. Naciśnij "+" lub "-", aby dostosować intensywność działania urządzenia do swoich preferencji (intensywność może być zwiększona lub zmniejszona przyciskiem "+" lub "-"). Do masażu okolic oczu zalecamy użycie najsłabszego trybu pulsowania.

Zalecane sposoby wykonywania masażu:

1. **Nanieś krem** lub serum na skórę pod oczami w kierunku od wewnętrznego kącika oka do skroni
2. **Pielęgnacja za pomocą ruchów okrężnych:**
wykonuj ruchy okrężne głowicą masującą przesuwając ją w kierunku od wewnętrznego kącika oka do skroni. Powtórz około 5 razy dla obu stron.
3. **Pielęgnacja przez uciskanie:** używając głowicy masującej, delikatnie uciskaj skórę pod oczami od strony wewnętrznego kącika oka do kącika zewnętrznego. Czas uciskania powinien wynosić około 2 sekund. Powtórz 5 razy dla obu stron.
4. **Pielęgnacja za pomocą przesuwania:** przesuwaj głowicę masującą w kierunku od środka dolnej powieki do wewnętrznego kącika oka, a potem do zewnętrznego kącika oka. Powtórz 5 razy dla obu stron.




Nanieś krem pod oczy
lub serum



Pielęgnacja za pomocą
ruchów okrężnych



Pielęgnacja
przez uciskanie



Pielęgnacja za
pomocą przesuwania

Zalecane sposoby oczyszczania twarzy wymienną główką do peelingu:

1. Usuń makijaż, zwilż twarz i nanieś używany przez siebie środek do mycia twarzy.
 2. Kolistymi ruchami czyść podbródek i policzki.
 3. Zaczynając od środka, czyść czoło delikatnymi pociągnięciami do zewnątrz.
 4. Oczyszczyć jedną stronę nosa przesuwając szczoteczkę w górę i w dół, następnie oczyść w ten sam sposób drugą stronę.
 5. Delikatnie oczyść obszar pod oczami za pomocą pociągnięć do zewnątrz. W celu oczyszczenia obszaru pod oczami zaleca się stosowanie trybu słabej pulsacji.
- Spłucz i osusz twarz. Następnie możesz zastosować swoje ulubione produkty do pielęgnacji skóry.

Czyszczenie Szczoteczki GIOzoe

Czyść szczoteczkę po każdym użyciu, myjąc ją ciepłą wodą, przesuając palcami po włosiu. Pozwól urządzeniu wyschnąć na wolnej przestrzeni. Umieszczanie szczoteczki na podstawce lub w pudełku do sterylizacji.

Uwaga: Nigdy nie używaj produktów czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton.

Wymiana głowic szczoteczki GIOzoe

Wymieniając głowicę, upewnij się, że szczoteczka jest wyłączona. Pociągnij głowicę szczoteczki do góry i włóż nową głowicę tak, aby szczelina pomiędzy szczotką głowicy i uchwytem nie była widoczna, nie przekręcając jej przy tym.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Używanie niniejszego urządzenia przez lub w otoczeniu małych dzieci wymaga ścisłego nadzoru osoby dorosłej. Zaprześć użytkownika, jeśli produkt jest w jakikolwiek sposób uszkodzony (głowica, rączka, ładowarka).

Nigdy nie używaj produktów czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton.

W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, podłączaj urządzenie wyłącznie do sieci zasilających z uziemieniem ochronnym.

Ładowanie

UWAGA: Przed rozpoczęciem ładowania, upewnij się że na porcie do ładowania i na ładowarce nie znajduje się woda lub pozostałości pasty do zębów. Podłącz ładowarkę do portu ładującego USB (DC 5V). Jedna godzina ładowania zapewnia pełne ładowanie, które wystarcza na 120 użyć. Kiedy poziom naładowania będzie niski, zostanie to zasygnalizowane przez miganie diody LED. Kiedy dioda LED zacznie świecić światłem stałym, oznacza to, że urządzenie jest w pełni naładowane. Gdy akumulator będzie rozładowany, silnik zatrzyma się. **NIE** ładować dłużej niż 24 godziny.

UWAGA: Szczoteczka zasilana jest przez baterie litowe o napięciu 3.7 V 420mAh, których żywotność wynosi 5 lat.

Rozwiązywanie problemów

1. *Szczoteczka nie włącza się mimo naciskania przycisku Włączania?*
Bateria jest rozładowana. Naładuj urządzenie
2. *Szczoteczka jest zablokowana.* Naciśnij jednocześnie "+" i "-", aby odblokować urządzenie.
3. *Nie można wyłączyć Szczoteczki i/lub przyciski urządzenia nie reagują?*
Mikroprocesor chwilowo działa nieprawidłowo. Podłącz kabel ładowania, aby przywrócić normalne funkcjonowanie.
4. *Dioda LED nie miga, gdy Szczoteczka jest podłączona do ładowarki?*
Akumulator jest w pełni naładowany. Urządzenie jest gotowe do użycia.
5. *Akumulator jest rozładowany.* Potrzeba kilku minut, aby dioda zaczęła migać migać podczas ładowania urządzenia. Kabel do ładowania nie jest podłączony prawidłowo. Sprawdź gniazdko elektryczne/gniazdo USB i port ładowania.
6. *Urządzenie wpadło do wody i port ładowania jest mokry?*
Wysusz i kontynuuj użytkowanie. Nasza Szczoteczka jest wodoodporna, a port ładowania jest w pełni uszczelniony.

Informacje o utylizacji sprzętu

Utylizacja sprzętu elektronicznego (dotyczy UE i innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów). Przekreślony symbol kosza na śmieci wskazuje, że urządzenia nie należy traktować jak zwykłych odpadów domowych, lecz należy je dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Usuwanie akumulatora

Akumulator należy wyjąć przed utylizacją i nie należy wyrzucać go do odpadów domowych. Aby wyjąć akumulator, zdejmij główkę szczoteczki, zdejmij silikonową osłonę, otwórz plastikową obudowę i wyjmij akumulator. Utylizuj akumulator zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska. Należy pamiętać, że najpierw należy odciąć czerwoną linię dodatniego bieguna, a następnie odciąć czarną linię ujemnego bieguna na akumulatorze. Ze względów bezpieczeństwa, do wykonywania tej czynności należy założyć rękawice.

Specyfikacja

- rozmiar: 194*29.5*25mm • waga: 60 g
- akumulator: 420 mAh, 3.7V
- żywotność baterii: 120 użyc na w pełni naładowanej baterii
- częstotliwość: 220/120Hz
- maksymalny poziom hałasu: 50 dB
- wejście ładowania: USB 5V/2W
- moc wyjściowa/napięcie: 3.7V/1W

Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownicy szczoteczki biorą odpowiedzialność za jej użytkowanie. Zarówno dostawca, jak i sprzedający nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek urazu lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia.



Importer:

Innogio Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska

innogio

GIO-400

CE 1639

innoGIO



Glözoe

SONIC ELEKTRISCHE ZAHNBÜRSTE
FÜR ERWACHSENE

BENUTZERHANDBUCH

Version: 1.0.

Ausgabedatum: 04.2020

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der GIOzoe Sonic Zahnbürste und herzlich willkommen bei den Anwendern von InnoGIO-Produkten.

Wichtige Informationen

- Bevor Sie die Bedienungsanleitung des Geräts verwenden.
Es lohnt sich auch, das Handbuch für die Zukunft zu verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck.

Achtung

- Das verwendete Gerät ist in irgendeiner Weise beschädigt (Bürstenkopf, Bürstenhalter oder Ladegerät).
Verwenden Sie es nicht.
- Wenn das Gerät beschädigt ist, stellen Sie eine Verbindung zu InnoGio Sp. Z oo her. Zoo.

Beachtung

- Hauptsächlich Bürsten, Griffe und Ständer dürfen nicht in der Spülmaschine gewaschen werden.
- Wenn Sie sich in den letzten 2 Monaten einer Kiefer- oder Zahnfleischoperation unterzogen haben, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt, bevor Sie die Bürste verwenden.
- Wenn Sie die Bürste verwenden, kommt es zu starken Blutungen oder wenn die Blutung nach einer Woche nicht aufhört.
- Die InnoGio GIOzoe-Bürste deckt alle Anforderungen der Sicherheitsstandards für elektromagnetische Geräte ab. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes Gerät implantiert haben, müssen Sie sich vor dem Beitritt an das Gerät oder das Gerät wenden.
- Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, bevor Sie eine Verbindung zum InnoGIO GIOzoe-Pinsel herstellen, stellen Sie eine Verbindung zur Anwendung her.
- Dieses Gerät ist für die Handhabung von Zähnen, Zahnfleisch und Zunge ausgelegt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke. Wenn Sie beim Reinigen mit Bürsten Beschwerden oder Schmerzen verspüren, verwenden Sie die Geräte nicht mehr und wenden Sie sich an die Geräte.
- InnoGio GIOzoe ist ein Körperpflegegerät, das nicht für eine größere Anzahl von Personen in Zahnarztpraxen und -einrichtungen vorgesehen ist.
- Verwenden Sie den Kopf nicht mit gebrochenen oder verbogenen Borsten. Ersetzen Sie den Bürstenkopf bei Anzeichen von Verschleiß alle 3 Monate oder öfter. Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Köpfe.
- Wenn die Zahnpasta Peroxide, Backpulver oder Bicarbonat enthält (häufig in Bleichpasten enthalten), reinigen Sie den Kopf der Seifenwasserbürste nach jedem Gebrauch gründlich. Verhindert das Reißen von Kunststoff.

Allgemeine information

Mit der innovativen Sonic Pulse-Technologie erzeugt der InnoGIO GIOzoe- Bürste 13.000 Pulsationen mit hoher Intensität pro Minute. Ausgestattet mit einem ultra-hygienischen Silikonkopf in medizinischer Qualität und mit Mikrobewegungen bricht er Plaque auf äußerst sanfte Weise und entfernt ihn, ohne Zahnschmelz oder Zahnfleisch zu beschädigen.

InnoGIO GIOzoe Bürste

Hinweis: GIOzoe kann vor dem ersten Gebrauch blockiert werden. Halten Sie zum Entsperren gleichzeitig die Tasten + und - gedrückt. Dann leuchtet die Lampe auf, um anzuzeigen, dass die Bürste entriegelt ist.



Hybridbürstenköpfe



Austauschbarer
Nylon-Silikon-Kopf



Austauschbarer Nylon Kopf



Ersatzkopf für die Gesichtspflege



Austauschbarer Massagekopf



Ersatzkopf
für die Gesichtspflege

Eigenschaften

An / aus Schalter:

- Drücken Sie einmal zum Aktivieren und einmal zum Deaktivieren
- Nach 3 Minuten schaltet sich GIOzoe automatisch aus, um einen übermäßigen Batterieverbrauch zu vermeiden

Pulsationsintensitätsregler:

- 16 Modi für unterschiedliche Mundpflegebedürfnisse:
Sie können die Intensität durch Drücken der Tasten + oder - einstellen
- Das Gerät speichert Ihre Einstellungen, wenn Sie es erneut verwenden


Hybridbürstenköpfe

- Silikon- und Nylonborsten reinigen sehr effektiv und schonen gleichzeitig das Zahnfleisch.
- Bürstenköpfe mit Nylonborsten sind für Erwachsene gedacht, die übermäßige Plaquebildung aufweisen und eine effektivere Reinigung benötigen.
- Zungenreinigungsköpfe entfernen effizient und bequem Speisereste und Bakterien von der Zunge, sorgen für frischen Atem und sorgen für eine ganzheitliche Darstellung

Im Set erhalten Sie:

- Silikon-Nylon-Kopf mit Zungenreinigungsfunktion
- Silikonkopf mit Zungenreinigungsfunktion
- DuPont-Kopf aus Nylon • Kopf abziehen • Kopf massieren
- GIOzoe-Haupteinheit
- USB-Ladekabel • Die Basis

Wie benutzt man GIOzoe?



Zahnpasta auftragen.

Drücken Sie die richtige Menge Ihrer Lieblingszahnpasta auf die GIOzoe-Zahnbürste



Bürste.

Drücken Sie die mittlere Ein / Aus-Taste, um den GIOzoe einzuschalten. Drücken Sie + oder -, um die Intensität der Pinselpulsation einzustellen. Machen Sie schwungvolle, kreisförmige Kkehrbewegungen und drücken Sie die Zahnbürste 2 Minuten lang leicht an. GIOzoe gibt einen Impuls (alle 30 Sekunden) als Signal, um zum nächsten Teil des Mundes zu gelangen.



Spülen.

Schalten Sie die GIOzoe-Bürste mit der mittleren Ein / Aus-Taste aus. Mund ausspülen und GIOzoe unter fließend warmem Wasser ausspülen. Wiederholen Sie das Bürsten zweimal täglich, um ein schönes Lächeln zu genießen.

Zungenbürste – Für eine vollständige Mundhygiene drehen Sie den Bürstenkopf auf die Zungenbürste und reinigen Sie die Zunge vorsichtig mit vertikalen Bewegungen.

Anti-Aging-Modus für schöne Augen

Eigenschaften:

1. Verwenden Sie den Massagekopf.
2. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.
Die LED leuchtet auf. Drücken Sie "+" oder "-", um die Intensität des Geräts an Ihre Vorlieben anzupassen (die Intensität kann mit der Taste "+" oder "-" erhöht oder verringert werden). Wir empfehlen die Verwendung des schwächsten Pulsmodus für die Augenmassage.

Empfohlene Art der Durchführung einer Massage:

1. **Tragen Sie eine Creme** oder ein Serum auf die Haut unter den Augen vom inneren Augenwinkel bis zur Schläfe auf.
2. **Pflege mit kreisenden Bewegungen:** Führen Sie kreisende Bewegungen aus, wobei der Massagekopf ihn vom inneren Augenwinkel zur Schläfe bewegt. Wiederholen Sie etwa 5 Mal für beide Seiten.
3. **Druckpflege:** Drücken Sie mit dem Massagekopf vorsichtig die Haut unter den Augen vom inneren Augenwinkel zum äußeren Augenwinkel. Die Komprimierungszeit sollte ca. 2 Sekunden betragen. Wiederholen Sie 5 Mal für beide Seiten.
4. **Pflege durch Bewegen:** Bewegen Sie den Massagekopf von der Mitte des unteren Augenlids zum inneren Augenwinkel und dann zum äußeren Augenwinkel. Wiederholen Sie 5 Mal für beide Seiten.



Augencreme auftragen



Pflege mit kreisenden Bewegungen



Pflege durch Gleiten



Pflege durch Gleiten

Empfohlene Reinigungsmethoden für Ihr Gesicht mit einem austauschbaren Peelingkopf:

1. Entfernen Sie das Make-up, befeuchten Sie Ihr Gesicht und tragen Sie ein Gesichtereinigungsmittel auf.
2. Reinigen Sie Kinn und Wangen in kreisenden Bewegungen.
3. Reinigen Sie Ihre Stirn von innen mit sanften Bewegungen nach außen.
4. Reinigen Sie eine Seite der Nase, indem Sie die Bürste auf und ab bewegen, und reinigen Sie dann die andere Seite auf die gleiche Weise.
5. Reinigen Sie den Bereich unter den Augen vorsichtig mit den Auszügen. Um den Bereich unter den Augen zu reinigen, wird empfohlen, den Modus mit niedriger Pulsation zu verwenden.

Spülen und trocknen Sie Ihr Gesicht. Dann können Sie Ihre bevorzugten Hautpflegeprodukte auftragen.

GLOzoe reinigen

Reinigen Sie die Bürste nach jedem Gebrauch, indem Sie sie mit warmem Wasser waschen und mit den Fingern durch die Borsten fahren. Lassen Sie das Gerät im Freien trocknen. Stellen Sie die Bürste auf den Ständer oder in die Sterilisationsbox.

Hinweis: Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

Austausch der GLOzoe-Bürstenköpfe

Stellen Sie beim Ersetzen des Kopfes sicher, dass die Bürste ausgeschaltet ist. Ziehen Sie den Bürstenkopf nach oben und setzen Sie den neuen Bürstenkopf so ein, dass der Spalt zwischen Bürstenkopf und Griff nicht sichtbar ist, ohne ihn zu drehen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Die Verwendung dieses Geräts durch oder in der Nähe von kleinen Kindern erfordert eine enge Aufsicht durch Erwachsene.

Stellen Sie die Verwendung ein, wenn das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt ist (Kopf, Griff, Ladegerät).

Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, schließen Sie das Gerät nur an Stromversorgungsnetze mit Schutz Erde an.

Aufladen

HINWEIS: Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass sich keine Wasser- oder Zahnpastarückstände am Ladeanschluss und am Ladegerät befinden. Schließen Sie das Ladegerät an den USB-Ladeanschluss (DC 5V) an. Eine Stunde Ladezeit sorgt für eine vollständige Aufladung, die für 120 Anwendungen ausreicht. Wenn der Akkuladestand niedrig ist, wird dies durch eine blinkende LED angezeigt. Wenn die LED konstant leuchtet, ist das Gerät voll aufgeladen. Wenn die Batterie entladen ist, stoppt der Motor. Laden Sie NICHT länger als 24 Stunden auf.

ACHTUNG: Die Bürste wird mit 3,7 V 420mAh Lithiumbatterien betrieben, die eine Lebensdauer von 5 Jahren haben.

FAQ

1. *Schaltet sich die Bürste trotz Drücken der Ein-Taste nicht ein?*
Die Batterie ist leer. Laden Sie das Gerät auf
2. *Die Bürste ist blockiert.* Drücken Sie gleichzeitig "+" und "-", um das Gerät zu entsperren.
3. *Pinsel und / oder Gerätetasten können nicht ausgeschaltet werden?*
Der Mikroprozessor funktioniert vorübergehend nicht richtig. Schließen Sie das Ladekabel an, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.
4. *Die LED blinkt nicht, wenn die Zahnbürste an das Ladegerät angeschlossen ist?* Der Akku ist voll aufgeladen. Das Gerät ist betriebsbereit.
5. *Die Batterie ist leer.* Es dauert einige Minuten, bis die LED zu blinken beginnt, während das Gerät aufgeladen wird. Das Ladekabel ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfen Sie die Steckdose / USB-Buchse und den Ladeanschluss.
6. *Das Gerät ist ins Wasser gefallen und der Ladeanschluss ist nass?*
Trocknen und weiter verwenden. Unsere Bürste ist wasserdicht und der Ladeanschluss ist vollständig versiegelt.

Informationen zur Entsorgung von Geräten

Entsorgung elektronischer Geräte (gilt für die EU und andere europäische Länder mit selektiven Abfallsammelsystemen). Das durchgestrichene Mülleimersymbol weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als normaler Hausmüll behandelt werden sollte, sondern an eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten geliefert werden sollte.

Batterie entfernen

Der Akku sollte vor der Entsorgung entfernt und nicht als Hausmüll entsorgt werden. Entfernen Sie zum Entfernen der Batterie den Bürstenkopf, entfernen Sie die Silikonabdeckung, öffnen Sie das Kunststoffgehäuse und entfernen Sie die Batterie. Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Umweltbestimmungen. Denken Sie daran, dass Sie zuerst die rote Pluspolleitung und dann die schwarze Minuspolleitung an der Batterie abschneiden müssen. Aus Sicherheitsgründen sollten Handschuhe getragen werden, um diesen Vorgang durchzuführen.

Spezifikation

- größe: 194*29.5*25mm • gewicht: 60 g
- batterie: 420 mAh, 3.7V
- batterie-leben: 120 verwendung bei voll aufgeladenem akku
- frequenz: 220/120Hz
- maximaler rauschpegel: 50 dB
- ladeingang: USB 5V/2W
- ausgang / spannung: 3.7V/1W

Haftungsausschluss

Benutzer des Pinsels übernehmen die Verantwortung für dessen Verwendung. Sowohl Lieferanten als auch Verkäufer übernehmen keine Haftung durch Verletzungen oder Schäden, physische oder andere verfügbare Geräte oder indirekt aus der Verwendung dieser Geräte.



Importeur:

Innogio Sp. z o.o.

Ostródzka Straße 74H, 03-289 Warschau, Polen

innogio

GIO-400

CE 1639

innoGIO



Glözoe

SONIC ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Версия руководства по эксплуатации: 1.0

Дата издания: 04.2020

Введение

Поздравляем с приобретением зубной щетки GIОzoe и приветствуем пользователей продуктов InnoGIO.

Важная информация

- Перед использованием инструкции по эксплуатации устройства. Также стоит использовать руководство на будущее.
- Используйте устройство только по назначению, как описано в данном руководстве.

Опасность

- Используемая машина повреждена каким-либо образом (головка щетки, держатель щетки или зарядное устройство), не используйте ее.
- Если устройство повреждено, подключитесь к InnoGio Sp. Zoопарк.

Внимание

- В основном щетки, ручки и подставки нельзя мыть в посудомоечной машине.
- Если за последние 2 месяца вам делали операцию на челюсти или десне, обратитесь к стоматологу перед использованием щетки.
- Если вы используете кисть, у вас сильное кровотечение или если кровотечение не прекращается после недели использования.
- Щетка InnoGio GlOzoe отвечает всем требованиям стандартов безопасности, связанных с электромагнитными устройствами. Если вам имплантировали кардиостимулятор или другое устройство, вы должны связаться с устройством или устройством, прежде чем присоединиться
- Если у вас есть проблемы со здоровьем перед подключением к кисти InnoGIO GlOzoe, подключитесь к приложению.
- Это устройство предназначено для обработки зубов, десен и языка. Не используйте его для каких-либо других целей. Если вы начинаете ощущать дискомфорт или боль при чистке щетками, прекратите использование устройств и проконсультируйтесь с ними.
- InnoGio GlOzoe - это устройство личной гигиены, которое не предназначено для использования большим количеством людей в стоматологических кабинетах и учреждениях.
- Не используйте голову с сломанной или согнутой щетиной. Заменяйте головку щетки каждые 3 месяца или чаще, если есть признаки износа. Не используйте головки, отличные от рекомендованных производителем.
- Если зубная паста содержит перекиси, пищевую соду или бикарбонат (часто встречается в отбеливающих пастах), тщательно чистите головку мыльной водяной щетки после каждого использования. Предотвращает пластик от растрескивания.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Используя инновационную технологию Sonic Pulse, щетка InnoGIO GIOzoe производит 13 000 пульсаций высокой интенсивности в минуту. Оснащенный ультрагигиеничной силиконовой насадкой медицинского класса, с микропо- движными движениями он очень мягко ломает и удаляет зубной налет, не повреждая зубную эмаль или десны.

InnoGIO GIOzoe щетка

Примечание: GIOzoe может быть заблокирован перед первым использованием. Чтобы разблокировать, нажмите и удерживайте кнопки + и - одновременно. Затем лампочка загорится, показывая, что щетка разблокирована.



Гибридные насадки



Сменная нейлон-силиконовая
головка



Сменная нейлон головка



Сменная силиконовая головка



Сменная массажная головка



Запасная головка
для ухода за лицом

свойства

Кнопка включения / выключения:

- Нажмите один раз, чтобы активировать и один раз, чтобы отключить
- Через 3 минуты GlOzoe автоматически отключится, чтобы предотвратить чрезмерное потребление батареи.

Регулятор интенсивности пульсации:

- 16 режимов для различных потребностей ухода за полостью рта: вы можете регулировать интенсивность, нажимая кнопки + или -
- Устройство запоминает ваши предпочтения при повторном использовании


Гибридные насадки:

- Силиконовая и нейлоновая щетина очень эффективно очищает и в то же время нежно воздействует на десны.
- Нейлоновые щетинные головки предназначены для взрослых, которые имеют чрезмерное накопление зубного налета и нуждаются в более эффективной очистке.
- Чистящие насадки для языка эффективно и удобно удаляют с языка остатки пищи и бактерии, обеспечивая свежее дыхание и обеспечивая целостность

В комплекте вы получаете:

- Силикон-нейлоновая головка с функцией очистки языка
- Силиконовая головка с функцией очистки языка
- Нейлоновая головка DuPont
- пилинг головы • массаж головы • GlOzoe основной блок
- USB-кабель для зарядки • База

Как использовать GIOzoe



Нанесите зубную пасту.

выжмите нужное количество вашей любимой зубной пасты на зубную щетку GIOzoe.



Кисть.

нажмите среднюю кнопку включения /выключения, чтобы включить GIOzoe. Чтобы отрегулировать интенсивность пульсации кисти, нажмите + или -. Делайте широкие круговые движения, слегка нажимая на зубную щетку в течение 2 минут. GIOzoe будет давать импульс (каждые 30 секунд) в качестве сигнала для перехода к следующей части рта.



Полоскание.

выключите кисть GIOzoe средней кнопкой включения / выключения. Прополощите рот и прополощите GIOzoe под струей теплой воды. Повторяйте чистку два раза в день, чтобы наслаждаться красивой улыбкой.

Щетка для языка – для полной гигиены полости рта поверните головку щетки на щетку для языка и аккуратно очистите язык вертикальными движениями.

Антивозрастной режим для красивых глаз

Особенности:

1. Используйте массажную головку.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Светодиод загорится. Нажмите «+» или «-», чтобы настроить интенсивность устройства в соответствии с вашими предпочтениями (интенсивность можно увеличить или уменьшить с помощью кнопок «+» или «-»). Мы рекомендуем использовать самый слабый пульсирующий режим для массажа глаз.

Рекомендуемые способы выполнения массажа:

1. **Нанесите крем** или сыворотку на кожу под глазами от внутреннего угла глаза до виска.
2. **Уход круговыми движениями:** выполняйте круговые движения с помощью массажной головки, перемещая ее от внутреннего угла глаза к виску. Повторите примерно 5 раз для обеих сторон.
3. **Уход за давлением:** с помощью массажной головки осторожно прижмите кожу под глазами от внутреннего угла глаза к внешнему углу. Время сжатия должно быть около 2 секунд. Повторите 5 раз для обеих сторон.
4. **Уход, двигая:** переместите массажную головку от центра нижнего века к внутреннему углу глаза и затем к внешнему углу глаза. Повторите 5 раз для обеих сторон.




Нанести крем для глаз



Уход круговыми движениями



Компрессионный уход



Уход за скольжением

Рекомендуемые способы очистки лица с помощью сменной пилинговой головки:

1. Снимите макияж, намочите лицо и нанесите очищающее средство для лица.
2. Очистите подбородок и щеки круговыми движениями.
3. Начиная с внутренней стороны, чистите лоб мягкими движениями наружу.
4. Очистите одну сторону носа, перемещая щетку вверх и вниз, затем очистите другую сторону таким же образом.
5. Аккуратно очистите область под глазами, вытянув ее.
Для очистки области под глазами рекомендуется использовать режим низкой пульсации.

Промыть и высушить лицо. Тогда вы можете применять ваши любимые средства по уходу за кожей.

Очистка GlOzoe

Очищайте щетку после каждого использования, промывая ее теплой водой, проводя пальцами по щетине. Дайте устройству высохнуть на открытом воздухе. Поместите щетку на подставку или в стерилизационный бокс.

Примечание: никогда не используйте чистящие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.

Замена головок GlOzoe

При замене головки убедитесь, что щетка выключена. Потяните щеточную головку вверх и вставьте новую щеточную головку так, чтобы зазор между щеточной головкой и ручкой не был виден без ее скручивания.

Важная информация о безопасности

Использование данного устройства маленькими детьми или рядом с ними требует пристального внимания взрослых.

Прекратите использование, если продукт поврежден (головка, ручка, зарядное устройство).

Никогда не используйте чистящие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.

Чтобы избежать риска поражения электрическим током, подключайте устройство только к электросетям с защитным заземлением.

Зарядка

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед зарядкой убедитесь, что на зарядном порту и зарядном устройстве нет остатков воды или зубной пасты.

Подключите зарядное устройство к USB-порту для зарядки (5 В постоянного тока). Один час зарядки обеспечивает полную зарядку, которой достаточно для 120 использований. Когда уровень заряда батареи низкий, он будет сигнализироваться мигающим светодиодом. Когда светодиод горит постоянно, это означает, что устройство полностью заряжено. Когда аккумулятор разрядится, двигатель остановится. НЕ заряжайте больше 24 часов.

ВНИМАНИЕ: Щетка питается от 3,7 В 420 мАч литиевых батарей, срок службы которых составляет 5 лет.

Часто задаваемые вопросы

1. *Кисть не включается несмотря на нажатие кнопки Вкл?*
Аккумулятор разрядился. Зарядить устройство
2. *Кисть заблокирована.* Нажмите «+» и «-» одновременно, чтобы разблокировать устройство.
3. *Не удается отключить Щетки и / или кнопки устройства не отвечают?*
Микропроцессор временно неисправен. Подсоедините зарядный кабель для восстановления нормальной работы.
4. *Светодиод не мигает, когда зубная щетка подключена к зарядному устройству?* Аккумулятор полностью заряжен. Устройство готово к использованию.
5. *Батарея разряжена.* Во время зарядки устройства светодиод начинает мигать через несколько минут. Зарядный кабель подключен неправильно. Проверьте электрическую розетку / разъем USB и порт зарядки.
6. *Устройство упало в воду и порт зарядки мокрый?* Просушите и продолжайте использовать. Наша щетка водонепроницаема, а порт зарядки полностью герметичен.

Информация по утилизации оборудования

Утилизация электронного оборудования (относится к ЕС и другим европейским странам с системами селективного сбора отходов). Символ перечеркнутой мусорной корзины на колесах указывает на то, что данное устройство не следует рассматривать как обычные бытовые отходы, а следует доставить в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

Извлечение аккумулятора

Батарея должна быть удалена перед утилизацией и не должна утилизироваться как бытовые отходы. Чтобы извлечь аккумулятор, снимите головку щетки, снимите силиконовую крышку, откройте пластиковый корпус и выньте аккумулятор. Утилизируйте батарею в соответствии с местным законодательством. Помните, что вы должны сначала отрезать красную линию положительного полюса, а затем отрезать черную линию отрицательного полюса на батарее. В целях безопасности необходимо надевать перчатки для выполнения этой операции.

Спецификация

- размер: 194*29.5*25 мм • вес: 60 г
- аккумулятор: 420 мАч, 3,7 В.
- батарея жизни: 120 использовать на полностью заряженной батарее
- частота: 220/120 Гц
- максимальный уровень шума: 50 дБ
- зарядный вход: USB 5V/2W
- выход/напряжение: 3,7В/1Вт.

отказ

Пользователи кисти берут на себя ответственность за ее использование. Как поставщики, так и продавцы не несут ответственности за травмы или повреждения, физическое или другое имеющееся оборудование или косвенное использование этого оборудования.



Импортер:

Innogio Sp. Зоопарк.

Улица Острудка 74Н, 03-289 Варшава, Польша

innogIO

