

medivon®




User manual

EYE MASSAGER


PL | EN | DE | FR | ES | PT | IT | CZ | SK
SL | EE | LT | LV | HU | RO | RU | NB | FI
EL | HR | SV | DA | NL | TR | BG | AR

PL | Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem:
EN | More information about the product is available on the manufacturer's website at:
DE | Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Herstellers unter:
FR | Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur le site Web du fabricant à l'adresse:
ES | Más información sobre el producto está disponible en el sitio web del fabricante en:
PT | Mais informações sobre o produto estão disponíveis no site do fabricante em:
IT | Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito Web del produttore all'indirizzo:
CZ | Více informací o produktu je k dispozici na stránkách výrobce na adrese:
NL | Meer informatie over het product is beschikbaar op de website van de fabrikant:
SV | Mer information om produkten finns på tillverkarens hemsida på:
SK | Viac informácií o produkte je dostupných na webovej stránke výrobcu na adrese:
SL | Več informacij o izdelku je na voljo na spletni strani proizvajalca:
EE | Rohkem teavet toote kohta leiab tootja veebisaidilt aadressil:
LT | Daugiau informacijos apie produktą rasite gamintojo svetainėje adresu:
LV | Vairāk informācijas par produktu var atrast ražotāja mājaslapā adresē:
HU | A termékről további információkat a gyártó weboldalán találhat az alábbi címen:
RO | Mai multe informații despre produs sunt disponibile pe site-ul producătorului la adresa:
RU | Более подробная информация о продукте доступна на сайте производителя по адресу:
NR | Mer informasjon om produktet er tilgjengelig på produsentens hjemmeside på:
FI | Lisää tietoa tuotteesta löytyy valmistajan verkkosivulta:
EL | Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν διατίθενται στον ιστότοπο του κατασκευαστή στη διεύθυνση:
HR | Više informacija o proizvodu dostupno je na web stranici proizvođača na:
DA | Mere information om produktet er tilgængelig på producentens hjemmeside på:
BG | Повече информация за продукта можете да намерите на сайта на производителя на адрес:
TR | Ürün hakkında daha fazla bilgiyi üreticinin web sitesinde bulabilirsiniz:
AR | مزيد من المعلومات حول المنتج متاحة على موقع الشركة المصنعة على العنوان التالي:

SCAN IT



www.medivon.pl/do-pobrania



1. Specyfikacja produktu

Nazwa: Masażer oczu

Model: Horizon Pro

Zasilanie: 5 V DC 1A (zasilacz USB) 5W

Bateria litowa: 3,7 V, 1450 mAh

Rozmiar opakowania: 261x197x102mm

Waga: około 750 g

Normalne warunki pracy:

Temperatura otoczenia podczas pracy: +5°C~+40°C

Wilgotność względna: ≤80%

Ciśnienie atmosferyczne: 86 kPa ~ 106 kPa

Warunki transportu i przechowywania:

Temperatura otoczenia przechowywania: -20°C~+55°C

Wilgotność względna: ≤93%

Ciśnienie atmosferyczne: 50 kPa ~ 106 kPa

2. Obsługa urządzenia

Krótkie wciśnięcie przycisku POWER(3) uruchamia urządzenie. Jeśli dioda baterii miga po uruchomieniu, należy naładować urządzenie dołączonym do zestawu kablem USB. Zalecane jest w pełni naładowanie baterii przed pierwszym użyciem urządzenia. Po założeniu masażera na głowę upewnij się, że jest umiejscowiony wygodnie, ustawienia możesz regulować za pomocą elastycznej gumki (1)(2).

Sterowanie trybami urządzenia odbywa się za pomocą cyklicznego naciskania przycisku power (3). Kolejne funkcjonalności, które są aktualnie aktywne zostaną podświetlone na ekranie za pomocą diod (6). Urządzenie posiada 5 indywidualnie przygotowanych cyklicznych trybów pracy.

Masażer oczu posiada funkcję Bluetooth, która jest domyślnie uruchomiona po włączeniu urządzenia. Wystarczy połączyć się urządzeniem mobilnym i wyszukać z listy „Horizon Pro”.

Krótkie ciśnięcie przycisku muzyki (4) uruchamia kolejny utwór z listy a dłuższe przytrzymanie (4) wyłącza tryb muzyki.

Aby wyłączyć masażer po zakończonym relaksie należy ponownie dłużej przytrzymać przycisk POWER(3).

3. Ostrzeżenia i przeciwwskazania

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi.

Przed użyciem należy oczyścić osłonę oczu produktu.

Dzieci oraz osoby niezdolne do wyrażania swoich potrzeb nie powinny korzystać z produktu.

Osoby o wrażliwej skórze lub niewrażliwe na ciepło nie powinny używać produktu.

Kobiety w ciąży, osoby cierpiące na choroby serca, zaburzenia krążenia, nowotwory złośliwe, choroby naczyniowe mózgu oraz inne ostre choroby, a także osoby będące pod opieką lekarza, nie powinny używać produktu. W przypadku dyskomfortu lub nieprawidłowej reakcji skóry podczas używania produktu, należy natychmiast przestać go używać i skonsultować się z lekarzem.

Osoby z problemami ocznymi powinny unikać używania produktu lub korzystać z niego pod nadzorem lekarza. Osoby, które przeszły operację oka oraz pacjenci cierpiący na jaskrę, zaćmę, odwarstwienie siatkówki i inne choroby oczu, nie powinny używać produktu.

Osoby noszące soczewki kontaktowe powinny wyjąć je przed użyciem produktu.

Nie używaj produktu w miejscach o wysokiej temperaturze, łatwopalnych, wilgotnych lub w miejscach z promieniowaniem elektromagnetycznym.

Nie demontuj produktu bez pozwolenia; upewnij się, że produkt jest wolny od uderzeń i wody, aby uniknąć awarii.

1. Product specifications

Name: Eye massager

Model: Horizon Pro

Power supply: 5 V DC 1A (USB power supply) 5W

Lithium battery: 3.7 V, 1450 mAh

Size of packaging case: 261x197x102mm

Weight: around 750 g

Normal working conditions:

Operating environmental temperature: +5°C~+40°C

Relative humidity: ≤80%

Atmospheric pressure: 86kPa~106kPa

Transportation and storage conditions:

Storage environmental temperature: -20°C~+55°C

Relative humidity: ≤93%

Atmospheric pressure: 50kPa~106kPa

2. Device operation

A short press of the POWER(3) button turns on the device. If the battery LED flashes after startup, please charge the device using the included USB cable. It is recommended to fully charge the battery before using the device for the first time. After putting the massager on your head, make sure it is positioned comfortably, you can adjust the settings using the elastic band (1)(2).

Device modes are controlled by repeatedly pressing the power button (3). Subsequent functionalities that are currently active will be highlighted on the screen using LEDs (6). The device has 5 individually prepared cyclical operating modes.

The eye massager has a Bluetooth function that is enabled by default when the device is turned on. Just connect with your mobile device and search for "Horizon Pro" from the list.

A short press of the music button (4) starts the next song from the list, and a longer press (4) turns off the music mode.

To turn off the massager after relaxation, hold down the POWER(3) button again.

3. Warnings and contraindications

Before using the product, please read and understand the operating instructions carefully.

Please clean the product's eye shield before use.

Children and people unable to express their needs should not use the product.

People with sensitive skin or insensitive to heat should not use the product.

Pregnant women, people suffering from heart disease, circulatory disorders, malignant tumors, cerebrovascular diseases and other acute diseases, as well as people under the care of a doctor, should not use the product.

If you experience any discomfort or abnormal skin reaction while using the product, stop using it immediately and consult a doctor.

People with eye problems should avoid using the product or use it under medical supervision. People who have undergone eye surgery and patients suffering from glaucoma, cataracts, retinal detachment and other eye diseases should not use the product.

People wearing contact lenses should remove them before using the product. Do not use the product in places with high temperature, flammable, humid or places with electromagnetic radiation.

Do not disassemble the product without permission; Please make sure the product is free from impact and water to avoid failure.

1. Produktspezifikationen

Name: Augenmassagegerät

Modell: Horizon Pro

Stromversorgung: 5 V DC 1 A (USB-Netzteil) 5 W

Lithiumbatterie: 3,7 V, 1450 mAh

Größe der Verpackung: 261 x 197 x 102 mm

Gewicht: ca. 750 g

Normale Arbeitsbedingungen:

Betriebsumgebungstemperatur: +5°C~+40°C

Relative Luftfeuchtigkeit: ≤80 %

Atmosphärendruck: 86 kPa ~ 106 kPa

Transport- und Lagerbedingungen:

Lagerumgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: ≤93 %

Atmosphärendruck: 50 kPa ~ 106 kPa

2. Gerätebedienung

Durch kurzes Drücken der POWER-Taste (3) wird das Gerät eingeschaltet. Sollte die Akku-LED nach dem Start blinken, laden Sie das Gerät bitte mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf. Es wird empfohlen, den Akku vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig aufzuladen. Stellen Sie nach dem Aufsetzen des Massagegeräts auf Ihren Kopf sicher, dass es bequem sitzt. Die Einstellungen können Sie mit dem Gummiband (1)(2) anpassen.

Die Gerätemodi werden durch wiederholtes Drücken der Power-Taste (3) gesteuert. Nachfolgende, aktuell aktive Funktionalitäten werden auf dem Bildschirm durch LEDs (6) hervorgehoben. Das Gerät verfügt über 5 individuell vorbereitete zyklische Betriebsarten.

Das Augenmassagegerät verfügt über eine Bluetooth-Funktion, die beim Einschalten des Geräts standardmäßig aktiviert ist. Verbinden Sie sich einfach mit Ihrem Mobilgerät und suchen Sie in der Liste nach „Horizon Pro“. Durch kurzes Drücken der Musiktaste (4) wird das nächste Lied aus der Liste gestartet, durch längeres Drücken (4) wird der Musikmodus ausgeschaltet.

Um das Massagegerät nach der Entspannung auszuschalten, halten Sie die POWER-Taste (3) erneut gedrückt.

3. Warnhinweise und Kontraindikationen

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verstehen Sie sie.

Bitte reinigen Sie den Augenschutz des Produkts vor dem Gebrauch.

Kinder und Personen, die ihre Bedürfnisse nicht äußern können, sollten das Produkt nicht verwenden.

Personen mit empfindlicher Haut oder Hitzeunempfindlichkeit sollten das Produkt nicht verwenden.

Schwangere Frauen, Menschen mit Herzerkrankungen, Durchblutungsstörungen, bösartigen Tumoren, zerebrovaskulären Erkrankungen und anderen akuten Erkrankungen sowie Personen unter ärztlicher Aufsicht sollten das Produkt nicht verwenden.

Wenn Sie während der Anwendung des Produkts Beschwerden oder ungewöhnliche Hautreaktionen verspüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab und konsultieren Sie einen Arzt.

Menschen mit Augenproblemen sollten die Verwendung des Produkts vermeiden oder es unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Personen, die sich einer Augenoperation unterzogen haben und an Glaukom, Katarakt, Netzhautablösung und anderen Augenerkrankungen leiden, sollten das Produkt nicht verwenden.

Personen, die Kontaktlinsen tragen, sollten diese vor der Verwendung des Produkts entfernen.

Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten mit hohen Temperaturen, an Orten mit leicht entzündlicher Atmosphäre, hoher Luftfeuchtigkeit oder an Orten mit elektromagnetischer Strahlung.

Zerlegen Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung. Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt frei von Stößen und Wasser ist, um Fehler zu vermeiden.

1. Especificaciones del producto

Nome: massageador de olhos

Modelo: Horizonte Pro

Fonte de alimentação: 5 V DC 1A (fonte de alimentação USB) 5W

Bateria de lítio: 3,7 V, 1,450 mAh

Tamanho da caixa de embalagem: 261x197x102mm

Peso: cerca de 750 g

Condições normais de trabalho:

Temperatura ambiente operacional: +5°C~+40°C

Umidade relativa: ≤80%

Pressão atmosférica: 86kPa~106kPa

Condições de transporte e armazenamento:

Temperatura ambiental de armazenamento: -20°C~+55°C

Umidade relativa: ≤93%

Pressão atmosférica: 50kPa~106kPa

2. Operación del dispositivo

Una pulsación breve del botón ENCENDIDO (3) enciende el dispositivo. Si el LED de la batería parpadea después del inicio, cargue el dispositivo con el cable USB incluido. Se recomienda cargar completamente la batería antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Después de colocar el masajeador en su cabeza, asegúrese de que esté en una posición cómoda; puede ajustar la configuración utilizando la banda elástica (1)(2).

Los modos del dispositivo se controlan presionando repetidamente el botón de encendido (3). Las funcionalidades posteriores que estén actualmente activas se resaltarán en la pantalla mediante LED (6). El dispositivo dispone de 5 modos de funcionamiento cíclicos preparados individualmente.

El masajeador de ojos tiene una función Bluetooth que está habilitada de forma predeterminada cuando el dispositivo está encendido. Simplemente conéctese con su dispositivo móvil y busque "Horizon Pro" en la lista.

Una pulsación breve del botón de música (4) inicia la siguiente canción de la lista y una pulsación más prolongada (4) desactiva el modo de música.

Para apagar el masajeador después de la relajación, mantenga presionado el botón ENCENDIDO (3) nuevamente.

3. Advertencias y contraindicaciones

Antes de utilizar el producto, lea y comprenda atentamente las instrucciones de funcionamiento.

Limpie el protector ocular del producto antes de usarlo.

Los niños y las personas que no pueden expresar sus necesidades no deben utilizar el producto.

Personas con piel sensible o insensibles al calor no deben utilizar el producto. Las mujeres embarazadas, las personas que padecen enfermedades cardíacas, trastornos circulatorios, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares y otras enfermedades agudas, así como las personas bajo el cuidado de un médico, no deben utilizar el producto.

Si experimenta alguna molestia o reacción cutánea anormal mientras usa el producto, deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico.

Las personas con problemas oculares deben evitar el uso del producto o utilizarlo bajo supervisión médica. Las personas que se hayan sometido a cirugía ocular y los pacientes que padezcan glaucoma, cataratas, desprendimiento de retina y otras enfermedades oculares no deben utilizar el producto.

Las personas que usan lentes de contacto deben quitárselas antes de usar el producto.

No utilice el producto en lugares con altas temperaturas, inflamables, húmedos o lugares con radiación electromagnética.

No desmonte el producto sin permiso; Asegúrese de que el producto esté libre de impactos y agua para evitar fallas.

1. Specificaciones del producto

Nome: massaggiatore per gli occhi

Modello: Horizon Pro

Alimentazione: 5 V CC 1 A (alimentatore USB) 5 W

Batteria al litio: 3,7 V, 1450 mAh

Dimensioni della confezione: 261x197x102mm

Peso: circa 750 g

Condizioni di lavoro normali:

Temperatura ambientale operativa: +5°C~+40°C

Umidità relativa: ≤80%

Pressione atmosferica: 86kPa~106kPa

Condizioni di trasporto e conservazione:

Temperatura ambientale di stoccaggio: -20°C~+55°C

Umidità relativa: ≤93%

Pressione atmosferica: 50kPa~106kPa

2. Funzionamento del dispositivo

Una breve pressione del pulsante POWER(3) accende il dispositivo. Se il LED della batteria lampeggia dopo l'avvio, caricare il dispositivo utilizzando il cavo USB in dotazione. Si consiglia di caricare completamente la batteria prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta. Dopo aver messo il massaggiatore sulla testa, assicurati che sia posizionato comodamente, puoi regolare le impostazioni utilizzando la fascia elastica (1)(2).

Le modalità del dispositivo vengono controllate premendo ripetutamente il pulsante di accensione (3). Le funzionalità successive attualmente attive verranno evidenziate sullo schermo tramite LED (6). Il dispositivo dispone di 5 modalità operative cicliche predefinite individualmente.

Il massaggiatore oculare dispone di una funzione Bluetooth abilitata per impostazione predefinita quando il dispositivo è acceso. Collegati semplicemente al tuo dispositivo mobile e cerca "Horizon Pro" dall'elenco. Una breve pressione del pulsante musica (4) avvia il brano successivo dall'elenco e una pressione più lunga (4) disattiva la modalità musica.

Per spegnere il massaggiatore dopo il rilassamento, tenere nuovamente premuto il pulsante POWER(3).

3. Avvertenze e controindicazioni

Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere attentamente le istruzioni per l'uso.

Si prega di pulire la protezione per gli occhi del prodotto prima dell'uso.

I bambini e le persone incapaci di esprimere i propri bisogni non devono utilizzare il prodotto.

Le persone con pelle sensibile o insensibili al calore non devono utilizzare il prodotto.

Le donne incinte, le persone che soffrono di malattie cardiache, disturbi circolatori, tumori maligni, malattie cerebrovascolari e altre malattie acute, nonché le persone in cura da un medico, non devono utilizzare il prodotto.

Se si verificano disturbi o reazioni cutanee anomale durante l'utilizzo del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

Le persone con problemi agli occhi dovrebbero evitare di usare il prodotto o usarlo sotto controllo medico. Le persone che hanno subito interventi chirurgici agli occhi e i pazienti affetti da glaucoma, cataratta, distacco della retina e altre malattie degli occhi non devono utilizzare il prodotto.

Le persone che indossano lenti a contatto dovrebbero rimuoverle prima di utilizzare il prodotto.

Non utilizzare il prodotto in luoghi ad alta temperatura, infiammabili, umidi o luoghi con radiazioni elettromagnetiche.

Non smontare il prodotto senza autorizzazione; Assicurarsi che il prodotto sia privo di urti e acqua per evitare guasti.

1. Spécifications du produit

Nom: masseur oculaire

Modèle: Horizon Pro

Alimentation: 5 V DC 1A (alimentation USB) 5W

Batterie au Lithium: 3,7 V, 1450 mAh

Dimensions du coffret d'emballage: 261x197x102mm

Poids: environ 750 g

Conditions normales de travail:

Température ambiante de fonctionnement: +5°C~+40°C

Humidité relative: ≤80 %

Pression atmosphérique: 86kPa~106kPa

Conditions de transport et de stockage:

Température ambiante de stockage: -20°C~+55°C

Humidité relative: ≤93 %

Pression atmosphérique: 50 kPa~106 kPa

2. Fonctionnement de l'appareil

Une pression courte sur le bouton POWER (3) allume l'appareil. Si le voyant de la batterie clignote après le démarrage, veuillez charger l'appareil à l'aide du câble USB fourni. Il est recommandé de charger complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Après avoir mis le masseur sur votre tête, assurez-vous qu'il est positionné confortablement, vous pouvez ajuster les réglages à l'aide de l'élastique (1)(2).

Les modes de l'appareil sont contrôlés en appuyant plusieurs fois sur le bouton d'alimentation (3). Les fonctionnalités suivantes actuellement actives seront mises en évidence sur l'écran à l'aide de LED (6). L'appareil dispose de 5 modes de fonctionnement cycliques préparés individuellement.

Le masseur oculaire dispose d'une fonction Bluetooth activée par défaut lorsque l'appareil est allumé. Connectez-vous simplement avec votre appareil mobile et recherchez « Horizon Pro » dans la liste.

Une pression courte sur le bouton musique (4) démarre la chanson suivante de la liste, et une pression plus longue (4) désactive le mode musique.

Pour éteindre le masseur après la relaxation, maintenez à nouveau le bouton POWER (3).

3. Avertissements et contre-indications

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire et comprendre attentivement le mode d'emploi.

Veuillez nettoyer la protection oculaire du produit avant utilisation.

Les enfants et les personnes incapables d'exprimer leurs besoins ne doivent pas utiliser le produit.

Les personnes à la peau sensible ou insensibles à la chaleur ne doivent pas utiliser le produit.

Les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies cardiaques, de troubles circulatoires, de tumeurs malignes, de maladies cérébrovasculaires et d'autres maladies aiguës, ainsi que les personnes suivies par un médecin, ne doivent pas utiliser le produit.

Si vous ressentez une gêne ou une réaction cutanée anormale lors de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin.

Les personnes souffrant de problèmes oculaires doivent éviter d'utiliser le produit ou l'utiliser sous surveillance médicale. Les personnes ayant subi une intervention chirurgicale aux yeux et les patients souffrant de glaucome, de cataracte, de décollement de rétine et d'autres maladies oculaires ne doivent pas utiliser ce produit.

Les personnes portant des lentilles de contact doivent les retirer avant d'utiliser le produit.

N'utilisez pas le produit dans des endroits à haute température, inflammables, humides ou soumis à un rayonnement électromagnétique.

Ne démontez pas le produit sans autorisation; Veuillez vous assurer que le produit est exempt de chocs et d'eau pour éviter toute panne.

1. Especificações do produto

Nome: massageador de olhos

Modelo: Horizonte Pro

Fonte de alimentação: 5 V DC 1A (fonte de alimentação USB) 5W

Bateria de lítio: 3,7 V, 1,450 mAh

Tamanho da caixa de embalagem: 261x197x102mm

Peso: cerca de 750 g

Condições normais de trabalho:

Temperatura ambiente operacional: +5°C~+40°C

Umidade relativa: ≤80%

Pressão atmosférica: 86kPa~106kPa

Condições de transporte e armazenamento:

Temperatura ambiental de armazenamento: -20°C~+55°C

Umidade relativa: ≤93%

Pressão atmosférica: 50kPa~106kPa

2. Operação do dispositivo

Um toque curto no botão POWER(3) liga o dispositivo. Se o LED da bateria piscar após a inicialização, carregue o dispositivo usando o cabo USB incluído. Recomenda-se carregar totalmente a bateria antes de usar o dispositivo pela primeira vez. Depois de colocar o massageador na cabeça, certifique-se de que ele esteja posicionado de maneira confortável, você pode ajustar as configurações usando o elástico (1)(2).

Os modos do dispositivo são controlados pressionando repetidamente o botão liga/desliga (3). As funcionalidades subsequentes atualmente ativas serão destacadas na tela por meio de LEDs (6). O dispositivo possui 5 modos de operação cíclicos preparados individualmente.

O massageador ocular possui uma função Bluetooth que é habilitada por padrão quando o dispositivo é ligado. Basta conectar-se ao seu dispositivo móvel e pesquisar "Horizon Pro" na lista.

Um toque curto no botão de música (4) inicia a próxima música da lista e um toque mais longo (4) desliga o modo de música.

Para desligar o massageador após o relaxamento, mantenha pressionado o botão POWER (3) novamente.

3. Advertências e contra-indicações

Antes de usar o produto, leia e compreenda atentamente as instruções de operação.

Limpe a proteção ocular do produto antes de usar.

Crianças e pessoas incapazes de expressar as suas necessidades não devem utilizar o produto.

Pessoas com pele sensível ou insensível ao calor não devem utilizar o produto. Gestantes, pessoas que sofrem de doenças cardíacas, distúrbios circulatórios, tumores malignos, doenças cerebrovasculares e outras doenças agudas, bem como pessoas sob cuidados médicos, não devem usar o produto.

Se sentir algum desconforto ou reação anormal na pele durante o uso do produto, pare de usá-lo imediatamente e consulte um médico.

Pessoas com problemas oculares devem evitar o uso do produto ou utilizá-lo sob supervisão médica. Pessoas que passaram por cirurgia ocular e pacientes que sofrem de glaucoma, catarata, descolamento de retina e outras doenças oculares não devem utilizar o produto.

Pessoas que usam lentes de contato devem removê-las antes de usar o produto.

Não utilize o produto em locais com alta temperatura, inflamáveis, úmidos ou locais com radiação eletromagnética.

Não desmonte o produto sem autorização; Certifique-se de que o produto esteja livre de impactos e água para evitar falhas.

1. Specifikace produktu

Název: Masér očí

Model: Horizon Pro

Napájení: 5 V DC 1A (napájení USB) 5W

Lithiová baterie: 3,7 V, 1450 mAh

Velikost krabice: 261x197x102mm

Hmotnost: cca 750 g

Normální pracovní podmínky:

Provozní teplota prostředí: +5°C~+40°C

Relativní vlhkost: ≤ 80 %

Atmosférický tlak: 86kPa~106kPa

Podmínky přepravy a skladování:

Teplota prostředí pro skladování: -20°C~+55°C

Relativní vlhkost: ≤ 93 %

Atmosférický tlak: 50kPa~106kPa

2. Obsluha zařízení

Krátkým stisknutím tlačítka POWER(3) se přístroj zapne. Pokud po spuštění bliká kontrolka baterie, nabijte zařízení pomocí přiloženého kabelu USB. Před prvním použitím zařízení se doporučuje plně nabit baterii. Po nasazení masážního přístroje na hlavu se ujistěte, že je pohodlně umístěn, nastavení můžete upravit pomocí elastického pásku (1) (2).

Režimy zařízení se ovládají opakovaným stisknutím tlačítka napájení (3). Následující funkce, které jsou aktuálně aktivní, budou zvýrazněny na obrazovce pomocí LED diod (6). Zařízení má 5 individuálně připravených cyklických provozních režimů.

Oční masážní přístroj má funkci Bluetooth, která je ve výchozím nastavení povolena, když je zařízení zapnuté. Stačí se připojit ke svému mobilnímu zařízení a vyhledat v seznamu „Horizon Pro“. Krátké stisknutí tlačítka hudby (4) spustí další skladbu ze seznamu a delší stisknutí (4) vypne hudební režim.

Chcete-li masážní přístroj po relaxaci vypnout, znovu podržte tlačítko POWER (3).

3. Upozornění a kontraindikace

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte a pochopte návod k obsluze. Před použitím očistěte oční štít produktu.

Děti a lidé, kteří nejsou schopni vyjádřit své potřeby, by výrobek neměli používat.

Lidé s citlivou pokožkou nebo necitliví na teplo by tento výrobek neměli používat.

Výrobek by neměly užívat těhotné ženy, osoby trpící srdečními chorobami, poruchami krevního oběhu, zhoubnými nádory, cerebrovaskulárními chorobami a dalšími akutními onemocněními a také osoby v péči lékaře. Pokud během používání produktu zaznamenáte jakékoli nepohodlí nebo abnormální kožní reakci, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem.

Lidé s očními problémy by se měli vyvarovat používání přípravku nebo jej používat pod lékařským dohledem. Přípravek by neměli používat lidé po operaci očí a pacienti trpící zeleným zákalem, šedým zákalem, odchlípením sítnice a dalšími očními chorobami.

Lidé nosící kontaktní čočky by si je měli před použitím přípravku vyjmout. Nepoužívejte výrobek v místech s vysokou teplotou, hořlavých, vlhkých nebo místech s elektromagnetickým zařízením.

Bez povolení výrobek nerozebírejte; Ujistěte se, že výrobek není vystaven nárazům a vodě, aby nedošlo k selhání.

1. Špecifikácia výrobku

Názov: Očný masér

Mode: Horizon Pro

Napájanie: 5 V DC 1A (USB napájanie) 5W

Litiová batéria: 3,7 V, 1450 mAh

Veľkosť obalu: 261 x 197 x 102 mm

Hmotnosť: okolo 750 g

Normálne pracovné podmienky:

Prevádzková teplota prostredia: +5°C~+40°C

Relatívna vlhkosť: ≤ 80 %

Atmosférický tlak: 86kPa~106kPa

Podmienky skladovania a prepravy:

Teplota prostredia skladovania: -20°C~+55°C

Relatívna vlhkosť: ≤ 93 %

Atmosférický tlak: 50kPa~106kPa

2. Obsluha zariadenia

Krátkym stlačením tlačidla POWER(3) sa prístroj zapne. Ak po spustení blíkajú kontrolka batérie, nabíte zariadenie pomocou priloženého kábla USB. Pred prvým použitím zariadenia sa odporúča úplne nabiť batériu. Po nasadení masážneho prístroja na hlavu sa uistite, že je pohodlne umiestnený, nastavenie môžete upraviť pomocou gumičky (1) (2).

Režimy zariadenia sa ovládajú opakovaným stlačením tlačidla napájania (3). Nasledujúce funkcie, ktoré sú momentálne aktívne, budú zvýraznené na obrazovke pomocou LED diód (6). Zariadenie má 5 individuálne pripravených cyklických prevádzkových režimov.

Očný masér má funkciu Bluetooth, ktorá je predvolene zapnutá, keď je zariadenie zapnuté. Stačí sa pripojiť k mobilnému zariadeniu a vyhľadať v zozname výraz „Horizon Pro“.

Krátke stlačenie hudobného tlačidla (4) spustí nasledujúcu skladbu zo zoznamu a dlhšie stlačenie (4) vypne hudobný režim.

Ak chcete po uvoľnení masážny prístroj vypnúť, znova podržte stlačené tlačidlo POWER (3).

3. Upozornenia a kontraindikácie

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na obsluhu a pochopíte ho. Pred použitím očistite očný štít produktu.

Deti a ľudia, ktorí nedokážu vyjadriť svoje potreby, by výrobok nemali používať.

Výrobok by nemali používať ľudia s citlivou pokožkou alebo necitliví na teplo.

Prípravok by nemali užívať tehotné ženy, osoby s ochoreniami srdca, obehového systému, zhubnými nádormi, cerebrovaskulárnymi ochoreniami a inými akútnymi ochoreniami, ako aj osoby v starostlivosti lekára.

Ak počas používania produktu pocítite akékoľvek nepohodlie alebo abnormálnu kožnú reakciu, okamžite ho prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.

Ľudia s problémami s očami by sa mali vyhýbať používaniu produktu alebo ho používať pod lekárskej dohľadom. Prípravok by nemali používať ľudia, ktorí podstúpili operáciu oka a pacienti trpiaci zeleným zákalom, šedým zákalom, odchlípením sietnice a inými očnými chorobami.

Ľudia, ktorí nosia kontaktné šošovky, by si ich mali pred použitím produktu vybrať.

Výrobok nepoužívajte na miestach s vysokou teplotou, horľavých, vlhkých alebo miestach s elektromagnetickým žiarením.

Výrobok bez povolenia nerozoberajte; Uistite sa, že výrobok nie je vystavený nárazom a vode, aby nedošlo k poruche.

1. Specifikacije izdelka

Ime: Masažer za oči

Model: Horizon Pro

Napajanje: 5 V DC 1A (USB napajanje) 5W

Litijeva baterija: 3,7 V, 1450 mAh

Velikost embalaže: 261x197x102 mm

Teža: okoli 750 g

Normalni delovni pogoji:

Delovna temperatura okolja: +5°C~+40°C

Relativna vlažnost: ≤80%

Atmosferski tlak: 86kPa~106kPa

Pogoji prevoza in skladiščenja:

Temperatura okolja pri shranjevanju: -20°C~+55°C

Relativna vlažnost: ≤93%

Atmosferski tlak: 50kPa~106kPa

2. Delovanje naprave

Kratek pritisk na tipko POWER(3) vklopi napravo. Če po zagonu lučka baterije utripa, napolnite napravo s priloženim kablom USB. Priporočljivo je, da pred prvo uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo. Po namestitvi masažerja na glavo se prepričajte, da je v udobnem položaju, nastavitve lahko prilagodite z elastičnim trakom (1)(2).

Načine naprave upravljate z večkratnim pritiskom gumba za vklop (3). Naslednje trenutno aktivne funkcije bodo označene na zaslonu z LED (6). Naprava ima 5 individualno pripravljenih cikličnih načinov delovanja.

Masažer za oči ima funkcijo Bluetooth, ki je privzeto omogočena, ko je naprava vklopljena. Povežite se s svojo mobilno napravo in na seznamu poiščite »Horizon Pro«.

Kratek pritisk na glasbeni gumb (4) zažene naslednjo skladbo s seznama, daljši pritisk (4) pa izklopi glasbeni način.

Za izklop masaže po sprostitvi ponovno držite gumb POWER (3).

3. Opozorila in kontraindikacije

Pred uporabo izdelka natančno preberite in razumejte navodila za uporabo. Pred uporabo očistite ščitnik za oči izdelka.

Otroci in ljudje, ki ne morejo izraziti svojih potreb, naj izdelka ne uporabljajo.

Osebe z občutljivo kožo ali neobčutljive na toploto naj izdelka ne uporabljajo. Izdelka ne smejo uporabljati nosečnice, osebe s srčnimi boleznimi, motnjami krvnega obtoka, malignimi tumorji, možgansko-žilnimi boleznimi in drugimi akutnimi obolenji ter osebe pod zdravniškim nadzorom.

Če med uporabo izdelka občutite nelagodje ali nenormalno kožno reakcijo, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

Ljudje, ki imajo težave z očmi, naj se izdelka izogibajo oziroma ga uporabljajo pod zdravniškim nadzorom. Izdelka ne smejo uporabljati ljudje, ki so bili operirani na očeh, in bolniki z glavkomom, sivo mreno, odstopom mrežnice in drugimi očesnimi boleznimi.

Ljudje, ki nosijo kontaktne leče, naj jih pred uporabo izdelka odstranijo.

Izdelka ne uporabljajte na mestih z visoko temperaturo, vnetljivim, vlažnim ali na mestih z elektromagnetnim sevanjem.

Izdelka ne razstavljajte brez dovoljenja; Prepričajte se, da je izdelek brez udarcev in vode, da preprečite okvaro.

1. Toote spetsifikatsioonid

Nimi: Silmade masseerija

Mudel: Horizon Pro

Toide: 5 V DC 1A (USB toiteallikas) 5W

Liitiumaku: 3,7 V, 1450 mAh

Pakendi karbi suurus: 261x197x102mm

Kaal: umbes 750 g

Tavalised töötingimused:

Töökeskonna temperatuur: +5°C~+40°C

Suhteline õhuniiskus: ≤80%

Atmosfäärirõhk: 86kPa ~ 106kPa

Transpordi- ja ladustamistingimused:

Säilituskeskkonna temperatuur: -20°C~+55°C

Suhteline õhuniiskus: ≤93%

Atmosfäärirõhk: 50kPa ~ 106kPa

2. Seadme töö

Lühike toitenupu (3) vajutus lülitab seadme sisse. Kui aku LED vilgub pärast käivitamist, laadige seade kaasasoleva USB-kaabli abil. Enne seadme esmakordset kasutamist on soovitatav aku täielikult laadida. Pärast masseerija pähe panemist veenduge, et see oleks mugavalt paigutatud, sätteid saate reguleerida elastse riba (1) (2) abil.

Seadme režiime juhitakse toitenuppu (3) korduvalt vajutades. Järgmised hetkel aktiivsed funktsioonid tõstetakse ekraanil LED-tulede (6) abil esile. Seadmel on 5 individuaalselt ettevalmistatud tsüklilist töörežiimi.

Silmapressaajil on Bluetooth-funktsioon, mis on vaikimisi lubatud, kui seade on sisse lülitatud. Ühendage lihtsalt oma mobiilseadmega ja otsige loendis "Horizon Pro".

Lühike muusikanupu (4) vajutus käivitab loendis järgmise loo ja pikem vajutus (4) lülitab muusikarežiimi välja.

Masseerija väljalülitamiseks pärast lõõgastumist hoidke uuesti all TOITE nuppu (3).

3. Hoiatused ja vastunäidustused

Enne toote kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja mõistke seda.

Enne kasutamist puhastage toote silmakaitse.

Lapsed ja inimesed, kes ei suuda oma vajadusi väljendada, ei tohiks toodet kasutada.

Inimesed, kellel on tundlik nahk või kuumuse suhtes vähetundlikud, ei tohiks toodet kasutada.

Toodet ei tohi kasutada rasedad, südamehaiguste, vereringehäirete, pahaloomuliste kasvajate, ajuveresoonekonna haiguste ja teiste ägedate haiguste all kannatavad inimesed, samuti arsti järelevalve all olevad inimesed.

Kui teil tekib toote kasutamise ajal ebamugavustunne või ebanormaalne nahareaktsioon, lõpetage kohe selle kasutamine ja konsulteerige arstiga. Silmaprobleemidega inimesed peaksid vältima toote kasutamist või kasutama seda arsti järelevalve all. Inimesed, kes on läbinud silmaoperatsiooni ning patsiendid, kes põevad glaukoomi, katarakti, võrkkesta irdumist ja muid silmahaigusi, ei tohi toodet kasutada.

Kontaktlaatsi kandvad inimesed peaksid need enne toote kasutamist eemaldama.

Ärge kasutage toodet kõrge temperatuuriga, tuleohtlikes, niisketes või elektromagnetilise kiirgusega kohtades.

Ärge võtke toodet ilma loata lahti; Rikke vältimiseks veenduge, et tootel ei oleks lööke ega vett.

1. Produkto specifikacijos

Pavadinimas: Akių masažuoklis

Modelis: Horizon Pro

Maitinimas: 5 V DC 1A (USB maitinimas) 5W

Ličio baterija: 3,7 V, 1450 mAh

Pakuotės dydis: 261x197x102mm

Svoris: apie 750 g

Įprastos darbo sąlygos:

Darbo aplinkos temperatūra: +5°C~+40°C

Santykinė oro drėgmė: ≤80 %

Atmosferos slėgis: 86kPa ~ 106kPa

Transportavimo ir sandėliavimo sąlygos:

Laikymo aplinkos temperatūra: -20°C~+55°C

Santykinė oro drėgmė: ≤93 %

Atmosferos slėgis: 50kPa ~ 106kPa

2. Įrenginio veikimas

Trumpai paspaudus POWER(3) mygtuką, įrenginys įjungiamas. Jei akumuliatoriaus šviesos diodas mirksi po paleidimo, įkraukite įrenginį naudodami pridėdamą USB laidą. Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, rekomenduojama visiškai įkrauti akumuliatorių. Užsidėję masažuoklį ant galvos įsitikinkite, kad jis patogiai užsidėjęs, nustatymus galite reguliuoti naudodami elastinę juostelę (1)(2).

Įrenginio režimai valdomi pakartotinai paspaudus maitinimo mygtuką (3). Tolesnės funkcijos, kurios šiuo metu yra aktyvios, bus parodytos ekrane naudojant šviesos diodus (6). Įrenginys turi 5 individualiai paruoštus ciklinius darbo režimus.

Akių masažuoklis turi Bluetooth funkciją, kuri įjungiama pagal numatytuosius nustatymus, kai įrenginys įjungtas. Tiesiog prisijunkite prie savo mobiliojo įrenginio ir sąraše ieškokite „Horizon Pro“.

Trumpai paspaudus muzikos mygtuką (4), pradėdama kita daina iš sąrašo, o ilgiau paspaudus (4) muzikos režimas išjungiamas.

Norėdami išjungti masažuoklį atspalaidavę, dar kartą laikykite nuspaudę POWER (3) mygtuką.

3. Įspėjimai ir kontraindikacijos

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite ir supraskite naudojimo instrukciją.

Prieš naudodami nuvalykite gaminio akių apsaugą.

Vaikai ir žmonės, negalintys išreikšti savo poreikių, neturėtų naudoti gaminio. Žmonės, kurių oda jautri arba nejautri karščiui, neturėtų naudoti produkto. Neščios moterys, žmonės, sergantys širdies ligomis, kraujotakos sutrikimais, piktybiniais navikais, galvos smegenų kraujotakos ligomis ir kitomis ūminėmis ligomis, taip pat asmenys, kuriuos prižiūri gydytojas, preparato vartoti neturėtų. Jei vartodami produktą jaučiate diskomfortą ar nenormalią odos reakciją, nedelsdami nutraukite jo naudojimą ir kreipkitės į gydytoją. Žmonės, turintys akių problemų, turėtų vengti naudoti produktą arba naudoti jį prižiūrint gydytojui. Produkto neturėtų vartoti žmonės, kuriems buvo atlikta akių operacija, ir pacientai, sergantys glaukoma, katarakta, tinklainės atšoka ir kitomis akių ligomis.

Žmonės, nešiojantys kontaktinius lęšius, prieš naudodami gaminį turėtų juos išimti.

Nenaudokite gaminio vietose, kuriose yra aukšta temperatūra, degios, drėgnos arba vietose, kuriose yra elektromagnetinės spinduliuotės.

Neardykite gaminio be leidimo; įsitikinkite, kad gaminyje nėra smūgių ir vandens, kad išvengtumėte gedimo.

1. Produkta specifikācijas

Nosaukums: Acu masieris

Modelis: Horizon Pro

Barošana: 5 V DC 1A (USB barošanas avots) 5W

Litija akumulators: 3,7 V, 1450 mAh

Iepakojuma korpusa izmērs: 261x197x102mm

Svars: apmēram 750 g

Normāli darba apstākļi:

Darba vides temperatūra: +5°C~+40°C

Relatīvais mitrums: ≤80%

Atmosfēras spiediens: 86kPa ~ 106kPa

Transportēšanas un uzglabāšanas nosacījumi:

Uzglabāšanas vides temperatūra: -20°C~+55°C

Relatīvais mitrums: ≤93%

Atmosfēras spiediens: 50kPa ~ 106kPa

2. Lerīces darbība

Īsi nospiežot POWER(3) pogu, ierīce tiek ieslēgta. Ja akumulatora gaismas diode mirgo pēc palaišanas, lūdz, uzlādējiet ierīci, izmantojot komplektācijā iekļauto USB kabeli. Pirms ierīces pirmās lietošanas ieteicams pilnībā uzlādēt akumulatoru. Pēc masiera uzlikšanas uz galvas pārliecinieties, vai tas ir ērti novietots, varat pielāgot iestatījumus, izmantojot elastīgo joslu (1) (2).

Ierīces režīmus kontrolē, atkārtoti nospiežot barošanas pogu (3). Turpmākās funkcijas, kas pašlaik ir aktīvas, tiks izceltas ekrānā, izmantojot gaismas diodes (6). Ierīcei ir 5 individuāli sagatavoti cikliskie darbības režīmi.

Acu masierim ir Bluetooth funkcija, kas ir iespējota pēc noklusējuma, kad ierīce ir ieslēgta. Vienkārši izveidojiet savienojumu ar savu mobilo ierīci un meklējiet sarakstā "Horizon Pro".

Īsi nospiežot mūzikas pogu (4), tiek sākta nākamā saraksta dziesma, bet ilgāk nospiežot (4), mūzikas režīms tiek izslēgts.

Lai izslēgtu masieri pēc relaksācijas, vēlreiz turiet nospiestu IESLĒGŠANAS (3) pogu.

3. Brīdinājumi un kontrindikācijas

Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet un izprotiet lietošanas instrukciju.

Pirms lietošanas, lūdz, notīriet produkta acu aizsargu.

Bērni un cilvēki, kas nespēj izteikt savas vajadzības, nedrīkst lietot produktu.

Cilvēki ar jutīgu ādu vai nejutīgi pret karstumu nedrīkst lietot produktu.

Produktu nevajadzētu lietot grūtniecēm, cilvēkiem, kas cieš no sirds slimībām, asinsrites traucējumiem, ļaundabīgiem audzējiem, cerebrovaskulārām slimībām un citām akūtām slimībām, kā arī ārstu uzraudzībā esošiem cilvēkiem.

Ja produkta lietošanas laikā rodas diskomforts vai patoloģiska ādas reakcija, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

Cilvēkiem ar acu problēmām vajadzētu izvairīties no produkta lietošanas vai lietot to ārstu uzraudzībā. Produktu nedrīkst lietot cilvēki, kuriem ir veikta acu operācija, kā arī pacienti ar glaukomu, kataraktu, tīklenes atslāņošanos un citām acu slimībām.

Cilvēkiem, kas valkā kontaktlēcas, pirms produkta lietošanas tās jāizņem.

Nelietojiet produktu vietās ar augstu temperatūru, uzliesmojošām, mitrām vai vietās ar elektromagnētisko starojumu.

Neizjauciet izstrādājumu bez atļaujas; Lai izvairītos no kļūmēm, lūdz, pārliecinieties, vai izstrādājumam nav triecienu un ūdens.

1. Termékleírás

Név: Szemmasszírozó

Modell: Horizon Pro

Tápellátás: 5 V DC 1A (USB tápegység) 5W

Lítium akkumulátor: 3,7 V, 1450 mAh

A doboz mérete: 261x197x102mm

Súly: körülbelül 750 g

Normál munkakörülmények:

Üzemi környezeti hőmérséklet: +5°C~+40°C

Relatív páratartalom: ≤80%

Légköri nyomás: 86kPa ~ 106kPa

Szállítási és tárolási feltételek:

Tárolási környezeti hőmérséklet: -20°C~+55°C

Relatív páratartalom: ≤93%

Légköri nyomás: 50kPa ~ 106kPa

2. A készülék működése

A POWER(3) gomb rövid megnyomása bekapcsolja a készüléket. Ha az akkumulátor LED-je az indítás után villog, kérjük, tölts fel a készüléket a mellékelt USB-kábellel. A készülék első használata előtt ajánlatos teljesen feltölteni az akkumulátort. Miután feltette a masszírozót a fejére, győződjön meg arról, hogy kényelmesen helyezkedik el, a beállításokat a gumiszalaggal (1)(2) állíthatja be.

Az eszköz üzemmódjai a bekapcsológomb (3) ismételt megnyomásával vezérelhetők. Az aktuálisan aktív későbbi funkciók a képernyőn LED-ekkel (6) lesznek kiemelve. A készülék 5 egyedileg előkészített ciklikus üzemmóddal rendelkezik.

A szemmasszírozó Bluetooth funkcióval rendelkezik, amely alapértelmezés szerint engedélyezve van, amikor a készülék be van kapcsolva. Csak csatlakozzon mobil eszközéhez, és keresse meg a „Horizon Pro” kifejezést a listában.

A zene gomb (4) rövid megnyomása elindítja a listából a következő dalt, hosszabb megnyomásával (4) pedig kikapcsolja a zene üzemmódot.

Az ellazulás után a masszírozó kikapcsolásához tartsa lenyomva ismét a POWER(3) gombot.

3. Figyelmeztetések és ellenjavallatok

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el és értse meg a használati utasítást.

Kérjük, használat előtt tisztítsa meg a termék szemvédőjét.

Gyermekek és olyan személyek, akik nem tudják kifejezni szükségleteiket, ne használják a terméket.

Érzékeny bőrű vagy hőre érzéketlen személyek nem használhatják a terméket.

Terhes nők, szívbetegségben, keringési zavarokban, rosszindulatú daganatokban, agyi érrendszeri betegségekben és egyéb akut betegségekben szenvedők, valamint orvos felügyelete alatt állók nem használhatják a terméket.

Ha bármilyen kellemetlen érzést vagy káros bőrreakciót tapasztal a termék használata közben, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz. Szemp problémákkal küzdőknek kerülniük kell a termék használatát, vagy orvosi felügyelet mellett kell használniuk. Szemműtéten átesett személyek, valamint zöldhályogban, szürkehályogban, retinaleválásban és egyéb szembetegségben szenvedő betegek nem használhatják a terméket.

A kontaktlencsét viselőknak a termék használata előtt el kell távolítaniuk.

Ne használja a terméket magas hőmérsékletű, gyúlékony, párák vagy elektromágneses sugárzású helyeken.

Ne szerelje szét a terméket engedély nélkül. A meghibásodás elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a termék ütésektől és víztől mentes.

1. Specificațiile produsului

Nume: masaj pentru ochi

Model: Horizon Pro

Alimentare: 5 V DC 1A (alimentare USB) 5W

Baterie cu litiu: 3,7 V, 1,450 mAh

Dimensiunea cutiei de ambalare: 261x197x102mm

Greutate: aproximativ 750 g

Condiții normale de lucru:

Temperatura mediului de funcționare: +5°C~+40°C

Umiditate relativă: ≤80%

Presiune atmosferică: 86kPa~106kPa

Condiții de transport și depozitare:

Temperatura mediului de depozitare: -20°C~+55°C

Umiditate relativă: ≤93%

Presiune atmosferică: 50kPa~106kPa

2. Funcționarea dispozitivului

O apăsare scurtă a butonului POWER(3) pornește dispozitivul. Dacă LED-ul bateriei clipește după pornire, vă rugăm să încărcați dispozitivul folosind cablul USB inclus. Se recomandă încărcarea completă a bateriei înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată. După ce ați pus aparatul de masaj pe cap, asigurați-vă că este poziționat confortabil, puteți regla setările folosind banda elastică (1)(2).

Modurile dispozitivului sunt controlate prin apăsarea repetată a butonului de alimentare (3). Funcționalitățile ulterioare care sunt active în prezent vor fi evidențiate pe ecran cu ajutorul LED-urilor (6). Dispozitivul are 5 moduri de funcționare ciclice pregătite individual.

Aparatul de masaj pentru ochi are o funcție Bluetooth care este activată în mod implicit când dispozitivul este pornit. Conectați-vă cu dispozitivul dvs. mobil și căutați „Horizon Pro” din listă.

O apăsare scurtă a butonului de muzică (4) începe următoarea melodie din listă, iar o apăsare mai lungă (4) dezactivează modul de muzică.

Pentru a opri aparatul de masaj după relaxare, țineți apăsat din nou butonul POWER(3).

3. Atenționări și contraindicații

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți și să înțelegeți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

Vă rugăm să curățați ecranul pentru ochi al produsului înainte de utilizare.

Copiii și persoanele care nu își pot exprima nevoile nu ar trebui să folosească produsul.

Persoanele cu piele sensibilă sau insensibilă la căldură nu trebuie să folosească produsul.

Femeile însărcinate, persoanele care suferă de boli de inimă, tulburări circulatorii, tumori maligne, boli cerebrovasculare și alte boli acute, precum și persoanele aflate sub îngrijirea unui medic, nu ar trebui să utilizeze produsul.

Dacă simțiți orice disconfort sau reacție anormală a pielii în timpul utilizării produsului, opriți imediat utilizarea acestuia și consultați un medic.

Persoanele cu probleme oculare ar trebui să evite utilizarea produsului sau să-l folosească sub supraveghere medicală. Persoanele care au suferit o

intervenție chirurgicală la ochi și pacienții care suferă de glaucom, cataractă, dezlipire de retină și alte boli oculare nu trebuie să utilizeze produsul.

Persoanele care poartă lentile de contact trebuie să le îndepărteze înainte de a folosi produsul.

Nu utilizați produsul în locuri cu temperatură ridicată, inflamabile, umede sau locuri cu radiații electromagnetice.

Nu dezasamblați produsul fără permisiune; Vă rugăm să vă asigurați că produsul nu are impact și apă pentru a evita defectunile.

1. Характеристики продукта

Название: Массажер для глаз

Модель: Горизонт Про

Источник питания: 5 В постоянного тока, 1 А (источник питания USB), 5 В.

Литиевая батарея: 3,7 В, 1450 мАч

Размер упаковочного ящика: 261х197х102мм.

Вес: около 750 г

Нормальные условия труда:

Рабочая температура окружающей среды: +5°C~+40°C

Относительная влажность: ≤80%

Атмосферное давление: 86кПа~106кПа

Условия транспортировки и хранения:

Температура окружающей среды при хранении: -20°C~+55°C

Относительная влажность: ≤93%

Атмосферное давление: 50 кПа~106 кПа

2. Работа устройства

Короткое нажатие кнопки POWER(3) включает устройство. Если индикатор батареи мигает после запуска, зарядите устройство с помощью прилагаемого USB-кабеля. Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Надев массажер на голову, убедитесь, что он расположен удобно, настройки можно регулировать с помощью резинок (1)(2).

Режимы устройства управляются многократным нажатием кнопки питания (3). Последующие функции, активные в данный момент, будут выделены на экране светодиодами (6). Устройство имеет 5 индивидуально подготовленных циклических режимов работы.

Массажер для глаз имеет функцию Bluetooth, которая включается по умолчанию при включении устройства. Просто подключитесь к своему мобильному устройству и найдите «Horizon Pro» в списке. Короткое нажатие музыкальной кнопки (4) запускает следующую песню из списка, а длительное нажатие (4) включает музыкальный режим.

Чтобы выключить массажер после расслабления, снова нажмите и удерживайте кнопку POWER(3).

3. Предупреждения и противопоказания.

Перед использованием продукта внимательно прочитайте и поймите инструкцию по эксплуатации.

Пожалуйста, очистите глазной щиток продукта перед использованием.

Дети и люди, неспособные выразить свои потребности, не должны использовать продукт.

Людам с чувствительной кожей или нечувствительностью к теплу не следует использовать продукт.

Беременным женщинам, людям, страдающим заболеваниями сердца, нарушениями кровообращения, злокачественными опухолями, цереброваскулярными заболеваниями и другими острыми заболеваниями, а также лицам, находящимся под наблюдением врача, препарат не следует применять.

Если во время использования продукта вы почувствуете дискомфорт или ненормальную кожную реакцию, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.

Людам с проблемами глаз следует избегать использования продукта или использовать его под наблюдением врача. Не следует использовать продукт людям, перенесшим операции на глазах, а также пациентам, страдающим глаукомой, катарактой, отслоением сетчатки и другими заболеваниями глаз. Людам, носящим контактные линзы, следует снять их перед использованием продукта.

Не используйте изделие в местах с высокой температурой, легковоспламеняющихся, влажных или в местах с электромагнитным излучением.

Не разбирайте изделие без разрешения; Во избежание поломки убедитесь, что продукт защищен от ударов и воды.

1. Produktspesifikasjoner

Navn: Øyemassasjeapparat

Modell: Horizon Pro

Strømforsyning: 5V DC 1A (USB strømforsyning) 5W

Litiumbatteri: 3,7V, 1450mAh

Pakkestørrelse: 261x197x102mm

Vekt: ca 750 g

Normalt arbeidsforhold:

Omgivelsestemperatur under drift: +5°C--+40°C

Relativ fuktighet: ≤80 %

Atmosfærisk trykk: 86 kPa ~ 106 kPa

Transport- og lagringsbetingelser:

Oppbevaring omgivelsestemperatur: -20°C--+55°C

Relativ fuktighet: ≤93 %

Atmosfærisk trykk: 50 kPa ~ 106 kPa

2. Drift av enheten

Et kort trykk på POWER(3)-knappen slår på enheten. Hvis batterilampen blinker etter oppstart, lad enheten med den medfølgende USB-kabelen. Det anbefales å lade batteriet helt opp før du bruker enheten for første gang. Etter å ha satt massasjeapparatet på hodet, sørg for at det er komfortabelt plassert, du kan justere innstillingene ved å bruke det elastiske båndet (1)(2).

Enhetsmoduser kontrolleres ved å trykke gjentatte ganger på strømknappen (3). Påfølgende funksjoner som er aktive for øyeblikket vil bli uthøvet på skjermen med lysdioder (6). Enheten har 5 individuelt forberedte sykliske driftsmoduser.

Øyemassasjeapparatet har en Bluetooth-funksjon, som er aktivert som standard når enheten er slått på. Bare koble til mobilenheten din og søk etter "Horizon Pro" fra listen.

Et kort trykk på musikkknappen (4) starter neste sang fra listen, og et lengre trykk (4) slår av musikkmodusen.

For å slå av massasjeapparatet etter avspenning, hold nede POWER(3)-knappen igjen.

3. Advarsler og kontraindikasjoner

Før du bruker produktet, vennligst les og forstå bruksanvisningen nøye.

Rengjør produktets øyebeskyttelse før bruk.

Barn og personer som ikke kan uttrykke sine behov bør ikke bruke produktet.

Personer med sensitiv hud eller ufølsomme for varme bør ikke bruke produktet.

Gravide kvinner, personer som lider av hjertesykdom, sirkulasjonsforstyrrelser, ondartede svulster, cerebrovaskulære sykdommer og andre akutte sykdommer, samt personer under tilsyn av en lege, bør ikke bruke produktet.

Hvis du opplever ubehag eller unormal hudreaksjon mens du bruker produktet, må du slutte å bruke det umiddelbart og kontakte lege.

Personer med øye problemer bør unngå å bruke produktet eller bruke det under medisinsk tilsyn. Personer som har gjennomgått øyeoperasjoner og pasienter som lider av glaukom, grå stær, netthinneløsning og andre øyesykdommer bør ikke bruke produktet.

Personer som bruker kontaktlinser bør fjerne dem før du bruker produktet. Ikke bruk produktet på steder med høy temperatur, brennbare, fuktige eller steder med elektromagnetisk stråling.

Ikke demonter produktet uten tillatelse; Sørg for at produktet er fritt for støt og vann for å unngå feil.

1. Tuotetiedot

Nimi: Silmähierontalaite

Malli: Horizon Pro

Virtalähde: 5V DC 1A (USB-virtalähde) 5W

Litiumakku: 3,7 V, 1450 mAh

Pakkauksen koko: 261x197x102mm

Paino: noin 750 g

Normaalit työolosuhteet:

Ympäristön lämpötila käytön aikana: +5°C~+40°C

Suhteellinen kosteus: ≤80 %

Ilmanpaine: 86 kPa ~ 106 kPa

Kuljetus- ja varastointiolosuhteet:

Varastointiympäristön lämpötila: -20°C~+55°C

Suhteellinen kosteus: ≤93 %

Ilmanpaine: 50 kPa ~ 106 kPa

2. Laitteen toiminta

POWER(3)-painikkeen lyhyt painallus käynnistää laitteen. Jos akun merkkivalo vilkkuu käynnistyksen jälkeen, lataa laite mukana tulevalle USB-kaapelille. On suositeltavaa ladata akku täyteen ennen laitteen ensimmäistä käyttöä. Kun olet asettanut hierontalaitteen päähän, varmista, että se on mukavasti paikallaan, voit säätää asetuksia kuminauhalla (1)(2).

Laitteen tiloja ohjataan painamalla toistuvasti virtapainiketta (3). Myöhemmät tällä hetkellä aktiiviset toiminnot korostetaan näytöllä LEDeillä (6). Laitteessa on 5 yksilöllisesti valmistettua syklistä toimintatilaa.

Silmähierontalaitteessa on Bluetooth-toiminto, joka on oletusarvoisesti käytössä, kun laite käynnistetään. Yhdistä vain mobiililaitteeseen ja etsi luettelosta "Horizon Pro".

Lyhyt musiikkipainikkeen (4) painallus käynnistää luettelon seuraavan kappaleen, ja pidempi painallus (4) sammuttaa musiikkitilan. Sammuta hierontalaite rentoutumisen jälkeen pitämällä VIRTA (3) -painiketta uudelleen painettuna.

3. Varoitukset ja vasta-aiheet

Ennen kuin käytät tuotetta, lue ja ymmärrä käyttöohjeet huolellisesti.

Puhdista tuotteen silmäsuoja ennen käyttöä.

Lapset ja ihmiset, jotka eivät pysty ilmaisemaan tarpeitaan, eivät saa käyttää tuotetta.

Ihmiset, joilla on herkkä iho tai herkkät lämmölle, eivät saa käyttää tuotetta.

Raskaana olevien naisten, sydänsairauksista, verenkiertohäiriöistä, pahanlaatuisista kasvaimista, aivoverisuonisairauksista ja muista akuuteista sairauksista kärsivien sekä lääkärin hoidossa olevien henkilöiden ei tule käyttää tuotetta.

Jos koet epämukavaa tunnetta tai epänormaalia ihereaktiota tuotteen käytön aikana, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.

Silmäongelmista kärsivien tulee välttää tuotteen käyttöä tai käyttää sitä lääkärin valvonnassa. Ihmisten, joille on tehty silmäleikkaus, ja potilaiden, jotka kärsivät glaukoomasta, kaihista, verkkokalvon irtoamisesta ja muista silmäsairauksista, ei tule käyttää tuotetta.

Pilolinsejä käyttävien tulee poistaa ne ennen tuotteen käyttöä.

Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa lämpötila on korkea, syttyvä, kostea tai paikoissa, joissa on sähkömagneettista säteilyä.

Älä pura tuotetta ilman lupaa; Varmista, ettei tuotteessa ole iskuja ja vettä, jotta vältetään vaurioita.

1. Προδιαγραφές προϊόντος

Όνομα: Μασάζ ματιών
 Μοντέλο: Horizon Pro
 Τροφοδοσία: 5V DC 1A (τροφοδοτικό USB) 5W
 Μπαταρία λιθίου: 3,7V, 1450mAh
 Μέγεθος συσκευασίας: 261x197x102mm
 Βάρος: περίπου 750 g
 Κανονικές συνθήκες εργασίας:
 Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία: +5°C~+40°C
 Σχετική υγρασία: ≤80%
 Ατμοσφαιρική πίεση: 86 kPa ~ 106 kPa
 Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης:
 Θερμοκρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης: -20°C~+55°C
 Σχετική υγρασία: ≤93%
 Ατμοσφαιρική πίεση: 50 kPa ~ 106 kPa

2. Λειτουργία συσκευής

Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού POWER(3) ενεργοποιεί τη συσκευή. Εάν το LED της μπαταρίας αναβοσβήνει μετά την εκκίνηση, φορτίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται. Συνιστάται να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Αφού βάλετε το μασάζ στο κεφάλι σας, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί άνετα, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την ελαστική ταινία (1)(2).

Οι λειτουργίες της συσκευής ελέγχονται πατώντας επανειλημμένα το κουμπί λειτουργίας (3). Οι επόμενες λειτουργίες που είναι ενεργές αυτήν τη στιγμή θα τονιστούν στην οθόνη με LED (6). Η συσκευή διαθέτει 5 μεμονωμένα προετοιμασμένους κυκλικούς τρόπους λειτουργίας.

Το μασάζ ματιών διαθέτει λειτουργία Bluetooth, η οποία ενεργοποιείται από προεπιλογή όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Απλώς συνδεθείτε με την κινητή συσκευή σας και αναζητήστε το "Horizon Pro" από τη λίστα.

Με ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού μουσικής (4) ξεκινά το επόμενο τραγούδι από τη λίστα και με παρατεταμένο πάτημα (4) απενεργοποιείται η λειτουργία μουσικής.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μασάζ μετά από χαλάρωση, κρατήστε ξανά πατημένο το κουμπί POWER(3).

3. Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε και κατανοήστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας.

Καθαρίστε την ασπίδα ματιών του προϊόντος πριν τη χρήση.

Παιδιά και άτομα που δεν μπορούν να εκφράσουν τις ανάγκες τους δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν.

Άτομα με ευαίσθητο δέρμα ή μη ευαίσθητο στη θερμότητα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν.

Έγκυες γυναίκες, άτομα που πάσχουν από καρδιακές παθήσεις, κυκλοφορικές διαταραχές, κακοήθεις όγκους, εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις και άλλες οξείες παθήσεις, καθώς και άτομα υπό την επίβλεψη γιατρού, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν.

Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση ή μη φυσιολογική δερματική αντίδραση κατά τη χρήση του προϊόντος, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε αμέσως και συμβουλευτείτε γιατρό.

Άτομα με προβλήματα στα μάτια θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση του προϊόντος ή να το χρησιμοποιούν υπό ιατρική επίβλεψη. Άτομα που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια και ασθενείς που πάσχουν από γλαύκωμα, καταρράκτη, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και άλλες οφθαλμικές παθήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν.

Τα άτομα που φορούν φακούς επαφής θα πρέπει να τους αφαιρούν πριν από τη χρήση του προϊόντος.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία, εύφλεκτα, υγρά ή μέρη με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν χωρίς άδεια. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κρούσεις και νερό για να αποφύγετε την αστοχία.

1. Specifikacije proizvoda

Naziv: Masažer za oči

Model: Horizon Pro

Napajanje: 5V DC 1A (USB napajanje) 5W

Litijeva baterija: 3.7V, 1450mAh

Veličina pakiranja: 261x197x102mm

Težina: cca 750 g

Normalni radni uvjeti:

Temperatura okoline tijekom rada: +5°C~+40°C

Relativna vlažnost: ≤80%

Atmosferski tlak: 86 kPa ~ 106 kPa

Uvjeti transporta i skladištenja:

Temperatura okoline za skladištenje: -20°C~+55°C

Relativna vlažnost: ≤93%

Atmosferski tlak: 50 kPa ~ 106 kPa

2. Rad uređaja

Kratka pritisak tipke POWER(3) uključuje uređaj. Ako LED indikator baterije treperi nakon pokretanja, napunite uređaj pomoću priloženog USB kabela. Preporuča se potpuno napuniti bateriju prije prve uporabe uređaja. Nakon što stavite masažer na glavu, provjerite je li udobno postavljen, postavke možete podesiti pomoću elastične trake (1)(2).

Načinima rada uređaja upravlja se uzastopnim pritiskom tipke za uključivanje (3). Sljedeće funkcionalnosti koje su trenutno aktivne bit će istaknute na ekranu LED diodama (6). Uređaj ima 5 individualno pripremljenih cikličkih načina rada. Masažer za oči ima Bluetooth funkciju koja je standardno uključena kada je uređaj uključen. Jednostavno se povežite sa svojim mobilnim uređajem i potražite "Horizon Pro" s popisa.

Kratkim pritiskom na glazbenu tipku (4) pokreće se sljedeća pjesma s popisa, a duljim pritiskom (4) isključuje se glazbeni mod.

Za isključivanje masažera nakon opuštanja, ponovno držite tipku POWER (3).

3. Upozorenja i kontraindikacije

Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte i razumite upute za uporabu.

Očistite štitičnik za oči proizvoda prije uporabe.

Djeca i osobe koje ne mogu izraziti svoje potrebe ne smiju koristiti proizvod.

Osobe s osjetljivom kožom ili neosjetljive na toplinu ne smiju koristiti proizvod.

Proizvod ne bi smjele koristiti trudnice, osobe sa srčanim bolestima, poremećajima cirkulacije, malignim tumorima, cerebrovaskularnim bolestima i drugim akutnim bolestima, kao ni osobe pod nadzorom liječnika.

Ako osjetite bilo kakvu nelagodu ili abnormalnu kožnu reakciju tijekom korištenja proizvoda, odmah ga prestanite koristiti i obratite se liječniku.

Osobe koje imaju problema s očima trebaju izbjegavati korištenje proizvoda ili ga koristiti pod liječničkim nadzorom. Osobe koje su bile podvrgnute operaciji oka te pacijenti koji boluju od glaukoma, katarakte, ablacije mrežnice i drugih očnih bolesti ne smiju koristiti proizvod.

Osobe koje nose kontaktne leće trebaju ih ukloniti prije uporabe proizvoda.

Ne koristite proizvod na mjestima s visokom temperaturom, zapaljivim, vlažnim ili mjestima s elektromagnetskim zračenjem.

Ne rastavljajte proizvod bez dopuštenja; Provjerite je li proizvod zaštićen od udara i vode kako biste izbjegli kvar.

1. Produktspecifikationer

Namn: Ögonmassager

Modell: Horizon Pro

Strömförsörjning: 5V DC 1A (USB-strömförsörjning) 5W

Litiumbatteri: 3,7V, 1450mAh

Paketstorlek: 261x197x102mm

Vikt: ca 750 g

Normala arbetsförhållanden:

Omgivningstemperatur under drift: +5°C~+40°C

Relativ luftfuktighet: ≤80%

Atmosfärstryck: 86 kPa ~ 106 kPa

Transport- och lagringsförhållanden:

Förvaring omgivningstemperatur: -20°C~+55°C

Relativ luftfuktighet: ≤93%

Atmosfärstryck: 50 kPa ~ 106 kPa

2. Drift av enheten

Ett kort tryck på POWER(3)-knappen sätter på enheten. Om batterilampan blinkar efter start, ladda enheten med den medföljande USB-kabeln. Vi rekommenderar att du laddar batteriet helt innan du använder enheten för första gången. Efter att ha satt massageapparaten på huvudet, se till att den bekvämt placerad, du kan justera inställningarna med det elastiska bandet (1)(2).

Enhetslägen styrs genom att upprepa gånger trycka på strömknappen (3). Efterföljande funktioner som för närvarande är aktiva kommer att markeras på skärmen med lysdioder (6). Enheten har 5 individuellt förberedda cykliska driftlägen.

Ögonmassagern har en Bluetooth-funktion, som är aktiverad som standard när enheten slås på. Anslut bara till din mobila enhet och sök efter "Horizon Pro" från listan.

Ett kort tryck på musikknappen (4) startar nästa låt från listan, och ett längre tryck (4) stänger av musiklåget.

För att stänga av massageapparaten efter avkoppling, håll ner POWER(3)-knappen igen.

3. Varningar och kontraindikationer

Innan du använder produkten, läs och förstå bruksanvisningen noggrant.

Rengör produktens ögonskydd före användning.

Barn och personer som inte kan uttrycka sina behov bör inte använda produkten.

Personer med känslig hud eller okänslig för värme bör inte använda produkten. Gravida kvinnor, personer som lider av hjärtsjukdomar, cirkulationsrubbingar, maligna tumörer, cerebrovasculära sjukdomar och andra akuta sjukdomar, samt personer under vård av en läkare, bör inte använda produkten.

Om du upplever något obehag eller onormal hudreaktion när du använder produkten, sluta använda den omedelbart och kontakta en läkare.

Personer med ögonproblem bör undvika att använda produkten eller använda den under medicinsk övervakning. Personer som har genomgått ögonoperationer och patienter som lider av glaukom, grå starr, näthinneavlossning och andra ögonsjukdomar bör inte använda produkten.

Personer som bär kontaktlinser bör ta bort dem innan de använder produkten. Använd inte produkten på platser med höga temperaturer, brandfarliga, fuktiga eller platser med elektromagnetisk strålning.

Ta inte isär produkten utan tillstånd; Se till att produkten är fri från stötar och vatten för att undvika fel.

1. Produktspecifikationer

Navn: Øjenmassager

Model: Horizon Pro

Strømforsyning: 5V DC 1A (USB strømforsyning) 5W

Lithium batteri: 3,7V, 1450mAh

Pakkestørrelse: 261x197x102mm

Vægt: ca 750 g

Normalt arbejdsforhold:

Omgivelsestemperatur under drift: +5°C~+40°C

Relativ luftfugtighed: ≤80%

Atmosfærisk tryk: 86 kPa ~ 106 kPa

Transport- og opbevaringsbetingelser:

Omgivelsestemperatur ved opbevaring: -20°C~+55°C

Relativ luftfugtighed: ≤93%

Atmosfærisk tryk: 50 kPa ~ 106 kPa

2. Betjening af enheden

Et kort tryk på POWER(3)-knappen tænder enheden. Hvis batteri-LED'en blinker efter opstart, skal du oplade enheden ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Det anbefales at lade batteriet helt op, før du bruger enheden første gang. Efter at have sat massageapparatet på dit hoved, skal du sørge for, at det er placeret komfortabelt, du kan justere indstillingerne ved hjælp af elastikbåndet (1)(2).

Enhedstilstand styres ved at trykke gentagne gange på tænd/sluk-knappen (3). Efterfølgende funktioner, der aktuelt er aktive, vil blive fremhævet på skærmen med LED'er (6). Enheden har 5 individuelt forberedte cykliske driftstilstande.

Øjenmassageren har en Bluetooth-funktion, som er aktiveret som standard, når enheden er tændt. Du skal bare oprette forbindelse til din mobile enhed og søge efter "Horizon Pro" fra listen.

Et kort tryk på musikknappen (4) starter den næste sang fra listen, og et længere tryk (4) slår musiktilstanden fra.

For at slukke for massageapparatet efter afslapning skal du holde POWER(3)-knappen nede igen.

3. Advarsler og kontraindikationer

Før du bruger produktet, bedes du læse og forstå betjeningsvejledningen omhyggeligt.

Rengør venligst produktets øjenskold før brug.

Børn og personer, der ikke kan udtrykke deres behov, bør ikke bruge produktet. Personer med følsom hud eller ufølsom over for varme bør ikke bruge produktet.

Gravide kvinder, personer, der lider af hjertesygdomme, kredsløbsforstyrrelser, ondartede tumorer, cerebrovaskulære sygdomme og andre akutte sygdomme, samt personer under lægebehandling, bør ikke bruge produktet.

Hvis du oplever ubehag eller unormal hudreaktion, mens du bruger produktet, skal du straks stoppe med at bruge det og konsultere en læge.

Personer med øjenproblemer bør undgå at bruge produktet eller bruge det under lægeligt tilsyn. Personer, der har gennemgået en øjenoperation og patienter, der lider af glaukom, grå stær, nethindelesion og andre øjensygdomme, bør ikke bruge produktet.

Personer, der bærer kontaktlinser, bør fjerne dem, før de bruger produktet. Brug ikke produktet på steder med høj temperatur, brændbare, fugtige eller steder med elektromagnetisk stråling.

Skil ikke produktet ad uden tilladelse; Sørg for, at produktet er fri for stød og vand for at undgå fejl.

1. Productspecificaties

Naam: Oogmassageapparaat

Model: Horizon Pro

Voeding: 5V DC 1A (USB-voeding) 5W

Lithiumbatterij: 3,7 V, 1450 mAh

Pakketgrootte: 261x197x102mm

Gewicht: ca. 750 gram

Normale werkomstandigheden:

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: +5°C~+40°C

Relatieve vochtigheid: ≤80%

Atmosferische druk: 86 kPa ~ 106 kPa

Transport- en opslagomstandigheden:

Omgevingstemperatuur bij opslag: -20°C~+55°C

Relatieve vochtigheid: ≤93%

Atmosferische druk: 50 kPa ~ 106 kPa

2. Bediening van het apparaat

Een korte druk op de POWER(3)-knop schakelt het apparaat in. Als de batterij-LED na het opstarten knippert, laad het apparaat dan op met de meegeleverde USB-kabel. Het wordt aanbevolen om de batterij volledig op te laden voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Nadat u de stimulator op uw hoofd heeft geplaatst, moet u ervoor zorgen dat deze comfortabel zit. U kunt de instellingen aanpassen met behulp van de elastische band (1)(2).

De apparaatmodi worden bestuurd door herhaaldelijk op de aan/uit-knop (3) te drukken. Volgende functionaliteiten die momenteel actief zijn, worden op het scherm gemarkeerd met LED's (6). Het apparaat beschikt over 5 individueel voorbereide cyclische bedrijfsmodi.

De oogmassager heeft een Bluetooth-functie, die standaard wordt ingeschakeld wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Maak gewoon verbinding met uw mobiele apparaat en zoek naar "Horizon Pro" in de lijst.

Een korte druk op de muziekknop (4) start het volgende nummer uit de lijst, en een langere druk op (4) schakelt de muziekmodus uit.

Om de stimulator na het ontspannen uit te schakelen, houdt u de POWER-knop (3) opnieuw ingedrukt.

3. Waarschuwingen en contra-indicaties

Voordat u het product gebruikt, dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en te begrijpen.

Maak vóór gebruik het oogschild van het product schoon.

Kinderen en mensen die hun behoeften niet kunnen uiten, mogen het product niet gebruiken.

Mensen met een gevoelige huid of ongevoelig voor hitte mogen het product niet gebruiken.

Zwangere vrouwen, mensen die lijden aan hartaandoeningen, stoornissen van de bloedsomloop, kwaadaardige tumoren, hersenziekten en andere acute ziekten, evenals mensen die onder de hoede van een arts staan, mogen het product niet gebruiken.

Als u enig ongemak of een abnormale huidreactie ervaart tijdens het gebruik van het product, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en raadpleeg een arts.

Mensen met oogproblemen moeten het gebruik van het product vermijden of onder medisch toezicht gebruiken. Mensen die een oogoperatie hebben ondergaan en patiënten die lijden aan glaucoom, cataract, netvliesloslating en andere oogziekten mogen het product niet gebruiken.

Mensen die contactlenzen dragen, moeten deze verwijderen voordat ze het product gebruiken.

Gebruik het product niet op plaatsen met hoge temperaturen, brandbaar, vochtig of op plaatsen met elektromagnetische straling.

Haal het product niet zonder toestemming uit elkaar. Zorg ervoor dat het product vrij is van stoten en water om defecten te voorkomen.

1. Ürün özellikleri

Adı: Göz masajı

Modeli: Horizon Pro

Güç kaynağı: 5V DC 1A (USB güç kaynağı) 5W

Lityum pil: 3,7V, 1450mAh

Paket boyutu: 261x197x102mm

Ağırlık: yaklaşık 750 gr

Normal çalışma koşulları:

Çalışma sırasındaki ortam sıcaklığı: +5°C~+40°C

Bağıl nem: ≤80%

Atmosfer basıncı: 86 kPa ~ 106 kPa

Taşıma ve depolama koşulları:

Depolama ortam sıcaklığı: -20°C~+55°C

Bağıl nem: ≤93%

Atmosfer basıncı: 50 kPa ~ 106 kPa

2. Cihazın çalışması

POWER(3) düğmesine kısa basıldığında cihaz açılır. Pili LED'i başlatma sonrasında yanıp sönerse, lütfen cihazı birlikte verilen USB kablосunu kullanarak şarj edin. Cihazı ilk kez kullanmadan önce pili tamamen şarj edilmesi tavsiye edilir. Masaj aletini başınıza taktıktan sonra rahat bir şekilde konumlandığından emin olun, elastik bandı (1)(2) kullanarak ayarları yapabilirsiniz.

Cihaz modları, güç düğmesine (3) art arda basılarak kontrol edilir. O anda aktif olan sonraki işlevler ekranda LED'ler (6) ile vurgulanacaktır. Cihazda aynı anda hazırlanmış 5 adet çevrimsel çalışma modu bulunmaktadır.

Göz masaj aletinin, cihaz açıldığında varsayılan olarak etkinleştirilen bir Bluetooth işlevi vardır. Mobil cihazınıza bağlanın ve listeden "Horizon Pro"yu arayın.

Müzik düğmesine (4) kısa basıldığında listedeki bir sonraki şarkı başlatılır ve (4) uzun basıldığında müzik modu kapatılır.

Rahattadıktan sonra masaj cihazını kapatmak için GÜÇ(3) düğmesini tekrar basılı tutun.

3. Uyarılar ve kontrendikasyonlar

Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyup anlayınız.

Lütfen kullanmadan önce ürünün göz koruyucusunu temizleyin.

Çocuklar ve ihtiyaçlarını ifade edemeyen kişiler ürünü kullanmamalıdır.

Cildi hassas olan veya ısıya karşı duyarız kişiler ürünü kullanmamalıdır.

Hamile kadınlar, kalp hastalığı, dolaşım bozuklukları, kötü huylu tümörler, beyin damar hastalıkları ve diğer akut hastalıklardan olan kişiler ile doktor kontrolü

altındaki kişiler ürünü kullanmamalıdır.

Ürünü kullanırken herhangi bir rahatsızlık veya anormal cilt reaksiyonu

yaşıyorsanız, kullanmayı hemen bırakın ve bir doktora başvurun.

Göz problemi olan kişiler ürünü kullanmaktan kaçınmalı veya tıbbi gözetim

altında kullanmalıdır. Göz ameliyatı geçirmiş kişiler, glokom, katarakt, retina

dekolmanı ve diğer göz hastalıkları bulunan kişiler ürünü kullanmamalıdır.

Kontakt lens kullanan kişiler ürünü kullanmadan önce lenslerini çıkarmalıdır.

Ürünü yüksek sıcaklıkta, yanıcı, nemli veya elektromanyetik radyasyon bulunan

yerlerde kullanmayınız.

Ürünü izinsiz sökmeyin; Arızayı önlemek için lütfen ürünün darbe ve sudan

arınmış olduğundan emin olun.

1. Спецификации на продукта

Име: Масажор за очи

Модел: **Horizon Pro**

Захранване: **5V DC 1A (USB захранване) 5W**

Литиева батерия: **3.7V, 1450mAh**

Размер на опаковката: **261x197x102 mm**

Тегло: около **750 гр**

Нормални условия на работа:

Околна температура по време на работа: **+5°C~+40°C**

Относителна влажност: **≤80%**

Атмосферно налягане: **86 kPa ~ 106 kPa**

Условия за транспорт и съхранение:

Околна температура на съхранение: **-20°C~+55°C**

Относителна влажност: **≤93%**

Атмосферно налягане: **50 kPa ~ 106 kPa**

2. Работа на устройството

Кратко натискане на бутон **POWER(3)** включва устройството. Ако светодиодът на батерията мига след стартиране, моля, заредете устройството с помощта на включения **USB кабел**. Препоръчително е да заредите напълно батерията, преди да използвате устройството за първи път. След като поставите масажора на главата си, уверете се, че е разположен удобно, можете да регулирате настройките с помощта на еластичната лента (1) (2).

Режимите на устройството се управляват чрез многократно натискане на бутон **за захранване (3)**. Следващите функции, които са активни в момента, ще бъдат маркирани на екрана със светодиоди (6). Устройството има 5 индивидуално подготвени циклични режима на работа.

Масажорът за очи разполага с **Bluetooth** функция, която е активирана по подразбиране при включване на устройството. Просто се свържете с мобилното си устройство и потърсете „Horizon Pro“ от списъка.

Кратко натискане на музикалния бутон (4) стартира следващата песен от списъка, а по-продължително натискане (4) изключва музикалния режим. За да изключите масажора след релаксация, задръжте отново бутон **POWER (3)**.

3. Предупреждения и противопоказания

Преди да използвате продукта, моля, прочетете и разберете внимателно инструкциите за експлоатация.

Моля, почистете щита за очите на продукта преди употреба.

Деца и хора, които не могат да изразят нуждите си, не трябва да използват продукта.

Хора с чувствителна кожа или нечувствителни към топлина не трябва да използват продукта.

Бременни жени, хора със сърдечни заболявания, нарушения на кръвообращението, злокачествени тумори, мозъчно-съдови заболявания и други остри заболявания, както и лица под лекарско наблюдение не трябва да използват продукта.

Ако изпитате някакъв дискомфорт или необичайна кожна реакция, докато използвате продукта, незабавно спрете да го използвате и се консултирайте с лекар.

Хората с проблеми с очите трябва да избягват употребата на продукта или да го използват под лекарско наблюдение. Хора, претърпели очни операции и пациенти, страдащи от глаукома, катаракта, отлепване на ретината и други очни заболявания не трябва да използват продукта.

Хората, които носят контактни лещи, трябва да ги свалят преди употреба на продукта.

Не използвайте продукта на места с висока температура, запалими, влажни или места с електромагнитно излъчване.

Не разглобявайте продукта без разрешение; Моля, уверете се, че продуктът е без удар и вода, за да избегнете повреда.

1. مواصفات المنتج

الاسم: مدلک العین

الموديل: هورايون برو

5 وات (USB مصدر طاقة) مصدر الطاقة: 5 فولت تيار مستمر 1 أمبير

بطارية الليثيوم: 3.7 فولت، 1450 مللي أمبير

حجم العبوة: 261 × 197 × 102 ملم

الوزن: حوالي 750 جرام

ظروف العمل العادية

درجة الحرارة المحيطة أثناء التشغيل: +5 درجة مئوية ~ +40 درجة مئوية

الرطوبة النسبية: ≤80%

الضغط الجوي: 86 كيلو باسكال ~ 106 كيلو باسكال

شروط النقل والتخزين

درجة الحرارة المحيطة للتخزين: -20 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية

الرطوبة النسبية: ≤93%

الضغط الجوي: 50 كيلو باسكال ~ 106 كيلو باسكال

2. تشغيل الجهاز

LED يؤدي الضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة (3) إلى تشغيل الجهاز. إذا ومض مؤشر

المرفق. يوصى USB الخاص بالبطارية بعد بدء التشغيل، فيرجى شحن الجهاز باستخدام كابل

بشحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز لأول مرة. بعد وضع جهاز التدليك على رأسك،

تأكد من وضعه بشكل مريح، يمكنك ضبط الإعدادات باستخدام الشريط المطاطي (1/2)

يتم التحكم في أوضاع الجهاز بالضغط المتكرر على زر الطاقة (3). سيتم تسليط الضوء على

يحتوي الجهاز (6). LED الوظائف اللاحقة النشطة حاليًا على الشاشة باستخدام مصابيح

على 5 أوضاع تشغيل دورية متعددة بشكل فردي

والتي يتم تمكينها افتراضيًا عند تشغيل Bluetooth، يحتوي جهاز تدليك العين على وظيفة

من "Horizon Pro" الجهاز. ما عليك سوى الاتصال بجهازك المحمول والبحث عن

القائمة

يؤدي الضغط لفترة قصيرة على زر الموسيقى (4) إلى تشغيل الأغنية التالية من القائمة، بينما

يؤدي الضغط لفترة أطول (4) إلى إيقاف تشغيل وضع الموسيقى

لإيقاف تشغيل جهاز التدليك بعد الاسترخاء، اضغط باستمرار على زر الطاقة (3) مرة أخرى

3. التحذيرات وموانع الاستعمال

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة وفهم تعليمات التشغيل بعناية

يرجى تنظيف واقي عين المنتج قبل الاستخدام

يجب على الأطفال والأشخاص غير القادرين على التعبير عن احتياجاتهم عدم

استخدام المنتج

يجب على الأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو غير الحساسة للحرارة عدم استخدام

المنتج

يجب على النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب واضطرابات

الدورة الدموية والأورام الخبيثة والأمراض الدماغية الوعائية وغيرها من الأمراض

الحادة، وكذلك الأشخاص تحت رعاية الطبيب، عدم استخدام المنتج

إذا شعرت بأي إزعاج أو رد فعل جلدي غير طبيعي أثناء استخدام المنتج، توقف عن

استخدامه على الفور واستشر الطبيب

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في العين تجنب استخدام المنتج أو

استخدامه تحت إشراف طبي. يجب على الأشخاص الذين خضعوا لجراحة العيون

والمرضى الذين يعانون من الجلوكوما وإعتام عدسة العين وانفصال الشبكية وأمراض

العيون الأخرى عدم استخدام المنتج

يجب على الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة إزالتها قبل استخدام المنتج

لا تستخدم المنتج في الأماكن ذات درجة الحرارة المرتفعة أو القابلة للاشتعال أو

الرطوبة أو الأماكن ذات الإشعاع الكهرومغناطيسي

لا تقم بتفكيك المنتج دون إذن، يرجى التأكد من أن المنتج خالي من التأثير والماء

لتجنب الفشل



Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r

Used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators must not be mixed with other waste. This is indicated by the crossed-out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may result in damage to health or environmental pollution. Proper handling of used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators in the household contributes positively to the reuse and recovery, including recycling, of used equipment. Used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators can be returned to local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and has performed the same functions as the equipment sold. A distributor, when delivering household equipment to a purchaser, is obliged to take back used household equipment free of charge at the place of delivery of such equipment, provided that the used equipment is of the same type and has performed the same functions as the equipment delivered. A distributor running a retail outlet with a sales area within the meaning of art. 2 item 19 of the Act of 27 March 2003 on spatial planning and development of at least 400 m² devoted to the sale of household equipment, is obliged to accept, free of charge, in that outlet or in its immediate vicinity, used household equipment, none of the external dimensions of which exceeds 25 cm, without the need to purchase new household equipment. The product was introduced to the market after 13 August 2005



Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że urządzenie Horizon Pro jest zgodne dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym: www.medivon.pl/deklaracje

The manufacturer declares under his sole responsibility that the Horizon Pro device complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, as well as Directive 2011 of the European Parliament and of the Council /65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to the Directive of the European Parliament and 2011/65/EU as regards the list of restricted substances. The full text of the declaration of conformity is available at the internet address: www.medivon.pl/deklaracje


Importer: Armare S.A. | ul Grzybowska 87, Warszawa, 00-844, Polska

Model: Horizon Pro

marka: Medivon

email: serwis@medivon.pl

SN: 06255904119280122



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	8												

Warranty Card



Pieczałka / Stamp

Ta Gwarancja zostaje udzielona przez spółkę prawa polskiego Armare S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844, Polska. Możesz nas znaleźć w oficjalnym polskim rejestrze przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000730590, NIP: 5213833614 i REGON: 380721860.

Gwarantujemy, że sprzęt, który u nas kupicie (dalej nazywamy go "Produktem") będzie działał prawidłowo. Jeżeli coś pójdzie nie tak z powodu przyczyny tkwiącej w Produkcie, ta gwarancja Cię chroni. Gwarancja zaczyna działać od dnia, kiedy otrzymałeś Produkt i trwa: 24 miesiące, jeżeli jesteś konsumentem albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a nabycie Produktu nie ma dla Ciebie zawodowego charakteru. W innym przypadku okres obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli prawo w Twoim miejscu zamieszkania wymaga dłuższej gwarancji, czas gwarancji ulega przedłużeniu tak, aby spełniał wymogi lokalnego prawa.

Ponadto, jeżeli Produkt nie jest zgodny z umową, masz prawo do ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Ta gwarancja nie wpływa na te prawa - nie ogranicza ich, nie zawiesza, ani nie wyłącza.

Szczególne warunki gwarancji, jak zgłaszać reklamacje, co się stanie, gdy znajdziesz wadę, jakie są wyjątki od gwarancji, kiedy gwarancja wygasa lub jest przedłużana, oraz jakie są zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, znajdziesz na naszej stronie internetowej: <http://medivon.pl/warrantv>

This Guarantee is provided by Armare S.A., a company governed by Polish law, with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 87, 00-844, Poland. You can find us in the official Polish register of companies under the KRS number: 0000730590, NIP: 5213833614 and REGON: 380721860. We guarantee that the equipment you have purchased from us (hereinafter referred to as the "Product") will work properly. If something goes wrong for a reason inherent in the Product, this warranty protects you. The warranty starts from the day you receive the Product and lasts: 24 months, if you are a consumer or a natural person running a business and the purchase of the Product is not of a professional nature for you. Otherwise, the warranty period is 12 months. If the law in your area requires a longer warranty, the warranty period will be extended to meet local law requirements.

In addition, if the Product does not comply with the contract, you have the right to legal protection from and at the expense of the seller. This warranty does not affect these rights - it does not limit, suspend or exclude them.

Detailed warranty conditions, how to submit complaints, what happens when you find a defect, what are exceptions to the warranty, when the warranty expires or is extended, and what are the rules regarding the processing of personal data, you can find on our website:
<http://medivon.pl/warranty>