


medivon®




Air massager

Pressure therapy

PL | EN | DE | FR | ES | PT | IT | CZ | SK
SL | EE | LT | LV | HU | RO | RU | NB | FI
EL | HR | SV | DA | NL | TR | BG | AR

1. Panel Sterowania



2. Obsługa urządzenia



Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć urządzenie, gdy jest w stanie gotowości. Urządzenie uruchomi się wraz z ekranem LCD i podświetleniem. Domyślny stan to automatyczny tryb sprężania powietrza, poziom intensywności 2 i poziom ogrzewania 2 – wyższy poziom. Rozpocznie się odliczanie (domyślny timer: 20 minut). Wyświetlacz LCD wskazuje aktualny tryb pracy, intensywność i pozostały czas pracy. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty, gdy urządzenie jest włączone lub po 20 minutach pracy urządzenia, wszystkie działania masażu zostaną zatrzymane, a urządzenie zostanie wyłączone i przejdzie w stan czuwania. Gdy urządzenie jest włączone, podświetlenie zostanie automatycznie wyłączone 15s po ostatnim prawidłowym naciśnięciu przycisku. Gdy podświetlenie jest wyłączone, naciśnij dowolny przycisk, aby je włączyć, a wszystkie przyciski funkcyjne będą aktywne.



Naciśnij ten przycisk gdy urządzenie pracuje, aby przełączyć tryby masażu ciśnieniowego. Za każdym naciśnięciem przycisku tryb masażu przełącza się odpowiednio raz. Intensywność masażu jest automatycznie dostosowywana do poziomu 2. Ekran LCD wskazuje tryb i intensywność masażu. Sekwencja przełączania to: Auto > Tryb 1 > Tryb 2 > Tryb 3 > Auto. Tryb 1 masuje tylko obszar stopy, Tryb 2 masuje tylko obszar łydek, Tryb 3 masuje tylko część udową, Tryb Auto natomiast masuje całą nogę.



Naciśnij ten przycisk, gdy urządzenie pracuje, aby zmienić stan funkcji grzania. Każde naciśnięcie przycisku powoduje jednorazową zmianę stanu ogrzewania. Gdy funkcja grzania jest włączona, wyświetlana jest ikona ☀️. Ikona 🔥 miga przy poziomie intensywności ogrzewania 1 i świeci przy poziomie ogrzewania 2.



Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność masażu. Za każdym naciśnięciem przycisku intensywność sprężania powietrza zmienia się na wyższy lub niższy poziom, aż do poziomu 4. Odpowiednia ikona intensywności zostanie pokazana na wyświetlaczu LCD.



Ikona ta wskazuje obecnie masowany obszar ciała

3. Niebezpieczeństwa

1. Nie używaj części zamiennych, które nie są zatwierdzone przez producenta.
2. Nieprofesjonalny serwis nie powinien demontować i wymieniać części masażera nóg bez zezwolenia.
3. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez odpowiednią profesjonalną personel, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
4. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w miejscu o wysokiej wilgotności lub wysokiej temperaturze.
5. Po zakończeniu masażu odłącz przewód zasilający.
6. Nie używaj produktu dłużej niż 15 minut jednorazowo.
7. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, natychmiast przestań używać masażera.
8. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka lub produkt zaczyna brzydko pachnieć lub wydzielać zapach spalenizny, należy natychmiast przestać go używać i odłączyć zasilanie.
9. Nie przenoś produktu ciągnąc za przewód zasilający, aby zapobiec poluzowaniu się przewodu zasilającego.
10. Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób, które nie posiadają zdolności fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nie mają doświadczenia i wiedzy w tym zakresie (w tym dzieci).
11. Osoby niewrażliwe na ciepło powinny ostrożnie korzystać z funkcji ogrzewania - najlepiej pod nadzorem opiekuna.

4. Ostrzeżenia


Jeśli masz którykolwiek z poniższych stanów, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem:

- Kobiety w ciąży, dzieci lub osoby starsze
- Osoby cierpiące na infekcje skóry lub mające zaczerwienienia i oparzenia skóry
- którzy używają rozrusznika lub podobnego wszczepionego urządzenia medycznego;
- Pacjenci z chorobami serca lub nowotworami złośliwymi itp.
- Osoby, które są leczone lub odczuwają dyskomfort
- Osoby cierpiące na osteoporozę
- Osoby z wysokim ciśnieniem krwi lub nieprawidłowym ciśnieniem krwi

5. Czyszczenie i pielęgnacja

Przed czyszczeniem wyłącz produkt i odłącz przewód zasilający. Wytrzyj powierzchnię produktu suchą, miękką ściereczką. Nie czyść produktu i akcesoriów żrącymi detergentami, takimi jak benzen, rozcieńczalniki. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany. Unikaj również narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgotnego środowiska, w przeciwnym razie może to spowodować blaknięcie kolorów lub uszkodzenie produktu.

1. Control Panel



2. Operation of the device



Press this button to turn on the machine when it is in standby. The device will start up with the LCD screen and backlight. The default state is automatic air compression mode, intensity level 2 and heating level 2 - the higher level. A countdown will begin (default timer: 20 minutes). The LCD display shows the current operating mode, the intensity and the remaining operating time. If the button is pressed when the device is turned on or after 20 minutes of device operation, all massage operations will be stopped and the device will be turned off and go into standby mode. When the device is turned on, the backlight will be automatically turned off 15 seconds after the last correct button press. When the backlight is off, press any button to turn it on and all function buttons will be active.



Press this button when the device is working to switch the pressure massage modes. Each time the button is pressed, the massage mode switches respectively once. The massage intensity is automatically adjusted to level 2. The LCD screen shows the massage mode and intensity. The switching sequence is: Auto> Mode 1> Mode 2> Mode 3> Auto. Mode 1 massages only the foot area, Mode 2 massages only the calf area, Mode 3 massages only the thigh area, and Auto Mode massages the entire leg.



Press this button when the appliance is running to change the status of the heating function. Each time the button is pressed, the heating status changes once. The  icon is displayed when the heating function is on. The  icon flashes at heat level 1 and lights up at heat level 2.



Press this button to increase or decrease the massage intensity. Each time the button is pressed, the air compression intensity changes to a higher or lower level, up to level 4. The corresponding intensity icon will be shown on the LCD display.



This icon indicates the area of the body that is currently being massaged

3. Dangers

1. Do not use spare parts that are not approved by the manufacturer.
2. Unprofessional service should not disassemble and replace parts of the leg massager without permission.
3. If the power cord is damaged, it must be replaced by appropriate professional personnel to avoid a hazard.
4. Do not use or store the product in a place with high humidity or high temperature.
5. After completing the massage, disconnect the power cord.
6. Do not use the product for more than 15 minutes at a time.
7. If any side effects occur, please stop using the massager immediately.
8. If the temperature is too high or the product starts to smell bad or smells burnt, stop using it immediately and disconnect the power.
9. Do not carry the product by pulling on the power cord to prevent the power cord from loosening.
10. This product is not intended for people who have no physical, sensory or mental abilities or have no experience and knowledge in this field (including children).
11. People insensitive to heat should use the heating function carefully - preferably under the supervision of a caregiver.

4. Warnings


If you have any of the following conditions, consult your healthcare practitioner before use:

- Pregnant women, children or the elderly
- People who suffer from skin infections or have reddened and burned skin
- who use a pacemaker or similar implanted medical device;
- Patients with heart disease or malignant tumors, etc.
- People who are treated or who experience discomfort
- People suffering from osteoporosis
- People with high blood pressure or abnormal blood pressure

5. Cleaning and maintenance

Turn off the product and unplug the power cord before cleaning. Wipe the surface of the product with a dry, soft cloth. Do not clean the product and accessories with harsh detergents such as benzene, thinners, and store in a cool, dry place when not in use. Also avoid exposure to direct sunlight or humid environment, otherwise it may cause color fading or product damage.

1. Bedienfeld



2. Bedienung des Gerätes



Drücken Sie diese Taste, um das Gerät im Standby-Modus einzuschalten. Das Gerät startet mit dem LCD-Bildschirm und der Hintergrundbeleuchtung. Der Standardzustand ist automatischer Luftkompressionsmodus, Intensitätsstufe 2 und Heizstufe 2 - die höhere Stufe. Ein Countdown beginnt (Standard-Timer: 20 Minuten). Das LCD-Display zeigt den aktuellen Betriebsmodus, die Intensität und die verbleibende Betriebszeit an. Wenn die Taste beim Einschalten des Geräts oder nach 20 Minuten Gerätebetrieb gedrückt wird, werden alle Massagevorgänge gestoppt und das Gerät wird ausgeschaltet und geht in den Standby-Modus. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird die Hintergrundbeleuchtung 15 Sekunden nach dem letzten richtigen Tastendruck automatisch ausgeschaltet. Wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um sie einzuschalten, und alle Funktionstasten sind aktiv.

Mode

Drücken Sie diese Taste, wenn das Gerät in Betrieb ist, um die Druckmassagemodi umzuschalten. Bei jedem Tastendruck wechselt der Massagemodus jeweils einmal. Die Massageintensität wird automatisch auf Stufe 2 eingestellt. Der LCD-Bildschirm zeigt den Massagemodus und die Intensität an. Die Schaltreihenfolge ist: Auto> Modus 1> Modus 2> Modus 3> Auto. Modus 1 massiert nur den Fußbereich, Modus 2 massiert nur den Wadenbereich, Modus 3 massiert nur den Oberschenkelbereich und der Auto-Modus massiert das gesamte Bein.

Heat

Drücken Sie diese Taste bei laufendem Gerät, um den Status der Heizfunktion zu ändern. Bei jedem Tastendruck ändert sich der Heizstatus einmal. Das  Symbol wird angezeigt, wenn die Heizfunktion eingeschaltet ist. Das  Symbol blinkt bei Heizstufe 1 und leuchtet bei Heizstufe 2.



Drücken Sie diese Taste, um die Massageintensität zu erhöhen oder zu verringern. Bei jedem Drücken der Taste ändert sich die Intensität der Luftkompression auf eine höhere oder niedrigere Stufe bis Stufe 4. Das entsprechende Intensitätssymbol wird auf dem LCD-Display angezeigt.



Dieses Symbol zeigt den Körperbereich an, der gerade massiert wird

3. Gefahren

1. Verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht vom Hersteller freigegeben sind.
2. Unprofessioneller Service sollte Teile des Beinmassagegeräts nicht ohne Erlaubnis zerlegen und ersetzen.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch geeignetes Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
4. Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Temperatur.
5. Ziehen Sie nach Beendigung der Massage das Netzkabel ab.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 15 Minuten am Stück.
7. Wenn irgendwelche Nebenwirkungen auftreten, hören Sie bitte sofort auf, das Massagegerät zu verwenden.
8. Wenn die Temperatur zu hoch ist oder das Produkt schlecht riecht oder verbrannt riecht, stellen Sie die Verwendung sofort ein und trennen Sie die Stromversorgung.
9. Tragen Sie das Produkt nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen, um zu verhindern, dass sich das Netzkabel löst.
10. Dieses Produkt ist nicht für Personen bestimmt, die keine körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten haben oder keine Erfahrung und Kenntnisse auf diesem Gebiet haben (einschließlich Kinder).
11. Hitzeunempfindliche Personen sollten die Heizfunktion vorsichtig verwenden – am besten unter Aufsicht einer Pflegeperson.

4. Warnungen

Wenn Sie eine der folgenden Erkrankungen haben, wenden Sie sich vor der Anwendung an Ihren Arzt:

- Schwangere, Kinder oder ältere Menschen
- Menschen, die an Hautinfektionen leiden oder gerötete und verbrannte Haut haben
- die einen Herzschrittmacher oder ein ähnliches implantiertes medizinisches Gerät verwenden;
- Patienten mit Herzerkrankungen oder bösartigen Tumoren usw.
- Menschen, die behandelt werden oder Beschwerden haben
- Menschen mit Osteoporose
- Menschen mit hohem Blutdruck oder abnormalem Blutdruck


5. Reinigung und Wartung

Schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie es reinigen.

Wischen Sie die Oberfläche des Produkts mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Reinigen Sie das Produkt und das Zubehör nicht mit scharfen Reinigungsmitteln wie Benzin oder Verdünnern und bewahren Sie es bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf. Vermeiden Sie auch direkte Sonneneinstrahlung oder eine feuchte Umgebung, da dies sonst zu Farbverblassungen oder Produktschäden führen kann.

1. Panneau de configuration

1. Bouton de changement de mode
2. Bouton de chauffage
3. Contrôle de l'intensité
4. Bouton d'alimentation



2. Fonctionnement de l'appareil



Appuyez sur ce bouton pour allumer la machine lorsqu'elle est en veille. L'appareil démarrera avec l'écran LCD et le rétroéclairage. L'état par défaut est le mode de compression d'air automatique, le niveau d'intensité 2 et le niveau de chauffage 2 - le niveau le plus élevé. Un compte à rebours commencera (minuterie par défaut : 20 minutes). L'écran LCD affiche le mode de fonctionnement actuel, l'intensité et le temps de fonctionnement restant. Si le bouton est enfoncé lorsque l'appareil est allumé ou après 20 minutes de fonctionnement de l'appareil, toutes les opérations de massage seront arrêtées et l'appareil s'éteindra et passera en mode veille. Lorsque l'appareil est allumé, le rétroéclairage s'éteint automatiquement 15 secondes après la dernière pression correcte sur le bouton. Lorsque le rétroéclairage est éteint, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'allumer et tous les boutons de fonction seront actifs.

Mode

Appuyez sur ce bouton lorsque l'appareil fonctionne pour changer les modes de massage par pression. Chaque fois que le bouton est enfoncé, le mode de massage change respectivement une fois. L'intensité du massage est automatiquement ajustée au niveau 2. L'écran LCD affiche le mode et l'intensité du massage. La séquence de commutation est : Auto > Mode 1 > Mode 2 > Mode 3 > Auto. Le mode 1 masse uniquement la zone des pieds, le mode 2 masse uniquement la zone des mollets, le mode 3 masse uniquement la zone des cuisses et le mode automatique masse toute la jambe.

Heat

Appuyez sur ce bouton lorsque l'appareil est en marche pour modifier l'état de la fonction de chauffage. À chaque pression sur la touche, l'état de chauffage change une fois. L'icône  s'affiche lorsque la fonction chauffage est activée. L'icône  clignote au niveau de chaleur 1 et s'allume au niveau de chaleur 2.



Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou diminuer l'intensité du massage. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'intensité de la compression de l'air passe à un niveau supérieur ou inférieur, jusqu'au niveau 4. L'icône d'intensité correspondante s'affiche sur l'écran LCD.



Cette icône indique la zone du corps qui est actuellement massée

3. Dangers

1. N'utilisez pas de pièces de rechange non approuvées par le fabricant.
2. Un service non professionnel ne doit pas démonter et remplacer des pièces du masseur de jambes sans autorisation.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par du personnel professionnel approprié pour éviter tout danger.
4. N'utilisez pas et ne stockez pas le produit dans un endroit très humide ou à haute température.
5. Une fois le massage terminé, débranchez le cordon d'alimentation.
6. N'utilisez pas le produit pendant plus de 15 minutes d'affilée.
7. Si des effets secondaires surviennent, arrêtez immédiatement d'utiliser le masseur.
8. Si la température est trop élevée ou si le produit commence à sentir mauvais ou à sentir brûlé, arrêtez immédiatement de l'utiliser et débranchez l'alimentation.
9. Ne transportez pas le produit en tirant sur le cordon d'alimentation pour éviter qu'il ne se desserre.
10. Ce produit n'est pas destiné aux personnes qui n'ont aucune capacité physique, sensorielle ou mentale ou qui n'ont aucune expérience et connaissance dans ce domaine (y compris les enfants).
11. Les personnes insensibles à la chaleur doivent utiliser la fonction de chauffage avec précaution - de préférence sous la surveillance d'un soignant.

4. Avertissements

Si vous avez l'une des conditions suivantes, consultez votre professionnel de la santé avant utilisation :

- Femmes enceintes, enfants ou personnes âgées
- Les personnes qui souffrent d'infections cutanées ou qui ont la peau rougie et brûlée
- qui utilisent un stimulateur cardiaque ou un dispositif médical implanté similaire ;
- Les patients atteints de maladies cardiaques ou de tumeurs malignes, etc.
- Les personnes qui sont traitées ou qui ressentent un malaise
- Les personnes souffrant d'ostéoporose
- Les personnes souffrant d'hypertension ou de pression artérielle anormale



5. Nettoyage et entretien

Éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation avant de le nettoyer.

Essuyez la surface du produit avec un chiffon doux et sec. Ne nettoyez pas le produit et les accessoires avec des détergents agressifs tels que du benzène, des diluants et rangez-les dans un endroit frais et sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Évitez également l'exposition à la lumière directe du soleil ou à un environnement humide, sinon cela pourrait causer une décoloration ou endommager le produit.

1. Panel de control

1. Botón de cambio de modo
2. Botón de calefacción
3. Control de intensidad
4. Botón de encendido



2. Funcionamiento del dispositivo



Presione este botón para encender la máquina cuando está en espera. El dispositivo se iniciará con la pantalla LCD y la luz de fondo. El estado predeterminado es el modo automático de compresión de aire, el nivel de intensidad 2 y el nivel de calentamiento 2, el nivel más alto. Comenzará una cuenta atrás (temporizador predeterminado: 20 minutos). La pantalla LCD muestra el modo de funcionamiento actual, la intensidad y el tiempo de funcionamiento restante. Si se presiona el botón cuando el dispositivo está encendido o después de 20 minutos de funcionamiento del dispositivo, todas las operaciones de masaje se detendrán y el dispositivo se apagará y pasará al modo de espera. Cuando el dispositivo está encendido, la luz de fondo se apagará automáticamente 15 segundos después de la última pulsación correcta del botón. Cuando la luz de fondo esté apagada, presione cualquier botón para encenderla y todos los botones de función estarán activos.

Mode

Presione este botón cuando el dispositivo esté funcionando para cambiar los modos de masaje de presión. Cada vez que se presiona el botón, el modo de masaje cambia respectivamente una vez. La intensidad del masaje se ajusta automáticamente al nivel 2. La pantalla LCD muestra el modo y la intensidad del masaje. La secuencia de cambio es: Auto> Modo 1> Modo 2> Modo 3> Auto. El modo 1 masajea solo el área de los pies, el modo 2 masajea solo el área de la pantorrilla, el modo 3 masajea solo el área del muslo y el modo automático masajea toda la pierna.

Heat

Presione este botón cuando el aparato esté funcionando para cambiar el estado de la función de calefacción. Cada vez que se presiona el botón, el estado de calefacción cambia una vez. El icono  se muestra cuando la función de calefacción está activada. El icono  parpadea en el nivel de calor 1 y se enciende en el nivel de calor 2.



Presione este botón para aumentar o disminuir la intensidad del masaje. Cada vez que se presiona el botón, la intensidad de la compresión de aire cambia a un nivel más alto o más bajo, hasta el nivel 4. El icono de intensidad correspondiente se mostrará en la pantalla LCD.



Este icono indica el área del cuerpo que se está masajeando actualmente.

3. Peligros

1. No utilice repuestos que no estén aprobados por el fabricante.
2. El servicio no profesional no debe desarmar ni reemplazar partes del masajeador de piernas sin permiso.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personal profesional apropiado para evitar peligros.
4. No utilice ni almacene el producto en un lugar con alta humedad o alta temperatura.
5. Después de completar el masaje, desconecte el cable de alimentación.
6. No utilice el producto durante más de 15 minutos seguidos.
7. Si se produce algún efecto secundario, deje de usar el masajeador inmediatamente.
8. Si la temperatura es demasiado alta o el producto empieza a oler mal o a quemado, deje de usarlo inmediatamente y desconecte la alimentación.
9. No transporte el producto tirando del cable de alimentación para evitar que se afloje.
10. Este producto no está destinado a personas que no tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan experiencia ni conocimientos en este campo (incluidos los niños).
11. Las personas insensibles al calor deben utilizar la función de calefacción con cuidado, preferiblemente bajo la supervisión de un cuidador.

4. Advertencias

Si tiene alguna de las siguientes condiciones, consulte a su médico antes de usar:


- Mujeres embarazadas, niños o ancianos.
- Personas que padecen infecciones cutáneas o tienen la piel enrojecida y quemada.
- que utilizan un marcapasos o un dispositivo médico implantado similar;
- Pacientes con enfermedad cardíaca o tumores malignos, etc.
- Personas que reciben tratamiento o que experimentan molestias.
- Personas que padecen osteoporosis
- Personas con presión arterial alta o presión arterial anormal.

5. Limpieza y mantenimiento

Apague el producto y desenchufe el cable de alimentación antes de limpiarlo.

Limpie la superficie del producto con un paño suave y seco. No limpie el producto ni los accesorios con detergentes fuertes como benceno, diluyentes y guárdelos en un lugar fresco y seco cuando no los utilice. También evite la exposición a la luz solar directa o un ambiente húmedo, de lo contrario puede causar decoloración o daño al producto.

1. Painel de controle



2. Operação do dispositivo



Pressione este botão para ligar o dispositivo quando ele estiver no modo de espera. O dispositivo será inicializado com uma tela LCD e luz de fundo. O estado padrão é o modo de compressão de ar automático, nível de intensidade 2 e nível de aquecimento 2 - nível superior. A contagem regressiva começará (temporizador padrão: 20 minutos). O display LCD mostra o modo de operação atual, intensidade e tempo de operação restante. Se o botão for pressionado quando o dispositivo for ligado ou após 20 minutos de operação do dispositivo, todas as atividades de massagem serão interrompidas e o dispositivo será desligado e entrará no estado de espera. Quando o dispositivo for ligado, a luz de fundo acenderá automaticamente desligado 15s após o último pressionamento válido do botão. Quando a luz de fundo estiver desligada, pressione qualquer botão para ligá-la e todos os botões de função ficarão ativos.

Mode

Pressione este botão enquanto o dispositivo estiver funcionando para alternar os modos de massagem de pressão. Cada vez que você pressiona o botão, o modo de massagem muda uma vez. A intensidade da massagem é ajustada automaticamente para o nível 2. O ecrã LCD indica o modo e a intensidade da massagem. A sequência de comutação é: Auto > Modo 1 > Modo 2 > Modo 3 > Auto. O Modo 1 massageia apenas a área dos pés, o Modo 2 massageia apenas a área da panturrilha, o Modo 3 massageia apenas a área da coxa e o modo Automático massageia toda a perna.

Heat

Pressione este botão quando a unidade estiver funcionando para alterar o status da função de aquecimento. Cada pressão do botão provoca uma mudança única no estado de aquecimento. Quando a função de aquecimento está ligada, o ícone é exibido . O ícone  pisca no nível de intensidade de aquecimento 1 e acende no nível de intensidade de aquecimento 2.



Pressione este botão para aumentar ou diminuir a intensidade da massagem. Cada vez que o botão é pressionado, a intensidade da compressão do ar muda para um nível superior ou inferior, até o nível 4. O ícone de intensidade correspondente será mostrado no display LCD.



Este ícone indica a área do corpo que está sendo massageada

3. Perigos

1. Não utilize peças de reposição que não sejam aprovadas pelo fabricante.
2. Pessoal de serviço não profissional não deve desmontar e substituir peças do massagador de pernas sem permissão.
3. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído por pessoal profissional adequado para evitar perigos.
4. Não utilize ou guarde o produto em local com alta umidade ou alta temperatura.
5. Após o término da massagem, desconecte o cabo de alimentação.
6. Não use o produto por mais de 15 minutos de cada vez.
7. Se ocorrer algum efeito colateral, pare de usar o massagador imediatamente.
8. Se a temperatura estiver muito alta ou o produto começar a cheirar mal ou emitir cheiro de queimado, pare de usá-lo imediatamente e desligue a energia.
9. Não mova o produto puxando o cabo de alimentação para evitar que ele se solte.
10. Este produto não se destina a pessoas sem capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimento nesta área (incluindo crianças).
11. Pessoas que não são sensíveis ao calor devem utilizar a função de aquecimento com cuidado - de preferência sob a supervisão de um cuidador.

4. Avisos

Se você tiver alguma das seguintes condições, consulte seu médico antes de usar:



- Mulheres grávidas, crianças ou idosos
- Pessoas que sofrem de infecções de pele ou com vermelhidão e queimaduras na pele
- que usam marca-passo ou dispositivo médico implantado semelhante;
- Pacientes com doenças cardíacas ou tumores malignos, etc.
- Pessoas que estão em tratamento ou sentem desconforto
- Pessoas que sofrem de osteoporose
- Pessoas com pressão alta ou pressão arterial anormal

5. Limpeza e cuidados

Antes de limpar, desligue o produto e desconecte o cabo de alimentação. Limpe a superfície do produto com um pano macio e seco. Não limpe o produto e os acessórios com detergentes corrosivos, como benzeno ou diluentes. Armazene em local fresco e seco quando não estiver em uso. Evite também a exposição à luz solar direta ou ambientes úmidos, caso contrário poderá causar desbotamento das cores ou danificar o produto.

1. Pannello di controllo

1. Pulsante di cambio modalità
2. Pulsante riscaldamento
3. Controllo dell'intensità
4. Pulsante di accensione



Mode

Premere questo pulsante quando il dispositivo è in funzione per cambiare le modalità di massaggio a pressione. Ad ogni pressione del pulsante, la modalità massaggio cambia rispettivamente una volta. L'intensità del massaggio viene regolata automaticamente al livello 2. Lo schermo LCD mostra la modalità e l'intensità del massaggio. La sequenza di commutazione è: Auto> Modalità 1> Modalità 2> Modalità 3> Auto. La modalità 1 massaggia solo l'area dei piedi, la modalità 2 massaggia solo l'area del polpaccio, la modalità 3 massaggia solo l'area della coscia e la modalità automatica massaggia l'intera gamba.

Heat

Premere questo pulsante quando l'apparecchio è in funzione per modificare lo stato della funzione di riscaldamento. Ad ogni pressione del pulsante, lo stato di riscaldamento cambia una volta. L'icona  viene visualizzata quando la funzione di riscaldamento è attiva. L'icona  lampeggia al livello di calore 1 e si accende al livello di calore 2.

-

+

Premere questo pulsante per aumentare o diminuire l'intensità del massaggio. Ad ogni pressione del pulsante, l'intensità della compressione dell'aria cambia in un livello superiore o inferiore, fino al livello 4. Sul display LCD viene visualizzata l'icona dell'intensità corrispondente.



Questa icona indica l'area del corpo che viene attualmente massaggiata

2. Funzionamento del dispositivo



Premere questo pulsante per accendere la macchina quando è in standby. Il dispositivo si avvierà con lo schermo LCD e la retroilluminazione. Lo stato predefinito è la modalità di compressione dell'aria automatica, il livello di intensità 2 e il livello di riscaldamento 2 - il livello più alto. Verrà avviato un conto alla rovescia (timer predefinito: 20 minuti). Il display LCD mostra la modalità di funzionamento attuale, l'intensità e il tempo di funzionamento rimanente. Se si preme il pulsante all'accensione del dispositivo o dopo 20 minuti di funzionamento del dispositivo, tutte le operazioni di massaggio verranno interrotte e il dispositivo si spegnerà e andrà in modalità standby. Quando il dispositivo è acceso, la retroilluminazione si spegne automaticamente 15 secondi dopo l'ultima pressione corretta del pulsante. Quando la retroilluminazione è disattivata, premere un pulsante qualsiasi per accenderla e tutti i pulsanti funzione saranno attivi.

3. Pericoli

1. Non utilizzare pezzi di ricambio non approvati dal produttore.
2. Il servizio non professionale non deve smontare e sostituire parti del massaggiatore per gambe senza permesso.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale professionale appropriato per evitare pericoli.
4. Non utilizzare o conservare il prodotto in un luogo con elevata umidità o temperatura elevata.
5. Dopo aver completato il massaggio, scollegare il cavo di alimentazione.
6. Non utilizzare il prodotto per più di 15 minuti alla volta.
7. In caso di effetti collaterali, interrompere immediatamente l'uso del massaggiatore.
8. Se la temperatura è troppo alta o il prodotto inizia a emanare cattivi odori o odori di bruciato, interrompere immediatamente l'utilizzo e scollegare l'alimentazione.
9. Non trasportare il prodotto tirando il cavo di alimentazione per evitare che si allenti.
10. Questo prodotto non è destinato a persone che non hanno capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non hanno esperienza e conoscenza in questo campo (compresi i bambini).
11. Le persone insensibili al calore dovrebbero usare la funzione di riscaldamento con attenzione, preferibilmente sotto la supervisione di un assistente.

4. Avvertenze

Se si dispone di una delle seguenti condizioni, consultare il proprio medico prima dell'uso:


- Donne incinte, bambini o anziani
- Persone che soffrono di infezioni della pelle o hanno la pelle arrossata e bruciata
- che utilizzano un pacemaker o un dispositivo medico impiantato simile;
- Pazienti con malattie cardiache o tumori maligni, ecc.
- Persone trattate o che provano disagio
- Persone che soffrono di osteoporosi
- Persone con pressione alta o pressione sanguigna anormale

5. Pulizia e manutenzione

Spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione prima della pulizia.

Pulire la superficie del prodotto con un panno morbido e asciutto. Non pulire il prodotto e gli accessori con detergenti aggressivi come benzene, diluenti e conservarli in un luogo fresco e asciutto quando non vengono utilizzati. Evitare anche l'esposizione alla luce solare diretta o ad un ambiente umido, altrimenti potrebbe sbiadire il colore o danneggiare il prodotto.

1. Ovládací panel



Stisknutím tohoto tlačítka, když přístroj pracuje, přepnete režim tlakové masáže. Každým stisknutím tlačítka se režim masáže jednou přepne. Intenzita masáže se automaticky nastaví na úroveň 2. LCD obrazovka zobrazuje režim a intenzitu masáže. Sekvence přepínání je: Auto> Režim 1> Režim 2> Režim 3> Auto. Režim 1 masíruje pouze oblast chodidel, režim 2 pouze oblast lýtek, režim 3 pouze oblast stehen a režim Auto masíruje celou nohu.



Stisknutím tohoto tlačítka, když je spotřebič v chodu, změníte stav funkce ohřevu. Při každém stisknutí tlačítka se jednou změní stav ohřevu. Ikona ☐ se zobrazí, když je funkce topení zapnutá. Ikona ☹️ bliká při tepelném stupni 1 a svítí při tepelném stupni 2.

2. Obsluha zařízení



Stisknutím tohoto tlačítka zapnete stroj, když je v pohotovostním režimu. Zařízení se spustí s LCD obrazovkou a podsvícením. Výchozí stav je automatický režim komprese vzduchu, stupeň intenzity 2 a stupeň ohřevu 2 - vyšší stupeň. Začne odpočítávání (výchozí časovač: 20 minut). LCD displej zobrazuje aktuální provozní režim, intenzitu a zbývající dobu provozu. Pokud stisknete tlačítko při zapnutí přístroje nebo po 20 minutách provozu přístroje, všechny masážní operace se zastaví a přístroj se vypne a přejde do pohotovostního režimu. Když je zařízení zapnuto, podsvícení se automaticky vypne 15 sekund po posledním správném stisknutí tlačítka. Když je podsvícení vypnuté, stisknutím libovolného tlačítka jej zapnete a všechna funkční tlačítka budou aktivní.



Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte nebo snížíte intenzitu masáže. Při každém stisknutí tlačítka se intenzita stlačení vzduchu změní na vyšší nebo nižší úroveň, až do úrovně 4. Na LCD displeji se zobrazí odpovídající ikona intenzity.



Tato ikona označuje oblast těla, která je právě masírována

3. Nebezpečí

1. Nepoužívejte náhradní díly, které nejsou schváleny výrobcem.
2. Neprofesionální obsluha by neměla bez povolení rozebírat a vyměňovat části masážního přístroje na nohy.
3. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit příslušný odborný personál, aby se předešlo nebezpečí.
4. Nepoužívejte ani neskladujte výrobek na místě s vysokou vlhkostí nebo vysokou teplotou.
5. Po dokončení masáže odpojte napájecí kabel.
6. Nepoužívejte výrobek déle než 15 minut v kuse.
7. Pokud se vyskytnou jakékoli nežádoucí účinky, okamžitě přestaňte masér používat.
8. Pokud je teplota příliš vysoká nebo produkt začne zapáchat nebo zapáchá spáleninou, okamžitě jej přestaňte používat a odpojte napájení.
9. Nepřenášejte výrobek taháním za napájecí kabel, aby se napájecí kabel neuvolnil.
10. Tento produkt není určen pro osoby, které nemají žádné fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nemají žádné zkušenosti a znalosti v této oblasti (včetně dětí).
11. Lidé necitliví na teplo by měli funkci topení používat opatrně – nejlépe pod dohledem pečovatele.

4. Varování

Pokud máte některý z následujících stavů, poraďte se před použitím se svým lékařem:


- Těhotné ženy, děti nebo senioři
- Lidé, kteří trpí kožními infekcemi nebo mají zarudlou a spálenou kůži
- kteří používají kardiostimulátor nebo podobný implantovaný zdravotnický prostředek;
- Pacienti se srdečním onemocněním nebo zhoubnými nádory atd.
- Lidé, kteří jsou léčeni nebo kteří pociťují nepohodlí
- Lidé trpící osteoporózou
- Lidé s vysokým krevním tlakem nebo abnormálním krevním tlakem

5. Čištění a údržba

Před čištěním vypněte produkt a odpojte napájecí kabel.

Otřete povrch produktu suchým měkkým hadříkem. Nečistěte výrobek a příslušenství drsnými čistícími prostředky, jako je benzen, ředidla, a pokud je nepoužíváte, skladujte je na chladném a suchém místě. Vyvarujte se také vystavení přímému slunečnímu záření nebo vlhkému prostředí, jinak může dojít k vyblednutí barev nebo poškození produktu.

1. Ovládací panel



2. Prevádzka zariadenia



Stlačením tohto tlačidla zapnete stroj, keď je v pohotovostnom režime. Zariadenie sa spustí s LCD obrazovkou a podsvietením. Predvolený stav je automatický režim kompresie vzduchu, stupeň intenzity 2 a stupeň ohrevu 2 – vyšší stupeň. Začne sa odpočítavanie (predvolený časovač: 20 minút). LCD displej zobrazuje aktuálny prevádzkový režim, intenzitu a zostávajúci prevádzkový čas. Ak stlačíte tlačidlo pri zapnutí prístroja alebo po 20 minútach prevádzky prístroja, všetky masážne operácie sa zastavia a prístroj sa vypne a prejde do pohotovostného režimu. Keď je zariadenie zapnuté, podsvietenie sa automaticky vypne 15 sekúnd po poslednom správnom stlačení tlačidla. Keď je podsvietenie vypnuté, stlačením ľubovoľného tlačidla ho zapnete a všetky funkčné tlačidlá budú aktívne.

Mode

Stlačte toto tlačidlo, keď prístroj pracuje, aby ste prepili režimy tlakovej masáže. Po každom stlačení tlačidla sa režim masáže raz prepne. Intenzita masáže sa automaticky nastaví na úroveň 2. Displej LCD zobrazuje režim a intenzitu masáže. Postupnosť prepínania je: Auto> Režim 1> Režim 2> Režim 3> Auto. Režim 1 masíruje iba oblasť chodidiel, režim 2 masíruje iba oblasť lýtok, režim 3 masíruje iba oblasť stehien a režim Auto masíruje celú nohu.



Heat

Stlačte toto tlačidlo, keď prístroj pracuje, aby ste prepili režimy tlakovej masáže. Po každom stlačení tlačidla sa režim masáže raz prepne. Intenzita masáže sa automaticky nastaví na úroveň 2. Displej LCD zobrazuje režim a intenzitu masáže. Postupnosť prepínania je: Auto> Režim 1> Režim 2> Režim 3> Auto. Režim 1 masíruje iba oblasť chodidiel, režim 2 masíruje iba oblasť lýtok, režim 3 masíruje iba oblasť stehien a režim Auto masíruje celú nohu.



Stlačením tohto tlačidla zvýšite alebo znížite intenzitu masáže. Pri každom stlačení tlačidla sa intenzita kompresie vzduchu zmení na vyššiu alebo nižšiu úroveň, až po úroveň 4. Na LCD displeji sa zobrazí príslušná ikona intenzity.



Táto ikona označuje oblasť tela, ktorá je práve masírovaná

3. Nebezpečenstvá

1. Nepoužívajte náhradné diely, ktoré nie sú schválené výrobcom.
2. Neprofesionálny servis by nemal bez povolenia rozoberať a vymieňať časti prístroja na masáž nôh.
3. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť príslušný odborný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
4. Výrobok nepoužívajte ani neskladujte na mieste s vysokou vlhkosťou alebo vysokou teplotou.
5. Po dokončení masáže odpojte napájací kábel.
6. Nepoužívajte výrobok dlhšie ako 15 minút v kuse.
7. Ak sa vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky, okamžite prestaňte masér používať.
8. Ak je teplota príliš vysoká alebo produkt začne zapáchať alebo zapácha spálený, okamžite ho prestaňte používať a odpojte napájanie.
9. Neprenášajte výrobok fahaním za napájací kábel, aby ste predišli uvoľneniu napájacieho kábla.
10. Tento produkt nie je určený pre osoby, ktoré nemajú žiadne fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo nemajú skúsenosti a znalosti v tejto oblasti (vrátane detí).
11. Ľudia necitliví na teplo by mali funkciu vyhrievania používať opatrne – najlepšie pod dohľadom opatrovateľa.

4. Varovania

Ak máte niektorý z nasledujúcich stavov, pred použitím sa poraďte so svojím lekárom:


- Tehotné ženy, deti alebo starší ľudia
- Ľudia, ktorí trpia kožnými infekciami alebo majú začervenanú a spálenú pokožku
- ktorí používajú kardiostimulátor alebo podobné implantované zdravotnícke zariadenie;
- Pacienti s ochorením srdca alebo zhubnými nádormi atď.
- Ľudia, ktorí sú liečení alebo ktorí pociťujú nepohodlie
- Ľudia trpiaci osteoporózou
- Ľudia s vysokým krvným tlakom alebo abnormálnym krvným tlakom

5. Čistenie a údržba

Pred čistením produkt vypnite a odpojte napájací kábel.

Povrch produktu utrite suchou, mäkkou handričkou. Nečistite výrobok a príslušenstvo drsnými čistiacimi prostriedkami, ako je benzén, riedidlá, a keď sa nepoužíva, skladujte ich na chladnom a suchom mieste. Vyhňte sa tiež vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkému prostrediu, inak môže dôjsť k vyblednutiu farieb alebo poškodeniu produktu.

1. Nadzorna plošča



Mode

Pritisnite ta gumb, ko naprava deluje, da preklopite med načini masaže s pritiskom. Vsakič, ko pritisnete gumb, se način masaže enkrat preklopi. Intenzivnost masaže se samodejno nastavi na stopnjo 2. LCD zaslon prikazuje način in intenzivnost masaže. Zaporedje preklapljanja je: Samodejno > Način 1 > Način 2 > Način 3 > Samodejno. Način 1 masira samo predel stopal, način 2 masira samo predel teleta, način 3 masira samo predel stegen, način samodejni način pa masira celotno nogo.

Heat

Pritisnite ta gumb, ko naprava deluje, da spremenite status funkcije gretja. Ob vsakem pritisku na tipko se stanje ogrevanja enkrat spremeni. Ikona ☼ je prikazana, ko je funkcija ogrevanja vklopljena. Ikona ☹️ utripa pri stopnji ogrevanja 1 in zasveti pri stopnji ogrevanja 2.

2. Delovanje naprave



Pritisnite ta gumb, da vklopite napravo, ko je v stanju pripravljenosti. Naprava se bo zagnala z LCD zaslonom in osvetlitvijo ozadja. Privzeto stanje je samodejni način kompresije zraka, stopnja intenzivnosti 2 in stopnja ogrevanja 2 - višja stopnja. Začelo se bo odštevanje (privzeti časovnik: 20 minut). LCD zaslon prikazuje trenutni način delovanja, intenzivnost in preostali čas delovanja. Če pritisnete gumb, ko je naprava vklopljena ali po 20 minutah delovanja naprave, se vse masažne operacije ustavijo, naprava pa se izklopi in preide v stanje pripravljenosti. Ko je naprava vklopljena, se osvetlitev ozadja samodejno izklopi 15 sekund po zadnjem pravilnem pritisku na gumb. Ko je osvetlitev ozadja izklopljena, pritisnite kateri koli gumb, da jo vklopite in vsi funkcijski gumbi bodo aktivni.



Pritisnite ta gumb, da povečate ali zmanjšate intenzivnost masaže. Vsakič, ko pritisnete gumb, se intenzivnost kompresije zraka spremeni na višjo ali nižjo stopnjo, do stopnje 4. Na LCD zaslonu se prikaže ustrezna ikona jakosti.



Ta ikona označuje del telesa, ki ga trenutno masirate

3. Nevarnosti

1. Ne uporabljajte nadomestnih delov, ki jih proizvajalec ni odobril.
2. Nestrokovni servis ne sme brez dovoljenja razstaviti in zamenjati delov masažerja za noge.
3. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati ustrezno strokovno osebje, da se izognete nevarnosti.
4. Izdelka ne uporabljajte in ne shranjujte na mestu z visoko vlažnostjo ali visoko temperaturo.
5. Po končani masazi izključite napajalni kabel.
6. Izdelka ne uporabljajte več kot 15 minut naenkrat.
7. Če se pojavi kakršen koli neželeni učinek, takoj prenehajte z uporabo masažnega aparata.
8. Če je temperatura previsoka ali izdelek začne slabo dišati ali diši po zažganem, ga takoj prenehajte uporabljati in odklopite napajanje.
9. Izdelka ne prenašajte tako, da vlečete za napajalni kabel, da preprečite, da bi se napajalni kabel zrahljal.
10. Ta izdelek ni namenjen ljudem, ki nimajo fizičnih, senzoričnih ali mentalnih sposobnosti ali nimajo izkušenj in znanja na tem področju (vključno z otroki).
11. Ljudje, neobčutljivi na toploto, naj skrbno uporabljajo funkcijo gretja – po možnosti pod nadzorom negovalca.


4. Opozorila

- Če imate katero od naslednjih stanj, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom:
- Nosečnice, otroci ali starejši
 - Ljudje, ki trpijo zaradi kožnih okužb ali imajo pordelo in opečeno kožo
 - ki uporabljajo srčni spodbujevalnik ali podobno vsajeno medicinsko napravo;
 - Bolniki s srčnimi boleznimi ali malignimi tumorji itd.
 - Ljudje, ki se zdravijo ali doživljajo nelagodje
 - Ljudje z osteoporozo
 - Ljudje z visokim ali nenormalnim krvnim tlakom

5. Čiščenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem izklopite izdelek in izvlecite napajalni kabel. Obrišite površino izdelka s suho, mehko krpo. Izdelka in dodatkov ne čistite z ostrimi detergenti, kot so benzen, razredčila, in jih hranite na hladnem in suhem mestu, ko niso v uporabi. Prav tako se izogibajte izpostavljanju neposredni sončni svetlobi ali vlažnemu okolju, sicer lahko povzroči bledenje barv ali poškodbe izdelka.

1. Juhtpaneel



2. Seadme töö



Vajutage seda nuppu masina sisselülitamiseks, kui see on ooterežiimis. Seade käivitub LCD-ekraani ja taustvalgustusega. Vaikimisi on automaatne õhu kokkusurumise režiim, intensiivsuse tase 2 ja kütetase 2 – kõrgem tase. Algab pöördloendus (vaiketaimer: 20 minutit). LCD-ekraan näitab praegust töörežiimi, intensiivsust ja järelejäänud tööaega. Kui nuppu vajutatakse seadme sisselülitamisel või pärast 20-minutist seadme töötamist, peatatakse kõik massaažitoomingud ning seade lülitub välja ja läheb ooterežiimi. Kui seade on sisse lülitatud, lülitub taustvalgus automaatselt välja 15 sekundit pärast viimast õiget nupuvajutust. Kui taustvalgustus on välja lülitatud, vajutage selle sisselülitamiseks mis tahes nuppu ja kõik funktsiooninupud on aktiivsed.

Mode

Survemassaaži režiimide vahetamiseks vajutage seda nuppu, kui seade töötab. Iga kord, kui nuppu vajutatakse, lülitub massaažirežiim vastavalt ühe korra. Massaaži intensiivsus reguleeritakse automaatselt tasemele 2. LCD ekraan näitab massaaži režiimi ja intensiivsust. Lülitusjärjekord on järgmine: Automaatne> Režiim 1> Režiim 2> Režiim 3> Automaatne. Režiim 1 masseerib ainult jalalaba piirkonda, režiim 2 masseerib ainult sääre piirkonda, režiim 3 ainult reie piirkonda ja automaatrežiim kogu jalga.

Heat

Küttefunktsiooni oleku muutmiseks vajutage seda nuppu, kui seade töötab. Iga kord, kui nuppu vajutatakse, muutub kütte olek üks kord. Ikon kuvatakse, kui küttefunktsioon on sisse lülitatud. Ikon vilgub kuumuse tasemel 1 ja süttib soojustasemel 2.



Vajutage seda nuppu massaaži intensiivsuse suurendamiseks või vähendamiseks. Iga kord, kui nuppu vajutatakse, muutub õhu kokkusurumise intensiivsus kõrgemale või madalamale tasemele, kuni tasemeni 4. LCD-ekraanil kuvatakse vastav intensiivsuse ikon.



See ikon tähistab kehapiirkonda, mida parasjagu masseeritakse

3. Ohud

1. Ärge kasutage varuosi, mis pole tootja poolt heaks kiidetud.
2. Ebaprofessionaalne teenindus ei tohiks ilma loata jalgade masseerijat lahti võtta ega vahetada.
3. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab asjakohane professionaalne personal selle ohu vältimiseks välja vahetama.
4. Ärge kasutage ega hoidke toodet kõrge õhuniiskuse või kõrge temperatuuriga kohas.
5. Pärast massaaži lõpetamist ühendage toitejuhe lahti.
6. Ärge kasutage toodet korraga kauem kui 15 minutit.
7. Kõrvaltoimete ilmnemisel lõpetage kohe selle kasutamine.
8. Kui temperatuur on liiga kõrge või toode hakkab halvasti lõhnama või kõrberna haisema, lõpetage kohe selle kasutamine ja ühendage toide lahti.
9. Ärge kandke toodet toitejuhtmest tõmmates, et vältida toitejuhtme lõdvenemist.
10. See toode ei ole mõeldud inimestele, kellel puuduvad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad selles valdkonnas kogemused ja teadmised (sh lastele).
11. Kuumuse suhtes vähetundlikud inimesed peaksid küttefunktsiooni kasutama ettevaatlikult – soovitatavalt hooldaja järelevalve all.

4. Hoiatused


Kui teil on mõni järgmistest seisunditest, pidage enne kasutamist nõu oma tervishoiutöötajaga:

- Rasedad naised, lapsed või eakad
- Inimesed, kes põevad nahainfektsioone või kellel on punetus ja põletustunne
- kes kasutavad südamestimulaatorit või sarnast siirdatud meditsiiniseadet;
- Südamehaiguste või pahaloomuliste kasvajatega patsiendid jne.
- Inimesed, keda ravitakse või kellel on ebamugavustunne
- Osteoporoosi põdevad inimesed
- Inimesed, kellel on kõrge vererõhk või ebanormaalne vererõhk

5. Puhastamine ja hooldus

Enne puhastamist lülitage toode välja ja eemaldage toitejuhe. Pühkige toote pinda kuiva pehme lapiga. Ärge puhastage toodet ja tarvikuid tugevatoimeliste puhastusvahenditega, nagu benseen, vedeldid, ning hoidke seda jahedas ja kuivas kohas, kui te seda ei kasuta. Samuti vältige kokkupuudet otsese päikesevalguse või niiske keskkonnaga, vastasel juhul võib see põhjustada värvide tuhmumist või toote kahjustamist.

1. Valdymo skydas



2. Prietaiso veikimas



Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte aparatą, kai jis veikia budėjimo režimu. Įrenginys įsijungs su LCD ekranu ir foniniu apšvietimu. Numatytoji būsena yra automatinis oro suspaudimo režimas, 2 intensyvumo lygis ir 2 šildymo lygis – aukštesnis lygis. Prasidės atgalinis skaičiavimas (numatytasis laikmatis: 20 minučių). LCD ekrane rodomas esamas darbo režimas, intensyvumas ir likęs veikimo laikas. Jei mygtukas paspaudžiamas prietaisą įjungus arba po 20 minučių įrenginio veikimo, visos masažo operacijos bus sustabdytos, o prietaisas išsijungs ir persijungs į budėjimo režimą. Įjungus įrenginį, foninis apšvietimas automatiškai išsijungs praėjus 15 sekundžių po paskutinio teisingo mygtuko paspaudimo. Kai foninis apšvietimas išjungtas, paspauskite bet kurį mygtuką, kad jį įjungtumėte, ir visi funkcijų mygtukai bus aktyvūs.

Mode

Paspauskite šį mygtuką, kai prietaisas veikia, norėdami perjungti slėgio masažo režimus. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, masažo režimas persijungia atitinkamai vieną kartą. Masažo intensyvumas automatiškai reguliuojamas iki 2 lygio. LCD ekrane rodomas masažo režimas ir intensyvumas. Perjungimo seka yra tokia: Automatinis> 1 režimas> 2 režimas> 3 režimas> Automatinis. 1 režimu masažuojama tik pėdos sritis, 2 režimu – tik blauzdos sritis, 3 režimu – tik šlaunų sritis, o automatinio režimu – visa koja.

Heat

Paspauskite šį mygtuką, kai prietaisas veikia, norėdami pakeisti šildymo funkcijos būseną. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, šildymo būsena pasikeičia vieną kartą. Kai įjungta šildymo funkcija, rodoma piktograma. piktograma mirksi esant 1 karščio lygiui ir užsidega, kai šilumos lygis yra 2.



Paspauskite šį mygtuką norėdami padidinti arba sumažinti masažo intensyvumą. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, oro suspaudimo intensyvumas pasikeičia į aukštesnį arba žemesnį lygį, iki 4 lygio. Skystųjų kristalų ekrane bus rodoma atitinkama intensyvumo piktograma.



Ši piktograma nurodo kūno vietą, kuri šiuo metu yra masažuojama.

3. Pavojai

1. Nenaudokite gamintojo nepamėtytų atsarginių dalių.
2. Neprofesionalus aptarnavimas neturėtų ardyti ir keisti kojų masažuoklio dalių be leidimo.
3. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti tinkamas profesionalus personalas, kad būtų išvengta pavojaus.
4. Nenaudokite ir nelaikykite gaminio vietoje, kurioje yra daug drėgmės arba aukšta temperatūra.
5. Baigę masažą, atjunkite maitinimo laidą.
6. Nenaudokite produkto ilgiau nei 15 minučių vienu metu.
7. Jei pasireiškia bet koks šalutinis poveikis, nedelsdami nustokite naudoti masažuoklį.
8. Jei temperatūra per aukšta arba gaminys pradeda blogai kvėpėti arba kvepia apdegęs, nedelsdami nustokite jį naudoti ir atjunkite maitinimą.
9. Neneškite gaminio traukdami už maitinimo laido, kad maitinimo laidas neatsipalaiduotų.
10. Šis gaminys nėra skirtas žmonėms, kurie neturi fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturi patirties ir žinių šioje srityje (įskaitant vaikus).
11. Karščiui nejautrūs žmonės šildymo funkciją turėtų naudoti atsargiai – pageidautina prižiūrint globėjui.

4. Įspėjimai

Jei turite bet kurią iš šių būklių, prieš naudodami pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu:


- Nėščios moterys, vaikai ar pagyvenę žmonės
- Žmonės, kurie kenčia nuo odos infekcijų arba kurių oda yra paraudusi ir nudegusi
- kurie naudoja širdies stimuliatorių ar panašų implantuotą medicinos prietaisą;
- Pacientai, sergantys širdies ligomis ar piktybiniais navikais ir kt.
- Žmonės, kurie gydomi arba patiria diskomfortą
- Žmonės, sergantys osteoporoze
- Žmonės, kurių kraujospūdis yra aukštas arba nenormalus kraujospūdis

5. Valymas ir priežiūra

Prieš valydami gaminį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą.

Nuvalykite gaminio paviršių sausa, minkšta šluoste. Nevalykite gaminio ir priedų stipriais plovikliais, tokiais kaip benzenas, skiedikliai, ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje, kai nenaudojate. Taip pat venkite tiesioginių saulės spindulių ar drėgnos aplinkos, kitaip gali išblukti spalva arba sugadinti gaminį.

1. Vadības panelis



2. Ierīces darbība



Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu iekārtu, kad tā ir gaidstāves režīmā. Ierīce sāks darboties ar LCD ekrānu un fona apgaismojumu. Noklusējuma stāvoklis ir automātisks gaisa saspiešanas režīms, 2. intensitātes līmenis un 2. apkures līmenis - augstākais līmenis. Sāksies atpakaļskaitīšana (noklusējuma taimeris: 20 minūtes). LCD displejs parāda pašreizējo darbības režīmu, intensitāti un atlikušo darbības laiku. Ja poga tiek nospiesta, kad ierīce ir ieslēgta vai pēc 20 minūšu ierīces darbības, visas masāžas darbības tiks apturētas un ierīce tiks izslēgta un pāries gaidīšanas režīmā. Kad ierīce ir ieslēgta, fona apgaismojums tiks automātiski izslēgts 15 sekundes pēc pēdējās pareizās pogas nospiešanas. Kad fona apgaismojums ir izslēgts, nospiediet jebkuru pogu, lai to ieslēgtu, un visas funkciju pogas būs aktīvas.

Mode

Nospiediet šo pogu, kad ierīce darbojas, lai pārslēgtu spiediena masāžas režīmus. Katru reizi, kad tiek nospiesta poga, masāžas režīms attiecīgi pārslēdzas vienu reizi. Masāžas intensitāte tiek automātiski pielāgota 2. līmenim. LCD ekrāns parāda masāžas režīmu un intensitāti. Pārslēgšanās secība ir šāda: Auto> 1. režīms> 2. režīms> 3. režīms> automātiskais. Režīms 1 masē tikai pēdas zonu, 2. režīms masē tikai ikru zonu, 3. režīms masē tikai augšstilbu zonu, bet automātiskais režīms masē visu kāju.

Heat

Nospiediet šo pogu, kad ierīce darbojas, lai mainītu sildīšanas funkcijas statusu. Katru reizi, nospiežot pogu, apsildes statuss mainās vienu reizi. Kad ir ieslēgta sildīšanas funkcija, tiek parādīta ikona  Ikona  mirgo 1. siltuma pakāpē un 1. edegas 2. siltuma pakāpē.



Nospiediet šo pogu, lai palielinātu vai samazinātu masāžas intensitāti. Katru reizi, nospiežot pogu, gaisa kompresijas intensitāte mainās uz augstāku vai zemāku līmeni līdz 4. līmenim. LCD displejā tiks parādīta atbilstošā intensitātes ikona.



Šī ikona norāda ķermeņa zonu, kas pašlaik tiek masēta

3. Briesmas

1. Neizmantojiet rezerves daļas, kuras nav apstiprinājis ražotājs.
2. Neprofesionāls serviss nedrīkst bez atļaujas izjaukt un nomainīt kāju masiera daļas.
3. Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina atbilstošam profesionālam personālam, lai izvairītos no briesmām.
4. Neizmantojiet un neuzglabājiet produktu vietā ar augstu mitruma līmeni vai augstu temperatūru.
5. Pēc masāžas pabeigšanas atvienojiet strāvas vadu.
6. Nelietojiet produktu ilgāk par 15 minūtēm vienlaikus.
7. Ja rodas jebkādas blakusparādības, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet izmantot masieri.
8. Ja temperatūra ir pārāk augsta vai produkts sāk slikti smaržot vai smaržo piederdzis, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu un atvienojiet strāvas padevi.
9. Nepārnēsājiet izstrādājumu, velkot aiz strāvas vada, lai novērstu strāvas vada atslābināšanu.
10. Šis produkts nav paredzēts cilvēkiem, kuriem nav fizisko, sensoro vai garīgo spēju vai kuriem nav pieredzes un zināšanu šajā jomā (arī bērniem).
11. Pret siltumu nejutīgiem cilvēkiem sildīšanas funkcija jāizmanto uzmanīgi – vēlams aprūpētāja uzraudzībā.

4. Brīdinājumi

Ja Jums ir kāds no šiem stāvokļiem, pirms lietošanas konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu:


- Grūtniecēm, bērniem vai gados vecākiem cilvēkiem
- Cilvēki, kuri cieš no ādas infekcijām vai kuriem ir apsārtusi un apdegusi āda
- kuri lieto elektrokardiostimulatoru vai līdzīgu implantētu medicīnisko ierīci;
- Pacienti ar sirds slimībām vai ļaundabīgiem audzējiem utt.
- Cilvēki, kuri tiek ārstēti vai kuriem ir diskomforts
- Cilvēki, kas cieš no osteoporozes
- Cilvēki ar paaugstinātu asinsspiedienu vai patoloģisku asinsspiedienu

5. Tīrīšana un apkope

Pirms tīrīšanas izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu.

Noslaukiet izstrādājuma virsmu ar sausu, mīkstu drāniņu. Netīriet izstrādājumu un piederumus ar spēcīgiem mazgāšanas līdzekļiem, piemēram, benzolu, atšķaidītājiem, un uzglabājiet vēsā, sausā vietā, kad tos neizmantojat. Izvairieties arī no tiešas saules gaismas vai mitras vides iedarbības, pretējā gadījumā tas var izraisīt krāsas izbalēšanu vai produkta bojājumus.

1. Vezérlőpult



2. A készülék működése



Nyomja meg ezt a gombot a készenléti üzemmódban lévő gép bekapcsolásához. A készülék LCD képernyővel és háttérvilágítással indul el. Az alapértelmezett állapot az automatikus légszűrési mód, 2. intenzitási szint és 2. fűtési fokozat – a magasabb szint. Megkezdődik a visszaszámlálás (alapértelmezett időzítő: 20 perc). Az LCD kijelző mutatja az aktuális üzemmódot, az intenzitást és a hátralévő működési időt. Ha a gombot a készülék bekapcsolásakor vagy 20 percnyi működés után megnyomja, minden masszázsművelet leáll, a készülék kikapcsol és készenléti módba kerül. A készülék bekapcsolásakor a háttérvilágítás az utolsó megfelelő gombnyomás után 15 másodperccel automatikusan kikapcsol. Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, nyomja meg bármelyik gombot a bekapcsoláshoz, és az összes funkciógomb aktív lesz.

Mode

Nyomja meg ezt a gombot, amikor a készülék működik a nyomásos masszázs üzemmódok váltásához. A gomb minden egyes megnyomásakor a masszázsmód egyszer átvált. A masszázs intenzitása automatikusan a 2-es szintre áll be. Az LCD képernyőn látható a masszázs mód és intenzitása. A kapcsolási sorrend a következő: Auto> Mode 1> Mode 2> Mode 3> Auto. Az 1. mód csak a lábterületet, a 2. mód csak a vádlit, a 3. mód csak a combot, az Auto Mode pedig a teljes lábat masszírozza.



Heat

Nyomja meg ezt a gombot, amikor a készülék működik, hogy módosítsa a fűtési funkció állapotát. A gomb minden egyes megnyomásakor a fűtési állapot egyszer változik. Az ikon akkor jelenik meg, ha a fűtési funkció be van kapcsolva. Az ikon 1-es hőfokozatnál villog, 2-es hőfokozatnál világít.



Nyomja meg ezt a gombot a masszázs intenzitásának növeléséhez vagy csökkentéséhez. A gomb minden egyes megnyomásakor a légszűrési intenzitása magasabb vagy alacsonyabb szintre változik, egészen a 4. szintig. A megfelelő intenzitás ikon meg jelenik az LCD-kijelzőn.



Ez az ikon jelzi a test azon területét, amelyet éppen masszíroznak.

3. Veszélyek

1. Ne használjon a gyártó által nem jóváhagyott pótalkatrészeket.
2. Szakszerűtlen szerviz engedély nélkül ne szedje szét és ne cserélje ki a lábmasszírozó alkatrészeit.
3. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében megfelelő szakembernek kell kicserélnie.
4. Ne használja és ne tárolja a terméket magas páratartalmú vagy magas hőmérsékletű helyen.
5. A masszázs befejezése után húzza ki a tápkábelt.
6. Egyszerre ne használja a terméket 15 percnél tovább.
7. Ha bármilyen mellékhatás jelentkezik, azonnal hagyja abba a masszírozó használatát.
8. Ha a hőmérséklet túl magas, vagy a termék rossz szaga van, vagy égett szaga van, azonnal hagyja abba a használatát, és húzza ki a tápfeszültséget.
9. Ne a tápkábelnél fogva szállítsa a terméket, nehogy a tápkábel kilazuljon.
10. Ez a termék nem olyan személyek számára készült, akik nem rendelkeznek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel ezen a területen (beleértve a gyermekeket is).
11. A hőre érzéketlen személyek óvatosan használják a fűtési funkciót – lehetőleg gondo­zó felügyelete mellett.

4. Figyelmeztetések

Ha az alábbi állapotok bármelyike fennáll, használat előtt konzultáljon kezelőorvosával:


- Terhes nők, gyermekek vagy idősek
- Bőrfertőzésben szenvedők, vagy akiknek kipirosodott és égett bőruk van
- akik pacemakert vagy hasonló beültetett orvosi eszközt használnak;
- Szívbetegség vagy rosszindulatú daganatok stb.
- Kezelt vagy kellemetlen érzést átélő emberek
- Csontritkulásban szenvedők
- Magas vérnyomásban vagy kóros vérnyomásban szenvedők

5. Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a tápkábelt. Törölje le a termék felületét egy száraz, puha ruhával. Ne tisztítsa a terméket és a tartozékokat erős tisztítószerekkel, például benzinnel, hígítókkal, és használaton kívül tárolja hűvös, száraz helyen. Kerülje a közvetlen napfénynek vagy párák környezetnek való kitettséget is, különben színtelítést vagy a termék károsodását okozhatja.

1. Panoul de control

1. Buton de schimbare a modului
2. Buton de încălzire
3. Controlul intensității
4. Buton de pornire



2. Funcționarea dispozitivului



Apăsați acest buton pentru a porni aparatul când este în standby. Dispozitivul va porni cu ecranul LCD și iluminarea de fundal. Starea implicită este modul de compresie automată a aerului, nivelul de intensitate 2 și nivelul de încălzire 2 - nivelul superior. Va începe o numărătoare inversă (temporizator implicit: 20 de minute). Afișajul LCD arată modul de funcționare curent, intensitatea și timpul de funcționare rămas. Dacă butonul este apăsat când dispozitivul este pornit sau după 20 de minute de funcționare a dispozitivului, toate operațiunile de masaj vor fi oprite, iar dispozitivul va fi oprit și va intra în modul de așteptare. Când dispozitivul este pornit, lumina de fundal se va stinge automat la 15 secunde după ultima apăsare corectă a butonului. Când lumina de fundal este oprită, apăsați orice buton pentru a o porni și toate butoanele de funcție vor fi active.

Mode

Apăsați acest buton când dispozitivul funcționează pentru a comuta modurile de masaj sub presiune. De fiecare dată când butonul este apăsat, modul de masaj comută, respectiv, o dată. Intensitatea masajului este ajustată automat la nivelul 2. Ecranul LCD arată modul și intensitatea masajului. Secvența de comutare este: Auto>Mod 1>Mod 2>Mod 3>Auto. Modul 1 masează doar zona piciorului, Modul 2 masează doar zona gambei, Modul 3 masează doar zona coapsei, iar Modul Auto masează întregul picior.



Heat

Apăsați acest buton când aparatul funcționează pentru a schimba starea funcției de încălzire. De fiecare dată când este apăsat butonul, starea de încălzire se schimbă o dată. Pictograma este afișată când funcția de încălzire este activată. Pictograma clipește la nivelul de căldură 1 și se aprinde la nivelul de căldură 2.



Apăsați acest buton pentru a crește sau a reduce intensitatea masajului. De fiecare dată când este apăsat butonul, intensitatea compresiei aerului se schimbă la un nivel mai mare sau mai mic, până la nivelul 4. Pictograma de intensitate corespunzătoare va fi afișată pe afișajul LCD.



Această pictogramă indică zona corpului care este în prezent masată

3. Pericole

1. Nu utilizați piese de schimb care nu sunt aprobate de producător.
2. Serviciul neprofesional nu ar trebui să dezasambleți și să înlocuiți părți ale aparatului de masaj pentru picioare fără permisiune.
3. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către personal profesionist corespunzător pentru a evita un pericol.
4. Nu utilizați și nu depozitați produsul într-un loc cu umiditate ridicată sau temperatură ridicată.
5. După terminarea masajului, deconectați cablul de alimentare.
6. Nu utilizați produsul mai mult de 15 minute o dată.
7. Dacă apar efecte secundare, vă rugăm să încetați imediat utilizarea aparatului de masaj.
8. Dacă temperatura este prea ridicată sau produsul începe să miroase urât sau miroase a ars, încetați imediat să îl utilizați și deconectați alimentarea.
9. Nu transportați produsul trăgând de cablul de alimentare pentru a preveni slăbirea acestuia.
10. Acest produs nu este destinat persoanelor care nu au abilități fizice, senzoriale sau mentale sau care nu au experiență și cunoștințe în acest domeniu (inclusiv copii).
11. Persoanele insensibile la căldură ar trebui să folosească funcția de încălzire cu atenție - de preferință sub supravegherea unui îngrijitor.

4. Avertismente

Dacă aveți oricare dintre următoarele afecțiuni, consultați medicul dumneavoastră înainte de utilizare:


- Femei însărcinate, copii sau vârstnici
- Persoane care suferă de infecții ale pielii sau au pielea înroșită și arsă
- care folosesc un stimulator cardiac sau un dispozitiv medical implantat similar;
- Pacienți cu boli de inimă sau tumori maligne etc.
- Persoane care sunt tratate sau care suferă de disconfort
- Persoanele care suferă de osteoporoză
- Persoane cu hipertensiune arterială sau tensiune arterială anormală

5. Curățare și întreținere

Opriti produsul și deconectați cablul de alimentare înainte de curățare.

Ștergeți suprafața produsului cu o cârpă uscată și moale. Nu curățați produsul și accesoriile cu detergenți duri, cum ar fi benzen, diluanți și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat atunci când nu sunt utilizați. De asemenea, evitați expunerea la lumina directă a soarelui sau la mediul umed, altfel poate cauza decolorarea culorii sau deteriorarea produsului.

1. Панель управления



2. Работа устройства



Нажмите эту кнопку, чтобы включить машину, когда она находится в режиме ожидания. Устройство запустится с ЖК-экраном и подсветкой. Состояние по умолчанию — автоматический режим сжатия воздуха, уровень интенсивности 2 и уровень нагрева 2 — более высокий уровень. Начнется обратный отсчет (таймер по умолчанию: 20 минут). ЖК-дисплей показывает текущий режим работы, интенсивность и оставшееся время работы. Если кнопка будет нажата при включенном аппарате или через 20 минут работы аппарата, все массажные операции будут остановлены, а аппарат выключится и перейдет в режим ожидания. При включении устройства подсветка автоматически отключается через 15 секунд после последнего правильного нажатия кнопки. Когда подсветка выключена, нажмите любую кнопку, чтобы включить ее, и все функциональные кнопки будут активны.

Mode

Нажмите эту кнопку во время работы устройства, чтобы переключить режимы компрессионного массажа. При каждом нажатии кнопки режим массажа переключается соответственно один раз. Интенсивность массажа автоматически регулируется до уровня 2. На ЖК-экране отображаются режим и интенсивность массажа. Последовательность переключения: Авто > Режим 1 > Режим 2 > Режим 3 > Авто. Режим 1 массирует только область стопы, режим 2 массирует только область голени, режим 3 массирует только область бедра, а автоматический режим массирует всю ногу.

Heat

Нажмите эту кнопку во время работы прибора, чтобы изменить статус функции нагрева. При каждом нажатии кнопки статус нагрева изменяется один раз. Значок  отображается, когда функция нагрева включена. Значок  мигает при уровне нагрева 1 и загорается при уровне нагрева 2.

I

+

Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность массажа. При каждом нажатии кнопки интенсивность сжатия воздуха изменяется на более высокий или более низкий уровень, вплоть до уровня 4. На ЖК-дисплее отображается соответствующий значок интенсивности.



Этот значок указывает на область тела, которая в данный момент массируется.

3. Опасности

1. Не используйте запасные части, не одобренные производителем.
2. Непрофессиональный сервис не должен разбирать и заменять части массажера для ног без разрешения.
3. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен соответствующим профессиональным персоналом.
4. Не используйте и не храните изделие в местах с повышенной влажностью или высокой температурой.
5. После завершения массажа отсоедините шнур питания.
6. Не используйте продукт более 15 минут за раз.
7. Если возникают какие-либо побочные эффекты, немедленно прекратите использование массажера.
8. Если температура слишком высока или продукт начинает неприятно пахнуть или пахнет горелым, немедленно прекратите его использование и отключите питание.
9. Не переносите изделие, дергая за шнур питания, чтобы предотвратить ослабление шнура питания.
10. Этот продукт не предназначен для людей, не имеющих физических, сенсорных или умственных способностей или не имеющих опыта и знаний в этой области (включая детей).
11. Людям, нечувствительным к теплу, следует осторожно пользоваться функцией обогрева, желательнее под наблюдением опекуна.

4. Предупреждения

Если у вас есть какие-либо из следующих условий, проконсультируйтесь с врачом перед использованием:


- Беременные женщины, дети или пожилые люди
- Людям, которые страдают от кожных инфекций или имеют покраснение и ожоги кожи
- кто использует кардиостимулятор или подобное имплантированное медицинское устройство;
- Пациенты с сердечными заболеваниями или злокачественными опухолями и т.д.
- Люди, которые лечатся или испытывают дискомфорт
- Людям, страдающим остеопорозом
- Люди с высоким кровяным давлением или аномальным кровяным давлением

5. Очистка и техническое обслуживание

Перед очисткой выключите изделие и отсоедините шнур питания.

Протрите поверхность изделия сухой мягкой тканью. Не чистите изделие и аксессуары агрессивными моющими средствами, такими как бензол и разбавители, и храните их в прохладном сухом месте, когда они не используются. Также избегайте воздействия прямых солнечных лучей или влажной среды, иначе это может привести к обесцвечиванию или повреждению изделия.

1. Kontrollpanel



2. Drift av enheten



Trykk på denne knappen for å slå på enheten når den er i standby-status. Enheten vil starte opp med en LCD-skjerm og bakgrunnsbelysning. Standardtilstanden er automatisk luftkompresjonsmodus, intensitetsnivå 2 og varmenivå 2 - høyere nivå. Nedtellingen starter (standardtidtaker: 20 minutter). LCD-displayet viser gjeldende driftsmodus, intensitet og gjenværende driftstid. Hvis knappen trykkes inn når enheten slås på eller etter 20 minutters drift av enheten, vil alle massasjeaktiviteter stoppe og enheten slås av og går inn i standby-tilstand. Når enheten slås på vil bakgrunnsbelysningen automatisk slå seg på av 15 sekunder etter siste gyldige knappetrykk. Når bakgrunnsbelysningen er av, trykk på en hvilken som helst knapp for å slå den på og alle funksjonsknappene vil være aktive.

Mode

Trykk på denne knappen mens enheten kjører for å bytte trykkmassasjemodus. Hver gang du trykker på knappen, skifter massasjemodus én gang. Intensiteten på massasjen justeres automatisk til nivå 2. LCD-skjermen viser modusen og intensiteten til massasjen. Byttesequensen er: Auto > Modus 1 > Modus 2 > Modus 3 > Auto. Modus 1 masserer bare fotområdet, Modus 2 masserer bare leggområdet, Modus 3 masserer bare lårområdet, og Automodus masserer hele beinet.

Heat

Trykk på denne knappen når enheten er i gang for å endre statusen til varmefunksjonen. Hvert trykk på knappen forårsaker en engangsending i oppvarmingstilstanden. Når varmefunksjonen er slått på, vises ikonet . Ikonet blinker ved varmenivå 1 og lyser ved varmenivå 2.



Trykk på denne knappen for å øke eller redusere intensiteten på massasjen. Hver gang knappen trykkes, endres luftkompresjonsintensiteten til et høyere eller lavere nivå, opp til nivå 4. Det tilsvarende intensitetsikonet vil vises på LCD-skjermen.



Dette ikonet indikerer kroppsområdet som for øyeblikket masseres

3. Farer

1. Ikke bruk reservedeler som ikke er godkjent av produsenten.
2. Ikke-profesjonelt servicepersonell bør ikke demontere og erstatte deler av benmassasjeapparatet uten tillatelse.
3. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av egnet fagpersonell for å unngå fare.
4. Ikke bruk eller oppbevar produktet på et sted med høy luftfuktighet eller høy temperatur.
5. Trekk ut strømledningen etter at massasjen er ferdig.
6. Ikke bruk produktet i mer enn 15 minutter av gangen.
7. Hvis noen bivirkninger oppstår, slutt å bruke massasjeapparatet umiddelbart.
8. Hvis temperaturen er for høy eller produktet begynner å lukte vondt eller avgi en brennende lukt, slutt å bruke det umiddelbart og koble fra strømmen.
9. Ikke flytt produktet ved å trekke i strømledningen for å forhindre at strømledningen løsner.
10. Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer som mangler fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap på dette området (inkludert barn).
11. Personer som ikke er følsomme for varme bør bruke varmefunksjonen forsiktig – gjerne under oppsyn av en omsorgsperson.

4. Advarsler


Hvis du har noen av følgende tilstander, kontakt legen din før bruk:

- Gravide kvinner, barn eller eldre
- Personer som lider av hudinfeksjoner eller har rødhet og brannskader
- som bruker pacemaker eller lignende implantert medisinsk utstyr;
- Pasienter med hjertesykdom eller ondartede svulster o.l.
- Personer som er under behandling eller opplever ubehag
- Folk som lider av osteoporose
- Personer med høyt blodtrykk eller unormalt blodtrykk

5. Rengjøring og stell

Før rengjøring, slå av produktet og trekk ut strømledningen. Tørk av overflaten på produktet med en tørr, myk klut. Ikke rengjør produktet og tilbehøret med etsende rengjøringsmidler som benzen, tynnere. Oppbevares på et kjølig, tørt sted når det ikke er i bruk. Unngå også eksponering for direkte sollys eller fuktige omgivelser, ellers kan det føre til at farger falmer eller skader produktet.

1. Ohjauspaneeli



2. Laitteen toiminta



Paina tätä painiketta käynnistääksesi laitteen, kun se on valmiustilassa. Laite käynnistyy LCD-näytöllä ja taustavalolla. Oletustila on automaattinen ilmanpainetila, intensiteettitaso 2 ja lämmitystaso 2 - korkeampi taso. Lähtölaskenta alkaa (oletusajastin: 20 minuuttia). LCD-näyttö näyttää nykyisen toimintatilan, tehon ja jäljellä olevan käyttöajan. Jos painiketta painetaan laitteen ollessa päällä tai 20 minuutin käytön jälkeen, kaikki hierontatoiminnot pysähtyvät ja laite sammuu ja siirtyy valmiustilaan. Kun laite kytketään päälle, taustavalo syttyy automaattisesti pois päältä 15 s viimeisen voimassa olevan painikkeen painalluksen jälkeen. Kun taustavalo on pois päältä, paina mitä tahansa painiketta kytkeäksesi sen päälle ja kaikki toimintopainikkeet ovat aktiivisia.

Mode

Paina tätä painiketta laitteen ollessa käynnissä vaihtaaksesi painehierontatilaa. Joka kerta kun painat painiketta, hierontatila vaihtuu kerran. Hieronnan intensiteettiä säädetään automaattisesti tasolle 2. LCD-näyttö näyttää hieronnan tilan ja intensiteetin. Vaihtojärjestys on: Auto > Mode 1 > Mode 2 > Mode 3 > Auto. Mode 1 hieroo vain jalkaterää, Mode 2 vain pohjearuetta, Mode 3 vain reisialuetta ja Auto-tila koko jalkaa.

Heat

Paina tätä painiketta laitteen ollessa käynnissä muuttaaksesi lämmitystoiminnon tilaa. Jokainen painikkeen painallus aiheuttaa kertaluonteisen muutoksen lämmitystilassa. Kun lämmitystoiminto on päällä, -kuvake tulee näkyviin. -kuvake vilkkuu lämmitystehotasolla 1 ja syttyy lämmitystehotasolla 2.



Paina tätä painiketta lisätäksesi tai vähentääksesi hieronnan tehoa. Joka kerta kun painiketta painetaan, ilmanpaineen intensiteetti muuttuu korkeammalle tai alemmalle tasolle, tasolle 4 asti. Vastaava intensiteetin kuvake näkyy LCD-näytössä.



Tämä kuvake osoittaa parhaillaan hierottavan kehon alueen

3. Vaarat

1. Älä käytä varaosia, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
2. Ei-ammattimainen huoltohenkilöstö ei saa purkaa ja vaihtaa jalkahierontalaitteen osia ilman lupaa.
3. Jos virtajohto on vaurioitunut, asianmukaisen ammattihenkilöstön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
4. Älä käytä tai säilytä tuotetta paikassa, jossa on korkea kosteus tai korkea lämpötila.
5. Kun hieronta on päättynyt, irrota virtajohto.
6. Älä käytä tuotetta yli 15 minuuttia kerrallaan.
7. Jos sivuvaikutuksia ilmenee, lopeta hierontalaitteen käyttö välittömästi.
8. Jos lämpötila on liian korkea tai tuote alkaa haista pahalle tai siitä tulee palaneen hajua, lopeta sen käyttö välittömästi ja irrota virtajohto.
9. Älä siirrä tuotetta vetämällä virtajohdosta estääksesi virtajohdon irtoamisen.
10. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole fyysisiä, sensorisia tai henkisiä kykyjä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa tällä alalla (mukaan lukien lapset).
11. Ihmisten, jotka eivät ole herkkiä lämmölle, tulee käyttää lämmitystoimintoa huolellisesti - mieluiten hoitajan valvonnassa.

4. Varoitukset


Jos sinulla on jokin seuraavista tiloista, keskustele lääkärin kanssa ennen käyttöä:

- Raskaana olevat naiset, lapset tai vanhukset
- Ihmiset, jotka kärsivät ihotulehduksista tai joilla on ihon punoitusta ja palovammoja
- jotka käyttävät sydämentahdistinta tai vastaavaa implantoitua lääketieteellistä laitetta;
- Potilaat, joilla on sydänsairaus tai pahanlaatuisia kasvaimia jne.
- Ihmiset, jotka ovat hoidossa tai jotka kokevat epämukavuutta
- Ihmiset, jotka kärsivät osteoporoosista
- Ihmiset, joilla on korkea verenpaine tai epänormaali verenpaine

5. Puhdistus ja hoito

Ennen puhdistamista sammuta tuote ja irrota virtajohto. Pyyhi tuotteen pinta kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä puhdistaa tuotetta ja lisävarusteita syövyttävillä pesuaineilla, kuten bentseenillä, tinnerillä. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, kun et käytä. Vältä myös altistumista suoralle auringonvalolle tai kostealle ympäristölle, sillä muuten värit voivat haalistua tai vahingoittaa tuotetta.

1. Πίνακας Ελέγχου



2. Λειτουργία συσκευής



Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Η συσκευή θα εκκινήσει με οθόνη LCD και οπίσθιο φωτισμό. Η προεπιλεγμένη κατάσταση είναι η αυτόματη λειτουργία συμπίεσης αέρα, το επίπεδο έντασης 2 και το επίπεδο θέρμανσης 2 - υψηλότερο επίπεδο. Η αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει (προεπιλεγμένο χρονόμετρο: 20 λεπτά). Η οθόνη LCD δείχνει τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας, την ένταση και τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας. Εάν πατηθεί το κουμπί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή μετά από 20 λεπτά λειτουργίας της συσκευής, όλες οι δραστηριότητες μασάζ θα σταματήσουν και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ο οπίσθιος φωτισμός θα ανάψει αυτόματα απενεργοποιείται 15 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο έγκυρο πάτημα του κουμπιού. Όταν ο οπίσθιος φωτισμός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να τον ενεργοποιήσετε και όλα τα κουμπιά λειτουργιών θα είναι ενεργά.

Mode

Πατήστε αυτό το κουμπί ενώ η συσκευή λειτουργεί για να αλλάξετε τις λειτουργίες μασάζ με πίεση. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η λειτουργία μασάζ αλλάζει μία φορά. Η ένταση του μασάζ ρυθμίζεται αυτόματα στο επίπεδο 2. Η οθόνη LCD υποδεικνύει τη λειτουργία και την ένταση του μασάζ. Η σειρά εναλλαγής είναι: Auto > Mode 1 > Mode 2 > Mode 3 > Auto. Η λειτουργία 1 κάνει μασάζ μόνο στην περιοχή των ποδιών, η λειτουργία 2 κάνει μασάζ μόνο στην περιοχή της γάμπας, η λειτουργία 3 κάνει μασάζ μόνο στην περιοχή των μηρών και η Αυτόματη λειτουργία μασάζ σε ολόκληρο το πόδι.

Heat

Πατήστε αυτό το κουμπί όταν η μονάδα λειτουργεί για να αλλάξετε την κατάσταση της λειτουργίας θέρμανσης. Κάθε πάτημα του κουμπιού προκαλεί μια εφάπαξ αλλαγή στην κατάσταση θέρμανσης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία θέρμανσης, εμφανίζεται το εικονίδιο Το εικονίδιο αναβοσβήνει στο επίπεδο έντασης θέρμανσης 1 και ανάβει στο επίπεδο έντασης θέρμανσης 2.



Πατήστε αυτό το κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του μασάζ. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ένταση της συμπίεσης του αέρα αλλάζει σε υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο, μέχρι το επίπεδο 4. Το αντίστοιχο εικονίδιο έντασης θα εμφανίζεται στην οθόνη LCD.



Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει την περιοχή του σώματος στην οποία γίνεται μασάζ

3. Κίνδυνοι

1. Μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
2. Το μη επαγγελματικό προσωπικό σέρβις δεν πρέπει να αποσυναρμολογεί και να αντικαθιστά μέρη της συσκευής μασάζ ποδιών χωρίς άδεια.
3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από κατάλληλο επαγγελματικό προσωπικό για αποφυγή κινδύνου.
4. Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρος με υψηλή υγρασία ή υψηλή θερμοκρασία.
5. Αφού τελειώσετε το μασάζ, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
6. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για περισσότερο από 15 λεπτά κάθε φορά.
7. Εάν εμφανιστούν παρενέργειες, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ.
8. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή το προϊόν αρχίσει να μυρίζει άσχημα ή να αναδύει μια μυρωδιά καμένου, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε αμέσως και αποσυνδέστε το ρεύμα.
9. Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποτρέψετε το να χαλαρώσει το καλώδιο τροφοδοσίας.
10. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα που δεν διαθέτουν σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης σε αυτόν τον τομέα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών).
11. Άτομα που δεν είναι ευαίσθητα στη ζέστη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη λειτουργία θέρμανσης προσεκτικά - κατά προτίμηση υπό την επίβλεψη ενός φροντιστή.

4. Προειδοποιήσεις

Εάν έχετε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση:


- Έγκυες γυναίκες, παιδιά ή ηλικιωμένοι
- Άτομα που πάσχουν από δερματικές λοιμώξεις ή έχουν ερυθρότητα δέρματος και εγκαύματα
- που χρησιμοποιούν βηματοδότη ή παρόμοια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή
- Ασθενείς με καρδιοπάθειες ή κακοήθειες όγκους κ.λπ.
- Άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία ή παρουσιάζουν δυσφορία
- Άτομα που πάσχουν από οστεοπόρωση
- Άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση ή μη φυσιολογική αρτηριακή πίεση

5. Καθαρισμός και φροντίδα

Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

Σκουπίστε την επιφάνεια του προϊόντος με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Μην καθαρίζετε το προϊόν και τα αξεσουάρ με διαβρωτικά απορρυπαντικά όπως βενζίνη, διαλυτικά. Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επίσης, αποφύγετε την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρά περιβάλλοντα, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα των χρωμάτων ή ζημιά στο προϊόν.

1. Upravljačka ploča



2. Rad uređaja



Pritisnite ovu tipku za uključivanje uređaja kada je u stanju pripravnosti. Uređaj će se pokrenuti s LCD zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem. Zadano stanje je automatski način kompresije zraka, razina intenziteta 2 i razina grijanja 2 - viša razina. Odbrojavanje će započeti (zadani mjerač vremena: 20 minuta). LCD zaslon prikazuje trenutni način rada, intenzitet i preostalo vrijeme rada. Ako se tipka pritisne kada je uređaj uključen ili nakon 20 minuta rada uređaja, sve aktivnosti masaže će prestati, a uređaj će se isključiti i ući u stanje pripravnosti. Kada je uređaj uključen, pozadinsko osvjetljenje će se automatski uključiti isključeno 15 s nakon zadnjeg valjanog pritiska tipke. Kada je pozadinsko osvjetljenje isključeno, pritisnite bilo koju tipku da biste ga uključili i sve funkcijske tipke će biti aktivne.

Mode

Pritisnite ovu tipku dok uređaj radi za promjenu načina masaže pritiskom. Svaki put kada pritisnete tipku, način masaže se mijenja jednom. Intenzitet masaže se automatski podešava na stupanj 2. LCD zaslon pokazuje način i intenzitet masaže. Redoslijed prebacivanja je: Automatski > Način 1 > Način 2 > Način 3 > Automatski. Način rada 1 masira samo područje stopala, način rada 2 masira samo područje lista, način rada 3 masira samo područje bedara, a način rada Auto masira cijelu nogu.

Heat

Pritisnite ovu tipku dok jedinica radi za promjenu statusa funkcije grijanja. Svakim pritiskom tipke jednokratno se mijenja stupanj grijanja. Kada je funkcija grijanja uključena, prikazuje se ikona ☐. Ikona ☐ treperi na razini intenziteta grijanja 1 i svijetli na razini intenziteta grijanja 2.



Pritisnite ovaj gumb za povećanje ili smanjenje intenziteta masaže. Svaki put kada se pritisne tipka, intenzitet kompresije zraka mijenja se na višu ili nižu razinu, do razine 4. Odgovarajuća ikona intenziteta bit će prikazana na LCD zaslonu.



Ova ikona označava područje tijela koje se trenutno masira

3. Opasnosti

1. Nemojte koristiti zamjenske dijelove koje nije odobrio proizvođač.
2. Neprofesionalno servisno osoblje ne smije rastavljati i mijenjati dijelove masažera za noge bez dopuštenja.
3. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti odgovarajuće stručno osoblje kako bi se izbjegla opasnost.
4. Nemojte koristiti ili skladištiti proizvod na mjestu s visokom vlažnošću ili visokom temperaturom.
5. Nakon što je masaža završena, izvucite kabel iz utičnice.
6. Nemojte koristiti proizvod dulje od 15 minuta odjednom.
7. Ako se pojave bilo kakve nuspojave, odmah prestanite koristiti masažer.
8. Ako je temperatura previsoka ili proizvod počne loše mirisati ili emitirati miris paljevine, odmah ga prestanite koristiti i isključite napajanje.
9. Nemojte pomicati proizvod povlačenjem kabela za napajanje kako biste spriječili da se kabel za napajanje olabavi.
10. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama s nedostatkom fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatkom iskustva i znanja u ovom području (uključujući djecu).
11. Osobe koje nisu osjetljive na toplinu trebaju pažljivo koristiti funkciju grijanja - po mogućnosti pod nadzorom njegovatelja.

4. Upozorenja


Ako imate bilo koje od sljedećih stanja, posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe:

- Trudnice, djeca ili starije osobe
- Osobe koje pate od kožnih infekcija ili imaju crvenilo kože i opekline
- koji koriste srčani stimulator ili sličan ugrađeni medicinski uređaj;
- Pacijenti sa srčanim bolestima ili malignim tumorima i sl.
- Ljudi koji su podvrgnuti liječenju ili osjećaju nelagodnu
- Osobe koje boluju od osteoporoze
- Osobe s visokim krvnim tlakom ili abnormalnim krvnim tlakom

5. Čišćenje i njega

Prije čišćenja isključite proizvod i izvucite kabel za napajanje. Obrišite površinu proizvoda suhom, mekom krpom. Ne čistite proizvod i pribor korozivnim deterdžentima kao što su benzen, razrjeđivači. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu kada nije u upotrebi. Također izbjegavajte izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vlažnim okruženjima jer u suprotnom može doći do blijedenja boja ili oštećenja proizvoda.

1. Kontrollpanelen



2. Användning av enheten



Tryck på den här knappen för att slå på maskinen när den är i beredskapsläge. Enheten startar med LCD-skärmen och bakgrundsbelysningen. Standardläget är automatiskt luftkompressionsläge, intensitetsnivå 2 och uppvärmningsnivå 2 - den högre nivån. En nedräkning börjar (standardtimer: 20 minuter). LCD-displayen visar det aktuella driftläget, intensiteten och återstående drifttid. Om du trycker på knappen när enheten slås på eller efter 20 minuters drift avbryts alla massagefunktioner och enheten stängs av och går i standby-läge. När enheten slås på kommer bakgrundsbelysningen att stängas av automatiskt 15 sekunder efter sista korrekta knapptryckning. När bakgrundsbelysningen är av, tryck på valfri knapp för att slå på den och alla funktionsknappar är aktiva.

Mode

Tryck på den här knappen när enheten arbetar för att växla tryckmassage. Varje gång du trycker på knappen växlar massageläget till en gång. Massageintensiteten justeras automatiskt till nivå 2. LCD-skärmen visar massageläge och intensitet. Växlingssekvensen är: Auto > Mode 1 > Mode 2 > Mode 3 > Auto. Läge 1 masserar bara fotområdet, läge 2 masserar endast kalvområdet, läge 3 masserar endast lårområdet och Auto Mode masserar hela benet.

Heat

Tryck på denna knapp när apparaten är igång för att ändra status för uppvärmningsfunktionen. Varje gång du trycker på knappen ändras värme-status en gång. ☐ ikonen visas när uppvärmningsfunktionen är på. 🔥 ikonen blinkar vid värmenivå 1 och tänds vid värmenivå 2.



Tryck på den här knappen för att öka eller minska massageintensiteten. Varje gång du trycker på knappen ändras luftkompressionsintensiteten till en högre eller lägre nivå, upp till nivå 4. Motsvarande intensitetsikon visas på LCD-displayen.



Den här ikonen anger det område på kroppen som för närvarande masseras

3. Faror

1. Använd inte reservdelar som inte är godkända av tillverkaren.
2. Oprofessionell service ska inte ta isär och byta ut delar av benmassagern utan tillstånd.
3. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av lämplig professionell personal för att undvika fara.
4. Använd eller förvara inte produkten på en plats med hög luftfuktighet eller hög temperatur.
5. Koppla bort nätsladden efter att ha avslutat massagen.
6. Använd inte produkten i mer än 15 minuter åt gången.
7. Om några biverkningar uppstår, vänligen sluta använda massageapparaten omedelbart.
8. Om temperaturen är för hög eller om produkten börjar lukta illa eller luktar bränt, sluta använda den omedelbart och koppla bort strömmen.
9. Bär inte produkten genom att dra i nätsladden för att förhindra att nätsladden lossnar.
10. Denna produkt är inte avsedd för personer som inte har någon fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller har ingen erfarenhet och kunskap inom detta område (inklusive barn).
11. Personer som är okänsliga för värme bör använda värmefunktionen noggrant - helst under överinseende av en vårdgivare.

4. Varningar


Om du har något av följande tillstånd, kontakta din läkare före användning:

- Gravida kvinnor, barn eller äldre
- Människor som lider av hudinfektioner eller har rodnad och bränd hud
- som använder en pacemaker eller liknande implanterad medicinsk utrustning;
- Patienter med hjärtsjukdom eller maligna tumörer etc.
- Människor som behandlas eller som upplever obehag
- Människor som lider av benskörhet
- Personer med högt blodtryck eller onormalt blodtryck

5. Rengöring och underhåll

Stäng av produkten och dra ut nätsladden innan du rengör den. Torka av produktens yta med en torr, mjuk trasa. Rengör inte produkten och tillbehören med hårda rengöringsmedel som bensen, förtunnare och förvara på en sval, torr plats när den inte används. Undvik också exponering för direkt solljus eller fuktig miljö, annars kan det orsaka färgblekning eller produktskada.

1. Kontrolpanel



2. Betjening af enheden



Tryk på denne knap for at tænde enheden, når den er i standby-status. Enheden starter op med en LCD-skærm og baggrundsbelysning. Standardtilstanden er automatisk luftkompressionstilstand, intensitetsniveau 2 og varmeniveau 2 - højere niveau. Nedtællingen starter (standardtimer: 20 minutter). LCD-displayet viser den aktuelle driftstilstand, intensitet og resterende drifttid. Hvis der trykkes på knappen, når enheden tændes eller efter 20 minutters drift af enheden, stopper alle massageaktiviteter, og enheden slukkes og går i standbytilstand. Når enheden tændes, tændes baggrundsløset automatisk slukket 15 sekunder efter sidste gyldige knaptryk. Når baggrundsbelysningen er slukket, skal du trykke på en vilkårlig knap for at tænde den, og alle funktionsknapper vil være aktive.

Mode

Tryk på denne knap, mens enheden kører, for at skifte trykmassagetilstande. Hver gang du trykker på knappen, skifter massagetilstanden én gang. Intensiteten af massagen justeres automatisk til niveau 2. LCD-skærmen viser massagens tilstand og intensitet. Skiftesekvensen er: Auto > Mode 1 > Mode 2 > Mode 3 > Auto. Mode 1 masserer kun fodområdet, Mode 2 masserer kun lægområdet, Mode 3 masserer kun lårområdet, og Auto-tilstand masserer hele benet.

Heat

Tryk på denne knap, når enheden kører, for at ændre status for varmefunktionen. Hvert tryk på knappen forårsager en engangsændring i opvarmningstilstanden. Når opvarmningsfunktionen er slået til, vises -ikonet. Ikonet  blinker ved varmeintensitetsniveau 1 og lyser ved varmeintensitetsniveau 2.



Tryk på denne knap for at øge eller mindske massagens intensitet. Hver gang der trykkes på knappen, ændres luftkompressionsintensiteten til et højere eller lavere niveau, op til niveau 4. Det tilsvarende intensitetsikon vil blive vist på LCD-displayet.



Dette ikon angiver det kropsområde, der i øjeblikket masseres

3. Farer

1. Brug ikke reservedele, der ikke er godkendt af producenten.
2. Ikke-professionelt servicepersonale bør ikke adskille og udskifte dele af benmassageren uden tilladelse.
3. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af passende professionelt personale for at undgå fare.
4. Brug eller opbevar ikke produktet på et sted med høj luftfugtighed eller høj temperatur.
5. Træk netledningen ud, når massagen er afsluttet.
6. Brug ikke produktet i mere end 15 minutter ad gangen.
7. Hvis der opstår bivirkninger, skal du straks stoppe med at bruge massageapparatet.
8. Hvis temperaturen er for høj, eller produktet begynder at lugte dårligt eller afgive en brændende lugt, skal du straks stoppe med at bruge det og tage stikket ud af stikkontakten.
9. Flyt ikke produktet ved at trække i strømledningen for at forhindre strømledningen i at løsne sig.
10. Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer, der mangler fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden på dette område (inklusive børn).
11. Personer, der ikke er følsomme over for varme, bør bruge varmfunktionen omhyggeligt – gerne under opsyn af en plejer.

4. Advarsler

Hvis du har en af følgende tilstande, skal du kontakte din læge før brug:


- Gravide kvinder, børn eller ældre
- Personer, der lider af hudinfektioner eller har rødme og forbrændinger
- der bruger en pacemaker eller lignende implanteret medicinsk udstyr;
- Patienter med hjertesygdomme eller ondartede tumorer mv.
- Mennesker, der er i behandling eller oplever ubehag
- Folk, der lider af osteoporose
- Personer med forhøjet blodtryk eller unormalt blodtryk

5. Rengøring og pleje

Før rengøring skal du slukke for produktet og trække netledningen ud.

Tør overfladen af produktet af med en tør, blød klud. Rengør ikke produktet og tilbehøret med ætsende rengøringsmidler såsom benzen, fortynder. Opbevares på et køligt, tørt sted, når det ikke er i brug. Undgå også at blive udsat for direkte sollys eller fugtige omgivelser, da det ellers kan få farver til at falme eller beskadige produktet.

1. Configuratiescherm



2. Werking van het apparaat



Druk op deze knop om de machine in te schakelen wanneer deze in stand-by staat. Het apparaat start op met het LCD-scherm en de achtergrondverlichting. De standaardstatus is automatische luchtcompressiemodus, intensiteitsniveau 2 en verwarmingsniveau 2 - het hogere niveau. Er wordt afgeteld (standaard timer: 20 minuten). Het LCD-display toont de huidige bedrijfsmodus, de intensiteit en de resterende bedrijfstijd. Als de knop wordt ingedrukt wanneer het apparaat is ingeschakeld of na 20 minuten gebruik van het apparaat, worden alle massagebewerkingen gestopt en wordt het apparaat uitgeschakeld en in de stand-bymodus gezet. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, wordt de achtergrondverlichting 15 seconden na de laatste juiste druk op de knop automatisch uitgeschakeld. Als de achtergrondverlichting uit is, drukt u op een willekeurige knop om deze in te schakelen en alle functieknoppen zijn actief.

Mode

Druk op deze knop wanneer het apparaat werkt om de drukmassagemodi te wisselen. Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, wordt de massagemodus respectievelijk één keer omgeschakeld. De massage-intensiteit wordt automatisch aangepast naar niveau 2. Het LCD-scherm toont de massagemodus en -intensiteit. De schakelvolgorde is: Auto> Mode 1> Mode 2> Mode 3> Auto. Mode 1 masseert alleen het voetgedeelte, Mode 2 masseert alleen het kuitgedeelte, Mode 3 masseert alleen het dijgebied en Auto Mode masseert het hele been.

Heat

Druk op deze knop wanneer het apparaat in werking is om de status van de verwarmingsfunctie te wijzigen. Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, verandert de verwarmingsstatus één keer. Het  pictogram wordt weergegeven wanneer de verwarmingsfunctie is ingeschakeld. Het  pictogram knippert op warmteniveau 1 en brandt op warmteniveau 2.



Druk op deze knop om de massage-intensiteit te verhogen of te verlagen. Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, verandert de intensiteit van de luchtcompressie naar een hoger of lager niveau, tot niveau 4. Het bijbehorende intensiteitspictogram wordt weergegeven op het LCD-scherm.



Dit pictogram geeft het deel van het lichaam aan dat momenteel wordt gemasseerd

3. Gevaren

1. Gebruik geen reserveonderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
2. Onprofessionele service mag niet zonder toestemming onderdelen van het beenmassageapparaat demonteren en vervangen.
3. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door geschikt professioneel personeel om gevaar te voorkomen.
4. Gebruik of bewaar het product niet op een plaats met een hoge luchtvochtigheid of hoge temperatuur.
5. Haal na het voltooiën van de massage de stekker uit het stopcontact.
6. Gebruik het product niet langer dan 15 minuten per keer.
7. Als er bijwerkingen optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de stimulator.
8. Als de temperatuur te hoog is of het product onaangenaam begint te ruiken of verbrand ruikt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en koppel de stroom los.
9. Draag het product niet door aan het netsnoer te trekken om te voorkomen dat het losraakt.
10. Dit product is niet bedoeld voor mensen die geen fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens hebben of geen ervaring en kennis op dit gebied hebben (inclusief kinderen).
11. Mensen die ongevoelig zijn voor warmte, moeten de verwarmingsfunctie voorzichtig gebruiken - bij voorkeur onder toezicht van een verzorger.

4. Waarschuwingen

Raadpleeg voor gebruik uw arts als u een van de volgende aandoeningen heeft:


- Zwangere vrouwen, kinderen of ouderen
- Mensen die last hebben van huidinfecties of een rode en verbrande huid hebben
- die een pacemaker of vergelijkbaar geïmplanteed medisch hulpmiddel gebruiken;
- Patiënten met hartaandoeningen of kwaadaardige tumoren, enz.
- Mensen die worden behandeld of ongemak ervaren
- Mensen die lijden aan osteoporose
- Mensen met hoge bloeddruk of abnormale bloeddruk

5. Reiniging en onderhoud

Schakel het product uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.

Veeg het oppervlak van het product af met een droge, zachte doek. Reinig het product en de accessoires niet met agressieve schoonmaakmiddelen zoals benzeen, verdunners en bewaar ze op een koele, droge plaats wanneer ze niet worden gebruikt. Vermijd ook blootstelling aan direct zonlicht of een vochtige omgeving, anders kan dit kleurvervaging of productschade veroorzaken.

1. Panel Kontrolü



2. Cihazın çalışması



Bekleme durumundayken cihazı açmak için bu düğmeye basın. Cihaz bir LCD ekran ve arka ışıkla açılacaktır. Varsayılan durum, otomatik hava sıkıştırma modu, yoğunluk seviyesi 2 ve ısıtma seviyesi 2 - daha yüksek seviyedir. Geri sayım başlayacaktır (varsayılan zamanlayıcı: 20 dakika). LCD ekran mevcut çalışma modunu, yoğunluğu ve kalan çalışma süresini gösterir. Cihaz açıldığında veya cihazın 20 dakika çalıştırılmasından sonra butona basılırsa tüm masaj faaliyetleri duracak ve cihaz kapatılarak bekleme durumuna geçecektir. Cihaz açıldığında arka ışık otomatik olarak açılacaktır. son geçerli düğmeye basıldıktan 15 saniye sonra söner. Arka ışık kapalıyken açmak için herhangi bir düğmeye basın; tüm işlev düğmeleri etkin olacaktır.

Mode

Basıncılı masaj modlarını değiştirmek için cihaz çalışırken bu düğmeye basın. Düğmeye her bastığınızda masaj modu bir kez değişir. Masajın yoğunluğu otomatik olarak 2. seviyeye ayarlanır. LCD ekran masajın modunu ve yoğunluğunu gösterir. Anahtarlama sırası şu şekildedir: Otomatik > Mod 1 > Mod 2 > Mod 3 > Otomatik. Mod 1 yalnızca ayak bölgesine masaj yapar, Mod 2 yalnızca baldır bölgesine, Mod 3 yalnızca uyluk bölgesine masaj yapar ve Otomatik mod tüm bacağına masaj yapar.

Heat

Isıtma fonksiyonunun durumunu değiştirmek için ünite çalışırken bu düğmeye basın. Düğmeye her basıldığında ısıtma durumunda bir defalık bir değişiklik meydana gelir. Isıtma fonksiyonu açıldığında  simgesi görüntülenir. Simge  ısıtma yoğunluğu seviyesi 1'de yanıp söner ve ısıtma yoğunluğu seviyesi 2'de yanar.



Masajın yoğunluğunu artırmak veya azaltmak için bu düğmeye basın. Düğmeye her basıldığında hava sıkıştırma yoğunluğu daha yüksek veya daha düşük bir seviyeye (4. seviyeye kadar) değişir. İlgili yoğunluk simgesi LCD ekranda gösterilecektir.



Bu simge o anda masaj yapılan vücut bölgesini gösterir

3. Tehlikeler

1. Üretici tarafından onaylanmayan yedek parçaları kullanmayın.
2. Profesyonel olmayan servis personeli, bacak masaj aletinin parçalarını izinsiz sökmemeli ve değiştirmemelidir.
3. Güç kablosu hasar görmüşse tehlikeyi önlemek için uygun profesyonel personel tarafından değiştirilmelidir.
4. Ürünü yüksek nem veya yüksek sıcaklığa sahip bir yerde kullanmayın veya saklamayın.
5. Masaj bittikten sonra elektrik kablosunu prizden çekin.
6. Ürünü tek seferde 15 dakikadan fazla kullanmayın.
7. Herhangi bir yan etki meydana gelirse masaj cihazını kullanmayı hemen bırakın.
8. Sıcaklık çok yüksekse veya ürün kötü kokmaya veya yanık kokusu yaymaya başlarsa, ürünü kullanmayı hemen bırakın ve fişini çekin.
9. Elektrik kablosunun gevşemesini önlemek için, elektrik kablosunu çekerek ürünü taşımayınız.
10. Bu ürün, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri olmayan veya bu alanda deneyim ve bilgi eksikliği olan (çocuklar dahil) kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
11. Isıya karşı hassasiyeti olmayan kişiler, ısıtma fonksiyonunu dikkatli bir şekilde, tercihen bir bakıcı gözetiminde kullanmalıdır.

4. Uyarılar

Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz kullanmadan önce doktorunuza danışın:


- Hamile kadınlar, çocuklar veya yaşlılar
- Cilt enfeksiyonu geçiren veya ciltte kızamıklık ve yanık olan kişiler
- Kalp pili veya benzeri implante tıbbi cihaz kullananlar;
- Kalp hastalığı veya kötü huylu tümörleri vb. olan hastalar.
- Tedavi gören veya rahatsızlık yaşayan kişiler
- Osteoporoz hastası olanlar
- Yüksek tansiyonu veya anormal tansiyonu olan kişiler

5. Temizlik ve bakım

Temizlemeyi önce ürünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.

Ürünün yüzeyini kuru ve yumuşak bir bezle silin. Ürünü ve aksesuarlarını benzen, tiner gibi aşındırıcı deterjanlarla temizlemeyiniz, kullanılmadığı zamanlarda serin ve kuru bir yerde saklayınız. Ayrıca doğrudan güneş ışığına veya nemli ortamlara maruz kalmaktan kaçının; aksi takdirde renklerin solmasına veya ürünün zarar görmesine neden olabilirsiniz.

1. Контролен панел



2. Работа на устройството



Натиснете този бутон, за да включите устройството, когато е в режим на готовност. Устройството ще се стартира с LCD екран и подсветка. Състоянието по подразбиране е автоматичен режим на компресиране на въздуха, ниво на интензитет 2 и ниво на отопление 2 - по-високо ниво. Обратното броене ще започне (таймер по подразбиране: 20 минути). LCD дисплей показва текущия режим на работа, интензивност и оставащо време за работа. Ако бутонът се натисне, когато устройството е включено или след 20 минути работа на устройството, всички масажни дейности ще спрат и устройството ще се изключи и ще влезе в режим на готовност. Когато устройството е включено, подсветката автоматично ще се включи изключване 15 секунди след последното валидно натискане на бутон. Когато подсветката е изключена, натиснете произволен бутон, за да я включите и всички функционални бутони ще бъдат активни.

Mode

Натиснете този бутон, докато устройството работи, за да превключите режимите на масаж под налягане. При всяко натискане на бутона режимът на масаж се превключва веднъж. Интензитетът на масажа се регулира автоматично до ниво 2. LCD екранът показва режима и интензивността на масажа. Последователността на превключване е: Auto > Mode 1 > Mode 2 > Mode 3 > Auto. Режим 1 масажира само областта на краката, Режим 2 масажира само областта на прасеца, Режим 3 масажира само областта на бедрата, а автоматичният режим масажира целия крак.

Heat

Натиснете този бутон, когато модулът работи, за да промените състоянието на функцията за отопление. Всяко натискане на бутона води до еднократна промяна на степента на нагряване. Когато функцията за отопление е включена, се показва иконата . Иконата мига при ниво на интензитет на нагряване 1 и свети при ниво на интензитет на нагряване 2.



Натиснете този бутон, за да увеличите или намалите интензивността на масажа. При всяко натискане на бутона, интензитетът на въздушната компресия се променя на по-високо или по-ниско ниво, до ниво 4. Съответната икона за интензитет ще се покаже на LCD дисплей.



Тази икона показва областта на тялото, която в момента се масажира

3. Опасности

1. Не използвайте резервни части, които не са одобрени от производителя.
2. Непрофесионален обслужващ персонал не трябва да разглобява и подменя части от масажора за крака без разрешение.
3. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от подходящ професионален персонал, за да се избегне опасност.
4. Не използвайте и не съхранявайте продукта на място с висока влажност или висока температура.
5. След като масажът приключи, изключете захранващия кабел от контакта.
6. Не използвайте продукта повече от 15 минути наведнъж.
7. Ако се появят някакви нежелани реакции, незабавно спрете да използвате масажора.
8. Ако температурата е твърде висока или продуктът започне да мирише лошо или да излъчва миризма на изгоряло, незабавно спрете да го използвате и изключете захранването.
9. Не местете продукта, като дърпате захранващия кабел, за да предотвратите разхлабването на захранващия кабел.
10. Този продукт не е предназначен за употреба от лица с липса на физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания в тази област (включително деца).
11. Хората, които не са чувствителни към топлина, трябва да използват функцията за нагряване внимателно – за предпочитане под наблюдението на болногледач.

4. Предупреждения

Ако имате някое от следните състояния, консултирайте се с Вашия лекар преди употреба:

- Бременни жени, деца или възрастни хора
- Хора, страдащи от кожни инфекции или със зачервяване на кожата и изгаряния
- които използват пейсмейкър или подобно имплантирано медицинско устройство;
- Болни от сърдечни заболявания или злокачествени тумори и др.
- Хора, които са подложени на лечение или изпитват дискомфорт
- Хора, страдащи от остеопороза
- Хора с високо кръвно налягане или абнормно кръвно налягане

5. Почистване и грижа

Преди почистване изключете продукта и извадете захранващия кабел.

Избършете повърхността на продукта със суха, мека кърпа. Не почиствайте продукта и аксесоарите с корозивни препарати като бензол, разреждители. Съхранявайте на хладно и сухо място, когато не се използва. Също така избягвайте излагането на пряка слънчева светлина или влажна среда, в противен случай това може да доведе до избледняване на цветовете или повреда на продукта.

3. المخاطر

1. لا تستخدم قطع الغيار غير المعتمدة من قبل الشركة المصنعة
2. لا ينبغي لموظفي الخدمة غير المحترفين تفكيك واستبدال أجزاء من جهاز تدليك الساق دون إذن
3. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة موظفين محترفين مناسبين لتجنب الخطر
4. لا تستخدم المنتج أو تخزينه في مكان ذو رطوبة عالية أو درجة حرارة عالية
5. بعد الانتهاء من التدليك، افصل سلك الطاقة
6. لا تستخدم المنتج لأكثر من 15 دقيقة في المرة الواحدة
7. في حالة حدوث أي آثار جانبية، توقف عن استخدام المهدك على الفور
8. إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية أو بدأ المنتج في ظهور رائحة كريهة أو انبعاث رائحة احتراق، فتوقف عن استخدامه على الفور وافصل الطاقة
9. لا تحرك المنتج عن طريق سحب سلك الطاقة لمنع انفصال سلك الطاقة
10. هذا المنتج غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يفتقرون إلى القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة في هذا المجال (مما في ذلك الأطفال)
11. يجب على الأشخاص غير الحساسين للحرارة استخدام وظيفة التسخين بعناية - ويفضل أن يكون ذلك تحت إشراف مقدم الرعاية

4. التحذيرات

- إذا كان لديك أي من الحالات التالية، استشر طبيبك قبل الاستخدام
- النساء الحوامل أو الأطفال أو كبار السن
 - الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجلدية أو الذين يعانون من احمرار الجلد وحرقه -
 - الذين يستخدمون جهاز تنظيم ضربات القلب أو أي جهاز طبي مزروع مماثل؛ -
 - المرضى الذين يعانون من أمراض القلب أو الأورام الخبيثة وغيرها -
 - الأشخاص الذين يخضعون للعلاج أو يشعرون بعدم الراحة -
 - الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام -
 - الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ضغط الدم غير الطبيعي -


5. التنظيف والرعاية

- قبل التنظيف، قم بإيقاف تشغيل المنتج وافصل سلك الطاقة
- امسح سطح المنتج بقطعة قماش جافة وناعمة. لا تقم بتنظيف المنتج والملحقات باستخدام المنظفات المسببة للتآكل مثل البترين أو التتر، قم بتخزينه في مكان بارد وجاف عند عدم الاستخدام. تجنب أيضًا التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو البيئات الرطبة، وإلا فقد يتسبب ذلك في بهتان الألوان أو تلف المنتج

1. لوحة التحكم

Mode

اضغط على هذا الزر أثناء تشغيل الجهاز لتبديل أوضاع تدليك الضغط. في كل مرة تضغط فيها على الزر، إلى وضع LCD يتحول وضع التدليك مرة واحدة. يتم ضبط شدة التدليك تلقائيًا إلى المستوى 2. وتشير شاشة التدليك وكثافته. تسلسل التبديل هو: تلقائي < الوضع 1 < الوضع 2 < الوضع 3 < تلقائي. الوضع 1 يقوم بتدليك منطقة القدم فقط، الوضع 2 يقوم بتدليك منطقة الساق فقط، الوضع 3 يقوم بتدليك منطقة الفخذ فقط، والوضع التلقائي يقوم بتدليك الساق بأكملها



Heat

اضغط على هذا الزر أثناء تشغيل الوحدة لتغيير حالة وظيفة التسخين. تؤدي كل ضغطة على الزر إلى تغيير حالة التسخين مرة واحدة. عند تشغيل وظيفة التسخين، يتم عرض الرمز . يرمز الرمز  عند مستوى شدة التسخين 1 ويضيء عند مستوى شدة التسخين 2.

2. تشغيل الجهاز



اضغط على هذا الزر لزيادة أو تقليل شدة التدليك. في كل مرة يتم الضغط فيها على الزر، تتغير شدة ضغط LCD. الهواء إلى مستوى أعلى أو أقل، حتى المستوى 4. سيتم عرض رمز الكثافة المقابل على شاشة

LCD اضغط على هذا الزر لتشغيل الجهاز عندما يكون في حالة الاستعداد. سيتم تشغيل الجهاز بشاشة وإضاءة خلفية. الحالة الافتراضية هي وضع ضغط الهواء التلقائي، ومستوى الكثافة 2 ومستوى التسخين 2 - وضع التشغيل الحالي LCD مستوى أعلى. سيبدأ العد التنازلي (المؤقت الافتراضي: 20 دقيقة). تعرض شاشة وكثافة التشغيل ووقت التشغيل المتبقي. إذا تم الضغط على الزر عند تشغيل الجهاز أو بعد 20 دقيقة من تشغيل الجهاز، ستتوقف جميع أنشطة التدليك وسيتم إيقاف تشغيل الجهاز والدخول في حالة الاستعداد. عند تشغيل الجهاز، سيتم تشغيل الإضاءة الخلفية تلقائيًا إيقاف 15 ثانية بعد آخر ضغطة زر صالحة. عند إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية، اضغط على أي زر لتشغيله وستكون جميع أزرار الوظائف نشطة.

يشير هذا الرمز إلى منطقة الجسم التي يتم تدليكها حاليًا

I

+





Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że urządzenie Noble Pro jest zgodne dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym: www.medivon.pl/deklaracje

The manufacturer declares under his sole responsibility that the Noble Pro device complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, as well as Directive 2011 of the European Parliament and of the Council /65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to the Directive of the European Parliament and 2011/65/EU as regards the list of restricted substances. The full text of the declaration of conformity is available at the internet address: www.medivon.pl/deklaracje

Importer: Armare S.A.
ul Grzybowska 87, 00-844, Warszawa, Poland.
S/N: 03255904119280252
Marka: Medivon
Made in China
Model: Noble Pro
email: serwis@medivon.pl

Producent: Xiamen High Top Electronic Technology Co., Ltd.
Address: F2-5, No.118, Siming Park, Tong'an Industrial Zone,
Xiamen City, Fujian Province, China.
Email: sales6@xmhightop.com



Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

Used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators must not be mixed with other waste. This is indicated by the crossed-out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may result in damage to health or environmental pollution. Proper handling of used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators in the household contributes positively to the reuse and recovery, including recycling, of used equipment. Used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators can be returned to local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and has performed the same functions as the equipment sold. A distributor, when delivering household equipment to a purchaser, is obliged to take back used household equipment free of charge at the place of delivery of such equipment, provided that the used equipment is of the same type and has performed the same functions as the equipment delivered. A distributor running a retail outlet with a sales area within the meaning of art. 2 item 19 of the Act of 27 March 2003 on spatial planning and development of at least 400 m² devoted to the sale of household equipment, is obliged to accept, free of charge, in that outlet or in its immediate vicinity, used household equipment, none of the external dimensions of which exceeds 25 cm, without the need to purchase new household equipment. The product was introduced to the market after 13 August 2005.



Informacje dotyczące sprzedaży

Product and sale details

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Karta Gwarancyjna

Warranty Card

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pieczętka / Stamp

Skrócone warunki gwarancji

Ta Gwarancja zostaje udzielona przez spółkę prawa polskiego Armare S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844, Polska. Możesz nas znaleźć w oficjalnym polskim rejestrze przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000730590, NIP: 5213833614 i REGON: 380721860. Gwarantujemy, że sprzęt, który u nas kupiłeś (dalej nazywamy go "Produktem") będzie działał prawidłowo. Jeżeli coś pójdzie nie tak z powodu przyczyny tkwiącej w Produkcie, ta gwarancja Cię chroni. Gwarancja zaczyna działać od dnia, kiedy otrzymałeś Produkt i trwa:

24 miesiące, jeżeli jesteś konsumentem albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a nabycie Produktu nie ma dla Ciebie zawodowego charakteru. W innym przypadku okres obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli prawo w Twoim miejscu zamieszkania wymaga dłuższej gwarancji, czas gwarancji ulega przedłużeniu tak, aby spełniał wymogi lokalnego prawa.

Ponadto, jeżeli Produkt nie jest zgodny z umową, masz prawo do ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Ta gwarancja nie wpływa na te prawa - nie ogranicza ich, nie zawieszają, ani nie wyłącza.

Szczegółowe warunki gwarancji, jak zgłaszać reklamacje, co się stanie, gdy znajdziesz wadę, jakie są wyjątki od gwarancji, kiedy gwarancja wygasa lub jest przedłużana, oraz jakie są zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.medivon.pl/warranty

Shortened warranty terms

This Guarantee is provided by Armare S.A., a company governed by Polish law, with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 87, 00-844, Poland. You can find us in the official Polish register of companies under the KRS number: 0000730590, NIP: 5213833614 and REGON: 380721860. We guarantee that the equipment you have purchased from us (hereinafter referred to as the "Product") will work properly. If something goes wrong for a reason inherent in the Product, this warranty protects you. The warranty starts from the day you receive the Product and lasts:

24 months, if you are a consumer or a natural person running a business and the purchase of the Product is not of a professional nature for you. Otherwise, the warranty period is 12 months. If the law in your area requires a longer warranty, the warranty period will be extended to meet local law requirements.

In addition, if the Product does not comply with the contract, you have the right to legal protection from and at the expense of the seller. This warranty does not affect these rights - it does not limit, suspend or exclude them.

Detailed warranty conditions, how to submit complaints, what happens when you find a defect, what are exceptions to the warranty, when the warranty expires or is extended, and what are the rules regarding the processing of personal data, you can find on our website: www.medivon.pl/warranty