



BEAUTIFLY

Hydra Peel


PRO

series


Deep cleaning beauty instrument

 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu


 /beautiflyeu  @beautiflyeu




f1




f2







f3



f4



f5



f6



Rozmiar produktu: 58x55x207mm
 Masa netto produktu: około 286g
 Napięcie wejściowe: 5 V DC 1 A
 Napięcie wyjściowe: 3,7 V
 Pojemność baterii: 1500 mAh
 Czas ładowania: 3 ~ 4 godziny
 Tryby funkcji: 4 tryby
 Poziomy intensywności: 3 poziomy
 Pojemność zbiornika: zbiornik 2 w 1 40+40ml / wszystko w 1 82ml
 Standardy wdrożeniowe: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

Zawiera: [strona 2, f1]

1. Urządzenie główne x1
2. Zbiornik 2 w 1 x1 (tylko do chłodzenia w trybie próżniowym)
3. Zbiornik typu „wszystko w 1” x1 (tylko do ogrzewania w trybie odkurzenia/czyszczenia)
4. Korek filtra x5
5. Mały pędzel x1
6. Kabel ładujący x1
7. Głowica silikonowa x1
8. Głowica silikonowa krzyżowa x1
9. Głowica spiralna x1
10. Głowica precyzyjna x1
11. Nakładka samoczyszcząca x1
12. Instrukcja x1

Opis urządzenia: [strona 2, f2]

1. Odpowietrznik
2. Głowica
3. Kontrolka trybu działania
4. Przycisk przełączania (lampa kontrolna przechylenia)
5. Przycisk zmiany intensywności (wskaźnik ładowania/słabego akumulatora)

6. Wskaźnik biegu (wskaźnik ładowania/słabego akumulatora)

7. Zbiornik na wodę

8. Otwór głośnika

9. Wtyczka ładowania typu C

Opis głowy:[strona 3, f3]

1. Głowica silikonowa (duża)

ssanie: nadmierne (często)

Funkcja: zaskórnik, martwy naskórek, kutyna, oczyszczanie porów (typ uniwersalny)

lokalizacja: duże obszary twarzy

obszar: alar, rowek nosowy

2. Głowica spiralna (mała)

ssanie: średnie (powszechnie stosowane)

Funkcja: martwy naskórek, kutyna, oczyszczanie porów (typ uniwersalny)

lokalizacja: mały obszar

obszar: strefa T, bruzda nosowa

3. Głowica precyzyjna (mała)

ssanie: mocne (uporczywy brud)

Funkcja: zaskórnik, trądzik, kutyna, oczyszczanie porów (preferowany zaskórnik)

lokalizacja: mały obszar

obszar: strefa T, bruzda nosowa

4. Głowica silikonowa krzyżowa (duża)

ssanie: mocne (uporczywy brud)

Funkcja: zaskórnik, trądzik, kutyna, oczyszczanie porów (preferowany zaskórnik)

lokalizacja: duże obszary twarzy

okolica: policzki, czoło

5. Nasadka samoczyszcząca

funkcja: służy do automatycznego oczyszczenia urządzenia

Środki ostrożności

- Do czyszczenia części, które wymagają czyszczenia, używaj punktowego odsysania lub delikatnego podnoszenia i przesuwania. Nie pozostawaj zbyt długo w jednej części.
- Po oczyszczeniu, ze względu na przyspieszone krążenie skóry, może wystąpić lekkie podrażnienie lub lekkie zaczerwienienie, co jest zjawiskiem normalnym i po pewnym czasie znika automatycznie.
- Ten produkt nie nadaje się do chirurgii plastycznej, plastyki nosa i innych części ciała, które poddano zabiegom kosmetycznym skóry.
- Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
- Nie myj, nie zanurzaj urządzenia w wodzie, po użyciu można wytrzeć urządzenie wilgotnym ręcznikiem papierowym.
- Po użyciu urządzenia należy wylać zużytą wodę, aby zapobiec jego zepsuciu przez długi czas.
- Nie umieszczaj urządzenia w miejscu narażonym na działanie silnego pola magnetycznego.

Funkcja i opis głowicy czyszczącej

- Tryb 1 - terapia ciepłem: tryb ten pobudza skórę czerwonym światłem, otwiera pory poprzez system cyrkulacji termicznej, zmiękcza zaskórniki, trądzik, pozostałości kosmetyków itp.; [użyj zbiornika 2 w 1]
- Tryb 2 - adsorpcja próżniowa: dzięki technologii natychmiastowego zasysania ciepłej próżni, zmiękczy zaskórniki, trądzik, tłuszcz, pozostałości kosmetyków itp., a następnie dokładnie je oczyści.

• Tryb 3 – penetracja wodorowo-tlenowa: po oczyszczeniu porów skóry, system cyrkulacji wody wodorowo-tlenowej dostarcza skórze potrzebnej wilgoci i tlenu; [użyj zbiornika typu „wszystko w 1”]

• Tryb 4 – ujędrnianie zimnem: w tym trybie niebieskie światło uspokaja i napina, wzmacnia aktywność komórek, wybiela i odmładza skórę, rozjaśnia przebarwienia, zwęża pory w układzie krwionośnym terapii zimnem, podnosi skórę, zamyka ją wilgoć i tlen itp.; [użyj zbiornika 2 w 1]

Powyższe 4 tryby funkcjonalne tworzą ogólny system cyklu oczyszczania w zamkniętej pętli, który sprawia, że oczyszczanie skóry twarzy jest wygodniejsze, dokładniejsze i skuteczniejsze, sprawia, że skóra jest pełna elastyczności i witalności, pomaga głęboko poprawić problemy skóry twarzy i opóźnić starzenie się skóry.

Terapia ciepłem (3 minuty) + adsorpcja próżniowa (3 minuty) + penetracja wodorowo-tlenowa (4 minuty) + ujędrnianie zimnem (3 minuty); każdy tryb czeka na instrukcje użytkownika (w tym czasie miga kontrolka następnego trybu), użytkownik naciska przycisk trybu, aby urządzenie działało normalnie. jeżeli użytkownik nie wyda poleceń w ciągu 1 minuty, system automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

Funkcja automatycznego czyszczenia urządzenia: po oczyszczeniu skóry twarzy należy zdjąć końcówkę ssącą urządzenia, oczyścić ją i odłożyć, założyć nasadkę czyszczącą na głowicę ssącą, uzupełnić zbiornik czystą wodą, i włączenie trybu 3 (penetracja wodorowo-tlenowa) urządzenie zacznie się samoczynnie oczyszczać.

Jak wymienić zbiornik na wodę: [strona 3, f4] obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, następnie pociągnij w dół, aby wyjąć zbiornik na wodę, włóż do góry, a następnie w prawo, aby zainstalować zbiornik na wodę.

Wł.Wył urządzenia/Przełączanie trybu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby przełączyć tryb funkcji.

- Krótko naciśnij przycisk zmiany intensywności, aby zwiększyć lub zmniejszyć siłę. Jedna lampka zaświeci się dla pierwszego biegu, dwie lampki dla drugiego biegu i trzy lampki dla trzeciego biegu.

- Gdy urządzenie zostanie przechylone o więcej niż 45 stopni, kontrolka przechyłu zaświeci się na czerwono i uruchomi się alarm, maszyna przestanie działać i wznowi pracę, gdy będzie ustawiona w pozycji pionowej.

- Podczas pracy, gdy kontrolki dwóch przycisków migają na przemian na czerwono i białą, a sygnał głosowy informuje o niskim poziomie naładowania, produkt przestanie działać i w tym momencie należy naładować urządzenie.

- Lampka przycisku zmiany poziomu intensywności miga podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu. proces ładowania trwa około 3,5 godziny.

Schemat działania urządzenia [patrz strona 3, f5]

1. Do demakijażu używaj środków do mycia twarzy.
 2. W zależności od potrzeb zbiornika na wodę (All-In-1/2-In-1) woda nie może przekroczyć linii maksymalnego poziomu wody.
- 2.1 Zbiornik typu „wszystko w 1”.

2.2 Zbiornik 2 w 1

2.3 Najwyższy znak wodny

2.4 Dodaj wodę z tej strony

3. Włóż korek filtra do rury dopływowej wody.

3.1 Korki filtrów

4. Zamocuj zbiornik na wodę na spódzie jednostki głównej, logo skierowanym do siebie, i przykręć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

5. Zamocuj odpowiednią głowicę czyszczącą. Rozmiar głowicy czyszczącej jest inny w zależności od własnych potrzeb.

6. Po oczyszczeniu nałóż produkty nawilżające.

Więcej informacji o firmie i produktach [strona 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

Product size: 58x55x207mm
Product net weight: about 286g
Input voltage: 5V DC 1A
Output voltage: 3.7V
Battery capacity: 1500 mAh
Charging time: 3~4 hours
Function modes: 4 modes
Intensity levels: 3 levels
Tank capacity: 2 in 1 tank 40+40ml / all in 1 82ml
Implementation standards: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008
/ GB 4706.15-2008

Contains: [page 2, f1]

1. Main unit x1
2. 2 in 1 tank x1 (only for cooling in vacuum mode)
3. All-in-1 tank x1 (only for heating in vacuum/cleaning mode)
4. Filter cap x5
5. Small brush x1
6. Charging cable x1
7. Silicone head x1
8. Silicone cross head x1
9. Spiral head x1
10. Precision head x1
11. Self-cleaning cover x1
12. Instruction x1

Device description: [page 2, f2]

1. Air vent
2. Head
3. Operation mode indicator light
4. Toggle button (tilt indicator light)
5. Intensity change button (charging/low battery indicator)
6. Gear indicator (charging/low battery indicator)
7. Water tank

8. Speaker opening
9. Type C charging plug



Head description: [page 3, f3]

1. Silicone head (large)
suction: excessive (often)
Function: blackhead, dead skin, cutin, pore cleansing (universal type)
location: large areas of the face
area: alar, nasal groove
2. Spiral head (small)
suction: medium (commonly used)
Function: dead skin, cutin, pore cleansing (universal type)
location: small area
area: T zone, nasal sulcus
3. Precision head (small)
suction: strong (persistent dirt)
Function: blackhead, acne, cutin, pore cleansing (blackhead preferred)
location: small area
area: T zone, nasal sulcus
4. Silicone cross head (large)
suction: strong (persistent dirt)
Function: blackhead, acne, cutin, pore cleansing (blackhead preferred)
location: large areas of the face
area: cheeks, forehead
5. Self-cleaning nozzle
function: used to automatically clean the device

- Use point suction or gentle lifting and moving to clean parts that require cleaning. Don't stay in one part for too long.
- After cleansing, due to accelerated skin circulation, slight irritation or slight redness may occur, which is normal and disappears automatically after some time.
- This product is not suitable for plastic surgery, rhinoplasty or other body parts that have undergone cosmetic skin treatments.
- Do not disassemble, repair or modify the device yourself.
- Do not wash or immerse the device in water, you can wipe the device with a damp paper towel after use.
- After using the device, throw away the used water to prevent it from spoiling for a long time.
- Do not place the device in a place exposed to a strong magnetic field.

Function and description of the cleaning head

- Mode 1 - heat therapy: this mode stimulates the skin with red light, opens pores through the thermal circulation system, softens blackheads, acne, cosmetic residues, etc.; [use 2 in 1 tank]
- Mode 2 - vacuum adsorption: thanks to the technology of immediate suction of warm vacuum, it will soften blackheads, acne, grease, cosmetic residues, etc., and then clean them thoroughly.
- Mode 3 - hydrogen-oxygen penetration: after cleaning the pores of the skin, the hydrogen-oxygen water circulation system provides the skin with the moisture and oxygen it needs; [use all-in-1 tank]

- Mode 4 - cold firming: in this mode, blue light calms and tightens, increases cell activity, whitens and rejuvenates the skin, lightens discolorations, narrows pores in the circulatory system of cold therapy, lifts the skin, seals it with moisture and oxygen, etc.; [use 2 in 1 tank]



The above 4 functional modes form an overall closed-loop cleansing cycle system, which makes facial skin cleansing more convenient, thorough and effective, makes the skin full of elasticity and vitality, helps to deeply improve facial skin problems and delay aging skin.

Heat therapy (3 minutes) + vacuum adsorption (3 minutes) + hydrogen-oxygen penetration (4 minutes) + cold firming (3 minutes); Each mode waits for user's instructions (at this time, the next mode light flashes), user presses the mode button to make the device work normally. If the user does not issue commands within 1 minute, the system will automatically enter standby mode.

Automatic cleaning function of the device: after cleaning the facial skin, remove the suction tip of the device, clean it and put it aside, put the cleaning cap on the suction head, fill the tank with clean water, and switch on mode 3 (hydrogen-oxygen penetration), the device will start to clean itself.

How to replace the water tank: [page 3, f4] Rotate counterclockwise, then pull down to remove the water tank, insert up, then right to install the water tank.

Device On/Off/Mode Switch

- Press and hold the power button for 2 seconds to turn on or off the device, short press the power button to switch the function mode.

- Briefly press the intensity button to increase or decrease the strength. One light will illuminate for first gear, two lights for second gear and three lights for third gear.

- When the machine is tilted more than 45 degrees, the tilt indicator light will turn red and an alarm will sound, the machine will stop operating and resume operation when in the upright position.

- During operation, when the two button lights flash red and white alternately and the voice alert indicates that the battery level is low, the product will stop working and the device should be charged at this time.

- The intensity level button light flashes while charging and turns off when fully charged. the charging process takes about 3.5 hours.

Device operation diagram [see page 3, f5]

1. Use facial cleansers to remove makeup.

2. According to the needs of the water tank (All-In-1/2-In-1), the water cannot exceed the maximum water level line.

- 2.1 All-in-1 tank.

- 2.2 2 in 1 tank

- 2.3 Highest watermark

- 2.4 Add water from this side

3. Insert the filter cap into the water inlet pipe.

3.1 Filter caps

4. Attach the water tank to the bottom of the main unit with the logo facing you and screw it clockwise.

5. Attach the appropriate cleaning head. The size of the cleaning head is different according to your own needs.

6. After cleansing, apply moisturizing products.

More information about the company and products [page 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu



Produktgröße: 58x55x207mm
 Produktnettogewicht: ca. 286g
 Eingangsspannung: 5V DC 1A
 Ausgangsspannung: 3,7V
 Batteriekapazität: 1500mAh
 Ladezeit: 3-4 Stunden
 Funktionsmodi: 4 Modi
 Saugstufen: 3 Stufen
 Tankkapazität: 2-in-1 Tank 40+40ml / All-in-1 82ml
 Umsetzungsstandards: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 /
 GB 4706.15-2008

Im Lieferumfang enthalten: [Seite 2, f1]

1. Hauptgerät x1
2. 2-in-1 Tank x1 (nur für den Kühlvakuummodus)
3. All-in-1 Tank x1 (nur für den Heizvakuum-/Reinigungsmodus)
4. Filterstopfen x5
5. Kleine Bürste x1
6. Ladekabel x1
7. Kreuz-Siliziumdüse x1
8. Ovale Siliziumdüse x1
9. Spiralnase x1
10. Ein-Wort-Düse x1
11. Selbstreinigungskappe x1
12. Bedienungsanleitung x1

Gerätebeschreibung: [Seite 2, f2]

1. Belüftungsschlitze
2. Düse
3. Funktionsmodus-Licht
4. Schaltaste (Neigungsanzeigelicht)
5. Geschwindigkeitstaste (Lade-/Niedrigbatterieanzeigenlicht)
6. Geschwindigkeitsanzeige (Lade-/Niedrigbatterieanzeigenlicht)
7. Wassertank

8. Lautsprecherloch
9. Typ-C-Ladeanschluss

Düsenbeschreibung: [Seite 3, f3]

1. Ovale Siliziumdüse (groß)
 Absaugung: übermäßig (üblich)
 Funktion: Mitesser, abgestorbene Haut, Hornhaut,
 Porenreinigung (Allround-Typ)
 Platz: Große Bereiche des Gesichts
 Bereich: Alar, Nasenfurche

2. Spiralnase (klein)
 Absaugung: mittel (üblich)
 Funktion: abgestorbene Haut, Hornhaut, Porenreinigung
 (Allround-Typ)
 Platz: Kleine Fläche
 Bereich: T-Zone, Nasenfurche

3. Ein-Wort-Düse (klein)
 Absaugung: stark (hartnäckiger Schmutz)
 Funktion: Mitesser, Akne, Hornhaut, Porenreinigung
 (Mitesser bevorzugt)
 Platz: Kleine Fläche
 Bereich: T-Zone, Nasenfurche

4. Kreuz-Silikondüse (groß)
 Absaugung: stark (hartnäckiger Schmutz)
 Funktion: Mitesser, Akne, Hornhaut, Porenreinigung
 (Mitesser bevorzugt)
 Platz: Große Bereiche des Gesichts
 Bereich: Wangen, Stirn

5. Reinigungskappe
 Funktion: Zum Anschließen des Wasserkreislaufs und

Reinigen des gesamten Geräts in kreisförmiger Bewegung

Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte verwenden Sie punktuelle Absaugung oder heben und gleiten Sie vorsichtig, um die zu reinigenden Teile zu säubern, und verweilen Sie nicht zu lange an einer Stelle.
- Nach der Reinigung kann es aufgrund der beschleunigten Hautzirkulation zu leichten Reizungen oder einer leichten Rötung der Haut kommen, was normal ist und nach einiger Zeit von selbst verschwindet.
- Dieses Produkt ist nicht für Schönheitsoperationen, Nasenkorrekturen und andere Teile geeignet, die kosmetische Eingriffe erfahren haben.
- Öffnen, reparieren oder ändern Sie dieses Produkt nicht eigenständig.
- Das Design dieses Produkts unterstützt kein Waschen mit Wasser. Sie können das Gehäuse nach Gebrauch mit einem feuchten Papiertuch abwischen und nicht in Wasser eintauchen.
- Das gebrauchte Wasser muss nach der Verwendung ausgeschüttet werden, um eine längere Lagerung und mögliche Verschlechterung zu vermeiden.
- Stellen Sie es nicht in ein stark magnetisiertes Umfeld.

Funktionsweise der Reinigungsköpfe und Beschreibung

- Modus 1 - Warmer Wärmeexport (warm): Dieser Modus weckt die Haut mit rotem Licht, öffnet die Poren durch das thermische Kreislaufsystem, erweicht Mitesser, Akne, Fett, Kosmetikreste usw.; [Verwendung des 2-in-1-Tanks]

• Modus 2 - Vakuumabsorption (Vakuum): Durch Vakuum-Heißsaugtechnologie werden Mitesser, Akne, Fett, Kosmetikreste usw. erweicht und gründlich gereinigt.

• Modus 3 - Wasser-Sauerstoff-Penetration (Reinigung): Nachdem die Poren der Haut gereinigt wurden, versorgt das Wasserstoff-Sauerstoff-Wasser-Zirkulationssystem die Haut mit der benötigten Feuchtigkeit und Sauerstoff; [Verwendung des All-in-1-Tanks]

• Modus 4 - Eistherapiefestigung (Eis): In diesem Modus beruhigt und strafft das blaue Licht, steigert die Zellaktivität, hellt die Haut auf und verjüngt sie, lässt Markierungen verblassen, strafft die Poren durch das Eistherapie-Kreislaufsystem, strafft die Haut, speichert Feuchtigkeit und Sauerstoff usw.; [Verwendung des 2-in-1-Tanks]

Die oben genannten 4 Funktionsmodi bilden ein geschlossenes Gesamtreinigungskreislaufsystem, das die Gesichtshautreinigung bequemer, gründlicher und effizienter macht, die Haut mit Elastizität und Vitalität versorgt, hilft, Gesichtshautprobleme tiefgehend zu verbessern und den Hautalterungsprozess zu verzögern.

Warmer Wärmeexport (3 Minuten) + Vakuumabsorption (3 Minuten) + Wasser-Sauerstoff-Penetration (4 Minuten) + Eistherapiefestigung (3 Minuten); Jeder Modus wartet auf Benutzeranweisungen (zu diesem Zeitpunkt blinkt das Licht des nächsten Modus), der Benutzer drückt die Modustaste, damit er normal funktioniert. Wenn der Benutzer innerhalb von 1 Minute keine Anweisungen gibt, wechselt das System automatisch in den Standby-Modus.

Automatische Reinigungsfunktion des Geräts: Nachdem die Gesichtshaut gereinigt wurde, entfernen Sie bitte die Saugdüse des Geräts, reinigen Sie sie und bewahren Sie sie auf, und installieren Sie die Reinigungskappe auf der Saugdüse, füllen Sie sauberes Wasser in den integrierten Wassertank, und stellen Sie sie auf Modus 3 (Wasser-Sauerstoff-Penetration) nach dem Einschalten des Geräts kann das Gerät automatisch selbst reinigen;

So ersetzen Sie den Wassertank: [Seite 3, f4] Gegenuhrzeigersinn drehen, dann nach unten ziehen, um den Wassertank zu entfernen, nach oben einsetzen und dann im Uhrzeigersinn den Wassertank installieren.

Betriebsanleitung des Instruments und Status

- Drücken Sie die Ein-/Austaste 2 Sekunden lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten, drücken Sie kurz die Ein-/Austaste, um den Funktionsmodus zu wechseln.

- Drücken Sie kurz die Geschwindigkeitstaste, um die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern, eine Licht wird für die erste Stufe eingeschaltet, zwei Lichter für die zweite Stufe und drei Lichter für die dritte Stufe.

- Wenn das Gerät um mehr als 45 Grad geneigt wird, leuchtet die Neigungsanzeige rot auf und alarmiert, das Gerät stoppt die Arbeit, und es wird wieder gestartet, wenn es aufrecht steht.

- Während der Arbeit, wenn die beiden Knopflichter abwechselnd rot und weiß blinken und die Ansage "niedrige Leistung" erscheint, stoppt das Produkt die Arbeit, und das Gerät muss zu diesem Zeitpunkt aufgeladen werden.

- Das Geschwindigkeitsknopflicht blinkt während des

Ladevorgangs, und das Licht erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Der Ladevorgang dauert ca. 3,5 Stunden. 

Betriebsanleitungsdigramm des Instruments [siehe Seite 3, f5]

1. Verwenden Sie Gesichtsreiniger, um das Make-up zu entfernen.

2. Entsprechend dem Bedarf des Wassertanks (All-In-1/2-In-1) darf das Wasser nicht über die maximale Wasserstandslinie hinausgehen.

- 2.1 All-in-1-Tank

- 2.2 2-In-1-Tank

- 2.3 Höchster Wasserstand

- 2.4 Fügen Sie Wasser auf dieser Seite hinzu

3. Stecken Sie den Filterstopfen in das Wasseranschlussrohr.

- 3.1 Filterstopfen

4. Setzen Sie den Wassertank unten an das Hauptgerät, mit dem Logo zu sich selbst zeigend, und schrauben Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.

5. Ersetzen Sie den erforderlichen Reinigungskopf. Die Größe des Reinigungskopfes unterscheidet sich je nach Bedarf. Sie können den passenden Reinigungskopf an verschiedenen Stellen auswählen.

6. Tragen Sie nach der Reinigung Feuchtigkeitsprodukte auf.

Weitere Informationen über das Unternehmen und die Produkte [Seite 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

Taille du produit : 58x55x207mm
 Poids net du produit : environ 286g
 Tension d'entrée : 5V DC 1A
 Tension de sortie : 3,7V
 Capacité de la batterie : 1500mAh
 Temps de charge : 3~4h
 Modes de fonctionnement : 4 modes
 Vitesse d'aspiration : 3 vitesses
 Capacité du réservoir : réservoir 2-en-1 40+40ml / tout-en-1 82ml
 Normes d'exécution : GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

Inclus : [page 2, f1]

1. Unité principale x1
2. Réservoir 2-en-1 x1 (uniquement pour le mode aspiration refroidissement)
3. Réservoir tout-en-1 x1 (uniquement pour le mode aspiration chauffage/nettoyage)
4. Bouchon de filtre x5
5. Petite brosse x1
6. Câble de charge x1
7. Embout silicone croisé x1
8. Embout silicone ovale x1
9. Embout en spirale x1
10. Embout en forme de mot x1
11. Capuchon d'auto-nettoyage x1
12. Manuel x1

Description de l'appareil : [page 2, f2]

1. Entrée d'air
2. Embout
3. Lumière de mode de fonctionnement
4. Bouton d'interrupteur (voyant indicateur d'inclinaison)

5. Bouton de vitesse (voyant indicateur de charge/batterie faible)
6. Indicateur de vitesse (voyant indicateur de charge/batterie faible)
7. Réservoir d'eau
8. Trou de haut-parleur
9. Prise de charge Type-C

Description de la tête : [page 3, f3]

1. Embout silicone ovale (grand)
 aspiration : excessive (courante)
 fonction : points noirs, peau morte, cuticule, nettoyage des pores (type polyvalent)
 emplacement : grandes zones du visage
 zone : ailes du nez, sillon nasal
2. Embout en spirale (petit)
 aspiration : moyenne (couramment utilisée)
 fonction : peau morte, cuticule, nettoyage des pores (type polyvalent)
 emplacement : petite zone
 zone : zone T, sillon nasal
3. Embout en forme de mot (petit)
 aspiration : forte (sauté tenace)
 fonction : points noirs, acné, cuticule, nettoyage des pores (préférence pour les points noirs)
 emplacement : petite zone
 zone : zone T, sillon nasal
4. Embout silicone croisé (grand)
 aspiration : forte (sauté tenace)
 fonction : points noirs, acné, cuticule, nettoyage des pores (préférence pour les points noirs)

emplacement : grandes zones du visage

zone : joues, front

5. Capuchon de nettoyage

fonction : utilisé pour connecter le circuit d'eau de l'appareil et nettoyer l'appareil entier de manière circulaire

Précautions

- Veuillez utiliser l'aspiration ponctuelle ou soulevez doucement et faites glisser pour nettoyer les parties à nettoyer, et ne restez pas trop longtemps sur une partie.
- Après le nettoyage, en raison de la circulation sanguine accélérée, la peau peut présenter une légère irritation ou des rougeurs légères, ce qui est normal et disparaîtra automatiquement après un certain temps.
- Ce produit n'est pas adapté aux interventions chirurgicales esthétiques, à la rhinoplastie et à d'autres parties ayant subi une chirurgie esthétique cutanée.
- Ne démontez, ne réparez pas ou ne modifiez pas ce produit vous-même.
- La conception de ce produit ne supporte pas le lavage à l'eau. Après utilisation, vous pouvez essuyer le corps avec une serviette en papier humide, et ne le mettez pas dans l'eau.
- Après utilisation de l'appareil, l'eau utilisée doit être versée pour éviter tout risque de détérioration prolongée.
- Ne le placez pas dans un environnement tel que des champs magnétiques forts.

Fonction et Description des Têtes de Nettoyage

- Mode 1 - exportation de chaleur (chaude) : ce mode réchauffe la peau avec la lumière rouge, ouvre les pores grâce au système de circulation thermique, adoucit les points noirs, l'acné, l'excès de sébum, les résidus de cosmétiques, etc. ; [utilisation du réservoir 2-en-1]

• Mode 2 - adsorption par aspiration (aspiration) : grâce à la technologie d'aspiration instantanée à chaud par aspiration, elle adoucira les points noirs, l'acné, l'excès de sébum, les résidus de cosmétiques, etc., puis les nettoiera en profondeur.

• Mode 3 - pénétration d'oxygène et d'eau (nettoyage) : après le nettoyage des pores de la peau, le système de circulation d'eau à l'hydrogène-oxygène fournit à la peau l'hydratation et l'oxygène nécessaires ; [utilisation du réservoir tout-en-1]

• Mode 4 - thérapie raffermissante à la glace (glace) : dans ce mode, la lumière bleue calme et tonifie, renforce l'activité cellulaire, blanchit et rajeunit la peau, atténue les marques, resserre les pores grâce au système circulatoire de thérapie à la glace, lisse la peau, retient l'hydratation et l'oxygène, etc. ; [utilisation du réservoir 2-en-1]

Les 4 modes fonctionnels ci-dessus construisent un système global de cycle de nettoyage complet en circuit fermé, rendant le nettoyage de la peau du visage plus pratique, complet et efficace, donnant à la peau une élasticité et une vitalité accrues, aidant à améliorer profondément les problèmes de la peau du visage et à retarder le vieillissement cutané.

Exportation de chaleur (3 minutes) + adsorption par aspiration (3 minutes) + pénétration d'oxygène et d'eau (4 minutes) + thérapie raffermissante à la glace (3 minutes) ; chaque mode attend les instructions de l'utilisateur (à ce moment-là, la lumière du mode suivant clignote), l'utilisateur appuie sur le bouton de mode pour qu'il fonctionne

normalement. Si l'utilisateur ne donne pas d'instructions dans les 1 minute, le système entrera automatiquement en mode veille.

Fonction de nettoyage automatique de l'appareil : après le nettoyage de la peau du visage, veuillez retirer l'embout d'aspiration de l'appareil, le nettoyer et le ranger, installer le capuchon de nettoyage sur la tête d'aspiration, ajouter de l'eau propre dans le réservoir d'eau intégré, et le régler en mode 3 (pénétration d'oxygène et d'eau) après avoir allumé l'appareil, l'appareil peut s'auto-nettoyer automatiquement ;

Comment remplacer le réservoir d'eau : [page 3, f4] tournez dans le sens antihoraire, puis tirez vers le bas pour retirer le réservoir d'eau, insérez vers le haut, puis dans le sens horaire pour installer le réservoir d'eau.

Étapes de fonctionnement de l'appareil et statut

- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour basculer le mode de fonctionnement.
- Appuyez brièvement sur le bouton de vitesse pour augmenter ou diminuer la vitesse, une lumière s'allumera pour la première vitesse, deux lumières s'allumeront pour la deuxième vitesse, et trois lumières s'allumeront pour la troisième vitesse.
- Lorsque l'appareil est incliné de plus de 45 degrés, le voyant d'inclinaison sera rouge et émettra une alarme, l'appareil s'arrêtera de fonctionner, et reprendra son activité une fois redressé.
- Pendant le travail, lorsque les deux lumières des boutons clignotent en rouge et blanc alternativement, et que la voix signale une batterie faible, le produit cessera de fonctionner, et l'appareil devra être chargé à ce moment-là.

- La lumière du bouton de vitesse clignote pendant la charge, et s'éteint une fois complètement chargée. Le processus de charge prend environ 3,5 heures.

Diagramme d'opération de l'appareil [voir page 3, f5]

1. Utilisez des nettoyeurs pour le visage pour enlever le maquillage.
2. Selon les besoins du réservoir d'eau (All-In-1/2-In-1), l'eau ne doit pas dépasser la ligne de niveau d'eau maximale.
 - 2.1 Réservoir tout-en-1
 - 2.2 Réservoir 2-en-1
 - 2.3 Marque de niveau d'eau la plus élevée
 - 2.4 Ajouter de l'eau de ce côté
3. Insérez le bouchon de filtre dans le tuyau d'entrée d'eau.
 - 3.1 Bouchons de filtre
4. Insérez le réservoir d'eau dans le bas de l'unité principale, avec le logo face à vous, et vissez-le en place dans le sens horaire.
5. Remplacez par l'embout de nettoyage requis. La taille de l'embout de nettoyage varie selon vos besoins. Vous pouvez choisir l'embout de nettoyage approprié pour différentes zones.
6. Après le nettoyage, appliquez des produits hydratants.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 4, f6] :

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

Product size: 58x55x207mm
Product net weight: about 286g
Input voltage: 5V DC 1A
Output voltage: 3.7V
Battery capacity: 1500mAh
Charging time: 3~4h
Function modes: 4 modes
Suction gear: 3 gears
Tank capacity: 2-in-1 tank 40+40ml / all-in-1 82ml
Implementation standards: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008
/ GB 4706.15-2008

Included: [page 2, f1]

1. Host x1
2. 2-in-1 tank x1 (only for cooling vacuum mode)
3. All-in-1 tank x1 (only for heating vacuum/cleaning mode)
4. Filter plug x5
5. Small brush x1
6. Charging cable x1
7. Cross silicone nozzle x1
8. Oval silicone nozzle x1
9. Spiral nozzle x1
10. One word nozzle x1
11. Self-cleaning cap x1
12. Manual x1

Device description: [page 2, f2]

1. Vent
2. Nozzle
3. Function mode light
4. Switch button (tilt indicator light)
5. Gear button (charging/low battery indicator light)
6. Gear indicator (charging/low battery indicator light)
7. Water tank

8. Speaker hole
9. Type-C charging plug



Head description:[page 3, f3]

1. Oval silicone nozzle (large)
suction: excessive (common)
function: blackhead, dead skin, cutin, pore cleaning
(all-round type)
location: large areas of the face
area: alar, nasal groove
2. Spiral nozzle (small)
suction: medium (commonly used)
function: dead skin, cutin, pore cleaning (all-round type)
location: small area

area: t zone, nasal groove
3. One word nozzle (small)
suction: strong (stubborn dirt)
function: blackhead, acne, cutin, pore cleaning (blackhead preferred)
location: small area
area: t zone, nasal groove
4. Cross silicone nozzle (large)
suction: strong (stubborn dirt)
function: blackhead, acne, cutin, pore cleaning (blackhead preferred)
location: large areas of the face
area: cheeks, forehead
5. Cleaning cap
function: used to connect the water circuit of the machine
and clean the whole machine in a circular manner

Precautions

- Please use point suction or gently lifting and sliding to clean the parts that need to be cleaned, and do not stay in one part for too long.
- After cleansing, due to the accelerated skin circulation, the skin will experience some slight irritation or slight redness, which is normal and will disappear automatically after a while.
- This product is not suitable for plastic surgery, rhinoplasty and other parts that have undergone skin cosmetic surgery.
- Do not disassemble, repair or modify this product by yourself.
- The design of this product does not support water washing. after use, you can wipe the body with a wet paper towel, and do not put it in water.
- After the machine is used, the used water must be poured out to avoid deterioration for a long time.
- Do not place it in an environment such as strong magnetism.

Cleaning Head Function And Description

- Mode 1 - warm heat export (warm): this mode wakes up the skin with red light, opens pores through the thermal circulation system, softens blackheads, acne, oil, cosmetic residue, etc.; [use 2-in-1 tank]
- Mode 2 - vacuum adsorption (vacuum): through vacuum hot instant suction technology, it will soften blackheads, acne, grease, cosmetic residues, etc., then thoroughly clean them.
- Mode 3 - water oxygen penetration (cleaning): after the pores

of the skin are cleaned, the hydrogen-oxygen water circulation system supplies the skin with the moisture and oxygen it needs; [use all-in-1 tank]



- Mode 4 - ice therapy firming (ice): in this mode, the blue light calms and tightens, enhances cell activity, whitens and rejuvenates the skin, fades marks, tightens pores through the ice therapy circulatory system, lifts the skin, locks in moisture and oxygen, etc.; [use 2-in-1 tank]

The above 4 functional modes construct a closed-loop overall cleansing cycle system, which makes facial skin cleansing more convenient, thorough and efficient, makes the skin full of elasticity and vitality, helps to deeply improve facial skin problems, and delay skin aging.

Warm heat export (3 minutes) + vacuum adsorption (3 minutes) + water oxygen penetration (4 minutes) + ice therapy firming (3 minutes); each mode waits for user instructions (at this time the next mode light is blinking), the user presses the mode button to it work normally. if the user does not give instructions within 1 minute, the system will automatically enter the standby mode.

Automatic cleaning function of the instrument: after the facial skin is cleaned, please take off the suction nozzle of the instrument, clean it and put it away, and install the cleaning cap on the suction head, add clean water to the integrated water tank, and set it to mode 3 (water oxygen penetration) after turning on the machine, the instrument can perform self-cleaning automatically;

How to replace the water tank: [page 3, f4] rotate counter clockwise, then pull down to remove the water tank, insert

upward, and then clockwise to install the water tank.

Instrument operation steps and status

- Long press the power button for 2 seconds to turn on or off, short press the power button to switch the function mode.
- Short press the gear button to increase or decrease gear, one light will be on for the first gear, two lights will be on for the second gear, and three lights will be on for the third gear.
- When the machine is tilted more than 45 degrees, the tilt indicator light will be red and alarm, the machine will stop working, and it will resume working when it is upright.
- During work, when the two button lights flash red and white alternately, and the voice prompts low power, the product will stop working, and the machine needs to be charged at this time.
- The gear button light flashes when charging, and the light turn off when fully charged. the charging process takes about 3.5 hours.

Instrument operation diagram [see page 3, f5]

1. Use facial cleansers to remove makeup.
2. According to the needs of the water tank (All-In-1/2-In-1), the water cannot exceed the maximum water level line.
 - 2.1 All-in-1 tank
 - 2.2 2-In-1 tank
 - 2.3 Highest water mark
 - 2.4 Add water to this side
3. Insert the filter plug into the water inlet pipe.
 - 3.1 Filter plugs

4. Insert the water tank into the bottom of the main unit, with the logo facing yourself, and screw it into place clockwise.



5. Replace with the required cleaning head. The size of the cleaning head is different according to your own needs. You can choose the appropriate cleaning head in different positions.

6. After cleansing, apply moisturizing products.

More information about the company and products [page 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

Tamanho do produto: 58x55x207mm
 Peso líquido do produto: cerca de 286g
 Tensão de entrada: 5V DC 1A
 Tensão de saída: 3,7V
 Capacidade da bateria: 1500mAh
 Tempo de carregamento: 3~4h
 Modos de função: 4 modos
 Marcha de sucção: 3 marchas
 Capacidade do tanque: tanque 2 em 1 40+40ml / tudo-em-1 82ml
 Normas de implementação: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

Inclui: [página 2, f1]

1. Anfitrião x1
2. Tanque 2 em 1 x1 (apenas para modo de vácuo de resfriamento)
3. Tanque all-in-1 x1 (apenas para modo de vácuo/aquecimento/limpeza)
4. Plugue do filtro x5
5. Escova pequena x1
6. Cabo de carregamento x1
7. Bocal de silicone cruzado x1
8. Bocal de silicone oval x1
9. Bocal espiral x1
10. Bocal de uma palavra x1
11. Tampa de auto-limpeza x1
12. Manual x1

Descrição do dispositivo: [página 2, f2]

1. Ventilação
2. Bocal
3. Luz do modo de função
4. Botão de ligar (luz indicadora de inclinação)

5. Botão de marcha (luz indicadora de carregamento/bateria fraca)
6. Indicador de marcha (luz indicadora de carregamento/bateria fraca)
7. Tanque de água
8. Orifício do alto-falante
9. Plugue de carregamento Type-C

Descrição da cabeça: [página 3, f3]

1. Bocal de silicone oval (grande)
 Sucção: excessiva (comum)
 Função: cravos, pele morta, cutícula, limpeza dos poros (tipo completo)
 Localização: áreas grandes do rosto
 Área: asa do nariz, sulco nasal
2. Bocal espiral (pequeno)
 Sucção: média (comumente usada)
 Função: pele morta, cutícula, limpeza dos poros (tipo completo)
 Localização: área pequena
 Área: zona T, sulco nasal
3. Bocal de uma palavra (pequeno)
 Sucção: forte (sujeira persistente)
 Função: cravos, acne, cutícula, limpeza dos poros (preferencial para cravos)
 Localização: área pequena
 Área: zona T, sulco nasal

4. Bocal de silicone cruzado (grande)
 Sucção: forte (sujeira persistente)
 Função: cravos, acne, cutícula, limpeza dos poros (preferencial para cravos)

Localização: áreas grandes do rosto

Área: bochechas, testa

5. Tampa de limpeza

Função: usada para conectar o circuito de água da máquina e limpar toda a máquina de forma circular

Precauções

- Por favor, use sucção pontual ou levantamento suave e deslizante para limpar as partes que precisam ser limpas, e não permaneça em uma parte por muito tempo.
- Após a limpeza, devido à aceleração da circulação da pele, a pele sofrerá uma leve irritação ou vermelhidão, o que é normal e desaparecerá automaticamente após um tempo.
- Este produto não é adequado para cirurgia plástica, rinoplastia e outras partes que tenham passado por cirurgia cosmética na pele.
- Não desmonte, repare ou modifique este produto por conta própria.
- O design deste produto não suporta lavagem com água. Após o uso, você pode limpar o corpo com uma toalha de papel úmida, e não o coloque na água.
- Após o uso da máquina, a água usada deve ser despejada para evitar deterioração por um longo tempo.

- Não o coloque em um ambiente com forte magnetismo.

Função e Descrição da Cabeça de Limpeza

- Modo 1 - exportação de calor quente (quente): este modo desperta a pele com luz vermelha, abre os poros através do sistema de circulação térmica, amolece cravos, acne, óleo, resíduos de cosméticos, etc.; [use o tanque 2 em 1]
- Modo 2 - adsorção a vácuo (vácuo): através da tecnologia de sucção instantânea a quente por vácuo, amolecerá cravos, acne, óleo, resíduos de cosméticos, etc., e depois os limpará completamente.

- Modo 3 - penetração de oxigênio e água (limpeza): depois que os poros da pele são limpos, o sistema de circulação de água de hidrogênio-oxigênio fornece à pele a umidade e oxigênio de que ela precisa; [use o tanque all-in-1]

- Modo 4 - terapia de gelo firme (gelo): neste modo, a luz azul acalma e firma, aumenta a atividade celular, branqueia e rejuvenesce a pele, desbota marcas, aperta os poros através do sistema de circulação da terapia de gelo, levanta a pele, retém a umidade e o oxigênio, etc.; [use o tanque 2 em 1]

Os 4 modos funcionais acima constroem um sistema fechado de ciclo de limpeza global, o que torna a limpeza da pele facial mais conveniente, completa e eficiente, fazendo a pele ficar cheia de elasticidade e vitalidade, ajudando a melhorar profundamente os problemas da pele facial e a retardar o envelhecimento da pele.

Exportação de calor quente (3 minutos) + adsorção a vácuo (3 minutos) + penetração de oxigênio e água (4 minutos) + terapia de gelo firme (3 minutos); cada modo aguarda instruções do usuário (neste momento a luz do próximo modo está piscando), o usuário pressiona o botão do modo para ele funcionar normalmente. Se o usuário não der instruções dentro de 1 minuto, o sistema entrará automaticamente no modo de espera.

Função de limpeza automática do instrumento: após a limpeza da pele facial, por favor, remova o bocal de sucção do instrumento, limpe-o e guarde-o, e instale a tampa de limpeza na cabeça de sucção, adicione água limpa ao tanque de água integrado e ajuste para o modo 3 (penetração de oxigênio e água) após ligar o aparelho, o

instrumento pode se auto-limpar automaticamente;

Como substituir o tanque de água: [página 3, f4] gire no sentido anti-horário, em seguida, puxe para baixo para remover o tanque de água, insira para cima e, em seguida, gire no sentido horário para instalar o tanque de água.

Passos de operação e status do instrumento

- Pressione longamente o botão de ligar por 2 segundos para ligar ou desligar, pressione brevemente o botão de ligar para alternar o modo de função.
- Pressione brevemente o botão de marcha para aumentar ou diminuir a marcha, uma luz acenderá para a primeira marcha, duas luzes acenderão para a segunda marcha e três luzes acenderão para a terceira marcha.
- Quando a máquina estiver inclinada mais de 45 graus, a luz indicadora de inclinação ficará vermelha e emitirá um alarme, a máquina parará de funcionar e retomará o trabalho quando estiver em posição vertical.
- Durante o trabalho, quando as duas luzes dos botões piscarem vermelho e branco alternadamente, e a voz indicar baixa potência, o produto parará de funcionar, e a máquina precisará ser carregada neste momento.
- A luz do botão de marcha pisca durante o carregamento e se apaga quando estiver totalmente carregada. o processo de carregamento leva cerca de 3,5 horas.

Diagrama de operação do instrumento [ver página 3, f5]

1. Use limpadores faciais para remover a maquiagem.

2. De acordo com as necessidades do tanque de água (All-In-1/2-In-1), a água não pode exceder a linha máxima de nível de água.

2.1 Tanque all-in-1

2.2 Tanque 2 em 1

2.3 Marca d'água mais alta

2.4 Adicione água para este lado

3. Insira o plugue do filtro no tubo de entrada de água.

3.1 Plugs de filtro

4. Insira o tanque de água na parte inferior da unidade principal, com o logotipo virado para você, e parafuse-o no sentido horário.

5. Substitua pela cabeça de limpeza necessária. O tamanho da cabeça de limpeza é diferente de acordo com suas necessidades. Você pode escolher a cabeça de limpeza apropriada em posições diferentes.

6. Após a limpeza, aplique produtos hidratantes.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

Dimensioni del prodotto: 58x55x207mm

Peso netto del prodotto: circa 286g

Tensione di ingresso: 5V DC 1A

Tensione di uscita: 3.7V

Capacità della batteria: 1500mAh

Tempo di ricarica: 3-4h

Modalità di funzione: 4 modalità

Ingranaggio di aspirazione: 3 ingranaggi

Capacità del serbatoio: serbatoio 2-in-1 40+40ml / all-in-1 82ml

Standard di attuazione: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

Incluso: [pagina 2, f1]

1. Unità principale x1

2. Serbatoio 2-in-1 x1 (solo per modalità di aspirazione raffreddante)

3. Serbatoio all-in-1 x1 (solo per modalità di aspirazione/riscaldamento/pulizia)

4. Tappo del filtro x5

5. Spazzola piccola x1

6. Cavo di ricarica x1

7. Ugello in silicone a croce x1

8. Ugello ovale in silicone x1

9. Ugello a spirale x1

10. Ugello a una parola x1

11. Tappo auto-pulente x1

12. Manuale x1

Descrizione del dispositivo: [pagina 2, f2]

1. Areazione

2. Ugello

3. Luce della modalità di funzionamento

4. Pulsante di accensione (luce indicatrice dell'inclinazione)

5. Pulsante dell'ingranaggio (luce indicatrice di ricarica/batteria

scarica)

6. Indicatore dell'ingranaggio (luce indicatrice di ricarica/batteria scarica)

7. Serbatoio dell'acqua

8. Foro dello speaker

9. Spina di ricarica di tipo C

Descrizione della testina: [pagina 3, f3]

1. Ugello ovale in silicone (grande)

aspirazione: eccessiva (comune)

funzione: punti neri, pelle morta, cute, pulizia dei pori (tipo tuttofare)

posizione: grandi aree del viso

area: alare, solco nasale

2. Ugello a spirale (piccolo)

aspirazione: media (comunemente usata)

funzione: pelle morta, cuticola, pulizia dei pori (tipo tuttofare)

posizione: piccola zona

area: zona T, solco nasale

3. Ugello a una parola (piccolo)

aspirazione: forte (sporcizia ostinata)

funzione: punti neri, acne, cuticola, pulizia dei pori (preferito per i punti neri)

posizione: piccola zona

area: zona T, solco nasale

4. Ugello in silicone a croce (grande)

aspirazione: forte (sporcizia ostinata)

funzione: punti neri, acne, cuticola, pulizia dei pori (preferito per i punti neri)

posizione: grandi aree del viso

area: guance, fronte

5. Cappuccio di pulizia

funzione: utilizzato per collegare il circuito dell'acqua della macchina e pulire l'intera macchina in modo circolare

Precauzioni

- Si prega di utilizzare l'aspirazione a punto o sollevando delicatamente e scivolando per pulire le parti da pulire, evitando di rimanere troppo a lungo in una parte.
- Dopo la pulizia, a causa dell'accelerata circolazione cutanea, la pelle potrebbe subire una leggera irritazione o arrossamento, che è normale e scomparirà automaticamente dopo un po'.
- Questo prodotto non è adatto per chi ha subito interventi di chirurgia plastica, rinoplastica e altre parti che hanno subito interventi di chirurgia estetica.
- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto da soli.
- Il design di questo prodotto non supporta il lavaggio con acqua. Dopo l'uso, si può pulire il corpo con un asciugamano umido, evitando di metterlo in acqua.
- Dopo l'uso della macchina, l'acqua usata deve essere versata per evitare che si deteriori nel tempo.
- Non posizionare in ambienti con forte magnetismo.

Funzione di pulizia della testina e descrizione

- Modalità 1 - esportazione di calore caldo (caldo): questa modalità risveglia la pelle con luce rossa, apre i pori attraverso il sistema di circolazione termica, ammorbidisce i punti neri, acne, olio, residui di cosmetici, ecc.; [utilizzare il serbatoio 2-in-1]
- Modalità 2 - adsorbimento a vuoto (vuoto): tramite la tecnologia di aspirazione istantanea a vuoto, ammorbidirà i punti neri, acne, grassi, residui di cosmetici, ecc., per poi pulirli completamente.
- Modalità 3 - penetrazione dell'acqua ossigenata (pulizia): dopo che i pori della pelle sono stati puliti, il sistema di circolazione d'acqua idrogeno-ossigeno fornisce alla pelle l'umidità e

l'ossigeno di cui ha bisogno; [utilizzare il serbatoio all-in-1]

- Modalità 4 - terapia con ghiaccio rassodante (ghiaccio): in questa modalità, la luce blu calma e tonifica, potenzia l'attività cellulare, sbianca e ringiovanisce la pelle, attenua le imperfezioni, stringe i pori attraverso il sistema circolatorio di terapia con ghiaccio, solleva la pelle, blocca l'umidità e l'ossigeno, ecc.; [utilizzare il serbatoio 2-in-1]

Le suddette 4 modalità funzionali costituiscono un sistema di ciclo di pulizia globale chiuso, che rende la pulizia della pelle del viso più comoda, completa ed efficiente, rendendo la pelle piena di elasticità e vitalità, aiutando a migliorare in modo significativo i problemi della pelle del viso e ritardare l'invecchiamento cutaneo.

Esportazione di calore caldo (3 minuti) + assorbimento a vuoto (3 minuti) + penetrazione dell'acqua ossigenata (4 minuti) + terapia con ghiaccio rassodante (3 minuti); ciascuna modalità attende istruzioni dall'utente (in questo momento la luce della modalità successiva lampeggia), l'utente preme il pulsante della modalità affinché funzioni normalmente. Se l'utente non dà istruzioni entro 1 minuto, il sistema entrerà automaticamente in modalità standby.

Funzione di pulizia automatica dello strumento: dopo la pulizia della pelle del viso, si prega di togliere l'ugello di aspirazione dello strumento, pulirlo e riportarlo, installare il cappuccio di pulizia sulla testina di aspirazione, aggiungere acqua pulita al serbatoio d'acqua integrato e impostare la modalità 3 (penetrazione dell'acqua ossigenata) dopo aver acceso la macchina; lo strumento può eseguire l'autopulizia automaticamente;

Come sostituire il serbatoio d'acqua: [pagina 3, f4] ruotare in senso antiorario, quindi tirare verso il basso per rimuovere il serbatoio d'acqua, inserirlo verso l'alto e quindi ruotare in senso orario per installare il serbatoio d'acqua.

Passaggi e stato di funzionamento dello strumento

- Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere o spegnere, premere brevemente il pulsante di accensione per passare alla modalità di funzione.
- Premere brevemente il pulsante dell'ingranaggio per aumentare o diminuire l'ingranaggio, una luce sarà accesa per il primo ingranaggio, due luci saranno accese per il secondo ingranaggio e tre luci saranno accese per il terzo ingranaggio.
- Quando la macchina è inclinata più di 45 gradi, la luce indicatrice di inclinazione diventerà rossa e suonerà l'allarme, la macchina si spegnerà e riprenderà a funzionare quando è in posizione verticale.
- Durante il lavoro, quando le due luci dei pulsanti lampeggiano alternativamente rosse e bianche e la voce avverte della batteria scarica, il prodotto si fermerà e avrà bisogno di essere ricaricato in quel momento.
- La luce del pulsante dell'ingranaggio lampeggia durante la ricarica e si spegne quando è completamente carico. Il processo di ricarica richiede circa 3,5 ore.

Diagramma di funzionamento dello strumento [vedi pagina 3, f5]

1. Utilizzare detergenti per il viso per rimuovere il trucco.
2. In base alle esigenze del serbatoio d'acqua (Tutto-in-1/2-in-1), l'acqua non può superare la linea massima del livello dell'acqua.
 - 2.1 Serbatoio all-in-1
 - 2.2 Serbatoio 2-in-1

- 2.3 Linea di massimo livello dell'acqua
- 2.4 Aggiungere acqua su questo lato



3. Inserire il tappo del filtro nel tubo di ingresso dell'acqua.

3.1 Tappi del filtro

4. Inserire il serbatoio d'acqua nella parte inferiore dell'unità principale, con il logo rivolto verso di sé, e avvitarlo in senso orario.

5. Sostituire con la testina di pulizia necessaria. Le dimensioni della testina di pulizia sono diverse in base alle proprie esigenze. È possibile scegliere la testina di pulizia appropriata in diverse posizioni.

6. Dopo la pulizia, applicare prodotti idratanti.

Ulteriori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 4, f6]:
www.beautifly.eu
www.youtube.com/beautiflyeu

Velikost produktu: 58x55x207mm
 Čistá hmotnost produktu: asi 286g
 Vstupní napětí: 5V DC 1A
 Výstupní napětí: 3,7V
 Kapacita baterie: 1500mAh
 Doba nabíjení: 3-4h
 Režimy funkce: 4 režimy
 Savý stupeň: 3 stupně
 Kapacita nádrže: 2v1 nádrž 40+40ml / vše v jednom 82ml
 Rozvojové normy: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

V balení: [strana 2, f1]

1. Hlavní část x1
2. 2v1 nádrž x1 (pouze pro režim chlazení vakua)
3. Vše v jednom nádrž x1 (pouze pro režim vyhřívání vakua/čištění)
4. Záslepka filtru x5
5. Malý kartáček x1
6. Nabíjecí kabel x1
7. Křížová silikonová hubice x1
8. Oválná silikonová hubice x1
9. Šroubová hubice x1
10. Jednoslovná hubice x1
11. Samočistící víčko x1
12. Příručka x1

Popis zařízení: [strana 2, f2]

1. Ventilace
2. Hubice
3. Světelný indikátor režimu funkce
4. Tlačítko spínače (svítí indikátor naklonění)
5. Tlačítko režimu (indikátor nabíjení/nízkého stavu baterie)

6. Indikátor režimu (indikátor nabíjení/nízkého stavu baterie)
7. Nádrž na vodu
8. Reprodukční díra
9. Typ-C nabíjecí konektor

Popis hlavy: [strana 3, f3]

1. Oválná silikonová hubice (velká)
 nasátí: nadměrné (běžné)
 funkce: černé tečky, odumřelá kůže, rohovina, čištění pórů (všestranný typ)
 umístění: velké oblasti obličeje
 oblast: nosní křídlo, nosní rýha

2. Šroubová hubice (malá)
 nasátí: střední (běžně používané)
 funkce: odumřelá kůže, rohovina, čištění pórů (všestranný typ)
 umístění: menší oblast
 oblast: T-zóna, nosní rýha

3. Jednoslovná hubice (malá)
 nasátí: silné (odolné nečistoty)
 funkce: černé tečky, akné, rohovina, čištění pórů (černé tečky preferované)
 umístění: menší oblast
 oblast: T-zóna, nosní rýha

4. Křížová silikonová hubice (velká)
 nasátí: silné (odolné nečistoty)
 funkce: černé tečky, akné, odumřelá kůže, čištění pórů (černé tečky preferované)
 umístění: velké oblasti obličeje
 oblast: tváře, čelo

5. Čisticí víčko

funkce: slouží k připojení vodního obvodu stroje a k čištění celého stroje kruhovým způsobem

Upozornění

- Používejte bodové či jemné zdvihnutí a posunutí k čištění částí, které je třeba vyčistit, a nesetrávejte na jedné části příliš dlouho.
 - Po očištění bude kůže kvůli zrychlení oběhového systému kůže zažívat mírnou podráždění nebo mírné zčervenání, což je normální a po chvíli automaticky zmizí.
 - Tento výrobek není vhodný pro plastickou chirurgii, rinoplastiku a jiné části, které podstoupily kosmetickou operaci kůže.
 - Nezkoušejte sami rozebírat, opravovat nebo měnit tento výrobek.
 - Design tohoto výrobku nepodporuje mytí vodou. Po použití otřete tělo vlhkým papírovým ubrouskem a nekládejte ho do vody.
 - Po použití stroje musíte vylítte použitou vodu, aby nedošlo k jejímu znehodnocení po dlouhou dobu.
 - Nedávejte jej do prostředí silného magnetismu.
- Funkce a popis čištění hlavy
- Režim 1 - teplý vývoz tepla (teplý): tento režim probudí kůži červeným světlem, otevře póry prostřednictvím termálního oběhového systému, změkčí černé tečky, akné, olej, kosmetické zbytky atd.; [použití 2v1 nádrže]
 - Režim 2 - podtlakové nasávání (vakuum): prostřednictvím technologie okamžitého horkého nasávání vakuem změkčí černé tečky, akné, mastnotu, kosmetické zbytky atd. a poté je důkladně vyčistí.
 - Režim 3 - průnik vody kyslíkem (čištění): po vyčištění pórů kůže zásobuje oběhový systém vody s vodíkem pokožku potřebnou vlhkostí a kyslíkem; [použití nádrže všestranně]
 - Režim 4 - ledová terapie zpevňující (led): v tomto režimu

modré světlo uklidní a zpevní, zvýší buněčnou aktivitu, zesvětlí a omladí kůži, setře stopy, smrští póry prostřednictvím okružového systému ledové terapie, zvedne kůži, uzamkne v sobě vlhkost a kyslík atd.; [použití 2v1 nádrže]



Výše uvedené 4 funkční režimy tvoří uzavřený celkový cyklický systém čištění, který činí očištění obličejové kůže pohodlnější, důkladnější a efektivnější, čímž kůži dodává pružnost a vitalitu, pomáhá hluboce řešit problémy s obličejovou pokožkou a zpomaluje stárnutí kůže.

Teplý vývoz tepla (3 minuty) + podtlakové nasávání (3 minuty) + průnik vody kyslíkem (4 minuty) + ledová terapie zpevňující (3 minuty); každý režim čeká na pokyny uživatele (v té době bliká světlo následujícího režimu), uživatel stiskne tlačítko režimu, aby fungoval normálně. Pokud uživatel neposkytne pokyny do 1 minuty, systém automaticky přejde do režimu stand-by.

Automatická čisticí funkce přístroje: po očištění kůže obličeje se prosím vyjměte nasávací trysku přístroje, očistěte ji a uložte a na výsavač nasadte čisticí víčko, přidejte čistou vodu do integrované vodní nádrže a po zapnutí přístroje nastavte režim 3 (průnik vody kyslíkem), stroj se může automaticky čistit;

Jak vyměnit nádrž na vodu: [strana 3, f4] otáčením proti směru hodinových ručiček, pak stáhněte níž k vyjmutí nádrže na vodu, vložte nahoru a opětovně namontujte nádrž na vodu ve směru hodinových ručiček.

Kroky při provozu přístroje a stav

- Dlouze stiskněte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro

zapnutí nebo vypnutí, krátce stiskněte tlačítko napájení pro přepnutí režimu funkce.

- Krátce stiskněte tlačítko převodovky pro zvýšení nebo snížení rychlosti, první režim bude svítit jedno světlo, druhý režim bude svítit dvě světla a třetí režim bude svítit tři světla.
- Při naklopení přístroje o více než 45 stupňů svítí červené světlo indikátoru naklonění a signalizuje, že přístroj přestane fungovat; když je zase ve svislé poloze, opět začne pracovat.
- Během práce, když blikají dvě světelná tlačítka červeně a bíle střídavě a hlasově hlásí nízký stav energie, přístroj přestane fungovat a je nutné jej v tuto chvíli nabít.
- Při nabíjení svítí tlačítko rychlosti, a když je nabíjení dokončeno, světlo zhasne. Nabíjecí proces trvá asi 3,5 hodiny.

Diagram provozu přístroje [viz strana 3, f5]

1. Použijte čisticí prostředky na odstranění make-upu.

2. Podle potřeb nádrže na vodu (vše v jednom/2v1) nesmí voda přesáhnout maximální hladinu vody.

2.1 Nádrž vše v jednom

2.2 Nádrž 2v1

2.3 Nejvyšší hladina vody

2.4 Přidejte vodu na tuto stranu

3. Vložte filtr zástrčky do vstupního potrubí vody.

3.1 Filtrační zástrčky

4. Vložte nádrž na vodu dolů na spodní část hlavního těla se značkou ke vám, a otáčejte ji ve směru hodinových ručiček.

5. Vyměňte za požadovanou čisticí hubici. Velikost čisticí hubice se liší podle vašich vlastních potřeb. Na různých pozicích si můžete vybrat vhodnou čisticí hubici.

6. Po očištění aplikujte hydratační přípravky.

Další informace o společnosti a produktech [strana 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu



Veľkosť produktu: 58x55x207mm
 Hmotnosť produktu: približne 286g
 Vstupné napätie: 5V DC 1A
 Výstupné napätie: 3,7V
 Kapacita batérie: 1500mAh
 Čas nabíjania: 3~4h
 Režimy funkcií: 4 režimy
 Vysávacie prevody: 3 prevody
 Kapacita nádrže: 2v1 nádrž 40+40ml / všetko v jednom 82ml
 Implementačné normy: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

V balení: [strana 2, f1]

1. Hlavný prístroj x1
2. 2v1 nádrž x1 (len pre režim chladenia vysávania)
3. Všetko v jednom nádrž x1 (len pre režim vykurovania vysávania/čistenia)
4. Zásuvka pre filter x5
5. Malý štetec x1
6. Nabíjacie kábel x1
7. Krížová silikónová tryska x1
8. Ovalová silikónová tryska x1
9. Špirálová tryska x1
10. Jednoslovná tryska x1
11. Samočistiaci uzáver x1
12. Príručka x1

Popis zariadenia: [strana 2, f2]

1. Ventil
2. Tryska
3. Indikátor režimu funkcií
4. Prepínač (indikátor naklápania)
5. Tlačidlo prevodu (indikátor nabíjania/nízka batéria)
6. Indikátor prevodu (indikátor nabíjania/nízka batéria)

7. Nádrž na vodu
8. Reprodukčtorová diera
9. Nabíjacia zásuvka Type-C

Popis hlavy: [strana 3, f3]

1. Ovalová silikónová tryska (veľká)
 Vysávanie: nadmerné (bežné)
 Funkcia: čierne bodky, odumretá koža, cutin, čistenie pórov (univerzálny typ)
 Umiestnenie: veľké časti tváre
 Oblasť: krídlo nosa, nosový zárez

2. Špirálová tryska (malá)
 Vysávanie: stredné (často používané)
 Funkcia: odumretá koža, cutin, čistenie pórov (univerzálny typ)
 Umiestnenie: malá oblasť
 Oblasť: t-zóna, nosový zárez

3. Jednoslovná tryska (malá)
 Vysávanie: silné (odolné nečistoty)
 Funkcia: čierne bodky, akné, cutin, čistenie pórov (preferované čierne bodky)
 Umiestnenie: malá oblasť
 Oblasť: t-zóna, nosový zárez

4. Krížová silikónová tryska (veľká)
 Vysávanie: silné (odolné nečistoty)
 Funkcia: čierne bodky, akné, cutin, čistenie pórov (preferované čierne bodky)
 Umiestnenie: veľké časti tváre
 Oblasť: líca, čelo

5. Čistiaci uzáver

Funkcia: slúži na pripojenie vodného okruhu prístroja a čistenie celého prístroja kruhovým spôsobom

Poznámky

- Prosím, používajte bodové vysávanie alebo jemne zdvíhajte a posúvajte na časti, ktoré treba vyčistiť, a nezotrvávajte na jednom mieste príliš dlho.

- Po očistení, v dôsledku zvýšenej obehovej krvnej sťavy sa môže vyskytnúť mierna podráždenosť alebo jemné začervenanie pokožky, ktoré je normálne a po chvíli automaticky zmizne.

- Tento výrobok nie je vhodný na plastickú chirurgiu, rhinoplastiku a iné časti, ktoré podstúpili operáciu kože.

- Neotvárajte, neopravujte ani nemodifikujte tento výrobok sami.

- Tento výrobok nie je určený na umývanie vodou. Po použití môžete telo utrieť vlhkou papierovou utierkou, ale neponárajte ho do vody.

- Po použití zariadenia musí byť použitá voda vyliat' pre zabránenie zhoršeniu.

- Nepoložte ho do prostredia s vysokým magnetizmom.

Čistenie Funkcií Hlavy A Popis

- Režim 1 - teplý vývoz tepla (teplý): tento režim zobudí pokožku červeným svetlom, otvorí póry pomocou termálneho cirkulačného systému, zmäkčí čierne bodky, akné, olej, kozmetické zvyšky, atď.; [použite 2v1 nádrž]

- Režim 2 - vakuumová adsorbcia (vakuum): prostredníctvom

technológie vakua s okamžitým vysávaním tepla zmäkne čierne bodky, akné, masťotu, kozmetické zvyšky atď., a potom ich dôkladne vyčistí. 

- Režim 3 - vode kyslíková penetrácia (čistenie): po očistení pórov kože cirkulačný systém vody s kyslíkom dodá pokožke vlhkosť a kyslík, ktorý potrebuje; [použite všetko v jednej nádrži]

- Režim 4 - ľadová terapia spevňovania (ľad): v tomto režime modré svetlo upokojuje a zvyrazňuje, zvyšuje aktivitu buniek, zvyšuje bielizeň a omladzuje pokožku, zosilňuje značky, zužuje póry pomocou cirkulačného systému ľadovej terapie, zvedá pokožku, uzamyká vlhkosť a kyslík atď.; [použite 2v1 nádrž]

Vyššie uvedené 4 funkčné režimy konštruujú uzavretý celkový cyklický systém čistenia, ktorý robí čistenie pleti tváre pohodlnejším, dôkladným a efektívnym, zanecháva pleť plnú elasticity a vitality, pomáha hlboko zlepšovať problémy pleti tváre a meškajúce starnutie pleti.

Teplý vývoz tepla (3 minúty) + vakuumová adsorbcia (3 minúty) + vode kyslíková penetrácia (4 minúty) + ľadová terapia spevňovania (3 minúty); každý režim čaká na pokyny od používateľa (v tomto čase bliká nasledujúce indikátorové svetlo), ak používateľ nezadá pokyny do 1 minúty, systém automaticky prejde do pohotovostného režimu.

Automatická čistiaca funkcia prístroja: po očistení pokožky tváre vysuňte odsávacie nástavce prístroja, očistite ich, odložte a na ich miesto namontujte čistiaci uzáver, do integrovanej vodnej nádrže pridajte čistú vodu a nastavte ju na režim 3 (vode kyslíková penetrácia) po zapnutí prístroja,

prístroj môže automaticky vykonávať samočistenie;

Ako vymeniť vodnú nádrž: [strana 3, f4] otočte v protismerovom smere, potom ju vytiahnite a vyberte vodnú nádrž, zasunite ju nahor a nainštalujte vodnú nádrž do správneho smeru.

Kroky prevádzky prístroja a stav

- Dlhým stlačením tlačidla napájania po dobu 2 sekúnd zapnete alebo vypnete, krátkym stlačením tlačidla napínača prepnete režim funkcie.

- Krátkym stlačením tlačidla prevodu zvýšte alebo znížte prevod, prvé svetlo sa rozsvieti pre prvý prevod, pre druhý prevod sa rozsvietia dve svetlá a pre tretí prevod sa rozsvietia tri svetlá.

- Keď je prístroj naklonený viac ako 45 stupňov, indikátor naklápania sa rozsvieti červeno a zaznie alarm, prístroj preruší prácu a obnoví ju, keď sa postaví do zvislej polohy.

- Počas práce, keď dve indikátory blikajú červeno a bielo striedavo a hlasová správa upozorňuje na nízku batériu, výrobok preruší prácu a v tejto dobe je potrebné prístroj nabíjať.

- Indikátorové svetlo tlačidla prevodu bliká počas nabíjania a vypne sa po úplnom nabití. Nabitie trvá približne 3,5 hodiny.

Diagram prevádzky prístroja [pozri stranu 3, f5]

1. Použite čistiace prostriedky na odstránenie make-upu.

2. Podľa potrieb vodnej nádrže (Všetko v jednom/2v1) voda nesmie prekročiť maximálnu hladinu vody.

2.1 Všetko v jednom nádrž

2.2 2v1 nádrž

2.3 Najvyššia vodná značka
2.4 Pridajte vodu na túto stranu



3. Vložte filterovací zástrčku do vodoznámu hadice.

3.1 Filtračné zástrčky

4. Vložte vodnú nádrž na spodok hlavnej jednotky s logom smerovaným k vám a otáčajte ju v smere hodinových ručičiek, aby sa namontovala na svoje miesto.

5. Nahradte potrebnou čistiacou hlavou. Veľkosť čistiacej hlavy je odlišná podľa vašich vlastných potrieb. Na rôzne pozície si môžete vybrať vhodnú čistiacu hlavu.

6. Po očistení naneste hydratačné produkty.

Ďalšie informácie o spoločnosti a produktoch [strana 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

Velikost izdelka: 58x55x207mm
Neto teža izdelka: približno 286g
Vhodna napetost: 5V DC 1A
Izhodna napetost: 3,7V
Kapaciteta baterije: 1500mAh
Čas polnjenja: 3~4h
Načini delovanja: 4 načini
Vakuumski način: 3 prestave
Kapaciteta rezervoarja: 2-v-1 rezervoar 40+40ml / vse-v-1 82ml
Izvedbene standarde: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

Vključeno: [stran 2, f1]

1. Osnovna enota x1
2. 2-v-1 rezervoar x1 (samo za hladni vakuumski način)
3. Vse-v-1 rezervoar x1 (samo za ogrevanje vakuuma/čiščenje način)
4. Vtič filtra x5
5. Majhna krtača x1
6. Polnilni kabel x1
7. Križna silikonska šoba x1
8. Ovalna silikonska šoba x1
9. Spirala šoba x1
10. Enobesedna šoba x1
11. Kapica za samodejno čiščenje x1
12. Priročnik x1

Opis naprave: [stran 2, f2]

1. Reža za prezračevanje
2. Šoba
3. Lučka za funkcijo načina
4. Gumb za preklop (lučka kazalca nagiba)
5. Gumb za prestavo (lučka kazalca polnjenja/nizke baterije)
6. Kazalnik prestave (lučka kazalca polnjenja/nizke baterije)

7. Vodni rezervoar
8. Luknjica za zvočnik
9. Vtič za polnjenje Type-C

Opis glave: [stran 3, f3]

1. Ovalna silikonska šoba (velika)
vakuum: prekomerno (pogosto)
funkcija: ogrce, odmrlo kožo, odstranjevanje zadebelitve, čiščenje por (vsestransko)
lokacija: večja območja obraza
območje: nosna krila, nosna guba

2. Spirala šoba (majhna)
vakuum: srednji (pogost)
funkcija: odstranjevanje odmrle kože, odstranjevanje zadebelitve, čiščenje por (vsestransko)
lokacija: majhno območje
območje: območje T-cone, nosna guba

3. Enobesedna šoba (majhna)
vakuum: močan (trdovratna umazanija)
funkcija: ogrce, akne, odstranjevanje zadebelitve, čiščenje por (prednost ogrcev)
lokacija: majhno območje
območje: območje T-cone, nosna guba

4. Križna silikonska šoba (velika)
vakuum: močan (trdovratna umazanija)
funkcija: ogrce, akne, odstranjevanje zadebelitve, čiščenje por (prednost ogrcev)
lokacija: večja območja obraza
območje: ličnice, čelo

5. Čistilna kapica

funkcija: uporablja se za povezavo vodnega vezja stroja in čiščenje celotnega stroja v krožnem gibanju

Previdnostni ukrepi

- Prosimo, uporabite točkovno sesanje ali nežno dvigovanje in drsenje za čiščenje delov, ki jih je treba očistiti, in se ne zadržujte predolgo na enem delu.
 - Po čiščenju bo koža zaradi pospešene kožne cirkulacije doživela nekaj rahlega draženja ali rahlo rdečico, kar je normalno in bo po nekaj časa samodejno izginilo.
 - Ta izdelek ni primeren za plastično kirurgijo, rinoplastiko in druge dele, ki so že bili podvrženi kozmetični kirurgiji na koži.
 - Ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte tega izdelka sami.
 - Načrt tega izdelka ne podpira pranja z vodo. Po uporabi lahko telo obrišete z vlažnim papirnatim prtičkom, vendar ga ne potapljate v vodo.
 - Uporabljeno vodo je treba izliti iz stroja, da se izogne dolgotrajnemu poslabšanju.
 - Ne postavljajte ga v okolje, kot je močan magnetizem.
- Funkcija in opis čiščenja glave
- Način 1 - toplo izvoz toplote (toplo): ta način prebudi kožo z rdečo svetlobo, odpre pore prek termalnega krožnega sistema, zmehča ogrce, akne, olje, kozmetične ostanke, itd.; [uporabite 2-v-1 rezervoar]
 - Način 2 - vakuumsko sesanje (vakuum): s tehnologijo vakumskega vročega trenja takoj softira ogrce, akne, maščobo, kozmetične ostanke, itd., nato jih temeljito očistite.
 - Način 3 - voda s kisikom (čiščenje): po čiščenju por kože, sistem vodika-kisika zagotavlja koži vlago in kisik, ki ju potrebuje; [uporabite vse-v-1 rezervoar]
 - Način 4 - terapija z ledom (led): v tem načinu modra svetloba pomiri in napne, povečuje aktivnost celic, posvetli in pomlajuje kožo, zbledi znake, zategne pore prek sistema cirkulacije s

tretmajem z ledeno terapijo, zategne kožo, zadrži vlago in kisik, itd.; [uporabite 2-v-1 rezervoar]



Zgoraj navedeni 4 funkcionalni načini tvorijo zaprt celoten ciklični čistilni sistem, ki naredi čiščenje kože obraza bolj priročno, temeljito in učinkovito, naredi kožo polno elastičnosti in vitalnosti, pomaga globoko izboljšati težave s kožo obraza in odlaša s procesom staranja kože.

Topli izvoz toplote (3 minute) + vakuumsko sesanje (3 minute) + voda s kisikom (4 minute) + terapija z ledom (3 minute); vsak način čaka na navodila uporabnika (v tem času utripa lučka za naslednji način), uporabnik pritisne gumb za način, da se normalno deluje. Če uporabnik v minuti ne sporoči navodil, bo sistem samodejno prešel v način pripravljenosti.

Samodejna funkcija čiščenja naprave: po čiščenju kože obraza odstranite sesalno šobo naprave, jo očistite in pospravite ter namestite čistilno kapico na sesalno glavo, dodajte čisto vodo v integrirani vodni rezervoar in nastavite način 3 (voda s kisikom) po vklopu stroja, se bo naprava samodejno očistila;

Kako zamenjati vodni rezervoar: [stran 3, f4] zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, nato potegnite navzdol, da odstranite vodni rezervoar, vstavite navzgor in nato v smeri urinega kazalca, da namestite vodni rezervoar.

Koraki in status delovanja naprave

- Dolgo pritisnite gumb za vklop za 2 sekundi, da vklopite ali izklopite, kratko pritisnite gumb za vklop, da preklopite način delovanja.
- Kratko pritisnite gumb za prestavo za povečanje ali

zmanjšanje prestave, ena lučka bo prižgana za prvo prestavo, dve lučki za drugo prestavo in tri lučke za tretjo prestavo.

- Ko se stroj nagne za več kot 45 stopinj, se bo prižgala rdeča lučka kazalnika nagiba in alarm, stroj bo prenehal delovati, in spet začel delovati, ko bo vzdrževan pokončen položaj.
- Med delovanjem, ko lučki obeh gumbov utripata rdeče in belo izmenično, in glas napoveduje nizko moč, se bo izdelek ustavil s delom, in stroj bo potreboval polnjenje.
- Ko se polni, lučka gumba bo utripala, in svetloba se ugasne, ko je popolnoma napolnjena. Postopek polnjenja traja približno 3,5 ure.

Diagram delovanja naprave [glejte stran 3, f5]

1. Uporabite čistilnike za odstranitev ličil.

2. Glede na potrebe vodnega rezervoarja (All-In-1/2-In-1), voda ne sme presegati najvišje oznake za nivo vode.

2.1 Vse-v-1 rezervoar

2.2 2-v-1 rezervoar

2.3 Najvišja oznaka za vodo

2.4 Dodajte vodo na to stran

3. Vstavite vtič filtra v cev za dovod vode.

3.1 Vtiči filtra

4. Vstavite vodni rezervoar v dno glavne enote, pri tem pazite, da je logotip obrnjen proti vam, in ga zasukajte v smeri urinega kazalca.

5. Zamenjajte z zahtevano čistilno glavo. Velikost čistilne glave je odvisna od vaših potreb. V različnih položajih lahko izberete ustrezno čistilno glavo.

6. Po čiščenju nanesite vlažilne izdelke.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu



Toode suurus: 58x55x207mm

Toote netokaal: umbes 286g

Sisendpinge: 5V DC 1A

Väljundpinge: 3,7V

Akude maht: 1500mAh

Laadimisaeg: 3~4h

Funktsioonirežiimid: 4 režiimi

Imemise käik: 3 käiku

Mahuti maht: 2-in-1 mahuti 40+40ml / kõik-ühes 82ml

Rakendusstandardid: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

Komplekti kuulub: [leht 2, f1]

1. Peakomponent x1

2. 2-in-1 mahuti x1 (ainult jahutusime režiimile)

3. Kõik-ühes mahuti x1 (ainult soojendusime/puhastusrežiimile)

4. Filtripistik x5

5. Väike hari x1

6. Laadimiskaabel x1

7. Risti silikoonotsik x1

8. Ovaalne silikoonotsik x1

9. Spiraalotsik x1

10. Ühesõnaline otsik x1

11. Enesepuhastav kate x1

12. Kasutusjuhend x1

Seadme kirjeldus: [leht 2, f2]

1. Ohutoru

2. Otsik

3. Funktsioonirežiimi tuli

4. Lüliti nupp (kaldumise indikaatortuli)

5. Käigu nupp (laadimise/madal aku indikaatortuli)

6. Käigu indikaator (laadimise/madal aku indikaatortuli)

7. Veepaak

8. Kõlariauk

9. Tüüp-C laadimisühendus



Otsiku kirjeldus: [leht 3, f3]

1. Ovaalne silikoonotsik (suur) Imemine: liigne (tavaline)

Funktsioon: mustpea, surnud nahk, sarvkiht, pooride puhastamine (ümar) Asukoht: näo suured alad Piirkond: ala, nina soone

2. Spiraalotsik (väike) Imemine: keskmine (tavaline)

Funktsioon: surnud nahk, sarvkiht, pooride puhastamine (ümar) Asukoht: väike ala Piirkond: tsoon, nina soone

3. Ühesõnaline otsik (väike) Imemine: tugev (kangekaelne mustus) Funktsioon: mustpea, akne, sarvkiht, pooride puhastamine (mustpead eelistatud) Asukoht: väike ala Piirkond: tsoon, nina soone

4. Risti silikoonotsik (suur) Imemine: tugev (kangekaelne mustus) Funktsioon: mustpea, akne, sarvkiht, pooride puhastamine (mustpead eelistatud) Asukoht: näo suured alad Piirkond: põsed, otsmik

5. Puhastuskaas Funktsioon: kasutatakse masina veetsükli ühendamiseks ja kogu masina ringikujuliseks puhastamiseks

Ettevaatusabinõud

• Palun kasutage punktiimemist või õrnalt tõstmist ja libistamist puhastamist vajavates osades, ja ärge jääge ühte kohta liiga kauaks.

• Puhastamise järel kiirenend naha vereringluse tõttu võib nahk kogeda kerget ärritust või kerget punetust, mis on normaalne ja kaob automaatselt mõne aja pärast.

- See toode ei sobi plastilise operatsiooni, ninakorrektuuri ja muude osade jaoks, millele on tehtud nahakosmeetikaoperatsioon.

- Ärge lahti võtke, ärge parandage ega muutke seda toodet ise.

- Selle toote disain ei toeta pesemist veega. pärast kasutamist saate keha pühkida niiske paberirätikuga, ja ärge pange seda vette.

- Pärast seadme kasutamist tuleb kasutatud vesi valada välja, et vältida pikaajalist halvenemist.

- Ärge asetage seda tugeva magnetismi keskkonda.

Puhastuspea funktsioon ja kirjeldus • Režiim 1 - soe soojuseksport (soe): see režiim äratav naha punase valgusega, avab poorid termilise ringlussüsteemi kaudu, pehmendab mustad täpid, vistrikud, õli, kosmeetikajäägid jne; [kasutage 2-in-1 mahutit]

- Režiim 2 - vaakumi imendumine (vaakum): läbi vaakumi kuum- ja kohestimuleerimistehnoloogia, muudab see mustad täpid, akne, rasv, kosmeetikajäägid jne pehmeks ja puhastab need põhjalikult.

- Režiim 3 - vee hapnikupenetreerimine (puhastamine): pärast naha pooride puhastamist varustab vesiniku-hapnikuvee ringlus nahka niiskuse ja hapnikuga; [kasutage kõik-ühes mahutit]

- Režiim 4 - jäätäraapia pinguldav (jää): selles režiimis rahustab ja pinguldab sinine valgus, suurendab rakkude aktiivsust, valgendab ja noorendab nahka, kaotab märgid, pinguldab

poorid jäätäraapia ringlussüsteemi kaudu, tõstab nahka, lukustab niiskuse ja hapniku jne; [kasutage 2-in-1 mahutit]

Ülalnimetatud 4 funktsionaalrežiimi moodustavad suletud-ringluskogu üldise puhastussüsteemi, mis muudab näonaha puhastamise mugavamaks, põhjalikumaks ja tõhusamaks, muutes naha täis elastsust ja vitaalsust, aitab sügavalt lahendada näonaha probleeme ja aeglustada naha vananemist.

Soe soojusväljavool (3 minutit) + vaakumi imendumine (3 minutit) + veehapniku penetratsioon (4 minutit) + jäätäraapia pinguldav (3 minutit); iga režiim ootab kasutaja juhiseid (sel ajal vilgub järgmise režiimi tuli), kasutaja vajutab režiiminuppu, et see töötaks normaalselt. kui kasutaja ei anna juhiseid 1 minuti jooksul, läheb süsteem automaatselt ooterežiimi.

Instrumenti automaatne puhastusfunktsioon: pärast näonaha puhastamist palun võtke instrumenti imemisotsik maha, puhastage see ära ja pange see kõrvale, paigaldage puhastuspeale puhastuskaas, lisage puhas vesi integreeritud veepaaki ja seadke see režiimi 3 (vee hapnikupenetreerimine) peale pärast masina sisselülitamist, suudab instrument automaatselt ise puhastada;

Kuidas vahetada veepaaki: [leht 3, f4] pöörake vastupäeva, tõmmake alla, et eemaldada veepaak, sisestage ülespoole ja seejärel pange veepaak päripäeva paigaldamiseks.

Instrumenti kasutamise sammud ja seisund • Hoidke toitenuppu 2 sekundit all, et sisse või välja lülitada, lühike vajutus funktsioonirežiimi vahetamiseks.

- Lühike vajutus käigu nupule käigu suurendamiseks või vähendamiseks, esimese käigu jaoks süttib üks valgus, teise käigu jaoks kaks valgust ja kolmanda käigu jaoks kolm valgust.
- Kui masin on 45 kraadi või rohkem kallutatud, süttib kaldumise indikaatorituli punaseks ja hoiatuseks, masin lõpetab töötamise ning jätkab tööd, kui see on püstiasendis.
- Töötamise ajal, kui mõlemad indikaatorvalgused vilguvad punaseks ja valgeks vaheldumisi ning hääl teatab madalast energiast, siis toode lõpetab töötamise, ja masin vajab sel hetkel laadimist.
- Kui laadimisel vilgub käigu nupu valgus ja kustub täis laetud. laadimisprotsess võtab umbes 3,5 tundi.

Instrumendi kasutamise skeem [vaata leheküljel 3, f5]

1. Kasutage näopuhastajat meigi eemaldamiseks.

2. Veevajaduse põhjal veepaagi jaoks (kõik-ühes/2-in-1), vesi ei tohi ületada maksimaalset veemärgi joont.

2.1 Kõik-ühes mahuti

2.2 2-in-1 mahuti

2.3 Kõrgeim veemärk

2.4 Lisa vett sellele poole

3. Sisestage filtripistik veesisselaske koridorisse. 3.1

Filtripistikud

4. Sisestage veepaak põhja nii, et logo oleks teie poole ja keerake seda päripäeva paigale.

5. Asendage vajalik puhastuspea. Puhastuspea suurus sõltub

teie enda vajadustest. Võite erinevatesse kohtadesse valida sobiva puhastuspea. 6. Puhastamise järel kandke niisutavaid tooteid.

Rohkem teavet ettevõtte ja toodete kohta [leht 4, f6]:
www.beautifly.eu www.youtube.com/beautiflyeu

Gamintojo informacija:

Produkto dydis: 58x55x207 mm

Produkto neto svoris: apie 286 g

Išvesties įtampa: 5V DC 1A

Išvesties įtampa: 3,7V

Baterijos talpa: 1500mAh

Įkrovimo laikas: 3-4 val.

Režimo būdai: 4 būdai

Siurbimo greitis: 3 greičiai

Talpos: 2-in-1 talpa 40+40 ml / viskas viename 82 ml

Įgyvendinimo standartai: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 /

GB 4706.15-2008

Įtraukta: [p. 2, f1]

1. Priklausomybė x1
2. 2-in-1 talpa x1 (tik aušinimo siurbimo režimui)
3. Visa viena talpa x1 (tik šildymo siurbimo/valymo režimui)
4. Filtravimo kištukas x5
5. Mažas šepetys x1
6. Įkrovimo kabelis x1
7. Skersinis silikoninis antgaliu x1
8. Ovalus silikoninis galas x1
9. Spiralės antgaliu x1
10. Vienas žodis-antgaliu x1
11. Savaiminio valymo dangtelis x1
12. Vadovas x1

Prieto aprašymas: [p. 2, f2]

1. Ventiliacija
2. Antgaliu
3. Funkcijos režimo šviesa
4. Jungiklio mygtukas (posūkio indikatoriaus šviesa)
5. Greičio mygtukas (įkrovimo/žemos baterijos indikatoriaus šviesa)

6. Greičio indikatorius (įkrovimo/žemos baterijos indikatoriaus šviesa)

7. Vandens talpa

8. Garsiakalbio anga

9. Type-C įkrovimo lizdas

Antgalių aprašymas: [p. 3, f3]

1. Ovalus silikoninis antgaliu (didelis)
siurbimas: gausus (paprastas)
funkcija: inkštirai, negyva oda, stratum corneum, poros
valymas (apvalus tipas)
talpinys: veido didelės sritys
plotas: alar, nosis grotelė

2. Spiralės antgaliu (mažas)
siurbimas: vidutinis (dažnai naudojamas)
funkcija: negyva oda, stratum corneum, porų valymas
(apvalus tipas)
talpinys: maža sritys
plotas: t zona, nosis grotelė
3. Vieno žodžio antgaliu (mažas)
siurbimas: stiprus (atvirai purškia)
funkcija: inkštirai, spuogai, stratum corneum, porų valymas
(inkštirų pirmenybė)
talpinys: maža sritys
plotas: t zona, nosis grotelė

4. Skersinis silikoninis antgaliu (didelis)
siurbimas: stiprus (atvirai purškia)
funkcija: inkštirai, spuogai, stratum corneum, porų valymas
(inkštirų pirmenybė)
talpinys: veido didelės sritys
plotas: skruostai, kaktos

5. Valymo dangtis

funkcija: naudojama prijungimo mašinos vandens grandinei ir visiškam apvalkalui apvalkalo būdu valyti visą mašiną

Įspėjimai

- Prašome naudoti taškinį siurbimą ar švelniai kylant ir slenkant valykite valomas vietas, nesilaikykite vietoje ilgiau.
- Valant, dėl pagreitusios odos apykaitos, oda gali patirti nedidelį dirginimą ar šiek tiek paraudimą, kas yra normalu ir po kurio laiko savaime išnyks.
- Šis produktas netinka plastinėms operacijoms, rinoplastikai ir kitoms vietoms, kurioms atliktos odos korekcijos chirurgija.
- Nedėkite, nepastatykite paruoštų, ar modifikuokite šio produkto patys.
- Šio produkto dizainas nepalaiko vandens skalbimo. Po naudojimo kūną galima nusiplauti drėgna popierine rankšluosčiu, bet neklaukite jo į vandenį.
- Naudojant mašiną, naudota vanduo turi būti išpiltas, kad išvengtumėte pablogėjimo ilgą laiką.
- Nemėginkite to dėti aplinkoje, tokioje kaip stiprus magnetizmas.

Valymo galvos funkcija ir aprašymas

- Režimas 1 - šiluma (šiltas): šis režimas pažadina odą raudona šviesa, šildo poras per termalinės cirkuliacijos sistemą, minkština inkštirus, spuogus, riebalus, kosmetikos likučius ir tt; [naudokite 2-in-1 talpą]
- Režimas 2 - siurbimo adsorbcija (siurbimas): per vakuumo karo akimirka siurbimo technologija minkština inkštirus, spuogus, riebalus, kosmetikos likučius ir tt., tada juos kruopščiai valo.
- Režimas 3 - vanduo deguonies įsiskverbimas (valymas): valius odos poras valant, vandenilio deguonies vandens cirkuliacijos sistema odai tiekia drėgmės ir deguonies, kokio ji reikia; [naudoti visamai 1 talpą]

- Režimas 4 - ledo terapija (ledas): šiame režime mėlyna šviesa ramina ir stiprina, didina ląstelių veiklą, balina ir jaunina odą, išblukdo žymes, susiaurina poras per ledo terapinės cirkuliacijos sistemą, pakelia odą, užrakina drėgmę ir deguonį ir kitus.; [naudoti 2-in-1 talpą]



Aukščiau minėti 4 funkciniai režimai sudaro uždara išsamų valymo ciklo sistemą, padaro veido odos valymą patogesnę, kruopštų ir efektyvų, padaro odą elastingą ir pilną gyvybingumo, padeda giliai išspręsti veido odos problemas ir užtrukti odos senėjimą.

Šiluma (3 minutes) + adsorbcija (3 minutes) + vanduo deguonies įsiskverbimas (4 minutes) + ledo terapija (3 minutes); kiekvienas būdas laukia naudotojo nurodymų (tuo metu šviečia kitų sandėliavimo šviesa), naudotojas paspaudžia režimo mygtuką, kad jis normaliai veiktų. jei naudotojas per 1 minutę nesuteikia nurodymų, sistema automatiškai pereis į laukimo režimą.

Prietaiso automatinio valymo funkcija: valius veido oda nusivalius, prašome nusiguli, ištraukite valymo antgalius iš prietaiso, išvalykite juos ir padėkite, pristumkite valymo dangtelį prie siurbimo galvos, įmeskite švariameštą vandeniu į integruotą vandens talpą ir po įjungimo įrašykite 3 režimą (vandenyje deguonies įsiskverbimas prietaisas gali savarankiškai išvalyti;

Kaip pakeisti vandens talpą: [psl 3, f4] pasukite prieš laikrodžio rodyklę, tada ištraukite, kad pašalintumėte vandens talpą, įdėkite į viršų ir tuomet pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad įdiegtumėte vandens talpą.

Prietaiso veikimo žingsniai ir būseną

- Palaikykite maitinimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte ar išjungtumėte, trumpas maitinimo mygtuko paspaudimas perjungia funkcijos režimą.
- Spauskite greičio mygtuką norėdami padidinti ar sumažinti greitį, viena šviesa šviestiems pirmam greičiui, dvigubai šviesą šviestiems antram greičiui ir trys šviesos greitam greičiui.
- Kai prietaisas pasviręs daugiau nei 45 laipsnių, posūkio indikatorius šviesa bus raudona ir garsins signalas, prietaisas sustabdys darbą ir vėl atnaujins darbą, kai bus stovimas.
- Darant darbą, kai dvi mygtuko šviesos kepa raudonai ir baltai kartoja, o balsas siūlo mažą galią, produktas sustos darbą, būtina pakrauti prietaisą šiuo metu.
- Greičio mygtuko šviesa mirksi įkraunant, o šviesa išsikels, kai bus visiškai įkrauta. Įkrovimo procesas užtrunka apie 3,5 val.

Prietaiso veikimo diagrama [žr. psl 3, f5]

1. Naudokite veido valiklių pašalinti makiažą.

2. Pagal vandens talpos poreikius (All-In-1/2-In-1), vanduo negali viršyti maksimalios vandens lygio linijos.

2.1 Visas-in-1 talpa

2.2 2-In-1 talpa

2.3 Aukščiausias vandens ženklas

2.4 Į šią pusę įpilkite vandens

3. Įkiškite filtravimo kištuką į vandens įeinimo vamzdelį.

3.1 Filtravimo kištukai

4. Įdėkite vandens talpą į pagrindo į apačią unit, su logotipu veido, ir pasukę laikrodžio rodyklę į vietas.

5. Pakeiskite reikiamu valymo galvu. Valymo galvos dydis skiriasi pagal savo poreikius. skirtingose pozicijose galite pasirinkti tinkamą valymo kaukolį.

6. Po valymo, naudokite drėkinamą produktą.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [p. 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

Preču izmērs: 58x55x207mm
 Preces tīrā svars: aptuveni 286g
 Ievades spriegums: 5V DC 1A
 Izvades spriegums: 3,7V
 Akumulatora jauda: 1500mAh
 Lādēšanas laiks: 3~4h
 Funkciju režīmi: 4 režīmi
 Sūkšanas ātrums: 3 ātrumi
 Tvertnes ietilpība: 2-in-1 tvertne 40+40ml / visā vienā 82ml
 Īstenošanas standarti: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

Iekšauts: [2. lapa, f1]

1. Galvenais ierīce x1
2. 2-in-1 tvertne x1 (tikai dzesēšanas vakuumrežīmam)
3. Visā vienā tvertne x1 (tikai sildīšanas vakuumrežīmam/tīrīšanas režīmam)
4. Filtra sprūdis x5
5. Mazs suka x1
6. Lādēšanas kabelis x1
7. Krustveida silikona uzgriežņa uzgals x1
8. Ovāls silikona uzgriežņa uzgals x1
9. Spirāles uzgriežņa uzgals x1
10. Vienvārda uzgriežņa uzgals x1
11. Paštīrīšanas vāciņš x1
12. Rokasgrāmata x1

Ierīces apraksts: [2. lapa, f2]

1. Ventilācija
2. Uzgriežņi
3. Funkcijas režīma gaismiņa
4. Slēdža poga (noliecies indikatora gaisma)
5. Ātruma poga (lādēšanas/zema baterijas indikatora gaisma)
6. Ātruma indikators (lādēšanas/zema baterijas indikatora gaisma)

7. Ūdens tvertne
8. Skārienjutīgas atveres
9. Type-C lādēšanas spraudnis

Uzgriežņa apraksts: [2. lapa, f3]

1. Ovāls silikona uzgriežņa (liels)
 sūkšana: pārmērīga (izplatīta)
 funkcija: komedoni, mirušā āda, ragu attīrīšana, poru attīrīšana (visaptverošs tips)
 atrašanās vieta: sejas liellejās daļas
 ārējais joma: spārnītis, deguna rievā

2. Spirāles uzgriežņa (mazs)

- sūkšana: vidēja (bieži izmantota)
 funkcija: mirušā āda, ragu attīrīšana, poru attīrīšana (visaptverošs tips)
 atrašanās vieta: maza zona
 ārējais apgabals: t zona, deguna rievā

3. Vienvārda uzgriežņa (maza)

- sūkšana: spēcīga (stāvīgas netīrītības)
 funkcija: komedoni, pinnes, ragu attīrīšana, poru attīrīšana (komedoniem paredzēti)
 atrašanās vieta: maza zona
 ārējais apgabals: t zona, deguna rievā

4. Krustveida silikona uzgriežņa (liels)

- sūkšana: spēcīga (stāvīgas netīrītības)
 funkcija: komedoni, pinnes, ragu attīrīšana, poru attīrīšana (komedoniem paredzēti)
 atrašanās vieta: sejas liellejās daļas
 ārējais apgabals: vaigai, pieres

5. Tīrīšanas vāciņš

funkcija: tiek izmantots, lai savienotu ierīces ūdens kontūru un tīrītu visu ierīci aplī

Brīdinājumi

- Lūdzu, izmantojiet punkta sūkšanu vai maigi pacelšanu un pagriešanu, lai tīrītu tīrām daļām, un nepalieciet vienā daļā ilgu laiku.
 - Pēc attīrīšanas, sakarā ar ādas cirkulācijas paātrināšanos, āda var izjust nelielu kairinājumu vai vieglu sarkanu, kas ir normāli un pēc kāda laiciņa pazudīs automātiski.
 - Šī produkta nav piemērota plastiskajai operācijai, rinoplastikai un citām daļām, kas ir veikušas ādas kosmētisko operāciju.
 - Nešķīrstiet, nelietojiet remontu vai modificējam šo produktu patstāvīgi.
 - Šī produkta dizains neatbalsta ūdens mazgāšanu. pēc lietošanas var notīrīt ierīces ķermeni ar mitru papīra dvieļa paliktni, un nelieciet to ūdenī.
 - Pēc ierīces lietošanas izlieto to ūdeni ir jāizlej, lai izvairītos no pasliktināšanās ilgstoši.
 - Neliktu to vides apstākļos, kuros ir spēcīga magnētiska iedarbība.
- Glābšanas galvas funkcija un apraksts
- Režīms 1 - siltuma izvadīšana (siltums): šis režīms atbalsta ādu ar sarkanā gaismas palīdzību, cauruļvadu caur termālo cirkulācijas sistēmu atvēra ādas poras, mīkstina komedonus, pinnes, eļļu, kosmētikas atlikumus utt.; [lieto 2-in-1 tvertne]
 - Režīms 2 - vakuumsorbcija (vakuumsorbcija): caur vakuumu karsto nekavējoties absorbcijas tehnoloģiju tas mīkstina komedonus, pinnes, eļļu, kosmētikas atlikumus utt., pēc tam tos pamatīgi attīra.
 - Režīms 3 - ūdens skābekļa iekļūšana (tīrīšana): pēc ādas poru tīrīšanas āda tiek apgādāta ar mitrumu un skābekli, ko sniedz ūdens ūdens cirkulācijas sistēma; [lieto visā vienā tvertne]

• Režīms 4 - ledus terapijas stingrums (ledus): šajā režīmā zila gaisma nomierina un nostiprina, uzlabo šūnu aktivitāti, balinās un atjauno ādu, izdzēš zīmes, sašaurina poras caur ledus terapijas cirkulācijas sistēmu, cieš ādu, nostiprina mitrumu un skābekli utt.; [lieto 2-in-1 tvertne]



Iepriekš minētie 4 funkciju režīmi veido slēgtu kopējo tīrīšanas cikla sistēmu, kas padara sejas ādas attīrīšanu ērtāku, pamatīgāku un efektīvāku, padara ādu pilnu ar elastību un dzīvotspēju, palīdz dziļi uzlabot sejas ādas problēmas un atlikt ādas novecošanos.

Siltuma izvadīšana (3 minūtes) + vakuumsorbcija (3 minūtes) + ūdens skābekļa iekļūšana (4 minūtes) + ledus terapijas nostiprinājums (3 minūtes); katrs režīms sagaida lietotāja norādījumus (šajā laikā nākamais režīma gaisma mirgo), lietotājs nospiež režīma pogu, lai tas darbotos normāli. ja lietotājs 1 minūtes laikā nesniedz norādījumus, sistēma automātiski iekļaus gaidīšanas režīmā.

Instrumenta automātiskā tīrīšanas funkcija: pēc sejas ādas tīrīšanas, lūdzu, noņemiet ierīces sūkšanas uzgaļu, to attīriet un novietojiet prom, un ierīces sūkšanas galvai uzstādi tīrīšanas vāciņu, pievienojiet tīru ūdeni integrētajā ūdens tvertnē un ierīce pēc ieslēgšanas iestatiet uz 3.režīma (ūdens skābekļa iekļūšana), ierīce automātiski varēs veikt paštīrīšanu;

Kā nomainīt ūdens tvertni: [3. lapa, f4] pagrieziet pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, tad izvelciet uz leju, lai noņemtu ūdens tvertni, iespraudiet tvertni, un tad pagrieziet pulksteņa rādītāja virzienā, lai uzstādītu ūdens tvertni.

Instrumentu darbības soli un statuss

- Ilgi nospiediet ieslēgšanas pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu, īsi nospiediet ieslēgšanas pogu, lai pārslēgtu funkcijas režīmu.
- Īsi nospiediet ātruma pogu, lai palielinātu vai samazinātu ātrumu, pirmajā ātrumā ieslēgsies viena gaisma, otrajā ātrumā ieslēgsies divas gaismas, un trešajā ātrumā ieslēgsies trīs gaismas.
- Kad ierīce ir noslīdējusi vairāk par 45 grādiem, nolieciet indikatora gaismiņa būs sarkanā un izdalīsies trauksme, ierīce pārstās strādāt, un tā atsāks darbu, kad tā būs taisna.
- Darbības laikā, kad divas poga gaismas mainās no sarkanā uz baltu, un balss brīdina par zemu bateriju, produkts pārstās darboties, un ierīcei šajā brīdī ir jāuzlādējas.
- Kad tiek uzlādēts, ātruma poga gaisma mirgo un gaisma izslēdzas, kad uzlāde ir pabeigta. Lādes process ilgst aptuveni 3.5 stundas.

Instrumenta darbības diagramma [skatīt 3. lapa, f5]

1. Lietojiet sejas tīrītājus, lai noņemtu grīmu.

2. Atkarībā no tā, kuras ūdens tvertnes jums nepieciešamas (Visā Vieniā/2-in-1), ūdens nedrīkst pārsniegt maksimālo ūdens līniju.

2.1 All-in-1 tvertne

2.2 2-In-1 tvertne

2.3 Augstākais ūdens mērķis

2.4 Pievienojiet ūdeni šajā pusē

3. Ievietojiet filtru sprūdi ūdens ievades caurulē.

3.1 Filtra sprūdi

4. Ievietojiet ūdens tvertni ierīces apakšpusē, ar logotipa virzienu uz sevi, un pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā

5. Nomainiet ar nepieciešamo tīrīšanas galvu. Tīrīšanas galvas lielums ir atšķirīgs atkarībā no jūsu paša vajadzībām. Jūs varat izvēlēties atbilstošu tīrīšanas galvu atšķirties pozīcijas atkarībā no savām vajadzībām.
6. Pēc tīrīšanas uzklājiet mitrinošus produktus.

Plašāka informācija par uzņēmumu un produktiem [4. lapa, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

Produktstørrelse: 58x55x207mm
Produkt netto vekt: omtrent 286g
Inngangsspenning: 5V DC 1A
Utgangsspenning: 3.7V
Batterikapasitet: 1500mAh
Ladetid: 3~4 timer
Funksjonsmoduser: 4 moduser
Sugstyrke: 3 nivåer
Tankkapasitet: 2-i-1 tank 40+40ml / alt-i-1 82ml
Implementeringsstandarder: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

Inkludert: [side 2, f1]

1. Vertsenhet x1
2. 2-i-1 tank x1 (kun for kjøleende vakuummodus)
3. Alt-i-1 tank x1 (kun for varme vakuum/rensemodus)
4. Filterplugg x5
5. Liten børste x1
6. Ladekabel x1
7. Kryss silikonmunnstykke x1
8. Ovalt silikonmunnstykke x1
9. Spiralmunnstykke x1
10. Ett ord munnstykke x1
11. Selvrensende hette x1
12. Manual x1

Enhetsbeskrivelse: [side 2, f2]

1. Ventilasjon
2. Munnstykke
3. Funksjonsmodus lys
4. Av/på-knapp (hellingsindikator lys)
5. Trinnknapp (lading/lavt batteri indikator lys)
6. Trinnindikator (lading/lavt batteri indikator lys)
7. Vannbeholder

8. Høytalerhull

9. Type-C ladeplugg



Hodedbeskrivelse: [side 3, f3]

1. Ovalt silikonmunnstykke (stort)
sug: kraftig (vanlig)
funksjon: hudorm, død hud, cutin, pore rensing (allround type)
plassering: store områder av ansiktet
område: nesebor, neseporet

2. Spiralmunnstykke (lite)
sug: middels (vanlig brukt)
funksjon: død hud, cutin, pore rensing (allround type)
plassering: små områder
område: t-sonen, neseporet

3. Ett ord munnstykke (lite)
sug: sterkt (gjenstridig skitt)
funksjon: hudorm, akne, cutin, pore rensing (hudorm foretrukket)
plassering: små områder
område: t-sonen, neseporet

4. Kryss silikonmunnstykke (stort)
sug: sterkt (gjenstridig skitt)
funksjon: hudorm, akne, cutin, pore rensing (hudorm foretrukket)
plassering: store områder av ansiktet
område: kinn, panne

5. Rensehette
funksjon: brukes til å koble vannkretsen til maskinen og rens hele maskinen sirkulært

Forholdsregler

- Bruk punktsuging eller forsiktig løfting og skyv for å rengjøre delene som trenger rengjøring, og la ikke en del være i samme område for lenge.
 - Etter rensing, på grunn av akselerert hudkretsløp, vil huden oppleve noe mild irritasjon eller lett rødhet, som er normal og vil forsvinne automatisk etter en stund.
 - Dette produktet er ikke egnet for plastikkirurgi, neseoperasjoner og andre områder som har gjennomgått kosmetisk kirurgi.
 - Demonter, reparer eller modifier ikke dette produktet selv.
 - Designet på dette produktet støtter ikke vask med vann. Etter bruk kan du tørke av kroppen med en våtserviett, og skal ikke legges i vann.
 - Etter at maskinen er brukt, må brukt vann helles ut for å unngå forringelse over lengre tid.
 - Ikke plasser den i et miljø med sterk magnetisme.
- Rengjøringshodets funksjon og beskrivelse
- Mode 1 - varm varmeeeksport (varm): denne modusen vekker huden med rødt lys, åpner porene gjennom sirkulasjonssystemet med varme, myker hudormer, akne, olje, kosmetiske rester, etc.; [bruk 2-i-1 tank]
 - Mode 2 - vakuum adsorpsjon (vakuum): gjennom vakuum varm umiddelbar sugeteknologi, vil det myke hudormer, akne, fett, kosmetiske rester, osv., og deretter rense dem grundig.
 - Mode 3 - vann oksygen penetrasjon (rensing): etter at hudens porer er renset, leverer hydrogen-oksygen vann sirkulasjonssystemet huden med den fuktigheten og oksygenet den trenger; [bruk alt-i-1 tank]
 - Mode 4 - isterapi oppstramming (is): i denne modusen roer og strammer blått lys, øker celleaktiviteten, hvitner og forynger huden, bleker merker, strammer porene gjennom sirkulasjonssystemet med isterapi, løfter huden, låser fuktighet og oksygen, etc.; [bruk 2-i-1 tank]

De ovennevnte 4 funksjonelle modusene konstruerer et lukket kretsløpssystem som gjør ansiktshudrensing mer praktisk, grundig og effektiv, gjør huden full av elastisitet og vitalitet, hjelper til med å forbedre ansiktshudproblemer dypt, og forsinker aldring av huden.

Varm varmeeeksport (3 minutter) + vakuum adsorpsjon (3 minutter) + vann oksygen penetrasjon (4 minutter) + isterapi oppstramming (3 minutter); hver modus venter på brukerens instruksjoner (på dette tidspunktet blinker neste modus lys), brukeren trykker på modusknappen for at den skal fungere normalt. Hvis brukeren ikke gir instruksjoner innen 1 minutt, vil systemet automatisk gå inn i standby-modus.

Automatisk rensefunksjon av instrumentet: etter at ansiktshuden er renset, vennligst ta av sugehodet på instrumentet, rengjør det og sett det bort, og sett renseheten på sugehodet, fyll rent vann i den integrerte vanntanken, og sett den til mode 3 (vann oksygen penetrasjon) etter å ha slått på maskinen, kan instrumentet utføre selvrensing automatisk;

Hvordan bytte vanntank: [side 3, f4] roter mot klokken, dra deretter ned for å fjerne vanntanken, sett inn oppover, og deretter med klokken for å installere vanntanken.

Instrumentets brukstrinn og status

- Hold av/på-knappen inne i 2 sekunder for å slå på eller av, trykk kort på av/på-knappen for å bytte funksjonsmodus.
- Trykk kort på trinnknappen for å øke eller redusere trinn, ett lys vil være på for første trinn, to lys vil være på for andre trinn, og tre lys vil være på for tredje trinn.
- Når maskinen vipper mer enn 45 grader, vil hellingsindika-

torlyset være rødt og alarmere, maskinen vil slutte å virke, og den vil gjenoppta arbeidet når den er rett opp.

- Under arbeid, når de to knappelysene blinker rødt og hvitt vekselvis, og stemmen indikerer lavt strømforbruk, vil produktet slutte å virke, og maskinen må lades på dette tidspunktet.
- Trincknappens lys blinker ved lading, og lyset slukker når den er fulladet. ladeprosessen tar omtrent 3,5 timer.

Instrumentbruk diagram [se side 3, f5]

1. Bruk ansiktsrens for å fjerne sminke.

2. Fyll vannbeholderen i henhold til behovet (Alt-i-1/2-i-1), vannet må ikke overstige maksimum vannnivå.

2.1 Alt-i-1 tank

2.2 2-i-1 tank

2.3 Høyeste vannlinje

2.4 Fyll vann på denne siden

3. Sett filterpluggen inn i vanninntaksrøret.

3.1 Filterpluggen

4. Sett vannbeholderen inn i bunnen av hovedenheten, med logoen vendt mot deg, og skru den på plass med urviseren.

5. Bytt til det nødvendige rensehodet. Rensehodets størrelse er forskjellig avhengig av dine egne behov. Du kan velge riktig rensehode på forskjellige steder.

6. Etter rens, påfør fuktighetsgivende produkter.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

Tuotteen koko: 58x55x207mm
Tuotteen nettomassa: noin 286g
Syöttöjännite: 5V DC 1A
Lähtöjännite: 3,7V
Akun kapasiteetti: 1500mAh
Latausaika: 3~4 tuntia
Toimintatilat: 4 tilaa
Imuteho: 3 vaihdetta
Säiliön tilavuus: 2-in-1-säiliö 40+40ml / kaikki yhdessä 82ml
Toteutusstandardit: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

Sisältää: [sivu 2, f1]

1. Päälaite x1
2. 2-in-1-säiliö x1 (vain jäähdytysimunuotoon)
3. Kaikki yhdessä -säiliö x1 (vain lämmitysimu/puhdistustilaan)
4. Suodatinpistoke x5
5. Pieni harja x1
6. Latauskaapeli x1
7. Ristilääkepunta x1
8. Ovaali silikoniputki x1
9. Spiraalinönnö x1
10. Yksisana noodit x1
11. Itsepuhdistava hattu x1
12. Käyttöohje x1

Laitteen kuvaus: [sivu 2, f2]

1. Ilmanvaihto
2. Suulake
3. Toimintatilavalio
4. Kytin (kaltevuusilmaisinalo)
5. Vaihdepainike (lataus/alhainen akunilmaisinal)
6. Vaihdeilmaisinal (lataus/alhainen akunilmaisinal)
7. Vesitankki

8. Kaiutinreikä
9. Tyypin-C-latausliitäntä

Pään kuvaus: [sivu 3, f3]

1. Ovaali silikoniputki (iso)
2. Spiraalinen suulake (pieni)
3. Yksisana noodit (pieni)
4. Ristilääkepunta (iso)
5. Puhdistushattu

Varotoimet

- Käytä pistemäistä imuvoimaa tai nosta ja liu'uta varovasti, älä viivy yhdellä alueella liian kauan.
 - Puhdistuksen jälkeen ihon verenkierto kiihtyy, iho saattaa ärtynä hieman tai punoittaa, tämä on normaalia ja häviää itsestään hetken kuluttua.
 - Tämä tuote ei sovellu plastikkakirurgiaa, nenäleikkausta tai muita ihon kosmetiikkaleikkauksia saaneille osille.
 - Älä pura, korjaa tai muokkaa tätä tuotetta itse.
 - Tämän tuotteen suunnittelu ei tue veden pesua. Käytön jälkeen voit pyyhkiä kotelon kostealla paperipyyhkeellä, älä laita sitä veteen.
 - Käytön jälkeen käytetty vesi on kaadettava pois, jotta se ei pilaannu pitkään.
 - Älä aseta sitä voimakasta magneettista ympäristöön.
- Pään puhdistustoiminnot ja kuvaus
- Tilat 1 - lämmin lämpövaste (lämpö): tässä tilassa iho



herätetään punaisella valolla, huokokset avautuvat termisen kier-
ron kautta, mustapäät, akne, öljy, kosmetiikan jäännökset yms.
pehmetään; [käytä 2-in-1-säiliötä]

- Tilat 2 - imutorvi (imu): imutekniikan avulla mustapäät, akne, rasva, kosmetiikan jäännökset yms. pehmenevät, sitten ne puhdistetaan perusteellisesti.

- Tilat 3 - vesi-happipuhkaisu (puhdistus): ihon huokosten puhdistuksen jälkeen tulvetuskoppi:n vesi-happikierrosjärjestelmä tarjoaa ihon kosteutta ja happea; [käytä kaikki yhdessä -säiliötä]

- Tilat 4 - jäähoidon kiinteytys (jää): tässä tilassa sininen valo rauhoittaa ja kiinteyttää, tehostaa solutoimintaa, valkaisee ja nuorentaa ihoa, häivyttää merkkejä, kiristää huokosien jääkiertojärjestelmän avulla, nostaa ihoa, lukitsee kosteutta ja happea, yms.; [käytä 2-in-1-säiliötä]

Edellä 4 toiminnallista tilaa muodostavat suljetun kokonaispuhdistussykli-järjestelmän, joka tekee kasvojen ihon puhdistamisen kätevämmäksi, perusteellisemmaksi ja tehokkaammaksi, tekee ihon täyteen kimmoisuutta ja elinvoimaa, auttaa ratkaisemaan kasvojen ihon ongelmia syvällisesti ja hidastamaan ihon ikäntymistä.

Lämmin lämpövaste (3 minuuttia) + imutorvi (3 minuuttia) + vesi-happipuhkaisu (4 minuuttia) + jäähoidon kiinteytys (3 minuuttia); jokainen tila odottaa käyttäjän ohjeita (tällöin seuraava tilanvalo vilkkuu), käyttäjän painostaa tilapainiketta, jotta se toimisi normaalisti. Jos käyttäjä ei anna ohjeita 1 minuutin kuluessa, järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

Laitteen automaattinen puhdistustoiminto: kasvojen ihon puhdistamisen jälkeen ota instrumentin imuputki pois, puhdista se ja laita se pois, asenna puhdistushattu imukuppiin, lisää puhdasta vettä integroituun vesitankki:n ja aseta se tilaan 3 (vesi-happi-puhkaisu) käynnistettäessä kone, laite voi suorittaa automaattisen itsepuhdistuksen;



Kuinka vaihtaa vesitankki: [sivu 3, f4] käännä vastapäivään, sitten vedä alas poistaaksesi vesitankin, aseta ylöspäin ja sitten myötäpäivään asentaaksesi vesitankin.

Laitteen käyttövaiheet ja tila

- Pitkä painallus käynnistyspainiketta 2 sekunnin ajan, lyhyt painallus käynnistyspainiketta vaihtaaksesi toimintatilaa.

- Lyhyt painallus vaihtenäppäintä vaihtaaksesi vaihtevaihteta, ensimmäisen vaihteen valo syttyy ensimmäisessä vaihteessa, toisen vaihteen valo syttyy toisessa vaihteessa ja kolmannen vaihteen valo syttyy kolmannessa vaihteessa.

- Kun laite kallistetaan yli 45 astetta, kaltevuusilmaisinalo palaa punaisena ja hälyttää, laite pysähtyy työskentelemästä ja jatkaa työskentelyä, kun se on pystysuorassa.

- Työskennellessä, kun kaksi painikenäppäintä vilkkuvat punaisena ja valkoisena vuorotellen ja ääni ilmoittaa alhaisesta virrasta, tuote lakkaa toimimasta, ja laite on ladattava tällä hetkellä.

- Vaihteen painikenvalo vilkkuu latauksen aikana ja sammuu täyteen ladatessa. latausprosessi kestää noin 3,5 tuntia.

Laitteen toimintaohjeet [Katso sivu 3, f5]

1. Käytä kasvojen puhdistusaineita poistaaksesi meikin.

2. Tarpeen mukaan veden tankille (AI-In-1/2-In-1), vesi ei saa ylittää maksimitason.

2.1 Kaikki yhdessä -säiliö

2.2 2-In-1-säiliö

2.3 Korkein veden merkki

2.4 Lisää vettä tähän.

3. Työnnä suodatinpistoke veden syöttöputkeen.

3.1 Suodatinpistokkeet

4. Työnnä vesitankki pääkoneen pohjaan, logo itseäsi kohti ja kierrä se myötäpäivään paikoilleen.

5. Vaihda tarvittavat puhdistuspää. Puhdistuspään koko vaihtelee oman tarpeesi mukaan. Voit valita sopivan puhdistuspään eri asentoihin.

6. Puhdistuksen jälkeen, levitä kosteuttavaa tuotetta.

Lisätietoja yrityksestä ja tuotteista [sivu 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

Termékméret: 58x55x207 mm
 Termék nettó tömege: kb. 286g
 Bemeneti feszültség: 5V DC 1A
 Kimeneti feszültség: 3,7V
 Akkumulátor kapacitás: 1500mAh
 Töltési idő: 3-4 óra
 Funkció módok: 4 mód
 Szívó fokozat: 3 fokozat
 Tartály kapacitása: 2 az 1-ben tartály 40+40 ml / minden egyben 82 ml
 Végrehajtási szabványok: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

Tartalom: [2. oldal, f1]

1. Készülék x1
2. 2 az 1-ben tartály x1 (csak hűtéses szívó módhoz)
3. Minden egyben tartály x1 (csak melegítő szívó/tisztító módhoz)
4. Szűrő dugó x5
5. Kis ecset x1
6. Töltőkábel x1
7. Kereszt alakú szilikon szívónyílás x1
8. Ovális szilikon szívónyílás x1
9. Spirál alakú szívónyílás x1
10. Egy szó szívónyílás x1
11. Öntisztító sapka x1
12. Kézikönyv x1

Készülék leírása: [2. oldal, f2]

1. Légbevezető
2. Szívófej
3. Funkció mód fény
4. Kapcsoló gomb (billentyező jelzőfény)
5. Fokozat gomb (töltés/alacsony akkumulátor jelzőfény)

6. Fokozat jelző (töltés/alacsony akkumulátor jelzőfény)
7. Víztartály
8. Hangszóró nyílás
9. Type-C töltőcsatlakozó

Fej leírása:[3. oldal, f3]

1. Ovális szilikon szívónyílás (nagy)
 szívás: erős (általános)
 funkció: Mitesszer, elhalt bőr, kutin, pórus tisztítás (mindenre kiterjedő típus)
 hely: az arc nagy felületein
 terület: szárnyék, orrszárny

2. Spirál alakú szívónyílás (kicsi)
 szívás: közepes (gyakran használt)
 funkció: elhalt bőr, kutin, pórus tisztítás (mindenre kiterjedő típus)
 hely: kis terület
 terület: T zóna, orrszárny

3. Egy szó szívónyílás (kicsi)
 szívás: erős (makacs szennyeződések)
 funkció: Mitesszer, pattanás, kutin, pórus tisztítás (Mitesszer preferált)
 hely: kis terület
 terület: T zóna, orrszárny

4. Kereszt alakú szilikon szívónyílás (nagy)
 szívás: erős (makacs szennyeződések)
 funkció: Mitesszer, pattanás, kutin, pórus tisztítás (Mitesszer preferált)
 hely: az arc nagy felületein
 terület: arc, homlok

5. Tisztító sapka

funkció: használható a gép vízkörének csatlakozására és a teljes gép körkörös módon történő tisztítására

Óvintézkedések

- Kérjük, használjon pont szívást vagy óvatosan emelje és csúsztassa a tisztítandó részeket, és ne maradjon túl sokáig egy ponton.
- Tisztítás után, a bőr gyorsabb keringése miatt némi enyhe irritáció vagy enyhe vörösség tapasztalható, ami normális és egy idő után automatikusan eltűnik.
- Ez a termék nem alkalmas plasztikai sebészetben, orrkorrektúrában és egyéb olyan részekben, amelyek bőrsébszeti beavatkozásokon estek át.
- Ne szedje szét, javítsa vagy módosítsa ezt a terméket maga.
- Ennek a terméknek a tervezése nem támogatja a vízmosást. Használat után törölje át a teste nedves papírtörővel, és ne tegye vízbe.
- A gép használata után az használt vizet ki kell öntenie, hogy elkerülje a hosszú távú romlást.
- Ne helyezze erős mágneses környezetbe.

Szívófej funkció és leírás

- Mód 1 - meleg hő kibocsátás (meleg): ez a mód piros fény segítségével felébreszti a bőrt, a termikus keringési rendszeren keresztül kitágítja a pórusokat, megpuhítja a mitesszereket, pattanásokat, olajat, kozmetikai maradékot stb.; [használgjon 2 az 1-ben tartályt]

• Mód 2 - vákuum felszívás (vákuum): a vákuum meleg, azonnali szívástechnológián keresztül megpuhítja a mitesszereket, pattanásokat, zsírokat, kozmetikai maradványokat stb., majd alaposan tisztítja azokat.

• Mód 3 - víz oxigén behatolás (tisztítás): miután a bőr pórusait kitisztították, a hidrogén-oxigén vízcirkulációs rendszer hidratálja a bőrt a szükséges nedvességgel és oxigénnel; [használgjon minden egyben tartályt]

• Mód 4 - jégterápia feszesítés (jég): ebben a módban a kék fény nyugtat és feszesít, fokozza a sejttevékenységet, fehérit és fiatalítja a bőrt, halványítja a nyomokat, összehúzza a pórusokat a jégterápia cirkulációs rendszeren keresztül, feszesíti a bőrt, zárja a nedvességet és az oxigént stb.; [használgjon 2 az 1-ben tartályt]

A fent említett 4 funkcionális mód egy zárt körforgású teljes tisztítási ciklust alkot, amely lehetővé teszi az arcbőr tisztítását kényelmesebben, alaposabban és hatékonyabban, az arcbőr telítettségével és vitalitásával teli, hozzájárulva az arcproblémák mélyreható javításához és az arcbőr öregedésének elodázásához.

Meleg hő kibocsátás (3 perc) + vákuum felszívás (3 perc) + víz oxigén behatolás (4 perc) + jégterápia feszesítés (3 perc); minden módot a felhasználói utasításokra vár (ebben az időben a következő mód fénye villog), a felhasználó megnyomja a mód gombot a normál működéshez. ha a felhasználó nem ad instrukciókat 1 percen belül, a rendszer automatikusan készenléti módba lép.

Az eszköz automata tisztítási funkciója: miután az arc bőre

megtisztításra került, kérjük vegye le az eszköz szívófejét, tisztítsa meg és tegye el, illessze be a tisztító sapkát a szívófejre, töltsen fel tiszta vízzel az integrált víztartályt, és állítsa be a 3. módot (víz oxigén behatolás) a készülék bekapcsolása után, az eszköz képes automatikusan öntisztítást végezni;

A víztartály cseréjének módja: [3. oldal, f4] elforgatva ellenórámutatóirányban, majd lehúzva távolítsa el a víztárolót, illessze be felfelé, és ezután óramutatóirányba illessze be a víztartályt.

Eszköz működési lépései és állapota

- Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig, hogy be- vagy kikapcsoljon, rövid nyomás a bekapcsoló gombra a funkció mód váltásához.

- Rövid nyomás a sebesség gombra a fokozat növeléséhez vagy csökkentéséhez, az első sebesség esetén egy fény fog világítani, a második sebességnél két fény fog világítani, a harmadik sebességnél három fény fog világítani.

- Ha a gép több mint 45 fokkal dől, a billenésjelző világítással pirosra vált és riaszt, a gép leáll, és újra elkezd működését, amikor visszanyeri az egyenes helyzetét.

- Munka közben, ha a két gomb fénye piros és fehér színben váltakozva villog, és a hangos utasítás alacsony akkumulátort jelez, a termék leáll, ekkor kell tölteni a gépet.

- A fokozat gomb villog töltés közben, és a fény kialszik teljesen feltöltés után. a töltési folyamat kb. 3,5 órát vesz igénybe.

Eszköz működési diagramja [lásd 3. oldal, f5]

1. Használjon ardclemosókat a smink eltávolításához.

2. A víztartály igényeinek megfelelően (Minden f1 ágy/2 az 1-ben f1 ágy), a víz nem haladhatja meg a maximális vízszintvonalat.

2.1 Minden f1 ágy

2.2 2 az 1-ben f1 ágy

2.3 Legmagasabb vízszintjel

2.4 Ehhez az oldalhoz adjon vizet

3. Illessze be a szűrő dugót a vízbevezető csőbe.

3.1 Szűrő dugók

4. Illessze be a víztartályt a fő egység aljába, a logó felé nézve, és szerelje fel óramutatóirányban.

5. Cserélje ki a szükséges tisztítófejet. A tisztító fej mérete az egyéni igényeknek megfelelően eltérő. Válassza ki az Ön számára megfelelő tisztítófejet a különböző pozíciókban.

6. Tisztítás után alkalmazzon hidratáló termékeket.

További információk a vállalatról és a termékekről [4. oldal, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

Dimensiunea produsului: 58x55x207mm
 Greutatea netă a produsului: aproximativ 286g
 Tensiunea de intrare: 5V DC 1A
 Tensiunea de ieșire: 3.7V
 Capacitatea bateriei: 1500mAh
 Timp de încărcare: 3~4h
 Modele de funcționare: 4 moduri
 Reglaje de aspirație: 3 trepte
 Capacitatea rezervorului: rezervor 2-în-1 40+40ml / all-in-1 82ml
 Standarde de implementare: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

Incluse: [pagina 2, f1]

1. Gazdă x1
2. Rezervor 2-în-1 x1 (numai pentru modul de răcire cu vacuum)
3. Rezervor all-in-1 x1 (numai pentru modul de încălzire cu vacuum/curățare)
4. Dop de filtru x5
5. Perie mică x1
6. Cablu de încărcare x1
7. Duza de silicon cruciform x1
8. Duza de silicon ovală x1
9. Duza spirală x1
10. Duza dreptunghiulară x1
11. Capac de autocurățare x1
12. Manual x1

Descriere dispozitiv: [pagina 2, f2]

1. Ventilație
2. Duza
3. Lumină de mod funcțional
4. Buton de comutare (indicator înclinat)

5. Buton de reglare (indicator de încărcare/baterie scăzută)
6. Indicator de reglare (indicator de încărcare/baterie scăzută)
7. Rezervor de apă
8. Orificiu pentru difuzor
9. Mufă de încărcare Type-C

Descrierea duzelor: [pagina 3, f3]

1. Duza de silicon ovala (mare)
 aspirație: excesivă (comună)
 funcție: puncte negre, piele moartă, cutin, curățarea porilor (tip general)
 locație: zone mari ale feței
 zona: ală, șanț nazal
2. Duza spirală (mică)
 aspirație: medie (frequent utilizată)
 funcție: piele moartă, cutin, curățarea porilor (tip general)
 locație: zonă mică
 zona: zonă T, șanț nazal
3. Duza dreptunghiulară (mică)
 aspirație: puternică (murdărie obstinată)
 funcție: puncte negre, acnee, cutin, curățarea porilor (preferabil puncte negre)
 locație: zonă mică
 zona: zonă T, șanț nazal
4. Duza de silicon cruciformă (mare)
 aspirație: puternică (murdărie obstinată)
 funcție: puncte negre, acnee, cutin, curățarea porilor (preferabil puncte negre)

locație: zone mari ale feței
zonă: obraji, frunte

5. Capac de curățare

funcție: folosit pentru a conecta circuitul de apă al mașinii și pentru a curăța tot dispozitivul în mod circular

Precauții

- Vă rugăm să folosiți aspirația punctiformă sau ridicați ușor și glisați pentru a curăța părțile care trebuie curățate, și nu rămâneți prea mult timp într-o singură parte.
- După curățare, datorită circulației accelerate a pielii, pielea va experimenta o ușoară iritație sau roșeață ușoară, ceea ce este normal și va dispărea automatic după un timp.
- Acest produs nu este potrivit pentru chirurgie plastică, rinoplastie și alte părți care au făcut obiectul unei intervenții estetice.
- Nu demontați, reparați sau modificați acest produs singuri.
- Designul acestui produs nu suportă spălarea cu apă. după utilizare, puteți șterge corpul cu un șervețel umed, și nu-l puneți în apă.
- După utilizarea mașinii, apa utilizată trebuie să fie evacuată pentru a evita deteriorarea pe termen lung.
- Nu-l plasați într-un mediu cu magnetism puternic.

Funcție și descriere cap de curățare

- Mod 1 - export de căldură (cald): acest mod trezește pielea cu lumină roșie, deschide porii prin sistemul de circulație termică, înmoaie punctele negre, acneea, sebumul, reziduurile cosmetice, etc.; [folosiți rezervor 2-în-1]
- Mod 2 - adsorbție cu vacuum (vacuum): prin tehnologia de aspirație sub vid cald instant, va înmuia punctele negre, acneea, sebumul, reziduurile cosmetice, etc., apoi le va curăța temeinic.

- Mod 3 - penetrare cu apă-oxigen (curățare): după ce porii pielii sunt curățați, sistemul de circulație hidrogen-oxigen furnizează pielii umiditatea și oxigenul necesar; [folosiți rezervor all-in-1]
- Mod 4 - terapie cu gheață fermizare (ice): în acest mod, lumina albastră calmează și strânge pielea, crește activitatea celulară, albește și întinerește pielea, diminuează cicatricile, strânge porii prin sistemul circulator de terapie cu gheață, ridică pielea, fixează umiditatea și oxigenul, etc.; [folosiți rezervor 2-în-1]

Cele patru moduri de funcționare construiesc un sistem complet de curățare a pielii faciale, făcând curățarea pielii mai convenabilă, temeinică și eficientă, ajutând la îmbunătățirea profundă a problemelor pielii faciale și la întârzierea îmbătrânirii pielii.

Export de căldură (3 minute) + adsorbție cu vacuum (3 minute) + penetrare cu apă-oxigen (4 minute) + terapie cu gheață fermizare (3 minute); fiecare mod așteaptă instrucțiunile utilizatorului (în acest moment, următoarea lumină de mod clipește), utilizatorul apasă butonul de mod pentru a-l face să funcționeze normal. dacă utilizatorul nu dă instrucțiuni în timp de 1 minut, sistemul va intra automat în modul așteptare.

Funcția de autocurățare a instrumentului: după ce pielea facială este curățată, vă rugăm să scoateți duza de aspirație a instrumentului, curățați-o și depozitați-o, și instalați capacul de curățare pe capul de aspirație, adăugați apă curată în rezervorul integrat, și setați-l pe modul 3 (penetrare cu apă-oxigen) după pornirea aparatului, instrumentul poate efectua autocurățarea automat;

Cum să înlocuiți rezervorul de apă: [pagina 3, f4] rotiți contraclockwise, apoi trageți în jos pentru a scoate rezervorul de apă, introduceți-l în sus, și apoi rotiți-l clockwise pentru a instala rezervorul de apă.

Pași de operare și stare a instrumentului

- Apăsăți lung butonul de pornire pentru 2 secunde pentru a porni sau opri, apăsați scurt butonul de pornire pentru a schimba modul de funcționare.
- Apăsăți scurt butonul de reglare pentru a crește sau scădea treapta, o lumină se va aprinde pentru prima treaptă, două lumini se vor aprinde pentru a doua treaptă, și trei lumini se vor aprinde pentru a treia treaptă.
- Când mașina este înclinată mai mult de 45 de grade, indicatorul de înclinare va fi roșu și alarma va porni, mașina va înceta să funcționeze și va relua funcționarea când este în poziție verticală.
- În timpul funcționării, când cele două lumini ale butonului clipește alternant roșu și alb, și vocea promptă "baterie scăzută", produsul va înceta să funcționeze, iar mașina trebuie încărcată în acest moment.
- Lumina butonului de reglare clipește în timpul încărcării, și lumina se va stinge când este complet încărcat. procesul de încărcare durează aproximativ 3.5 ore.

Diagramă de operare a instrumentului [vezi pagina 3, f5]

1. Folosiți produse de curățare facială pentru a îndepărta machiajul.

2. În funcție de necesitățile rezervorului (All-In-1/2-In-1), apa nu poate depăși linia maximă a nivelului apei.

2.1 Rezervor all-in-1

2.2 Rezervor 2-In-1

2.3 Marcaj maxim al apei

2.4 Adăugați apă pe această parte



3. Introduceți dopul de filtru în conducta de intrare a apei.

3.1 Dopuri de filtru

4. Introduceți rezervorul de apă în partea inferioară a unității principale, cu logo-ul orientat spre dvs., și fixați-l prin înșurubare în sensul acelor de ceasornic.

5. Înlocuiți cu capul de curățare necesar. Dimensiunea capului de curățare este diferită în funcție de nevoile dvs. Puteți alege capul de curățare potrivit pentru diferite poziții.

6. După curățare, aplicați produse de hidratare.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

- الرجاء استخدام الشفط النقطي أو الرفع بلطف والتنقل لتنظيف الأجزاء التي تحتاج إلى تنظيف، وعدم البقاء في جزء واحد لفترة طويلة بعد التنظيف، بسبب تسارع دورة الدم في البشرة، قد تواجه البشرة بعض التهيج الطفيف أو الاحمرار الخفيف، وهو أمر طبيعي وسيختفي تلقائيًا بعد فترة من الوقت.
- هذا المنتج لا يناسب التجميل الجراحي، أو تجميل الأنف وغيرها من الأجزاء التي تمت خضوعها لجراحة تجميل الجلد.

حجم المنتج: 207 × 55 × 58 ملم

الوزن الصافي للمنتج: حوالي 286 جرام

جهد الإدخال: 5 فولت تيار مستمر 1 أمبير

الجهد الناتج: 3.7 فولت

سعة البطارية: 1500 مللي أمبير في الساعة

وقت الشحن: 3-4 ساعات

أوضاع الوظيفة: 4 أوضاع

تروس الشفط: 3 تروس

سعة الخزان: خزان 2 في 1 بسعة 40 + 40 مل / جميع في 1 82 مل

معايير التنفيذ: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB

4706.15-2008

شملت:

x1 الجهاز الرئيسي. 1.

(فقط لوضع التبريد بالشفط) x1 خزان 2 في 1. 2.

(فقط لوضع التسخين بالشفط / التنظيف) x1 All-in-1 خزان. 3.

x5 قطعة التصفية. 4.

x1 فرشاة صغيرة. 5.

x1 كابل الشحن. 6.

x1 فوهة سيليكون عبرية. 7.

x1 فوهة سيليكون بيضاوية. 8.

x1 فوهة برغي. 9.

x1 فوهة كلمة واحدة. 10.

x1 غطاء التنظيف الذاتي. 11.

x1 دليل. 12.

- اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة لمدة ثانيتين للتشغيل أو الإيقاف، اضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة لتبديل وضع الوظيفة
- اضغط ضغطة قصيرة على زر الترس لزيادة أو تقليل الترس، وسيضاء ضوء واحد للترس الأول، وسيضاء مصباحان للترس الثاني، وستضاء ثلاثة مصابيح للترس الثالث

عند إمالة الجهاز لأكثر من 45 درجة، سيتحول ضوء مؤشر الإمالة إلى اللون الأحمر ويصدر إنذارًا، وسيتوقف الجهاز عن العمل، وسيستأنف العمل عندما يكون في وضع مستقيم

أثناء العمل، عندما يومض الزران باللونين الأحمر والأبيض بالتناوب، ويطالب الصوت بانخفاض الطاقة، سيتوقف المنتج عن العمل، ويحتاج الجهاز إلى الشحن في هذا الوقت

- يومض ضوء زر الترس عند الشحن، وينطفئ الضوء عند شحنه بالكامل.
- تستغرق عملية الشحن حوالي 3.5 ساعة

تعمل الأوضاع الوظيفية الأربعة المذكورة أعلاه على إنشاء نظام دورة تنظيف شامل مغلق، مما يجعل تنظيف بشرة الوجه أكثر ملاءمة وشاملة وفعالة، ويجعل البشرة مليئة بالمرونة والحيوية، ويساعد على تحسين مشاكل بشرة الوجه بعمق، وتأخير شيخوخة الجلد

تصدير الحرارة الدافئة (3 دقائق) + الامتزاز الفراغي (3 دقائق) + اختراق الأكسجين في الماء (4 دقائق) + ثبات العلاج بالتلج (3 دقائق)؛ ينتظر كل وضع تعليمات المستخدم (في هذا الوقت يومض ضوء الوضع التالي)، ويضغط المستخدم على زر الوضع ليعمل بشكل طبيعي. إذا لم يتم المستخدم بإعطاء التعليمات خلال دقيقة واحدة، فسيدخل النظام تلقائيًا في وضع الاستعداد

- لا تفكك أو تصلح أو تعدل هذا المنتج بنفسك

- تصميم هذا المنتج لا يدعم غسله بالماء. بعد الاستخدام، يمكنك مسح الجسم بمنديل ورقي مبلل، وعدم غمره في الماء
- بعد استخدام الجهاز، يجب صب الماء المستخدم به لتجنب تدهوره لفترة طويلة
- لا تضعه في بيئة تحتوي على مجال مغناطيسي قوي

تعمل الأوضاع الوظيفية الأربعة المذكورة أعلاه على إنشاء نظام دورة تنظيف شامل مغلق، مما يجعل تنظيف بشرة الوجه أكثر ملاءمة وشاملة وفعالة، ويجعل البشرة مليئة بالمرونة والحيوية، ويساعد على تحسين مشاكل بشرة الوجه بعمق، وتأخير شيخوخة الجلد

تصدير الحرارة الدافئة (3 دقائق) + الامتزاز الفراغي (3 دقائق) + اختراق الأكسجين في الماء (4 دقائق) + ثبات العلاج بالتلج (3 دقائق)؛ ينتظر كل وضع تعليمات المستخدم (في هذا الوقت يومض ضوء الوضع التالي)، ويضغط المستخدم على زر الوضع ليعمل بشكل طبيعي. إذا لم يتم المستخدم بإعطاء التعليمات خلال دقيقة واحدة، فسيدخل النظام تلقائيًا في وضع الاستعداد

وظيفة التنظيف التلقائي للأداة: بعد تنظيف بشرة الوجه، يرجى خلع فوهة الشفط الخاصة بالأداة، وتنظيفها ووضعها بعيدًا، وتثبيت غطاء التنظيف على رأس الشفط، وإضافة الماء النظيف إلى خزان المياه المتكامل، واضبطه على الوضع 3 (اختراق الأكسجين المائي) بعد تشغيل الجهاز، يمكن للأداة إجراء التنظيف الذاتي تلقائيًا؛

قم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم [f4، صفحة 3]: كيفية استبدال خزان المياه اسحب لأسفل لإزالة خزان المياه، وأدخله لأعلى، ثم في اتجاه عقارب الساعة لتركيبه خزان المياه

[f5]، انظر الصفحة 3 مخطط تشغيل الأداة
استخدمي منظفات الوجه لإزالة المكياج 1.

2. وفقاً لاحتياجات خزان المياه (الكل في 2/1 في 1)، لا يمكن أن يتجاوز الماء خط الحد الأقصى لمستوى الماء
دبابة الكل في واحد 2.1
دبابة 2 في 1 2.2
أعلى علامة مائية 2.3
أضف الماء إلى هذا الجانب 2.4
3. أدخل قابس الفلتر في أنبوب إدخال المياه.
مرشحات المقابس 3.1
4. أدخل خزان المياه في الجزء السفلي من الوحدة الرئيسية، بحيث يكون الشعار مواجهاً لك، ثم ثبته في مكانه في اتجاه عقارب الساعة.
5. استبدله برأس التنظيف المطلوب. يختلف حجم رأس التنظيف وفقاً لاحتياجاتك الخاصة. يمكنك اختيار رأس التنظيف المناسب في أوضاع مختلفة بعد التنظيف، ضعي منتجات الترطيب 6.

[f6]، صفحة 4 مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات
www.beautifly.eu
www.youtube.com/beautiflyeu

وظيفة التنظيف التلقائي للأداة: بعد تنظيف بشرة الوجه، يرجى خلع فوهة الشفط الخاصة بالأداة، وتنظيفها ووضعها بعيداً، وتثبيت غطاء التنظيف على رأس الشفط، وإضافة الماء النظيف إلى خزان المياه المتكامل، واضبطه على الوضع 3 (اختراق الأكسجين المائي) بعد تشغيل الجهاز، يمكن للأداة إجراء التنظيف الذاتي تلقائياً؛

قم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم [f4]، صفحة 3: كيفية استبدال خزان المياه اسحبه لأسفل لإزالة خزان المياه، وأدخله لأعلى، ثم في اتجاه عقارب الساعة لتركيب خزان المياه.

خطوات تشغيل الأداة وحالتها

- اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة لمدة ثانيتين للتشغيل أو الإيقاف، اضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة لتبديل وضع الوظيفة.
- اضغط ضغطة قصيرة على زر الترس لزيادة أو تقليل الترس، وسيضاء ضوء واحد للترس الأول، وسيضاء مصباحان للترس الثاني، وستضاء ثلاثة مصابيح للترس الثالث.
- عند إمالة الجهاز لأكثر من 45 درجة، سيتحول ضوء مؤشر الإمالة إلى اللون الأحمر ويصدر إنذاراً، وسيوقف الجهاز عن العمل، وسيستأنف العمل عندما يكون في وضع مستقيم.
- أثناء العمل، عندما يومض الزران باللونين الأحمر والأبيض بالتناوب، ويطلب الصوت بانخفاض الطاقة، سيتوقف المنتج عن العمل، ويحتاج الجهاز إلى الشحن في هذا الوقت.
- يومض ضوء زر الترس عند الشحن، وينطفئ الضوء عند شحنه بالكامل. تستغرق

Размер изделия: 58x55x207 мм
 Вес изделия: приблизительно 286 г
 Входное напряжение: 5V постоянного тока 1A
 Выходное напряжение: 3,7V
 Емкость батареи: 1500 мАч
 Время зарядки: 3-4 часа
 Режимы работы: 4 режима
 Пылесборник: 3 режима
 Объем резервуара: 2-в-1 резервуар 40+40 мл / всё-в-1 82 мл
 Нормативные требования: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

В комплект входит: [страница 2, f1]

1. Основное устройство x1
2. 2-в-1 резервуар x1 (только для режима охлаждающего вакуума)
3. Всё-в-1 резервуар x1 (только для режима подогрева вакуума/очистки)
4. Пробки-фильтры x5
5. Маленькая щетка x1
6. Кабель зарядки x1
7. Крестовидный силиконовый насадок x1
8. Овальный силиконовый насадок x1
9. Спиральный насадок x1
10. Насадок одно слово x1
11. Крышка для самоочистки x1
12. Руководство x1

Описание устройства: [страница 2, f2]

1. Вентиляция
2. Насадок
3. Индикатор режима работы
4. Кнопка включения (индикатор наклона)
5. Кнопка режима (индикатор зарядки/недостатка заряда)
6. Индикатор режима (индикатор зарядки/недостатка

- заряда)
7. Резервуар для воды
8. Отверстие для динамика
9. Разъем зарядки Type-C

Описание насадок: [страница 3, f3]

1. Овальный силиконовый насадок (большой)
 всасывание: интенсивное (обычное)
 функция: черные точки, ороговевшая кожа, кожаца, очищение пор (всеобъемлющий тип)
 расположение: большие участки лица
 зона: алар, носовая складка

2. Спиральный насадок (маленький)
 всасывание: среднее (обычное)
 функция: ороговевшая кожа, кожаца, очищение пор (всеобъемлющий тип)
 расположение: маленький участок
 зона: Т-зона, носовая складка

3. Насадок одно слово (маленький)
 всасывание: сильное (упорная грязь)
 функция: черные точки, акне, кожаца, очищение пор (предназначено для черных точек)
 расположение: маленький участок
 зона: Т-зона, носовая складка

4. Крестовидный силиконовый насадок (большой)
 всасывание: сильное (упорная грязь)
 функция: черные точки, акне, кожаца, очищение пор (предназначено для черных точек)
 расположение: большие участки лица
 зона: щеки, лоб

5. Крышка для самоочистки

функция: используется для подключения водяной цепи к машине и очистки всей машины круговым образом

Предостережения:

- Пожалуйста, используйте точечное всасывание или осторожное поднимание и скольжение для очистки нужных частей, и не задерживайтесь слишком долго в одной части.
- После очищения из-за ускоренного кровообращения кожа может испытать небольшое раздражение или легкое покраснение, что является нормальным и пройдет автоматически через некоторое время.
- Этот продукт не подходит при пластической хирургии, ринопластике и на других частях, которые прошли косметическую операцию кожи.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте этот продукт самостоятельно.
- Дизайн этого продукта не поддерживает погружение в воду. После использования вы можете протереть корпус влажной салфеткой, но не ставьте его в воду.
- После использования машины использованную воду необходимо вылить, чтобы избежать ее загрязнения на долгое время.
- Не помещайте устройство в сильномагнитное окружение.

Функция очистки насадок и описание:

- Режим 1 - экспорт тепла (тепло): этот режим пробуждает кожу с помощью красного света, открывает поры через тепловую циркуляционную систему, размягчает черные точки, акне, жир, косметические остатки и т.д.; [используйте

2-в-1 резервуар]

- Режим 2 - вакуумное всасывание (вакуум): через технологию мгновенного нагрева вакуума будет размягчать черные точки, акне, жир, косметические остатки и т.д., затем тщательно очистит их.
- Режим 3 - проникновение воды-кислорода (очищение): после очищения пор кожи, циркуляционная система воды-водорода обеспечивает кожу влагой и кислородом, которые ей нужны; [используйте всё-в-1 резервуар]
- Режим 4 - укрепляющая процедура льда (лед): в этом режиме синий свет успокаивает и уплотняет кожу, усиливает клеточную активность, осветляет и омолаживает кожу, убирает следы, уменьшает поры через циркуляционную систему криотерапии, уплотняет кожу, удерживает влагу и кислород и т.д.; [используйте 2-в-1 резервуар]

Вышеперечисленные 4 функциональных режима составляют закрытую циклическую систему общего очищения, что делает очищение кожи лица более удобным, тщательным и эффективным, делает кожу упругой и полной жизни, помогает глубоко улучшить проблемы кожи лица и замедлить старение кожи.

Экспорт тепла (3 минуты) + вакуумное всасывание (3 минуты) + проникновение воды-кислорода (4 минуты) + укрепляющая процедура льда (3 минуты); каждый режим ждет инструкций пользователя (при этом мигает свет следующего режима), пользователь нажимает кнопку режима, чтобы он начал работу нормально. Если пользователь не дает инструкций в течение 1 минуты, система автоматически перейдет в режим ожидания.

Автоматическая функция очистки устройства: после очистки кожи лица, пожалуйста, снимите всасывающий насадок устройства, очистите его и установите крышку для очистки на всасывающий насадок, добавьте чистую воду в интегрированный резервуар для воды и установите его в режим 3 (проникновение воды-кислорода) после включения машины, устройство может проводить автоматическую самоочистку;

Как заменить резервуар для воды: [страница 3, f4]
поверните против часовой стрелки, потяните вниз, чтобы удалить резервуар для воды, вставьте вверх, а затем по часовой стрелке, чтобы установить резервуар для воды.

Шаги работы с устройством и статус

- Удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить, нажмите кнопку питания для переключения режима работы.
- Нажмите кнопку режима, чтобы увеличить или уменьшить передачу, один светодиод будет гореть для первой передачи, два светодиода будут гореть для второй передачи, а три светодиода будут гореть для третьей передачи.
- Когда машина наклонена более чем на 45 градусов, индикатор наклона загорится красным и треморнет, машина перестанет работать, и она возобновит работу, когда будет в вертикальном положении.
- При работе, когда два индикатора кнопок мигают красным и белым поочередно, и слышен голосовой сигнал о низком заряде, продукт прекратит работу, и машина должна быть заряжена в это время.

- Индикатор режима мигает при зарядке, а свет гаснет при полном заряде. процесс зарядки занимает приблизительно 3,5 часа.

Диаграмма работы устройства [см. страницу 3, f5]

1. Используйте очищающие средства для удаления макияжа.

2. В соответствии с потребностями резервуара для воды (All-In-1/2-In-1), вода не должна превышать максимальный уровень воды.

2.1 Всё-в-1 резервуар

2.2 2-в-1 резервуар

2.3 Самый высокий уровень воды

2.4 Добавить воду на эту сторону

3. Вставьте фильтрующую пробку в входную трубу для воды.

3.1 Фильтрующие пробки

4. Вставьте резервуар для воды в нижнюю часть основного блока, с логотипом, направленным на себя, и закрутите по часовой стрелке.

5. Замените нужный насадок для очистки. Размер насадки для очистки различается в зависимости от ваших потребностей. Вы можете выбрать соответствующий насадок для очистки в различных позициях.

6. После очищения нанесите увлажняющие средства.

Более подробная информация о компании и продукте [страница 4, f6]:
www.beautifly.eu
www.youtube.com/beautiflyeu

Μέγεθος προϊόντος: 58x55x207mm
 Καθαρό βάρος προϊόντος: περίπου 286g
 Τάση εισόδου: 5V DC 1A
 Τάση εξόδου: 3.7V
 Χωρητικότητα μπαταρίας: 1500mAh
 Χρόνος φόρτισης: 3~4 ώρες
 Λειτουργικοί τρόποι: 4 τρόποι
 Ρυθμίσεις έντασης: 3 ρυθμίσεις
 Χωρητικότητα δοχείου: 2 σε 1 δοχείο 40+40ml / όλα σε 1 82ml
 Πρότυπα εφαρμογής: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

Περιλαμβάνονται: [σελίδα 2, φ1]

1. Κεντρική μονάδα x1
2. Δοχείο 2 σε 1 x1 (μόνο για λειτουργία αναρρόφησης ψύξης)
3. Δοχείο όλα σε 1 x1 (μόνο για λειτουργία αναρρόφησης θέρμανσης/καθαρισμού)
4. Βύσμα φίλτρου x5
5. Μικρή βούρτσα x1
6. Καλώδιο φόρτισης x1
7. Σταυρωτό ακροφύσιο σιλικόνης x1
8. Οβάλ ακροφύσιο σιλικόνης x1
9. Σπειροειδές ακροφύσιο x1
10. Ακροφύσιο μονής κατεύθυνσης x1
11. Καπάκι αυτοκαθαρισμού x1
12. Εγχειρίδιο x1

Περιγραφή συσκευής: [σελίδα 2, φ2]

1. Αεραγωγός
2. Ακροφύσιο
3. Φωτεινή ένδειξη λειτουργικού τρόπου
4. Κουμπί αλλαγής (ενδεικτική λυχνία κλίσης)
5. Κουμπί ρυθμίσεων (ενδεικτική λυχνία φόρτισης/χαμηλής μπαταρίας)

6. Ένδειξη ρυθμίσεων (ενδεικτική λυχνία φόρτισης/χαμηλής μπαταρίας)
7. Δοχείο νερού
8. Τρύπα ηχείου
9. Υποδοχή φόρτισης Type-C

Περιγραφή ακροφυσίων: [σελίδα 3, φ3]

1. Οβάλ ακροφύσιο σιλικόνης (μεγάλο)
 Ρύθμιση έντασης: υπερβολική (συνηθισμένη)
 Λειτουργία: καθαρισμός μαύρων στιγμάτων, νεκρού δέρματος, επιδερμίδας, πόρων (υψηλής απόδοσης)
 Τοποθεσία: μεγάλες περιοχές του προσώπου
 Περιοχή: έσωρινά κοιλώματα, ζώνη των ρουθουνιών
2. Σπειροειδές ακροφύσιο (μικρό)
 Ρύθμιση έντασης: μεσαία (συνηθισμένη)
 Λειτουργία: καθαρισμός νεκρού δέρματος, επιδερμίδας, πόρων (υψηλής απόδοσης)
 Τοποθεσία: μικρές περιοχές
 Περιοχή: Τ ζώνη, ζώνη των ρουθουνιών
3. Ακροφύσιο μονής κατεύθυνσης (μικρό)
 Ρύθμιση έντασης: δυνατή (ανθεκτική βρωμιά)
 Λειτουργία: καθαρισμός μαύρων στιγμάτων, ακμής, επιδερμίδας, πόρων (κυρίως μαύρων στιγμάτων)
 Τοποθεσία: μικρές περιοχές
 Περιοχή: Τ ζώνη, ζώνη των ρουθουνιών

4. Σταυρωτό ακροφύσιο σιλικόνης (μεγάλο)
 Ρύθμιση έντασης: δυνατή (ανθεκτική βρωμιά)
 Λειτουργία: καθαρισμός μαύρων στιγμάτων, ακμής, επιδερμίδας, πόρων (κυρίως μαύρων στιγμάτων)
 Τοποθεσία: μεγάλες περιοχές του προσώπου
 Περιοχή: μάγουλα, μέτωπο

5. Καπάκι καθαρισμού

Λειτουργία: συνδέεται με το σύστημα νερού της συσκευής και καθαρίζει ολόκληρη τη μηχανή κυκλικά

Προφυλάξεις

- Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελαφρά σήκωση και κίνηση για τον καθαρισμό των επιθυμητών περιοχών και να μην παραμένετε σε ένα σημείο για πολύ καιρό.
- Μετά τον καθαρισμό, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας του δέρματος, μπορεί να υπάρξει ελαφριά ερυθρότητα ή ερεθισμός, που είναι φυσιολογικά και θα εξαφανιστούν αυτόματα μετά από λίγο.
- Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για περιοχές με πλαστικές επεμβάσεις, ρινοπλαστική ή άλλες καλλυντικές επεμβάσεις.
- Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
- Το προϊόν αυτό δεν υποστηρίζει πλύση υπό το νερό. Μετά τη χρήση, μπορείτε να σκουπίσετε το σώμα με ένα υγρό χαρτομάντηλο και να μην το βάλετε στο νερό.
- Μετά τη χρήση της μηχανής, το νερό που χρησιμοποιήθηκε πρέπει να χυθεί για να μην αλλοιωθεί.
- Μην το τοποθετείτε σε περιβάλλον με ισχυρό μαγνητισμό.

Περιγραφή λειτουργίας κεφαλών καθαρισμού

- Τρόπος 1 - θερμή εξαγωγή (θερμός): αυτός ο τρόπος ξυπνά το δέρμα με κόκκινο φως, ανοίγει πόρους μέσω της θερμοκυκλοφορίας και μαλακώνει μαύρα στίγματα, ακμή, έλαια, υπολείμματα καλλυντικών κ.λπ.; [χρήση 2 σε 1 δοχείο]
- Τρόπος 2 - αναρρόφηση κενού (κενό): μέσω της τεχνολογίας στιγμιαίας κενού, μαλακώνει μαύρα στίγματα, ακμή, έλαια, υπολείμματα καλλυντικών κ.λπ. και τα καθαρίζει πλήρως.
- Τρόπος 3 - διείσδυση νερού οξυγόνου (καθαρισμός): μετά τον καθαρισμό των πόρων του δέρματος, το σύστημα με

κυκλοφορία υδρο-οξυγόνου προμηθεύει το δέρμα με την απαραίτητη υγρασία και οξυγόνο. [χρήση όλα σε 1 δοχείο]

- Τρόπος 4 - παγωνιά σύσφιξης (πάγος): σε αυτόν τον τρόπο, το μπλε φως ηρεμεί και συσφίγγει, ενισχύει την κυτταρική δραστηριότητα, λευκαίνει και αναζωογονεί το δέρμα, εξαφανίζει σημάδια, συσφίγγει πόρους μέσω του κυκλοφορικού συστήματος πάγου, ανυψώνει το δέρμα, κλειδώνει σε υγρασία και οξυγόνο κ.λπ. [χρήση 2 σε 1 δοχείο]

Οι παραπάνω 4 λειτουργικοί τρόποι κατασκευάζουν ένα κλειστό κύκλο συνολικής καθαριστικής διαδικασίας, κάνοντας τον καθαρισμό του προσώπου πιο βολικό, πλήρη και αποδοτικό, βοηθώντας να βελτιωθούν τα προβλήματα του δέρματος του προσώπου σε βάθος και να καθυστερήσει η γήρανση του δέρματος.

Θερμή εξαγωγή (3 λεπτά) + αναρρόφηση κενού (3 λεπτά) + διείσδυση νερού οξυγόνου (4 λεπτά) + παγωνιά σύσφιξης (3 λεπτά); κάθε τρόπος περιμένει οδηγίες χρήστη (σε αυτό το σημείο το επόμενο φως τρόπου αναβοσβήνει), ο χρήστης πατάει το κουμπί τρόπου για να λειτουργήσει κανονικά. αν ο χρήστης δεν δώσει οδηγίες εντός 1 λεπτού, το σύστημα θα μπει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Αυτόματη λειτουργία καθαρισμού του οργάνου: μετά τον καθαρισμό του δέρματος του προσώπου, παρακαλούμε αφαιρέστε το ακροφύσιο του οργάνου, καθαρίστε το και αποθηκεύστε το, τοποθετήστε το καπάκι καθαρισμού στο κεφάλι απορρόφησης, προσθέστε καθαρό νερό στο ενσωματωμένο δοχείο και ρυθμίστε σε τρόπο 3 (διείσδυση νερού οξυγόνου) μετά την ενεργοποίηση της μηχανής, το όργανο μπορεί να αυτοκαθαριστεί αυτόματα.

Πώς να αντικαταστήσετε το δοχείο νερού: [σελίδα 3, φ4]
 περιστρέψτε αντίστροφα προς το ρολόι, στη συνέχεια τραβήξτε προς τα κάτω για να αφαιρέσετε το δοχείο νερού, τοποθετήστε το ξανά και περιστρέψτε με το ρολόι για να εγκαταστήσετε το δοχείο νερού.

Βήματα λειτουργίας του οργάνου και κατάσταση

- Παρατεταμένη πίεση του κουμπιού ισχύος για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε, σύντομη πίεση του κουμπιού ισχύος για να αλλάξετε τον λειτουργικό τρόπο.
- Σύντομη πίεση του κουμπιού ρυθμίσεων για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ρύθμιση έντασης, μια λυχνία θα ανάψει για την πρώτη ρύθμιση, δύο λυχνίες θα ανάψουν για τη δεύτερη ρύθμιση και τρεις λυχνίες θα ανάψουν για την τρίτη ρύθμιση.
- Όταν η μηχανή είναι κεκλιμένη περισσότερο από 45 μοίρες, η ενδεικτική λυχνία κλίσης θα γίνει κόκκινη και θα χτυπήσει συναγερμός, η μηχανή θα σταματήσει να λειτουργεί και θα ξαναρχίσει όταν είναι κάθετη.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, όταν οι δύο λυχνίες των κουμπιών αναβοσβήνουν κόκκινα και άσπρα εναλλακτικά και η φωνητική ειδοποίηση υποδεικνύει χαμηλή ισχύ, το προϊόν θα σταματήσει να λειτουργεί και η μηχανή πρέπει να φορτιστεί τη δεδομένη στιγμή.
- Η λυχνία του κουμπιού ρυθμίσεων αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση και η λυχνία σβήνει όταν είναι πλήρως φορτισμένο. Η διαδικασία φόρτισης διαρκεί περίπου 3,5 ώρες.

Διάγραμμα λειτουργίας του οργάνου [βλέπε σελίδα 3, φ5]

1. Χρησιμοποιήστε καθαριστικά προσώπου για να αφαιρέσετε το μακιγιάζ.

2. Σύμφωνα με τις ανάγκες του δοχείου νερού (Όλα σε 1 / 2 σε 1), το νερό δεν μπορεί να υπερβεί τη μέγιστη γραμμή στάθμης

νερού.

2.1 Όλα σε 1 δοχείο

2.2 2 σε 1 δοχείο

2.3 Μέγιστο σημάδι στάθμης νερού

2.4 Προσθέστε νερό από αυτή την πλευρά

3. Εισάγετε το βύσμα φίλτρου στον σωλήνα εισαγωγής νερού.

3.1 Βύσματα φίλτρου

4. Εισάγετε το δοχείο νερού στον κάτω μέρος της κεντρικής μονάδας, με το λογότυπο να κοιτάει προς εσάς, και βιδώστε το στη θέση του με φορά προς το ρολόι.

5. Αντικαταστήστε το κατάλληλο κεφάλι καθαρισμού. Το μέγεθος του κεφαλιού καθαρισμού διαφέρει ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες. Μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο κεφάλι καθαρισμού σε διαφορετικές θέσεις.

6. Μετά τον καθαρισμό, εφαρμόστε ενυδατικά προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 4, φ6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

Veličina proizvoda: 58x55x207mm

Neto težina proizvoda: oko 286g

Ulazni napon: 5V DC 1A

Izlazni napon: 3.7V

Kapacitet baterije: 1500mAh

Vrijeme punjenja: 3~4h

Načini rada: 4 načina

Stupnjevi usisavanja: 3 stupnja

Kapacitet spremnika: 2-u-1 spremnik 40+40ml / sve-u-1 82ml

Standardi implementacije: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

Uključen sadržaj: [stranica 2, f1]

1. Domaćin x1
2. 2-u-1 spremnik x1 (samo za način hlađenja vakuuma)
3. Sve-u-1 spremnik x1 (samo za grijanje vakuuma/čišćenje)
4. Filtracijski čep x5
5. Mala četkica x1
6. Punjač x1
7. Silikonska mlaznica u obliku križa x1
8. Ovalna silikonska mlaznica x1
9. Spiralna mlaznica x1
10. Mlaznica u obliku jedne crte x1
11. Poklopac za samočišćenje x1
12. Upute x1

Opis uređaja: [stranica 2, f2]

1. Otvor za ventilaciju
2. Mlaznica
3. Indikator načina rada
4. Dugme za prekidač (indikator nagiba)
5. Dugme za stupanj rada (indikator punjenja/niskog napona)

6. Indikator stupnja (indikator punjenja/niskog napona)

7. Spremnik za vodu

8. Otvor za zvučnik

9. Tip-C priključak za punjenje

Opis glave: [stranica 3, f3]

1. Ovalna silikonska mlaznica (velika)
usisavanje: prekomjerno (uobičajeno)
funkcija: miteseri, mrtva koža, kožni sloj, čišćenje pora (svestrano)
lokacija: velike površine lica
područje: nosnice, grb nosnica
2. Spiralna mlaznica (mala)
usisavanje: srednje (uobičajeno korišteno)
funkcija: mrtva koža, kožni sloj, čišćenje pora (svestrano)
lokacija: male površine
područje: T-zona, grb nosnica
3. Mlaznica u obliku jedne crte (mala)
usisavanje: jaka (tvrdo glava nečistoća)
funkcija: miteseri, akne, kožni sloj, čišćenje pora (preferirani za mitesere)
lokacija: male površine
područje: T-zona, grb nosnica
4. Silikonska mlaznica u obliku križa (velika)
usisavanje: jaka (tvrdo glava nečistoća)
funkcija: miteseri, akne, kožni sloj, čišćenje pora (preferirani za mitesere)
lokacija: velike površine lica
područje: obrazi, čelo

5. Poklopac za čišćenje

funkcija: koristi se za spajanje na vodeni krug uređaja i čišćenje cijelog uređaja kružnim načinom

Mjere opreza

- Molimo koristite usmjereni usis ili nježno podignite i klizite kako biste očistili dijelove koje treba očistiti i nemojte ostavljati na jednom mjestu predugo.
- Nakon čišćenja, zbog ubrzanje cirkulacije kože, koža će doživjeti laganu iritaciju ili lagano crvenilo, što je normalno i automatski će nestati nakon nekog vremena.
- Ovaj proizvod nije prikladan za plastičnu kirurgiju, rinoplastiku i druge dijelove koji su prošli kozmetičke zahvate na koži.
- Nemojte rastavljati, popravljati ili modificirati ovaj proizvod sami.
- Dizajn ovog proizvoda ne podržava pranje vodom. nakon uporabe, možete obrisati tijelo vlažnim papirnatim ručnikom, i ne stavljajte ga u vodu.
- Nakon što se uređaj koristi, korištenu vodu treba izliti kako bi se izbjeglo propadanje tijekom dugo vremena.
- Nemojte ga stavljati u okruženje kao što je jaka magnetska sila.

Funkcija i opis glave za čišćenje

- Način 1 - toplo toplinsko izvođenje (toplo): ovaj način budi kožu crvenim svjetlom, otvara pore kroz sustav toplinske cirkulacije, omekšava mitesere, akne, ulje, ostatke kozmetike, itd.; [koristiti 2-u-1 spremnik]
- Način 2 - vakuumska adsorpcija (vakuum): kroz vakuumsku tehnologiju instant usisavanja, omekšat će mitesere, akne, masnoće, ostatke kozmetike, itd., zatim ih temeljito očistiti.

• Način 3 - prodiranje vode i kisika (čišćenje): nakon što se pore na koži očiste, sustav cirkulacije vodika i kisika opskrbljuje kožu potrebnom vlagom i kisikom; [koristiti sve-u-1 spremnik]

• Način 4 - led terapija učvršćivanje (led): u ovom načinu, plavo svjetlo smiruje i zateže, povećava aktivnost stanica, izbjeljuje i obnavlja kožu, izbjeljuje tragove, zateže pore kroz sustav cirkulacije terapije ledom, podiže kožu, zaključava vlagu i kisik, itd.; [koristiti 2-u-1 spremnik]

Gore spomenuti 4 funkcionalna načina konstruiraju cjelokupni sustav za čišćenje lica, što čini čišćenje kože lica praktičnijim, temeljitim i učinkovitijim, čini kožu punom elastičnosti i vitalnosti, pomaže duboko poboljšati probleme kože lica i odgađa starenje kože.

Toplo izvođenje topline (3 minute) + vakuumska adsorpcija (3 minute) + prodiranje vode i kisika (4 minute) + led terapija učvršćivanje (3 minute); svaki način čeka upute korisnika (u to vrijeme sljedeće svjetlo načina treperi), korisnik pritisne dugme za način da ga aktivira. ako korisnik ne daje upute unutar 1 minute, sustav će automatski ući u stanje mirovanja.

Automatska funkcija čišćenja instrumenta: nakon što se očisti koža lica, molimo skinite mlaznicu instrumenta, očistite je i stavite na mjesto, i postavite poklopac za čišćenje na usisni dio, dodajte čistu vodu u integrirani spremnik za vodu, postavite ga na način 3 (prodiranje vode i kisika) nakon uključivanja uređaja, instrument može automatski obaviti samočišćenje;

Kako zamijeniti spremnik za vodu: [stranica 3, f4] okrenite suprotno od kazaljke na satu, zatim povucite dolje da biste uklonili spremnik za vodu, umetnite prema gore, a zatim okrenite u smjeru kazaljke na satu kako biste instalirali spremnik za vodu.

Koraci i status rada instrumenta

- Dugo pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje 2 sekunde za uključivanje ili isključivanje, kratko pritisnite dugme za uključivanje za prebacivanje načina rada.
- Kratko pritisnite dugme za stupnjeve za povećanje ili smanjenje stupnja, jedno svjetlo će se upaliti za prvi stupanj, dva svjetla će se upaliti za drugi stupanj, a tri svjetla će se upaliti za treći stupanj.
- Kada je uređaj nagnut više od 45 stupnjeva, indikator nagiba će biti crven i alarmirati, uređaj će prestati raditi i nastaviti će raditi kada bude uspravno.
- Tijekom rada, kada dvije tipke svijetli naizmjenično crveno i bijelo, i glasovne poruke ukazuju na nisku snagu, proizvod će prestati raditi, i tada je potrebno napuniti uređaj.
- Dugme za stupanj svijetli dok se puni, a svjetlo se gasi kada je potpuno napunjeno. proces punjenja traje oko 3.5 sata.

Dijagram rada instrumenta [vidi stranicu 3, f5]

1. Koristite proizvode za čišćenje lica kao bi uklonili šminku.
2. Prema potrebama spremnika za vodu (All-In-1/2-In-1), voda ne smije prelaziti maksimalnu razinu vode.
 - 2.1 Sve-u-1 spremnik
 - 2.2 2-u-1 spremnik
 - 2.3 Najviša razina vode
 - 2.4 Dodajte vodu na ovu stranu

3. Umetnite filtracijski čep u cijev za dovod vode.

3.1 Filtracijski čep

4. Umetnite spremnik za vodu na dno glavne jedinice, s logotipom okrenutim prema sebi, i zavrnite ga u smjeru kazaljke na satu.

5. Zamijenite potrebnu glavu za čišćenje. Veličina glave za čišćenje je različita prema vašim potrebama. Možete odabrati odgovarajuću glavu za čišćenje na različitim pozicijama.

6. Nakon čišćenja, nanosite hidratantne proizvode.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

Produktstorlek: 58x55x207mm
Produktnettovikt: cirka 286g
Ingångsspänning: 5V DC 1A
Utspänning: 3,7V
Batterikapacitet: 1500mAh
Laddningstid: 3-4 timmar
Funktionlägen: 4 lägen
Sugväxel: 3 växlar
Tankkapacitet: 2-i-1 tank 40+40 ml / allt-i-1 82 ml
Genomförandestandarder: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008
/ GB 4706.15-2008

Ingår: [sida 2, f1]

1. Huvudenhet x1
2. 2-i-1 tank x1 (endast för kylfunktion i vakuumläge)
3. Allt-i-1 tank x1 (endast för uppvärmningsfunktion i vakuum-/städningläge)
4. Filterpluggar x5
5. Liten borste x1
6. Laddningskabel x1
7. Korsformat silikonmunstycke x1
8. Ovalt silikonmunstycke x1
9. Spiralformat munstycke x1
10. Ettordsmunstycke x1
11. Självrengöringslock x1
12. Manual x1

Enhetsbeskrivning: [sida 2, f2]

1. Ventil
2. Munstycke
3. Funktionsläge ljus
4. Strömbrytare (lutar indikatorljus)

5. Växelknapp (laddning/låg batteri indikatorlampa)
6. Växelindikator (laddning/låg batteri indikatorlampa)
7. Vattentank
8. Högtalare
9. Typ-C laddningskontakt

Huvudbeskrivning: [sida 3, f3]

1. Ovalt silikonmunstycke (stort)
sugstyrka: överdriven (vanligt)
funktion: pormaskar, död hud, hudavlagringar, porrengöring (allroundtyp)
placering: stora områden på ansiktet
område: vingpartiet, näsgropen

2. Spiralformat munstycke (litet)
sugstyrka: medium (ofta använd)
funktion: död hud, hudavlagringar, porrengöring (allroundtyp)
placering: litet område
område: T-zonen, näsgropen

3. Ettordsmunstycke (litet)
sugstyrka: stark (segt smuts)
funktion: pormaskar, akne, hudavlagringar, porrengöring (pormaskar föredras)
placering: litet område
område: T-zonen, näsgropen

4. Korsformat silikonmunstycke (stort)
sugstyrka: stark (segt smuts)
funktion: pormaskar, akne, hudavlagringar, porrengöring (pormaskar föredras)
placering: stora områden på ansiktet
område: kinder, panna

5. Rengöringslock

funktion: används för att ansluta maskinens vattenkrets och rengöra hela maskinen på ett cirkulärt sätt

Försiktighetsåtgärder

- Använd punktsugning eller försiktig lyftning och skjutning för att rengöra delarna som behöver rengöras, och stanna inte på en plats för länge.
 - Efter rengöring, på grund av accelererad hudcirkulation, kan huden uppleva viss lätt irritation eller lätt rodnad, vilket är normalt och kommer att försvinna automatiskt efter en stund.
 - Denna produkt är inte lämplig för plastikkirurgi, näsplastik och andra delar som har genomgått hudkosmetisk kirurgi.
 - Öppna inte, reparera eller modifiera produkten själv.
 - Denna produkts design stöder inte vattentvätt. Efter användning kan du torka av kroppen med en fuktig pappershandduk, och placera inte den i vatten.
 - Efter att maskinen har använts måste det använda vattnet hållas ut för att undvika försämring under lång tid.
 - Placera inte den i en miljö med stark magnetism.
- Rengöringshuvudfunktion och beskrivning
- Läge 1 - varm värmeexport (varm): detta läge väcker huden med rött ljus, öppnar porerna genom det termiska cirkulationssystemet, mjukar upp pormaskar, akne, olja, kosmetiska rester osv.; [använd 2-i-1-tanken]
 - Läge 2 - vakuumsorption (vakuum): genom vakuumhett induktionsteknik mjukar den upp pormaskar, akne, fett, kosmetiska rester mm, sedan rengör dem noggrant.
 - Läge 3 - vatten syrepenetration (rengöring): efter att huden har rengjorts om, tillhandahåller väte-syre-vattencirkulationssystemet huden med fukt och syre den behöver; [använd

allt-i-1-tanken]

- Läge 4 - isbehandling (is): i detta läge lugnar och stramar blått ljus, förbättrar cellaktiviteten, ljusar och föryngar huden, bleker märken, stramar till porer genom isbehandlingssystemet, lyfter huden, låser in fukt och syre mm.; [använd 2-i-1-tanken]

De ovanstående 4 funktionella lägena konstruerar ett slutet helreningssystem, vilket gör ansiktsrengöring mer bekvämt, grundligt och effektivt, ger huden full elasticitet och vitalitet, hjälper till att djupt förbättra ansiktsproblem och fördröja hudens åldrande.

Varm värmeexport (3 minuter) + vakuumsorption (3 minuter) + vatten syrepenetration (4 minuter) + isbehandling (3 minuter); varje läge väntar på användarinstruktioner (vid denna tidpunkt blinkar nästa ljud), användaren trycker på lägesknappen för att det ska fungera normalt. om användaren inte ger instruktioner inom 1 minut kommer systemet automatiskt att gå in i standbyläge.

Automatisk rengöringsfunktion för instrumentet: efter att ansiktshuden har rengjorts, ta av instrumentets sugmunstycke, rengör det och ställ undan det, och montera rengöringslocket på sugmunstycket, fyll på rent vatten i den integrerade vattentanken och ställ in det på läge 3 (vatten syrepenetration) efter att ha slagit på maskinen, kan instrumentet utföra självrengöring automatiskt;

Hur man byter vattentanken: [sida 3, f4] rotera moturs, dra sedan ner för att ta bort vattentanken, tryck uppåt, och sedan medurs för att installera vattentanken.

Instrumentets driftsteg och status

- Håll nere strömbrytaren i 2 sekunder för att slå på eller av, tryck kort på strömbrytaren för att växla funktionläge.
- Tryck kort på växelknappen för att öka eller minska växel, en lampa tänds för första växeln, två lampor tänds för andra växeln, och tre lampor tänds för tredje växeln.
- När maskinen är lutad mer än 45 grader, kommer lättningsindikatorlampan att lysa rött och larma, maskinen kommer att sluta arbeta, och den återupptar arbetet när den är upprätt.
- Under arbetet, när de två knapplamporna blinkar rött och vitt växelvis, och rösten meddelar låg batteri, kommer produkten att sluta fungera, och maskinen behöver laddas vid denna tidpunkt.
- Växelknappen blinkar när den laddas, och lampan släcks när den är fulladdad. laddningsprocessen tar cirka 3,5 timmar.

Instruktionsdiagram för instrumentet [se sida 3, f5]

1. Använd ansiktsrengöringsmedel för att ta bort smink.

2. Enligt behoven för vattentanken (All-In-1/2-In-1), får vattnet inte överstiga den maximala vattennivån.

2.1 All-t-i-1-tank

2.2 2-I-1-tank

2.3 Högsta vattenmärke

2.4 Tillsätt vatten på denna sida

3. Sätt i filterpluggen i vatteninloppsroret.

3.1 Filterpluggar

4. Sätt in vattentanken i botten av huvudenheten, med logotypen mot dig själv, och skruva fast den medurs.

5. Byt ut med det nödvändiga rengöringshuvudet.

Storleken på rengöringshuvudet varierar beroende på dina egna behov. Du kan välja det lämpliga rengöringshuvudet på olika positioner.

6. Efter rengöringen, applicera fuktgivande produkter.

Mer information om företaget och produkterna [sida 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

Produktstørrelse: 58x55x207mm

Produktnetvægt: ca. 286g

Indgangsspænding: 5V DC 1A

Udgangsspænding: 3.7V

Batterikapacitet: 1500mAh

Opladningstid: 3~4t

Funktionsmåder: 4 tilstande

Sugegear: 3 gear

Tankkapacitet: 2-i-1 beholder 40+40 ml / alt-i-1 82 ml

Implementeringsstandarder: GB 4706.1-2005 / GB

4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

Inkluderet: [side 2, f1]

1. Hovedenhed x1

2. 2-i-1 beholder x1 (kun til køle-vakuumtilstand)

3. Alt-i-1 beholder x1 (kun til opvarmnings-vakuum/rengøringstilstand)

4. Filterprop x5

5. Lille børste x1

6. Opladningskabel x1

7. Kryds-silikonmundstykke x1

8. Ovalt silikonmundstykke x1

9. Spiral mundstykke x1

10. Etordsmundstykke x1

11. Selvrensende prop x1

12. Manual x1

Enhedsbeskrivelse: [side 2, f2]

1. Ventil

2. Mundstykke

3. Funktionsmoduslys

4. Skifteknappen (vippeindikatorlys)

5. Gearknap (opladning/lavt batteri indikatorlys)

6. Gearindikator (opladning/lavt batteri indikatorlys)

7. Vandtank

8. Højttalerhul

9. Type-C opladningsstik

Hovedbeskrivelse: [side 3, f3]

1. Ovalt silikonmundstykke (stort)

Sug: overdreven (almindelig)

Funktion: hudorm, døde hudceller, cutin, porerenser (all-round type)

Placering: store områder af ansigtet

Område: sidevinge, næsespalte

2. Spiral mundstykke (lille)

Sug: medium (almindeligt brug)

Funktion: døde hudceller, cutin, porerenser (all-round type)

Placering: små områder

Område: t-zone, næsespalte

3. Etords mundstykke (lille)

Sug: kraftig (sejt snavs)

Funktion: hudorm, acne, cutin, porerenser (foretrukket til hudorme)

Placering: små områder

Område: t-zone, næsespalte

4. Kryds-silikonmundstykke (stort)

Sug: kraftig (sejt snavs)

Funktion: hudorm, acne, cutin, porerenser (foretrukket til hudorme)

Placering: store områder af ansigtet

Område: kinder, pande

5. Renseprop

Funktion: bruges til at forbinde maskinens vandkreds og rense hele maskinen på en cirkulær måde

Forholdsregler

- Brug punktudsugning eller forsigtigt løft og glide for at rengøre de områder, der skal rengøres, og bliv ikke for længe på ét sted.
- Efter rensning, på grund af den accelererede hudcirkulation, vil huden opleve lidt irritation eller let rødme, hvilket er normalt og vil forsvinde automatisk efter noget tid.
- Dette produkt er ikke egnet til plastikkirurgi, næseoperation og andre dele af huden, der har undergået kosmetisk kirurgi.
- Du må ikke adskille, reparere eller ændre dette produkt selv.
- Designet af dette produkt understøtter ikke vask med vand. Efter brug kan du tørre enheden af med en våd håndklæde, og må ikke placere den i vand.
- Efter brug af maskinen skal det brugte vand hældes ud for at undgå forringelse over tid.
- Placer den ikke i et miljø med stærk magnetisme.

Rensehovedfunktion og beskrivelse

- Tilstand 1 - varm varmeeksport (varm): denne tilstand vækker huden med rødt lys, åbner porerne gennem det termiske cirkulationssystem, blødgør hudorme, acne, olie, kosmetikrester osv.; [brug 2-i-1 tank]

• Tilstand 2 - vakuumadsorption (vakuum): gennem vakuumvarm øjeblikkelig sugeteknologi blødgøres hudorme, acne, fedt, kosmetikrester osv., derefter rengøres de grundigt.

• Tilstand 3 - vandiltning (rensning): efter at hudporene er renses, forsyner hydrogeniltvand-iltcirkulationssystemet huden med den fugt og ilt, den har brug for; [brug alt-i-1 tank]

• Tilstand 4 - istherapiforstærkning (is): i denne tilstand beroliger og strammer det blå lys, forbedrer celleaktiviteten, lysner og forynger huden, falmer mærker, strammer porerne gennem is-terapicyklussystemet, løfter huden, låser fugt og ilt osv.; [brug 2-i-1 tank]

De ovennævnte 4 funktionstilstande konstruerer et lukket kredsløb omfattende rensningssystem, som gør ansigtsrensning mere bekvem, grundig og effektiv, gør huden fuld af elasticitet og vitalitet, hjælper med dybt at forbedre ansigtshudsproblemer og forsinke hudens aldring.

Varm varmeeksport (3 minutter) + vakuumadsorption (3 minutter) + vandiltning (4 minutter) + istherapiforstærkning (3 minutter); hver tilstand venter på brugerinstruktioner (på dette tidspunkt blinker næste tilstandlys), brugeren trykker på tilstandsknappen for at få det til at fungere normalt, hvis brugeren ikke giver instruktioner inden for 1 minut, vil systemet automatisk gå i standby-tilstand.



Automatisk rengøringsfunktion af instrumentet: efter at ansigtshuden er renset, skal du fjerne sugemundstykket på instrumentet, rengøre det og opbevare det, og installere rensningsproppen på sugemundstykket, tilsætte rent vand til den integrerede vandtank, og indstille den til tilstand 3 (vandiltning) efter at have tændt maskinen, kan instrumentet udføre selvrensning automatisk;

Sådan udskiftes vandtanken: [side 3, f4] drej mod uret, træk derefter ned for at fjerne vandtanken, indsæt opad og derefter med uret for at installere vandtanken.

Instrumentbetjeningsprocedurer og status

- Hold tænd-/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde eller slukke, tryk kort på tænd/sluk-knappen for at skifte funktionsmodus.
- Tryk kort på gearknappen for at øge eller sænke gear, én lys vil være tændt for første gear, to lys vil være tændt for andet gear, og tre lys vil være tændt for tredje gear.
- Når maskinen hælder mere end 45 grader, vil vippeindikatorlyset blive rødt og alarmere, maskinen stopper med at arbejde, og den genoptager arbejdet, når den er opret.
- Under arbejdet, når de to knappelys blinker rødt og hvidt skiftevis, og stemmen angiver lavt batteri, vil produktet stoppe med at arbejde, og maskinen skal oplades på det tidspunkt.
- Gearknappelyset blinker under opladning, og lyset slukker, når det er fuldt opladet. opladningsprocessen tager cirka 3,5 timer.

Instrumentbetjeningsdiagram [se side 3, f5]

1. Brug ansigtsrensemidler til at fjerne makeup.

2. I henhold til vandtankens behov (AIHn-1/2-In-1) må vandet ikke overstige den maksimale vandstandslinje.

2.1 Alt-i-1 tank

2.2 2-i-1 tank

2.3 Højeste vandmærke

2.4 Tilsæt vand til denne side

3. Indsæt filterproppen i vandindtagsrøret.

3.1 Filterpropper

4. Indsæt vandtanken i bunden af hovedenheden, med logoet mod dig selv, og skru den på plads med uret.

5. Skift med det nødvendige rensningshoved. Størrelsen på rensningshovedet er forskellig i henhold til dine egne behov. Du kan vælge det passende rensningshoved på forskellige positioner.

6. Efter rensning, påfør fugtighedscreme.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

Productafmetingen: 58x55x207mm
 Nettogewicht product: ongeveer 286 g
 Ingangsspanning: 5V DC 1A
 Uitgangsspanning: 3,7 V
 Batterijcapaciteit: 1500 mAh
 Oplaadtijd: 3~4 uur
 Functiemodi: 4 modi
 Zuigtandwiel: 3 versnellingen
 Tankinhoud: 2-in-1 tank 40+40 ml / alles-in-1 82 ml
 Implementatienormen: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 /
 GB 4706.15-2008

Inbegrepen: [pagina 2, f1]

1. Gastheer x1
2. 2-in-1 tank x1 (alleen voor koelvacuümmodus)
3. Alles-in-1 tank x1 (alleen voor verwarmingsvacuüm/reinigingsmodus)
4. Filterplug x5
5. Kleine borstel x1
6. Oplaadkabel x1
7. Kruis siliconen mondstuk x1
8. Ovaal siliconen mondstuk x1
9. Spiraalvormig mondstuk x1
10. Mondstuk voor één woord x1
11. Zelfreinigende dop x1
12. Handleiding x1

Apparaatbeschrijving: [pagina 2, f2]

1. Ontluchten
2. Mondstuk
3. Lampje van de functiemodus
4. Schakelknop (kantelindicatielampje)
5. Versnellingsknop (indicatielampje voor opladen/batterij bijna leeg)

6. Versnellingsindicator (indicatielampje voor opladen/batterij bijna leeg)
7. Watertank
8. Luidsprekeropening
9. Type-C-oplaadstekker

Hoofdbeschrijving: [pagina 3, f3]

1. Ovaal siliconen mondstuk (groot)
 zuigkracht: overmatig (vaak)
 Functie: mee-eter, dode huid, cutine, poriënreiniging (allround type)
 locatie: grote delen van het gezicht
 gebied: alar, neusgroef
2. Spiraalmondstuk (klein)
 zuigkracht: medium (veelgebruikt)
 functie: dode huid, cutin, poriënreiniging (allround type)
 locatie: klein gebied
- gebied: t-zone, neusgroef
3. Eénwoordmondstuk (klein)
 zuigkracht: sterk (hardnekkig vuil)
 Functie: mee-eter, acne, cutine, poriënreiniging (bij voorkeur mee-eter)
 locatie: klein gebied
 gebied: t-zone, neusgroef

4. Siliconen kruismondstuk (groot)
 zuigkracht: sterk (hardnekkig vuil)
 Functie: mee-eter, acne, cutine, poriënreiniging (bij voorkeur mee-eter)
 locatie: grote delen van het gezicht
 gebied: wangen, voorhoofd

5. Reinigingsdop

functie: wordt gebruikt om het watercircuit van de machine aan te sluiten en de hele machine op een cirkelvormige manier schoon te maken

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik puntzuiging of voorzichtig optillen en schuiven om de te reinigen onderdelen schoon te maken, en blijf niet te lang in één onderdeel.
- Na het reinigen zal de huid door de versnelde huidcirculatie enige lichte irritatie of lichte roodheid ervaren, wat normaal is en na een tijdje vanzelf verdwijnt.
- Dit product is niet geschikt voor plastische chirurgie, neuscorrectie en andere delen die cosmetische huidchirurgie hebben ondergaan.
- Demonteer, repareer of wijzig dit product niet zelf.
- Het ontwerp van dit product ondersteunt het wassen met water niet, na gebruik kunt u het lichaam afvegen met een natte papieren handdoek en niet in water leggen.
- Nadat de machine is gebruikt, moet het gebruikte water worden weggegoten om langdurige bederf te voorkomen.
- Plaats het niet in een omgeving met sterk magnetisme.

Functie en beschrijving van de reinigingskop

- Modus 1 - warme warmte-uitvoer (warm): deze modus maakt de huid wakker met rood licht, opent de poriën via het thermische circulatiesysteem, verzacht mee-eters, acne, olie, cosmetische resten, enz.; [gebruik 2-in-1-tank]

• Modus 2 - vacuümadSORPTIE (vacuüm): door middel van vacuüm-hot-instant-zuigtechnologie worden mee-eters, acne, vet, cosmetische resten enz. zacht gemaakt en vervolgens grondig gereinigd.

• Modus 3 - waterzuurstofpenetratie (reiniging): nadat de poriën van de huid zijn gereinigd, voorziet het waterstof-zuurstofwatercirculatiesysteem de huid van het vocht en de zuurstof die deze nodig heeft; [gebruik alles-in-1-tank]

• Modus 4 - verstevigend door ijstherapie (ijs): in deze modus kalmeert en verstevigt het blauwe licht, verbetert de celactiviteit, maakt de huid witter en verjongt, vervaagt vlekken, vernauwt de poriën door het bloedsomloopstelsel van de ijstherapie, tilt de huid op, vergrendelt vocht en zuurstof, enz.; [gebruik 2-in-1-tank]

De bovenstaande 4 functionele modi vormen een gesloten geheel reinigingscyclussysteem, dat de reiniging van de gezichtshuid gemakkelijker, grondiger en efficiënter maakt, de huid elastisch en vitaliteit geeft, huidproblemen in het gezicht diepgaand verbetert en huidveroudering vertraagt.

Warme warmte-export (3 minuten) + vacuümadSORPTIE (3 minuten) + waterzuurstofpenetratie (4 minuten) + versteviging door ijstherapie (3 minuten); elke modus wacht op gebruikersinstructies (op dit moment knippert het volgende moduslampje), de gebruiker drukt op de modusknop om deze normaal te laten werken. Als de gebruiker niet binnen 1 minuut instructies geeft, gaat het systeem automatisch naar de stand-bymodus.

Automatische reinigingsfunctie van het instrument: nadat de gezichtshuid is gereinigd, verwijdt u het zuigmondstuk van het instrument, maakt u het schoon en bergt u het op, en installeert u de reinigingskap op de zuigkop, voegt u schoon water toe aan de geïntegreerde watertank, en stel deze in op modus 3 (waterzuurstofpenetratie) nadat u de machine hebt ingeschakeld, kan het instrument automatisch zelfreiniging uitvoeren;

Het vervangen van het waterreservoir: [pagina 3, f4] Draai tegen de klok in, trek het vervolgens naar beneden om het waterreservoir te verwijderen, plaats het naar boven en vervolgens met de klok mee om het waterreservoir te installeren.

Bedieningsstappen en status van het instrument

- Druk lang op de aan/uit-knop gedurende 2 seconden om in of uit te schakelen, druk kort op de aan/uit-knop om de functiemodus te schakelen.

- Druk kort op de versnellingsknop om de versnelling hoger of lager te zetten. Eén lampje brandt voor de eerste versnelling, twee lampjes branden voor de tweede versnelling en drie lampjes branden voor de derde versnelling.

- Wanneer de machine meer dan 45 graden gekanteld is, zal het indicatielampje voor de kanteling rood zijn en een alarm geven. De machine zal stoppen met werken en zal weer verder werken als deze rechtop staat.

- Wanneer tijdens het werk de twee knoplampjes afwisselend rood en wit knipperen en de stem aangeeft dat het stroomverbruik laag is, stopt het product met werken en moet de machine op dat moment worden opgeladen.

- Het versnellingsknoplampje knippert tijdens het opladen en het lampje gaat uit als het volledig is opgeladen. het laadproces duurt ongeveer 3,5 uur.

Instrumentbedieningsschema [zie pagina 3, f5]

1. Gebruik gezichtsreinigers om make-up te verwijderen.

2. Afhankelijk van de behoeften van de watertank (All-In-1/2-In-1) mag het water de maximale waterniveaulijn niet overschrijden.

- 2.1 Alles-in-1-tank

- 2.2 2-in-1-tank

- 2.3 Hoogste watermerk

- 2.4 Voeg water toe aan deze kant

3. Steek de filterplug in de watertoevoerleiding.

- 3.1 Filterpluggen

4. Plaats het waterreservoir in de onderkant van het hoofdapparaat, met het logo naar u toe gericht, en schroef het met de klok mee op zijn plaats.

5. Vervang door de vereiste reinigingskop. De grootte van de reinigingskop is afhankelijk van uw eigen behoeften. Je kunt de juiste reinigingskop in verschillende posities kiezen.

6. Breng na het reinigen vochtinbrengende producten aan.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

Ürün boyutu: 58x55x207mm
Ürün net ağırlığı: yaklaşık 286g
Giriş voltajı: 5V DC 1A
Çıkış voltajı: 3,7V
Pil kapasitesi: 1500mAh
Şarj süresi: 3~4 saat
Fonksiyon modları: 4 mod
Emme dişlisi: 3 vites
Tank kapasitesi: 2'si 1 arada tank 40+40 ml / hepsi bir arada 82 ml
Uygulama standartları: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

Dahil olanlar: [sayfa 2, f1]

1. Ana Bilgisayar x1
2. 2'si 1 arada tank x1 (yalnızca soğutma vakum modu için)
3. Hepsi bir arada tank x1 (yalnızca ısıtma vakum/temizleme modu için)
4. Filtre tapası x5
5. Küçük fırça x1
6. Şarj kablosu x1
7. Çapraz silikon nozul x1
8. Oval silikon nozul x1
9. Spiral nozul x1
10. Tek kelimelik başlık x1
11. Kendi kendini temizleyen kapak x1
12. Kılavuz x1

Cihaz açıklaması: [sayfa 2, f2]

1. Havalandırma
2. Meme
3. İşlev modu ışığı
4. Anahtar düğmesi (eğim gösterge ışığı)
5. Vites düğmesi (şarj/düşük pil gösterge ışığı)

6. Vites göstergesi (şarj/düşük pil gösterge ışığı)
7. Su deposu
8. Hoparlör deliği
9. Tip-C şarj fişi

Başlık açıklaması:[sayfa 3, f3]

1. Oval silikon nozul (büyük)
emme: aşırı (yaygın)
fonksiyon: siyah nokta, ölü deri, kütin, gözenek temizleme (çok yönlü tip)
konum: yüzün geniş alanları
alan: alarm, burun oluğu

2. Spiral nozul (küçük)
emme: orta (yaygın olarak kullanılır)
fonksiyon: ölü deri, kütin, gözenek temizleme (çok yönlü tip)
konum: küçük alan

- alan: t bölgesi, burun oluğu
3. Tek kelimelik başlık (küçük)
emiş gücü: güçlü (inatçı kir)
işlevi: siyah nokta, akne, kütin, gözenek temizleme (siyah nokta tercih edilir)
konum: küçük alan
alan: t bölgesi, burun oluğu

4. Çapraz silikon nozul (büyük)
emiş gücü: güçlü (inatçı kir)
işlevi: siyah nokta, akne, kütin, gözenek temizleme (siyah nokta tercih edilir)
konum: yüzün geniş alanları
bölge: yanaklar, alın

5. Temizleme kapağı

Fonksiyon: Makinenin su devresini bağlamak ve tüm makineyi dairesel bir şekilde temizlemek için kullanılır

Önlemler

• Temizlenmesi gereken parçaları temizlemek için noktasal emme veya yavaşça kaldırıp kaydırma yöntemini kullanın ve tek parçada çok uzun süre kalmayın.

• Temizlendikten sonra cilt dolaşımının hızlanması nedeniyle ciltte hafif bir tahriş veya hafif kızarıklık meydana gelecektir, bu normaldir ve bir süre sonra otomatik olarak kaybolacaktır.

• Bu ürün plastik cerrahi, rinoplasti ve cilt estetiği ameliyatı geçirmiş diğer parçalar için uygun değildir.

• Bu ürünü kendi başınıza sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.

• Bu ürünün tasarımı suyla yıkamayı desteklememektedir. Kullanımdan sonra vücudu ıslak kağıt havluyla silebilirsiniz, suya koymayın.

• Makine kullanıldıktan sonra uzun süre bozulmaması için kullanılmış suyun boşaltılması gerekir.

• Güçlü manyetizma gibi ortamlara yerleştirmeyin.

Temizleme Başlığı Fonksiyonu ve Açıklaması

• Mod 1 - sıcak ısı aktarımı (sıcak): bu mod cildi kırmızı ışıyla uyandırır, termal dolaşım sistemi aracılığıyla gözenekleri açar, siyah noktaları, sivilceleri, yağı, kozmetik kalıntıları vb. yumuşatır; [2'si 1 arada tankı kullanın]

• Mod 2 - vakumlu adsorpsiyon (vakum): vakumlu sıcak anında

emme teknolojisi sayesinde siyah noktaları, sivilceleri, yağları, kozmetik kalıntıları vb. yumuşatır ve ardından bunları iyice temizler.



• Mod 3 - suya oksijen nüfuzu (temizlik): cildin gözenekleri temizlendikten sonra, hidrojen-oksijen su sirkülasyon sistemi cilde ihtiyaç duyduğu nem ve oksijeni sağlar; [hepsi bir arada tankı kullanın]

• Mod 4 - buz terapisi sıkılaştırıcı (buz): bu modda, mavi ışık sakinleştirir ve sıkılaştırır, hücre aktivitesini artırır, cildi beyazlatır ve gençleştirir, izleri giderir, buz terapisi dolaşım sistemi yoluyla gözenekleri sıkılaştırır, cildi kaldırır, kilitler nem ve oksijen vb.; [2'si 1 arada tankı kullanın]

Yukarıdaki 4 işlevsel mod, yüzdeki cilt temizliğini daha rahat, kapsamlı ve verimli hale getiren, cildi elastikiyet ve canlılıkla dolduran, yüzdeki cilt problemlerini derinlemesine iyileştirmeye ve cilt yaşlanmasını geciktiren kapalı döngü genel bir temizleme döngüsü sistemi oluşturur.

Sıcak ısı aktarımı (3 dakika) + vakum adsorpsiyonu (3 dakika) + su oksijen nüfuzu (4 dakika) + buz terapisi sıkılaştırma (3 dakika); her mod kullanıcı talimatlarını bekler (şu anda bir sonraki mod ışığı yanıp söner), kullanıcı normal çalışması için mod düğmesine basar. Kullanıcının 1 dakika içerisinde talimat vermemesi durumunda sistem otomatik olarak bekleme moduna geçecektir.

Cihazın otomatik temizleme fonksiyonu: Yüz derisi temizlendikten sonra lütfen cihazın emme memesini çıkarın, temizleyin ve kaldırın, temizleme kapağını emme kafasına takın, entegre su deposuna temiz su ekleyin, ve makineyi açtıktan sonra mod 3'e (su oksijen nüfuzu) ayarlayın, cihaz

otomatik olarak kendi kendini temizleme işlemini gerçekleştirebilir;

Su deposu nasıl değiştirilir: [sayfa 3, f4] saat yönünün tersine çevirin, ardından su deposunu çıkarmak için aşağı çekin, yukarıya doğru takın ve ardından su deposunu takmak için saat yönünde çevirin.

Cihazın çalışma adımları ve durumu

- Açmak veya kapatmak için güç düğmesine 2 saniye boyunca uzun basın, işlev modunu değiştirmek için güç düğmesine kısa basın.

- Vites artırmak veya azaltmak için vites düğmesine kısa basın, birinci vites için bir ışık, ikinci vites için iki ışık, üçüncü vites için üç ışık yanacaktır.

- Makine 45 dereceden fazla eğildiğinde eğim gösterge ışığı kırmızı yanacak ve alarm verecektir, makine çalışmayı durduracak, dik konumdayken çalışmaya devam edecektir.

- Çalışma sırasında, iki düğmenin ışığı dönüşümlü olarak kırmızı ve beyaz renkte yanıp söndüğünde ve ses düşük güç uyarısında bulunduğunda, ürün çalışmayı durduracaktır ve bu sırada makinenin şarj edilmesi gerekmektedir.

- Şarj sırasında vites düğmesi ışığı yanıp söner ve ışık tamamen şarj olduğunda söner. şarj işlemi yaklaşık 3,5 saat sürer.

Cihaz çalışma şeması [bkz. sayfa 3, f5]

1. Makyajı çıkarmak için yüz temizleyicileri kullanın.

2. Su deposunun ihtiyacına göre (All-In-1/2-In-1) su maksimum

su seviye çizgisini aşamaz.

2.1 Hepsi bir arada tank

2.2 2'si 1 arada tank

2.3 En yüksek su işareti

2.4 Bu tarafa su ekleyin

3. Filtre tapasını su giriş borusuna takın.

3.1 Filtre tapaları

4. Su haznesini, logo kendinize bakacak şekilde ana ünitenin alt kısmına yerleştirin ve saat yönünde yerine vidalayın.

5. Gerekli temizleme başlığıyla değiştirin. Temizleme kafasının boyutu kendi ihtiyaçlarınıza göre farklıdır. Farklı konumlarda uygun temizleme başlığını seçebilirsiniz.

6. Temizledikten sonra nemlendirici ürünler uygulayın.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu

Размер на продукта: 58x55x207 мм
Нетно тегло на продукта: около 286g
Входно напрежение: 5V DC 1A
Изходно напрежение: 3.7V
Капацитет на батерията: 1500mAh
Време за зареждане: 3~4ч
Функционални режими: 4 режима
Смукателна предавка: 3 предавки
Капацитет на резервоара: резервоар 2 в 1 40+40 мл / всичко в 1 82 мл
Стандарти за внедряване: GB 4706.1-2005 / GB 4706.15-2008 / GB 4706.15-2008

Включено: [страница 2, f1]

1. Хост x1
2. Резервоар 2 в 1 x1 (само за охлаждащ вакуумен режим)
3. Резервоар „всичко в 1“ x1 (само за режим на отопление с вакуум/почистване)
4. Филтърна тапа x5
5. Малка четка x1 бр
6. Кабел за зареждане x1
7. Кръст силиконов накрайник x1 бр
8. Овален силиконов накрайник x1 бр
9. Спирална дюза x1 бр
10. Една дума дюза x1
11. Самопочистваща се капачка x1
12. Ръководство x1

Описание на устройството: [страница 2, f2]

1. Отдушник
2. Накрайник
3. Светлина на функционалния режим
4. Бутон за превключване (светлинен индикатор за накланяне)
5. Бутон за зъбно колело (индикатор за зареждане/ниска батерия)
6. Индикатор за предавка (индикатор за зареждане/ниска батерия)

7. Резервоар за вода
8. Отвор за високоговорител
9. Тип-С щепсел за зареждане



Описание на главата: [страница 3, f3]

1. Овална силиконова дюза (голяма)
засмукване: прекомерно (често срещано)
функция: черни точки, мъртва кожа, кутин, почистване на порите (универсален тип)
местоположение: големи участъци от лицето
област: алар, носна бразда

2. Спирална дюза (малка)
засмукване: средно (често използвано)
функция: мъртва кожа, кутин, почистване на порите (универсален тип)
местоположение: малка площ

зона: t зона, носна бразда
3. Дюза с една дума (малка)
засмукване: силно (упорита мръсотия)
функция: черни точки, акне, кутин, почистване на порите (предпочитани черни точки)
местоположение: малка площ
зона: t зона, носна бразда

4. Кръстосана силиконова дюза (голяма)
засмукване: силно (упорита мръсотия)
функция: черни точки, акне, кутин, почистване на порите (предпочитани черни точки)
местоположение: големи участъци от лицето
зона: бузи, чело

5. Почистваща капачка
функция: използва се за свързване на водната верига на

машината и почистване на цялата машина по кръгов начин

Предпазни мерки

- Моля, използвайте точково засмукване или леко повдигане и плъзгане, за да почистите частите, които трябва да бъдат почистени, и не оставайте в една част твърде дълго.
- След почистване, поради ускорената кожна циркулация, кожата ще почувства леко дразнене или леко зачервяване, което е нормално и ще изчезне автоматично след известно време.
- Този продукт не е подходящ за пластична хирургия, ринопластика и други части, които са били подложени на кожни козметични операции.
- Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте този продукт сами.
- Дизайнът на този продукт не поддържа измиване с вода. след употреба можете да избършете тялото с мокра хартиена кърпа и не го поставяйте във вода.
- След като машината бъде използвана, използваната вода трябва да се излее, за да се избегне влошаване за дълго време.
- Не го поставяйте в среда като силен магнетизъм.

Функция и описание на почистващата глава

- Режим 1 - топъл износ на топлина (топло): този режим събужда кожата с червена светлина, отваря порите чрез системата за термична циркулация, омекотява черни точки, акне, мазнина, козметични остатъци и др.; [използвайте резервоар 2 в 1]
- Режим 2 - вакуумна адсорбция (вакуум): чрез технология за вакуумно горещо незабавно изсмукване, той ще омекоти черни точки, акне, мазнини, остатъци от козметика и др., след което ще ги почисти старателно.

• Режим 3 - проникване на кислород от водата (почистване): след почистване на порите на кожата системата за циркулация на водородно-кислородната вода доставя на кожата необходимата влага и кислород; [използвайте резервоар всичко в 1]

• Режим 4 - стягане на ледената терапия (лед): в този режим синята светлина успокоява и стяга, засилва клетъчната активност, избелва и подмладява кожата, избледнява следите, стяга порите чрез кръвоносната система на ледената терапия, повдига кожата, заключава в влага и кислород и др.; [използвайте резервоар 2 в 1]

Горните 4 функционални режима изграждат цялостна система за цикъл на почистване със затворен цикъл, която прави почистването на кожата на лицето по-удобно, задълбочено и ефективно, прави кожата пълна с еластичност и жизненост, помага за дълбоко подобряване на проблемите с кожата на лицето и забавя стареенето на кожата.

Изнасяне на топла топлина (3 минути) + вакуумна адсорбция (3 минути) + проникване на кислород във водата (4 минути) + стягане с ледена терапия (3 минути); всеки режим чака инструкции от потребителя (по това време светлината за следващия режим мига), потребителят натиска бутона за режим, за да работи нормално. ако потребителят не даде инструкции в рамките на 1 минута, системата автоматично ще влезе в режим на готовност.

Функция за автоматично почистване на инструмента: след като кожата на лицето е почистена, моля, свалете смукателната дюза на инструмента, почистете я и я

приберете и поставете почистващата капачка на смукателната глава, добавете чиста вода към вградения резервоар за вода, и го настройте на режим 3 (проникване на кислород във водата) след включване на машината, инструментът може да извърши автоматично самопочистване;

Как да смените резервоара за вода: [страница 3, f4]
завъртете обратно на часовниковата стрелка, след това дръпнете надолу, за да премахнете резервоара за вода, поставете нагоре и след това по посока на часовниковата стрелка, за да инсталирате резервоара за вода.

Стъпки на работа на инструмента и състояние

- Натиснете продължително бутона за захранване за 2 секунди, за да включите или изключите, натиснете кратко бутона за захранване, за да превключите функционалния режим.
- Натиснете кратко бутона за предавка, за да увеличите или намалите предавката, една светлина ще светне за първа предавка, две лампи ще светят за втора предавка и три лампи ще светнат за трета предавка.
- Когато машината е наклонена на повече от 45 градуса, светлинният индикатор за наклон ще свети в червено и ще алармира, машината ще спре да работи и ще възобнови работата си, когато е изправена.
- По време на работа, когато светлините на двата бутона мигат последователно в червено и бяло и гласът подсказва ниска мощност, продуктът ще спре да работи и машината трябва да се зареди в този момент.
- Светлината на бутона за зъбно колело мига, когато се зарежда, и светлината се изключва, когато е напълно заредена. процесът на зареждане отнема около 3,5 часа.

Диаграма на работа на инструмента [вижте страница 3, f5]
1. Използвайте почистващи продукти за лице, за да премахнете грима.



2. Според нуждите на резервоара за вода (All-In-1/2-In-1), водата не може да надвишава линията за максимално ниво на водата.

2.1 Резервоар всичко в 1

2.2 Резервоар 2-в-1

2.3 Най-висок воден знак

2.4 Добавете вода от тази страна

3. Поставете щепсела на филтъра във входната тръба за вода.

3.1 Филтърни тапи

4. Поставете резервоара за вода в долната част на основното устройство, с логото към себе си, и го завийте на място по посока на часовниковата стрелка.

5. Сменете с необходимата почистваща глава. Размерът на почистващата глава е различен според вашите собствени нужди. Можете да изберете подходящата почистваща глава в различни позиции.

6. След почистване нанесете хидратиращи продукти.

Повече информация за компанията и продуктите

[страница 4, f6]:

www.beautifly.eu

www.youtube.com/beautiflyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r



[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że powyższy produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa. Państwa członkowskie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywa Delegowana Komisji (UE) 2015 /863 z 2011 r. 31 marca 2015 r. zmienia załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie wykazu substancji objętych ograniczeniami.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under his sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of legislation. Member States in the field of electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 2011. On 31 March 2015, amends Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Hydrapel Pro

BEAUTIFLY

Informacje dotyczące sprzedaży Product and sale details

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Karta Gwarancyjna Warranty Card

.....

Pieczętka / Stamp

Skrócone warunki gwarancji

Ta Gwarancja zostaje udzielona przez spółkę prawa polskiego Beautifly Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska. Możesz nas znaleźć w oficjalnym polskim rejestrze przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000887306, NIP: 5252854218 i REGON: 388382021 Gwarantujemy, że sprzęt, który u nas kupiłeś (dalej nazywamy go "Produktem") będzie działał prawidłowo. Jeżeli coś pójdzie nie tak z powodu przyczyny tkwiącej w Produkcie, ta gwarancja Cię chroni. Gwarancja zaczyna działać od dnia, kiedy otrzymałeś Produkt i trwa: 24 miesiące, jeżeli jesteś konsumentem albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a nabycie Produktu nie ma dla Ciebie zawodowego charakteru. W innym przypadku okres obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli prawo w Twoim miejscu zamieszkania wymaga dłuższej gwarancji, czas gwarancji ulega przedłużeniu tak, aby spełniał wymogi lokalnego prawa.

Ponadto, jeżeli Produkt nie jest zgodny z umową, masz prawo do ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Ta gwarancja nie wpływa na te prawa - nie ogranicza ich, nie zawiesza, ani nie wyłącza.

Szczegółowe warunki gwarancji, jak zgłaszać reklamacje, co się stanie, gdy znajdziesz wadę, jakie są wyjątki od gwarancji, kiedy gwarancja wygasa lub jest przedłużana, oraz jakie są zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.beautifly.eu/warranty-beautifly

Shortened warranty terms

This Guarantee is granted by a Polish company, Beautifly Sp. z o. o. based in Warsaw. Plac Bankowy 2, 00-095 Warsaw, Poland. You can find us in the official Polish register of enterprises under the KRS number: 0000887306, NIP: 5252854218 and REGON: 388382021 We guarantee that the equipment you have purchased from us (hereinafter referred to as the "Product") will work properly. If something goes wrong for a reason inherent in the Product, this warranty protects you. The warranty starts from the day you receive the Product and lasts: 24 months, if you are a consumer or a natural person running a business and the purchase of the Product is not of a professional nature for you. Otherwise, the warranty period is 12 months. If the law in your area requires a longer warranty, the warranty period will be extended to meet local law requirements.

In addition, if the Product does not comply with the contract, you have the right to legal protection from and at the expense of the seller. This warranty does not affect these rights - it does not limit, suspend or exclude them.

Detailed warranty conditions, how to submit complaints, what happens when you find a defect, what are exceptions to the warranty, when the warranty expires or is extended, and what are the rules regarding the processing of personal data, you can find on our website: www.beautifly.eu/warranty-beautifly

