



AquaFloss Lite

EN - DIRECTIONS FOR USE

Box contents:

- TrueLife AquaFloss Lite
- 2x Standard nozzle heads
- USB charging cable
- Manual and safety instructions

Product description:

1. Nozzle head
2. Decorative ring
3. On/Off button
4. Mode change button
5. Mode indicator
6. Charging Indicator
7. Handle
8. Water tank
9. Button to release nozzle head
10. Charging socket
11. Water tank cap

Warning: There may be residual water in the device. This is distilled water used during quality control testing.

Directions for use:

Before the first use, remove all packaging material.

If the water flosser has been stored in a low temperature environment during transport, leave it at room temperature for at least two hours before use.

1. Attach the head to the water flosser. You will hear a clicking sound when it is correctly attached.
2. Remove the water tank cap and fill the tank with water; the temperature of the water should not exceed 40 °C. The capacity of the water tank is 200 ml. Then replace the cap, ensuring that water does not spill.

3. Press the „mode change“ button and select the desired flossing mode. You can also change the mode while flossing. You can choose between 3 modes:
• „Daily“ mode – suitable for regular everyday flossing
• „High“ – suitable for deep cleaning of teeth
• „Pulse“ mode – suitable for gently massaging teeth and gums

4. Leave your mouth slightly open to allow water to rinse from your mouth into the sink. Press the On / Off button to start the flosser. Direct the water jet at a 90 ° angle to the teeth and gums. Slowly run the stream of water around your teeth. Direct the stream of water onto the gum and into the space between the teeth. If you have braces, you can direct the water between the joints of the braces.
5. When you have finished flossing, switch off the device using the On / Off button. Open the water tank cap and pour out any remaining water. Switch the device on again with the On / Off button to drain the water from the pump. Press the On / Off button to turn off the device and close the water tank cap.

Warning: To prevent the build-up of bacteria, ensure that no water remains in the device. If you do not intend to use the device for a longer time, make sure that it is thoroughly dried before storing it.

Charging:
The water flosser is not supplied with a fully charged battery. Before using for the first time, fully charge the water flosser.

Plug one end of the USB cable into the charging socket at the rear of the water flosser. Plug the other end of the USB cable into an adapter (adapter not included). Insert the adapter into the plug socket. During charging, the charging indicator will light up red. When fully charged, the charge indicator will change to green.
It takes approximately 6 hours to fully charge the water flosser.

Warning: If the charging indicator flashes red during or after use, this indicates that the battery is low.

Warning: To ensure maximum battery life, we recommend charging the water flosser once a week.

Inserting and replace the nozzle head
Insert the nozzle head into the hole at the top of the water flosser. You will hear a click when the nozzle head has been correctly attached.

To remove the nozzle head from the main body, press and hold the release button and then detach the nozzle head from the water flosser.

The nozzle head rotates 360 °.

Warning: Only insert and remove the nozzle head when the water flosser is switched off.

Warning: Nozzle heads are items of personal hygiene and are not covered by warranty.

Maintenance:
Use only water and neutral detergents to clean the device. Never use caustic or abrasive cleaners as they may damage the device. Do not use water whose temperature exceeds 50 °C. Keep the device away from high temperatures and avoid direct sunlight.

1. The device
Remove dirt by wiping with a towel or cloth with liquid soap and water, then ensure all water is rinsed off and wipe dry.
Do not immerse the device in water.

Warning: Water must not enter the USB socket.

2. Water tank
Wash the tank with water and wipe with a dry cloth.
Dry the tank thoroughly if you do not intend to use it for a longer time.


Warning: For greater ease of cleaning, the water tank can be removed from the body of the water flosser.

3. Nozzle head
Wash the nozzle head with water and wipe with a cloth.

Replace the nozzle head regularly, at least once every three months, or more often depending on wear.

Troubleshooting:

Problem	Possible cause	Solution
Water pressure is very low	The nozzle head is unclear / battery is low	Replace the nozzle head with a new one / recharge the water flosser.
No water at all emits from the water flosser	Water tank is empty / The device is tilted at the wrong angle (i.e., vertical)	Refill the water tank / Move the device to the correct position (i.e., vertical).
Nozzle head cracks	Nozzle head has been used for too long	Replace the nozzle head with a new one.
Water tank leaks	Water tank cap is damaged	Contact the manufacturer to replace the water tank.



Product liability:

TrueLife products are guaranteed to be free from manufacturing defects. In the event of such defects, elemé s.r.o. will repair or replace the defective part or product with a comparable part or product at its sole discretion. The warranty will be deemed void if the device is altered or tampered with. The warranty does not cover damage resulting from use, accident or normal wear and tear; elemé s.r.o. assumes no responsibility for any accident, injury, death, loss, or other claims related to or resulting from the use of this product. elemé s.r.o. shall in no event be liable for incidental or consequential damages in connection with or arising from the use of this product or any of its components. Return or exchange of spare parts and / or products may be subject to shipping, handling, and replacement or replenishment fees.

This product should be stored out of the reach of children. Use by children should take place only under the direct supervision of an adult.

SAFETY ADVICE WHEN OPERATING THE DEVICE:

1. Read the enclosed safety instructions carefully.
2. The latest version of the manual, including instructions for operating the device, can be downloaded at: www.truelife.eu.
3. Printing errors reserved.

Manufacturer:

elemé s.r.o.,
Brašovská 15, 16100 Prague 6, Czech Republic



DE - BEDIENUNGSANLEITUNG

Verpackungsinhalt:

- TrueLife AquaFloss Lite
- 2x Standard-Kopf
- USB-Ladekabel
- Handbuch und Sicherheitshinweise

Produktbeschreibung:

Auf TrueLife-Produkte bezieht sich Gewährleistung für Produktionsfehler. Firma elemé s.r.o. ist bei solchen Gewährleistungsmängeln verpflichtet, das defekte Teil oder Produkt nach eigenem Ermessen zu reparieren oder durch ein vergleichbares Teil oder Produkt zu ersetzen. Umbau, Änderung oder unbefugte Handhabung des Produkts bedeuten eine Überschreitung des Umfangs dieser Gewährleistung. Und zwar auch dann, wenn das Produkt aufgrund eines Mangels, einer Fahr läsigkeit ggf. anderen Produktheplers verloren geht oder beschädigt wird. Die Gewährleistung deckt keine Schäden ab, die auf Gebrauch, Unfall oder normale Abrundung zurückzuführen sind. Firma elemé s.r.o. übernimmt kleine Haftung für Unfälle, Verletzungen, Tod, Verlust oder andere Ansprüche im Zusammenhang mit diesem Produkt oder aufgrund der Verwendung dieses Produkts. Firma elemé s.r.o. haftet in keinem Fall für Zulässigkeits- oder Folgeschäden im Zusammenhang mit oder aus der Verwendung dieses Produkts oder einer seiner Komponenten. Für die Rückgabe oder den Austausch von Ersatzteilen und/oder Produkten können Versand-, Bearbeitungs-, Ersatz- und/oder Austauschgebühren anfallen.


Dieses Produkt sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Die Verwendung durch Kinder ist nur unter Aufsicht eines Erwachsenen möglich.

SICHERHEIT BEI ARBEIT MIT DEM GERÄT:

1. Lesen Sie die beigelegten Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
2. Lesen Sie zur ordnungsgemäßen Handhabung des Produkts die neueste Version des Handbuchs, das zum Testen des Geräts verwendet wird.
3. Druckfehler sind vorbehalten.

Hersteller:

elemé s.r.o.,
Brašovská 15, 16100 Prague 6, Tschechische Republik



DE - HAFTUNG DES HERSTELLERS:

Auf TrueLife-Produkte bezieht sich Gewährleistung für Produktionsfehler. Firma elemé s.r.o. ist bei solchen Gewährleistungsmängeln verpflichtet, das defekte Teil oder Produkt nach eigenem Ermessen zu reparieren oder durch ein vergleichbares Teil oder Produkt zu ersetzen. Umbau, Änderung oder unbefugte Handhabung des Produkts bedeuten eine Überschreitung des Umfangs dieser Gewährleistung.

Und zwar auch dann, wenn das Produkt aufgrund eines Mangels, einer Fahr läsigkeit ggf. anderen Produktheplers verloren geht oder beschädigt wird. Die Gewährleistung deckt keine Schäden ab, die auf Gebrauch, Unfall oder normale Abrundung zurückzuführen sind. Firma elemé s.r.o. übernimmt kleine Haftung für Unfälle, Verletzungen, Tod, Verlust oder andere Ansprüche im Zusammenhang mit diesem Produkt oder aufgrund der Verwendung dieses Produkts. Firma elemé s.r.o. haftet in keinem Fall für Zulässigkeits- oder Folgeschäden im Zusammenhang mit oder aus der Verwendung dieses Produkts oder einer seiner Komponenten. Für die Rückgabe oder den Austausch von Ersatzteilen und/oder Produkten können Versand-, Bearbeitungs-, Ersatz- und/oder Austauschgebühren anfallen.

Dieses Produkt sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Die Verwendung durch Kinder ist nur unter Aufsicht eines Erwachsenen möglich.

ZODPovednost výrobcu:

Na výrobky TrueLife se vztahuje záruka na výrobní vady. Povinnost společnosti elemé s.r.o. je v případě takových vad jeze záruky opravit, nebo vyměnit vadnou součástí či výrobek za srovnatelnou součást či výrobek podle vlastního uvázení. Převod, změna nebo neoprávněná manipulace s výrobkem známou překročení rozsahu této záruky. To i v případě, že v důsledku závady, nedbalosti či jiné chyby výrobku dojde k jeho ztrátě či poškození. Záruka se nevztahuje na poškození vyplývající z používání, nehož nebezpečnou opotrebováním. Společnost elemé s.r.o. nezajišťuje žádnou zodpovědnost za jakékoli nehody, zranění, smrt, ztrátu nebo jiné požadavky související nebo vyplývající z používání tohoto výrobku. Společnost elemé s.r.o. v žádém případě nejen zodpovědnost za nahodilou škodu související s nebo vyplývající z používání tohoto výrobku ale nekteré jeho následné škody, súvisiacie alebo vyplývajúce z používania tohto výrobku ale niektoré jeho súčasti. Vrátenie alebo výmenu náhradných dielov a/alebo výrobkov môže podliehať poplatkum za dopravu, manipuláciu, výmenu a/alebo doplnenie.

Tento výrobek je třeba skladovat mimo dosah dětí. Používání dětí je možné jen pod dohledem dospělé osoby.

ZDOPVEDNOST PŘI PRÁCI SE ZAŘÍZENÍM:

1. Pozorně si přečtěte přibalené bezpečnostní instrukce.
2. Pro správné zacházení s produktem si přečtěte nejaktuálnější verzi manuálu, která je dostupná ke stažení na stránce: www.truelife.eu.
3. Tiskové chyby vyhrazujeme.

Výrobce:

elemé s.r.o.,
Brašovská 15, 16100 Praha 6, Česká republika



CZ - NAVOD K POUZITI

Obsah balení:

- TrueLife AquaFloss Lite
- 2x hlavice Standard
- USB nabíjecí kabel
- Manuál a bezpečnostní instrukce

Popis produktu:

1. Hlavice s tryskou
2. Dekorativní kroužek
3. Tlačítka On/Off
4. Tlačítka „změna režimu“
5. Indikátor režimu
6. Indikátor nabíjení
7. Rukojet
8. Nádržka na vodu
9. Tlačidlo pro uvolnění hlavice
10. Nabíjecí zástrčka
11. Víčko vodní nádržky

Upozornění: V zařízení se může nacházet zbytková voda. Jedná se o desítiletou vodu, použitou při testování zařízení.

4. Lassen Sie den Mund leicht geöffnet, damit das Wasser ungehindert aus dem Mund in das Waschbecken fliegen kann. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Duschvorgang zu starten. Richten Sie den Wasserstrahl in einem Winkel von 90° auf Zahne und Zahnfleisch. Lassen Sie den Wasserstrahl langsam um Ihre Zähne strömen. Richten Sie den Wasserstrahl auf das Zahnfleisch und in den Raum zwischen den Zähnen. Wenn Sie eine Zahnpflege haben, können Sie das Wasser zwischen die Verbindungsstellen der Zahnpflege richten.

5. Wenn Sie mit dem Duschvorgang fertig sind, schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste aus. Öffnen Sie den Wasserbehälterdeckel und gießen Sie das restliche Wasser aus. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste wieder ein, um das Wasser aus der Pumpe abzulassen. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten und schließen Sie den Wasserbehälterdeckel.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser im Gerät befindet, um die Ausbreitung von Bakterien zu verhindern. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass es vor der Lagerung gründlich getrocknet ist.

Laden:

Die Munddüse wird nicht mit einer voll aufgeladenen Batterie geliefert. Lassen Sie die Munddüse vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.

Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in die Ladecabse auf der Rückseite der Munddüse. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den Adapter (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten). Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an. Während des Duschvorgangs leuchtet die Ladeanzeige grün.

Es dauert ungefähr 6 Stunden, um die Munddüse vollständig aufzuladen.

Hinweis: Wenn die Ladeanzeige während oder nach dem Gebrauch rot blinkt, ist die Batterie defekt.

Hinweis: Für eine lange Batterielaufzeit empfehlen wir, die Munddüse einmal pro Woche aufzuladen.

Upozornění: Abyste podesíleli šíření bakterií, ujistěte se, že ve zařízení nezůstala zádrožná voda. Pokud se chystáte zařízení delší dobu nepoužívat, ujistěte se, že je před uskladněním důkladně osušeno.

Nabíjení:

Ústna sprcha není dodávána s plně nabité baterií. Před prvním použitím odpojte ústnu sprchu od plně nabitého.

Zapojte jeden konec USB kabelu do nabíjecí zástrčky na zadní straně ústné sprchy. Druhý konec USB kabelu zasuňte do adaptéru (adaptér není součástí balení). Zasuňte adaptér do zásuvky. Během nabíjení bude indikátor nabíjení svítit červeně. Po úplném nabíjení se indikátor nabíjení svítit zelenou barvou.

Plně nabité ústna sprcha trvá přibližně 6 hodin.

Upozornění: Pokud indikátor nabíjení blízko červeně během používání nebo skončení používání, znamená to, že září je teplotě vybité.

Upozornění: Pro dlouhou životnost baterie doporučujeme ústnu sprchu nabíjet jednou týdně.

Pelne naładowanie prysznica ustnego zajmuje około 6 godzin.

Uwaga: Jeśli uszczelka ladowania nigdy nie czerwono podczas używania lub użyciu, oznacza to, że urządzenie jest prawie wyladowane.

Uwaga: Aby zapewnić długą żywotność baterii, zalecamy ladowanie prysznica doustnego raz w tygodniu.

Nasadzenie/wymiana głowicy

Włóz głowicę do otworu w górnjej części prysznica doustnego. Po usłyszeniu kliknięcia głowica jest prawidłowo nasadzona.

Aby zdjąć głowicę z korpusu, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający głowicę i wyciągnij głowicę z prysznica doustnego.

Obrótowa głowica o 360°.

Uwaga: Główice wkladać i wyjmować tylko, gdy prysznic doustny jest włączony.

Uwaga: Główice są przedmiotem higieny osobistej i nie są objęte gwarancją.

Konservacja:

Dla konservacji sprzętu używaj tylko wody i neutralnych detergentów. Nigdy nie używaj żrących lub szkodliwych środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić urządzenie. Nie używaj wody, której temperatura przekracza 50°C. Przechowuj urządzenie z dala od wysokich temperatur i unikaj bezpośredniego światła słonecznego.

1. Urządzenie

Usuń brud, przecierając ręcznikiem lub szmatką z mydlem w płynie i wodą, następnie wytrzyj do sucha.

Nie zanurzaj urządzenia do wody.

Uwaga: Woda nie może dostać się do gniazda USB.

2. Zbiornik na wodę

Umij zbiornik wodą i wytrzyj taką szmatką.

Dokładnie wycisz zbiornik, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.

Uwaga: Dla lepszego czyszczenia zbiornik na wodę można wyjąć z korpusu prysznica doustnego.

3. Główice

Główice umywają wodą i wytrząsz szmatką.

Wymieniaj głowice regularnie, w zależności od zużycia, przynajmniej raz na trzy miesiące.

Możliwe komplikacje:

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązywanie
Bardzo niskie ciśnienie wody	Główica jest zabrudzona / bateria prawie wyladowana	Wymień głowicę na nową / naładuj prysznic doustny
Z prysznica nie wytwarzają się szampony	Zbiornik na wodę jest pusty / Urządzenie jest zbyt nachylone	Nałapuj zbiornik wodą / Ustaw urządzenie we właściwej pozycji (pionowej)
Pęknięta głowica	Zbyt długo używana głowica	Wymień głowicę na nową
Nieszczelny zbiornik na wodę	Uszkodzona pokrywka zbiornika	Skontaktuj się z producentem w celu wymiany zbiornika

Odpowiedzialność producenta:

Produkt TrueLife objęty jest gwarancią w zakresie wad produkcyjnych. W przypadku takich wad obowiązkiem firmy elem s.r.o. jest naprawa lub wymiana w ramach gwarancji wadliwych elementów lub produktu na porównywalnączęść lub produkt wg własnego uznania. Przeneśenie, zmiana lub nieuprawnionaingerencja w produkt oznacza utratę niniejszej gwarancji. Należy przed规矩 zastąpić zgubiony lub uszkodzony z powodu wady, zaniebania lub innego błędu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użytkowania, wypakowania lub normy. Inego zuzycia. Firma elem s.r.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki, obrażenia, śmieci, utratę lub inne roszczenia związane z wykorzystaniem tego produktu. Firma elem s.r.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne szkody w związku z wykorzystaniem tego produktu lub którykolwiek z jego elementów. Zwrot lub wymiana części zamiennych i / lub produktów może podlegać opłatom za wysyłkę, obsługę, wymianę i / lub uzupełnienie.

Niniejszy produkt należy przechoływać poza zasięgiem dzieci. Korzystanie przez dzieci jest możliwe tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRACY Z URZĄDZENIEM:

1. Dokładnie zapoznaj się z załączoną instrukcją bezpieczeństwa.

2. W celu prawidłowego obchodzenia się z produktem należy zapoznać się z najnowszą wersją instrukcji, która jest dostępna do pobrania na stronie: www.truelife.eu

3. Bledy w druku są zaznaczone.

Producer:

elem s.r.o.,
Brášovská 15, 16100, Praha 6, Česká republika



HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS


Csomagolás tartalma:

- TrueLife AquaFloss Lite
- 2x Standard fej
- USB tápkábel
- Használási és biztonsági útmutató

Termékleírás:

1. Szórófej
2. Diszgyűrű
3. On/Off gomb
4. „Üzemmod változás“gomb
5. Üzemmod kijelző
6. Töltésjelző
7. Markolat
8. Viztartály
9. Fejkoldó gomb
10. Tápbemenet
11. Viztartály fedél

Figyelem: A készülékben maradék víz lehet. Ez a berendezés tesztelésére használási desztillált víz.



Használati útmutató:

Az első használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot.

Ha száilitás közben a szájúhanyas halmás homéréskeletű környezetbe került, használatba vétel előtt hagyja legalább két órát szobahőmérsékleten.

1. Csatlakoztassa a fejet a szájúhanyhoz. A kattanás a helyes behelyezést jelzi.

2. Nyissa fel a fedelét, és töltse fel a tartályt 40°C-ot meg nem haladó homéréskeletű vizzel. A tartály kapacitása 200 ml. Ezután csukja le a fedelét és győződjön meg arról, hogy a víz nem folyk ki.

3. Nyomja meg a „módwáltás“ gombot, és válassza ki a kívánt szájúhany módot. A szájúhanyas modián használási közben is megvaltozhatathat. 3 üzemmod közül választhat:

- Daily mód – rendszeres, minden napos szájúhanyozáshoz
- High mód – melyreghogtostílus
- Pulse mód – megfelelő fog- és ínymasztás

4. Hagyja kissé nyitva a száját, hogy a víz szabadon kifolyhasson a szájából a mosogatóba. A szájúhanyozás megkezdéséhez nyomja meg az ON/OFF gombot. Irányítás a vízszigáll. Irányítás a vízszigáll. Irányítás a fogára és az ínyre. Lassan haladjon végig a vízszigárral a fogai körül. Irányítás a vízszigáll. Irányítás a fogára, valamint a fogközökre. Ha fogszabályzat használ, a vezet a fogszabályzat csatlakozópontjai közt irányítathat.

5. A szájúhanyozás befejezésével követően kapcsolja ki a készüléket az On/Off gombbal. Nyissa fel a viztartály fedelét, és öntse ki a maradék vízet. Kapcsolja be újra a készüléket az On/Off gombbal, és úritse ki a vezet a szivattyúból. A készülék kikapsolásához nyomja meg az On/Off gombot, majd zárja le a viztartály fedelét.

Figyelem: A baktériumok terjedésének megakadályozása érdekében ügyeljen arra, hogy ne maradjon víz a készülékben. Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, eltárolás előtt győződjön meg róla, hogy teljesen száraz.

Töltés:

A szájúhanyt nem teljesen feltöltött akkukkal szállítjuk. Az első használat előtt teljesen töltse fel a szájúhanyt.

Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a szájúhany hátsó részén található bemenethez. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét az adapterhez (az adapter nem képezi a csomagolás részét). Csatlakoztassa az adaptert aljzathoz. Töltés közben pirosan világít a töltés jellőlámpa. Teljes feltöltéskor a töltésjelző zöldén világít.

A szájúhany teljes feltöltése körülbelül 6 órát vesz igénybe.

Figyelem: Ha használata közben vagy után a töltésjelző pirosan villog, a készülék szinte teljesen lemaradt állapotú.

Figyelem: Az akkumulátor hosszú élettartama érdekében javasoljuk, hogy hetente egyszer töltsé fel a szájúhanyt.

A fej behelyezése/cseréje

Helyezze a fejet a szájúhany felső részében található nyílásba. A fej akkor kerül megfelelően a helyre, amikor kattanás hallható.

A fej levélhez nyomja meg és tartsa lenyomva a fej koldogombját, majd húzza ki a fejet a szájúhanyból.

A fejek 360°-ban elfordíthatók.

Figyelem: Csak akkor helyezze fel, illetve vegye le a fejeket, ha a szájúhanyt ki van kapcsolva.

Figyelem: Az akkumulátor hosszú élettartama érdekében javasoljuk, hogy hetente egyszer töltsé fel a szájúhanyt.

Karbantartás:

A berendezés karbantartásához csak vizet és semleges tisztítószeret használjon. Soha ne használjon maró- vagy sűrű hatású szereket, mivel azok károsíthatják a készüléket. Soha ne használjon olyan vizet, amelynek hőmérséklete meghaladja az 50°C-t. Tartsa távol a készüléket magas hőmérsékletektől, és kerülje a közvetlen napfényt.

1. Készülék

A lerakodott szennyeződésnek törülközövel vagy törörühával, folyékony szappannal és vízzel távolítsa el, majd száritsza meg az összes vizet és törlje szárazra. Soha ne merítse vízbe a készüléket.

Figyelem: Az USB-aljzatba nem kerülhet víz.

2. Viztartály

Mossa el vízzel a tartályt, majd törörühával törlje szárazra. Alaposan szárits meg a tartályt, ha hosszabb ideig nem kívánja használni.

Figyelem: A jobb megtisztogatás érdekében a viztartályt kiemelhető a szájúhany készülékhöz.

3. Fej

Mossa le a fejet vízzel, majd törlje szárazra törörühával. Rendszeresen cserélje a fejeket, kopástól függően legalább háromhavonta egyszer.

Lehetőséges komplikációk:

Problema	Lehetőséges ok	Megoldás
A vízszigáll nagyon alacsony	A fej piszkos / az akkum szinte lemerült	Cserélje ki a fejet egy újra/ töltse fel a szájúhanyt
A zuhanypad nem szűr vizet	A viztartály törles / A készülék töltési szűr vizel / Helyezze a készüléket a megfelelő helyzetben (függőlegesen)	Töltse fel a tartályt vízzel / Helyezze a készüléket a megfelelő helyzetben (függőlegesen)
Megrepedt fej	A fejét már régóta használják	Cserélje ki új fejet
A viztartály nem tölt	Sérült tartályfedél	A tartály cseréje érdekében vegye fel a kapcsolatot a gyártóval

A gyártó felelőssége:

A TrueLife termékkel gyártási hibák nyújtott jótállás van érvényben. Az elem s.r.o. termék kötelessége ilyen hibák esetén kijavítani vagy kicserélni a hibás alkatrészt vagy terméknek saját belátásá szerint más termékre vagy alkatrészre, általában, vagy más jogosultatán kezelésre a termék nyújtott jótállás elvészével. Mindez arra az esetre is vonatkozik, ha a hiba, hanyagás vagy más egyéb hiba következik a termék elvészével. A jótállás nem vonatkozik a használátlab, balesetekből vagy standard kopásból következő sérülésekre. A termék nem sérülhet a használátlab, balesetekból, halálesetekből, elvészések vagy azokkal kapcsolatos más egyéb követelményekért. Az elem s.r.o. cége semmi esetet sem felel a jelen termék vagy annak bázisainak használával kapcsolatos, vagy aból következő vételtenyésztés vagy utólagos károkért. A pataklatrészek és/vagy termékek visszaadására vagy cseréjére szállítási vagy kezelési, cseré és/vagy pótlási díj vonatkozhat.

A termék gyermekkel elzárva kell tárolni. Gyermekkel kizárálag felnőtt felügyelete mellett használhatják a termék.

BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS A KÉSZÜLÉKKEL:

1. Figyelemre olvassa el a mellékelt biztonsági utasításokat.
2. A termék megfelelő használata érdekében a használati útmutatót www.truelife.eu oldalon található legfrissebb verzióját tanulmányozza.
3. A nyomtatási hibák jogában fenntartva.

Gyártó:

elem s.r.o.,
Brášovská 15, 16100 Prague 6, Cseh Köztársaság



SLO – NAVODILA ZA UPORABO

Vsebina embalaže:

- TrueLife AquaFloss Lite
- 2x Standard fej
- USB kabel
- Használati és biztonsági útmutató