


medivon.



User manual

PL | EN | DE | ES | IT | FR | CZ | LT | SL |
RU | PT | SK | LV | RO | EE

Obsługa urządzenia

Urządzenie nadaje się do bezpośredniego użycia po zakupie. Upewnij się, że urządzenie jest naładowane, a następnie uruchom masażer i wybierz odpowiedni tryb pracy, według własnych upodobań. Gdy masażer jest wyłączony, naciśnij krótko przycisk ON/OFF aby włączyć. Możesz dowolnie zmieniać tryby pracy za pomocą przycisku „M” oraz częstotliwość za pomocą przycisków „+” oraz „-”. Głowice urządzenia należy zmieniać gdy urządzenie jest wyłączone.

Podczas ładowania wyświetlacz wskaże „L”, gdy bateria jest pełna wyświetli się „F”. Napięcie zasilające wynosi 5V/1A (USB-C) używaj takiego do ładowania. Nie korzystaj z urządzenia podczas ładowania.

Po zakończonym masażu urządzenie można wyłączyć poprzez ponowne przytrzymanie przycisku.

Masażer idealnie nadaje się dla osób wymagających głębokiego zrelaksowania, czy poprawić krążenie krwi. Przy systematycznym korzystaniu z masażu, zmniejszysz objawy zmęczenia, bezsenności czy przewlekłych bólów nieznanego pochodzenia. Lekki i poręczny masażer nadaje się nawet dla osób starszych.

Siłę masażu należy dopasować do własnych upodobań. Urządzenie nie może być stosowane przez osoby z obrażeniami lub które przeszły operację w ostatnich 3 miesiącach. Nie należy stosować urządzenia w wysokich temperaturach oraz wilgotnych pomieszczeniach. Bezwzględnie trzymać z dala od wody. Z urządzenia nie mogą również korzystać osoby z nadciśnieniem, niedociśnieniem lub po ciężkich udarach. Osoby z problemami skóry powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

Device Manual

The device is ready for immediate use after purchase. Make sure the device is charged, then start the massager and select the appropriate operating mode according to your preferences. When the massager is turned off, short press the ON/OFF button to turn it on. You can freely change the operating modes with the "M" button and the frequency with the "+" and "-" buttons. The heads of the device should be changed when the device is turned off.

When charging, the display will show "L", when the battery is full, it will display "F". The supply voltage is 5V/1A (USB-C), use this for charging. Do not use the device while it is charging.

After the massage is completed, the device can be turned off by pressing the button again.

The massager is ideal for people who need deep relaxation or improve blood circulation. With systematic use of the massage, you will reduce the symptoms of fatigue, insomnia or chronic pain of unknown origin. The light and handy massager is suitable even for the elderly.

The strength of the massage should be adjusted to your own preferences. The device must not be used by persons with injuries or who have undergone surgery in the last 3 months. Do not use the device in high temperatures and damp rooms. Absolutely keep away from water. Also, people with hypertension, hypotension or severe strokes cannot use the device. People with skin problems should consult a doctor before use.

Gerätehandbuch

Das Gerät ist nach dem Kauf sofort einsatzbereit. Stellen Sie sicher, dass das Gerät aufgeladen ist, starten Sie dann das Massagegerät und wählen Sie den geeigneten Betriebsmodus gemäß Ihren Vorlieben. Wenn das Massagegerät ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste, um es einzuschalten. Sie können die Betriebsarten mit der „M“-Taste und die Frequenz mit den „+“- und „-“-Tasten frei ändern. Die Köpfe des Geräts sollten gewechselt werden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Beim Laden zeigt das Display "L" an, wenn der Akku voll ist, zeigt es "F" an. Die Versorgungsspannung beträgt 5V/1A (USB-C), verwenden Sie diese zum Laden. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.

Nach Beendigung der Massage kann das Gerät durch erneutes Drücken der Taste ausgeschaltet werden.

Die Stärke der Massage sollte den eigenen Vorlieben angepasst werden. Das Gerät darf nicht von Personen mit Verletzungen oder Operationen in den letzten 3 Monaten verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in hohen Temperaturen und feuchten Räumen. Unbedingt von Wasser fernhalten. Auch Personen mit Bluthochdruck, Hypotonie oder schweren Schlaganfällen können das Gerät nicht verwenden. Personen mit Hautproblemen sollten vor der Anwendung einen Arzt konsultieren.

Manual del dispositivo

El dispositivo está listo para su uso inmediato después de la compra. Asegúrese de que el dispositivo esté cargado, luego inicie el masajeador y seleccione el modo de funcionamiento adecuado según sus preferencias. Cuando el masajeador esté apagado, presione brevemente el botón ON/OFF para encenderlo. Puede cambiar libremente los modos de funcionamiento con el botón "M" y la frecuencia con los botones "+" y "-". Los cabezales del dispositivo deben cambiarse cuando el dispositivo está apagado.

Durante la carga, la pantalla mostrará "L", cuando la batería esté llena, mostrará "F". El voltaje de suministro es de 5V/1A (USB-C), utilícelo para cargar. No utilice el dispositivo mientras se está cargando.

Una vez que se completa el masaje, el dispositivo se puede apagar presionando el botón nuevamente.

La fuerza del masaje debe ajustarse a sus propias preferencias. El dispositivo no debe ser utilizado por personas con lesiones o que hayan sido operadas en los últimos 3 meses. No utilice el dispositivo a altas temperaturas y en habitaciones húmedas. Absolutamente manténgase alejado del agua. Además, las personas con hipertensión, hipotensión o accidentes cerebrovasculares severos no pueden usar el dispositivo. Las personas con problemas de piel deben consultar a un médico antes de usar.

manuale del dispositivo

Il dispositivo è pronto per l'uso immediato dopo l'acquisto. Assicurati che il dispositivo sia carico, quindi avvia il massaggiatore e seleziona la modalità operativa appropriata in base alle tue preferenze. Quando il massaggiatore è spento, premere brevemente il pulsante ON/OFF per accenderlo. È possibile modificare liberamente le modalità operative con il pulsante "M" e la frequenza con i pulsanti "+" e "-". Le testine del dispositivo devono essere cambiate quando il dispositivo è spento.

Durante la ricarica, il display mostrerà "L", quando la batteria è carica, mostrerà "F". La tensione di alimentazione è di 5 V/1 A (USB-C), utilizzarla per la ricarica. Non utilizzare il dispositivo mentre è in carica.

Al termine del massaggio, il dispositivo può essere spento premendo nuovamente il pulsante.

La forza del massaggio dovrebbe essere adattata alle proprie preferenze. Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone con lesioni o che hanno subito interventi chirurgici negli ultimi 3 mesi. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature elevate e ambienti umidi. Tenersi assolutamente lontano dall'acqua. Inoltre, le persone con ipertensione, ipotensione o ictus grave non possono utilizzare il dispositivo. Le persone con problemi di pelle dovrebbero consultare un medico prima dell'uso.

manuel de l'appareil

L'appareil est prêt à être utilisé immédiatement après l'achat. Assurez-vous que l'appareil est chargé, puis démarrez le masseur et sélectionnez le mode de fonctionnement approprié en fonction de vos préférences. Lorsque le masseur est éteint, appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF pour l'allumer. Vous pouvez librement changer les modes de fonctionnement avec le bouton "M" et la fréquence avec les boutons "+" et "-". Les têtes de l'appareil doivent être changées lorsque l'appareil est éteint.

Lors de la charge, l'écran affichera "L", lorsque la batterie est pleine, il affichera "F". La tension d'alimentation est de 5 V/1 A (USB-C), utilisez-la pour charger. N'utilisez pas l'appareil pendant qu'il est en charge.

Une fois le massage terminé, l'appareil peut être éteint en appuyant à nouveau sur le bouton.

La force du massage doit être ajustée à vos propres préférences. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes blessées ou ayant subi une intervention chirurgicale au cours des 3 derniers mois. N'utilisez pas l'appareil à des températures élevées et dans des pièces humides. A tenir absolument à l'écart de l'eau. De plus, les personnes souffrant d'hypertension, d'hypotension ou d'accidents vasculaires cérébraux graves ne peuvent pas utiliser l'appareil. Les personnes ayant des problèmes de peau doivent consulter un médecin avant utilisation.

Návod k zařízení

Zařízení je po zakoupení připraveno k okamžitému použití. Ujistěte se, že je přístroj nabitý, poté spusťte masážní přístroj a zvolte vhodný provozní režim podle vašich preferencí. Když je masážní přístroj vypnutý, krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF jej zapnete. Tlačítkem „M“ můžete libovolně měnit provozní režimy a tlačítky „+“ a „-“ frekvenci. Hlavy zařízení by se měly vyměnit, když je zařízení vypnuté.

Při nabíjení se na displeji zobrazí „L“, když je baterie plná, zobrazí se „F“. Napájecí napětí je 5V/1A (USB-C), toto použijte pro nabíjení. Během nabíjení zařízení nepoužívejte.

Po dokončení masáže lze přístroj vypnout opětovným stisknutím tlačítka.

Masér je ideální pro lidi, kteří potřebují hlubokou relaxaci nebo zlepšit krevní oběh. Systematickým používáním masáže snížíte projevy únavy, nespavosti či chronické bolesti neznámého původu. Lehký a šikovní masér je vhodný i pro seniory.

Síla masáže by měla být přizpůsobena vašim vlastním preferencím. Zařízení nesmí používat osoby se zraněním nebo osoby, které prodělaly operaci v posledních 3 měsících. Nepoužívejte zařízení ve vysokých teplotách a vlhkých místnostech. Rozhodně se držte dál od vody. Zařízení také nemohou používat lidé s hypertenzí, hypotenzí nebo těžkými mozkovými příhodami. Lidé s kožními problémy by se měli před použitím poradit s lékařem.

Įrenginio vadovas

Įrenginys paruoštas naudoti iš karto po pirkimo. Įsitikinkite, kad prietaisas yra įkrautas, tada įjunkite masažuoklį ir pasirinkite tinkamą veikimo režimą pagal savo pageidavimus. Kai masažuoklis išjungtas, trumpai paspauskite ON/OFF mygtuką, kad jį įjungtumėte. Darbo režimus galite laisvai keisti mygtuku „M“, o dažnį – mygtukais „+“ ir „-“. Prietaiso galvutes reikia pakeisti, kai įrenginys išjungtas.

Įkraunant, ekrane bus rodoma „L“, kai akumulatorius bus pilnas, bus rodomas „F“. Maitinimo įtampa yra 5V/1A (USB-C), naudokite ją įkrovimui. Nenaudokite įrenginio, kol jis įkraunamas.

Atlikus masažą, prietaisą galima išjungti dar kartą paspaudus mygtuką.

Masažuoklis idealiai tinka žmonėms, kuriems reikia gilaus atsipalaidavimo ar pagerinti kraujotaką. Sistemingai naudodami masažą sumažinsite nuovargio, nemigos ar neaiškios kilmės lėtinio skausmo simptomus. Lengvas ir patogus masažuoklis tinka net vyresnio amžiaus žmonėms.

Masažo stiprumas turi būti pritaikytas pagal jūsų pageidavimus. Prietaiso negali naudoti asmenys, patyrę traumų arba kuriems buvo atlikta operacija per pastaruosius 3 mėnesius. Nenaudokite prietaiso aukštoje temperatūroje ir drėgnose patalpose. Visiškai laikykite atokiai nuo vandens. Taip pat prietaisu negali naudotis žmonės, sergantys hipertenzija, hipotenzija ar sunkiais insultais. Žmonės, turintys odos problemų, prieš naudodami turi pasitarti su gydytoju.

Priročnik za napravo

Naprava je pripravljena za uporabo takoj po nakupu. Prepričajte se, da je naprava napolnjena, nato zaženite masažni aparat in izberite ustrezen način delovanja glede na vaše želje. Ko je masažni aparat izklopljen, ga vklopite s kratkim pritiskom na gumb VKLOP/IZKLOP. Načine delovanja lahko poljubno spreminjate z gumbom "M", frekvenco pa z gumboma "+" in "-". Glave naprave je treba zamenjati, ko je naprava izklopljena.

Med polnjenjem se na zaslonu prikaže "L", ko je baterija polna, se prikaže "F". Napajalna napetost je 5V/1A (USB-C), uporabite to za polnjenje. Ne uporabljajte naprave, medtem ko se polni.

Po končani masaži lahko napravo izklopite s ponovnim pritiskom na gumb.

Masažni aparat je idealen za ljudi, ki potrebujejo globoko sprostitve ali izboljšanje krvnega obtoka. S sistematično uporabo masaže boste zmanjšali simptome utrujenosti, nespečnosti ali kronične bolečine neznanega izvora.

Lahek in priročen masažni aparat je primeren tudi za starejše.

Moč masaže prilagodite svojim željam. Naprave ne smejo uporabljati osebe s poškodbami ali ki so bile v zadnjih 3 mesecih operirane. Naprave ne uporabljajte pri visokih temperaturah in v vlažnih prostorih. Vsekakor se izogibajte vodi. Prav tako naprave ne morejo uporabljati ljudje s hipertenzijo, hipotenzijo ali hudo možgansko kapjo. Ljudje s težavami s kožo naj se pred uporabo posvetujejo z zdravnikom.

Руководство по устройству

Устройство готово к использованию сразу после покупки. Убедитесь, что устройство заряжено, затем включите массажер и выберите подходящий режим работы в соответствии с вашими предпочтениями. Когда массажер выключен, коротко нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить его. Вы можете свободно менять режимы работы кнопкой «М» и частоту кнопками «+» и «-». Головки устройства следует менять при выключенном устройстве.

Во время зарядки на дисплее будет отображаться «L», когда аккумулятор заряжен, будет отображаться «F». Напряжение питания составляет 5 В/1 А (USB-C), используйте его для зарядки. Не используйте устройство во время зарядки.

После завершения массажа прибор можно выключить повторным нажатием кнопки.

Массажер идеально подходит для людей, которым необходима глубокая релаксация или улучшение кровообращения. При систематическом применении массажа вы уменьшите симптомы усталости, бессонницы или хронической боли неясного происхождения. Легкий и удобный массажер подойдет даже пожилым людям.

Силу массажа следует регулировать в соответствии с вашими предпочтениями. Устройство не должно использоваться лицами с травмами или перенесшими хирургические операции в течение последних 3 месяцев. Не используйте устройство при высоких температурах и влажных помещениях. Обязательно держитесь подальше от воды. Также прибором нельзя пользоваться людям с гипертонией, гипотонией или тяжелыми инсультами. Людям с проблемами кожи перед применением следует проконсультироваться с врачом.

Manual do dispositivo

O dispositivo está pronto para uso imediato após a compra. Certifique-se de que o dispositivo esteja carregado, ligue o massageador e selecione o modo de operação apropriado de acordo com suas preferências. Quando o massageador estiver desligado, pressione rapidamente o botão ON/OFF para ligá-lo. Você pode alterar livremente os modos de operação com o botão “M” e a frequência com os botões “+” e “-”. As cabeças do dispositivo devem ser trocadas quando o dispositivo estiver desligado.

Durante o carregamento, o display mostrará “L”, quando a bateria estiver cheia, exibirá “F”. A tensão de alimentação é 5V/1A (USB-C), use-a para carregar. Não use o dispositivo enquanto ele estiver carregando.

Após o término da massagem, o aparelho pode ser desligado pressionando novamente o botão.

O massageador é ideal para pessoas que precisam de relaxamento profundo ou melhorar a circulação sanguínea. Com o uso sistemático da massagem, você reduzirá os sintomas de fadiga, insônia ou dores crônicas de origem desconhecida. O massageador leve e prático é adequado até mesmo para idosos.

A força da massagem deve ser ajustada às suas preferências. O dispositivo não deve ser utilizado por pessoas feridas ou que tenham sido submetidas a cirurgia nos últimos 3 meses. Não use o dispositivo em altas temperaturas e ambientes úmidos. Absolutamente mantenha-se longe da água. Além disso, pessoas com hipertensão, hipotensão ou derrames graves não podem usar o aparelho. Pessoas com problemas de pele devem consultar um médico antes de usar.

Návod k zariadeniu

Zariadenie je po zakúpení pripravené na okamžité použitie. Uistite sa, že je prístroj nabitý, potom spustíte masér a vyberte si vhodný prevádzkový režim podľa vašich preferencií. Keď je masér vypnutý, krátkym stlačením tlačidla ON/OFF ho zapnete. Prevádzkové režimy môžete ľubovoľne meniť tlačidlom „M“ a frekvenciu tlačidlami „+“ a „-“. Hlavy zariadenia by sa mali vymeniť, keď je zariadenie vypnuté.

Pri nabíjaní sa na displeji zobrazí „L“, keď je batéria plná, zobrazí sa „F“. Napájacie napätie je 5V/1A (USB-C), toto použite na nabíjanie. Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte.

Po ukončení masáže je možné prístroj vypnúť opätovným stlačením tlačidla.

Masér je ideálny pre ľudí, ktorí potrebujú hlbokú relaxáciu alebo zlepšenie krvného obehu. Systematickým používaním masáže znížite prejavy únavy, nespavosti či chronickej bolesti neznámeho pôvodu. Ľahký a šikovní masér je vhodný aj pre starších ľudí.

Sila masáže by mala byť prispôbená vašim vlastným preferenciám. Zariadenie nesmú používať osoby so zranením alebo osoby, ktoré sa v posledných 3 mesiacoch podrobili operácii. Zariadenie nepoužívajte pri vysokých teplotách a vo vlhkých miestnostiach. Absolútne držať ďalej od vody. Zariadenie tiež nemôžu používať ľudia s hypertenziou, hypotenziou alebo ťažkými mozgovými príhodami. Ľudia s kožnými problémami by sa mali pred použitím poradiť s lekárom.

Ierīces rokasgrāmata

Ierīce ir gatava lietošanai uzreiz pēc iegādes. Pārliecinieties, vai ierīce ir uzlādēta, pēc tam iedarbiniet masieri un izvēlieties atbilstošo darbības režīmu atbilstoši savām vēlmēm. Kad masētājs ir izslēgts, īsi nospiediet ON/OFF pogu, lai to ieslēgtu. Jūs varat brīvi mainīt darbības režīmus ar pogu "M" un frekvenci ar "+" un "-" pogām. Ierīces galviņas jāmaina, kad ierīce ir izslēgta.

Uzlādes laikā displejā būs redzams "L", kad akumulators ir pilns, tas rādīs "F". Barošanas spriegums ir 5V/1A (USB-C), izmantojiet to uzlādei. Neizmantojiet ierīci, kamēr tā tiek uzlādēta.

Kad masāža ir pabeigta, ierīci var izslēgt, vēlreiz nospiežot pogu.

Masētājs ir ideāli piemērots cilvēkiem, kuriem nepieciešama dziļa relaksācija vai asinsrites uzlabošana. Sistemātiski izmantojot masāžu, mazināsiet noguruma, bezmiega vai hronisku nezināmas izcelsmes sāpju simptomus. Viegls un parocīgs masētājs ir piemērots pat gados vecākiem cilvēkiem. Masāžas stiprums jāpielāgo jūsu vēlmēm. Ierīci nedrīkst lietot personas, kas guvušas traumas vai kurām pēdējo 3 mēnešu laikā ir veikta operācija. Nelietojiet ierīci augstā temperatūrā un mitrās telpās. Pilnīgi turēt prom no ūdens. Arī cilvēki ar hipertensiju, hipotensiju vai smagiem insultiem nevar izmantot ierīci. Cilvēkiem ar ādas problēmām pirms lietošanas jākonsultējas ar ārstu.

Manualul dispozitivului

Dispozitivul este gata de utilizare imediat după cumpărare. Asigurați-vă că dispozitivul este încărcat, apoi porniți aparatul de masaj și selectați modul de funcționare potrivit preferințelor dvs. Când aparatul de masaj este oprit, apăsați scurt butonul ON/OFF pentru al porni. Puteți schimba liber modurile de funcționare cu butonul „M” și frecvența cu butoanele „+” și „-”. Capetele dispozitivului trebuie schimbate atunci când dispozitivul este oprit.

La încărcare, afișajul va afișa „L”, când bateria este plină, va afișa „F”. Tensiunea de alimentare este de 5V/1A (USB-C), utilizați-o pentru încărcare. Nu utilizați dispozitivul în timp ce se încarcă.

După finalizarea masajului, dispozitivul poate fi oprit apăsând din nou butonul.

Aparatul de masaj este ideal pentru persoanele care au nevoie de relaxare profundă sau de a îmbunătăți circulația sângelui. Prin utilizarea sistematică a masajului, veți reduce simptomele de oboseală, insomnie sau durere cronică de origine necunoscută. Aparatul de masaj ușor și la îndemână este potrivit chiar și pentru persoanele în vârstă.

Puterea masajului ar trebui să fie ajustată în funcție de propriile preferințe. Dispozitivul nu trebuie utilizat de către persoane cu răni sau care au suferit o intervenție chirurgicală în ultimele 3 luni. Nu utilizați dispozitivul în camere cu temperaturi ridicate și umede. Țineți absolut departe de apă. De asemenea, persoanele cu hipertensiune arterială, hipotensiune arterială sau accidente vasculare cerebrale severe nu pot folosi aparatul. Persoanele cu probleme de piele trebuie să consulte un medic înainte de utilizare.

Seadme juhend

Seade on kohe pärast ostmist kasutusvalmis. Veenduge, et seade on laetud, seejärel käivitage masseerija ja valige vastavalt oma eelistustele sobiv töörežiim. Kui masseerija on välja lülitatud, vajutage selle sisselülitamiseks lühidalt ON/OFF nuppu. Töörežiime saate vabalt muuta nupuga "M" ning sagedust "+" ja "-" nuppudega. Seadme pead tuleks vahetada, kui seade on välja lülitatud.

Laadimise ajal kuvatakse ekraanil "L", kui aku on täis, siis "F". Toitepinge on 5V/1A (USB-C), kasutage seda laadimiseks. Ärge kasutage seadet laadimise ajal.

Pärast massaaži lõppu saab seadme uuesti nupule vajutades välja lülitada.

Masseerija on ideaalne inimestele, kes vajavad sügavat lõõgastust või parandavad vereringet. Massaaži süstemaatilise kasutamisega vähendate väsimuse, unetuse või tundmatu päritoluga kroonilise valu sümptomeid. Kerge ja käepärane masseerija sobib ka eakatele.

Massaaži tugevus tuleks kohandada vastavalt teie enda eelistustele. Seadet ei tohi kasutada isikud, kellel on vigastusi või kes on viimase 3 kuu jooksul läbinud operatsiooni. Ärge kasutage seadet kõrgel temperatuuril ja niisketes ruumides. Hoida absoluutselt veest eemal. Samuti ei saa seadet kasutada inimesed, kellel on hüpertensioon, hüpotensioon või raske insult. Nahaprobleemidega inimesed peaksid enne kasutamist nõu pidama arstiga.



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out bin placed on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may result in damage to health or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.



Producent niniejszym oświadcza, że urządzenie Medivon Molly jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym: www.medivon.pl/deklaracje

The manufacturer hereby declares that the Medivon Molly device complies with Directive 2014/30 / EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, and Directive 2011/65 / EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The full text of the declaration of conformity is available at the internet address:
www.medivon.pl/deklaracje

Importer: Armare S.A. | ul Grzybowska 87, Warszawa, 00-844, Polska
Model: Medivon Molly