


medivon.



User manual

PL | EN | DE | FR | ES | PT | IT | CZ | SK
SL | EE | LT | LV | HU | RO | RU | NB | FI
EL | HR | SV | DA | NL | TR | BG | AR

PL | Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem:
EN | More information about the product is available on the manufacturer's website at:
DE | Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Herstellers unter:
FR | Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur le site Web du fabricant à l'adresse:
ES | Más información sobre el producto está disponible en el sitio web del fabricante en:
PT | Mais informações sobre o produto estão disponíveis no site do fabricante em:
IT | Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito Web del produttore all'indirizzo:
CZ | Více informací o produktu je k dispozici na stránkách výrobce na adrese:
NL | Meer informatie over het product is beschikbaar op de website van de fabrikant:
SV | Mer information om produkten finns på tillverkarens hemsida på:
SK | Viac informácií o produkte je dostupných na webovej stránke výrobcu na adrese:
SL | Več informacij o izdelku je na voljo na spletni strani proizvajalca:
EE | Rohkem teavet toote kohta leiab tootja veebisaidilt aadressil:
LT | Daugiau informacijos apie produktą rasite gamintojo svetainėje adresu:
LV | Vairāk informācijas par produktu var atrast ražotāja mājaslapā adresē:
HU | A termékéről további információkat a gyártó weboldalán találhat az alábbi címen:
RO | Mai multe informații despre produs sunt disponibile pe site-ul producătorului la adresa:
RU | Более подробная информация о продукте доступна на сайте производителя по адресу:
NR | Mer informasjon om produktet er tilgjengelig på produsentens hjemmeside på:
FI | Lisää tietoa tuotteesta löytyy valmistajan verkkosivuilta:
EL | Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν διατίθενται στον ιστότοπο του κατασκευαστή στη διεύθυνση:
HR | Više informacija o proizvodu dostupno je na web stranici proizvođača na:
DA | Mere information om produktet er tilgængelig på producentens hjemmeside på:
BG | Повече информация за продукта можете да намерите на сайта на производителя на адрес:
TR | Ürün hakkında daha fazla bilgiyi üreticinin web sitesinde bulabilirsiniz:
AR | مزيد من المعلومات حول المنتج متاحة على موقع الشركة المصنعة على العنوان التالي:

SCAN IT



www.medivon.pl/do-pobrania

Obsługa urządzenia

Przed pierwszym uruchomieniem oraz po dłuższym nieużywaniu, naładuj do pełna urządzenie. Po naładowaniu baterii możesz przytrzymać przycisk ON/OFF przez conajmniej 2 sekundy aby uruchomić masażer. Możesz dowolnie zmieniać tryby pracy za pomocą przycisku „M” oraz częstotliwość za pomocą przycisku „+” (cykliczne wciskanie przycisku zmienia opcje 1-2-3). Po wciśnięciu przycisku grzania urządzenie rozpocznie masaż rozgrzewający.

Przy niskim poziomie baterii zaświeci się czerwona dioda, po zakończonym ładowaniu zmieni kolor na zielony. Napięcie zasilające wynosi 5V/2A (USB-C) używaj takiego do ładowania. Nie korzystaj z urządzenia podczas ładowania.

Po zakończonym masażu urządzenie można wyłączyć poprzez ponowne przytrzymanie przycisku.

Masażer idealnie nadaje się dla osób wymagających głębokiego zrelaksowania, czy poprawienia krążenia krwi. Przy systematycznym korzystaniu z masażu, zmniejszysz objawy zmęczenia, obrzęki stóp i łydek, czy przewlekłych bólów nieznanego pochodzenia. Konstrukcja masażera jest bardzo lekka i dopasowana do każdego rozmiaru łydek.

Siłę masażu należy dopasować do własnych upodobań. Urządzenie nie może być stosowane przez osoby z obrażeniami lub które przeszły operację w ostatnich 3 miesiącach. Nie należy stosować urządzenia w wysokich temperaturach oraz wilgotnych pomieszczeniach. Bezwzględnie trzymać z dala od wody. Z urządzenia nie mogą również korzystać osoby z nadciśnieniem, niedociśnieniem lub po ciężkich udarach. Osoby z problemami skóry powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

Device Manual

Fully charge the device before using it for the first time and after a long period of non-use. After charging the battery, you can hold the ON/OFF button for at least 2 seconds to start the massager. You can freely change the operating modes with the "M" button and the frequency with the "+" button (pressing the button repeatedly changes the options 1-2-3).

After pressing the heating button, the device will start a warming massage.

When the battery level is low, the red diode will turn on, after charging it will turn green. The supply voltage is 5V/2A (USB-C), use this for charging. Do not use the device while it is charging.

After the massage is completed, the device can be turned off by pressing the button again.

The massager is ideal for people who need deep relaxation or improve blood circulation. With systematic use of the massage, you will reduce the symptoms of fatigue, swelling of the feet and calves, or chronic pains of unknown origin. The construction of the massager is very light and fits all calf sizes.

The strength of the massage should be adjusted to your own preferences. The device must not be used by persons with injuries or who have undergone surgery in the last 3 months. Do not use the device in high temperatures and damp rooms. Absolutely keep away from water. Also, people with hypertension, hypotension or severe strokes cannot use the device. People with skin problems should consult a doctor before use.

Gerätehandbuch

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch und nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf. Nach dem Aufladen des Akkus können Sie die EIN/AUS-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten, um das Massagegerät zu starten. Die Betriebsarten können Sie mit der „M“-Taste und die Frequenz mit der „+“-Taste frei wechseln (mehrmaliges Drücken der Taste wechselt die Optionen 1-2-3).

Nach dem Drücken der Heiztaste startet das Gerät eine wärmende Massage.

Wenn der Akkustand niedrig ist, leuchtet die rote Diode, nach dem Aufladen wird sie grün. Die Versorgungsspannung beträgt 5V/2A (USB-C), verwenden Sie diese zum Laden. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.

Nach Beendigung der Massage kann das Gerät durch erneutes Drücken der Taste ausgeschaltet werden.

Das Massagegerät ist ideal für Menschen, die eine tiefe Entspannung benötigen oder die Durchblutung verbessern möchten. Bei systematischer Anwendung der Massage reduzieren Sie die Symptome von Müdigkeit, Schwellungen der Füße und Waden oder chronische Schmerzen unbekannter Ursache. Die Konstruktion des Massagegeräts ist sehr leicht und passt für alle Wadengrößen.

Die Stärke der Massage sollte den eigenen Vorlieben angepasst werden. Das Gerät darf nicht von Personen mit Verletzungen oder Operationen in den letzten 3 Monaten verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in hohen Temperaturen und feuchten Räumen. Unbedingt von Wasser fernhalten. Auch Personen mit Bluthochdruck, Hypotonie oder schweren Schlaganfällen können das Gerät nicht verwenden. Personen mit Hautproblemen sollten vor der Anwendung einen Arzt konsultieren.

manuel de l'appareil

Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois et après une longue période de non-utilisation. Après avoir chargé la batterie, vous pouvez maintenir le bouton ON/OFF enfoncé pendant au moins 2 secondes pour démarrer le masseur. Vous pouvez librement changer les modes de fonctionnement avec le bouton "M" et la fréquence avec le bouton "+" (appuyer plusieurs fois sur le bouton change les options 1-2-3). Après avoir appuyé sur le bouton de chauffage, l'appareil commencera un massage chauffant.

Lorsque le niveau de la batterie est faible, la diode rouge s'allumera, après la charge, elle deviendra verte. La tension d'alimentation est de 5 V/2 A (USB-C), utilisez-la pour charger. N'utilisez pas l'appareil pendant qu'il est en charge.

Une fois le massage terminé, l'appareil peut être éteint en appuyant à nouveau sur le bouton.

Le masseur est idéal pour les personnes qui ont besoin d'une relaxation profonde ou qui améliorent la circulation sanguine. Avec l'utilisation systématique du massage, vous réduisez les symptômes de fatigue, de gonflement des pieds et des mollets, ou de douleurs chroniques d'origine inconnue. La construction du masseur est très légère et s'adapte à toutes les tailles de mollet.

La force du massage doit être ajustée à vos propres préférences. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes blessées ou ayant subi une intervention chirurgicale au cours des 3 derniers mois. N'utilisez pas l'appareil à des températures élevées et dans des pièces humides. A tenir absolument à l'écart de l'eau. De plus, les personnes souffrant d'hypertension, d'hypotension ou d'accidents vasculaires cérébraux graves ne peuvent pas utiliser l'appareil. Les personnes ayant des problèmes de peau doivent consulter un médecin avant utilisation.

Manual del dispositivo

Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez y después de un largo período de inactividad. Después de cargar la batería, puede mantener presionado el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante al menos 2 segundos para iniciar el masajeador. Puede cambiar libremente los modos de funcionamiento con el botón "M" y la frecuencia con el botón "+" (presionando el botón repetidamente cambia las opciones 1-2-3). Después de presionar el botón de calentamiento, el dispositivo comenzará un masaje de calentamiento.

Cuando el nivel de la batería es bajo, el diodo rojo se encenderá, después de cargar se volverá verde. El voltaje de suministro es de 5V/2A (USB-C), utilícelo para cargar. No utilice el dispositivo mientras se está cargando.

Una vez que se completa el masaje, el dispositivo se puede apagar presionando el botón nuevamente.

El masajeador es ideal para personas que necesitan una relajación profunda o mejorar la circulación sanguínea. Con el uso sistemático del masaje, reducirá los síntomas de fatiga, hinchazón de pies y pantorrillas, o dolores crónicos de origen desconocido. La construcción del masajeador es muy ligera y se adapta a todos los tamaños de pantorrilla.

La fuerza del masaje debe ajustarse a sus propias preferencias. El dispositivo no debe ser utilizado por personas con lesiones o que hayan sido operadas en los últimos 3 meses. No utilice el dispositivo a altas temperaturas y en habitaciones húmedas. Absolutamente manténgase alejado del agua. Además, las personas con hipertensión, hipotensión o accidentes cerebrovasculares severos no pueden usar el dispositivo. Las personas con problemas de piel deben consultar a un médico antes de usar.

Manual do dispositivo

Carregue totalmente o dispositivo antes de usá-lo pela primeira vez e após um longo período sem uso. Depois de carregar a bateria, você pode segurar o botão ON/OFF por pelo menos 2 segundos para iniciar o massageador. Você pode alterar livremente os modos de operação com o botão "M" e a frequência com o botão "+" (pressionando o botão repetidamente muda as opções 1-2-3).

Depois de pressionar o botão de aquecimento, o dispositivo iniciará uma massagem de aquecimento.

Quando o nível da bateria estiver baixo, o diodo vermelho acenderá, após o carregamento ficará verde. A tensão de alimentação é 5V/2A (USB-C), use-a para carregar. Não use o dispositivo enquanto ele estiver carregando.

Após a conclusão da massagem, o dispositivo pode ser desligado pressionando o botão novamente.

O massageador é ideal para pessoas que precisam de relaxamento profundo ou melhorar a circulação sanguínea. Com o uso sistemático da massagem, você reduzirá os sintomas de fadiga, inchaço dos pés e panturrilhas ou dores crônicas de origem desconhecida. A construção do massageador é muito leve e se adapta a todos os tamanhos de panturrilha.

A intensidade da massagem deve ser ajustada às suas preferências. O aparelho não deve ser utilizado por pessoas com lesões ou que tenham sido submetidas a cirurgia nos últimos 3 meses. Não use o aparelho em ambientes com altas temperaturas e umidade. Absolutamente mantenha longe da água. Além disso, pessoas com hipertensão, hipotensão ou derrames graves não podem usar o dispositivo. Pessoas com problemas de pele devem consultar um médico antes de usar.

manuale del dispositivo

Caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo un lungo periodo di inutilizzo. Dopo aver caricato la batteria, è possibile tenere premuto il pulsante ON/OFF per almeno 2 secondi per avviare il massaggiatore. Puoi cambiare liberamente le modalità di funzionamento con il tasto "M" e la frequenza con il tasto "+" (premendo ripetutamente il tasto si cambiano le opzioni 1-2-3).

Dopo aver premuto il pulsante di riscaldamento, il dispositivo avvierà un massaggio riscaldante.

Quando il livello della batteria è basso, il diodo rosso si accenderà, dopo la ricarica diventerà verde. La tensione di alimentazione è di 5 V/2 A (USB-C), utilizzarla per la ricarica. Non utilizzare il dispositivo mentre è in carica.

Al termine del massaggio, il dispositivo può essere spento premendo nuovamente il pulsante.

Il massaggiatore è l'ideale per le persone che hanno bisogno di un rilassamento profondo o di migliorare la circolazione sanguigna. Con l'uso sistematico del massaggio, ridurrai i sintomi di affaticamento, gonfiore dei piedi e dei polpacci o dolori cronici di origine sconosciuta. La costruzione del massaggiatore è molto leggera e si adatta a tutte le dimensioni del polpaccio.

La forza del massaggio dovrebbe essere adattata alle proprie preferenze. Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone con lesioni o che hanno subito interventi chirurgici negli ultimi 3 mesi. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature elevate e ambienti umidi. Tenersi assolutamente lontano dall'acqua. Inoltre, le persone con ipertensione, ipotensione o ictus grave non possono utilizzare il dispositivo. Le persone con problemi di pelle dovrebbero consultare un medico prima dell'uso.

Návod k zařízení

Před prvním použitím a po dlouhé době nepoužívání zařízení plně nabijte. Po nabití baterie můžete masážní přístroj spustit podržením tlačítka ON/OFF po dobu alespoň 2 sekund. Tlačítkem „M“ můžete libovolně měnit provozní režimy a tlačítkem „+“ frekvenci (opakovaným stisknutím tlačítka se mění možnosti 1-2-3).

Po stisknutí tlačítka ohřevu přístroj spustí hřejivou masáž.

Při nízkém stavu baterie se rozsvítí červená dioda, po nabití zezelená. Napájecí napětí je 5V/2A (USB-C), toto použijte pro nabíjení. Během nabíjení zařízení nepoužívejte.

Po dokončení masáže lze přístroj vypnout opětovným stisknutím tlačítka.

Masér je ideální pro lidi, kteří potřebují hlubokou relaxaci nebo zlepšit krevní oběh. Systematickým používáním masáže snížíte projevy únavy, otoky nohou a lýtek nebo chronické bolesti neznámého původu. Konstrukce masážního stroje je velmi lehká a je vhodná pro všechny velikosti lýtek.

Síla masáže by měla být přizpůsobena vašim vlastním preferencím. Zařízení nesmí používat osoby se zraněním nebo osoby, které prodělaly operaci v posledních 3 měsících. Nepoužívejte zařízení ve vysokých teplotách a vlhkých místnostech. Rozhodně se držte dál od vody. Zařízení také nemohou používat lidé s hypertenzí, hypotenzí nebo těžkými mozkovými příhodami. Lidé s kožními problémy by se měli před použitím poradit s lékařem.

Návod k zariadeniu

Pred prvým použitím a po dlhšom nepoužívaní zariadenie úplne nabite. Po nabití batérie môžete podržať tlačidlo ON/OFF aspoň na 2 sekundy, aby ste spustili masážny prístroj. Prevádzkové režimy môžete ľubovoľne meniť tlačidlom „M“ a frekvenciu tlačidlom „+“ (opakovaným stláčaním tlačidla sa menia možnosti 1-2-3).

Po stlačení tlačidla ohrevu prístroj spustí zahrievaciu masáž.

Pri nízkej úrovni batérie sa rozsvieti červená dióda, po nabití sa rozsvieti zelená. Napájacie napätie je 5V/2A (USB-C), toto použijete na nabíjanie. Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte.

Po ukončení masáže je možné prístroj vypnúť opätovným stlačením tlačidla.

Masážny prístroj je ideálny pre ľudí, ktorí potrebujú hlbokú relaxáciu alebo zlepšenie krvného obehu. Systematickým používaním masáže znížite prejavy únavy, opuchy nôh a lýtok či chronické bolesti neznámeho pôvodu. Konštrukcia maséra je veľmi ľahká a sedí na všetky veľkosti lýtok.

Sila masáže by mala byť prispôbená vašim vlastným preferenciám. Zariadenie nesmú používať osoby so zranením alebo osoby, ktoré sa v posledných 3 mesiacoch podrobili operácii. Zariadenie nepoužívajte pri vysokých teplotách a vo vlhkých miestnostiach. Absolútne držať ďalej od vody. Zariadenie tiež nemôžu používať ľudia s hypertenziou, hypotenziou alebo ťažkými mozgovými príhodami. Ľudia s kožnými problémami by sa mali pred použitím poradiť s lekárom.

Priročnik za napravo

Napravo popolnoma napolnite pred prvo uporabo in po daljšem obdobju neuporabe. Po polnjenju baterije lahko držite gumb za VKLOP/IZKLOP vsaj 2 sekundi, da zaženete masažni aparat. Z gumbom "M" lahko poljubno spreminjate načine delovanja, z gumbom "+" pa frekvenco (večkratni pritisk na gumb spremeni možnosti 1-2-3).

Po pritisku na gumb za ogrevanje bo naprava začela ogrevalno masažo.

Ko je baterija nizka, se prižge rdeča dioda, po polnjenju pa zelena. Napajalna napetost je 5V/2A (USB-C), uporabite to za polnjenje. Ne uporabljajte naprave, medtem ko se polni.

Po končani masaži lahko napravo izklopite s ponovnim pritiskom na gumb.

Masažni aparat je idealen za ljudi, ki potrebujejo globoko sprostitve ali izboljšanje krvnega obtoka. S sistematično uporabo masaže boste zmanjšali simptome utrujenosti, otekanja stopal in meč ali kroničnih bolečin neznanega izvora. Konstrukcija masažnega aparata je zelo lahka in ustreza vsem velikostim teleta.

Moč masaže prilagodite svojim željam. Naprave ne smejo uporabljati osebe s poškodbami ali ki so bile v zadnjih 3 mesecih operirane. Naprave ne uporabljajte pri visokih temperaturah in v vlažnih prostorih. Vsekakor se izogibajte vodi. Prav tako naprave ne morejo uporabljati ljudje s hipertenzijo, hipotenzijo ali hudo možgansko kapjo. Ljudje s težavami s kožo naj se pred uporabo posvetujejo z zdravnikom.

Seadme juhend

Laadige seade enne esmakordset kasutamist ja pärast pikaajalist mittekasutamist täielikult täis. Pärast aku laadimist võite masseerija käivitamiseks hoida ON/OFF nuppu vähemalt 2 sekundit all. Töörežiime saate vabalt muuta nupuga "M" ja sagedust nupuga "+" (nupu korduv vajutamine muudab valikuid 1-2-3).

Pärast küttenupu vajutamist alustab seade soojendavat massaaži.

Kui aku laetuse tase on madal, lülitub sisse punane diod, pärast laadimist muutub see roheliseks. Toitepinge on 5V/2A (USB-C), kasutage seda laadimiseks. Ärge kasutage seadet laadimise ajal.

Pärast massaaži lõppu saab seadme uuesti nupule vajutades välja lülitada.

Masseerija on ideaalne inimestele, kes vajavad sügavat lõõgastust või parandavad vereringet. Massaaži süstemaatilise kasutamisega vähendate väsimussümptomeid, jalgade ja sääremarja turset või tundmatu päritoluga kroonilisi valusid. Masseerija konstruktsioon on väga kerge ja sobib kõikidele vasikasuurustele.

Massaaži tugevus tuleks kohandada vastavalt teie enda eelistustele. Seadet ei tohi kasutada isikud, kellel on vigastusi või kes on viimase 3 kuu jooksul läbinud operatsiooni. Ärge kasutage seadet kõrgel temperatuuril ja niisketes ruumides. Hoida absoluutselt veest eemal. Samuti ei saa seadet kasutada inimesed, kellel on hüpertensioon, hüpotensioon või raske insult. Nahaprobleemidega inimesed peaksid enne kasutamist nõu pidama arstiga.

Įrenginio vadovas

Prieš naudodami pirmą kartą ir po ilgo nenaudojimo, visiškai įkraukite įrenginį. Įkrovę akumuliatorių, galite palaikyti ON/OFF mygtuką bent 2 sekundes, kad paleistumėte masažuoklį. Darbo režimus galite laisvai keisti mygtuku „M“, o dažnį – mygtuku „+“ (kartą paspaudus mygtuką keičiasi 1-2-3 parinktys). Paspaudus šildymo mygtuką, prietaisas pradės šildantį masažą.

Kai akumuliatoriaus lygis žemas, įsijungs raudonas diodas, o po įkrovimo – žalias. Maitinimo įtampa yra 5V/2A (USB-C), naudokite ją įkrovimui. Nenaudokite įrenginio, kol jis įkraunamas.

Atlikus masažą, prietaisą galima išjungti dar kartą paspaudus mygtuką.

Masažuoklis idealiai tinka žmonėms, kuriems reikia gilaus atsipalaidavimo ar pagerinti kraujotaką. Sistemingai naudodami masažą sumažinsite nuovargio simptomus, pėdų ir blauzdų tinimą ar lėtinius neaiškios kilmės skausmus. Masažuoklio konstrukcija labai lengva ir tinka visiems blauzdų dydžiams.

Masažo stiprumas turi būti pritaikytas pagal jūsų pageidavimus. Prietaiso negali naudoti asmenys, patyrę traumų arba kuriems buvo atlikta operacija per pastaruosius 3 mėnesius. Nenaudokite prietaiso aukštoje temperatūroje ir drėgnose patalpose. Visiškai laikykite atokiai nuo vandens. Taip pat prietaisu negali naudotis žmonės, sergantys hipertenzija, hipotenzija ar sunkiais insultais. Žmonės, turintys odos problemų, prieš naudodami turi pasitarti su gydytoju.

Ierīces rokasgrāmata

Pirms pirmās lietošanas reizes un pēc ilgstošas neizmantošanas pilnībā uzlādējiet ierīci. Pēc akumulatora uzlādes varat turēt IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu vismaz 2 sekundes, lai iedarbinātu masieri. Jūs varat brīvi mainīt darbības režīmus ar pogu "M" un frekvenci ar pogu "+" (atkārtoti nospiežot pogu, tiek mainītas opcijas 1-2-3).

Pēc sildīšanas pogas nospiešanas ierīce sāks sasilšanas masāžu.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, ieslēgsies sarkanā diode, pēc uzlādes tā kļūs zaļa. Barošanas spriegums ir 5V/2A (USB-C), izmantojiet to uzlādei. Neizmantojiet ierīci, kamēr tā tiek uzlādēta.

Kad masāža ir pabeigta, ierīci var izslēgt, vēlreiz nospiežot pogu.

Masētājs ir ideāli piemērots cilvēkiem, kuriem nepieciešama dziļa relaksācija vai asinsrites uzlabošana. Sistemātiski izmantojot masāžu, jūs mazināsi noguruma simptomus, pēdu un ikru pietūkumu vai hroniskas, nezināmas izcelsmes sāpes. Masētāja konstrukcija ir ļoti viegla un der visiem ikru izmēriem.

Masāžas stiprums jāpielāgo jūsu vēlmēm. Ierīci nedrīkst lietot personas, kas guvušas traumas vai kurām pēdējo 3 mēnešu laikā ir veikta operācija. Nelietojiet ierīci augstā temperatūrā un mitrās telpās. Pilnīgi turēt prom no ūdens. Arī cilvēki ar hipertensiju, hipotensiju vai smagiem insultiem nevar izmantot ierīci. Cilvēkiem ar ādas problēmām pirms lietošanas jākonsultējas ar ārstu.

Készülék kézikönyve

Töltse fel teljesen a készüléket az első használat előtt és hosszabb használaton kívüli időszak után. Az akkumulátor feltöltése után legalább 2 másodpercig tartsa lenyomva az ON/OFF gombot a masszírozó elindításához. Az "M" gombbal szabadon változtathatja a működési módokat, a "+" gombbal pedig a frekvenciát (a gomb ismételt megnyomása megváltoztatja az 1-2-3 opciókat).

A fűtés gomb megnyomása után a készülék melegítő masszázst indít.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a piros dióda bekapcsol, töltés után zöldre vált. A tápfeszültség 5V/2A (USB-C), ezt használja a töltéshez. Ne használja a készüléket töltés közben.

A masszázs befejezése után a készülék a gomb ismételt megnyomásával kikapcsolható.

A masszírozó ideális azok számára, akiknek mély relaxációra vagy a vérkeringés javítására van szükségük. A masszázs szisztematikus használatával csökkenti a fáradtság tüneteit, a láb és a vádli duzzanatát, vagy az ismeretlen eredetű krónikus fájdalmakat. A masszírozó felépítése nagyon könnyű, és minden borjómérethez illeszkedik.

A masszázs erősségét az Ön igényeihez kell igazítani. A készüléket nem használhatják olyan személyek, akik sérültek vagy az elmúlt 3 hónapban műtéten estek át. Ne használja a készüléket magas hőmérsékleten és nedves helyiségekben. Feltétlenül tartsa távol a víztől. Emellett magas vérnyomásban, alacsony vérnyomásban vagy súlyos agyvérzésben szenvedők nem használhatják a készüléket. A bőrproblémákkal küzdőknek használat előtt konzultálniuk kell orvosukkal.

Manualul dispozitivului

Încărcați complet dispozitivul înainte de a-l folosi pentru prima dată și după o perioadă lungă de neutilizare. După încărcarea bateriei, puteți ține apăsat butonul ON/OFF timp de cel puțin 2 secunde pentru a porni aparatul de masaj. Puteți schimba liber modurile de funcționare cu butonul „M” și frecvența cu butonul „+” (apăsând butonul în mod repetat se schimbă opțiunile 1-2-3).

După apăsarea butonului de încălzire, dispozitivul va începe un masaj de încălzire.

Când nivelul bateriei este scăzut, dioda roșie se va aprinde, după încărcare va deveni verde. Tensiunea de alimentare este de 5V/2A (USB-C), utilizați-o pentru încărcare. Nu utilizați dispozitivul în timp ce se încarcă.

După finalizarea masajului, dispozitivul poate fi oprit apăsând din nou butonul.

Aparatul de masaj este ideal pentru persoanele care au nevoie de relaxare profundă sau de a îmbunătăți circulația sângelui. Prin utilizarea sistematică a masajului, veți reduce simptomele de oboseală, umflarea picioarelor și gambelor sau durerile cronice de origine necunoscută. Construcția aparatului de masaj este foarte ușoară și se potrivește tuturor dimensiunilor gambelor.

Puterea masajului ar trebui să fie ajustată în funcție de propriile preferințe. Dispozitivul nu trebuie utilizat de către persoane cu răni sau care au suferit o intervenție chirurgicală în ultimele 3 luni. Nu utilizați dispozitivul în camere cu temperaturi ridicate și umede. Țineți absolut departe de apă. De asemenea, persoanele cu hipertensiune arterială, hipotensiune arterială sau accidente vasculare cerebrale severe nu pot folosi aparatul. Persoanele cu probleme de piele trebuie să consulte un medic înainte de utilizare.

Руководство по устройству

Полностью зарядите устройство перед первым использованием и после длительного периода неиспользования. После зарядки аккумулятора вы можете удерживать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ не менее 2 секунд, чтобы запустить массажер. Вы можете свободно менять режимы работы кнопкой «М» и частоту кнопкой «+» (повторное нажатие кнопки меняет варианты 1-2-3). После нажатия кнопки нагрева устройство начнет согревающий массаж.

При низком уровне заряда батареи загорается красный диод, после зарядки он становится зеленым. Напряжение питания 5В/2А (USB-C), используйте его для зарядки. Не используйте устройство во время зарядки.

После завершения массажа прибор можно выключить повторным нажатием на кнопку.

Массажер идеален для людей, которым необходимо глубокое расслабление или улучшение кровообращения. При систематическом применении массажа вы уменьшите симптомы усталости, отечности стоп и икр или хронических болей неизвестного происхождения. Конструкция массажера очень легкая и подходит для икр любого размера.

Силу массажа следует регулировать в соответствии с вашими предпочтениями. Устройство не должно использоваться лицами с травмами или перенесшими операцию в течение последних 3 месяцев. Не используйте устройство при высоких температурах и влажных помещениях. Абсолютно беречь от воды. Также нельзя пользоваться прибором людям с гипертонией, гипотонией или тяжелыми инсультами. Людям с проблемами кожи следует проконсультироваться с врачом перед использованием.

Drift av enheten

Før du bruker den for første gang og etter en lang periode uten bruk, lad enheten helt opp. Etter at du har ladet batteriet, kan du holde inne PÅ/AV-knappen i minst 2 sekunder for å slå på massasjeapparatet. Du kan fritt endre driftsmodusene ved å bruke "M"-knappen og frekvensen med "+"-knappen (ved å trykke på knappen gjentatte ganger endres alternativene 1-2-3).

Etter å ha trykket på varmeknappen vil enheten starte en varmende massasje.

Når batterinivået er lavt, vil den røde LED-en lyse, og når ladingen er fullført, blir den grønn. Forsyningsspenningen er 5V/2A (USB-C), bruk den til lading. Ikke bruk enheten mens den lader.

Etter fullført massasje kan enheten slås av ved å holde inne knappen igjen.

Massasjeapparatet er ideelt for personer som trenger dyp avslapning eller forbedret blodsirkulasjon. Ved systematisk bruk av massasje vil du redusere symptomene på tretthet, hevelser i føtter og legger, og kroniske smerter av ukjent opprinnelse. Designet på massasjeapparatet er veldig lett og tilpasset alle leggstørrelser.

Styrken på massasjen bør tilpasses dine egne preferanser. Enheten må ikke brukes av personer med skader eller som har gjennomgått operasjon de siste 3 månedene. Ikke bruk enheten i høye temperaturer eller fuktige rom. Hold deg alltid unna vann. Enheten kan ikke brukes av personer med hypertensjon, hypotensjon eller etter alvorlige slag. Personer med hudproblemer bør konsultere lege før bruk.

Laitteen toiminta

Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttöä ja pitkän seisokin jälkeen. Akun latauksen jälkeen voit käynnistää hierontalaitteen pitämällä ON/OFF-painiketta painettuna vähintään 2 sekunnin ajan. Voit vapaasti vaihtaa toimintatiloja "M"-painikkeella ja taajuutta "+"-painikkeella (painikkeen toistuva painaminen muuttaa vaihtoehtoja 1-2-3). Lämmityspainikkeen painamisen jälkeen laite aloittaa lämmittävän hieronnan.

Kun akun varaus on alhainen, punainen LED-valo syttyy, ja kun lataus on valmis, se muuttuu vihreäksi. Syöttöjännite on 5V/2A (USB-C), käytä sitä lataukseen. Älä käytä laitetta latauksen aikana.

Hieronnan päätyttyä laite voidaan sammuttaa pitämällä painiketta uudelleen painettuna.

Hierontalaite on ihanteellinen ihmisille, jotka tarvitsevat syvää rentoutumista tai parempaa verenkiertoa. Systemaattisella hieronnan käytöllä vähennät väsymyksen oireita, jalkojen ja pohkeiden turvotusta sekä tuntemattomasta alkuperästä johtuvaa kroonista kipua. Hierontalaitteen muotoilu on erittäin kevyt ja soveltuu kaikenkokoisille pohkeille.

Hieronnan voimakkuus tulee säätää omien mieltymystesi mukaan. Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, jotka ovat loukkaantuneet tai joille on tehty leikkaus viimeisen 3 kuukauden aikana. Älä käytä laitetta korkeissa lämpötiloissa tai kosteissa tiloissa. Pidä aina poissa vedestä. Laitetta eivät voi käyttää henkilöt, joilla on verenpainetauti, hypotensio tai vakava aivohalvaus. Iho-ongelmista kärsivien tulee neuvotella lääkärin kanssa ennen käyttöä.

Λειτουργία συσκευής

Πριν από την πρώτη χρήση και μετά από μεγάλη περίοδο μη χρήσης, φορτίστε πλήρως τη συσκευή. Μετά τη φόρτιση της μπαταρίας, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το κουμπί ON/OFF για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή μασάζ. Μπορείτε να αλλάξετε ελεύθερα τους τρόπους λειτουργίας χρησιμοποιώντας το κουμπί "M" και τη συχνότητα χρησιμοποιώντας το κουμπί "+" (πατώντας επανειλημμένα το κουμπί αλλάζουν οι επιλογές 1-2-3).

Αφού πατήσετε το κουμπί θέρμανσης, η συσκευή θα ξεκινήσει ένα θερμαντικό μασάζ.

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το κόκκινο LED θα ανάψει και όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, θα γίνει πράσινο. Η τάση τροφοδοσίας είναι 5V/2A (USB-C), χρησιμοποιήστε την για φόρτιση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μετά την ολοκλήρωση του μασάζ, η συσκευή μπορεί να απενεργοποιηθεί κρατώντας ξανά το κουμπί.

Το μασάζ είναι ιδανικό για άτομα που χρειάζονται βαθιά χαλάρωση ή βελτιωμένη κυκλοφορία του αίματος. Με τη συστηματική χρήση του μασάζ, θα μειώσετε τα συμπτώματα της κόπωσης, το πρήξιμο στα πόδια και τις γάμπες και χρόνιους πόνους άγνωστης προέλευσης. Ο σχεδιασμός του μασάζ είναι πολύ ελαφρύς και προσαρμοσμένος σε όλα τα μεγέθη μοσχαριών.

Η δύναμη του μασάζ πρέπει να προσαρμόζεται στις δικές σας προτιμήσεις. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με τραυματισμούς ή που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τους τελευταίους 3 μήνες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρούς χώρους. Κρατάτε πάντα μακριά από νερό. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με υπέρταση, υπόταση ή μετά από σοβαρά εγκεφαλικά επεισόδια. Άτομα με δερματικά προβλήματα θα πρέπει να συμβουλευτούν έναν γιατρό πριν τη χρήση.

Rad uređaja

Prije prve uporabe i nakon dužeg razdoblja nekorištenja, potpuno napunite uređaj. Nakon punjenja baterije možete držati tipku ON/OFF najmanje 2 sekunde kako biste uključili masažer. Možete slobodno mijenjati načine rada tipkom "M", a frekvenciju tipkom "+" (pritiskom na tipku više puta mijenjate opcije 1-2-3).

Nakon pritiska na tipku za zagrijavanje uređaj će započeti masažu zagrijavanja.

Kada je razina baterije niska, crveni LED će svijetliti, a kada je punjenje završeno, svijetlit će zeleno. Napon napajanja je 5V/2A (USB-C), koristite ga za punjenje. Ne koristite uređaj tijekom punjenja.

Nakon završetka masaže uređaj se može isključiti ponovnim držanjem tipke.

Masažer je idealan za osobe kojima je potrebno duboko opuštanje ili poboljšana cirkulacija krvi. Sustavnom primjenom masaže smanjit ćete simptome umora, oticanje stopala i listova te kronične bolove nepoznatog podrijetla. Dizajn masažera je vrlo lagan i prilagođen svim veličinama teladi.

Jačinu masaže prilagodite vlastitim željama. Uređaj ne smiju koristiti osobe s ozljedama ili osobe koje su bile podvrgnute operaciji u zadnja 3 mjeseca. Ne koristite uređaj na visokim temperaturama ili u vlažnim prostorijama. Uvijek se držite dalje od vode. Uređaj ne smiju koristiti osobe s hipertenzijom, hipotenzijom ili nakon teškog moždanog udara. Osobe s kožnim problemima trebaju se prije upotrebe posavjetovati s liječnikom.

Enhetens funktion

Innan du använder den för första gången och efter en lång period utan användning, ladda enheten helt. Efter att ha laddat batteriet kan du hålla ned PÅ/AV-knappen i minst 2 sekunder för att slå på massageapparaten. Du kan fritt ändra driftlägen med "M"-knappen och frekvensen med "+"-knappen (om du trycker på knappen upprepade gånger ändras alternativen 1-2-3). Efter att ha tryckt på värmeknappen startar enheten en värmande massage.

När batterinivån är låg tänds den röda lysdioden och när laddningen är klar lyser den grönt. Matningsspänningen är 5V/2A (USB-C), använd den för laddning. Använd inte enheten under laddning.

Efter avslutad massage kan enheten stängas av genom att hålla ned knappen igen.

Massageapparaten är idealisk för personer som behöver djup avslappning eller förbättrad blodcirkulation. Med systematisk användning av massage kommer du att minska symtomen trötthet, svullnad av fötter och vader samt kronisk smärta av okänt ursprung. Massageapparatens design är mycket lätt och anpassad till alla vadstorlekar.

Styrkan på massagen bör anpassas efter dina egna preferenser. Apparaten får inte användas av personer med skador eller som har opererats under de senaste 3 månaderna. Använd inte enheten i höga temperaturer eller fuktiga rum. Håll alltid borta från vatten. Enheten kan inte användas av personer med högt blodtryck, hypotoni eller efter allvarliga stroke. Personer med hudproblem bör rådfråga en läkare före användning.

Betjening af enheden

Før du bruger den første gang og efter en længere periode uden brug, skal du oplade enheden helt. Efter opladning af batteriet kan du holde ON/OFF-knappen nede i mindst 2 sekunder for at tænde for massageapparatet. Du kan frit ændre driftstilstandene ved hjælp af "M"-knappen og frekvensen ved hjælp af "+"-knappen (ved at trykke på knappen gentagne gange ændres mulighederne 1-2-3).

Efter at have trykket på varmeknappen, starter enheden en varmende massage.

Når batteriniveauet er lavt, lyser den røde LED, og når opladningen er afsluttet, bliver den grøn. Forsyningsspændingen er 5V/2A (USB-C), brug den til opladning. Brug ikke enheden under opladning.

Efter endt massage kan enheden slukkes ved at holde knappen nede igen.

Massageapparatet er ideelt til folk, der har brug for dyb afslapning eller forbedret blodcirkulation. Ved systematisk brug af massage vil du mindske symptomerne på træthed, hævelse af fødder og lægge samt kroniske smerter af ukendt oprindelse. Massageapparatets design er meget let og tilpasset alle lægstørrelser.

Styrken af massagen bør tilpasses dine egne præferencer. Apparatet må ikke bruges af personer med skader, eller som er blevet opereret inden for de sidste 3 måneder. Brug ikke enheden i høje temperaturer eller fugtige rum. Hold altid væk fra vand. Enheden kan ikke bruges af personer med hypertension, hypotension eller efter alvorlige slagtilfælde. Personer med hudproblemer bør konsultere en læge før brug.

Bediening van het apparaat

Laad het apparaat vóór het eerste gebruik en na een lange periode van niet-gebruik volledig op. Nadat u de batterij heeft opgeladen, kunt u de AAN/UIT-knop minimaal 2 seconden ingedrukt houden om het massageapparaat in te schakelen. U kunt de bedrijfsmodi vrij wijzigen met de "M"-knop en de frequentie met de "+"-knop (door herhaaldelijk op de knop te drukken, worden de opties 1-2-3 gewijzigd).

Na het indrukken van de verwarmingsknop start het apparaat een verwarmende massage.

Wanneer het batterijniveau laag is, gaat de rode LED branden en wanneer het opladen is voltooid, wordt deze groen. De voedingsspanning is 5V/2A (USB-C), gebruik deze voor het opladen. Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.

Na voltooiing van de massage kan het apparaat worden uitgeschakeld door de knop nogmaals ingedrukt te houden.

Het stimulator is ideaal voor mensen die behoefte hebben aan diepe ontspanning of een betere bloedcirculatie. Door systematisch gebruik van massage vermindert u de symptomen van vermoeidheid, zwelling van de voeten en kuit en chronische pijn van onbekende oorsprong. Het ontwerp van de stimulator is zeer licht en aangepast aan alle kuitmaten.

De sterkte van de massage dient aangepast te worden aan uw eigen voorkeuren. Het apparaat mag niet worden gebruikt door mensen met verwondingen of die in de afgelopen 3 maanden een operatie hebben ondergaan. Gebruik het apparaat niet in hoge temperaturen of vochtige ruimtes. Houd altijd uit de buurt van water. Het apparaat kan niet worden gebruikt door mensen met hypertensie, hypotensie of na ernstige beroertes. Mensen met huidproblemen moeten vóór gebruik een arts raadplegen.

Cihaz alıřması

İlk kullanımdan önce ve uzun süre kullanılmadığında cihazı tamamen řarj edin. Pili řarj ettikten sonra masaj cihazını açmak için AÇMA/KAPAMA düğmesini en az 2 saniye basılı tutabilirsiniz. "M" düğmesini kullanarak alıřma modlarını ve "+" düğmesini kullanarak frekansı serbestçe deęiřtirebilirsiniz (düğmeye tekrar tekrar basıldığında 1-2-3 seenekleri deęiřir). Isıtma düğmesine bastıktan sonra cihaz ısınma masajına bařlayacaktır.

Pil seviyesi düřük olduęunda kırmızı LED yanacak ve řarj tamamlandığında yeřile dönecektir. Besleme voltajı 5V/2A'dır (USB-C), řarj için kullanın. řarj sırasında cihazı kullanmayın.

Masaj tamamlandıktan sonra tekrar tuřa basılarak cihaz kapatılabilir.

Masaj, derin rahatlamaya veya kan dolařımının iyileřtirilmesine ihtiya duyan kiřiler için idealdir. Masajın sistematik kullanımıyla yorgunluk, ayak ve baldırlarda řiřme ve nedeni bilinmeyen kronik aęrı semptomlarını azaltacaksınız. Masaj aletinin tasarımı ok hafiftir ve tüm baldır boylarına uyulanmıřtır.

Masajın gücü kendi tercihlerinize göre ayarlanmalıdır. Cihaz, yaralanmıř veya son 3 ay içinde ameliyat olmuř kiřiler tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı yüksek sıcaklıklarda veya nemli odalarda kullanmayın. Her zaman sudan uzak tutun. Cihaz, hipertansiyonu, hipotansiyonu olan veya řiddetli fel geiren kiřiler tarafından kullanılamaz. Cilt problemi olan kiřilerin kullanmadan önce mutlaka doktora danıřması gerekmektedir.

Работа на устройството

Преди да използвате за първи път и след дълъг период на неизползване, заредете напълно устройството. След като зарядите батерията, можете да задържите бутона ON/OFF за поне 2 секунди, за да включите масажора. Можете свободно да променяте режимите на работа с бутона "M" и честотата с бутона "+" (многократното натискане на бутона променя опциите 1-2-3).

След натискане на бутона за отопление, уредът ще започне затоплящ масаж.

Когато нивото на батерията е ниско, червеният светодиод ще свети, а когато зареждането приключи, ще светне в зелено. Захранващото напрежение е 5V/2A (USB-C), използвайте го за зареждане. Не използвайте устройството по време на зареждане.

След приключване на масажа уредът може да се изключи чрез повторно задържане на бутона.

Масажорът е идеален за хора, които се нуждаят от дълбока релаксация или подобро кръвообращение. При системно използване на масаж ще намалите симптомите на умора, подуване на стъпалата и прасците и хронични болки с неясен произход. Дизайнът на масажора е много лек и адаптиран към всички размери на прасеца.

Силата на масажа трябва да бъде съобразена с вашите собствени предпочитания. Устройството не трябва да се използва от хора с наранявания или претърпели операция през последните 3 месеца. Не използвайте уреда при високи температури или влажни помещения. Винаги дръжте далече от вода. Уредът не може да се използва от хора с хипертония, хипотония или след тежки инсулти. Хората с кожни проблеми трябва да се консултират с лекар преди употреба.

تشغيل الجهاز

قبل الاستخدام لأول مرة وبعد فترة طويلة من عدم الاستخدام، قم بشحن الجهاز بالكامل. بعد شحن البطارية، يمكنك الضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ثانيتين على الأقل لتشغيل والتردد باستخدام "M" جهاز التدليك. يمكنك تغيير أوضاع التشغيل بحرية باستخدام الزر "+". (الضغط على الزر بشكل متكرر يغير الخيارات 1-2-3) بعد الضغط على زر التسخين، سيبدأ الجهاز بالتدليك الدافئ.

باللون الأحمر، وعند اكتمال LED عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا، سيضيء مؤشر (USB-C) الشحن، سيتحول إلى اللون الأخضر. جهد الإمداد هو 5 فولت/2 أمبير. استخدمه للشحن. لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن.

بعد الانتهاء من التدليك يمكن إيقاف تشغيل الجهاز بالضغط على الزر مرة أخرى.

يعد المدلك مثاليًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى الاسترخاء العميق أو تحسين الدورة الدموية. مع الاستخدام المنتظم للتدليك، سوف تقلل من أعراض التعب وتورم القدمين والساقين والألم المزمن مجهول المصدر. تصميم جهاز التدليك خفيف جدًا ويتكيف مع جميع أحجام الساق.

يجب تعديل قوة التدليك حسب تفضيلاتك الخاصة. يجب عدم استخدام الجهاز من قبل الأشخاص المصابين أو الذين خضعوا لعملية جراحية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. لا تستخدم الجهاز في درجات حرارة عالية أو غرف رطبة. الابتعاد دائمًا عن الماء. لا يمكن استخدام الجهاز من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم أو بعد السكتات الدماغية الشديدة. يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل جلدية استشارة الطبيب قبل الاستخدام.



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out bin placed on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may result in damage to health or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment. The device was placed on the market after 13.08.2005.



Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że urządzenie Medivon Dione jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym www.medivon.pl/deklaracje

The manufacturer declares, under its sole responsibility, that the Medivon Dione device complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The full content of the declaration of conformity is available at www.medivon.pl/deklaracje

Importer: Armare S.A. | ul Grzybowska 87, Warszawa, 00-844, Polska
Model: Medivon Dione