




Product principle of operation


Using the principle of photothermal action, the IPL freezing point hair removal device generates high heat inside the hair follicle, thus degrading the structure of the hair follicle. Weakening the hair follicles and removing the hair in a painless manner. The hair removal device has a contact sapphire cooling head, which avoids the heat from spreading outside the hair follicle structure, while allowing the heat to diffuse from the epidermis. In such cases, the skin is not damaged, so there is no pain or discomfort. Blue light has an anti-inflammatory effect and revitalizes the skin, so in addition to the hair removal effect, we strengthen and regenerate the dermis.

Limitations on use

1. Women who are pregnant, breastfeeding and menstruating;
2. When the skin color is black or dark brown;
3. Patients with scars or skin diseases;
4. For very fair skin, always perform a skin test;
5. Those who have recently been exposed to strong sunlight or who cannot avoid sun exposure after depilation;
6. Patients with heart rate regulators, insulin pumps or other medical devices;
7. minors (during the developmental period, rising hormone levels).

Set contents

- IPL hair removal device
- Charger AC
- Protective goggles
- Manual and warranty



Charger AC




Protective goggles



Manual and warranty

- IPL hair removal device

Product specifications



Operating modes

Single mode (suitable for small areas such as fingers and hair on the lips):

Place the light outlet on the area of skin to be treated and completely align it with the skin. Briefly press the flash button to start, after the device flashes, move the light head to the next section of skin. Then press the flash button again and repeat the above steps in succession.

Tip: If the skin becomes too hot during the epilation process, just pause for a few seconds and let the light outlet cool down again before proceeding with hair removal.

Continuous mode (applies to large areas such as arms, legs, etc.):


Place the outlet of the lamp on the area of skin to be treated and completely align it with the skin. Press and hold the flash button and immediately start moving the device slowly and evenly across the skin to keep it in close contact with the skin. Flashes will be emitted at specific intervals. During this time, do not stop moving the device and move it forward and backward in the area that needs epilating, make sure the epilation area is evenly covered.

Tip: The skin speed can be adjusted according to the flash speed, to make the coverage more uniform, the flash frequency is faster at the 1st level, slightly slower at the 2nd level etc. The higher the level, the lower the output speed of the light.

Rotation

- The head of the device can be rotated for use, there is no need to twist the wrist and arm, and operation is more convenient. Note that the direction of rotation of the device can only be rotated clockwise (when the head is placed vertically, along the housing) and counterclockwise (when the head is placed horizontally). Do not rotate the guide head in the opposite direction, as this will cause damage to the head under external force and adversely affect its use.

- For hair on the lips, armpits, elbows and other difficult to access parts of the body, the head of the device can be rotated to the "ten" state, which is more convenient. can be rotated to the "ten" state, which is more convenient and more comfortable to use. more convenient to use.



Depilation cycles

First cycle: For 1-2 weeks, apply twice a week. Week 3-5, apply once a week;

Second cycle: Another 5-12 weeks, apply once every two weeks.

Third cycle: After this time period, when the hair grows 1-2 mm, one use.

- Sustained use can inhibit hair growth so that hair will not grow back during the growth cycle. The growing hair will become thinner and shorter and significantly personified.
- It should be used with caution, depending on the growth and location of the hair. Hair on the lips and arms is relatively soft, and the cycle of use of the epilator should be shorter. However, hair in the underarms and bikini area is relatively tougher, so the cycle and frequency of use can be increased accordingly. The thicker the hair, the greater the range of use should be.
- Hair removal devices should not be used too often, as this will affect depilation and cause damage to the skin (such as folliculitis). Hair removal time should be strictly controlled. If you experience allergy symptoms while using the device, contact a specialist or dermatologist.

Intensity in relation to skin color

Choose different levels depending on your skin and hair color. The higher the intensity level, the greater the energy and faster the effect. It is recommended to start with the first one and gradually increase to a tolerable, comfortable level. (Except for black skin)


Skin						
Hair						
Light blonde/beige	1-5	1-5	1-4	1-3	x	x
Brown	1-5	1-5	1-4	1-3	x	x
Dark brown	1-5	1-5	1-4	1-3	1-2	x
Black	1-5	1-5	1-4	1-3	1-2	x


Note: Skin shades with an "x" in the table are not suitable for this product. White, gray, red, light blonde hair is not suitable for this product. For different reasons, skin will react differently due to different exposure times.

Preparing to use

1. General depilation site, clean the skin and make sure that the skin is completely dry and hair-free.
2. Upewnij się, że okienko lampy IPL jest suche, oczyszczone i nieuszkodzone. Depilację należy wykonywać wyłącznie przy użyciu czystego i sprawnego urządzenia.
3. Before use, perform a skin test. If there are no abnormalities (pain, redness, blistering) at the test site after 2 hours, you can safely use on the remaining skin areas.

How to use





Helpful tips

- When using the IPL device, the head of the lamp should fit tightly against the skin to make full contact with the hair follicle root, ensuring that the follicle absorbs more energy and you get a more effective hair removal effect. At the same time, the sapphire touches the skin to pre-cool the epidermis, reduce skin heat and better protect the skin during the treatment.
- When the light outlet is not completely in contact with the skin, the light will not be triggered to avoid accidental illumination and eye damage.
- Using the device in continuous mode may cause the temperature of the case to rise. If this effect is noticed, you can try to stop epilation for 30 seconds. The sapphire glass, during this time will cool down enough to make the treatment more comfortable again.

Caring after use

Precautions after hair removal

- Avoid contact with water for 6 hours after epilation, and use warm water to moisturize the epilation site.
- Do not use perfumes, lotions, masks or cosmetics after epilation.
- Exposure to UV radiation should be avoided for 24 hours after hair removal treatment. This includes artificial tanning in a tanning bed.
- If you experience discomfort after use, consult a specialist.

Cleaning and maintenance of the equipment

- To ensure the best results and longest life of the product, clean it before each epilation. Especially the sapphire filter and power head. Remove dust from the air inlets and outlets.
- The device must be turned off and unplugged before cleaning. The device must cool down.
- Store the device in a dry and dust-free place at room temperature.
- Wipe and clean the sapphire light outlet with a soft, clean and dry cloth.
- Never wash this product and accessories with water.
- Wipe the product with a clean or slightly damp tissue or cloth. If the cleaning effect is not satisfactory, you can wipe the light outlet with low concentration alcohol. The metal body must not be wiped with alcohol. Do not use abrasive harsh cleaners (toothpaste, etc.) or strong liquids to clean the product.
- When discarding the product, take it to a designated recycling center.

Precautions

Be sure to use the product in accordance with the regulations in the "User Manual". If you have any questions during use, please contact customer service online. Improper use may cause damage to the device.

- 1) Do not use in the bath or shower;
2. do not use this product near water-filled bathtubs, shower trays, sinks or other vessels containing water. Store the product and power supply in a dry place;
- 3) If the device is damaged, do not touch its internal parts to avoid electric shock;
- 4) Do not put any non-factory accessories in the device;
5. do not use this product around the eyes. Wearing safety glasses is an activity that protects you when triggering the light. If you lose your glasses, you can use other glasses that have a good sunscreen;
6. it is recommended to wear safety glasses every time you use this product. A flash of light that is not aimed directly at your eyes will not damage your vision, but a flashing light can significantly affect your comfort and cause vision problems;
7. you may need an assistant or partner when epilating your back. Get help when you are not completely sure that you are in full control of the device;

8. First of all, shave the depilation site. We recommend using a manual shaver. Excessively long hair absorbs heat on the surface of the skin and may cause redness and swelling, and burning hair will cause odor and discomfort;
9. If the skin in the irradiation zone is not dry or clean, it will affect the effect of use and may cause the lamp to fail to flare or flare accidentally;
10. We recommend that you exercise caution and do not give the device to children under 15 years of age. IPL hair removal is not recommended during puberty and increased hormonal activity;
11. Use different light intensities depending on your complexion, skin color and hair. Use the chart or online consultation;
12. If the power cord is damaged, it must be replaced by a specialist from the manufacturer's service department to avoid danger;
13. The power head and IPL light pulse window should be checked and cleaned regularly. A dirty device may be damaged during use;
14. Do not place the device near objects that have high electromagnetic fields;
15. Do not use the device when dust or other dirt has clogged the air inlets. Do not place any stickers or fabrics on the inlets. Obstructed inlets will cause overheating and equipment failure;
16. Do not point the light outlet in a direction other than the epilation zone and area;
17. Do not use light pulses through clothes and other objects to avoid burning, discoloration and damage;
18. Do not use against animals and plants;
19. Clean and protect the device thoroughly after use;
20. adjust the intensity of irradiation according to the condition of the skin. Remember to use the first level for the first use;
21. If the skin becomes slightly hot and red after use, this is a natural reaction;
22. The product must not be left unattended both on and off. Pack it up and protect it from children;
23. Do not use the device in rooms where the equilibrium between the environment and the working device will be more than 20 degrees. Such a difference may cause malfunctions. The proper working temperature is 0-45 °C;
24. Do not use near flammable and explosive materials (including sprayers and gas stations, etc.), which may cause fire or electric shock;

25. Do not expose the product to direct sunlight or ultraviolet light for a long time, which may seriously damage the product;

26. If the built-in fan does not work (no murmur is heard) after power on, do not use it to avoid failure. In this case, turn off the unit and contact the manufacturer's service department.

Do not use in particularly sensitive areas:

1. Head

2. Eyebrows

3. Ears

4. Neck and neck

5. Eyes and eyelids

6. Acne area
7. Nipples and surrounding areas

8. Inside the navel

9. Intramammary, genitals, mucous membranes, etc.

10. After a surgical procedure.

11. In the areas of tattoos, body painting.

Product parameters

Product name	Freezing Sapphire IPL Hair Removal	Intensity level	5 levels
Product model	VELVET	Energy efficiency	7.5~23J
Wavelength	550-1200nm	Power	48W
Dimensions	89*40*233 mm	Rated Inpu	24V-2A
Weight	95 g	Pulse duration	800-850µs

Warning

Always remember to unplug your IPL device from the electrical outlet after treatment. Take care of your safety and the safety of others.

Do not use this IPL device in bathtubs, showers, sinks, or other vessels that contain or come into contact with water.

Do not dispose of electrical appliances as unsegregated municipal waste. Contact your local municipality or manufacturer for information on available collection systems.

Warranty card

The manufacturer guarantees its products for a period of 24 months from the date of purchase. Accessories included with the original product are warranted for a period of 12 months from the date of purchase.

We recommend smooth operation of products and complaints.

- ① Carefully read and follow the instruction manual.
- ② Keep the instruction manual, warranty card and proof of purchase.
- ③ Use the original accessories supplied with the device.
- ④ If there are problems with the device, contact the manufacturer.
- ⑤ Do not make repairs or modifications yourself.
- ⑥ Use the product for its intended purpose.

During the warranty period, all repairs are performed free of charge.

Any defects or faults will be repaired within a maximum of 14 days, calculated from the time of delivery of the device to the manufacturer's authorized service center.

Limitations:


- The warranty will not be recognized in case of mechanical damage caused by inattention or fortuitous events.
- If the device is used contrary to its intended use and specifications.

DIFORO Brand
CUSTOMER SERVICE **+48 453 271 100**

Consultation hours : 08:00 ~ 16:00 (8 AM ~ 4 PM)
(Monday to Friday)

PRODUCENT
DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLAND
www.diforo.pl get@diforo.pl
NIP: 5252799270, KRS 0000800189
Made for Diforo in China





Produktprinzip


Nach dem Prinzip der photothermischen Wirkung erzeugt das IPL-Gerät zur Haarentfernung mit Gefrierpunkt hohe Hitze im Haarfollikel, wodurch die Struktur des Haarfollikels zerstört wird. Dadurch wird der Haarfollikel geschwächt und die Haare werden schmerzlos entfernt. Das Haarentfernungsgerät verfügt über einen Kontaktsaphir-Kühlkopf, der verhindert, dass sich die Hitze außerhalb der Haarfollikelstruktur ausbreitet, während die Hitze aus der Epidermis diffundieren kann. In solchen Fällen wird die Haut nicht geschädigt, so dass keine Schmerzen oder Unannehmlichkeiten auftreten. Das blaue Licht hat eine entzündungshemmende Wirkung und revitalisiert die Haut, so dass neben der Haarentfernung auch die Dermis gestärkt und regeneriert wird.

Beschränkungen der Nutzung

1. Schwangere, stillende und menstruierende Frauen;
2. Wenn die Hautfarbe schwarz oder dunkelbraun ist;
3. Bei Patienten mit Narben oder Hautkrankheiten;
4. Bei sehr heller Haut sollte immer ein Hauttest durchgeführt werden;
5. Bei Patienten, die kürzlich starkem Sonnenlicht ausgesetzt waren oder die nach der Enthaarung eine Sonnenexposition nicht vermeiden können;
6. Patienten mit Herzfrequenzreglern, Insulinpumpen oder anderen medizinischen Geräten;
7. Minderjährige (während der Entwicklungsphase, steigende Hormonspiegel).

Inhalt der Packung

- IPL-Haarentfernungsgerät
- Netzadapter
- Schutzbrille
- Anleitung und Garantie



Netzadapter




Schutzbrille



Anleitung und Garantie

- IPL-Haarentfernungsgerät

Produktspezifikationen



Betriebsarten

Einzelmodus (geeignet für kleine Stellen wie Finger und Lippenhaare):

Setzen Sie den Lichtaustritt auf die zu behandelnde Hautpartie und richten Sie ihn vollständig auf der Haut aus. Drücken Sie kurz die Blitztaste zum Starten, nachdem das Gerät blinkt, bewegen Sie den Lichtkopf zum nächsten Hautbereich. Drücken Sie dann erneut die Blitztaste und wiederholen Sie die oben genannten Schritte der Reihe nach.

Tipp: Wenn Ihre Haut während des Epilierens zu heiß wird, halten Sie einfach ein paar Sekunden inne und lassen Sie den Lichtauslass wieder abkühlen, bevor Sie mit der Haarentfernung fortfahren.

Kontinuierlicher Modus (gilt für große Flächen wie Arme, Beine usw.):


Setzen Sie die Blitzlichtsteckdose auf die zu behandelnde Hautpartie und richten Sie sie vollständig auf der Haut aus. Halten Sie die Blitztaste gedrückt und beginnen Sie sofort, das Gerät langsam und gleichmäßig über die Haut zu bewegen, um es in engem Kontakt mit der Haut zu halten. Die Blitze werden in bestimmten Abständen abgegeben. Bewegen Sie das Gerät während dieser Zeit ununterbrochen über den zu epilierenden Bereich hin und her und achten Sie darauf, dass der Epilierbereich gleichmäßig abgedeckt wird.

Tipp: Die Geschwindigkeit des Gleitens der Haut kann an die Geschwindigkeit des Blitzes angepasst werden, um die Abdeckung gleichmäßiger zu gestalten. Die Blitzfrequenz ist bei Stufe 1 schneller, bei Stufe 2 etwas langsamer usw. Je höher die Stufe, desto geringer ist die Lichtgeschwindigkeit.

Drehung

- Der Kopf des Geräts kann für die Verwendung gedreht werden, es gibt keine Notwendigkeit, das Handgelenk und den Arm zu verdrehen, und die Bedienung ist bequemer. Bitte beachten Sie, dass die Drehrichtung des Geräts nur im Uhrzeigersinn (wenn der Kopf vertikal, entlang des Gehäuses platziert ist) und gegen den Uhrzeigersinn (wenn der Kopf horizontal platziert ist) gedreht werden kann. Der Führungskopf darf nicht in die entgegengesetzte Richtung gedreht werden, da er sonst durch äußere Krafteinwirkung beschädigt und in seiner Verwendung beeinträchtigt wird.

- Für Haare an den Lippen, Achselhöhlen, Ellenbogen und anderen schwer zugänglichen Körperstellen kann der Gerätekopf in den "Zehner"-Status gedreht werden, was bequemer ist. Der Kopf des Geräts kann in den "Zehner"-Status gedreht werden, was bequemer und komfortabler in der Anwendung ist. bequemer in der Anwendung ist.



Zyklen der Haarentfernung

Erster Zyklus: 1-2 Wochen lang zweimal pro Woche auftragen. Woche 3-5, gelten einmal pro Woche,

Zweiter Zyklus: Weitere 5-12 Wochen, einmal alle zwei Wochen anwenden.

Dritter Zyklus: Nach diesem Zeitraum, wenn das Haar um 1-2 mm gewachsen ist, eine Anwendung.

- Eine dauerhafte Anwendung kann das Haarwachstum hemmen, so dass die Haare während des Wachstumszyklus nicht nachwachsen. Das wachsende Haar wird dünner und kürzer und deutlich verkörpert werden.

- Je nach Wachstum und Lage der Haare sollte er mit Vorsicht eingesetzt werden. Die Haare an den Lippen und Armen sind relativ weich und der Anwendungszyklus des Epilierers sollte kürzer sein. Die Haare in den Achselhöhlen und in der Bikinizone sind jedoch relativ hart, und der Zyklus und die Häufigkeit der Anwendung können entsprechend erhöht werden. Je größer die Haare sind, desto größer sollte die Anwendungshäufigkeit sein.

- Haarentfernungsgeräte sollten nicht zu häufig verwendet werden, da dies die Epilation beeinträchtigt und zu Hautschäden (wie Follikulitis) führt. Die Dauer der Haarentfernung sollte streng kontrolliert werden. Wenn bei der Verwendung des Geräts Allergiesymptome auftreten, wenden Sie sich an einen Facharzt oder Dermatologen.

Intensität im Verhältnis zur Hautfarbe

Wählen Sie je nach Haut- und Haarfarbe verschiedene Stufen. Je höher die Intensitätsstufe, desto größer die Energie und desto schneller die Wirkung. Es wird empfohlen, mit der ersten Stufe zu beginnen und sich allmählich auf ein erträgliches, angenehmes Maß zu steigern. (außer bei schwarzer Haut)

Haut \ Haare						
Hellblond/ beige	1-5	1-5	1-4	1-3	x	x
Braun	1-5	1-5	1-4	1-3	x	x
Dunkelbraun	1-5	1-5	1-4	1-3	1-2	x
Schwarz	1-5	1-5	1-4	1-3	1-2	x

Hinweis: Hauttöne mit einem "x" in der Tabelle sind für dieses Produkt nicht geeignet. Die Haarfarben weiß, grau, rot, hellblond sind für dieses Produkt nicht geeignet. Aus verschiedenen Gründen reagiert die Haut aufgrund unterschiedlicher Belichtungszeiten unterschiedlich.


Vorbereitung für den Einsatz

1. Den zu epilierenden Bereich allgemein abgrenzen, die Haut reinigen und sicherstellen, dass die Haut vollständig trocken und haarfrei ist.
2. Stellen Sie sicher, dass das Fenster der IPL-Lampe trocken, gereinigt und nicht beschädigt ist. Führen Sie Epilationen nur mit einem sauberen und funktionierenden Gerät durch.
3. Führen Sie vor der Anwendung einen Hauttest durch. Wenn nach 2 Stunden keine Anomalien (Schmerzen, Rötungen, Blasenbildung) an der Teststelle auftreten, können Sie das Gerät gefahrlos auf den übrigen Hautpartien anwenden.


Wie zu verwenden



1. Allgemein: Reinigen Sie die Haut und sie vollständig trocknen.




2. Schließen Sie das Netzgerät an.



3. Halten Sie die Taste ON länger gedrückt, und drücken Sie sie kurz, um die Intensität zu ändern.



4. Wählen Sie eine Intensität, es wird empfohlen, mit der ersten Stufe zu beginnen.



- Hilfreiche Tipps**
- Wenn Sie das IPL-Gerät verwenden, sollte der Lampenkopf eng an der Haut anliegen, um vollen Kontakt mit dem Haarfollikel zu haben, damit der Follikel mehr Energie absorbiert und Sie ein effektiveres Haarentfernungsergebnis erhalten. Gleichzeitig berührt der Saphir die Haut, um die Epidermis vorzukühlen, die Hautwärme zu reduzieren und die Haut während der Behandlung besser zu schützen.
 - Wenn der Lichtaustritt nicht vollständig mit der Haut in Berührung kommt, wird das Licht nicht ausgelöst, um eine unbeabsichtigte Beleuchtung und eine Schädigung der Augen zu vermeiden.
 - Wenn Sie das Gerät kontinuierlich verwenden, kann die Gehäusetemperatur ansteigen. Wenn Sie diesen Effekt bemerken, können Sie versuchen, die Epilation für 30 Sekunden zu unterbrechen. Das Saphirglas wird in dieser Zeit so weit abkühlen, dass die Behandlung wieder angenehmer wird.

Nachsorge

Vorsichtsmaßnahmen nach der Enthaarung

- Vermeiden Sie innerhalb von 6 Stunden nach der Epilation den Kontakt mit Wasser und befeuchten Sie die Epilationsstelle mit warmem Wasser.
- Verwenden Sie nach der Epilation keine Parfüms, Lotionen, Masken oder Kosmetika.
- Vermeiden Sie nach der Epilation für 24 Stunden die Einwirkung von UV-Strahlen. Dies gilt auch für die künstliche Bräunung in einem Solarium.
- Wenn Sie nach der Anwendung Beschwerden haben, wenden Sie sich an einen Facharzt.

Reinigung und Wartung

- Um beste Ergebnisse und eine lange Lebensdauer des Produkts zu erzielen, reinigen Sie das Gerät vor jeder Epilation. Insbesondere den Saphirfilter und den Antriebskopf. Entfernen Sie Staub von den Luftein- und -auslässen.
- Das Gerät muss vor der Reinigung ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt werden. Das Gerät muss abkühlen können.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort bei Raumtemperatur.
- Wischen Sie den Saphir-Lichtauslass mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch ab und reinigen Sie ihn.
- Waschen Sie dieses Produkt und das Zubehör niemals mit Wasser ab.
- Wischen Sie das Produkt mit einem sauberen oder leicht feuchten Tuch ab. Wenn die Reinigungswirkung nicht zufriedenstellend ist, können Sie den Lichtauslass mit schwach konzentriertem Alkohol abwischen. Das Metallgehäuse darf nicht mit Alkohol abgewischt werden. Verwenden Sie keine scheuernden, scharfen Reinigungsmittel (Zahnpasta usw.) oder starke Flüssigkeiten zur Reinigung des Geräts.
- Führen Sie das Produkt bei der Entsorgung einem ausgewiesenen Recyclingzentrum zu.

Vorsichtsmaßnahmen

Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den Vorschriften im "Benutzerhandbuch" verwenden. Wenn Sie während des Gebrauchs Fragen haben, wenden Sie sich bitte online an den Kundendienst. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden am Gerät führen.

1. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Badewanne oder Dusche;
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Duschwannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten. Lagern Sie das Produkt und das Netzteil an einem trockenen Ort;
3. Wenn das Gerät beschädigt ist, berühren Sie nicht die inneren Teile, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden;
4. Legen Sie kein werksfremdes Zubehör in das Gerät;
5. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe Ihrer Augen. Das Tragen einer Schutzbrille schützt Sie, wenn Sie das Licht einschalten. Wenn Sie Ihre Brille verlieren, können Sie eine andere Brille mit einem guten Sonnenschutz verwenden;
6. Wir empfehlen, dass Sie bei jeder Verwendung dieses Produkts eine Schutzbrille tragen. Ein Lichtblitz, der nicht direkt auf Ihre Augen gerichtet ist, schadet Ihrer Sehkraft nicht, aber ein blinkendes Licht kann Ihren Komfort erheblich beeinträchtigen und Augenprobleme verursachen;
7. Sie benötigen möglicherweise einen Assistenten oder Partner, wenn Sie Ihren Rücken epilieren. Benutzen Sie eine Hilfsperson, wenn Sie nicht ganz sicher sind, dass Sie das Gerät vollständig unter Kontrolle haben;

8. Rasieren Sie zunächst die Epilierstelle. Wir empfehlen die Verwendung eines Handrasierers. Zu langes Haar absorbiert die Wärme an der Hautoberfläche und kann Rötungen und Schwellungen verursachen, und brennendes Haar führt zu Geruch und Unbehagen;

9. Wenn die Haut in der Bestrahlungszone nicht trocken oder sauber ist, beeinträchtigt dies die Wirkung der Anwendung und kann dazu führen, dass die Lampe nicht oder ungewollt zündet;

10. Wir empfehlen, Vorsicht walten zu lassen und Kindern unter 15 Jahren den Zugang zum Gerät zu verwehren. Die IPL-Haarentfernung wird während der Pubertät und bei erhöhter hormoneller Aktivität nicht empfohlen;

Verwenden Sie je nach Teint, Hautfarbe und Behaarung unterschiedliche Lichtintensitäten. Verwenden Sie die Tabelle oder die Online-Beratung;

12. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann der Kundendienstabteilung des Herstellers ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden;

13. der Stromkopf und das IPL-Lichtimpulsfenster müssen regelmäßig überprüft und gereinigt werden. Ein verschmutztes Gerät kann während des Gebrauchs beschädigt werden;

14. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gegenständen auf, die hohe elektromagnetische Felder aufweisen;

15. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Staub oder andere Verunreinigungen die Lufteinlässe verstopft haben. Bringen Sie keine Aufkleber oder Stoffe auf den Lufteinlässen an. Verstopfte Lufteinlässe führen zur Überhitzung und zum Ausfall des Geräts;

16. Richten Sie den Lichtaustritt nicht in eine andere Richtung als die Epilierzone und den Epilierbereich;

17. Verwenden Sie die Lichtimpulse nicht durch Kleidung oder andere Gegenstände hindurch, um deren Verbrennung, Verfärbung und Beschädigung zu vermeiden;

18. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Tieren oder Pflanzen;

19. Reinigen und schützen Sie das Gerät nach dem Gebrauch gründlich;

20. Passen Sie die Bestrahlungsintensität an den Hautzustand an. Denken Sie daran, beim ersten Gebrauch die erste Stufe zu verwenden;

21. Wenn die Haut nach der Anwendung leicht heiß und gerötet ist, ist dies eine natürliche Reaktion;

22. Das Produkt darf nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, weder an noch aus. Verpacken Sie es und schützen Sie es vor Kindern;

23. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen das Gleichgewicht zwischen der Umgebung und dem Arbeitsgerät mehr als 20 Grad beträgt. Ein solcher Unterschied kann zu Fehlfunktionen führen. Die richtige Betriebstemperatur liegt bei 0-45 °C;

24. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammbar und explosiven Materialien (einschließlich Sprays und Tankstellen usw.), die Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen können; Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

25. Setzen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht oder ultraviolett Licht aus, da dies das Produkt ernsthaft beschädigen kann;

26. Wenn der eingebaute Ventilator beim Einschalten nicht funktioniert (kein Rauschen zu hören ist), verwenden Sie ihn nicht, um einen Ausfall zu vermeiden. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und wenden Sie sich an den Kundendienst des Herstellers.

Nicht in besonders empfindlichen Bereichen verwenden:

1. Kopf
2. Augenbrauen
3. Ohren
4. Hals und Nacken
5. Augen und Augenlider
6. Aknebereich.
7. Brustwarzen und deren Umgebung
8. innerhalb des Nabels
9. innerlich, Genitalien, Schleimhäute, usw.
10. nach einem chirurgischen Eingriff.
11. in Bereichen von Tätowierungen, Körperbemalung.

Produktparameter

Name des Produkts	Freezing Sapphire IPL-Haarentfernung	Grad der Intensität	5 Stufen
Modell des Produkts	VELVET	Energie-Effizienz	7,5~23J
Wellenlänge	550-1200nm	Strom	48W
Abmessungen	89*40*233 mm	Nennleistung	24V-2A
Gewicht	95 g	Dauer des Impulses	800-850µs

Warnung

Denken Sie immer daran, nach der Behandlung den Stecker Ihres IPL-Geräts aus der Steckdose zu ziehen. Achten Sie auf Ihre Sicherheit und auf die Sicherheit anderer.



Verwenden Sie dieses IPL-Gerät nicht in Bädern, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten oder mit Wasser in Berührung kommen.



Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde oder den Hersteller, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten.

Garantieschein

Der Hersteller garantiert seine Produkte für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum. Für Zubehör, das dem Originalprodukt beiliegt, gilt eine Garantie von 12 Monaten ab dem Kaufdatum.

Wir empfehlen das reibungslose Funktionieren von Produkten und Beschwerden.

- ① Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig.
- ② Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung, die Garantiekarte und den Kaufbeleg auf.
- ③ Verwenden Sie das mit dem Gerät gelieferte Originalzubehör.
- ④ Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn Probleme mit dem Gerät auftreten.
- ⑤ Nehmen Sie keine Reparaturen oder Änderungen selbst vor.
- ⑥ Verwenden Sie das Produkt für den vorgesehenen Zweck.

Während der Garantiezeit werden alle Reparaturen kostenlos durchgeführt.

Etwaige Mängel oder Fehler werden innerhalb von höchstens 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Lieferung an die autorisierte Kundendienststelle des Herstellers, behoben.

Beschränkungen:

- Bei mechanischen Schäden, die durch Unachtsamkeit oder zufällige Ereignisse verursacht wurden, wird die Garantie nicht anerkannt.
- Wenn das Gerät entgegen seiner bestimmungsgemäßen Verwendung und seinen Spezifikationen eingesetzt wird.

Marke DIFORO
KUNDENBETREUUNG **+48 453 271 100**

Sprechstunden : 08:00 ~ 16:00 (8 AM ~ 4 PM)
(Montag bis Freitag)

PRODUZENT
DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLAND

www.diforo.pl get@diforo.pl
NIP: 5252799270, KRS 0000800189
Made for Diforo in China



FR

DIFORO VELVET

DEPILATEUR IPL

AVEC REFROIDISSEMENT

PAR SAPHIR

Principe du produit

Selon le principe de l'effet photothermique, l'appareil IPL pour l'épilation à point de congélation génère une chaleur élevée dans le follicule pileux, ce qui détruit la structure du follicule pileux. Le follicule pileux est ainsi affaibli et les poils sont éliminés sans douleur. L'appareil d'épilation dispose d'une tête de refroidissement en saphir de contact qui empêche la chaleur de se propager en dehors de la structure du follicule pileux, tout en permettant à la chaleur de se diffuser à partir de l'épiderme. Dans de tels cas, la peau n'est pas endommagée et il n'y a donc pas de douleur ou d'inconfort. La lumière bleue a un effet anti-inflammatoire et revitalise la peau, de sorte qu'en plus de l'épilation, le derme est renforcé et régénéré.

Restrictions d'utilisation

1. les femmes enceintes, qui allaitent ou qui ont leurs règles ;

2. lorsque la couleur de la peau est noire ou brun foncé ;

3. chez les patients présentant des cicatrices ou des maladies de peau ;

4. si la peau est très claire, un test cutané doit toujours être effectué ;

5. chez les patients qui ont été récemment exposés à une forte lumière solaire ou qui ne peuvent pas éviter une exposition au soleil après l'épilation ;

6. aux patients équipés de régulateurs de fréquence cardiaque, de pompes à insuline ou d'autres dispositifs médicaux ;

7. les mineurs (pendant la phase de développement, taux d'hormones en hausse).

Contenu de l'emballage

· Appareil d'épilation IPL

· Adaptateur secteur

· Lunettes de sécurité

· Instructions et garantie

Chargeur

Lunettes de sécurité

Instructions et garantie

· Appareil d'épilation IPL

Spécifications du produit

Point de congélation

Indicateur de puissance

Compteur d'impulsions

Intensité

1 Écran LCD

Prise de lumière saphir

Bouton de commutation
(appuyer longtemps pour allumer/appuyer
brèvement pour modifier l'intensité)

2 Prise d'éclairage

1

2

Bouton de la lampe IPL

Modes de fonctionnement

Mode unique

(convient pour les petites surfaces telles que les doigts et les poils des lèvres) :

Placer la sortie de la lumière sur la zone de la peau à traiter et l'aligner complètement avec la peau. Appuyez brièvement sur le bouton flash pour démarrer, après le clignotement de l'appareil, déplacez la tête lumineuse sur la partie suivante de la peau. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche flash et répétez les étapes ci-dessus dans l'ordre.

Conseil : si votre peau devient trop chaude pendant le processus d'épilation, il suffit de faire une pause de quelques secondes et de laisser la sortie de la lumière refroidir à nouveau avant de procéder à l'épilation.

Mode continu

(s'applique aux zones étendues telles que les bras, les jambes, etc.) :

Placer la sortie du flash sur la zone de la peau à traiter et l'aligner complètement avec la peau. Appuyez sur le bouton flash et maintenez-le enfoncé, puis commencez immédiatement à déplacer l'appareil lentement et régulièrement sur la peau pour le maintenir en contact étroit avec celle-ci. Des flashes sont émis à intervalles réguliers. Pendant ce temps, n'arrêtez pas de bouger l'appareil et déplacez-le d'avant en arrière sur la zone à épiler, en veillant à ce que la zone d'épilation soit couverte de manière uniforme.

Conseil : la vitesse de glissement de la peau peut être ajustée en fonction de la vitesse du flash afin de rendre la couverture plus uniforme. La fréquence du flash est plus rapide au niveau 1, légèrement plus lente au niveau 2, etc. Plus le niveau est élevé, plus la vitesse de sortie de la lumière est faible.

Rotation

• La tête de l'appareil peut être tournée pour l'utilisation, il n'est pas nécessaire de tourner le poignet et le bras, et l'opération est plus confortable. Veuillez noter que le sens de rotation du dispositif ne peut se faire que dans le sens des aiguilles d'une montre (lorsque la tête est placée verticalement, le long du boîtier) et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (lorsque la tête est placée horizontalement). Ne faites pas tourner la tête de guidage dans le sens inverse, car cela l'endommagerait sous l'effet d'une force extérieure et nuirait à son utilisation.

• Pour les poils des lèvres, des aisselles, des coudes et d'autres parties du corps difficiles à atteindre, la tête de l'appareil peut être tournée en position "dix", ce qui est plus pratique. La tête de l'appareil peut être tournée en position "dix", ce qui est plus pratique et plus confortable à utiliser. plus pratique à utiliser.

90°

Cycles d'épilation

Premier cycle:

Pendant 1 à 2 semaines, appliquer deux fois par semaine. De la 3e à la 5e semaine, appliquer une fois par semaine,

Deuxième cycle:

Après 5 à 12 semaines, appliquer une fois tous les quinze jours.

Troisième cycle:

Après cette période, lorsque les cheveux ont poussé de 1 à 2 mm, une seule utilisation est possible.

• Une utilisation prolongée peut inhiber la croissance des cheveux de sorte qu'ils ne repoussent pas pendant le cycle de croissance. Les cheveux qui poussent deviennent alors plus fins et plus courts, ce qui les personifie considérablement.

• Il doit être utilisé avec prudence, en fonction de la croissance et de la localisation du poil. Les poils des lèvres et des bras sont relativement doux et le cycle d'utilisation de l'épilateur doit être plus court. En revanche, les poils des aisselles et du maillot sont relativement durs et le cycle et la fréquence d'utilisation peuvent être augmentés en conséquence. Plus les poils sont durs, plus la fréquence d'utilisation doit être élevée.

• Les appareils d'épilation ne doivent pas être utilisés trop souvent, car cela affecte l'épilation et cause des dommages à la peau (comme la folliculite). La durée de l'épilation doit être strictement contrôlée. Si des symptômes d'allergie apparaissent lors de l'utilisation de l'appareil, contactez un spécialiste ou un dermatologue.

Intensité par rapport à la couleur de la peau

Choisissez différents niveaux en fonction de la couleur de votre peau et de vos cheveux. Plus le niveau d'intensité est élevé, plus l'énergie est importante et plus l'effet est rapide. Il est recommandé de commencer par le premier niveau et d'augmenter progressivement jusqu'à un niveau tolérable et confortable. (sauf pour les peaux noires)

Cuir						
Cheveux						
Blond clair/beige	1-5	1-5	1-4	1-3	x	x
Marron	1-5	1-5	1-4	1-3	x	x
Marron foncé	1-5	1-5	1-4	1-3	1-2	x
Noir	1-5	1-5	1-4	1-3	1-2	x

Remarque : Les teintes de peau marquées d'un "x" dans le tableau ne conviennent pas à ce produit. Les couleurs de cheveux (blanc, gris, roux, blond clair) ne conviennent pas à ce produit. Pour différentes raisons, la peau réagit différemment en fonction du temps d'exposition.

Préparation à l'utilisation

1. Généraliser la zone à épiler, nettoyer la peau et s'assurer qu'elle est complètement sèche et dépourvue de poils.

2. s'assurer que la fenêtre de la lampe IPL est sèche, nettoyée et non endommagée. N'effectuez des épilations qu'avec un appareil propre et en état de marche.

3. Effectuez un test cutané avant d'utiliser l'appareil. Si aucune anomalie (douleur, rougeur, cloques) n'apparaît sur le site de test après 2 heures, vous pouvez utiliser l'appareil en toute sécurité sur les autres zones de la peau.


Comment l'utiliser

1. général, nettoyer la peau et la sécher complètement.

2. connecter l'alimentation électrique.

3. Maintenir le bouton ON plus longtemps, puis appuyer brièvement pour modifier le niveau d'intensité.

4. sélectionner l'intensité, il est recommandé de commencer à partir du premier niveau.



Conseils utiles

● Lors de l'utilisation d'un appareil IPL, la tête de la lampe doit être bien ajustée contre la peau afin d'entrer en contact avec la racine du follicule pileux, ce qui permet au follicule d'absorber plus d'énergie et d'obtenir un résultat d'épilation plus efficace. En même temps, le saphir touche la peau pour pré-refroidir l'épiderme, réduire la chaleur de la peau et mieux la protéger pendant le traitement.

● Lorsque la prise de courant n'est pas en contact complet avec la peau, la lumière ne se déclenche pas afin d'éviter un éclairage accidentel et des lésions oculaires.

● L'utilisation continue de l'appareil peut entraîner une augmentation de la température du boîtier. Si vous remarquez cet effet, vous pouvez essayer d'arrêter l'épilation pendant 30 secondes. Pendant ce temps, le verre saphir se refroidira suffisamment pour que le traitement redevienne plus confortable.

Soins de suivi

Précautions après l'épilation

● Évitez tout contact avec l'eau pendant les 6 heures suivant l'épilation et utilisez de l'eau tiède pour hydrater la zone d'épilation après l'épilation.

● Ne pas utiliser de parfums, de lotions, de masques ou de cosmétiques après l'épilation.

● L'exposition aux rayons UV doit être évitée pendant les 24 heures qui suivent le traitement d'épilation. Ceci s'applique également au bronzage artificiel en solarium.

● Si vous ressentez une gêne après utilisation, consultez un spécialiste.

Nettoyage et entretien

● Pour obtenir les meilleurs résultats et prolonger la durée de vie du produit, nettoyez l'appareil avant chaque épilation. En particulier le filtre saphir et le bloc d'alimentation. Retirez la poussière des entrées et sorties d'air.

● L'appareil doit être éteint et débranché avant d'être nettoyé. Il faut laisser l'appareil refroidir.

● Conservez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de la poussière, à température ambiante.

● Essuyez et nettoyez la sortie de la lumière saphir avec un chiffon doux, propre et sec..

● Ne jamais laver ce produit et ses accessoires avec de l'eau.

● Essuyez le produit avec un tissu ou un chiffon propre ou légèrement humide. Si l'effet de nettoyage n'est pas satisfaisant, vous pouvez essuyer la sortie de la lumière avec de l'alcool à faible concentration. Le corps métallique ne doit pas être nettoyé avec de l'alcool. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs (dentifrice, etc.) ou de liquides puissants pour nettoyer le produit.

● Lorsque vous mettez le produit au rebut, déposez-le dans un centre de recyclage agréé.

Précautions

Veillez à utiliser le produit conformément aux règles énoncées dans le "Manuel de l'utilisateur". Si vous avez des questions pendant l'utilisation, veuillez contacter le service clientèle en ligne. Une utilisation incorrecte peut endommager l'appareil.

1. Ne pas utiliser dans le bain ou la douche ;
2. Ne pas utiliser ce produit à proximité de baignoires, de bacs à douche, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau. Stocker le produit et l'alimentation électrique dans un endroit sec ;
3. Si l'appareil est endommagé, ne touchez pas ses parties internes afin d'éviter tout choc électrique ;
4. Ne placez pas d'accessoires autres que ceux de l'usine dans l'appareil ;
5. N'utilisez pas ce produit près de vos yeux. Le port de lunettes de soleil est une activité qui vous protège lorsque la lumière est déclenchée. Si vous perdez vos lunettes, vous pouvez utiliser d'autres lunettes dotées d'un bon écran solaire ;
6. Nous vous recommandons de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit. Un éclair de lumière qui n'est pas dirigé directement vers vos yeux n'endommagera pas votre vision, mais une lumière clignotante peut affecter de manière significative votre confort et causer des problèmes de vision ;
7. Vous pouvez avoir besoin d'un assistant ou d'un partenaire pour épiler votre dos. Demandez de l'aide si vous n'êtes pas sûr de maîtriser parfaitement l'appareil ;

8. Rasez d'abord le site d'épilation. Nous recommandons d'utiliser un rasoir manuel. Des poils trop longs absorbent la chaleur à la surface de la peau et peuvent provoquer des rougeurs et des gonflements, et des poils brûlés provoquent une odeur et un inconfort;

9. Si la peau dans la zone d'irradiation n'est pas sèche ou propre, cela affectera l'effet de l'utilisation et peut faire en sorte que la lampe ne s'allume pas ou s'allume accidentellement;

10. Nous recommandons de faire preuve de prudence et d'interdire l'accès à l'appareil aux enfants de moins de 15 ans. L'épilation à la lumière pulsée n'est pas recommandée pendant la puberté et en cas d'activité hormonale accrue ;

11. Utilisez différentes intensités de lumière en fonction de votre teint, de la couleur de votre peau et de vos poils. Utilisez le tableau ou la consultation en ligne ;

12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un spécialiste du service après-vente du fabricant afin d'éviter tout danger;

13. La tête d'alimentation et la fenêtre d'impulsion de la lumière IPL doivent être contrôlées et nettoyées régulièrement. Un appareil sale peut être endommagé en cours d'utilisation ;

14. Ne pas placer l'appareil à proximité d'objets présentant des champs électromagnétiques élevés ;

15. Ne pas utiliser l'appareil lorsque de la poussière ou d'autres saletés ont obstrué les entrées d'air. Ne placez pas d'autocollants ou de tissus sur les entrées d'air. L'obstruction des entrées d'air entraînera une surchauffe et une panne de l'appareil ;

16. Ne pas orienter la sortie de la lumière dans une direction autre que la zone d'épilation;

17. Ne pas utiliser les impulsions lumineuses à travers les vêtements ou d'autres objets afin d'éviter de les brûler, de les décolorer ou de les endommager ;

18. Ne pas utiliser sur des animaux ou des plantes;

19. Nettoyer et protéger soigneusement l'appareil après utilisation;

20. Régler l'intensité de l'irradiation en fonction de l'état de la peau. N'oubliez pas d'utiliser le premier niveau lors de la première utilisation ;

21. Si la peau devient légèrement chaude et rougie après l'utilisation, il s'agit d'une réaction naturelle ;

22. Le produit ne doit pas être laissé sans surveillance, qu'il soit allumé ou éteint. Emballez-le et protégez-le des enfants ;

23. Ne pas utiliser l'appareil dans des pièces où l'équilibre entre l'environnement et l'appareil en fonctionnement est supérieur à 20 degrés. Une telle différence peut entraîner des dysfonctionnements. La température de fonctionnement correcte est de 0 à 45°C ;

24. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matériaux inflammables et explosifs (y compris les vaporisateurs et les stations-service, etc.) qui peuvent provoquer des incendies ou des chocs électriques ;

25. Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à la lumière ultraviolette pendant une période prolongée, car cela peut sérieusement endommager le produit;

26. Si le ventilateur intégré ne fonctionne pas (aucun murmure n'est entendu) lorsque l'appareil est mis sous tension, ne l'utilisez pas afin d'éviter toute défaillance. Dans ce cas, éteindre l'appareil et contacter le service après-vente du fabricant.

Ne pas utiliser dans les zones particulièrement sensibles :

1. la tête
2. sourcils
3. les oreilles
4. Cou et nuque
5. Yeux et paupières
6. zone d'acné.
7. les mamelons et les zones environnantes
8. l'intérieur du nombril
9. internes, organes génitaux, muqueuses, etc.
10. après une intervention chirurgicale
11. dans les zones de tatouage, de peinture corporelle.

Paramètres du produit

Nom du produit	Épilation à la lumière pulsée Freezing Sapphire	Niveau d'intensité	5 niveaux
Modèle de produit	VELVET	Efficacité énergétique	7,5~23J
Longueur d'onde	550-1200nm	Puissance	48W
Dimensions	89*40*233 mm	Puissance nominale	24V-2A
Poids	95 g	Durée de l'impulsion	800-850µs

Avertissement

N'oubliez jamais de débrancher votre appareil IPL de la prise électrique après le traitement. Veillez à votre sécurité et à celle des autres.



N'utilisez pas cet appareil IPL dans des bains, des douches, des éviers ou d'autres récipients contenant de l'eau ou entrant en contact avec de l'eau.



Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés. Veuillez contacter votre municipalité ou le fabricant pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles.

Carte de garantie

Le fabricant garantit ses produits pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat. Les accessoires inclus dans le produit d'origine sont garantis pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat.

Nous recommandons le bon fonctionnement des produits et des réclamations.

- ① Lisez attentivement et suivez les instructions d'utilisation.
- ② Conservez le mode d'emploi, la carte de garantie et la preuve d'achat.
- ③ Utilisez les accessoires originaux fournis avec l'appareil.
- ④ Contactez le fabricant en cas de problème avec l'appareil.
- ⑤ N'effectuez pas de réparations ou de modifications vous-même.
- ⑥ Utiliser le produit pour l'usage auquel il est destiné.

Pendant la période de garantie, toutes les réparations sont effectuées gratuitement.

Tout défaut ou anomalie sera réparé dans un délai maximum de 14 jours, calculé à partir de la date de livraison au centre de service agréé par le fabricant.

Limites :

- La garantie ne sera pas reconnue en cas de dommages mécaniques dus à l'inattention ou à des événements fortuits.
- Si l'appareil est utilisé contrairement à l'usage et aux spécifications prévus.


DIFORO Brand
CUSTOMER SERVICE **+48 453 271 100**

Heures de consultation 08:00 ~ 16:00 (8 AM ~ 4 PM)
(du lundi au vendredi)

PRODUCTEUR
DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLAND

www.diforo.pl get@diforo.pl
NIP: 5252799270, KRS 0000800189
Made for Diforo in China





Zasada działania produktu

Wykorzystując zasadę działania fototermicznego, urządzenie IPL do usuwania włosów w punkcie zamarzania, generuje wysokie ciepło wewnątrz mieszka włosowego, degradując w ten sposób strukturę mieszków włosowych. Osłabiając mieszki włosowe i usuwając włosy w sposób bezbolesny. Urządzenie do usuwania włosów ma stykową szafirową głowicę chłodzącą, która pozwala uniknąć rozchodzenie się ciepła poza strukturę mieszka włosowego, jednocześnie umożliwiając dyfuzję ciepła z naskórka. W takich przypadkach skóra nie jest uszkodzona, a zatem nie odczuwa się bólu i dyskomfortu. Niebieskie światło ma działa przeciwzapalnie i rewitalizuje skórę, dlatego oprócz efektu usunięcia włosów wzmacniamy i regenerujemy skórę właściwą.


Ograniczenia w użytkowaniu

1. Kobiety w ciąży, karmiące piersią i miesiączkujące;
2. Gdy kolor skóry jest czarny lub ciemnobrązowy;
3. Pacjenci z bliznami lub chorobami skóry;
4. For very fair skin, always perform a skin test.;
5. Osoby, które niedawno były wystawione na działanie silnych promieni słonecznych lub które nie mogą uniknąć ekspozycji na słońce po depilacji;
6. Pacjenci z regulatorami tętna, pompami insulinowymi lub innymi urządzeniami medycznymi;
7. Nieletni (w okresie rozwojowym, wzroście poziom hormonów).

Zawartość zestawu

- Urządzenie do depilacji IPL
 - Ładowarka
 - Okulary ochronne
 - Instrukcja i gwarancja
-

Specyfikacja produktu



Tryby pracy

Tryb pojedynczy (nadaje się do małych obszarów, takich jak palce i włosy na ustach):

Umieść wylot światła na obszarze skóry, który ma być poddany zabiegowi i całkowicie dopasować go do skóry. Krótco nacisnąć przycisk lampy błyskowej, aby rozpocząć pracę, po błysku urządzenia należy przesunąć głowicę lampy do następnego fragmentu skóry. Następnie ponownie nacisnąć przycisk lampy błyskowej i kolejno powtarzać powyższe czynności.

Wskazówka: Jeśli skóra staje się zbyt rozgrzana podczas procesu depilacji, wystarczy przerwać na kilka sekund i pozwolić wylotowi światła ponownie ostygnąć przed przystąpieniem do usuwania włosów.

Tryb ciągły (dotyczy dużych obszarów, takich jak ramiona, nogi itp.):


Umieść wylot lampy na obszarze skóry, który ma zostać poddany zabiegowi, i całkowicie dopasuj go do skóry. Naciśnij i przytrzymaj przycisk lampy błyskowej i natychmiast zacznij powoli i równomiernie przesuwając urządzenie po skórze, aby utrzymać je w bliskim kontakcie ze skórą. Błyski będą emitowane w określonych odstępach czasu. W tym czasie nie przerywaj przesuwania urządzenia i przesuwaj je do przodu i do tyłu w obszarze, który wymaga depilacji, upewnij się, że obszar depilacji jest równomiernie pokryty.

Wskazówka: Prędkość przesuwania skóry można regulować w zależności od prędkości lampy błyskowej, aby pokrycie było bardziej jednolite, częstotliwość lampy błyskowej jest szybsza na 1. poziomie, nieco wolniejsza na 2. poziomie etc. Im wyższy poziom, tym mniejsza prędkość wyjściowa światła.

Rotacja

● Głowicę urządzenia można obracać w celu użycia, nie ma potrzeby skręcania nadgarstka i ramienia, a obsługa jest wygodniejsza. Należy pamiętać, że kierunek obrotu urządzenia może być obracany tylko zgodnie z ruchem wskazówek zegara (gdy głowica jest umieszczona pionowo, wzdłuż obudowy) oraz w przeciwnym kierunku (gdy głowica jest umieszczona poziomo). Nie należy obracać głowicy prowadzącej w przeciwnym kierunku, ponieważ spowoduje to jej uszkodzenie pod wpływem siły zewnętrznej i wpłynie negatywnie na użytkowanie.

● W przypadku włosów na wargach, pachach, łokciach i innych trudnych w dostępnych częściach ciała, głowicę urządzenia można obrócić do stanu "dziesięć", co jest wygodniejsze. można obrócić do stanu "dziesięć", co jest wygodniejsze i bardziej komfortowe w użyciu. wygodniejszy w użyciu.



Cykle depilacji

Pierwszy cykl: Przez 1-2 tygodnie, stosować 2 razy w tygodniu. Tydzień 3-5, stosować raz w tygodniu,

Drugi cykl: Kolejne 5-12 tygodni, stosować raz na dwa tygodnie.

Trzeci cykl: Po tym okresie, gdy włosy urosną o 1-2 mm, jedno użycie.

● Trwałe stosowanie może hamować wzrost włosów, tak że włosy nie będą odrastać podczas cyklu wzrostu. Wzrastające włosy staną się cieńsze i krótsze oraz znacząco osłabione.

● Należy używać go z rozważą, w zależności od wzrostu i umiejscowienia włosów. Włosy na ustach i ramionach są stosunkowo miękkie, a cykl używania depilatora powinien być krótszy. Włosy pod pachami i w okolicach bikini są jednak stosunkowo twardsze, w związku z czym cykl i częstotliwość stosowania można odpowiednio zwiększyć. Im grubsze włoski tym zakres używania powinien być większy.

● Urządzenia do usuwania włosów nie powinny być używane zbyt często, ponieważ będzie to miało wpływ na depilację i spowoduje uszkodzenia skóry (takie jak zapalenie mieszków włosowych). Czas usuwania włosów powinien być ściśle kontrolowany. W przypadku wystąpienia objawów alergii podczas korzystania z urządzenia należy skontaktować się ze specjalistą lub dermatologiem.

Intensywność względem koloru skóry

Wybierz różne poziomy w zależności od koloru skóry i włosów. Im wyższy poziom intensywności, tym większa energia i szybszy efekt. Zaleca się rozpoczęcie od pierwszego i stopniowo zwiększać do znośnego, komfortowego poziomu. (z wyjątkiem czarnej skóry)

Skóra						
Włosy						
Jasny blond/beż	1-5	1-5	1-4	1-3	x	x
Brązowe	1-5	1-5	1-4	1-3	x	x
Ciemny brąz	1-5	1-5	1-4	1-3	1-2	x
Czarne	1-5	1-5	1-4	1-3	1-2	x


Uwaga: Odcienie skóry z symbolem "x" w tabeli nie są odpowiednie dla tego produktu. Włosy w kolorze białym, siwym, rudym, jasny blond nie są odpowiednie dla tego produktu. Z różnych powodów skóra będzie reagować inaczej ze względu na różne czasy ekspozycji.

Przygotowanie do użycia

1. Ogół miejsce depilacji, oczyść skórę i upewnij się, że skóra jest całkowicie sucha i pozbawiona włosów.
2. Make sure the window of the IPL lamp is dry, cleaned and not damaged. Perform epilations only with a clean and working device.
3. Przed użyciem należy wykonać test skórny. Jeśli po 2 godzinach w miejscu testowego użycia nie wystąpią żadne nieprawidłowości (ból, zaczerwienienie, pęcherze) możesz bezpiecznie używać na pozostałych obszarach skóry.

Jak używać

1. Ogół, oczyść skórę i całkowicie ją osusz.
2. Podłącz zasilanie.
3. Przytrzymaj dłużej przycisk ON, następnie krótkie przyciśnięcie, zmieni poziom intensywności.
4. Wybierz intensywność, zaleca się rozpoczęcie od pierwszego poziomu.



Pomocne wskazówki

- Podczas korzystania z urządzenia IPL, głowica lampy powinna ściśle przylegać do skóry, aby w pełni zetknąć się z cebulką mieszką włosowego, co zapewni, że mieszek włosowy pochłonie więcej energii i uzyskasz bardziej skuteczny efekt usuwania włosów. Jednocześnie szafir dotyka skóry, co pozwala wstępnie schłodzić naskórek, zmniejszyć ciepło skóry i lepiej chronić skórę podczas zabiegu.
- Gdy wylot światła nie styka się całkowicie ze skórą, światło nie zostanie wyzwolone, aby uniknąć przypadkowego oświetlenia i uszkodzenia oczu.
- Używanie urządzenia w trybie ciągłym może spowodować wzrost temperatury obudowy. Jeżeli ten efekt zostanie zauważony, możesz spróbować przerwać depilację na 30 sekund. Szkoło szafirowe, przez ten czas schłodzi się na tyle, że zabieg ponownie będzie bardziej komfortowy.

Pielęgnacja po użyciu

Środki ostrożności po depilacji

- Należy unikać kontaktu z wodą w ciągu 6 godzin po zabiegu depilacji, a następnie używać ciepłej wody do nawilżania miejsca depilacji.
- Po depilacji nie należy używać perfum, balsamów, maseczek ani kosmetyków.
- Należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV przez 24 godziny po zabiegu depilacji. Dotyczy to również sztucznego opalania w solarium.
- Jeśli po użyciu odczuwasz dyskomfort, skonsultuj się z specjalistą.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia

- Aby zapewnić najlepsze rezultaty i najdłuższą żywotność produktu, należy go czyścić przed każdą depilacją. Szczególnie filtr szafirowy i głowicę energetyczną. Usuwać kurz z wlotów i wylotów powietrza.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie musi być wyłączone i odłączone od zasilania. Urządzenie musi ostygnąć.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu w temperaturze pokojowej.
- Przecieraj i czyść wylot światła szafirowego miękką, czystą i suchą szmatką.
- Nigdy nie myj tego produktu i akcesoriów wodą.
- Przetrzyj produkt czystą lub lekko wilgotną chusteczką lub ściereczką. Jeśli efekt czyszczenia nie jest zadowalający, można przetrzeć wylot światła alkoholem o niskim stężeniu. Metalowy korpus nie może być przecierany alkoholem. Nie używaj ściernych ostrych środków czyszczących (pasty do zębów itp.) ani silnie działających płynów do czyszczenia produktu.
- Wyrzucając produkt, należy przekazać go do wyznaczonego centrum recyklingu.

Środki ostrożności

Należy pamiętać o użytkowaniu produktu zgodnie z przepisami zawartymi w "Instrukcji obsługi". W przypadku jakichkolwiek pytań podczas użytkowania, prosimy skontaktuj się z obsługą klienta online. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować uszkodzenia urządzenia.

- Nie używać w wannie ani pod prysznicem;
- Nie używać tego produktu w pobliżu wypełnionych wodą wanien, brodzików, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę. Produkt i zasilacz należy przechowywać w suchym miejscu;
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie należy dotykać jego wewnętrznych części, aby uniknąć porażenia prądem;
- Nie należy umieszczać w urządzeniu żadnych niefabrycznych akcesoriów;
- Nie używaj tego produktu w okolicach oczu. Noszenie okularów ochronnych jest czynnością, która chroni użytkownika podczas wyzwalania światła. Jeżeli zgubisz okulary, możesz korzystać z innych, które mają dobry filtr przeciwsłoneczny;
- Zalecamy noszenie okularów ochronnych za każdym razem, gdy używasz tego produktu. Błysk światła który nie jest skierowany bezpośrednio w oczy, nie uszkodzi wzroku, lecz migające światło może znacząco wpływać na komfort i wywołać problemy ze wzrokiem;
- Podczas depilacji pleców możesz potrzebować asystenta lub partnera. Skorzystaj z pomocy, kiedy nie masz całkowitej pewności, że w pełni kontrolujesz urządzenie;

8. W pierwszej kolejności należy ogolić miejsce depilacji. Zalecamy używanie golarki ręcznej. Nadmiernie długie włosy pochłania ciepło na powierzchni skóry i może powodować zaczerwienienie i obrzęk, a przypalanie włosów będzie powodować nieprzyjemny zapach i dyskomfort;

9. Jeśli skóra w strefie naświetlania nie jest sucha lub czysta, wpłynie to na efekt używania i może spowodować, że lampa nie rozbliśnie lub rozbliśnie przypadkowo;

10. Zalecamy zachowanie ostrożności i niedostępnianie urządzenia dzieciom poniżej 15 roku życia. W okresie dojrzewania i wzmożonej aktywności hormonalnej depilacja IPL nie jest zalecana;

11. Używaj różnych intensywności światła zależnie od twojej karnacji, koloru skóry i włosów. Skorzystaj z tabeli lub konsultacji online;

12. Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez specjalistę z działu serwisowego producenta;

13. Należy regularnie sprawdzać i czyścić głowicę energetyczną oraz okienko impulsów światła IPL. Zabrudzone urządzenie może ulec uszkodzeniu podczas użytkowania;

14. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu przedmiotów, które mają wysokie pole elektromagnetyczne;

15. Nie używaj urządzenia, kiedy kurz lub inne zabrudzenie zatkał wloty powietrza. Nie umieszczaj na wlotach żadnych naklejek lub tkanin. Niedrożne wloty powodują przegrzanie i awarie urządzenia;

16. Nie kieruj wylotu światła w stronę inną niż strefa i obszar depilacji;

17. Nie używaj impulsów świetlnych przez ubrania i inne przedmioty, aby uniknąć ich przypalenia, odbarwienia i uszkodzenia;

18. Nie stosować wobec zwierząt i roślin;

19. Po użyciu dokładnie wyczyść i zabezpiecz urządzenie;

20. Intensywność naświetlania należy dostosować do stanu skóry. Pamiętaj, aby użyć pierwszego poziomu przy pierwszym użyciu;

21. Jeśli po użyciu skóra staje się lekko gorąca i zaczerwieniona, stanowi to naturalną reakcję;

22. Produkt nie może być pozostawiony bez nadzoru zarówno włączony, jak i po wyłączeniu. Spakuj go i chroń przed dziećmi;

23. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach gdzie równica pomiędzy otoczeniem a pracującym urządzeniem wyniesie powyżej 20 stopni. Taka różnica może spowodować awarie. Właściwa temperatura pracy to 0-45 °C;

24. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych (w tym rozpylaczy i stacji benzynowych, itp.), które mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym;

25. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub światła ultrafioletowego przez dłuższy czas, które mogą poważnie uszkodzić produkt;

26. Jeśli wbudowany wentylator nie działa (nie słychać szmeru) po włączeniu zasilania, nie należy go używać, aby uniknąć awarii. W takim przypadku wyłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem producenta.

Nie stosować w obszarach szczególnie wrażliwych:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Głowa | 7. Sutki i strefy wokół |
| 2. Brwi | 8. Wewnątrz pępka |
| 3. Uszy | 9. Wewnątrzustnie, narządy płciowe, błony śluzowe itp. |
| 4. Kark i szyja | 10. Po zabiegu chirurgicznym. |
| 5. Oczy i powieki | 11. W miejscach tatuaży, body painting. |
| 6. Obszar trądzikowy. | |

Parametry produktu

Nazwa produktu	Depilator IPL z Szafirowym Chłodzeniem	Poziom intensywności	5 poziomów
Model produktu	VELVET	Wydajność energetyczna	7,5~23J
Długość fali	550-1200nm	Moc	48W
Wymiary	89*40*233 mm	Moc znamionowa	24V-2A
Waga	95 g	Czas trwania impulsu	800-850µs

Ostrzeżenie

Zawsze pamiętaj o odłączeniu urządzenia IPL od gniazdka elektrycznego po zakończeniu zabiegu. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.



Nie używaj tego urządzenia IPL w wannach, prysznicach, zlewach lub innych naczyniach zawierających wodę lub mających z nią kontakt.



Nie należy wyrzucać urządzeń elektrycznych w postaci niesegregowanych odpadów komunalnych. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych systemów zbiórki, należy skontaktować się z lokalną gminą lub producentem.

Karta gwarancyjna

Producent udziela gwarancji na swoje produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Akcesoria dołączone do oryginalnego produktu są objęte gwarancją przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.

Zalecamy sprawne działanie produktów i reklamacji.

- Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z nią.
- Zachowaj instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną i dowód zakupu.
- Używaj oryginalnych akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
- W przypadku problemów z urządzeniem należy skontaktować się z producentem.
- Nie należy samodzielnie dokonywać napraw ani modyfikacji.
- Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie gwarancyjnym wszystkie naprawy są wykonywane bezpłatnie.

Wszelkie wady lub usterki zostaną usunięte w terminie maksymalnie 14 dni, liczonych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu producenta.

Ograniczenia:

- Gwarancja nie będzie uznawana w przypadku uszkodzeń mechanicznych spowodowanych nieuwagą lub zdarzeniami losowymi.
- Jeśli urządzenie jest używane niezgodnie z jego przeznaczeniem i specyfikacjami.

Marka DIFORO
OBŚŁUGA KLIENTA

+48 453 271 100

Godziny konsultacji : 08:00 ~ 16:00 (8 AM ~ 4 PM)
(Od poniedziałku do piątku)

PRODUCENT
DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLAND

www.diforo.pl get@diforo.pl
NIP: 5252799270, KRS 0000800189
Made for Diforo in China



ES

DIFORO VELVET

DEPILADOR IPL

CON REFRIGERACIÓN DE ZAFIRO

Principio del producto

Utilizando el principio de la acción fototérmica, el dispositivo de depilación IPL de punto de congelación genera un elevado calor en el interior del folículo piloso, degradando así su estructura. Esto debilita el folículo piloso y elimina el vello de forma indolora. El aparato de depilación tiene un cabezal de refrigeración de zafiro de contacto, que evita que el calor se propague fuera de la estructura del folículo piloso, al tiempo que permite que el calor se difunda desde la epidermis. En estos casos, no se daña la piel y, por lo tanto, no se experimenta dolor ni molestias. La luz azul tiene un efecto antiinflamatorio y revitaliza la piel, por lo que, además del efecto depilatorio, la dermis se fortalece y regenera.

Restricciones de uso

1. Mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y menstruantes;

2. Cuando el color de la piel es negro o marrón oscuro;

3. Pacientes con cicatrices o enfermedades cutáneas;

4. en caso de piel muy clara, realizar siempre una prueba cutánea;

5. personas que hayan estado expuestas recientemente a una luz solar intensa o que no puedan evitar la exposición al sol después de la depilación

6. pacientes con reguladores del ritmo cardíaco, bombas de insulina u otros dispositivos médicos

7. menores (durante el periodo de desarrollo, aumento de los niveles hormonales).

Contenido del kit

Aparato de depilación IPL

Cargador

Gafas de seguridad

Instrucciones y garantía

Aparato de depilación IPL

Instrucciones y garantía

Especificaciones del producto

1 Pantalla LCD

2 Toma de luz

Botón de la lámpara IPL

Modos de funcionamiento

Modo único

(adecuado para zonas pequeñas como los dedos y el vello de los labios):

Coloque la salida de luz sobre la zona de piel a tratar y alinéela completamente con la piel. Pulse brevemente el botón de flash para iniciar, después de que el dispositivo parpadee, mueva el cabezal de luz a la siguiente sección de la piel. A continuación, vuelva a pulsar el botón de flash y repita los pasos anteriores en secuencia.

Consejo: Si su piel se calienta demasiado durante el proceso de depilación, simplemente haga una pausa de unos segundos y deje que la salida de luz se enfríe de nuevo antes de continuar con la depilación.

Modo continuo

(se aplica a zonas amplias como brazos, piernas, etc.):

Umieść wylot lampy na skórze w miejscu, które chcesz depilować. Trzymaj urządzenie mocno i równomiernie na skórze, aby zapewnić stały kontakt. Urządzenie emitować będzie światło w określonych odstępach czasu. Podczas tego czasu nie poruszaj urządzeniem i nie przemieszczaj go nad skórą. Po zakończeniu depilacji w określonej części skóry, przesuń urządzenie do następnego miejsca. Pamiętaj, aby nie przesuwać urządzenia po skórze, tylko przesuwać go nad skórą.

Consejo: La velocidad de deslizamiento de la piel puede ajustarse en función de la velocidad del flash para que la cobertura sea más uniforme, la frecuencia del flash es más rápida en el nivel 1, ligeramente más lenta en el nivel 2, etc. Cuanto mayor sea el nivel, menor será la velocidad de salida de la luz.

Rotación

90°

Ciclos de depilación

Primer ciclo:

Durante 1-2 semanas, aplicar dos veces por semana. Semana 3-5, aplicar una vez a la semana,

Segundo ciclo:

Otras 5-12 semanas, aplicar una vez cada quince días.

Tercer ciclo:

Después de este período, cuando el pelo ha crecido 1-2 mm, un solo uso.

El uso sostenido puede inhibir el crecimiento del cabello, de modo que éste no volverá a crecer durante el ciclo de crecimiento. El cabello en crecimiento se volverá más fino y corto y se personificará significativamente.

Debe utilizarse con precaución, dependiendo del crecimiento y la localización del vello. El vello de los labios y los brazos es relativamente suave y el ciclo de uso de la depiladora debe ser más corto. Sin embargo, el vello de las axilas y la zona del bikini es relativamente más duro y el ciclo y la frecuencia de uso pueden aumentarse en consecuencia. Cuanto más grueso sea el vello, mayor deberá ser el intervalo de uso.

Los aparatos de depilación no deben utilizarse con demasiada frecuencia, ya que esto afectaría a la depilación y causaría daños en la piel (como foliculitis). Debe controlarse estrictamente la duración de la depilación. Si se producen síntomas de alergia al utilizar el aparato, póngase en contacto con un especialista o dermatólogo.

Intensidad en relación con el color de la piel

Elige distintos niveles en función del color de tu piel y de tu cabello. Cuanto mayor sea el nivel de intensidad, mayor será la energía y más rápido el efecto. Se recomienda empezar por el primero e ir aumentando gradualmente hasta un nivel tolerable y cómodo. (excepto para pieles negras)

Piel						
Cabello						
Rubio claro/beige	1-5	1-5	1-4	1-3	x	x
Marrón	1-5	1-5	1-4	1-3	x	x
Marrón oscuro	1-5	1-5	1-4	1-3	1-2	x
Negro	1-5	1-5	1-4	1-3	1-2	x

Atención: Los tonos de piel marcados con una "x" en la tabla no son adecuados para este producto. Los colores de pelo blanco, gris, rojo, rubio claro no son adecuados para este producto. Por diferentes motivos, la piel reaccionará de forma diferente debido a los distintos tiempos de exposición.

Preparación para su uso

1. Generalice la zona a depilar, limpie la piel y asegúrese de que está completamente seca y sin vello.

2. Asegúrese de que la ventana de la lámpara IPL esté seca, limpia y no dañada. Realice las depilaciones sólo con un aparato limpio y que funcione.

3. Realice una prueba cutánea antes del uso. Si no se produce ninguna anomalía (dolor, enrojecimiento, ampollas) en el lugar de la prueba después de 2 horas, puede utilizarlo con seguridad en las zonas de piel restantes.


Cómo utilizarlo

1. En general, limpiar la piel y secarla completamente.

2. Conecte la fuente de alimentación.

3. Mantenga pulsado el botón ON durante más tiempo y, a continuación, pulse brevemente para cambiar el nivel de intensidad.

4. Seleccione la intensidad, se recomienda empezar desde el primer nivel.



Consejos útiles

- Cuando se utiliza un dispositivo de luz pulsada intensa, el cabezal de la lámpara debe ajustarse firmemente a la piel para entrar en pleno contacto con la raíz del folículo piloso, lo que garantiza que el folículo absorba más energía y usted obtenga un resultado de depilación más eficaz. Al mismo tiempo, el zafiro toca la piel para preenfriar la epidermis, reducir el calor cutáneo y proteger mejor la piel durante el tratamiento.
- Cuando la salida de luz no está en contacto total con la piel, la luz no se disipa para evitar la iluminación accidental y daños en los ojos.
- El uso continuado del aparato puede hacer que aumente la temperatura de la carcasa. Si nota este efecto, puede intentar detener la depilación durante 30 segundos. El cristal de zafiro, durante este tiempo se enfriará lo suficiente para que el tratamiento vuelva a ser más cómodo.

Cuidado posterior

Precauciones tras la depilación

- Evite el contacto con el agua durante las 6 horas posteriores a la depilación y utilice agua tibia para hidratar la zona depilada.
- No utilice perfumes, lociones, mascarillas ni cosméticos después de la depilación.
- Debe evitarse la exposición a la radiación UV durante las 24 horas posteriores al tratamiento de depilación. Esto también se aplica al bronceado artificial en un solárium.
- Si experimenta molestias tras su uso, consulte a un especialista.

Limpieza y mantenimiento

- Para obtener los mejores resultados y prolongar la vida útil del producto, límpielo antes de cada depilación. Especialmente el filtro de zafiro y el cabezal. Elimine el polvo de las entradas y salidas de aire.
- El aparato debe estar apagado y desconectado de la red eléctrica antes de limpiarlo. Deje que el aparato se enfríe.
- Guarde el aparato en un lugar seco y sin polvo, a temperatura ambiente.
- Limpie la salida de luz de zafiro con un paño suave, limpio y seco.
- No lave nunca este producto ni sus accesorios con agua.
- Limpie el producto con un pañuelo de papel o un paño limpio o ligeramente humedecido. Si el efecto de limpieza no es satisfactorio, puede limpiar la salida de luz con alcohol de baja concentración. El cuerpo metálico no debe limpiarse con alcohol. No utilice productos de limpieza abrasivos (pasta de dientes, etc.) ni líquidos fuertes para limpiar el producto.
- Cuando deseché el producto, llévelo a un centro de reciclaje designado.

Precauciones

Asegúrese de utilizar el producto de acuerdo con las normas del "Manual del usuario". Si tiene alguna duda durante el uso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en línea. El uso incorrecto puede causar daños en el aparato.

1. No lo utilice en la bañera ni en la ducha;
2. No utilice este producto cerca de bañeras llenas de agua, platos de ducha, lavabos u otros recipientes que contengan agua. Guarde el producto y la fuente de alimentación en un lugar seco;
3. Si la unidad está dañada, no toque las piezas internas para evitar descargas eléctricas;
4. No coloque en la unidad accesorios que no sean de fábrica;
5. no utilice este producto cerca de los ojos. El uso de gafas de seguridad es una actividad que le protege al disparar la luz. Si pierde las gafas, puede utilizar otras que tengan un buen filtro solar;
6. le recomendamos que utilice gafas de seguridad cada vez que utilice este producto. Un destello de luz que no apunte directamente a sus ojos no dañará su visión, pero una luz intermitente puede afectar significativamente a su comodidad y causar problemas oculares;
7. es posible que necesite un ayudante o compañero cuando se depile la espalda. Utilice un ayudante cuando no esté totalmente segura de que controla totalmente el aparato;

8. Afeite primero la zona de depilación. Se recomienda utilizar una afeitadora manual. El vello excesivamente largo absorbe el calor en la superficie de la piel y puede causar enrojecimiento e hinchazón, y el vello quemado causará olor y molestias;
9. Si la piel de la zona de irradiación no está seca o limpia, esto afectará al efecto de uso y puede hacer que la lámpara no se encienda o se encienda accidentalmente;
10. Recomendamos que se actúe con precaución y que los niños menores de 15 años no tengan acceso al aparato. 11. No se recomienda la depilación IPL durante la pubertad y el aumento de la actividad hormonal;
11. Utilice diferentes intensidades de luz en función de su complexión, color de piel y vello. Utilice la tabla o la consulta en línea;
12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un especialista del servicio técnico del fabricante para evitar peligros;
13. El cabezal de potencia y la ventana de impulsos de luz IPL deben revisarse y limpiarse con regularidad. Un aparato sucio puede dañarse durante su uso;
14. No coloque el aparato cerca de objetos que tengan campos electromagnéticos elevados;
15. No utilice el aparato cuando el polvo u otra suciedad haya obstruido las entradas de aire. No coloque pegatinas ni telas en las entradas. Las entradas obstruidas harán que la unidad se sobrecaliente y falle;
16. No oriente la salida de luz en una dirección distinta a la zona y área de depilación;
17. No utilice pulsos de luz a través de la ropa u otros objetos para evitar quemarlos, decolorarlos y dañarlos;
18. No utilizar en animales o plantas;
19. Limpiar y proteger bien el aparato después de su uso;
20. Ajustar la intensidad de irradiación según el estado de la piel. Recuerde utilizar el primer nivel en el primer uso;
21. Si la piel se calienta y enrojece ligeramente después del uso, se trata de una reacción natural;
22. El producto no debe dejarse desatendido tanto encendido como apagado. Embálelo y protéjalo de los niños;
23. No utilice el aparato en habitaciones donde el equilibrio entre el ambiente y el aparato en funcionamiento sea superior a 20 grados. Tal diferencia puede causar fallos de funcionamiento. La temperatura correcta de funcionamiento es de 0-45 °C;
24. No utilizar cerca de materiales inflamables y explosivos (incluyendo aerosoles y gasolineras, etc.) que puedan causar incendios o descargas eléctricas;

25. No exponga el producto a la luz solar directa ni a la luz ultravioleta durante un período prolongado, ya que pueden dañarlo gravemente;
26. Si el ventilador incorporado no funciona (no se oye ningún murmullo) al conectar la alimentación, no lo utilice para evitar averías. En este caso, apague el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico del fabricante.

No utilizar en zonas especialmente sensibles:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. cabeza | 7. pezones y zonas circundantes |
| 2. cejas | 8. interior del ombligo |
| 3. orejas | 9. Interior, genitales, mucosas, etc. |
| 4. Cuello y nuca | 10. Después de una intervención quirúrgica. |
| 5. Ojos y párpados | 11. En zonas de tatuajes, pintura corporal. |
| 6. zona del acné | |

Parámetros del producto

Nombre del producto	Congelación Zafiro IPL Depilación	Nivel de intensidad	5 niveles
Modelo de producto	VELVET	Eficiencia energética	7,5~23J
Longitud de onda	550-1200nm	Potencia	48W
Dimensiones	89*40*233 mm	Potencia nominal	24V-2A
Peso	95 g	Duración del pulso	800-850µs

Advertencia

Recuerde siempre desconchugar el dispositivo IPL de la toma eléctrica después del tratamiento. Cuide su seguridad y la de los demás.



No utilice este dispositivo IPL en bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua o entren en contacto con ella.



No elimine los aparatos eléctricos como residuos urbanos sin clasificar. Póngase en contacto con su ayuntamiento o con el fabricante para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles.

Tarjeta de garantía

El fabricante garantiza sus productos durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra. Los accesorios incluidos con el producto original tienen una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra.

Recomendamos el buen funcionamiento de los productos y las reclamaciones.

- ① Lea atentamente y siga las instrucciones de uso.
- ② Conserve el manual de instrucciones, la tarjeta de garantía y el comprobante de compra.
- ③ Utilice los accesorios originales suministrados con el aparato.
- ④ Póngase en contacto con el fabricante si tiene problemas con el aparato.
- ⑤ No realice reparaciones ni modificaciones por su cuenta.
- ⑥ Utilice el producto para los fines previstos.

Durante el periodo de garantía, todas las reparaciones son gratuitas.

Cualquier defecto o avería será subsanado en un plazo máximo de 14 días, a contar desde el momento de la entrega en el centro de servicio autorizado por el fabricante.

Limitaciones:


- - La garantía no se reconocerá en caso de daños mecánicos causados por falta de atención o casos fortuitos.
- - Si el aparato se utiliza de forma contraria a su uso previsto y a sus especificaciones.

Marca DIFORO
ATENCIÓN AL CLIENTE **+48 453 271 100**

Horas de consulta : 08:00 ~ 16:00 (8 AM ~ 4 PM)
(de lunes a viernes)

PRODUCTOR
DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLAND
www.diforo.pl get@diforo.pl
NIP: 5252799270, KRS 0000800189
Made for Diforo in China





Principio del prodotto

Utilizzando il principio dell'azione fototermica, il dispositivo di epilazione a punto di congelamento IPL genera un elevato calore all'interno del follicolo pilifero, degradandone la struttura. Questo indebolisce il follicolo pilifero e rimuove i peli in modo indolore. Il dispositivo di rimozione dei peli è dotato di una testa di raffreddamento in zaffiro a contatto, che evita che il calore si diffonda all'esterno della struttura del follicolo pilifero, permettendo al contempo al calore di diffondersi dall'epidermide. In questo caso, la pelle non viene danneggiata e quindi non si avverte alcun dolore o fastidio. La luce blu ha un effetto antinfiammatorio e rivitalizza la pelle, per cui oltre all'effetto di rimozione dei peli, il derma viene rafforzato e rigenerato.

Restrizioni all'uso

1. donne in gravidanza, allattamento e mestruazioni;
2. quando il colore della pelle è nero o marrone scuro;
3. Pazienti con cicatrici o malattie della pelle;
4. In caso di pelle molto chiara, eseguire sempre un test cutaneo;
5. coloro che sono stati recentemente esposti a una forte luce solare o che non possono evitare l'esposizione al sole dopo la depilazione;
6. pazienti con regolatori di frequenza cardiaca, pompe per insulina o altri dispositivi medici;
7. minori (durante il periodo dello sviluppo, aumento dei livelli ormonali).

Contenuto del kit

- Dispositivo di depilazione IPL
 - Caricabatterie
 - Occhiali di sicurezza
 - Istruzioni e garanzia
-

Specifiche del prodotto



Modalità di funzionamento

Modalità singola (adatto per piccole aree come le dita e i peli sulle labbra):

Posizionare l'uscita della luce sull'area della pelle da trattare e allinearla completamente con la pelle. Premere brevemente il pulsante del flash per avviare l'operazione; dopo il lampeggiamento del dispositivo, spostare la testa della luce sulla sezione successiva della pelle. Quindi premere nuovamente il pulsante del flash e ripetere in sequenza le operazioni sopra descritte.

Suggerimento: se la pelle si scalda troppo durante il processo di epilazione, è sufficiente fare una pausa di qualche secondo e lasciare che l'uscita della luce si raffreddi nuovamente prima di procedere con la depilazione.

Modalità continua (si applica a zone ampie come braccia, gambe, ecc.):


Posizionare l'uscita del flash sull'area della pelle da trattare e allinearla completamente con la pelle. Tenere premuto il pulsante del flash e iniziare immediatamente a muovere il dispositivo lentamente e costantemente sulla pelle per mantenerlo a stretto contatto con la pelle. I flash verranno emessi a intervalli prestabiliti. Durante questo periodo, non smettere di muovere il dispositivo e muoverlo avanti e indietro sulla zona da epilare, assicurandosi che l'area di epilazione sia coperta in modo uniforme.

Suggerimento: la velocità di scorrimento della pelle può essere regolata in base alla velocità del flash per rendere la copertura più uniforme; la frequenza del flash è più veloce al livello 1, leggermente più lenta al livello 2, ecc. Più alto è il livello, più bassa è la velocità di emissione della luce.

Rotazione

• La testa del dispositivo può essere ruotata per l'uso, non è necessario ruotare il polso e il braccio e il funzionamento è più confortevole. Si noti che il senso di rotazione del dispositivo può essere ruotato solo in senso orario (quando la testa è posizionata verticalmente, lungo l'alloggiamento) e in senso antiorario (quando la testa è posizionata orizzontalmente). Non ruotare la testina di guida nel senso opposto, per evitare di danneggiarla con la forza esterna e di comprometterne l'utilizzo.

• Per i peli sulle labbra, sulle ascelle, sui gomiti e su altre parti del corpo difficili da raggiungere, la testa del dispositivo può essere ruotata allo stato "dieci", che è più comodo. La testa dell'apparecchio può essere ruotata fino a raggiungere la posizione "dieci", che risulta più comoda e confortevole da usare.



Cicli di depilazione

Primo ciclo: Per 1-2 settimane, applicare due volte a settimana. Dalla 3a alla 5a settimana, applicare una volta alla settimana,

Secondo ciclo: Per altre 5-12 settimane, applicare una volta ogni due settimane.

Terzo ciclo: Dopo questo periodo, quando i capelli sono cresciuti di 1-2 mm, si può utilizzare.

• L'uso prolungato può inibire la crescita dei capelli, in modo che non ricrescano durante il ciclo di crescita. I capelli in crescita diventeranno più sottili e più corti e saranno significativamente personificati.

• Deve essere usato con cautela, a seconda della crescita e della posizione dei peli. I peli sulle labbra e sulle braccia sono relativamente morbidi e il ciclo di utilizzo dell'epilatore dovrebbe essere più breve. Tuttavia, i peli delle ascelle e della zona bikini sono relativamente più duri e il ciclo e la frequenza di utilizzo possono essere aumentati di conseguenza. Quanto più grossolani sono i peli, tanto maggiore deve essere la frequenza di utilizzo.

• Ul dispositivi di depilazione non devono essere usati troppo spesso, perché ciò influisce sull'epilazione e provoca danni alla pelle (come la follicolite). La durata della depilazione deve essere rigorosamente controllata. Se si verificano sintomi di allergia durante l'uso del dispositivo, contattare uno specialista o un dermatologo.

Intensità in relazione al colore della pelle

Scegliere diversi livelli in base al colore della pelle e dei capelli. Più alto è il livello di intensità, maggiore è l'energia e più rapido l'effetto. Si consiglia di iniziare con il primo e di aumentare gradualmente fino a raggiungere un livello tollerabile e confortevole. (tranne che per la pelle nera)


Pelle / Capelli						
Biondo/chiaro/beige	1-5	1-5	1-4	1-3	x	x
Marrone	1-5	1-5	1-4	1-3	x	x
Marrone scuro	1-5	1-5	1-4	1-3	1-2	x
Nero	1-5	1-5	1-4	1-3	1-2	x


Nota: Le tonalità della pelle con una "x" nella tabella non sono adatte a questo prodotto. I capelli bianchi, grigi, rossi e biondi chiari non sono adatti a questo prodotto. Per motivi diversi, la pelle reagisce in modo diverso a causa dei diversi tempi di esposizione.

Preparazione all'uso

1. Generalizzare l'area da epilare, pulire la pelle e assicurarsi che sia completamente asciutta e priva di peli.
2. Assicurarsi che la finestra della lampada IPL sia asciutta, pulita e non danneggiata. Eseguire le epilazioni solo con un dispositivo pulito e funzionante.
3. Eseguire un test cutaneo prima dell'uso. Se dopo 2 ore non si verificano anomalie (dolore, arrossamento, vesciche) nel sito di test, si può utilizzare tranquillamente sulle aree cutanee rimanenti.

Come si usa





Consigli utili

- Quando si utilizza un dispositivo IPL, la testa della lampada deve aderire perfettamente alla pelle per entrare in pieno contatto con la radice del follicolo pilifero, in modo che il follicolo assorba più energia e si ottenga un risultato di depilazione più efficace. Allo stesso tempo, lo zaffiro tocca la pelle per pre-raffreddare l'epidermide, ridurre il calore cutaneo e proteggere meglio la pelle durante il trattamento.
- Quando l'uscita della luce non è completamente a contatto con la pelle, la luce non si attiva per evitare un'illuminazione accidentale e danni agli occhi.
- L'utilizzo del dispositivo in modalità continua può causare l'aumento della temperatura della custodia. Se si nota questo effetto, si può provare a interrompere l'epilazione per 30 secondi. Il vetro zaffiro, in questo lasso di tempo, si raffredderà abbastanza da rendere il trattamento nuovamente più confortevole.

Assistenza post-vendita

Precauzioni dopo la depilazione

- Evitare il contatto con l'acqua per 6 ore dopo l'epilazione e utilizzare acqua calda per idratare il sito di epilazione.
- Non utilizzare profumi, lozioni, maschere o cosmetici dopo l'epilazione.
- L'esposizione ai raggi UV deve essere evitata per 24 ore dopo il trattamento di depilazione. Questo vale anche per l'abbronzatura artificiale in un solarium.
- In caso di disturbi dopo l'uso, consultare uno specialista.

Pulizia e manutenzione

- Per ottenere risultati ottimali e una maggiore durata del prodotto, pulirlo prima di ogni epilazione. In particolare il filtro zaffiro e la testina di alimentazione. Rimuovere la polvere dalle prese d'aria e dalle uscite.
- Prima della pulizia, il dispositivo deve essere spento e scollegato dall'alimentazione. L'apparecchio deve essere lasciato raffreddare.
- Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e privo di polvere a temperatura ambiente.
- Pulire l'uscita della luce zaffiro con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Non lavare mai il prodotto e gli accessori con acqua.
- Pulire il prodotto con un fazzoletto o un panno pulito o leggermente umido. Se l'effetto di pulizia non è soddisfacente, è possibile pulire l'uscita della luce con alcol a bassa concentrazione. Il corpo metallico non deve essere pulito con l'alcol. Non utilizzare detergenti abrasivi e aggressivi (dentifricio, ecc.) o liquidi forti per pulire il prodotto.
- Quando si getta il prodotto, portarlo in un centro di riciclaggio designato.

Precauzioni

Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità alle norme riportate nel "Manuale d'uso". In caso di domande durante l'uso, contattare il servizio clienti online. Un utilizzo non corretto può causare danni al dispositivo.

1. Non utilizzare il prodotto nella vasca da bagno o nella doccia;
2. non utilizzare il prodotto in prossimità di vasche da bagno, piatti doccia, lavandini o altri recipienti contenenti acqua. Conservare il prodotto e l'alimentatore in un luogo asciutto;
3. Se l'unità è danneggiata, non toccare le parti interne per evitare scosse elettriche;
4. Non inserire nell'apparecchio accessori non di fabbrica;
5. Non utilizzare il prodotto in prossimità degli occhi. Indossare gli occhiali di sicurezza è un'attività che protegge quando si attiva la luce. Se si perdono gli occhiali, si possono utilizzare altri occhiali con una buona protezione solare;
6. Si consiglia di indossare occhiali di sicurezza ogni volta che si utilizza questo prodotto. Un lampo di luce non diretto agli occhi non danneggia la vista, ma una luce lampeggiante può compromettere notevolmente il comfort e causare problemi agli occhi;
7. Quando si effettua l'epilazione della schiena può essere necessario un assistente o un partner. Utilizzare un assistente quando non si è del tutto sicuri di avere il pieno controllo del dispositivo;

8. Radere prima il sito di epilazione. Si consiglia di utilizzare un rasoio manuale. I peli eccessivamente lunghi assorbono il calore sulla superficie della pelle e possono causare arrossamenti e gonfiori, mentre i peli bruciati causano odore e disagio;
9. Se la pelle nella zona di irradiazione non è asciutta o pulita, ciò influisce sull'effetto dell'uso e può causare il mancato o accidentale brillamento della lampada;
10. Si raccomanda di prestare attenzione e di non far accedere al dispositivo i bambini di età inferiore ai 15 anni. La depilazione IPL non è consigliata durante la pubertà e l'aumento dell'attività ormonale;
11. Utilizzare diverse intensità di luce a seconda della carnagione, del colore della pelle e dei peli. Utilizzare la tabella o la consultazione online;
12. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da uno specialista del servizio di assistenza del produttore per evitare pericoli;
13. La testina di alimentazione e la finestra degli impulsi della luce IPL devono essere controllate e pulite regolarmente. Un dispositivo sporco può essere danneggiato durante l'uso;
14. Non collocare il dispositivo in prossimità di oggetti che presentano elevati campi elettromagnetici
15. Non utilizzare il dispositivo quando la polvere o altra sporcizia ha intasato le prese d'aria. Non collocare adesivi o tessuti sulle prese d'aria. Le prese d'aria ostruite causano il surriscaldamento e il guasto dell'apparecchio;
16. Non orientare l'uscita della luce in una direzione diversa dalla zona e dall'area di epilazione;
17. Non utilizzare gli impulsi luminosi attraverso gli indumenti o altri oggetti per evitare di bruciarli, scolorirli e danneggiarli;
18. Non utilizzare su animali o piante;
19. Pulire e proteggere accuratamente il dispositivo dopo l'uso;
20. Regolare l'intensità di irradiazione in base alle condizioni della pelle. Ricordarsi di utilizzare il primo livello al primo utilizzo;
21. Se dopo l'uso la pelle diventa leggermente calda e arrossata, si tratta di una reazione naturale;
22. Il prodotto non deve essere lasciato incustodito sia acceso che spento. Imballarlo e proteggerlo dai bambini;
23. Non utilizzare l'apparecchio in locali in cui l'equilibrio tra l'ambiente e l'apparecchio in funzione sia superiore a 20 gradi. Tale differenza può causare malfunzionamenti. La temperatura di funzionamento corretta è 0-45 °C;
24. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di materiali infiammabili ed esplosivi (compresi spray, stazioni di servizio, ecc.) che potrebbero causare incendi o scosse elettriche;

25. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole o ai raggi ultravioletti per un periodo di tempo prolungato, che possono danneggiare seriamente il prodotto;

26. Se la ventola incorporata non funziona (non si sente alcun mormorio) all'accensione, non utilizzarla per evitare guasti. In questo caso, spegnere l'apparecchio e contattare il servizio di assistenza del produttore.

Non utilizzare in aree particolarmente sensibili:

1. Testa
2. Sopracciglia
3. Orecchie
4. Collo e nuca
5. Occhi e palpebre
6. Area acneica.
7. Sutki i strefy wokół
8. Wewnątrz pepek
9. Wewnątrznie, narządy płciowe, błony śluzowe itp.
10. Po zabiegu chirurgicznym.
11. W miejscach tatuaży, body painting.

Parametri del prodotto

Nome del prodotto	Depilazione IPL con zaffiro congelante	Livello di intensità	5 livelli
Modello di prodotto	VELVET	Efficienza energetica	7,5~23J
Lunghezza d'onda	550-1200nm	Potenza	48W
Dimensioni	89*40*233 mm	Potenza nominale	24V-2A
Peso	95 g	Durata dell'impulso	800-850µs

Avvertenze

Ricordarsi sempre di scollegare il dispositivo IPL dalla presa di corrente dopo il trattamento. Fate attenzione alla vostra sicurezza e a quella degli altri.



Non utilizzare questo dispositivo IPL in vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono o entrano in contatto con l'acqua.



Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati. Per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili, contattare il comune di residenza o il produttore.

Scheda di garanzia

Il produttore garantisce i suoi prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Gli accessori inclusi nel prodotto originale sono garantiti per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.

Raccomandiamo il buon funzionamento dei prodotti e dei reclami.

- ① Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l'uso.
- ② Conservare il manuale di istruzioni, la scheda di garanzia e la prova d'acquisto.
- ③ Utilizzare gli accessori originali forniti con il dispositivo.
- ④ Contattare il produttore in caso di problemi con il dispositivo.
- ⑤ Non eseguire personalmente riparazioni o modifiche.
- ⑥ Utilizzare il prodotto per lo scopo previsto.

Durante il periodo di garanzia, tutte le riparazioni vengono effettuate gratuitamente.

Eventuali difetti o guasti saranno eliminati entro un massimo di 14 giorni, calcolati dal momento della consegna al centro di assistenza autorizzato dal produttore.

Limitazioni:

- La garanzia non sarà riconosciuta in caso di danni meccanici causati da disattenzione o eventi fortuiti.
- Se il dispositivo viene utilizzato in modo non conforme all'uso previsto e alle specifiche.

Marchio DIFORO
SERVIZIO CLIENTI

+48 453 271 100

Ore di consultazione : 08:00 ~ 16:00 (8 AM ~ 4 PM)
(da lunedì a venerdì)

PRODUTTORE
DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowa, POLAND

www.diforo.pl get@diforo.pl
NIP: 5252799270, KRS 0000800189
Made for Diforo in China



Door gebruik te maken van het principe van fothermische actie, genereert het IPL apparaat voor haarverwijdering met vrijspunt grote hitte in het haarzakje, waardoor de structuur van het haarzakje wordt aangetast. Dit verzaakt het haarzakje en verwijderd het haar op een pijnloze manier. Het ontharingsapparaat heeft een contact salfje koelkop, waardoor de warmte zich niet buiten de structuur van het haarzakje verspreidt. Het kan van aan van en in dat geval wordt de huid niet beschadigd en wordt er niet dus geen pijn of ongemak ervaren. Het blauwe licht heeft een onstekingsremmende werking en revitaliseert de huid, dus naast het ontharingsseffect wordt de lederhuid versterkt en geregeneerd.

1. zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en menstruerende vrouwen;
2. wanneer de huidskleur zwart of donkerbruin is;
3. patiënten met littekens of huidziekten;
4. Voer bij een zeer lichte huid altijd een huidtest uit;
5. degenen die recent zijn blootgesteld aan sterk zonlicht of de blootstelling aan de zon na ontharing niet kunnen vermijden;
6. patiënten met hartslagregelaars, insulinepompen of andere medische apparaten;
7. minderjarigen (tijdens de ontwikkelingsperiode, stijgende hormoonspiegels).

· IPL ontharingsapparaat

· Lader

· Veiligheidsbril

· Instructies en garantie

· IPL ontharingsapparaat

· Veiligheidsbril

· Instructies en garantie

The diagram illustrates the components of the Philips Hue Go smart light bulb and its base. The bulb is shown with an LCD screen, a battery indicator, and a pulse sensor. The base includes a light exit, a power button, and an IPI button.

- Vriespunt**: Freezing point indicator.
- Voedingsindicator**: Battery indicator.
- Pulssteller**: Pulse sensor.
- Intensiteit**: Intensity indicator.
- LCD-scherm**: LCD screen.
- Lichtuitgang**: Light exit.
- Schakelknop**: Power button.
- Knop IPI-lampje**: IPI button.

Plaats de lichtuitlaat op het te behandelen deel van de huid en lijk deze volledig u met de huid. Druk kort op de flitsknop om te starten, verplaats de lichtkop na het knippen van het apparaat naar het volgende deel van de huid. Druk dan nogmaals op de flitsknop en herhaal de bovenstaande stappen achter elkaar.

Plaats de flitsuitgang op het te behandelen huidgebied en lijn deze volledig uit met de huid. Houd de flitsknop ingedrukt en beweeg het apparaat onmiddellijk langzaam en gelijkmatig over de huid om het in nauw contact met de huid te houden. Er zullen me vaste intervallen flitsen worden afgegeven. Stop gedurende deze tijd niet met het bewegen van het apparaat en beweeg het heen en weer over het gebied dat geëpileerd moet worden, zorg ervoor dat het epileergebied gelijkmatig bedekt wordt.

- De kop van het apparaat kan gedraaid worden voor gebruik, de pols en arm hoeven niet gedraaid te worden en de bediening is comfortabeler. Houd er rekening mee dat de draairichting van het apparaat alleen met de klok mee kan worden gedraaid (als de kop verticaal langs de behuizing is geplaatst) en tegen de klok in (als de kop horizontaal is geplaatst). Draai de geleidekop niet in de tegenovergestelde richting want dan wordt deze beschadigd door externe krachten en wordt het gebruik nadelig beïnvloed.

-

Eerste cyclus: Gedurende 1-2 weken tweemaal per week aanbrengen
Week 3-5, één keer per week aanbrengen.


Derde cyclus: Na deze periode, wanneer het haar 1-2 mm gegroeid is, kan het gebruikt worden.

- Kies verschillende niveaus afhankelijk van je huid- en haarkleur. Hoe hoger het intensiteitsniveau, hoe groter de energie en hoe sneller het effect. Het is aan te raden om met het eerste niveau te beginnen en dit geleidelijk te verhogen tot een aanvaardbaar, comfortabel niveau. (behalve voor de zwarte huid)

Attentie: Huidtinten met een 'x' in de tabel zijn niet geschikt voor dit product.
Wit, grijs, rood, lichtblond haar is niet geschikt voor dit product.
Om verschillende redenen zal de huid anders reageren door verschillende belichtingstijden.

1. Generaliseer het te epileren gebied, reinig de huid en zorg ervoor dat de huid volledig droog en haarvrij is.
2. Zorg ervoor dat het venster van de IPL-lamp droog, schoon en niet beschadigd is. Epileer alleen met een schoon en werkend apparaat.
3. Voer voor gebruik een huidtest uit. Als er na 2 uur geen afwijkingen (pijn, roodheid, blaarvorming) optreden op de testlocatie, kun je het apparaat veilig gebruiken op de overige huidgebieden.

1. Algemeen, reinig de huid en volledig drogen.
2. Sluit de voeding aan.
3. Houd de AAN-knop langere tijd ingedrukt en druk kort op de knop om het intensiteitsniveau te wijzigen.
4. Selecteer de intensiteit die u wilt gebruiken. Het wordt aanbevolen om te beginnen vanaf het eerste niveau.



Handige tips

- Bij gebruik van een IPL-apparaat moet de lampkop strak tegen de huid aan zitten om volledig contact te maken met de haarfollikelwortel, zodat de follikel meer energie absorbeert en je een effectiever ontharingsresultaat krijgt. Tegelijkertijd raakt de saffier de huid om de opperhuid voor te koelen, de huidhitte te verminderen en de huid beter te beschermen tijdens de behandeling.
- Wanneer de lichtuitlaat niet in volledig contact is met de huid, wordt het licht niet geactiveerd om onbedoelde verlichting en oogletsel te voorkomen.
- Używanie urządzeń w trybie ciągłym może spowodować wzrost temperatury obudowy. Jeżeli ten efekt zostanie zauważony, możesz spróbować przerwać depilację na 30 sekund. Szkoła szafirowa, przez ten czas schodzi się na tyle, że zabieg ponownie będzie bardziej komfortowy.

Nazorg

Voorzorgsmaatregelen na het ontharen

- Vermijd contact met water gedurende 6 uur na het epileren en gebruik warm water om de epilatieplaats daarna te bevochtigen.
- Gebruik geen parfums, lotions, maskers of cosmetica na het epileren.
- Blootstelling aan UV-straling moet gedurende 24 uur na de ontharingsbehandeling worden vermeden. Dit geldt ook voor kunstmatige bruining in een solarium.
- Raadpleeg een specialist als je ongemak ervaart na gebruik.

Reiniging en onderhoud

- Voor de beste resultaten en de langste levensduur van het product, reinigt u het product voor elke epilatie. Vooral het saffierfilter en de stroomkop. Verwijder stof van de luchtinlaten en -uitlaten.
- Het apparaat moet worden uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroomvoorziening voordat het wordt gereinigd. Laat het apparaat afkoelen.
- Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats bij kamertemperatuur.
- Veeg de saffieren lichtuitlaat schoon met een zachte, schone en droge doek.
- Was dit product en de accessoires nooit met water.
- Veeg het product schoon met een schone of licht vochtige tissue of doek. Als het reinigingseffect niet bevredigend is, kunt u de lichtuitlaat afvegen met alcohol in een lage concentratie. De metalen behuizing mag niet worden afgeveegd met alcohol. Gebruik geen schurende, agressieve schoonmaakmiddelen (tandpasta, enz.) of sterke vloeistoffen om het product schoon te maken.
- Breng het product naar een daartoe aangewezen recyclingcentrum als u het weggooit.

Voorzorgsmaatregelen

Zorg ervoor dat u het product gebruikt in overeenstemming met de voorschriften in de "Gebruikershandleiding". Als u tijdens het gebruik vragen hebt, neem dan online contact op met de klantenservice. Onjuist gebruik kan schade aan het apparaat veroorzaken.

1. Niet gebruiken in bad of onder de douche;
2. Gebruik dit product niet in de buurt van met water gevulde badkuipen, douchebakken, gootstenen of andere bakken met water. Bewaar het product en de voeding op een droge plaats;
3. Als het apparaat beschadigd is, raak dan de interne onderdelen niet aan om elektrische schokken te voorkomen;
4. Plaats geen accessoires die niet van de fabriek zijn in het apparaat;
5. Gebruik dit product niet in de buurt van uw ogen. Het dragen van een veiligheidsbril beschermt u wanneer u het licht activeert. Als u uw bril verliest, kunt u een andere bril met een goed zonnefilter gebruiken;
6. Wij raden u aan een veiligheidsbril te dragen telkens wanneer u dit product gebruikt. Een lichtflits die niet direct op je ogen is gericht zal je zicht niet beschadigen, maar een knipperend licht kan je comfort aanzienlijk beïnvloeden en oogproblemen veroorzaken;
7. Het kan zijn dat je een assistent of partner nodig hebt bij het epileren van je rug. Gebruik een assistent als je er niet helemaal zeker van bent dat je het apparaat volledig onder controle hebt;

8. Scheer de epilatieplaats eerst. We raden aan een handmatig scheerapparaat te gebruiken. Te lang haar absorbeert warmte aan het huidoppervlak en kan roodheid en zwelling veroorzaken, en brandend haar veroorzaakt geur en ongemak;
9. Als de huid in de bestralingszone niet droog of schoon is, heeft dit invloed op het gebruikseffect en kan de lamp niet of onbedoeld gaan branden;
10. We raden aan voorzichtig te zijn en kinderen jonger dan 15 jaar geen toegang te geven tot het apparaat. IPL-ontharing wordt afgeraden tijdens de puberteit en verhoogde hormonale activiteit;
11. Gebruik verschillende lichtintensiteiten afhankelijk van je teint, huidskleur en haar. Gebruik de tabel of het online consult;
12. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een specialist van de servicedienst van de fabrikant om gevaar te voorkomen;
13. De stroomkop en het IPL-lichtpulsvenster moeten regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd. Een vuil apparaat kan tijdens het gebruik beschadigd raken;
14. plaats het apparaat niet in de buurt van voorwerpen met hoge elektromagnetische velden;
15. Gebruik het apparaat niet als de luchtinlaten verstopt zijn door stof of ander vuil. Plak geen stickers of stoffen op de luchtinlaten. Geblokeerde luchtinlaten leiden tot oververhitting en defecten aan het apparaat;
16. Richt de lichtuitlaat niet in een andere richting dan de epileerzone en het epileergebied;
17. Gebruik geen lichtpulsen door kleding of andere voorwerpen om verbranding, verkleuring en beschadiging te voorkomen;
18. Niet gebruiken op dieren of planten;
19. Reinig en bescherm het apparaat grondig na gebruik;
20. Pas de intensiteit van de bestraling aan de conditie van de huid aan. Denk eraan het eerste niveau te gebruiken bij het eerste gebruik;
21. Als de huid lichtjes warm en rood wordt na gebruik, is dit een natuurlijke reactie;
22. Het product mag niet onbeheerd worden achtergelaten, zowel aan als uit. Pak het in en bescherm het tegen kinderen;
23. Gebruik het apparaat niet in ruimtes waar het evenwicht tussen de omgeving en het werkende apparaat meer dan 20 graden is. Een dergelijk verschil kan storingen veroorzaken. De juiste bedrijfstemperatuur is 0-45°C;
24. Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare en explosieve materialen (waaronder sprays en benzinestations, enz.) die brand of elektrische schokken kunnen veroorzaken;

25. Stel het product niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht of ultraviolet licht; dit kan het product ernstig beschadigen;

26. Als de ingebouwde ventilator niet werkt (er is geen geruis te horen) wanneer de stroom wordt ingeschakeld, gebruik hem dan niet om storingen te voorkomen. Schakel in dit geval het apparaat uit en neem contact op met de serviceafdeling van de fabrikant.

Niet gebruiken op bijzonder gevoelige plaatsen:

1. Hoofd	7. Tepels en omgeving
2. Wenkbrauwen	8. Binnenkant van de navel
3. Oren	9. Inwendig, genitaliën, slijmvlies, enz.
4. Hals en nek	10. Na een chirurgische ingreep
5. Ogen en oogleden	11. Bij tatoeages, bodypainting.
6. Acnegebied	

Productparameters			
Naam product	Freezing Sapphire IPL ontharing	Intensiteit	5 niveaus
Productmodel	VELVET	Energie-efficiëntie	7,5~23J
Golflengte	550-1200nm	Stroom	48W
Afmetingen	89*40*233 mm	Nominaal vermogen	24V-2A
Gewicht	95 g	Pulsduur	800-850µs

Waarschuwing

Vergeet niet om na de behandeling altijd de stekker van je IPL-apparaat uit het stopcontact te halen. Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen.

Gebruik dit IPL-apparaat niet in baden, douches, gootstenen of andere voorwerpen die water bevatten of daarmee in contact komen.

Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval. Neem contact op met uw gemeente of de fabrikant voor informatie over beschikbare inzamelsystemen.

Garantiekaart

De fabrikant garandeert zijn producten voor een periode van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Accessoires die bij het originele product worden geleverd, worden gegarandeerd voor een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum.

We bevelen een soepele werking van producten en klachten aan.

- ① Lees de bedieningsinstructies zorgvuldig en volg ze op.
- ② Bewaar de gebruiksaanwijzing, de garantiekaart en het aankoopbewijs.
- ③ Gebruik de originele accessoires die bij het apparaat zijn geleverd.
- ④ Neem contact op met de fabrikant als er problemen zijn met het apparaat.
- ⑤ Voer zelf geen reparaties of wijzigingen uit.
- ⑥ Gebruik het product waarvoor het bedoeld is.

Tijdens de garantieperiode worden alle reparaties gratis uitgevoerd.

Eventuele defecten of storingen worden binnen maximaal 14 dagen verholpen, gerekend vanaf het moment van levering aan het geautoriseerde servicecentrum van de fabrikant.

Beperkingen:


- De garantie wordt niet erkend in geval van mechanische schade veroorzaakt door onoplettendheid of toevallige gebeurtenissen.
- Als het apparaat wordt gebruikt in strijd met het beoogde gebruik en de specificaties.

DIFORO Merk
KLANTENSERVICE **+48 453 271 100**

Spreekuren : 08:00 ~ 16:00 (8 AM ~ 4 PM)
(maandag tot vrijdag)

PRODUCENT
DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLAND
www.diforo.pl get@diforo.pl
NIP: 5252799270, KRS 0000800189
Made for Diforo in China





Produktprincip


Med hjälp av principen om fototermisk verkan genererar IPL-hårborttagningsapparaten med fryspunkt hög värme inuti hårsäcken, vilket bryter ned hårsäckens struktur. Detta försvagar hårsäcken och avlägsnar håret på ett smärtfritt sätt. Hårborttagningsapparaten har ett kylhuvud med kontaktsaphir som förhindrar att värmen sprids utanför hårsäckens struktur, samtidigt som värmen kan diffundera från epidermis. I sådana fall skadas inte huden och därför upplevs ingen smärta eller obehag. Det blå ljuset har en antiinflammatorisk effekt och vitaliserar huden, så förutom hårborttagningseffekten stärks och regenereras läderhuden.

Begränsningar av användningen

1. Gravida, ammande och menstruerande kvinnor; 2. när hudfärgen är svart eller mörkbrun;
3. Patienter med ärr eller hudsjukdomar;
4. Vid mycket ljus hud ska alltid ett hudtest utföras;
5. De som nyligen har utsatts för starkt solljus eller som inte kan undvika solexponering efter depilering;
6. Patienter med hjärtfrekvensregulatorer, insulinpumpar eller andra medicintekniska produkter;
7. minderåriga (under utvecklingsperioden, stigande hormonnivåer).

Innehåll i satsen

- IPL-apparat för hårborttagning
- Laddare
- Skyddsglasögon
- Instruktionsbok och garanti



Laddare




Skyddsglasögon



Instruktioner och garanti

· IPL-apparat för hårborttagning

Produktspecifikationer



Driftsformer

Enkelt läge (lämplig för små områden som fingrar och hår på läpparna):

Placera ljusutloppet på det hudområde som ska behandlas och rikta in det helt mot huden. Tryck kort på blixtnappen för att starta, när enheten blinkar flyttar du ljushuvudet till nästa hudavsnitt. Tryck sedan på blixtnappen igen och upprepa ovanstående steg i tur och ordning.

Tips: Om din hud blir för varm under epileringprocessen kan du helt enkelt pausa i några sekunder och låta ljusuttaget svalna igen innan du fortsätter med hårborttagningen.

Kontinuerligt läge (gäller stora områden som armar, ben etc.):


Placera blixttuttet på det hudområde som ska behandlas och rikta in det helt mot huden. Håll blixtnappen intryckt och börja omedelbart föra apparaten långsamt och stadigt över huden för att hålla den i nära kontakt med huden. Blixtar avges med bestämda intervall. Under denna tid ska du inte sluta röra enheten utan föra den fram och tillbaka över det område som behöver epileras och se till att epileringområdet täcks jämnt.

Tips: Hastigheten på hudglidningen kan justeras enligt blixstens hastighet för att göra täckningen mer enhetlig, blixtfrekvensen är snabbare på nivå 1, något långsammare på nivå 2 etc. Ju högre nivå, desto lägre utgångshastighet för ljuset.

Rotation

- Enhetens huvud kan roteras för användning, det finns inget behov av att vrida handleden och armen, och användningen är bekvämare. Observera att enhetens rotationsriktning endast kan roteras medurs (när huvudet är placerat vertikalt, längs höljet) och moturs (när huvudet är placerat horisontellt). Styrhuvudet bör inte roteras i motsatt riktning, eftersom detta kommer att skada det under yttre kraft och negativt påverka dess användning.

- För hår på läppar, armbålar, armbågar och andra svåråtkomliga delar av kroppen kan enhetens huvud roteras till "tio", vilket är bekvämare. kan roteras till "tio"-läget, vilket är bekvämare och bekvämare att använda. bekvämare att använda.



Cykler för hårborttagning

Första cykeln: Under 1-2 veckor, applicera två gånger i veckan. Vecka 3-5, applicera en gång i veckan.

Andra cykeln: Ytterligare 5-12 veckor, applicera en gång varannan vecka.

Tredje cykeln: Efter denna period, när håret har vuxit med 1-2 mm, en användning.

- Långvarig användning kan hämma hårväxten så att håret inte växer tillbaka under tillväxtcykeln. Växande hår blir tunnare och kortare och avsevärt personifierat.

- Använd med försiktighet, beroende på hårets tillväxt och placering. Hår på läppar och armar är relativt mjukt och epilatorns användningscykel bör vara kortare. Hår i underarmarna och bikiniområdet är dock relativt hårdare och cyklens och användningsfrekvensen kan ökas i enlighet med detta. Ju grövre hår, desto större bör användningsområdet vara.

- Hårborttagningsutrustning bör inte användas för ofta eftersom det kan påverka epileringen och orsaka skador på huden (t.ex. follikulit). Varaktigheten av hårborttagningen bör kontrolleras strikt. Om allergisymtom uppstår vid användning av enheten, kontakta en specialist eller hudläkare.

Intensitet i förhållande till hudfärg

Välj olika nivåer beroende på din hud- och hårfärg. Ju högre intensitetsnivå, desto större energi och desto snabbare effekt. Det rekommenderas att börja med den första och gradvis öka till en tolerabel, bekväm nivå. (utom för svart hud)


Hår	Läder					
Ljusblond/beige		1-5	1-5	1-4	1-3	x
Brun		1-5	1-5	1-4	1-3	x
Mörkbrun		1-5	1-5	1-4	1-3	1-2
Svart		1-5	1-5	1-4	1-3	1-2
Observera! Hudtoner med ett "x" i tabellen är inte lämpliga för denna produkt. Hårfärgerna vit, grå, röd, ljusblond är inte lämpliga för denna produkt. Av olika skäl kommer huden att reagera olika på grund av olika exponeringstider.!						

Förberedelser för användning

1. Generalisera det område som ska epileras, rengör huden och se till att huden är helt torr och hårfri.
2. Se till att IPL-lampans fönster är torrt, rengjort och inte skadat. Utför endast epilering med en ren och fungerande enhet.
3. Utför ett hudtest före användning. Om inga avvikelser (smärta, rodnad, blåsor) uppträder på teststället efter 2 timmar kan du utan risk använda produkten på de återstående hudområdena.

Hur man använder





Användbara tips

- När du använder IPL-apparaten ska lamphuvudet ligga tätt mot huden för att få full kontakt med hårsäckens bulb, så att hårsäcken absorberar mer energi och du får ett effektivare hårborttagningsresultat. Samtidigt vidrör safiren huden för att förkyla epidermis, minska hudvärmen och bättre skydda huden under behandlingen.
- När ljusuttaget inte är helt i kontakt med huden kommer ljuset inte att utlösas för att undvika oavsiktlig belysning och ögonskador.
- Om enheten används i kontinuerligt låge kan temperaturen i höljet stiga. Om du märker av denna effekt kan du försöka sluta epilera i 30 sekunder. Safirlaset kommer under denna tid att svalna tillräckligt för att göra behandlingen bekvämare igen.

Eftervård

Försiktighetsåtgärder efter depilering

- Undvik kontakt med vatten inom 6 timmar efter epilering och använd varmt vatten för att återfukta epileringstillståndet.
- Använd inte parfymer, lotioner, masker eller kosmetika efter epilering.
- Undvik exponering för UV-strålning under 24 timmar efter epileringen. Detta gäller även artificiell solning i solarium.
- Om du upplever obehag efter användning, kontakta en specialist.

Rengöring och underhåll

- För bästa resultat och längsta livslängd, rengör produkten före varje epilering. Speciellt safirfiltret och huvudmunstycket. Avlägsna damm från luftintagen och luftutloppen.
 - Enheten måste stängas av och kopplas bort från strömförsörjningen före rengöring. Enheten måste få svalna.
 - Förvara enheten på en torr och dammfri plats i rumstemperatur.
 - Torka av och rengör safirljusuttaget med en mjuk, ren och torr trasa.
- Tvätta aldrig produkten eller tillbehören med vatten.

- Torka av produkten med en ren eller lätt fuktad servett eller trasa. Om rengöringseffekten inte är tillfredsställande kan du torka av ljusuttaget med alkohol med låg koncentration. Metallkroppen får inte torkas av med alkohol. Använd inte slipande, starka rengöringsmedel (tandkräm etc.) eller starka vätskor för att rengöra produkten.
- När du kasserar produkten ska du ta den till en särskild återvinningscentral.

Försiktighetsåtgärder

Var noga med att använda produkten i enlighet med föreskrifterna i "Användarhandboken". Om du har några frågor under användningen, kontakta kundtjänst online. Felaktig användning kan orsaka skador på enheten.

- Använd inte produkten i badkar eller dusch;
- Använd inte produkten i närheten av vattenfyllda badkar, duschkar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten. Förvara produkten och nätaggregatet på en torr plats;
- Om enheten är skadad, rör inte de inre delarna för att undvika elektriska stötar;
- Placera inga tillbehör som inte tillhör fabriken i enheten;
- Använd inte denna produkt nära ögonen. Att bära skyddsglasögon är en aktivitet som skyddar dig när du utlöser ljuset. Om du tappar bort dina glasögon kan du använda andra glasögon som har ett bra solskydd;
- Vi rekommenderar att du använder skyddsglasögon varje gång du använder denna produkt. En ljusblixt som inte är riktad direkt mot dina ögon skadar inte din syn, men ett blitrande ljus kan påverka din komfort avsevärt och orsaka ögonproblem;
- Du kan behöva en assistent eller partner när du epilering ryggen. Använd en assistent när du inte är helt säker på att du har full kontroll över enheten;

8. Raka epileringstillståndet först. Vi rekommenderar att du använder en manuell rakapparat. Alltför långt hår absorberar värme på huden och kan orsaka rodnad och svullnad, och bränt hår orsakar lukt och obehag;

9. Om huden i strålningszonen inte är torr eller ren kommer detta att påverka effekten av användningen och kan leda till att lampan inte blossar eller blossar oavsiktligt;

10. Vi rekommenderar att försiktighet iaktas och att barn under 15 år inte får tillgång till enheten. IPL-hårborttagning rekommenderas inte under puberteten och vid ökad hormonell aktivitet;

Använd olika ljusintensiteter beroende på din hy, hudfärg och hårfärg. Använd tabellen eller onlinekonsultationen;

12. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av en specialist från tillverkarens serviceavdelning för att undvika fara;

13. Strömhuvudet och IPL-ljusets pulsöfster måste kontrolleras och rengöras regelbundet. En smutsig apparat kan skadas under användning;

14. Placera inte apparaten i närheten av föremål som har höga elektromagnetiska fält;

15. Använd inte apparaten om damm eller annan smuts har täppt till luftintagen. Placera inga klistermärken eller tyger på luftintagen. Blockerade luftintag kan leda till att enheten överhettas och slutar fungera;

16. Rikta inte ljusutloppet i någon annan riktning än mot epileringssonen och epileringssområdet;

17. Använd inte ljuspulser genom kläder eller andra föremål för att undvika att de bränns, missfärgas eller skadas;

18. Använd inte på djur eller växter;

19. Rengör och skydda apparaten noggrant efter användning;

20. Justera strålningsintensiteten efter hudens tillstånd. Kom ihåg att använda den första nivån vid första användningen;

21. Om huden blir något varm och rodnad efter användning är detta en naturlig reaktion;

22. Produkten får inte lämnas obevakad, varken påslagen eller avstängd. Förpacka den och skydda den från barn;

23. Använd inte apparaten i rum där jämvikten mellan miljön och den fungerande apparaten kommer att vara mer än 20 grader. En sådan skillnad kan orsaka funktionsstörningar. Korrekt drifttemperatur är 0-45°C;

24. Använd inte apparaten i närheten av brandfarliga och explosiva material (t.ex. sprayar och bensinstationer) som kan orsaka brand eller elektriska stötar;

25. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller ultraviolett ljus under en längre tid, eftersom det kan skada produkten allvarligt;

26. Om den inbyggda fläkten inte fungerar (inget brus hörs) när strömmen slås på, använd den inte för att undvika fel. Stäng i så fall av enheten och kontakta tillverkarens serviceavdelning.

Använd inte på särskilt känsliga områden:

- Huvud
- Ögonbryn
- Öron
- Hals och nacke
- Ögon och ögonlock
- Akne område.
- Bröstvårter och omgivande områden
- innanför naveln
- Inre, genitalier, slemhinnor etc.
- Efter ett kirurgiskt ingrepp.
- I områden med tatueringar, kroppsmålningar.

Produktparametrar

Produktnamn	Frysande IPL-hårborttagning med safir	Nivå av intensitet	5 nivåer
Produktmodell	VELVET	Energieffektivitet	7,5~23J
Våglängd	550-1200nm	Kraft	48W
Mått	89*40*233 mm	Nominell effekt	24V-2A
Vikt	95 g	Pulsens varaktighet	800-850µs

Varning

Kom alltid ihåg att koppla ur IPL-enheten från eluttaget efter behandlingen. Ta hand om din egen och andras säkerhet.



Använd inte denna IPL-enhet i badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller eller kommer i kontakt med vatten.



Kasta inte elektriska apparater som osorterat kommunalt avfall. Kontakta din kommun eller tillverkaren för information om tillgängliga insamlingssystem.

Garantibevis

Tillverkaren garanterar sina produkter under en period av 24 månader från inköpsdatumet. För tillbehör som medföljer originalprodukten gäller 12 månaders garanti från inköpsdatum.

Vi rekommenderar en smidig hantering av produkter och reklamationer.

- Läs noga igenom och följ bruksanvisningen.
- Spara bruksanvisningen, garantikortet och inköpsbeviset.
- Använd de originaltillbehör som medföljer enheten.
- Kontakta tillverkaren om det uppstår problem med enheten.
- Utför inte reparationer eller ändringar själv.
- Använd produkten för dess avsedda ändamål.

Under garantiperioden utförs alla reparationer kostnadsfritt.

Eventuella fel eller brister åtgärdas inom högst 14 dagar, räknat från tidpunkten för leverans till tillverkarens auktoriserade servicecenter.

Begränsningar:

- Garantin gäller inte vid mekaniska skador som orsakats av ouppmärksamhet eller slumpmässiga händelser.
- Om enheten används på ett sätt som strider mot dess avsedda användning och specifikationer.

Varumärke DIFORO

KUNDSERVICE

+48 453 271 100

Konsultationstider : 08:00 ~ 16:00 (8 AM ~ 4 PM)
(måndag till fredag)

PRODUCENT

DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.


Rudna Mala 167A, 36-054 Mrowla, POLAND

www.diforo.pl get@diforo.pl

NIP: 5252799270, KRS 0000800189

Made for Diforo in China





Princip výroby


Na principu fototermického působení vytváří přístroj pro odstraňování chloupků IPL s bodem mrazu vysoké teplo uvnitř vlasového folikulu, čímž narušuje strukturu vlasového folikulu. Tím se vlasový folikul oslabí a chloupek se bezbolestně odstraní. Přístroj na odstraňování chloupků má kontaktní safírovou chladič hlavu, která zabraňuje šíření tepla mimo strukturu vlasového folikulu a zároveň umožňuje šíření tepla z epidermis. V takových případech nedochází k poškození pokožky, a proto se neprojevuje bolest ani nepříjemné pocity. Modré světlo působí protizánětlivě a revitalizuje pokožku, takže kromě efektu odstranění chloupků dochází k posílení a regeneraci pokožky.

Omezení používání

1. Těhotné, kojící a menstrující ženy;
2. Při černé nebo tmavě hnědé barvě pleti;
3. U pacientů s jizvami nebo kožními chorobami;
4. U velmi světlé kůže vždy proveďte kožní test;
5. U osob, které byly v nedávné době vystaveny silnému slunečnímu záření nebo které se po depilaci nemohou vyhnout pobytu na slunci;
6. Pacienti s regulátory srdeční frekvence, inzulínovými pumpami nebo jinými lékařskými přístroji;
7. nezletilé osoby (v období vývoje, stoupající hladiny hormonů).

Obsah sady

- Zařízení na odstraňování chloupků IPL
- Nabíječka
- Ochranné brýle
- Návod k použití a záruka



Nabíječka



Ochranné brýle



Návod k použití a záruka

- Zařízení na odstraňování chloupků IPL

Specifikace produktu



Režimy provozu

Jednorázový režim (vhodné pro malé plochy, jako jsou prsty a chloupky na rtech):

Umístěte výstupní světlo na ošetřovanou oblast kůže a zcela jej zarovnejte s pokožkou. Krátce stiskněte tlačítko blesku pro spuštění, po bliknutí zařízení přesuňte světelnou hlavu na další část pokožky. Poté znovu stiskněte tlačítko blesku a postupně opakujte výše uvedené kroky.

Tip: Pokud je pokožka během epilace příliš horká, jednoduše ji na několik sekund přerušte a nechte výstup světla opět vychladnout, než budete pokračovat v epilaci.

Nepřetržitý režim (platí pro velké plochy, jako jsou ruce, nohy atd.):


Přiložte zábleskový výstup na ošetřovanou oblast kůže a zcela jej zarovnejte s pokožkou. Stiskněte a podržte tlačítko záblesku a ihned začnete pomalu a plynule pohybovat přístrojem po pokožce, aby byl v těsném kontaktu s pokožkou. Záblesky budou vysílány v nastavených intervalech. Během této doby nepřestávejte se zařízením pohybovat a pohybujte jím sem a tam po oblasti, kterou je třeba epilovat, a ujistěte se, že je epilovaná oblast rovnoměrně pokryta.

Tip: Rychlost klouzání po pokožce lze upravit podle rychlosti záblesků, aby bylo pokrytí rovnoměrnější, frekvence záblesků je rychlejší na úrovni 1, o něco pomalejší na úrovni 2 atd. Čím vyšší je úroveň, tím nižší je výstupní rychlost světla.

Rotace

• Hlavici přístroje lze při použití otáčet, není nutné kroutit zápěstím a paží a ovládání je pohodlnější. Vezměte prosím na vědomí, že směr otáčení zařízení lze otáčet pouze ve směru hodinových ručiček (když je hlava umístěna vertikálně, podél pouzdra) a proti směru hodinových ručiček (když je hlava umístěna horizontálně). Vodicí hlavice by se neměla otáčet v opačném směru, protože by se tím pod vlivem vnější síly poškodila a nepříznivě ovlivnilo její používání.

• V případě chloupků na rtech, v podpaží, na loktech a na jiných těžko přístupných částech těla lze hlavu přístroje otočit do stavu "deset", což je pohodlnější. Lze otočit do stavu "deset", což je pohodlnější a pohodlnější používání. pohodlnější používání.



Cykly odstraňování chloupků

První cyklus: Po dobu 1-2 týdnů aplikujte dvakrát týdně. Ve 3.-5. týdnu aplikujte jednou týdně.

Druhý cyklus: Dalších 5-12 týdnů aplikujte jednou za čtrnáct dní.

Třetí cyklus: Po uplynutí této doby, kdy vlasy narostou o 1-2 mm, použijte jedenkrát.

• Trvalé používání může potlačit růst vlasů, takže vlasy během růstového cyklu nedorůstají. Rostoucí vlasy budou tenčí a kratší a výrazně personifikované.

• Používejte s opatrností, v závislosti na růstu a umístění vlasů. Chloupky na rtech a pažích jsou relativně jemné a cyklus používání epilátoru by měl být kratší. Chloupky v podpaží a v oblasti bikin jsou však relativně tvrdší a cyklus a četnost použití lze podle toho zvýšit. Čím jsou chloupky hrubší, tím větší by měl být rozsah použití.

• Depilační přístroje by se neměly používat příliš často, protože to ovlivňuje epilaci a způsobuje poškození pokožky (například folikulitidu). Délka odstraňování chloupků by měla být přísně kontrolována. Pokud se při používání přístroje objeví příznaky alergie, obraťte se na odborníka nebo dermatologa.

Intenzita v závislosti na barvě pleti

Vyberte si různě úroveň podle barvy pleti a vlasů. Čím vyšší je úroveň intenzity, tím větší je energie a tím rychlejší je účinek. Doporučujeme začít s první a postupně zvyšovat na snesitelnou, pohodlnou úroveň. (s výjimkou černé pleti)

Kůže						
Vlasy						
Světlá blond/žlutá/šedá	1-5	1-5	1-4	1-3	x	x
Hnědá	1-5	1-5	1-4	1-3	x	x
Tmavě hnědá	1-5	1-5	1-4	1-3	1-2	x
Černá	1-5	1-5	1-4	1-3	1-2	x


Pozor: Tóny pleti s písmenem "x" v tabulce nejsou pro tento produkt vhodné.
Barvy vlasů bílá, šedá, zrzavá, světlá blond nejsou pro tento výrobek vhodné.
Z různých důvodů bude pokožka reagovat odlišně v důsledku různých dob působení.

Příprava na použití

1. Zobecněte oblast, která má být epilována, očistěte pokožku a ujistěte se, že je pokožka zcela suchá a bez chloupků.
2. Ujistěte se, že okénko IPL lampy je suché, vyčištěné a nepoškozené. Epilaci provádějte pouze s čistým a funkčním přístrojem.
3. Před použitím proveďte kožní test. Pokud se po 2 hodinách na testovacím místě neobjeví žádné abnormality (bolest, zarudnutí, puchýře), můžete bez obav používat na zbývajících částech pokožky.

Jak používat





Užitečné tipy

- Při používání zařízení IPL by měla hlava lampy těsně přiléhat k pokožce, aby došlo k plnému kontaktu s cibulkou vlasového folikulu, což zajistí, že folikul absorbuje více energie a dosáhnete účinnějšího výsledku odstranění chloupků. Zároveň se safír dotýká pokožky, aby se pokožka předem ochladila, snížilo se její zahřívání a pokožka byla během ošetření lépe chráněna.
- Pokud není výstup světla zcela v kontaktu s pokožkou, světlo se nespustí, aby nedošlo k náhodnému osvětlení a poškození očí.
- Používání zařízení v nepřetržitém režimu může způsobit zvýšení teploty pouzdra. Pokud tento efekt zaznamenáte, můžete zkusit epilaci na 30 sekund přerušit. Safírové sklo se během této doby dostatečně ochladí, aby bylo ošetření opět příjemnější.

Následná péče

Opatření po depilaci

- Do 6 hodin po epilaci se vyhněte kontaktu s vodou a místo epilace zvlhčete teplou vodou.
- Po epilaci nepoužívejte parfémy, plet'ové vody, masky ani kosmetiku.
- Po dobu 24 hodin po epilaci se nevystavujte UV záření. To platí i pro umělé opalování v soláriu.
- Pokud po použití pocítíte nepříjemné pocity, obraťte se na odborníka.

Čištění a údržba

- Pro dosažení nejlepších výsledků a nejdelší životnosti výrobku jej před každou epilací vyčistěte. Zejména safírový filtr a výkonnou hlavu. Odstraňte prach ze vstupů a výstupů vzduchu.
- Před čištěním musí být přístroj vypnutý a odpojený od zdroje napájení. Přístroj se musí nechat vychladnout.
- Přístroj skladujte na suchém a bezprašném místě při pokojové teplotě.
- Výstup safírového světla otřete a vyčistěte měkkým, čistým a suchým hadříkem.
- Tento výrobek a příslušenství nikdy neumývejte vodou.
- Výrobek otírejte čistým nebo mírně navlhčeným kapesníkem nebo hadříkem. Pokud není čistící účinek uspokojivý, můžete světelný vývod otřít alkoholem o nízké koncentraci. Kovové tělo se nesmí otírat alkoholem. K čištění výrobku nepoužívejte abrazivní drsné čistící prostředky (zubní pastu apod.) ani silné tekutiny.
- Při likvidaci výrobku jej odnesete do určeného recyklačního střediska.

Bezpečnostní opatření

Dbejte na to, abyste výrobek používali v souladu s předpisy uvedenými v "Uživatelské příručce". Pokud budete mít během používání jakékoliv dotazy, obraťte se na zákaznický servis online. Nesprávné používání může způsobit poškození zařízení.

1. Přístroj nepoužívejte ve vaně ani ve sprše;
2. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti van naplněných vodou, sprchových vaniček, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu. Výrobek a napájecí zdroj skladujte na suchém místě;
3. Pokud je přístroj poškozen, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem;
4. Do jednotky nevkládejte žádné příslušenství, které není vyrobeno ve výrobním závodě;
5. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti očí. Nošení ochranných brýlí je činnost, která vás chrání při spouštění světla. Pokud brýle ztratíte, můžete použít jiné brýle, které mají dobrý sluneční filtr;
6. Doporučujeme, abyste při každém použití tohoto výrobku nosili ochranné brýle. Záblesk světla, který není namířen přímo na vaše oči, nepoškodí váš zrak, ale blikající světlo může výrazně ovlivnit vaše pohodlí a způsobit oční problémy;
7. Při epilaci zad můžete potřebovat asistenta nebo partnera. Asistenta použijte, pokud si nejste zcela jisti, že máte přístroj plně pod kontrolou;

8. Místo epilace nejprve oholte. Doporučujeme použít ruční holicí strojek. Příliš dlouhé chloupky absorbují teplo na povrchu kůže a mohou způsobit zarudnutí a otok a pálení chloupků způsobí zápach a nepohodlí;
9. Pokud není pokožka v ozařovací zóně suchá nebo čistá, ovlivní to účinek použití a může způsobit, že lampa nezapálí nebo náhodně vzplane;
10. Doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti a nedoporučujeme, aby k zařízení měly přístup děti mladší 15 let. IPL epilace se nedoporučuje v období puberty a zvýšené hormonální aktivity;
11. Používejte různé intenzity světla v závislosti na barvě pleti, barvě pokožky a ochlupení. Použijte tabulku nebo online konzultaci;
12. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn odborníkem ze servisního oddělení výrobce, aby se předešlo nebezpečí;
13. Napájecí hlavice a okénko pro světelné impulzy IPL musí být pravidelně kontrolovány a čištěny. Znečištěný přístroj se může během používání poškodit;
14. Přístroj neumist'ujte do blízkosti předmětů, které mají vysoké elektromagnetické pole;
15. Nepoužívejte zařízení, pokud jsou přívody vzduchu ucpaný prachem nebo jinými nečistotami. Na vstupní otvory neumist'ujte žádné nálepky ani látky. Zakryté vstupy způsobí přehřátí a poruchu přístroje;
16. Nemiňte výstupem světla jiným směrem než do epilační zóny a oblastí;
17. Nepoužívejte světelné impulzy přes oblečení nebo jiné předměty, aby nedošlo k jejich spálení, odbarvení a poškození;
18. Nepoužívejte na zvířata nebo rostliny;
19. Po použití přístroj důkladně vyčistěte a chraňte;
20. Upravte intenzitu ozařování podle stavu pokožky. Při prvním použití nezapomeňte použít první stupeň;
21. Pokud je pokožka po použití mírně horká a zarudlá, jedná se o přirozenou reakci;
22. výrobek nesmí být ponechán bez dozoru jak v zapnutém, tak ve vypnutém stavu. Zabalte jej a chraňte před dětmi;
23. Nepoužívejte přístroj v místnostech, kde bude rovnováha mezi okolím a pracovním přístrojem vyšší než 20 stupňů. Takový rozdíl může způsobit poruchy. Správná provozní teplota je 0-45 °C;
24. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých a výbušných materiálů (včetně sprejů a čerpacích stanic apod.), které mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem;

25. Nevystavujte výrobek delší dobu přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření, které může výrobek vážně poškodit;
26. Pokud vestavěný ventilátor po zapnutí napájení nefunguje (není slyšet šumění), nepoužívejte jej, aby nedošlo k poruše. V takovém případě přístroj vypněte a kontaktujte servisní oddělení výrobce.

Nepoužívejte na zvláště citlivých místech:

1. Hlava
2. Obočí
3. Uši
4. Krk a šíje
5. Oči a oční víčka
6. Oblast akné
7. Bradavky a jejich okolí
8. Uvnitř pupku
9. Vnitřní, genitálie, sliznice atd.
10. Po chirurgickém zákroku.
11. V oblastech tetování, malování na tělo.

Parametry produktu

Název produktu	Odstraňování chloupků mrazem Sapphire IPL	Úroveň intenzity	5 úrovní
Model výrobku	VELVET	Energetická účinnost	7,5~23J
Vlnová délka	550-1200nm	Power	48W
Rozměry	89*40*233 mm	Jmenovitý výkon	24V-2A
Hmotnost	95 g	Doba trvání impulsu	800-850µs

Varování

Po ošetření vždy nezapomeňte odpojit přístroj IPL ze zásuvky. Dbejte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.



Nepoužívejte tento přístroj IPL ve vanách, sprchách, umyvadlech nebo jiných nádobách obsahujících vodu nebo přicházejících do styku s vodou.



Nevyhazujte elektrospotřebiče jako netříděný komunální odpad. Informace o dostupných systémech sběru získáte na místním obecním úřadě nebo u výrobce.

Záruční list

Výrobce poskytuje na své výrobky záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení. Na příslušenství dodávané s originálním výrobkem se vztahuje záruka po dobu 12 měsíců od data zakoupení.

Doporučujeme bezproblémový provoz výrobků a reklamaci.

- ① Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a dodržujte jej.
- ② Ušchovejte si návod k použití, záruční list a doklad o koupi.
- ③ Používejte originální příslušenství dodané se zařízením.
- ④ V případě problémů se zařízením se obraťte na výrobce.
- ⑤ Neprovádějte opravy nebo úpravy sami.
- ⑥ Používejte výrobek k určenému účelu.

Během záruční doby jsou všechny opravy prováděny zdarma.

Veškeré závady nebo poruchy budou odstraněny nejdříve do 14 dnů, počítáno od okamžiku doručení do autorizovaného servisního střediska výrobce.

Omezení:


- Záruka nebude uznána v případě mechanického poškození způsobeného nepozorností nebo nahodilými událostmi.
- Pokud je zařízení používáno v rozporu s jeho určením a specifikacemi.

Značka DIFORO
SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM **+48 453 271 100**

Konzultační hodiny : 08:00 ~ 16:00 (8 AM ~ 4 PM)
(pondělí až pátek)

PRODUCENT
DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLAND
www.diforo.pl get@diforo.pl
NIP: 5252799270, KRS 0000800189
Made for Diforo in China





Princíp výrobu


Pomocou princípu fototermického pôsobenia vytvára zariadenie na odstraňovanie chlpkov IPL s bodom mrazu vysoké teplo vo vnútri vlasového folikulu, čím rozkladá štruktúru vlasového folikulu. Tým sa vlasový folikul oslabí a chlpek sa odstráni bezbolestným spôsobom. Zariadenie na odstraňovanie chlpkov má kontaktnú zařírovú chladiacu hlavicu, ktorá zabraňuje šíreniu tepla mimo štruktúry vlasového folikulu a zároveň umožňuje šíriť teplo z epidermy. V takýchto prípadoch nedochádza k poškodeniu pokožky, a preto sa nevyskytuje bolesť ani neprijemné pocity. Modré svetlo má protizápalový účinok a revitalizuje pokožku, takže okrem efektu odstránenia chlpkov sa posilňuje a regeneruje aj dermis.

Obmedzenia používania

1. Tehotné, dojčiace a menštruujúce ženy;
2. Pri čiernej alebo tmavohnedej farbe pokožky;
3. Pacienti s jazvami alebo kožnými ochoreniami;
4. Pri veľmi svetlej pokožke vždy vykonajte kožný test;
5. Tí, ktorí boli nedávno vystavení silnému slnečnému žiareniu alebo ktorí sa po depilácii nemôžu vyhnúť slnečnému žiareniu;
6. Pacienti s regulátormi srdcovej frekvencie, inzulínovými pumpami alebo inými zdravotníckymi pomôckami;
7. Nepĺnoleté osoby (v období vývoja, stúpajúca hladina hormónov).

Obsah súpravy

- Zariadenie na epiláciu IPL
- Nabíjačka
- Ochranné okuliare
- Návod na použitie a záruka



Nabíjačka



Ochranné okuliare



Návod na použitie a záruka

Špecifikácie produktu



Režimy prevádzky

Jeden režim (vhodné na malé plochy, ako sú prsty a chlčky na perách):

Umiestnite výstup svetla na ošetrovanú oblasť pokožky a úplne ho zarovnajete s pokožkou. Krátko stlačte tlačidlo blesku na spustenie, po zablikaní zariadenia presuňte svetelnú hlavicu na ďalšiu časť pokožky. Potom znova stlačte tlačidlo blesku a opakujte vyššie uvedené kroky v poradí.

Tip: Ak sa vaša pokožka počas epilácie príliš zahreje, jednoducho ju na niekoľko sekúnd pozastavte a pred pokračovaním v odstraňovaní chlpkov nechajte výstup svetla opäť vychladnúť.

Kontinuálny režim (platí pre veľké plochy, ako sú ruky, nohy atď.):


Umiestnite zábleskový výstup na ošetrovanú oblasť pokožky a úplne ho zarovnajete s pokožkou. Stlačte a podržte tlačidlo blesku a okamžite začnite pomaly a rovnomerne pohybovať zariadením po pokožke, aby ste ho udržali v tesnom kontakte s pokožkou. Záblesky sa budú vydávať v nastavených intervaloch. Počas tohto času neprestávajú pohybovať zariadením a pohybujte ním sem a tam po oblasti, ktorú je potrebné epilovať, pričom dbajte na to, aby bola epilovaná oblasť rovnomerne pokrytá.

Tip: Rýchlosť kĺzania po pokožke možno upraviť podľa rýchlosti zábleskov, aby bolo pokrytie rovnomernejšie, frekvencia zábleskov je rýchlejšia pri úrovni 1, o niečo pomalšia pri úrovni 2 atď. Čím vyššia je úroveň, tým nižšia je výstupná rýchlosť svetla.

Rotácia

• Hlavu zariadenia možno na použitie otáčať, nie je potrebné otáčať zápästie a ruku a prevádzka je pohodlnejšia. Upozorňujeme, že smer otáčania zariadenia možno otáčať len v smere hodinových ručičiek (keď je hlava umiestnená vertikálne, pozdĺž puzdra) a proti smeru hodinových ručičiek (keď je hlava umiestnená horizontálne). Vodiaca hlava by sa nemala otáčať v opačnom smere, pretože sa tým pod vplyvom vonkajšej sily poškodí a nepriaznivo ovplyvní jej používanie.

• V prípade chlpkov na perách, v podpazuší, na lakt'och a iných ťažko dostupných častiach tela možno hlavu zariadenia otočiť do stavu "desat", ktorý je pohodlnejší. možno otočiť do stavu "desat", čo je pohodlnejšie a pohodlnejšie na používanie. pohodlnejšie na používanie.



Cykly odstraňovania chlpkov

Prvý cyklus: Počas 1-2 týždňov aplikujte dvakrát týždenne. V 3.-5. týždni aplikujte raz týždenne.

Druhý cyklus: Ďalších 5-12 týždňov aplikujte raz za dva týždne.

Tretí cyklus: Po tomto období, keď vlasy narastú o 1-2 mm, jedno použitie.

• Trvalé používanie môže spomaliť rast vlasov, takže vlasy počas rastového cyklu znovu nenarastú. Rastúce vlasy budú redšie a kratšie a výrazne individualizované.

• Maľ by sa používať opatrne, v závislosti od rastu a umiestnenia vlasov. Chlčky na perách a rukách sú pomerne jemné a cyklus epilátora by mal byť kratší. Chlčky v podpazuší a v bikinách sú však relatívne tvrdšie, takže cyklus a frekvenciu používania možno primerane zvýšiť. Čím sú vlasy hustejšie, tým väčší rozsah použitia by mal byť.

• Zariadenia na odstraňovanie chlpkov by sa nemali používať príliš často, pretože to ovplyvní odstraňovanie chlpkov a spôsobí poškodenie kože (ako je folikulitída). Čas odstraňovania chlpkov by mal byť prísne kontrolovaný. Ak sa pri používaní prístroja objavia alergické príznaky, obráťte sa na špecialistu alebo dermatológa.

Intenzita vo vzťahu k farbe pleti

Vyberte si rôzne úrovne podľa farby pleti a vlasov. Čím vyššia úroveň intenzity, tým väčšia energia a rýchlejší účinok. Odporúča sa začať s prvým a postupne zvyšovať na únosnú, pohodlnú úroveň. (okrem čiernej kože)

Koža						
Vlasy						
Svetlá blond/ bez	1-5	1-5	1-4	1-3	x	x
Hnedá	1-5	1-5	1-4	1-3	x	x
Tmavo hnedá	1-5	1-5	1-4	1-3	1-2	x
čierna	1-5	1-5	1-4	1-3	1-2	x


Poznámka: Odtiene pleti s "x" v tabuľke nie sú vhodné pre tento produkt. Biele, sivé, červené a svetlé blond vlasy nie sú pre tento produkt vhodné. Z rôznych dôvodov bude pokožka reagovať odlišne v dôsledku rôznych expozíčných časov.

Príprava na použitie

1. Ochoťte miesto depilácie, vyčistite pokožku a uistite sa, že je pokožka úplne suchá a bez chlpkov.
2. Skontrolujte, či je okienko IPL lampy suché, vyčistené a nepoškodené. Epiláciu vykonávajte iba s čistým a funkčným zariadením.
3. Pred užitím musíte vykonať test skórný. Ješli po 2 hodinach w miejscu testowego użycia nie wystapia żadne nieprawidłowości (ból, zaczerwienienie, pęcherze) mozesz bezpiecznie używać na pozostałych obszarach skóry.

Ako použiť





Užitočné tipy

- Pri používaní IPL strojčeka by mala byť hlava lampy blízko pokožky, aby sa úplne dotýkala korienka vlasového folikulu, čo zabezpečí, že vlasový folikul absorbuje viac energie a dosiahne efektívnejší efekt odstraňovania chlpkov. Zároveň sa zaŕi dotýka pokožky, čo umožňuje predchladenie epidermy, zníženie tepla pokožky a lepšiu ochranu pokožky počas ošetrovania.
 - Keď svetelný výstup nie je v úplnom kontakte s pokožkou, svetlo sa neuvoľní, aby sa predišlo náhodnému rozsvieteniu a poškodeniu zraku.
 - Nepretržité používanie zariadenia môže spôsobiť zvýšenie teploty puzdra. Ak si všimnete tento efekt, môžete skúsiť zastaviť epiláciu na 30 sekúnd. Zaŕiové sklíčko sa počas tejto doby dostatočne ochladí, takže ošetrovanie bude opäť pohodlnejšie.
- ### Starostlivosť po použití
- #### Opatrenia po depilácii
- Vyhňte sa kontaktu s vodou 6 hodín po epilácii a potom použite teplú vodu na navlhčenie epilačnej oblasti.
 - Po depilácii nepoužívajte parfumsy, mlieka, masky ani kozmetiku.
 - Vyhňte sa vystaveniu UV žiareniu 24 hodín po epilácii. To platí aj pre umelé opaľovanie v soláriu.
 - Ak po použití pocítite nepohodlie, poraďte sa s odborníkom.

Čistenie a údržba zariadenia

- Pre čo najlepšie výsledky a najdlhšiu životnosť produktu vyčistite pred každou epiláciou. Najmä zaŕiový filter a energetická hlavica. Odstráňte prach zo vstupov a výstupov vzduchu.
- Pred čistením je potrebné zariadenie vypnúť a odpojiť od napájania. Zariadenie musí vychladnúť.
- Zariadenie skladujte na suchom a bezprašnom mieste pri izbovej teplote.
- Utrite a vyčistite výstup zaŕiového svetla mäkkou, čistou a suchou handričkou.
- Tento výrobok a príslušenstvo nikdy neumývajte vodou.
- Výrobok utrite čistou alebo mierne navlhčenou handričkou alebo handričkou. Ak čistiaci účinok nie je uspokojivý, môžete výstup svetla pretrieť alkoholom s nízkou koncentráciou. Kovové telo nie je možné utierať alkoholom. Na čistenie produktu nepoužívajte abrazívne drsné čistiace prostriedky (zubnú pastu atď.) ani silné kvapaliny.
- Pri likvidácii produktu ho odneste do určeného recyklačného strediska.

Prevencia

Nezabudnite používať výrobok v súlade s ustanoveniami uvedenými v „Návode na použitie“. Ak máte počas používania nejaké otázky, kontaktujte zákaznícky servis online. Nesprávne používanie môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

1. Nepoužívajte vo vani alebo v sprche;
2. Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vodou naplnených vaní, sprchových vaničiek, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Produkt a napájací zdroj uchováajte na suchom mieste;
3. Ak je zariadenie poškodené, nedotýkajte sa jeho vnútorných častí, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom;
4. Do zariadenia nekladajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je z výroby;
5. Nepoužívajte tento výrobok okolo očí. Nosenie ochranných okuliarov je činnosť, ktorá chráni nositeľa pri uvoľnení svetla. Ak stratíte okuliare, môžete použiť iné, ktoré majú dobrý opaľovací krém;
6. Pri každom použití tohto produktu odporúčame nosiť ochranné okuliare. Záblesk svetla, ktorý nie je namierený priamo do očí, zrak nepoškodí, ale blikajúce svetlo môže výrazne ovplyvniť pohodlie a spôsobiť problémy so zrakom;
7. Pri epilácii chrbta možno budete potrebovať asistenta alebo partnera. Použite pomoc, keď si nie ste úplne istí, že máte nad zariadením plnú kontrolu;

8. Najskôr ohoďte oblasť depilácie. Odporúčame používať manuálny holiaci strojček. Príliš dlhé vlasy absorbujú teplo na povrchu pokožky a môžu spôsobiť začervenanie a opuch a horiace vlasy spôsobia zápach a nepohodlie;
9. Ak pokožka v zóne ožarovania nie je suchá alebo čistá, ovplyvní to efekt používania a môže spôsobiť, že lampa nebude blikat alebo náhodne blikat;
10. Odporúčame, aby ste boli opatrní a nezdíľali zariadenie s deťmi mladšími ako 15 rokov. Počas puberty a zvýšenej hormonálnej aktivity sa IPL epilácia neodporúča;
11. Používajte rôzne intenzity svetla v závislosti od vašej pleti, farby pleti a vlasov. Použite tabuľku alebo online konzultáciu;
12. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť odborník zo servisného oddelenia výrobcu, aby sa predišlo nebezpečenstvu;
13. Pravidelne kontrolujte a čistite energetickú hlavu a okienko pulzného svetla IPL. Znečistené zariadenie sa môže počas používania poškodiť;
14. Neumiestňujte zariadenie do blízkosti predmetov, ktoré majú silné elektromagnetické pole;
15. Zariadenie nepoužívajte, ak prach alebo iné nečistoty zablokovali prívody vzduchu. Na vstupy neumiestňujte žiadne nálepky ani látky. Upchaté prívody spôsobia prehriatie a poruchu zariadenia;
16. Nesmerujte výstup svetla do iného smeru ako do zóny a oblasti epilácie;
17. Nepoužívajte svetelné impulzy cez oblečenie a iné predmety, aby nedošlo k ich spáleniu, odfarbeniu a poškodeniu;
18. Nepoužívajte na zvieratá a rastliny;
19. Po použití prístroj dôkladne vyčistite a chráňte;
20. Intenzitu ožarovania treba prispôbiť stavu pokožky. Pri prvom použití nezabudnite použiť prvú úroveň;
21. Ak sa pokožka po použití mierne zahreje a sčervenie, ide o prirodzenú reakciu;
22. Výrobok nesmie byť ponechaný bez dozoru, či už je zapnutý alebo vypnutý. Zabaľte ho a uchováajte mimo dosahu detí;
23. Zariadenie nepoužívajte v miestnostiach, kde bude rovnováha medzi prostredím a pracovným zariadením väčšia ako 20 stupňov. Takýto rozdiel môže spôsobiť poruchy. Správna pracovná teplota je 0-45 °C;
24. Nepoužívajte v blízkosti horľavých alebo výbušných materiálov (vrátane sprejov a čerpacích staníc atď.), ktoré môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom;

25. Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu alebo ultrafialovému žiareniu na dlhší čas, pretože môže vážne poškodiť výrobok;
26. Ak vstavaný ventilátor nefunguje (nie je žiadny hluk), keď je napájanie zapnuté, nepoužívajte ho, aby nedošlo k poruche. V takom prípade vypnite zariadenie a kontaktujte servis výrobcu.

Nepoužívajte v obzvlášť citlivých oblastiach:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Hlava | 7. Vsuvky a zóny okolo |
| 2. Obočie | 8. Vo vnútri pupka |
| 3. Uši | 9. Intraorálne, genitálne, sliznice atď. |
| 4. Krk a krk | 10. Po operácii. |
| 5. Oči a viečka | 11. Na miestach tetovania, maľovanie na telo. |
| 6. Oblasť akné | |

Parametry produktu

Meno Produktu	Freezing Sapphire IPL Hair Removal	Úroveň intenzity	5 pozícií
Model produktu	VELVET	Energetická účinnosť	7,5~23J
Vínová dĺžka	550-1200nm	Moc	48W
Rozmery	89*40*233 mm	Menovitý výkon	24V-2A
Váhy	95 g	Trvanie impulzu	800-850µs

POZOR

Po ošetroaní vždy nezabudnite odpojiť IPL zariadenie z elektrickej zásuvky. Dbajte o svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných.



Nepoužívajte toto IPL zariadenie vo vaniach, sprchách, umývadlách alebo iných nádobách obsahujúcich vodu alebo v kontakte s ňou.



Elektrické zariadenia nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu. Informácie o dostupných zberných systémoch získate od miestnej samosprávy alebo výrobcu.

Záručný list

Výrobca poskytuje na svoje výrobky záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu nákupu. Na príslušenstvo dodávané s originálnym produktom sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od dátumu zakúpenia.

Odporúčame efektívne fungovanie produktov a reklamácií.

- ① Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a riadte sa ním.
- ② Uchovajte si návod na použitie, záručný list a doklad o kúpe.
- ③ Používajte originálne príslušenstvo dodávané so zariadením.
- ④ V prípade problémov so zariadením kontaktujte výrobcu.
- ⑤ Nevýkonávajte opravy ani úpravy sami.
- ⑥ Výrobok by sa mal používať na určený účel.

Počas záručnej doby sú všetky opravy vykonávané bezplatne.

Akékoľvek závažné alebo poruchy budú odstránené maximálne do 14 dní, počítaných od momentu odovzdania prístroja autorizovanému servisu výrobcu.

Obmedzenia:

- Záruka nebude uznaná v prípade mechanického poškodenia spôsobeného nepozornosťou alebo náhodnými udalosťami.
- Ak sa zariadenie používa mimo určeného použitia a špecifikácií.

DIFORO Brand
SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM **+48 453 271 100**

Konzultačné hodiny : 08:00 ~ 16:00 (8 AM ~ 4 PM)
(Od pondelka do piatku)

PRODUCENT
DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLAND
www.diforo.pl get@diforo.pl
NIP: 5252799270, KRS 0000800189
Made for Diforo in China

