


TAKE CARE!


babyono

| | | |
|-----------|---------------------------------|----|
| GB | Baby nasal aspirator | 2 |
| PL | Aspirator do nosa dla dzieci | 6 |
| BG | Детски аспиратор за нос | 10 |
| CZ | Dětská nosní odsávačka | 14 |
| DE | Kinder-Nasensauger | 18 |
| ES | Aspirador nasal para bebés | 22 |
| EE | Laste ninaaspiraator | 26 |
| FR | Aspirateur nasal pour les bébés | 30 |
| GR | Ρινικός αποφρακτήρας για παιδιά | 34 |
| HR | Aspiratore nasale per bambini | 38 |
| HU | Orrszívó gyermekeknek | 42 |
| IT | Aspiratore nasale per bambini | 46 |
| LT | Nosies aspiratorius vaikams | 50 |
| LV | Nosies aspiratorius vaikams | 54 |
| NL | Neusaspirator voor kinderen | 58 |
| PT | Aspirador nasal para crianças | 62 |
| RO | Aspirator nazal pentru copii | 66 |
| RU | Назальный аспиратор для детей | 70 |
| SE | Nasal aspirator för barn | 74 |
| SK | Nosová odsávačka pre deti | 78 |
| UA | Назальний аспіратор для дітей | 82 |
| | شفاط أنف للأطفال AR | 86 |

PRODUCT STRUCTURE



Accessories



Three replaceable nozzles



SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE

This product is only used to clean the nasal cavity and derivatives of the baby's nasal cavity.

- Prevent solid and hard objects above 3mm from entering the nozzle.
- Please don't throw away randomly, so as not to damage the product.
- Please use the accessories provided by the manufacturer to avoid damage to the machine due to inconsistent accessories.
- This product is not a toy, please keep it in a safe place and do not let children play.

⚠ PRECAUTIONS BEFORE USE

- It is recommended to sterilize the suction nozzle and collection cup before use, such as soaking in boiling water at 212°F / 100°C for a few minutes and then install it on the main body of the equipment for use. Do not use high-temperature machines such as microwave ovens for detoxification.
- Do not immerse the whole product in liquid.
- Please check whether the seal is damaged and the accessories are complete.
- Wash your hands before use.

FEATURES

- This product is a brand-new nasal cavity cleaning product, which is soft, efficient and easy to clean. It can clean the nasal cavity of babies and children under safe and comfortable conditions.
- The product is equipped with three levels of suction strength, which can be adjusted according to the nasal cavity.
- The product can emit beautiful music, allowing babies to clean their nasal cavity in a relaxed atmosphere.
- The blister cup and suction nozzle made of food-grade materials are safe and hygienic, easy to operate, and easy to keep the baby's nasal cavity clean.

PRODUCT PRESERVATION METHOD

- Please use cleaning agents such as alcohol or detergent to clean this product.
- The suction nozzle and collection cup can be disinfected with boiling water or steam, but cannot be disinfected with a microwave oven.
- The main body of the product is not waterproof. Do not

wash with water or clean at high temperatures. Please use a soft wet towel to wipe the main body of the product for cleaning.

- Avoid storing the product in direct sunlight and humid environment.
- Avoid using corrosive chemicals to clean this product

OPERATION INSTRUCTIONS

- Turn on/off: click [7] on/key to turn on the device, and click again to turn off the device to cycle;
- Gear position adjustment: Click the [8] gear position adjustment button to set the gear position intensity, 1-3 gears are cycled in turn;
- Music playback: click the [9] music playback button to turn on the music playback, and click again to turn off the music;
- Inhale button: click the [10] inhale button to turn on the inhalation function to clean the nasal cavity, and click again to turn off the inhalation function;
- Device charging: Use DC 5V 1A to connect to the [12] USB charging socket to charge the device.

NOTE (PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE)

⚠ During use, make sure that the baby's mouth is opened to ensure air circulation in the nasal cavity to avoid discomfort caused by negative pressure on the head.

⚠ When the nasal aspirator is working, do not block the other nostril, so as to avoid negative pressure on the head and cause discomfort.

⚠ Please pay attention to clean this product before each use. Disinfect the suction nozzle and transparent collection cup after use to prevent cross-infection.

⚠ Do not immerse the entire product in liquid.

⚠ When the capacity of the collecting cup reaches half in use, it should be cleaned up in time before continuing to use it to prevent nasal dirt from being sucked into the motor and damage the product.

| PRODUCT PARAMETER | |
|--------------------|--------------------------|
| Product model | KA1001 |
| Working voltage | 3.7 V |
| Maximum power | 1.5 W |
| Product net weight | 150 g |
| Charging voltage | DC 5V 1A |
| Battery capacity | 500 mAh |
| Product size | L 207 × W 41.5 × H 49 mm |


TROUBLE SHOOTING

If the following problems occur, please follow the


"Troubleshooting Guide". If you cannot solve them, please contact our after-sales service.

| PROBLEM | SOLUTION |
|--------------------|--|
| No suction | 1. Check whether the nozzle is installed in place 2. Check whether the collection cup is in place 3. Check if the vent is blocked 4. Check whether the sealing ring is intact |
| Device can't start | Please charge before use |


STEPS




1. Buckle the base of collection cup into the main body of the device, turn it clockwise to tighten, and then install the sealing cover on the base.




2. Snap the protective cover of the collection cup into the main body and turn it clockwise to tighten it.




3. Select desired nozzle and install it on the collection cup.




6. Press the music play button to play music. This function is optional. Beautiful music can attract a baby's attention and make the process of sniffing easier.




4. Press the power button to start the device.



7. Press the suck button to turn on the inhale function.




5. Adjust the gear to the desired intensity.




8. Place the suction nozzle in the nasal cavity to clean the nasal cavity.

USE DETAILS




Note: When cleaning the nasal cavity, when the effusion in the collection cup exceeds half of the volume, please remove the collection cup in time and clean it before continuing to use it, otherwise it will easily lead to backflow, and it will be difficult to clean after the backflow.


Note: The main body of the product is not waterproof. Do not rinse with water or clean at high temperature. Please use a soft damp towel to clean it.



Tip: After use, please clean the suction nozzle and collection cup with hot water in time to prevent bacteria from breeding.



Tip: Please use boiling water or steam to disinfect the suction nozzles and collection cup before use to avoid bacterial infection. Note that the microwave oven cannot be used for disinfection, available to put detachable parts in the dishwasher, water temperature cannot exceed 212°F.



Aspirator do nosa dla dzieci

BUDOWA PRODUKTU



Akcesoria



Trzy wymienne końcówki



INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Ten produkt służy wyłącznie do czyszczenia jamy nosowej dziecka oraz usuwania wydzieliny.
- Upewnij się, że do końcówki nie dostaną się twarde przedmioty o długości ponad 3 mm.
- Nie wolno rzucać produktem, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Korzystaj z akcesoriów dostarczonych przez producenta w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia wynikającego z braku ich zgodności.
- Ten produkt nie jest zabawką, dlatego należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

▲ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM

- Zaleca się sterylizację końcówki ssącej oraz zbiorniczka do przechowywania wydzieliny przed użyciem, np. w gotującej się wodzie w temperaturze 212°F / 100°C przez kilka minut, a następnie zamontowanie ich na korpusie sprzętu. Do celów detoksykacji nie stosować urządzeń generujących wysoką temperaturę, np. kuchenek mikrofalowych.
- Nie zanurzać całego produktu w cieczy.
- Sprawdzić czy nie doszło do uszkodzenia uszczelki oraz czy wszystkie akcesoria są kompletne.
- Umyć ręce przed użyciem produktu.

CHARAKTERYSTYKA

- Ten produkt to fabrycznie nowe urządzenie do czyszczenia jamy nosowej. Jest miękkie, wydajne oraz łatwe w czyszczeniu. Służy do bezpiecznego i wygodnego czyszczenia nosa u noworodków jak i starszych dzieci.
- Produkt posiada trzy poziomy mocy ssania, którą można regulować w zależności od danych potrzeb.
- Produkt oferuje piękne melodie, zapewniając dziecku miłą atmosferę w trakcie czyszczenia jamy nosowej.
- Zbiorniczek oraz końcówkę ssącą wykonano z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Są one bezpieczne i higieniczne, łatwe w obsłudze, a także zapewniają łatwość w utrzymaniu czystości nosa dziecka.

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRODUKTU

- Do czyszczenia produktu stosować środki czyszczące, np. alkohol czy deterenty.

- Końcówkę ssącą oraz zbiorniczek do przechowywania wydzielin można zdezynfekować gotującą się wodą lub pod wpływem pary, ale nie w kuchenke mikrofalowej.
- Korpus produktu nie jest wodoodporny. Nie przemywać wodą, nie czyścić pod wpływem wysokiej temperatury.
- Do wycierania korpusu produktu korzystać z miękkiej i zwilżonej szmatki.
- Nie przechowywać produktu w bezpośrednim słońcu oraz warunkach wilgotnych.
- Nie korzystać z korozyjnych środków chemicznych do czyszczenia produktu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Włączanie/wyłączanie: Wcisnąć przycisk [7] ON, aby uruchomić urządzenie; wcisnąć ponownie aby je wyłączyć.
- Regulacja pozycji mocy: Wcisnąć przycisk [8], aby ustawić intensywność mocy; tryby 1-3 występują w sekwencji.
- Odtwarzanie muzyki: Wcisnąć przycisk odtwarzania muzyki [9], aby włączyć melodie; wcisnąć ponownie, aby ją wyłączyć.
- Przycisk zasysania: Wcisnąć przycisk zasysania [10], aby uruchomić funkcję zasysania w celu wyczyszczenia jamy nosowej; wcisnąć ponownie, aby wyłączyć funkcję.
- Ładowanie urządzenia: Za pomocą DC 5V 1A podłączyć się do gniazda ładowania USB [12], aby naładować urządzenie.

UWAGI (DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ PRZED UŻYCIEM)

⚠ W czasie użytkowania upewnić się, że usta dziecka są otwarte i występuje cyrkulacja powietrza w jamie nosowej w celu uniknięcia uczucia dyskomfortu w wyniku podciśnienia.

⚠ W czasie pracy aspiratora do nosa, nie blokować drugiego nozdrza, w ten sposób unikając podciśnienia i uczucia dyskomfortu. Wyczyścić produkt przed każdym użyciem.

⚠ Dezynfekować końcówkę ssącą oraz zbiorniczek do przechowywania wydzielin po użyciu w celu uniknięcia zakażenia krzyżowego.

⚠ Nie zanurzać całego produktu w cieczy.

⚠ Gdy zbiorniczek do przechowywania wydzielin będzie w pełni zapelniony, należy go wyczyścić w celu uniknięcia zassania pozostałości do silniczka i uszkodzenia produktu.

PARAMETRY PRODUKTU


| | |
|---------------------|------------------------------|
| Model produktu | KA1001 |
| Napięcie robocze | 3,7 V |
| Napięcie ładowania | DC 5 V 1A |
| Moc maksymalna | 1,5 W |
| Pojemność baterii | 500 mAh |
| Waga netto produktu | 150 g |
| Wymiary produktu | dł. 207 x szer. 41 x wys. 49 |

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I USTEREK


W razie wystąpienia poniższych problemów, należy odnieść się do działu rozwiązywania problemów i usterek. Jeśli problemu nie można rozwiązać, należy skontaktować się z naszym działem obsługi posprzedażowej.

| PROBLEM | ROZWIĄZANIE |
|---------------------------|---|
| Brak ssania | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzić czy końcówkę zamontowano właściwie 2. Sprawdzić czy zbiorniczek do przechowywania wydzielin zamontowano właściwie 3. Sprawdzić czy nie doszło do zablokowania wlotu 4. Sprawdzić czy pierścień uszczelniający nie został uszkodzony |
| Urządzenie nie włącza się | Naładować przed użyciem |


KROKI




1. Umieścić podstawę zbiorniczka do przechowywania wydzielin w korpusie urządzenia, obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować, a następnie zamontować osłonę uszczelniającą na podstawie.




2. Umieścić osłonę ochronną zbiorniczka do przechowywania wydzieliny w korpusie oraz obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować.




3. Wybrać pożądaną końcówkę oraz zamontować ją na zbiorniczku do przechowywania wydzieliny.




4. Wcisnąć przycisk zasilania, aby uruchomić produkt.




5. Ustawić pożądaną intensywność mocy sprzętu.



6. Wcisnąć przycisk odtwarzania muzyki, aby włączyć melodię. Ta funkcja jest opcjonalna. Piękno muzyki odwraca uwagę dziecka i ułatwia proces oczyszczania.




7. Wcisnąć przycisk zasysania, aby uruchomić funkcję ssania.




8. Umieścić końcówkę ssącą w jamie nosowej i oczyścić ją.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE UŻYCIA




Uwaga: Gdy podczas czyszczenia jamy nosowej poziom wydzieliny w zbiorniczku do przechowywania wydzieliny przekracza połowę pojemności, należy zdjąć zbiorniczek oraz wyczyścić go przed dalszym użytkowaniem. W przeciwnym wypadku dojdzie do przepływu wstecznego i powstaną trudności w czyszczeniu.




Wskazówka: Do dezynfekcji końcówek ssących oraz zbiorniczka do przechowywania wydzieliny korzystać z

gotującej się wody lub pary. Pozwoli to uniknąć infekcji bakteryjnych. Nie korzystać z kuchenek mikrofalowych do dezynfekcji, zdejmowalne części umieścić w zlewie, temperatura wody nie może przekraczać 212°F.



Uwaga: Korpus produktu nie jest wodoodporny. Nie przemywać go wodą, nie czyścić pod wpływem wysokiej temperatury. Do tego celu korzystać z miękkiej i wilgotnej szmatki.



Wskazówka: Po użyciu wyczyścić końcówkę ssącą oraz zbiorniczek do przechowywania wydzieliny gorącą wodą w celu uniknięcia rozwoju bakterii.

КОНФИГУРАЦИЯ



Акcesoари



Защитен капак




Уплътнителен капак



Основа

Резервоарче за събиране на секрет



USB кабел за зареждане

Три сменяеми накрайника



с плосък връх



със скосен връх



с връх тип „кратунка“

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- Това устройство се използва само за почистване на носната кухина на детето и за отстраняване на секрет.
- Уверете се, че в накрайника няма да попаднат твърди предмети, по-дълги от 3 mm.
- Не хвърляйте устройството, тъй като може да го повредите.
- Използвайте акcesoари, предоставени от производителя, за да избегнете повреда на устройството поради несъвместимост.
- Този продукт не е играчка, затова го съхранявайте на сигурно място, недостъпно за деца.

▲ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Препоръчително е преди употреба да стерилизирате смукателния накрайник и резервоарчето за секрет, напр. във вряща вода при 212°F / 100°C за няколко минути, и след това да ги монтирате върху тялото. За детоксикация не използвайте устройства, генериращи висока температура, напр. микровълнови фурни.
- Не потапяйте целия аспиратор в течността.
- Проверете дали уплътнението не е повредено и дали всички принадлежности са в комплект.
- Измиете ръцете си преди да използвате устройството.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Това изделие е чисто ново устройство за почистване на носната кухина. То е меко, ефективно и лесно за почистване. Използва се за безопасно и удобно почистване на носа както при новородени, така и при по-големи деца.
- Устройството има три нива на смукателна мощност, които могат да се регулират според съответните нужди.
- Устройството предлага красиви мелодии, осигуряващи приятна атмосфера за детето при почистване на носната кухина.
- Резервоарчето и смукателният накрайник са изработени от материали, одобрени за контакт с храна. Те са безопасни и хигиенични, прости за използване и лесно поддържат чист носа на Вашето дете.

ПОДДЪРЖАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

- За почистване на устройството използвайте почистващи препарати, напр. алкохол или детергенти
- Смукателният накрайник и резервоарчето за секрет могат да се дезинфекцират с вряща вода или пара, но не и в микровълнова фурна.
- Тялото на устройството не е водоустойчиво. Не го мийте с вода и не го почиствайте под въздействието на висока температура.
- Използвайте мека и навлажнена кърпа за избърсване на тялото.
- Не съхранявайте устройството на пряка слънчева светлина или във влажна среда.
- Не използвайте корозивни химикали за почистване на устройството.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

- Включване/изключване: Натиснете бутона [7] ON, за да включите устройството; натиснете отново, за да го изключите.
- Регулиране на позицията на мощността: Натиснете бутон [8], за да регулирате интензивността на мощността; режими 1-3 се появяват последователно.
- Възпроизвеждане на музика: Натиснете бутона за възпроизвеждане на музика [9], за да възпроизведете мелодията; натиснете отново, за да го изключите.
- Бутон за изсмукване: Натиснете бутона за изсмукване [10], за да активирате функцията за изсмукване за почистване на носната кухина; натиснете отново, за да деактивирате функцията.
- Зареждане на устройството: С помощта на DC 5V 1A се свържете към USB порта за зареждане [12], за да заредите устройството.

ЗАБЕЛЕЖКИ (ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА)

⚠ По време на употреба се уверете, че устата на детето е отворена и има циркулация на въздуха в носната кухина, за да избегнете дискомфорт поради отрицателно налягане.

⚠ Когато използвате аспиратора за нос, не запушвайте другата ноздра, като по този начин ще избегнете отрицателното налягане и дискомфорта.

Почиствайте аспиратора преди всяка употреба.

⚠ Дезинфекцирайте смукателния накрайник и резервоара за секрет след употреба, за да избегнете кръстосано замърсяване.

⚠ Не потапяйте целия аспиратор в течност.

⚠ Когато резервоарът за секрет се напълни, той трябва да бъде почистен, за да се предотврати засмукването на остатъците в двигателя и повредата на устройството.


| ПАРАМЕТРИ | |
|------------------------|-------------------------------|
| Модел | KA1001 |
| Работно напрежение | 3,7V |
| Захранване | DC 5V 1A |
| Максимална мощност | 1,5W |
| Капацитет на батерията | 500mAh |
| Тегло нето | 150g |
| Размери | дълж. 207 x шир. 41 x вис. 49 |

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И НЕИЗПРАВНОСТИ


Вижте раздела за отстраняване на проблеми и неизправности, ако срещнете проблемите, изброени по-долу. Ако проблемът не може да бъде разрешен, моля, свържете се с нашия сервиз за следпродажбено обслужване.

| ПРОБЛЕМ | РЕШЕНИЕ |
|---------------------------|---|
| Няма изсмукване | 1. Проверете дали накрайникът е поставен правилно 2. Проверете дали резервоарчето за съхранение на секрет е правилно монтирано 3. Проверете дали входът не е блокиран 4. Проверете дали уплътнителният пръстен не е повреден |
| Аспираторът не се включва | Заредете преди употреба |


ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЕ



1. Поставете основата на резервоарчето за събиране на секрет в тялото на устройството, завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да го заключите, след това поставете уплътняващия капак върху основата.





2. Поставете предпазния капак на резервоарчето за събиране на секрет в тялото и завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да го заключите.




3. Изберете желаната накрайник и го монтирайте върху резервоарчето за секрет.


4. Натиснете бутона за захранване, за да задействате устройството.




5. Задайте желаната мощност.



6. Натиснете бутона за възпроизвеждане на музика, за да включите мелодията. Тази функция не е задължителна. Красотата на музиката разсейва детето и улеснява процеса на почистване.




7. Натиснете бутона за изсмукване, за да активирате функцията за изсмукване.




8. Поставете смукателния накрайник в носната кухина и я почистете.

ПОДРОБНОСТИ ЗА УПОТРЕБАТА




Забележка: Ако по време на почистване на носната кухина нивото на секретa в резервоарчето за секрет надвиши половината от неговия обем, извадете резервоарчето и го почистете преди по-нататъшна


употреба. В противен случай ще се получи обратен поток и ще бъде трудно да го почистите.



Съвет: Използвайте вряща вода или пара, за да дезинфекцирате смукателните накрайници и резервоарчето за секрет. Така ще избегнете бактериални инфекции. Не използвайте микровълнови фурни за дезинфекция, поставете подвижните части в съдомиялната машина, температурата на водата не трябва да надвишава 212°F.



Забележка: Тялото на продукта не е водоустойчиво. Не го мийте с вода, не го почиствайте под въздействието на висока температура. За целта използвайте мека и влажна кърпа.




Съвет: След употреба почистете смукателния накрайник и резервоарчето за секрет с гореща вода, за да предотвратите развитието на бактерии.

POPIS VÝROBKU



Příslušenství



Tři vyměnitelné hroty



POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Tento výrobek je určen výhradně k čištění nosní dutiny dítěte a odsávání hlenu.
- Dbejte na to, aby se do sacího hrotu nedostaly žádné tvrdé předměty delší než 3 mm.
- Výrobek neházejte, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Používejte příslušenství dodané výrobcem, aby nedošlo k poškození zařízení v důsledku nekompatibility.
- Tento výrobek není hračka, proto jej uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

⚠ UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM

- Doporučujeme sací hrot a zásobník na hlen před použitím sterilizovat, např. ve vroucí vodě o teplotě 212°F / 100°C po dobu několika minut, a poté je nasadit na tělo zařízení. Pro účely sterilizace nepoužívejte zařízení, která generují vysoké teploty, např. mikrovlnné trouby.
- Neponořujte celý výrobek do kapaliny.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození těsnění a zda je veškeré příslušenství kompletní.
- Před použitím výrobku si umyjte ruce.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

- K čištění výrobku použijte čisticí prostředky jako například alkohol nebo mycí prostředky.
- Sací hrot a zásobník na hleny lze dezinfikovat vařící vodou nebo párou, nikoli však v mikrovlnné troubě.
- Tělo výrobku není vodotěsné. Neoplachujte je vodou ani nečistěte při vysokých teplotách.
- Tělo výrobku otřete měkkým a vlhkým hadříkem.
- Neskladujte výrobek na přímém slunci nebo ve vlhkém prostředí.
- K čištění výrobku nepoužívejte žíravé chemikálie.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Zapnutí/vypnutí: Stisknutím tlačítka [7] ON zařízení spustíte; dalším stisknutím je vypnete.
- Nastavení výkonu: Stisknutím tlačítka [8] nastavíte intenzitu sání; postupně se objevují režimy 1-3.
- Přehrávání hudby: stisknutím tlačítka přehrávání hudby [9] zapnete melodii; opětovným stisknutím ji vypnete.
- Tlačítko odsávání: Stisknutím tlačítka odsávání [10] aktivujete funkci odsávání k čištění nosní dutiny; opětovným stisknutím tuto funkci vypnete.
- Nabíjení zařízení: Pomocí DC 5V 1A připojte k nabíjecí zásuvce USB [12] a nabíjejte zařízení.

POZNÁMKY (PŘED POUŽITÍM SI JE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE)

▲ Během používání se ujistěte, že má dítě otevřená ústa a že v nosní dutině cirkuluje vzduch, abyste předešli nepříjemným pocitům způsobeným podtlakem.

▲ Při používání nosní odsávací neucpávejte druhou nosní dírkou, předejete tak vytvoření podtlaku a pocitu nepohodlí dítěte.

Před každým použitím výrobek vyčistěte.

▲ Po použití dezinfikujte sací hrot a zásobník na hleny, aby nedošlo ke křížové kontaminaci.

▲ Neponořujte celý výrobek do kapaliny.

▲ Po úplném naplnění zásobníku na hleny je třeba jej vyčistit, aby nedošlo k nasátí zbytků do motoru a poškození výrobku.

PARAMETRY VÝROBKU

| | |
|------------------|------------------------|
| Model | KA1001 |
| Provozní napětí | 3,7V |
| Výstupní napětí | DC 5V 1A |
| Maximální výkon | 1,5 W |
| Kapacita baterie | 500mAh |
| Hmotnost (netto) | 150 g |
| Rozměry | d. 207 x š. 41 x v. 49 |



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ZÁVAD

Pokud se vyskytnou následující problémy, postupujte podle pokynů v části "Řešení problémů a závad". Pokud se vám je nepodaří vyřešit, obraťte se na náš poprodejní servis.


| ZÁVADA | ŘEŠENÍ |
|----------------------|--|
| Žádné sání | 1. zkontrolujte, zda je sací hrot správně nasazen 2. zkontrolujte, zda je správně nasazen zásobník na hleny 3. zkontrolujte, zda není ucpaný vstupní otvor 4. zkontrolujte, zda není poškozen těsnící kroužek |
| Zařízení se nezapíná | Před použitím nabijte |

POSTUP


1. Umístěte základnu zásobníku na hleny do těla zařízení, otočením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte a poté nasadte těsnící kryt na základnu.




2. Nasadte ochranný kryt zásobníku na hleny na tělo a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.




3. Zvolte požadovaný sací hrot a nasadte jej na zásobník na hleny.




4. Stisknutím tlačítka napájení výrobek spustíte.




7. Stiskněte tlačítko odsávání pro spuštění funkce odsávání.



5. Nastavte požadovanou intenzitu výkonu zařízení.




8. Umístěte sací hrot do nosní dutiny a vyčistěte ji.




6. Stisknutím tlačítka přehrávání hudby aktivujete melodii. Tato funkce je volitelná. Příjemná hudba rozptýluje dítě a usnadňuje tak proces odsávání.


VÍCE INFORMACÍ O POUŽITÍ




Upozornění: Pokud při čištění nosní dutiny překročí hladina hlenu v zásobníku na hleny polovinu jeho kapacity, je třeba zásobník před dalším použitím vyjmout a vyčistit. Pokud



Poznámka: K dezinfekci sacích hrotů a zásobníku na sekret použijte vroucí vodu nebo páru. Přejdete tak bakteriálním infekcím. K dezinfekci nepoužívejte mikrovlnnou troubu, odnímatelné části umístěte do myčky, teplota vody nesmí překročit 212 °F.




Upozornění: Tělo výrobku není vodotěsné. Neumývejte jej vodou ani nečistěte při vysokých teplotách. K tomuto účelu použijte měkký a vlhký hadřík.




Poznámka: Po použití vyčistěte sací hrot a zásobník na hleny horkou vodou, abyste zabránili tvorbě bakterií.

PRODUKTAUSFÜHRUNG



Zubehör



Drei austauschbare Spitzen




flache spitze



schräge spitze



kalebasse spitze



USB-Ladekabel



BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH

- Das Produkt ist nur zur Reinigung der Nasenhöhle Ihres Kindes und zur Entfernung von Sekreten bestimmt.
- Sicherstellen, dass keine harten Gegenstände über 3 mm Länge in die Spitze gelangen.
- Das Produkt darf nicht geworfen werden, da es dadurch beschädigt werden kann.
- Nur vom Hersteller geliefertes Zubehör verwenden, um Schäden am Gerät aufgrund von Inkompatibilität zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, deshalb unbedingt an einem sicheren Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

⚠ VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DEM GEBRAUCH

- Es wird empfohlen, die Saugspitze und den Sekretbehälter vor dem Gebrauch zu sterilisieren, z.B. in kochendem Wasser bei 212°F / 100°C für einige Minuten, und sie dann auf das Gehäuse des Geräts aufzusetzen. Zur Detoxifikation keine Geräte verwenden, die hohe Temperaturen erzeugen, z.B. Mikrowellenherde.
- Das Gerät darf nicht vollständig in Flüssigkeit getaucht werden.
- Sicherstellen, dass die Dichtung nicht beschädigt ist und dass alle Zubehöreile vollständig sind.
- Vor dem Gebrauch des Produkts unbedingt die Hände waschen.

EIGENSCHAFTEN

- Dieses Produkt ist ein brandneuer Nasenreiniger. Es ist weich, effizient und leicht zu reinigen. Es wird verwendet, um die Nase von Neugeborenen und älteren Kindern sicher und bequem zu reinigen.
- Das Produkt hat drei Saugstärken, die je nach Bedarf eingestellt werden können.
- Das Produkt bietet schöne Melodien, die eine angenehme Atmosphäre für das Kind während der Reinigung der Nasenhöhle schaffen.
- Das Gefäß und die Saugspitze sind aus lebensmitteltauglichen Materialien hergestellt. Sie sind sicher und hygienisch, einfach zu handhaben und sorgen dafür, dass die Nase Ihres Kindes leicht zu reinigen ist.

PRODUKTSCHUTZVERFAHREN

- Zur Reinigung des Produkts Reinigungsmittel wie

Alkohol oder Putzmittel verwenden.

- Die Saugspitze und der Sekretbehälter können mit kochendem Wasser oder unter Dampf desinfiziert werden, jedoch nicht in der Mikrowelle.
- Das Gehäuse des Produkts ist nicht wasserdicht. Nicht mit Wasser abspülen oder unter hohen Temperaturen reinigen.
- Das Gehäuse des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.
- Das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder unter feuchten Bedingungen lagern.
- Keine ätzenden Chemikalien zur Reinigung des Geräts verwenden.

PRODUKTSCHUTZVERFAHREN

- Zur Reinigung des Produkts Reinigungsmittel wie Alkohol oder Putzmittel verwenden.
- Die Saugspitze und der Sekretbehälter können mit kochendem Wasser oder unter Dampf desinfiziert werden, jedoch nicht in der Mikrowelle.
- Das Gehäuse des Produkts ist nicht wasserdicht. Nicht mit Wasser abspülen oder unter hohen Temperaturen reinigen.
- Das Gehäuse des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen.
- Das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder unter feuchten Bedingungen lagern.
- Keine ätzenden Chemikalien zur Reinigung des Geräts verwenden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Ein/Aus: Drücken Sie die Taste [7] ON, um das Gerät einzuschalten; drücken Sie erneut, um es auszuschalten.
- Leistungseinstellung: Drücken Sie die Taste [8], um die Leistungsintensität einzustellen; die Modi 1-3 treten nacheinander auf.
- Musikwiedergabe: Drücken Sie die Musikplayer-Taste [9], um die Melodie einzuschalten; drücken Sie erneut, um sie auszuschalten.
- Absaugtaste: Drücken Sie die Saugtaste [10], um die Saugfunktion zur Reinigung der Nasenhöhle zu aktivieren; drücken Sie erneut, um die Funktion zu deaktivieren.
- Aufladung des Geräts: Schließen Sie das Gerät mit DC 5V 1A an die USB-Ladestation [12] an, um es aufzuladen.

HINWEISE (VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN)

⚠ Bei der Anwendung ist darauf zu achten, dass der Mund des Kindes geöffnet ist und die Luftzirkulation in der Nasenhöhle gewährleistet ist, um Beschwerden aufgrund

von Unterdruck zu vermeiden.

⚠ Bei der Verwendung des Nasensaugers darf das andere Nasenloch nicht blockiert werden, um Unterdruck und Unwohlsein zu vermeiden.

Das Produkt vor jedem Gebrauch reinigen.

⚠ Nach dem Gebrauch die Saugspitze und den Sekretbehälter desinfizieren, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

⚠ Das Produkt nicht vollständig in Flüssigkeit eintauchen.

⚠ Wenn der Sekretbehälter vollständig gefüllt ist, sollte er gereinigt werden, um zu vermeiden, dass Rückstände in den Motor gesaugt werden und das Produkt beschädigen.

PRODUKTPARAMETER

| | |
|---------------------------|------------------|
| Produktmodell | KA1001 |
| Betriebsspannung | 3,7V |
| Ladespannung | DC 5V 1A |
| Maximale Leistung | 1,5W |
| Akkukapazität | 500mAh |
| Nettogewicht des Produkts | 150g |
| Maße des Produkts | L207 x B41 x H49 |



FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

Wenn eines der folgenden Probleme auftritt, lesen Sie bitte in der Rubrik Fehlersuche und -behebung nach. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


| ZÁVADA | ŘEŠENÍ |
|----------------------|--|
| Žádné sání | 1. zkontrolujte, zda je sací hrot správně nasazen 2. zkontrolujte, zda je správně nasazen zásobník na hleny 3. zkontrolujte, zda není ucpaný vstupní otvor 4. zkontrolujte, zda není poškozen těsnící kroužek |
| Zařízení se nezapíná | Před použitím nabijte |

SCHRITTE


1. Setzen Sie den Sockel des Sekretbehälters in das Gehäuse des Geräts ein, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet, und setzen Sie dann die Verschlusskappe auf den Sockel.




2. Setzen Sie den Schutzhülle des Sekretbehälters in das Gehäuse ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.




3. Wählen Sie die gewünschte Spitze aus und setzen Sie sie auf den Sekretbehälter.



4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Produkt zu starten.




5. Stellen Sie die gewünschte Leistungsstärke des Geräts ein.




6. Drücken Sie die Musikplayer-Taste, um die Melodie zu

aktivieren. Diese Funktion ist optional. Die schöne Musik lenkt das Kind ab und erleichtert den Reinigungsprozess.




7. Drücken Sie die Saugtaste, um die Saugfunktion zu aktivieren.




8. Setzen Sie die Saugspitze in die Nasenhöhle und reinigen Sie sie.

DETAILS ZUM GEBRAUCH




Achtung: Wenn die Sekretmenge im Sekretbehälter während der Reinigung der Nasenhöhle die Hälfte seines


Fassungsvermögens überschreitet, sollte der Behälter vor der weiteren Verwendung entfernt und gereinigt werden. Andernfalls kommt es zu einem Rückfluss und zu Schwierigkeiten bei der Reinigung.



Tipp: Verwenden Sie kochendes Wasser oder Dampf zur Desinfektion der Saugspitzen und des Sekretbehälters. Dadurch werden bakterielle Infektionen vermieden. Verwenden Sie zur Desinfektion keine Mikrowelle, legen Sie abnehmbare Teile in die Waschmaschine, die Wassertemperatur darf 212°F nicht überschreiten.




Achtung: Das Gehäuse des Produkts ist nicht wasserdicht. Waschen Sie es nicht mit Wasser und reinigen Sie es nicht bei hohen Temperaturen. Verwenden Sie dafür ein weiches, feuchtes Tuch.



Tipp: Reinigen Sie die Saugspitze und den Sekretbehälter nach dem Gebrauch mit heißem Wasser, um das Wachstum von Bakterien zu verhindern.

TOOTE EHITUS



Zubehör



Schutzhülle




Verschlusskappe



Sockel

Sekretbehälter



USB-Ladekabel

Kolm vahetatavat
otsikut

lame otsik



kaldotsik



ümmargune otsik

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

- Este producto sirve exclusivamente para limpiar la cavidad nasal del bebé y eliminar las secreciones.
- Asegúrese de que no entren en la punta objetos duros de más de 3 mm de longitud.
- No tire el producto, ya que podría dañarlo.
- Utilice los accesorios suministrados por el fabricante para evitar daños en el aparato por incompatibilidad.
- Este producto no es un juguete, así que guárdelo en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

⚠ ETTEVAATUSABINÕUD ENNE KASUTAMIST

- Soovitatav on enne kasutamist imemisotsik ja eritiste kogumismahuti steriliseerida, nt mõne minuti jooksul keevas vees temperatuuril 212°F / 100°C, ja paigaldada need seejärel seadme korpusele. Mitte kasutada detoksikatsiooniks kõrgeid temperatuure genereerivaid seadmeid, näiteks mikrolaineahjusid.
- Mitte kasta vedelikku kogu toodet.
- Kontrollida, et tihend ei oleks kahjustatud ja et kõik tarvikud oleksid kompleksed.
- Enne toote kasutamist pesta käed.

OMADUSED

- Käesolev toode on tehasetootena täiesti uus ninaõõne puhastamise vahend. See on pehme, tõhus ja kergesti puhastatav. Kasutatakse nii vastsündinute kui vanemate laste nina ohutuks ja mugavaks puhastamiseks.
- Tootel on kolm imemisvõimsuse taset, mida saab vastavalt vajadusele reguleerida.
- Toodet pakub kauneid melodiasid, mis tagavad lapsele ninaõõne puhastamise ajal meeldiva õhkkonna.
- Mahuti ja imemisotsik on valmistatud toiduga kokku puutuda lubatud materjalidest. Ohutud ja hügieenilised, neid on lihtne kasutada ning tagavad lapse nina hõlpsa puhtana hoidmise.

TOOTE KAITSE

- Kasutada toote puhastamiseks puhastusvahendeid, näiteks alkoholi või pesuvahendeid.
- Imemisotsikut ja eritise kogumismahuti võib desinfitseerida keeva veega või kuuma auru all, kuid mitte mikrolaineahjus.
- Tootte korpus ei ole veekindel. Mitte loputada veega, mitte puhastada kuumuse toimetel.
- Kasutada toote korpuse pühkimiseks pehmet ja niisket

lappi.

- Toodet otseses päikesevalguses või niisketes tingimustes mitte hoida.
- Mitte kasutada toote puhastamiseks söövitavaid kemikaale.

KASUTUSJUHE

- Sisse/väljalülitamine: Seadme käivitamiseks vajutada [7] ON; väljalülitamiseks vajutada seda uuesti.
- Võimsuse reguleerimine: Võimsuse intensiivsuse seadistamiseks vajutada nuppu [8]; režiimid 1-3 esinevad järjestikku.
- Muusika mängimine: Meloodia mängimiseks vajutada muusika esitamise nuppu [9]; meloodia väljalülitamiseks vajutada seda uuesti.
- Imemise nupp: Ninaõone puhastamiseks imemise funktsiooni käivitamiseks vajutada imemise nuppu [10]; funktsiooni väljalülitamiseks vajutada seda uuesti.
- Seadme laadimine: DC 5V 1A abil ühendada seade laadimiseks USB [12] laadimispiissa.

MÄRKUSED (TUTVUDA ENNE KASUTAMIST HOOLIKALT)

⚠ Kasutamise ajal veenduda vaakumist tekkiva ebamugavustunde vältimiseks, et lapse suu on avatud ja ninaõone õhuringlus toimib.

⚠ Ninaaspiraatori kasutamise ajal teist ninasõõret mitte blokeerida, vältides nii vaakumi teket ja ebamugavustunnet.

Puhastada toodet enne iga kasutamist.

⚠ Pärast kasutamist desinfitseerida ristsaastumise vältimiseks imemisotsik ja eritiste kogumismahuti.

⚠ Mitte kasta vedelikku kogu toodet.

⚠ Kui eritiste kogumismahuti on täielikult täis, tuleb see jääkide mootorisse imemise ja toote kahjustamise vältimiseks puhastada.

| TOOTE PARAMEETRID | |
|---------------------|--------------------------------|
| Toote mudel | KA1001 |
| Tööpinge | 3,7V |
| Laadimispinge | DC 5V 1A |
| Maksimaalne võimsus | 1,5W |
| Aku mahutavus | 500mAh |
| Toote netokaal | 150g |
| Toote mõõtmed | Pikk. 207 x Lai. 41 x Kõrg. 49 |


PROBLEEMIDE JA VIGADE LAHENDAMINE

Järgmiste probleemide ilmnemisel vaadake probleemide ja vigade lahendamise jaotist. Kui probleemi ei ole võimalik


lahendada, tuleb ühendust võtta meie müüjijärgse teenindusega.

| PROBLEEM | LAHENDUS |
|-----------------------|---|
| Imemise puudub | 1. Kontrollida, kas otsik on paigaldatud õigesti 2. Kontrollida, kas eritiste kogumismahuti on paigaldatud õigesti 3. Kontrollida, ega sisselaskeava ei ole ummistunud 4. Kontrollida, kas tihendusrõngas ei ole kahjustatud |
| Seade ei lülitu sisse | Laadida enne kasutamist |


SAMMUD




1. Asetada eritiste kogumismahuti põhi seadme korpusesse, keerata lukustamiseks päripäeva ja paigaldada seejärel alusele tihenduskaite.




2. Asetada eritiste kogumismahuti kaitsekate korpusesse ja keerata lukustamiseks päripäeva.




3. Valida soovitud otsik ja paigaldada see eritiste kogumismahutile.




6. Meloodia sisselülitamiseks vajutada muusika mängimise nuppu. See funktsioon on valikuline. Muusika kaunis kõla hajutab lapse tähelepanu ja hõlbustab puhastamise protsessi.




4. Toote käivitamiseks vajutada toitenuppu.



7. Imemisfunktsiooni aktiveerimiseks vajutada imemise nuppu.




5. Seadistada seadme võimsuse soovitud intensiivsus.




8. Asetada imemisotsik ninaõõnde ja puhastada see.

KASUTAMIST PUUDUTAVAD ÜSIKASJAD


Kasutada selleks pehmet, niisket lappi.




Märkus: Kui ninaõone puhastamise ajal ületab eritise tase eritiste kogumismahutis poole selle mahutavusest, tuleb see enne edasist kasutamist eemaldada ja puhastada. Vastasel juhul tekivad tagasivool ja probleemid puhastamisega.



Soovitus: Bakterite vohamise vältimiseks puhastada imemisotsik ja eritiste kogumismahuti pärast kasutamist kuuma veega.



Soovitus: Imemisotsikute ja eritiste kogumismahuti desinfitseerimiseks kasutada keevat vett või auru. See aitab vältida bakteriaalset infektsiooni. Mitte kasutada desinfitseerimiseks mikrolaineahju, asetada eemaldatavad osad valamusse, vee temperatuur ei tohi ületada 212°F.



Märkus: Toote korpus ei ole veekindel. Mitte pesta seda veega ega puhastada kõrge temperatuuri kasutusel.

Laste ninaaspiraator

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



Accesorios



Cubierta protectora




Cubierta de sellado



Cubierta de sellado

Depósito para almacenar secreciones



Cable de carga USB



Tres puntas intercambiables



punta plana



punta diagonal



punta calabásica

OHUTU KASUTAMISE JUHEND

- See toode on mõeldud ainult lapse ninaõone puhastamiseks ja eristite eemaldamiseks.
- Veenduda, et otsikusse ei satuks ühtegi üle 3 mm pikkust kõva eset.
- Toode ei tohi pilduda, nii võib seda kahjustada.
- Vältimaks seadmega mittesobivuse tõttu tekkivaid kahjustusi kasutada tootja poolt tarnitud tarvikuid.
- See toode ei ole mänguasi, seetõttu tuleb seda hoida turvalises, lastele kättesaamatus kohas.

⚠ ETTEVAATUSABINÕUD ENNE KASUTAMIST

- Soovitatav on enne kasutamist imemisotsik ja eristite kogumismahuti steriliseerida, nt mõne minuti jooksul keevas vees temperatuuril 212°F / 100°C, ja paigaldada need seejärel seadme korpusele. Mitte kasutada detoksikatsiooniks kõrgeid temperatuure genereerivaid seadmeid, näiteks mikrolaineahjusid.
- Mitte kasta vedelikku kogu toodet.
- Kontrollida, et tihend ei oleks kahjustatud ja et kõik tarvikud oleksid komplektsed.
- Enne toote kasutamist pesta käed

OMADUSED

- Käesolev toode on tehase tootena täiesti uus ninaõone puhastamise vahend. See on pehme, tõhus ja kergesti puhastatav. Kasutatakse nii vastsündinute kui vanemate laste nina ohutuks ja mugavaks puhastamiseks.
- Tootel on kolm imemisvõimsuse taset, mida saab vastavalt vajadusele reguleerida.
- Toode pakub kauneid meloodiaid, mis tagavad lapsele ninaõone puhastamise ajal meeldiva õhkkonna.
- Mahuti ja imemisotsik on valmistatud toiduga kokku puutuda lubatud materjalidest. Ohutud ja hügieenilised, neid on lihtne kasutada ning tagavad lapse nina hõlpsa puhtana hoidmise.

TOOTE KAITSE

- Kasutada toote puhastamiseks puhastusvahendeid, näiteks alkoholi või pesuvahendeid.
- Imemisotsikut ja eristite kogumismahuti võib desinfitseerida keeva veega või kuuma auru all, kuid mitte mikrolaineahjus.
- Toote korpus ei ole veekindel. Mitte loputada veega, mitte puhastada kuumuse toimega.
- Kasutada toote korpuse puhkimiseks pehmet ja niisket lappi.

- Toodet otseses päikesevalguses või niisketes tingimustes mitte hoida.
- Mitte kasutada toote puhastamiseks söövitavaid kemikaale.
- del producto.
- No almacenar el producto bajo la luz directa del sol o en las condiciones húmedas.
- No utilizar productos químicos corrosivos para limpiar el producto.

KASUTUSJUHEND

- Sisse/väljalülitamine: Seadme käivitamiseks vajutada [7] ON; väljalülitamiseks vajutada seda uuesti.
- Võimsuse reguleerimine: Võimsuse intensiivsuse seadistamiseks vajutada nuppu [8]; režiimid 1-3 esinevad järjestikku.
- Muusika mängimine: Meloodia mängimiseks vajutada muusika esitamise nuppu [9]; meloodia väljalülitamiseks vajutada seda uuesti.
- Imemise nupp: Ninaõone puhastamiseks imemise funktsiooni käivitamiseks vajutada imemise nuppu [10]; funktsiooni väljalülitamiseks vajutada seda uuesti.
- Seadme laadimine: DC 5V 1A abil ühendada seade laadimiseks USB [12] laadimispsessa.

MÄRKUSED (TUTVUDA ENNE KASUTAMIST HOOLIKALT)

⚠ Kasutamise ajal veenduda vaakumist tekkiva ebamugavustunde vältimiseks, et lapse suu on avatud ja ninaõone õhuringlus toimib.

⚠ Ninaaspiraatori kasutamise ajal teist ninasõõret mitte blokeerida, vältides nii vaakumi teket ja ebamugavustunnet.

Puhastada toodet enne iga kasutamist.

⚠ Pärast kasutamist desinfitseerida ristsaatumise vältimiseks imemisotsik ja eritiste kogumismahuti.

⚠ Mitte kasta vedelikku kogu toodet.

⚠ Kui eritiste kogumismahuti on täielikult täis, tuleb see jääkide mootoris imemise ja toote kahjustamise vältimiseks puhastada.


| TOOTE PARAMEETRID | |
|---------------------|--------------------------------|
| Toote mudel | KA1001 |
| Tööpinge | 3,7V |
| Laadimispinge | DC 5V 1A |
| Maksimaalne võimsus | 1,5W |
| Aku mahutavus | 500mAh |
| Toote netokaal | 150g |
| Toote mõõtmed | Pikk. 207 x Lai. 41 x Kõrg. 49 |

PROBLEEMIDE JA VIGADE LAHENDAMINE


Järgmiste probleemide ilmumisel vaadake probleemide ja vigade lahendamise jaotist. Kui probleemi ei ole võimalik lahendada, tuleb ühendust võtta meie müüjijärgse teenindusega.

| PROBLEEM | LAHENDUS |
|-----------------------|---|
| Imemine puudub | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollida, kas otsik on paigaldatud õigesti 2. Kontrollida, kas eritiste kogumismahuti on paigaldatud õigesti 3. Kontrollida, ega sisselaskeava ei ole ummistunud 4. Kontrollida, kas tihendusrõngas ei ole kahjustatud |
| Seade ei lülitu sisse | Laadida enne kasutamist |


SAMMUD




1. Asetada eritiste kogumismahuti põhi seadme korpusse, keerata lukustamiseks päripäeva ja paigaldada seejärel alusele tihenduskatte.




2. Asetada eritiste kogumismahuti kaitsekate korpusesse ja keerata lukustamiseks päripäeva.




3. Valida soovitud otsik ja paigaldada see eritiste kogumismahutile.




4. Toote käivitamiseks vajutada toitenuppu.




5. Seadistada seadme võimsuse soovitud intensiivsus.



6. Meloodia sisselülitamiseks vajutada muusika mängimise nuppu. See funktsioon on valikuline. Muusika kaunis kõla hajutab lapse tähelepanu ja hõlbustab puhastamise protsessi.




7. Imemisfunktsiooni aktiveerimiseks vajutada imemise nuppu.




8. Asetada imemisotsik ninaõõnde ja puhastada see.


KASUTAMIST PUUDUTAVAD ÜSIKASJAD




Märkus: Kui ninaõone puhastamise ajal ületab eritise tase eritiste kogumismahutis poole selle mahutavusest, tuleb see enne edasist kasutamist eemaldada ja puhastada. Vastasel juhul tekivad tagasivool ja probleemid puhastamisega.



Soovitus: Imemisotsikute ja eritiste kogumismahuti desinfitseerimiseks kasutada keevat vett või auru. See aitab vältida bakteriaalset infektsiooni. Mitte kasutada desinfitseerimiseks mikrolaineahju, asetada eemaldatavad osad valamusse, vee temperatuur ei tohi ületada 212°F.




Märkus: Toote korpus ei ole veekindel. Mitte pesta seda veega ega puhastada kõrge temperatuuri kasutusel. Kasutada selleks pehmet, niisket lappi.




Soovitus: Bakterite vohamise vältimiseks puhastada imemisotsik ja eritiste kogumismahuti pärast kasutamist kuuma veega.

Aspirateur nasal pour les bébés

CONSTRUCTION DU PRODUIT



Accessoires



Tres puntas intercambiables



MODE D'EMPLOI EN TOUTE SÉCURITÉ

- Ce produit ne sert qu'au nettoyage de la cavité nasale de l'enfant et à l'aspiration de la sécrétion.
- Assurez-vous que des objets durs de plus de 3 mm de longueur n'entreront pas dans l'embout.
- Il est interdit de jeter le produit parce que ceci peut entraîner son endommagement.
- Utiliser les accessoires fournis par le fabricant en vue d'éviter les dégâts mécaniques résultant du manque de leur conformité.
- Ce produit n'est pas un jouet, c'est pourquoi il convient de le stocker dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

▲ CARACTÉRISTIQUE

- Ce produit est un appareil tout neuf destiné au nettoyage de la cavité nasale. Il est doux, efficace et facile à nettoyer. Il sert au nettoyage confortable en toute sécurité du nez chez les nouveau-nés et les enfants plus âgés.
- Le produit est muni de trois niveaux de puissance d'aspiration que l'on peut régler en fonction des besoins.
- Le produit offre de belles mélodies, tout en assurant à l'enfant une ambiance agréable lors du nettoyage de la cavité nasale.
- Le réservoir et l'embout d'aspiration ont été fabriqués à partir de matériaux admis au contact avec les denrées alimentaires. Ils sont sûrs et hygiéniques, faciles à manipuler, ils assurent également la facilité à garder le nez de l'enfant propre.

MÉTHODE DE MISE EN SÉCURITÉ DU PRODUIT

- Pour le nettoyage du produit, utiliser des produits de nettoyage, par exemple l'alcool ou des détergents.
- Il est possible de désinfecter l'embout d'aspiration et le réservoir de stockage de la sécrétion avec de l'eau bouillante ou sous l'influence de la vapeur, mais pas dans un microonde.
- Le corps du produit n'est pas résistant à l'eau. Ne pas laver avec de l'eau, ne pas nettoyer sous l'influence d'une température élevée.
- Pour essuyer le corps, utiliser un chiffon doux et humide.
- Ne pas stocker le produit exposé au rayonnement direct du soleil et dans des conditions humides.
- Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs pour nettoyer le produit.

NOTICE D'UTILISATION

Allumage/extinction : Appuyer sur le bouton [7] ON pour allumer le dispositif ; appuyer de nouveau pour l'éteindre.

Réglage de la position de puissance : Appuyer sur le bouton [8] pour régler l'intensité de la puissance ; les modes 1-3 se présentent en séquence.

3. Lecture de la musique : Appuyer sur le bouton de lecture de musique [9] pour allumer la mélodie ; appuyer de nouveau pour l'éteindre.

4. Bouton d'aspiration : Appuyer sur le bouton d'aspiration [10] pour activer la fonction d'aspiration en vue de nettoyer la cavité nasale ; appuyer de nouveau pour éteindre la fonction.

5. Recharge du dispositif : À l'aide du DC 5V 1A, brancher à une prise de recharge USB [12] pour recharger le dispositif.

REMARQUES (VEUILLEZ EN PRENDRE CONNAISSANCE AVANT L'UTILISATION)

▲ Au cours de l'utilisation, s'assurer que la bouche de l'enfant est ouverte et que la circulation de l'air est présente dans la cavité nasale en vue d'éviter l'inconfort à la suite de la pression négative.

▲ Lors du fonctionnement de l'aspirateur nasal, ne pas bloquer l'autre narine, tout en évitant ainsi la pression négative et la sensation d'inconfort.

Nettoyer le produit avant chaque utilisation.

▲ Désinfecter l'embout d'aspiration et le réservoir de stockage de la sécrétion après l'utilisation en vue d'éviter une infection croisée.

▲ Ne pas plonger tout le produit dans un liquide.

▲ Lorsque le réservoir de stockage de la sécrétion est entièrement rempli, il convient de le nettoyer en vue d'éviter l'aspiration des résidus au moteur et l'endommagement du produit.


| PARAMÈTRES DU PRODUIT | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Modèle du produit | KA1001 |
| Tension de fonctionnement | 3,7V |
| Tension de recharge | DC 5V 1A |
| Puissance maximale | 1,5W |
| Capacité de la pile | 500mAh |
| Poids net du produit | 150g |
| Dimensions du produit | Long. 207 x Larg. 41 x Haut. 49 |

RÉSOLUTION DES TROUBLES ET DES PANNES


En cas de survenance des problèmes ci-dessous, il convient de vous référer à la section « Résolution des troubles et des pannes ». S'il est impossible de résoudre le problème, il convient de contacter notre service après-vente.

| PROBLÈME | SOLUTION |
|----------------------------|---|
| Pas d'aspiration | 1. Vérifier que l'embout est installé correctement 2. Vérifier que le réservoir de stockage de la sécrétion est installé correctement 3. Vérifier que l'entrée n'a pas été bloquée 4. Vérifier que l'anneau d'étanchéité n'a pas été abîmé |
| L'appareil ne s'allume pas | Recharger avant l'emploi |


ÉTAPES




1. Mettre la base du réservoir de stockage de la sécrétion dans le corps du dispositif, la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour bloquer, puis installer le couvercle d'étanchéité sur la base.




2. Mettre le couvercle de protection du réservoir de stockage de la sécrétion dans le corps et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour bloquer.




3. Sélectionner l'embout désiré et l'installer sur le réservoir de stockage de la sécrétion.




6. Appuyer sur le bouton de lecture de la musique pour allumer la mélodie. Cette fonction est optionnelle. La beauté de la musique distrait l'enfant et rend le processus de nettoyage plus facile.




4. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer le produit.



7. Appuyer sur le bouton d'aspiration pour allumer la fonction d'aspiration.




5. Régler l'intensité désirée de la puissance de l'appareil.




8. Mettre l'embout d'aspiration dans la cavité nasale et la nettoyer.

DÉTAILS RELATIFS À L'UTILISATION




Attention: Lorsque le niveau de sécrétion dans le réservoir de stockage de la sécrétion dépasse la moitié de la capacité, il convient de retirer le réservoir et de le nettoyer avant l'utilisation ultérieure. Sinon, un flux de retour surviendra et il y aura des difficultés dans nettoyage.


d'une température élevée. À cette fin, utiliser un chiffon doux et humide.



Astuce: Après l'utilisation, désinfecter l'embout d'aspiration et le réservoir de stockage de la sécrétion avec de l'eau chaude en vue d'éviter le développement de bactéries.



Astuce: Pour désinfecter les embouts d'aspiration et le réservoir de stockage de la sécrétion, utiliser de l'eau bouillante ou de la vapeur. Ceci permettra d'éviter les infections bactériennes. Ne pas utiliser les microondes pour la désinfection, mettre les pièces amovibles au lave-vaisselle, la température de l'eau ne peut pas dépasser 212°F.



Attention: Le corps du produit n'est pas résistant à l'eau. Ne pas laver avec de l'eau, ne pas nettoyer sous l'influence


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Αξεσουάρ



Τρία εναλλάξιμα ρύγχη



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για τον καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας του παιδιού καθώς και για την απομάκρυνση των εκκρίσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται στο άκρο σκληρά αντικείμενα μήκους άνω των 3 mm.
- Μην ρίχνετε το προϊόν επάνω σε σκληρές επιφάνειες, καθώς αυτό μπορεί να το καταστρέψει.
- Χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ που παρέχονται από τον κατασκευαστή για να αποφύγετε βλάβες στη συσκευή λόγω ασυμβατότητας.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, γι' αυτό φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.

▲ ΜΕΣΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από τη χρήση, συνιστάται η αποστείρωση του άκρου αναρρόφησης και του δοχείου αποθήκευσης εκκρίσεων, π.χ. σε βραστό νερό σε θερμοκρασία 212°F / 100°C για λίγα λεπτά, και στη συνέχεια η προσαρμογή τους στο σώμα του εξοπλισμού. Για σκοπούς αποτοξίνωσης, μην χρησιμοποιείτε συσκευές που παράγουν υψηλές θερμοκρασίες, π.χ. φούρνους μικροκυμάτων.
- Μην βυθίζετε ολόκληρο το προϊόν σε υγρό.
- Ελέγξτε ότι το παρέμβυσμα δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρη.
- Πλύνετε τα χέρια σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αυτό το προϊόν είναι μια ολοκλήρωτη συσκευή καθαρισμού της ρινικής κοιλότητας. Είναι μαλακή, αποτελεσματική και εύκολη στον καθαρισμό. Χρησιμοποιείται για τον ασφαλή και άνετο καθαρισμό της μύτης των νεογέννητων καθώς και των μεγαλύτερων παιδιών.
- Το προϊόν διαθέτει τρία επίπεδα ισχύος αναρρόφησης, τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
- Το προϊόν προσφέρει όμορφες μελωδίες, παρέχοντας μια ευχάριστη ατμόσφαιρα για το παιδί κατά τον καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας.
- Το δοχείο και το άκρο αναρρόφησης είναι κατασκευασμένα από υλικά που επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Είναι ασφαλή και υγιεινά, εύχρηστα και εξασφαλίζουν τον εύκολο καθαρισμό της μύτης του παιδιού.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Χρησιμοποιήστε καθαριστικά όπως οινόπνευμα ή απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Το άκρο αναρρόφησης και το δοχείο αποθήκευσης των εκκρίσεων μπορούν να απολυμανθούν με βραστό νερό ή με ατμό, αλλά όχι στο φούρνο μικροκυμάτων.
- Το σώμα του προϊόντος δεν είναι αδιάβροχο. Μην το ξεπλένετε με νερό και μην το καθαρίζετε σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και υγρό πανί για να σκουπίσετε το σώμα του προϊόντος.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή σε περιβάλλον με υγρασία.
- Για τον καθαρισμό του προϊόντος μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικές χημικές ουσίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Πιέστε το πλήκτρο [7] ON για να θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα - πιέστε ξανά για να την απενεργοποιήσετε.
- Ρύθμιση της θέσης ισχύος: Πατήστε το πλήκτρο [8] για να ρυθμίσετε την ένταση της ισχύος - οι λειτουργίες 1-3 εμφανίζονται διαδοχικά.
- Αναπαραγωγή μουσικής: Πιέστε το πλήκτρο [9] για να ενεργοποιήσετε τη μελωδία - πιέστε ξανά για να την απενεργοποιήσετε.
- Πλήκτρο αναρρόφησης: Πιέστε το κουμπί αναρρόφησης [10] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναρρόφησης για τον καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας - πιέστε ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Φόρτιση της συσκευής: Χρησιμοποιώντας DC 5V 1A, συνδεθείτε στην υποδοχή φόρτισης USB [12] για να φορτίσετε τη συσκευή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ)

⚠ Κατά τη διάρκεια της χρήσης βεβαιωθείτε ότι το στόμα του παιδιού είναι ανοιχτό και ότι υπάρχει κυκλοφορία αέρα στη ρινική κοιλότητα για να αποφύγετε τη δυσφορία λόγω δημιουργίας κενού αέρα.

⚠ Κατά τη χρήση του ρινικού αναρροφητήρα, μην φράζετε το άλλο ρουθούνι - έτσι θα αποφύγετε την δημιουργία αρνητικής πίεσης και την εμφάνιση δυσφορίας. Καθαρίστε το προϊόν πριν από κάθε χρήση.

⚠ Απολυμαίνετε το ρύγχος αναρρόφησης και το δοχείο αποθήκευσης των εκκρίσεων μετά τη χρήση ώστε να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση.

⚠ Μην βυθίζετε ολόκληρο το προϊόν σε υγρό.

⚠ Όταν το δοχείο για την αποθήκευση των εκκρίσεων γεμίσει πλήρως, θα πρέπει να καθαρίζεται ώστε να αποφευχθεί η αναρρόφηση των υπολειμμάτων στον κινητήρα και η καταστροφή του προϊόντος.

PARAMÈTRES DU PRODUIT


| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Μοντέλο προϊόντος: | KA1001 |
| Τάση λειτουργίας: | 3,7V |
| Τάση φόρτισης: | DC 5V 1A |
| Μέγιστη ισχύς: | 1,5W |
| Χωρητικότητα μπαταρίας: | 500mAh |
| Καθαρό βάρος προϊόντος: | 150g |
| Διαστάσεις προϊόντος: | Μήκος 207 x Πλάτος 41 x Ύψος |

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ


Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο από τα ακόλουθα προβλήματα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τμήμα αντιμετώπισης προβλημάτων και επίλυσης σφαλμάτων. Εάν δεν καταφέρετε να επιλύσετε το πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα μεταπωλητικής εξυπηρέτησης.

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΛΥΣΗ |
|------------------------------|--|
| Έλλειψη αναρρόφησης | 1. Ελέγξτε ότι το ρύγχος έχει τοποθετηθεί σωστά 2. Ελέγξτε ότι το δοχείο αποθήκευσης εκκρίσεων έχει τοποθετηθεί σωστά. 3. Ελέγξτε ότι η είσοδος δεν είναι φραγμένη. 4. Ελέγξτε ότι ο δακτύλιος στεγανοποίησης δεν έχει υποστεί ζημιά. |
| Η συσκευή δεν ενεργοποιείται | Φορτίστε τη συσκευή πριν από τη χρήση |


ΒΗΜΑΤΑ




1. Τοποθετήστε τη βάση του δοχείου αποθήκευσης εκκρίσεων στο σώμα της μονάδας, περιστρέψτε δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε και κατόπιν τοποθετήστε το πώμα στεγανοποίησης στη βάση.




2. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα του δοχείου αποθήκευσης εκκρίσεων στο σώμα και περιστρέψτε δεξιόστροφα ώστε να το ασφαλίσετε.




5. Ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση της ισχύος του εξοπλισμού.




3. Επιλέξτε το επιθυμητό ρύγχος και τοποθετήστε το επάνω στο δοχείο αποθήκευσης εκκρίσεων.




6. Πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής μουσικής για να ενεργοποιήσετε τη μελωδία. Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική. Η ομορφιά της μουσικής αποσπά την προσοχή του παιδιού και διευκολύνει τη διαδικασία καθαρισμού.



4. Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να θέσετε σε λειτουργία το προϊόν.




7. Πατήστε το κουμπί αναρρόφησης ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναρρόφησης.




8. Εισάγετε το ακροφύσιο αναρρόφησης στη ρινική κοιλότητα και καθαρίστε την.


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ




Προσοχή: Εάν, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της ρινικής κοιλότητας, το επίπεδο έκκρισης στο δοχείο αποθήκευσης έκκρισης υπερβεί το μισό της χωρητικότητάς του, το δοχείο πρέπει να αφαιρείται και να καθαρίζεται πριν από την περαιτέρω χρήση. Η παράλειψη αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την αντιστροφή της ροής και δυσκολίες στον καθαρισμό της μύτης.



Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε βραστό νερό ή ατμό για την απολύμανση των ρυγχών αναρρόφησης και του δοχείου αποθήκευσης εκκρίσεων. Έτσι θα αποφύγετε τις βακτηριακές λοιμώξεις. Μην χρησιμοποιείτε φούρνους μικροκυμάτων για την απολύμανση, τοποθετήστε τα αφαιρούμενα μέρη στο πλυντήριο πιάτων, η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 212°F




Προσοχή: Το σώμα του προϊόντος δεν είναι αδιάβροχο. Μην το ξεπλένετε με νερό και μην το καθαρίζετε κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανάκι.





Υπόδειξη: Μετά τη χρήση, καθαρίστε το ρύγχος αναρρόφησης και το δοχείο αποθήκευσης των εκκρίσεων με καυτό νερό ώστε να αποφύγετε την ανάπτυξη βακτηρίων.

KONSTRUKCIJA PROIZVODA

Kučiste



Dodaci



USB kabel za punjenje

Tri zamjenska nastavka



UPUTSTVA ZA SIGURNO KORIŠTENJE

- Ovaj proizvod služi isključivo za čišćenje nosne šupljine djeteta i uklanjanje sluzi.
- Budi siguran da u nastavku nema tvrdih predmeta duljine preko 3 mm.
- Ne smije se baciti proizvodom, jer to može uzročiti njegovo oštećenje.
- Koristi dodatke, koje je dostavio proizvođač kako se proizvod nebi oštetio zbog nesukladnosti.
- Ovaj proizvod nije igračka, zato ga je potrebno čuvati na sigurnom mjestu, van dohvata djece.

⚠ SIGURNOSNE MJERE PRIJE KORIŠTENJA

- Preporučuje se sterilizirati usisni nastavak te spremnik za čuvanje sluzi prije korištenja, primjerice u kipućoj vodi na temperaturi od 212°F / 100°C nekoliko minuta, pa onda montirati ih na kučiste uređaja. U svrhu detoksikacije ne koristiti uređaje koje generiraju visoku temperaturu, npr. mikrovalne pećnice.
- Ne potapati cijeli proizvod u tekućini.
- Provjeriti da nije došlo do oštećenja britvele te jesu li svi dodaci u kompletu.
- Oprati ruke prije korištenja proizvoda.

KARAKTERISTIKE

- Ovaj proizvod je tvornički nov i služi za čišćenje nosne šupljine. Mekan je, efikasan i jednostavan za korištenje. Služi za sigurno i ugodno čišćenje nosa kod novorođenčadi i starije dece.
- Proizvod ima tri razine usisne snage, koja se može podešavati ovisno o potrebama.
- Proizvod nudi lijepe melodije i pruža djetetu ugodnu atmosferu tijekom čišćenja nosne šupljine.
- Spremnik te usisni nastavak je izraden od materijala dopuštenih za kontakt s hranom. Sigurni su i higijenski, jednostavni za korištenje te jamče jednostavno održavanje čistoće nosa djeteta.

NAČIN ZAŠTITE PROIZVODA

- Za čišćenje proizvoda koristiti sredstva za čišćenje npr. alkohol ili detergente.
- Usisni nastavak te spremnik za čuvanje sluzi moguće je dezinficirati vrućom kipućom vodom ili pod utjecajem pare, ali ne u mikrovalnoj pećnici.
- Kučiste nije voodootporna. Ne prati vodom, ne čistiti pod utjecajem visoke temperature.
- Za brisanje kučista proizvoda koristiti mekanu ili vlažnu

krpu.

- Ne čuvati proizvod direktno na suncu te u vlažnim uvjetima.
- Ne koristiti abrazivna kemijska sredstva za čišćenje proizvoda.

UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE

- Uključivanje/Isključivanje: Pritisnuti gumb [7] ON, za pokretanje uređaja, pritisnuti ponovo za isključivanje.
- Podešavanje pozicije jačine: Pritisnuti gumb [8] za podešavanje intenziteta jačine; načini 1-3 pojavljuju se u nizu.
- Reproduciranje glazbe: Pritisnuti gumb za reproduciranje glazbe [9] kako bi se uključila melodija; pritisnuti ponovo za isključivanje.
- Gumb za usisavanje: Pritisnuti gumb za usisavanje [10] za pokretanje funkcije usisavanja u svrhu čišćenja nosne šupljine; pritisnuti ponovo, za isključivanje funkcije.
- Punjenje uređaja: Pomoću DC 5V 1A spojiti u USB port za punjenje [12], u svrhu napunjenja uređaja.

OPASKE (TOČNO PROUČITI PRIJE KORIŠTENJA)

- ▲ Tijekom korištenja provjeri da su usta djeteta otvorena i da dolazi do cirkulacije zraka u nosnoj šupljini kako bi se izbjegao osjećaj nelagode zbog podtlaka.
- ▲ Tijekom rada aspiratora ne blokirati drugu nosnu rupicu, na taj način izbjegavati podtlak i osjećaj nelagode. Očisti proizvod prije svakog korištenja.
- ▲ Dezinficirati usisni nastavak i spremnik za čuvanje sluzi nakon korištenja kako bi se izbjegla sekundarna infekcija.
- ▲ Ne potapati cijeli proizvod u tekućini.
- ▲ Kada se spremnik za čuvanje sluzi u potpunosti napuni, potrebno ga je očistiti kako bi se izbjeglo usisavanje ostatka u motor i oštećenje proizvoda.


| PARAMÈTRES DU PRODUIT | |
|-----------------------|----------------------------|
| Model proizvoda | KA1001 |
| Radni napon | 3,7V |
| Napon punjenja | DC 5V 1A |
| Maksimalna snaga | 1,5W |
| Kapacitet baterije | 500mAh |
| Težina proizvoda | 150g |
| Dimenzije proizvoda | Du. 207 x Sir 41 x VIs. 49 |

RJEŠAVANJE PROBLEMA I KVAROVA


U slučaju pojave nizih problema, pogledajte odjeljak rješavanje problema i kvarova. Ukoliko se problem ne može riješiti, potrebno je kontaktirati naš odjel korisničke podrške.

| PROBLEM | RJEŠENJE |
|------------------------|---|
| Ne usisava | 1. Provjeriti jeli nastavak ispravno montiran 2. Provjeriti je spremnik za čuvanje sluzi ispravno montiran 3. Provjeriti da ulaz nije blokirani 4. Provjeriti da brtveni prsten nije oštećen |
| Uređaj se ne uključuje | Napuniti prije korištenja |


KORACI




1. Stavi postolje spremnika za čuvanje sluzi u kućiste uređaja, okreni u smjeru kazaljki na satu za blokiranje pa montiraj brtveni poklopac na postolje.




2. Stavi zaštitni poklopac spremnika za čuvanje sluzi u kućiste pa okreni u smjeru kazaljki na satu za blokiranje.




3. Izaberi željeni nastavak pa ga montiraj na spremnik za čuvanje sluzi.




6. Pritisni prekidač za reproduciranje glazbe, kako biste uključili melodiju. Ova funkcija nije obavezna. Ljepota glazbe skreće pozornost djeteta i olakšava čišćenje.




4. Pritisni prekidač za pokretanje proizvoda.



7. Pritisni gumb za usisavanje, kako bi se uključila funkcija usisavanja.




5. Namjesti željeni intenzitet jačine uređaja.




8. Stavi nastavak za usisavanje u nosnu šupljinu i očisti je.


DETALJE VEZANE UZ KORIŠTENJE




Pažnja: Kada tijekom čišćenja nosne šupljine razina sluzi u spremniku za čuvanje sluzi premaši pola kapaciteta, potrebno je skinuti spremnik i očistiti ga prije daljnjeg korištenja. U suprotnome doći će do povratnog toka i nastat će poteskoće u čišćenju.



Savjet: Za denzificiranje usisnih nastavaka te spremnika za čuvanje sluzi koristi kipuću vodu ili paru. Spriječit će to bakterijske infekcije. Ne koristi mikrovalne pećnice za dezinficiranje, dijelove, koji se mogu skinuti stavi u perilicu suđa, temperatura vode ne smije biti veća od 212°F.



Pažnja: Kućiste proizvoda nije voodootporno. Ne prelivati ga vodom, ne čistiti pod utjecajem visoke temperature. U tu svrhukoristiti mekanu i vlažnu krp.




Savjet: Nakon korištenja očistiti usisni nastavak te spremnik za čuvanje sluzi vrućom vodom kako se nebi razvijale bakterije.


A TERMÉK FELÉPÍTÉSE



Tartozékok



Három cserélhető csúcs



ÚTMUTATÓ A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

- Ez a termék kizárólag a gyermek orrüregének tisztítására és a váladék eltávolítására szolgál.
- Győződjön meg arról, hogy a csúcsba nem került-e be 3 mm-nél hosszabb kemény tárgyak.
- Ne dobálja el a terméket, mert az annak károsodásához vezethet.
- Használja a gyártó által biztosított tartozékokat, hogy elkerülje a készülék összeférhetlensége miatti károsodását.
- Ez a termék nem játék, ezért tartsa biztonságos helyen, gyermekek által nem elérhető helyen.

HASZNÁLAT ELŐTTI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Használat előtt célszerű sterilizálni a szívócsúcsot és a váladéktároló tartályt, pl. néhány percig 212°F / 100 °C-os forró vízben, majd felszerelni azokat a készülék házára. A fertőtlenítés céljából ne használjon magas hőmérséklet előállító készülékeket, például mikrohullámú sütőt.
- Ne merítse az egész terméket folyadékba.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a tömítésen, és hogy minden tartozék hiánytalan-e.
- Mosson kezet a termék használata előtt.

KARAKTERISZTIKA

- Ez a termék egy teljesen új készülék az orrüreg tisztításához. Puha, hatékony és könnyen tisztítható. Újszülöttek és az nagyobb gyermekek orrának biztonságos és kényelmes tisztítására szolgál.
- A termék három szívóteljesítmény-szinttel rendelkezik, amely az adott igényeknek megfelelően beállítható.
- A termék gyönyörű dallamokat kínál, kellemes légkört biztosít a gyermek számára az orrüreg tisztítása közben.
- A tartály és a szívócsúcs élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas anyagokból készült. Biztonságosak, higiénikusak, könnyen használhatóak, és biztosítják, hogy a gyermek orra könnyen tisztítható legyen.

A TERMÉK VÉDELMEK MÓDJA

- A termék tisztításához használjon tisztítószereket, például alkoholt vagy detergenseteket.
- A szívócsúcs és a váladéktároló tartály fertőtleníthető forró vízzel vagy gőz alatt, de nem mikrohullámú sütőben.
- A termék háza nem vízálló. Ne mosogassa vízzel, ne tisztítsa magas hőmérsékleten.

- A termék házát puha és nedves ruhával törölje át.
- Ne tárolja a terméket közvetlen napfényben vagy nyirkos körülmények között.
- Ne használjon maró hatású vegyszereket a termék tisztításához.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Be-/kikapcsolás: a készülék elindításához nyomja meg a [7] ON gombot; a kikapcsoláshoz nyomja meg azt ismét.
- A teljesítmény beállítása: Nyomja meg a 8-as gombot a teljesítmény intenzitásának beállításához; az 1-3 üzemmódok egymás után következnek.
- Zenelejátszás: nyomja meg a zenelejátszás gombot [9] a dallam bekapcsolásához; nyomja meg újra a kikapcsoláshoz.
- Szívógomb: Nyomja meg a [10]. szívógombot a szívás funkció aktiválásához az orrüreg tisztításához; nyomja meg újra a funkció kikapcsolásához.
- A készülék töltése: A készülék töltéséhez csatlakoztassa a [12] USB töltőaljzathoz az 5V 1A egyenfeszültségű egyenáramot.

MEGJEGYZÉSEK (HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL)

⚠ A használat során ügyeljen arra, hogy a gyermek szája nyitva legyen, és az orrüregben levegő keringjen, hogy elkerülje a negatív nyomás okozta kellemetlen érzést.

⚠ Az orrszívó használata során ne zárja el a másik orrlyukat, így elkerülhető a negatív nyomás és a kellemetlen érzés.

⚠ Minden használat előtt tisztítsa meg a terméket.

⚠ Használat után fertőtlenítse a szívócsúcsot és a váladéktároló tartályt a keresztszennyeződések elkerülése érdekében.

⚠ Ne merítse a teljes terméket folyadékba.

⚠ Amikor a váladéktároló tartály teljesen megtelik, meg kell azt tisztítani, hogy a maradványok ne szívódjanak be a motorba és ne károsítsák a terméket.


| A TERMÉK PARAMÉTEREI | |
|------------------------|--|
| Termékmodell | KA1001 |
| Működési feszültség | 3,7V |
| Töltőfeszültség | DC 5V 1A |
| Maximális teljesítmény | 1,5 W |
| Akkumulátor kapacitás | 500mAh |
| A termék nettó súlya | 150g |
| A termék méretei | Hosszúság 207 x Szélesség 41 x Magasság 49 |

PROBLÉMÁK ÉS HIBÁK ELHÁRÍTÁSA

A következő problémák felmerülése esetén olvassa el a Hibaelhárítás és -megoldás című szakaszt. Ha a probléma nem oldható meg, kérjük, forduljon értékesítés utáni szervizünkhöz.



| PROBLÉMA | MEGOLDÁS |
|---------------------------|---|
| Nincs szívás | 1. Ellenőrizze, hogy a csúcs helyesen van-e felszerelve 2. Ellenőrizze, hogy a váladéktároló tartály megfelelően van-e felszerelve 3. Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a bemeneti nyílás 4. Ellenőrizze, hogy a tömitőgyűrű nem sértült-e meg |
| A készülék nem kapcsol be | Használat előtt töltsse fel |

LÉPÉSEK



1. Helyezze a váladéktároló tartály talapzatát a készülék testébe, az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva rögzítse, ezután illessze a tömitőfedelet a talapzatra.


2. Helyezze a váladéktároló tartály védőburkolatát a készüléktestbe, és az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva rögzítse a helyére.




3. Válassza ki a kívánt csúcsot, és illesse azt a váladekgyűjtő csészére.




4. A termék elindításához nyomja meg a bekapcsológombot.



5. Állítsa be a készülék kívánt teljesítményintenzitását.




6. Nyomja meg a zenelejátszás gombot a melódia bekapcsolásához. Ez a funkció opcionális. A zene szépsége elvonja a gyermek figyelmét és megkönnyíti a tisztítási folyamatot.



7. Nyomja meg a szívás gombot a szívás funkció


aktiválásához.

8




8. Helyezze a szívócsúcot az orrüregbe, és tisztítsa azt meg.

A HASZNÁLATOT ÉRINTŐ RÉSZLETEK




Figyelem: a az orrüreg tisztítása során a váladéktartályban lévő váladékszint meghaladja a kapacitás felét, a további használat előtt a tartályt ki kell venni és meg kell tisztítani. Ellenkező esetben visszaáramlás következik be, és nehézségek merülnek fel a tisztítás során.




Tanács: Forró vízzel vagy gőzzel fertőtlenítse a

szívócsúcsokat és a váladéktároló tartályt. Ezáltal elkerülhetők a bakteriális fertőzések. Ne használjon mikrohullámú sütőt fertőtlenítésre, a levehető részeket helyezze a mosogatógépbe, a víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 212°F-ot.




Figyelem: A termék háza nem vízálló. Ne mossa azt vízzel, és ne tisztítsa magas hőmérsékleten. Erre a célra használjon puha, nedves ruhát.




Tanács: Használat után a baktériumok elszaporodásának elkerülése érdekében tisztítsa meg a szívócsúcsot és a váladéktároló tartályt forró vízzel.

Aspiratore nasale per bambini


STRUTTURA DEL PRODOTTO



Accessori



Serbatoio per la conservazione delle secrezioni



Tre punte intercambiabili



ISTRUZIONI PER UN UTILIZZO SICURO

- Questo prodotto serve esclusivamente a pulire le cavità nasali del bambino e a rimuovere il muco.
- Assicursi che non finiscano nella punta oggetti duri di lunghezza superiore a 3 mm.
- Non gettare il prodotto in quanto potrebbe danneggiarlo.
- Utilizzare gli accessori forniti dal produttore per evitare danni al dispositivo dovuti a non conformità.
- Questo prodotto non è un giocattolo, pertanto deve essere conservato in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

- Si consiglia di sterilizzare la punta di aspirazione e il serbatoio per la conservazione delle secrezioni prima dell'uso, ad esempio in acqua in ebollizione a 212 F / 100 C per alcuni minuti, e poi di montarli sul corpo del dispositivo. Per la disinfezione, non utilizzare apparecchi che generano alte temperature, come i forni a microonde.
- Non immergere l'intero prodotto nel liquido.
- Verificare che la guarnizione non sia danneggiata e che tutti gli accessori siano completi.
- Lavarsi le mani prima di utilizzare il prodotto.

CARATTERISTICHE

- Questo prodotto è un nuovissimo dispositivo per la pulizia delle cavità nasali. È morbido, efficiente e facile da pulire. Serve a pulire in modo sicuro e confortevole il naso dei neonati e dei bambini più grandi.
- Il prodotto dispone di tre livelli di potenza di aspirazione, che possono essere regolati in base alle esigenze specifiche.
- Il prodotto emette bellissime melodie, offrendo un'atmosfera piacevole al bambino durante la pulizia delle cavità nasali.
- Il serbatoio e la punta di aspirazione sono realizzati con materiali approvati per il contatto con gli alimenti. Sono sicuri e igienici, facili da utilizzare e garantiscono una facile pulizia del nasino del bambino.

MODALITÀ DI PROTEZIONE DEL PRODOTTO

- Per pulire il prodotto, utilizzare detersivi come l'alcol o i detersivi.
- La punta di aspirazione e il contenitore per la conservazione del muco possono essere disinfettati

con acqua bollente o con vapore, ma non nel forno a microonde.

- Il corpo del prodotto non è impermeabile. Non risciacquarlo con acqua, non pulirlo ad alta temperatura.
- Per pulire il corpo del prodotto, utilizzare un panno morbido e umido.
- Non conservare il prodotto alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità.
- Non utilizzare sostanze chimiche corrosive per pulire il prodotto.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Accensione/spengimento: premere [7] ON per avviare il dispositivo; premere nuovamente per spegnerlo.
- Regolazione della potenza: Premere il pulsante [8] per regolare l'intensità di aspirazione; le modalità 1-3 sono in sequenza.
- Riproduzione della musica: premere il pulsante di riproduzione musicale [9] per accendere la melodia; premere nuovamente per spegnerla.
- Pulsante di aspirazione: Premere il pulsante di aspirazione [10] per attivare la funzione di aspirazione per la pulizia della cavità nasale; premere nuovamente per disattivare la funzione.
- Ricarica del dispositivo: Utilizzando una corrente continua di 5V 1A, collegare alla presa di ricarica USB [12] per caricare il dispositivo.

NOTE (LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO)

⚠ Durante l'uso, assicurarsi che la bocca del bambino sia aperta per garantire la circolazione dell'aria nella cavità nasale ed evitare il disagio causato dalla pressione negativa.

⚠ Quando si utilizza l'aspiratore nasale, non bloccare l'altra narice, evitando così la pressione negativa e il disagio.

Pulire il prodotto prima di ogni utilizzo.

⚠ Disinfettare la punta di aspirazione e il serbatoio di raccolta delle secrezioni dopo l'uso per evitare la contaminazione incrociata.

⚠ Non immergere l'intero prodotto nel liquido.

⚠ Quando il serbatoio di raccolta del muco è completamente pieno, è necessario pulirlo per evitare che i residui vengano risucchiati nel motore e il prodotto venga danneggiato.

PARAMETRI PRODOTTO


| | |
|---------------------------|---------------------|
| Modello del prodotto | KA1001 |
| Tensione di funzionamento | 3.7V |
| Tensione di carica | DC 5V 1A |
| Potenza massima | 1,5 W |
| Capacità della batteria | 500 mAh |
| Peso netto del prodotto | 150g |
| Dimensioni del prodotto | L 207 x W 41 x H 49 |

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E GUASTI


Se si verificano i seguenti problemi, consultare la sezione Risoluzione dei problemi e guasti. Se il problema non può essere risolto, contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita.

| PROBLEMA | SOLUZIONE |
|-------------------------------|---|
| Assenza di aspirazione | <ol style="list-style-type: none">1. Controllare che la punta sia montata correttamente2. Controllare che il contenitore per la raccolta delle secrezioni sia montato correttamente3. Controllare che l'ingresso non sia stato bloccato4. Controllare che l'anello di tenuta non sia stato danneggiato |
| Il dispositivo non si accende | Ricaricare prima dell'uso |


PASSAGGI




1. Inserire la base del serbatoio per la raccolta delle secrezioni nel corpo del dispositivo, ruotare in senso orario per bloccarlo, quindi inserire il coperchio di tenuta sulla base.




2. Inserire il coperchio di protezione del serbatoio di raccolta delle secrezioni nel corpo del dispositivo e ruotare in senso orario per bloccarlo.




5. Impostare l'intensità di potenza desiderata del dispositivo.




3. Selezionare la punta desiderata e installarla sul serbatoio di raccolta delle secrezioni.




6. Premere il pulsante di riproduzione musicale per attivare la melodia. Questa funzione è opzionale. La bella musica può attirare l'attenzione del bambino e facilitare il processo di pulizia nasale.



4. Premere il pulsante di accensione per avviare il prodotto.




7. Premere il pulsante di aspirazione per avviare la funzione di aspirazione.




8. Posizionare la punta di aspirazione nella cavità nasale e pulirla.

DETTAGLI SULL'UTILIZZO




Attenzione: Se durante la pulizia della cavità nasale il livello del muco nel serbatoio supera la metà della sua


capacità, il serbatoio deve essere rimosso e pulito prima di un ulteriore utilizzo. Altrimenti potrebbe verificarsi facilmente un riflusso e la pulizia risulterebbe difficoltosa.



Suggerimento: Per disinfettare le punte di aspirazione e il contenitore di raccolta delle secrezioni, utilizzare acqua bollente o vapore. In questo modo si evitano le infezioni batteriche. Non utilizzare forni a microonde per la disinfezione, mettere le parti rimovibili in lavastoviglie, la temperatura dell'acqua non deve superare i 212°F.



Attenzione: Il corpo del prodotto non è impermeabile. Non risciaccarlo con acqua, non pulirlo ad alta temperatura. A tale scopo, utilizzare un panno morbido e umido.



Suggerimento: Dopo l'uso, pulire la punta di aspirazione e il serbatoio di raccolta delle secrezioni con acqua calda per evitare la formazione di batteri.

PRODUKTO SANDARA

Korpusas



Priedai



Apsauginis dangtelis




Sandarinimo dangtelis



Bazė

Gleivių indelis



USB įkrovimo laidas



Trys keičiami antgaliai



plokščias antgalis



kampinis antgalis



kriaušės formos antgalis

SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Šis produktas skirtas tik vaiko nosies ertmės valymui ir gleivių šalinimui.
- Įsitikinkite, kad į galiuką nepatektų kietų daiktų, ilgesnių nei 3 mm.
- Nemėtykite gaminio, nes galite jį sugadinti.
- Naudokite gamintojo pateiktus priedus, kad nesugadintumėte įrenginio dėl nesuderinamumo.
- Šis gaminys nėra žaistas, todėl laikykite jį saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

⚠️ ATSARGUMO PRIEMONĖS PRIEŠ NAUDOJIMĄ

- Prieš naudojimą rekomenduojama sterilizuoti siurbimo antgalį ir gleivių indelį, pvz., keletą minučių verdančiame vandenyje, kurio temperatūra 212 °F / 100 °C, ir tada pritvirtinti ant įrangos korpuso. Detoksikacijos tikslais nenaudokite aukštos temperatūros prietaisų, tokių kaip mikrobangų krosnelės.
- Nemerkite viso gaminio į skystį
- Patikrinkite, ar nepažeista tarpinė ir ar visi priedai yra sukomplektuoti.
- Prieš naudodami gaminį nusiplaukite rankas.

CHARAKTERISTIKOS

- Šis produktas yra visiškai naujas nosies ertmės valymo įrenginys. Jis yra minkštas, efektyvus ir lengvai valomas. Jis naudojamas saugiam ir patogiam nosies valymui naujagimiams ir vyresniems vaikams.
- Gaminys turi tris siurbimo galios lygius, kuriuos galima reguliuoti pagal Jūsų poreikius.
- Produktas siūlo gražias melodijas, suteikdamas vaikui malonią atmosferą valant nosies ertmę.
- Indelis ir siurbimo antgalis pagaminti iš medžiagų, patvirtintų sąlyčiai su maistu. Jie yra saugūs ir higieniški, juos lengva naudoti ir lengva išlaikyti švarią kūdikio nosytę.

PRODUKTO APSAUGOJIMO BŪDAI

- Gaminiiui valyti naudokite valymo priemones, pvz., alkoholį arba ploviklius
- Siurbimo antgalį ir indelį galima dezinfekuoti verdančiu vandeniu arba garais, bet ne mikrobangų krosnelėje.
- Produkto korpusas nėra atsparus vandeniui. Neplaukite vandeniu, nevalykite aukštoje temperatūroje.
- Gaminio korpusą nuvalykite minkšta, drėgna šluoste.
- Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose arba drėgnoje vietoje.

- Gaminiai valyti nenaudokite korozinių cheminių medžiagų.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Įjungimas/Išjungimas: Paspauskite mygtuką [7] ON, norėdami įjungti įrenginį; paspauskite dar kartą, kad jį išjungtumėte.
- Maitinimo padėties reguliavimas: paspauskite mygtuką [8], kad sureguliuotumėte galios intensyvumą; 1-3 režimai vyksta iš eilės.
- Muzikos grojimas: paspauskite muzikos atkūrimo mygtuką [9], kad paleistumėte melodiją; paspauskite dar kartą, kad ją išjungtumėte.
- Traukimo mygtukas: paspauskite traukimo mygtuką [10], kad suaktyvintumėte traukimo funkciją ir išvalytumėte nosies ertmę; paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte funkciją.
- Įrenginio įkrovimas: naudodami DC 5V 1A, prijunkite prie USB įkrovimo prievado [12], kad įkrautumėte įrenginį.

PASTABOS (PRIEŠ NAUDODAMI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE)

- ▲ Naudodami įsitikinkite, kad vaiko burna yra atvira, o nosies ertmėje yra oro cirkuliacija, kad išvengtumėte diskomforto dėl neigiamo slėgio.
- ▲ Naudodami nosies aspiratorių neužkimškite kitos šnervės, taip išvengsite neigiamo slėgio ir diskomforto išvalykite gaminį prieš kiekvieną naudojimą.
- ▲ Po naudojimo dezinfekuokite siurbimo antgalį ir gleivių indelį, kad išvengtumėte kryžminio užteršimo.
- ▲ Nemerkite viso gaminio į skystį
- ▲ Kai gleivių laikymo indelis bus pilnas, jį reikia išvalyti, kad likučiai nepatektų į variklį ir nesugadintų gaminio.


| PRODUKTO PARAMETRAI | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Produkto modelis | KA1001 |
| Darbinė įtampa | 3,7V |
| Įkrovimo įtampa | DC 5V 1A |
| Maksimali galia | 1,5W |
| Baterijos talpa | 500mAh |
| Produkto svoris (grynasis) | 150g |
| Produkto išmatavimai | Ilgis 207 x Plotis 41 x Aukštis 49 |

TRIKIŲ ŠALINIMAS


Jei susiduriate su toliau nurodytomis problemomis, žr. skyrių Trikių diagnostika ir trikių diagnostika. Jei problemos išspręsti nepavyksta, susisiekite su mūsų aptarnavimo po pardavimo tarnyba.

| PROBLEMA | SPRENDIMAS |
|-----------------------|--|
| Nėra traukimo | 1. Patikrinkite, ar antgalis tinkamai pritvirtintas 2. Patikrinkite, ar gleivių indelis tinkamai sumontuotas 3. Patikrinkite, ar neužsikimšusi įleidimo anga 4. Patikrinkite, ar nepažeistas sandarinimo žiedas |
| Įrenginys neįsijungia | Prieš naudojimą įkraukite |


ŽINGSNIAI




1. Įdėkite gleivių indelio pagrindą į prietaiso korpusą, pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte, tada ant pagrindo uždėkite sandarinimo dangtelį.




2. Į korpusą įkiškite apsauginį indelio dangtelį ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte.




3. Pasirinkite norimą antgalį ir pritvirtinkite jį ant gleivių indelio.




6. Norėdami įjungti melodiją, paspauskite muzikos atkūrimo mygtuką. Ši funkcija neprivaloma. Muzikos grožis blaško vaiko dėmesį ir palengvina valymo procesą.




4. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad paleistumėte gaminį.



7. Norėdami įjungti traukimo funkciją, paspauskite traukimo mygtuką.




5. Nustatykite norimą įrangos galios intensyvumą.




8. Įdėkite traukimo antgalį į nosies ertmę ir išvalykite.


NAUDOJIMO DETALĖS




Pastaba: valydami nosies ertmę, jei gleivių lygis indelyje viršija pusę jo talpos, išimkite indelį ir išvalykite prieš tolesnį naudojimą. Priešingu atveju atsiras atgalinis srautas ir bus sunku išvalyti.



Patarimas: po naudojimo išvalykite traukimo antgalį ir gleivių indelį karštu vandeniu, kad išvengtumėte bakterijų dauginimosi.




Patarimas: siurbimo antgalius ir gleivių indelį dezinfekuokite verdančiu vandeniu arba garais. Taip išvengsite bakterinių infekcijų. Nenaudokite mikrobangų krosnelių dezinfekcijai, nuimamas dalis dėkite į indaplovę, vandens temperatūra neturi viršyti 212 °F



Pastaba: gaminio korpusas nėra atsparus vandeniui. Neplaukite vandeniu, nevalykite aukštoje temperatūroje. Šiuo tikslu naudokite minkštą ir drėgną skudurėlį.

IZSTRĀDĀJUMA STRUKTŪRA

Korpusa



Piederumi



Aizsargapvalks




Blīvējošas uznavas



Pamatne

Izdalījumu uzglabāšanas tvertne



USB uzlādes kabelis



Trīs maināmi uzgaļi



plakans uzgalis



leņķa uzgalis



kalabaša/ķirbja formas uzgalis

DROŠAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Šis izstrādājums ir paredzēts tikai mazuļa deguna dobuma tīrīšanai un izdalījumu noņemšanai.
- Pārļiecinieties, vai uzgali nav iekļuvuši cieti priekšmeti, kas garāki par 3 mm.
- Nedrīkst mest ar izstrādājumu, jo tas var izraisīt izstrādājuma bojājumus.
- Izmantojiet ražotāja sniegtos piederumus, lai izvairītos no izstrādājuma bojājumiem neatbilstības dēļ.
- Šis izstrādājums nav rotālieta, tāpēc uzglabājiet to drošā, bērniem nepieejamā vietā.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI PIRMS LIETOŠANAS

- Pirms lietošanas ieteicams sterilizēt sūkšanas uzgali un izdalījumu tvertni, piemēram, verdošā ūdenī 212°F / 100°C dažas minūtes, un pēc tam uzstādiat tos uz iekārtas korpusa. Detoksikācijas nolūkos nav ieteicams izmantot augstas temperatūras ierīces, piemēram, mikroviļņu krāsnis.
- Neiegremdējiet visu izstrādājumu šķidrumā.
- Pārbaudiet, vai blīvējums nav bojāts un vai visi piederumi ir komplektēti.
- Pirms izstrādājuma lietošanas nomazgājiet rokas.

RAKSTUROJUMS

- Šis izstrādājums ir pilnīgi jauns izstrādājums deguna dobuma tīrīšanai. Tas ir miksts, efektīvs un viegli tīrāms. Paredzēts drošai un ērtai deguna tīrīšanai jaundzimušajiem un vecākiem bērniem.
- Izstrādājumam ir trīs sūkšanas jaudas līmeņi, kurus var pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.
- Izstrādājums piedāvā skaistas melodijas, nodrošinot mazulim patīkamu atmosfēru deguna dobuma tīrīšanas laikā.
- Tvertne un sūkšanas uzgalis ir izgatavoti no materiāliem, kas atpazīnami tiešai saskarei ar pārtiku. Tie ir droši un higiēniski, ērti lietojami, kā arī atvieglo mazuļa deguna dobumu tīrīšanu.

IZSTRĀDĀJUMA AIZSARGĀŠANAS VEIDS

- Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas līdžekļus, piemēram, spirtu vai mazgāšanas līdžekļus.
- Sūkšanas uzgali un izdalījumu uzglabāšanas tvertni var dezinficēt ar verdošu ūdeni vai tvaiku, bet ne mikroviļņu krāsnī.
- Izstrādājuma korpus nav ūdensizturīgs. Nemazgāt ar ūdeni, netīrīt ar augstas temperatūras palīdzību.

- Izmantojiet mikstu un mitru drānu izstrādājuma korpusa noslaušanai.
- Neglabājiet izstrādājumu tiešās saules staru ietekmē vai mitros apstākļos.
- Izstrādājuma tīrīšanai neizmantojiet kodīgas ķīmiskas vielas.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

- Ieslēgšana/Izslēgšana: nospiediet pogu 7/ON, lai ieslēgtu ierīci; nospiediet atkārtoti, lai to izslēgtu.
- Jaudas pozīcijas regulēšana: nospiediet pogu 8, lai pielāgotu jaudas intensitāti; režīmi 1-3 notiek secīgi.
- Mūzikas atskaņošana: nospiediet mūzikas atskaņošanas pogu 9, lai atskaņotu melodiju; nospiediet atkārtoti, lai to izslēgtu.
- Sūkšanas poga: nospiediet sūkšanas pogu 10, lai ieslēgtu sūkšanas funkciju deguna dobuma tīrīšanai; nospiediet atkārtoti, lai izslēgtu funkciju.
- Ierīces uzlāde: izmantojot DC 5V 1A, pievienojiet USB uzlādes portam 12, lai uzlādētu ierīci.

PIEZĪMES (UZMANĪGI IZLASIET PIRMS LIETOŠANAS)

- ▲Lietošanas laikā pārļiecinieties, ka bērns mūti ir atvērta un deguna dobumā ir gaisa cirkulācija, lai izvairītos no diskomforta negatīvā spiediena dēļ.
- ▲Deguna aspiratora lietošanas laikā neaizsprostojiet otru nāsi, tādējādi var izvairīties no negatīva spiediena un diskomforta. Notīriet izstrādājumu pirms katras lietošanas reizes.
- ▲Pēc lietošanas dezinficējiet sūkšanas uzgali un izdalījumu tvertni, lai izvairītos no kruststingās inficēšanās.
- ▲Neiegremdējiet visu izstrādājumu šķidrumā.
- ▲Kad izdalījumu uzglabāšanas tvertne ir pilna, to nepieciešams iztīrīt, lai novērstu atlikumu iesūkšanas motorā un izstrādājuma bojājumus.

| IZSTRĀDĀJUMA PARAMETRI | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Izstrādājuma modelis | KA1001 |
| Darba spriegums | 3,7V |
| Uzlādes spriegums | DC 5V 1A |
| Maksimālā jauda | 1,5W |
| Akumulatora ietilpība | 500mAh |
| Izstrādājuma neto svars | 150g |
| Izstrādājuma izmēri | Gar. 207 x Plat. 41 x Augst. 49 |


PROBLĒMU RISINĀŠANA UN NOVĒRŠANA

Ja rodas zemāk norādītās problēmas, skatiet sadaļu


problēmu risināšana un novēršana. Ja problēmu nevar atrisināt, lūdz, sazinieties ar mūsu pēdārdošanas servisu.

| PROBLĒMA | RISINĀJUMS |
|--------------------|--|
| Nav sūkšanas | 1. Pārbaudiet, vai uzgālis ir uzstādīts pareizi 2. Pārbaudiet, vai izdalījumu uzglabāšanas tvertne ir uzstādīta pareizi 3. Pārbaudiet, vai iepilude nav bloķēta 4. Pārbaudiet, vai blīvredzens nav bojāts |
| Ierīce neieslēdzas | Uzlādēt pirms lietošanas |


SOLĪ




1. Ievietojiet izdalījumu tvertnes pamatni ierīces korpusā, pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu, pēc tam uzstādiet uz pamatnes bīvējošo uznavu.




2. Ievietojiet izdalījumu tvertnes aizsargapvalku korpusā un pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu.




3. Izvēlieties atbilstošo uzgali un uzstādiēt to uz izdalījumu tvertnes.




6. Nospiediet mūzikas atskaņošanas pogu, lai atskaņotu melodiju. Šī funkcija nav obligāta. Mūzika novērs bērna uzmanību un atvieglo attīrīšanās procesu.




4. Nospiediet strāvas pogu, lai iedarbinātu izstrādājumu.



7. Nospiediet sūkšanas pogu, lai aktivizētu sūkšanas funkciju.




5. Iestatiet vēlamo ierīces jaudas intensitāti.




8. Ievietojiet sūkšanas uzgali deguna dobumā un attīriet to.

LIETOŠANAS INFORMĀCIJA


ietekmē. Šim nolūkam izmantojiet mikstu un mitru drānu.




Piezīme: Tīrot deguna dobumu, ja izdalījumu līmenis izdalījumu tvertnē pārsniedz pusi no tā ietilpības, izņemiet tvertni un iztīriet to pirms turpmākas lietošanas. Pretējā gadījumā notiks atpakaļplūsmas process, un tīršana būs sarežģīta.



Ieteikums: Pēc lietošanas notīriet sūkšanas uzgaļi un izdalījumu tvertni ar karstu ūdeni, lai novērstu baktēriju attīstību.



Ieteikums: Sūkšanas uzgaļu un izdalījumu tvertnes dezinfekcijai izmantojiet verdošu ūdeni vai tvaiku. Tas ļaus novērst bakteriālas infekcijas. Neizmantojiet mikroviļņu krāsnis dezinfekcijai, noņemamās daļas ievietojiet trauku mazgājamajā mašīnā, ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 212°F.




Piezīme: Izstrādājuma korpuss nav ūdensizturīgs. Nemazgājiet to ar ūdeni, netīriet augstas temperatūras

Neusaspirator voor kinderen

PRODUCTONTWERP

Behuizing



Accessoires



Beschermkap




Afdichtdeksel



Basis

Reservoir voor het opslaan van slijm



USB oplaadkabel

Drie verwisselbare uiteinden



plat uiteinde



gebogen uiteinde



calabas uiteinde

INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

- Dit product is alleen bedoeld voor het reinigen van de neusholte van het kind en het verwijderen van slijm.
- Zorg ervoor dat er geen harde voorwerpen van meer dan 3 mm in het uiteinde komen.
- Gooi niet met het product, want dit kan het beschadigen.
- Gebruik accessoires die door de producent zijn geleverd om schade aan het apparaat als gevolg van incompatibiliteit te voorkomen.
- Dit product is geen speelgoed, dus bewaar het op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.

VOORZORGSMAATREGELEN VÓÓR GEBRUIK

- Het wordt aangeraden om de zuigmond en het reservoir voor het opvangen van slijm voor gebruik te steriliseren, bijvoorbeeld in kokend water van 100°C gedurende een paar minuten, en ze vervolgens op de behuizing van het apparaat te bevestigen. Gebruik voor ontgiftingsdoeleinden geen apparaten die hoge temperaturen genereren, zoals magnetrons.
- Dompel niet het hele product onder in vloeistof.
- Controleer of de pakking niet beschadigd is en of alle accessoires compleet zijn.
- Was je handen voordat je het product gebruikt.

KENMERKEN

- Dit product is een gloednieuwe neusholtereiniger. Hij is zacht, efficiënt en gemakkelijk schoon te maken. Het wordt gebruikt om veilig en comfortabel de neus van zowel pasgeborenen als oudere kinderen te reinigen.
- Het product heeft drie zuigkrachtniveaus, die naar wens kunnen worden aangepast.
- Het product heeft prachtige melodietjes, waardoor het kind een aangename sfeer ervaart tijdens het reinigen van de neusholte.
- Het reservoir en de zuigmond zijn gemaakt van voedselveilige materialen. Ze zijn veilig en hygiënisch, gemakkelijk te hanteren en zorgen ervoor dat de neus van je baby gemakkelijk schoon te maken is.

BESCHERMINGSMETHODE VOOR HET PRODUCT

- Voor het reinigen van het product kun je schoonmaakmiddelen zoals alcohol of schoonmaakmiddelen gebruiken.
- De zuigmond en het reservoir voor slijm kunnen worden gedisinfecteerd met kokend water of onder stoom,

maar niet in de magnetron.

- De behuizing van het product is niet waterdicht. Niet afspoelen met water of schoonmaken onder hoge temperaturen.
- Gebruik een zachte en vochtige doek om de behuizing van het product af te vegen.
- Bewaar het product niet in direct zonlicht of onder natte omstandigheden.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën om het product schoon te maken.

GEBRUIKSAANWIJZING

- In-/uitschakelen: Druk op de [7] ON knop om het apparaat te starten; druk nogmaals om het apparaat uit te schakelen.
- Instellen van de vermogensstand: Druk op knop [8] om de vermogensintensiteit aan te passen; standen 1-3 treden achtereenvolgens op.
- Muziek afspelen: druk op de muziekafspelknop [9] om de melodie in te schakelen; druk nogmaals om deze uit te schakelen.
- Zuigknop: Druk op de zuigknop [10] om de zuigfunctie te activeren om de neusholte te reinigen; druk nogmaals om de functie te deactiveren.
- Opladen van het apparaat: Gebruik DC 5V 1A, sluit aan op de USB-oplaadaansluiting [12] om het apparaat op te laden.

OPMERKINGEN (ZORGVULDIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK)

- ▲ Tijdens het gebruik moet je ervoor zorgen dat de mond van het kind open is en dat er luchtcirculatie in de neusholte is om ongemak door vacuüm te voorkomen.
- ▲ Blokkeer het andere neusgat niet bij het gebruik van de neusafzuiger om negatieve druk en ongemak te voorkomen.
- ▲ Reinig het product vóór elk gebruik.
- ▲ Ontsmet het zuigmondstuk en het reservoir na gebruik om kruisbesmetting te voorkomen.
- ▲ Dompel niet het hele product onder in vloeistof.
- ▲ Als het reservoir volledig vol is, moet deze worden gereinigd om te voorkomen dat er resten in de motor worden gezogen en dat het product beschadigd raakt.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN EN STORINGEN


Als een van de volgende problemen zich voordoet, raadpleeg dan de afdeling voor probleemoplossing en foutopsporing. Als het probleem niet kan worden opgelost, neem dan contact op met onze afdeling after-sales service.

PRODUCTPARAMETERS



| | |
|---------------------|------------------------|
| Model product | KA1001 |
| Voedingsspanning | 3,7V |
| Oplaa spanning | DC 5V 1A |
| Max. vermogen | 1,5W |
| Capaciteit batterij | 500mAh |
| Netto gewicht | 150g |
| Productafmetingen | L. 207 x B. 41 x H. 49 |

| PROBLEEM | OPLOSSING |
|----------------------------|---|
| Geen zuigkracht | <ol style="list-style-type: none">1. Controleer of het uiteinde goed vastzit2. Controleer of het reservoir correct is aangebracht3. Controleer of de inlaat niet geblokkeerd is.4. Controleer of de afdictring niet beschadigd is. |
| Apparaat schakelt niet aan | Opladen vóór gebruik |


STAPPEN




1. Plaats de basis van het reservoir in de behuizing van het apparaat, draai met de klok mee om te vergrendelen en plaats dan de afsluitdop op de basis.
2. Plaats de beschermkap van het reservoir in het lichaam en draai met de klok mee om te vergrendelen.




3. Kies het gewenste uiteinde en plaats het op het reservoir.




4. Druk op de aan/uit-knop om het product te starten



5. Stel de gewenste intensiteit van het apparaatvermogen in.




6. Druk op de muziekafspelknop om de melodie te activeren. Deze functie is optioneel. De prachtige muziek leidt het kind af en vergemakkelijkt het reinigingsproces.




7. Druk op de zuignop om de zuigfunctie te activeren.

8




8. Plaats het zuigmondje in de neusholte en reinig.

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK




Let op: Als tijdens het reinigen van de neusholte het niveau in het reservoir hoger is dan de helft van de capaciteit, moet het reservoir worden verwijderd en gereinigd voor verder gebruik. Anders treedt terugstroming op en ontstaan er problemen bij het schoonmaken.




Tip: Gebruik kokend water of stoom om de zuiguiteinden en het reservoir te desinfecteren. Dit voorkomt bacteriële infecties. Gebruik geen magnetron voor desinfectie,

plaats afneembare onderdelen in de vaatwasmachine, de watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 21°C.



Let op: De behuizing van het product is niet waterdicht. Was het niet met water en maak het niet schoon bij blootstelling aan hoge temperaturen. Gebruik hiervoor een zachte, vochtige doek.



Let op: Reinig na gebruik het zuigmondstuk en de opvangbak voor slijm met heet water om bacteriegroei te voorkomen.

Aspirador nasal para crianças

ESTRUTURA DO PRODUTO



Acessórios



Capa protetora




Tampa de vedação



Base

Recipiente para o armazenamento da secreção



USB oplaadkabel

Três bicos intercambiáveis



BICO PLANO



BICO ANGULAR



BICO EM FORMA DE PORONGO

INSTRUÇÕES PARA UM USO SEGURO

- Este produto destina-se apenas a limpeza da cavidade nasal do bebé e à remoção do muco.
- Certifique-se de que nenhum objeto duro com mais de 3 mm entre no bico.
- Não lance o produto, pois pode danificá-lo.
- Use acessórios fornecidos pelo fabricante de modo a evitar danos ao dispositivo por incompatibilidade.
- Este produto não é um brinquedo, portanto, guarde-o em um local seguro, fora do alcance das crianças.

⚠️ MEDIDAS DE PRECAUÇÃO ANTES DE USAR

- Recomenda-se esterilizar o bico de sucção e o reservatório de secreção antes de o usar, por exemplo, em água fervente a 212°F / 100°C por alguns minutos e, em seguida, instalá-los na carcaça do dispositivo. Não use dispositivos que geram alta temperatura, como fornos de micro-ondas, para fins de desintoxicação.
- Não mergulhe todo o produto em líquidos.
- Verifique se a vedação não foi danificada e se todos os acessórios estão completos.
- Lave as mãos antes de usar o produto.

CARACTERÍSTICAS

- Este produto é um dispositivo novo de fábrica que se destina à limpeza nasal. É macio, eficiente e fácil de limpar. É usado para uma limpeza nasal segura e confortável de recém-nascidos e crianças mais velhas.
- O produto possui três níveis de potência de sucção que podem ser ajustados de acordo com as suas necessidades.
- O produto oferece belas melodias, proporcionando um ambiente agradável para o bebé durante a limpeza da cavidade nasal.
- O recipiente e o bico de sucção são feitos de materiais aprovados para o contacto com alimentos. São seguros e higiénicos, fáceis de usar e fáceis de manter o nariz do bebé limpo.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO DO PRODUTO

- Use agentes de limpeza como álcool ou detergentes para limpar o produto.
- O bico de sucção e o recipiente de armazenamento das secreções podem ser desinfetados com água fervente ou vapor, mas não em um forno de micro-ondas.
- A carcaça do produto não é à prova d'água. Não a lave com água, não a limpe a alta temperatura.

- Use um pano macio e húmido para limpar a carcaça do produto.
- Não armazene o produto sob luz solar direta ou em condições de humidade.
- Não use produtos químicos corrosivos para limpar o produto.

Manual do utilizador

- Ligar/desligar: Prima o botão [7] ON para iniciar o dispositivo; pressione novamente para desligá-lo.
- Ajuste da posição de potência: Prima o botão [8] para definir a intensidade da potência; os modos 1-3 ocorrem em sequência.
- Reprodução de música: Prima o botão de música [9] para ativar a melodia; prima novamente para desligá-la.
- Botão de sucção: Prima o botão de sucção [10] para ativar a função de sucção para limpar a cavidade nasal; prima novamente para desligar a função.
- Carregamento do dispositivo: DC 5V 1A, conecte à porta de carregamento USB [12] para carregar o dispositivo.

Atenção (leia atentamente antes de usar)

- ▲ Durante o uso, certifique-se de que a boca da criança esteja aberta e que haja circulação de ar na cavidade nasal para evitar desconforto devido à pressão negativa.
- ▲ Ao utilizar o aspirador nasal, não obstrua a outra narina, evitando pressão negativa e desconforto. Limpe o produto antes de cada uso.
- ▲ Desinfecte o bico de sucção e o recipiente da secreção após o uso para evitar contaminação cruzada.
- ▲ Não mergulhe todo o produto em líquidos.
- ▲ Quando o recipiente de armazenamento das secreções estiver cheio, este deve ser limpo para evitar que o resíduo seja sugado para dentro do motor e danifique o produto.


| PARÂMETROS DO PRODUTO | |
|-------------------------|---------------------|
| Modelo do produto | KA1001 |
| Tensão de funcionamento | 3,7V |
| Tensão de carregamento | DC 5V 1A |
| Potência máxima | 1,5W |
| Capacidade da bateria | 500mAh |
| Peso líquido do produto | 150g |
| Dimensões do produto | C 207 x L 41 x A 49 |

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E FALHAS


Consulte a seção Solução de problemas e falhas se tiver os seguintes problemas. Se o problema não puder ser resolvido, entre em contacto com o nosso serviço pós-venda.

| PROBLEMA | SOLUÇÃO |
|---------------------|---|
| Falta de sucção | 1. Verifique se o bico está encaixado corretamente 2. Verifique se o recipiente de armazenamento das secreções está instalado corretamente 3. Verifique se a entrada não está bloqueada 4. Verifique se o anel de vedação não foi danificado |
| O aparelho não liga | Carregue-o antes de usá-lo |


PASSO A PASSO




1. Coloque a base do recipiente de secreção na carcaça do dispositivo, gire no sentido horário para travar e, em seguida, instale a tampa de vedação na base.




2. Coloque a tampa protetora do recipiente de secreção na carcaça e gire no sentido horário para travar.




3. Selecione o bico desejado e monte-o no recipiente de secreção.




6. Prima o botão de reprodução da música para ativar a melodia. Este recurso é opcional. A beleza da música distrai a criança e facilita o processo de limpeza.




4. Prima o botão ligar/desligar para iniciar o produto.



7. Prima o botão de sucção para ativar a função de sucção.




5. Defina a intensidade da potência desejada do equipamento.




8. Coloque o bico de sucção na cavidade nasal e limpe-a.


DETALHES DE USO




Atenção: Quando o nível de secreção no recipiente de secreção exceder a metade de sua capacidade ao limpar a cavidade nasal, remova o recipiente e limpe-o antes de usá-lo novamente. Caso contrário, ocorrerá um refluxo e, assim, será difícil de limpá-lo.



Dica: Use água fervente ou vapor para desinfetar os bicos de sucção e o recipiente de armazenamento das secreções. Isso evitará infecções bacterianas. Não use fornos de micro-ondas para desinfecção, coloque as partes removíveis na máquina de lavar louça, a temperatura da água não deve ultrapassar os 212°F/100°C.



Atenção: A carcaça do produto não é à prova d'água. Não a lave com água, não a limpe à alta temperatura. Para tal, utilize um pano macio e húmido.



Dica: Após o uso, limpe o bico de sucção e o recipiente de secreção com água quente para evitar o aparecimento de bactérias.

Aspirator nazal pentru copii

CONSTRUCȚIA PRODUSULUI



Accesorii



Strat protector




Capac de etanșare



Bază

Rezervor de stocare a secreției

Cablul de încărcare
USB

Trei accesorii detașabile



vârf plat



vârf oblic



vârf sub formă de calebă

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

- Acest produs este doar pentru curățarea cavității nazale a bebelușului și îndepărtarea mucusului.
- Asigurați-vă că vârful nu este astupat de obiecte dure mai lungi de 3 mm.
- Nu aruncați produsul deoarece îl puteți deteriora.
- Utilizați accesoriile furnizate de producător pentru a evita deteriorarea dispozitivului din cauza incompatibilității.
- Acest produs nu este jucărie, așa că păstrați-l într-un loc sigur, departe de îndemâna copiilor.

PRECAUȚII ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Se recomandă sterilizarea vârfului de aspirație și a rezervorului de secreție înainte de utilizare, de ex., în apă clocotită la 212°F / 100°C timp de câteva minute, apoi instalați-le pe corpul echipamentului. Pentru detoxifiere nu folosiți dispozitive cu temperatură înaltă, cum ar fi cuptoarele cu microunde.
- Nu scufundați întregul produs în lichid.
- Verificați dacă garnitura nu a fost deteriorată și dacă toate accesoriile sunt complete.
- Spălați-vă pe mâini înainte de utilizarea produsului.

CARACTERISTICĂ

- Acest produs este un dispozitiv de curățare nazală nou-nouț. Este moale, eficient și ușor de curățat. Este folosit pentru curățarea nazală sigură și confortabilă la nou-născuți și copiii mai mari.
- Produsul are trei niveluri de putere de aspirare care pot fi reglate în funcție de nevoie.
- Produsul oferă melodii frumoase, oferind o atmosferă plăcută bebelușului în timp ce curăță cavitatea nazală.
- Recipientul și vârful de aspirație sunt fabricate din materiale aprobate pentru contactul cu alimentele. Sunt sigure și igienice, ușor de utilizat și asigură păstrarea curată a nasului bebelușului.

METODA DE SECURIZARE A PRODUSULUI

- Utilizați agenți de curățare precum alcool sau detergenți pentru a curăța produsul.
- Vârful de aspirație și cupa de depozitare a secrețiilor pot fi dezinfectate cu apă clocotită sau cu abur, dar nu într-un cuptor cu microunde.
- Corpul produsului nu este impermeabil. Nu spălați cu apă, nu curățați sub influența temperaturii ridicate.
- Pentru ștergerea corpului produsului utilizați o cârpă moale și umedă.

- Nu depozitați produsul în lumina directă a soarelui sau în condiții umede.
- Nu utilizați substanțe chimice corozive pentru curățarea produsului.

MANUAL DE UTILIZARE

- Pornit/Oprit: Apăsăți butonul [7] ON pentru a porni dispozitivul; apăsați din nou pentru a-l opri.
- Reglarea poziției puterii: Apăsăți butonul [8] pentru a regla intensitatea puterii; modurile 1-3 apar în succesiune.
- Redare muzică: Apăsăți butonul de redare muzică [9] pentru a reda melodia; apăsați din nou pentru a-l opri.
- Buton de aspirație: Apăsăți butonul de aspirație [10] pentru a activa funcția de aspirație pentru a curăța cavitatea nazală; apăsați din nou pentru a dezactiva funcția.
- Încărcarea dispozitivului: Cu ajutorul DC 5V 1A, conectați-vă la portul de încărcare USB [12] pentru a încărca dispozitivul.

NOTE (CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE)

- ▲ În timpul utilizării, asigurați-vă că copilul are gura deschisă și că există circulația a aerului în cavitatea nazală pentru a evita disconfortul din cauza subpresiunii.
- ▲ Când utilizați aspiratorul nazal, nu blocați cealaltă nară, evitând astfel formarea de subpresiune și disconfortul. Curățați produsul înainte de fiecare utilizare.
- ▲ Dezinfecțați vârful de aspirație și rezervorul de secreție după utilizare pentru a evita contaminarea încrucișată.
- ▲ Nu scufundați întregul produs în lichid.
- ▲ Când rezervorul de depozitare a secrețiilor este plin, acesta trebuie curățat pentru a preveni aspirarea reziduurilor în motor și deteriorarea produsului.


| PARAMETRII PRODUSULUI | |
|-----------------------|---------------------|
| Model produs | KA1001 |
| Tensiune de operare | 3,7V |
| Tensiune de încărcare | DC 5V 1A |
| Putere maximă | 1,5W |
| Capacitate baterie | 500mAh |
| Greutate netă produs | 150g |
| Dimensiuni produs | L 207 x L 41 x H 49 |

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR ȘI DEPARANARE


Consultați secțiunea Soluționarea problemelor și deparanare dacă întâmpinați următoarele probleme. Dacă problema nu poate fi rezolvată, vă rugăm să contactați service-ul nostru post-vânzare.

| PROBLEMĂ | SOLUȚIE |
|----------------------|--|
| Lipsă aspirație | 1. Verificați dacă vârful este instalat corect 2. Verificați dacă rezervorul de stocare a secreției este instalat corespunzător 3. Verificați dacă admisia nu este blocată 4. Verificați dacă inelul de etanșare nu a fost deteriorat |
| Aparatul nu pornește | Încărcați înainte de utilizare |


PAȘI




1. Așezați baza rezervorului de secreție pe corpul dispozitivului, rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca, apoi instalați capacul de etanșare pe bază.




2. Introduceți capucii de protecție al cupei de secreție în corp și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca.




3. Selectați vârful dorit și montați-l pe rezervorul de secreție.




6. Apăsati butonul de redare a muzicii pentru a reda melodia. Această caracteristică este opțională. Frumusețea muzicii distrage copilul și facilitează procesul de curățare.




4. Apăsati butonul de pornire pentru a porni produsul.



7. Apăsati butonul de aspirație pentru a activa funcția de aspirație.




5. Setati intensitatea de putere dorita a echipamentului.




8. Așezați vârful de aspirație în cavitatea nazală și curățați-l.


DETALII DE UTILIZARE




Notă: Când curățați cavitatea nazală, dacă nivelul de secreție din rezervorul de secreție depășește jumătate din capacitatea sa, îndepărtați rezervorul și curățați-l înainte de utilizare ulterioară. În caz contrar, poate avea loc refluxare și va fi dificil de curățat.



Indicație: După utilizare, curățați vârful de aspirație și rezervorul de secreție cu apă fierbinte pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor.



Indicație: Folosiți apă clocotită sau abur pentru a dezinfecta vârful de aspirație și rezervorul de secreție. Acest lucru va evita infecțiile bacteriene. Nu folosiți cuptoare cu microunde pentru dezinfecție, puneți părțile detașabile în lavoar, temperatura apei nu trebuie să depășească 212°F.



Notă: Corpul produsului nu este impermeabil. Nu îl spălați cu apă, nu îl curățați sub influența temperaturii ridicate. În acest scop, utilizați o cârpă moale și umedă.

КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



Аксессуары



Защитная крышка




Уплотнительная



Основа

Резервуар для хранения выделений



USB-кабель для зарядки

Три сменные насадки



плоская насадка



угловая насадка



насадка «калабаш»

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Этот прибор предназначен только для очистки носовой полости вашего ребенка и удаления выделений.
- Следите за тем, чтобы в насадку не попадали твердые предметы длиной более 3 мм.
- Не бросайте изделие, так как это может привести к его повреждению.
- Используйте принадлежности, поставляемые производителем, чтобы избежать повреждения устройства в результате несовместимости.
- Данное изделие не является игрушкой, поэтому храните его в безопасном месте, недоступном для детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Рекомендуется стерилизовать всасывающую насадку и резервуар для хранения выделений перед использованием, например, в кипящей воде при температуре 212°F / 100°C в течение нескольких минут, а затем установить их на корпус оборудования. Для целей стерилизации не используйте устройства, генерирующие высокие температуры, например, микроволновые печи.
- Не погружайте весь прибор в жидкость.
- Убедитесь, что уплотнитель не поврежден и что все принадлежности в комплекте.
- Вымойте руки перед использованием изделия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Этот продукт – заводской новый очиститель носовой полости. Он мягкий, эффективный и легко чистится. Он используется для безопасной и комфортной очистки носа новорожденных, а также детей старшего возраста.
- Изделие имеет три уровня мощности всасывания, которые можно регулировать в зависимости от ваших потребностей.
- Продукт предлагает красивые мелодии, обеспечивая приятную атмосферу для ребенка во время очистки носовой полости.
- Резервуар и всасывающую насадку изготовлены из пищевых материалов. Они безопасны и гигиеничны, просты в обращении и обеспечивают легкую очистку носа вашего ребенка.

СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРОДУКТА

- Для очистки изделия используйте чистящие средства, такие как спирт или моющие средства.
- Насадку и чашу для выделений можно дезинфицировать кипятком или паром, но не в микроволновой печи.
- Корпус изделия не является водонепроницаемым. Не промывайте водой и не чистите при высоких температурах.
- Используйте мягкую и влажную ткань для протирания корпуса изделия.
- Не храните изделие под прямыми солнечными лучами или в условиях повышенной влажности.
- Не используйте агрессивные химикаты для очистки изделия.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Включение/выключение: нажмите 7/ON для включения устройства; нажмите еще раз для выключения.
- Регулировка положения мощности: Нажмите кнопку 8 для регулировки интенсивности мощности; режимы 1-3 последовательно.
- Воспроизведение музыки: нажмите кнопку воспроизведения музыки 9, чтобы включить мелодию; нажмите еще раз, чтобы выключить ее.
- Кнопка всасывания: Нажмите кнопку всасывания 10, чтобы активировать функцию отсасывания для очистки носовой полости; нажмите еще раз, чтобы деактивировать функцию.
- Зарядка устройства: Используйте постоянный ток 5 В 1 А, подключите к USB-порту 12 для зарядки устройства.

ПРИМЕЧАНИЯ (ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ)

⚠ Во время использования убедитесь, что рот ребенка открыт и в носовой полости циркулирует воздух, чтобы избежать дискомфорта из-за вакуума.

⚠ При использовании назального аспиратора не перекрывайте другую ноздрю, чтобы избежать отрицательного давления и дискомфорта.

Очищайте изделие перед каждым использованием.

⚠ Дезинфицируйте всасывающую насадку и контейнер для хранения выделений после использования во избежание перекрестного загрязнения.

⚠ Не погружайте весь прибор в жидкость.

⚠ Когда контейнер для хранения выделений

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Модель продукта | KA1001 |
| Рабочее напряжение | 3,7 В |
| Напряжение зарядки | DC (постоянный ток) 5В 1А |
| Максимальная мощность | 1,5 Вт |
| Емкость аккумулятора | 500 мАч |
| Вес нетто продукта | 150 г |
| Размеры изделия | Д 207 x Ш 41 x В 49 |


полностью заполнен, его следует очистить, чтобы избежать попадания остатков в двигатель и повреждения изделия.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если у вас возникли какие-либо из перечисленных ниже проблем, обратитесь к разделу устранения проблем и неисправностей. Если проблему решить не удастся, обратитесь в наш отдел послепродажного обслуживания.


| ПРОБЛЕМА | РЕШЕНИЕ |
|--------------------------|--|
| Отсутствие всасывания | 1. Проверьте правильность установки насадки 2. Убедитесь, что контейнер для хранения выделений установлен правильно 3. Проверьте, не заблокировано ли входное отверстие 4. Убедитесь, что уплотнительное кольцо не повреждено |
| Устройство не включается | Зарядите перед использованием |

ШАГИ




1. Вставьте основание резервуара для хранения выделений в корпус устройства, поверните по часовой стрелке для фиксации, затем установите


уплотнительная крышка на основание.




2. Установите защитную крышку резервуара для хранения выделений в корпус и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее на месте.




3. Выберите нужную насадку и установите ее на резервуар для выделений.



4. Нажмите кнопку питания, чтобы запустить устройство.



5. Установите желаемую интенсивность мощности оборудования.




6. Нажмите кнопку воспроизведения музыки, чтобы включить мелодию. Эта функция является дополнительной. Красивая музыка отвлекает ребенка и облегчает процесс очищения.


7. Нажмите кнопку всасывания, чтобы запустить функцию всасывания.

8. Поместите всасывающую насадку в носовую полость и очистите ее.


7




8




ПОДРОБНЕЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ



Внимание: Если во время очистки носовой полости уровень выделений в резервуаре для хранения выделений превышает половину его емкости, резервуар необходимо извлечь и очистить перед дальнейшим использованием. Несоблюдение этого требования приведет к обратному потоку и создаст трудности при очистке.



Совет: Используйте кипяток или пар для дезинфекции всасывающих насадок и контейнера для хранения выделений. Это позволит избежать бактериальных инфекций. Не используйте для дезинфекции микроволновую печь, поместите съемные части в посудомоечную машину, температура воды не должна превышать 212°F.




Внимание: корпус изделия не является водонепроницаемым. Не мойте его водой и не чистите при высоких температурах. Используйте для этих целей мягкую и влажную ткань.



Совет: После использования очистите всасывающую насадку и резервуар для хранения выделений горячей водой, чтобы избежать роста бактерий.


PRODUKTENS KONSTRUKTION



Tillbehör



Behållare för förvaring av slem



Tre utbytbara munstycken



BRUKSANVISNING FÖR SÄKER ANVÄNDNING

- Denna produkt är endast avsedd för rengöring av barnets näshåla och avlägsnande av slem.
- Se till att inga hårda föremål som är längre än 3 mm kommer in i spetsen.
- Kasta inte produkten eftersom den då kan skadas.
- Använd tillbehör som tillhandahålls av tillverkaren för att undvika skador på enheten till följd av inkompatibilitet.
- Denna produkt är inte en leksak, så förvara den på en säker plats, utom räckhåll för barn.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

- Vi rekommenderar att sugspetsen och slembehållaren steriliseras före användning, t.ex. i kokande vatten vid 212 °F / 100 °C i några minuter, och sedan monteras på enhetens kropp. Använd inte apparater som genererar höga temperaturer, t.ex. mikrovågsugnar, för detoxifiering.
- Sänk inte ner hela produkten i vätska.
- Kontrollera att packningen inte är skadad och att alla tillbehör är kompletta.
- Tvätta händerna innan produkten används.

EGENSKAPER

- Denna produkt är en fabriksny näsrengörare. Den är mjuk, effektiv och lätt att rengöra. Den används för att på ett säkert och bekvämt sätt rengöra näsan på nyfödda såväl som äldre barn.
- Produkten har tre nivåer av sugkraft som kan justeras enligt behov.
- Produkten kan spela vackra melodier som skapar en trevlig stämning för barnet medan näshålan rengörs.
- Behållaren och sugmunstycket är tillverkade av livsmedelsklassade material. De är säkra och hygieniska, lätta att hantera och garanterar enkel rengöring av barnets näsa.

PRODUKTSKÖTSEL

- Använd rengöringsmedel som alkohol eller diskmedel för att rengöra produkten.
- Sugmunstycket och slembehållaren kan desinficeras med kokande vatten eller i ånga, men inte i mikrovågsugn.
- Produktens kropp är inte vattentät. Skölj den inte med vatten och rengör den inte i hög temperatur.
- Använd en mjuk och fuktig trasa för att torka av

produkten.

- Förvara inte produkten i direkt solljus eller fuktig miljö.
- Använd inte frätande kemikalier för att rengöra produkten.

BRUKSANVISNING

- Slå på/av: Tryck på 7/ON för att starta enheten, tryck igen för att stänga av den.
- Justering av sugkraft: Tryck på knapp 8 för att justera sugkraften; lägena 1-3 kommer i följd.
- Musikkuppspelning: Tryck på knapp 9 för att slå på melodin; tryck igen för att stänga av den.
- Knapp för sugfunktion: Tryck på knapp 10 för att aktivera sugfunktionen för rengöring av näshålan; tryck igen för att stänga av funktionen.
- Laddning av enheten: Använd DC 5V 1A och anslut till USB 12-laddningsuttaget för att ladda enheten.

ANMÄRKNINGAR (LÄS NOGA FÖRE ANVÄNDNING)

⚠ Under användning ska du se till att barnets mun är öppen och att det finns luftcirkulation i näshålan för att undvika obehag till följd av undertryck.

⚠ Blockera inte den andra näsborren när du använder nässugen för att undvika undertryck och obehag.

Rengör produkten före varje användning.

⚠ Desinficera sugmunstycket och slembehållaren efter användning för att undvika korsinfektion.

⚠ Sänk inte ner hela produkten i vätska.

⚠ När slembehållaren är helt fylld bör den rengöras för att undvika att rester sugas in i motorn och skadar produkten.

| PRODUKTENS PARAMETRÄR | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produktmodell | KA1001 |
| Driftspänning | 3,7V |
| Laddningsspänning | DC 5V 1A |
| Maxeffekt | 1,5W |
| Batterikapacitet | 500mAh |
| Produktens nettovikt | 150 g |
| Produktens mått: | Längd 207 x Bredd 41 x Höjd 49 |


FELSÖKNING

Om följande problem uppstår, se avsnittet om felsökning.


Om problemet inte kan lösas, kontakta vår serviceavdelning.

| PROBLEM | LÖSNING |
|----------------------|---|
| Inget sug | 1. Kontrollera att munstycket är korrekt monterat 2. Kontrollera att slembehållaren är korrekt monterad 3. Kontrollera att inloppet inte är blockerat 4. Kontrollera att tätningsskivan inte är skadad |
| Enheten startar inte | Ladda före användning |


STEG




1. Placera slembehållarens botten i apparatens kropp, vrid medurs för att låsa och sätt sedan på tätningsskyddet på botten.




2. Placera slembehållarens skyddshölje i apparatens kropp och vrid medurs för att låsa.




3. Välj önskat munstycke och montera det på slembehållaren.




6. Tryck på musikspelarknappen för att spela upp melodin. Denna funktion är valbar. Den vackra musiken distraherar barnet och underlättar rengöringen.




4. Tryck på på/av-knappen för att starta produkten.



7. Tryck på sugfunktionsknappen för att starta funktionen.




5. Ställ in önskad sugkraft.




8. Placera sugmunstycket i näshålan och rengör den.


INFORMATION OM ANVÄNDNING




Obs! Om slemnivån i slembehållaren under rengöring av nashålan överstiger hälften av dess kapacitet, måste behållaren avlägsnas och rengöras före fortsatt användning. I annat fall kan det leda till återflöde och svårigheter vid rengöringen.



Tips: Rengör sugmunstycket och slembehållaren med varmt vatten efter användning för att undvika bakterietillväxt.




Tips: Desinfektera sugmunstycket och slembehållaren med kokande vatten eller ånga. Detta för att undvika bakterieinfektioner. Använd inte mikrovågsugn för desinfektion, placera avtagbara delar i diskmaskinen, vattentemperaturen får inte överstiga 100 °C (212 °F).




Obs! Produktens kropp är inte vattentät. Skölj den inte med vatten och rengör den inte i hög temperatur. Använd en mjuk och fuktig trasa för detta ändamål.

PRODUKTOVÁ ŠTRUKTÚRA



Príslušenstvo



USB nabíjací kábel

Tri vymeniteľné hroty



plochý hrot



uhnutý hrot



hrot kalabasa

POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

- Tento výrobok je určený len na čistenie nosovej dutiny dieťaťa a odstraňovanie hlienu.
- Dbajte na to, aby sa do hrotu nedostali žiadne tvrdé predmety dlhšie ako 3 mm.
- Výrobok neháďte, pretože by sa mohol poškodiť.
- Používajte príslušenstvo dodané výrobcom, aby ste predišli poškodeniu zariadenia v dôsledku nekompatibility.
- Tento výrobok nie je hračka, preto ho uchovávajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRED POUŽITÍM

- Odporúča sa sterilizovať saciu koncovku a zásobník na sekrét pred použitím, napr. vo vriacej vode s teplotou 212 °F / 100 °C na niekoľko minút, a potom ich nainštalovať na telo zariadenia. Na detoxikačné účely nepoužívajte zariadenia s vysokou teplotou, ako sú mikrovlnné rúry.
- Neponárajte celý výrobok do kvapaliny.
- Skontrolujte, či nie je poškodené tesnenie a či je kompletne príslušenstvo.
- Pred použitím výrobku si umyte ruky.

VLASTNOSTI

- Tento produkt je úplne nový prístroj na čistenie nosa. Je mäkký, účinný a ľahko sa čistí. Používa sa na bezpečné a pohodlné čistenie nosa u novorodencov a starších detí.
- Produkt má tri úrovne sacieho výkonu, ktoré je možné nastaviť podľa vašich potrieb.
- Prípravok ponúka krásne melódie, ktoré dodávajú bábätku príjemnú atmosféru pri čistení nosnej dutiny.
- Nádoba a sacia hubica sú vyrobené z materiálov schválených pre styk s potravinami. Sú bezpečné a hygienické, ľahko sa používajú a ľahko udržiavajú nos vášho dieťaťa čistý.

SPÔSOB ZABEZPEČENIA PRODUKTU

- Na čistenie produktu používajte čistiace prostriedky ako alkohol alebo čistiace prostriedky.
- Prísavku a nádobku na uchovávanie sekrétu je možné dezinfikovať vriacou vodou alebo parou, nie však v mikrovlnnej rúre.
- Telo produktu nie je vodotesné. Neumývajte vodou, nečistite pod vplyvom vysokej teploty.
- Na utieranie tela produktu použite mäkkú vlhkú handričku.

- Výrobok neskladujte na priamom slnku alebo vo vlhku.
- Na čistenie produktu nepoužívajte korozívne chemikálie.

POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

- 1. Zapn./vypn.: Stlačením tlačidla 7/ON zapnete zariadenie; opätovným stlačením ho vypnete.
- 2. Nastavenie polohy výkonu: Stlačte tlačidlo 8 pre nastavenie intenzity výkonu; režimy 1-3 sa vyskytujú postupne.
- 3. Prehrávanie hudby: Stlačením tlačidla prehrávania hudby 9 spustíte prehrávanie melódie; opätovným stlačením ho vypnete.
- 4. Tlačidlo odsávania: Stlačením tlačidla odsávania 10 aktivujete funkciu odsávania na čistenie nosovej dutiny; opätovným stlačením funkciu deaktivujete.
- 5. Nabíjanie zariadenia: Pomocou DC 5V 1A pripojte k USB nabíjacíemu portu 12 na nabíjanie zariadenia.

UPOZORNENIE (PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE)

- ▲ Počas používania sa uistite, že dieťa má otvorené ústa a cirkuláciu vzduchu v nosovej dutine, aby ste sa vyhnli nepríjemným pocitom v dôsledku podtlaku.
- ▲ Pri používaní nosovej odsávačky neupchávajte druhú nosovú dierku, vyhnite sa tak podtlaku a nepohodliu.
- ▲ Pred každým použitím výrobok vyčistite.
- ▲ Po použití dezinfikujte saču koncovku a nádržku na sekret, aby ste predišli krížovej kontaminácii.
- ▲ Neponárajte celý výrobok do kvapaliny.
- ▲ Keď je zásobník na sekret plný, mal by sa vyčistiť, aby sa zabránilo nasatiu zvyškov do motora a poškodeniu produktu.


| PARAMETRE VÝROBKU | |
|-------------------------|---------------------|
| Produktový model | KA1001 |
| Prevádzkové napätie | 3,7V |
| Nabíjacie napätie | DC 5V 1A |
| Maximálny výkon | 1,5W |
| Kapacita batérie | 500mAh |
| Čistá hmotnosť produktu | 150g |
| Rozmery výrobku | D 207 x Š 41 x V 49 |

RIEŠENIE PROBLÉMOV A ODSTRÁŇOVANIE PORÚCH


Ak sa stretnete s nasledujúcimi problémami, pozrite si časť Riešenie problémov a odstraňovanie porúch. Ak sa problém nedá vyriešiť, kontaktujte náš popredajný servis.

| PROBLÉM | RIEŠENIE |
|----------------------|--|
| Žiadne odsávanie | 1. Skontrolujte, či je hrot správne nainštalovaný 2. Skontrolujte, či je zásobník na sekret správne nainštalovaný 3. Skontrolujte, či nie je zablokovaný prívod 4. Skontrolujte, či nie je poškodený tesniaci krúžok. |
| Prístroj sa nezapína | Pred použitím nabite |


KROKY




1. Umiestnite základňu zásobníka na sekret do tela zariadenia, otočte v smere hodinových ručičiek, aby ste zaistili, a potom na základňu nainštalujte tesniaci krúžok.




2. Vložte ochranný kryt zásobníka na sekret do tela a otočte ho v smere hodinových ručičiek, aby ste ho zaistili.




3. Vyberte požadovaný hrot a nasadte ho na zasobník na sekret.




6. Stlačením tlačidla prehrávania hudby spustíte prehrávanie melódie. Táto funkcia je voliteľná. Krásna hudby rozptyľuje dieťa a uľahčuje proces čistenia.




4. Stlačením tlačidla napájania spustíte produkt.



7. Stlačením tlačidla odsávania aktivujete funkciu odsávania.




5. Nastavte požadovanú intenzitu výkonu zariadenia.




8. Umiestnite odsávaciu koncovku do nosovej dutiny a vyčistite ju.


PODROBNOSTI O POUŽITÍ




Poznámka: Ak pri čistení novej dutiny hladina sekrétu v nádržke na sekrét presiahne polovicu jej kapacity, nádržku vyberte a pred ďalším použitím vyčistite. V opačnom prípade dôjde k spätnému toku a bude ťažké ho vyčistiť.



Tip: Po použití vyčistite saciu koncovku a zásobník na sekrét horúcou vodou, aby ste zabránili rastu baktérií.



Tip: Na dezinfekciu sacích koncoviek a zásobníka na sekrét použite vriacu vodu alebo paru. Vyhnete sa tak bakteriálnym infekciám. Na dezinfekciu nepoužívajte mikrovlnnú rúru, odnímateľné časti umiestnite do drezu, teplota vody nesmie prekročiť 212°F.



Poznámka: Telo produktu nie je vodotesné. Neumývajte ho vodou, nečistite pod vplyvom vysokej teploty. Na tento účel použite mäkkú a vlhkú handričku.

Назальний аспіратор для дітей

КОНСТРУКЦІЯ ВИРОБУ



Аксесуари



Три змінні насадки



ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Цей прилад призначений тільки для очищення носової порожнини вашої дитини і видалення виділень.
- Слідкуйте за тим, щоб у насадку не потрапляли тверді предмети довжиною понад 3 мм.
- Не кидайте виріб, оскільки це може призвести до його пошкодження.
- Використовуйте приладдя, що постачається виробником, щоб уникнути пошкодження пристрою внаслідок несумісності.
- Цей виріб не є іграшкою, тому зберігайте його в безпечному місці, недоступному для дітей.

⚠ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- Рекомендується стерилізувати всмоктувальну насадку і резервуар для зберігання виділень перед використанням, наприклад, у киплячій воді при температурі 212°F / 100°C протягом декількох хвилин, а потім встановити їх на корпус обладнання. Для цілої стерилізації не використовуйте пристрої, що генерують високі температури, наприклад, мікрохвильові печі.
- Не занурюйте весь прилад у рідину.
- Переконайтеся, що ущільнювач не пошкоджений і що все приладдя в комплекті.
- Вимийте руки перед використанням виробу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цей продукт - заводський новий очищувач носової порожнини. Він м'який, ефективний і легко чиститься. Він використовується для безпечного і комфортного очищення носа новонароджених, а також дітей старшого віку.
- Виріб має три рівні потужності всмоктування, які можна регулювати залежно від ваших потреб.
- Продукт пропонує красиві мелодії, забезпечуючи приємну атмосферу для дитини під час очищення носової порожнини.
- Резервуар і всмоктувальна насадка виготовлені з харчових матеріалів. Вони безпечні та гігієнічні, прості у використанні та забезпечують легке очищення носа вашої дитини.

СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРОДУКТУ

- Для очищення виробу використовуйте засоби для чищення, такі як спирт або мийні засоби.

- Насадку і контейнер для виділень можна дезінфікувати окропом або паром, але не в мікрохвильовій печі.
- Корпус виробу не є водонепроникним. Не промивайте водою і не чистіть за високих температур.
- Використовуйте м'яку та вологу тканину для протирання корпусу виробу.
- Не зберігайте виріб під прямими сонячними променями або в умовах підвищеної вологості.
- Не використовуйте агресивні хімікати для очищення виробу.

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Увімкнення/вимкнення: натисніть 7/ON для увімкнення пристрою; натисніть ще раз для вимкнення.
- Регулювання положення потужності: Натисніть кнопку 8 для регулювання інтенсивності потужності; режими 1-3 послідовні.
- Відтворення музики: натисніть кнопку відтворення музики 9, щоб увімкнути мелодію; натисніть ще раз, щоб вимкнути її.
- Кнопка всмоктання: Натисніть кнопку всмоктання 10, щоб активувати функцію всмоктання для очищення носової порожнини; натисніть ще раз, щоб деактивувати функцію.
- Заряджання пристрою: Використовуйте постійний струм 5 В 1 А, під'єднайте до USB-порту 12 для заряджання пристрою.

ПРИМІТКИ (УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ)

- ▲ Під час використання переконайтеся, що рот дитини відкритий і в носовій порожнині циркулює повітря, щоб уникнути дискомфорту через вакуум.
- ▲ Під час використання назального аспілятора не перекривайте іншу ніздрю, щоб уникнути негативного тиску та дискомфорту.
- Очищайте виріб перед кожним використанням.
- ▲ Дезінфікуйте всмоктувальну насадку і контейнер для зберігання виділень після використання, щоб уникнути перехресного забруднення.
- ▲ Не занурюйте весь прилад у рідину.
- ▲ Коли контейнер для зберігання виділень повністю заповнений, його слід очистити, щоб уникнути потрапляння залишків у двигун і пошкодження виробу.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ


| | |
|------------------------|----------------------------|
| Модель продукту | KA1001 |
| Робоча напруга | 3,7 В |
| Напруга зарядки | DC (постійний струм) 5В 1А |
| Максимальна потужність | 1,5 Вт |
| Ємність акумулятора | 500 mAh |
| Вага нетто продукту | 150 г |
| Розміри виробу | Д 207 x Ш 41 x В 49 |

УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ І НЕСПРАВНОСТЕЙ


- Якщо у вас виникли будь-які з перерахованих нижче проблем, зверніться до розділу усунення проблем і несправностей. Якщо проблему вирішити не вдається, зверніться до нашого відділу післяпродажного обслуговування.

| ПРОБЛЕМА | ВИРІШЕННЯ |
|-------------------------|---|
| Відсутність смоктування | 1. Перевірте правильність установки насадки 2. Переконайтеся, що контейнер для зберігання виділень встановлено правильно 3. Перевірте, чи не заблоковано вхідний отвір 4. Переконайтеся, що кільце ущільнювача не пошкоджено |
| Пристрій не вмикається | Зарядіть перед використанням |


КРОКИ




1. Вставте основу резервуара для зберігання виділень в корпус пристрою, поверніть за годинниковою стрілкою для фіксації, потім встановіть ущільнювальну кришку на основу.




2. Встановіть захисну кришку резервуара для зберігання виділень у корпус і поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати її на місці.




5. Встановіть бажану інтенсивність потужності обладнання.




3. Виберіть потрібну насадку і встановіть її на резервуар для виділень.




6. Натисніть кнопку відтворення музики, щоб увімкнути мелодію. Ця функція є додатковою. Гарна музика відволікає дитину та полегшує процес очищення.



4. Натисніть кнопку живлення, щоб запустити пристрій.




7. Натисніть кнопку всмоктування, щоб запустити функцію всмоктування.




8. Помістіть всмоктувальну насадку в носову порожнину й очистіть її.


ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ВИКОРИСТАННЯ




Увага: Якщо під час очищення носової порожнини рівень виділень у резервуарі для зберігання виділень перевищує половину його місткості, резервуар необхідно витягти й очистити перед подальшим використанням. Недотримання цієї вимоги призведе до зворотного потоку і створить труднощі під час очищення.



Порада: Використовуйте окріп або пар для дезінфекції всмоктувальних насадок і контейнера для зберігання виділень. Це дасть змогу уникнути бактеріальних інфекцій. Не використовуйте для дезінфекції мікрохвильову піч, помістіть знімні частини в посудомийну машину, температура води не повинна перевищувати 212°F.




Увага: корпус виробу не є водонепроникним. Не мийте його водою і не чистіть за високих температур. Використовуйте для цих цілей м'яку і вологу тканину.



Порада: Після використання очистіть всмоктувальну насадку і резервуар для зберігання виділень гарячою водою, щоб уникнути зростання бактерій.

بنية المنتج



الملحقات



غطاء واقئ




غطاء عازل



قاعدة

خزان تخزين الإفرازات



كابل شحن USB



ثلاث نصائح قابلة للتبديل



نصيحة مسطحة



نهاية ملتوية



نهاية كالباس

تعليمات الاستخدام الآمن

- هذا المنتج مخصص فقط لتنظيف تجويف أنف الطفل وإزالة المخاط.
- تأكد من عدم دخول أجسام صلبة أطول من 3 مم في الطرف.
- لا ترم المنتج لأن ذلك قد يتلفه.
- استخدم الملحقات التي توفرها الشركة المصنعة لتجنب تلف الجهاز بسبب عدم التوافق.
- هذا المنتج ليس لعبة، لذا احتفظ به في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.

⚠️ الاحتياطات قبل الاستخدام

- يوصى بتعقيم طرف الشفط وخزان الإفراز قبل الاستخدام، على سبيل المثال في الماء المغلي عند 212 درجة فهرنهايت / 001 درجة مئوية لبضع دقائق، ثم تركيبها على جسم الجهاز. لا تستخدم أجهزة ذات درجة حرارة عالية مثل أفران الميكروويف لأغراض إزالة السموم.
- لا تغمر المنتج بأكمله في السائل.
- تأكد من أن الختم غير تالف وأن جميع الملحقات كاملة.
- اغسل يديك قبل استخدام المنتج.

المميزات

- هذا المنتج عبارة عن جهاز جديد لتنظيف الأنف. إنه ناعم وفعال وسهل التنظيف. يتم استخدامه لتنظيف الأنف بشكل آمن ومرح لحديثي الولادة والأطفال الأكبر سناً.
- المنتج لديه ثلاثة مستويات من قوة الشفط التي يمكن تعديلها وفقاً لاحتياجاتك.
- يقدم المنتج نغمات جميلة توفر جواً لطيفاً للطفل أثناء تنظيف تجويف الأنف.
- الحاوية وطرف الشفط مصنوعان من مواد معتمدة للتلامس مع الطعام. إنها آمنة وصحية وسهلة الاستخدام وسهلة للحفاظ على أنف

يجب تنظيفه لمنع امتصاص البقايا في المحرك وإتلاف المنتج.

طفلك نظيفاً.

طريقة تأمين المنتج

- استخدم عوامل التنظيف مثل الكحول أو المنظفات لتنظيف المنتج.
- يمكن تطهير رأس الشفط وكوب تخزين الإفراز بالماء المغلي أو البخار، ولكن ليس في فرن الميكروويف.
- جسم المنتج غير مقاوم للماء. لا تغسله بالماء، لا تنظف تحت تأثير درجات الحرارة العالية.
- استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة لمسح هيكل المنتج.
- لا تقم بتخزين المنتج في ظروف أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة.

دليل المستخدم

1. تشغيل / إيقاف: اضغط على زر NO / 7 لتشغيل الجهاز؛ اضغط مرة أخرى لإيقاف تشغيله.
2. تعديل وضع الطاقة: اضغط على الزر 8 لضبط شدة الطاقة. أوضاع 1-3 تحدث بالتسلسل.
3. تشغيل الموسيقى: اضغط على زر تشغيل الموسيقى 9 لتشغيل اللحن؛ اضغط مرة أخرى لإيقاف تشغيله.
4. زر الشفط: اضغط على زر الشفط 10 لتنشيط وظيفة الشفط لتنظيف تجويف الأنف. اضغط مرة أخرى لتعطيل الوظيفة.
5. شحن الجهاز: باستخدام DC 5V 1A، قم بالاتصال بمنفذ شحن USB 12 لشحن الجهاز.

ملاحظات (اقرأ بعناية قبل الاستخدام)

- ⚠ أثناء الاستخدام، تأكد من أن فم الطفل مفتوح وأن هناك دوران للهواء في تجويف الأنف لتجنب الشعور بعدم الراحة بسبب الضغط السلبي.
- ⚠ عند استخدام شفاط الأنف، لا تسد فتحة الأنف الأخرى، وبالتالي تجنب الضغط السلبي وعدم الراحة.
- ⚠ نظف المنتج قبل كل استخدام.
- ⚠ قم بتطهير طرف الشفط وخزان الإفراز بعد الاستخدام لتجنب انتقال التلوث.
- ⚠ لا تغمر المنتج بأكمله في السائل.
- ⚠ عندما يكون خزان تخزين الإفراز ممتلئاً،

ثلاث نصائح قابلة للتبديل


| | |
|--|--|
| <p>1001AK 7.3 فولت تيار مستمر 5 فولت 1 أمبير 7.3 فولت 005 مللي أمبير ساعي 051 جرام الطول 702 x العرض 14 x الارتفاع 94</p> | <p>طراز المنتج تواتر التشغيل تواتر الشحن تواتر التشغيل سعة البطارية وزن المنتج الصافي: أبعاد المنتج</p> |
|--|--|

استكشاف الأخطاء وإصلاحها


راجع قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها إذا واجهت المشاكل التالية. إذا كانت المشكلة غير قابلة للحل، يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا.

| المشكلة | الحل |
|----------------|--|
| لا يوجد شفط | 1. تأكد من تركيب النهاية بشكل صحيح 2. تأكد من تركيب خزان الإفراز بشكل صحيح 3. تحقق من عدم انسداد المدخل 4. تأكد من عدم تلف حلقة العزل |
| الجهاز لا يعمل | اشحن قبل الاستخدام |


الخطوات




1. ضع قاعدة كوب الإفراز في هيكل الجهاز، وأدره في اتجاه عقارب الساعة للقفل، ثم قم بتثبيت الغطاء العازل على القاعدة.




2. أدخل الغطاء الواقي لكوب الإفراز في الهيكل وأدره في اتجاه عقارب الساعة للقفل.




5. اضغط شدة الطاقة المطلوبة للجهاز.




3. حدد الطرف المطلوب وقم بتثبيته على خزان الإفراز.



6. اضغط على زر تشغيل الموسيقى لتشغيل اللحن. هذه الميزة اختيارية. جمال الموسيقى يشد انتباه الطفل ويسهل عملية التطهير.




4. اضغط على زر الطاقة لبدء تشغيل المنتج.




7. اضغط على زر الشفط لتنشيط وظيفة الشفط.

8




8. ضع طرف الشفط في تجويف الأنف وقم بتنظيفه.

تفاصيل الاستخدام




ملاحظة: عند تنظيف تجويف الأنف، إذا كان مستوى الإفراز في خزان الإفراز يزيد عن نصف سعته، قم بإزالة الخزان وتنظيفه قبل استخدامه مرة أخرى. خلاف ذلك، سيحدث تدفق عكسي وسيكون من الصعب تنظيفه.




نصيحة: استخدم الماء المغلي أو البخار لتطهير

أطراف الشفط وخزان الإفراز. سوف يمنع هذا من حدوث الالتهابات البكتيرية. لا تستخدم أفران الميكروويف للتطهير، ضع الأجزاء القابلة للإزالة في الحوض، ويجب ألا تتجاوز درجة حرارة الماء 212 درجة فهرنهايت.



ملاحظة: هيكل المنتج غير مقاوم للماء. لا تغسله بالماء، ولا نظفه تحت تأثير درجات الحرارة العالية. لهذا الغرض، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة.



نصيحة: بعد الاستخدام، نظف طرف الشفط وخزان الإفراز بالماء الساخن لمنع نمو البكتيريا.

KARTA GWARANCYJNA

Aspirator do nosa dla dzieci

DATA SPRZEDAŻY

PIECZĄTKA SKLEPU

1. Podstawą do złożenia reklamacji jest dokładnie wypełniona karta gwarancyjna zawierająca datę zakupu, pieczętkę sklepu, podpis sprzedającego z załączonym paragonem lub innym dowodem zakupu.
2. Karta gwarancyjna wypełniona w sposób nieprawidłowy lub niepełny jest nieważna.
3. Babyono udziela gwarancji na okres 24 m-cy licząc od daty zakupu urządzenia.
4. Firma dokonuje napraw gwarancyjnych w terminie 21 dni od daty dostarczenia urządzenia do punktu napraw, a okres gwarancyjny zostanie przedłużony o czas naprawy.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych powstałych z nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi,
 - stwierdzonych modyfikacji i zmian konstrukcyjnych produktu lub napraw wykonywanych poza siedzibą Babyono,
 - uszkodzeń wynikłych z działania czynników zewnętrznych: zanieczyszczeń, promieni słonecznych, wilgotności.
7. Użytkownik przekazując urządzenie z niniejszą kartą gwarancyjną do punktu serwisowego w celu dokonania naprawy gwarancyjnej akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej gwarancji.
8. Produkt zgłaszany w punkcie serwisowym należy oddać w stanie czystym.
9. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
10. Gwarancja obejmuje obszar całej Rzeczypospolitej. Punkt serwisowy: Babyono, ul. Kowalewicka 13, 60-002 Poznań.

| DATA PRZYJĘCIA | DATA DOKONANEJ NAPRAWY | SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NAPRAWY | PRZEDUŻENIE GWARANCJI |
|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | |

Babyono
Kowalewicka 13
60-002 Poznań
Poland

Customer service:
+48 61 83 90 520
info@babyono.pl
babyono.pl