

medivon®



User manual


Leg massager

PL | EN | DE | FR | ES | PT | IT | CZ | SK
SL | EE | LT | LV | HU | RO | RU | NB | FI
EL | HR | SV | DA | NL | TR | BG | AR

1. Obsługa urządzenia

1. Sprawdź, czy urządzenie jest w dobrym stanie.
2. Naciśnij przycisk na 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie, produkt działa automatycznie z: średnią intensywnością/pracą w wysokiej temperaturze. Naciśnij drugi raz przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
3. Wyreguluj siłę masażu Z 1/2/3 oraz jeden z 3 trybów ogrzewania: H1/H2/H3
4. Należy pamiętać, że urządzenie może pozostawiać ślady użytkowania na stopach, łydkach, kolanach i/lub udach, które mogą nie zniknąć od razu. Jeśli obawiasz się śladów użytkowania, przed użyciem masażera załóż pończochy lub spodnie.
- Uwaga: Nie używaj masażera do odzieży i spodni zapinanych na zamek błyskawiczny. Może to spowodować uszkodzenie produktu.
5. Produkt posiada funkcję pamięci: urządzenie zapamięta aktualny stan trybu pracy (ciśnienie powietrza, ogrzewanie, tryb vibracji i bieg) po uruchomieniu maszyny. Opcja ta zostanie domyślnie zachowana po ponownym uruchomieniu urządzenia.


Uwaga: Podczas korzystania z urządzenia należy siedzieć lub leżeć, aby uniknąć ryzyka upadku



Jak podłączyć urządzenie?

Włóż końcówki oznaczone takimi samymi literami do odpowiednich otworów ("L" -> "L" i "R" -> "R")

Uwaga: Upewnij się, aby litera „L” była skierowana do góry, a litera „R” do dołu. Jeśli urządzenie nie znajduje się w tej konfiguracji, nie można wytworzyć ciśnienia powietrza.



Kolejność zakładania:

1. Włóż stopę do urządzenia masującego a następnie przyklej rzep do stopy, łydki (dwa rzepy), uda i kolana.
 2. Na udzie znajdują się 2 rzepy, które można regulować w zależności od obwodu nogi.
 3. Łatwiej jest zamocować rzep na kolanach po wyregulowaniu pasków na rzepy na stopie, łydce i udzie.
- Uwaga: łatwiej jest zainstalować, jeśli siedzisz na krześle. Podczas montażu należy uważać, aby rzepy nie przykleiły się do ubrania.

2. Niebezpieczeństwa i ostrzeżenia

1. Nie używaj części zamiennych, które nie są zatwierdzone przez producenta.
2. Nieprofesjonalny serwis nie powinien demontować i wymieniać części urządzenia bez zezwolenia.
3. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez odpowiedni profesjonalny personel, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
4. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w miejscu o wysokiej wilgotności lub wysokiej temperaturze.
5. Po zakończeniu masażu odłącz przewód zasilający.
6. Nie używaj produktu dłużej niż 25 minut jednorazowo.
7. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, natychmiast przestań używać masażera.
8. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka lub produkt zaczyna brzydko pachnieć lub wydylać zapach spalenizny, należy natychmiast przestać go używać i odłączyć zasilanie.
9. Nie przenoś produktu ciągnąc za przewód zasilający, aby zapobiec poluzowaniu się przewodu zasilającego.
10. Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób, które nie posiadają zdolności fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nie mają doświadczenia i wiedzy w tym zakresie (w tym dzieci).

Jeśli masz którykolwiek z poniższych stanów, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem:

- Kobiety w ciąży, dzieci lub osoby starsze
- Osoby cierpiące na infekcje skóry lub mające zaczerwienienia i oparzenia skóry
- Osoby, które używają rozrusznika lub podobnego wszczepionego urządzenia medycznego;
- Pacjenci z chorobami serca lub nowotworami złośliwymi itp.
- Osoby cierpiące na osteoporozę
- Osoby z wysokim ciśnieniem krwi lub nieprawidłowym ciśnieniem krwi
- Osoby, które odczuwają dyskomfort podczas używania urządzenia


3. Czyszczenie i pielęgnacja

Przed czyszczeniem wyłącz produkt i odłącz przewód zasilający. Wytrzyj powierzchnię produktu suchą, miękką ściereczką. Nie czyść produktu i akcesoriów żrącymi detergentami, takimi jak benzen, rozcieńczalniki. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany. Unikaj również narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgotnego środowiska, w przeciwnym razie może to spowodować blaknięcie kolorów lub uszkodzenie produktu.

1. Device operation

1. Check if the device is in good condition.
 2. Starting for 2 seconds to turn on the device, the product works automatically with: medium switch / high temperature operation, press a second time for 2 seconds to turn off the device.
 3. Adjust the massage training Z 1/2/3 and one of the 3 heating modes: H1/H2/H3
 4. Universal use, the use may cause traces of use on the feet, calves, legs and/or thighs, which may not be removed immediately. If you are concerned about using it, put on stockings or pants before using the massager.
- Note: Do not use the massager on clothes or pants fastened with a control zipper. This could be a product solution.
5. The product has memory: the device remembers the current operating state (air pressure, heating, vibration mode and gear) after starting the machines. This option remains in effect after the device is turned on.


Note: When using with an external device or lying down to apply the risk of falling



How to connect the device?

Insert the connector marked with the same letters into the corresponding holes ("L" -> "L" and "R" -> "R")

Note: treat yourself so that the letter "L" is usually up and the letter "R" is down. If the device is not in this structure, air pressure cannot be generated.



Sequence of action:

1. Add the foot to the massage device, then stick the Velcro on the feet, calves (two Velcro), thighs and accessories.
2. There are 2 items on the thigh that may cause side effects.
3. It is easier to attach with Velcro after adjusting the Velcro straps on the foot, calf and thigh.

Note: Just check if you are sitting in the chair. During installation, use Velcro to prevent it from sticking to the materials.

2. Dangers and Warnings

1. Do not use replacement parts that are not approved by the manufacturer.
2. Non-professional service should not disassemble and replace parts of the device without permission.
3. If the power cord is damaged, it must be replaced by appropriate professional personnel to avoid danger.
4. Do not use or store the product in a place with high humidity or high temperature.
5. After the massage is finished, unplug the power cord.
6. Do not use the product for more than 25 minutes at a time.
7. If any side effects occur, stop using the massager immediately.
8. If the temperature is too high or the product begins to smell bad or emit a burning smell, stop using it immediately and unplug the power.
9. Do not move the product by pulling the power cord to prevent the power cord from coming loose.
10. This product is not intended for use by persons who lack physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge in this area (including children).

If you have any of the following conditions, consult your doctor before use:

- Pregnant women, children or elderly people
- People suffering from skin infections or having skin redness and burns
- People who use a pacemaker or similar implanted medical device;
- Patients with heart disease or malignant tumors, etc.
- People suffering from osteoporosis
- People with high blood pressure or abnormal blood pressure
- People who feel discomfort when using the device

3. Cleaning and care


Before cleaning, turn off the product and unplug the power cord. Wipe the surface of the product with a dry, soft cloth. Do not clean the product and accessories with corrosive detergents such as benzene or thinners. Store in a cool, dry place when not in use. Also avoid exposure to direct sunlight or humid environments, otherwise it may cause colors to fade or damage the product.

1. Gerätebedienung

- Überprüfen Sie, ob das Gerät in gutem Zustand ist.
- Starten Sie 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Das Produkt funktioniert automatisch mit: mittlerer Schalter / Hochtemperaturbetrieb. Drücken Sie ein zweites Mal für 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.
- Stellen Sie das Massagetraining Z 1/2/3 und einen der 3 Heizmodi ein: H1/H2/H3
- Universeller Einsatz, durch die Anwendung können Gebrauchsspuren an Füßen, Waden, Beinen und/oder Oberschenkeln entstehen, die nicht sofort entfernt werden können. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Verwendung haben, ziehen Sie Strümpfe oder Hosen an, bevor Sie das Massagegerät verwenden.
- Hinweis: Verwenden Sie das Massagegerät nicht an Kleidungsstücken oder Hosen, die mit einem Kontrollreißverschluss verschlossen sind. Dies könnte eine Produktlösung sein.
- Das Produkt verfügt über einen Speicher. Das Gerät merkt sich nach dem Starten der Maschinen den aktuellen Betriebszustand (Luftdruck, Heizung, Vibrationsmodus und Gang). Diese Option bleibt auch nach dem Einschalten des Geräts wirksam.


Hinweis: Bei der Verwendung mit einem externen Gerät oder im Liegen besteht Sturzgefahr

Wie schließe ich das Gerät an?



Stecken Sie die mit den gleichen Buchstaben gekennzeichneten Spitzen in die entsprechenden Löcher („L“ -> „L“ und „R“ -> „R“).

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Buchstabe „L“ normalerweise oben und der Buchstabe „R“ unten ist. Befindet sich das Gerät nicht in dieser Struktur, kann kein Luftdruck erzeugt werden.



Handlungsablauf:

- Fügen Sie den Fuß zum Massagegerät hinzu und kleben Sie dann den Klettverschluss auf die Füße, Waden (zwei Klettverschlüsse), Oberschenkel und Zubehör.
- Es gibt zwei Gegenstände am Oberschenkel, die Nebenwirkungen verursachen können.
- Die Befestigung mit Klettverschluss ist einfacher, nachdem die Klettbander an Fuß, Wade und Oberschenkel angepasst wurden.

Hinweis: Überprüfen Sie einfach, ob Sie auf dem Stuhl sitzen. Verwenden Sie bei der Installation einen Klettverschluss, um ein Anhaften am Material zu verhindern.

2. Gefahren und Warnungen

- Verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.
- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung zerlegen und Teile des Geräts austauschen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von geeignetem Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen.
- Ziehen Sie nach Beendigung der Massage den Netzstecker.
- Verwenden Sie das Produkt nicht länger als 25 Minuten am Stück.
- Sollten Nebenwirkungen auftreten, stellen Sie die Verwendung des Massagegeräts sofort ein.
- Wenn die Temperatur zu hoch ist oder das Produkt anfängt, schlecht zu riechen oder einen brennenden Geruch abzugeben, stellen Sie die Verwendung sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker.
- Bewegen Sie das Produkt nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen, um zu verhindern, dass sich das Netzkabel löst.
- Dieses Produkt ist nicht für Personen bestimmt, denen es an körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten mangelt oder denen es an Erfahrung und Wissen in diesem Bereich mangelt (einschließlich Kinder).

Wenn Sie unter einer der folgenden Erkrankungen leiden, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt:

- Schwangere, Kinder oder ältere Menschen
- Menschen, die an Hautinfektionen leiden oder Hautrötungen und Verbrennungen haben
- Personen, die einen Herzschrittmacher oder ein ähnliches implantiertes medizinisches Gerät verwenden;
- Patienten mit Herzerkrankungen oder bösartigen Tumoren usw.
- Menschen, die an Osteoporose leiden
- Menschen mit hohem Blutdruck oder abnormalem Blutdruck
- Personen, die sich bei der Verwendung des Geräts unwohl fühlen


3. Reinigung und Pflege

Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wischen Sie die Oberfläche des Produkts mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Reinigen Sie das Produkt und das Zubehör nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln wie Benzol oder Verdünnern. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Vermeiden Sie außerdem direkte Sonneneinstrahlung oder feuchte Umgebungen, da sonst die Farben verblasen oder das Produkt beschädigt werden kann.

1. Fonctionnement de l'appareil

1. Vérifiez si l'appareil est en bon état.
 2. En commençant pendant 2 secondes pour allumer l'appareil, le produit fonctionne automatiquement avec: interrupteur moyen/fonctionnement à haute température, appuyez une seconde fois pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.
 3. Réglez l'entraînement au massage Z 1/2/3 et l'un des 3 modes de chauffage: H1/H2/H3
 4. Utilisation universelle, l'utilisation peut provoquer des traces d'utilisation sur les pieds, mollets, cuisses et/ou cuisses qui ne pourront pas être enlevées immédiatement. Si vous craignez de l'utiliser, enfillez des bas ou un pantalon avant d'utiliser le masseur.
- Remarque: N'utilisez pas le masseur sur des vêtements ou des pantalons fermés par une fermeture éclair de contrôle. Cela pourrait être une solution produite.
5. Le produit a une mémoire: l'appareil mémorise l'état de fonctionnement actuel (pression de l'air, chauffage, mode de vibration et engrenage) après le démarrage des machines. Cette option reste en vigueur après la mise sous tension de l'appareil.


Remarque: lors de l'utilisation avec un appareil externe ou en position couchée, il existe un risque de chute



Comment connecter l'appareil ?

Insérez les embouts marqués des mêmes lettres dans les trous correspondants ("L" -> "L" et "R" -> "R")

Remarque: faites-vous plaisir pour que la lettre "L" soit généralement vers le haut et la lettre "R" vers le bas. Si l'appareil n'est pas dans cette structure, la pression de l'air ne peut pas être générée.



Séquence d'action:

1. Ajoutez le pied à l'appareil de massage, puis collez le velcro sur les pieds, les mollets (deux velcro), les cuisses et les accessoires.
 2. Il y a 2 éléments sur la cuisse qui peuvent provoquer des effets secondaires.
 3. Il est plus facile de fixer avec du Velcro après avoir ajusté les sangles Velcro sur le pied, le mollet et la cuisse.
- Remarque: vérifiez simplement si vous êtes assis sur la chaise. Lors de l'installation, utilisez du Velcro pour éviter qu'il ne colle aux matériaux.

2. Dangers et avertissements

1. N'utilisez pas de pièces de rechange non approuvées par le fabricant.
2. Un service non professionnel ne doit pas démonter et remplacer des pièces de l'appareil sans autorisation.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un personnel professionnel approprié pour éviter tout danger.
4. N'utilisez pas et ne stockez pas le produit dans un endroit très humide ou à haute température.
5. Une fois le massage terminé, débranchez le cordon d'alimentation.
6. N'utilisez pas le produit pendant plus de 25 minutes à la fois.
7. Si des effets secondaires surviennent, arrêtez immédiatement d'utiliser le masseur.
8. Si la température est trop élevée ou si le produit commence à sentir mauvais ou à émettre une odeur de brûlé, arrêtez immédiatement de l'utiliser et débranchez l'alimentation.
9. Ne déplacez pas le produit en tirant sur le cordon d'alimentation pour éviter que le cordon d'alimentation ne se détache.
10. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dépourvues de capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience et de connaissances dans ce domaine (y compris les enfants).

Si vous présentez l'une des conditions suivantes, consultez votre médecin avant utilisation:

- Femmes enceintes, enfants ou personnes âgées
- Les personnes souffrant d'infections cutanées ou ayant des rougeurs et des brûlures cutanées
- Les personnes utilisant un stimulateur cardiaque ou un dispositif médical implanté similaire;
- Patients souffrant de maladies cardiaques ou de tumeurs malignes, etc.
- Les personnes souffrant d'ostéoporose
- Les personnes souffrant d'hypertension artérielle ou d'une tension artérielle anormale
- Les personnes qui ressentent une gêne lors de l'utilisation de l'appareil


3. Nettoyage et entretien

Avant le nettoyage, éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation. Essuyez la surface du produit avec un chiffon doux et sec. Ne nettoyez pas le produit et les accessoires avec des détergents corrosifs tels que du benzène ou des diluants. Conserver dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Évitez également l'exposition directe au soleil ou dans des environnements humides, sinon cela pourrait décolorer les couleurs ou endommager le produit.

1. Operación del dispositivo


1. Verifique si el dispositivo está en buenas condiciones.
 2. A partir de 2 segundos para encender el dispositivo, el producto funciona automáticamente con: interruptor medio/operación de alta temperatura, presione una segunda vez durante 2 segundos para apagar el dispositivo.
 3. Ajuste el entrenamiento de masaje Z 1/2/3 y uno de los 3 modos de calentamiento: H1/H2/H3.
 4. Uso universal, el uso puede provocar huellas de uso en pies, pantorillas, muslos y/o muslos que no podrán eliminarse inmediatamente. Si le preocupa usarlo, póngase medias o pantalones antes de usar el masajeador.
- Nota:** No utilice el masajeador sobre ropa o pantalones abrochados con una cremallera de control. Esta podría ser una solución de producto.
5. El producto tiene memoria: el dispositivo recuerda el estado de funcionamiento actual (presión del aire, calefacción, modo de vibración y marcha) después de arrancar las máquinas. Esta opción permanece vigente después de encender el dispositivo.

Nota: Cuando se utiliza con un dispositivo externo o se tumba para aplicar el riesgo de caída



¿Cómo conectar el dispositivo?

Inserta las puntas marcadas con las mismas letras en los agujeros correspondientes ("L" -> "L" y "R" -> "R")
Nota: Date el capricho de que la letra "L" esté normalmente arriba y la letra "R" abajo. Si el dispositivo no está en esta estructura, no se puede generar presión de aire.



Secuencia de acción:

1. Añade el pie al dispositivo de masaje, luego pega el velcro en los pies, pantorillas (dos velcros), muslos y accesorios.
 2. Hay 2 elementos en el muslo que pueden provocar efectos secundarios.
 3. Es más fácil de fijar con velcro después de ajustar las correas de velcro en el pie, la pantorrilla y el muslo.
- Nota:** sólo comprueba si estás sentado en la silla. Durante el montaje utilice velcro para evitar que se pegue a los materiales.

2. Peligros y advertencias

1. No utilice piezas de repuesto que no estén aprobadas por el fabricante.
2. El servicio no profesional no debe desmontar ni reemplazar piezas del dispositivo sin permiso.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personal profesional adecuado para evitar peligros.
4. No utilice ni almacene el producto en un lugar con alta humedad o alta temperatura.
5. Una vez finalizado el masaje, desenchufe el cable de alimentación.
6. No utilice el producto durante más de 25 minutos seguidos.
7. Si se produce algún efecto secundario, deje de usar el masajeador inmediatamente.
8. Si la temperatura es demasiado alta o el producto comienza a oler mal o emitir olor a quemado, deje de usarlo inmediatamente y desconéctelo de la corriente.
9. No mueva el producto tirando del cable de alimentación para evitar que se suelte.
10. Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas que carezcan de capacidades físicas, sensoriales o mentales o que carezcan de experiencia y conocimiento en esta área (incluidos niños).

Si tiene alguna de las siguientes condiciones, consulte a su médico antes de usar:

- Mujeres embarazadas, niños o personas mayores.
- Personas que padecen infecciones de la piel o que tienen enrojecimiento y quemaduras en la piel.
- Personas que utilizan marcapasos o dispositivo médico implantado similar;
- Pacientes con enfermedades cardíacas o tumores malignos, etc.
- Personas que padecen osteoporosis.
- Personas con presión arterial alta o presión arterial anormal
- Personas que sienten molestias al utilizar el dispositivo

3. Limpieza y cuidado

Antes de limpiar, apague el producto y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la superficie del producto con un paño suave y seco. No limpie el producto ni los accesorios con detergentes corrosivos como benceno o diluyentes. Guárdelo en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso. También evite la exposición a la luz solar directa o ambientes húmedos, de lo contrario puede causar que los colores se desvanezcan o dañen el producto.

1. Operação do dispositivo

1. Verifique se o dispositivo está em boas condições.

2. Iniciando por 2 segundos para ligar o aparelho, o produto funciona automaticamente com: interruptor médio / operação em alta temperatura, pressione uma segunda vez por 2 segundos para desligar o dispositivo.


3. Ajuste o treino de massagem Z 1/2/3 e um dos 3 modos de aquecimento: H1/H2/H3

4. De uso universal, o uso pode causar vestígios de uso nos pés, panturrilhas, coxas e/ou coxas que podem não ser removidos imediatamente. Se você estiver preocupado com o uso, coloque meias ou calças antes de usar o massageador.

Nota: Não utilize o massageador em roupas ou calças fechadas com zíper de controle. Esta poderia ser uma solução de produto.

5. O produto possui memória: o aparelho lembra o estado operacional atual (pressão do ar, aquecimento, modo de vibração e marcha) após ligar as máquinas. Esta opção permanece ativa após o dispositivo ser ligado.

Nota: Ao usar com um dispositivo externo ou deitado para aplicar o risco de queda




Como conectar o dispositivo?

Insira as pontas marcadas com as mesmas letras nos orifícios correspondentes ("L" -> "L" e "R" -> "R")

Insira "L" no orifício correspondente "R".

Observação: trate-se de forma que a letra "L" geralmente fique para cima e a letra "R" fique para baixo. Se o dispositivo não estiver nesta estrutura, a pressão do ar não poderá ser gerada.



Sequência de ação:

1. Coloque o pé no massageador e cole o velcro nos pés, panturrilhas (dois velcro), coxas e acessórios.

2. Existem 2 itens na coxa que podem causar efeitos colaterais.

3. É mais fácil prender com velcro depois de ajustar as tiras de velcro no pé, panturrilha e coxa.

Obs: Basta verificar se você está sentado na cadeira. Durante a instalação, use velcro para evitar que grude nos materiais.

2. Perigos e advertências

1. Não utilize peças de reposição que não sejam aprovadas pelo fabricante.

2. O serviço não profissional não deve desmontar e substituir peças do dispositivo sem permissão.

3. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído por pessoal profissional adequado para evitar perigos.

4. Não utilize ou guarde o produto em local com alta umidade ou alta temperatura.

5. Após o término da massagem, desconecte o cabo de alimentação.

6. Não use o produto por mais de 25 minutos de cada vez.

7. Se ocorrer algum efeito colateral, pare de usar o massageador imediatamente.

8. Se a temperatura estiver muito alta ou o produto começar a cheirar mal ou emitir cheiro de queimado, pare de usá-lo imediatamente e desligue a energia.

9. Não mova o produto puxando o cabo de alimentação para evitar que ele se solte.

10. Este produto não se destina a pessoas sem capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimento nesta área (incluindo crianças).

Se você tiver alguma das seguintes condições, consulte seu médico antes de usar:

- Mulheres grávidas, crianças ou idosos
- Pessoas que sofrem de infecções de pele ou com vermelhidão e queimaduras na pele
- Pessoas que utilizam marca-passo ou dispositivo médico implantado semelhante;
- Pacientes com doenças cardíacas ou tumores malignos, etc,
- Pessoas que sofrem de osteoporose
- Pessoas com pressão alta ou pressão arterial anormal
- Pessoas que sentem desconforto ao usar o aparelho


3. Limpeza e cuidados

Antes de limpar, desligue o produto e desconecte o cabo de alimentação. Limpe a superfície do produto com um pano macio e seco. Não limpe o produto e os acessórios com detergentes corrosivos, como benzeno ou diluentes. Armazene em local fresco e seco quando não estiver em uso. Evite também a exposição à luz solar direta ou ambientes úmidos, caso contrário poderá causar desbotamento das cores ou danificar o produto.

1. Funzionamento del dispositivo

1. Controlla se il dispositivo è in buone condizioni.
 2. Avviando l'accensione del dispositivo per 2 secondi, il prodotto funziona automaticamente con: interruttore medio/funzionamento ad alta temperatura, premere una seconda volta per 2 secondi per spegnere il dispositivo.
 3. Regolare l'allenamento del massaggio Z 1/2/3 e una delle 3 modalità di riscaldamento: H1/H2/H3
 4. Uso universale, l'uso può lasciare tracce d'uso su piedi, polpacci, gambe e/o cosce, che non possono essere rimosse immediatamente. Se sei preoccupato per l'uso, indossa calze o pantaloni prima di usare il massaggiatore.
- Nota: non utilizzare il massaggiatore su vestiti o pantaloni fissati con una cerniera di controllo. Questa potrebbe essere una soluzione di prodotto.
5. Il prodotto ha memoria: il dispositivo ricorda lo stato operativo corrente (pressione dell'aria, riscaldamento, modalità di vibrazione e marcia) dopo aver avviato le macchine. Questa opzione rimane attiva dopo l'accensione del dispositivo.


Nota: quando si utilizza con un dispositivo esterno o in posizione sdraiata, esiste il rischio di caduta



Come collegare il dispositivo?

Inserire i puntali contrassegnati con le stesse lettere nei fori corrispondenti ("L" -> "L" e "R" -> "R")

Nota: fai in modo che la lettera "L" sia solitamente in alto e la lettera "R" sia in basso. Se il dispositivo non si trova in questa struttura, non è possibile generare pressione dell'aria.



Sequenza di azioni:

1. Aggiungi il piede al dispositivo di massaggio, quindi attacca il velcro sui piedi, sui polpacci (due velcro), sulle cosce e sugli accessori.
2. Ci sono 2 elementi sulla coscia che possono causare effetti collaterali.
3. È più facile fissarlo con il Velcro dopo aver regolato le cinghie in Velcro su piede, polpaccio e coscia.

Nota: controlla solo se sei seduto sulla sedia. Durante l'installazione utilizzare il velcro per evitare che si attacchi ai materiali.

2. Pericoli e avvertenze

1. Non utilizzare parti di ricambio non approvate dal produttore.
2. Il servizio non professionale non deve smontare e sostituire parti del dispositivo senza autorizzazione.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale professionale appropriato per evitare pericoli.
4. Non utilizzare o conservare il prodotto in un luogo con elevata umidità o temperatura elevata.
5. Al termine del massaggio, scollegare il cavo di alimentazione.
6. Non utilizzare il prodotto per più di 25 minuti alla volta.
7. Se si verificano effetti collaterali, interrompere immediatamente l'uso del massaggiatore.
8. Se la temperatura è troppo alta o il prodotto inizia a emanare un cattivo odore o ad emettere odore di bruciato, smettere immediatamente di usarlo e scollegare l'alimentazione.
9. Non spostare il prodotto tirando il cavo di alimentazione per evitare che il cavo di alimentazione si allenti.
10. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone prive di capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza in questo settore (compresi i bambini).

Se si dispone di una delle seguenti condizioni, consultare il medico prima dell'uso:

- Donne incinte, bambini o anziani
- Persone che soffrono di infezioni della pelle o che presentano arrossamenti e ustioni cutanee
- Persone portatrici di pacemaker o dispositivo medico impiantato simile;
- Pazienti con malattie cardiache o tumori maligni, ecc.
- Persone che soffrono di osteoporosi
- Persone con pressione alta o pressione sanguigna anormale
- Persone che avvertono disagio durante l'utilizzo del dispositivo

3. Pulizia e cura

Prima della pulizia, spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione. Pulisci la superficie del prodotto con un panno asciutto e morbido. Non pulire il prodotto e gli accessori con detergenti corrosivi come benzene o diluenti. Conservare in un luogo fresco e asciutto quando non in uso. Evitare inoltre l'esposizione alla luce solare diretta o ad ambienti umidi, altrimenti i colori potrebbero sbiadire o danneggiare il prodotto.

1. Obsluha zařízení

1. Zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu.

2. Po zapnutí zařízení na 2 sekundy produkt automaticky pracuje s: středním spínačem / vysokoteplotním provozem, stisknete podruhé na 2 sekundy pro vypnutí zařízení.


3. Nastavte tréninkovou masáž Z 1/2/3 a jeden ze 3 režimů ohřevu: H1/H2/H3

4. Univerzální použití, použití může způsobit stopy používání na chodidlech, lýtkách, nohách a/nebo stehnech, které nelze okamžitě odstranit. Pokud máte obavy z používání, navlékněte si před použitím masážního přístroje punčochy nebo kalhoty.

Poznámka: Masér nepoužívejte na oděvy nebo kalhoty zapínané ovládacím zipem. Toto může být produktové řešení.

5. Výrobek má paměť: zařízení si pamatuje aktuální provozní stav (tlak vzduchu, topení, vibrační režim a převod) po spuštění strojů. Tato možnost zůstává v platnosti i po zapnutí zařízení.


Poznámka: Při použití s externím zařízením nebo vleže hrozí nebezpečí pádu



Jak připojit zařízení?

Vložte hroty označené stejnými písmeny do odpovídajících otvorů ("L" -> "L" a "R" -> "R")

Poznámka: dopřejte si tak, že písmeno „L“ je obvykle nahoře a písmeno „R“ dole. Pokud zařízení není v této konstrukci, nelze vytvořit tlak vzduchu.



Pořadí akcí:

1. Přidejte chodidlo k masážnímu zařízení, poté nalepte suchý zip na chodidla, lýtky (dva suché zipy), stehna a příslušenství.

2. Na stehně jsou 2 položky, které mohou způsobit vedlejší účinky.

3. Připevnění pomocí suchého zipu je snazší po nastavení pásků na suchý zip na chodidla, lýtky a stehně.

Poznámka: Zkontrolujte, zda sedíte na židli. Při instalaci použijte suchý zip, aby se nepřilepil k materiálům.

2. Nebezpečí a varování

1. Nepoužívejte náhradní díly, které nejsou schváleny výrobcem.

2. Neprofesionální servis by neměl bez povolení rozebírat a vyměňovat části zařízení.

3. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit příslušný odborný personál, aby se předešlo nebezpečí.

4. Nepoužívejte ani neskládajte výrobek na místě s vysokou vlhkostí nebo vysokou teplotou.

5. Po skončení masáže odpojte napájecí kabel.

6. Nepoužívejte výrobek déle než 25 minut v kuse.

7. Pokud se vyskytnou jakékoli nežádoucí účinky, okamžitě přestaňte masér používat.

8. Je-li teplota příliš vysoká nebo produkt začíná zapáchat nebo vydává zápach spáleniny, okamžitě jej přestaňte používat a odpojte napájení.

9. Nepřemísťujte produkt taháním za napájecí kabel, aby se napájecí kabel neuvolnil.

10. Tento výrobek není určen pro použití osobami, které nemají fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nemají zkušenosti a znalosti v této oblasti (včetně dětí).

Pokud máte některý z následujících stavů, poraďte se před použitím se svým lékařem:

- Těhotné ženy, děti nebo starší lidé
- Lidé trpící kožními infekcemi nebo se zarudnutím kůže a popáleninami
- Lidé, kteří používají kardiostimulátor nebo podobné implantované lékařské zařízení;
- Pacienti se srdečním onemocněním nebo zhoubnými nádory atd.
- Lidé trpící osteoporózou
- Lidé s vysokým krevním tlakem nebo abnormálním krevním tlakem
- Lidé, kteří se při používání zařízení cítí nepohodlně

3. Čištění a péče


Před čištěním vypněte produkt a odpojte napájecí kabel. Oťete povrch produktu suchým měkkým hadříkem. Nečistěte výrobek a příslušenství korozivními čisticími prostředky, jako je benzen nebo ředidla. Pokud se nepoužívá, skladujte na chladném a suchém místě.

Vyvarujte se také vystavení přímému slunečnímu záření nebo vlhkému prostředí, jinak může dojít k vyblednutí barev nebo poškození produktu.

1. Obsluha zariadenia

1. Skontrolujte, či je zariadenie v dobrom stave.
 2. Po zapnutí zariadenia na 2 sekundy produkt automaticky pracuje s: stredným spinačom / prevádzkou pri vysokej teplote, stlačte druhýkrát na 2 sekundy, aby ste zariadenie vypili.
 3. Nastavte tréning masáže Z 1/2/3 a jeden z 3 režimov ohrevu: H1/H2/H3
 4. Univerzálne použitie, použitie môže spôsobiť stopy používania na chodidlách, lýtkach, nohách a/alebo stehnách, ktoré sa nemusia okamžite odstrániť. Ak máte obavy z používania, pred použitím maséra si oblečte pančuchy alebo nohavice.
- Poznámka: Masér nepoužívajte na odevy alebo nohavice zapínané ovládacím zipsom. Toto môže byť produktové riešenie.
5. Výrobok má pamäť: zariadenie si po spustení strojov pamätá aktuálny prevádzkový stav (tlak vzduchu, ohrev, režim vibrácií a prevodový stupeň). Táto možnosť zostáva v platnosti aj po zapnutí zariadenia.


Poznámka: Pri používaní s externým zariadením alebo v ľahu hrozí riziko pádu



Ako pripojiť zariadenie?

Vložte hroty označené rovnakými písmenami do zodpovedajúcich otvorov ("L" -> "L" a "R" -> "R")

Poznámka: doprajte si tak, že písmeno „L“ je zvyčajne hore a písmeno „R“ dole. Ak zariadenie nie je v tejto konštrukcii, nie je možné vytvoriť tlak vzduchu.



Postupnosť akcie:

1. Pridajte chodidlo k masážnemu zariadeniu, potom nalepte suchý zips na chodidlo, lýtku (dva suché zipsy), stehná a prísľušenstvo.
 2. Na stehne sú 2 položky, ktoré môžu spôsobiť vedľajšie účinky.
 3. Jednoduchšie je uchytenie pomocou suchého zipsu po nastavení páskov na suchý zips na chodidlo, lýtku a stehne.
- Poznámka: Len skontrolujte, či sedíte v kresle. Počas inštalácie použite suchý zips, aby ste zabránili jeho prilepeniu k materiálom.

2. Nebezpečenstvá a varovania

1. Ne používajte nadomestných delov, ki jih proizvajalec ni odobril.
2. Nestrokovni servis ne sme brez dovoljenja razstaviti in zamenjati delov naprave.
3. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati ustrezno strokovno osebo, da se izogne nevarnosti.
4. Izdelka ne uporabljajte in ne shranjujte na mestu z visoko vlažnostjo ali visoko temperaturo.
5. Po končani masazi izkjučite napajalni kabel.
6. Izdelka ne uporabljajte več kot 25 minut naenkrat.
7. Če se pojavijo neželeni učinki, takoj prenehajte z uporabo masažnega aparata.
8. Če je temperatura previsoka ali izdelek začne slabo dišati ali oddaja vonj po zažganem, ga takoj prenehajte uporabljati in izkjučite napajanje.
9. Izdelka ne premikajte z vleko za napajalni kabel, da preprečite, da bi se napajalni kabel zrahljal.
10. Ta izdelek ni namenjen osebam s pomanjkanjem fizičnih, senzoričnih ali duševnih sposobnosti ali pomanjkanjem izkušenj in znanja na tem področju (vključno z otroki).

Če imate katero od naslednjih stanj, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom:

- Nosečnice, otroci ali starejši ljudje
- Ljudje, ki trpijo zaradi okužb kože ali imajo pordelost kože in opekline
- Ljudje, ki uporabljajo srčni spodbujevalnik ali podobno vsajeno medicinsko napravo;
- Bolniki s srčnimi boleznimi ali malignimi tumorji itd.
- Ljudje z osteoporozo
- Ljudje z visokim ali nenormalnim krvnim tlakom
- Ljudje, ki čutijo nelagodje pri uporabi naprave


3. Čistenje a starostlivosť

Przed czyszczeniem wyłącz produkt i odłącz przewód zasilający. Wytrzyj powierzchnię produktu suchą, miękką ściereczką. Nie czyść produktu i akcesoriów żrącymi detergentami, takimi jak benzen, rozcieńczalniki. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany. Unikaj również narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgotnego środowiska, w przeciwnym razie może to spowodować blaknięcie kolorów lub uszkodzenie produktu.

. Delovanje naprave


1. Preverite, ali je naprava v dobrem stanju.
2. Začne se za 2 sekundi, da se naprava vklopi, izdelek samodejno deluje z: srednjim stikalom / delovanjem pri visoki temperaturi, pritisnite drugič za 2 sekundi, da izklopite napravo.
3. Prilagodite vadbo masaže Z 1/2/3 in enega od 3 načinov ogrevanja: H1/H2/H3
4. Univerzalna uporaba, uporaba lahko povzroči sledi uporabe na stopalih, mečih, nogah in/ali stegnih, ki jih ni mogoče takoj odstraniti. Če vas uporaba skrbi, si pred uporabo masažnega aparata nadenite nogavice ali hlače.
- Opomba: Masažnega aparata ne uporabljajte na oblačilih ali hlačah, ki se zapenjajo s kontrolno zadrgo. To bi lahko bila rešitev izdelka.
5. Izdelek ima pomnilnik: naprava si zapomni trenutno stanje delovanja (zračni tlak, ogrevanje, način vibracij in prestava) po zagonu strojev. Ta možnost ostane v veljavi tudi po vklopu naprave.

Opomba: Pri uporabi z zunanjo napravo ali ležečem položaju je nevarnost padca



Kako priključiti napravo?

Konice, označene z istimi črkami, vstavite v ustrezne luknje ("L" -> "L" in "R" -> "R")
Opomba: privoščite si tako, da je črka "L" običajno navzgor, črka "R" pa navzdol. Če naprava ni v tej strukturi, zračnega tlaka ni mogoče ustvariti.



Zaporedje dejanj:

1. Masažni napravi dodajte stopalo, nato prilepite Velcro na stopala, meča (dva Velcro), stegna in dodatke,
2. Na stegnu sta 2 predmeta, ki lahko povzročita neželene učinke,
3. Lažje ga je pritrditi z ježkom, potem ko prilagodite trakove ježka na stopalu, meču in stegnju.

Opomba: Samo preverite, ali sedite na stolu. Med namestitvijo uporabite Velcro, da preprečite, da bi se oprjel materiala.

2. Nevarnosti in opozorila

1. Ne uporabljajte nadomestnih delov, ki jih proizvajalec ni odobril.
2. Nestrokovni servis ne sme brez dovoljenja razstaviti in zamenjati delov naprave.
3. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati ustrezno strokovno osebo, da se izogne nevarnosti.
4. Izdelka ne uporabljajte in ne shranjujte na mestu z visoko vlažnostjo ali visoko temperaturo.
5. Po končani masaži izključite napajalni kabel.
6. Izdelka ne uporabljajte več kot 25 minut naenkrat.
7. Če se pojavijo neželeni učinki, takoj prenehajte z uporabo masažnega aparata.
8. Če je temperatura previsoka ali izdelek začne slabo dišati ali oddaja vonj po zažganem, ga takoj prenehajte uporabljati in izključite napajanje.
9. Izdelka ne premikajte z vleko za napajalni kabel, da preprečite, da bi se napajalni kabel zrahljal.
10. Ta izdelek ni namenjen osebam s pomanjkanjem fizičnih, senzoričnih ali duševnih sposobnosti ali pomanjkanjem izkušenj in znanja na tem področju (vključno z otroki).

Če imate katero od naslednjih stanj, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom:

- Nosečnice, otroci ali starejši ljudje
- Ljudje, ki trpijo zaradi okužb kože ali imajo pordelost kože in opekline
- Ljudje, ki uporabljajo srčni spodbujevalnik ali podobno vsajeno medicinsko napravo;
- Bolniki s srčnimi boleznimi ali malignimi tumorji itd.
- Ljudje z osteoporozo
- Ljudje z visokimi ali nenormalnimi krvnimi tlakom
- Ljudje, ki čutijo nelagodje pri uporabi naprave


3. Čiščenje in nega

Pred čiščenjem izklopite izdelek in izvlecite napajalni kabel. Obrišite površino izdelka s suho, mehko krpo. Izdelka in dodatkov ne čistite z jedkimi detergenti, kot so benzen ali razredčila. Ko ni v uporabi, hranite na hladnem in suhem mestu. Izogibajte se tudi izpostavljanju neposredni sončni svetlobi ali vlažnim okoljem, sicer lahko povzročijo zbledelost barv ali poškodbe izdelka.

1. Seadme töö


1. Kontrollige, kas seade on heas seisukorras.
2. Alustades 2 sekundit seadme sisselülitamiseks, töötab toode automaatselt koos: keskmise lülitiga / kõrge temperatuuriga tööga, vajutage teist korda 2 sekundit, et seade välja lülitada.
3. Reguleerige massaažitreeningut Z 1/2/3 ja ühte kolmest kuumutusrežiimist: H1/H2/H3
4. Universaalne kasutamine, kasutamine võib tekitada jalalabadele, vasikatele, säärele ja/või reitele kasutusjärgi, mida ei pruugi kohe eemaldada. Kui tunnete kasutamise pärast muret, pange enne masseerija kasutamist jalga sukad või püksid.
- Märkus: Ärge kasutage masseerijat kontrollitõmbelukuga kinnitatud riiete või pükste peal. See võib olla tootelahendus.
5. Tootel on mälu: seade jätab pärast masinate käivitamist meelde hetke tööoleku (õhurõhk, soojendus, vibratsioonirežiim ja käik). See valik jääb kehtima ka pärast seadme sisselülitamist.

Märkus. Kui kasutate koos välisseadmega või lamasite kukkumisohtu



Kuidas seadet ühendada?
Sisestage samade tähtedega märgistatud otsikud vastavatesse aukudesse ("L" -> "L" ja "R" -> "R")

Märkus: kohtle ennast nii, et täht "L" on tavaliselt üleval ja täht "R" all. Kui seade pole selles konstruktsioonis, ei saa õhurõhku tekitada.



Toimingute järjestus:

1. Lisage jalg massaažiseadmesse, seejärel kleepige Velcro jalgadele, vasikatele (kaks Velcrot), reitele ja tarvikutele.
 2. Reiel on 2 eset, mis võivad põhjustada kõrvaltoimeid.
 3. Lihtsam on takjapaelaga kinnitada peale jala-, sääre- ja reie Velcro riimade reguleerimist.
- Märkus. Lihtsalt kontrollige, kas istud toolil. Paigaldamise ajal kasutage Velcrot, et vältida selle materjalide külge kleepumist.

2. Ohud ja hoiatused

1. Ärge kasutage varuosi, mis pole tootja poolt heaks kiidetud.
2. Mitteprofessionaalne teenindus ei tohiks ilma loata seadet lahti võtta ega välja vahetada.
3. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks asendama asjakohane professionaalne personal.
4. Ärge kasutage ega hoidke toodet kõrge õhuniiskuse või kõrge temperatuuriga kohas.
5. Pärast massaaži lõppu ühendage toitejuhe lahti.
6. Ärge kasutage toodet korraga kauem kui 25 minutit.
7. Kõrvaltoimete ilmnemisel lõpetage kohe selle masseerija kasutamine.
8. Kui temperatuur on liiga kõrge või toode hakkab halvasti lõhnama või eritab põletuslõhna, lõpetage kohe selle kasutamine ja eemaldage vooluvõrk.
9. Ärge liigutage toodet toitejuhtmest tõmmates, et vältida toitejuhtme lahtitulemist.
10. See toode ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele, kellel puuduvad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad selles valdkonnas kogemused ja teadmised (sh lapsed).

Kui teil on mõni järgmistest seisunditest, pidage enne kasutamist nõu oma arstiga:

- Rasedad naised, lapsed või eakad
- Inimesed, kes põevad nahainfektsiooni või kellel on naha punetus ja põletused
- Inimesed, kes kasutavad südamestimulaatorit või sarnast siirdatud meditsiiniseadet;
- Südamehaiguste või pahaloomuliste kasvajatega patsiendid jne.
- Osteoporoosi põdevad inimesed
- Inimesed, kellel on kõrge vererõhk või ebanormaalne vererõhk
- Inimesed, kes tunnevad seadme kasutamisel ebamugavust


3. Puhastamine ja hooldus

Enne puhastamist lülitage toode välja ja eemaldage toitejuhe. Pühkige toote pinda kuiva pehme lapiga. Ärge puhastage toodet ja tarvikuid söövitavate puhastusvahenditega, nagu benseen või lahustid. Hoida jahedas ja kuivas kohas, kui seda ei kasutata. Samuti vältige kokkupuudet otsese päikesevalguse või niiske keskkonnaga, vastasel juhul võivad värvid tuhreda või toodet kahjustada.

1. Įrenginio veikimas

1. Patikrinkite, ar prietaisas yra geros būklės.
 2. Pradedant 2 sekundes prietaisui įjungti, gaminys veikia automatiškai su: vidutiniu jungikliu / aukštos temperatūros veikimu, paspauskite antrą kartą 2 sekundes, kad išjungtumėte įrenginį.
 3. Sureguliuokite masažo treniruotę 2 1/2/3 ir vieną iš 3 šildymo režimų: H1/H2/H3
 4. Universalus naudojimas, ant pėdų, blauzdų, kojų ir/ar šlaunų gali atsirasti naudojimo pėdsakų, kurių negalima iš karto pašalinti. Jei nerimaujate dėl naudojimo, prieš naudodami masažuoklį apsimaukite kojines ar kelnes.
- Pastaba: Nenaudokite masažuoklio ant drabužių ar kelnų, užsegamų kontroliniu užtrauktuku. Tai gali būti produkto sprendimas.
5. Gaminys turi atmintį: įrenginys įsimena esamą darbo būseną (oro slėgį, kaitinimą, vibracijos režimą ir pavarą) po staklių užvedimo. Ši parinktis galioja ir įjungus įrenginį.


Pastaba: naudojant su išoriniu prietaisu arba gulint, kyla pavojus nukristi



Kaip prijungti įrenginį?

Tomis pačiomis raidėmis pažymėtas antgalis įkiškite į atitinkamas skylutes ("L" -> "L" ir "R" -> "R")

Pastaba: elkitės taip, kad raidė „L“ paprastai būtų aukščiau, o raidė „R“ – žemiau. Jei prietaiso nėra šioje struktūroje, oro slėgio generuoti negalima.



Veiksmyų seka:

1. Pridėkite pėdą prie masažo prietaiso, tada prijunkite Velcro lipduką ant pėdų, blauzdų (du Velcro), šlaunų ir priedų.
 2. Ant šlaunies yra 2 daiktai, kurie gali sukelti šalutinį poveikį.
 3. Patogesnis užsegimas Velcro suregulavus pėdos, blauzdos ir šlaunies Velcro dirželius.
- Pastaba: Tiesiog patikrinkite, ar sėdite kėdėje. Montuodami naudokite Velcro, kad jis nepriliptų prie medžiagų.

2. Pavojai ir įspėjimai

1. Nenaudokite atsarginių dalių, kurių nepatvirtino gamintojas.
2. Neprofesionalūs servisas neturėtų ardyti ir keisti įrenginio dalių be leidimo.
3. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti tinkamas profesionalus personalas, kad būtų išvengta pavojaus.
4. Nenaudokite ir nelaikykite gaminio vietoje, kurioje yra daug drėgmės arba aukšta temperatūra.
5. Baigę masažą ištraukite maitinimo laidą.
6. Nenaudokite produkto ilgiau nei 25 minučių vienu metu.
7. Jei pasireiškia bet koks šalutinis poveikis, nedelsdami nustokite naudoti masažuoklį.
8. Jei temperatūra per aukšta arba gaminys pradeda blogai kvėpėti arba skleidžia degimo kvapą, nedelsdami nustokite jį naudoti ir atjunkite maitinimą.
9. Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido, kad maitinimo laidas neatsilaisvintų.
10. Šis gaminys nėra skirtas asmenims, neturintiems fizinį, jutiminių ar protinių galimybių arba neturintiems patirties ir žinių šioje srityje (įskaitant vaikus).

Jei turite bet kurią iš šių būklių, prieš naudodami pasitarkite su gydytoju:

- Nėščios moterys, vaikai ar pagyvenę žmonės
- Žmonės, kenčiantys nuo odos infekcijų arba turintys odos paraudimą ir nudegimus
- Žmonės, kurie naudoja širdies stimuliatorių ar panašų implantuotą medicinos prietaisą;
- Pacientai, sergantys širdies ligomis ar piktybiniais navikais ir kt.
- Žmonės, sergantys osteoporozė
- Žmonės, kurių kraujospūdis yra aukštas arba nenormalus kraujospūdis
- Žmonės, kurie naudojamiesi įrenginiu jaučia diskomfortą

3. Valymas ir priežiūra

Prieš valydami išjunkite gaminį ir atjunkite maitinimo laidą. Nuvalykite gaminio paviršius sausa, minkšta šluoste. Nevalykite gaminio ir priedų esdiančiais valikliais, tokiais kaip benzenas ar skiedikliai. Kai nenaudojate, laikykite vėsoje, sausoje vietoje. Taip pat venkite tiesioginių saulės spindulių ar drėgnos aplinkos, nes kitaip gali išblukti spalvos arba sugadinti gaminį.

1. Ierīces darbība

1. Pārbaudiet, vai ierīce ir labā stāvoklī.

2. Uzsākot 2 sekundes, lai ieslēgtu ierīci, produkts darbojas automātiski ar: vidēju slēdzi / augstas temperatūras darbību, nospiežot otro reizi uz 2 sekundēm, lai ieslēgtu ierīci.


3. Pielāgojiet masāžas treniņu Z 1/2/3 un vienu no 3 sildīšanas režīmiem: H1/H2/H3

4. Universāla lietošana, lietošana var radīt lietošanas pēdas uz pēdām, iekšiem, kājpiņām un/vai augšstilbiem, kuras nevar noņemt uzreiz. Ja raizējaties par lietošanu, pirms masiera lietošanas uzvelciet zeķes vai bikses.

Piezīme: Neizmantojiet masieri uz drēbēm vai biksēm, kas piestiprinātas ar vadības rāvējslēdzēju. Tas varētu būt produkta risinājums.

5. Produktam ir atmiņa: ierīce atceras pašreizējo darba stāvokli (gaisa spiediens, sildīšana, vibrācijas režīms un pārnesums) pēc mašīnu iedarbināšanas. Šī opcija paliek spēkā arī pēc ierīces ieslēgšanas.


Piezīme. Lietojot kopā ar ārēju ierīci vai guļus stāvoklī, pastāv risks nokrist



Kā pieslēgt ierīci?

Ievietojiet uzgaļus, kas apzīmēti ar tiem pašiem burtiem, atbilstošajos caurumos ("L" -> "L" un "R" -> "R")

Piezīme: izturieties tā, lai burts "L" parasti būtu augšā un burts "R" būtu uz leju. Ja ierīce neatrodas šajā struktūrā, gaisa spiedienu nevar radīt.



Darbības secība:

1. Pievienojiet pēdu masāžas ierīci, pēc tam pielīmējiet Velcro uz pēdām, iekšiem (divi Velcro), augšstilbiem un piederumiem.
 2. Uz augšstilba ir 2 priekšmeti, kas var izraisīt blakusparādības.
 3. Viegļāk ir piestiprināt ar Velcro pēc Velcro siksnu pielāgošanas pēdas, iekšu un augšstilbu daļā.
- Piezīme: vienkārši pārbaudiet, vai sežat krēsli. Uztādīšanas laikā izmantojiet Velcro, lai tas nepieliptu pie materiāliem.

2. Briesmas un brīdinājumi

1. Neizmantojiet rezerves daļas, kuras nav apstiprinājis ražotājs.

2. Neprofesionāls serviss nedrīkst bez atļaujas izņemt un nomainīt ierīces daļas.

3. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina atbilstošam profesionālam personālam, lai izvairītos no briesmām.

4. Nelietojiet un neuzglabājiet produktu vietā ar augstu mitruma līmeni vai augstu temperatūru.

5. Kad masāža ir pabeigta, atvienojiet strāvas vadu.

6. Nelietojiet produktu ilgāk par 25 minūtēm vienlaikus.

7. Ja rodas jebkādas blakusparādības, nekavējoties pārtrauciet masiera lietošanu.

8. Ja temperatūra ir pārāk augsta vai produkts sāk slīksti smaržot vai izdala deguma smaku, nekavējoties pārtrauciet tā lietošanu un atvienojiet strāvas padevi.

9. Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot aiz strāvas vada, lai novērstu strāvas vada atvienošanu.

10. Šis produkts nav paredzēts lietošanai personām, kurām trūkst fizisko, sensoro vai garīgo spēju vai pieredzes un zināšanu šajā jomā (tostarp bērniem).

Ja Jums ir kāds no šiem stāvokļiem, pirms lietošanas konsultējieties ar savu ārstu:

- Grūtnieces, bērni vai vecāka gadagājuma cilvēki
- Cilvēki, kuri cieš no ādas infekcijām vai kuriem ir ādas apsārtums un apdegumi
- Cilvēki, kuri izmanto elektrokardiostimulatoru vai līdzīgu implantētu medicīnisko ierīci;
- Pacienti ar sirds slimībām vai ļaundabīgiem audzējiem utt.
- Cilvēki, kas cieš no osteoporozes
- Cilvēki ar paaugstinātu asinsspiedienu vai patoloģisku asinsspiedienu
- Cilvēki, kuri, lietojot ierīci, izjūt diskomfortu


3. Tīrīšana un kopšana

Před czyszczeniem wyłącz produkt i odłącz przewód zasilający. Wytrzyj powierzchnię produktu suchą, miękką ściereczką. Nie czyść produktu i akcesoriów żrącymi detergentami, takimi jak benzen, rozcieńczalniki. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany. Unikaj również narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgotnego środowiska, w przeciwnym razie może to spowodować blaknięcie kolorów lub uszkodzenie produktu.

1. A készülék működése


1. Ellenőrizze, hogy a készülék jó állapotban van-e.
2. A készülék bekapcsolása után 2 másodpercig a termék automatikusan működik: közepes kapcsoló / magas hőmérsékletű működés. Nyomja meg másodszor 2 másodpercig a készülék kikapcsolásához.
3. Állítsa be a masszázsdzést Z 1/2/3 és a 3 fűtési mód egyikét: H1/H2/H3
4. Univerzális használat, a használat a lábon, vádliban, lábszáron és/vagy combon használati nyomokat okozhat, amelyeket nem lehet azonnal eltávolítani. Ha aggódik a használata miatt, vegyen fel harisnyát vagy nadrágot a masszírozó használatát előtt.
- Megjegyzés: Ne használja a masszírozót kontrollcipzárral rögzített ruhákban vagy nadrágokon. Ez egy termék megoldás lehet.
5. A termék memóriával rendelkezik: a készülék a gépek beindítása után megjegyzi az aktuális üzemiállapotot (légnyomás, fűtés, rezgés üzemmód és fokozat). Ez az opció a készülék bekapcsolása után is érvényben marad.

Megjegyzés: Ha külső eszközzel használja, vagy ha lefekszik, fennáll a leesés veszélye



Hogyan kell csatlakoztatni a készüléket?
Helyezze be az azonos betűkkel jelölt hegyeket a megfelelő lyukakba ("L" -> "L" és "R" -> "R")

Megjegyzés: kezelje magát úgy, hogy az "L" betű általában felfelé, az "R" pedig lefelé legyen. Ha a készülék nincs ebben a szerkezetben, akkor légnyomás nem keletkezhet.



A műveletek sorrendje:

1. Adja hozzá a lábfejet a masszírozó eszközhöz, majd ragassza fel a tépőzárat a lábra, a vádlira (két tépőzár), a combra és a tartozékokra.
 2. A combon 2 olyan elem található, amelyek mellékhatásokat okozhatnak.
 3. Könnyebb a tépőzáras rögzítés a lábon, a vádliban és a combon lévő tépőzáras pántok beállítását követően.
- Megjegyzés: Csak ellenőrizze, hogy a székben ül-e. A szerelés során használjon tépőzárat, hogy ne tapadjon az anyagokhoz.

2. Veszélyek és figyelmeztetések

1. Ne használjon olyan cserealkatrészeket, amelyeket a gyártó nem hagyott jóvá.
2. A nem professzionális szervíz engedély nélkül nem szedheti szét és ne cserélje ki a készülék alkatrészeit.
3. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében megfelelő szakemberrel kell kicseréltetni.
4. Ne használja és ne tárolja a terméket magas páratartalmú vagy magas hőmérsékletű helyen.
5. A masszázs befejezése után húzza ki a tápkábelt.
6. Egyszerre ne használja a terméket 25 percnél tovább.
7. Ha bármilyen mellékhatás jelentkezik, azonnal hagyja abba a masszírozó használatát.
8. Ha a hőmérséklet túl magas, vagy a termék rossz szagot kezd, vagy égett szagot áraszt, azonnal hagyja abba a használatát, és húzza ki a tápkábelt.
9. Ne a tápkábel húzásával mozgassa a terméket, nehogy a tápkábel kilazuljon.
10. Ezt a terméket nem használhatják olyan személyek, akik nem rendelkeznek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel ezen a területen (beleértve a gyermekeket is).

Ha az alábbi állapotok bármelyike fennáll Önénél, használat előtt konzultáljon orvosával:

- Terhes nők, gyermekek vagy idősek
- Bőr fertőzésben szenvedők vagy bőrpír vagy égési sérülések
- Olyan személyek, akik pacemakert vagy hasonló beültetett orvosi eszközt használnak;
- Szívbetegség vagy rosszindulatú daganatok stb.
- Csontritkulásban szenvedők
- Magas vérnyomásban vagy kóros vérnyomásban szenvedők
- Olyan emberek, akik kényelmetlenséget éreznek a készülék használata közben


3. Tisztítás és ápolás

Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a tápkábelt. Törölje le a termék felületét egy száraz, puha ruhával. Ne tisztítsa a terméket és a tartozékokat maró hatású tisztítószerekkel, például benzinnel vagy higítókkal. Használaton kívül hűvös, száraz helyen tárolandó. Kerülje a közvetlen napfénynek vagy páras környezetnek való kitettséget is, különben a színek kifakulhatnak, vagy károsíthatják a terméket.

1. Funcționarea dispozitivului

1. Verificați dacă dispozitivul este în stare bună.
2. Începând timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul, produsul funcționează automat cu: comutator mediu / funcționare la temperatură ridicată, apăsați a doua oară timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul.
3. Reglați antrenamentul de masaj Z 1/2/3 și unul dintre cele 3 moduri de încălzire: H1/H2/H3
4. Utilizare universală, utilizarea poate provoca urme de utilizare pe picioare, gambe, picioare și/sau coapse, care nu pot fi îndepărtate imediat. Dacă sunteți îngrijorat cu privire la utilizarea, puneți-vă ciorapi sau pantaloni înainte de a utiliza aparatul de masaj.
- Notă: Nu utilizați aparatul de masaj pe haine sau pantaloni prinși cu fermoar de control. Această ar putea fi o soluție de produs.
5. Produsul are memorie: dispozitivul reține starea curentă de funcționare (presiunea aerului, încălzirea, modul de vibrație și angrenajul) după pornirea utilajelor. Această opțiune rămâne în vigoare după ce dispozitivul este pornit.


Notă: Când utilizați cu un dispozitiv extern sau vă aflați întins pentru a aplica riscul de cădere



Cum se conectează dispozitivul?

Introduceți vârful marcate cu aceleași litere în găurile corespunzătoare ("L" -> "L" și "R" -> "R")

Notă: răsfățați-vă astfel încât litera „L” să fie de obicei în sus și litera „R” în jos. Dacă dispozitivul nu se află în această structură, presiunea aerului nu poate fi generată.



Secvența de acțiune:

1. Adăugați piciorul la aparatul de masaj, apoi lipiți Velcro pe picioare, gambe (două Velcro), coapse și accesori.
 2. Există 2 articole pe coapsă care pot provoca reacții adverse.
 3. Este mai ușor de atăsat cu Velcro după ajustarea curelelor Velcro de pe picior, gambe și coapse.
- Notă: verificați doar dacă sunteți așezat pe scaun. În timpul instalării, utilizați velcro pentru a preveni lipirea acestuia de materiale.

2. Pericole și avertismente

1. Nu utilizați piese de schimb care nu sunt aprobate de producător.
2. Serviciul non-profesional nu trebuie să dezamblați și să înlocuiți părți ale dispozitivului fără permisiune.
3. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de personal profesionist corespunzător pentru a evita pericolul.
4. Nu utilizați și nu depozitați produsul într-un loc cu umiditate ridicată sau temperatură ridicată.
5. După ce s-a terminat masajul, deconectați cablul de alimentare.
6. Nu utilizați produsul mai mult de 25 minute o dată.
7. Dacă apar efecte secundare, încetați imediat utilizarea aparatului de masaj.
8. Dacă temperatura este prea ridicată sau produsul începe să miroasă urât sau să emită un miros de ars, încetați imediat să îl utilizați și deconectați-l de la priză.
9. Nu mutați produsul trăgând de cablul de alimentare pentru a preveni slăbirea cablului de alimentare.
10. Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane care nu au capacități fizice, senzoriale sau mentale sau lipsă de experiență și cunoștințe în acest domeniu (inclusiv copii).

Dacă aveți oricare dintre următoarele afecțiuni, consultați medicul înainte de utilizare:

- Femei însărcinate, copii sau persoane în vârstă
- Persoanele care suferă de infecții ale pielii sau care au roșeață și arsuri ale pielii
- Persoane care folosesc un stimulator cardiac sau un dispozitiv medical implantat similar;
- Pacienți cu boli de inimă sau tumori maligne etc.
- Persoanele care suferă de osteoporoză
- Persoane cu hipertensiune arterială sau tensiune arterială anormală
- Persoane care simt disconfort atunci când folosesc dispozitivul


3. Curățare și îngrijire

Înainte de curățare, opriți produsul și deconectați cablul de alimentare. Ștergeți suprafața produsului cu o cârpă uscată și moale. Nu curățați produsul și accesoriile cu detergenți corozivi precum benzen sau diluanți. A se păstra într-un loc răcoros și uscat atunci când nu este utilizat. De asemenea, evitați expunerea la lumina directă a soarelui sau la medii umede, altfel poate cauza decolorarea culorilor sau deteriorarea produsului.

1. Работа устройства


1. Проверьте, находится ли устройство в хорошем состоянии.
2. При включении устройства на 2 секунды продукт автоматически работает в следующих режимах: средний переключатель/работа при высоких температурах, нажмите второй раз и удерживайте 2 секунды, чтобы выключить устройство.
3. Настройте тренировочный массаж Z 1/2/3 и один из 3 режимов нагрева: H1/H2/H3.
4. Универсальное использование, использование может оставить следы использования на ступнях, икрах, голених и/или бедрах, которые невозможно удалить немедленно. Если вы обеспокоены использованием массажера, наденьте чулки или брюки перед использованием массажера.
- Примечание: Не используйте массажер на одежде или бюстгах, застегнутых на контрольную молнию. Это может быть продуктовое решение.
5. Изделие имеет память: устройство запоминает текущее рабочее состояние (давление воздуха, нагрев, режим вибрации и передачу) после запуска машины. Эта опция остается в силе после включения устройства.

Примечание. При использовании внешнего устройства или при лежании существует риск падения.



Как подключить устройство?
Вставьте наконечники, отмеченные одинаковыми буквами, в соответствующие отверстия («L» -> «L» и «R» -> «R»).

Примечание: понаблюдайте себя так, чтобы буква «L» обычно была вверх, а буква «R» вниз. Если устройство не находится в этой конструкции, давление воздуха не может быть создано.



Последовательность действий:
1. Добавьте стопу к массажному устройству, затем прикрепите липучки к ступням, икрам (две липучки), бедрам и аксессуарам.
2. На бедре есть 2 предмета, которые могут вызвать побочные эффекты.
3. После регулировки ремней с липучками на стопе, икре и бедре их легче прикрепить с помощью липучки.

Примечание. Просто проверьте, сидите ли вы в кресле. Во время установки используйте липучку, чтобы предотвратить прилипание к материалам.

2. Опасности и предупреждения

1. Не используйте запасные части, не одобренные производителем.
2. Непрофессиональный сервисный центр не должен без разрешения разбирать и заменять части устройства.
3. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен соответствующим профессиональным персоналом.
4. Не используйте и не храните изделие в местах с повышенной влажностью или высокой температурой.
5. После окончания массажа отключите шнур питания.
6. Не используйте продукт более 25 минут за раз.
7. При возникновении каких-либо побочных эффектов немедленно прекратите использование массажера.
8. Если температура слишком высокая или продукт начинает плохо пахнуть или издавать запах гари, немедленно прекратите его использование и отключите питание.
9. Не перемещайте изделие, дергая за шнур питания, чтобы он не выскользнул.
10. Этот продукт не предназначен для использования лицами, у которых отсутствуют физические, сенсорные или умственные способности или недостаток опыта и знаний в этой области (включая детей).

Если у вас есть какое-либо из следующих состояний, перед применением проконсультируйтесь с врачом:

- Беременные женщины, дети и пожилые люди.
- Люди, страдающие кожными инфекциями или имеющие покраснение и ожоги кожи.
- Люди, использующие кардиостимулятор или подобное имплантированное медицинское устройство;
- Пациенты с заболеваниями сердца или злокачественными опухолями и т.д.
- Люди, страдающие остеопорозом
- Люди с высоким кровяным давлением или аномальным кровяным давлением.
- Люди, испытывающие дискомфорт при использовании устройства


3. Чистка и уход.

Перед чисткой выключите изделие и отсоедините шнур питания. Протрите поверхность изделия сухой мягкой тканью. Не чистите изделие и аксессуары агрессивными моющими средствами, такими как бензол или разбавители. Храните в прохладном, сухом месте, когда он не используется. Также избегайте воздействия прямых солнечных лучей или влажной среды, в противном случае это может привести к выцветанию цветов или повреждению продукта.

1. Drift av enheten


1. Sjekk at enheten er i god stand.
2. Trykk på knappen i 2 sekunder for å slå på enheten, produktet fungerer automatisk med: middels intensitet/høy temperatur drift. Trykk en gang til i 2 sekunder for å slå av enheten.
3. Juster massasjestyrken Z 1/2/3 og en av de 3 varmmodusene: H1/H2/H3
4. Vær oppmerksom på at apparatet kan etterlate bruksspør på føtter, legger, knær og/eller lår, som kanskje ikke forsvinner umiddelbart. Hvis du er bekymret for tegn på bruk, ta på deg strømper eller bukser før du bruker massasjeapparatet.
5. Merk: Ikke bruk massasjeapparatet på klær eller bukser med glidelås. Dette kan skade produktet.
6. Produktet har en minnefunksjon: enheten vil huske gjeldende arbeidsmodusstatus (lufttrykk, oppvarming, vibrasjonsmodus og drift) etter at maskinen er startet. Dette alternativet beholdes som standard etter omstart av enheten.

Merk: Sitt eller legg deg ned når du bruker enheten for å unngå risikoen for å falle
Hvordan koble til enheten din?



Sett spissene merket med de samme bokstavene inn i de riktige hullene ("L" -> "L" og "R" -> "R")

Merk: Pass på at "L" er vendt opp og "R" vendt ned. Hvis enheten ikke er i denne konfigurasjonen, kan det ikke genereres lufttrykk.



Rækkefølge for installasjon:

1. Plasser foten i massasjeapparatet og fest deretter borrelåsen til foten, leggen (to borrelåsstykker), låret og kneet.
2. Det er 2 borrelåsremmer på låret som kan justeres avhengig av benomkretsen.
3. Det er lettere å feste borrelåsen på knærne etter justering av borrelåsstrippene på foten, leggen og låret.

Merk: Det er lettere å installere hvis du sitter på en stol. Under installasjonen, vær forsiktig så du ikke lar borrelåsen feste seg til klærne dine.

2. Farer og advarsler

1. Ikke bruk reservedeler som ikke er godkjent av produsenten.
2. Ikke-profesjonell service bør ikke demontere eller erstatte deler av enheten uten tillatelse.
3. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av egnet fagpersonell for å unngå fare.
4. Ikke bruk eller oppbevar produktet på et sted med høy luftfuktighet eller høy temperatur.
5. Trekk ut strømledningen når du er ferdig med å massere.
6. Ikke bruk produktet i mer enn 25 minutter av gangen.
7. Hvis det oppstår uønskede reaksjoner, slutt å bruke massasjeapparatet umiddelbart.
8. Hvis temperaturen er for høy eller produktet begynner å lukte vondt eller avgir en brennende lukt, slutt å bruke det umiddelbart og koble det fra.
9. Ikke bær produktet ved å trekke i strømledningen for å forhindre at strømledningen løsner.
10. Dette produktet er ikke beregnet på personer som ikke har fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangler erfaring og kunnskap på dette området (inkludert barn).

Hvis du har noen av følgende tilstander, kontakt legen din før bruk:

- Gravide, barn eller eldre
- Personer som lider av hudinfeksjoner eller har rødhet og brannskader på huden
- Personer som bruker pacemaker eller lignende implantert medisinsk utstyr;
- Pasienter med hjertesykdom eller ondartede svulster o.l.
- Folk som lider av osteoporose
- Personer med høyt blodtrykk eller unormalt blodtrykk
- Folk som føler ubehag mens de bruker enheten


3. Rengjøring og stell

Før rengjøring, slå av produktet og trekk ut strømledningen. Tørk av overflaten på produktet med en tør, myk klut. Ikke rengjør produktet og tilbehøret med etsende rengjøringsmidler som benzen, tynnere. Oppbevares på et kjølig, tørt sted når den ikke er i bruk. Unngå også eksponering for direkte sollys eller fuktige omgivelser, ellers kan det føre til falming eller skade på produktet.

1. Laitteen toiminta

1. Tarkista, että laite on hyvässä kunnossa.
2. Paina painiketta 2 sekuntia käynnistääksesi laitteen, tuote toimii automaattisesti seuraavilla tavoilla: keskiteho/korkea lämpötila. Paina toisen kerran 2 sekunnin ajan sammuttaaksesi laitteen.
3. Säädä hieronnan voimakkuus Z 1/2/3 ja yksi kolmesta lämmitystilasta: H1/H2/H3
4. Huomaa, että laite saattaa jättää jälkihiini, polviin ja/tai reisiin käytön jälkeen, jotka eivät välttämättä häviä heti. Jos olet huolissasi käytön jälkistä, pue jalkaan sukat tai housut ennen hierontalaitteen käyttöä.
- Huomautus: Älä käytä hierontalaitetta vaatteissa tai vetoketjullisissa housuissa. Tämä voi vahingoittaa tuotetta.
5. Tuotteessa on muistitoiminto: laite muistaa nykyisen työtilan tilan (Ilmanpaine, lämmitys, värinätila ja käynti) koneen käynnistyksen jälkeen. Tämä vaihtoehto säilyy oletuksena laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.


Huomautus: Istu tai makaa laitetta käyttäessäsi putoamisvaaran välttämiseksi
Kuinka yhdistää laitteesi?



Aseta samoilla kirjaimilla merkityt kärjet sopiviin reikiin ("L" -> "L" ja "R" -> "R")
Huomautus: Varmista, että "L" on ylöspäin ja "R" on alaspäin. Jos laite ei ole tässä kokoonpanossa, ilmanpainetta ei voida muodostaa.

Asennusjärjestys:

1. Aseta jalkasi hierontalaitteeseen ja kiinnitä tarranauha jalkaan, pohkeeseen (kaksi tarranauhaa), reiteen ja polveen.
 2. Reidessä on 2 tarranauhaa, joita voidaan säätää lahkeen ympärysten mukaan.
 3. Tarranauhan kiinnittäminen polviin on helpompaa säätämällä tarranauhat jalassa, pohkeessa ja reidessä.
- Huomautus: Se on helpompaa asentaa, jos istut tuolilla. Varo asennuksen aikana, ettei tarranauha tartu vaatteisiisi.



2. Vaarat ja varoitukset

1. Älä käytä varaosia, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
2. Ei-ammattimainen huolto ei saa purkaa tai vaihtaa laitteen osia ilman lupaa.
3. Jos virtajohto on vaurioitunut, asianmukaisen ammattihenkilöstön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
4. Älä käytä tai säilytä tuotetta paikassa, jossa on korkea kosteus tai korkea lämpötila.
5. Kun olet lopettanut hieronnan, irrota virtajohto.
6. Älä käytä tuotetta yli 25 minuuttia kerrallaan.
7. Jos häiritseviä vaikutuksia ilmenee, lopeta hierontalaitteen käyttö välittömästi.
8. Jos lämpötila on liian korkea tai tuote alkaa haista pahalle tai siitä tulee palaneen hajua, lopeta sen käyttö välittömästi ja irrota se pistorasiasta.
9. Älä kanna tuotetta vetämällä virtajohdosta, jotta virtajohto ei löysty.
10. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole fyysisiä, sensorisia tai henkisiä kykyjä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa tällä alalla (mukaan lukien lapset).

Jos sinulla on jokin seuraavista tiloista, keskustele lääkärin kanssa ennen käyttöä:

- Raskaana olevat naiset, lapset tai vanhukset
- Ihmiset, jotka kärsivät ihotulehduksista tai joilla on punoitusta ja palovammoja iholla
- Henkilöt, jotka käyttävät sydämentahdistinta tai vastaavaa implantoitua lääketieteellistä laitetta;
- Potilaat, joilla on sydänsairaus tai pahanlaatuisia kasvaimia jne.
- Ihmiset, jotka kärsivät osteoporoosista
- Ihmiset, joilla on korkea verenpaine tai epänormaali verenpaine
- Ihmiset, jotka tuntevat epämukavuutta laitteen käytön aikana


3. Puhdistus ja hoito

Ennen puhdistamista sammuta tuote ja irrota virtajohto. Pyyhi tuotteen pinta kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä puhdistu tuotetta ja lisävarusteita syövyttävillä pesuaineilla, kuten bentseenillä tai ohentimilla. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä. Vältä myös altistumista suoralle auringonvalolle tai kostealle ympäristölle, muuten se voi aiheuttaa värin haalistumista tai vahingoittaa tuotetta.


1. Λειτουργία συσκευής

1. Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση.
2. Πατήστε το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, το προϊόν λειτουργεί αυτόματα με λειτουργία μέσης έντασης/υψηλής θερμοκρασίας. Πατήστε δεύτερη φορά για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Ρυθμίστε τη δύναμη μασάζ Z 1/2/3 και έναν από τους 3 τρόπους θέρμανσης: H1/H2/H3
4. Λάβετε υπόψη ότι η συσκευή μπορεί να αφήσει ίχνη χρήσης στα πόδια, τις γάμπες, τα γόνατα ή/και τους μηρούς, τα οποία μπορεί να μην εξαφανιστούν αμέσως. Εάν ανησυχείτε για σημάδια χρήσης, φορέστε κάλτσες ή παντελόνια πριν χρησιμοποιήσετε το μασάζ. Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε το μασάζ σε ρούχα ή παντελόνια με φερμουάρ. Αυτό μπορεί να βλάψει το προϊόν.
5. Το προϊόν διαθέτει λειτουργία μνήμης: η συσκευή θα θυμάται την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας (πίεση αέρα, θέρμανση, λειτουργία δόνησης και λειτουργία) μετά την εκκίνηση του μηχανήματος. Αυτή η επιλογή θα διατηρηθεί από προεπιλογή μετά την επανεκκίνηση της συσκευής σας.

Σημείωση: Καθίστε ή ξαπλώστε όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης



Πώς να συνδέσετε τη συσκευή σας:
Εισαγάγετε τις άκρες που σημειώνονται με τα ίδια γράμματα στις κατάλληλες τρύπες ("L" -> "L" και "R" -> "R")
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το "L" είναι στραμμένο προς τα επάνω και το "R" προς τα κάτω. Εάν η συσκευή δεν είναι σε αυτήν τη διαμόρφωση, δεν μπορεί να δημιουργηθεί πίεση αέρα.



Σειρά εγκατάστασης:

1. Τοποθετήστε το πόδι σας στη συσκευή μασάζ και μετά κολλήστε το Velcro στο πόδι, τη γάμπα (δύο κομμάτια Velcro), τον μηρό και το γόνατο.
 2. Υπάρχουν 2 ιμάντες Velcro στον μηρό που μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με την περιφέρεια του ποδιού.
 3. Είναι ευκολότερο να στερεώσετε το Velcro στα γόνατα αφού ρυθμίσετε τους ιμάντες Velcro στο πόδι, τη γάμπα και το μηρό.
- Σημείωση: Η εγκατάσταση είναι ευκολότερη εάν κάθεστε σε μια καρέκλα. Κατά την εγκατάσταση, προσέξτε να μην κολλήσει το Velcro στα ρούχα σας.

2. Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις

1. Μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
2. Το μη επαγγελματικό σέρβις δεν πρέπει να αποσυναρμολογεί ή να αντικαθιστά μέρη της συσκευής χωρίς άδεια.
3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από κατάλληλο επαγγελματικό προσωπικό για την αποφυγή κινδύνου.
4. Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρος με υψηλή υγρασία ή υψηλή θερμοκρασία.
5. Όταν ολοκληρώσετε το μασάζ, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
6. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για περισσότερο από 25 λεπτά κάθε φορά.
7. Εάν εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ.
8. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή το προϊόν αρχίσει να μυρίζει άσχημα ή να αναδύει μια μυρωδιά καμένου, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε αμέσως και αποσυνδέστε το.
9. Μην μεταφέρετε το προϊόν τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας για να μην χαλαρώσει το καλώδιο τροφοδοσίας.
10. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για άτομα που δεν έχουν σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή στερούνται εμπειρίας και γνώσεων σε αυτόν τον τομέα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών).

Εάν έχετε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση:

- Έγκυες γυναίκες, παιδιά ή ηλικιωμένοι
- Άτομα που πάσχουν από δερματικές λοιμώξεις ή έχουν ερυθρότητα και εγκαύματα στο δέρμα
- Άτομα που χρησιμοποιούν βηματοδότη ή παρόμοια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.
- Ασθενείς με καρδιοπάθειες ή κακοήθειες όγκους κ.λπ.
- Άτομα που πάσχουν από οστεοπόρωση
- Άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση ή μη φυσιολογική αρτηριακή πίεση
- Άτομα που αισθάνονται δυσφορία κατά τη χρήση της συσκευής


3. Καθαρισμός και φροντίδα

Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Σκουπίστε την επιφάνεια του προϊόντος με ένα στεγνό, μαλακό πανί. Μην καθαρίζετε το προϊόν και τα εξαρτήματά με διαβρωτικά απορρυπαντικά όπως βενζίνη, διαλυτικά. Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται. Επίσης, αποφύγετε την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρά περιβάλλοντα, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα χρώματος ή ζημιά στο προϊόν.

1. Rad uređaja

1. Provjerite je li uređaj u dobrom stanju.
 2. Pritisnite tipku 2 sekunde za uključivanje uređaja, proizvod radi automatski sa: srednjim intenzitetom/visokom temperaturom, Pritisnite drugi put na 2 sekunde da biste isključili uređaj.
 3. Podesite jačinu masaže Z 1/2/3 i jedan od 3 načina grijanja: H1/H2/H3
 4. Imajte na umu da uređaj može ostaviti tragove korištenja na stopalima, listovima, koljenima i/ili bedrima, koji možda neće odmah nestati. Ako ste zabrinuti zbog tragova korištenja, obucite čarape ili hlače prije korištenja masažera.
- Napomena: Nemojte koristiti masažer na odjeći ili hlačama s patentnim zatvaračima. To može oštetiti proizvod.
5. Proizvod ima funkciju memorije: uređaj će zapamtiti trenutni status načina rada (tlak zraka, grijanje, način rada vibracija i rad) nakon pokretanja stroja. Ova će se opcija zadržati prema zadanim postavkama nakon ponovnog pokretanja uređaja.


Napomena: Sjednite ili legnite dok koristite uređaj kako biste izbjegli rizik od pada
Kako spojiti svoj uređaj?



Umetnite vrhove označene istim slovima u odgovarajuće rupe ("L" -> "L" i "R" -> "R")
Napomena: Provjerite je li "L" okrenut prema gore, a "R" prema dolje. Ako uređaj nije u ovoj konfiguraciji, tlak zraka se ne može generirati.

Redoslijed ugradnje:

1. Stavite stopalo u uređaj za masažu i zatim zalijepite čičak na stopalo, potkoljenicu (dva komada čička), bedro i koljeno.
 2. Na bedru se nalaze 2 čičak trake koje se mogu podešavati ovisno o obujmu noge.
 3. Lakše je pričvrstiti čičak na koljena nakon podešavanja čičak traka na stopalu, potkoljenicu i bedru.
- Napomena: Lakše je postaviti ako sjedite na stolici. Tijekom postavljanja pazite da se čičak ne zalijepi za vašu odjeću.



2. Opasnosti i upozorenja

1. Nemojte koristiti zamjenjive dijelove koje nije odobrio proizvođač.
2. Neprofesionalni servis ne bi trebao rastavljati ili mijenjati dijelove uređaja bez dopuštenja.
3. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti odgovarajuće stručno osoblje kako bi se izbjegla opasnost.
4. Nemojte koristiti ili skladištiti proizvod na mjestu s visokom vlažnošću ili visokom temperaturom.
5. Kada završite s masažom, izvucite kabel iz utičnice.
6. Nemojte koristiti proizvod dulje od 25 minuta odjednom.
7. Ako se pojave bilo kakve nuspojave, odmah prestanite koristiti masažer.
8. Ako je temperatura previsoka ili proizvod počne loše mirisati ili emitirati miris paljevine, odmah ga prestanite koristiti i isključite ga iz struje.
9. Nemojte nositi proizvod povlačeći kabel za napajanje kako biste spriječili da se kabel za napajanje olabavi.
10. Ovaj proizvod nije namijenjen osobama koje nemaju fizičkih, osjetljivih ili mentalnih sposobnosti ili nemaju iskustva i znanja u ovom području (uključujući djecu).

Ako imate bilo koje od sljedećih stanja, posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe:

- Trudnice, djeca ili starije osobe
- Osobe koje pate od kožnih infekcija ili imaju crvenilo i opekline na koži
- osobe koje koriste srčani stimulator ili sličan ugrađeni medicinski uređaj;
- Pacijenti sa srčanim bolestima ili malignim tumorima i sl.
- Osobe koje boluju od osteoporoze
- Osobe s visokim krvnim tlakom ili abnormalnim krvnim tlakom
- Osobe koje osjećaju nelagodu tijekom korištenja uređaja


3. Čišćenje i njega

Prije čišćenja isključite proizvod i izvucite kabel za napajanje. Obrišite površinu proizvoda suhom, mekom krpom. Ne čistite proizvod i pribor korozivnim deterdžentima kao što su benzen, razrjeđivači. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu kada nije u upotrebi. Također izbjegavajte izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vlažnim okruženjima, inače može doći do blijedenja boje ili oštećenja proizvoda.

1. Drift av enheten

1. Kontrollera att enheten är i gott skick.
2. Tryck på knappen i 2 sekunder för att slå på enheten, produkten fungerar automatiskt med: medelintensiv/hög temperatur drift. Tryck en andra gång i 2 sekunder för att stänga av enheten.
3. Justera massagestyrkan Z 1/2/3 och ett av de 3 uppvärmningslägena: H1/H2/H3
4. Observera att apparaten kan lämna spår av användning på fötter, vader, knän och/eller lår, som kanske inte försvinner omedelbart. Om du är orolig för tecken på användning, ta på dig strumpor eller byxor innan du använder massageapparaten.
Obs: Använd inte massageapparaten på kläder eller byxor med dragkedjor. Detta kan skada produkten.
5. Produkten har en minnesfunktion: enheten kommer ihåg det aktuella arbetsläget status (lufttryck, uppvärmning, vibrationsläge och drift) efter att maskinen startats. Det här alternativet kommer att behållas som standard efter omstart av din enhet.

Obs: Sitt eller lägg dig ner när du använder enheten för att undvika risken att falla
Hur avslutar du din enhet?



Sätt in spetsarna markerade med samma bokstäver i lämpliga hål ("L" -> "L" och "R" -> "R")

Obs: Se till att "L" är vänt uppåt och att "R" är vänt nedåt. Om enheten inte är i denna konfiguration kan lufttryck inte genereras.

Ordning för installation:

1. Placera foten i massageanordningen och fäst sedan kardborrbandet på foten, vaden (två kardborreband), låret och knä.
2. Det finns 2 kardborreband på låret som kan justeras beroende på benomkrets.
3. Det är lättare att fästa kardborrbandet på knäna efter att ha justerat kardborrebanden på foten, vaden och låret.

Obs: Det är lättare att installera om du sitter på en stol. Var noga med att inte låta kardborrebandet fästa vid dina kläder under installationen.

2. Faror och varningar


1. Använd inte reservdelar som inte är godkända av tillverkaren.
2. Icke-professionell service bör inte ta isär eller byta ut delar av enheten utan tillstånd.
3. Om nåtsladden är skadad måste den bytas ut av lämplig professionell personal för att undvika fara.
4. Använd eller förvara inte produkten på en plats med hög luftfuktighet eller hög temperatur.
5. När du har masserat klart drar du ur nåtsladden.
6. Använd inte produkten i mer än 25 minuter åt gången.
7. Om några biverkningar uppstår, sluta omedelbart att använda massageapparaten.
8. Om temperaturen är för hög eller produkten börjar lukta illa eller avge en brännande lukt, sluta omedelbart att använda den och koppla ur den.
9. Bär inte produkten genom att dra i nåtsladden för att förhindra att nätkabeln lossnar.
10. Denna produkt är inte avsedd för personer som inte har fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller saknar erfarenhet och kunskap inom detta område (inklusive barn).

Om du har något av följande tillstånd, kontakta din läkare före användning:

- Gravida kvinnor, barn eller äldre
- Personer som lider av hudinfektioner eller har rodnad och brännskador på huden
- Personer som använder pacemaker eller liknande implanterad medicinsk utrustning;
- Patienter med hjärtsjukdom eller maligna tumörer m.m.
- Människor som lider av osteoporos
- Personer med högt blodtryck eller onormalt blodtryck
- Människor som känner obehag när de använder enheten

3. Rengöring och skötsel


Innan rengöring, stäng av produkten och dra ur nåtsladden. Torka av produktens yta med en torr, mjuk trasa. Rengör inte produkten och tillbehören med frätande rengöringsmedel som bensen, thinner. Förvara på en sval, torr plats när den inte används. Undvik även exponering för direkt solljus eller fuktiga miljöer, annars kan det orsaka färgblekning eller skada på produkten.



1. Betjening af enheden

1. Kontroller, at enheden er i god stand.
2. Tryk på knappen i 2 sekunder for at tænde enheden, produktet fungerer automatisk med: medium intensitet/høj temperatur drift. Tryk en gang til i 2 sekunder for at slukke for enheden.
3. Juster massagestyrken Z 1/2/3 og en af de 3 varmetilstande: H1/H2/H3
4. Vær opmærksom på, at apparatet kan efterlade brugsspor på fødder, lægge, knæ og/eller lår, som måske ikke forsvinder med det samme. Hvis du er bekymret for tegn på brug, skal du tage strømper eller bukser på, før du bruger massageapparatet.
- Bemærk: Brug ikke massageapparatet på tøj eller bukser med lynlås. Dette kan beskadige produktet.
5. Produktet har en hukommelsesfunktion: enheden husker den aktuelle arbejdstilstandsstatus (luftryk, opvarmning, vibrationstilstand og drift), efter at maskinen er startet. Denne mulighed bevares som standard efter genstart af din enhed.

Bemærk: Sid eller læg dig ned, når du bruger enheden for at undgå risikoen for at falde
Hvordan tilslutter du din enhed?



Indsæt spidserne markeret med de samme bogstaver i de passende huller ("L" -> "L" og "R" -> "R")
Bemærk: Sørg for, at "L" vender opad og "R" vender nedad. Hvis enheden ikke er i denne konfiguration, kan der ikke genereres luftryk.

Installationsrækkefølge:

1. Placer din fod i massageapparatet, og sæt derefter velcroen fast på din fod, læg (to velcrostykker), lår og knæ.
 2. Der er 2 velcrostrøpper på låret, der kan justeres afhængig af benets omkreds.
 3. Det er nemmere at fastgøre velcroen på knæene efter justering af velcroremmene på fod, læg og lår.
- Bemærk: Det er nemmere at installere, hvis du sidder på en stol. Under installationen skal du passe på ikke at lade velcroen klæbe til din tøj.

2. Farer og advarsler

1. Brug ikke reservede dele, der ikke er godkendt af producenten.
2. Ikke-professionel service bør ikke adskille eller udskifte dele af enheden uden tilladelse.
3. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af passende professionelt personale for at undgå fare.
4. Brug eller opbevar ikke produktet på et sted med høj luftfugtighed eller høj temperatur.
5. Tag netledningen ud, når du er færdig med at massere.
6. Brug ikke produktet i mere end 25 minutter ad gangen.
7. Hvis der opstår bivirkninger, skal du straks stoppe med at bruge massageapparatet.
8. Hvis temperaturen er for høj, eller produktet begynder at lugte dårligt eller afgive en brændende lugt, skal du straks stoppe med at bruge det og trække stikket ud.
9. Bær ikke produktet ved at trække i netledningen for at forhindre, at netledningen løsner sig.
10. Dette produkt er ikke beregnet til personer, der ikke har fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangler erfaring og viden på dette område (inklusive børn).

Hvis du har en af følgende tilstande, skal du kontakte din læge før brug:

- Gravide kvinder, børn eller ældre
- Folk, der lider af hudinfektioner eller har rødmme og forbrændinger på huden
- Personer, der bruger en pacemaker eller lignende implanteret medicinsk udstyr;
- Patienter med hjertesygdomme eller ondartede tumorer mv.
- Folk, der lider af osteoporose
- Personer med forhøjet blodtryk eller unormalt blodtryk
- Folk, der føler ubehag, mens de bruger enheden


3. Rengøring og pleje

Før rengøring skal du slukke for produktet og trække netledningen ud. Tør overfladen af produktet af med en tør, blød klud. Rengør ikke produktet og tilbehøret med sætende rengøringsmidler såsom benzen, fortynder. Opbevares på et køligt, tørt sted, når det ikke er i brug. Undgå også at blive udsat for direkte sollys eller fugtige omgivelser, da det ellers kan forårsage falming af farve eller beskadigelse af produktet.

1. Apparaatbediening

1. Controleer of het apparaat in goede staat is.
 2. Druk 2 seconden op de knop om het apparaat in te schakelen. Het product werkt automatisch met: werking op gemiddelde intensiteit/hoge temperatuur. Druk nogmaals gedurende 2 seconden om het apparaat uit te schakelen.
 3. Pas de massagesterkte Z 1/2/3 en een van de 3 verwarmingsmodi aan: H1/H2/H3
 4. Houd er rekening mee dat het apparaat gebruikssporen op de voeten, kuiten, knieën en/of dijen kan achterlaten. Deze sporen verdwijnen mogelijk niet direct. Als u bang bent voor gebruikssporen, trek dan kousen of een broek aan voordat u het massage-apparaat gebruikt.
- Let op: Gebruik de massage-apparaat niet op kleding of broeken met ritsen. Dit kan het product beschadigen.
5. Het product beschikt over een geheugenfunctie: het apparaat onthoudt de huidige werkmodusstatus (luchtdruk, verwarming, vibratiemodus en draaien) nadat de machine is gestart. Deze optie blijft standaard behouden nadat u uw apparaat opnieuw opstart.


Let op: Ga zitten of liggen als u het apparaat gebruikt om het risico op vallen te voorkomen.



Hoe sluit ik mijn apparaat aan?

Steek de punten die met dezelfde letters zijn gemarkeerd in de juiste gaten ("L" -> "L" en "R" -> "R")

Let op: zorg ervoor dat de "L" naar boven wijst en de "R" naar beneden. Als het apparaat zich niet in deze configuratie bevindt, kan er geen luchtdruk worden gegenereerd.



Volgorde van installatie:

1. Plaats uw voet in het massageapparaat en plak vervolgens het klittenband om uw voet, kuit (twee klittenbandstukken), dijen en knie.
2. Op het dijbeen zitten 2 klittenbandsluitingen die aangepast kunnen worden aan de beenomtrek.
3. Het bevestigen van de klittenband op de knieën gaat gemakkelijker nadat u de klittenbandsluitingen op de voet, kuit en dijen hebt aangepast.

Let op: de installatie is eenvoudiger als u op een stoel zit. Let er bij het aanbrengen op dat het klittenband niet aan uw kleding blijft plakken.

2. Gevaren en waarschuwingen

1. Gebruik geen vervangende onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
2. Niet-professionele servicemedewerkers mogen het apparaat niet zonder toestemming demonteren of onderdelen ervan vervangen.
3. Indien het netsnoer beschadigd is, dient dit door gekwalificeerd personeel vervangen te worden om gevaar te voorkomen.
4. Gebruik of bewaar het product niet op een plaats met een hoge luchtvochtigheid of hoge temperatuur.
5. Wanneer u klaar bent met masseren, haalt u de stekker uit het stopcontact.
6. Gebruik het product niet langer dan 25 minuten achter elkaar.
7. Als er bijwerkingen optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de massage-apparaat.
8. Als de temperatuur te hoog is of het product begint te stinken of een brandlucht af te geven, stop dan onmiddellijk met het gebruik en haal de stekker uit het stopcontact.
9. Trek niet aan het netsnoer om het product te verplaatsen, om te voorkomen dat het losraakt.
10. Dit product is niet bedoeld voor personen die geen fysieke, sensorische of mentale capaciteiten hebben of die onvoldoende ervaring en kennis op dit gebied hebben (inclusief kinderen).

Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt als u een van de volgende aandoeningen heeft:

- Zwangere vrouwen, kinderen of ouderen
- Mensen die last hebben van huidinfecties of roodheid en brandwonden op de huid
- Personen die een pacemaker of een soortgelijk geïmplanteed medisch hulpmiddel gebruiken;
- Patiënten met hartziekten, kwaadaardige tumoren, etc.
- Mensen die lijden aan osteoporose
- Mensen met een hoge bloeddruk of een afwijkende bloeddruk
- Mensen die ongemak ervaren bij het gebruik van het apparaat


3. Reiniging en verzorging

Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Veeg het oppervlak van het product af met een droge, zachte doek. Reinig het product en de accessoires niet met bijtende reinigingsmiddelen, zoals benzeen of thinner. Wanneer u het product niet gebruikt, bewaar het dan op een koele, droge plaats. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht of een vochtige omgeving, anders kan de kleur vervagen of kan het product beschadigd raken.

1. Cihazın çalışması

1. Cihazın iyi durumda olduğundan emin olun.
2. Cihazı açmak için düğmeye 2 saniye basın, ürün otomatik olarak şu şekilde çalışır: orta yoğunluk/yüksek sıcaklık çalışması. Cihazı kapatmak için 2 saniye boyunca ikinci kez basın.
3. Masaj gücünü Z 1/2/3 ve 3 ısıtma modundan birini ayarlayın: H1/H2/H3
4. Cihazın ayak, baldır, diz ve/veya uyluk bölgelerinde kullanımı izleri bırakabileceğini ve bu izlerin hemen kaybolmayabileceğini lütfen aklınızda bulundurun. Eğer kullanım izleri konusunda endişe duyuyorsanız, masaj aletini kullanmadan önce çorap veya pantolon giyin.
- Not: Masaj aletini fermuarlı kıyafet veya pantolonlarda kullanmayınız. Bu durum ürüne zarar verebilir.
5. Ürün hafıza fonksiyonuna sahiptir: Cihaz, makine başlatıldıktan sonra mevcut çalışma modu durumunu (hava basıncı, ısıtma, titreşim modu ve çalışma) hatırlayacaktır. Cihazınızı yeniden başlattıktan sonra bu seçenek varsayılan olarak korunacaktır.


Not: Düşme riskini önlemek için cihazı kullanırken lütfen oturun veya uzanın. Cihazınızı nasıl bağlayabilirsiniz?



Aynı harflerle işaretlenmiş uçları uygun deliklere ("L" -> "L" ve "R" -> "R") yerleştirin
Not: "L" harfinin yukarı, "R" harfinin aşağı baktığından emin olun. Cihaz bu konfigürasyonda değilse hava basıncı oluşturulamaz.

Kurulum sırası:

1. Ayağınızı masaj cihazına yerleştirin ve ardından Velcro'yu ayağınıza, baldırınıza (iki adet Velcro parçası), uyluğunuz ve dizinize yapıştırın.
2. Bacak çevresine göre ayarlanabilen uylukta 2 adet cırt cırtlı bant bulunmaktadır.
3. Ayak, baldır ve uyluktaki cırt cırtlı kayışları ayarladıktan sonra dizlere cırt cırt takmak daha kolaydır.
- Not: Sandalyede otursanız kurulumu daha kolay olur. Montaj esnasında Velcro'nun kıyafetinizi yapışmamasına dikkat edin.



2. Tehlikeler ve uyarılar

1. Üretici tarafından onaylanmayan yedek parçaları kullanmayınız.
2. Yetkili olmayan servisler, cihazın parçalarını izinsiz olarak sökmemelidir veya değiştirmemelidir.
3. Güç kablosu hasarlı ise tehlikeyi önlemek için mutlaka yetkili profesyonel personel tarafından değiştirilmelidir.
4. Ürünü yüksek nem veya yüksek sıcaklık bulunan yerlerde kullanmayınız veya saklamayınız.
5. Masajınız bitince güç kablosunu prizden çekin.
6. Ürünü tek seferde 25 dakikadan uzun süre kullanmayınız.
7. Herhangi bir olumsuz reaksiyon meydana gelirse masaj aletini kullanmayı derhal bırakın.
8. Sıcaklık çok yüksekse veya ürün kötü kokmaya veya yanık kokusu yaymaya başlarsa, derhal kullanmayı bırakın ve fişini çekin.
9. Ürünü, elektrik kablosunun gevşemesini önlemek için kablosundan çekerek taşımayın.
10. Bu ürün, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri olmayan veya bu alanda deneyim ve bilgisi olmayan kişilere (çocuklar dahil) yönelik değildir.

Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz kullanmadan önce doktorunuza danışınız:


- Hamile kadınlar, çocuklar veya yaşlılar
- Cilt enfeksiyonu olan veya ciltte kızarıklık ve yanık bulunan kişiler
- Kalp pili veya benzeri implante tıbbi cihaz kullanan kişiler;
- Kalp hastalığı veya kötü huylu tümörü vb. olan hastalar
- Osteoporozdan muzdarip kişiler
- Yüksek tansiyonu veya anormal tansiyonu olan kişiler
- Cihazı kullanırken rahatsızlık hissedenden kişiler

3. Temizlik ve bakım

Temizlemeden önce ürünü kapatın ve elektrik kablosunu çıkarın. Ürünün yüzeyini kuru, yumuşak bir bezle silin. Ürünü ve aksesuarlarını benzen, tiner gibi aşındırıcı deterjanlarla temizlemeyin. Kullanmadığınız zaman serin ve kuru bir yerde saklayınız. Ayrıca doğrudan güneş ışığına ve nemli ortamlara maruz bırakmayınız, aksi takdirde üründe renk solmasına veya hasara neden olabilir.

1. Работа на устройството

1. Проверете дали устройството е в добро състояние.
2. Натиснете бутона за 2 секунди, за да включите устройството, продуктът работи автоматично със: средна интензивност/висока температура. Натиснете втори път за 2 секунди, за да изключите устройството.
3. Регулирайте силата на масажа Z 1/2/3 и един от 3-те режима на нагряване: H1/H2/H3
4. Моля, обърнете внимание, че устройството може да остави следи от употреба по стъпалата, прасците, коленете и/или бедрата, които може да не изчезнат веднага. Ако се притеснявате за следи от употреба, обуйте чорапи или панталони, преди да използвате масажора.
- Забележка: Не използвайте масажора върху дрехи или панталони с ципове. Това може да повреди продукта.
5. Продуктът има функция за памет: устройството ще запомни текущото състояние на работния режим (налягане на въздуха, отопление, режим на вибрации и работа) след стартиране на машината. Тази опция ще се запази по подразбиране след рестартиране на вашето устройство.




Забележка: Моля, седнете или легнете, когато използвате устройството, за да избегнете риска от падане

Как да свържете вашето устройство?

Поставете върховете, маркирани със същите букви, в съответните отвори ("L" -> "L" и "R" -> "R")

Забележка: Уверете се, че "L" сочи нагоре, а "R" сочи надолу. Ако устройството не е в тази конфигурация, не може да се генерира въздушно налягане.



Ред на монтаж:

1. Поставете крака си в устройството за масаж и след това залепете велкрото към стъпалото, прасеца (две парчета велкро), бедрото и коляното.
2. На бедрото има 2 велкро ленти, които могат да се регулират в зависимост от обиколката на крака.
3. По-лесно е да закрепите велкрото на коленете след регулиране на велкро лентите на стъпалото, прасеца и бедрото.
- Забележка: По-лесно е да се монтира, ако седите на стол. По време на монтажа внимавайте велкрото да не залепне за дрехите ви.

2. Опасности и предупреждения

1. Не използвайте резервни части, които не са одобрени от производителя.
2. Непрофесионален сервиз не трябва да разглобява или заменя части от устройството без разрешение.
3. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от подходящ професионален персонал, за да се избегне опасност.
4. Не използвайте и не съхранявайте продукта на място с висока влажност или висока температура.
5. Когато приключите с масажирането, извадете захранващия кабел от контакта.
6. Не използвайте продукта повече от 25 минути наведнъж.
7. Ако се появят някакви нежелани реакции, незабавно спрете да използвате масажора.
8. Ако температурата е твърде висока или продуктът започне да мирише лошо или да излъчва миризма на изгоряло, незабавно спрете да го използвате и го изключете от контакта.
9. Не носете продукта, като дърпате захранващия кабел, за да предотвратите разхлабването на захранващия кабел.
10. Този продукт не е предназначен за лица, които нямат физически, сетивни или умствени способности или им липсва опит и знания в тази област (включително деца).

Ако имате някое от следните състояния, консултирайте се с Вашия лекар преди употреба:

- Бременни жени, деца или възрастни хора
- Хора, страдащи от кожни инфекции или със зачервявания и изгаряния по кожата
- Лица, които използват пейсмейкър или подобно имплантирано медицинско устройство;
- Болни от сърдечни заболявания или злокачествени тумори и др.
- Хора, страдащи от остеопороза
- Хора с високо кръвно налягане или абнормно кръвно налягане
- Хора, които изпитват дискомфорт при използване на уреда

3. Почистване и грижа

Преди почистване изключете продукта и извадете захранващия кабел. Избършете повърхността на продукта със суха, мека кърпа. Не почиствайте продукта и аксесоарите с корозивни почистващи препарати като бензол, разреждители. Съхранявайте на хладно и сухо място, когато не се използва. Също така избягвайте излагане на пряка слънчева светлина или влажна среда, в противен случай това може да причини избледняване на цвета или повреда на продукта.

2. المخاطر والتحذيرات

1. لا تستخدم قطع الغيار غير المصرح به في الشركة المصنعة
2. لا يجوز للخدمة غير المختصة تفكيك الجهاز أو استبدال أجزاء منه دون إذن
3. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة أفراد متخصصين مناسين لتجنب المخاطر
4. لا تستخدم المنتج أو تحركه في مكان ذو رطوبة عالية أو درجة حرارة عالية
5. عند الانتهاء من التدليك، افصل سلك الطاقة
6. لا تستخدم المنتج لمدة تزيد عن 25 دقيقة في المرة الواحدة
7. في حالة حدوث أي ردود فعل سلبية، توقف عن استخدام جهاز التدليك على الفور
8. إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية أو بدأ المنتج في إصدار احتراق، توقف عن استخدامه على الفور وافصله عن التيار الكهربائي
9. لا تحمل المنتج عن طريق سحب سلك الطاقة لمنع سلك الطاقة من أن يصبح مرهقاً
10. هذا المنتج غير مخصص للأشخاص الذين لا يتمتعون بالقدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو يفقدون إلى الخبرة والمعرفة في هذا المجال (ما في ذلك الأطفال)

إذا كنت تعاني من أي من الحالات التالية، استشر طبيبك قبل الاستخدام
النساء الحوامل أو الأطفال أو كبار السن -
الأشخاص الذين يعانون من التهابات جلدية أو وجود آحمرار وحروق على الجلد -
الأشخاص الذين يستخدمون جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز طبي مماثل مزروع -
المرضى الذين يعانون من أمراض القلب أو الأورام الخبيثة وغيرها -
الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام -
الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ضغط الدم غير الطبيعي -
الأشخاص الذين يشعرون بعدم الراحة أثناء استخدام الجهاز -

3. التنظيف والعناية

قبل التنظيف، قم بإيقاف تشغيل المنتج وفصل سلك الطاقة. امسح المنتج بقطعة قماش جافة وناعمة أو تنظف المنتج والمنحنيات والملحقات باستخدام المنظفات المسببة للتلألؤ مثل البزير والمنحنيات، قم بتخزينه في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه. تجنب أيضاً التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو البيئات الرطبة، وإلا فقد يتسبب ذلك في بهتان اللون أو تلف المنتج

1. تشغيل الجهاز

1. تأكد من أن الجهاز في حالة جيدة
2. اضغط على الزر لمدة ثابنتين لتشغيل الجهاز، يعمل المنتج تلقائياً مع: تشغيل متوسط الكثافة / درجة حرارة عالية اضغط مرة ثانية لمدة ثابنتين لإيقاف تشغيل الجهاز
3. اضغط قوة التدليك 3/2/1: H1/H2/H3 وأحد أوضاع التسخين الثلاثة Z
4. يرجى ملاحظة أن الجهاز قد يترك آثار الاستخدام على القدمين والساقين والركبتين وأو الفخذين، وقد لا تختفي هذه الآثار على الفور إذا كنت تشعر بالحرق بشأن علامات الاستخدام، ارتدِ جوارب أو بنظارة قبل استخدام جهاز التدليك
5. ملحوظة: لا تستخدم جهاز التدليك على الملابس أو السراويل ذات السحابات قد يؤدي هذا إلى تلف المنتج
5. يحتوي المنتج على وظيفة ذاكرة: سيذكر الجهاز حالة وضع العمل الحالي (ضغط الهواء والتسخين ووضع الاعتزاز والتشغيل) بعد بدء تشغيل الجهاز. سيتم الاحتفاظ بهذا الخيار افتراضياً بعد إعادة تشغيل الجهاز

ملحوظة: يرجى الجلوس أو الاستلقاء عند استخدام الجهاز لتجنب خطر السقوط



كيفية توصيل جهازك؟

("R") -> "R" و "L" -> "L") أدخل الأطراف التي تحمل نفس الحروف في الفتحات المناسبة

متجه لأسفل، إذا لم يكن الجهاز بهذا التكوين، فلن يكون من الممكن توليد ضغط الهواء "R" متجه لأعلى والحرف "L" ملاحظة: تأكد من أن الحرف

ترتيب التثبيت

1. ضع قدمك في جهاز التدليك مع الحلق الفيلكرو على قدمك وسافك (فطعن من الفيلكرو) وفخذك وركبتك
 2. يوجد شريطان فيلکرو على الفخذ يمكن تعديلهما حسب محيط الساق
 3. من الأسهل ربط الفيلكرو على الركبتين بعد ضبط أشرطة الفيلكرو
- على القدم والساق والفخذ
ملحوظة: من الأسهل تثبيتته إذا كنت جالساً على كرسي. أثناء التثبيت، احرص على عدم ترك الفيلكرو يلتصق بملاصك





Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r

Used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators must not be mixed with other waste. This is indicated by the crossed-out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may result in damage to health or environmental pollution. Proper handling of used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators in the household contributes positively to the reuse and recovery, including recycling, of used equipment. Used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators can be returned to local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and has performed the same functions as the equipment sold. A distributor, when delivering household equipment to a purchaser, is obliged to take back used household equipment free of charge at the place of delivery of such equipment, provided that the used equipment is of the same type and has performed the same functions as the equipment delivered. A distributor running a retail outlet with a sales area within the meaning of art. 2 item 19 of the Act of 27 March 2003 on spatial planning and development of at least 400 m² devoted to the sale of household equipment, is obliged to accept, free of charge, in that outlet or in its immediate vicinity, used household equipment, none of the external dimensions of which exceeds 25 cm, without the need to purchase new household equipment. The product was introduced to the market after 13 August 2005



Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że urządzenie Medivon Airy jest zgodne dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym www.medivon.pl/deklaracje

The manufacturer declares under his sole responsibility that the Medivon Airy device complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, as well as Directive 2011 of the European Parliament and of the Council /65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to the Directive of the European Parliament and 2011/65/EU as regards the list of restricted substances. The full text of the declaration of conformity is available at the internet address www.medivon.pl/deklaracje

Importer: Armare S.A. | ul Grzybowska 87, Warszawa, 00-844, Polska

Model: Medivon Airy | SN:04255904119283673 | Marka: Medivon | e-mail: serwis@medivon.pl

medivon.

Karta Gwarancyjna

Warranty Card

Informacje dotyczące sprzedaży

Product and sale details

Skrócone warunki gwarancji

Ta Gwarancja zostaje udzielona przez spółkę prawa polskiego Armare S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844, Polska. Możesz nas znaleźć w oficjalnym polskim rejestrze przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000730590, NIP: 5213833614 i REGON: 380721860.

Gwarantujemy, że sprzęt, który u nas kupiłeś (dalej nazywamy go "Produktem") będzie działał prawidłowo. Jeżeli coś pójdzie nie tak z powodu przyczyny tkwiącej w Produkcie, ta gwarancja Cię chroni. Gwarancja zaczyna działać od dnia, kiedy otrzymałeś Produkt i trwa: 24 miesiące, jeżeli jesteś konsumentem albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a nabycie Produktu nie ma dla Ciebie zawodowego charakteru. W innym przypadku okres obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli prawo w Twoim miejscu zamieszkania wymaga dłuższej gwarancji, czas gwarancji ulega przedłużeniu tak, aby spełniał wymogi lokalnego prawa.

Ponadto, jeżeli Produkt nie jest zgodny z umową, masz prawo do ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Ta gwarancja nie wpływa na te prawa - nie ogranicza ich, nie zawiesza, ani nie wyłącza.

Szczegółowe warunki gwarancji, jak zgłaszać reklamacje, co się stanie, gdy znajdziesz wadę, jakie są wyjątki od gwarancji, kiedy gwarancja wygasa lub jest przedłużana, oraz jakie są zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.medivon.pl/warranty

Shortened warranty terms

This Guarantee is provided by Armare S.A., a company governed by Polish law, with its registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 87, 00-844, Poland. You can find us in the official Polish register of companies under the KRS number: 0000730590, NIP: 5213833614 and REGON: 380721860.

We guarantee that the equipment you have purchased from us (hereinafter referred to as the "Product") will work properly. If something goes wrong for

a reason inherent in the Product, this warranty protects you. The warranty starts from the day you receive the Product and lasts: 24 months, if you are a consumer or a natural person running a business and the purchase of the Product is not of a professional nature for you. Otherwise, the warranty period is 12 months. If the law in your area requires a longer warranty, the warranty period will be extended to meet local law requirements.

In addition, if the Product does not comply with the contract, you have the right to legal protection from and at the expense of the seller. This warranty does not affect these rights - it does not limit, suspend or exclude them.

Detailed warranty conditions, how to submit complaints, what happens when you find a defect, what are exceptions to the warranty, when the warranty expires or is extended, and what are the rules regarding the processing of personal data, you can find on our website: www.medivon.pl/warranty