



Instrukcja i Obsługa

User manual

Zestaw akupresurowy

Medivon Gaia

Wszystko dla Twojego zdrowia

Mata akupresurowa, zwana także matą z kolcami, to nowoczesna i delikatniejsza wersja łóżka akupresurowego. Jego to obecnie jeden z najlepiej sprzedających się modeli na rynku europejskim.

Pomogła już tysiącom ludzi z dolegliwościami, takimi jak ból pleców, rwa kulszowa, napięcie mięśni, bezsenność, depresja czy zmęczenie. Już po pierwszym użyciu przekonasz się o jej zbawiennych właściwościach bez używania środków farmakologicznych wyniszczających organizm.

Mata Medivon ma tysiące punktów akupresury, które uwalniają endorfiny - neuropeptyd szczęścia i dobrego samopoczucia, który również blokuje ból. Rezultatem jest uwolnienie od bólu i napięcia oraz poczucie głębokiego relaksu.

Może być stosowana, gdy brakuje Ci energii, odczuwasz wysoki poziom stresu, cierpisz na bóle pleców, bezsenność, napięcie mięśniowe, lumbago, rwę kulszową, migrenę, problemy trawienne, bóle miesiączkowe, depresję itp.

Funkcjonalność i zastosowanie

- Zmniejsza ból pleców, szyi, ramion, bioder i stawów
- Poprawia krążenie krwi
- Zwiększony poziom energii
- Daje głębokie poczucie relaksu
- Zmniejsza napięcie mięśniowe
- Zwiększa poziom endorfin (hormonu dobrego samopoczucia)
- Zwiększa dotlenienie komórek ciała
- Poprawia sen i pomaga z bezsennością
- Działa dobrze na poprawę trawienia
- Daje pozytywne nastawienie psychiczne

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę prać matę w pralce, jeśli mata akupresurowa jest brudna?

Nie rób tego, ponieważ pralka zniszczy kolce akupresurowe.

Jak z niej korzystać, boję się bólu, ponieważ mata jest dość ostra?

Możesz położyć tkaninę na macie, a następnie położyć na niej.

Ile czasu zajmie mi uzyskanie dobrego efektu?

Około 40 minut, ale czas jest inny dla różnych użytkowników.

Czy nadal mogę na niej leżeć, jeśli na początku poczuję ból?

Jeśli masz problem ze skórą, nie używaj maty. Jeśli nie, możesz nadal na niej leżeć, ból pojawia się na początku przez około 5 minut, później powoli znika i zamienia się w błogi relaks z uczuciem rozgrzania.

Po użyciu mam ślady na skórze - czy to normalne ?

Czerwone ślady są generowane przez punkty akupunktury, ale nie martw się, znikną automatycznie po krótkim czasie.

Czy mogę używać maty akupresurowej, gdy miałam chorobę serca?

Nie możesz. Ponieważ punkt akupunktury będzie igłował punkty akupunktury, gdy leżysz na macie, a następnie będzie powodował wzmożone krążenie krwi i przyspieszał jej przepływ.

Jak wyczyścić matę akupunktururową, gdy jest zabrudzona?

Użyj szczotki, aby usunąć kurz, wyczyść matę detergentem do prania, a następnie powiesić na świeżym powietrzu do wyschnięcia. Jeśli powieszysz ją na słońcu, tkanina może ulec wyblaknięciu.

Materiał:

Mata: 100% bawełna

Wypełnienie: gąbka

Punkty akupresurowe: polipropylen (ABS)

Everything for your health

The accupressure mat, also known as a spiked mat, is a modern and more delicate version of an acupuncture bed. This is currently one of the best-selling models on the European market.

It has helped thousands of people with ailments such as back pain, sciatica, muscle strain, insomnia, depression and fatigue. After the first use, you will find out about its beneficial properties without the use of pharmacological agents that destroy the body.

The Medivon mat has thousands of acupuncture points that release endorphins - a neuropeptide of happiness and well-being that also blocks pain. The result is a release from pain and tension and a feeling of deep relaxation.

It can be used when you lack energy, suffer from high levels of stress, back pain, insomnia, muscle tension, lumbago, sciatica, migraine, digestive problems, menstrual cramps, depression, etc.

Functionality and application

- Reduces pain in the back, neck, shoulders, hips and joints
- Improves blood circulation
- Increased energy levels
- Gives a deep sense of relaxation
- Reduces muscle tension
- Increases the level of endorphins (the feel-good hormone)
- Increases oxygenation of body cells
- It improves sleep and helps with insomnia
- Works well for improving digestion
- It gives a positive mental attitude

Q&A

Can I wash the mat in the washing machine if the mat is dirty?

Don't do this as the washing machine will destroy the acupressure spikes.

How to use it, I'm afraid of the pain because the mat is quite sharp?

You can put the fabric on the mat and then lay it on top of it.

How long will it take me to get a good result?

About 40 minutes, but time is different for different users.

Can I still lie on it if I feel pain at first?

If you have a problem with your skin, don't use the mat. If not, you can still lie on it, the pain starts for about 5 minutes, then slowly fades away and turns into blissful relaxation with a warm feeling.

After use, I have marks on my skin - is this normal?

The red marks are generated by acupuncture points, but don't worry, they will disappear automatically after a short time.

Can I use an acupressure mat if I have had heart disease?

You can not. Because the acupuncture point will needle the acupuncture points when you lie on the mat, it will then increase blood circulation and speed up the flow of blood.

How to clean the acupuncture mat when it is dirty?

Use a brush to remove dust, clean the mat with laundry detergent, then hang in the fresh air to dry. If you hang it in the sun, the fabric may fade.

Material:

Mat: 100% cotton

Filling: sponge

Acupressure points: polypropylene (ABS)



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci, oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that in the European Union after the end of the product's useful life it must be disposed of in a separate, dedicated collection point. Do not dispose of these products together with unsorted general household waste



Importer: Medivon Sp. z o. o.
ul. Solec 18 lok. B-21, Warszawa, Polska

English

Hereby, Medivon Sp. z o. o. declares that the device equipment Medivon Gaia is in compliance with Directive. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Polska

Niniejszym, Medivon Sp. z o. o. deklaruje, że Medivon Gaia jest zgodny z dyrektywą. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

<https://www.profit-plus.eu/do-pobrania>

Importer

Medivon sp. z o o.

ul. Solec 18 lok. B-21

00-410 Warszawa, Polska

Assembled in China

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Medivon Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.

W celu skorzystania w warunków gwarancji, należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail serwis@rgmedia.pl bądź skontaktować się z serwisem telefonicznie pod numerem infolinii 41 306 70 71. Dokładne warunki gwarancji dostępne są pod adresem:

TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Medivon Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the
4. Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
5. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.

In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address serwis@rgmedia.pl. The exact warranty conditions are under the address:

<https://www.profit-plus.eu/do-pobrania>

medivon

.....
NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

NAME / ADDRESS OF THE SELLER

.....
NR DOWODU ZAKUPU

NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

.....
DATA SPRZEDAŻY

DATE OF SALE

.....
NAZWA URZĄDZENIA

DEVICE NAME

.....
NR SERYJNY / MODEL

SERIAL NUMBER / MODEL

**Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję
warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.**

I represent that I have read and accepted the terms and
conditions specified in the Warranty Certificate.

.....