

medivon®




User manual

Hand massager

PL | EN | DE | FR | ES | PT | IT | CZ
SK | SL | EE | LT | LV | HU | RO | RU

PL | Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem:
EN | More information about the product is available on the manufacturer's website at:
DE | Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Herstellers unter:
FR | Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur le site Web du fabricant à l'adresse:
ES | Más información sobre el producto está disponible en el sitio web del fabricante en:
PT | Mais informações sobre o produto estão disponíveis no site do fabricante em:
IT | Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito Web del produttore all'indirizzo:
CZ | Více informací o produktu je k dispozici na stránkách výrobce na adrese:
SK | Viac informácií o produkte je dostupných na webovej stránke výrobcu na adrese:
SL | Več informacij o izdelku je na voljo na spletni strani proizvajalca:
EE | Rohkem teavet toote kohta leiata tootja veebisaidilt aadressil:
LT | Daugiau informacijos apie produktą rasite gamintojo svetainėje adresu:
LV | Vairāk informācijas par produktu var atrast ražotāja mājaslapā adresē:
HU | A termékéről további információkat a gyártó weboldalán találhat az alábbi címen:
RO | Mai multe informații despre produs sunt disponibile pe site-ul producătorului la adresa:
RU | Более подробная информация о продукте доступна на сайте производителя по адресу:

SCAN IT



www.medivon.pl/do-pobrania

Obsługa urządzenia

Masażer jest bardzo prosty w obsłudze - wystarczy jedno wciśnięcie przycisku aby rozpocząć rozluźniający masaż dłoni, który w znakomity sposób poprawi twoje krążenie krwi oraz rozluźni spięte mięśnie dłoni po ciężkim dniu pracy. Urządzenie nadaje się do bezpośredniego użycia po zakupie. Upewnij się, czy jest naładowane, włóż dłoń do masażera a następnie uruchom je i wybierz odpowiedni tryb pracy według własnych upodobań. Gdy masażer jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Aby wyłączyć naciśnij przycisk POWER ponownie.

Tryby i intensywność masażera - urządzenie ma 6 trybów do wyboru, które można zmieniać za pomocą przycisku (M) oraz 6 poziomów intensywności regulowanych przyciskiem (L).

Wentylator - aby włączyć wewnętrzny wentylator w urządzeniu wystarczy wcisnąć przycisk z ikonką wentylatora. Aby go wyłączyć należy ponownie nacisnąć przycisk.

Funkcja ogrzewania - naciśnij przycisk ogrzewania, aby wybrać poziom: niski, wysoki lub wyłączony.

Funkcja timera - urządzenie ma wbudowane 3 czasy: 10, 15 i 20 minut, które można zmieniać naciskając przycisk timera. Urządzenie automatycznie się wyłączy, gdy czas timera upłynie.

Funkcja ugniatania - aby włączyć ugniatanie należy krótko nacisnąć przycisk. Zielona kontrolka wskazuje ugniatanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Niebieska kontrolka wskazuje ugniatanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Przełącznik bezpiecznego zaworu powietrznego - gdy worek powietrzny masażera nie może zostać normalnie spuszczone, należy przełączyć zawór znajdujący się u dołu urządzenia, aby w sytuacji awaryjnej bezpiecznie spuścić powietrze.

Uwaga: siłę masażu należy dopasować do własnych upodobań. Urządzenie nie może być stosowane przez osoby z obrażeniami lub które przeszły operację w ostatnich 3 miesiącach. Z urządzenia nie mogą korzystać również osoby z nadciśnieniem, niedociśnieniem lub po ciężkich udarach. Osoby z problemami skóry powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem. Produkt nie jest zabawką i nie nadaje się do użytku przez dzieci. Przechowuj urządzenie w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja i pielęgnacja: nie należy stosować urządzenia w wysokich temperaturach oraz wilgotnych pomieszczeniach. Należy zawsze wyłączać zasilacz i pozwolić urządzeniu ostygnąć po każdym użyciu lub przed czyszczeniem. Aby wyczyścić urządzenie, należy przetrzeć je miękką, wilgotną szmatką. Bezwzględnie trzymać z dala od wody.

Akumulator: do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem. Przed złomowaniem należy wyjąć z urządzenia akumulator. Masażer może być używany wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.

User Manual

The massager is very easy to use - just one press of a button to start a relaxing hand massage, which greatly improves your blood circulation and relaxes the tense muscles of your hand after a hard day's work. The device is ready for immediate use after purchase. Make sure it's charged, insert your hand into the massager, then turn it on and choose the appropriate operating mode according to your preferences. When the massager is off, press and hold the POWER button for 2 seconds to turn on the device. To turn off, press the POWER button again.

Modes and intensity of the massager - the device has 6 modes to choose from, which can be changed with the (M) button, and 6 intensity levels adjusted by the (L) button.

Fan - to turn on the internal fan in the device, just press the button with the fan icon. To turn it off, press the button again.

Heating function - press the heating button to choose the level: low, high, or off.

Timer function - the device has built-in 3 timers: 10, 15, and 20 minutes, which can be changed by pressing the timer button. The device will automatically turn off when the timer expires.

Kneading function - press the button briefly to activate the kneading. The green light indicates kneading in the direction of the clock hands. The blue light indicates kneading opposite to the direction of the clock hands.

Safety air valve switch - if the massager's airbag cannot be normally deflated, switch the valve located at the bottom of the device to safely release the air in an emergency.

Caution: Adjust the massage strength to your preferences. The device should not be used by individuals with injuries or those who have undergone surgery in the last 3 months. Individuals with high blood pressure, low blood pressure, or after severe strokes should also refrain from using the device. People with skin problems should consult a doctor before use. This product is not a toy and is not suitable for children. Store the device at room temperature, in a dry and shaded place, out of the reach of children.

Maintenance and care: do not use the device in high temperatures or humid rooms. Always unplug the power adapter and let the device cool down after each use or before cleaning. To clean the device, wipe it with a soft, damp cloth. Keep strictly away from water.

Battery: only use the charger provided with the device to charge the battery. Before scrapping, remove the battery from the device. The massager should only be used with the charger provided with the device.

Benutzerhandbuch

Der Massager ist sehr einfach zu bedienen - nur ein Knopfdruck genügt, um eine entspannende Handmassage zu starten, die Ihre Blutzirkulation erheblich verbessert und die angespannten Muskeln Ihrer Hand nach einem anstrengenden Arbeitstag lockert. Das Gerät ist sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Stellen Sie sicher, dass es aufgeladen ist, legen Sie Ihre Hand in den Massager, schalten Sie ihn ein und wählen Sie den entsprechenden Betriebsmodus nach Ihren Vorlieben. Wenn der Massager ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die POWER-Taste 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Zum Ausschalten drücken Sie die POWER-Taste erneut.

Modi und Intensität des Massagers - das Gerät verfügt über 6 wählbare Modi, die mit der (M)-Taste geändert werden können, sowie über 6 Intensitätsstufen, die mit der (L)-Taste angepasst werden können.

Lüfter - um den internen Lüfter des Geräts einzuschalten, drücken Sie einfach die Taste mit dem Lüftersymbol. Um ihn auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut.

Heizfunktion - drücken Sie die Heiztaste, um die Stufe auszuwählen: niedrig, hoch oder aus.

Timerfunktion - das Gerät verfügt über 3 integrierte Timer: 10, 15 und 20 Minuten, die durch Drücken der Timertaste geändert werden können. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Timer abläuft.

Knetfunktion - drücken Sie die Taste kurz, um das Kneten zu aktivieren. Die grüne Anzeige bedeutet Kneten im Uhrzeigersinn. Die blaue Anzeige zeigt Kneten gegen den Uhrzeigersinn an.

Sicherheits-Luftventilschalter - wenn sich der Luftbeutel des Massagers nicht normal entleeren lässt, betätigen Sie das Ventil am Boden des Geräts, um die Luft im Notfall sicher abzulassen.

Achtung: Passen Sie die Massagestärke Ihren Vorlieben an. Das Gerät darf nicht von Personen mit Verletzungen oder solchen, die in den letzten 3 Monaten operiert wurden, verwendet werden. Personen mit hohem Blutdruck, niedrigem Blutdruck oder nach schweren Schlaganfällen sollten ebenfalls auf die Verwendung des Geräts verzichten. Personen mit Hautproblemen sollten vor der Verwendung einen Arzt konsultieren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder geeignet. Bewahren Sie das Gerät bei Raumtemperatur an einem trockenen und schattigen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Pflege und Wartung: Verwenden Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen oder in feuchten Räumen. Ziehen Sie immer den Netzadapter ab und lassen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch oder vor der Reinigung abkühlen. Zum Reinigen wischen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Halten Sie es unbedingt von Wasser fern.

Akku: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das mit dem Gerät gelieferte Ladegerät. Vor der Entsorgung den Akku aus dem Gerät entfernen. Der Massager sollte nur mit dem mitgelieferten Ladegerät verwendet werden.

Manuel de l'Utilisateur

Le masseur est très simple à utiliser : il suffit d'appuyer sur un bouton pour démarrer un massage relaxant pour les mains qui améliorera considérablement votre circulation sanguine et détendra les muscles tendus de vos mains après une longue journée de travail. L'appareil est prêt à l'emploi dès l'achat. Assurez-vous qu'il est chargé, insérez votre main dans le masseur, allumez-le et choisissez le mode de fonctionnement souhaité selon vos préférences. Lorsque le masseur est éteint, pressez et maintenez le bouton POWER pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton POWER.

Modes et intensité du masseur : l'appareil dispose de 6 modes sélectionnables, modifiables à l'aide du bouton (M), et de 6 niveaux d'intensité ajustables avec le bouton (L).

Ventilateur - pour activer le ventilateur interne de l'appareil, appuyez simplement sur le bouton avec l'icône du ventilateur. Pour le désactiver, appuyez à nouveau sur le bouton.

Fonction chauffante : appuyez sur le bouton de chauffage pour sélectionner le niveau : bas, haut ou éteint.

Fonction de minuterie : l'appareil dispose de 3 minuteries intégrées : 10, 15 et 20 minutes, modifiables en appuyant sur le bouton de la minuterie. L'appareil s'éteindra automatiquement une fois le temps écoulé.

Fonction pétrissage : pour activer le pétrissage, appuyez brièvement sur le bouton. Une lumière verte indique un pétrissage dans le sens des aiguilles d'une montre, et une lumière bleue indique le pétrissage dans le sens inverse.

Interrupteur de soupape d'air de sécurité : si le sac d'air du masseur ne peut pas être dégonflé normalement, actionnez la valve située au bas de l'appareil pour libérer l'air en cas d'urgence.

Attention : Ajustez la force du massage selon vos préférences. L'appareil ne doit pas être utilisé par les personnes blessées ou ayant subi une opération au cours des 3 derniers mois. Les personnes souffrant d'hypertension, d'hypotension ou ayant subi un accident vasculaire cérébral grave devraient également s'abstenir d'utiliser l'appareil. Les personnes ayant des problèmes de peau devraient consulter un médecin avant utilisation. Ce produit n'est pas un jouet et ne convient pas aux enfants. Conservez l'appareil à température ambiante, dans un endroit sec et ombragé, hors de la portée des enfants.

Entretien et soin : n'utilisez pas l'appareil dans des environnements à haute température ou humides. Débranchez toujours l'adaptateur secteur et laissez l'appareil refroidir après chaque utilisation ou avant le nettoyage. Pour nettoyer, essuyez-le avec un chiffon doux et humide. Gardez-le absolument à l'écart de l'eau.

Batterie : pour recharger la batterie, utilisez uniquement le chargeur fourni avec l'appareil. Avant de jeter l'appareil, retirez la batterie. Le masseur doit uniquement être utilisé avec le chargeur fourni.

Manual de usuario

El masajeador es muy fácil de usar: con solo presionar un botón, se inicia un relajante masaje de manos que mejorará notablemente tu circulación y relajará los músculos tensos de tus manos después de un arduo día de trabajo. El dispositivo está listo para usar justo después de comprarlo. Asegúrate de que esté cargado, introduce tu mano en el masajeador, enciéndelo y selecciona el modo de operación según tus preferencias. Cuando el masajeador esté apagado, presiona y mantén pulsado el botón POWER durante 2 segundos para encenderlo. Para apagarlo, presiona nuevamente el botón POWER.

Modos e intensidad del masajeador: el dispositivo tiene 6 modos disponibles, que se pueden cambiar con el botón (M) y 6 niveles de intensidad ajustables con el botón (L).

Ventilador: para activar el ventilador interno del dispositivo, simplemente presiona el botón con el icono del ventilador. Para apagarlo, presiona nuevamente el botón.

Función de calentamiento: presiona el botón de calefacción para seleccionar el nivel: bajo, alto o apagado.

Función de temporizador: el dispositivo tiene 3 tiempos incorporados: 10, 15 y 20 minutos, que se pueden cambiar presionando el botón del temporizador. El dispositivo se apagará automáticamente cuando el tiempo del temporizador haya terminado.

Función de amasado: para activar el amasado, presiona brevemente el botón. Una luz verde indica amasado en el sentido de las agujas del reloj, mientras que una luz azul indica el amasado en sentido contrario.

Interruptor de válvula de aire de seguridad: si la bolsa de aire del masajeador no se puede desinflar normalmente, usa la válvula ubicada en la parte inferior del dispositivo para liberar el aire en caso de emergencia.

Advertencia: Ajuste la intensidad del masaje según sus preferencias. El dispositivo no debe ser utilizado por personas con lesiones o que hayan sido operadas en los últimos 3 meses. Las personas con presión arterial alta, presión arterial baja o que hayan sufrido un derrame cerebral grave también deben abstenerse de usar el dispositivo. Las personas con problemas en la piel deben consultar a un médico antes de usarlo. Este producto no es un juguete y no es adecuado para niños. Guarde el dispositivo a temperatura ambiente, en un lugar seco y sombreado, fuera del alcance de los niños.

Mantenimiento y cuidado: no uses el dispositivo en ambientes de alta temperatura o húmedos. Siempre desconecta el adaptador de corriente y deja que el dispositivo se enfríe después de cada uso o antes de limpiarlo. Para limpiarlo, limpia con un paño suave y húmedo. Manténlo alejado del agua en todo momento.

Batería: para cargar la batería, usa solo el cargador proporcionado con el dispositivo. Antes de desechar el dispositivo, retira la batería. El masajeador solo debe ser utilizado con el cargador suministrado.

Manual do usuário

O massageador é muito simples de usar: basta pressionar um botão para começar uma massagem relaxante nas mãos que melhorará significativamente a sua circulação sanguínea e relaxará os músculos tensos das mãos após um dia de trabalho intenso. O dispositivo está pronto para usar assim que comprado. Certifique-se de que está carregado, coloque sua mão no massageador, ligue-o e escolha o modo de operação de acordo com suas preferências. Quando o massageador estiver desligado, pressione e segure o botão POWER por 2 segundos para ligá-lo. Para desligar, pressione novamente o botão POWER.

Modos e intensidade do massageador: o dispositivo tem 6 modos disponíveis, que podem ser alterados com o botão (M), e 6 níveis de intensidade ajustáveis pelo botão (L).

Ventilador: para ativar o ventilador interno do dispositivo, simplesmente pressione o botão com o ícone do ventilador. Para desligá-lo, pressione o botão novamente.

Função de aquecimento: pressione o botão de aquecimento para selecionar o nível: baixo, alto ou desligado.

Função de temporizador: o dispositivo possui 3 tempos embutidos: 10, 15 e 20 minutos, que podem ser alterados pressionando o botão do temporizador. O dispositivo desligará automaticamente quando o tempo do temporizador acabar.

Função de amassamento: para ativar o amassamento, pressione rapidamente o botão. Uma luz verde indica amassamento no sentido horário, e uma luz azul indica amassamento no sentido anti-horário.

Interruptor de válvula de ar de segurança: se o saco de ar do massageador não puder ser esvaziado normalmente, use a válvula localizada na parte inferior do dispositivo para liberar o ar em caso de emergência.

Aviso: Ajuste a intensidade da massagem de acordo com suas preferências. O dispositivo não deve ser usado por pessoas com lesões ou que tenham passado por cirurgia nos últimos 3 meses. Indivíduos com pressão alta, pressão baixa ou após derrames graves também devem evitar usar o dispositivo. Pessoas com problemas de pele devem consultar um médico antes de usar. Este produto não é um brinquedo e não é adequado para crianças. Guarde o dispositivo em temperatura ambiente, em local seco e sombreado, fora do alcance das crianças.

Manutenção e cuidado: não use o dispositivo em ambientes de alta temperatura ou úmidos. Sempre desconecte o adaptador de energia e deixe o dispositivo esfriar após cada uso ou antes de limpá-lo. Para limpar, use um pano macio e úmido. Mantenha-o longe da água o tempo todo.

Bateria: para carregar a bateria, use apenas o carregador fornecido com o dispositivo. Antes de descartar o dispositivo, remova a bateria. O massageador só deve ser usado com o carregador fornecido.

Manuale d'uso

Il massaggiatore è molto facile da usare: premendo un pulsante si avvia un rilassante massaggio alle mani che migliorerà notevolmente la tua circolazione e rilasserà i muscoli tesi delle tue mani dopo una lunga giornata di lavoro. Il dispositivo è pronto all'uso non appena acquistato. Assicurati che sia carico, inserisci la tua mano nel massaggiatore, accendilo e seleziona la modalità di funzionamento secondo le tue preferenze. Quando il massaggiatore è spento, premi e tieni premuto il pulsante POWER per 2 secondi per accenderlo. Per spegnerlo, premi nuovamente il pulsante POWER.

Modalità e intensità del massaggiatore: il dispositivo ha 6 modalità disponibili, che possono essere cambiate con il pulsante (M) e 6 livelli di intensità regolabili con il pulsante (L).

Ventola: per attivare la ventola interna del dispositivo, premi semplicemente il pulsante con l'icona della ventola. Per spegnerlo, premi di nuovo il pulsante.

Funzione riscaldamento: premi il pulsante di riscaldamento per selezionare il livello: basso, alto o spento.

Funzione timer: il dispositivo ha 3 tempi preimpostati: 10, 15 e 20 minuti, che possono essere cambiati premendo il pulsante del timer. Il dispositivo si spegnerà automaticamente quando il timer sarà finito.

Funzione impasto: per attivare l'impasto, premi brevemente il pulsante. Una luce verde indica impasto in senso orario, mentre una luce blu indica impasto in senso antiorario.

Valvola di sicurezza per l'aria: se la sacca d'aria del massaggiatore non può essere sgonfiata normalmente, usa la valvola situata nella parte inferiore del dispositivo per rilasciare l'aria in caso di emergenza.

Attenzione: Regola l'intensità del massaggio secondo le tue preferenze. Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone con lesioni o che hanno subito un intervento chirurgico negli ultimi 3 mesi. Anche le persone con pressione alta, bassa o che hanno subito ictus gravi dovrebbero astenersi dall'utilizzare il dispositivo. Le persone con problemi alla pelle dovrebbero consultare un medico prima dell'uso. Questo prodotto non è un giocattolo e non è adatto ai bambini. Conservare il dispositivo a temperatura ambiente, in un luogo asciutto e ombreggiato, fuori dalla portata dei bambini.

Manutenzione e cura: non usare il dispositivo in ambienti ad alta temperatura o umidi. Scollega sempre l'adattatore di alimentazione e lascia raffreddare il dispositivo dopo ogni uso o prima di pulirlo. Per pulirlo, pulisci con un panno morbido e umido. Tienilo lontano dall'acqua in ogni momento.

Batteria: per caricare la batteria, usa solo il caricabatterie fornito con il dispositivo. Prima di smaltire il dispositivo, rimuovi la batteria. Il massaggiatore dovrebbe essere usato solo con il caricabatterie fornito.

Uživatelský manuál

Masažér je velmi snadno ovladatelný - staci stisknout tlačítko a začnete relaxační masáž dlaní, která výborne zlepši cirkulaci krve a uvolní unavené svaly dlaní po dlouhém pracovním dni. Zařízení je připraveno k použití ihned po zakoupení. Ujistete se, že je nabitý, vložte ruku do masážeru a pak jej zapnete a vyberete vhodný režim podle svých předilekci. Když je masážér vypnutý, stisknete a podržíte tlačítko POWER po dobu 2 sekund, abyste zařízení zapnuli. Pro vypnutí stisknete tlačítko POWER znovu.

Režimy a intenzita masáže - zařízení má 6 režimů k výberu, které lze menit tlačítkem (M) a 6 úrovní intenzity lze nastavit tlačítkem (L).

Ventilátor - abyste zapnuli vnitřní ventilátor zařízení, staci stisknout tlačítko s ikonou ventilátoru. Pro vypnutí stisknete tlačítko znovu.

Funkce vyhřevu - stisknete tlačítko pro výber úrovně: nízká, vysoká nebo vypnuto.

Funkce časovace - zařízení má vestavené 3 casy: 10, 15 a 20 minut, které lze menit stisknutím tlačítka časovace. Zařízení se automaticky vypne po uplynutí casu časovace.

Funkce hñedení - abyste zapnuli hñedení, staci krátce stisknout tlačítko. Zelená kontrolka ukazuje hñedení ve smeru hodinových ručiček. Modrá kontrolka ukazuje hñedení proti smeru hodinových ručiček.

Spínání bezpečnostního ventilu - pokud nelze vak vzduchu masážera normálne spustit, staci prepína ventil, který se nachází na dne zařízení, aby bylo vzduch v nouzové situaci bezpečne spuštěno.

Upozornenie: Silu masáže je nutné prispustit podle vlastních preferencí. Zařízení nesmí používat osoby s poraněním nebo osobami, které podstoupily operaci v posledních 3 měsících. Zařízení nesmí používat ani osoby s vysokým krevním tlakem, nízkým krevním tlakem nebo po těžkých mrtvicích. Osoby s problémy s pokožkou by se mely před použitím poradit s lékařem. Tento produkt není hrací hračka a není určen k použití dětmi. Uchovávejte zařízení při pokojové teplotě, na suchém a stinném místě, mimo dosah dětí.

Údržba a péce: Zařízení nesmí byt používáno v extrémních teplotách a vlhkém prostředí. Zařízení je vždy vypnuto a dovoľte mu ochladit se po každém použití nebo před čistěním. Pro čistění zařízení použijte mkkou, vlhkou látku. Za žádných okolností jej nepotapte do vody.

Baterie: K nabíjení baterie použijte pouze dodávaný adaptér. Před vyloučením zařízení vyjmte baterii. Masažér muze byt používán pouze s dodávaným adaptérem.

Prevádzka zariadenia

Masažné zariadenie je veľmi jednoduché na použitie: stlačením tlačidla začne upokojujúca masáž rúk, ktorá výrazne zlepši vaše krvné obeh a uvoľní napnuté svaly vašich rúk po náročnom dni. Zariadenie je pripravené na použitie hneď po nákupe. Uistite sa, že je nabitý, vložte ruku do masážneho zariadenia, zapnite ho a vyberte si režim prevádzky podľa svojich preferencií. Keď je masážné zariadenie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo POWER na 2 sekundy, aby sa zaplo. Na vypnutie ho znovu stlačte.

Módy a intenzita masážneho zariadenia: prístroj má 6 dostupných módoch, ktoré môžete meniť tlačidlom (M) a 6 nastaviteľných úrovni intenzity tlačidlom (L).

Ventilátor: ak chcete zapnúť interný ventilátor zariadenia, jednoducho stlačte tlačidlo s ikonou ventilátora. Na vypnutie ho znovu stlačte.

Funkcia vyhrievania: stlačte tlačidlo vyhrievania, aby ste vybrali úroveň: nízka, vysoká alebo vypnutá.

Funkcia časovača: zariadenie má 3 prednastavené časy: 10, 15 a 20 minút, ktoré môžete meniť stlačením tlačidla časovača. Zariadenie sa automaticky vypne, keď čas časovača uplynie.

Funkcia hnetenia: ak chcete aktivovať hnetenie, krátko stlačte tlačidlo. Zelená svetelná dióda indikuje hnetenie v smere hodinových ručičiek, zatiaľ čo modrá svetelná dióda indikuje hnetenie v opačnom smere.

Ventil pre bezpečnostné vypustenie vzduchu: ak vzduchový vak masážneho zariadenia nie je možné normálne vypustiť, použite ventil na spodnej strane zariadenia na vypustenie vzduchu v prípade núdze.

Upozornenie: Intenzitu masáže prispôbajte svojim preferenciám. Zariadenie by nemalo byť používané osobami s poraneniami alebo tými, ktorí podstúpili operáciu v posledných 3 mesiacoch. Osoby s vysokým alebo nízkym krvným tlakom alebo po ťažkých mozgových príhodách by mali od používania zariadenia zdržať. Osoby s kožnými problémami by mali pred použitím konzultovať s lekárom. Tento výrobok nie je hračka a nie je vhodný pre deti. Skladujte zariadenie pri izbovej teplote, na suchom a v tieni umiestnenom mieste, mimo dosahu detí.

Údržba a starostlivosť: nepoužívajte zariadenie v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou. Vždy odpojte napájací adaptér a nechajte zariadenie vychladnúť po každom použití alebo pred jeho čistením. Na čistenie použite mäkký, vlhký handrič. Vždy ho držte ďaleko od vody.

Batéria: na nabíjanie batérie používajte iba nabíjačku dodávanú so zariadením. Pred likvidáciou zariadenia vyberte batériu. Masažné zariadenie by malo byť používané iba s dodanou nabíjačkou.

Delovanje naprave

Masažna naprava je zelo enostavna za uporabo: s pritiskom na gumb se začne pomirjujoča masaža rok, ki bistveno izboljša vaš krvni obtok in sprosti napete mišice vaših rok po napornem dnevu. Naprava je pripravljena za uporabo takoj po nakupu. Poskrbite, da je napolnjena, vstavite roko v masažno napravo, jo vklopite in izberite način delovanja po svojih željah. Ko je masažna naprava izklopljena, pritisnite in držite gumb POWER 2 sekundi, da se vklopi. Za izklop ponovno pritisnite.

Načini in intenzivnost masažne naprave: naprava ima 6 razpoložljivih načinov, ki jih lahko spremenite s pritiskom na gumb (M) in 6 nastavljenih nivojev intenzivnosti s pritiskom na gumb (L).

Ventilator: če želite vklopiti notranji ventilator naprave, preprosto pritisnite gumb z ikono ventilatorja. Za izklop ponovno pritisnite.

Funkcija ogrevanja: pritisnite gumb za ogrevanje, da izberete raven: nizka, visoka ali izklopljena.

Funkcija časovnika: naprava ima 3 prednastavljene čase: 10, 15 in 20 minut, ki jih lahko spremenite s pritiskom na gumb časovnika. Naprava se samodejno izklopi, ko čas časovnika poteče.

Funkcija gnetenja: če želite aktivirati gnetenje, hitro pritisnite gumb. Zelena LED lučka označuje gnetenje v smeri urinega kazalca, medtem ko modra LED lučka označuje gnetenje v nasprotni smeri.

Ventil za varnostno sprostitve zraka: če zračne blazine masažne naprave ni mogoče normalno sprostiti, uporabite ventil na spodnji strani naprave za sprostitve zraka v nujnih primerih.

Pozor: Intenzivnost masaže prilagodite svojim željam. Naprava ne smejo uporabljati osebe s poškodbami ali tistimi, ki so bili operirani v zadnjih 3 mesecih. Prav tako se izogibajte uporabi naprave osebam z visokim krvnim tlakom, nizkim krvnim tlakom ali po hudi kapi. Osebe z težavami s kožo naj se pred uporabo posvetujejo z zdravnikom. Ta izdelek ni igrača in ni primeren za otroke. Napravo hranite pri sobni temperaturi, na suhem in zasenčenem mestu, izven dosega otrok.

Vzdrževanje in nega: naprave ne uporabljajte v okolju z visoko temperaturo ali vlago. Vedno izklopite napajalnik in pustite napravo, da se ohladi po vsaki uporabi ali pred čiščenjem. Za čiščenje uporabite mehko, vlažno krpo. Vedno jo hranite stran od vode.

Baterija: za polnjenje baterije uporabite samo polnilnik, priložen napravi. Pred odstranitvijo naprave odstranite baterijo. Masažno napravo je treba uporabljati samo z priloženim polnilnikom.

Seadme töö

Masažier on väga lihtne kasutada - piisab ühest nupuvajutusest, et alustada lõõgastavat kätemassaaži, mis suurepäraselt parandab teie vereringet ja lõdvestab käte pingul lihaseid pärast rasket tööpäeva. Seade on mõeldud otsekohe kasutamiseks pärast ostu. Veenduge, et see oleks laetud, asetage käsi masseerijasse, käivitage see ja valige endale meelepärane töörežiim. Kui masseerija on välja lülitatud, vajutage ja hoidke nuppu POWER 2 sekundit, et seade sisse lülitada. Selle välja lülitamiseks vajutage uuesti nuppu POWER.

Režiimid ja masseerija intensiivsus - seadmel on 6 valitavat režiimi, mida saab muuta nupuga (M) ja 6 intensiivsuse taset, mida saab reguleerida nupuga (L).

Ventilaator - siseventilaatori sisselülitamiseks seadmes piisab ventilaatori ikooniga nupu vajutamisest. Välja lülitamiseks vajutage uuesti seda nuppu.

Soojendusfunktsioon - vajutage soojendusnuppu, et valida tase: madal, kõrge või välja lülitatud.

Taimerifunktsioon - seadmel on sisse ehitatud 3 aega: 10, 15 ja 20 minutit, mida saab muuta taimerinupuga. Seade lülitub automaatselt välja, kui taimeriaeg on läbi.

Mudimisfunktsioon - mudimise sisselülitamiseks vajutage lühidalt nuppu. Roheline tuli näitab mudimist päripäeva. Sinine tuli näitab mudimist vastupäeva.

Ohutu õhuklapi lüliti - kui masseerija õhupadi ei saa tavaliselt tühjeneda, lülitage klapp seadme all, et hädaolukorras õhk ohutult välja lasta.

Hoiatus: Kohandage massaaži tugevust vastavalt oma eelistustele. Seadet ei tohiks kasutada inimesed, kellel on vigastused või kes on viimase 3 kuu jooksul operatsioonil olnud. Seadet ei tohiks kasutada ka inimesed, kellel on kõrge vererõhk, madal vererõhk või kes on tõsiselt insuldi saanud. Nahaprobleemidega inimesed peaksid enne kasutamist konsulteerima arstiga. See toode pole mänguasi ja ei sobi lastele. Hoidke seadet toatemperatuuril, kuivas ja varjulis kohas, laste käeulastusest eemal.

Hooldus ja hool: seadet ei tohi kasutada kõrgetel temperatuuridel ega niisketes ruumides. Alati tuleb välja lülitada toiteallikas ja lasta seadmel jahtuda pärast iga kasutuskorda või enne puhastamist. Seadme puhastamiseks pühkige seda pehme, niiske lapiga. Hoidke kindlasti eemal veest.

Aku: laadige akut ainult seadmega kaasas olnud toiteallikaga. Enne utiliseerimist eemaldage seadmest aku. Masseerijat tohib kasutada ainult seadmega kaasas olnud toiteallikaga.

Prietaiso veikimas

Masažuoklis yra labai paprastas naudoti - pakanka paspausti vieną mygtuką, kad pradėtumėte atpalaiduojančią rankų masażą, kuris puikiai pagerins jūsų kraujo apytaką ir atpalaiduos įtemptus rankų raumenis po sunkios darbo dienos. Įrenginys yra paruoštas naudoti iš karto po pirkimo. Įsitikinkite, ar jis įkrautas, įdėkite ranką į masažuoklį, tada įjunkite jį ir pasirinkite norimą darbo režimą. Kai masažuoklis yra išjungtas, paspauskite ir laikykite POWER mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį. Norėdami išjungti, vėl paspauskite POWER mygtuką.

Režimai ir masažuoklio intensyvumas - įrenginyje yra 6 pasirinktiniai režimai, kuriuos galite keisti naudodamiesi mygtuku (M) bei 6 intensyvumo lygiai, reguliuojami mygtuku (L).

Ventiliatorius - norint įjungti vidinį ventiliatorių įrenginyje, pakanka paspausti ventiliatoriaus piktogramos mygtuką. Norint išjungti, vėl paspauskite tą patį mygtuką.

Šildymo funkcija - paspauskite šildymo mygtuką, kad pasirinktumėte lygį: žemas, aukštas arba išjungtas.

Laikmačio funkcija - įrenginyje yra integruoti 3 laikmačiai: 10, 15 ir 20 minučių, kuriuos galite keisti paspausdami laikmačio mygtuką. Įrenginys automatiškai išsijungs, kai pasibaigs nustatytas laikmačio laikas.

Minkymo funkcija - norint įjungti minkymą, trumpai paspauskite mygtuką. Žalia šviesa rodo minkymą pagal laikrodžio rodyklę. Mėlyna šviesa rodo minkymą priešinga laikrodžio rodyklei.

Oro vožtuvo saugiklis - jei masažuoklio oro pagalvėlė negali normaliai išsivėdinti, perjunkite vožtuvą įrenginio apačioje, kad avarinėje situacijoje saugiai išleistumėte orą.

Įspėjimas: Prisiųskite masažo stiprumą pagal savo pageidavimus. Įrenginio neturėtų naudoti žmonės su traumomis arba tie, kurie buvo operuoti per pastaruosius 3 mėnesius. Įrenginio neturėtų naudoti ir žmonės su aukštu kraujo spaudimu, žemu kraujo spaudimu ar po sunkių smūgių. Žmonės, turintys odos problemų, prieš naudodami turėtų pasitarti su gydytoju. Šis produktas nėra žaislas ir netinka vaikams. Laikykite įrenginį kambario temperatūroje, sausoje ir tamsioje vietoje, už vaikų pasiekimo ribos.

Priežiūra ir priežiūra: nerekomenduojama naudoti įrenginio aukštoje temperatūroje ar drėgnoje aplinkoje. Visada atjunkite maitinimo šaltinį ir leiskite įrenginiui atvėsti po kiekvieno naudojimo ar prieš valant. Norėdami išvalyti įrenginį, nuvalykite jį minkštu, drėgnu skudurėliu. Laikyti toli nuo vandens.

Akumuliatorius: akumuliatorių turėtumėte krauti tik su įrenginiu pateiktu maitinimo šaltiniu. Prieš išmestant išimkite akumuliatorių iš įrenginio. Masažuoklį galima naudoti tik su įrenginiu pateiktu maitinimo šaltiniu.

Masāžas ir ļoti vienkārši lietojams - pietiek ar vienu pogas nospiešanu, lai sāktu atpūtināšu roku masāžu, kas lieliski uzlabos jūsu asinātini un atslābinās roku muskuļus pēc grūta darba dienas. Ierīce ir gatava lietošanai tūlīt pēc iegādes. Pārlicieties, vai tā ir uzdevumā, ievietojiet roku masāžas ierīci, tad ieslēdziet to un izvēlieties piemērotu darba režīmu pēc savām vēlmēm. Kad masāžas ierīce ir ieslēgta, nospiediet un turiet POWER pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu ierīci. Lai izslēgtu, vēlreiz nospiediet POWER pogu.

Ventilators - lai ieslēgtu iekšējo ventilatoru ierīcē, nospiediet ventilatora ikonas pogu. Lai to izslēgtu, vēlreiz nospiediet šo pogu.

Taimera funkcija - ierīce ir iebūvēti 3 laiki: 10, 15 un 20 minūtes, ko var mainīt, nospiežot taimera pogu. Ierīce automātiski izslēgsies, kad taimera laiks beigsies.

Droša gaisa vārsta slēdzis - ja masāžas ierīces gaisa spilvenu nevar parastā veidā izlaist, pārslēdziet vārstu, kas atrodas ierīces apakšā, lai avārijas gadījumā droši izlaistu gaisu.

Uzturēšana un kopšana: ierīci nedrīkst lietot augstās temperatūrās vai mitrās telpās. Vienmēr izslēdziet barošanu un ļaujiet ierīcei atdzist pēc katra lietošanas vai pirms tīrīšanas. Lai notīrītu ierīci, noslaukiet to ar mīkstu, mitru drāniņu. Noteikti turiet prom no ūdens.

Akkumulators: akkumulatoru drīkst uzlādēt tikai ar ierīcē pievienoto barošanas avotu. Pirms izmesta, no ierīces izņemiet akkumulatoru. Masāžu var izmantot tikai ar piegādāto barošanas avotu.

A készülék működése

A masszírozó rendkívül könnyen kezelhető - egyetlen gombnyomás elég ahhoz, hogy elkezdje a lazító kézz masszázst, amely kiválóan javítja a vérkeringést és ellazítja a kéz feszült izmait egy hosszú munkanap után. A készülék közvetlenül a vásárlás után használatra kész. Győződjön meg róla, hogy feltöltötte, helyezze a kezét a masszírozóba, majd kapcsolja be, és válassza ki a megfelelő munka módot saját ízlése szerint. Ha a masszírozó kikapcsolt állapotban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a POWER gombot 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához. A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a POWER gombot.

Módok és masszírozás intenzitása - a készüléknek 6 választható módja van, amelyeket az (M) gombbal változtathat, és 6 intenzitási szint, amelyet az (L) gombbal szabályozhat.

Ventilátor - a készülékben lévő belső ventilátor bekapcsolásához nyomja meg a ventilátor ikonos gombot. A kikapcsoláshoz ismételtlen nyomja meg ezt a gombot.

Fűtés funkció - nyomja meg a fűtés gombot a szint kiválasztásához: alacsony, magas vagy kikapcsolt.

Időzítő funkció - a készülék 3 beépített idővel rendelkezik: 10, 15 és 20 perc, amelyeket az időzítő gomb megnyomásával változtathat. A készülék automatikusan kikapcsol, ha az időzítő időtartama lejár.

Gyűrő funkció - a gyűrűs bekapcsolásához röviden nyomja meg a gombot. A zöld jelzőfény az óramutató járásával megegyező irányban történő gyűrűrást mutatja. A kék jelzőfény az óramutató járásával ellentétes irányban történő gyűrűrást mutatja.

Biztonsági légszelep kapcsoló - ha a masszírozó légpárnája nem engedhető le normálisan, kapcsolja át az alján található szelepet, hogy vészhelyzetben biztonságosan kiengedje a levegőt.

Figyelem: A masszázst intenzitását saját preferenciáidhoz igazítsd. Az eszközt nem szabad olyan személyek használni, akik sérüléseken estek át vagy a közelmúltban műtéten estek át (az utóbbi 3 hónapban). Magas vérnyomással, alacsony vérnyomással vagy súlyos stroke után sem használható az eszköz. Bőrproblémákkal küzdő személyeknek előzetesen konzultálniuk kell orvosukkal az eszköz használata előtt. Ez a termék nem játék, és nem alkalmas gyerekek számára. Tárolja az eszközt szobahőmérsékleten, száraz és árnyékos helyen, gyermekek elérhetetlen helyen.

Karbantartás és ápolás: ne használja a készüléket magas hőmérsékleten és nedves helyiségekben. Mindig kapcsolja ki a tápegységet, és hagyja a készüléket lehűlni minden használat után vagy a tisztítás előtt. A készülék tisztításához dörzsölje át egy puha, nedves ronggyal. Mindenképpen tartsa távol a víztől.

Akkumulátor: az akkumulátor töltéséhez csak a készülékhez mellékelt tápegységet használja. A selejtezés előtt vegye ki az akkumulátort a készülékből. A masszírozó csak a készülékhez mellékelt tápegységgel használható.

Funcționarea dispozitivului

Aparatul de masaj este foarte ușor de utilizat - este suficient să apăsați un buton pentru a începe un masaj relaxant al mâinii, care va îmbunătăți semnificativ circulația sângelui și va relaxa mușchii tensionați ai mâinii după o zi grea de muncă. Dispozitivul este gata de utilizare imediat după achiziție. Asigurați-vă că este încărcat, introduceți mâna în masaj și apoi porniți-l și selectați modul de funcționare potrivit preferințelor dvs. Când aparatul de masaj este oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul POWER timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul. Pentru a opri, apăsați din nou butonul POWER.

Moduri și intensitatea masajului - dispozitivul are 6 moduri de alegere, care pot fi schimbate folosind butonul (M) și 6 niveluri de intensitate reglate cu butonul (L).

Ventilator - pentru a porni ventilatorul intern al dispozitivului, apăsați butonul cu pictograma ventilatorului. Pentru a opri, apăsați din nou butonul.

Funcția de încălzire - apăsați butonul de încălzire pentru a selecta nivelul: scăzut, înalt sau oprit.

Funcția de temporizare - dispozitivul are 3 timpi încorporați: 10, 15 și 20 de minute, care pot fi schimbați apăsând butonul timer. Dispozitivul se va opri automat când timpul setat expiră.

Funcția de framântare - pentru a activa framântarea, apăsați scurt butonul. Lumina verde indică framântarea în sensul acelor de ceasornic. Lumina albastră indică framântarea în sens opus acelor de ceasornic.

Comutatorul supapei de siguranță a aerului - când sacul de aer al masajului nu poate fi eliberat în mod normal, comutați supapa de pe partea de jos a dispozitivului pentru a elibera aerul în siguranță în caz de urgență.

Atenție: Ajustați intensitatea masajului la preferințele dvs. Dispozitivul nu trebuie utilizat de către persoanele care au suferit leziuni sau au fost supuse unei intervenții chirurgicale în ultimele 3 luni. Persoanele cu hipertensiune arterială, hipotensiune sau care au suferit accidente vasculare cerebrale severe nu trebuie să utilizeze dispozitivul. Persoanele cu probleme de piele ar trebui să consulte un medic înainte de utilizare. Acest produs nu este un jucărie și nu este potrivit pentru copii. Depozitați dispozitivul la temperatura camerei, într-un loc uscat și la umbră, în afara îndemânării copiilor.

Întreținere și îngrijire: nu utilizați aparatul la temperaturi ridicate sau în camere umede. Deconectați mereu alimentarea și lăsați aparatul să se răcească după fiecare utilizare sau înainte de curățare. Pentru a curăța aparatul, ștergeți-l cu o cârpă moale și umedă. Păstrați-l departe de apă.

Baterie: folosiți numai încărcătorul furnizat cu dispozitivul pentru a încărca bateria. Înainte de a elimina, scoateți bateria din aparat. Aparatul de masaj trebuie utilizat numai cu încărcătorul furnizat împreună cu el.

Руководство пользователя

Массажер очень прост в использовании - достаточно нажать одну кнопку, чтобы начать расслабляющий массаж руки, который отлично улучшит ваше кровообращение и расслабит напряженные мышцы руки после тяжелого рабочего дня. Устройство готово к использованию сразу после покупки. Убедитесь, что он заряжен, вставьте руку в массажер, затем включите его и выберите подходящий режим работы согласно вашим предпочтениям. Когда массажер выключен, нажмите и удерживайте кнопку POWER в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. Чтобы выключить, снова нажмите кнопку POWER.

Режимы и интенсивность массажера - устройство имеет 6 режимов на выбор, которые можно переключать кнопкой (M) и 6 уровней интенсивности, регулируемых кнопкой (L).

Вентилятор - чтобы включить внутренний вентилятор в устройстве, нажмите кнопку с иконкой вентилятора. Чтобы выключить его, снова нажмите эту кнопку.

Функция обогрева - нажмите кнопку обогрева, чтобы выбрать уровень: низкий, высокий или выключен.

Функция таймера - устройство имеет встроенные 3 времени: 10, 15 и 20 минут, которые можно изменять, нажимая кнопку таймера. Устройство автоматически отключится, когда время таймера истечет.

Функция массажа - чтобы включить массаж, коротко нажмите кнопку. Зеленый индикатор указывает на массаж по часовой стрелке. Синий индикатор указывает на массаж против часовой стрелки.

Переключатель безопасного воздушного клапана - когда воздушный мешок массажера не может быть нормально опущен, переключите клапан на нижней части устройства, чтобы в экстренной ситуации безопасно выпустить воздух.

Внимание: Регулируйте интенсивность массажа в соответствии с вашими предпочтениями. Устройство не должно использоваться лицами с травмами или прошедшими операцию в последние 3 месяца. Также не рекомендуется использовать устройство лицам с высоким или низким артериальным давлением, а также после тяжелых инсультов. Лица с проблемами кожи должны проконсультироваться с врачом перед использованием. Этот продукт не является игрушкой и не подходит для детей. Храните устройство при комнатной температуре, в сухом и темном месте, вне досягаемости детей.

Уход и обслуживание: не используйте устройство при высоких температурах или во влажных помещениях. Всегда отключайте питание и позволяйте устройству остыть после каждого использования или перед чисткой. Чтобы очистить устройство, протрите его мягкой влажной тряпкой. Держите его подальше от воды.

Аккумулятор: для зарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплекте с устройством. Перед утилизацией извлеките аккумулятор из устройства. Массажер можно использовать только с зарядным устройством, поставляемым в комплекте с ним.



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out bin placed on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may result in damage to health or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment. The device was placed on the market after 13.08.2005.



Producent niniejszym oświadcza, że urządzenie Medivon Revit jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym:

The manufacturer hereby declares that the Medivon Revit device complies with Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits, Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of June 8, 2011 on restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The full content of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.medivon.pl/deklaracje

Importer: Armare S.A. | ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska
Model Medivon Revit