

EXTRALINK MINI MESSAGE STICK

Elektrosymulator -

Masazer karku i szyi EMS - Neck massager



Instrukcja obsługi

ZASTRZEŻENIE

PROSZĘ NIE UŻYWAĆ ELEKTRO-SYMULATORA ANI ŻADNYCH URZĄDZEŃ WIBRACYJNYCH BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA ZGODY LEKARZA. JEŚLI ZASTOSOWANA JEST DOWOLNA Z NASTĘPUJĄCYCH SYTUACJI:

Cięża, cukrzyca z powikłaniami, takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki, zużycie rozruszników serca, niedawna operacja, padaczka lub migreny, przepukliny dysków, kręgoszynek, spondyloliza lub spondyloza. Niedawne wymiany stawów lub wkładki domaciczne. metalowe szpilki lub płytki lub wszelkie obawy dotyczące zdrowie fizyczne. Osobom słabym I dzieciom podczas korzystania z urządzeń wibracyjnych powinna towarzyszyć osoba dorosła. Te przeciwwskazania nie oznaczają, że nie możesz korzystać z urządzenia wibracyjnego lub do ćwiczeń, ale radzimy najpierw skonsultować się z lekarzem.

Trwają badania nad wpływem ćwiczeń wibracyjnych na określono zaburzenia medyczne. Spowoduje to prawdopodobnie skrócenie listy przeciwwskazań, jak pokazano powyżej. Praktyczne doświadczenie pokazało, że w wielu przypadkach włączenie ćwiczeń wibracyjnych do planu leczenia ma charakter doradczy. Należy to zrobić za radą i we współpracy z lekarzem, specjalistą lub fizjoterapeutą.

User manual

DISCLAIMER

PLEASE DO NOT USE THE EMS OR ANY VIBRATION DEVICE WITHOUT FIRST OBTAINING APPROVAL FROM YOUR DOCTOR IF ANY OF THE FOLLOWING APPLY:

Pregnancy, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, wear of pacemakers. recent surgery. epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or spondylosis. recent joint replacements or IUD's. metal pins or plates or any concern about your physical health. Frail individuals and children should be accompanied by an adult when using any vibration device. These contraindications do not mean that you are not able to use a vibration or exercise device but we advise you to consult a doctor first.

Ongoing research is being done to the effects of vibration exercise for specific medical disorders. This will likely result in the shortening of the list of contraindications as shown above. Practical experience has shown that incorporation of vibration exercise into a treatment plan is advisory in a number of cases. This must be done on the advice of and in accompaniment with a doctor. specialist or physiotherapist.

① Wyświetlacz trybu
Mode display

② Wyświetlacz intensywności
Intensity display



③ ON/-: Wyłącz lub zwiększ intensywność
ON/-: Turn on or increase the intensity

④ OFF/-: Wyłączenie lub zmniejszenie intensywności
OFF/-: Turn off or decrease Intensity

④ TRYB: Dostosuj tryb
MODE: Adjust mode

Uwaga: Przy pierwszym użyciu należy ustawić niższą intensywność i dostosować ją po dostosowaniu się do niskiej intensywności.

1. Proszę całkowicie naładować masażer za pomocą kabla Micro USB znajdującego się w opakowaniu. Podczas ładowania czerwona dioda LED pozostanie włączona, po całkowitym naładowaniu czerwona dioda LED zgaśnie.

2. Naciśnij przycisk 3, aby włączyć masażer, następnie wybierz tryb za pomocą przycisku 5, następnie możesz zwiększyć intensywność, naciskając przycisk 3.

3. Naciśnij przycisk 4, aby zmniejszyć intensywność, po osiągnięciu intensywności 0 naciśnij ponownie przycisk 4, aby wyłączyć masażer.

4. Dostępnych jest łącznie 8 trybów masażu. Aby zmienić tryb, należy nacisnąć przycisk 5.

5. Możesz także wykonać wszystkie powyższe operacje za pomocą pilota.

Attention: Please set a lower Intensity when using it for the first time and adjust it after adapting to the low Intensity.

1. Please fully charge the massager with the Micro USB cable Inside the package. While Charging, the red LED will stay on, when fully charged, red LED will turn off.

2. Press button 3 to turn on the massager, then choose the mode by button 5. then you can Increase Intensity by pressing button 3.

3. Press button 4 to decrease intensity, when reach to 0 Intensity, press button 4 again to turn off the massager.

4. There are total 8 different massage modes, by pressing button 5 to change mode.

5. Also, you can make all above operation with the remote controller.

Specyfikacja

Napięcie 3.7 V

Tryb pracy 8 trybów

Czas automatycznego wyłączenia 15 minut

Poziom intensywności 19 poziomów

Prąd wyjściowy Maksymalnie 35 mA

Wsparcie zdalnego sterowania

Używany do części ciała szyi, talii, nóg, ramion,

Zasilanie normalnych ładowarek mobilnych

Bateria 200 mAh

Czas pracy 60-80 minut

Czas ładowania 2 godz

Dodatkowy kabel Micro USB-1szt, pilot zdalnego

sterowania-1szt.

Specification

Voltage 3.7V

Working Mode 8 Modes

Auto Shut-Down Time 15mins

Intensity Level 19 Levels

Output Current 35mA Maximum

Remote Control Support

Used for Body Part, Neck, Waist, Leg, Arm,

Power Normal Mobile Chargers

Battery 200mAh

Working Time 60-80Mins

Charging Time 2H

Accessory: Micro USB Cable*1. Remote Controller*1

Importer/podmiot odpowiedzialny:

BATNA Sp. z o.o., ul. Olgi Boznańskiej 3e, 42-202 Częstochowa

Wyprodukowano w ChRL.

**Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE:**

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.



Deklaracja zgodności z UE Niniejszym BATNA Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie typu EXTRALINK MINI MASSAGE STICK jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, REACH i regulacji EC 1907/2006, WEEE 2012/19/EU oraz dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów 2006/66/EC.

