



Dziękujemy za zakup termometru Bezdotykowego + dotykowego (BNT400). Termometr ten to produkt wysokiej jakości, opracowany w oparciu o najnowszą technologię i przetestowany zgodnie z międzynarodowymi normami. Dzięki unikalnej technologii produkt ten zapewni stabilny, dokładny odczyt przy każdym pomiarze. Termometr przeprowadza autodiagnostykę po każdorazowym włączeniu, gwarantując w ten sposób niezmienną dokładność pomiarów. Termometr Bezdotykowy + dotykowy Braun jest przeznaczony do okresowego określania temperatury ciała ludzkiego u osób w każdym wieku, w trybie dotykowym i bezdotykowym, z wykorzystaniem środka czoła jako miejsca pomiaru, w warunkach domowych.

**Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem tego produktu oraz o przechowywanie instrukcji i termometru w bezpiecznym miejscu.**

## Opis wyrobu (patrz strona 1)

- 1 Włącznik zasilania
- 3 Wyświetlacz LCD
- 5 Pokrywa komory baterii
- 7 Przelącznik trybu cichego
- 9 Tryb pomiaru temperatury żywności i wody do kąpielii
- 11 Przelącznik skali Fahrenheita na skalę Celsjusza (wewnątrz komory baterii)

- 2 Głowica pomiarowa
- 4 Przycisk temperatury
- 6 Ochronna nakrywka głowicy pomiarowej
- 8 Wskaźnik świetlny
- 10 Przycisk Age Precision®



## OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

**NIGDY** nie używać termometru do innych celów niż te, do których jest przeznaczony. Podczas stosowania u dzieci należy przestrzegać ogólnych środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa.

**NIGDY** nie zanurzać termometru w wodzie ani innych cieczach (nie jest wodoodporny). Należy przestrzegać instrukcji dotyczących czyszczenia i dezynfekcji znajdujących się w części „Pielęgnacja i czyszczenie”.

**NIE** przechowywać termometru w skrajnych temperaturach – poniżej  $-25^{\circ}\text{C}$  lub powyżej  $55^{\circ}\text{C}$  (poniżej  $-13^{\circ}\text{F}$  lub powyżej  $131^{\circ}\text{F}$ ) – ani w warunkach dużej wilgotności (powyżej 95% wilgotność względnej bez skraplania).

**W razie przechowywania termometru w miejscu, w którym temperatura jest niższa lub wyższa niż w miejscu, w którym będzie on używany, należy go pozostawić na 10 minut do wyrównania z temperaturą pomieszczenia przed wykonaniem pomiaru.**

**NIE** używać termometru w razie obecności oznak uszkodzenia na głowicy pomiarowej lub na samym termometrze. W razie uszkodzenia **NIE** podejmować prób naprawy produktu.

**NIGDY** nie wolno umieszczać ostrych przedmiotów w obszarze głowicy pomiarowej ani w jakiegokolwiek innej otwartej powierzchni termometru.

Ten termometr składa się z precyzyjnych części wysokiej jakości. **NIE** dopuszczać do upadku urządzenia. Należy je chronić przed silnymi uderzeniami i wstrząsami. **NIE** skręcać urządzenia ani czujnika pomiarowego.

Ten termometr jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Użycie termometru nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Podwyższona temperatura może oznaczać poważną chorobę, szczególnie u noworodków i niemowląt lub u dorosłych w podszłym wieku, wątłych lub z osłabionym układem odpornościowym. Należy natychmiast zwrócić się o specjalistyczną pomoc, jeśli podwyższona temperatura wystąpi u:

- noworodków i niemowląt w wieku poniżej 3. miesiąca życia (jeżeli temperatura przekracza  $37,4^{\circ}\text{C}$  lub  $99,4^{\circ}\text{F}$ , należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem);
- osób powyżej 60. roku życia (u osób starszych gorączka może być mniejsza lub nie występować);
- osób z cukrzycą lub z osłabieniem układu odpornościowego (np. z zakażeniem wirusem HIV, w trakcie chemioterapii przeciwnowotworowej, długotrwałego leczenia immunosupresyjnego, z usuniętą śledzioną);
- osób obłożnie chorych (np. pacjent w domu opieki, po udarze, z przewlekłą chorobą, z paraplegią, z tetraplegią, w okresie rekonwalescencji po zabiegu chirurgicznym);
- pacjentów po przeszczepie (np. wątroby, serca, płuca, nerki).

Ten termometr nie jest przeznaczony dla wcześniaków ani dla dzieci zbyt małych w stosunku do wieku ciążowego. Wcześniaki to dzieci urodzone wcześniej niż po 37 tygodniach ciąży. Dzieci zbyt małe w stosunku do wieku ciążowego to dzieci urodzone w 37 tygodniu lub później, o masie ciała poniżej 10. percentyla w stosunku do dzieci w tym samym wieku ciążowym.

Ten termometr nie jest przeznaczony do interpretacji temperatur odpowiadających hipotermii. Jeśli urządzenie wyświetla temperaturę  $36,4^{\circ}\text{C}$  ( $97,5^{\circ}\text{F}$ ) lub niższą, z podświetleniem LED w kolorze zielonym lub białym, a u badanej osoby występują objawy od normy objawy lub zachowania, należy skontaktować się z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia.

**NIE** pozwalać dzieciom na samodzielny pomiar temperatury bez nadzoru.

Należy zasięgnąć porady lekarza w przypadku zauważenia takich objawów, jak: niewyjaśniona drażliwość, wymioty, biegunka, odwodnienie, zmiany apetytu lub stopnia aktywności, napady drgawkowe, ból mięśni, drżenie, sztywność karku, ból podczas oddawania moczu itp., nawet przy braku gorączki.

Nawet przy braku gorączki osoby z normalną temperaturą mogą nadal wymagać pomocy medycznej. W przypadku osób przyjmujących antybiotyki, środki przeciwbólowe lub środki przeciwgorączkowe nie należy oceniać nasilenia ich choroby wyłącznie na podstawie odczytów temperatury.

**NIE WOLNO** modyfikować tego produktu bez zgody producenta.

### Pomiar w czasie poniżej 2 sekund

Innowacyjna technologia odczytu promieniowania podczerwonego umożliwia pomiar temperatury czoła w czasie poniżej 2 sekund zarówno przy opcji pomiaru dotykowego, jak i bezdotykowego.

### Dokładność i niezawodność

Dzięki unikalnej technologii, termometr Bezdotykowy + dotykowy wychwytuje ciepło naturalnie emitowane przez czoło do obliczenia temperatury ciała. Można uzyskać taką samą profesjonalną dokładność zarówno dotykając termometrem czoła dziecka, jak i trzymając go w odległości do 2,5 cm.

### Łatwość użycia

Termometr Bezdotykowy + dotykowy jest nieinwazyjny. Pomiar można przeprowadzić nawet, gdy dziecko śpi.

Termometr Bezdotykowy + dotykowy jest bezpieczniejszy do zastosowania u dziecka niż termometr doodbytniczy i jest łatwiejszy w użyciu w porównaniu z innymi metodami.

### Bezpieczeństwo i higiena

Opcja pomiaru bezdotykowego minimalizuje roznoszenie drobnoustrojów.

Termometr jest całkowicie bezpieczny w użyciu u dzieci i dorosłych.

## Jak działa termometr Bezdotykowy + dotykowy Braun?

Termometr Bezdotykowy + dotykowy mierzy energię promieniowania podczerwonego skóry na środku obszaru. Ta wychwycona energia jest odbierana przez soczewkę i przekształcana w wartość odpowiadającą temperaturze ciała w jamie ustnej.

**Termometr Bezdotykowy + dotykowy został przetestowany klinicznie. Udowodniono jego bezpieczeństwo i dokładność przy stosowaniu zgodnie z instrukcją obsługi.**

## Age Precision® z wyświetlaczem kolorowym

Badania kliniczne wskazują, że definicja gorączki zmienia się w miarę, jak niemowlęta rozwijają się i stają się dziećmi, a następnie, gdy dzieci dorastają i wkraczają w wiek dorosły<sup>1</sup>.

Należy wybrać odpowiednie ustawienie wieku, dokonać pomiaru temperatury, a wyświetlacz zaświeci się na zielono, żółto lub czerwono, wskazując, że temperatura jest odpowiednio w zakresie normalnym, gorączki lub wysokiej gorączki.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pomiaru temperatury ciała człowieka. Urządzenie ma również tryb pomiaru żywności / wody do kąpielii. Nie jest ono przeznaczone do diagnozowania ani monitorowania poważnych chorób.

<sup>1</sup> Herzog L., Phillips S. Addressing Concerns About Fever. Clinical Pediatrics. 2011; 50 (#5): 383-390.

Ważne, aby wiedzieć, jaka jest normalna temperatura danej osoby, kiedy czuje się ona dobrze. Jest to jedyny sposób na dokładne zdiagnozowanie gorączki. Należy dokonywać wielokrotnych odczytów przy dobrym stanie zdrowia, aby określić normalną temperaturę.

U dziecka normalna temperatura może wynosić nawet 37,7°C (99,9°F) lub zaledwie 36,1°C (97,0°F). Należy pamiętać, że odczyt za pomocą tego urządzenia jest o 0,5°C (0,9°F) niższy niż wynik pomiaru cyfrowego w odbycie.

**Osoba badana musi znajdować się w pomieszczeniu przez 30 minut przed pomiarem.**

**Uwaga: osoba badana i termometr muszą znajdować się w tej samej temperaturze otoczenia przez co najmniej 10 minut.**

**ZAWSZE** utrzymywać termometr i czoło nieruchomo podczas dokonywania odczytu. **NIE** poruszać termometrem do momentu usłyszenia końcowego sygnału dźwiękowego. **NIE** dokonywać pomiaru podczas karmienia dziecka piersią lub bezpośrednio po nim.

Osoby badane nie powinny pić, jeść ani być aktywne fizycznie przed pomiarem ani w jego trakcie. Należy zdjąć czapkę i odczekać 10 minut przed wykonaniem pomiaru.

Przed dokonaniem pomiaru należy usunąć zabrudzenia lub włosy z obszaru czoła. Po oczyszczeniu odczekać 10 minut przed dokonaniem pomiaru.

**ZAWSZE** dokonywać pomiaru temperatury zgodnie ze wskazówkami. Wyniki pomiaru temperatury mogą być różne, jeśli termometr zostanie umieszczony w nieodpowiednim miejscu.


W przypadku osób wykonujących pomiary temperatury swojego ciała zaleca się korzystanie z opcji pomiaru dotykowego zamiast bezdotykowego.

W następujących sytuacjach zaleca się dokonanie trzech odczytów temperatury w tym samym miejscu i wybranie najwyższego odczytu:

- u noworodków w ciągu pierwszych 100 dni życia;
- u dzieci poniżej trzeciego roku życia z osłabionym układem odpornościowym oraz takich, u których obecność lub brak gorączki ma zasadnicze znaczenie;
- gdy użytkownik uczy się, jak korzystać z termometru po raz pierwszy do chwili, gdy zapozna się z wyrobem i znacznie uzyskiwać konsekwentne odczyty.


### Ogólne środki ostrożności:

- przed pomiarem usunąć pot suchą ściereczką;
- unikać stosowania okładów chłodzących lub ogrzewających czelo przez co najmniej 30 minut przed pomiarem.
- **NIE** dokonywać pomiarów temperatury nad tkanką bliznowatą, otwartymi ranami lub zadrapaniami.
- Utrzymywać czujnik pomiarowy i soczewkę w czystości. Unikać bezpośredniego dotykania czujnika lub soczewki.
- **ZAWSZE** przechowywać termometr z założoną nakrywką ochronną, aby zabezpieczyć go przed zabrudzeniami i porysowaniem.
- Upewnić się, że nakrywka ochronna została zdjęta przed dokonaniem pomiaru i umieścić ją z powrotem po użyciu termometru.



**Uwaga: osoba badana i termometr muszą znajdować się w tej samej temperaturze otoczenia przez co najmniej 10 minut.**


## 1 Zdejmwowanie nakrywki ochronnej



## 2 Włączenie zasilania

Nacisnąć jeden raz i zwolnić włącznik zasilania. Zostanie podświetlony wyświetlacz i rozpocznie się sekwencja rozruchowa.

UWAGA: przed dokonaniem pomiaru zdjąć nakrywkę ochronną głowicy pomiarowej.



## 3 Wybór przedziału wiekowego

Wybrać wiek przy użyciu przycisku Age Precision®.

Urządzenie będzie cyklicznie przechodzić przez przedziały wiekowe, podświetlając 3 możliwe do wyboru przedziały: 0–3 miesiące (👶), 3–36 miesięcy (👦) lub 36+ miesięcy (👤).

Naciskać przycisk Age Precision®, aby przełączać przedziały wiekowe, do momentu wybrania właściwego wieku badanej osoby.

### 3.1 Ustawianie preferowanego przedziału wiekowego (blokowanie ustawienia wieku):

Aby zapisać preferowany przedział wiekowy, tak aby był wybierany automatycznie po włączeniu termometru, należy wykonać następujące czynności:

A. Upewnić się, że termometr jest wyłączony.

B. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania (⏻) i przycisk Age Precision® (⚙️) przez 4 sekundy. Urządzenie włączy się z żółtym podświetleniem, a 3 ikony przedziałów wiekowych będą migać.

C. Nacisnąć przycisk Age Precision® (⚙️). Wybrany przedział wiekowy zacznie migać. Naciskać przycisk Age Precision® do momentu, aż żądany przedział wiekowy będzie migać na wyświetlaczu.



D. Po wybraniu żądanego przedziału wiekowego przerwać naciskanie przycisku i odczekać 3 sekundy. Pojawi się zielone podświetlenie, a wybrany przedział wiekowy będzie się wyświetlał w sposób ciągły. Po 4 sekundach termometr się wyłączy.

E. Preferowany przedział wiekowy będzie wybierany automatycznie po włączeniu termometru.

Uwaga: jeżeli ustawiony jest preferowany przedział wiekowy, przy każdym użyciu można wybrać inny przedział wiekowy, naciskając przycisk Age Precision®, kiedy po włączeniu termometru pojawi się ikona przedziału wiekowego.

F. Aby usunąć preferowany przedział wiekowy, należy otworzyć pokrywkę komory baterii, wyjąć baterie, odczekać 30 sekund i włożyć je ponownie.

WAŻNE: aby zapewnić dokładne odczyty, konieczne jest, aby dokonywać odczytu temperatury dla przedziału wiekowego odpowiadającemu wiekowi badanej osoby.


## 4 Wybór położenia

Umieścić termometr na środku czoła lub w odległości do 2,5 cm od niego, pomiędzy brwiami.

Gdy termometr będzie gotowy do pomiaru i umieszczony na czole lub w odległości 2,5 cm od niego, na wyświetlaczu pojawi się pozioma przerywana linia („—”).



W przypadku odczytów bezdotkowych wskaźnik świetlny wskaże punkt, na który skierowany jest termometr.

Jeżeli na skórze w okolicy brwi znajdują się włosy, pot lub brud, należy oczyścić ten obszar przed pomiarem, aby zwiększyć dokładność odczytu. Ważne jest, aby w trakcie pomiaru termometr i czoło były nieruchome, ponieważ ruch wpływa na odczyt temperatury.



## 5 Pomiar temperatury

Trzy przerywane linie oznaczają, że termometr jest gotowy do pomiaru temperatury. Nacisnąć przycisk temperatury. Na wyświetlaczu podczas dokonywania odczytu pojawi się animacja linii przerywanej. Po zakończeniu odczytu termometr wyemituje potwierdzający sygnał dźwiękowy, a na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni kolor wskaźnika gorączki.



Jeśli termometr znajduje się zbyt daleko od czoła, użytkownik otrzyma informację o konieczności przysunięcia termometru poprzez wyświetlenie tekstu „0-2 cm”. Należy wtedy powoli zbliżyć termometr w stronę czoła, aż pojawi się animacja przerywanej linii i odczyt temperatury.



## 6 Odczyt temperatury

Jeżeli temperatura znajduje się w normalnym zakresie, po zakończeniu pomiaru będzie słyszalny długi sygnał dźwiękowy. Jeżeli temperatura znajduje się w zakresie odpowiadającym gorączce, po zakończeniu pomiaru będzie słyszalne dziesięć krótkich sygnałów dźwiękowych.

Przedział wiekowy	Zielony Normalna temperatura	Żółty Gorączka	Czerwony Wysoka gorączka
0*–3 miesiące	≥ 35,8 – ≤ 37,4 °C (≥ 96,4 – ≤ 99,4 °F)		> 37,4 °C (> 99,4 °F)
3–36 miesięcy	≥ 35,4 – ≤ 37,6 °C (≥ 95,7 – ≤ 99,6 °F)	> 37,6 – ≤ 38,5 °C (> 99,6 – ≤ 101,3 °F)	> 38,5 °C (> 101,3 °F)
36 miesięcy – dorosły	≥ 35,4 – ≤ 37,7 °C (≥ 95,7 – ≤ 99,9 °F)	> 37,7 – ≤ 39,4 °C (> 99,9 – ≤ 103,0 °F)	> 39,4 °C (> 103,0 °F)


\*Wiek 0 miesięcy jest definiowany jako wiek ciąży, co najmniej 37 tygodni w momencie urodzenia.

## 7 Wyłączenie termometru

Nacisnąć włącznik zasilania, aby wyłączyć termometr. Urządzenie wyłączy się również automatycznie, jeśli nie będzie używane przez 30 sekund.

## Sposób użycia ustawienia bezdotykowego do pomiaru temperatury żywności / wody do kąpielii


### 1 Zdejmowanie nakrywki ochronnej



### 2 Włączenie zasilania


Nacisnąć jeden raz i zwolnić włącznik zasilania. Zostanie podświetlony wyświetlacz i rozpocznie się sekwencja rozruchowa.

UWAGA: przed dokonaniem pomiaru zdjąć nakrywkę ochronną głowicy pomiarowej.



### 3 Wybór trybu pomiaru temperatury żywności / wody do kąpielii

Nacisnąć i zwolnić przycisk trybu pomiaru temperatury żywności / wody do kąpielii. Będzie słyszalny sygnał dźwiękowy, zostanie wyświetlona ikona żywności/ kąpielii (🍷), podświetlenie ekranu zmieni się na niebieskie, a na ekranie pojawią się trzy przerywane linie, wskazujące, że termometr jest gotowy do pomiaru.



#### 4 Wybór położenia

Umieścić termometr w odległości do 6 cm od wody do kąpieli lub od żywności.

**Uwaga:** podczas pomiaru temperatury żywności lub wody do kąpieli termometr musi być skierowany bezpośrednio na żywność lub wodę do kąpieli. **NIE** kierować termometru na boki pojemnika z płynem lub żywnością. **NIE** dotykać termometrem płynu ani żywności.



#### 5 Pomiar temperatury

Nacisnąć przycisk temperatury (można go nacisnąć i przytrzymać lub nacisnąć i zwolnić). Na wyświetlaczu podczas dokonywania odczytu pojawi się animacja linii przerywanej. Po zakończeniu odczytu na wyświetlaczu pojawi się wartość temperatury.





#### 6 Odczyt temperatury

Odsunąć termometr i odczytać temperaturę.



#### Zmiana skali temperatury

- 1 Otworzyć komorę baterii i wyjąć baterie.
- 2 Przełącznik °C/°F znajduje się w komorze baterii.
- 3 Przesunąć przełącznik w położenie °C lub °F, aby wybrać preferowaną skalę temperatury.
- 4 Włożyć z powrotem baterie i zamknąć pokrywę komory baterii.




Stopnie  
Celsjusza

Stopnie  
Fahrenheita

#### Zmiana trybu dźwiękowego

Termometr Bezdotykowy + dotykowy Braun umożliwił wyciszenie sygnałów dźwiękowych, które mogłyby budzić dziecko. Aby aktywować funkcję wyciszenia, należy przesunąć przełącznik w położenie trybu wyciszenia i dokonać odczytu temperatury. Na wyświetlaczu pojawi się ikona wskazująca, że termometr znajduje się w trybie wyciszenia.








#### Kalibracja

Termometr został skalibrowany podczas produkcji. Jeżeli termometr jest używany zgodnie z instrukcją użycia, nie jest wymagana okresowa regulacja. Jeśli w dowolnym momencie pojawią się wątpliwości dotyczące dokładności, należy się skontaktować z działem obsługi klienta.

Data produkcji zawarta jest w numerze serii LOT, który znajduje się w komorze baterii termometru. Pierwsze trzy (3) cyfry po numerze serii LOT wskazują datę produkcji wyrobu w kalendarzu juliańskim, a kolejne dwie (2) cyfry odpowiadają ostatnim dwóm cyfrom roku kalendarzowego wytworzenia produktu. Identyfikatorki znajdujące się na końcu numeru serii wskazują wytwórcę.

Przykład: LOT 11614tav, ten produkt został wytworzony 116. dnia roku 2014.

Komunikat o błędzie	Sytuacja	Rozwiązanie
	Gdy naładowanie baterii spadnie do poziomu 20%, na wyświetlaczu zacznie migać symbol ostrzeżenia o niskim poziomie baterii, jednakże urządzenie może nadal pracować, aż bateria rozładuje się do 0%.	Wymienić baterie.
	Jeśli na wyświetlaczu obecna jest tylko wyświetlana stale ikona baterii, oznacza to, że dalsza praca urządzenia jest niemożliwa. Należy natychmiast wymienić baterię.	Wymienić baterie.
	Ten komunikat jest wyświetlany, gdy zmierzona temperatura jest niższa niż 34°C (93,2°F) lub wyższa niż 43°C (109,4°F) lub gdy temperatura otoczenia znajduje się poza dopuszczalnym zakresem temperatury roboczej 15°C – 40°C (59°F – 104°F).	Zmierzyć ponownie temperaturę, dokładnie stosując się do instrukcji podanych w części „Sposób użycia”.
	Błąd systemowy – ekran autotestu ciągle miga i nie następuje po nim sygnał dźwiękowy gotowości i symbol gotowości do pracy. Jeśli błąd się utrzymuje,  Jeśli błąd nadal się utrzymuje,	Odczekać 1 minutę, aż termometr automatycznie się wyłączy, a następnie ponownie go włączyć.  ... zresetować termometr, wyjmując baterie i ponownie je instalując.  ... skontaktować się z działem obsługi klienta.



Pusty wyświetlacz. Brak zasilania termometru.

Sprawdzić, czy baterie zostały zainstalowane poprawnie. Skontrolować również biegunowość (<+> i <->) baterii.  
  
Jeśli termometr nadal nie działa, skontaktować się z działem obsługi klienta.

## Pielęgnacja i czyszczenie

Do czyszczenia obudowy termometru i sondy pomiarowej użyć gazika lub wacika nasączonego alkoholem (70% alkoholem izopropylowym). Upewnić się, że do wnętrza termometru nie dostaną się żadne ciecze. Nigdy nie używać do czyszczenia ściernych środków czyszczących, rozcieńczalników ani benzenu, ani też nie zanurzać termometru w wodzie ani innych płynach czyszczących. Po zakończeniu czyszczenia odczekać 10 minut przed dokonaniem pomiaru temperatury. Sprawdź, czy założono nakrywkę ochronną po użyciu, aby zapobiec powstaniu zadrapań lub uszkodzeń termometru.

Nigdy nie wolno umieszczać ostrych przedmiotów w obszarze głowicy pomiarowej ani w jakiegokolwiek innej otwartej powierzchni termometru.

## Wymiana baterii

Termometr Bezdotykowy + dotykowy dostarczany jest z dwiema bateriami typu AAA. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się migający symbol baterii, należy je wymienić na 2 nowe baterie typu AAA. W celu wymiany baterii otworzyć pokrywkę komory baterii i wyjąć baterie. Wymienić baterie, upewniając się, że została zachowana ich właściwa biegunowość wskazana wewnątrz komory baterii. Wyjąć baterie z produktu, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzeń termometru w wyniku wycieku z baterii.



W trosce o ochronę środowiska naturalnego utylizować zużyte baterie w odpowiednich punktach odbioru zgodnie z krajowymi lub lokalnymi przepisami.

## Gwarancja

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Zachować paragon z datą i jako dowód zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy przedstawić dowód zakupu. Reklamacje bez dowodu zakupu zostaną odrzucone.

Producent udziela gwarancji na produkt na okres dwóch (2) lat od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje defekty materiału i robocizny, jakie wystąpiły podczas normalnego użytkowania; wadliwe urządzenia spełniające te kryteria zostaną wymienione bezpłatnie.

Gwarancja NIE obejmuje wad ani szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji. Gwarancja ulega unieważnieniu w przypadku otwarcia obudowy urządzenia, naruszenia jej lub eksploatacji urządzenia z częściami lub akcesoriami firm innych niż Braun oraz w przypadku wykonywania napraw przez osoby nieuprawnione.

Gwarancja nie obejmuje akcesoriów ani materiałów eksploatacyjnych.

Pomoc techniczną można uzyskać odwiedzając witrynę [www.hot-europe.com/support](http://www.hot-europe.com/support) lub korzystając z informacji o punktach serwisowych zamieszczonych na końcu tej instrukcji obsługi.

Gwarancja obowiązuje wyłącznie w Europie, Rosji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Wyłączenie dla użytkowników z Wielkiej Brytanii: gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumentów.

Seria (LOT) i numer seryjny (SN) wydrukowane są na etykiecie znamionowej znajdującej się w komorze baterii.

Data produkcji zakodowana jest w numerze seryjnym (LOT). Pierwsze trzy cyfry wskazują datę produkcji produktu w kalendarzu juliańskim, a kolejne dwie cyfry odpowiadają ostatnim dwóm cyfrom roku kalendarzowego wytworzenia produktu.

## Specyfikacja produktu

Typ:	Bezdotykowy + dotykowy (BNT400)
Zakres pomiaru:	34°C – 43°C (93,2°F – 109,4°F)
Rozdzielczość:	0,1°C (0,1°F)
Dokładność laboratoryjna:	0,2°C dla zakresu 35°C – 42°C (0,4°F dla zakresu 95°F – 107,6°F) poza tym zakresem ±0,3°C / 0,5°F (temperatura otoczenia: od 15°C do 40°C (od 59°F do 104°F) Ten termometr wyświetla obliczoną wartość odpowiadającą temperaturze w jamie ustnej.
Wyświetlacz:	wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 4 cyfry oraz ikony specjalne
Sygnalizacja dźwiękowa:	Dźwięki: Normalny zakres temperatury = Zielony zakres temperatury: 1 długi sygnał dźwiękowy trwający 0,4 s Gorączka = Czerwony lub żółty zakres temperatury: 10 krótkich sygnałów dźwiękowych trwających 0,2 s 15°C – 40°C (59°F – 104°F)
Temperatura robocza:	Okolo 30 sekund po dokonaniu ostatniego pomiaru
Automatyczne wyłączenie:	100 g (z bateriami), 82,5 g (bez baterii)
Ciężar:	
Warunki długotrwałego przechowywania:	
Temperatura przechowywania:	-25°C – 55°C (-13°F – 131°F)
Wilgotność:	15–95% bez skraplania
Bateria:	(2) baterie AAA – co najmniej 500 pomiarów
Ciśnienie:	700–1060 hPa (0,7–1,06 atm)

Ten produkt spełnia wymagania dyrektyw europejskich 93/42/EWG (Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych) oraz 2011/65/UE (ROHS).



Sprzęt z elementami stykającymi się typu BF



Temperatura robocza



Patrz Instrukcja użycia

**IP22**

Sprzęt chroniony przed wniknięciem obcych ciał o średnicy 12,5 mm lub większej. Sprzęt chroniony przed pionowo spadającymi kroplami wody przy urządzeniu przechylnym o maksymalnie 15°.



Temperatura przechowywania

Urządzenie z zasilaniem wewnętrznym

Praca ciągła

MEDYCZNY SPRZĘT ELEKTRYCZNY wymaga przestrzegania specjalnych środków ostrożności w zakresie zgodności elektromagnetycznej (EMC).

Szczegółowy opis wymagań w zakresie EMC można uzyskać na stronie [www.hot-europe.com/support](http://www.hot-europe.com/support).

Przenośne i mobilne urządzenia komunikacji na falach radiowych (RF) mogą wpływać na działanie MEDYCZNEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO.

Wyjąć baterie z wyrobu, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia termometru w wyniku wycieku z baterii.



Ten produkt zawiera baterie oraz elementy elektroniczne nadające się do recyklingu. W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wyrzucać produktu z odpadami z gospodarstwa domowego, lecz oddać do odpowiedniego lokalnego punktu zbiórki odpadów.