

PL EN DE FR ES PT IT CZ SK SL EE LT LV HU RO RU

BEAUTIFLY

Hydraclear

PRO
series

Deep cleaning beauty
instrument

User manual



/beautifly.eu



@beautifly.eu



beautifly.eu




/beautiflyeu



@beautifly.eu


f1



f3



f2



Ciśnienie adsorpcji:	60KP
Pojemność:	30ml
Zapakowane:	5V/1A
Moc:	6W
Pojemność baterii:	900mA
Ładowanie:	standardowe ładowanie przez USB
W zestawie:	urządzenie, kabel USB, zbiornik na wodę, instrukcja obsługi, 6 końcówek w różnych rozmiarach, płatki włókny

Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis urządzenia [strona 2-f1]:

1. Wymienna głowica
2. Kontrolka świetlna
3. Regulacja ciepła/ przycisk regulacji ciepła
4. Przycisk zasilania
5. Wejście ładowarki
6. Zbiornik wodny

Oczyszczanie wodorowe (hydrabrazja)

Hydrabrazja to łagodny zabieg oczyszczający, nawilżający i złuszczący skórę. Jest zdecydowanie bardziej delikatny niż mikrodermabrazja, dlatego nawet osoby ze skórą wrażliwą, dojrzałą, naczynkową czy skłoną do trądziku mogą z niego korzystać. W celu osiągnięcia maksymalnych efektów oczyszczania do zabiegów wykorzystaj specjalne końcówki dedykowane do konkretnych partii twarzy. Dzięki nim oczyszczysz skórę nawet w trudno dostępnych miejscach i znacznie łatwiej uzyskasz oczekiwane rezultaty

Obsługa urządzenia:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
2. Krótko przytrzymaj przycisk zasilania, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom intensywności.
3. Pierwszy poziom intensywności włącza jedno zielone światło, drugi dwa zielone światła, a trzeci trzy zielone światła.
4. Podczas ładowania wskaźnik ładowania świeci się na czerwono. Gdy bateria jest pełna, czerwone światło gaśnie i włącza się zielone światło.
5. Czas ładowania (pełne naładowanie) urządzenia to około 3,5 godziny.

Środki ostrożności:

1. Nie umieszczaj urządzenia w środowisku o silnym polu magnetycznym.
2. Uważaj, aby podczas używania nie przechylać urządzenia o więcej niż 45°C, w przeciwnym razie z otworu wydechowego wytryśnie woda.
3. To urządzenie może używać jedynie czystej wody. Nie używaj innych płynów, które nie są odpowiednie dla tego urządzenia.
4. Nie należy korzystać z urządzenia podczas jego ładowania.
5. Wnętrze zbiornika na wodę może być dezynfekowane i sterylizowane.
6. To urządzenie nie powinno być moczone lub zanurzone w wodzie w celu czyszczenia. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia i uważać, aby w trakcie jego użytkowania lub czyszczenia woda nie dostała się do wnętrza.
7. Po każdym użyciu urządzenia należy opróżnić zbiornik na wodę ze zużytej wody, a następnie dokładnie wysuszyć urządzenie.

Sposób użycia:

1. Usun makijaż z twarzy, używając środka do demakijażu. Zalecamy, aby przed zabiegiem, zastosować również maskę lub płyn rozpułchniający otwierający pory.
2. Wypełnij czystą wodą 2/3 zbiornika.
3. Załóż odpowiednią końcówkę czyszczącą. Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej. Wykonuj płynne ruchy i nie zatrzymuj głowicy w jednym miejscu. Po zabiegu wyjmij peśet lub igłą z wężyka filtr walcowy.
4. Po zakończeniu zabiegu oczyszczania przemyj twarz tonikiem i nałóż na skórę preparat nawilżający lub maskę. Pamiętaj o ochronie SPF. Zabieg hydrabrazji można wykonywać przez cały rok. Dla najlepszych efektów należy przeprowadzać go regularnie, 1-2 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb skóry. Czas trwania zabiegu to około 5-10 minut.

Opis funkcji:

1. Końcówka czyszcząca- usuwanie zaskórników, martwego naskórka, zrogowaceń, oczyszczanie porów.
Obszar stosowania: policzki, czoło
 2. Końcówka czyszcząca (wzmocniona siła ssania)- usuwanie zaskórników, oczyszczanie porów.
Obszar stosowania: strefa T, część nosowa
 3. Spiralna końcówka czyszcząca- usuwanie martwego naskórka, oczyszczanie porów.
Obszar stosowania: policzki, czoło
 4. Silikonowa końcówka czyszcząca- usuwanie trądziku i zrogowaceń, oczyszczanie porów.
Obszar stosowania: policzki, czoło.
- Końcówki wykonane z silikonu medycznego.

Kąt pracy urządzenia: Patrz strona 2-f2.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f3]:

- www.beautifyly.eu
- www.youtube.com/beautifylyeu

Adsorption pressure:	60KP
Capacity:	30ml
Packed:	5V/1A
Power:	6W
Battery Capacity:	900mA
Landing	standard USB charging
Included:	device, USB cable, water tank, user manual, 6 tips in different sizes, non-woven fabric pads



Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Device description [page 2-f1]:

1. Replaceable head
2. Indicator light
3. Heat control/heat control button
4. Power button
5. Charger input
6. Water reservoir

Hydrogen purification (hydrabrasion)

Hydrabrasion is a gentle treatment that cleanses, moisturizes and exfoliates the skin. It is definitely more gentle than microdermabrasion, so even people with sensitive, mature, vascular or acne-prone skin can use it. In order to achieve maximum cleansing effects, use special tips dedicated to specific parts of the face. Thanks to them, you can cleanse the skin even in hard-to-reach places and achieve the expected results much easier

Device operation:

1. Press and hold the power button for 3 seconds to turn your device on or off.
2. Briefly hold the power button to increase or decrease the intensity level.
3. The first intensity level turns on one green light, the second intensity turns on two green lights, and the third intensity turns on three green lights.
4. While charging, the charging indicator lights red. When the battery is full, the red light turns off and the green light turns on.
5. Charging time (full charge) of the device is approximately 3.5 hours.

Precautions:

1. Do not place the device in an environment with a strong magnetic field.
2. Be careful not to tilt the device more than 45°C when using, otherwise water will spray out of the exhaust port.
3. This device can only use clean water. Do not use other liquids that are not suitable for this device.
4. Do not use the device while it is charging.
5. The inside of the water tank can be disinfected and sterilized.
6. This device should not be soaked or immersed in water for cleaning. Please be careful when using the device and make sure that no water gets inside when using or cleaning it.
7. After each use of the device, empty the water tank of used water and then dry the device thoroughly.

How to use:

1. Remove makeup from your face using a makeup remover. We recommend that you also use a mask or pore-opening liquid before the treatment.
2. Fill 2/3 of the tank with clean water.
3. Attach the appropriate cleaning tip. Hold the device in a vertical position. Make smooth movements and do not stop the head in one place. After the procedure, remove the cylindrical filter from the hose with tweezers or a needle.
4. After cleansing, wash your face with tonic and apply a moisturizer or mask to your skin. Remember to protect yourself with SPF. Hydrabrasion treatment can be performed all year round. For best results, it should be performed regularly, 1-2 times a week, depending on the skin's needs. The duration of the treatment is approximately 5-10 minutes.

Function description:

1. Cleansing tip - removal of blackheads, dead skin, calluses, cleansing pores. Area of application: cheeks, forehead
2. Cleaning tip (increased suction power) - removing blackheads, cleaning pores. Area of use: T zone, nose part
3. Spiral cleaning tip - removal of dead skin, cleansing pores. Area of application: cheeks, forehead
4. Silicone cleaning tip - removing acne and calluses, cleansing pores. Area of application: cheeks, forehead. Tips made of medical silicone.

Device working angle: See page 2-f2.

More information about the company and products [page 2 - f3]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Adsorptionsdruck:	60KP
Kapazität:	30 ml
Verpackt:	5V/1A
Leistung:	6W
Batteriekapazität:	900mA
Ladung:	Standard-USB-Aufladung
Inbegriffen:	Gerät, USB-Kabel, Wassertank, Bedienungsanleitung, 6 Spitzen in verschiedenen Größen, Vliesstoffpads



Sicherheit:
Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Gerätebeschreibung [Seite 2-11]:

1. Austauschbarer Kopf
2. Kontrollleuchte
3. Wärmeregulierung/Wärmeregulierungstaste
4. Ein-/Aus-Taste
5. Ladegeräteingang
6. Wasserreservoir

Wasserstoffreinigung (Hydrabrasion)

Hydrabrasion ist eine sanfte Behandlung, die die Haut reinigt, mit Feuchtigkeit versorgt und peelt. Es ist definitiv sanfter als Mikrodermabrasion, sodass es auch von Menschen mit empfindlicher, reifer, vaskulärer oder zu Akne neigender Haut angewendet werden kann. Um eine maximale Reinigungswirkung zu erzielen, verwenden Sie spezielle Tipps für bestimmte Gesichtsparten. Dank ihnen können Sie die Haut auch an schwer zugänglichen Stellen reinigen und die erwarteten Ergebnisse viel einfacher erzielen.

Gerätebedienung:

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um Ihr Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Halten Sie die Einschalttaste kurz gedrückt, um die Intensitätsstufe zu erhöhen oder zu verringern.
3. Die erste Intensitätsstufe schaltet ein grünes Licht ein, die zweite Intensität schaltet zwei grüne Lichter ein und die dritte Intensität schaltet drei grüne Lichter ein.
4. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot. Wenn der Akku voll ist, erlischt das rote Licht und das grüne Licht geht an.
5. Die Ladezeit (Vollladung) des Geräts beträgt ca. 3,5 Stunden.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Platzieren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit einem starken Magnetfeld.
2. Achten Sie darauf, das Gerät bei der Verwendung nicht um mehr als 45 °C zu neigen, da sonst Wasser aus der Auslassöffnung spritzt.
3. Dieses Gerät kann nur sauberes Wasser verwenden. Verwenden Sie keine anderen Flüssigkeiten, die nicht für dieses Gerät geeignet sind.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht, während es aufgeladen wird.
5. Das Innere des Wassertanks kann desinfiziert und sterilisiert werden.
6. Dieses Gerät darf zum Reinigen nicht eingeweicht oder in Wasser getaucht werden. Gehen Sie beim Gebrauch des Geräts vorsichtig vor und achten Sie darauf, dass bei der Benutzung oder Reinigung kein Wasser in das Innere gelangt.
7. Leeren Sie nach jedem Gebrauch des Geräts das verbrauchte Wasser aus dem Wassertank und trocknen Sie das Gerät anschließend gründlich ab.

Wie benutzt man:

1. Entfernen Sie Make-up mit einem Make-up-Entferner von Ihrem Gesicht. Wir empfehlen Ihnen, vor der Behandlung zusätzlich eine Maske oder eine porenöffnende Flüssigkeit zu verwenden.
2. Füllen Sie den Tank zu 2/3 mit sauberem Wasser.
3. Bringen Sie die entsprechende Reinigungsspitze an. Halten Sie das Gerät senkrecht. Machen Sie sanfte Bewegungen und halten Sie den Kopf nicht an einer Stelle an. Entfernen Sie nach dem Eingriff den zylindrischen Filter mit einer Pinzette oder einer Nadel vom Schlauch.
4. Waschen Sie Ihr Gesicht nach der Reinigung mit Tonic und tragen Sie eine Feuchtigkeitscreme oder Maske auf Ihre Haut auf. Denken Sie daran, sich mit Lichtschutzfaktor zu schützen. Die Hydrabrasion-Behandlung kann das ganze Jahr über durchgeführt werden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte es je nach Hautbedürfnis regelmäßig 1-2 Mal pro Woche durchgeführt werden. Die Dauer der Behandlung beträgt ca. 5-10 Minuten.

Bedienungsanleitung:

1. Reinigungstipp – Entfernung von Mitessem, abgestorbener Haut, Hornhaut, Reinigung der Poren. Anwendungsbereich: Wangen, Stirn
2. Reinigungstipp (erhöhte Saugkraft) – Mitesser entfernen, Poren reinigen. Einsatzbereich: T-Zone, Nasenpartie
3. Spiral-Reinigungstipp – Entfernung abgestorbener Haut, Reinigung der Poren, Anwendungsbereich: Wangen, Stirn
4. Silikon-Reinigungsspitze – Akne und Hornhaut entfernen, Poren reinigen. Einsatzbereich: Wangen, Stirn. Spitzen aus medizinischem Silikon.

Arbeitswinkel des Geräts: Siehe Seite 2-42.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f3]:

- www.beautify.eu; - www.youtube.com/beautifyeu

Pression d'adsorption :	60KP
Capacité:	30 ml
Emballé:	5V/1A
Pouvoir:	6W
Capacité de la batterie:	900mA
Atterrissage	chargement USB standard
Inclus:	appareil, câble USB, réservoir d'eau, manuel d'utilisation, 6 embouts de différentes tailles, tampons en tissu non tissé

Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description de l'appareil [page 2-1]:

1. Tête remplaçable
2. Voyant lumineux
3. Bouton de contrôle de la chaleur/contrôle de la chaleur
4. Bouton d'alimentation
5. Entrée chargeur
6. Réservoir d'eau

Purification de l'hydrogène (hydrabrasion)

L'hydrabrasion est un traitement doux qui nettoie, hydrate et exfolie la peau. Il est nettement plus doux que la microdermabrasion, donc même les personnes ayant une peau sensible, mature, vasculaire ou à tendance acnéique peuvent l'utiliser. Afin d'obtenir un effet nettoyant maximal, utilisez des astuces spéciales dédiées à des parties spécifiques du visage. Grâce à eux, vous pouvez nettoyer la peau même dans les endroits difficiles d'accès et obtenir les résultats escomptés beaucoup plus facilement.

Fonctionnement de l'appareil:

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre votre appareil.
2. Maintenez brièvement le bouton d'alimentation pour augmenter ou diminuer le niveau d'intensité.
3. Le premier niveau d'intensité allume une lumière verte, la deuxième intensité allume deux lumières vertes et la troisième intensité allume trois lumières vertes.
4. Pendant la charge, le voyant de charge s'allume en rouge. Lorsque la batterie est pleine, le voyant rouge s'éteint et le voyant vert s'allume.
5. Le temps de charge (charge complète) de l'appareil est d'environ 3,5 heures.

Précautions:

1. Ne placez pas l'appareil dans un environnement avec un champ magnétique puissant.
2. Veillez à ne pas incliner l'appareil à plus de 45 °C lors de l'utilisation, sinon de l'eau s'échappera de l'orifice d'échappement.
3. Cet appareil ne peut utiliser que de l'eau propre. N'utilisez pas d'autres liquides qui ne conviennent pas à cet appareil.
4. N'utilisez pas l'appareil pendant qu'il est en charge.
5. L'intérieur du réservoir d'eau peut être désinfecté et stérilisé.
6. Cet appareil ne doit pas être trempé ou immergé dans l'eau pour le nettoyage. Soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil et assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre à l'intérieur lors de son utilisation ou de son nettoyage.
7. Après chaque utilisation de l'appareil, videz le réservoir d'eau de l'eau usée puis séchez soigneusement l'appareil.

Comment utiliser:

1. Démaquillez votre visage à l'aide d'un démaquillant. Nous vous recommandons d'utiliser également un masque ou un liquide ouvre-pores avant le traitement.
2. Remplissez les 2/3 du réservoir avec de l'eau propre.
3. Fixez l'embout de nettoyage approprié. Tenez l'appareil en position verticale. Faites des mouvements fluides et n'arrêtez pas la tête au même endroit. Après la procédure, retirez le filtre cylindrique du tuyau avec une pince à épiler ou une aiguille.
4. Après le nettoyage, lavez votre visage avec du tonique et appliquez une crème hydratante ou un masque sur votre peau. Pensez à vous protéger avec un SPF. Le traitement d'hydrabrasion peut être effectué toute l'année. Pour de meilleurs résultats, elle doit être effectuée régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, en fonction des besoins de la peau. La durée du traitement est d'environ 5 à 10 minutes.

Description de la fonction:

1. Astuce nettoyante - élimination des points noirs, des peaux mortes, des callosités, nettoyage des pores. Domaine d'application : joues, front
 2. Astuce de nettoyage (puissance d'aspiration accrue) - élimination des points noirs, nettoyage des pores. Domaine d'utilisation : zone T, partie du nez
 3. Embout de nettoyage en spirale - élimination des peaux mortes, nettoyage des pores. Domaine d'application : joues, front
 4. Embout de nettoyage en silicone - élimine l'acné et les callosités, nettoie les pores. Domaine d'application : joues, front.
- Embouts en silicone médical.

Angle de travail de l'appareil : Voir page 2-f2.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f3]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Presión de adsorción:	60KP
Capacidad:	30ml
Lleno:	5V/1A
Fuerza:	6W
Capacidad de la batería:	900mA
Alimentación:	carga USB estándar
Incluido:	dispositivo, cable USB, tanque de agua, manual de usuario, 6 puntas en diferentes tamaños, almohadillas de tela no tejida

Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

Descripción del dispositivo [página 2-f1]:

1. Cabeza reemplazable
2. Luz indicadora
3. Control de calor/botón de control de calor
4. Botón de encendido
5. Entrada del cargador
6. Depósito de agua

Purificación de hidrógeno (hidrabrasión)

La hidrabrasión es un tratamiento suave que limpia, hidrata y exfolia la piel. Definitivamente es más suave que la microdermoabrasión, por lo que incluso las personas con piel sensible, madura, vascular o propensa al acné pueden utilizarla. Para lograr los máximos efectos de limpieza, utilice consejos especiales dedicados a partes específicas del rostro. Gracias a ellos podrá limpiar la piel incluso en lugares de difícil acceso y conseguir los resultados esperados mucho más fácilmente.

Operación del dispositivo:

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar su dispositivo.
2. Mantenga presionado brevemente el botón de encendido para aumentar o disminuir el nivel de intensidad.
3. El primer nivel de intensidad enciende una luz verde, la segunda intensidad enciende dos luces verdes y la tercera intensidad enciende tres luces verdes.
4. Mientras se carga, el indicador de carga se ilumina en rojo. Cuando la batería está llena, la luz roja se apaga y la luz verde se enciende.
5. El tiempo de carga (carga completa) del dispositivo es de aproximadamente 3,5 horas.

Precauciones:

1. No coloque el dispositivo en un entorno con un campo magnético fuerte.
2. Tenga cuidado de no inclinar el dispositivo a más de 45 °C cuando lo utilice, de lo contrario saldrá agua por el puerto de escape.
3. Este dispositivo sólo puede utilizar agua limpia. No utilice otros líquidos que no sean adecuados para este dispositivo.
4. No utilice el dispositivo mientras se está cargando.
5. El interior del tanque de agua se puede desinfectar y esterilizar.
6. Este dispositivo no debe remojar ni sumergirse en agua para su limpieza. Tenga cuidado al utilizar el dispositivo y asegúrese de que no entre agua al utilizarlo o limpiarlo.
7. Después de cada uso del dispositivo, vacíe el tanque de agua usada y luego seque bien el dispositivo.

Cómo utilizar:

1. Desmaquilla tu rostro con un desmaquillante. Te recomendamos utilizar también una mascarilla o líquido abre-poros antes del tratamiento.
2. Llene 2/3 del tanque con agua limpia.
3. Coloque la punta de limpieza adecuada. Mantenga el dispositivo en posición vertical. Haga movimientos suaves y no detenga la cabeza en un solo lugar. Después del procedimiento, retire el filtro cilíndrico de la manguera con unas pinzas o una aguja.
4. Después de la limpieza, lávese la cara con tónico y aplique una crema hidratante o mascarilla en la piel. Recuerda protegerte con SPF. El tratamiento de hidrabrasión se puede realizar durante todo el año. Para obtener mejores resultados, se debe realizar con regularidad, 1-2 veces por semana, dependiendo de las necesidades de la piel. La duración del tratamiento es de aproximadamente 5-10 minutos.

Función descriptiva:

1. Consejo de limpieza: eliminación de puntos negros, piel muerta, callos, limpieza de poros. Área de aplicación: mejillas, frente.
2. Punta de limpieza (mayor poder de succión): elimina puntos negros, limpia los poros. Área de uso: zona T, parte de la nariz
3. Punta de limpieza en espiral: eliminación de piel muerta, limpieza de poros. Área de aplicación: mejillas, frente
4. Punta de limpieza de silicona: elimina el acné y los callos, limpia los poros. Área de uso: mejillas, frente. Puntas hechas de silicona médica.

Ángulo de trabajo del dispositivo: consulte la página 2-f2.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f3]:

- www.beautyfy.eu; - www.youtube.com/beautyfyeu

Pressão de adsorção:	60 KP
Capacidade:	30ml
Embalado:	5V/1A
Poder:	6W
Capacidade de carga:	900mA
Pousar	carregamento USB padrão
Incluído:	dispositivo, cabo USB, tanque de água, manual do usuário, 6 pontas em tamanhos diferentes, almofadas de tecido não tecido

Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Descrição do dispositivo [página 2-f1]:

1. Cabeça substituível
2. Luz indicadora
3. Botão de controle de calor/controle de calor
4. Botão liga / desliga
5. Entrada do carregador
6. Reservatório de água

Purificação de hidrogênio (hidrabrasão)

Hidrabrasão é um tratamento suave que limpa, hidrata e esfolia a pele. É definitivamente mais suave do que a microdermoabrasão, por isso mesmo pessoas com pele sensível, madura, vascular ou com tendência a acne podem usá-lo. Para obter o máximo efeito de limpeza, use dicas especiais dedicadas a partes específicas do rosto. Graças a eles, você pode limpar a pele mesmo em locais de difícil acesso e obter os resultados esperados com muito mais facilidade.

Operação do dispositivo:

1. Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.
2. Mantenha pressionado brevemente o botão liga/desliga para aumentar ou diminuir o nível de intensidade.
3. O primeiro nível de intensidade acende uma luz verde, a segunda intensidade acende duas luzes verdes e a terceira intensidade acende três luzes verdes.
4. Durante o carregamento, o indicador de carregamento acende em vermelho. Quando a bateria está carregada, a luz vermelha apaga e a luz verde acende.
5. O tempo de carregamento (carga completa) do dispositivo é de aproximadamente 3,5 horas.

Precauções:

1. Não coloque o dispositivo em um ambiente com forte campo magnético.
2. Tenha cuidado para não inclinar o dispositivo mais de 45°C durante o uso, caso contrário a água será espirrada pela porta de exaustão.
3. Este dispositivo só pode usar água limpa. Não utilize outros líquidos que não sejam adequados para este dispositivo.
4. Não use o dispositivo enquanto ele estiver carregando.
5. O interior do tanque de água pode ser desinfetado e esterilizado.
6. Este dispositivo não deve ser encharcado ou imerso em água para limpeza. Tenha cuidado ao usar o dispositivo e certifique-se de que não entre água durante o uso ou limpeza.
7. Após cada utilização do aparelho, esvazie o reservatório de água usada e seque bem o aparelho.

Como usar:

1. Remova a maquiagem do rosto usando um removedor de maquiagem. Recomendamos que você também use máscara ou líquido para abrir os poros antes do tratamento.
2. Encha 2/3 do tanque com água limpa.
3. Coloque a ponta de limpeza apropriada. Segure o dispositivo na posição vertical. Faça movimentos suaves e não pare a cabeça no mesmo lugar. Após o procedimento, retire o filtro cilíndrico da mangueira com uma pinça ou agulha.
4. Após a limpeza, lave o rosto com tônico e aplique um hidratante ou máscara na pele. Lembre-se de se proteger com FPS. O tratamento de hidrabrasão pode ser realizado durante todo o ano. Para melhores resultados, deve ser realizado regularmente, 1 a 2 vezes por semana, dependendo das necessidades da pele. A duração do tratamento é de aproximadamente 5 a 10 minutos.

Descrição da função:

1. Dica de limpeza - remoção de cravos, pele morta, calosidades, limpeza de poros. Área de aplicação: bochechas, testa
2. Ponta de limpeza (maior poder de sucção) - remoção de cravos, limpeza de poros. Área de uso: zona T, parte do nariz
3. Ponta de limpeza em espiral - remoção de pele morta, limpeza de poros. Área de aplicação: bochechas, testa
4. Ponta de limpeza de silicone - removendo acne e calosidades, limpando os poros. Área de uso: bochechas, testa. Pontas feitas de silicone médico.

Ângulo de trabalho do dispositivo: Consulte a página 2-f2.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f3]:

-www.beautifly.eu

-www.youtube.com/beautiflyeu

Pressão de adsorção:	60 KP
Capacidade:	30ml
Embalado:	5V/1A
Poder:	6W
Capacidade de carga:	900mA
Pousar	carregamento USB padrão
Incluído:	dispositivo, cabo USB, tanque de água, manual do usuário, 6 pontas em tamanhos diferentes, almofadas de tecido não tecido

Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Descrição do dispositivo [página 2-f1]:

1. Cabeça substituível
2. Luz indicadora
3. Botão de controle de calor/controle de calor
4. Botão liga / desliga
5. Entrada do carregador
6. Reservatório de água

Purificação de hidrogênio (hidrabrasão)

Hidrabrasão é um tratamento suave que limpa, hidrata e esfolia a pele. É definitivamente mais suave do que a microdermoabrasão, por isso mesmo pessoas com pele sensível, madura, vascular ou com tendência a acne podem usá-lo. Para obter o máximo efeito de limpeza, use dicas especiais dedicadas a partes específicas do rosto. Graças a eles, você pode limpar a pele mesmo em locais de difícil acesso e obter os resultados esperados com muito mais facilidade.

Operação do dispositivo:

1. Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.
2. Mantenha pressionado brevemente o botão liga/desliga para aumentar ou diminuir o nível de intensidade.
3. O primeiro nível de intensidade acende uma luz verde, a segunda intensidade acende duas luzes verdes e a terceira intensidade acende três luzes verdes.
4. Durante o carregamento, o indicador de carregamento acende em vermelho. Quando a bateria está carregada, a luz vermelha apaga e a luz verde acende.
5. O tempo de carregamento (carga completa) do dispositivo é de aproximadamente 3,5 horas.

Precauções:

1. Não coloque o dispositivo em um ambiente com forte campo magnético.
2. Tenha cuidado para não inclinar o dispositivo mais de 45°C durante o uso, caso contrário a água será espirrada pela porta de exaustão.
3. Este dispositivo só pode usar água limpa. Não utilize outros líquidos que não sejam adequados para este dispositivo.
4. Não use o dispositivo enquanto ele estiver carregando.
5. O interior do tanque de água pode ser desinfetado e esterilizado.
6. Este dispositivo não deve ser encharcado ou imerso em água para limpeza. Tenha cuidado ao usar o dispositivo e certifique-se de que não entre água durante o uso ou limpeza.
7. Após cada utilização do aparelho, esvazie o reservatório de água usada e seque bem o aparelho.

Como usar:

1. Remova a maquiagem do rosto usando um removedor de maquiagem. Recomendamos que você também use máscara ou líquido para abrir os poros antes do tratamento.
 2. Encha 2/3 do tanque com água limpa.
 3. Coloque a ponta de limpeza apropriada. Segure o dispositivo na posição vertical. Faça movimentos suaves e não pare a cabeça no mesmo lugar. Após o procedimento, retire o filtro cilíndrico da mangueira com uma pinça ou agulha.
 4. Após a limpeza, lave o rosto com tônico e aplique um hidratante ou máscara na pele. Lembre-se de se proteger com FPS.
- O tratamento de hidrabrasão pode ser realizado durante todo o ano. Para melhores resultados, deve ser realizado regularmente, 1 a 2 vezes por semana, dependendo das necessidades da pele. A duração do tratamento é de aproximadamente 5 a 10 minutos.

Descrição da função:

1. Dica de limpeza - remoção de cravos, pele morta, calosidades, limpeza de poros. Área de aplicação: bochechas, testa
2. Ponta de limpeza (maior poder de sucção) - remoção de cravos, limpeza de poros. Área de uso: zona T, parte do nariz
3. Ponta de limpeza em espiral - remoção de pele morta, limpeza de poros. Área de aplicação: bochechas, testa
4. Ponta de limpeza de silicone - removendo acne e calosidades, limpando os poros. Área de uso: bochechas, testa. Pontas feitas de silicone médico.

Ângulo de trabalho do dispositivo: Consulte a página 2-f2.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f3]:

-www.beautifly.eu

-www.youtube.com/beautiflyeu

Adsorpční tlak:	60KP
Kapacita:	30 ml
Baleno:	5V/1A
Napájení:	6W
Kapacita baterie:	900 mA
Přístání	standardní USB nabíjení
Zahrnuta:	zařízení, USB kabel, nádržka na vodu, uživatelská příručka, 6 hrotů v různých velikostech, podložky z netkané textilie



Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

Popis zařízení [strana 2-f1]:

1. Výměnitelná hlava
2. Kontrolka
3. Tlačítko ovládání ohřevu/regulace ohřevu
4. Tlačítko napájení
5. Vstup nabíječky
6. Vodní nádrž

Čištění vodíkem (hydrabraze)

Hydrabraze je jemné ošetření, které pokožku čistí, hydratuje a exfoliuje. Je rozhodně šetrnější než mikrodermabraze, takže jej mohou používat i lidé s citlivou, zralou, cévní nebo aknézní pleť. Abyste dosáhli maximálních čistících účinků, používejte speciální typy věnované konkrétním partiím obličeje. Díky nim vyčistíte pleť i na těžko dostupných místech a mnohem snadněji dosáhnete očekávaných výsledků

Provoz zařízení:

1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund zařízení zapnete nebo vypnete.
2. Krátkým podržením tlačítka napájení zvýšíte nebo snížíte úroveň intenzity.
3. První úroveň intenzity rozsvítí jedno zelené světlo, druhá intenzita rozsvítí dvě zelená světla a třetí intenzita rozsvítí tři zelená světla.
4. Během nabíjení svítí indikátor nabíjení červeně. Když je baterie plná, červené světlo zhasne a zelené světlo se rozsvítí.
5. Doba nabíjení (plné nabití) zařízení je přibližně 3,5 hodiny.

Opatření:

1. Neumísťujte zařízení do prostředí se silným magnetickým polem.
2. Při používání dávejte pozor, abyste zařízení nenaklonili o více než 45°C, jinak bude z výfukového otvoru vystříkavat voda.
3. Toto zařízení může používat pouze čistou vodu. Nepoužívejte jiné kapaliny, které nejsou vhodné pro toto zařízení.
4. Během nabíjení zařízení nepoužívejte.
5. Vnitřek nádržky na vodu lze dezinfikovat a sterilizovat.
6. Toto zařízení by se nemělo kvůli čištění namáčet ani ponořovat do vody. Při používání zařízení buďte opatrní a zajistěte, aby se dovnitř nedostala voda při používání nebo čištění.
7. Po každém použití přístroje vyprázdněte nádržku na použitou vodu a poté přístroj důkladně vysušte.

Jak používat:

1. Odstraňte make-up z obličeje pomocí odstraňovače make-upu. Před ošetřením doporučujeme použít také masku nebo tekutinu otevírající póry.
2. Naplňte nádrž do 2/3 čistou vodou.
3. Nasadte vhodný čistící hrot. Držte zařízení ve svislé poloze. Dělejte plynulé pohyby a nezastavujte hlavu na jednom místě. Po zákroku vyjměte válcový filtr z hadice pomocí pinzety nebo jehly.
4. Po očištění si umyjte obličej tonikem a na pleť naneste hydratační krém nebo masku. Nezapomeňte se chránit pomocí SPF. Hydrabrazi ošetření lze provádět celoročně. Pro dosažení nejlepších výsledků by se měl provádět pravidelně, 1-2x týdně, v závislosti na potřebách pleti. Délka ošetření je přibližně 5-10 minut.

Popis funkce:

1. Čistící tip - odstranění černých teček, odumřelé kůže, mozolů, čištění pórů Oblast použití: tváře, čelo
2. Čistící koncovka (zvýšený sací výkon) - odstranění černých teček, čištění pórů Oblast použití: T zóna, nosní část
3. Spirálová čistící špička - odstranění odumřelé kůže, čištění pórů Oblast použití: tváře, čelo
4. Silikonová čistící koncovka - odstranění akné a mozolů, čištění pórů Oblast použití: tváře, čelo. Typy z lékařského silikonu.

Pracovní úhel zařízení: Viz strana 2-f2.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Adsorpčný tlak:	60KP
Kapacita:	30 ml
Zabalené:	5V/1A
Moc:	6W
Kapacita batérie:	900 mA
Pristátie	štandardné nabíjanie cez USB
V cene:	zariadenie, USB kábel, nádrž na vodu, návod na použitie, 6 hrotov v



rôznych veľkostiach, podložky za netkanej textílie

Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Popis zariadenia [strana 2-f1]:

1. Vymeniteľná hlava
2. Kontrolka
3. Tlačidlo ovládania ohrevu/regulácie ohrevu
4. Tlačidlo napájania
5. Vstup nabíjačky
6. Vodná nádrž

Čistenie vodíkom (hydrabrázia)

Hydrabrázia je jemné ošetroenie, ktoré pokožku čistí, hydratuje a exfoliuje. Je určite šetrnejšia ako mikrodermabrázia, takže ju môžu používať aj ľudia s citlivou, zrelou, cievnou či akróznou pokožkou. Na dosiahnutie maximálnych čistiacich účinkov používajte špeciálne typy určené pre konkrétne časti tváre. Vďaka nim dokážete vyčistiť pleť aj na ťažko dostupných miestach a dosiahnuť očakávané výsledky oveľa jednoduchšie

Obsluha zariadenia:

1. Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy zariadenie zapnete alebo vypnete.
2. Krátko podržte tlačidlo napájania, aby ste zvýšili alebo znížili úroveň intenzity.
3. Prvá úroveň intenzity rozsvieti jedno zelené svetlo, druhá intenzita rozsvieti dve zelené svetlá a tretia intenzita rozsvieti tri zelené svetlá.
4. Počas nabíjania svieti indikátor nabíjania na červeno. Keď je batéria nabitá, červené svetlo zhasne a zelené svetlo sa rozsvieti.
5. Doba nabíjania (plné nabitie) zariadenia je približne 3,5 hodiny.

Prevencia:

1. Neumiestňujte zariadenie do prostredia so silným magnetickým poľom.
2. Dávajte pozor, aby ste zariadenie pri používaní nenaklonili o viac ako 45°C, inak by z výfukového otvoru mohla vystrekovať voda.
3. Toto zariadenie môže používať iba čistú vodu. Nepoužívajte iné tekutiny, ktoré nie sú vhodné pre toto zariadenie.
4. Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte.
5. Vnútri nádrží na vodu je možné dezinfikovať a sterilizovať.
6. Toto zariadenie by sa pri čistení nemalo namáčať ani ponoriť do vody. Pri používaní zariadenia buďte opatrní a pri používaní alebo čistení sa uistite, že sa dovnútra nedostane voda.
7. Po každom použití prístroja vyprázdňte nádržku na použitú vodu a potom prístroj dôkladne vysušte.

Ako použiť:

1. Odstráňte make-up z tváre pomocou odstraňovača make-upu. Pred ošetroením odporúčame použiť aj masku alebo tekutinu na otvorenie pórov.
2. Naplňte nádrž do 2/3 čistou vodou.
3. Nasadte vhodný čistiaci hrot. Držte zariadenie vo vertikálnej polohe. Robte plynulé pohyby a nezastavujte hlavu na jednom mieste. Po ukončení procedúry vyberte valcový filter z hadice pomocou pinzety alebo ihly.
4. Po očistení si tvár umyte tonikom a naneste na pleť hydratačný krém alebo masku. Nezabudnite sa chrániť pomocou SPF. Ošetroenie hydrabráziou je možné vykonávať celoročne. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by sa mal vykonávať pravidelne, 1-2 krát týždenne, v závislosti od potrieb pleti. Dĺžka ošetroenia je približne 5-10 minút.

Popis funkcie:

1. Čistiaci tip - odstránenie čiernych bodiek, odumretej kože, mozoľov, čistenie pórov Oblasť použitia: líca, čelo
2. Čistiaci hrot (zvýšený sací výkon) - odstránenie čiernych bodiek, čistenie pórov Oblasť použitia: T zóna, nosová časť
3. Spirálový čistiaci hrot - odstránenie odumretej kože, čistenie pórov Oblasť použitia: líca, čelo
4. Silikónová čistíaca špička - odstránenie akné a mozoľov, čistenie pórov Oblasť použitia: líčka, čelo. Nástavce z lekárskeho silikónu.

Pracovný uhol zariadenia: Pozri stranu 2-f2.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f3]:

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Adsorpcijski tlak:	60KP
Kapaciteta:	30 ml
Pakirano:	5V/1A
moč:	6W
Kapaciteta baterije:	900 mA
Pristanek	standardno USB polnjenje
Vključeno:	naprava, kabel USB, zbiralnik za vodo, navodila za uporabo, 6 konic v



različnih velikostih, blazinice iz netkanega blaga

Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Opis naprave [stran 2-f1]:

1. Zamenljiva glava
2. Indikatorska lučka
3. Gumb za nadzor toplote/kontrolo toplote
4. Gumb za vklop
5. Vhod za polnilnik
6. Rezervoar za vodo

Čiščenje z vodikom (hidrabrazija)

Hidrabrazija je nežna nega, ki kožo očisti, navlaži in naredi piling. Vsekakor je bolj nežen kot mikrodermoabrazija, zato ga lahko uporabljajo tudi osebe z občutljivo, zrelo, žilno ali aknasto kožo. Da bi dosegli največje učinke čiščenja, uporabite posebne konice, namenjene določenim delom obraza. Zahvaljujoč njim lahko očistite kožo tudi na težko dostopnih mestih in veliko lažje dosežete pričakovane rezultate

Delovanje naprave:

1. Pritisnite in 3 sekunde držite gumb za vklop, da vklopite ali izklopite napravo.
2. Na kratko držite gumb za vklop, da povečate ali zmanjšate stopnjo intenzivnosti.
3. Prva stopnja jakosti prižge eno zeleno luč, druga jakost dve zeleni luči in tretja jakost tri zelene luči.
4. Med polnjenjem indikator polnjenja sveti rdeče. Ko je baterija polna, rdeča lučka ugasne in zelena lučka se prižge.
5. Čas polnjenja (polna napolnjenost) naprave je približno 3,5 ure.

Previdnostni ukrepi:

1. Naprave ne postavljajte v okolje z močnim magnetnim poljem.
2. Pazite, da naprave med uporabo ne nagnete za več kot 45°C, sicer bo voda pršila iz izpušne odprtine.
3. Ta naprava lahko uporablja samo čisto vodo. Ne uporabljajte drugih tekočin, ki niso primerne za to napravo.
4. Ne uporabljajte naprave, medtem ko se polni.
5. Notranjost rezervoarja za vodo je mogoče razkužiti in sterilizirati.
6. Te naprave ne smete namakati ali potopiti v vodo za čiščenje. Prosimo, bodite previdni pri uporabi naprave in pazite, da med uporabo ali čiščenjem v notranjost ne pride voda.
7. Po vsaki uporabi naprave izpraznite posodo za vodo in nato napravo temeljito osušite.

Kako uporabiti:

1. Odstranite ličila z obraza z odstranjevalcem ličil. Priporočamo, da pred tretmajem uporabite tudi masko ali tekočino za odpiranje por.
2. Napolnite 2/3 rezervoarja s čisto vodo.
3. Pritrdite ustrezno čistilno konico. Napravo držite v pičnem položaju. Delajte gladke gibe in ne ustavite glave na enem mestu. Po končanem postopku s pinceto ali iglo odstranite cilindrični filter iz cevi.
4. Po čiščenju obraz umijte s tonikom in na kožo nanesite vlažilno kremo ali masko. Ne pozabite se zaščititi s SPF. Hidrabrazijo lahko izvajamo vse leto. Za najboljše rezultate jo je treba izvajati redno, 1-2 krat na teden, odvisno od potreb kože. Trajanje tretmaja je približno 5-10 minut.

Opis funkcije:

1. Čistilna konica - odstranjevanje ogrcev, odmrle kože, otiščank, čiščenje por Področje uporabe: lica, čelo
2. Čistilna konica (povečana sesalna moč) - odstranjevanje ogrcev, čiščenje por Področje uporabe: T cona, nosni del
3. Spiralna čistilna konica - odstranitev odmrle kože, čiščenje por Področje uporabe: lica, čelo
4. Silikonska čistilna konica - odstranjevanje aken in otiščank, čiščenje por Področje uporabe: lica, čelo Konice iz medicinskega silikona.

Delovni kot naprave: glejte stran 2-f2.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f3]:

- www.beautifyyeu
- www.youtube.com/beautifyyeu

Adsorptsioonirõhk:	60KP
Mahutavus:	30 ml
Pakitud:	5V/1A
Võimsus:	6W
Aku mahutavus:	900mA
Maandumine	standardne USB laadimine
Sisaldab:	seade, USB kaabel, veepaak, kasutusjuhend, 6 erinevas suuruses otsikut,



lausriidest padjad

Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Seadme kirjeldus [lehekülj 2-f1]:

1. Vahetatav pea
2. Märgutuli
3. Soojuse reguleerimise/soojuse reguleerimise nupp
4. Toitenupp
5. Laadija sisend
6. Veepaak

Vesiniku puhastamine (hüdrabrasioon)

Hydrabrasion on õrn hooldus, mis puhastab, niisutab ja koorib nahka. See on kindlasti õrnem kui mikrodermabrasioon, nii et isegi tundliku, küpse, veresoonte või aknele kalduva nahaga inimesed saavad seda kasutada. Maksimaalse puhastusefekti saavutamiseks kasutage spetsiaalseid näpunäiteid, mis on mõeldud konkreetsetele näosadele. Tänu neile saate nahka puhastada ka raskesti ligipääsetavates kohtades ja saavutada oodatud tulemused palju lihtsamini

Seadme töö:

1. Seadme sisse- või väljalülitamiseks hoidke toitenuppu 3 sekundit all.
2. Intensivsuse suurendamiseks või vähendamiseks hoidke lühidalt all toitenuppu.
3. Esimene intensivsuseaste lülitab sisse ühe rohelise tule, teine intensivsuse lülitab sisse kaks rohelist tuld ja kolmas intensivsuse kolm rohelist tuld.
4. Laadimise ajal põleb laadimise indikaator punaselt. Kui aku on täis, kustub punane tuli ja roheline tuli süttib.
5. Seadme laadimisaeg (täislaadimine) on ligikaudu 3,5 tundi.

Ettevaatusabinõud:

1. Ärge asetage seadet tugeva magnetvälja keskkonda.
2. Olge ettevaatlik, et seadet ei kasutataks kasutamise ajal rohkem kui 45°C, vastasel juhul pritsib väljalaskevast vett välja.
3. See seade võib kasutada ainult puhast vett. Ärge kasutage muid vedelikke, mis selle seadme jaoks ei sobi.
4. Ärge kasutage seadet laadimise ajal.
5. Veepaagi sisemust saab desinfitseerida ja steriliseerida.
6. Seda seadet ei tohi puhastamiseks leotada ega vette kasta. Olge seadme kasutamisel ettevaatlik ja veenduge, et selle kasutamise või puhastamise ajal ei satuks vett sisse.
7. Pärast iga seadme kasutamist tühendage veepaak kasutatud veest ja seejärel kuivatage seade põhjalikult.

Kuidas kasutada:

1. Eemaldage meik oma näolt meigieemaldaja abil. Soovitame enne hooldust kasutada ka maski või poore avavat vedelikku.
2. Täitke 2/3 paagist puhta veega.
3. Kinnitage sobiv puhastusotsik. Hoidke seadet vertikaalses asendis. Tehke sujuvaid liigutusi ja ärge peatage pead ühes kohas. Pärast protseduuri eemaldage pintsettide või nõelaga silindriline filter voolikust.
4. Pärast puhastamist pese nägu toonikuga ja kanna nahale niisutajat või maski. Ärge unustage end kaitsta SPF-iga. Hüdrabrasioonravi saab teha aastaringelt. Parima tulemuse saavutamiseks tuleks seda teha regulaarselt, 1-2 korda nädalas, olenevalt naha vajadustest. Hooldituse kestus on orienteeruvalt 5-10 minutit.

Funktsiooni kirjeldus:

1. Puhastusots - tedretähnide, surnud naha, kalluste eemaldamine, pooride puhastamine. Kasutusala: põsed, otsmik
 2. Puhastusots (suurenenud imemisvõimsus) - mustpeade eemaldamine, pooride puhastamine. Kasutusala: T-tsoon, ninaosa
 3. Spiraalne puhastusots - surnud naha eemaldamine, pooride puhastamine. Kasutusala: põsed, otsmik
 4. Silikoonist puhastusots - akne ja nahakalluse eemaldamine, pooride puhastamine. Kasutusala: põsed, otsmik.
- Otsikud valmistatud meditsiinilisest silikoonist.

Seadme töönrk: vt lk 2-f2.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f3]:

- www.beautify.eu; - www.youtube.com/beautifyeu

Adsorbcijos slėgis:	60KP
Talpa:	30 ml
Supakuota:	5V/1A
Galia:	6W
Baterijos talpa:	900 mA
Nusileidimas	standartinis USB įkrovimas
Įskaitant:	prietaisais, USB laidas, vandens bakelis, naudojimo instrukcija, 6 skirtingų



dydžių antgaliai, neaustinės medžiagos pagalvėlės

Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Įrenginio aprašas [puslapis 2-f1]:

1. Keičiama galvutė
2. Indikatoriaus lemputė
3. Šilumos valdymo / šilumos valdymo mygtukas
4. Maitinimo mygtukas
5. Įkroviklio įvestis
6. Vandens rezervuaras

Vandenilio valymas (hidrabrazija)

Hidrabrazija yra švelni procedūra, kuri valo, drėkina ir šveičia odą. Jis neabejotinai yra švelnesnis nei mikrodermabrazija, todėl ji gali naudoti net jautrios, brandžios, kraujagyslinės ar į spuogus linkusios odos žmonės. Norėdami pasiekti maksimalų valymo efektą, naudokite specialius antgalius, skirtus konkrečioms veido vietoms. Jų dėka galite nuvalyti odą net sunkiai pasiekiamose vietose ir daug lengviau pasiekti laukiamų rezultatų

Prietaiso veikimas:

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį.
2. Norėdami padidinti arba sumažinti intensyvumo lygį, trumpai laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką.
3. Pirmasis intensyvumo lygis įjungia vieną žalią šviesą, antrasis intensyvumas – dvi žalias, o trečias – tris žalias lemputes.
4. Įkrovimo metu įkrovimo indikatorius šviečia raudonai. Kai akumuliatorius pilnas, raudona lemputė išsijungia, o žalia lemputė užsidega.
5. Prietaiso įkrovimo laikas (pilnas įkrovimas) yra maždaug 3,5 valandos.

Atsargumo priemonės:

1. Nustatykite prietaiso aplinkoje, kurioje yra stiprus magnetinis laukas.
2. Naudodami būkite atsargūs ir nepakreipkite prietaiso daugiau nei 45°C, kitaip iš išmetimo angos išsipurškite vandens.
3. Šiame įrenginyje galima naudoti tik švarų vandenį. Nenaudokite kitų skysčių, kurie netinka šiam įrenginiui.
4. Nenaudokite įrenginio, kol jis kraunamas.
5. Vandens bako vidų galima dezinfekuoti ir sterilizuoti.
6. Valymui šio prietaiso negalima mirkyti ar panardinti į vandenį. Naudodami prietaisą būkite atsargūs ir įsitikinkite, kad jį naudojant ar valant nepatenka vandens.
7. Po kiekvieno prietaiso naudojimo ištuštinkite panaudoto vandens rezervuarą ir gerai išdžiovinkite įrenginį.

Kaip naudoti:

1. Nuvalykite makiažą nuo veido naudodami makiažo valikliu. Taip pat rekomenduojame prieš procedūrą naudoti kaukę arba poras atveriantį skystį.
2. Užpildykite 2/3 bako švaraus vandens.
3. Priritinkite atitinkamą valymo antgalį. Laikykite įrenginį vertikaliaje padėtyje. Atlikite sklandžius judesius ir nesustokite galvos vienoje vietoje. Po procedūros pincetu arba adata išimkite cilindrinį filtrą iš žarnos.
4. Po valymo nuplaukite veidą toniku ir patepkite odą drėkinamuoju kremu ar kauke. Nepamirškite apsisaugoti SPF. Hidrabrazijos gydymas gali būti atliekamas ištiesus metus. Norint pasiekti geriausių rezultatų, jį reikia atlikti reguliariai, 1-2 kartus per savaitę, priklausomai nuo odos poreikių. Procedūros trukmė yra maždaug 5-10 minučių.

Funkcijos aprašymas:

1. Nuvalomas antgalis - inkštirų, negyvos odos, nuospaudų šalinimas, porų išvalymas. Naudojimo sritis: skruostai, kaktas
2. Valymo antgalis (padidinta siurbimo galia) - inkštirų šalinimas, porų valymas. Naudojimo sritis: T zona, nosies dalis
3. Spiralinis valymo antgalis - negyvos odos pašalinimas, porų išvalymas. Naudojimo sritis: skruostai, kaktas
4. Silikoninis valymo antgalis - pašalina spuogus ir nuospaudas, valo poras. Naudojimo sritis: skruostai, kaktas. Pagaminti iš medicininio silikono.

Įrenginio darbo kampas: žr. 2-f2 psl.

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f3]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Adsorbcijas spiediens:	60KP
Jauda:	30 ml
Iepakots:	5V/1A
Jauda:	6 W
Akumulatora ietilpība:	900mA
Piezemēšanās	standarta USB uzlāde
Iekļauts:	ierīce, USB kabelis, ūdens tvertne, lietošanas instrukcija, 6 dažādu izmēru uzgaļi, neausta auduma paliktni



Drošība:
Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Ierīces apraksts [lapa 2-f1]:

1. Nomaināma galva
2. Indikators gaismā
3. Siltuma kontroles/siltuma kontroles poga
4. Barošanas poga
5. Lādētāja ieeja
6. Ūdens rezervuārs

Ūdenraža attīrīšana (hidrabrāzija)

Hidrabrāzija ir maiga procedūra, kas attīra, mitrina un noloba ādu. Tas noteikti ir maigāks par mikrodermabrāziju, tāpēc to var izmantot pat cilvēki ar jutīgu, nobriedušu, asinsvadu vai pinnēm pakļautu ādu. Lai sasniegtu maksimālu attīrīšanas efektu, izmantojiet īpašus uzgaļus, kas paredzēti konkrētām sejas daļām. Pateicoties tiem, jūs varat attīrīt ādu pat grūti sasniedzamās vietās un daudz vieglāk sasniegt gaidītos rezultātus

Ierīces darbība:

1. Nospiediet un 3 sekundes turiet barošanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
2. Īsi turiet nospiestu barošanas pogu, lai palielinātu vai samazinātu intensitātes līmeni.
3. Pirmais intensitātes līmenis iedegas vienu zaļo gaismu, otrā intensitāte iedegas divas zaļās gaismas, bet trešā intensitāte iedegas trīs zaļās gaismas.
4. Uzlādes laikā uzlādes indikators deg sarkanā krāsā. Kad akumulators ir pilns, sarkanā gaisma nodziest un iedegas zaļā gaisma.
5. Ierīces uzlādes laiks (pilna uzlāde) ir aptuveni 3,5 stundas.

Piesardzības pasākumi:

1. Nenovietojiet ierīci vidē ar spēcīgu magnētisko lauku.
2. Lietojot ierīci, uzmanieties, lai tā nesasvārtu vairāk par 45°C, pretējā gadījumā no izplūdes atveres izsmidzinās ūdens.
3. Šajā ierīcē var izmantot tikai tīru ūdeni. Neizmantojiet citus šķidrumus, kas nav piemēroti šai ierīcei.
4. Neizmantojiet ierīci, kamēr tā tiek uzlādēta.
5. Ūdens tvertnes iekšpusi var dezinficēt un sterilizēt.
6. Šo ierīci tīrīšanai nedrīkst mērcēt vai iegremdēt ūdenī. Lūdzu, esiet uzmanīgi, lietojot ierīci un pārliecinieties, ka tās lietošanas vai tīrīšanas laikā tajā neietilpst ūdens.
7. Pēc katras ierīces lietošanas iztukšojiet ūdens tvertni no izlietotā ūdens un pēc tam kārtīgi nosusiniet ierīci.

Kā izmantot:

1. Noņemiet kosmētiku no sejas, izmantojot kosmētikas noņemšanas līdzekli. Pirms procedūras iesakām izmantot arī masāžu vai poras atverošu šķidrumu.
 2. Piepildiet 2/3 tvertnes ar tīru ūdeni.
 3. Pievienojiet atbilstošu tīrīšanas uzgaļi. Turiet ierīci vertikālā stāvoklī. Veiciet vienmērīgas kustības un neapturiet galvu vienā vietā. Pēc procedūras noņemiet cilindrisko filtru no šļūtenes ar pinceti vai adatu.
 4. Pēc attīrīšanas nomazgājiet seju ar toniku un uzklājiet uz ādas mitrinātāju vai masku. Atcerieties aizsargāt sevi ar SPF. Hidrabrāzijas apstrādi var veikt visu gadu. Lai iegūtu labākos rezultātus, tas jāveic regulāri, 1-2 reizes nedēļā, atkarībā no ādas vajadzībām. Procedūras ilgums ir aptuveni 5-10 minūtes.
- Funkcijas apraksts:
1. Tīrīšanas uzgaļis - melno punktu, atmirušās ādas, ādas nogulsnesānās noņemšana, poru attīrīšana. Lietošanas zona: vaigi, pierē
 2. Tīrīšanas uzgaļis (palielināta sūkšanas jauda) - melnagāļu noņemšana, poru tīrīšana. Lietošanas zona: T zona, deguna daļa
 3. Spirālveida tīrīšanas uzgaļis - atmirušās ādas noņemšana, poru attīrīšana. Lietošanas zona: vaigi, pierē
 4. Silikona tīrīšanas uzgaļis - pinu un ādas nosēdumu noņemšana, poru attīrīšana. Lietošanas zona: vaigi, pierē. Uzgaļi izgatavoti no medicīniskā silikona.

Ierīces darba lēņķis: Skatiet 2-f2 lappusi.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f3]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Adszorpció nyomás:	60KP
Kapacitás:	30 ml
Csomagolt:	5V/1A
Erő:	6W
Akkumulátor-kapacitás:	900mA
Leszállás	szabványos USB töltés
Beleértve:	készülék, USB kábel, víztartály, használati útmutató, 6 különböző méretű hegy, nem szőtt szövet alátétek

Biztonság:
A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Eszköz leírása [2-f1 oldal]:

1. Cserélhető fej
2. Jelzőlámpa
3. Hőszabályozó/hőszabályzó gomb
4. Bekapcsológomb
5. Töltő bemenet
6. Víztároló

Hidrogén tisztítás (hidrabrázió)

A Hidrabrázió egy gyengéd kezelés, amely tisztítja, hidratálja és rádirozza a bőrt. Határozottan kíméletesebb, mint a mikrodermabrázió, így érzékeny, érett, érrendszeri vagy aknés bőrűek is használhatják. A maximális tisztító hatás elérése érdekében használjon speciális tippeket az arc bizonyos részeihez. Nekik köszönhetően még a nehezen elérhető helyeken is megtisztíthatod a bőrt, és sokkal könnyebben érheted el a várt eredményeket

A készülék működése:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig az eszköz be- vagy kikapcsolásához.
2. Röviden tartsa lenyomva a bekapcsológombot az intenzitásszint növeléséhez vagy csökkentéséhez.
3. Az első intenzitási fokozat egy zöld lámpát, a második intenzitás két zöld lámpát, a harmadik intenzitás három zöld lámpát kapcsol fel.
4. Töltés közben a töltéjelző pirosan világít. Amikor az akkumulátor megtelt, a piros lámpa kialszik, a zöld pedig kigyullad.
5. A készülék töltési ideje (teljes töltés) körülbelül 3,5 óra.

Övintézkedések:

1. Ne helyezze a készüléket erős mágneses mezőbe.
2. Ügyeljen arra, hogy használat közben ne döntse meg a készüléket 45°C-nál nagyobb mértékben, különben víz spriccel ki a kipufogónyíláson.
3. Ez a készülék csak tiszta vizet használhat. Ne használjon más olyan folyadékot, amely nem alkalmas ehhez a készülékhez.
4. Ne használja a készüléket töltés közben.
5. A víztartály belseje fertőtleníthető és sterilizálható.
6. Ezt a készüléket tisztítás céljából nem szabad áztatni vagy vízbe meríteni. Legyen óvatos a készülék használatakor, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe használat vagy tisztítás közben.
7. A készülék minden egyes használata után ürítse ki a víztartályt a használt vízből, majd szárítsa meg alaposan a készüléket.

Hogyan kell használni:

1. Távolítsa el a sminket az arcáról sminklemosóval. Javasoljuk, hogy a kezelés előtt maszkot vagy púrsnyítót folyadékot is használjon.
2. Töltse fel a tartály 2/3-át tiszta vízzel.
3. Csatlakoztassa a megfelelő tisztítócsúcsot. Tartsa a készüléket függőleges helyzetben. Végezzen sima mozdulatokat, és ne állítsa meg a fejét egy helyen. Az eljárás után távolítsa el a hengeres szűrőt a tömlőből csipesszel vagy tűvel.
4. Tisztítás után mossuk meg arcunkat tonikkal, és vigyünk fel hidratáló krémet vagy maszkot a bőrünkre. Ne felejtse el megvédeni magát SPF-fel. A hidrabráziós kezelés egész évben végezhető. A legjobb eredmény érdekében rendszeresen, heti 1-2 alkalommal kell elvégezni, a bőr igényeitől függően. A kezelés időtartama körülbelül 5-10 perc.

Funkció leírás:

1. Tisztító tipp - mitesszerek, elhalt bőr, bőrkeményedés, pórusok tisztítása. Alkalmazási terület: arc, homlok
2. Tisztító hegy (még növelett szívóerő) - mitesszerek eltávolítása, pórusok tisztítása. Felhasználási terület: T zóna, orreresz
3. Spirális tisztítóhegy - elhalt bőr eltávolítása, pórusok tisztítása. Alkalmazási terület: arc, homlok
4. Szilikonos tisztítóhegy - pattanások és bőrkeményedés eltávolítása, pórusok tisztítása. Alkalmazási terület: arc, homlok. Orvosi szilikonból készült hegyek.

A készülék működési szövege: Lásd a 2-f2 oldalt.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f3]:
- www.beautify.eu; - www.youtube.com/beautifyeu

Presiunea de adsorbție:	60KP
Capacitate:	30 ml
Bătătorit:	5V/1A
Putere:	6W
Capacitatea bateriei:	900mA
Aterizare	încărcare USB standard
Inclus:	dispozitiv, cablu USB, rezervor de apă, manual de utilizare, 6 sfaturi de diferite dimensiuni, tamponare din material nețesut



Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea dispozitivului [pagina 2-f1]:

1. Cap înlocuibil
2. Indicator luminos
3. Buton de control al căldurii/control al căldurii
4. Buton de pornire
5. Intrare încărcător
6. Rezervor de apă

Purificarea cu hidrogen (hidrabraziune)

Hydrabrasion este un tratament blând care curăță, hidratează și exfoliază pielea. Este cu siguranță mai blând decât microdermabraziunea, așa că chiar și persoanele cu piele sensibilă, matură, vasculară sau predispusă la acnee o pot folosi. Pentru a obține efecte de curățare maxime, folosește sfaturi speciale dedicate unor anumite părți ale feței. Datorită acestora, puteți curăța pielea chiar și în locuri greu accesibile și puteți obține mult mai ușor rezultatele așteptate

Funcționarea dispozitivului:

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul.
2. Țineți apăsat scurt butonul de pornire pentru a crește sau a reduce nivelul de intensitate.
3. Primul nivel de intensitate aprinde o lumină verde, a doua intensitate aprinde două lumini verzi, iar a treia intensitate aprinde trei lumini verzi.
4. În timpul încărcării, indicatorul de încărcare se aprinde roșu. Când bateria este plină, lumina roșie se stinge și lumina verde se aprinde.
5. Timpul de încărcare (încărcare completă) a dispozitivului este de aproximativ 3,5 ore.

Precauții:

1. Nu așezați dispozitivul într-un mediu cu un câmp magnetic puternic.
2. Aveți grijă să nu înclinați dispozitivul la mai mult de 45°C când îl utilizați, altfel apa va stropi din orificiul de evacuare.
3. Acest dispozitiv poate folosi doar apă curată. Nu utilizați alte lichide care nu sunt potrivite pentru acest dispozitiv.
4. Nu utilizați dispozitivul în timp ce se încarcă.
5. Interiorul rezervorului de apă poate fi dezinfectat și sterilizat.
6. Acest dispozitiv nu trebuie să fie înmuiat sau scufundat în apă pentru curățare. Vă rugăm să aveți grijă când utilizați dispozitivul și asigurați-vă că nu pătrunde apă în interior când îl utilizați sau îl curățați.
7. După fiecare utilizare a dispozitivului, goliiți rezervorul de apă de apă uzată și apoi uscați aparatul bine.

Cum se utilizează:

1. Îndepărtează machiajul de pe față folosind un demachiant. Vă recomandăm să utilizați și o mască sau un lichid pentru deschiderea porilor înainte de tratament.
2. Umpleți 2/3 din rezervor cu apă curată.
3. Atașați vârful de curățare corespunzător. Țineți dispozitivul în poziție verticală. Faceți mișcări line și nu opriți capul într-un singur loc. După procedură, scoateți filtrul cilindric din furtun cu o pensetă sau un ac.
4. După curățare, spală-ți fața cu tonic și aplică o cremă hidratantă sau o mască pe piele. Nu uitați să vă protejați cu SPF. Tratamentul cu hidrabraziune poate fi efectuat pe tot parcursul anului. Pentru rezultate optime, trebuie efectuată în mod regulat, de 1-2 ori pe săptămână, în funcție de nevoile pielii. Durata tratamentului este de aproximativ 5-10 minute.

Descrierea funcției:

1. Stat de curățare - îndepărtarea punctelor negre, a pielii moarte, calusuri, curățare pori Zona de aplicare: obraji, frunte
2. Vârf de curățare (putere de aspirație crescută) - îndepărtarea punctelor negre, curățarea porilor Zona de utilizare: zona T, partea nasului
3. Vârf de curățare în spirală - îndepărtarea pielii moarte, curățarea porilor Zona de aplicare: obraji, frunte
4. Vârf de curățare din silikon - îndepărtarea acneei și calusurilor, curățarea porilor. Zona de utilizare: obraji, frunte. Vârfuri din silikon medical.

Unghiul de lucru al dispozitivului: Vezi pagina 2-f2.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f3]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Адсорбционное давление:	60КП
Емкость:	30мл
Упаковано:	5 B/1 A
Власть:	6 Вт
Емкость батареи:	900 mA
Посадка	стандартная USB-зарядка
Включено:	устройство, USB-кабель, резервуар для воды, руководство пользователя, 6 насадок разных размеров, подушечки из нетканого материала.



Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Описание устройства [стр. 2-41]:

1. Сменная головка
2. Световой индикатор
3. Кнопка контроля нагрева/контроля нагрева.
4. Кнопка питания
5. Вход для зарядки устройства
6. Водохранилище

Очистка водорода (гидрабразия)

Гидрабразия – это бережная процедура, которая очищает, увлажняет и отшелушивает кожу. Он определенно более щадящий, чем микродермабразия, поэтому его могут использовать даже люди с чувствительной, зрелой, сосудистой или склонной к акне кожей. Чтобы добиться максимального очищающего эффекта, используйте специальные насадки, предназначенные для определенных участков лица. Благодаря им можно очистить кожу даже в труднодоступных местах и гораздо легче добиться ожидаемого результата.

Работа устройства:

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить устройство.
2. Кратковременно удерживайте кнопку питания, чтобы увеличить или уменьшить уровень интенсивности.
3. Первый уровень интенсивности включает один зеленый свет, второй уровень интенсивности включает два зеленых индикатора, а третий уровень интенсивности включает три зеленых индикатора.
4. Во время зарядки индикатор зарядки горит красным. Когда батарея заряжена, красный свет гаснет и включается зеленый свет.
5. Время зарядки (полного заряда) устройства составляет примерно 3,5 часа.

Меры предосторожности:

1. Не помещайте устройство в среду с сильным магнитным полем.
2. Будьте осторожны, не наклоняйте устройство более чем на 45°С во время использования, иначе вода будет брызгать из выпускного отверстия.
3. Это устройство может использовать только чистую воду. Не используйте другие жидкости, не подходящие для этого устройства.
4. Не используйте устройство во время зарядки.
5. Внутреннюю часть резервуара для воды можно дезинфицировать и стерилизовать.
6. Это устройство нельзя замачивать или погружать в воду для чистки. Будьте осторожны при использовании устройства и следите за тем, чтобы вода не попала внутрь во время его использования или чистки.
7. После каждого использования устройства опорожняйте резервуар для использованной воды и тщательно высушите устройство.

Как использовать:

1. Удалите макияж с лица с помощью средства для снятия макияжа. Мы рекомендуем вам также использовать маску или жидкость, открывающую поры, перед процедурой.
2. Заполните резервуар на 2/3 чистой водой.
3. Прикрепите соответствующую чистящую насадку. Держите устройство в вертикальном положении. Делайте плавные движения и не останавливайте голову на одном месте. После процедуры извлеките цилиндрический фильтр из шланга с помощью пинцета или иглы.
4. После очищения умойтесь тоником и нанесите на кожу увлажняющий крем или маску. Не забывайте защищать себя с помощью SPF. Гидрабразию обработку можно проводить круглый год. Для достижения наилучших результатов процедуру следует проводить регулярно, 1-2 раза в неделю, в зависимости от потребностей кожи. Продолжительность процедуры составляет примерно 5-10 минут.

Описание функции:

1. Очищающий наконечник – удаление черных точек, омертвевшей кожи, мозолей, очищение пор. Область применения: щеки, лоб.
2. Чистящая насадка (увеличенная мощность всасывания) – удаление черных точек, очистка пор. Область применения: Т-зона, носовая часть.
3. Спиральная насадка для чистки – удаление омертвевшей кожи, очищение пор. Область применения: щеки, лоб.
4. Силиконовая насадка для чистки – удаление прыщей и мозолей, очищение пор. Область применения: щеки, лоб. Насадки из медицинского силикона.

Рабочий угол устройства: см. стр. 2-42.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f3]:

- www.beautify.eu; - www.youtube.com/beautifyeu



EN: Electrical and electronic devices, as well as batteries and accumulators, must not be mixed with other household waste. This is indicated by the crossed-out trash can symbol on the packaging. Used electrical and electronic devices, batteries, and accumulators must be taken to local selective waste collection points or to the retailer, and more information can be found in your municipality. Electrical and electronic equipment, batteries, and accumulators may contain hazardous substances, mixtures, and components harmful to



the environment and human health. Improper handling or damage to them can lead to health hazards or environmental pollution during further disposal or recycling. The device was introduced to the market after August 13, 2005.

PL: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005r



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że powyższy produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa. Państwa członkowskie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywą 2011/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywą Delegowaną Komisji (UE) 2015 /863 z 2011 r. 31 marca 2015 r. zmienia załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie wykazu substancji objętych ograniczeniami.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under his sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of legislation. Member States in the field of electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 2011. On 31 March 2015, amends Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the list of restricted substances.

www.beautify.eu/deklaracje

Importer: Beautify Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Hydrclear Pro

BEAUTIFLY

Informacje dotyczące sprzedaży
Product and sale details

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Karta Gwarancyjna
Warranty Card

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pieczętka / Stamp

Skrócone warunki gwarancji

Ta Gwarancja zostaje udzielona przez spółkę prawa polskiego Beautifly Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska. Możesz nas znaleźć w oficjalnym polskim rejestrze przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000887306, NIP: 5252854218 i REGON: 388382021

Gwarantujemy, że sprzęt, który u nas kupiłeś (dalej nazywamy go "Produktem") będzie działał prawidłowo. Jeżeli coś pójdzie nie tak z powodu przyczyny tkwiącej w Produkcie, ta gwarancja Cię chroni. Gwarancja zaczyna działać od dnia, kiedy otrzymałeś Produkt i trwa:

24 miesiące, jeżeli jesteś konsumentem albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a nabycie Produktu nie ma dla Ciebie zawodowego charakteru. W innym przypadku okres obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy. Jeżeli prawo w Twoim miejscu zamieszkania wymaga dłuższej gwarancji, czas gwarancji ulega przedłużeniu tak, aby spełniał wymogi lokalnego prawa.

Ponadto, jeżeli Produkt nie jest zgodny z umową, masz prawo do ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Ta gwarancja nie wpływa na te prawa - nie ogranicza ich, nie zawiesza, ani nie wyłącza.

Szczegółowe warunki gwarancji, jak zgłaszać reklamacje, co się stanie, gdy znajdziesz wadę, jakie są wyjątki od gwarancji, kiedy gwarancja wygasa lub jest przedłużana, oraz jakie są zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.beautifly.eu/warranty-beautifly

Shortened warranty terms

This Guarantee is granted by a Polish company, Beautifly Sp. z o. o. based in Warsaw. Plac Bankowy 2, 00-095 Warsaw, Poland. You can find us in the official Polish register of enterprises under the KRS number: 0000887306, NIP: 5252854218 and REGON: 388382021 We guarantee that the equipment you have purchased from us (hereinafter referred to as the "Product") will work properly. If something goes wrong for a reason inherent in the Product, this warranty protects you. The warranty starts from the day you receive the Product and lasts:

24 months, if you are a consumer or a natural person running a business and the purchase of the Product is not of a professional nature for you. Otherwise, the warranty period is 12 months. If the law in your area requires a longer warranty, the warranty period will be extended to meet local law requirements.

In addition, if the Product does not comply with the contract, you have the right to legal protection from and at the expense of the seller. This warranty does not affect these rights - it does not limit, suspend or exclude them.

Detailed warranty conditions, how to submit complaints, what happens when you find a defect, what are exceptions to the warranty, when the warranty expires or is extended, and what are the rules regarding the processing of personal data, you can find on our website:

www.beautifly.eu/warranty-beautifly