

medivon.



Neck massager

User manual

PL | EN | DE | FR | ES | PT | IT | CZ | NL
SV | SK | SL | EE | LT | LV | HU | RO | RU
NR | FI | EL | HR | DA | BG | TR | AR

PL | Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem:
EN | More information about the product is available on the manufacturer's website at:
DE | Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Herstellers unter:
FR | Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur le site Web du fabricant à l'adresse:
ES | Más información sobre el producto está disponible en el sitio web del fabricante en:
PT | Mais informações sobre o produto estão disponíveis no site do fabricante em:
IT | Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito Web del produttore all'indirizzo:
CZ | Více informací o produktu je k dispozici na stránkách výrobce na adrese:
NL | Meer informatie over het product is beschikbaar op de website van de fabrikant:
SV | Mer information om produkten finns på tillverkarens hemsida på:
SK | Viac informácií o produkte je dostupných na webovej stránke výrobcu na adrese:
SL | Več informacij o izdelku je na voljo na spletni strani proizvajalca:
EE | Rohkem teavet toote kohta leiab tootja veebisaidilt aadressil:
LT | Daugiau informacijos apie produktą rasite gamintojo svetainėje adresu:
LV | Vairāk informācijas par produktu var atrast ražotāja mājaslapā adresē:
HU | A termékről további információkat a gyártó weboldalán találhat az alábbi címen:
RO | Mai multe informații despre produs sunt disponibile pe site-ul producătorului la adresa:
RU | Более подробная информация о продукте доступна на сайте производителя по адресу:
NR | Mer informasjon om produktet er tilgjengelig på produsentens hjemmeside på:
FI | Lisää tietoa tuotteesta löytyy valmistajan verkkosivuilta:
EL | Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν διατίθενται στον ιστότοπο του κατασκευαστή στη διεύθυνση:
HR | Više informacija o proizvodu dostupno je na web stranici proizvođača na:
DA | Mere information om produktet er tilgængelig på producentens hjemmeside på:
BG | Повеќе информација за продукт можете да намерите на сайта на производителот на адрес:
TR | Ürün hakkında daha fazla bilgiyi üreticinin web sitesinde bulabilirsiniz:
AR | مزيد من المعلومات حول المنتج متاحة على موقع الشركة المصنعة على العنوان التالي:

www.medivon.pl/do-pobrania

SCAN IT



Obsługa urządzenia

Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze - wystarczy krótką chwilę przytrzymać przycisk „-” aby rozpocząć rozluźniający masaż karku który w znakomity sposób poprawi twoje krążenie krwi oraz rozluźni spięte mięśnie po ciężkim dniu pracy.

Zmiana intensywności masażu - aby zmienić poziom masażu wystarczy wcisnąć odpowiedni przycisk + lub - na panelu sterującym. Intensywność będzie zmieniała się w zakresie 1-15

Zmiana trybu masażu - masażer posiada zdefiniowane 4 automatyczne trybów masażu. Naciskając przycisk „M” możemy wybrać cyklicznie zmieniające się programy, na ten który obecnie najbardziej nam odpowiada.

Funkcja rozgrzewania - wbudowane głowice działają jak rozgrzewający kompres, funkcja ta jest uruchamiana za pomocą przycisku grzania po lewej stronie panelu sterowania. Po uruchomieniu funkcji rozgrzewania - temperatura w urządzeniu zacznie rosnąć stopniowo. Aby zwiększyć temperaturę grzania lub wyłączyć je całkowicie, naciskaj przycisk grzania cyklicznie.

Aby w pełni cieszyć się kompletnym masażem karku, sugerowane jest delikatne przetarcie powierzchni skóry za pomocą wilgotnej ściereczki przed masażem. Nie zalecane jest masowanie okolic karku dłużej niż 30 minut dziennie.

Kategorycznie zabronione jest używanie masażera w poniższych warunkach:

1. Wbudowane medyczne urządzenia elektroniczne, takie jak rozrusznik serca;
2. Medyczne urządzenia elektroniczne podtrzymujące życie, takie jak sztuczne serce i płuca;
3. Medyczne urządzenia elektroniczne, takie jak elektrokardiograf;
4. Miejsca łatwopalne, takie jak stacja benzynowa, warsztat z pyłem o dużej gęstości lub gazownia.

Spowoduje to nieprawidłowe działanie medycznych urządzeń elektronicznych, które może zagrażać życiu i zdrowiu użytkownika lub osób w jego otoczeniu. W przypadku używania urządzenia do masażu wraz z urządzeniami chirurgicznymi o wysokiej częstotliwości, obszar wokół miejsca na elektrody

może ulec oparzeniu lub spowodować uszkodzenie urządzenia do masażu. Wydajność urządzenia do masażu może nie być stabilna, jeśli produkt jest używany w pobliżu urządzenia do terapii krótkofalowej (w zasięgu 1 metra). Podczas masażu należy trzymać płytkę elektrody z dala od ran i blizn. Podczas masowania płytka elektrody nie powinna znajdować się w pobliżu piersiowej i serca, ponieważ może to spowodować migotanie serca. modyfikować bez autoryzacji. Proszę nie zanurzać go w wodzie ani nie wrzucać do ognia, w przeciwnym razie produkt może eksplodować.

Ostrzeżenia i niebezpieczeństwa

Przed użyciem masażera , należy przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa i użytkownika: Wykorzystuj wyłącznie części zatwierdzone przez producenta. Serwisowanie produktu wymaga zezwolenia i powinno być wykonywane przez profesjonalistów. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, konieczna jest jego wymiana przez wykwalifikowany personel, aby zapobiec ryzyku. Unikaj używania i przechowywania produktu w wilgotnych lub gorących miejscach. Po zakończeniu masażu odłącz przewód zasilający i nie używaj masażera dłużej niż 15 minut na raz. W przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji, natychmiast zaprzestań używania masażera. Jeżeli masażer zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach lub zapach spalenizny, odłącz go od zasilania i przestań używać. Nie przenoś produktu, ciągnąc za przewód, aby uniknąć poluzowania. Produkt nie jest przeznaczony dla osób z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi czy umysłowymi, w tym dzieci. Osoby nieważliwe na ciepło powinny korzystać z funkcji ogrzewania ostrożnie. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem, jeśli jesteś w ciąży, masz problemy ze skórą, używasz rozrusznika serca, cierpisz na choroby serca, nowotwory, osteoporozę, czy masz problemy z ciśnieniem krwi. Przed czyszczeniem produktu, wyłącz go i odłącz przewód zasilający. Czyść powierzchnię suchą, miękką ściereczką i unikaj żrących detergentów. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci, aby zapobiec blaknięciu kolorów lub uszkodzeniom."

Device operation

The device is very easy to use - just hold the "-" button for a short moment to start a relaxing neck massage, which will greatly improve your blood circulation and relax tense muscles after a hard day's work.

Changing the massage intensity - to change the massage level, simply press the appropriate + or - button on the control panel. The intensity will vary from 1-15

Changing the massage mode - the massager has 4 defined automatic massage modes. By pressing the "M" button, we can select cyclically changing programs, the one that currently suits us best.

Warming up function - built-in heads act as a warming compress, this function is activated with heating button on the left side of the control panel. After activating the warm-up function, the temperature in the device will start to increase gradually. To increase the heating temperature or turn it off completely, press the heating button repeatedly.

To fully enjoy the complete neck massage, it is recommended to gently wipe the skin surface with a damp cloth before the massage. It is not recommended to massage the neck area for more than 30 minutes a day.

It is strictly prohibited to use the massager in the following conditions:

1. Embedded medical electronic devices such as pacemaker;
2. Medical electronic life support devices such as artificial heart and lungs;
3. Medical electronic devices such as electrocardiograph;
4. Flammable places such as a gas station, a workshop with high-density dust or a gas plant.

This will result in incorrect operation of medical electronic devices, which may pose a threat to the life and health of the user or people around him. If the massager is used with high-frequency surgical devices, the area around the electrode site may burn or damage the massager.

The performance of the massager may be unstable if the product is used near a shortwave or microwave therapy device (within 1 meter). During the massage, keep the electrode plate away from wounds and scars. When massaging, the

electrode plate should not be near the chest or heart, as this may cause cardiac fibrillation, modify without authorization. Please do not immerse it in water or throw it into fire, otherwise the product may explode.

Warnings and dangers

Before using the massager, please follow the following safety and use guidelines: Use only parts approved by the manufacturer. Servicing the product requires a permit and should be performed by professionals. If the power cord is damaged, it must be replaced by qualified personnel to prevent a risk. Avoid using or storing the product in humid or hot places. Once you have finished the massage, unplug the power cord and do not use the massager for more than 15 minutes at a time. If any adverse reactions occur, stop using the massager immediately. If the massager begins to emit an unpleasant or burning smell, unplug it and stop using it. Do not move the product by pulling the cord to avoid loosening. The product is not intended for people with physical, sensory or mental limitations, including children. People who are not sensitive to heat should use the heating function with caution. Consult your doctor before use if you are pregnant, have skin problems, use a pacemaker, suffer from heart disease, cancer, osteoporosis, or have blood pressure problems. Before cleaning the product, turn it off and unplug the power cord. Clean the surface with a dry, soft cloth and avoid corrosive detergents. Store in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture to prevent color fading or damage.

Gerätebedienung

Das Gerät ist sehr einfach zu bedienen – halten Sie einfach die „-“-Taste für einen kurzen Moment gedrückt, um eine entspannende Nackenmassage zu starten, die Ihre Durchblutung erheblich verbessert und verspannte Muskeln nach einem anstrengenden Arbeitstag entspannt.

Ändern der Massageintensität – Um die Massagestufe zu ändern, drücken Sie einfach die entsprechende + oder – Taste auf dem Bedienfeld. Die Intensität variiert zwischen 1 und 15

Ändern des Massagemodus – das Massagegerät verfügt über 4 definierte automatische Massagemodi. Durch Drücken der „M“-Taste können wir zyklisch wechselnde Programme auswählen, die uns gerade am besten passen.

Aufwärmfunktion – eingebaute Aufsätze fungieren als wärmende Kompressen, diese Funktion wird mit aktiviert
Heiztaste auf der linken Seite des Bedienfelds. Nach Aktivierung der Aufwärmfunktion beginnt die Temperatur im Gerät allmählich anzusteigen. Um die Heiztemperatur zu erhöhen oder ganz auszuschalten, drücken Sie wiederholt die Heiztaste.

Um die komplette Nackenmassage in vollen Zügen genießen zu können, empfiehlt es sich, die Hautoberfläche vor der Massage sanft mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Es wird nicht empfohlen, den Nackenbereich länger als 30 Minuten am Tag zu massieren.

Es ist strengstens verboten, das Massagegerät unter folgenden Bedingungen zu verwenden:

1. Eingebettete medizinische elektronische Geräte wie Herzschrittmacher;
2. Medizinische elektronische Lebenserhaltungsgeräte wie künstliches Herz und künstliche Lunge;
3. Medizinische elektronische Geräte wie Elektrokardiographen;
4. Brennbare Orte wie eine Tankstelle, eine Werkstatt mit hoher Staubdichte oder eine Gasanlage.

Dies führt zu einer Fehlbedienung medizinischer elektronischer Geräte, die eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit des Benutzers oder der ihn umgebenden Personen darstellen kann. Wenn das Massagegerät mit

Hochfrequenz-Chirurgiegeräten verwendet wird, kann es im Bereich um die Elektrodenstelle zu Verbrennungen oder Schäden am Massagegerät kommen.
Die Leistung des Massagegeräts kann instabil sein, wenn das Produkt in der Nähe eines Kurzwellen- oder Mikrowellentherapiegeräts (innerhalb von 1 Meter) verwendet wird. Halten Sie die Elektrodenplatte während der Massage von Wunden und Narben fern. Beim Massieren sollte sich die Elektrodenplatte nicht in der Nähe der Brust oder des Herzens befinden, da dies zu Herzrhythmusstörungen führen kann.
ohne Genehmigung ändern. Bitte tauchen Sie es nicht in Wasser und werfen Sie es nicht ins Feuer, da das Produkt sonst explodieren kann.

Warnungen und Gefahren

Bevor Sie das Beinmassagegerät verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien: Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Teile. Die Wartung des Produkts erfordert eine Genehmigung und sollte von Fachleuten durchgeführt werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen. Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung des Produkts an feuchten oder heißen Orten. Wenn Sie mit der Massage fertig sind, ziehen Sie den Netzstecker und verwenden Sie das Massagegerät nicht länger als 15 Minuten am Stück. Sollten Nebenwirkungen auftreten, stellen Sie die Verwendung des Massagegeräts sofort ein. Wenn das Massagegerät einen unangenehmen oder brennenden Geruch verströmt, ziehen Sie den Netzstecker und verwenden Sie es nicht mehr. Bewegen Sie das Produkt nicht, indem Sie am Kabel ziehen, um ein Lösen zu vermeiden. Das Produkt ist nicht für Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen, einschließlich Kindern, bestimmt. Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, sollten die Heizfunktion mit Vorsicht nutzen. Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind, Hautprobleme haben, einen Herzschrittmacher tragen, an Herzkrankungen, Krebs, Osteoporose leiden oder Probleme mit dem Blutdruck haben. Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem trockenen, weichen Tuch und vermeiden Sie ätzende Reinigungsmittel. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit, um ein Ausbleichen oder Beschädigung der Farbe zu verhindern.

Operación del dispositivo

El dispositivo es muy fácil de usar: simplemente mantenga presionado el botón "-" durante un breve momento para iniciar un masaje relajante en el cuello, que mejorará enormemente su circulación sanguínea y relajará los músculos tensos después de un duro día de trabajo.

Cambiar la intensidad del masaje: para cambiar el nivel del masaje, simplemente presione el botón + o - apropiado en el panel de control. La intensidad variará de 1 a 15.

Cambio del modo de masaje: el masajeador tiene 4 modos de masaje automático definidos. Pulsando el botón "M" podemos seleccionar programas que cambian cíclicamente, el que más nos convenga en ese momento.

Función de calentamiento: los cabezales integrados actúan como una compresa caliente, esta función se activa con Botón de calefacción en el lado izquierdo del panel de control. Después de activar la función de calentamiento, la temperatura en el dispositivo comenzará a aumentar gradualmente. Para aumentar la temperatura de calentamiento o apagarla por completo, presione el botón de calentamiento repetidamente.

Para disfrutar plenamente del completo masaje de cuello, se recomienda limpiar suavemente la superficie de la piel con un paño húmedo antes del masaje. No se recomienda masajear la zona del cuello más de 30 minutos al día.

Está estrictamente prohibido utilizar el masajeador en las siguientes condiciones:

1. Dispositivos electrónicos médicos integrados, como marcapasos;
2. Dispositivos médicos electrónicos de soporte vital, como corazones y pulmones artificiales;
3. Dispositivos electrónicos médicos como electrocardiógrafos;
4. Lugares inflamables como una gasolinera, un taller con polvo de alta densidad o una planta de gas.

Esto dará lugar a un funcionamiento incorrecto de los dispositivos electrónicos médicos, lo que puede suponer una amenaza para la vida y la salud del usuario o de las personas que lo rodean. Si el masajeador se utiliza con dispositivos

quirúrgicos de alta frecuencia, el área alrededor del sitio del electrodo puede quemar o dañar el masajeador.

El rendimiento del masajeador puede ser inestable si el producto se utiliza cerca de un dispositivo de terapia de onda corta o microondas (a menos de 1 metro). Durante el masaje, mantenga la placa de electrodos alejada de heridas y cicatrices. Al masajear, la placa del electrodo no debe estar cerca del pecho o del corazón, ya que esto puede provocar fibrilación cardíaca, modificar sin autorización. No lo sumerja en agua ni lo arroje al fuego, de lo contrario el producto podría explotar.

Advertencias y peligros

Antes de usar el masajeador de piernas, siga las siguientes pautas de uso y seguridad: Utilice únicamente piezas aprobadas por el fabricante. El mantenimiento del producto requiere un permiso y debe ser realizado por profesionales. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personal calificado para evitar riesgos. Evite usar o almacenar el producto en lugares húmedos o calientes. Una vez que haya terminado el masaje, desenchufe el cable de alimentación y no utilice el masajeador durante más de 15 minutos seguidos. Si se produce alguna reacción adversa, deje de usar el masajeador inmediatamente. Si el masajeador comienza a emitir un olor desagradable o a quemado, desconéctelo y deje de usarlo. No mueva el producto tirando del cable para evitar que se afloje. El producto no está destinado a personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, incluidos niños. Las personas que no son sensibles al calor deben utilizar la función de calefacción con precaución. Consulte a su médico antes de usarlo si está embarazada, tiene problemas de piel, usa marcapasos, sufre enfermedades cardíacas, cáncer, osteoporosis o tiene problemas de presión arterial. Antes de limpiar el producto, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la superficie con un paño suave y seco y evite detergentes corrosivos. Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y de la humedad para evitar que el color se desvanezca o se dañe.

Fonctionnement de l'appareil

L'appareil est très simple à utiliser : il suffit de maintenir enfoncé le bouton "M" pendant un court instant pour démarrer un massage relaxant du cou, qui améliorera considérablement votre circulation sanguine et détendra les muscles tendus après une dure journée de travail.

Modification de l'intensité du massage - pour modifier le niveau de massage, appuyez simplement sur le bouton + ou - approprié sur le panneau de commande. L'intensité variera de 1 à 15

Changement du mode de massage - le masseur dispose de 4 modes de massage automatiques définis. En appuyant sur le bouton "M", nous pouvons sélectionner les programmes à changement cyclique, celui qui nous convient le mieux actuellement.

Fonction d'échauffement - les têtes intégrées agissent comme une compresse chauffante, cette fonction est activée avec bouton de chauffage sur le côté gauche du panneau de commande. Après avoir activé la fonction de préchauffage, la température dans l'appareil commencera à augmenter progressivement. Pour augmenter la température de chauffage ou l'éteindre complètement, appuyez plusieurs fois sur le bouton de chauffage.

Pour profiter pleinement du massage complet du cou, il est recommandé d'essuyer délicatement la surface de la peau avec un chiffon humide avant le massage. Il n'est pas recommandé de masser la zone du cou plus de 30 minutes par jour.

Il est strictement interdit d'utiliser le masseur dans les conditions suivantes :

1. Appareils électroniques médicaux intégrés tels qu'un stimulateur cardiaque ;
2. Dispositifs médicaux électroniques de survie tels que cœur et poumons artificiels ;
3. Appareils électroniques médicaux tels qu'un électrocardiographe ;
4. Lieux inflammables tels qu'une station-service, un atelier avec de la poussière à haute densité ou une usine à gaz.

Cela entraînerait un mauvais fonctionnement des appareils électroniques médicaux, ce qui pourrait constituer une menace pour la vie et la santé de

l'utilisateur ou des personnes qui l'entourent. Si le masseur est utilisé avec des appareils chirurgicaux à haute fréquence, la zone autour du site de l'électrode peut brûler ou endommager le masseur. Les performances du masseur peuvent être instables si le produit est utilisé à proximité d'un appareil de thérapie à ondes courtes ou à micro-ondes (à moins de 1 mètre). Pendant le massage, gardez la plaque d'électrode à l'écart des plaies et des cicatrices. Lors du massage, la plaque d'électrode ne doit pas être proche de la poitrine ou du cœur, car cela pourrait provoquer une fibrillation cardiaque, modifier sans autorisation. Veuillez ne pas le plonger dans l'eau ni le jeter au feu, sinon le produit pourrait exploser.

Avertissements et dangers

Avant d'utiliser le masseur de jambes, veuillez suivre les directives de sécurité et d'utilisation suivantes : Utilisez uniquement des pièces approuvées par le fabricant. L'entretien du produit nécessite un permis et doit être effectué par des professionnels. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par du personnel qualifié pour éviter tout risque. Évitez d'utiliser ou de stocker le produit dans des endroits humides ou chauds. Une fois le massage terminé, débranchez le cordon d'alimentation et n'utilisez pas le masseur pendant plus de 15 minutes à la fois. Si des effets indésirables surviennent, arrêtez immédiatement d'utiliser le masseur. Si le masseur commence à émettre une odeur désagréable ou de brûlé, débranchez-le et arrêtez de l'utiliser. Ne déplacez pas le produit en tirant sur le cordon pour éviter de le desserrer. Le produit n'est pas destiné aux personnes ayant des limitations physiques, sensorielles ou mentales, y compris les enfants. Les personnes qui ne sont pas sensibles à la chaleur doivent utiliser la fonction de chauffage avec prudence. Consultez votre médecin avant utilisation si vous êtes enceinte, si vous avez des problèmes de peau, si vous utilisez un stimulateur cardiaque, si vous souffrez d'une maladie cardiaque, d'un cancer, d'ostéoporose ou si vous avez des problèmes de tension artérielle. Avant de nettoyer le produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez la surface avec un chiffon sec et doux et évitez les détergents corrosifs. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité pour éviter la décoloration ou les dommages.

Operação do dispositivo

O aparelho é muito fácil de usar - basta segurar o botão "M" por um breve momento para iniciar uma massagem relaxante no pescoço, que irá melhorar muito a circulação sanguínea e relaxar os músculos tensos após um árduo dia de trabalho.

Alterar a intensidade da massagem - para alterar o nível da massagem, basta pressionar o botão + ou - apropriado no painel de controle. A intensidade irá variar de 1-15

Alterar o modo de massagem - o massageador possui 4 modos de massagem automática definidos. Ao premir o botão "M", podemos selecionar os programas que mudam ciclicamente, aquele que melhor nos convém no momento.

Função de aquecimento - as cabeças integradas atuam como uma compressa de aquecimento, esta função é ativada com botão de aquecimento no lado esquerdo do painel de controle. Após ativar a função de aquecimento, a temperatura no aparelho começará a aumentar gradativamente. Para aumentar a temperatura de aquecimento ou desligá-lo completamente, pressione repetidamente o botão de aquecimento.

Para desfrutar ao máximo da massagem completa no pescoço, recomenda-se limpar suavemente a superfície da pele com um pano úmido antes da massagem. Não é recomendado massagear a região do pescoço por mais de 30 minutos por dia.

É estritamente proibido usar o massageador nas seguintes condições:

1. Dispositivos médicos eletrônicos incorporados, como marca-passo;
2. Dispositivos médicos eletrônicos de suporte à vida, como coração e pulmões artificiais;
3. Dispositivos eletrônicos médicos, como eletrocardiógrafo;
4. Locais inflamáveis, como postos de gasolina, oficinas com poeira de alta densidade ou usinas de gás.

Isso resultará na operação incorreta de dispositivos médicos eletrônicos, o que pode representar uma ameaça à vida e à saúde do usuário ou das pessoas ao seu redor. Se o massageador for usado com dispositivos cirúrgicos de alta

frequência, a área ao redor do eletrodo poderá queimar ou danificar o massageador. O desempenho do massageador pode ser instável se o produto for usado próximo a um dispositivo de terapia por ondas curtas ou micro-ondas (dentro de 1 metro). Durante a massagem, mantenha a placa do eletrodo longe de feridas e cicatrizes. Ao massagear, a placa do eletrodo não deve ficar próxima ao tórax ou ao coração, pois isso pode causar fibrilação cardíaca. Modificar sem autorização. Não mergulhe em água nem jogue no fogo, caso contrário o produto pode explodir.

Avisos e perigos

Antes de usar o massageador de pernas, siga as seguintes orientações de segurança e uso: Use apenas peças aprovadas pelo fabricante. A manutenção do produto requer licença e deve ser realizada por profissionais. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por pessoal qualificado para evitar riscos. Evite utilizar ou armazenar o produto em locais úmidos ou quentes. Depois de terminar a massagem, desconecte o cabo de alimentação e não use o massageador por mais de 15 minutos seguidos. Se ocorrer alguma reação adversa, pare de usar o massageador imediatamente. Se o massageador começar a emitir um cheiro desagradável ou de queimado, desligue-o e pare de usá-lo. Não mova o produto puxando o cabo para evitar que se solte. O produto não se destina a pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais, incluindo crianças. Pessoas que não são sensíveis ao calor devem utilizar a função de aquecimento com cautela. Consulte o seu médico antes de usar se estiver grávida, tiver problemas de pele, usar marca-passo, sofrer de doenças cardíacas, câncer, osteoporose ou problemas de pressão arterial. Antes de limpar o produto, desligue-o e desconecte o cabo de alimentação. Limpe a superfície com um pano macio e seco e evite detergentes corrosivos. Armazene em local fresco e seco, longe da luz solar direta e da umidade para evitar desbotamento ou danos à cor.

Funzionamento del dispositivo

Il dispositivo è molto facile da usare: basta tenere premuto il pulsante "-" per un breve momento per avviare un massaggio rilassante al collo, che migliorerà notevolmente la circolazione sanguigna e rilascerà i muscoli tesi dopo una dura giornata di lavoro.

Modifica dell'intensità del massaggio: per modificare il livello del massaggio è sufficiente premere l'apposito pulsante + o - sul pannello di controllo. L'intensità varierà da 1 a 15

Modifica della modalità di massaggio: il massaggiatore dispone di 4 modalità di massaggio automatiche definite. Premendo il pulsante "M" possiamo selezionare il programma che cambia ciclicamente, quello che attualmente ci si addice meglio.

Funzione di riscaldamento: le testine integrate fungono da impacco riscaldante, questa funzione viene attivata con pulsante di riscaldamento sul lato sinistro del pannello di controllo. Dopo aver attivato la funzione di riscaldamento, la temperatura nel dispositivo inizierà ad aumentare gradualmente. Per aumentare la temperatura di riscaldamento o spegnerlo completamente, premere ripetutamente il pulsante di riscaldamento.

Per godere appieno del massaggio completo del collo, si consiglia di pulire delicatamente la superficie della pelle con un panno umido prima del massaggio. Non è consigliabile massaggiare la zona del collo per più di 30 minuti al giorno.

È severamente vietato utilizzare il massaggiatore nelle seguenti condizioni:

1. Dispositivi elettronici medici incorporati come pacemaker;
2. Dispositivi medici elettronici di supporto vitale come cuore e polmoni artificiali;
3. Dispositivi elettronici medici come l'elettrocardiografo;
4. Luoghi infiammabili come stazioni di servizio, officine con polvere ad alta densità o impianti di gas.

Ciò comporterà un funzionamento errato dei dispositivi elettronici medici, che potrebbe rappresentare un pericolo per la vita e la salute dell'utente o delle

persone che lo circondano. Se il massaggiatore viene utilizzato con dispositivi chirurgici ad alta frequenza, l'area attorno al sito dell'elettrodo potrebbe bruciare o danneggiare il massaggiatore. Le prestazioni del massaggiatore potrebbero essere instabili se il prodotto viene utilizzato vicino a un dispositivo terapeutico a onde corte o a microonde (entro 1 metro). Durante il massaggio, tenere la piastra degli elettrodi lontana da ferite e cicatrici. Durante il massaggio, la piastra degli elettrodi non deve essere vicina al torace o al cuore, poiché ciò potrebbe causare fibrillazione cardiaca. modificare senza autorizzazione. Si prega di non immergerlo in acqua o gettarlo nel fuoco, altrimenti il prodotto potrebbe esplodere.

Avvertenze e pericoli

Prima di utilizzare il massaggiatore per gambe, seguire le seguenti linee guida sulla sicurezza e sull'uso: Utilizzare solo parti approvate dal produttore. La manutenzione del prodotto richiede un permesso e deve essere eseguita da professionisti. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato per evitare rischi. Evitare di utilizzare o conservare il prodotto in luoghi umidi o caldi. Una volta terminato il massaggio, scollegare il cavo di alimentazione e non utilizzare il massaggiatore per più di 15 minuti consecutivi. Se si verificano reazioni avverse, interrompere immediatamente l'uso del massaggiatore. Se il massaggiatore inizia ad emettere un odore sgradevole o di bruciato, scollegatelo e smettete di usarlo. Non spostare il prodotto tirando il cavo per evitare che si allenti. Il prodotto non è destinato a persone con limitazioni fisiche, sensoriali o mentali, compresi i bambini. Le persone non sensibili al calore dovrebbero utilizzare la funzione di riscaldamento con cautela. Consultare il proprio medico prima dell'uso in caso di gravidanza, se si hanno problemi alla pelle, se si utilizza un pacemaker, se si soffre di malattie cardiache, cancro, osteoporosi o se si hanno problemi di pressione sanguigna. Prima di pulire il prodotto, spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione. Pulire la superficie con un panno asciutto e morbido ed evitare detersivi corrosivi. Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità per evitare che il colore sbiadisca o si danneggi.

Provoz zařízení

Použití přístroje je velmi snadné - stačí krátce podržet tlačítko " " a spustí se relaxační masáž krku, která výrazně zlepší váš krevní oběh a uvolní napjaté svaly po náročném pracovním dni.

Změna intenzity masáže - pro změnu úrovně masáže stačí stisknout příslušné tlačítko + nebo - na ovládacím panelu. Intenzita se bude lišit od 1-15

Změna režimu masáže - masér má definované 4 automatické masážní režimy. Stisknutím tlačítka „M“ můžeme volit cyklicky se měnící programy, ten, který nám aktuálně nejvíce vyhovuje.

Funkce zahřívání - vestavěné hlavy fungují jako zahřívací obklad, tato funkce se aktivuje pomocí tlačítka topení na levé straně ovládacího panelu. Po aktivaci funkce zahřívání se teplota v zařízení začne postupně zvyšovat. Chcete-li zvýšit teplotu ohřevu nebo jej úplně vypnout, stiskněte opakovaně tlačítko ohřevu.

Pro plné vychutnání kompletní masáže krku se doporučuje před masáží jemně otřít povrch pokožky vlhkým hadříkem. Nedoporučuje se masírovat oblast krku déle než 30 minut denně.

Je přísně zakázáno používat masážní přístroj za následujících podmínek:

1. Vestavěná lékařská elektronická zařízení, jako je kardiostimulátor;
2. Lékařská elektronická zařízení na podporu života, jako je umělé srdce a plicce;
3. Lékařská elektronická zařízení, jako je elektrokardiograf;
4. Hořlavá místa, jako je čerpací stanice, dílna s vysokou hustotou prachu nebo plynárna.

To bude mít za následek nesprávné fungování lékařských elektronických zařízení, které může představovat ohrožení života a zdraví uživatele nebo osob v jeho okolí. Pokud je masážní přístroj používán s vysokofrekvenčními chirurgickými zařízeními, může oblast kolem místa elektrody popálit nebo poškodit masážní přístroj.

Výkon masážního přístroje může být nestabilní, pokud je produkt používán v blízkosti krátkovlnného nebo mikrovlnného terapeutického zařízení (do 1 metru). Během masáže držte elektrodovou desku mimo rány a jizvy. Při masáži by elektrodová deska neměla být v blízkosti hrudníku nebo srdce, protože to

může způsobit srdeční fibrilaci.

upravovat bez oprávnění. Neponořujte jej do vody ani nevhazujte do ohně, jinak může výrobek explodovat.

Varování a nebezpečí

Před použitím přístroje na masáž nohou dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití: Používejte pouze díly schválené výrobcem, Servis výrobku vyžaduje povolení a měli by jej provádět odborníci. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit kvalifikovaný personál, aby se předešlo riziku. Vyhněte se používání a neskladování produktu na vlhkých nebo horkých místech. Po dokončení masáže odpojte napájecí kabel a nepoužívejte masážní přístroj déle než 15 minut v kuse. Pokud se vyskytnou nějaké nežádoucí reakce, okamžitě přestaňte masér používat. Pokud masážní přístroj začne vydávat nepříjemný nebo pálivý zápach, odpojte jej a přestaňte jej používat. Nepřesouvejte produkt taháním za kabel, aby nedošlo k jeho uvolnění. Výrobek není určen pro osoby s fyzickým, smyslovým nebo duševním omezením, včetně dětí. Lidé, kteří nejsou citliví na teplo, by měli funkci topení používat opatrně. Před použitím se poraďte se svým lékařem, pokud jste těhotná, máte kožní problémy, používáte kardiostimulátor, trpíte srdečními chorobami, rakovinou, osteoporózou nebo máte problémy s krevním tlakem. Před čištěním produkt vypněte a odpojte napájecí kabel. Povrch čistěte suchým měkkým hadříkem a vyhněte se korozivním čistícím prostředkům. Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah přímého slunečního záření a vlhkosti, aby nedošlo k vyblednutí nebo poškození barvy.

Prevádzka zariadenia

Prístroj sa používa veľmi jednoducho - stačí na krátky okamih podržať tlačidlo "-" a spustí sa relaxačná masáž krku, ktorá výrazne zlepši váš krvný obeh a uvoľní napäté svaly po náročnom pracovnom dni.

Zmena intenzity masáže - pre zmenu úrovne masáže stačí stlačiť príslušné tlačidlo + alebo - na ovládacom paneli. Intenzita sa bude meniť od 1 do 15

Zmena masážneho režimu - masér má definované 4 automatické masážne režimy. Stlačením tlačidla „M“ si môžeme zvoliť cyklicky sa meniace programy, ten, ktorý nám momentálne najviac vyhovuje.

Funkcia zahrievania - vstavané hlavy fungujú ako zahrievací obklad, táto funkcia sa aktivuje pomocou

tlačidlo vykurovania na ľavej strane ovládacieho panela. Po aktivácii funkcie zahrievania sa teplota v zariadení začne postupne zvyšovať. Ak chcete zvýšiť teplotu ohrevu alebo ho úplne vypnúť, opakovane stláčajte tlačidlo ohrevu.

Aby ste si naplno užili kompletnú masáž krku, odporúča sa pred masážou jemne utrieť povrch pokožky vlhkou handričkou. Neodporúča sa masírovať oblasť krku viac ako 30 minút denne.

Je prísne zakázané používať masér za nasledujúcich podmienok:

1. Zabudované lekárske elektronické zariadenia, ako je kardiostimulátor;
2. Lekárske elektronické zariadenia na podporu života, ako sú umelé srdce a pľúca;
3. Lekárske elektronické zariadenia ako elektrokardiograf;
4. Horľavé miesta ako čerpacia stanica, dielňa s vysokou hustotou prachu alebo plynáreň.

To bude mať za následok nesprávnu prevádzku lekárskeho elektronického zariadenia, čo môže predstavovať ohrozenie života a zdravia používateľa alebo ľudí v jeho okolí. Ak sa masér používa s vysokofrekvenčnými chirurgickými zariadeniami, oblasť okolo miesta elektródy môže popáliť alebo poškodiť masér.

Výkon maséra môže byť nestabilný, ak sa výrobok používa v blízkosti zariadenia na krátkoennú alebo mikroennú terapiu (do 1 metra). Počas masáže držte elektródovú platňu mimo rán a jaziev. Pri masáži by elektródová doska nemala

byť v blízkosti hrudníka alebo srdca, pretože to môže spôsobiť srdcovú fibriláciu. upravovať bez povolenia. Neponárajte ho do vody ani ho neháďte do ohňa, inak môže výrobok explodovať.

Varovania a nebezpečenstvá

Pred použitím prístroja na masáž ňoh dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie: Používajte iba diely schválené výrobcom, Servis produktu vyžaduje povolenie a mail by ho vykonával odborník. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť kvalifikovaný personál, aby sa predišlo riziku. Výrobok nepoužívajte ani neskladujte na vlhkých alebo horúcich miestach. Po dokončení masáže odpojte napájací kábel a nepoužívajte masér dlhšie ako 15 minút. Ak sa vyskytnú akékoľvek nežiaduce reakcie, okamžite prestaňte masér používať. Ak masér začne vydávať neprjemný alebo pálivý zápach, odpojte ho a prestaňte ho používať. Nehýbte produktom ťahaním za kábel, aby ste predišli uvoľneniu. Výrobok nie je určený pre osoby s fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi obmedzeniami, vrátane detí. Ľudia, ktorí nie sú citliví na teplo, by mali funkciu vyhrievania používať opatrne. Pred použitím sa poraďte so svojim lekárom, ak ste tehotná, máte kožné problémy, používate kardiostimulátor, trpíte srdcovými chorobami, rakovinou, osteoporózou alebo máte problémy s krvným tlakom. Pred čistením produktu ho vypnite a odpojte napájací kábel. Povrch čistite suchou, mäkkou handričkou a vyhýbajte sa korozívnym čistiacim prostriedkom. Skladujte na chladnom a suchom mieste, chráňte pred priamym slnečným žiarením a vlhkosťou, aby ste zabránili vyblednutiu farby alebo poškodeniu.

Delovanje naprave

Naprava je zelo enostavna za uporabo - samo za kratek trenutek držite tipko "-", da začnete sproščujočo masažo vratu, ki bo močno izboljšala prekrvavitve in sprostila napete mišice po napornem delovnem dnevu.

Spreminjanje intenzivnosti masaže - za spremembo stopnje masaže preprosto pritisnite ustrezen gumb + ali - na nadzorni plošči. Intenzivnost se spreminja od 1 do 15

Spreminjanje načina masaže - masažna naprava ima 4 definirane avtomatske načine masaže. S pritiskom na tipko "M" lahko izberemo ciklično spreminjajočo se programe, tistega, ki nam trenutno najbolj ustreza.

Funkcija ogrevanja - vgrajene glave delujejo kot ogrevalni obkladek, to funkcijo aktivirate z gumb za ogrevanje na levi strani nadzorne plošče. Po vklopu funkcije ogrevanja se bo temperatura v napravi začela postopoma povečevati. Če želite temperaturo ogrevanja povečati ali popolnoma izklopiti, večkrat pritisnite gumb za ogrevanje.

Za popoln užitek v popolni masaži vratu je priporočljivo, da površino kože pred masažo nežno obrišete z vlažno krpo. Predelu vratu ni priporočljivo masirati več kot 30 minut na dan.

Strogo je prepovedano uporabljati masažni aparat v naslednjih primerih:

1. Vgrajene medicinske elektronske naprave, kot je srčni spodbujevalnik;
2. medicinske elektronske naprave za vzdrževanje življenja, kot so umetno srce in pljuča;
3. Medicinske elektronske naprave, kot je elektrokardiograf;
4. Vnetljiva mesta, kot so bencinska črpalka, delavnica z visoko gostoto prahu ali plinarna.

Posledica tega je nepravilno delovanje medicinskih elektronskih naprav, kar lahko ogroža življenje in zdravje uporabnika ali ljudi v njegovi bližini. Če se masažni aparat uporablja z visokofrekvenčnimi kirurškimi napravami, lahko območje okoli mesta elektrode opeče ali poškoduje masažni aparat. Delovanje masažnega aparata je lahko nestabilno, če izdelek uporabljate v bližini kratkovalovne ali mikrovalovne terapevtske naprave (znotraj 1 metra).

Med masažo držite elektrodno ploščo stran od ran in brazgotin. Med masiranjem elektrodna plošča ne sme biti blizu prsnega koša ali srca, ker lahko povzroči srčno fibrilacijo, spreminjati brez pooblastila. Ne potapljajte ga v vodo ali mečite v ogenj, sicer lahko izdelek eksplodira.

Opozorila in nevarnosti

Pred uporabo masažnega aparata za noge upoštevajte naslednja navodila za varnost in uporabo: Uporabljajte samo dele, ki jih je odobril proizvajalec. Za servisiranje izdelka je potrebno dovoljenje in ga morajo izvajati strokovnjaki. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati usposobljeno oseba, da preprečite tveganje. Izogibajte se uporabi ali shranjevanju izdelka na vlažnih ali vročih mestih. Ko končate z masažo, izključite napajalni kabel in masažnega aparata ne uporabljajte več kot 15 minut naenkrat. Če se pojavijo neželeni učinki, takoj prenehajte z uporabo masažnega aparata. Če začne masažna naprava oddajati neprijeten vonj ali vonj po zažganem, jo izklopite in prenehajte uporabljati. Izdelka ne premikajte tako, da vlečete za kabel, da se izognete zrahljanju. Izdelek ni namenjen osebam s fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi omejitvami, vključno z otroki. Osebe, ki niso občutljive na toploto, morajo uporabljati funkcijo grejta previdno. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom, če ste noseči, imate težave s kožo, uporabljate srčni spodbujevalnik, imate bolezni srca, raka, osteoporozo ali imate težave s krvnim tlakom. Pred čiščenjem izdelka izklopite in izvilcite napajalni kabel. Površino čistite s suho, mehko krpo in se izogibajte jedkim detergentom. Hraniti na hladnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe in vlage, da preprečite bledenje ali poškodbe barve.

Seadme töö

Seadet on väga lihtne kasutada – lihtsalt hoidke lühikest aega "-" nuppu, et alustada lõõgastavat kaelamassaaži, mis parandab oluliselt teie vereringet ja lõdvestab pinges lihaseid pärast rasket tööpäeva.

Massaaži intensiivsuse muutmine – massaaži taseme muutmiseks vajutage lihtsalt vastavat + või - nuppu juhtpaneelil. Intensiivsus varieerub vahemikus 1-15

Massaažirežiimi muutmine - masseerijal on 4 määratletud automaatset massaažirežiimi. "M" nupule vajutades saame valida tsükliliselt muutuvaid programme, seda, mis meile parasjagu kõige paremini sobib.

Soojendusfunktsioon - sisseehitatud pead toimivad soojendava kompressina, see funktsioon aktiveeritakse küttenupp juhtpaneeli vasakul küljel. Pärast soojendusfunktsiooni aktiveerimist hakkab temperatuur seadmes järk-järgult tõusma. Küttemperatuuri tõstmiseks või selle täielikuks väljalülitamiseks vajutage korduvalt kuumusnuppu.

Kaela täieliku massaaži täielikuks nautimiseks on soovitatav enne massaaži nahapinda õrnalt niiske lapiga pühkida. Kaela piirkonda ei soovitata masseerida üle 30 minuti päevas.

Masseerija kasutamine on rangelt keelatud järgmistel tingimustel:

1. sisseehitatud elektroonikaseadmed, näiteks südamestimulaator;
2. meditsiinilised elektroonilised elu toetavad seadmed, nagu tehissüda ja kopsud;
3. Elektroonilised meditsiiniseadmed, näiteks elektrokardiograaf;
4. Tuleohtlikud kohad nagu bensiinijaam, suure tihedusega tolmuga töökoda või gaasijaam.

See toob kaasa meditsiiniliste elektroonikaseadmete ebaõige kasutamise, mis võib ohustada kasutaja või teda ümbritsevate inimeste elu ja tervist. Kui masseerijat kasutatakse kõrgsageduslike kirurgiliste seadmetega, võib elektroodi ümbrus põletada või masseerijat kahjustada.

Masseerija jõudlus võib olla ebastabiilne, kui toodet kasutatakse lühilaine- või mikrolaineteraapia seadme läheduses (1 meetri raadiuses). Massaaži ajal hoidke elektroodiplaati haavadest ja armidest eemal, Masseerimisel ei tohiks

elektroodiplaati olla rindkere ega südame lähedal, kuna see võib põhjustada südame virvendust, muuta ilma loata. Ärge kastke seda vette ega visake tulle, muidu võib toode plahvatada.

Hoiatused ja ohud

Enne jalamassaaži kasutamist järgige järgmisi ohutus- ja kasutusjuhiseid: Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud osi. Toote hooldamine nõuab luba ja seda peaksid tegema professionaalid. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab kvalifitseeritud personal selle ohu vältimiseks välja vahetama. Vältige toote kasutamist või hoidmist niiskes või kuumas kohas. Kui olete massaaži lõpetanud, eemaldage toitejuhe ja ärge kasutage masseerijat korraga kauem kui 15 minutit. Kõrvaltoimete ilmnemisel lõpetage koheselt masseerija kasutamine. Kui masseerija hakkab eritama ebameeldivat või põletavat lõhna, eemaldage see vooluvõrgust ja lõpetage selle kasutamine. Lõdvenemise vältimiseks ärge liigutage toodet juhtmest tõmmates. Toode ei ole mõeldud füüsiliste, sensorsete või vaimsete piirangutega inimestele, sealhulgas lastele. Inimesed, kes ei ole kuumuse suhtes tundlikud, peaksid küttefunktsiooni kasutama ettevaatlikult. Enne kasutamist pidage nõu oma arstiga, kui olete rase, teil on probleeme nahaga, kasutate südamestimulaatorit, põete südamehaigusi, vähki, osteoporoosi või teil on probleeme vererõhuga. Enne toote puhastamist lülitage see välja ja eemaldage toitejuhe. Puhastage pind kuiva pehme lapiga ja vältige söövitavaid puhastusvahendeid, Hoida jahedas ja kuivas kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse ja niiskuse eest, et vältida värvi tuhmumist või kahjustamist.

Prietaiso veikimas

Prietaisą labai paprasta naudoti – tiesiog trumpam palaikykite nuspaudę „-“ mygtuką, kad pradėtumėte atpalaiduojantį kaklo masažą, kuris labai pagerins Jūsų kraujotaką ir atpalaiduos įsitempusius raumenis po sunkios darbo dienos.

Masažo intensyvumo keitimas – norėdami pakeisti masažo lygį, tiesiog paspauskite atitinkamą + arba - mygtuką valdymo skydelyje. Intensyvumas svyruos nuo 1 iki 15

Masažo režimo keitimas – masažuoklis turi 4 apibrėžtus automatinius masažo režimus. Paspaudę „M“ mygtuką, galime pasirinkti cikliškai besikeičiančias programas, tokias, kurios šiuo metu jums labiausiai tinka.

Apšilimo funkcija - Įmontuotos galvutės veikia kaip šildantis kompresas, ši funkcija aktyvuojama su šildymo mygtukas kairėje valdymo skydelio pusėje. Įjungus pašildymo funkciją, temperatūra prietaise pradės palaipsniui didėti. Norėdami padidinti šildymo temperatūrą arba visiškai jį išjungti, kelis kartus paspauskite šildymo mygtuką.

Norint pilnai mėgautis visu kaklo masažu, prieš masažą rekomenduojama švelniai nuvalyti odos paviršių drėgna šluoste. Nerekomenduojama kaklo srities masažuoti ilgiau nei 30 minučių per dieną.

Masažuoklį griežtai draudžiama naudoti šiomis sąlygomis:

1. Integruoti elektroniniai medicinos prietaisai, tokie kaip širdies stimulatorius;
2. Medicininiai elektroniniai gyvybės palaikymo prietaisai, tokie kaip dirbtinė širdis ir plaučiai;
3. Medicininiai elektroniniai prietaisai, tokie kaip elektrokardiografas;
4. Degios vietos, tokios kaip degalinė, dirbtuvės su didelio tankio dulkėmis arba dujų gamykla.

Tai sukels netinkamą elektroninių medicinos prietaisų veikimą, o tai gali kelti grėsmę vartotojo ar aplinkinių žmonių gyvybei ir sveikatai. Jei masažuoklis naudojamas su aukšto dažnio chirurginiais prietaisais, vieta aplink elektrodo gali nudegti arba sugadinti masažuoklį. Masažuoklio veikimas gali būti nestabilus, jei gaminys naudojamas šalia trumpųjų bangų ar mikrobangų terapijos prietaiso (1 metro atstumu). Masažo metu saugokite elektrodo plokštelę nuo žaizdų ir randų. Masažuojant elektrodo

plokštelė neturi būti šalia krūtinės ar širdies, nes tai gali sukelti širdies virpėjimą, keisti balneidimą. Nenardinkite jo į vandenį ir nemeskite į ugnį, kitaip gaminys gali sprogti.

Įspėjimai ir pavojai

Prieš naudodami kojų masažuoklį, laikykitės šių saugos ir naudojimo rekomendacijų: Naudokite tik gamintojo patvirtintas dalis. Gaminio priežiūrai reikalingas personalas, kad būtų išvengta rizikos. Nenaudokite arba nelaikykite gaminio drėgnose ar karštosiose vietose. Baigę masažą ištraukite maitinimo laidą ir nenaudokite masažuoklio ilgiau nei 15 minučių vienu metu. Jei atsiranda kokių nors nepageidaujamų reakcijų, nedelsdami nustokite naudoti masažuoklį. Jei masažuoklis pradeda skleisti nemalonų ar deginantį kvapą, ištraukite jį iš elektros lizdo ir nebenaudokite. Nejudinkite gaminio traukdami už laido, kad neatsipalaiduotų. Produktas nėra skirtas žmonėms, turintiems fizinių, jutimų ar psichikos sutrikimų, įskaitant vaikus. Žmonės, kurie nėra jautrūs karščiui, šildymo funkciją turėtų naudoti atsargiai. Prieš vartodami pasitarkite su gydytoju, jei esate nėščia, turite odos problemų, naudojate širdies stimulatorių, sergate širdies liga, vėžiu, osteoporozė ar turite kraujospūdžio problemų. Prieš valydamis gaminį išjunkite jį ir atjunkite maitinimo laidą. Nuvalykite paviršius sausa, minkšta šluoste ir venkite korozinių valiklių. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės, kad spalva neišbluktų ar nepažeistų.

Ierīces darbība

Ierīce ir ļoti vienkārši lietojama – tikai īsu brīdi turiet nospiestu pogu "-", lai sāktu relaksējošu kakla masāžu, kas ievērojami uzlabos Jūsu asinsriti un atslābinās saspringtos muskuļus pēc smagas darba dienas.

Masāžas intensitātes maiņa - lai mainītu masāžas līmeni, vienkārši nospiediet atbilstošo + vai - pogu vadības panelī. Intensitāte mainīsies no 1-15

Masāžas režīma maiņa - masierim ir 4 definēti automātiskie masāžas režīmi. Nospiežot pogu "M", mēs varam izvēlēties cikliski mainīgas programmas, to, kas jums šobrīd ir vispiemērotākais.

Iesildīšanās funkcija - iebūvētās galviņas darbojas kā sildoša komprese, šī funkcija tiek aktivizēta ar sildīšanas pogu vadības panelā kreisajā pusē. Pēc iesildīšanas funkcijas aktivizēšanas temperatūra ierīcē sāks pakāpeniski paaugstināties. Lai paaugstinātu sildīšanas temperatūru vai pilnībā izslēgtu to, atkārtoti nospiediet sildīšanas pogu.

Lai pilnībā izbaudītu visu kakla masāžu, pirms masāžas ieteicams maigi noslaucīt ādas virsmu ar mitru drāni. Nav ieteicams masēt kakla zonu ilgāk par 30 minūtēm dienā.

Masieri ir stingri aizliegti lietot šādos apstākļos:

1. Iegultās medicīniskās elektroniskās ierīces, piemēram, elektrokardiostimulators;
2. Medicīniskās elektroniskās dzīvības uzturēšanas ierīces, piemēram, mākslīgā sirds un plaušas;
3. Medicīniskās elektroniskās ierīces, piemēram, elektrokardiogrāfs;
4. Uzliesmojošas vietas, piemēram, degvielas uzpildes stacija, darbnīca ar augsta blīvuma putekļiem vai gāzes iekārta.

Tas radīs nepareizu medicīnisko elektronisko ierīču darbību, kas var apdraudēt lietotāja vai apkārtējo cilvēku dzīvību un veselību. Ja masieri lieto kopā ar augstfrekvences ķirurģiskām ierīcēm, zona ap elektrodu vietu var apdegt vai sabojāt masieri.

Masāžas ierīces darbība var būt nestabila, ja produkts tiek izmantots isviļņu vai mikroviļņu terapijas ierīces tuvumā (1 metra rādiusā). Masāžas laikā turiet

elektrodu plāksni prom no brūcēm un rētām. Masāžas laikā elektrodu plāksne nedrīkst atrasties krūškurvja vai sirds tuvumā, jo tas var izraisīt sirds fibrilāciju.

mainīt bez atļaujas. Lūdzu, neiegremdējiet to ūdenī un nemetiet to ugunī, pretējā gadījumā produkts var eksplodēt.

Bridinājumi un briesmas

Pirms kāju masiera lietošanas ievērojiet šādus drošības un lietošanas norādījumus: Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātas detaļas. Produkta apkopei ir nepieciešama atļauja, un tā ir jāveic profesionāļiem. Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina kvalificētam personālam, lai novērstu risku. Izvairieties no produkta lietošanas vai glabāšanas mitrās vai karstās vietās. Kad esat pabeidzis masāžu, atvienojiet strāvas vadu un neizmantojiet masieri ilgāk par 15 minūtēm. Ja rodas nevēlamas reakcijas, nekavējoties pārtrauciet masiera lietošanu. Ja masieris sāk izdalīt nepatīkamu vai dedzinošu smaku, atvienojiet to un pārtrauciet tā lietošanu. Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot aiz vada, lai izvairītos no atslābšanas. Produkts nav paredzēts cilvēkiem ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem ierobežojumiem, tostarp bērniem, Cilvēkiem, kuri nav jutīgi pret karstumu, sildīšanas funkcija jāizmanto piesardzīgi. Pirms lietošanas konsultējieties ar savu ārstu, ja esat grūtniece, jums ir ādas problēmas, lietojat elektrokardiostimulatoru, ciešat no sirds slimībām, vēža, osteoporozes vai asinsspiediena problēmas. Pirms izstrādājuma tīrīšanas izslēdziet to un atvienojiet strāvas vadu. Noīriet virsmu ar sausu, mitkstu drāniņu un izvairieties no kodīgiem mazgāšanas līdzekļiem. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem un mitruma, lai novērstu krāsas izbalēšanu vai bojājumus.

Drift av enheten

Enheden er veldig enkel å bruke - bare hold inne "-"-knappen et kort øyeblikk for å starte en avslappende nakke massasje, som vil forbedre blodsirkulasjonen betraktelig og slappe av ansenete muskler etter en hard dags arbeid.

Endre massasjeintensiteten - for å endre massasjenivået, trykk ganske enkelt på den aktuelle + eller - knappen på kontrollpanelet. Intensiteten vil variere fra 1-15

Endre massasjemodus - massasjeapparatet har 4 definerte automatiske massasjemoduser. Ved å trykke på "M"-knappen kan vi velge syklisk skiftende programmer, det som for øyeblikket passer oss best.

Oppvarmingsfunksjon - innebygde hoder fungerer som en varmende kompress, denne funksjonen aktiveres med varmeknapp på venstre side av kontrollpanelet. Etter aktivering av oppvarmingsfunksjonen vil temperaturen i enheten begynne å øke gradvis. For å øke varmetemperaturen eller slå den helt av, trykk gjentatte ganger på varmeknappen.

For å nyte den komplette nakke massasjen, anbefales det å tørke forsiktig av hudoverflaten med en fuktig klut før massasjen. Det anbefales ikke å massere nakkeområdet i mer enn 30 minutter om dagen.

Det er strengt forbudt å bruke massasjeapparatet under følgende forhold:

1. Innebygd medisinsk elektronisk utstyr som pacemaker;
2. Medisinsk elektronisk livstøtteutstyr som kunstig hjerte og lunger;
3. Medisinsk elektronisk utstyr som elektrokardiograf;
4. Brannfarlige steder som en bensinstasjon, et verksted med støv med høy tetthet eller et gassanlegg.

Dette vil resultere i feil bruk av medisinsk elektronisk utstyr, som kan utgjøre en trussel mot liv og helse til brukeren eller personer rundt ham. Hvis massasjeapparatet brukes med høyfrekvente kirurgiske enheter, kan området rundt elektrodestedet brenne eller skade massasjeapparatet. Ytelsen til massasjeapparatet kan være ustabil hvis produktet brukes i nærheten av en kortbølge- eller mikrobølgebehandlingseenhet (innen 1 meter). Hold elektrodeplaten unna sår og arr under massasjen. Når du masserer, bør

ikke elektrodeplaten være nær brystet eller hjertet, da dette kan forårsake hjerteflimrer, endre uten tillatelse. Ikke senk den i vann eller kast den i ild, ellers kan produktet eksplodere.

Advarsler og farer

Før du bruker benmassasjeapparatet, følg følgende retningslinjer for sikkerhet og bruk: Bruk kun deler som er godkjent av produsenten. Service på produktet krever tillatelse og bør utføres av fagfolk. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av kvalifisert personell for å unngå risiko. Unngå å bruke eller oppbevare produktet på fuktige eller varme steder. Når du er ferdig med massasjen, koble fra strømledningen og ikke bruk massasjeapparatet i mer enn 15 minutter av gangen. Hvis noen bivirkninger oppstår, slutt å bruke massasjeapparatet umiddelbart. Hvis massasjeapparatet begynner å avgi en ubehagelig eller brennende lukt, trekk ut støpselet og slutt å bruke det. Ikke flytt produktet ved å trekke i ledningen for å unngå å løsne. Produktet er ikke beregnet på personer med fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger, inkludert barn. Personer som ikke er følsomme for varme bør bruke varmfunksjonen med forsiktighet. Rådfør deg med legen din før bruk hvis du er gravid, har hudproblemer, bruker pacemaker, lider av hjertesykdom, kreft, osteoporose eller har blodtryksproblemer. Før du rengjør produktet, slå det av og trekk ut strømledningen. Rengjør overflaten med en tørr, myk klut og unngå etsende rengjøringsmidler. Oppbevares på et kjølig, tørt sted, vekk fra direkte sollys og fuktighet for å forhindre at fargen falmer eller skades.

Laitteen toiminta

Laitte on erittäin helpokäyttöinen - pidä vain "+"-painiketta painettuna hetken aloittaaksesi rentouttavan niskahieronnan, joka parantaa huomattavasti verenkiertoasi ja rentouttaa jännittyneitä lihaksia raskaan työpäivän jälkeen.

Hieronnan intensiteetin muuttaminen - muuttaaksesi hieronnan tasoa, paina vain sopivaa + tai - painiketta ohjauspaneelissa. Voimakkuus vaihtelee välillä 1-15

Hierontatiljan vaihtaminen - hierontalaitteessa on 4 määritettyä automaattista hierontatilaa, Painamalla "M"-painiketta voimme valita syklistä vaihtuvia ohjelmia, se, joka tällä hetkellä sopii meille parhaiten.

Lämmitystoiminto - sisäänrakennetut päät toimivat lämmittävänä kompressina, tämä toiminto aktivoidaan lämmityspainike ohjauspaneelin vasemmalla puolella, Lämmitystoiminnon aktivoinnin jälkeen laitteen lämpötila alkaa nousta vähitellen. Nostaaksesi lämmityslämpötilaa tai sammuttaaksesi sen kokonaan, paina lämmityspainiketta toistuvasti.

Jotta voisit nauttia täydellisestä niskahieronnasta, on suositeltavaa pyyhkiä ihon pinta varovasti kostealla liinalla ennen hierontaa. Kaulan alueen hieromista ei suositella yli 30 minuuttia päivässä.

Hierontalaitteen käyttö on ehdottomasti kielletty seuraavissa olosuhteissa:

1. Sulautetut lääketieteelliset elektroniset laitteet, kuten sydämentahdistin;
2. Lääketieteelliset elektroniset elämää ylläpitävät laitteet, kuten tekosydän ja keuhkot;
3. Elektroniset lääketieteelliset laitteet, kuten elektrokardiografi;
4. Syytyvät paikat, kuten huoltoasema, työpaja, jossa on tiheää pölyä tai kaasulaitos.

Tämä johtaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden virheelliseen toimintaan, mikä voi vaarantaa käyttäjän tai hänen ympärillään olevien ihmisten hengen ja terveyden. Jos hierontalaitetta käytetään korkeataajuisen kirurgisten laitteiden kanssa, elektrodikohtaa ympäröivä alue voi polttaa tai vahingoittaa hierontalaitetta.

Hierontalaitteen suorituskyky voi olla epävakaa, jos tuotetta käytetään

lyhytaalto- tai mikroaaltohoitolaiteen lähellä (1 metrin säteellä), Pidä elektrodilevy poissa haavoista ja arpeista hieronnan aikana. Hierrotaessa elektrodilevy ei saa olla lähellä rintakehää tai sydäntä, koska tämä voi aiheuttaa sydämen värinää. muokata ilman lupaa. Älä upota sitä veteen tai heitä sitä tuleen, muuten tuote voi räjähtää.

Varoitukset ja vaarat

Ennen kuin käytät jalkahierontalaitetta, noudata seuraavia turvallisuus- ja käyttöohjeita: Käytä vain valmistajan hyväksymiä osia. Tuotteen huolto vaatii luvan, ja sen tulee suorittaa ammattilainen. Jos virtajohto on vaurioitunut, pätevä henkilöstön on vaihdettava se riskien välttämiseksi. Vältä tuotteen käyttöä tai säilyttämistä kosteissa tai kuumissa tiloissa. Kun olet lopettanut hieronnan, irrota virtajohto äläkä käytä hierontalaitetta yli 15 minuuttia kerrallaan. Jos haittavaikutuksia ilmenee, lopeta hierontalaitteen käyttö välittömästi. Jos hierontalaitte alkaa tuottaa epämiellyttävää tai polttavaa hajua, irrota se pistorasiasta ja lopeta sen käyttö. Älä siirrä tuotetta vetämällä johdosta välttääksesi löystymisen. Tuotetta ei ole tarkoitettu ihmisille, joilla on fyysisiä, sensorisia tai henkisiä rajoitteita, mukaan lukien lapset, ihmisten, jotka eivät ole herkkiä lämmölle, tulee käyttää lämmitystoimintoa varoen. Keskustelee lääkärisi kanssa ennen käyttöä, jos olet raskaana, sinulla on lho-ongelmia, käytät sydämentahdistinta, sinulla on sydänsairaus, syöpä, osteoporoosi tai sinulla on verenpaineongelmia. Ennen kuin puhdistat tuotteen, sammuta se ja irrota virtajohto, Puhdistaa pinta kuivalla, pehmeällä liinalla ja vältä syövyttäviä pesuaineita. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta ja kosteudelta värin haalistumisen tai vahingoittumisen estämiseksi.

A készülék működése

A készülék használata nagyon egyszerű - csak tartsa lenyomva a "-" gombot egy rövid pillanatra, hogy elindítsa a lazító nyakmasszázsot, amely nagymértékben javítja a vérkeringést és ellazítja a feszült izmokat egy fárasztó munkanap után.

A masszázst intenzitásának megváltoztatása - a masszázsszint megváltoztatásához egyszerűen nyomja meg a megfelelő + vagy - gombot a kezelőpanelen. Az intenzitás 1-15 között változik.

Masszázs mód megváltoztatása - a masszírozónak 4 meghatározott automatikus masszázsmódja van. Az „M” gomb megnyomásával kiválaszthatjuk a ciklikusan változó programokat, az aktuálisan nekünk legmegfelelőbbet.

Melegítő funkció - a beépített fejek melegítő borogatásként működnek, ez a funkció ezzel aktiválható fűtés gomb a kezelőpanel bal oldalán. A bemelegítés funkció aktiválása után a készülék hőmérséklete fokozatosan emelkedni kezd. A fűtési hőmérséklet növeléséhez vagy teljes kikapcsolásához nyomja meg többször a fűtés gombot.

A teljes nyakmasszázs teljes élvezetéhez ajánlott a bőrfelületet óvatosan áttörölni egy nedves ruhával a masszázás előtt. Nem ajánlott napi 30 percnél tovább masszírozni a nyak területét.

Szigorúan tilos a masszírozót használni az alábbi körülmények között:

1. Beágyazott orvosi elektronikus eszközök, például pacemaker;
2. Orvosi elektronikus életfenntartó eszközök, például műszív és tüdő;
3. Orvosi elektronikus eszközök, például elektrokardiográf;
4. Tűzveszélyes helyek, például benzinkút, nagy sűrűségű porral rendelkező műhely vagy gázüzem.

Ez az orvosi elektronikus eszközök helytelen működését eredményezi, ami veszélyt jelenthet a felhasználó vagy a körülötte lévő személyek életére és egészségére. Ha a masszírozót nagyfrekvenciás sebészeti eszközökkel használják, az elektroda körüli terület megéghet vagy károsíthatja a masszírozót.

A masszírozó teljesítménye instabil lehet, ha a terméket rövidhullámú vagy mikrohullámú terápiás készülék közelében (1 méteren belül) használják. A masszázst során tartsa távol az elektródalemezt sebektől és hegektől. Masszírozáskor az elektródalap ne legyen a melkas vagy a szív közelében, mert ez szívfibrillációt okozhat. Engedély nélkül módosítani. Kérjük, ne merítse vízbe és ne dobja tűzbe, különben a termék felrobbanhat.

Figyelmeztetések és veszélyek

A lábmasszírozó használata előtt kérjük, kövesse az alábbi biztonsági és használati irányelveket: Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használjon. A termék szervizeléséhez engedély szükséges, és azt szakembereknek kell elvégezniük. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében szakképzett személynek kell kicserélnie. Kerülje a termék nedves vagy meleg helyen való használatát vagy tárolását. Ha befejezte a masszázst, húzza ki a tápkábelt, és ne használja a masszírozót 15 percnél tovább. Ha bármilyen mellékhatás jelentkezik, azonnal hagyja abba a masszírozó használatát. Ha a masszírozó kellemetlen vagy égető szagot kezd kibocsátani, húzza ki a konnektorból, és hagyja abba a használatát. Ne mozgassa a terméket a kábelnél fogva, hogy elkerülje a kilazulást. A terméket nem szánják fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élőknek, beleértve a gyermekeket is. A hőre nem érzékeny személyeknek óvatosan kell használniuk a fűtési funkciót. Használat előtt konzultáljon orvosával, ha terhes, bőrpertélmái vannak, szívritmus-szabályozót használ, szívbetegségben, rákban, csonttritkulásban szenved vagy vérnyomásproblémái vannak. A termék tisztítása előtt kapcsolja ki, és húzza ki a tápkábelt. Tisztítsa meg a felületet száraz, puha ruhával, és kerülje a korrozív tisztítószerkeket. Tárolja hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől és nedvességtől védve, hogy elkerülje a szín fakulását vagy károsodását.

Funcționarea dispozitivului

Aparatul este foarte ușor de folosit - doar țineți apăsat butonul "-" pentru un moment scurt pentru a începe un masaj relaxant al gâtului, care va îmbunătăți foarte mult circulația sangelui și va relaxa mușchii încordați după o zi grea de muncă.

Modificarea intensității masajului - pentru a schimba nivelul de masaj, apăsați pur și simplu butonul "+" sau - corespunzător de pe panoul de control. Intensitatea va varia de la 1 la 15.

Schimbarea modului de masaj - aparatul de masaj are 4 moduri de masaj automat definite. Prin apăsarea butonului „M”, putem selecta programe cu schimbare ciclică, cea care în prezent ni se potrivește cel mai bine.

Funcția de încălzire - capetele încorporate acționează ca o compresă de încălzire, această funcție este activată cu butonul de încălzire din partea stângă a panoului de comandă. După activarea funcției de încălzire, temperatura din dispozitiv va începe să crească treptat. Pentru a crește temperatura de încălzire sau pentru a o opri complet, apăsați butonul de încălzire în mod repetat.

Pentru a vă bucura din plin de masajul complet al gâtului, se recomandă să ștergeți ușor suprafața pielii cu o cârpă umedă înainte de masaj. Nu se recomandă masajul zonei gâtului mai mult de 30 de minute pe zi.

Este strict interzisă utilizarea aparatului de masaj în următoarele condiții:

1. Dispozitive electronice medicale încorporate, cum ar fi stimulatorul cardiac;
2. Dispozitive electronice medicale de susținere a vieții, cum ar fi inima și plămânii artificiali;
3. Dispozitive electronice medicale, cum ar fi electrocardiograf;
4. Locuri inflamabile precum o benzinărie, un atelier cu praf de mare densitate sau o instalație de gaz.

Acest lucru va duce la funcționarea incorectă a dispozitivelor electronice medicale, care poate reprezenta o amenințare pentru viața și sănătatea utilizatorului sau a persoanelor din jurul său. Dacă aparatul de masaj este utilizat cu dispozitive chirurgicale de înaltă frecvență, zona din jurul locului electrodului poate arde sau deteriora aparatul de masaj.

Performanța aparatului de masaj poate fi instabilă dacă produsul este utilizat în apropierea unui dispozitiv de terapie cu unde scurte sau cu microunde (la mai puțin de 1 metru). În timpul masajului, țineți placa cu electrod departe de răni și cicatrici. Când masați, placa electrodului nu trebuie să fie în apropierea pieptului sau a inimii, deoarece aceasta poate provoca fibrilație cardiacă. modifica fara autorizatie, Vă rugăm să nu-l scufundați în apă și nu îl aruncați în foc, altfel produsul poate exploda.

Avertismente și pericole

Înainte de a utiliza aparatul de masaj pentru picioare, vă rugăm să urmați următoarele instrucțiuni de siguranță și utilizare: Utilizați numai piese aprobate de producător. Întreținerea produsului necesită o autorizație și trebuie efectuată de profesioniști. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de personal calificat pentru a preveni un risc. Evitați utilizarea sau depozitarea produsului în locuri umede sau fierbinți. După ce ați terminat masajul, deconectați cablul de alimentare și nu utilizați aparatul de masaj mai mult de 15 minute o dată. Dacă apar reacții adverse, opriți imediat utilizarea aparatului de masaj. Dacă aparatul de masaj începe să emită un miros neplăcut sau de ars, scoateți-l din priză și încetați să îl utilizați. Nu mutați produsul trăgând de cablu pentru a evita slăbirea. Produsul nu este destinat persoanelor cu limitări fizice, senzoriale sau mentale, inclusiv copiilor. Persoanele care nu sunt sensibile la căldură ar trebui să folosească funcția de încălzire cu precauție. Consultați-vă medicul înainte de utilizare dacă sunteți însărcinată, aveți probleme cu pielea, utilizați un stimulator cardiac, suferiți de boli de inimă, cancer, osteoporoză sau aveți probleme cu tensiunea arterială. Înainte de a curăța produsul, opriți-l și deconectați cablul de alimentare. Curățați suprafața cu o cârpă uscată și moale și evitați detergenții corozivi. Depozitați într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui și umiditate pentru a preveni decolorarea sau deteriorarea culorii.

زاهج لاي غشت

الجهاز سهل الاستخدام للغاية - ما عليك سوى الضغط على الزر "M" للحظة قصيرة لبدء تدليك مريح للرقبة، مما سيحسن الدورة الدموية بشكل كبير ويريح العضلات المتوترة بعد يوم عمل شاق.

تغيير شدة التدليك - تغيير مستوى التدليك، ما عليك سوى الضغط على الزر + أو - المناسب على لوحة التحكم. يختلف الشدة من 1 إلى 15

يمكننا اختيار البرامج "M" تغيير وضع التدليك - يحتوي جهاز التدليك على 4 أوضاع تدليك تلقائية محددة، بالضغط على الزر المتغيرة دوريًا، وهو البرنامج الذي يناسبنا حاليًا

وظيفة الإحماء - تعمل الرؤوس المدمجة كمشغول للدفقة، ويتم تفعيل هذه الوظيفة من خلالها زر التسخين الموجود على الجانب الأيسر من لوحة التحكم بعد تفعيل وظيفة الإحماء، ستبدأ درجة الحرارة في الجهاز في الارتفاع تدريجيًا لزيادة درجة حرارة التسخين أو إيقاف تشغيله تمامًا، اضغط على زر التسخين بشكل متكرر

لاستمتاع الكامل بتدليك الرقبة بالكامل، يوصى بمسح سطح الجلد بلطف بقطعة قماش مبللة قبل التدليك. لا ينصح بتدليك منطقة الرقبة لأكثر من 30 دقيقة يوميًا

يتمتع معنا باتنا استخدام المدك في الحالات التالية

1. الأجهزة الإلكترونية الطبية المدمجة مثل جهاز تنظيم ضربات القلب
2. أجهزة دعم الحياة الإلكترونية الطبية مثل القلب الاصطناعي والربوتين
3. الأجهزة الإلكترونية الطبية مثل مضخة كهربية للقلب
4. الأماكن القابلة للاشتعال مثل محطة الوقود أو ورشة ذات غاز عالي الكثافة أو محطة الغاز

سيؤدي ذلك إلى التشغيل غير الصحيح للأجهزة الإلكترونية الطبية، مما قد يشكل خطرًا على حياة وصحة المستخدم أو الأشخاص المحيطين به. إذا تم استخدام جهاز التدليك مع أجهزة جراحية عالية التردد، فقد تحرق المنطقة المحيطة بموقع القطب الكهربائي أو تنتفج جهاز التدليك

قد يكون أداء جهاز التدليك غير مستقر إذا تم استخدام المنتج بالقرب من جهاز العلاج بالموجات القصيرة أو الميكروويف (في حدود متر واحد). أثناء التدليك، احتفظ بلوحة القطب الكهربائي بعيدًا عن الجروح والندبات عند التدليك، يجب ألا تكون لوحة القطب الكهربائي قريبة من الصدر أو القلب، لأن ذلك قد يسبب رجفان القلب

تعديل دون إزده يرجى عدم غمره في الماء أو رميه في النار، وإلا فقد يتفجر المنتج

تحذيرات ومخاطر

قبل استخدام جهاز تدليك الساق، يرجى اتباع إرشادات السلامة والاستخدام التالية: استخدم فقط الأجزاء المعتمدة من قبل الشركة المصنعة، تتطلب خدمة المنتج تعريتها ويجب أن يتم إجراؤها بواسطة متخصصين، في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة موظفين مؤهلين لمنع حدوث أي خطر. تجنب استخدام المنتج أو تخزينه في أماكن رطبة أو ساخنة، بمجرد الانتهاء من التدليك، أفضل سلك الطاقة ولا تستخدم جهاز التدليك لأكثر من 15 دقيقة في المرة الواحدة. في حالة حدوث أي ردود فعل سلبية، توقف عن استخدام

المدك على الفور. إذا بدأ جهاز التدليك بإصدار رائحة كريهة أو حارقة، فافصله عن الكهرباء وتوقف عن استخدامه. لا تحرك المنتج عن طريق سحب السلك لتجنب ارتخائه. المنتج غير مخصص للأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية، بما في ذلك الأطفال. يجب على الأشخاص الذين ليس لديهم حساسية للحرارة استخدام وظيفة التسخين بحذر. استشر طبيبك قبل الاستخدام إذا كنت حاملاً أو تعاني من مشاكل جلدية، أو تستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب، أو تعاني من أمراض القلب، أو السرطان، أو هشاشة العظام، أو لديك مشاكل في ضغط الدم قبل تنظيف المنتج، قم بإيقاف تشغيله وفصل سلك الطاقة. نظف السطح بقطعة قماش جافة وناعمة وتجنب المنظفات المسببة للتآكل. يُخزن في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة. لمنع بهتان اللون أو لثقه

Работа устройства

Прибор очень прост в использовании – достаточно нажать на короткое время кнопку «<», чтобы начать расслабляющий массаж шеи, который значительно улучшит кровообращение и расслабит напряженные мышцы после тяжелого рабочего дня.

Изменение интенсивности массажа – чтобы изменить уровень массажа, просто нажмите соответствующую кнопку + или – на панели управления. Интенсивность варьируется от 1 до 15.

Изменение режима массажа – массажер имеет 4 определенных автоматических режима массажа. Нажав кнопку «M», мы можем выбрать циклически меняющиеся программы, ту, которая нам в данный момент больше всего подходит.

Функция прогрева – встроенные насадки действуют как согревающий компресс, данная функция активируется кнопкой кнопки обогрева на левой стороне панели управления. После активации функции прогрева температура в устройстве начнет постепенно повышаться. Чтобы увеличить температуру нагрева или полностью отключить его, несколько раз нажмите кнопку нагрева.

Чтобы в полной мере насладиться полным массажем шеи, перед массажем рекомендуется аккуратно протереть поверхность кожи влажной тканью. Не рекомендуется массировать область шеи более 30 минут в день.

Категорически запрещается использовать массажер при следующих состояниях:

1. Встроенные медицинские электронные устройства, такие как кардиостимулятор;
2. Медицинские электронные устройства жизнеобеспечения, такие как искусственное сердце и легкие;
3. Медицинские электронные устройства, такие как электрокардиограф;
4. Легковоспламеняющиеся места, такие как заправочная станция, мастерская с высокой плотностью пыли или газовый завод.

Это приведет к некорректной работе медицинских электронных устройств, что может создать угрозу жизни и здоровью пользователя или окружающих

его людей. Если массажер используется с высокочастотными хирургическими устройствами, область вокруг места электрода может обжечься или повредить массажер. Работа массажера может быть нестабильной, если изделие используется рядом с устройством коротковолновой или микроволновой терапии (в пределах 1 метра). Во время массажа держите электродную пластину подальше от ран и шрамов. При массаже электродная пластина не должна находиться вблизи грудной клетки или сердца, так как это может вызвать мерцательную аритмию сердца. изменить без разрешения. Пожалуйста, не погружайте его в воду и не бросайте в огонь, иначе изделие может взорваться.

Предупреждения и опасности

Перед использованием массажера для ног соблюдайте следующие правила техники безопасности и использования: Используйте только детали, одобренные производителем. Обслуживание изделия требует разрешения и должно выполняться профессионалами. Если шнур питания поврежден, во избежание риска он должен быть заменен квалифицированным персоналом. Избегайте использования и хранения продукта во влажных или жарких местах. После окончания массажа отключите шнур питания и не используйте массажер более 15 минут за раз. При возникновении каких-либо побочных реакций немедленно прекратите использование массажера. Если массажер начал издавать неприятный или гари запах, отключите его от сети и прекратите использование. Не перемещайте изделие, дергая за шнур, чтобы избежать его ослабления. Продукт не предназначен для людей с физическими, сенсорными или умственными ограничениями, включая детей. Людям, не чувствительным к теплу, следует с осторожностью использовать функцию нагрева. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием, если вы беременны, имеете проблемы с кожей, используете кардиостимулятор, страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, остеопорозом или имеете проблемы с артериальным давлением. Перед очисткой изделия выключите его и отсоедините шнур питания. Очистите поверхность сухой мягкой тканью и избегайте агрессивных моющих средств. Храните в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и влаги, чтобы предотвратить выцветание или повреждение цвета.

Λειτουργία συσκευής

Η συσκευή είναι πολύ εύκολη στη χρήση - απλώς κρατήστε πατημένο το κουμπί "-" για λίγο για να ξεκινήσετε ένα χαλαρωτικό μασάζ στον αυχένα, το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά την κυκλοφορία του αίματός σας και θα χαλαρώσει τους τεντωμένους μύες μετά από μια δύσκολη μέρα εργασίας.

Αλλαγή της έντασης του μασάζ - για να αλλάξετε το επίπεδο μασάζ, απλώς πατήστε το κατάλληλο κουμπί + ή - στον πίνακα ελέγχου. Η ένταση θα κυμαίνεται από 1-15

Αλλαγή της λειτουργίας μασάζ - η συσκευή μασάζ έχει 4 καθορισμένες αυτόματες λειτουργίες μασάζ. Πατώντας το κουμπί "M", μπορούμε να επιλέξουμε κυκλικά μεταβαλλόμενα προγράμματα, αυτό που μας ταιριάζει περισσότερο αυτή τη στιγμή.

Λειτουργία προθέρμανσης - οι ενσωματωμένες κεφαλές λειτουργούν ως θερμαντική συμπίεση, αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται με κουμπί θέρμανσης στην αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου. Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας προθέρμανσης, η θερμοκρασία στη συσκευή θα αρχίσει να αυξάνεται σταδιακά. Για να αυξήσετε τη θερμοκρασία θέρμανσης ή να την απενεργοποιήσετε εντελώς, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί θέρμανσης.

Για να απολαύσετε πλήρως το πλήρες μασάζ αυχένα, συνιστάται να σκουπίζετε απαλά την επιφάνεια του δέρματός με ένα υγρό πανί πριν από το μασάζ. Δεν συνιστάται να κάνετε μασάζ στην περιοχή του λαιμού για περισσότερο από 30 λεπτά την ημέρα.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του μασάζ στις ακόλουθες συνθήκες:

1. Ενσωματωμένες ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές όπως βηματοδότης.
2. Ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές υποστήριξης ζωής όπως τεχνητή καρδιά και πνεύμονες.
3. Ιατρικές ηλεκτρονικές συσκευές όπως ηλεκτροκαρδιογράφος.
4. Εύφλεκτα μέρη όπως βενζινάδικα, συνεργείο με σκάνη υψηλής πυκνότητας ή εργοστάσιο αερίου.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη λανθασμένη λειτουργία των ιατρικών ηλεκτρονικών συσκευών, η οποία μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη ζωή και την υγεία του χρήστη ή των ανθρώπων γύρω του. Εάν η συσκευή μασάζ

χρησιμοποιείται με χειρουργικές συσκευές υψηλής συχνότητας, η περιοχή γύρω από τη θέση του ηλεκτροδίου μπορεί να καεί ή να καταστρέψει τη συσκευή μασάζ.

Η απόδοση της συσκευής μασάζ μπορεί να είναι ασταθής εάν το προϊόν χρησιμοποιείται κοντά σε συσκευή θεραπείας βραχίων κυμάτων ή μικροκυμάτων (εντός 1 μέτρου). Κατά τη διάρκεια του μασάζ, κρατήστε την πλάκα του ηλεκτροδίου μακριά από πηγές και ούλες. Όταν κάνετε μασάζ, η πλάκα του ηλεκτροδίου δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά στο στήθος ή την καρδιά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει καρδιακή μαρμαρυγή, τροποποίηση χωρίς εξουσιοδότηση. Μην το βυθίζετε σε νερό και μην το ρίχνετε στη φωτιά, διαφορετικά το προϊόν μπορεί να εκραγεί.

Προειδοποιήσεις και κίνδυνοι

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μασάζ ποδιών, ακολουθήστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφάλειας και χρήσης: Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Η συντήρηση του προϊόντος απαιτεί άδεια και πρέπει να εκτελείται από επαγγελματίες. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή κινδύνου. Αποφύγετε τη χρήση ή την αποθήκευση του προϊόντος σε υγρά ή ζεστά μέρη. Μόλις ολοκληρώσετε το μασάζ, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ για περισσότερα από 15 λεπτά κάθε φορά. Εάν εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ. Εάν η συσκευή μασάζ αρχίσει να εκπέμπει μια δυσάρεστη μυρωδιά ή καύση, αποσυνδέστε την από την πρίζα και σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε. Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το καλώδιο για να αποφύγετε τη χαλάρωση. Το προϊόν δεν προορίζεται για άτομα με σωματικούς, αισθητηριακούς ή πνευματικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Άτομα που δεν είναι ευαίσθητα στη θερμότητα θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη λειτουργία θέρμανσης με προσοχή. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση εάν είστε έγκυος, έχετε δερματικά προβλήματα, χρησιμοποιείτε βηματοδότη, υποφέρετε από καρδιακές παθήσεις, καρκίνο, οστεοπόρωση ή έχετε προβλήματα αρτηριακής πίεσης. Πριν καθαρίσετε το προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό, μαλακό πανί και αποφύγετε τα διαβρωτικά απορρυπαντικά. Φυλάσσετε σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την υγρασία για να αποφύγετε το ξεθώριασμα ή τη φθορά του χρώματος.

Rad uređaja

Uređaj je vrlo jednostavan za korištenje - samo nakratko držite tipku "+" kako biste pokrenuli opuštajuću masažu vrata, koja će uvelike poboljšati vašu cirkulaciju krvi i opustiti napete mišiće nakon napornog radnog dana.

Promjena intenziteta masaže - za promjenu razine masaže jednostavno pritisnite odgovarajuću tipku + ili - na upravljačkoj ploči. Intenzitet će varirati od 1-15

Promjena načina masaže - masažer ima 4 definirana automatska načina masaže, Pritiskom na tipku "M" možemo odabrati programe koji se ciklički mijenjaju, onaj koji nam trenutno najviše odgovara.

Funkcija zagrijavanja - ugrađene glave djeluju kao obloge za zagrijavanje, ova se funkcija aktivira s gumb za grijanje na lijevoj strani upravljačke ploče. Nakon aktiviranja funkcije zagrijavanja, temperatura u uređaju će početi postupno rasti. Da biste povećali temperaturu grijanja ili je potpuno isključili, više puta pritisnite tipku za grijanje.

Kako biste u potpunosti uživali u potpunoj masaži vrata, preporuča se nježno brisanje površine kože prije masaže vlažnom krpom. Ne preporučuje se masaža područja vrata duže od 30 minuta dnevno.

Strogo je zabranjeno koristiti masažer u sljedećim slučajevima:

1. Ugrađeni medicinski elektronički uređaji kao što je pacemaker;
2. Medicinski elektronički uređaji za održavanje života kao što su umjetno srce i pluća;
3. Medicinski elektronički uređaji poput elektrokardiografa;
4. Zapaljiva mjesta poput benzinske crpke, radionice s prašinom velike gustoće ili plinsko postrojenje.

To će rezultirati neispravnim radom medicinskih elektroničkih uređaja, što može predstavljati prijetnju životu i zdravlju korisnika ili osoba oko njega. Ako se masažer koristi s visokofrekventnim kirurškim uređajima, područje oko mjesta elektrode može izgorjeti ili oštetiti masažer.

Rad masažera može biti nestabilan ako se proizvod koristi u blizini uređaja za kratkovalnu ili mikrovalnu terapiju (unutar 1 metra). Tijekom masaže držite elektrodnu ploču podalje od rana i ožiljaka. Tijekom masiranja elektrodna ploča

ne smije biti u blizini prsnog koša ili srca jer to može uzrokovati fibrilaciju srca, mijenjati bez ovlaštenja. Molimo nemojte ga uranjati u vodu ili bacati u vatru, inače proizvod može eksplodirati.

Upozorenja i opasnosti

Prije uporabe masažera za noge, pridržavajte se sljedećih smjernica za sigurnost i uporabu: Koristite samo dijelove koje je odobrio proizvođač. Za servisiranje proizvoda potrebna je dozvola i trebaju ga obavljati profesionalci. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti kvalificirano osoblje kako bi se spriječio rizik. Izbjegavajte korištenje ili skladištenje proizvoda na vlažnim ili vrućim mjestima. Nakon što završite s masažom, isključite kabel za napajanje i nemojte koristiti masažer dulje od 15 minuta. Ako se pojave bilo kakve nuspojave, odmah prestanite koristiti masažer. Ako masažer počne ispuštati neugodan miris ili miris paljevine, isključite ga iz struje i prestanite ga koristiti. Nemojte pomicati proizvod povlačenjem za kabel kako biste izbjegli olabavljenje. Proizvod nije namijenjen osobama s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim ograničenjima, uključujući djecu. Osobe koje nisu osjetljive na toplinu trebaju oprezno koristiti funkciju grijanja. Posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe ako ste trudni, imate problema s kožom, koristite pacemaker, bolujete od bolesti srca, raka, osteoporozu ili imate problema s krvnim tlakom. Prije čišćenja proizvoda isključite ga i izvucite kabel za napajanje. Očistite površinu suhom, mekom krpom i izbjegavajte korozivne deterdžente. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu, daleko od izravne sunčeve svjetlosti i vlage kako biste spriječili bljedenje ili oštećenje boje.

Enhetens funktion

Enheten är mycket enkel att använda - håll bara "M"-knappen en kort stund för att starta en avslappnande nackmassage, vilket avsevärt kommer att förbättra din blodcirkulation och slappna av spända muskler efter en hård dags arbete.

Ändra massageintensiteten - för att ändra massagenivån, tryck helt enkelt på lämplig + eller - knapp på kontrollpanelen. Intensiteten kommer att variera från 1-15

Ändra massageläge - massageapparaten har 4 definierade automatiska massagelägen. Genom att trycka på "M"-knappen kan vi välja cykliskt växlande program, det som just nu passar oss bäst.

Uppvärmningsfunktion - inbyggda huden fungerar som en värmande kompress, denna funktion aktiveras med värmeknapp på vänster sida av kontrollpanelen. Efter aktivering av uppvärmningsfunktionen kommer temperaturen i enheten att börja öka gradvis. För att öka värmemperaturen eller stänga av den helt, tryck på värmeknappen upprepade gånger.

För att njuta fullt ut av den kompletta nackmassagen rekommenderas att försiktigt torka av huden med en fuktig trasa innan massagen. Det rekommenderas inte att massera nackområdet mer än 30 minuter om dagen.

Det är strängt förbjudet att använda massageapparaten under följande förhållanden:

1. Inbäddade medicinska elektroniska enheter såsom pacemaker;
2. Medicinska elektroniska livsuppehållande anordningar såsom konstgjort hjärta och lungor;
3. Medicinsk elektronisk utrustning såsom elektrokardiograf;
4. Brandfarliga platser som en bensinstation, en verkstad med högdensitetsdamm eller en bensinläggning.

Detta kommer att resultera i felaktig användning av medicinska elektroniska enheter, vilket kan utgöra ett hot mot liv och hälsa för användaren eller människor runt honom. Om massageapparaten används med högfrekventa kirurgiska apparater kan området runt elektrodplatsen bränna eller skada massageapparaten.

Massageapparaten prestanda kan vara instabil om produkten används nära en kortvågs- eller mikrovågsterapiapparat (inom 1 meter). Håll elektrodplattan borta från sår och ärr under massagen. Vid massage bör elektrodplattan inte vara nära bröstet eller hjärtat, eftersom detta kan orsaka hjärtflimmer. Ändra utan tillstånd. Sänk den inte i vatten eller kasta den i eld, annars kan produkten explodera.

Varningar och faror

Innan du använder benmassagern, följ följande säkerhets- och användningsriktlinjer: Använd endast delar som godkänts av tillverkaren. Service av produkten kräver tillstånd och bör utföras av fackmän. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av kvalificerad personal för att förhindra risker. Undvik att använda eller förvara produkten på fuktiga eller varma platser. När du har avslutat massagen, koppla ur nätsladden och använd inte massageapparaten i mer än 15 minuter åt gången. Om några biverkningar uppstår, sluta omedelbart att använda massageapparaten. Om massageapparaten börjar avge en obehaglig eller brännande lukt, koppla ur den och sluta använda den. Flytta inte produkten genom att dra i sladden för att undvika att den lossnar. Produkten är inte avsedd för personer med fysiska, sensoriska eller mentala begränsningar, inklusive barn. Personer som inte är känsliga för värme bör använda värmefunktionen med försiktighet. Rådgör med din läkare före användning om du är gravid, har hudproblem, använder pacemaker, lider av hjärtsjukdomar, cancer, bensörhet eller har blodtrycksproblem. Innan du rengör produkten, stäng av den och dra ur nätsladden. Rengör ytan med en torr, mjuk trasa och undvik frätande rengöringsmedel. Förvara på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt för att förhindra att färgen bleknar eller skadas.

Betjening af enheden

Enheden er meget nem at bruge - hold blot "-" knappen nede et kort øjeblik for at starte en afslappende nakkemassage, som i høj grad vil forbedre din blodcirkulation og slappe af spændte muskler efter en hård dags arbejde.

Ændring af massageintensiteten - for at ændre massage niveauet skal du blot trykke på den relevante + eller - knap på kontrolpanelet. Intensiteten vil variere fra 1-15

Ændring af massagetilstand - massageapparatet har 4 definerede automatiske massagetilstande. Ved at trykke på "M"-knappen kan vi vælge cyklisk skiftende programmer, det der lige nu passer os bedst.

Opvarmingsfunktion - indbyggede hoveder fungerer som en opvarmingskompress, denne funktion aktiveres med varmeknap på venstre side af kontrolpanelet. Efter aktivering af opvarmingsfunktionen vil temperaturen i enheden begynde at stige gradvist. Tryk gentagne gange på varmeknappen for at øge varmetemperaturen eller slukke den helt.

For fuldt ud at nyde den komplette nakke massage anbefales det at tørre hudoverfladen forsigtigt af med en fugtig klud inden massagen. Det anbefales ikke at massere nakkeområdet i mere end 30 minutter om dagen.

Det er strengt forbudt at bruge massageapparatet under følgende forhold:

1. Indlejret medicinsk elektronisk udstyr såsom pacemaker;
2. Medicinske elektroniske livsstøtteanordninger såsom kunstigt hjerte og lunger;
3. Medicinsk elektronisk udstyr såsom elektrokardiograf;
4. Brandfarlige steder såsom en tankstation, et værksted med højdensitetsstøv eller et gasanlæg.

Dette vil resultere i forkert betjening af medicinsk elektronisk udstyr, som kan udgøre en trussel mod liv og helbred for brugeren eller personer omkring ham. Hvis massageapparatet bruges sammen med højfrekvent kirurgisk udstyr, kan området omkring elektrodestedet brænde eller beskadige massageapparatet. Massageapparatets ydeevne kan være ustabil, hvis produktet bruges i nærheden af en kortbølge- eller mikrobølgeterapianordning (inden for 1 meter).

Hold elektrodepladen væk fra sår og ar under massagen. Når du masserer, bør elektrodepladen ikke være i nærheden af brystet eller hjertet, da dette kan forårsage hjerteflimmer, ændre uden tilladelse. Nedsæk det ikke i vand eller smid det i ild, da produktet ellers kan eksplodere.

Advarsler og farer

Før du bruger benmassageren, skal du følge følgende retningslinjer for sikkerhed og brug: Brug kun dele, der er godkendt af producenten. Service af produktet kræver en tilladelse og bør udføres af fagfolk. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af kvalificeret personale for at forhindre en risiko. Undgå at bruge eller opbevare produktet på fugtige eller varme steder. Når du er færdig med massagen, skal du tage netledningen ud og ikke bruge massageapparatet i mere end 15 minutter ad gangen. Hvis der opstår bivirkninger, skal du straks stoppe med at bruge massageapparatet. Hvis massageapparatet begynder at udsende en ubehagelig eller brændende lugt, skal du trække stikket ud og stoppe med at bruge det. Flyt ikke produktet ved at trække i ledningen for at undgå at løse sig. Produktet er ikke beregnet til personer med fysiske, sensoriske eller mentale begrænsninger, herunder børn. Personer, der ikke er følsomme over for varme, bør bruge varmefunktionen med forsigtighed. Rådfør dig med din læge før brug, hvis du er gravid, har hudproblemer, bruger pacemaker, lider af hjertesygdomme, kræft, osteoporose eller har problemer med blodtrykket. Før du rengør produktet, skal du slukke for det og tage netledningen ud. Rengør overfladen med en tør, blød klud og undgå ætsende rengøringsmidler. Opbevares på et køligt, tørt sted, væk fra direkte sollys og fugt for at forhindre, at farven falmer eller beskadiges.

Bediening van het apparaat

Het apparaat is zeer eenvoudig te gebruiken: houd gewoon de "-" knop even ingedrukt om een ontspannende nekmassage te starten, die uw bloedcirculatie aanzienlijk zal verbeteren en gespannen spieren zal ontspannen na een dag hard werken.

De massage-intensiteit wijzigen - om het massageniveau te wijzigen, drukt u eenvoudig op de juiste + of - knop op het bedieningspaneel. De intensiteit varieert van 1-15

De massagemodus wijzigen - het stimulator heeft 4 gedefinieerde automatische massagemodi. Door op de "M"-knop te drukken, kunnen we cyclisch wisselende programma's selecteren, het programma dat momenteel het beste bij ons past.

Opwarmfunctie – ingebouwde koppen fungeren als verwarmingskompres, deze functie wordt geactiveerd verwarmingsknop aan de linkerkant van het bedieningspaneel. Na het activeren van de opwarmfunctie zal de temperatuur in het apparaat geleidelijk beginnen te stijgen. Om de verwarmingstemperatuur te verhogen of volledig uit te schakelen, drukt u herhaaldelijk op de verwarmingsknop.

Om optimaal te kunnen genieten van de volledige nekmassage, wordt aanbevolen om vóór de massage het huidoppervlak voorzichtig af te vegen met een vochtige doek. Het wordt niet aanbevolen om het nekgebied langer dan 30 minuten per dag te masseren.

Het is ten strengste verboden om het massageapparaat te gebruiken onder de volgende omstandigheden:

1. Ingebouwde medische elektronische apparaten zoals pacemakers;
2. Medische elektronische levensondersteunende apparaten zoals kunstmatige hart en longen;
3. Medische elektronische apparaten zoals electrocardiograaf;
4. Ontvlambare plaatsen zoals een benzinstation, een werkplaats met stof met een hoge dichtheid of een gasfabriek.

Dit zal resulteren in een onjuiste werking van medische elektronische apparaten, wat een bedreiging kan vormen voor het leven en de gezondheid

van de gebruiker of mensen om hem heen. Als het stimulatorapparaat wordt gebruikt met hoogfrequente chirurgische apparaten, kan het gebied rond de elektrode locatie het stimulatorapparaat verbranden of beschadigen.

De prestaties van het massageapparaat kunnen onstabiel zijn als het product wordt gebruikt in de buurt van een kortegolf- of microgolftherapieapparaat (binnen 1 meter). Houd tijdens de massage de elektrodeplaat uit de buurt van wonden en littekens. Bij het masseren mag de elektrodeplaat zich niet in de buurt van de borst of het hart bevinden, omdat dit hartfibrillatie kan veroorzaken, wijzigen zonder toestemming. Dompel het product niet onder in water en gooi het niet in vuur, anders kan het product ontploffen.

Waarschuwingen en gevaren

Voordat u het beenmassageapparaat gebruikt, dient u de volgende veiligheids- en gebruiksrichtlijnen te volgen: Gebruik alleen onderdelen die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Voor het onderhoud van het product is een vergunning vereist en dit moet door professionals worden uitgevoerd. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door gekwalificeerd personeel worden vervangen om risico's te voorkomen. Vermijd het gebruik of opslaan van het product op vochtige of warme plaatsen. Wanneer u klaar bent met de massage, haalt u de stekker uit het stopcontact en gebruikt u het massageapparaat niet langer dan 15 minuten achter elkaar. Als er bijwerkingen optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het massageapparaat. Als het massageapparaat een onaangename of branderige geur begint af te geven, haal dan de stekker uit het stopcontact en stop met het gebruik ervan. Verplaats het product niet door aan het snoer te trekken, om te voorkomen dat het losraakt. Het product is niet bedoeld voor mensen met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, inclusief kinderen. Mensen die niet gevoelig zijn voor hitte moeten de verwarmingsfunctie met voorzichtigheid gebruiken. Raadpleeg voor gebruik uw arts als u zwanger bent, huidproblemen heeft, een pacemaker gebruikt, lijdt aan een hartaandoening, kanker, osteoporose of bloeddrukproblemen heeft. Voordat u het product reinigt, schakelt u het uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Reinig het oppervlak met een droge, zachte doek en vermijd bijtende schoonmaakmiddelen. Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vocht om kleurvervaging of schade te voorkomen.

Cihaz çalışması

Cihazın kullanımı çok kolaydır - kan dolaşımınızı büyük ölçüde artıracak ve yoğun bir günün ardından gergin kasları gevşetecek rahatlatıcı bir boyun masajını başlatmak için "+" düğmesini kısa bir süre basılı tutmanız yeterlidir.

Masaj yoğunluğunun değiştirilmesi - Masaj seviyesini değiştirmek için kontrol panelindeki uygun + veya - düğmesine basmanız yeterlidir. Yoğunluk 1-15 arasında değişecektir

Masaj modunun değiştirilmesi - masaj cihazının tanımlanmış 4 otomatik masaj modu vardır, "M" tuşuna basarak döngüsel olarak değişen programları, o anda bize en uygun olanı seçebiliriz.

Isınma fonksiyonu - yerleşik başlıklar ısınma kompresisi görevi görür, bu fonksiyon şu şekilde etkinleştirilir:

Kontrol panelinin sol tarafındaki ısıtma düğmesi, Isınma fonksiyonu aktif hale getirildikten sonra cihazdaki sıcaklık kademeli olarak artmaya başlayacaktır. Isıtma sıcaklığını arttırmak veya tamamen kapatmak için ısıtma tuşuna art arda basın.

Boyun masajından tam anlamıyla keyif alabilmek için, masajdan önce cilt yüzeyinin nemli bir bezle nazikçe silinmesi tavsiye edilir. Boyun bölgesine günde 30 dakikadan fazla masaj yapılması önerilmez.

Masaj aletinin aşağıdaki durumlarda kullanılması kesinlikle yasaktır:

1. Kalp pili gibi gömülü tıbbi elektronik cihazlar;
2. Yapay kalp ve akciğer gibi tıbbi elektronik yaşam destek cihazları;
3. Elektrokardiyograf gibi tıbbi elektronik cihazlar;
4. Benzin istasyonu, yüksek yoğunluklu toz içeren atölye veya gaz tesisi gibi yanıcı yerler.

Bu durum tıbbi elektronik cihazların hatalı çalışmasına neden olacak ve bu durum kullanıcının veya çevresindeki kişilerin hayatını ve sağlığını tehdit edebilecektir. Masaj cihazının yüksek frekanslı cerrahi cihazlarla kullanılması durumunda elektrot bölgesinin etrafındaki alan masaj cihazına zarar verebilir veya yanabilir.

Ürün kısa dalga veya mikrodalga terapi cihazının yakınında (1 metre dahilinde) kullanılırsa masaj cihazının performansı dengesiz olabilir, Masaj sırasında

elektrot plakasını yaralardan ve yara izlerinden uzak tutun. Masaj yaparken elektrot plakası göğüs veya kalbe yakın olmamalıdır, çünkü bu kalp fibrilasyonuna neden olabilir, izinsiz değişiklik yapın. Lütfen suya batırmayın veya ateşe atmayın, aksi halde ürün patlayabilir.

Uyarılar ve tehlikeler

Bacak masajını kullanmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik ve kullanım kurallarına uyun: Yalnızca üretici tarafından onaylanan parçaları kullanın. Ürünün bakımı izin gerektirir ve profesyoneller tarafından yapılmalıdır. Güç kablosu hasar görmüşse, riski önlemek için yetkili personel tarafından değiştirilmelidir. Ürünü nemli veya sıcak yerlerde kullanmaktan veya saklamaktan kaçının. Masajı bitirdikten sonra elektrik kablosunu prizden çekin ve masaj cihazını tek seferde 15 dakikadan fazla kullanmayın. Herhangi bir olumsuz reaksiyon meydana gelirse, masaj cihazını kullanmayı hemen bırakın. Masaj aleti hoş olmayan veya yanıcı bir koku yaymaya başlarsa, fişini çekin ve kullanmayı bırakın. Gevşemeyi önlemek için ürünü kablosundan çekerek taşımayınız. Ürün, çocuklar da dahil olmak üzere fiziksel, duyuşsal veya zihinsel sınırlamaları olan kişiler için tasarlanmamıştır. Isıya karşı hassasiyeti olmayan kişiler ısıtma fonksiyonunu dikkatli kullanılmalıdır. Hamileyseniz, cilt problemlerinizi varsa, kalp pili kullanıyorsanız, kalp hastalığınız, kanserinizi, osteoporozunuz varsa veya tansiyon probleminiz varsa kullanmadan önce doktorunuza danışın. Ürünü temizlemeden önce kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yüzeyi kuru, yumuşak bir bezle temizleyin ve aşındırıcı deterjanlardan kaçının. Reŋginin solmasını veya hasar görmesini önlemek için serin ve kuru bir yerde, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzakta saklayın.

Работа на устройството

Уредът е много лесен за използване - просто задръжте за кратко бутон "M", за да започнете релаксиращ масаж на врата, който значително ще подобри кръвообращението и ще отпусне напрегнатите мускули след тежък работен ден.

Промяна на интензивността на масажа - за да промените нивото на масажа, просто натиснете съответния бутон + или - на контролния панел. Интензитетът ще варира от 1-15

Смяна на режима на масаж - масажорът има 4 дефинирани автоматични режима на масаж. Чрез натискане на бутона "M" можем да изберем циклично променящи се програми, тази, която в момента ни устройва най-добре.

Функция за загреване - вградените глави действат като загреващ компрес, тази функция се активира с бутон за отопление от лявата страна на контролния панел. След активиране на функцията за загреване, температурата в устройството ще започне постепенно да се повишава. За да увеличите температурата на нагриване или да го изключите напълно, натиснете бутона за нагриване многократно.

За да се насладите напълно на пълния масаж на шията, се препоръчва нежно избърсване на повърхността на кожата с влажна кърпа преди масажа. Не се препоръчва да масажирате областта на шията повече от 30 минути на ден.

Строго е забранено използването на масажора при следните условия:

1. Вградени медицински електронни устройства като пейсмейкър;
2. Медицински електронни животоподдържащи устройства като изкуствено сърце и бели дробове;
3. Медицински електронни устройства като електрокардиограф;
4. Запалими места като бензиностанция, работилница с висока плътност на прах или газова инсталация,

Това ще доведе до неправилна работа на медицински електронни устройства, което може да представлява заплаха за живота и здравето на потребителя или хората около него. Ако масажорът се използва с високочестотни хирургически устройства, зоната около мястото на

електрода може да изгори или да повреди масажора.

Работата на масажора може да е нестабилна, ако продуктът се използва в близост до устройство за късовълнова или микровълнова терапия (в рамките на 1 метър). По време на масажа дръжте електродната пластина далеч от рани и белези. Когато масажирате, електродната пластина не трябва да е близо до гърдите или сърцето, тъй като това може да причини сърдечно мъждене, променя без разрешение. Моля, не го потапяйте във вода и не го хвърляйте в огън, в противен случай продуктът може да експлодира.

Предупреждения и опасности

Преди да използвате масажора за крака, моля, следвайте следните указания за безопасност и употреба: Използвайте само части, одобрени от производителя. Сервизното обслужване на продукта изисква разрешително и трябва да се извършва от професионалисти. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от квалифициран персонал, за да се предотврати риск. Избягвайте да използвате или съхранявате продукта на влажни или горещи места. След като приключите с масажа, изключете захранващия кабел и не използвайте масажора повече от 15 минути наведнъж. Ако се появят нежелани реакции, незабавно спрете да използвате масажора. Ако масажорът започне да излъчва неприятна или изгоряла миризма, изключете го от контакта и спрете да го използвате. Не местете продукта, като дърпате кабела, за да избегнете разхлабване. Продуктът не е предназначен за хора с физически, сетивни или умствени ограничения, включително деца. Хората, които не са чувствителни към топлина, трябва да използват функцията за нагриване с повишено внимание. Консултирайте се с вашия лекар преди употреба, ако сте бременна, имате кожни проблеми, използвате пейсмейкър, страдате от сърдечно заболяване, рак, остеопороза или имате проблеми с кръвното налягане. Преди да почистите продукта, изключете го и извадете захранващия кабел. Почистете повърхността със суха, мека кърпа и избягвайте корозивни почистващи препарати. Съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина и влага, за да предотвратите избледняване на цвета или повреда.



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out bin placed on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may result in damage to health or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.



Producent niniejszym oświadcza, że urządzenie Medivon Ultra EMS jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym:

The manufacturer hereby declares that the Medivon Ultra EMS device complies with Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits, Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of June 8, 2011 on restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The full content of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.medivon.pl/deklaracje

Importer: Armare S.A. | ul Grzybowska 87, Warszawa, 00-844, Polska
Model: Medivon Ultra EMS