


PL EN DE FR ES PT IT CZ SK SL EE LT LV
NB FI HU RO AR RU EL HR SV DA NL TR BG

BEAUTIFLY

ABS Tens Sculptor

FitRecovery

series



ABS Tens Sculptor Belt

User manual



/beautifuly.global



/beautifuly_global




/@beautifuly.global




/@beautifuly.global


f1



f2



f3



f4

[facebook.com/beautifygkbal](https://www.facebook.com/beautifygkbal)



[youtube.com/@beautifygkbal](https://www.youtube.com/@beautifygkbal)



Częstotliwość:	60-100Hz
Pojemność baterii:	2500mAh
Prąd wejściowy:	4,1mA
Czas ładowania:	240 minut
Poziomy intensywności:	15
Tryby masażu:	7
Rozmiar paska:	1100*215mm
Pas przedłużający:	około 400*100mm



Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis urządzenia [f1]:

1. „M” - włączenie/wyłączenie oraz wybór trybu EMS.
2. „L” „+/-” zwiększenie/ zmniejszenie poziomu intensywności.
3. Włączenie/wyłączenie trybu RLT.
4. Wyświetlacz.
5. Pojemność baterii.
6. Port ładowania typu C.
7. Wieszak.

[f2]

1. Wejście typ C.
2. Elektrody EMS.
3. Terapia światłem czerwonym i podczerwonym.
4. Pasek przedłużający.

Jak używać?

1. Przed pierwszym użyciem lub po dłuższym okresie nieużywania, gdy bateria jest rozładowana, naładuj urządzenie zgodnie z instrukcją ładowania, aby zapewnić jego prawidłową pracę.
 2. Przed użyciem zaleca się oczyszczenie skóry i nałożenie na nią niestuetłej emulsji lub wody, aby ją nawilżyć.
 3. W zależności od obwodu talii zdecyduj, czy potrzebujesz użyć pasa przedłużającego [f2-4]. Ubiierz pas bezpośrednio na skórę i dopasuj go ciasno, umieszczając elektrody centralnie w taki sposób, aby móc komfortowo wybierać opcje na ekranie wyświetlacza [f3]. Pas można używać na plecach i na brzuchu.
 4. Podłącz pas z pilotem, załączonym do zestawu kablem USB typu C.
 5. Przytrzymaj długo przycisk [f1-1], aby włączyć urządzenie.
 6. Wybierz ustawienia zgodnie z preferencjami:
- Przytrzymaj przycisk [f1-1] przez około 2 sekundy, aby włączyć: EMS (Elektrostymulację mięśniową), która wywołuje skurcze mięśni, przynosić relaks i odpoczynek, pobudza wydzielanie endorfin, poprawia krążenie, wspomaga łagodzenie bólu i gojenie. Czas pracy: 15 minut. Krótkie naciśnięcie przycisku [f1-1] pozwala cyklicznie przełączać między dostępnymi 7 trybami.
 - Krótkie naciśnięcie przycisków „+” i „-” [f1-2] odpowiednio zwiększa lub zmniejsza poziom intensywności „L” od 1 do 15.
 - Przytrzymaj przycisk [f1-3] przez około 2 sekundy, aby włączyć: RLT (Terapię światłem czerwonym i podczerwonym), która wspomaga regenerację komórkową, łagodzi ból i redukuje stany zapalne, przenikając głęboko w tkanki. Czas pracy: 15 minut.
 - 7. Przytrzymaj długo przycisk [f1-1], aby wyłączyć urządzenie.

UWAGA: Jeżeli połączenie między urządzeniem a pasem jest nieprawidłowe lub elektrody EMS nie mają kontaktu ze skórą, poziom intensywności EMS automatycznie powróci do poziomu 1. Urządzenie wyemituje dwukrotny sygnał dźwiękowy i automatycznie wyłączy się po około 30 sekundach. Ponieważ jest to produkt przeznaczony do kontaktu ze skórą, sugerujemy dokładne wyczyszczenie pasa, przed użyciem przez inną osobę.

Ładowanie:

Produkt nie posiada dedykowanego adaptera, dlatego używaj wyłącznie zasilacza o mocy 5 V/2 A. Pamiętaj aby zawsze wyłączać urządzenie przed ładowaniem. Włóż kabel USB typu C do portu ładowania. Podczas ładowania białe światło będzie migotało, a gdy produkt się naładuje wszystkie 3 światła będą świeciły się stale.

Uwaga: Brak światełek i 3 sygnały dźwiękowe oznaczają, że pas jest rozładowany. Dla zapewnienia długotrwałej wydajności urządzenia, zalecamy regularne ładowanie co dwa miesiące.

Pielęgnacja i przechowywanie:

Przed czyszczeniem wyłącz produkt i odłącz przewód zasilający. Wytrzyj powierzchnię produktu miękką, wilgotną ściereczką i pozostaw do naturalnego wyschnięcia. Nie czyść produktu i akcesoriów żrącymi detergentami. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt. Unikaj narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgotnego środowiska, w przeciwnym razie może to spowodować blaknięcie kolorów lub uszkodzenia.

Ostrzeżenia i niebezpieczeństwa:

W przypadku odczuwania dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie urządzenia. Nie jest to urządzenie medyczne i nie jest przeznaczone do celów medycznych. Nie używaj go jeśli masz: rozrusznik serca, defibrylator, sztuczne płuca/serce, migreny, nowotwór złośliwy lub cierpisz na choroby lub infekcje skóry, takie jak neurodermit, łuszczyca i trądzik. Niewskazane jest używanie produktu przez kobiety w ciąży, osoby wracające do zdrowia po operacji, cierpiące na utratę nerwów czuciowych, zaburzenia funkcji poznawczych lub posiadające ranę otwartą na powierzchni skóry.

Produkt nie jest zabawką. Niezalecane jest używanie urządzenia u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Produkt nie jest przeznaczony dla osób, które nie posiadają zdolności fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nie mają doświadczenia i wiedzy w tym zakresie (w tym dzieci).

Urządzenie nie jest wodoodporne, nie należy go prać lub czyścić pod bieżącą wodą.

Podczas używania nie należy naciskać narzędzi wewnętrznych, aby uniknąć dyskomfortu i/lub urazów. Nie używaj go przez dłuższy czas, aby uniknąć poparzeń niskotemperaturowych podczas korzystania z funkcji ogrzewania. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, natychmiast przestań używać urządzenia.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Frequency:	60-100Hz
Battery Capacity:	2500mAh
Input current:	4.1mA
Charging time:	240 minutes
Intensity levels:	15
Massage modes:	7
Strap Size:	1100*215mm
Extension belt:	about 400*100mm



Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Device description [f1]:

1. "M" - enable/disable and select EMS mode.
2. "L" "+/-" increase/decrease the intensity level.
3. Enable/disable RLT mode.
4. Display.
5. Battery capacity.
6. Type-C charging port.
7. Hanger.

[f2]

1. Type C input.
2. EMS electrodes.
3. Red and infrared light therapy.
4. Extension strap.

How to use?

1. Before first use or after a long period of non-use when the battery is discharged, please charge the device according to the charging instructions to ensure proper operation.
2. Before use, it is recommended to cleanse the skin and apply a non-greasy emulsion or water to moisturize it.
3. Depending on your waist circumference, decide whether you need to use an extension belt [f2-4]. Place the belt directly on your skin and fit it snugly, positioning the electrodes centrally so that you can comfortably select options on the display screen [f3]. The belt can be used on the back and stomach.
4. Connect the belt with the remote control using the included USB Type-C cable.
5. Long press [f1-1] to turn on the device.
6. Select settings according to your preferences:
 - Hold the [f1-1] button for about 2 seconds to turn on: EMS (Electromuscular Stimulation), which causes muscle contractions, bringing relaxation and rest, stimulates the release of endorphins, improves circulation, supports pain relief and healing. Working time: 15 minutes. A short press of the [f1-1] button allows you to cycle through the available 7 modes.
 - Short press the "+" and "-" buttons [f1-2] respectively increase or decrease the intensity level "L" from 1 to 15.
 - Hold the [f1-3] button for approximately 2 seconds to activate: RLT (Red and Infrared Light Therapy), which promotes cellular regeneration, relieves pain and reduces inflammation by penetrating deep into the tissues. Working time: 15 minutes.
7. Long press [f1-1] to turn off the device.

NOTE: If the connection between the device and the belt is incorrect or the EMS electrodes are not in contact with the skin, the EMS intensity level will automatically return to level 1. The device will beep twice and automatically turn off after approximately 30 seconds. As this is a product intended for contact with the skin, we suggest cleaning the belt thoroughly before using it by another person.

Landing:

The product does not have a dedicated adapter, so use only a 5 V/2 A power supply. Remember to always turn off the device before charging. Insert the USB Type-C cable into the charging port. While charging, the white light will flash, and when the product is charged, all 3 lights will be on constantly.

Note: No lights and 3 beeps mean the belt is unloaded. To ensure long-term performance of the device, we recommend regular charging every two months.

Care and storage:

Before cleaning, turn off the product and unplug the power cord. Wipe the surface of the product with a soft, damp cloth and allow it to dry naturally. Do not clean the product and accessories with corrosive detergents. Store in a cool, dry place, away from children and pets. Avoid exposure to direct sunlight or humid environment, otherwise it may cause color fading or damage.

Warnings and dangers:

If you feel any discomfort, stop using the device immediately. This is not a medical device and is not intended for medical purposes. Do not use it if you have: a pacemaker, defibrillator, artificial lung/heart, migraines, malignancy or suffer from skin diseases or infections such as neurodermatitis, purpura and acne. The product is not recommended for use by pregnant women, people recovering after surgery, suffering from sensory nerve loss, cognitive impairment or having an open wound on the skin surface.

The product is not a toy. The device is not recommended for use by children and adolescents under 18 years of age. The product is not intended for people who do not have physical, sensory or mental abilities or do not have experience and knowledge in this area (including children).

The device is not waterproof and should not be washed or cleaned under running water.

When using, do not press on the internal organs to avoid discomfort and/or injury. Please do not use it for a long time to avoid low temperature burns when using the heating function.

If any side effects occur, stop using the device immediately.

More information about the company and products [f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Frequenz:	60-100Hz
Batteriekapazität:	2500 mAh
Eingangsstrom:	4,1 mA
Ladezeit:	240 Minuten
Intensitätsstufen:	15
Massagemodi:	7
Armbandgröße:	1100*215mm
Verlängerungsgürtel:	ca. 400*100mm



Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Gerätebeschreibung [f1]:

1. „M“ – EMS-Modus aktivieren/deaktivieren und auswählen.
2. „L“ „+/-“ erhöhen/verringern die Intensitätsstufe.
3. RLT-Modus aktivieren/deaktivieren.
4. Anzeige.
5. Batteriekapazität.
6. Typ-C-Ladeanschluss.
7. Kleiderbügel.

[f2]

1. Typ-C-Eingang.
2. EMS-Elektroden.
3. Rot- und Infrarotlichttherapie.
4. Verlängerungsgurt.

Wie benutzt man?

1. Vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Nichtbenutzung bei entladenem Akku laden Sie das Gerät bitte gemäß der Ladeanleitung auf, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
2. Vor der Anwendung wird empfohlen, die Haut zu reinigen und eine nicht fettende Emulsion oder Wasser aufzutragen, um sie mit Feuchtigkeit zu versorgen.
3. Entscheiden Sie anhand Ihres Taillenumfangs, ob Sie einen Verlängerungsgürtel verwenden müssen [f2-4]. Legen Sie den Gürtel direkt auf Ihre Haut und passen Sie ihn eng an. Positionieren Sie dabei die Elektroden mittig, sodass Sie bequem Optionen auf dem Bildschirm auswählen können [f3]. Der Gürtel kann am Rücken und am Bauch verwendet werden.
4. Verbinden Sie den Gürtel über das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel mit der Fernbedienung.
5. Drücken Sie lange [f1-1], um das Gerät einzuschalten.
6. Wählen Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen:
 - Halten Sie die Taste [f1-1] etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um Folgendes einzuschalten: EMS (Elektromuskuläre Stimulation), das Muskelkontraktionen verursacht, Entspannung und Ruhe bringt, die Freisetzung von Endorphinen stimuliert, die Durchblutung verbessert, Schmerzlinderung und Heilung unterstützt. Arbeitszeit: 15 Minuten. Durch kurzes Drücken der Taste [f1-1] können Sie durch die verfügbaren 7 Modi blättern.
 - Drücken Sie kurz die Tasten „+“ und „-“ [f1-2], um die Intensitätsstufe „L“ von 1 auf 15 zu erhöhen oder zu verringern.
 - Halten Sie die Taste [f1-3] etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um Folgendes zu aktivieren: RLT (Rot- und Infrarotlichttherapie), die die Zellregeneration fördert, Schmerzen lindert und Entzündungen reduziert, indem sie tief in das Gewebe eindringt. Arbeitszeit: 15 Minuten.
7. Drücken Sie lange [f1-1], um das Gerät auszuschalten.

HINWEIS: Wenn die Verbindung zwischen Gerät und Gürtel nicht korrekt ist oder die EMS-Elektroden keinen Kontakt mit der Haut haben, kehrt die EMS-Intensitätsstufe automatisch auf Stufe 1 zurück. Das Gerät piept zweimal und schaltet sich nach etwa 30 Sekunden automatisch aus. Da es sich um ein Produkt handelt, das für den Kontakt mit der Haut bestimmt ist, empfehlen wir, den Gürtel gründlich zu reinigen, bevor er von einer anderen Person verwendet wird.

Ladung:

Das Produkt verfügt über keinen speziellen Adapter, verwenden Sie daher nur ein Netzteil mit 5 V/2 A. Denken Sie daran, das Gerät vor dem Laden immer auszuschalten. Stecken Sie das USB-Typ-C-Kabel in den Ladeanschluss. Während des Ladevorgangs blinkt das weiße Licht, und wenn das Produkt aufgeladen wird, leuchten alle drei Lichter dauerhaft. Hinweis: Keine Lichter und drei Pieptöne bedeuten, dass das Band entladen ist. Um eine langfristige Leistungsfähigkeit des Geräts zu gewährleisten, empfehlen wir eine regelmäßige Aufladung alle zwei Monate.

Pflege und Lagerung:

Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wischen Sie die Oberfläche des Produkts mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie es auf natürliche Weise trocknen. Reinigen Sie das Produkt und das Zubehör nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, fern von Kindern und Haustieren. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder eine feuchte Umgebung, da die Farbe sonst verblasen oder beschädigt werden kann.

Warnungen und Gefahren:

Wenn Sie Beschwerden verspüren, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Dies ist kein medizinisches Gerät und nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher, einen Defibrillator, eine künstliche Lunge/ein künstliches Herz, Migräne oder bösartige Erkrankungen haben oder an Hautkrankheiten oder Infektionen wie Neurodermitis, Purpura und Akne leiden. Die Anwendung des Produkts wird nicht für schwangere Frauen, Personen in der Genesung nach einer Operation, Personen mit sensorischem Nervenverlust, kognitiver Beeinträchtigung oder einer offenen Wunde auf der Hautoberfläche empfohlen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Die Verwendung des Geräts durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren wird nicht empfohlen. Das Produkt ist nicht für Personen bestimmt, die nicht über körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten verfügen oder nicht über Erfahrung und Wissen auf diesem Gebiet verfügen (einschließlich Kinder). Das Gerät ist nicht wasserdicht und sollte nicht unter fließendem Wasser gewaschen oder gereinigt werden. Üben Sie bei der Anwendung keinen Druck auf die inneren Organe aus, um Beschwerden und/oder Verletzungen zu vermeiden. Bitte verwenden Sie es nicht über einen längeren Zeitraum, um Verbrennungen bei niedrigen Temperaturen zu vermeiden, wenn Sie die Heizfunktion verwenden. Sollten Nebenwirkungen auftreten, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [f4]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Fréquence:	60-100Hz
Capacité de la batterie:	2500mAh
Courant d'entrée:	4,1 mA
Temps de charge:	240 minutes
Niveaux d'intensité:	15
Modes de massage:	7
Taille du bracelet:	1100*215mm
Courroie d'extension:	environ 400*100mm



Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description de l'appareil [f1]:

1. "M" - activer/désactiver et sélectionner le mode EMS.
2. "L" "+/-" augmente/diminue le niveau d'intensité.
3. Activer/désactiver le mode RLT.
4. Affichage.
5. Capacité de la batterie.
6. Port de chargement de type C.
7. Cintre.

[f2]

1. Entrée de type C.
2. Electrodes EMS.
3. Thérapie par la lumière rouge et infrarouge.
4. Sangle d'extension.

Comment utiliser?

1. Avant la première utilisation ou après une longue période de non-utilisation lorsque la batterie est déchargée, veuillez charger l'appareil conformément aux instructions de charge pour garantir un bon fonctionnement.

2. Avant utilisation, il est recommandé de nettoyer la peau et d'appliquer une émulsion non grasse ou de l'eau pour hydrater.

3. En fonction de votre tour de taille, décidez si vous devez utiliser une ceinture d'extension [f2-4]. Placez la ceinture directement sur votre peau et ajustez-la parfaitement, en positionnant les électrodes au centre de manière à pouvoir sélectionner confortablement les options sur l'écran d'affichage [f3]. La ceinture peut être utilisée sur le dos et le ventre.

4. Connectez la ceinture à la télécommande à l'aide du câble USB Type-C inclus.

5. Appuyez longuement sur [f1-1] pour allumer l'appareil.

6. Sélectionnez les paramètres selon vos préférences :

- Maintenez enfoncé le bouton [f1-1] pendant environ 2 secondes pour allumer : EMS (Stimulation Electromusculaire), qui provoque des contractions musculaires, apportant détente et repos, stimule la libération d'endorphines, améliore la circulation, favorise le soulagement de la douleur et la guérison. Temps de travail : 15 minutes. Une pression courte sur le bouton [f1-1] vous permet de parcourir les 7 modes disponibles.

Appuyez brièvement sur les boutons "+" et "-" [f1-2] respectivement pour augmenter ou diminuer le niveau d'intensité "L" de 1 à 15.

- Maintenez enfoncé le bouton [f1-3] pendant environ 2 secondes pour activer : RLT (Thérapie par Lumière Rouge et Infrarouge), qui favorise la régénération cellulaire, soulage la douleur et réduit l'inflammation en pénétrant profondément dans les tissus. Temps de travail : 15 minutes.

7. Appuyez longuement sur [f1-1] pour éteindre l'appareil.

REMARQUE: Si la connexion entre l'appareil et la ceinture est incorrecte ou si les électrodes EMS ne sont pas en contact avec la peau, le niveau d'intensité EMS reviendra automatiquement au niveau 1. L'appareil émettra deux bips et s'éteindra automatiquement après environ 30 secondes. S'agissant d'un produit destiné au contact avec la peau, nous vous suggérons de nettoyer soigneusement la ceinture avant de l'utiliser par une autre personne.

Atténuation:

Le produit ne dispose pas d'adaptateur dédié, utilisez donc uniquement une alimentation 5 V/2 A. N'oubliez pas de toujours éteindre l'appareil avant de le charger. Insérez le câble USB Type-C dans le port de chargement. Pendant le chargement, le voyant blanc clignotera et lorsque le produit sera chargé, les 3 voyants seront allumés en permanence. Remarque : L'absence de voyant et 3 bips signifient que la courroie est déchargée. Pour garantir les performances à long terme de l'appareil, nous recommandons une charge régulière tous les deux mois.

Entretien et stockage:

Avant le nettoyage, éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation. Essuyez la surface du produit avec un chiffon doux et humide et laissez-le sécher naturellement. Ne nettoyez pas le produit et les accessoires avec des détergents corrosifs. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des enfants et des animaux domestiques. Évitez l'exposition directe au soleil ou à un environnement humide, sinon cela pourrait entraîner une décoloration ou des dommages.

Avertissements et dangers:

Si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. Il ne s'agit pas d'un dispositif médical et n'est pas destiné à des fins médicales. Ne l'utilisez pas si vous avez : un stimulateur cardiaque, un défibrillateur, un poumon/cœur artificiel, des migraines, une tumeur maligne ou si vous souffrez de maladies ou d'infections cutanées telles que la névrodermite, le purpura et l'acné. L'utilisation du produit n'est pas recommandée aux femmes enceintes, aux personnes en convalescence après une intervention chirurgicale, souffrant de perte des nerfs sensoriels, de troubles cognitifs ou ayant une plaie ouverte à la surface de la peau.

Le produit n'est pas un jouet. L'utilisation de l'appareil n'est pas recommandée aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Le produit n'est pas destiné aux personnes n'ayant pas de capacités physiques, sensorielles ou mentales ou n'ayant pas d'expérience et de connaissances dans ce domaine (y compris les enfants).

L'appareil n'est pas étanche et ne doit pas être lavé ou nettoyé sous l'eau courante.

Lors de l'utilisation, n'appuyez pas sur les organes internes pour éviter toute gêne et/ou blessure. Veuillez ne pas l'utiliser pendant une longue période pour éviter les brûlures à basse température lors de l'utilisation de la fonction de chauffage. Si des effets secondaires surviennent, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [f4]:

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Frecuencia:	60-100Hz
Capacidad de la batería:	2500mAh
Corriente de entrada:	4,1 mA
Tiempo de carga:	240 minutos
Niveles de intensidad:	15
Modos de masaje:	7
Tamaño de la correa:	1100*215mm
Cinturón de extensión:	alrededor de 400*100mm



Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

Descripción del dispositivo [f1]:

1. "M" - habilitar/deshabilitar y seleccionar el modo EMS.
2. "L" "+/-" aumenta/disminuye el nivel de intensidad.
3. Activar/desactivar el modo RLT.
4. Mostrar.
5. Capacidad de la batería.
6. Puerto de carga tipo C.
7. Percha.

[f2]

1. Entrada tipo C.
2. Electrodo EMS.
3. Terapia de luz roja e infrarroja.
4. Correa de extensión.

¿Cómo utilizar?

1. Antes del primer uso o después de un largo período de inactividad cuando la batería está descargada, cargue el dispositivo de acuerdo con las instrucciones de carga para garantizar un funcionamiento adecuado.
2. Antes de su uso, se recomienda limpiar la piel y aplicar una emulsión no grasa o agua para hidratarla.
3. Dependiendo de la circunferencia de su cintura, decida si necesita utilizar un cinturón de extensión [f2-4]. Coloque el cinturón directamente sobre su piel y ajústelo cómodamente, colocando los electrodos en el centro para que pueda seleccionar cómodamente las opciones en la pantalla [f3]. El cinturón se puede utilizar en la espalda y el estómago.
4. Conecte el cinturón con el control remoto usando el cable USB tipo C incluido.
5. Mantenga presionado [f1-1] para encender el dispositivo.
6. Seleccione la configuración según sus preferencias:
 - Mantenga presionado el botón [f1-1] durante aproximadamente 2 segundos para encender: EMS (Estimulación Electromuscular), que provoca contracciones musculares, brindando relajación y descanso, estimula la liberación de endorfinas, mejora la circulación, apoya el alivio del dolor y la curación. Tiempo de trabajo: 15 minutos. Una pulsación breve del botón [f1-1] le permite recorrer los 7 modos disponibles.
 - Presione brevemente los botones "+" y "-" [f1-2] respectivamente para aumentar o disminuir el nivel de intensidad "L" de 1 a 15.
 - Mantenga presionado el botón [f1-3] durante aproximadamente 2 segundos para activar: RLT (Terapia de Luz Roja e Infrarroja), que promueve la regeneración celular, alivia el dolor y reduce la inflamación al penetrar profundamente en los tejidos. Tiempo de trabajo: 15 minutos.
7. Mantenga presionado [f1-1] para apagar el dispositivo.

NOTA: Si la conexión entre el dispositivo y el cinturón es incorrecta o los electrodos EMS no están en contacto con la piel, el nivel de intensidad EMS volverá automáticamente al nivel 1. El dispositivo emitirá dos pitidos y se apagará automáticamente después de aproximadamente 30 segundos. Al tratarse de un producto destinado al contacto con la piel, sugerimos limpiar bien el cinturón antes de utilizarlo por otra persona.

Aterrizaje:

El producto no tiene un adaptador dedicado, por lo tanto, utilice solo una fuente de alimentación de 5 V/2 A. Recuerde apagar siempre el dispositivo antes de cargarlo. Inserte el cable USB tipo C en el puerto de carga. Mientras se carga, la luz blanca parpadeará y, cuando el producto esté cargado, las 3 luces estarán encendidas constantemente.

Nota: Si no hay luces y 3 pitidos significan que el cinturón está descargado. Para garantizar el rendimiento a largo plazo del dispositivo, recomendamos cargarlo periódicamente cada dos meses.

Cuidado y almacenamiento:

Antes de limpiar, apague el producto y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la superficie del producto con un paño suave y húmedo y déjelo secar de forma natural. No limpie el producto ni los accesorios con detergentes corrosivos. Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas. Evite la exposición a la luz solar directa o ambientes húmedos, de lo contrario puede causar pérdida de color o daños.

Advertencias y peligros:

Si siente alguna molestia, deje de usar el dispositivo inmediatamente. Este no es un dispositivo médico y no está destinado a fines médicos. No lo utilice si tiene: marcapasos, desfibrilador, pulmón/corazón artificial, migrañas, enfermedades malignas o padece enfermedades o infecciones de la piel como neurodermatitis, púrpura y acné. No se recomienda el uso del producto en mujeres embarazadas, personas que se recuperan de una cirugía, que sufren pérdida de nervios sensoriales, deterioro cognitivo o que tienen una herida abierta en la superficie de la piel.

El producto no es un juguete. No se recomienda el uso del dispositivo por parte de niños y adolescentes menores de 18 años. El producto no está destinado a personas que no tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan experiencia y conocimientos en esta área (incluidos niños).

El dispositivo no es resistente al agua y no debe lavarse ni limpiarse con agua corriente.

Al usarlo, no presione los órganos internos para evitar molestias y/o lesiones. No lo utilice durante mucho tiempo para evitar quemaduras a baja temperatura al utilizar la función de calefacción.

Si se produce algún efecto secundario, deje de usar el dispositivo inmediatamente.

Más información sobre la empresa y los productos [f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Frequência:	60-100Hz
Capacidade de carga:	2500mAh
Corrente de entrada:	4,1mA
O tempo de carga:	240 minutos
Níveis de intensidade:	15
Modos de massagem:	7
Tamanho da alça:	1100*215mm
Cinto de extensão:	cerca de 400*100mm



Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Descrição do dispositivo [f1]:

1. "M" - ativar/desativar e selecionar o modo EMS.
2. "L" "+/-" aumenta/diminui o nível de intensidade.
3. Ativar/desativar modo RLT.
4. Exibição.
5. Capacidade da bateria.
6. Porta de carregamento Tipo C.
7. Cabide.

[f2]

1. Entrada tipo C.
2. Eletrodos EMS.
3. Terapia de luz vermelha e infravermelha.
4. Alça de extensão.

Como usar?

1. Antes da primeira utilização ou após um longo período sem utilização quando a bateria estiver descarregada, carregue o dispositivo de acordo com as instruções de carregamento para garantir o funcionamento adequado.
2. Antes de usar, recomenda-se limpar a pele e aplicar uma emulsão não oleosa ou água para hidratá-la.
3. Dependendo da circunferência da sua cintura, decida se precisa usar um cinto extensor [f2-4]. Coloque o cinto diretamente sobre a pele e ajuste-o bem, posicionando os eletrodos centralmente para que você possa selecionar confortavelmente as opções na tela [f3]. O cinto pode ser usado nas costas e na barriga.
4. Conecte o cinto ao controle remoto usando o cabo USB Tipo C incluído.
5. Pressione longamente [f1-1] para ligar o dispositivo.
6. Selecione as configurações de acordo com suas preferências:
 - Segure o botão [f1-1] por cerca de 2 segundos para ligar: EMS (Estimulação Eletromuscular), que provoca contrações musculares, trazendo relaxamento e descanso, estimula a liberação de endorfinas, melhora a circulação, auxilia no alívio da dor e na cura. Tempo de trabalho: 15 minutos. Um toque curto no botão [f1-1] permite percorrer os 7 modos disponíveis.
- Pressione rapidamente os botões "+" e "-" [f1-2] respectivamente para aumentar ou diminuir o nível de intensidade "L" de 1 a 15.
- Segure o botão [f1-3] por aproximadamente 2 segundos para ativar: RLT (Terapia de Luz Vermelha e Infravermelha), que promove a regeneração celular, alivia a dor e reduz a inflamação ao penetrar profundamente nos tecidos. Tempo de trabalho: 15 minutos.
7. Pressione longamente [f1-1] para desligar o dispositivo.

NOTA: Se a conexão entre o dispositivo e o cinto estiver incorreta ou os eletrodos EMS não estiverem em contato com a pele, o nível de intensidade EMS retornará automaticamente ao nível 1. O dispositivo emitirá dois bipes e desligará automaticamente após aproximadamente 30 segundos. Por se tratar de um produto destinado ao contato com a pele, sugerimos limpar bem o cinto antes de utilizá-lo por outra pessoa.

Pousar:

O produto não possui adaptador dedicado, portanto utilize apenas fonte de alimentação de 5 V/2 A. Lembre-se de sempre desligar o aparelho antes de carregar. Insira o cabo USB tipo C na porta de carregamento. Durante o carregamento, a luz branca piscará e, quando o produto estiver carregado, todas as 3 luzes ficarão acesas constantemente.

Nota: Nenhuma luz e 3 bipes significam que a esteira está descarregada. Para garantir o desempenho do dispositivo a longo prazo, recomendamos carregamentos regulares a cada dois meses.

Cuidado e armazenamento:

Antes de limpar, desligue o produto e desconecte o cabo de alimentação. Limpe a superfície do produto com um pano macio e úmido e deixe secar naturalmente. Não limpe o produto e os acessórios com detergentes corrosivos. Armazenar em local fresco e seco, longe do alcance de crianças e animais de estimação. Evite a exposição à luz solar direta ou ambiente úmido, caso contrário poderá causar desbotamento ou danos à cor.

Advertências e perigos:

Se sentir algum desconforto, pare imediatamente de usar o dispositivo. Este não é um dispositivo médico e não se destina a fins médicos. Não use se você tiver: marca-passo, desfibrilador, pulmão/coração artificial, enxaquecas, doenças malignas ou sofrer de doenças de pele ou infecções como neurodermatite, púrpura e acne. O produto não é recomendado para uso por mulheres grávidas, pessoas em recuperação após cirurgia, que sofram de perda de nervos sensoriais, comprometimento cognitivo ou que tenham feridas abertas na superfície da pele.

O produto não é um brinquedo. O dispositivo não é recomendado para uso por crianças e adolescentes menores de 18 anos. O produto não se destina a pessoas que não possuam capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou que não tenham experiência e conhecimentos nesta área (incluindo crianças).

O dispositivo não é à prova d'água e não deve ser lavado ou limpo em água corrente.

Ao usar, não pressione os órgãos internos para evitar desconforto e/ou lesões. Não o use por muito tempo para evitar queimaduras de baixa temperatura ao usar a função de aquecimento.

Se ocorrer algum efeito colateral, pare de usar o dispositivo imediatamente.

Mais informações sobre a empresa e produtos [f4]:

-www.beautify.eu
 -www.youtube.com/beautifyeu

Frequenza:	60-100Hz
Capacità della batteria:	2500 mAh
Corrente in ingresso:	4,1 mA
Tempo di carica:	240 minuti
Livelli di intensità:	15
Modalità di massaggio:	7
Misura cinturino:	1100*215 mm
Cintura di estensione:	circa 400*100 mm



Sicurezza:

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale utente e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Descrizione del dispositivo [f1]:

1. "M" - abilità/disabilità e seleziona la modalità EMS.
2. "L" "+/-" aumenta/diminuisce il livello di intensità.
3. Abilità/disabilità la modalità RLT.
4. Visualizzazione.
5. Capacità della batteria.
6. Porta di ricarica di tipo C.
7. Appendiabiti.

[f2]

1. Ingresso di tipo C.
2. Elettrodi EMS.
3. Terapia con luce rossa e infrarossa.
4. Cinghia di estensione.

Come usare?

1. Prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di non utilizzo quando la batteria è scarica, caricare il dispositivo secondo le istruzioni di ricarica per garantirne il corretto funzionamento.
2. Prima dell'uso, si consiglia di detergere la pelle e applicare un'emulsione non grassa o acqua per idratarla.
3. A seconda della circonferenza della vita, decidi se è necessario utilizzare una cintura di estensione [f2-4]. Posiziona la cintura direttamente sulla pelle e adattala bene, posizionando gli elettrodi al centro in modo da poter selezionare comodamente le opzioni sul display [f3]. La cintura può essere utilizzata sulla schiena e sullo stomaco.
4. Collega la cintura al telecomando utilizzando il cavo USB Type-C incluso.
5. Premere a lungo [f1-1] per accendere il dispositivo.
6. Seleziona le impostazioni in base alle tue preferenze:
 - Tieni premuto il pulsante [f1-1] per circa 2 secondi per attivare: EMS (stimolazione elettromuscolare), che provoca contrazioni muscolari, apportando relax e riposo, stimola il rilascio di endorfine, migliora la circolazione, favorisce il sollievo dal dolore e la guarigione. Orario di lavoro: 15 minuti. Una breve pressione del pulsante [f1-1] consente di scorrere le 7 modalità disponibili.
 - Premere brevemente i pulsanti "+" e "-" [f1-2] rispettivamente per aumentare o diminuire il livello di intensità "L" da 1 a 15.
 - Tieni premuto il pulsante [f1-3] per circa 2 secondi per attivare: RLT (Terapia della luce rossa e infrarossa), che favorisce la rigenerazione cellulare, allevia il dolore e riduce l'infiammazione penetrando in profondità nei tessuti. Orario di lavoro: 15 minuti.
7. Premere a lungo [f1-1] per spegnere il dispositivo.

NOTA: Se la connessione tra il dispositivo e la cintura non è corretta o gli elettrodi EMS non sono a contatto con la pelle, il livello di intensità EMS tornerà automaticamente al livello 1. Il dispositivo emetterà due segnali acustici e si spegnerà automaticamente dopo circa 30 secondi. Trattandosi di un prodotto destinato al contatto con la pelle, suggeriamo di pulire accuratamente la cintura prima di utilizzarla da un'altra persona.

Approdo:

Il prodotto non dispone di un adattatore dedicato, quindi utilizzare solo un alimentatore da 5 V/2A. Ricordarsi di spegnere sempre il dispositivo prima della ricarica. Inserisci il cavo USB Type-C nella porta di ricarica. Durante la ricarica, la luce bianca lampeggerà e, quando il prodotto sarà carico, tutte e 3 le luci saranno costantemente accese.

Nota: l'assenza di luci e 3 segnali acustici indicano che il nastro è scarico. Per garantire prestazioni a lungo termine del dispositivo, consigliamo di ricaricarlo regolarmente ogni due mesi.

Cura e conservazione:

Prima della pulizia, spegnere il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione. Pulisci la superficie del prodotto con un panno morbido e umido e lascialo asciugare naturalmente. Non pulire il prodotto e gli accessori con detergenti corrosivi. Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta o ad ambienti umidi, altrimenti potrebbe causare sbiadimento o danni al colore.

Avvertenze e pericoli:

Se avverti qualche disagio, smetti immediatamente di usare il dispositivo. Questo non è un dispositivo medico e non è destinato a scopi medici. Non utilizzarlo se si soffre di: pacemaker, defibrillatore, polmone/cuore artificiale, emicranie, tumori maligni o se si soffre di malattie della pelle o infezioni come neurodermite, porpora e acne. L'uso del prodotto non è raccomandato da parte di donne incinte, persone in convalescenza dopo un intervento chirurgico, che soffrono di perdita dei nervi sensoriali, deterioramento cognitivo o che hanno una ferita aperta sulla superficie della pelle. Il prodotto non è un giocattolo. L'uso del dispositivo non è raccomandato da parte di bambini e adolescenti di età inferiore a 18 anni. Il prodotto non è destinato a persone che non hanno capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non hanno esperienza e conoscenza in questo settore (compresi i bambini). Il dispositivo non è impermeabile e non deve essere lavato o pulito sotto l'acqua corrente. Durante l'utilizzo non esercitare pressione sugli organi interni per evitare fastidi e/o lesioni. Si prega di non utilizzarlo per un lungo periodo per evitare ustioni da bassa temperatura quando si utilizza la funzione di riscaldamento. Se si verificano effetti collaterali, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [f4]:

- www.beautifyfy.eu
- www.youtube.com/beautifyfy

Frekvence:	60-100Hz
Kapacita baterie:	2500 mAh
Vstupní proud:	4,1 mA
Doba nabíjení:	240 minut
Urovně intenzity:	15
Masážní režimy:	7
Velikost popruhu:	1100*215 mm
Prodlužovací pás:	cca 400*100 mm



Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

Popis zařízení [f1]:

1. "M" - povolení/zakázání a výběr režimu EMS.
2. "L" "+/-" zvýší/sníží úroveň intenzity.
3. Aktivujte/deaktivujte režim RLT.
4. Displej.
5. Kapacita baterie.
6. Nabíjecí port typu C.
7. Věšák.

[f2]

1. Vstup typu C.
2. Elektrody EMS.
3. Terapie červeným a infračerveným světlem.
4. Prodlužovací popruh.

Jak používat?

1. Před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání, když je baterie vybitá, prosím nabijte zařízení podle pokynů pro nabíjení, abyste zajistili správnou funkci.
2. Před použitím se doporučuje pleť očistit a nanést nemastnou emulzi nebo vodu pro hydrataci.
3. V závislosti na obvodu pasu se rozhodněte, zda potřebujete použít prodlužovací opasek [f2-4]. Umístěte pás přímo na kůži a těsně jej připevněte, elektrody umístěte do středu tak, abyste mohli pohodlně vybírat možnosti na obrazovce displeje [f3]. Pás lze použít na záda a břicho.
4. Připojte opasek k dálkovému ovládání pomocí přiloženého kabelu USB Type-C.
5. Dlouhým stisknutím [f1-1] zapnete zařízení.
6. Vyberte nastavení podle svých preferencí:
 - Podržetím tlačítka [f1-1] po dobu asi 2 sekund zapnete: EMS (Elektromuskulární stimulace), která způsobuje svalové kontrakce, přináší relaxaci a odpočinek, stimuluje uvolňování endorfinů, zlepšuje cirkulaci, podporuje úlevu od bolesti a hojení. Pracovní doba: 15 minut. Krátké stisknutí tlačítka [f1-1] vám umožní procházet dostupnými 7 režimy.
 - Krátkým stisknutím tlačítek "+" a "-" [f1-2] zvýšíte nebo snížíte úroveň intenzity "L" z 1 na 15.
 - Podržetím tlačítka [f1-3] po dobu přibližně 2 sekund aktivujete: RLT (terapii červeným a infračerveným světlem), která podporuje buněčnou regeneraci, zmírňuje bolest a snižuje zánět tím, že proniká hluboko do tkání. Pracovní doba: 15 minut.
7. Dlouhým stisknutím [f1-1] vypnete zařízení.

POZNÁMKA: Pokud je spojení mezi zařízením a pásem nesprávné nebo elektrody EMS nejsou v kontaktu s pokožkou, úroveň intenzity EMS se automaticky vrátí na úroveň 1. Zařízení dvakrát pípne a po přibližně 30 sekundách se automaticky vypne. Protože se jedná o přípravek určený pro kontakt s pokožkou, doporučujeme pás před použitím jinou osobou důkladně vyčistit.

Přístání:

Výrobek nemá vyhrazený adaptér, používejte proto pouze zdroj 5 V/2 A. Před nabíjením nezapomeňte zařízení vždy vypnout. Vložte kabel USB Type-C do nabíjecího portu. Během nabíjení bude blikat bílé světlo a když je produkt nabitý, všechny 3 kontrolky budou trvale svítit.

Poznámka: Žádná kontrolka a 3 pípnutí znamenají, že pás je odlepený. Pro zajištění dlouhodobého výkonu zařízení doporučujeme pravidelně nabíjet každé dva měsíce.

Údržba a skladování:

Před čištěním vypněte produkt a odpojte napájecí kabel. Otřete povrch produktu měkkým vlhkým hadříkem a nechte jej přirozeně uschnout. Nečistěte výrobek a příslušenství žíravými čisticími prostředky. Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevystavujte se přímému slunečnímu záření nebo vlhkému prostředí, jinak může dojít k vyblednutí barev nebo poškození.

Varování a nebezpečí:

Kovad se čítíte nepohodlí, okamžitě přestaňte zařízení používat. Toto není zdravotnický prostředek a není určen pro lékařské účely. Nepoužívejte jej, pokud máte: kardiostimulátor, defibrilátor, umělé plíce/srdce, migrény, malignitu nebo trpíte kožními chorobami či infekcemi, jako je neurodermatitida, purpura a akné. Výrobek se nedoporučuje používat těhotným ženám, lidem v rekonvalescenci po operaci, trpícím ztrátou senzorických nervů, kognitivní poruchou nebo s otevřenou ranou na povrchu kůže.

Výrobek není hračka. Zařízení se nedoporučuje používat u dětí a dospívajících do 18 let. Výrobek není určen pro osoby, které nemají fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nemají zkušenosti a znalosti v této oblasti (včetně dětí). Zařízení není vodotěsné a nemělo by se mýt ani čistit pod tekoucí vodou.

Při používání netlačte na vnitřní orgány, abyste předešli nepohodlí a/nebo zranění. Nepoužívejte jej po dlouhou dobu, aby nedošlo k popálení při nízké teplotě při použití funkce ohřevu.

Pokud se objeví jakékoli nežádoucí účinky, okamžitě přestaňte zařízení používat.

Více informací o společnosti a produktech [f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Frekvencia:	60-100 Hz
Kapacita batérie:	2500 mAh
Vstupný prúd:	4,1 mA
Doba nabíjania:	240 minút
Úroveň intenzity:	15
Režim masáže:	7
Veľkosť popruhu:	1100 * 215 mm
Predlžovací pás:	cca 400 x 100 mm



Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Popis zariadenia [f1]:

1. "M" - zapnutie/vypnutie a výber režimu EMS.
2. "L" "+/-" zvýšenie/zníženie úrovne intenzity.
3. Zapnutie/vypnutie režimu RLT.
4. Displej.
5. Kapacita batérie.
6. Nabíjaci port typu C.
7. Vešiak.

[f2]

1. Vstup typu C.
2. EMS elektródy.
3. Terapija červeným a infračerveným svetlom.
4. Predlžovací popruh.

Ako použiť?

1. Pred prvým použitím alebo po dlhšom období nepoužívania, keď je batéria vybitá, prosím nabite zariadenie podľa pokynov na nabíjanie, aby ste zaistili správnu prevádzku.
2. Pred použitím sa odporúča pleť vyčistiť a naniesť na ňu nemastnú emulziu alebo vodu na hydratáciu.
3. V závislosti od obvodu pásu sa rozhodnite, či potrebujete použiť predlžovací opasok [f2-4]. Umiestnite pás priamo na kožu a pevne ho pripnite, pričom elektródy umiestnite do stredu, aby ste mohli pohodlne vyberať možnosti na obrazovke displeja [f3]. Pás je možné použiť na chrbát a brucho.
4. Pripojte opasok k diaľkovému ovládaču pomocou priloženého kábla USB Type-C.
5. Dlhým stlačením [f1-1] zapnite zariadenie.
6. Vyberte nastavenia podľa svojich preferencií:
- Podržaním tlačidla [f1-1] na cca 2 sekundy sa zapne: EMS (Elektromuskulárna stimulácia), ktorá spôsobuje svalové kontrakcie, prináša uvoľnenie a odpočinok, stimuluje uvoľňovanie endorfinov, zlepšuje cirkuláciu, podporuje úľavu od bolesti a hojenie. Pracovný čas: 15 minút. Krátke stlačenie tlačidla [f1-1] vám umožní prechádzať dostupnými 7 režimami.
- Krátkym stlačením tlačidiel "+" a "-" [f1-2] zvýšite alebo znížite úroveň intenzity "L" od 1 do 15.
- Podržaním tlačidla [f1-3] na približne 2 sekundy aktivujete: RLT (terapiu červeným a infračerveným svetlom), ktorá podporuje regeneráciu buniek, zmiernuje bolesť a znižuje zápal tým, že preniká hlboko do tkanív. Pracovný čas: 15 minút.
7. Dlhým stlačením [f1-1] zariadenie vypnete.

POZNÁMKA: Ak je spojenie medzi zariadením a pásom nesprávne alebo elektródy EMS nie sú v kontakte s pokožkou, úroveň intenzity EMS sa automaticky vráti na úroveň 1. Zariadenie dvakrát pípne a po približne 30 sekundách sa automaticky vypne. Keďže ide o výrobok určený na kontakt s pokožkou, odporúčame pás pred použitím inou osobou dôkladne vyčistiť.

prístátie:

Výrobok nemá vyhradený adaptér, preto používajte iba napájací zdroj 5 V/2 A. Pred nabíjaním nezabudnite zariadenie vždy vypnúť. Vložte kábel USB Type-C do nabíjacieho portu. Počas nabíjania bude biele svetlo blikať a keď sa produkt nabije, všetky 3 indikátory budú nepretržite svieťiť.

Poznámka: Žiadne svetlá a 3 pípnutia znamenajú, že pás je vyložený. Pre zabezpečenie dlhodobého výkonu zariadenia odporúčame pravidelné nabíjanie každé dva mesiace.

Starostlivosť a skladovanie:

Pred čistením produkt vypnite a odpojte napájací kábel. Povrch výrobku utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte ho prirodzene vyschnúť. Nečistite výrobok a príslušenstvo korozívnymi čistiacimi prostriedkami. Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nevystavujte sa priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkému prostrediu, inak môže dôjsť k vyblednutiu farieb alebo poškodeniu.

Varovania a nebezpečenstvá:

Ak pociťte akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte zariadenie používať. Toto nie je zdravotnícka pomôcka a nie je určená na lekárske účely. Nepoužívajte ho, ak máte: kardiostimulátor, defibrilátor, umelé pľúca/srdce, migrény, zubné nádory alebo trpíte kožnými ochoreniami či infekciami ako neurodermatitída, purpura a akné. Prípravok sa neodporúča používať tehotným ženám, ľuďom v rekonvalescencii po operácii, trpiacim stratou senzorických nervov, kognitívnou poruchou alebo s otvorenou ranou na povrchu kože.

Výrobok nie je hračka. Zariadenie sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Výrobok nie je určený pre osoby, ktoré nemajú fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo nemajú skúsenosti a znalosti v tejto oblasti (vrátane detí).

Zariadenie nie je vodotesné a nemalo by sa umývať ani čistiť pod tečúcou vodou.

Pri používaní neďajte na vnútorné orgány, aby ste predišli nepohodliu a/alebo zraneniu. Nepoužívajte ho dlhší čas, aby ste predišli popáleniu pri nízkej teplote pri použití funkcie ohrevu.

Ak sa vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky, okamžite prestaňte zariadenie používať.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Pogostost:	60-100Hz
Kapaciteta baterije:	2500 mAh
Vhodni tok:	4,1 mA
Čas polnjenja:	240 minut
Stopnje intenzivnosti:	15
Načini masaže:	7
Velikost traku:	1100*215 mm
Podaljšek pasu:	približno 400*100 mm



Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Opis naprave [f1]:

1. "M" - omogoči/onomogoči in izberi način EMS.
2. "L" "+/-" povečanje/zmanjšanje stopnje intenzivnosti.
3. Omogoči/onomogoči način RLT.
4. Zaslon.
5. Kapaciteta baterije.
6. Vrata za polnjenje Type-C.
7. Obešalnik.

[f2]

1. Vhod tipa C.
2. EMS elektrode.
3. Terapija z rdečo in infrardečo svetlobo.
4. Podaljšek.

Kako uporabiti?

1. Pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neuporabe, ko je baterija izpraznjena, napolnite napravo v skladu z navodili za polnjenje, da zagotovite pravilno delovanje.
2. Pred uporabo je priporočljivo kožo očistiti in jo navlažiti z nemastno emulzijo ali vodo.
3. Glede na vaš obseg pasu se odločite, ali potrebujete podaljšek pasu [f2-4]. Pas položite neposredno na kožo in ga tesno pritrdite, tako da elektrode postavite na sredino, tako da lahko udobno izbirate možnosti na zaslonu [f3]. Pas se lahko uporablja na hrbtu in trebuhu.
4. Povežite pas z daljinskim upravljalnikom s priloženim kablom USB Type-C.
5. Dolgo pritisnite [f1-1], da vklopite napravo.
6. Izberite nastavitve po svojih željah:
 - Držite gumb [f1-1] približno 2 sekundi, da vklopite: EMS (elektromišična stimulacija), ki povzroči krčenje mišic, prinaša sprostitev in počitek, spodbuja sproščanje endorfinov, izboljša cirkulacijo, podpira lajšanje bolečin in celjenje. Delovni čas: 15 minut. Kratek pritisk na gumb [f1-1] omogoča kroženje med 7 razpoložljivimi načini.
 - Kratek pritisk na gumba "+" in "-" [f1-2] poveča ali zmanjša stopnjo intenzivnosti "L" od 1 do 15.
 - Držite gumb [f1-3] približno 2 sekundi, da aktivirate: RLT (terapijo z rdečo in infrardečo svetlobo), ki spodbuja regeneracijo celic, lajša bolečine in zmanjšuje vnetje s prodiranjem globoko v tkiva. Delovni čas: 15 minut.
7. Dolgo pritisnite [f1-1], da izklopite napravo.

OPOMBA: Če povezava med napravo in pasom ni pravilna ali elektrode EMS niso v stiku s kožo, se stopnja intenzivnosti EMS samodejno vrne na stopnjo 1. Naprava dvakrat zapiska in se po približno 30 sekundah samodejno izklopi. Ker gre za izdelek, namenjen stiku s kožo, priporočamo, da pas temeljito očistite, preden ga uporabi druga oseba.

Pristanek:

Izdelek nima namenskega adapterja, zato uporabljajte le napajalnik 5 V/2 A. Pred polnjenjem ne pozabite vedno izklopiti naprave. Vstavite kabel USB Type-C v vrata za polnjenje. Med polnjenjem bo bela lučka utripala, ko bo izdelek napolnjen, pa bodo vse 3 lučke stalno svetile.

Opomba: brez luči in 3 piski pomenijo, da je jermen prazen. Da bi zagotovili dolgotrajno delovanje naprave, priporočamo redno polnjenje vsaka dva meseca.

Nega in shranjevanje:

Pred čiščenjem izklopite izdelek in izvlecite napajalni kabel. Obrišite površino izdelka z mehko, vlažno krpo in pustite, da se naravno posuši. Izdelka in dodatkov ne čistite z jeklinimi detergenti. Hraniti na hladnem in suhem mestu, stran od otrok in hišnih ljubljencev. Izogibajte se izpostavljanju neposredni sončni svetlobi ali vlažnemu okolju, sicer lahko povzroči bleđenje barv ali poškodbe.

Opozorila in nevarnosti:

Če čutite nelagodje, takoj prenehajte z uporabo naprave. To ni medicinski pripomoček in ni namenjen za medicinske namene. Ne uporabljajte ga, če imate: srčni spodbujevalnik, defibrilator, umetna pljuča/srce, migrene, maligna obolenja ali imate kožne bolezni ali okužbe, kot so nevrodermitis, purpura in akne. Izdelek ni priporočljiv za uporabo pri nosečnicah, ljudeh, ki okrevajo po operaciji, osebah z izgubo senzoričnih živcev, kognitivnimi motnjami ali odprto rano na površini kože.

Izdelek ni igračka. Naprave ne priporočamo za uporabo pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let. Izdelek ni namenjen osebam, ki nimajo fizičnih, senzoričnih ali mentalnih sposobnosti ali nimajo izkušenj in znanja s tega področja (vključno z otroki).

Naprava ni vodotesna in je ne smete prati ali čistiti pod tekočo vodo.

Pri uporabi ne pritiskajte na notranje organe, da preprečite nelagodje in/ali poškodbe. Prosimo, da ga ne uporabljate dlje časa, da se izognete nizkotemperaturnim opeklinam pri uporabi funkcije ogrevanja.

Če se pojavijo neželeni učinki, takoj prenehajte z uporabo naprave.

Več informacij o podjetju in izdelkih [f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Sagedus:	60-100 Hz
Aku mahutavus:	2500 mAh
Sisendvool:	4,1 mA
Laadimisaeg:	240 minutit
Intensiivsuse tasemed:	15
Massaaži režiimid:	7
Rihma suurus:	1100 * 215 mm
Pikendusrihm:	umbes 400*100mm



Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Seadme kirjeldus [f1]:

1. "M" - lubage/keela ja valige EMS-režiim.
2. "L" "+/-" suurendab/vähendab intensiivsuse taset.
3. RLT-režiimi lubamine/keelamine.
4. Ekraan.
5. Aku mahutavus.
6. C-tüüpi laadimisport.
7. Riidepuu.

[f2]

1. C-tüüpi sisend.
2. EMS elektroodid.
3. Punase ja infrapuna valguse teraapia.
4. Pikendusrihm.

Kuidas kasutada?

1. Enne esmakordset kasutamist või pärast pikka mittekasutamist, kui aku on tühi, laadige seade õige töö tagamiseks laadimisjuhiste järgi.
2. Enne kasutamist on soovitatav nahk puhastada ja niisutamiseks kanda peale rasvavaba emulsiooni või vett.
3. Sõltuvalt oma vööümbermõõdust otsustage, kas peate kasutama pikendusvööd [f2-4]. Asetage vöö otse oma nahale ja kinnitage see tihedalt, asetades elektroodid keskele, nii et saate mugavalt ekraanikuva valikuid valida [f3]. Vööd saab kasutada seljal ja kõhul.
4. Ühendage rihm kaugjuhtimispuldiga kaasasoleva USB Type-C kaabli abil.
5. Seadme sisselülitamiseks vajutage pikalt klahvi [f1-1].
6. Valige seaded vastavalt oma eelistustele:
 - Sisselülitamiseks hoidke nuppu [f1-1] umbes 2 sekundit all: EMS (elektromuskulaarne stimulatsioon), mis põhjustab lihaste kokkutõmbeid, tuues lõdvestuse ja puhkuse, stimuleerib endorfiinide vabanemist, parandab vereringet, toetab valu leevendamist ja paranemist. Tööaeg: 15 minutit. Lühike nupu [f1-1] vajutus võimaldab teil liikuda 7 saadaoleva režiimi vahel.
 - Lühiajaline vajutus "+" ja "-" nuppudele [f1-2] suurendab või vähendab intensiivsuse taset "L" 1-lt 15-le.
 - Hoidke nuppu [f1-3] umbes 2 sekundit all, et aktiveerida: RLT (puna- ja infrapunavalgusteraapia), mis soodustab rakkude taastumist, leevendab valu ja vähendab põletikku sügavale kudedesse tungides. Tööaeg: 15 minutit.
7. Seadme väljalülitamiseks vajutage pikalt [f1-1].

MÄRKUS. Kui seadme ja vöö vaheline ühendus on vale või EMS-elektroodid ei puutu nahaga kokku, naaseb EMS-i intensiivsuse tase automaatselt tasemele 1. Seade piiksub kaks korda ja lülitub automaatselt välja umbes 30 sekundi pärast. Kuna tegemist on nahaga kokkupuutumiseks mõeldud tootega, soovitame enne vöö kasutamist teise isiku poolt hoolikalt puhastada.

Maandumine:

Tootel ei ole spetsiaalset adapterit, seega kasutage ainult 5 V/2 A toiteallikat. Ärge unustage seadet enne laadimist alati välja lülitada. Sisestage C-tüüpi USB-kaabel laadimisporti. Laadimise ajal valge tuli vilgub ja kui toode on laetud, põlevad kõik 3 tuld pidevalt.

Märkus. Tulede puudumine ja 3 piiksu näitavad, et rihm on koomatud. Seadme pikaajalise töö tagamiseks soovitame regulaarselt laadida iga kahe kuu tagant.

Hooldus ja ladustamine:

Enne puhastamist lülitage toode välja ja eemaldage toitejuhe. Pühkige toote pind pehme niiske lapiga ja laske sellel loomulikult kuivada. Ärge puhastage toodet ja tarvikuid söövitavate puhastusvahenditega. Hoida jahedas, kuivas kohas, eemal lastest ja lemmikloomadest. Vältige kokkupuudet otsese päikesevalguse või niiske keskkonnaga, vastasel juhul võib see põhjustada värvi tuhmumist või kahjustamist.

Hoiatused ja ohud:

Kui tunnete ebamugavust, lõpetage kohe seadme kasutamine. See ei ole meditsiiniseade ega mõeldud meditsiiniliseks otstarbeks. Ärge kasutage seda, kui teil on: südamestimulaator, defibrillaator, tehiskops/süda, migreen, pahaloomulised kasvajad või kui teil on nahahäigused või infektsioonid, nagu neurodermatiit, purpur ja akne. Toodet ei soovitata kasutada rasvadele, operatsioonijärgselt taastuvatele inimestele, kes kannatavad sensoorse närvide kaotuse, kognitiivsete häirete või lahtise haavaga nahapinnal.

Toode ei ole mänguasja. Seadet ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel. Toode ei ole mõeldud inimestele, kellel puuduvad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemused ja teadmised selles valdkonnas (sh lapsed).

Seade ei ole veekindel ning seda ei tohi pesta ega puhastada voolava vee all. Ebamugavustunde ja/või vigastuste vältimiseks ärge vajutage kasutamisel siseorganeid. Ärge kasutage seda pikka aega, et vältida kuumutusfunktsiooni kasutamisel põletusi madalal temperatuuril.

Kõrvaltoimete ilmnemisel lõpetage kohe seadme kasutamine.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Dažnis:	60-100Hz
Baterijos talpa:	2500 mAh
Išvesties srovė:	4,1 mA
Išrovimo laikas:	240 minučių
Intensyvumo lygiai:	15
Masažo režimai:	7
Dirželio dydis:	1100*215mm
Prailginamasis diržas:	apie 400*100mm



Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

[Irenginio aprašas [f1]:

1. „M“ – įjungti/išjungti ir pasirinkti EMS režimą.
2. „L“ „+/-“ padidina/sumažina intensyvumo lygį.
3. Įjungti/išjungti RLT režimą.
4. Ekranas.
5. Baterijos talpa.
6. C tipo įkrovimo prievadas.
7. Kabyla.

[f2]

1. C tipo įvestis.
2. EMS elektrodai.
3. Raudonosios ir infraraudonosios šviesos terapija.
4. Prailginamasis dirželis.

Kaip naudoti?

1. Prieš naudodami pirmą kartą arba po ilgo nenaudojimo laikotarpio, kai akumuliatorius išsikrovęs, įkraukite įrenginį pagal įkrovimo instrukcijas, kad užtikrintumėte tinkamą veikimą.
2. Prieš naudojimą odą rekomenduojama nuvalyti ir ją drėkinti patepti neriebia emulsija arba vandeniu.
3. Atsižvelgdami į savo juosmens apimtį, nuspręskite, ar reikia naudoti ilginamąjį diržą [f2-4]. Uždėkite diržą tiesiai ant odos ir tvirtai priglauskite, elektrodus pastatykite centre, kad galėtumėte patogiai pasirinkti parinktis ekrane [f3]. Diržas gali būti naudojamas ant nugaros ir pilvo.
4. Prijunkite diržą prie nuotolinio valdymo pulto naudodami pridėdamą USB Type-C laidą.
5. Norėdami įjungti įrenginį, ilgai paspauskite [f1-1].
6. Pasirinkite nustatymus pagal savo pageidavimus:
 - Laikykite nuspaudę mygtuką [f1-1] maždaug 2 sekundes, kad įjungtumėte: EMS (elektromagnetinę stimuliaciją), kuri sukelia raumenų susitraukimus, atpalaiduoja ir pailsina, skatina endorfinų išsiskyrimą, gerina kraujotaką, palaiko skausmą ir gilumą. Darbo laikas: 15 minučių. Trumpai paspaudus mygtuką [f1-1], galite pereiti per 7 galimus režimus. Trumpai paspaudę „+“ ir „-“ mygtukus [f1-2] atitinkamai padidinkite arba sumažinkite intensyvumo lygį „L“ nuo 1 iki 15.
 - Palaikykite nuspaudę mygtuką [f1-3] maždaug 2 sekundes, kad suaktyvintumėte: RLT (raudonosios ir infraraudonosios šviesos terapija), kuri skatina ląstelių regeneraciją, malšina skausmą ir mažina uždegimą, prisiskverbdama giliai į audinius. Darbo laikas: 15 minučių.
7. Norėdami išjungti įrenginį, ilgai paspauskite [f1-1].

PASTABA: Jei ryšys tarp įrenginio ir diržo yra neteisingas arba EMS elektrodai neliečia odos, EMS intensyvumo lygis automatiškai grįš į 1 lygį. Įrenginys du kartus pypsi ir automatiškai išsijungs maždaug po 30 sekundžių. Kadangi tai produktas, skirtas liestis su oda, rekomenduojame juos gerai nuvalyti prieš naudojant jį kitam asmeniui.

Nusileidimas:

Gaminys neturi specialaus adapterio, todėl naudokite tik 5 V/2 A maitinimo šaltinį. Nepamirškite, kad prieš įkraudami prietaisą visada išjunkite. Įkiškite C tipo USB kabelį į įkrovimo prievadą. Įkraunant mirksės baltas lemputė, o kai gaminys įkraunamas, visos 3 lemputės degs nuolat.

Pastaba: Jokia lemputė ir 3 pytelėjimai reiškia, kad diržas neapkrautas. Siekiant užtikrinti ilgalaikį įrenginio veikimą, rekomenduojame reguliariai įkrauti kas du mėnesius.

Priežiūra ir saugojimas:

Prieš valydami išjunkite gaminį ir atjunkite maitinimo laidą. Nuvalykite gaminio paviršių minkšta, drėgna šluoste ir leiskite natūraliai išdžiūti. Nevalykite gaminio ir priedų šerdimais valikliais. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, toliau nuo vaikų ir naminių gyvūnėlių. Venkite tiesioginių saulės spindulių ar drėgnos aplinkos, nes gali išblukti arba sugadinti spalvas.

[Spėjimai ir pavojai:

Jei jaučiate diskomfortą, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą. Tai nėra medicinos prietaisas ir nėra skirtas medicinos tikslams. Nenaudokite jo, jei turite: širdies stimuliatorių, defibriliatorių, dirbtinius plaučius/širdis, sergate migrena, piktybiniais navikais arba sergate odos ligomis ar infekcijomis, tokiomis kaip neurodermitas, purpura ir spuogai. Priemonės nerekomenduojama vartoti nėščiosioms, sveikstantiems po operacijų, kenciantiems nuo jutimo nervų, pažinimo sutrikimų ar turintiems atvirą žaizdą odos paviršiuje.

Prekė nėra žaizdas. Prietaiso nerekomenduojama naudoti vaikams ir paaugliams iki 18 metų. Produktas nėra skirtas žmonėms, kurie neturi fizinį, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturi patirties ir žinių šioje srityje (įskaitant vaikus). Prietaisas nėra atsparus vandeniui, todėl jo negalima plauti ar valyti po tekančiu vandeniu.

Naudodami nespauskite vidaus organų, kad išvengtumėte diskomforto ir (arba) nesusižeidimų. Nenaudokite jo ilgą laiką, kad išvengtumėte nudegimų žemoje temperatūroje, kai naudojate šildymo funkciją.

Jei pasireiškia bet koks šalutinis poveikis, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [f4]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Biezums:	60-100 Hz
Akumulatora ietilpība:	2500 mAh
Ieejas strāva:	4,1 mA
Uzlādes laiks:	240 minūtes
Intensitātes līmeņi:	15
Masāžas režīmi:	7
Siksnas izmērs:	1100 * 215 mm
Pagarinājuma josta:	apmēram 400 * 100 mm



Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Ierīces apraksts [f1]:

1. "M" - iespējotiet/atspējojiet un izvēlieties EMS režīmu.
2. "L" "+"/- palielināt/samazināt intensitātes līmeni.
3. Iespējot/atspējot RLT režīmu.
4. Displejs.
5. Akumulatora ietilpība.
6. C tipa uzlādes ports.
7. Pakaramais.

[f2]

1. C tipa ievade.
2. EMS elektrodi.
3. Sarkanās un infrasarkanās gaismas terapija.
4. Pagarinājuma sikсна.

Kā izmantot?

1. Pirms pirmās lietošanas reizes vai pēc ilgstošas neizmantošanas, kad akumulators ir izlādējies, lūdzu, uzlādējiet ierīci saskaņā ar uzlādes instrukcijām, lai nodrošinātu pareizu darbību.
 2. Pirms lietošanas ieteicams ādu attīrīt un mitrināt ar netaukainu emulsiiju vai ūdeni.
 3. Atkarībā no vidukļa apkārtmēra izlemiet, vai jums ir jāizmanto pagarinājuma josta [f2-4]. Novietojiet jostu tieši uz ādas un cieši piestipriniet to, novietojot elektrodus centrā, lai jūs varētu ērti izvēlēties opcijas displeja ekrānā [f3]. Jostu var lietot uz muguras un vēdera.
 4. Savienojiet jostu ar tālvadības pultī, izmantojot komplektācijā iekļauto USB Type-C kabeli.
 5. Turiet nospiegtu [f1-1], lai ieslēgtu ierīci.
 6. Izvēlieties iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm:
- Turiet nospiegtu pogu [f1-1] apmēram 2 sekundes, lai ieslēgtu: EMS (elektromuskulārā stimulācija), kas izraisa muskuļu kontrakcijas, sniedz relaksāciju un atpūtu, stimulē endorfīnu izdalīšanos, uzlabo asinsriti, atbalsta sāpju mazināšanu un dziedināšanu. Darba laiks: 15 minūtes. Īsi nospiežot pogu [f1-1], varat pārvietoties pa 7 pieejamajiem režīmiem.
 - Īsi nospiežot pogas "+" un "-" [f1-2], attiecīgi palielina vai samazina intensitātes līmeni "L" no 1 līdz 15.
 - Turiet nospiegtu pogu [f1-3] aptuveni 2 sekundes, lai aktivizētu: RLT (sarkanās un infrasarkanās gaismas terapija), kas veicina šūnu atjaunošanos, mazina sāpes un samazina iekaisumu, dziļi iekļūstot audos. Darba laiks: 15 minūtes.
 - 7. Turiet nospiegtu taustiņu [f1-1], lai izslēgtu ierīci.

PIEZĪME: Ja savienojums starp ierīci un jostu ir nepareizs vai EMS elektrodi nesaskaras ar ādu, EMS intensitātes līmenis automātiski atgriezīsies 1. līmenī. Ierīce divreiz iepikstas un automātiski izslēgsies pēc aptuveni 30 sekundēm. Tā kā šis ir produkts, kas paredzēts saskarei ar ādu, iesakām rūpīgi notīrīt jostu, pirms to lieto cita persona.

Nosēšanās:

Produktam nav speciāla adaptera, tāpēc izmantojiet tikai 5 V/2 A barošanas avotu. Atcerieties vienmēr izslēgt ierīci pirms uzlādes. Ievietojiet USB Type-C kabeli uzlādes portā. Uzlādes laikā mirgos baltā gaisma, un, kad produkts ir uzlādēts, visas 3 gaismas degs pastāvīgi.

Piezīme: nav gaismas un 3 pikstieni nozīmē, ka josta ir atbrīvota. Lai nodrošinātu ierīces ilgstošu darbību, iesakām veikt regulāru uzlādi reizi divos mēnešos.

Kopšana un uzglabāšana:

Pirms tīrīšanas izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu. Noslaukiet izstrādājuma virsmu ar mīkstu, mitru drānu un ļaujiet tai dabiski nožūt. Netīrīiet izstrādājumu un piederumus ar kodīgiem mazgāšanas līdzekļiem. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, prom no bērniem un mājdzīvniekiem. Izvairieties no tiešas saules gaismas vai mitras vides iedarbības, pretējā gadījumā tas var izraisīt krāsas izbalēšanu vai bojājumus.

Brīdinājumi un briesmas:

Ja jūtat jebkādu diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci. Šī nav medicīnas ierīce un nav paredzēta medicīniskiem nolūkiem. Nelietojiet to, ja jums ir: elektrokardiostimulators, defibrilators, mākslīgās plaušas/sirds, migrēnas, ļaundabīgi audzēji vai ja jums ir ādas slimības vai infekcijas, piemēram, neiromīts, purpura un pinnes. Produktu nav ieteicams lietot grūtniecēm, cilvēkiem, kas atveseļojas pēc operācijas, kuriem ir jušanas nervu zudums, kognitīvie traucējumi vai atkāta brūce uz ādas virsmas.

Produkts nav rotālieta. Ierīci nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam. Prece nav paredzēta cilvēkiem, kuriem nav fizisko, sensoro vai garīgo spēju vai kuriem nav pieredzes un zināšanu šajā jomā (arī bērniem).

Ierīce nav ūdensizturīga, un to nedrīkst mazgāt vai tīrīt zem tekoša ūdens.

Lietojot, nespiediet uz iekšējiem orgāniem, lai izvairītos no diskomforta un/vai savainojumiem. Lūdzu, nelietojiet to ilgā laiku, lai izvairītos no zemas temperatūras apdegumiem, izmantojot sildīšanas funkciju.

Ja rodas jebkādas blakusparādības, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [f4]:

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Frekvens:	60-100Hz
Batterikapasitet:	2500mAh
Inngangsstrøm:	4,1mA
Ladetid:	240 minutter
Intensitetsnivåer:	15
Massasjemoduser:	7
Stroppstørrelse:	1100*215mm
Forlengelsesbelte:	ca 400*100mm



Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [f1]:

1. "M" - aktiver/deaktiver og velg EMS-modus.
2. "L" "+/-" øke/reducer intensitetsnivået.
3. Aktiver/deaktiver RLT-modus.
4. Skjerm.
5. Batterikapasitet.
6. Type-C ladeport.
7. Henger.

[f2]

1. Type C-inngang.
2. EMS-elektroder.
3. Rødt og infrarødt lyssterapi.
4. Forlengelsesstropp.

Hvordan å bruke?

1. Før første bruk eller etter en lang periode uten bruk når batteriet er utladet, vennligst lad enheten i henhold til ladeinstruksjonene for å sikre riktig drift.
2. Før bruk anbefales det å rense huden og påføre en ikke-fettete emulsjon eller vann for å fukte den.
3. Avhengig av midjeomkretsen, avgjør om du trenger å bruke et forlengelsesbelte [f2-4]. Plasser beltet direkte på huden din og pass det godt, plasser elektrodene sentralt slik at du komfortabelt kan velge alternativer på skjermen [f3]. Beltet kan brukes på rygg og mage.
4. Koble beltet til fjernkontrollen med den medfølgende USB Type-C-kabelen.
5. Trykk lenge på [f1-1] for å slå på enheten.
6. Velg innstillinger i henhold til dine preferanser:
 - Hold [f1-1]-knappen i ca. 2 sekunder for å slå på: EMS (elektromuskulær stimulering), som forårsaker muskelsammen- trekninger, gir avslapning og hvile, stimulerer frigjøringen av endorfiner, forbedrer sirkulasjonen, støtter smertelindring og helbredelse. Arbeidstid: 15 minutter. Et kort trykk på [f1-1]-knappen lar deg bla gjennom de 7 tilgjengelige modusene.
 - Kort trykk på "+" og "-" knappene [f1-2] henholdsvis øke eller redusere intensitetsnivået "L" fra 1 til 15.
 - Hold [f1-3]-knappen i omtrent 2 sekunder for å aktivere: RLT (Red and Infrared Light Therapy), som fremmer cellulær regenerering, lindrer smerte og reduserer betennelse ved å trenge dypt inn i vevet. Arbeidstid: 15 minutter.
7. Trykk lenge på [f1-1] for å slå av enheten.

MERK: Hvis tilkoblingen mellom enheten og beltet er feil eller EMS-elektrodene ikke er i kontakt med huden, vil EMS-intensitetsnivået automatisk gå tilbake til nivå 1. Enheten vil pipe to ganger og slå seg automatisk av etter ca. 30 sekunder. Siden dette er et produkt beregnet på hudkontakt, foreslår vi at du rengjør beltet grundig før du bruker det av en annen person.

Lading:

Produktet har ikke dedikert adapter, så bruk kun en strømforsyning på 5 V/2 A. Husk alltid å slå av enheten før lading. Sett USB Type-C-kabelen inn i ladeporten. Under lading vil det hvite lyset blinke, og når produktet er ladet vil alle 3 lysene være på konstant.

Merk: Ingen lys og 3 pip betyr at beltet er avlastet. For å sikre langsiktig ytelse av enheten anbefaler vi regelmessig lading annenhver måned.

Stell og oppbevaring:

Før rengjøring, slå av produktet og trekk ut strømledningen. Tørk av overflaten på produktet med en myk, fuktig klut og la den tørke naturlig. Ikke rengjør produktet og tilbehøret med etsende rengjøringsmidler. Oppbevares på et kjølig, tørt sted, vekk fra barn og kjæledyr. Unngå eksponering for direkte sollys eller fuktige omgivelser, ellers kan det føre til falmning eller skade.

Advarsler og farer:

Hvis du føler ubehag, slutt å bruke enheten umiddelbart. Dette er ikke et medisinsk utstyr og er ikke beregnet på medisinske formål. Ikke bruk den hvis du har: pacemaker, defibrillator, kunstig lunge/hjerte, migrene, malignitet eller lider av hudsykdommer eller infeksjoner som nevrodermatitt, purpura og akne. Produktet er ikke anbefalt for bruk av gravide kvinner, personer som blir friske etter operasjon, lider av sensorisk nervetap, kognitiv svekkelse eller har et åpent sår på hudoverflaten.

Produktet er ikke et leketøy. Enheten anbefales ikke til bruk av barn og ungdom under 18 år. Produktet er ikke beregnet på personer som ikke har fysiske, sensoriske eller mentale evner eller ikke har erfaring og kunnskap på dette området (inkludert barn).

Enheten er ikke vannrett og bør ikke vaskes eller rengjøres under rennende vann.

Ved bruk, ikke trykk på de indre organene for å unngå ubehag og/eller skade. Vennligst ikke bruk den over lengre tid for å unngå lavtemperaturforbrenninger når du bruker oppvarmingsfunksjonen.

Hvis noen bivirkninger oppstår, slutt å bruke enheten umiddelbart.

Mer informasjon om selskapet og produktene [f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Taajuus:	60-100 Hz
Akun kapasiteetti:	2500mAh
Tulovirta:	4,1 mA
Latausaika:	240 minuuttia
Intensiteettitasot:	15
Hierontatilat:	7
Hihnan koko:	1100*215mm
Jatkohihna:	noin 400*100mm



Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käytettäessä.

Laitteen kuvaus [f1]:

1. "M" - ota käyttöön/poista käytöstä ja valitse EMS-tila.
2. "L" "+/-" lisää/vähentää intensiteettitasoa.
3. Ota RLT-tila käyttöön tai poista se käytöstä.
4. Näyttö.
5. Akun kapasiteetti.
6. Type-C latausportti.
7. Ripustin.

[f2]

1. Tyyppi C-tulo.
2. EMS-elektrodit.
3. Puna- ja infrapunavalohoito.
4. Jatkohihna.

Kuinka käyttää?

1. Ennen ensimmäistä käyttöä tai pitkän seisokin jälkeen, kun akku on tyhjä, lataa laite latausohjeiden mukaisesti varmistaksesi oikean toiminnan.
2. Ennen käyttöä on suositeltavaa puhdistaa iho ja levittää rasvatonta emulsiota tai vettä sen kosteuttamiseksi.
3. Päätä vyötärön ympäröivien lihasten supistuksia, rentouttaa ja lepää, stimuloi endorfiinin vapautumista, parantaa verenkiertoa, tukee kivunlievitystä ja paranemista. Työaika: 15 minuuttia. Lyhyellä [f1-1]-painikkeeseen painalluksella voit selata käytettävissä olevia 7 tilaa.
4. Liitä vyö kaukosäätimeen mukana tulevalla USB Type-C -kaapelilla.
5. Käynnistä laite painamalla pitkään [f1-1].
6. Valitse asetukset mieltymystesi mukaan:
 - Pidä [f1-1]-painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan kytkeäksesi päälle: EMS (Electromuscular Stimulation), joka aiheuttaa lihasten supistuksia, rentouttaa ja lepää, stimuloi endorfiinin vapautumista, parantaa verenkiertoa, tukee kivunlievitystä ja paranemista. Työaika: 15 minuuttia. Lyhyellä [f1-1]-painikkeeseen painalluksella voit selata käytettävissä olevia 7 tilaa.
 - Painamalla lyhyesti "+"- ja "-"-painikkeita [f1-2] lisää tai vähennä tehotasoa "L" 1:stä 15:een.
 - Pidä [f1-3]-painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan aktivoitaksesi: RLT (Red and Infrared Light Therapy), joka edistää solujen uusiutumista, lievittää kipua ja vähentää tulehdusta tunkeutumalla syväälle kudoksiin. Työaika: 15 minuuttia.
 - 7. Paina pitkään [f1-1] sammuttaaksesi laitteen.

HUOMAA: Jos laitteen ja vyön välinen yhteys on väärä tai EMS-elektrodit eivät kosketa ihoa, EMS-intensiteettitaso palautuu automaattisesti tasolle 1. Laite piippaa kahdesti ja sammuu automaattisesti noin 30 sekunnin kuluttua. Koska tämä on ihokosketukseen tarkoitettu tuote, suosittelemme puhdistamaan vyön perusteellisesti ennen kuin toinen henkilö käyttää sitä.

Lasku:

Tuotteessa ei ole erillistä sovitinta, joten käytä vain 5 V/2 A virtalähdettä. Muista sammuttaa laite aina ennen lataamista. Liitä USB Type-C -kaapeli latausporttiin. Latauksen aikana valkoinen valo vilkkuu, ja kun tuote on ladattu, kaikki 3 valoa palavat jatkuvasti.

Huomautus: Ei valoja ja 3 piippausta tarkoittavat, että hihna on tyhjä. Laitteen pitkäaikaisen toiminnan varmistamiseksi suosittelemme säännöllistä latausta kahden kuukauden välein.

Hoito ja säilytys:

Ennen puhdistamista sammuta tuote ja irrota virtajohto. Pyyhi tuotteen pinta pehmeällä, kostealla liinalla ja anna kuivua luonnollisesti. Älä puhdistu tuotetta ja lisävarusteita syövyttävillä pesuaineilla. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta. Vältä altistumista suoralle auringonvalolle tai kostealle ympäristölle, muuten se voi aiheuttaa värin haalistumista tai vaurioita.

Varoitukset ja vaarat:

Jos tunnet epämukavuutta, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Tämä ei ole lääketieteellinen laite eikä sitä ole tarkoitettu lääketieteellisiin tarkoituksiin. Älä käytä sitä, jos sinulla on: sydämentahdistin, defibrillaattori, tekokeuhko/sydän, migreeni, pahanlaatuisen kasvain tai jos sinulla on ihosairauksia tai infektoita, kuten neurodermatiitti, purppura ja akne. Tuotetta ei suositella käytettäväksi raskaana oleville, leikkauksen jälkeen toipuville, tuntohermovauriosta, kognitiivisista häiriöistä tai avohaavoista kärsiville henkilöille.

Tuote ei ole lelu. Laitetta ei suositella lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille. Tuotetta ei ole tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole fyysisiä, sensorisia tai henkisiä kykyjä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa tällä alalla (mukaan lukien lapset).

Laite ei ole vesitiivis, eikä sitä saa pestä tai puhdistaa juoksevan veden alla.

Älä paina sisäelimiä käytön aikana epämukavuuden ja/tai loukkaantumisen välttämiseksi. Älä käytä sitä pitkään aikaan, jotta vältetään alhaisen lämpötilan palovammilta lämmitystoimintoa käytettäessä.

Jos haittavaikutuksia ilmenee, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Frekvencia:	60-100 Hz
Akkumulátor-kapacitás:	2500 mAh
Bemeneti áram:	4,1 mA
Töltési idő:	240 perc
Intenzitási szintek:	15
Masszázs módok:	7
Szíj mérete:	1100*215mm
Hosszabbító öv:	kb 400*100mm



Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Eszköz leírása [f1]:

1. "M" - engedélyezze/letiltja és válassza ki az EMS módot.
2. "L" "+/-" növeli/csökkeni az intenzitás szintjét.
3. Az RLT mód engedélyezése/letiltása.
4. Kijelző.
5. Az akkumulátor kapacitása.
6. C típusú töltőport.
7. Akasztó.

[f2]

1. C típusú bemenet.
2. EMS elektrodák.
3. Vörös és infravörös fényterápia.
4. Hosszabbító heveder.

Hogyan kell használni?

1. Az első használat előtt vagy hosszabb használaton kívüli időszak után, amikor az akkumulátor lemerült, kérjük, töltsen fel a készüléket a töltési utasítások szerint a megfelelő működés érdekében.
2. Használat előtt ajánlatos a bőrt megtisztítani, és zsírmentes emulziót vagy vizet kenni annak hidratálására.
3. A derékbőrségtől függően döntse el, hogy kell-e hosszabbító övet [f2-4]. Helyezze az övet közvetlenül a bőrre, és szorosan rögzítse, az elektrodákat középen helyezve el, így kényelmesen választhatja ki a lehetőségeket a képernyőn [f3]. Az öv hátán és hason is használható.
4. Csatlakoztassa az övet a távirányítóhoz a mellékelt USB Type-C kábel segítségével.
5. Nyomja meg hosszan az [f1-1] gombot a készülék bekapcsolásához.
6. Válassza ki a beállításokat preferenciái szerint:
 - Tartsa lenyomva az [f1-1] gombot körülbelül 2 másodpercig a bekapcsoláshoz: EMS (elektromuszkuláris stimuláció), amely izomösszehúzódásokat okoz, ellazulást és pihenést eredményez, serkenti az endorfinok felszabadulását, javítja a keringést, támogatja a fájdalomcsillapítást és a gyógyulást. Munkaidő: 15 perc. Az [f1-1] gomb rövid megnyomásával válthat a rendelkezésre álló 7 mód között.
 - A "+" és a "-" gombok [f1-2] rövid megnyomásával növelheti vagy csökkentheti az "L" intenzitási szintet 1-ről 15-re.
 - Tartsa lenyomva az [f1-3] gombot körülbelül 2 másodpercig, hogy aktiválja: RLT (vörös és infravörös fényterápia), amely elősegíti a sejtek regenerálódását, enyhíti a fájdalmat és csökkenti a gyulladást azáltal, hogy mélyen behatol a szövetekbe. Munkaidő: 15 perc.
7. Nyomja meg hosszan az [f1-1] gombot a készülék kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: Ha az eszköz és az öv közötti kapcsolat nem megfelelő, vagy az EMS elektrodák nem érintkeznek a bőrrel, az EMS intenzitási szintje automatikusan visszaáll az 1. szintre. A készülék kétszer pipol, és körülbelül 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. Mivel ez a termék bőrrel érintkezik, javasoljuk, hogy alaposan tisztítsa meg az övet, mielőtt más személy használná.

Leszállás:

A termék nem rendelkezik dedikált adapterrel, ezért csak 5 V/2 A-es tápegységet használjon. Töltés előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Dugja be az USB Type-C kábelt a töltőportba. Töltés közben a fehér fény villogni kezd, a termék töltése közben pedig mind a 3 lámpa folyamatosan világít.
Megjegyzés: Nincs lámpa és 3 pipolás azt jelenti, hogy az öv nincs terhelve. A készülék hosszú távú működésének biztosítása érdekében javasoljuk a rendszeres kéthavonta történő töltést.

Ápolás és tárolás:

Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a tápkábelt. Törölje le a termék felületét puha, nedves ruhával, és hagyja természetes módon megszáradni. Ne tisztítsa a terméket és a tartozékokat maró hatású tisztítószerekkel. Hűvös, száraz helyen, gyermekektől és háziállatoktól elzárva tárolandó. Kerülje a közvetlen napfénynek vagy párás környezetnek való kitettséget, különben színtartóanyagok elválását okozhat.

Figyelmeztetések és veszélyek:

A bármilyen kényelmetlenséget érez, azonnal hagyja abba a készülék használatát. Ez nem orvosi eszköz és nem gyógyászati célokra szolgál. Ne használja, ha pacemaker, defibrillátor, műtüdeje/szíve, migrénje, rosszindulatú daganata van, vagy ha bőrbetegségben vagy fertőzésben szenved, mint például neurodermatitis, purpura és akné. A készítmény nem javasolt terhes nőknek, műtét után lábadozóknak, érzőideg-veszteségben szenvedőknek, kognitív károsodásban szenvedőknek, illetve bőrfelületen nyílt sebbel szenvedőknek.
A termék nem játék. A készülék használata gyermekek és 18 év alatti serdülők számára nem javasolt. A termék nem olyan személyek számára készült, akik nem rendelkeznek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel ezen a területen (beleértve a gyermekeket is).
A készülék nem vízálló, ezért nem szabad folyó víz alatt mosni vagy tisztítani.
Használat közben ne nyomja meg a belső szerveket a kellemetlen érzés és/vagy sérülés elkerülése érdekében. Kérjük, ne használja hosszú ideig, hogy elkerülje az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket a fűtési funkció használatakor. Ha bármilyen mellékhatás jelentkezik, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

További információ a cégről és a termékekről [f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Frecvență:	60-100Hz
Capacitatea bateriei:	2500mAh
Curentul de intrare:	4,1 mA
Timp de încărcare:	240 de minute
Nivele de intensitate:	15
Moduri de masaj:	7
Dimensiunea curelei:	1100*215mm
Cureaua de prelungire:	aproximativ 400*100mm



Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea dispozitivului [f1]:

1. „M” - activați/dezactivați și selectați modul EMS.
2. „L” „+/-” mărește/descrește nivelul de intensitate.
3. Activați/dezactivați modul RLT.
4. Afișare.
5. Capacitatea bateriei.
6. Port de încărcare tip C.
7. Umeras.

[f2]

1. Intrare de tip C.
2. Electrozi EMS.
3. Terapie cu lumină roșie și infraroșie.
4. Curea de prelungire.

Cum se utilizează?

1. Înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de neutilizare când bateria este descărcată, vă rugăm să încărcați dispozitivul conform instrucțiunilor de încărcare pentru a asigura funcționarea corectă.
 2. Înainte de utilizare, se recomandă curățarea tenului și aplicarea unei emulsii non-grasa sau apa pentru a o hidrata.
 3. În funcție de circumferința taliei, decideți dacă trebuie să utilizați o centură de extensie [f2-4]. Așezați cureaua direct pe piele și fixați-o bine, poziționând electrozii central, astfel încât să puteți selecta confortabil opțiunile de pe ecranul de afișare [f3]. Cureaua poate fi folosită pe spate și pe burtă.
 4. Conectați cureaua la telecomandă folosind cablul USB Type-C inclus.
 5. Apăsăți lung [f1-1] pentru a porni dispozitivul.
 6. Selectați setările în funcție de preferințele dvs.:
- Țineți apăsat butonul [f1-1] aproximativ 2 secunde pentru a porni: EMS (Stimulare Electromusculară), care provoacă contracții musculare, aducând relaxare și odihnă, stimulează eliberarea endorfinelor, îmbunătățește circulația, susține ameliorarea durerii și vindecarea. Timp de lucru: 15 minute. O apăsare scurtă a butonului [f1-1] vă permite să parcurgeți cele 7 moduri disponibile.
 - Apăsăți scurt pe butoanele „+” și „-” [f1-2] respectiv crește sau scade nivelul de intensitate „L” de la 1 la 15.
 - Țineți apăsat butonul [f1-3] aproximativ 2 secunde pentru a activa: RLT (Red and Infrared Light Therapy), care promovează regenerarea celulară, ameliorează durerea și reduce inflamația prin pătrunderea adânc în țesuturi. Timp de lucru: 15 minute.
 - 7. Apăsăți lung [f1-1] pentru a opri dispozitivul.

NOTĂ: Dacă conexiunea dintre dispozitiv și centură este incorectă sau electrozii EMS nu sunt în contact cu pielea, nivelul de intensitate EMS va reveni automat la nivelul 1. Dispozitivul va emite un bip de două ori și se va opri automat după aproximativ 30 de secunde. Deoarece acesta este un produs destinat contactului cu pielea, vă recomandăm să curățați bine cureaua înainte de a o folosi de către o altă persoană.

Aterizare:

Produsul nu are un adaptor dedicat, așa că utilizați doar o sursă de alimentare de 5 V/2 A. Nu uitați să opriți întotdeauna dispozitivul înainte de încărcare. Introduceți cablul USB Type-C în portul de încărcare. În timpul încărcării, lumina albă va clipi, iar când produsul este încărcat, toate cele 3 lumini vor fi aprinse în mod constant.

Notă: Fără lumini și 3 bipuri înseamnă că centura este descărcată. Pentru a asigura performanța pe termen lung a dispozitivului, vă recomandăm încărcarea regulată la fiecare două luni.

Îngrijire și depozitare:

Înainte de curățare, opriți produsul și deconectați cablul de alimentare. Ștergeți suprafața produsului cu o cârpă moale și umedă și lăsați-l să se usuce în mod natural. Nu curățați produsul și accesoriile cu detergenți corozivi. A se păstra într-un loc răcoros și uscat, departe de copii și animale de companie. Evitați expunerea la lumina directă a soarelui sau la mediul umed, altfel poate cauza decolorarea sau deteriorarea culorii.

Avertismente și pericole:

Dacă simțiți orice disconfort, opriți imediat utilizarea dispozitivului. Acesta nu este un dispozitiv medical și nu este destinat pentru scopuri medicale. Nu-l utilizați dacă aveți: stimulator cardiac, defibrilator, plămân/inimă artificială, migrene, afecțiuni maligne sau suferiți de boli de piele sau infecții precum neurodermatită, purpură și acnee. Produsul nu este recomandat pentru utilizare de către femeile însărcinate, persoanele care se recuperează după o intervenție chirurgicală, care suferă de pierderea nervilor senzoriali, tulburări cognitive sau care au o rană deschisă la suprafața pielii.

Produsul nu este o jucărie. Dispozitivul nu este recomandat pentru utilizare de către copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani. Produsul nu este destinat persoanelor care nu au abilități fizice, senzoriale sau mentale sau care nu au experiență și cunoștințe în acest domeniu (inclusiv copii).

Aparatul nu este impermeabil și nu trebuie spălat sau curățat sub jet de apă.

Când utilizați, nu apăsați pe organele interne pentru a evita disconfortul și/sau rănirea. Vă rugăm să nu-l utilizați mult timp pentru a evita arsurile la temperaturi scăzute atunci când utilizați funcția de încălzire.

Dacă apar efecte secundare, opriți imediat utilizarea dispozitivului.

Mai multe informații despre companie și produse [f4]:

- www.beautifyfy.eu
- www.youtube.com/beautifyfy

100-60 هر تر
2500 مللي امبير
4,1 مللي امبير
240 دقيقة
15
7
1100*215 مللي متر
حوالي 400*100 مللي متر
بحجم الحزام
بحزام التمديد

حصيلة

قبل استخدام المنتج، اقرأ دليل المستخدم هذا واتباع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز

[f1]: وصف الجهاز

1. EMS تمكين/تعطيل وتحديد وضع - "M" 1.
2. لزيادة/تقليل مستوى الشدة - "L" 2.
3. RLT تمكين/تعطيل ووضع
4. العرض
5. ساعة البطارية
6. C منفذ شحن من النوع
7. شمعاعات

[f2]

1. C اكتب ادخل

2. EMS اقلب

3. العلاج بالوضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء

4. حزام التمديد

كيف تستعمل؟

1. قبل الاستخدام الأول أو بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام عندما تكون البطارية فارغة، يرجى شحن الجهاز وفقًا لتعليمات الشحن لضمان التشغيل السليم
2. قبل الاستخدام، ينصح بتنظيف البشرة ووضع مستحلب غير دهني أو ماء لترطيبها
3. وضع الحزام مباشرة على بشرتك، وقم بتثبيتها بشكل مريح مع وضع الأقطاب الكهربائية في [f2-3]، اعتمادًا على محيط خصرك، قرر ما إذا كنت بحاجة إلى استخدام حزام تمديد يمكن استخدام الحزام على الظهر والمعدة [f3] المتناسب بحيث يمكنك تحديد الخيارات بشكل مريح على شاشة العرض
4. المرفق C من النوع USB 4. قم بتوصيل الحزام بجهاز التحكم عن بعد باستخدام كابل
5. لتشغيل الجهاز [f1-5] اضغط لفترة طويلة على
- 6: حدد الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك
7. الذي يسبب تقلصات العضلات، مما يجعل الاسترخاء والراحة، ويحفز إطلاق (التحفيز العضلي الكهربائي) EMS: لمدة اثنتي عشرة ثانية تقريبًا لتشغيل [f1-1] اضغط على الزر -
8. النقل على الأوضاع السبعة المتاحة [f1-1] [f1-2] الإندورفين، ويحسن الدورة الدموية، ويدعم تخفيف الألم والشفا، وقت العمل: 15 دقيقة. نتيج لك الضغطة القصيرة على الزر من 1 إلى 15 "L" على التوالي لزيادة أو تقليل مستوى الكثافة [f2-1] - "L" - اضغط لفترة قصيرة على الزرين "L" و "R" و
9. الذي يعزز تجديد الخلايا، ويخفف الألم ويقلل التهاب عن طريق (العلاج بالوضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء) RLT: لمدة اثنتي عشرة ثانية تقريبًا لتشغيل [f3-1] اضغط على الزر -
10. اختراق الأنسجة بعمق. وقت العمل: 15 دقيقة
11. لإيقاف تشغيل الجهاز [f1-1] 7. اضغط لفترة طويلة على

تلقائيًا إلى المستوى 1، سيصدر الجهاز صوت EMS على اتصال بالجلد، فيعود مستوى شدة EMS ملاحظة: إذا كان الاتصال بين الجهاز والحزام غير صحيح أو لم تكن أقطاب تنبيه مرتين و سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد 30 ثانية تقريبًا. نظرًا لأن هذا المنتج مخصص للتلامس مع الجلد، فإننا نقرح تنظيف الحزام جيدًا قبل استخدامه من قبل شخص آخر

الهيوط

في منفذ الشحن C من النوع USB لا يحتوي المنتج على محول مخصص، لذا استخدم فقط مصدر طاقة 5 فولت/2 أمبير. تذكر دائمًا إيقاف تشغيل الجهاز قبل الشحن. أدخل كابل أثناء الشحن، سيومض الضوء الأبيض، وعندما يتم شحن المنتج، ستضيء جميع الأضواء الثلاثة باستمرار

ملاحظة: لا توجد أضواء و 3 أصوات تنبيه تعني أن الحزام تم شحنه بضعف لضمان أداء طويل الأمد للجهاز، نوصي بالشحن المنتظم كل شهرين

إزالة التخزين

قبل التنظيف، قم بإيقاف تشغيل المنتج وافصل سلك الطاقة. امسح سطح المنتج بقطعة قماش ناعمة ورطبة واتركه حتى يجف بشكل طبيعي. لا تقوم بتنظيف المنتج والملحقات باستخدام المنظفات المسببة للتآكل، يخزن في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو البيئة الرطبة، وإلا فقد يتسبب ذلك في بهتان اللون أو تلفه

التحذيرات والمخاطر

إذا شعرت بأي إزعاج، توقف عن استخدام الجهاز فورًا. هذا ليس جهازًا طبيًا وليس مخصصًا للأغراض الطبية. لا تستخدمه إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب، مزيل الرعجان، الرئة، القلب الاصطناعي، الصداغ النصفي، الأورام الخبيثة أو تعاني من أمراض جلدية أو عدوى مثل التهاب الجلد العصبي، فرفرية وحب الشباب. لا يُنصح باستخدام المنتج من قبل النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يتعافون بعد الجراحة أو الذين يعانون من فقدان الأعصاب الحسية أو ضعف الإدراك أو وجود جرح مفتوح على سطح الجلد. المنتج ليس لعبة. لا يُنصح باستخدام الجهاز من قبل الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. المنتج غير مخصص للأشخاص الذين ليس لديهم قدرات جسدية أو حسية أو عقلية أو ليس لديهم الخبرة والمعرفة في هذا المجال (بما في ذلك الأطفال). الجهاز ليس مغوّمًا للماء ويجب عدم غسله أو تنظيفه تحت الماء الجاري عند الاستخدام، لا تضغط على الأعضاء الداخلية لتجنب الانزعاج و/أو الإصابة. يرجى عدم استخدام لفترة طويلة لتجنب الحروق في درجات الحرارة المنخفضة عند استخدام وظيفة التسخين

في حالة حدوث أي آثار جانبية، توقف عن استخدام الجهاز فورًا

[f4]: مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- www.beautifyeu.com

- www.youtube.com/beautifyeu

Частота:	60-100 Гц
Емкость батареи:	2500 мАч
Входной ток:	4,1 мА
Время зарядки:	240 минут
Уровни интенсивности:	15
Режимы массажа:	7
Размер ремешка:	1100*215 мм
Удлинительный ремень:	около 400*100 мм



Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Описание устройства [f1]:

1. «М» — включить/выключить и выбрать режим EMS.
2. «L» «+/-» увеличить/уменьшить уровень интенсивности.
3. Включить/выключить режим RLT.
4. Дисплей.
5. Емкость аккумулятора.
6. Порт зарядки типа C.
7. Вешалка.

[f2]

1. Вход типа C.
2. ЭМС-электроды.
3. Терапия красным и инфракрасным светом.
4. Удлинительный ремень.

Как использовать?

1. Перед первым использованием или после длительного периода неиспользования, когда аккумулятор разряжен, зарядите устройство в соответствии с инструкциями по зарядке, чтобы обеспечить его правильную работу.
2. Перед применением рекомендуется очистить кожу и нанести нежирную эмульсию или воду для ее увлажнения.
3. В зависимости от окружности вашей талии решите, нужно ли вам использовать удлинительный ремень [f2-4]. Поместите ремень прямо на кожу и плотно прижмите его, расположив электроды по центру, чтобы вам было удобно выбирать параметры на экране дисплея [f3]. Пояс можно использовать на спине и животе.
4. Подключите ремень к пульту дистанционного управления с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C.
5. Длительно нажмите [f1-1], чтобы включить устройство.
6. Выберите настройки в соответствии со своими предпочтениями:
 - Удерживайте кнопку [f1-1] около 2 секунд, чтобы включить: EMS (электростимуляция), которая вызывает мышечные сокращения, обеспечивая расслабление и отдых, стимулирует выброс эндорфинов, улучшает кровообращение, способствует облегчению боли и заживлению. Время работы: 15 минут. Короткое нажатие кнопки [f1-1] позволяет переключаться между доступными 7 режимами.
 - Короткое нажатие кнопок «+» и «-» [f1-2] соответственно увеличивает или уменьшает уровень интенсивности «L» от 1 до 15.
 - Удерживайте кнопку [f1-3] примерно 2 секунды, чтобы активировать: RLT (терапия красным и инфракрасным светом), которая способствует регенерации клеток, снимает боль и уменьшает воспаление, проникая глубоко в ткани. Время работы: 15 минут.
7. Длительно нажмите [f1-1], чтобы выключить устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если соединение между устройством и ремнем неправильное или электроды EMS не контактируют с кожей, уровень интенсивности EMS автоматически вернется к уровню 1. Устройство подает двойной звуковой сигнал и автоматически выключится примерно через 30 секунд. Поскольку этот продукт предназначен для контакта с кожей, мы рекомендуем тщательно очистить ремень перед его использованием другим человеком.

Посадка:

Изделие не имеет специального адаптера, поэтому используйте только источник питания 5 В/2 А. Не забывайте всегда выключать устройство перед зарядкой. Вставьте кабель USB Type-C в порт зарядки. Во время зарядки белый индикатор будет мигать, а когда продукт заряжен, все 3 индикатора будут гореть постоянно.

Примечание. Отсутствие индикаторов и 3 звуковых сигнала означают, что ремень разряжен. Чтобы обеспечить долгосрочную работу устройства, мы рекомендуем регулярную зарядку каждые два месяца.

Уход и хранение:

Перед чистой выключите изделие и отсоедините шнур питания. Протрите поверхность изделия мягкой влажной тканью и дайте ему высохнуть естественным путем. Не чистите изделие и аксессуары едкими моющими средствами. Хранить в прохладном, сухом месте, вдали от детей и домашних животных. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей или влажной среды, в противном случае это может привести к выцветанию или повреждению цвета.

Предупреждения и опасности:

Если вы почувствуете дискомфорт, немедленно прекратите использование устройства. Это не медицинское устройство и не предназначено для медицинских целей. Не используйте его, если у вас есть: кардиостимулятор, дефибриллятор, искусственное легкое/сердце, мигрень, злокачественные новообразования или вы страдаете кожными заболеваниями или инфекциями, такими как нейродермит, пурпура и прыщи. Продукт не рекомендуется использовать беременным женщинам, людям, восстанавливающимся после хирургических операций, страдающим повреждением сенсорных нервов, когнитивными нарушениями или имеющими открытые раны на поверхности кожи.

Товар не является игрушкой. Устройство не рекомендуется использовать детям и подросткам до 18 лет. Продукт не предназначен для людей, не обладающих физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющих опыта и знаний в этой области (в том числе детей).

Устройство не является водонепроницаемым, его нельзя мыть или чистить под проточной водой.

При использовании не надавливайте на внутренние органы во избежание дискомфорта и/или травм. Пожалуйста, не используйте его в течение длительного времени, чтобы избежать ожогов при низкой температуре при использовании функции нагрева.

При возникновении каких-либо побочных эффектов немедленно прекратите использование устройства.

Дополнительная информация о компании и продукции [f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Συχνότητα:	60-100Hz
Χωρητικότητα μπαταρίας:	2500 mAh
Ρεύμα εισόδου:	4,1 mA
Χρόνος φόρτισης:	240 λεπτά
Επίπεδα έντασης:	15
Λειτουργίες μασάζ:	7
Μέγεθος μιάνα:	1100*215 χλστ
Ζώνη επέκτασης:	περίπου 400*100mm



Ασφάλεια:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Περιγραφή συσκευής [f1]:

1. "M" - ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε και επιλέξετε λειτουργία EMS.
2. "L" +/- αύξηση/μείωση του επιπέδου έντασης.
3. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία RLT.
4. Εμφάνιση.
5. Χωρητικότητα μπαταρίας.
6. Θύρα φόρτισης τύπου C.
7. Κρεμάστρα.

[f2]

1. Πληκτρολογήστε είσοδο C.
2. Ηλεκτρόδια EMS.
3. Θεραπεία με κόκκινο και υπέρυθρο φως.
4. Λουράκι επέκτασης.

Πώς να χρησιμοποιήσετε:

1. Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλη περίοδο μη χρήσης όταν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες φόρτισης για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία.
2. Πριν από τη χρήση, συνιστάται να καθαρίζετε το δέρμα και να εφαρμόζετε ένα μη λιπαρό γαλάκτωμα ή νερό για να το ενυδατώσετε.
3. Ανάλογα με την περίμετρο της μέσης σας, αποφασίστε εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ζώνη επέκτασης [f2-4]. Τοποθετήστε τη ζώνη απευθείας στο δέρμα σας και εφαρμόστε τη σφιχτά, τοποθετώντας τα ηλεκτρόδια κεντρικά, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε άνετα επιλογές στην οθόνη [f3]. Η ζώνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πλάτη και στο στομάχι.
4. Συνδέστε τη ζώνη με το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C.
5. Πατήστε παρατεταμένα το [f1-1] για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
6. Επιλέξτε ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας:
 - Κρατήστε πατημένο το κουμπί [f1-1] για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί: EMS (Ηλεκτρομυϊκή Διέγερση), που προκαλεί μυϊκές συσπάσεις, φέρνοντας χαλάρωση και ξεκούραση, διεγείρει την απελευθέρωση ενδορφινών, βελτώνει την κυκλοφορία, υποστηρίζει την ανακούφιση από τον πόνο και την επώδυνη. Χρόνος εργασίας: 15 λεπτά.
 - Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού [f1-1] σάς επιτρέπει να περάσετε από τις διαθέσιμες 7 λειτουργίες.
 - Πατήστε σύντομα τα κουμπιά "+" και "-" [f1-2] αντίστοιχα, αυξήστε ή μειώστε το επίπεδο έντασης "L" από 1 σε 15.
 - Κρατήστε το κουμπί [f1-3] για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί: RLT (Θεραπεία με κόκκινο και υπέρυθρο φως), που προάγει την κυτταρική αναγέννηση, ανακουφίζει από τον πόνο και μειώνει τη φλεγμονή διεσπύοντας βαθιά στους ιστούς. Χρόνος εργασίας: 15 λεπτά.
 - 7. Πατήστε παρατεταμένα το [f1-1] για να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η σύνδεση μεταξύ της συσκευής και του μιάνα είναι λανθασμένη ή τα ηλεκτρόδια EMS δεν έρχονται σε επαφή με το δέρμα, το επίπεδο έντασης του EMS θα επιστρέφει αυτόματα στο επίπεδο 1. Η συσκευή θα ηχησει δύο φορές και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα. Επειδή πρόκειται για προϊόν που προορίζεται για επαφή με το δέρμα, προτείνουμε να καθαρίζετε καλά τη ζώνη πριν τη χρησιμοποιήσετε από άλλο άτομο.

Προαγωγή:

Το προϊόν δεν διαθέτει ειδικό προσαρμογέα, επομένως χρησιμοποιήστε μόνο τροφοδοτικό 5 V/2 A. Μην ξεχνάτε να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Εισαγάγετε το καλώδιο USB Type-C στη θύρα φόρτισης. Κατά τη φόρτιση, η λευκή λυχνία θα αναβοσβήνει και όταν το προϊόν φορτιστεί, και οι 3 λυχνίες θα ανάβουν συνεχώς. Σημείωση: Χωρίς φώτα και 3 ηχητικά σήματα σημαίνει ότι ο μιάνας έχει ξεφορτωθεί. Για να διασφαλίσετε τη μακροπρόθεσμη απόδοση της συσκευής, συνιστούμε την τακτική φόρτιση κάθε δύο μήνες.

Φροντίδα και αποθήκευση:

Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Σκουπίστε την επιφάνεια του προϊόντος με ένα μαλακό, υγρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Μην καθαρίζετε το προϊόν και τα εξαρτήματά με διαβρωτικά απορρυπαντικά. Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Αποφύγετε την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρό περιβάλλον, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα χρωμάτων ή ζημιά.

Προειδοποιήσεις και κίνδυνοι:

Εάν νιώσετε κάποια ενόχληση, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως. Αυτό δεν είναι ιατρική συσκευή και δεν προορίζεται για ιατρικούς σκοπούς. Μην τη χρησιμοποιείτε εάν έχετε: βηματοδότη, απινιδωτή, τεχνητό πνεύμονα/καρδιά, ημικρανίες, κακοήθεια ή πάσχετε από δερματικές παθήσεις ή λοιμώξεις όπως νευροδερματίτιδα, πορφύρα και ακμή. Το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από έγκυες γυναίκες, άτομα που αναρρώνουν μετά από χειρουργική επέμβαση, πάσχουν από απώλεια αισθητηριακών νευρών, γνωστή ή εξασθενημένη ή έχουν ανοιχτό τραύμα στην επιφάνεια του δέρματος.

Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Η συσκευή δεν συνιστάται για χρήση από παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών. Το προϊόν δεν προορίζεται για άτομα που δεν έχουν σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή δεν έχουν εμπειρία και γνώση σε αυτόν τον τομέα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών).

Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη και δεν πρέπει να πλένεται ή να καθαρίζεται κάτω από τρεχούμενο νερό. Κατά τη χρήση, μην πιέζετε τα εσωτερικά όργανα για να αποφύγετε ενόχληση ή/και τραυματισμό. Μην τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε εγκαύματα σε χαμηλή θερμοκρασία όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θέρμανσης.

Εάν εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [f4]:

- www.beautifyfy.eu
- www.youtube.com/beautifyfy

Frekvencija:	60-100Hz
Kapacitet baterije:	2500 mAh
Ulazna struja:	4,1 mA
Vrijeme punjenja:	240 minuta
Razine intenziteta:	15
Načini masaže:	7
Veličina remena:	1100*215 mm
Produžni pojas:	oko 400*100 mm



Sigurnost:

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

Opis uređaja [f1]:

1. "M" - uključite/onemogućite i odaberite EMS način rada.
2. "L" "+/-" povećanje/smanjenje razine intenziteta.
3. Omogućite/onemogućite RLT način rada.
4. Prikaz.
5. Kapacitet baterije.
6. Type-C priključak za punjenje.
7. Vješalica.

[f2]

1. Ulaz tipa C.
2. EMS elektrode.
3. Terapija crvenim i infracrvenim svjetlom.
4. Produžna traka.

Kako koristiti?

1. Prije prve uporabe ili nakon dugog razdoblja nekorisćenja kada je baterija ispražnjena, napunite uređaj prema uputama za punjenje kako biste osigurali pravilan rad.
2. Prije upotrebe preporuča se očistiti kožu i nanijeti nemasnu emulziju ili vodu za hidrataciju.
3. Ovisno o vašem opsegu struka, odlučite trebate li koristiti produžni pojas [f2-4]. Postavite pojas izravno na kožu i dobro ga namjestite, postavljajući elektrode u središte tako da možete udobno odabrati opcije na zaslonu [f3]. Pojas se može koristiti na leđima i trbuhu.
4. Spojite pojas s daljinskim upravljačem pomoću priloženog USB Type-C kabela.
5. Dugo pritisnite [f1-1] za uključivanje uređaja.
6. Odaberite postavke prema svojim željama:
 - Držite tipku [f1-1] oko 2 sekunde za uključivanje: EMS (Electromuscular Stimulation), koja uzrokuje kontrakcije mišića, donosi opuštanje i odmor, stimulira oslobađanje endorfina, poboljšava cirkulaciju, pomaže u ublažavanju bolova i zacjeljivanju. Radno vrijeme: 15 minuta. Kratkim pritiskom na gumb [f1-1] možete kružiti kroz 7 dostupnih načina.
 - Kratkim pritiskom tipki "+" i "-" [f1-2] povećajte ili smanjite razinu intenziteta "L" od 1 do 15.
 - Držite tipku [f1-3] otprilike 2 sekunde za aktivaciju: RLT (terapija crvenim i infracrvenim svjetlom), koja potiče regeneraciju stanica, ublažava bol i smanjuje upalu prodirući duboko u tkiva. Radno vrijeme: 15 minuta.
7. Dugo pritisnite [f1-1] da biste isključili uređaj.

NAPOMENA: Ako veza između uređaja i pojasa nije ispravna ili EMS elektrode nisu u kontaktu s kožom, razina intenziteta EMS-a automatski će se vratiti na razinu 1. Uređaj će se dva puta oglasiti zvučnim signalom i automatski će se isključiti nakon otprilike 30 sekundi. Budući da se radi o proizvodu namijenjenom za kontakt s kožom, predlažemo da pojas temeljito očistite prije nego što ga koristi druga osoba.

Slijetanje:

Proizvod nema namjenski adapter, stoga koristite samo napajanje od 5 V/2 A. Ne zaboravite uvijek isključiti uređaj prije punjenja. Umetnite USB Type-C kabel u priključak za punjenje. Tijekom punjenja, bijelo svjetlo će bljeskati, a kada se proizvod napuni, sve 3 lampice će stalno svijetliti.

Napomena: Nema svjetla i 3 zvučna signala znače da je remen prazan. Kako biste osigurali dugotrajnu učinkovitost uređaja, preporučujemo redovito punjenje svaka dva mjeseca.

Njega i skladištenje:

Prije čišćenja isključite proizvod i izvucite kabel za napajanje. Obrišite površinu proizvoda mekom, vlažnom krpom i ostavite da se prirodno osuši. Ne čistite proizvod i pribor korozivnim deterdžentima. Čuvati na hladnom i suhom mjestu, daleko od djece i kućnih ljubimaca. Izbjegavajte izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vlažnom okruženju jer u suprotnom može doći do bljedenja boje ili oštećenja.

Upozorenja i opasnosti:

Ako osjetite bilo kakvu nelagodu, odmah prestanite koristiti uređaj. Ovo nije medicinski uređaj i nije namijenjen za medicinske svrhe. Nemojte ga koristiti ako imate: pacemaker, defibrilator, umjetna pluća/srce, migrene, maligne bolesti ili patite od kožnih bolesti ili infekcija kao što su neurodermitis, purpura i akne. Proizvod se ne preporučuje trudnicama, osobama koje se oporavljaju nakon operacije, osobama koje pate od gubitka osjetljivih živaca, kognitivnih poremećaja ili imaju otvorenu ranu na površini kože.

Proizvod nije igračka. Uređaj se ne preporučuje za djecu i adolescente mlađe od 18 godina. Proizvod nije namijenjen osobama koje nemaju fizičkih, osjetljivih ili mentalnih sposobnosti ili nemaju iskustva i znanja u ovom području (uključujući djecu).

Uređaj nije voodootporan i ne smije se prati ili čistiti pod tekućom vodom.

Prilikom korištenja nemojte pritisnati unutarnje organe kako biste izbjegli nelagodu i/ili ozljede. Nemojte ga koristiti dulje vrijeme kako biste izbjegli opekline niske temperature kada koristite funkciju grijanja.

Ako se pojave bilo kakve nuspojave, odmah prestanite koristiti uređaj.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [f4]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Frekvens:	60-100Hz
Batterikapacitet:	2500mAh
Ingångsström:	4,1mA
Laddningstid:	240 minuter
Intensitetsnivåer:	15
Massagelägen:	7
Remstorlek:	1100*215mm
Förlängningsbälte:	ca 400*100mm



Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Enhetsbeskrivning [f1]:

1. "M" - aktivera/avaktivera och välj EMS-läge.
2. "L" "+/-" öka/minska intensitetsnivån.
3. Aktivera/avaktivera RLT-läge.
4. Display.
5. Batterikapacitet.
6. Laddningsport av typ C.
7. Hängare.

[f2]

1. Typ C-ingång.
2. EMS-elektroder.
3. Röd och infraröd ljusterapi.
4. Förlängningsrem.

Hur man använder?

1. Före första användning eller efter en lång period av icke-användning när batteriet är urladdat, ladda enheten enligt laddningsinstruktionerna för att säkerställa korrekt funktion.
2. Före användning rekommenderas det att rengöra huden och applicera en icke-fet emulsion eller vatten för att återfukta den.
3. Beroende på din midjemått, bestäm om du behöver använda ett förlängningsbälte [f2-4]. Placera bältet direkt på huden och passa in det ordentligt, placera elektroden centralt så att du bekvämt kan välja alternativ på skärmen [f3]. Bältet kan användas på rygg och mage.
4. Anslut bältet till fjärrkontrollen med den medföljande USB Type-C-kabeln.
5. Tryck länge på [f1-1] för att slå på enheten.
6. Välj inställningar enligt dina preferenser:
 - Håll [f1-1]-knappen i cirka 2 sekunder för att slå på: EMS (elektromuskulär stimulering), som orsakar muskelsammandragningar, ger avslappning och vila, stimulerar frisättningen av endorfiner, förbättrar cirkulationen, stöder smärtlindring och läkning. Arbetstid: 15 minuter. Ett kort tryck på [f1-1]-knappen låter dig växla mellan de 7 tillgängliga lägena.
 - Kort tryck på "+" och "-" knapparna [f1-2] öka respektive minska intensitetsnivån "L" från 1 till 15.
 - Håll ned [f1-3]-knappen i cirka 2 sekunder för att aktivera: RLT (Red and Infrared Light Therapy), som främjar cellulär regenerering, lindrar smärta och minskar inflammation genom att penetrera djupt in i vävnaderna. Arbetstid: 15 minuter.
 - 7. Tryck länge på [f1-1] för att stänga av enheten.

OBS: Om anslutningen mellan enheten och bältet är felaktig eller om EMS-elektroden inte är i kontakt med huden kommer EMS-intensitetsnivån automatiskt att återgå till nivå 1. Enheten piper två gånger och stängs automatiskt av efter cirka 30 sekunder. Eftersom detta är en produkt avsedd för kontakt med huden, föreslår vi att du rengör bältet noggrant innan du använder det av en annan person.

Laddning:

Produkten har ingen dedikerad adapter, så använd endast en strömförsörjning på 5 V/2 A. Kom ihåg att alltid stänga av enheten innan laddning. Sätt i USB Type-C-kabeln i laddningsporten. Under laddning kommer det vita ljuset att blinka, och när produkten är laddad kommer alla 3 lampor att lysa konstant.
Obs: Inga lampor och 3 pip betyder att bältet är avlastat. För att säkerställa enhetens långsiktiga prestanda rekommenderar vi regelbunden laddning varannan månad.

Skötsel och förvaring:

Innan rengöring, stäng av produkten och dra ur nätsladden. Torka av produktens yta med en mjuk, fuktig trasa och låt den torka naturligt. Rengör inte produkten och tillbehören med frätande rengöringsmedel. Förvara på en sval, torr plats, borta från barn och husdjur. Undvik exponering för direkt solljus eller fuktig miljö, annars kan det orsaka färgblekning eller skada.

Varningar och faror:

Om du känner något obehag ska du omedelbart sluta använda enheten. Detta är inte en medicinsk produkt och är inte avsedd för medicinska ändamål. Använd den inte om du har: pacemaker, defibrillator, konstgjord lunga/hjärta, migrän, malignitet eller lider av hudsjukdomar eller infektioner som neurodermatit, purpura och akne. Produkten rekommenderas inte för användning av gravida kvinnor, personer som återhämtar sig efter operation, lider av sensorisk nervförlust, kognitiv försämring eller har ett öppet sår på huden.
Produkten är inte en leksak. Enheten rekommenderas inte för användning av barn och ungdomar under 18 år. Produkten är inte avsedd för personer som inte har fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller som inte har erfarenhet och kunskap inom detta område (inklusive barn).
Enheten är inte vattentät och bör inte tvättas eller rengöras under rinnande vatten.
Vid användning, tryck inte på de inre organen för att undvika obehag eller skada. Använd den inte under en längre tid för att undvika brännskador vid låga temperaturer när du använder uppvärmningsfunktionen.
Om några biverkningar uppstår, sluta använda enheten omedelbart.

Mer information om företaget och produkterna [f4]:

- www.beautifyly.eu
- www.youtube.com/beautifylyeu

Frekvens:	60-100Hz
Batterikapacitet:	2500mAh
Indgangsstrøm:	4,1mA
Lade tid:	240 minutter
Intensitetsniveauer:	15
Massagetilstande:	7
Remstørrelse:	1100*215 mm
Forlængerbælte:	omkring 400*100 mm



Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Enhedsbeskrivelse [f1]:

1. "M" - aktiver/deaktiver og vælg EMS-tilstand.
2. "L" "+/-" øge/sænke intensitetsniveauet.
3. Aktiver/deaktiver RLT-tilstand.
4. Display.
5. Batterikapacitet.
6. Type-C opladningsport.
7. Bøjle.

[f2]

1. Type C-indgang.
2. EMS elektroder.
3. Rød og infrarød lys terapi.
4. Forlængerrem.

Hvordan bruges?

1. Før første brug eller efter en lang periode uden brug, når batteriet er afladet, skal du oplade enheden i henhold til opladningsinstruktionerne for at sikre korrekt drift.
2. Før brug anbefales det at rense huden og påføre en ikke-fedtet emulsion eller vand for at fugte den.
3. Afhængig af din taljeomkreds skal du beslutte, om du skal bruge et forlængerbælte [f2-4]. Placer bæltet direkte på din hud, og sæt det tæt på, og placer elektroderne centralt, så du komfortabelt kan vælge muligheder på skærmen [f3]. Bæltet kan bruges på ryg og mave.
4. Forbind bæltet med fjernbetjeningen ved hjælp af det medfølgende USB Type-C-kabel.
5. Tryk længe på [f1-1] for at tænde enheden.
6. Vælg indstillinger i henhold til dine præferencer:
 - Hold [f1-1]-knappen nede i ca. 2 sekunder for at tænde: EMS (Elektromuskulær Stimulation), som forårsager muskelsammentrækninger, bringer afslapning og hvile, stimulerer frigivelsen af endorfiner, forbedrer cirkulationen, understøtter smertelindning og heling. Arbejdstid: 15 minutter. Et kort tryk på [f1-1]-knappen giver dig mulighed for at bladre gennem de 7 tilgængelige tilstande.
 - Kort tryk på "+" og "-" knapperne [f1-2] henholdsvis øge eller mindske intensitetsniveauet "L" fra 1 til 15.
 - Hold [f1-3]-knappen nede i cirka 2 sekunder for at aktivere: RLT (Red and Infrared Light Therapy), som fremmer cellulær regenerering, lindrer smerter og reducerer inflammation ved at trænge dybt ind i vævene. Arbejdstid: 15 minutter.
7. Tryk længe på [f1-1] for at slukke for enheden.

BEMÆRK: Hvis forbindelsen mellem enheden og bæltet er forkert, eller EMS-elektroderne ikke er i kontakt med huden, vil EMS-intensitetsniveauet automatisk vende tilbage til niveau 1. Enheden bipper to gange og slukker automatisk efter cirka 30 sekunder. Da dette er et produkt beregnet til kontakt med huden, foreslår vi, at du rengør bæltet grundigt, før du bruger det af en anden person.

Landing:

Produktet har ikke en dedikeret adapter, så brug kun en 5 V/2 A strømforsyning. Husk altid at slukke for enheden inden opladning. Sæt USB Type-C-kablet i opladningsporten. Under opladning vil det hvide lys blinke, og når produktet er opladet, vil alle 3 lys være tændt konstant.

Bemærk: Ingen lys og 3 bip betyder, at bæltet er ubelastet. For at sikre enhedens ydeevne på lang sigt anbefaler vi regelmæssig opladning hver anden måned.

Pløje og opbevaring:

Før rengøring skal du slukke for produktet og trække netledningen ud. Tør overfladen af produktet af med en blød, fugtig klud og lad det tørre naturligt. Rengør ikke produktet og tilbehøret med ætsende rengøringsmidler. Opbevares på et køligt, tørt sted, væk fra børn og kæledyr. Undgå at blive udsat for direkte sollys eller fugtige omgivelser, da det ellers kan forårsage, at farven falmer eller beskadiges.

Advarsler og farer:

Hvis du føler ubehag, skal du straks stoppe med at bruge enheden. Dette er ikke et medicinsk udstyr og er ikke beregnet til medicinske formål. Brug det ikke, hvis du har: pacemaker, defibrillator, kunstig lunge/hjerte, migræne, malignitet eller lider af hudsygdomme eller infektioner såsom neurodermatitis, purpura og acne. Produktet anbefales ikke til brug af gravide kvinder, personer, der kommer sig efter operationen, lider af sensorisk nervetab, kognitiv svækkelse eller har et åbent sår på hudoverfladen.

Produktet er ikke et legetøj. Enheden anbefales ikke til brug af børn og unge under 18 år. Produktet er ikke beregnet til personer, der ikke har fysiske, sensoriske eller mentale evner eller ikke har erfaring og viden på dette område (herunder børn).

Enheden er ikke vandtæt og bør ikke vaskes eller rengøres under rindende vand.

Tryk ikke på de indre organer under brug for at undgå ubehag og/eller skader. Brug det venligst ikke i lang tid for at undgå lavtemperaturforbrændinger, når du bruger opvarmningsfunktionen.

Hvis der opstår bivirkninger, skal du straks stoppe med at bruge enheden.

Mere information om virksomheden og produkterne [f4]:

- www.beautifyly.eu
- www.youtube.com/beautifylyeu

Frequentie:	60-100 Hz
Batterij capaciteit:	2500 mAh
Invoerstroom:	4,1mA
Laadtijd:	240 minuten
Intensiteitsniveaus:	15
Massagemodi:	7
Bandmaat:	1100*215mm
Verlengriem:	ongeveer 400*100mm



Beveiliging:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

Apparaatbeschrijving [f1]:

1. "M" - in-/uitschakelen en EMS-modus selecteren.
2. "L" +/- verhoogt/verlaagt het intensiteitsniveau.
3. RLT-modus in-/uitschakelen.
4. Weergave.
5. Batterijcapaciteit.
6. Type-C-oplaadpoort.
7. Ophanger.

[f2]

1. Type C-ingang.
2. EMS-elektroden.
3. Rood- en infraroodlichttherapie.
4. Verlengriem.

Hoe te gebruiken?

1. Voor het eerste gebruik of na een lange periode van niet-gebruik waarbij de batterij leeg is, dient u het apparaat op te laden volgens de oplaadinstructies om een goede werking te garanderen.
2. Het wordt aanbevolen om voor gebruik de huid te reinigen en een niet-vettige emulsie of water aan te brengen om deze te hydrateren.
3. Bepaal afhankelijk van uw middelomtrek of u een verlenggordel [f2-4] moet gebruiken. Plaats de riem direct op uw huid en sluit hem goed aan, waarbij u de elektroden centraal positioneert, zodat u gemakkelijk opties op het beeldscherm kunt selecteren [f3]. De riem is te gebruiken op de rug en buik.
4. Verbind de riem met de afstandsbediening met behulp van de meegeleverde USB Type-C-kabel.
5. Druk lang op [f1-1] om het apparaat in te schakelen.
6. Selecteer instellingen volgens uw voorkeuren:
 - Houd de [f1-1]-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om in te schakelen: EMS (Elektromusculaire Stimulatie), dat spiersamentrekkingen veroorzaakt, ontspanning en rust brengt, de afgifte van endorfinen stimuleert, de bloedsomloop verbetert, pijnverlichting en genezing ondersteunt. Werktijd: 15 minuten. Met een korte druk op de knop [f1-1] kunt u door de beschikbare 7 modi bladeren.
 - Druk kort op de knoppen "+" en "-" [f1-2] om respectievelijk het intensiteitsniveau "L" te verhogen of te verlagen van 1 tot 15.
 - Houd de [f1-3]-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om te activeren: RLT (Rood- en Infraroodlichttherapie), dat de celregeneratie bevordert, pijn verlicht en ontstekingen vermindert door diep in de weefsels door te dringen. Werktijd: 15 minuten.
7. Druk lang op [f1-1] om het apparaat uit te schakelen.

OPMERKING: Als de verbinding tussen het apparaat en de riem onjuist is of als de EMS-elektroden geen contact maken met de huid, keert het EMS-intensiteitsniveau automatisch terug naar niveau 1. Het apparaat piept tweemaal en wordt na ongeveer 30 seconden automatisch uitgeschakeld. Omdat dit een product is dat bedoeld is voor contact met de huid, raden wij aan de riem grondig schoon te maken voordat u deze door iemand anders gebruikt.

Laden:

Het product heeft geen speciale adapter, dus gebruik alleen een voeding van 5 V/2 A. Vergeet niet om het apparaat altijd uit te schakelen voordat u het oplaadt. Steek de USB Type-C-kabel in de oplaadpoort. Tijdens het opladen knippert het witte lampje en wanneer het product is opgeladen, branden alle 3 de lampjes constant.

Let op: Geen lampjes en 3 pieptonen betekenen dat de band is gelost. Om de prestaties van het apparaat op lange termijn te garanderen, raden wij aan om het apparaat regelmatig elke twee maanden op te laden.

Verzorging en opslag:

Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt. Veeg het oppervlak van het product af met een zachte, vochtige doek en laat het op natuurlijke wijze drogen. Maak het product en de accessoires niet schoon met bijtende schoonmaakmiddelen. Bewaar op een koele, droge plaats, buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht of een vochtige omgeving, omdat dit anders kleurvervaging of schade kan veroorzaken.

Waarschuwingen en gevaren:

Als u enig ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat. Dit is geen medisch apparaat en is niet bedoeld voor medische doeleinden. Gebruik het niet als u: een pacemaker, defibrillator, een kunstlong/hart, migraine, een kwaadaardige aandoening heeft of lijdt aan huidziekten of infecties zoals neurodermitis, purpura en acne. Het product wordt niet aanbevolen voor gebruik door zwangere vrouwen, mensen die herstellen van een operatie, mensen die lijden aan sensorisch zenuwverlies, cognitieve stoornissen of mensen die een open wond op het huidoppervlak hebben.

Het product is geen speelgoed. Het apparaat wordt niet aanbevolen voor gebruik door kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Het product is niet bedoeld voor mensen die geen fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten hebben of geen ervaring en kennis op dit gebied hebben (inclusief kinderen).

Het apparaat is niet waterdicht en mag niet onder stromend water worden gewassen of gereinigd.

Druk tijdens gebruik niet op de inwendige organen om ongemak en/of letsel te voorkomen. Gebruik het niet voor een lange tijd om brandwonden bij lage temperaturen te voorkomen bij gebruik van de verwarmingsfunctie.

Als er bijwerkingen optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [f4]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Sıklık:	60-100Hz
Pil Kapasitesi:	2500mAh
Giriş akımı:	4,1mA
Şarj süresi:	240 dakika
Yoğunluk seviyeleri:	15
Masaj modları:	7
Kayıp Boyutu:	1100*215mm
Uzatma kemeri:	yaklaşık 400*100mm



Güvenlik:

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan önerilere uyun.

Cihaz açıklaması [f1]:

1. "M" - EMS modunu etkinleştirin/devre dışı bırakın ve seçin.
2. "L" "+"/- yoğunluk seviyesini artırın/azaltın.
3. RLT modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma.
4. Ekran.
5. Pil kapasitesi.
6. Tip-C şarj portu.
7. Askı.

[f2]

1. C tipi giriş.
- 2.EMS elektrotları.
3. Kırmızı ve kızılötesi ışık terapisi.
4. Uzatma kayışı.

Nasıl kullanılır?

1. İlk kullanımdan önce veya uzun süre kullanılmadığında pil boşaldığında, düzgün çalışmasını sağlamak için lütfen cihazı şarj etme talimatlarına göre şarj edin.
2. Kullanmadan önce cildin temizlenmesi ve nemlendirilmesi için yağsız bir emülsiyon veya su uygulanması tavsiye edilir.
3. Bel çevrenize göre uzatma kemeri [f2-4] kullanmanız gerekli gereklemediğine karar verin. Kemerı doğrudan cildinize yerleştirin ve elektrotları merkezi olarak konumlandırarak ekrandaki [f3] seçenekleri rahatça seçebilirsiniz için rahatça takın. Kemer sırtta ve karın bölgesinde kullanılabilir.
4. Birlikte verilen USB Type-C kablosunu kullanarak kemeri uzaktan kumandaya bağlayın.
5. Cihazı açmak için [f1-1] tuşuna uzun basın.
6. Tercihlerinize göre ayarları seçin:
- Açmak için [f1-1] düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun: Kas kramplarına neden olan, rahatlamayı ve dinlenmeyi sağlayan EMS (Elektromusküler Stimülasyon), endorfin salınımını uyarır, dolaşımı iyileştirir, ağrının giderilmesini ve iyileşmeyi destekler. Çalışma süresi: 15 dakika. [f1-1] düğmesine kısa bir basış, mevcut 7 mod arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- Sırasıyla "+" ve "-" düğmelerine [f1-2] kısa basın, "L" yoğunluk seviyesini 1'den 15'e artırın veya azaltın.
- Etkinleştirmek için [f1-3] düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun: Hücresel yenilenmeyi destekleyen, dokuların derinliklerine nüfuz ederek ağrıyı hafifleten ve iltihabı azaltan RLT (Kırmızı ve Kızılötesi Işık Terapisi). Çalışma süresi: 15 dakika.
7. Cihazı kapatmak için [f1-1] tuşuna uzun basın.

NOT: Cihaz ile kemer arasındaki bağlantı yanlışsa veya EMS elektrotları ciltle temas etmiyorsa, EMS yoğunluk seviyesi otomatik olarak seviye 1'e dönecektir. Cihaz iki kez bip sesi çıkaracak ve yaklaşık 30 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır. Bu, ciltle temasa yönelik bir ürün olduğundan, başka bir kişi tarafından kullanılmadan önce kemeri iyice temizlemenizi öneririz.

İniş:

Ürünün özel bir adaptörü yoktur, bu nedenle yalnızca 5 V/2 A güç kaynağı kullanın. Şarj etmeden önce cihazı daima kapatmayı unutmayın, USB Type-C kablosunu şarj bağlantı noktasına takın, Şarj olurken beyaz ışık yanıp sönecek, ürün şarj olduğunda 3 ışık da sürekli yanacaktır.

Not: Işık olmaması ve 3 bip sesi, kemerin boş olduğu anlamına gelir. Cihazın uzun süreli performansını garantilemek için her iki ayda bir düzenli olarak şarj edilmesini öneririz.

Bakım ve depolama:

Temizlemeden önce ürünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Ürünün yüzeyini yumuşak, nemli bir bezle silin ve doğal olarak kurumasını bekleyin. Ürünü ve aksesuarları aşındırıcı deterjanlarla temizlemeyin. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığına veya nemli ortama maruz bırakmaktan kaçının, aksi takdirde renk solmasına veya hasara neden olabilir.

Uyarılar ve tehlikeler:

Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı hemen bırakın. Bu tıbbi bir cihaz değildir ve tıbbi amaçlara yönelik değildir. Aşağıdaki durumlarda kullanmayın: kalp pili, defibrilatör, yapay akciğer/kalp, migren, malignite veya nörodermatit, purpura ve akne gibi cilt hastalıkları veya enfeksiyonlardan muzdaripseniz. Ürünün hamileler, ameliyat sonrası iyileşme süreci yaşayanlar, duyuşal sinir kaybı yaşayanlar, kognitif bozukluk yaşayanlar veya cilt yüzeyinde açık yara bulunan kişilerin kullanması önerilmez.

Ürün oyuncak değildir. Cihazın çocuklar ve 18 yaşın altındaki ergenler tarafından kullanılması önerilmez. Ürün, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri olmayan veya bu alanda deneyim ve bilgisi olmayan (çocuklar dahil) kişilere yönelik değildir.

Cihaz su geçirmez değildir ve akan su altında yıkanmamalı veya temizlenmemelidir.

Kullanırken rahatsızlık ve/veya yaralanmayı önlemek için iç organlara baskı yapmayın. Isıtma fonksiyonunu kullanırken düşük sıcaklıktaki yanıklara önlemek için lütfen uzun süre kullanmayın.

Herhangi bir yan etki meydana gelirse cihazı kullanmayı hemen bırakın.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [f4]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeuT

Честота:	60-100Hz
Капацитет на батерията:	2500mAh
Входен ток:	4,1mA
Време за зареждане:	240 минути
Нива на интензивност:	15
Режими на масаж:	7
Размер на каишката:	1100*215 мм
Удължителен колан:	около 400*100 мм



Сигурност:

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Описание на устройството [f1]:

1. "М" - активиране/деактивиране и избор на режим EMS.
2. "L" "+"/-" увеличаване/намаляване на нивото на интензивност.
3. Активиране/деактивиране на RLT режим.
4. Дисплей.
5. Капацитет на батерията.
6. Type-C порт за зареждане.
7. Закачалка.

[f2]

1. Вход тип C.
2. EMS електроди.
3. Терапия с червена и инфрачервена светлина.
4. Удължителна каишка.

Как да използвам?

1. Преди първа употреба или след дълъг период на неизползване, когато батерията е разредена, моля, заредете устройството според инструкциите за зареждане, за да осигурите правилна работа.
2. Преди употреба е препоръчително да почистите кожата и да я нанесете с немасна емулсия или вода, за да я овлажните.
3. В зависимост от обиколката на талията ви, решете дали трябва да използвате удължителен колан [f2-4]. Поставете колана директно върху кожата си и го прилепнете плътно, като позиционирате електродите централно, така че да можете удобно да избирате опции на екрана на дисплея [f3]. Коланът може да се използва на гърба и корема.
4. Съвържете колана с дистанционното управление с помощта на включения USB Type-C кабел.
5. Натиснете продължително [f1-1], за да включите устройството.
6. Изберете настройки според вашите предпочитания:
 - Задръжте бутон [f1-1] за около 2 секунди, за да включите: EMS (Електромускулна стимулация), която предизвиква мускулни контракции, което води до релаксация и почивка, стимулира отделянето на ендорфини, подобрява кръвообращението, подпомага облекчаването на болката и заздравяването. Време за работа: 15 минути. Кратко натискане на бутон [f1-1] ви позволява да преминете през наличните 7 режима.
 - Кратко натискане на бутоните "+" и "-" [f1-2] съответно увеличава или намалява нивото на интензитет "L" от 1 до 15.
 - Задръжте бутон [f1-3] за приблизително 2 секунди, за да активирате: RLT (червена и инфрачервена светлинна терапия), която насърчава клетъчната регенерация, облекчава болката и намалява възпалението, като прониква дълбоко в тъканите. Време за работа: 15 минути.
7. Натиснете продължително [f1-1], за да изключите устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако връзката между устройството и колана е неправилна или EMS електродите не са в контакт с кожата, нивото на интензитет на EMS автоматично ще се върне на ниво 1. Устройството ще бипне два пъти и автоматично ще се изключи след приблизително 30 секунди. Тъй като това е продукт, предназначен за контакт с кожата, препоръчваме да почистите старателно колана, преди да го използвате от друго лице.

Качане:

Продуктът няма специален адаптер, така че използвайте само захранване от 5 V/2 A. Не забравяйте винаги да изключвате устройството преди зареждане. Поставете USB Type-C кабела в порта за зареждане. Докато се зарежда, бялата светлина ще мига, а когато продуктът е зареден, всичките 3 лампи ще светят постоянно. Забележка: Няма светлини и 3 бипвания означават, че коланът е разтоварен. За да осигурите дълготрайна работа на устройството, препоръчваме редовно зареждане на всеки два месеца.

Грижи и съхранение:

Преди почистване изключете продукта и извадете захранващия кабел. Избършете повърхността на продукта с мека, влажна кърпа и я оставете да изсъхне естествено. Не почиствайте продукта и аксесоарите с корозивни препарати. Съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от деца и домашни любимци. Избягвайте излагането на пряка слънчева светлина или влажна среда, в противен случай това може да причини избледняване на цвета или повреда.

Предупреждения и опасности:

Ако почувствате някакъв дискомфорт, незабавно спрете да използвате устройството. Това не е медицинско изделие и не е предназначено за медицински цели. Не го използвайте, ако имате: пейсмейкър, дефибрилатор, изкуствен бял дроб/сърце, мигрена, злокачествено заболяване или страдате от кожни заболявания или инфекции като невродермит, пурпура и акне. Продуктът не се препоръчва за употреба от бременни жени, хора, които се възстановяват след операция, страдащи от загуба на сетивни нерви, когнитивни нарушения или с отворена рана по повърхността на кожата.

Продуктът не е играчка. Уредът не се препоръчва за употреба от деца и юноши под 18 години. Продуктът не е предназначен за хора, които нямат физически, сетивни или умствени способности или нямат опит и познания в тази област (включително деца).

Устройството не е водоустойчиво и не трябва да се мие или почиства под течаща вода.

Когато използвате, не натискайте вътрешните органи, за да избегнете дискомфорт и/или нараняване. Моля, не го използвайте дълго време, за да избегнете изгаряния при ниска температура, когато използвате функцията за нагриване.

Ако възникнат някакви нежелани реакции, незабавно спрете да използвате устройството.

Повече информация за компанията и продуктите [f4]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, użytego sprzętu.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru użytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile użyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru użytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile użyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości użytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators must not be mixed with other waste. This is indicated by the crossed-out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may result in damage to health or environmental pollution.

Proper handling of used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators in the household contributes positively to the reuse and recovery, including recycling, of used equipment.

Used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators can be returned to local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and has performed the same functions as the equipment sold. A distributor, when delivering household equipment to a purchaser, is obliged to take back used household equipment free of charge at the place of delivery of such equipment, provided that the used equipment is of the same type and has performed the same functions as the equipment delivered. A distributor running a retail outlet with a sales area within the meaning of art. 2 item 19 of the Act of 27 March 2003 on spatial planning and development of at least 400 m² devoted to the sale of household equipment, is obliged to accept, free of charge, in that outlet or in its immediate vicinity, used household equipment, none of the external dimensions of which exceeds 25 cm, without the need to purchase new household equipment.

The product was introduced to the market after 13 August 2005.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że powyższy produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Państw członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywą 2011/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywą Delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z 2011 r. 31 marca 2015 r. zmienia załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie wykazu substancji objętych ograniczeniami.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under his sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of legislation, Member States in the field of electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 2011. On 31 March 2015, amends Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the list of restricted substances.

Importer: Beautifly Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: ABS Tens Sculptor FitRecovery

Made in China.

SN: 03255903003702375

Marka: Beautifly

e-mail: serwis@beautifly.eu