

Momini

Sniffley




Automatic nasal aspirator
Automatyczny aspirator do nosa


User manual
Instrukcja obsługi

Create happy beginnings

A



B



01. BEZPIECZEŃSTWO:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

02. OPIS URZĄDZENIA [STRONA 2 - A]:

1. Kontrolka trybu / 2. Przycisk zasilania / 3. Przycisk muzyki / 4. Lampka / 5. Przycisk regulacji światła / 6. Przycisk zmniejszania mocy ssania / 7. Przycisk zwiększania mocy ssania / 8. Ssanie / 9. Rurka / 10. Kubek zbierający / 11. Końcówka silikonowa / 12. Port ładowania / 13. Kontrolka jasności / 14. Wskaźnik muzyki / głośności / 15. Wskaźnik poziomu baterii.

03. OPIS AKCESORIÓW [STRONA 2 - B]:

1. Pokrywa pojemnika na śluz / 2. Kolumna dywersyjna / 3. Dolna część pojemnika na śluz / 4. Rurka / 5. Kabel do ładowania USB / 6. Peśeta / 7. Końcówka stożkowa / 8. Końcówka płaska / 9. Końcówka kątowa.

Uwaga: Przed użyciem aspiratora do nosa upewnij się, że rozumiesz cechy każdej końcówki i wybierasz odpowiednią, na podstawie wieku dziecka, aby zapewnić komfortowe i skuteczne użytkowanie.

Stożkowa końcówka – płytka, najbardziej odpowiednia dla noworodków
Płaska końcówka – głęboka, do czyszczenia płytszych obszarów wydzielin
Kąтова końcówka – bardzo głęboka: dla dzieci powyżej 2 roku życia

Przycisk zasilania [strona 2 - A2]: Długie naciśnięcie włącza/wyłącza urządzenie. Krótkie naciśnięcie rozpoczyna/zatrzymuje ssanie.
Przycisk muzyki [strona 2 - A3]: Krótkie naciśnięcie zmienia głośność w zakresie od 1 do 3. Kolejność regulacji: 1 → 2 → 3 → wyłączone → włączone. Ponowne naciśnięcie zmienia muzykę.
Przycisk światła [strona 2 - A5]: w trybie wyłączenia: długie naciśnięcie włącza/wyłącza światło. Krótkie naciśnięcie zmienia poziomy jasności w zakresie od 1 do 3.
Przycisk zmniejszania mocy ssania [strona 2 - A6]: Naciśnięcie "-" zmniejsza moc ssania w zakresie: 1 - 9.
Przycisk zwiększania mocy ssania [strona 2 - A7]: Naciśnięcie "+" zwiększa moc ssania w zakresie: 1 - 9.

04. OPIS UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA:

1. Otwórz pojemnik na śluz i zamocuj w jego dolnej części kolumnę dywersyjną.
2. Zamknij pojemnik na śluz.
3. Wybierz końcówkę ssącą i przymocuj ją do pojemnika na śluz.
4. Połącz urządzenie i pojemnik na śluz wężykiem.
5. Delikatnie umieść końcówkę wewnątrz nosa dziecka, aby rozpocząć czyszczenie śluzu.

6. Długie naciśnięcie przycisku "power" uruchomi urządzenie (ponowne długie naciśnięcie wyłączy je).

7. Użyj przycisku regulacji "-" lub "+" aby dostosować siłę ssania dożądanego poziomu.
8. Jeśli chcesz, włącz muzykę uspokajającą przyciskiem "melodia".
9. Po oczyszczeniu nosa dziecka, wyłącz urządzenie, odłącz pojemnik na śluz i wężyk.
10. Opróżnij pojemnik na śluz, umyj wodą wszystkie elementy oprócz głównej jednostki, która nie jest wodoodporna.
11. Po czyszczeniu osusz urządzenie miękką szmatką, a następnie przechowuj je w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła słonecznego.

05. WSKAZÓWKI:

Dla lepszych wyników, jeśli śluz w nosie dziecka jest suchy, zaleca się użycie soli fizjologicznej do nawilżenia, przed użyciem elektrycznego aspiratora do nosa.

06. CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:

1. Zawsze wyłączaj zasilanie po użyciu.
2. Odłącz końcówkę ssącą, pojemnik zbierający, wężyk a następnie umyj je w wodzie.
3. Po użyciu utrzyjmy wszystkie elementy i korpus urządzenia w czystości i suchości.
4. Końcówki ssące i pojemnik na śluz można sterylizować w gotującej wodzie lub na parze, ale nie w mikrofalówce.
5. Główną jednostkę nie jest wodoodporna – nie myj ją wodą ani w wysokiej temperaturze. Czyść tylko wilgotną szmatką.
6. Unikaj przechowywania produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub wilgotnym środowisku.

07. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. UWAGA: Podczas używania urządzenia usta dziecka powinny być otwarte, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza w jamie nosowej i uniknąć dyskomfortu spowodowanego negatywnym ciśnieniem.
2. Unikaj blokowania drugiego nozdrza dziecka podczas używania aspiratora do nosa, aby zapobiec dyskomfortowi wynikającemu z negatywnego ciśnienia w głowie.
3. Jeśli pojemnik na śluz jest w połowie pełny, zalecane jest opróżnienie go przed dalszym użyciem. Zapobiegnie to zassaniu śluzu do pompy i możliwemu uszkodzeniu urządzenia.

08. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Nie włączaj aspiratora do nosa podczas ładowania.
2. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do obsługi przez dorosłych.
3. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego.
4. Urządzenie jest specjalnie zaprojektowane do usuwania śluzu z nosa.

Nie powinno być używane do żadnych innych celów!

5. Po każdym użyciu myj wodą elementy, które są do tego przeznaczone, a następnie dokładnie je wysusz.
6. Główna jednostka urządzenia nie jest wodoodporna – czyść ją suchą lub wilgotną szmatką, bez bezpośredniego kontaktu z wodą.
7. Nie używaj żrących środków do czyszczenia urządzenia.
8. Ładuj baterię do 100% co 2 miesiące, jeśli nie używasz jej przez długi czas.
9. Nie stosuj nadmiernej siły podczas umieszczania końcówki ssącej w jamie nosowej.
10. Podczas użytkowania dziecku/niemowlę nie powinno wstrzymywać oddechu, zamykać ust ani niczego połykać. Nadmierne ciśnienie próżniowe może spowodować brak równowagi w ciśnieniu uszy.
11. Jeśli dziecko/niemowlę doświadcza jakiegokolwiek dyskomfortu podczas korzystania z urządzenia, natychmiast przewij jego używanie i skonsultuj się z lekarzem.
12. Jeśli w nosie są rany, zapalenie lub objawy krwawienia, nie używaj aspiratora do nosa.
13. Nie używaj produktu jako zabawki dla dzieci.
14. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
15. Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia na własną rękę. Wszelkie nieprawidłowości powinny być ocenione przez serwis.

Specyfikacja techniczna:

Napięcie ładowania: DC 5V/1A
Maksymalna moc: maks. 5,5W
Nominalne napięcie: 3,7V/2500mAh
Czas ładowania: około 3 godzin
Poziomy intensywności: 9 poziomów
Siła ssania: 65kPa ± 3kPa
Waga netto produktu: 235g
Rozmiar produktu: 95mm x 45mm

01. SECURITY:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

02. DEVICE DESCRIPTION [PAGE 2 - A]:

1. Mode light / 2. Power button / 3. Music button / 4. Lamp / 5. Light adjustment button / 6. Suction power decrease button / 7. Suction power increase button / 8. Suction / 9. Tube / 10. Collection cup / 11. Silicone tip / 12. Charging port / 13. Brightness indicator / 14. Music/volume indicator / 15. Battery level indicator.

03. ACCESSORY DESCRIPTION [PAGE 2 - B]:

1. Lid of the slime container / 2. Diversion column / 3. Lower part of the slime container / 4. Tube / 5. USB charging cable / 6. Tweezers / 7. Conical tip / 8. Flat tip / 9. Angled tip.

Note: Before using the nasal aspirator, make sure you understand the features of each tip and choose the appropriate one based on your child's age to ensure comfortable and effective use.

Conical tip – shallow, most suitable for newborns
Flat tip – deep, for cleaning shallower areas of secretions
Angled tip – very deep: for children over 2 years of age.

Power button [page 2 - A2]: Long press turns the device on/off, A short press starts/stops suction.
Music button [page 2 - A3]: Short press changes the volume from 1 to 3. Adjustment sequence: 1 → 2 → 3 → off → on. Pressing it again changes the music.
Light button [page 2 - A5]: in off mode: long press turns the light on/off. A short press changes the brightness levels from 1 to 3.
Suction power reduction button [page 2 - A6]: Pressing "-" reduces the suction power in the range: 1 - 9.
Suction power increase button [page 2 - A7]: Pressing "+" increases the suction power in the range: 1 - 9.

04. DESCRIPTION OF USE OF THE DEVICE:

1. Open the collection cup and install the diversion column at the bottom.
2. Close the collection cup securely.
3. Select the suction tip and attach it to the collection cup.
4. Connect the device and collection cup using the tube.
5. Gently place the suction tip inside the child's nostril to begin mucus extraction.
6. Long press the "power" button to turn on the device (long press

again to turn it off).

7. Use the "-" or "+" button to adjust suction power as needed.
8. If desired, activate soothing music using the "melody" button.
9. After clearing the child's nose, turn off the device and detach the collection cup and tube.
10. Empty the collection cup, wash all components except the main unit (which is not waterproof).
11. After cleaning, dry the device with a soft cloth and store it in a cool, dry place away from direct sunlight.

05. TIPS:

For better results, if the mucus in the child's nose is dry, it is recommended to use saline solution to moisten it before using the electric nasal aspirator.

06. CLEANING & STORAGE:

1. Always turn off the device after use.
2. Disconnect and wash the suction tip, collection cup, and tube in water.
3. Keep all components and the device clean and dry.
4. The suction tips and collection cup can be sterilized in boiling water or steam but not in a microwave.
5. The main unit is not waterproof – do not wash it with water or expose it to high temperatures. Clean only with a damp cloth.
6. Avoid storing the product in direct sunlight or humid environments.

07. SAFETY MEASURES:

1. WARNING: During use, the child's mouth should remain open to allow proper airflow and prevent discomfort from negative pressure.
2. Avoid blocking the child's other nostril while using the aspirator to prevent discomfort from negative pressure in the head.
3. If the collection cup is half full, it is recommended to empty it before continuing use to prevent mucus from being sucked into the pump and potentially damaging the device.

08. PRECAUTIONS:

1. Do not turn on the nasal aspirator while charging.
2. The device is intended for use by adults only.
3. Do not expose the device to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
4. The device is specially designed to remove mucus from the nose. It should not be used for any other purposes!
5. After each use, wash the elements intended for this purpose with water and then dry them thoroughly.
6. The main unit of the device is not waterproof - clean it with a dry or damp cloth, without direct contact with water.
7. Do not use corrosive agents to clean the device.

8. Charge the battery to 100% every 2 months if you don't use it for a long time.
9. Do not use excessive force when placing the suction tip into the nasal cavity.
10. During use, the child/infant should not hold their breath, close their mouth or swallow anything. Excessive vacuum pressure may cause an imbalance in ear pressure.
11. If your child/infant experiences any discomfort while using the device, stop using it immediately and consult a doctor.
12. If your nose has sores, inflammation or signs of bleeding, do not use the nasal aspirator.
13. Do not use the product as a toy for children.
14. Do not use the device if it is damaged.
15. Do not repair, disassemble or modify the device yourself. Any irregularities should be assessed by the service.

Technical specifications:

Charging voltage: DC 5V/1A
Maximum power: max. 5.5W
Nominal voltage: 3.7V/2500mAh
Charging time: about 3 hours
Intensity levels: 9 levels
Suction force: 65kPa ± 3kPa
Product net weight: 235g
Product size: 95mm × 45mm



01. SICHERHEIT:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

02. GERÄTEBESCHREIBUNG [SEITE 2 - A]:

1. Moduslicht / 2. Ein-/Aus-Taste / 3. Musiktaste / 4. Lampe / 5. Leuchteinstellungstaste / 6. Taste zum Verringern der Saugleistung / 7. Taste zum Erhöhen der Saugleistung / 8. Saugleistung / 9. Schlauch / 10. Auffangbecher / 11. Silikonspitze / 12. Ladeanschluss / 13. Helligkeitsanzeige / 14. Musik-/Lautstärkeanzeige / 15. Batteriestandsanzeige.

03. ZUBEHÖRBE SCHREIBUNG [SEITE 2 - B]:

1. Deckel des Schleimbehälters / 2. Umleitungssäule / 3. Unterteil des Schleimbehälters / 4. Schlauch / 5. USB-Ladekabel / 6. Pinzette / 7. Konische Spitze / 8. Flache Spitze / 9. Abgewinkelte Spitze.

Hinweis: Bevor Sie den Nasensauger verwenden, vergewissern Sie sich, dass Sie die Funktionen der einzelnen Aufsätze verstanden haben, und wählen Sie entsprechend dem Alter Ihres Kindes die passende aus, um eine komfortable und effektive Anwendung zu gewährleisten.

Konische Spitze – flach, am besten für Neugeborene geeignet
Flache Spitze – tief, zum Reinigen flacherer Bereiche von Sekreten
Abgewinkelte Spitze – sehr tief: für Kinder ab 2 Jahren.

Ein-/Aus-Taste [Seite 2 - A2]: Langes Drücken schaltet das Gerät ein/aus. Ein kurzer Druck startet/stopp die Absaugung.
Musiktaste [Seite 2 - A3]: Durch kurzes Drücken ändert sich die Lautstärke von 1 auf 3, Einstellreihenfolge: 1 → 2 → 3 → aus → ein. Durch erneutes Drücken wechselt die Musik.
Lichtaste [Seite 2 - A5]: Im Aus-Modus: Langes Drücken schaltet das Licht ein/aus. Durch kurzes Drücken ändert sich die Helligkeitsstufe von 1 auf 3.
Taste zur Reduzierung der Saugleistung [Seite 2 - A6]: Durch Drücken von „-“ wird die Saugleistung im Bereich: 1 – 9 reduziert.
Taste zur Erhöhung der Saugleistung [Seite 2 - A7]: Durch Drücken von „+“ wird die Saugleistung im Bereich von 1 bis 9 erhöht.

04. BESCHREIBUNG DER VERWENDUNG DES GERÄTS:

1. Öffnen Sie den Schleimbehälter und befestigen Sie die Umleitungssäule an seinem unteren Teil.
2. Schließen Sie den Schleimbehälter.
3. Wählen Sie die Saugspitze aus und befestigen Sie sie am

Schleimbehälter.

4. Verbinden Sie das Gerät und den Schleimbehälter mit einem Schlauch.
5. Führen Sie die Spitze vorsichtig in die Nase Ihres Babys ein, um den Schleim zu entfernen.
6. Durch langes Drücken der „Power“-Taste wird das Gerät eingeschaltet (durch erneutes langes Drücken wird es ausgeschaltet).
7. Stellen Sie die Saugleistung mit der Einstellaste „-“ oder „+“ auf das gewünschte Niveau ein.
8. Wenn Sie möchten, schalten Sie über die Schallfläche „Melodie“ beruhigende Musik ein.
9. Nachdem Sie die Nase des Kindes gereinigt haben, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie den Schleimbehälter und den Schlauch.
10. Leeren Sie den Schleimbehälter und waschen Sie alle Komponenten mit Wasser, mit Ausnahme der Haupteinheit, die nicht wasserdicht ist.
11. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab und lagern Sie es anschließend an einem kühlen, trockenen Ort ohne Sonnenlicht.

05. TIPS:

Um bessere Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt es sich, wenn der Schleim in der Nase Ihres Babys trocken ist, ihn mit Kochsalzlösung zu befeuchten, bevor Sie den elektrischen Nasensauger verwenden.

06. REINIGUNG UND LAGERUNG:

1. Schalten Sie nach Gebrauch immer den Strom aus.
2. Trennen Sie die Saugspitze, den Auffangbehälter und den Schlauch und waschen Sie sie in Wasser.
3. Halten Sie alle Komponenten und das Gehäuse des Geräts nach dem Gebrauch sauber und trocken.
4. Die Saugspitzen und der Schleimbehälter können in kochendem Wasser oder Dampf sterilisiert werden, jedoch nicht in der Mikrowelle.
5. Das Hauptgerät ist nicht wasserdicht – waschen Sie es nicht mit Wasser oder hohen Temperaturen. Nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
6. Lagern Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder in feuchten Umgebungen.

07. SICHERHEITSMASSNAHMEN:

1. **HINWEIS:** Bei der Verwendung des Geräts sollte der Mund des Kindes geöffnet sein, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation in der Nasenhöhle zu gewährleisten und Beschwerden durch Unterdruck zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie es, das andere Nasenloch des Babys zu blockieren, wenn Sie den Nasensauger verwenden, um Beschwerden durch Unterdruck im Kopf zu vermeiden.
3. Wenn der Schleimbehälter halb voll ist, empfiehlt es sich, ihn vor der weiteren Verwendung zu leeren. Dadurch wird verhindert, dass Schleim in die Pumpe gesaugt wird und möglicherweise das Gerät beschädigt.

08. VORSICHTSMASSNAHMEN:

1. Schalten Sie den Nasensauger während des Ladevorgangs nicht ein.
2. Das Gerät ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt.
3. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
4. Das Gerät wurde speziell zum Entfernen von Schleim aus der Nase entwickelt. Es darf nicht für andere Zwecke verwendet werden!
5. Waschen Sie die dafür vorgesehenen Elemente nach jedem Gebrauch mit Wasser und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab.
6. Die Haupteinheit des Geräts ist nicht wasserdicht. Reinigen Sie sie mit einem trockenen oder feuchten Tuch, ohne direkten Kontakt mit Wasser.
7. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine ätzenden Mittel.
8. Laden Sie den Akku alle 2 Monate auf 100 % auf, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.
9. Wenden Sie beim Einführen der Saugspitze in die Nasenhöhle keine übermäßige Kraft an.
10. Während der Anwendung sollte das Kind/Kleinkind nicht den Atem anhalten, den Mund schließen oder etwas schlucken. Ein zu hoher Vakuumdruck kann zu einem Ungleichgewicht des Ohrdrucks führen.
11. Wenn Ihr Kind/Kleinkind bei der Verwendung des Geräts Beschwerden verspürt, beenden Sie die Verwendung sofort und konsultieren Sie einen Arzt.
12. Wenn Ihre Nase Wunden, Entzündungen oder Anzeichen von Blutungen aufweist, verwenden Sie den Nasensauger nicht.
13. Benutzen Sie das Produkt nicht als Spielzeug für Kinder.
14. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
15. Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst. Eventuelle Unregelmäßigkeiten sollten vom Dienst beurteilt werden.

Technische Spezifikationen:

Ladespannung: DC 5V/1A
Maximale Leistung: max. 5,5 W
Nennspannung: 3,7 V/2500 mAh
Ladezeit: ca. 3 Stunden
Intensitätsstufen: 9 Stufen
Saugkraft: 65 kPa ± 3 kPa
Nettogewicht des Produkts: 235 g
Produktgröße: 95 mm × 45 mm



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczonego na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe

szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nim lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators cannot be mixed with other waste. This is indicated by the crossed out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage may result in damage to health or environmental pollution. Proper household handling of waste electrical and electronic equipment and batteries and accumulators positively contributes to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators can be returned to local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the equipment sold. When delivering equipment intended for households to the buyer, the distributor is obliged to collect used equipment

from households free of charge at the place of delivery of the equipment, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the delivered equipment. A distributor running a retail unit with a sales area within the meaning of Art. 2 point 19 of the Act of 27 March 2003 on spatial planning and development of at least 400 m² devoted to the sale of equipment intended for households, is obliged to accept waste equipment from households, free of charge, in this unit or in its immediate vicinity, none of the external dimensions exceeds 25 cm, without the need to purchase new household equipment. The product was introduced to the market on August 13, 2005 r.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym www.momini.eu/deklaracje

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer declares, under its sole responsibility, that the device complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Directive Commission delegated act (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The full content of the declaration of conformity is available at www.momini.eu/deklaracje

Wyprodukowano w Chinach
Importer: Beauty Factor Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,
 00-095 Warszawa, Polska
Model: Sniffley

PL | Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem:

EN | More information about the product is available on the manufacturer's website at:

DE | Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Herstellers unter:

ES | Más información sobre el producto está disponible en el sitio web del fabricante en:

PT | Mais informações sobre o produto estão disponíveis no site do fabricante em:

CZ | Více informací o produktu je k dispozici na stránkách výrobce na adrese:

SK | Viac informácií o produkte je dostupných na webovej stránke výrobcu na adrese:

SL | Več informacij o izdelku je na voljo na spletni strani proizvajalca:

EE | Rohkem teavet toote kohta leiad tootja veebisaidilt aadressil:

LT | Daugiau informacijos apie produktą rasite gamintojo svetainėje adresu:

LV | Vairāk informācijas par produktu var atrast ražotāja mājaslapā adresē:

HU | A termékről további információkat a gyártó weboldalan találhat az alábbi címen:

RO | Mai multe informații despre produs sunt disponibile pe site-ul producătorului la adresa:

RU | Более подробная информация о продукте доступна на сайте производителя по адресу:

EL | Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν διατίθενται στον ιστοτόπο του κατασκευαστή στη διεύθυνση:


SCAN IT



www.momini.eu/do-pobrania



Create happy beginnings



www.momini.eu
contact@momini.eu

01. SEGURANÇA:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

02. DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO [PÁGINA 2 - A]:

1. Luz de modo / 2. Botão liga / 3. Botão Música / 4. Lâmpada / 5. Botão de ajuste de luz / 6. Botão de diminuição da potência de sucção / 7. Botão de aumento da potência de sucção / 8. Sucção / 9. Tubo / 10. Copo de coleta / 11. Ponta de silicone / 12. Porta de carregamento / 13. Indicador de brilho / 14. Indicador de música/volume / 15. Indicador de nível de bateria.

03. DESCRIÇÃO DOS ACESSÓRIOS [PÁGINA 2 - B]:

1. Tampa do recipiente de slime / 2. Coluna de desvio / 3. Parte inferior do recipiente de slime / 4. Tubo / 5. Cabo de carregamento USB / 6. Pinça / 7. Ponta cônica / 8. Ponta plana / 9. Ponta angular.

Nota: Antes de usar o aspirador nasal, certifique-se de compreender as características de cada ponta e escolher a adequada com base na idade do seu filho para garantir um uso confortável e eficaz.

Ponta cônica – rasa, mais adequada para recém-nascidos

Ponta plana – profunda, para limpar áreas mais rasas de secreções

Ponta angular – muito profunda: para crianças maiores de 2 anos.

04. DESCRIÇÃO DE USO DO DISPOSITIVO:

1. Abra o copo coletor e instale a coluna de desvio na parte inferior.
2. Feche bem o copo coletor.
3. Selecione a ponta de sucção e fixe-a no copo coletor.
4. Conecte o dispositivo e o copo coletor usando o tubo.
5. Coloque delicadamente a ponta de sucção dentro da narina da criança para iniciar a extração do muco.
6. Pressione longamente o botão "ligar" para ligar o dispositivo (pressione longamente novamente para desligá-lo).
7. Use o botão "+" ou "-" para ajustar a potência de sucção conforme necessário.
8. Se desejar, ative uma música suave usando o botão "melodia".
9. Após limpar o nariz da criança, desligue o aparelho e retire o copo coletor e o tubo.
10. Esvazie o copo coletor, lave todos os componentes, exceto a unidade principal (que não é à prova d'água).
11. Após a limpeza, seque o aparelho com um pano macio e guarde-o em local fresco e seco, longe da luz solar direta.

05. DICAS:

Para melhores resultados, se o muco do nariz da criança estiver

seco, recomenda-se usar soro fisiológico para umedece-lo antes de usar o aspirador nasal elétrico.

06. LIMPEZA E ARMAZENAGEM:

1. Sempre desligue a energia após o uso.
2. Desconecte a ponta de sucção, o recipiente coletor e a mangueira e lave-os com água.
3. Mantenha todos os componentes e o corpo do dispositivo limpos e secos após o uso.
4. As pontas de sucção e o recipiente de muco podem ser esterilizados em água fervente ou vapor, mas não no micro-ondas.
5. A unidade principal não é à prova d'água: Não lave com água ou em altas temperaturas. Limpe apenas com pano úmido.
6. Evite armazenar o produto sob luz solar direta ou ambientes úmidos.

07. MEDIDAS DE SEGURANÇA:

1. **NOTA:** Ao utilizar o aparelho, a boca da criança deve estar aberta para garantir o fluxo de ar adequado na cavidade nasal e evitar desconforto causado pela pressão negativa
2. Evite bloquear a outra narina do bebê ao usar o aspirador nasal para evitar desconforto causado pela pressão negativa na cabeça.
3. Se o recipiente de limo estiver meio cheio, é recomendável esvaziá-lo antes de continuar a usá-lo. Isso evitará que o muco seja sugado para dentro da bomba e possivelmente danifique o dispositivo.

08. PRECAUÇÕES:

1. Não ligue o aspirador nasal durante o carregamento.
2. O dispositivo destina-se a ser utilizado apenas por adultos.
3. Não exponha o dispositivo a altas temperaturas, alta umidade ou luz solar direta.
4. O dispositivo foi especialmente projetado para remover o muco do nariz. Não deve ser usado para quaisquer outros fins!
5. Após cada utilização, lave com água os elementos destinados a esse fim e seque-os bem.
6. A unidade principal do aparelho não é à prova d'água - limpe-a com pano seco ou úmido, sem contato direto com água.
7. Não utilize agentes corrosivos para limpar o dispositivo.
8. Carregue a bateria até 100% a cada 2 meses se não for usá-la por um longo período.
9. Não use força excessiva ao colocar a ponta de sucção na cavidade nasal.
10. Durante o uso, a criança/bebê não deve prender a respiração, fechar a boca ou engolir nada. A pressão excessiva do vácuo pode causar um desequilíbrio na pressão do ouvido.
11. Se o seu filho sentir algum desconforto durante a utilização do dispositivo, pare de usá-lo imediatamente e consulte um médico.

12. Se o seu nariz apresentar feridas, inflamação ou sinais de sangramento, não utilize o aspirador nasal.

13. Não utilize o produto como brinquedo para crianças.

14. Não utilize o dispositivo se estiver danificado.

15. Não repare, desmonte ou modifique o dispositivo por conta própria. Eventuais irregularidades deverão ser avaliadas pelo serviço.

• Especificações técnicas:

Tensão de carregamento: DC 5V/1A

Potência máxima: máx. 5,5W

Tensão nominal: 3,7V/2500mAh

Tempo de carregamento: cerca de 3 horas

Níveis de intensidade: 9 níveis

Força de sucção: 65kPa ± 3kPa

Peso líquido do produto: 235g

Tamanho do produto: 95 mm x 45 mm

01. SEGURIDAD:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

02. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO [PÁGINA 2 - A]:

1. Luz de modo / 2. Botón de encendido / 3. Botón de música / 4. Lámpara / 5. Botón de ajuste de luz / 6. Botón de disminución de potencia de succión / 7. Botón de aumento de potencia de succión / 8. Succión / 9. Tubo / 10. Vaso recolector / 11. Punta de silicona / 12. Puerto de carga / 13. Indicador de brillo / 14. Indicador de música/volumen / 15. Indicador de nivel de batería.

03. DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO [PÁGINA 2 - B]:

1. Tapa del contenedor de slime / 2. Columna desviadora / 3. Parte inferior del contenedor de slime / 4. Tubo / 5. Cable de carga USB / 6. Pínpas / 7. Punta cónica / 8. Punta plana / 9. Punta angulada.

Nota: Antes de utilizar el aspirador nasal, asegúrese de comprender las características de cada punta y elija la adecuada según la edad de su hijo para garantizar un uso cómodo y eficaz.

Punta cónica: poco profunda, más adecuada para recién nacidos

Punta plana: profunda, para limpiar áreas de secreciones menos profundas

Punta angulada – muy profunda: para niños mayores de 2 años.

04. DESCRIPCIÓN DE USO DEL DISPOSITIVO:

1. Abra el recipiente colector e instale la columna de desviación en la parte inferior.
2. Cierre bien el recipiente recolector.
3. Seleccione la punta de succión y conéctela al recipiente de recolección.
4. Conecte el dispositivo y el vaso colector mediante el tubo.
5. Coloque suavemente la punta de succión dentro de la fosa nasal del niño para comenzar la extracción de moco.
6. Mantenga presionado el botón "encendido" para encender el dispositivo (presión prolongadamente nuevamente para apagarlo).
7. Utilice el botón "+" o "-" para ajustar la potencia de succión según sea necesario.
8. Si lo desea, active la música relajante usando el botón "melodía".
9. Después de limpiar la nariz del niño, apague el dispositivo y retire el vaso y el tubo de recolección.
10. Vacíe el recipiente colector y lave todos los componentes excepto la unidad principal (que no es resistente al agua).
11. Después de la limpieza, seque el dispositivo con un paño suave y

guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

05. CONSEJOS:

Para mejores resultados, si la mucosidad de la nariz del niño está seca, se recomienda utilizar solución salina para humedecerla antes de utilizar el aspirador nasal eléctrico.

06. LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:

1. Apague siempre la alimentación después de su uso.
2. Desconecte la punta de succión, el recipiente colector y la manguera y lávelos con agua.
3. Mantenga todos los componentes y el cuerpo del dispositivo limpios y secos después de su uso.
4. Las puntas de succión y el recipiente para mucosidad se pueden esterilizar en agua hirviendo o vapor, pero no en el microondas.
5. La unidad principal no es resistente al agua; no la lave con agua ni a altas temperaturas. Limpiar sólo con un paño húmedo.
6. Evite almacenar el producto bajo la luz solar directa o ambientes húmedos.

07. MEDIDAS DE SEGURIDAD:

1. NOTA: Al utilizar el dispositivo, la boca del niño debe estar abierta para asegurar un flujo de aire adecuado en la cavidad nasal y evitar molestias causadas por la presión negativa.
2. Evite bloquear la otra fosa nasal del bebé cuando use el aspirador nasal para evitar molestias por la presión negativa en la cabeza.
3. Si el recipiente para limo está medio lleno, se recomienda vaciarlo antes de seguir utilizándolo. Esto evitará que la mucosidad sea succionada por la bomba y posiblemente dañe el dispositivo.

08. PRECAUCIONES:

1. No encienda el aspirador nasal mientras se carga.
2. El dispositivo está diseñado para que lo utilicen únicamente adultos.
3. No exponga el dispositivo a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa.
4. El dispositivo está especialmente diseñado para eliminar la mucosidad de la nariz. ¡No debe usarse para ningún otro propósito!
5. Después de cada uso, lavar con agua los elementos destinados a tal fin y luego secarlos minuciosamente.
6. La unidad principal del dispositivo no es resistente al agua; límpiela con un paño seco o húmedo, sin contacto directo con el agua.
7. No utilice agentes corrosivos para limpiar el dispositivo.
8. Cargue la batería al 100% cada 2 meses si no la usa durante mucho tiempo.
9. No utilice fuerza excesiva al colocar la punta de succión en la cavidad nasal.

10. Durante el uso, el niño/bebé no debe contener la respiración, cerrar la boca ni tragar nada. Una presión de vacío excesiva puede provocar un desequilibrio en la presión del oído.

11. Si su niño/bebé siente alguna molestia mientras usa el dispositivo, deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico.

12. Si su nariz tiene llagas, inflamación o signos de sangrado, no utilice el aspirador nasal.

13. No utilice el producto como juguete para niños.

14. No utilice el dispositivo si está dañado.

15. No repare, desmonte ni modifique el dispositivo usted mismo.

Cualquier irregularidad deberá ser evaluada por el servicio.

Especificaciones técnicas:

Voltaje de carga: CC 5 V/1 A.
Potencia máxima: máx. 5,5W
Tensión nominal: 3,7 V/2500 mAh
Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas
Niveles de intensidad: 9 niveles
Fuerza de succión: 65kPa ± 3kPa
Peso neto del producto: 235g
Tamaño del producto: 95 mm × 45 mm

01. BEZPEČNOSŤ:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

02. POPIS ZARIADENIA [STRANA 2 - A]:

1. Kontrolka režimu / 2. Tlačidlo napájania / 3. Tlačidlo hubby / 4. Lampa / 5. Tlačidlo nastavenia svetla / 6. Tlačidlo zníženia sacieho výkonu / 7. Tlačidlo zvýšenia sacieho výkonu / 8. Odsávanie / 9. Rúrka / 10. Zberný pohár / 11. Silikónový hrot / 12. Nabíjaci port / 13. Indikátor jas / 14. Indikátor hubby/hlasnosti / 15. Indikátor stavu batérie.

03. POPIS PRÍSLUŠENSTVA [STRANA 2 - B]:

1. Veko nádoby na sliz / 2. Odvzdušiaci stĺpik / 3. Spodná časť nádoby na sliz / 4. Hadička / 5. USB nabíjaci kábel / 6. Pinzeta / 7. Kónický hrot / 8. Plochý hrot / 9. Šikmý hrot.

Poznámka: Pred použitím nosovej odsávačky sa uistite, že rozumiete vlastnostiam každej koncovky a vyberte si vhodnú na základe veku vášho dieťaťa, aby ste zaistili pohodlné a efektívne používanie.

Kónický hrot – plytký, najvhodnejší pre novorodencov
Plochý hrot – hlboký, na čistenie plytkých oblastí sekretov
Šikmý hrot – veľmi hlboký: pre deti od 2 rokov.

04. POPIS POUŽITIA ZARIADENIA:

1. Otvorte zbernú nádobu a nainštalujte odvzdušiaci stĺpik na spodok.
2. Bezpečne zatvorte zberný pohár.
3. Vyberte saciu koncovku a pripievajte ju k zbernej nádobe.
4. Pripojte zariadenie a zberný pohár pomocou hadičky.
5. Jemne umiestnite saciu koncovku do nosovej diery dieťaťa, aby ste začali s extrakciou hlienu.
6. Dlhým stlačením tlačidla „napájanie“ zariadenie zapnete (opätovným dlhým stlačením ho vypnete).
7. Pomocou tlačidla „+“ alebo „-“ upravte sací výkon podľa potreby.
8. Ak chcete, aktivujte upokojujúcu hudbu pomocou tlačidla „melódia“.
9. Po vyčistení nosa dieťaťa vypnite prístroj a odpojte zbernú nádobu a hadičku.
10. Vyprázdnite zbernú nádobu, umyte všetky súčasti okrem hlavnej jednotky (ktorá nie je vodotesná).
11. Po vyčistení zariadenie osušte mäkkou handričkou a uložte ho na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

05. TYPY:

Pre lepšie výsledky, ak je hlien v nose dieťaťa suchý, odporúča sa

použiť fyziologický roztok na jeho zvlhčenie pred použitím elektrickej nosovej odsávačky.

06. ČISTENIE A SKLADOVANIE:

1. Po použití vždy vypnite napájanie.
2. Odpojte saciu koncovku, zbernú nádobu a hadicu a umyte ich vodou.
3. Po použití udržiavajte všetky súčasti a telo zariadenia čisté a suché.
4. Odsávacie hroty a nádobu na hlien možno sterilizovať vo vriacej vode alebo pare, nie však v mikrovlnnej rúre.
5. Hlavná jednotka nie je vodotesná; Neumývajte ju vodou ani pri vysokých teplotách. Čistite iba vlhkou handričkou.
6. Neskladujte výrobok na priamom slnečnom svetle alebo vo vlhkom prostredí.

07. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

1. POZNÁMKA: Pri používaní zariadenia by mali byť ústa dieťaťa otvorené, aby sa zabezpečilo správne prúdenie vzduchu v nosovej dutine a zabránilo sa nepohodliu spôsobenému podtlakom.
2. Zabráňte upchatiu druhej nosovej diery dieťaťa pri používaní nosovej odsávačky, aby ste predišli nepríjemným pocitom z negatívneho tlaku v hlave.
3. Ak je nádoba na sliz do polovice plná, odporúča sa ju pred ďalším použitím vyprázdniť. Predídete tak nasatiu hlienu do pumpy a prípadnému poškodeniu prístroja.

08. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

1. Počas nabíjania nezapínajte nosovú odsávačku.
2. Zariadenie je určené len na používanie dospelými osobami.
3. Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám, vysokej vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu.
4. Prístroj je špeciálne navrhnutý na odstránenie hlienu z nosa. Nemal by sa používať na žiadne iné účely!
5. Po každom použití umyte prvky na tento účel určené vodou a potom ich dôkladne osušte.
6. Hlavná jednotka prístroja nie je vodotesná – čistite ju suchou alebo vlhkou handričkou, bez priameho kontaktu s vodou.
7. Na čistenie zariadenia nepoužívajte korozívne prostriedky.
8. Batériu nabíjajte na 100 % každé 2 mesiace, ak ju nebudete dlhší čas používať.
9. Pri vkladaní saciej koncovky do nosovej dutiny nepoužívajte nadmernú silu.
10. Počas používania by dieťa/dojča nemalo zdržiavať dych, zatvárať ústa ani nič prehltnúť. Nadmerný podtlak môže spôsobiť nerovnováhu tlaku v uchu.
11. Ak vaše dieťa/dojča pociťuje pri používaní zariadenia akékoľvek nepohodlie, okamžite ho prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.

12. Ak máte v nose rany, zápaly alebo známky krvácania, nosovú odsávačku nepoužívajte.

13. Nepoužívajte výrobok ako hračku pre deti.

14. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené.

15. Zariadenie sami neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte.

Akékoľvek nezhodnosti by mala posúdiť služba,

Technické špecifikácie:

Nabíjacie napätie: DC 5V/1A
Maximálny výkon: max
Nominálne napätie: 3,7V/2500mAh
Doba nabíjania: približne 3 hodiny
Úroveň intenzity: 9 úrovní
Sacia sila: 65kPa ± 3kPa
Čistá hmotnosť produktu: 235 g
Veľkosť produktu: 95 mm × 45 mm

01. ZABEZPEČENÍ:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

02. POPIS ZAŘÍZENÍ [STRANA 2 - A]:

1. Kontrolka režimu / 2. Tlačítko napájení / 3. Tlačítko Hudba / 4. Lampa / 5. Tlačítko nastavení světla / 6. Tlačítko snížení sacího výkonu / 7. Tlačítko zvýšení sacího výkonu / 8. Sání / 9. Tuba / 10. Sběrný kelímek / 11. Silikonová koncovka / 12. Nabíjecí port / 13. Indikátor jasu / 14. Indikátor hudby/hlasitosti / 15. Indikátor stavu baterie.

03. POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ [STRANA 2 - B]:

1. Víko nádoby na sliz / 2. Sloupec na odklon / 3. Spodní část nádoby na sliz / 4. Trubka / 5. USB nabíjecí kabel / 6. Pinzeta / 7. Kónický hrot / 8. Plochý hrot / 9. Siskrný hrot.

Poznámka: Před použitím nosní odsávačky se ujistěte, že rozumíte vlastnostem každé koncovky a vyberte si vhodnou na základě věku vašeho dítěte, abyste zajistili pohodlné a efektivní používání.

Kónický hrot – měkký, nejvhodnější pro novorozence
Plochý hrot – hluboký, pro čištění mělkých oblastí sekretů
Šikmá špička – velmi hluboká: pro děti od 2 let.

04. POPIS POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ:

1. Otevřete sběrnou nádobu a nainstalujte odváděcí kolonu na spodní straně.
2. Sběrnou nádobu bezpečně uzavřete.
3. Vyberte sací koncovku a připevněte ji ke sběrné nádobě.
4. Připojte zařízení a sběrnou nádobu pomocí hadičky.
5. Jemně umístěte sací hrot do nosní dírký dítěte, aby se započalo s odsáváním hlenu.
6. Dlouhým stisknutím tlačítka „napájení“ zařízení zapnete (dalším dlouhým stisknutím jej vypnete).
7. Pomocí tlačítka „-“ nebo „+“ upravte sací výkon podle potřeby.
8. V případě potřeby aktivujte uklidňující hudbu pomocí tlačítka „melodie“.
9. Po vyčištění nosu dítěte vypněte zařízení a odpojte sběrnou nádobu a hadičku.
10. Vyprázdněte sběrnou nádobu, umyjte všechny součásti kromě hlavní jednotky (která není vodotěsná).
11. Po vyčištění zařízení osušte měkkým hadříkem a uložte jej na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo.

05. TIPY:

Pro lepší výsledky, pokud je hlen v nose dítěte suchý, se doporučuje

použít fyziologický roztok k jeho navlhčení před použitím elektrické nosní odsávačky.

06. ČISTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ:

1. Po použití vždy vypněte napájení.
2. Odpojte sací koncovku, sběrnou nádobu a hadici a omýjte je vodou.
3. Po použití udržujte všechny součásti a tělo přístroje čisté a suché.
4. Sací koncovky a nádobu na hlen lze sterilizovat ve vroucí vodě nebo páře, ale ne v mikrovlnné troubě.
5. Hlavní jednotka není vodotěsná; Neomyjte je vodou ani při vysokých teplotách. Čistěte pouze vlhkým hadříkem.
6. Neskladujte výrobek na přímém slunci nebo ve vlhkém prostředí.

07. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

1. POZNÁMKA: Při používání zařízení by měla být ústa dítěte otevřená, aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu v nosní dutině a zabráněno se nepohodlí způsobenému podtlakem
2. Při používání nosní odsávačky zabraňte ucpaní druhé nosní dírký dítěte, abyste předešli nepohodlí způsobenému podtlakem v hlavě.
3. Pokud je nádoba na sliz z poloviny plná, doporučuje se ji před dalším použitím vyprázdnit. Zabráňte tak nasávání hlenu do pumpy a případnému poškození přístroje.

08. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

1. Během nabíjení nezapínejte nosní odsávačku.
2. Zařízení je určeno pouze pro dospělé.
3. Nevystavujte zařízení vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
4. Zařízení je speciálně navrženo k odstranění hlenu z nosu. Neměl by být používán pro žádné jiné účely!
5. Po každém použití prvky k tomu určené omýjte vodou a poté je důkladně osušte.
6. Hlavní jednotka zařízení není vodotěsná - čistěte ji suchým nebo vlhkým hadříkem, bez přímého kontaktu s vodou.
7. K čištění zařízení nepoužívejte korozivní prostředky.
8. Nabíjte baterii na 100 % každé 2 měsíce, pokud ji nebudete delší dobu používat.
9. Při vkládání sací koncovky do nosní dutiny nepoužívejte nadměrnou sílu.
10. Během používání by dítě/kojenec nemělo zadržovat dech, zavírat ústa ani nic spolknout. Nadměrný podtlak může způsobit nerovnováhu ušního tlaku.
11. Pokud vaše dítě/kojenec pociťuje při používání zařízení jakékoli nepohodlí, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
12. Pokud má váš nos vředy, zánět nebo známky krvácení, nosní odsávačku nepoužívejte.

13. Nepoužívejte výrobek jako hračku pro děti.
14. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.
15. Zařízení sami neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte. Jakékoli nesrovnalosti by měly být posouzeny službou.

Technické specifikace:

Nabíjecí napětí: DC 5V/1A
Maximální výkon: 5.5W
Jmenovité napětí: 3.7V/2500mAh
Doba nabíjení: přibližně 3 hodiny
Úrovně intenzity: 9 úrovní
Sací síla: 65kPa ± 3kPa
Čistá hmotnost produktu: 235 g
Velikost produktu: 95 mm x 45 mm



01. Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

02. Seadme kirjeldus [Ihehikülg 2 – A]:

1. Režiimi tuli / 2. Toitenupp / 3. Muusikanupp / 4. Lamp / 5. Valguse reguleerimise nupp / 6. Imemisvõimsuse vähendamise nupp / 7. Imemisvõimsuse suurendamise nupp / 8. Imemise nupp / 9. Toru / 10. Kogumistops / 11. Silikoonotsik / 12. Laadimisport / 13. Heleduse indikaator / 14. Muusika/helilugevuse indikaator / 15. Aku baater näidik.

03. LISASEADME KIRJELDUS [LEHT 2 – B]:

1. Limamahuti kaas / 2. Suunamiskolonn / 3. Limamahuti alumine osa / 4. Toru / 5. USB laadimiskaabel / 6. Pintsetid / 7. Kooniline ots / 8. Lame ots / 9. Nurga ots.

Märkus: Enne ninaaspiraatori kasutamist veenduge, et mõistate iga otsiku omadusi ja valite sobiva, mis põhineb teie lapse vanusel, et tagada mugav ja tõhus kasutamine.

Kooniline ots – madal, sobib kõige paremini vastsündinutele
Lame ots – sügav, madalamate kohtade puhastamiseks entisest
Nurga ots – väga sügav: üle 2-aastastele lastele.

04. SEADME KASUTAMISE KIRJELDUS:

1. Avage kogumistops ja paigaldage allasunamissammas.
2. Sulgege kogumistops kindlalt.
3. Valige imiots ja kinnitage see kogumistopsi külge.
4. Ühendage seade ja kogumistopsi toru abil.
5. Asetage imemisots õrnalt lapse ninasõõrmesse, et alustada lima eemaldamist.
6. Seadme sisselülitamiseks vajutage pikalt toitenuppu (väljalülitamiseks vajutage uuesti).
7. Kasutage "+" või "-" nuppu, et reguleerida imemisvõimsust vastavalt vajadusele.
8. Soovi korral aktiveerige "meloodia" nupu abil rahustav muusika.
9. Pärast lapse nina puhastamist lülitage seade välja ning eemaldage kogumistops ja toru.
10. Tühjendage kogumistops, peske kõik komponendid peale põhiseadme (mis ei ole veekindel).
11. Pärast puhastamist kuivatage seade pehme lapiga ja hoidke seda jahedas ja kuivas kohas, kaitsuna otse päikesevalguse eest.

05. NÕUANDED:

Kui lapse ninas olev lima on kuiv, on parema tulemuse

saavutamiseks enne elektrilise ninaaspiraatori kasutamist soovitatav seda niisutada soolalahusega.

06. PUHASTAMINE JA SÄILITAMINE:

1. Pärast kasutamist lülitage toide alati välja.
2. Ühendage lahti imemisotsik, kogumismahuti ja voolik ning peske neid veega.
3. Hoidke kõik komponendid ja seadme korpus pärast kasutamist puhtad ja kuivad.
4. Imiotsikuid ja limamahuti saab steriliseerida keevas vees või aurus, kuid mitte mikrolaineahjus.
5. Põhiseade ei ole veekindel. Ärge peske seda veega ega kõrgel temperatuuril. Puhastage ainult niiske lapiga.
6. Vältige toote hoidmist otse päikesevalguse käes või niiskes keskkonnas.

07. OHUTUSMEETMED:

1. **MARKUS.** Seadme kasutamisel peab lapse suu olema avatud, et tagada õige õhuvool ninaõõnes ja vältida alarõhust põhjustatud ebamugavusi.
2. Vältige nasaalse aspiraatori kasutamisel lapse teise ninasõõrme blokeerimist, et vältida pea alarõhku tekitatud ebamugavustunnet.
3. Kui limanõu on poollais, on soovitatav see enne edasist kasutamist tühjendada. See hoiab ära lima imemise pumba sisse ja seadme kahjustamise.

08. ETTEVAATUSABINÕUD:

1. Ärge lülitage ninaaspiraatori laadimise ajal sisse.
2. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele.
3. Ärge jätke seadet kõrgete temperatuuride, kõrge niiskuse ega otse päikesevalguse kätte.
4. Seade on spetsiaalselt ette nähtud lima eemaldamiseks ninast. Seda ei tohi kasutada muul otstarbel!
5. Pärast iga kasutuskorda peske selleks ettenähtud elemendid veega ja seejärel kuivatage põhjalikult.
6. Seadme põhiseade ei ole veekindel – puhastage seda kuiva või niiske lapiga, ilma otse kokku puuteta veega.
7. Ärge kasutage seadme puhastamiseks söövitavaid aineid.
8. Laadige akut 100% iga 2 kuu tagant, kui te seda pikka aega ei kasuta.
9. Ärge kasutage imemisotsa ninaõõnde asetamisel liigset jõudu.
10. Kasutamise ajal ei tohi laps/laps hinge kinni hoida, suud sulgeda ega midagi alla neelata. Liigne vaakumrõhk võib põhjustada kõrvarõhu tasakaalustamatust.
11. Kui teie laps/imik kogeb seadme kasutamise ajal ebamugavust, lõpetage kohe selle kasutamine ja konsulteerige arstiga.
12. Kui teie ninal on haavandeid, põletikke või verejooksu tunnuseid, ärge

kasutage ninaaspiraatorit.

13. Ärge kasutage toodet laste mänguasjana.
14. Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud.
15. Ärge parandage, võtke lahti ega muutke seadet ise. Talitus peaks hindama kõiki eeskirjade eiramisi.

Tehnilised andmed:

Laadimispinge: DC 5V/1A
Maksimaalne võimsus: max 5,5W
Nimiping: 3,7V/2500mAh
Laadimisaja: umbes 3 tundi
Intensiivsuse tasemed: 9 taset
Imemisjõud: 65kPa ± 3kPa
Toote netokaal: 235 g
Toote suurus: 95mm × 45mm

01. VARNOST:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

02. OPIS NAPRAVE [STRAN 2 - A]:

1. Lučka načina / 2. Gumb za vklop / 3. Gumb za glasbo / 4. Svetilka / 5. Gumb za nastavitve svetlobe / 6. Gumb za zmanjšanje sesalne moči / 7. Gumb za povečanje sesalne moči / 8. Sesanje / 9. Cev / 10. Zbira škodljivca / 11. Silikonska konica / 12. Vrata za polnjenje / 13. Indikator svetlosti / 14. Indikator glasbe/glasnosti / 15. Indikator napolnjenosti baterije.

03. OPIS DODATNEGA PRIBORA [STRAN 2 - B]:

1. Pokrov posode za sluz / 2. Odvodni stolpec / 3. Spodnji del posode za sluz / 4. Cev / 5. USB polnilni kabel / 6. Pinceta / 7. Stožčasta konica / 8. Ploščata konica / 9. Oglata konica.

Opomba: Pred uporabo nosnega aspiratorja se prepričajte, da razumete značilnosti vsake konice in izberite ustrezno glede na starost vašega otroka, da zagotovite udobno in učinkovito uporabo.

Stožčasta konica – plitva, najbolj primerna za novorojenčke
Ploščata konica – globoka, za čiščenje plitvejših predelov izločkov
Poševna konica – zelo globoka, za otroke nad 2 leti.

04. OPIS UPORABE NAPRAVE:

1. Odprite zbiralno posodo in na dno namestite preusmerjevalni steber.
2. Dobro zaprite zbiralno posodo.
3. Izberite sesalno konico in jo pritrdite na zbiralno posodo.
4. Povežite napravo in zbiralno posodo s cevjo.
5. Nežno namestite sesalno konico v otrokovo nosnico, da začnete ekstrakcijo sluzi.
6. Dolgo pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo (dolgo pritisnite gumb, da jo izklopite).
7. Uporabite gumb "+" ali "-" da po potrebi prilagodite sesalno moč.
8. Po želji vključite pomirjujočo glasbo z gumbom "melodija".
9. Ko otroku očistite nos, izklopite napravo in odstranite zbiralno posodo in cev.
10. Izpraznite posodo za zbiranje, operite vse komponente razen glavne enote (ki ni vodotesna).
11. Po čiščenju napravo osušite z mehko krpo in jo shranite na hladnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.

05. NASVETI:

Če je sluz v otrokovem nosu suha, je za boljše rezultate priporočljivo,

da jo pred uporabo električnega nosnega aspiratorja navlažite s fiziološko raztopino.

06. ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE:

1. Po uporabi vedno izklopite napajanje.
2. Odklopite sesalno konico, zbiralno posodo in cev ter jih operite z vodo.
3. Po uporabi naj bodo vse komponente in ohišje naprave čisti in suhi.
4. Sesalne konice in posodo za sluz lahko sterilizirate v vreli vodi ali pari, vendar ne v mikrovalovni pečici.
5. Glavna enota ni vodotesna; Ne umivajte ga z vodo ali pri visokih temperaturah. Čistite samo z vlažno krpo.
6. Izogibajte se shranjevanju izdelka na neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem okolju.

07. BEZPEČNOSTNE OPATRENIA:

1. POZNAMKA: Pri použivanju zariadenia by mali byť ústa dieťaťa otvorené, aby sa zabezpečilo správne prúdenie vzduchu v nosovej dutine a zabránilo sa nepohodliu spôsobenému podtlakom
2. Zabráňte upchatiu druhej nosovej diery dieťaťa pri používaní nosovej odsávačky, aby ste predišli nepríjemným pocitom z negatívneho tlaku v hlave.
3. Ak je nádoba na sliz do polovice plná, odporúča sa ju pred ďalším použitím vyprázdiť. Predídete tak nasatiu hlienu do pumpy a prípadnému poškodeniu prístroja.

08. BEZPEČNOSTNE OPATRENIA:

1. Počas nabíjania nezapínajte nosovú odsávačku.
2. Zariadenie je určené len na používanie dospelými osobami.
3. Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám, vysokej vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu.
4. Prístroj je špeciálne navrhnutý na odstránenie hlienu z nosa. Nemaľ by sa používať na žiadne iné účely!
5. Po každom použití umyte prvky na tento účel určené vodou a potom ich dôkladne osušte.
6. Hlavná jednotka prístroja nie je vodotesná – čistite ju suchou alebo vlhkou handričkou, bez priameho kontaktu s vodou.
7. Na čistenie zariadenia nepoužívajte korozívne prostriedky.
8. Batériu nabíjajte na 100 % každé 2 mesiace, ak ju nebudete dlhší čas používať.
9. Pri vkladani sacej koncovky do nosovej dutiny nepoužívajte nadmernú silu.
10. Med uporabo otrok/dojenček ne sme zadrževati diha, zapreti ust ali ničesar pogoltniti. Previsok vakuumski tlak lahko povzroči neravnovesje v ušesnem tlaku.
11. Če vaš otrok/dojenček med uporabo naprave občuti nelagodje, jo takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.

12. Če ima vaš nos rane, vnetja ali znake krvavitve, ne uporabljajte nosnega aspiratorja.

13. Izdelka ne uporabljajte kot igračo za otroke.

14. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana.

15. Naprave ne popravljajte, razstavljajte ali spreminjajte sami. Morebitne nepravilnosti naj omeni servis.

Tehnične specifikacije:

Polnilna napetost: DC 5V/1A
Največja moč: max 5,5 W
Nazivna napetost: 3,7V/2500mAh
Čas polnjenja: približno 3 ure
Stopnja intenzivnosti: 2 stopenji
Sesalna sila: 65kPa ± 3kPa
Neto teža izdelka: 235g
Velikost izdelka: 95 mm x 45 mm

01. DROŠĪBA:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

02. IERĪCES APRAKSTS [2. LAPA — A]:

1. Režīma indikators / 2. Barošanas poga / 3. Mūzikas poga / 4. Lampa / 5. Gaismas regulēšanas poga / 6. Sūkšanas jaudas samazināšanas poga / 7. Sūkšanas jaudas palielināšanas poga / 8. Sūkšanas / 9. Caurule / 10. Savākšanas krūze / 11. Silikona uzgalis / 12. Uzlādes ports / 13. Spīgtuma indikators / 14. Mūzikas/skaļuma indikators / 15. Akumulatora līmeņa indikators.

03. PIEDERUMA APRAKSTS [2. LAPA - B]:

1. Gļotu tvertnes vāks / 2. Novirzīšanas kolonna / 3. Gļotu tvertnes apakšējā daļa / 4. Caurule / 5. USB lādēšanas kabelis / 6. Pincete / 7. Konisks uzgalis / 8. Plakans uzgalis / 9. Lenķiskais uzgalis.

Piezīme: Pirms deguna aspiratora lietošanas pārliecinieties, ka izprotat katru uzgaļa īpašības un izvēlieties atbilstošu, ņemot vērā bērna vecumu, lai nodrošinātu ērtu un efektīvu lietošanu.

Konisks gals – sekla, vispiemērotākā jaundzimušajiem
Plakans gals – dziļš, seklāku sekrēciju vietu attīrīšanai
Lenķiskais gals – ļoti dziļš: bērniem no 2 gadu vecuma.

04. IERĪCES LIETOŠANAS APRAKSTS:

- Atveriet savākšanas krūzi un uzstādiet novirzīšanas kolonnu apakšā.
- Droši aizveriet savākšanas krūzi.
- Izvēlieties sūkšanas galu un pieslēpiet to savākšanas krūzei.
- Savienojiet ierīci un savākšanas krūzi, izmantojot cauruli.
- Uzmanīgi ievietojiet sūkšanas galu bērna nāsī, lai sāktu gļotu ekstrakciju.
- Turiet nospiestu pogu "barošana", lai ieslēgtu ierīci (nospiediet vēlreiz, lai to izslēgtu).
- Izmantojiet pogu "+" vai "-", lai pēc vajadzības pielāgotu sūkšanas jaudu.
- Ja vēlaties, aktivizējiet nomierinošu mūziku, izmantojot pogu "melodija".
- Pēc bērna deguna iztīrīšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet savākšanas krūzi un cauruli.
- Iztukšojiet savākšanas krūzi, nomazgājiet visas sastāvdaļas, izņemot galveno bloku (kas nav ūdensizturīgs).
- Pēc tīrīšanas nosusiniet ierīci ar mikstu drāniņu un uzglabājiet to vēsā, sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem.

05. PADOMI:

Lai iegūtu labākus rezultātus, ja bērns deguna gļotas ir sausas, pirms elektriskā deguna aspiratora lietošanas ieteicams to samitrināt ar fizioloģisko šķīdumu.

06. TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA:

- Pēc lietošanas vienmēr izslēdziet strāvu.
- Atvienojiet sūkšanas galu, savākšanas tvertni un šūteni un nomazgājiet tos ar ūdeni.
- Pēc lietošanas uzglabājiet visas sastāvdaļas un ierīces korpusu tīrus un sausus.
- Sūkšanas uzgaļus un gļotu tvertni var sterilizēt verdošā ūdenī vai tvaikos, bet ne mikroviļņu krāsnī.
- Galvenā iekārta nav ūdensizturīga; Nemazgājiet to ar ūdeni vai augstā temperatūrā. Tīriet tikai ar mitru drānu.
- Izvaieties no produkta glabāšanas tiešos saules staros vai mitrā vidē.

07. DROŠĪBAS PASĀKUMI:

- PIEZĪME:** Lietojot ierīci, bērns mutei jābūt atvērtai, lai nodrošinātu pareizu gaisa plūsmu deguna dobumā un izvairītos no diskomforta, ko rada negatīvs spiediens.
- Lietojot deguna aspiratoru, izvairieties no bērna otras nāsīs bloķēšanas, lai novērstu diskomfortu, ko rada negatīvs spiediens galvā.
- Ja gļotu tvertne ir līdz pusei pilna, pirms turpmākas lietošanas ieteicams to iztukšot. Tas novērsīs gļotu iesūkšanas sūkni un, iespējams, ierīces bojājumus.

08. PIESARDZĪBAS PASĀKUMI:

- Uzlādes laikā neieslēdziet deguna aspiratoru.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai pieaugušajiem.
- Nepaļaujiet ierīci augstas temperatūras, augsta mitruma vai tiešas saules gaismas iedarbībai.
- Ierīce ir īpaši paredzēta gļotu norīšanasai no deguna. To nedrīkst izmantot citiem mērķiem!
- Pēc katras lietošanas reizes nomazgājiet šim nolūkam paredzētos elementus ar ūdeni un pēc tam rūpīgi nosusiniet.
- Ierīces galvenais bloks nav ūdensizturīgs – notīriet to ar sausu vai mitru drānu, bez tieša kontakta ar ūdeni.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet kodīgus līdzekļus.
- Uzlādējiet akumulatoru līdz 100% ik pēc 2 mēnešiem, ja nelietojat to ilgu laiku.
- Nelietojiet pārmērīgu spēku, ievietojot sūkšanas galu deguna dobumā.
- Lietošanas laikā bērnam/zīdaiņam nevajadzētu aizturēt elpu, aizvērt muti un neko norīt. Pārmērīgs vakuuma spiediens var izraisīt auss spiediena nelīdzsvarotību.
- Ja jūsu bērns/zīdaiņš ierīces lietošanas laikā izjūt diskomfortu,

nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

12. Ja degunā ir čūlas, iekaisums vai asiņošanas pazīmes, nelietojiet deguna aspiratoru.

13. Neizmantojiet produktu kā rotaļlietu bērniem.

14. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta.

15. Nelabojiet, neizjauciet un nepārveidojiet ierīci pats. Jebkuri pārkāpumi ir jānovērtē dienestam.

Tehniskās specifikācijas:

Uzlādes spriegums: DC 5V/1A
Maksimālā jauda: max 5.5W
Nominālais spriegums: 3.7V/2500mAh
Uzlādes laiks: apmēram 3 stundas
Intensitātes līmeņi: 9 līmeņi
Sūkšanas spēks: 65kPa ± 3kPa
Produkta neto svars: 235g
Produkta izmērs: 95mm × 45mm

01. SAUGUMAS:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

02. ĮRENGINIO APRAŠAS [2 PUSLAPIS – A]:

1. Režimo įjungė / 2. Maitinimo mygtukas / 3. Muzikos mygtukas / 4. Lempa / 5. Šviesos reguliavimo mygtukas / 6. Siurbimo galios mažinimo mygtukas / 7. Siurbimo galios didinimo mygtukas / 8. Siurbimas / 9. Vamzdis / 10. Surinkimo puodelis / 11. Silikoninis antgalis / 12. Įkrovimo priedas / 13. Ryškumo indikatorius / 14. Muzikos / garsumo indikatorius / 15. Baterijos lygio indikatorius.

03. PRIEDŲ APRAŠYMAS [PUSL. 2 - B]:

1. Dumblių talpyklos dangtelis / 2. Nukreipimo kolonėlė / 3. Apatinė dumblių talpyklos dalis / 4. Vamzdis / 5. USB įkrovimo laidas / 6. Pinetas / 7. Kūginis antgalis / 8. Ploščias antgalis / 9. Kampinis antgalis.

Pastaba: prieš naudodami nosies aspiratorių įsitikinkite, kad suprantate kiekvieno antgalio ypatybes ir pagal vaiko amžių pasirinkite tinkamą, kad užtikrintumėte patogų ir efektyvų naudojimą.

Kūginis galiukas – negili, labiausiai tinka naujagimiams
Ploščias galiukas – gilus, skirtas seklesnėmis išskyroms vietoms valyti
Kampinis antgalis – labai gilus: vaikams nuo 2 metų.

04. PRIETAISO NAUDOJIMO APRAŠAS:

1. Atidarykite surinkimo taurę ir apdžioje įstatykite nukreipimo kolonėlę.
2. Saugiai uždarykite surinkimo puodelį.
3. Pasirinkite siurbimo antgalį ir pritvirtinkite jį prie surinkimo puodelio.
4. Sujunkite prietaisą ir surinkimo taurę naudodami vamzdelį.
5. Švelniai įkiškite siurbimo antgalį į vaiko šnervę, kad pradėtumėte gleivių ištraukimą.
6. Ilgai paspauskite „maitinimo“ mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį (ilgai paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte).
7. Mygtuku „-“ arba „+“ sureguliuokite siurbimo galią pagal poreikį.
8. Jei norite, mygtuku „melodija“ įjunkite raminančią muziką.
9. Išvalę vaiko nosį, išjunkite prietaisą ir nuimkite surinkimo puodelį ir vamzdelį.
10. Ištuštinkite surinkimo puodelį, išplaukite visus komponentus, išskyrus pagrindinį bloką (kuris nėra atsparus vandeniui).
11. Išvalę įrenginį nusauskite minkštu skudurėliu ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių.

05. PATARIMAI:

Siekiant geresnių rezultatų, jei gleivės vaiko nosyje yra sausos, prieš

naudojant elektrinį nosies aspiratorių rekomenduojama jas sudrėkinti fiziologiniu tirpalu.

06. VALYMAS IR SANDĖLIAVIMAS:

1. Po naudojimo visada išjunkite maitinimą.
2. Atjunkite siurbimo antgalį, surinkimo indą ir žarną ir nuplaukite vandeniu.
3. Po naudojimo visi komponentai ir prietaiso korpusas turi būti švarūs ir sausi.
4. Siurbimo antgalius ir gleivių talpyklą galima sterilizuoti verdančiame vandenyje arba garuose, bet ne mikrobangų krosnelėje.
5. Pagrindinis blokas nėra atsparus vandeniui; Neplaukite jo vandeniui arba aukštoje temperatūroje. Valykite tik drėgna šluoste.
6. Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose arba drėgnose aplinkose.

07. SAUGOS PRIEMONĖS:

1. PASTABA: naudojant prietaisą, vaiko burna turi būti atidaryta, kad būtų užtikrintas tinkamas oro srautas nosies ertmėje ir būtų išvengta diskomforto, kurį sukelia neigiamas slėgis.
2. Neužkimškite kitos kūdikio šnervės, kai naudojate nosies aspiratorių, kad išvengtumėte diskomforto dėl neigiamo spaudimo galvoje.
3. Jei dumblo talpykla yra pusiau pilna, prieš tolesnį naudojimą rekomenduojama ją ištuštinti. Taip išvengsite gleivių įsiurbimo į siurbtį ir galbūt sugadinsite prietaisą.

08. ATSARGUMO PRIEMONĖS:

1. Neįjunkite nosies aspiratoriaus kraunant.
2. Prietaisas skirtas naudoti tik suaugusiems.
3. Nelaikykite prietaiso nuo aukštos temperatūros, didelės drėgmės ar tiesioginių saulės spindulių.
4. Prietaisas specialiai sukurtas gleivėms iš nosies pašalinti. Jis neturėtų būti naudojamas jokiems kitiems tikslams!
5. Po kiekvieno naudojimo šiam tikslui skirtus elementus nuplaukite vandeniu ir gerai išdžiovinkite.
6. Pagrindinis įrenginio blokas nėra atsparus vandeniui – nuvalykite jį sausa arba drėgna šluoste, be tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
7. Prietaisui valyti nenaudokite korozinių medžiagų.
8. Įkraukite akumuliatorių iki 100% kas 2 mėnesius, jei nenaudojate jo ilgą laiką.
9. Įdėdami siurbimo antgalį į nosies ertmę, nenaudokite per didelės jėgos.
10. Naudojimo metu vaikas/kūdikis neturėtų sulaikyti kvėpavimo, uždaryti burnos ar nieko nuryti. Per didelį vakuuminį slėgį gali sukelti ausies slėgio disbalansas.
11. Jei jūsų vaikas/kūdikis jaučia diskomfortą naudodamas įrenginį, nedelsdami nustokite jį naudoti ir kreipkitės į gydytoją.

12. Jei nosyje yra opų, uždegimų ar kraujavimo požymių, nenaudokite nosies aspiratoriaus.
13. Nenaudokite gaminio kaip žaislo vaikams.
14. Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas.
15. Netaisykite, neardykite ir nemodifikuokite įrenginio patys. Bet kokius pažeidimus turėtų įvertinti tarnyba.

Techninės specifikacijos:

Įkrovimo įtampa: DC 5V/1A
Maksimali galia: max 5.5W
Nominali įtampa: 3.7V/2500mAh
Įkrovimo laikas: apie 3 valandas
Intensyvumo lygiai: 9 lygiai
Siurbimo jėga: 65kPa ± 3kPa
Produkto neto svoris: 235g
Gaminio dydis: 95mm × 45mm



01. Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

02. Descrierea dispozitivului [pagina 2 - A]:

1. Lumină de mod / 2. Buton de pomire / 3. Buton de muzică / 4. Lampă / 5. Buton de reglare a luminii / 6. Buton de scădere a puterii de aspirație / 7. Buton de creștere a puterii de aspirație / 8. Aspirație / 9. Tub / 10. Cană de colectare / 11. Vârf din silicon / 12. Port de încărcare / 13. Indicator de luminizatoare / 14. Indicator de muzică/volum / 15. Indicator nivel baterie.

03. DESCRIEREA ACCESORIILOR [PAGINA 2 - B]:

1. Capacul recipientului pentru slime / 2. Coloana de deviere / 3. Partea inferioară a recipientului slime / 4. Tub / 5. Cablu de încărcare USB / 6. Pensetă / 7. Vârf conic / 8. Vârf plat / 9. Vârf înclinat.

Notă: Înainte de a utiliza aspiratorul nazal, asigurați-vă că înțelegeți caracteristicile fiecărui vârf și îl alegeți pe cel potrivit în funcție de vârsta copilului dumneavoastră pentru a asigura o utilizare confortabilă și eficientă.

Vârf conic – puțin adânc, cel mai potrivit pentru nou-născuți
Vârf plat – adânc, pentru curățarea zonelor mai puțin adânci de secreții
Vârf înclinat – foarte adânc: pentru copii cu vârsta peste 2 ani.

04. DESCRIEREA UTILIZĂRII DISPOZITIVULUI:

1. Deschideți paharul de colectare și instalați coloana de deviere în partea de jos.
2. Închideți bine paharul de colectare.
3. Selectați vârful de aspirație și atașați-l la cupa de colectare.
4. Conectați dispozitivul și paharul de colectare folosind tubul.
5. Așezați ușor vârful de aspirație în interiorul nării copilului pentru a începe extracția mucusului.
6. Apăsăți lung butonul „power” pentru a porni dispozitivul (apăsăți lung din nou pentru a-l opri).
7. Folosiți butonul „-” sau „+” pentru a regla puterea de aspirație după cum este necesar.
8. Dacă doriți, activați muzica liniștitoare folosind butonul „melodie”.
9. După ce curățați nasul copilului, opriți aparatul și detașați cana și tubul de colectare.
10. Goliți paharul de colectare, spălați toate componentele cu excepția unității principale (care nu este impermeabilă).
11. După curățare, uscați dispozitivul cu o cârpă moale și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui.

05. SFATURI:

Pentru rezultate mai bune, dacă mucusul din nasul copilului este uscat, se recomandă utilizarea soluției saline pentru a o umezi înainte de a utiliza aspiratorul nazal electric.

06. CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE:

1. Opriți întotdeauna alimentarea după utilizare.
2. Deconectați vârful de aspirație, recipientul de colectare și furtunul și spălați-le cu apă.
3. Păstrați toate componentele și corpul dispozitivului curate și uscate după utilizare.
4. Vârful de aspirație și recipientul pentru mucus pot fi sterilizate în apă clocotită sau abur, dar nu în cuptorul cu microunde.
5. Unitatea principală nu este impermeabilă; Nu-l spălați cu apă sau la temperaturi ridicate. Curățați numai cu o cârpă umeză.
6. Evitați depozitarea produsului în lumina directă a soarelui sau în medii umede.

07. MĂSURI DE SIGURANȚĂ:

1. **NOTĂ:** Când utilizați dispozitivul, gura copilului trebuie să fie deschisă pentru a asigura un flux adecvat de aer în cavitatea nazală și pentru a evita disconfortul cauzat de presiunea negativă
2. Evitați blocarea celeilalte nări a bebelușului atunci când utilizați aspiratorul nazal pentru a preveni disconfortul cauzat de presiunea negativă în cap.
3. Dacă recipientul pentru slime este plin pe jumătate, se recomandă golirea lui înainte de utilizare ulterioară. Acest lucru va preveni aspirarea mucusului în pompă și, eventual, deteriorarea dispozitivului.

08. PRECAUȚII:

1. Nu porniți aspiratorul nazal în timpul încărcării.
2. Dispozitivul este destinat utilizării numai de către adulți.
3. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau lumina directă a soarelui.
4. Aparatul este special conceput pentru a elimina mucusul din nas. Nu trebuie folosit în alte scopuri!
5. După fiecare utilizare, spălați elementele destinate acestui scop cu apă și apoi uscați-le bine.
6. Unitatea principală a dispozitivului nu este impermeabilă - curățați-o cu o cârpă uscată sau umeză, fără contact direct cu apa.
7. Nu utilizați agenți corozivi pentru a curăța dispozitivul.
8. Încărcați bateria la 100% la fiecare 2 luni dacă nu o folosiți o perioadă lungă de timp.
9. Nu folosiți forță excesivă când introduceți vârful de aspirație în cavitatea nazală.
10. În timpul utilizării, copilul/sugarul nu trebuie să-și țină respirația, să

închidă gura sau să înghiță nimic. Presiunea excesivă a vidului poate cauza un dezechilibru în presiunea urechii.

11. Dacă copilul/sugarul dumneavoastră se confruntă cu orice disconfort în timpul utilizării dispozitivului, încetați imediat să îl utilizați și consultați un medic.
12. Dacă nasul dumneavoastră are răni, inflamații sau semne de sângerare, nu utilizați aspiratorul nazal.
13. Nu utilizați produsul ca jucărie pentru copil.
14. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
15. Nu reparați, dezamblați sau modificați singur dispozitivul. Orice neregulă ar trebui să fie evaluată de către service.

● Specificații tehnice:

Tensiune de încărcare: DC 5V/1A
Putere maxima: max 5,5W
Tensiune nominală: 3,7V/2500mAh
Timp de încărcare: aproximativ 3 ore
Nivele de intensitate: 9 nivele
Forța de aspirație: 65kPa ± 3kPa
Greutate netă a produsului: 235 g
Dimensiunea produsului: 95 mm × 45 mm

01. BIZTONSÁG:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

02. ESZKÖZ LEÍRÁSA [2. OLDAL - A]:

1. Üzemmod jelzőfény / 2. Bekapcsológomb / 3. Zene gomb / 4. Lámpa / 5. Fénybeállító gomb / 6. Szívóteljesítmény csökkentő gomb / 7. Szívóteljesítmény növelő gomb / 8. Szívás / 9. Cső / 10. Gyűjtőpohár / 11. Szilikon hegy / 12. Töltőcsatlakozó / 13. Fényerő jelző / 14. Zenehangrő jelző / 15. Elem töltöttségi szint jelző.

03. TARTOZÉK LEÍRÁS [2. OLDAL - B]:

1. A nyálkataratly fedele / 2. Elterelő oszlop / 3. A nyálkataratly alsó része / 4. Cső / 5. USB töltőkábel / 6. Cspesz / 7. Kúpos hegy / 8. Lapos hegy / 9. Ferde hegy.

Megjegyzés: Az orrszívó használata előtt győződjön meg arról, hogy megértette az egyes hegyek jellemzőit, és gyermeke életkorának megfelelően válassza ki a megfelelőit a kényelmes és hatékony használat érdekében.

Kúpos hegy – sekély, leginkább üszültek számára alkalmas
Lapos hegy – mély, a sekélyebb váladékok tisztítására
Ferde hegy – nagyon mély: 2 év feletti gyermekek számára.

04. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁNAK LEÍRÁSA:

1. Nyissa ki a gyűjtőpoharat, és szerelje fel az elterelő oszlopot alul.
2. Zárja le biztonságosan a gyűjtőedényt.
3. Válassza ki a szívócsúcsot, és rögzítse a gyűjtőpohárhoz.
4. Csatlakoztassa a készüléket és a gyűjtőpoharat a cső segítségével.
5. Finoman helyezze a szívóhegyet a gyermek orrlukába a nyálkakivonás megkezdéséhez.
6. Tartsa lenyomva a "bekapcsoló" gombot a készülék bekapcsolásához (hosszan nyomja meg ismét a kikapcsoláshoz).
7. A "+" vagy a "-" gombbal állítsa be a szívóteljesítményt szükség szerint.
8. Ha szükséges, aktiválja a nyugtató zenét a "dallam" gombbal.
9. Miután kitisztította a gyermek orrát, kapcsolja ki a készüléket, és vegye le a gyűjtőpoharat és a csövet.
10. Ürítse ki a gyűjtőpoharat, mossa el az összes alkatrészt, kivéve a főegységet (amely nem vízálló).
11. Tisztítás után törölje szárazra a készüléket egy puha ruhával, és tárolja hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve.

05. TÍPPEK:

A jobb eredmény érdekében, ha a gyermek orrában a nyálka kiszáradt, sóddalval javasolt nedvesíteni az elektromos orrszívó használata előtt.

06. TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

1. Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket.
2. Válassza le a szívócsúcsot, a gyűjtőedényt és a tömlőt, és mossa le vízzel.
3. Használat után tartsa tisztán és szárazon az összes alkatrészt és a készülék testét.
4. A szívóhegyek és a nyálkataratly sterilizálható forrásban lévő vízben vagy gőzben, de nem mikrohullámú sütőben.
5. A fő egység nem vízálló; Ne mossa le vízzel vagy magas hőmérsékleten. Csak nedves ruhával tisztítsa.
6. Ne tárolja a terméket közvetlen napfényben vagy párák környezetben.

07. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:

1. MEGJEGYZÉS: A készülék használatakor a gyermek szájának nyitva kell lennie, hogy biztosítsa a megfelelő levegőáramlást az orrüregben, és elkerülje a negatív nyomás okozta kényelmetlenséget.
2. Kerülje el a baba másik orrlukának elzárását az orrszívó használat közben, hogy elkerülje a fejben lévő negatív nyomás okozta kényelmetlenséget.
3. Ha a nyálkataratly félig tele van, további használat előtt javasolt kiüríteni. Ez megakadályozza, hogy nyálka szívja be a pumpát, és esetleg károsítsa a készüléket.

08. ÖVINTÉZKEDÉSEK:

1. Töltés közben ne kapcsolja be az orrszívót.
2. A készüléket csak felnőttek használhatják.
3. Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek.
4. A készüléket kifejezetten a nyálka eltávolítására tervezték az orrból. Más célra nem szabad használni!
5. Minden használat után mossa le vízzel az erre a célra szánt elemeket, majd szárítsa meg alaposan.
6. A készülék fő egysége nem vízálló - száraz vagy nedves ruhával tisztítsa meg anélkül, hogy vízzel közvetlenül érintkezne.
7. Ne használjon maró hatású szereket a készülék tisztításához.
8. Ha hosszabb ideig nem használja, 2 havonta tölts fel az akkumulátort 100%-ra.
9. Ne alkalmazzon túlzott erőt, amikor a szívócsúcsot az orrüregbe helyezi.
10. Használat közben a gyermek/csecsemő ne tartsa vissza a lélegzetét, ne zárja be a száját és ne nyeljen le semmit. A túlzott vákuumnyomás egyensúlyhiányt okozhat a fülnyomásban.

11. Ha gyermeke/csecsemője bármilyen kényelmetlenséget érez a készülék használata közben, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz.

12. Ha az orrán sebek, gyulladások vagy vérzés jelei vannak, ne használja az orrszívót.
13. Ne használja a terméket gyermekjátékként.
14. Ne használja a készüléket, ha az sérült.
15. Ne javítsa, szerelje szét vagy módosítsa saját maga a készüléket. Az esetleges szabálytalanságokat a szolgálatnak értékelnie kell.

Műszaki adatok:

Töltőfeszültség: DC 5V/1A
Maximális teljesítmény: 5,5W
Névleges feszültség: 3,7V/2500mAh
Töltési idő: kb 3 óra
Intenzitási fokozatok: 9 fokozat
Szívóerő: 65kPa ± 3kPa
A termék nettó tömege: 235 g
A termék mérete: 95mm x 45mm

01. ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

02. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ [ΣΕΛΙΔΑ 2 - Α]:

1. Λύχνια λειτουργίας / 2. Κομπιτί λειτουργίας / 3. Κομπιτί μουσικής / 4. Λάμπα / 5. Κομπιτί ρύθμισης φωτός / 6. Κομπιτί μείωσης ισχύος αναρρόφησης / 7. Κομπιτί αύξησης ισχύος αναρρόφησης / 8. Αναρρόφηση / 9. Σωλήνα / 10. Κύπελλο συλλογής / 11. Μύτη σιλικόνης / 12. Θύρα φόρτισης / 13. Ένδειξη φωτεινότητας / 14. Ένδειξη μουσικής έντασης / 15. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας.

03. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΕΣΟΡΙΑ [ΣΕΛΙΔΑ 2 - Β]:

1. Καπάκι του δοχείου λάστιχ / 2. Στήλη εκτροπής / 3. Κάτω μέρος του δοχείου λάστιχ / 4. Σωλήνας / 5. Καλώδιο φόρτισης USB / 6. Τσιμπίδα / 7. Κωνική άκρη / 8. Επίπεδη άκρη / 9. Γωνιακή άκρη.

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε τη ρινική αναρρόφηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τα χαρακτηριστικά κάθε άκρης και επιλέξετε την κατάλληλη με βάση την ηλικία του παιδιού σας για να εξασφαλίσετε άνετη και αποτελεσματική χρήση.

Κωνική άκρη – ρηχή, πιο κατάλληλη για νεογμένα
Επίπεδη άκρη – βαθιά, για καθαρισμό ρηχών περιοχών εκκρίσεων
Γωνιακή άκρη – πολύ βαθιά: για παιδιά άνω των 2 ετών.

04. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Ανοίξτε το κύπελλο συλλογής και τοποθετήστε τη στήλη εκτροπής στο κάτω μέρος.
2. Κλείστε καλά το δοχείο συλλογής.
3. Επιλέξτε το άκρο αναρρόφησης και στερεώστε το στο δοχείο συλλογής.
4. Συνδέστε τη συσκευή και το κύπελλο συλλογής χρησιμοποιώντας το σωλήνα.
5. Τοποθετήστε απαλά το άκρο αναρρόφησης μέσα στο ρουθούνι του παιδιού για να ξεκινήσει η εξαγωγή βλέννας.
6. Πατήστε παρπατεμένα το κομπιτί «τροφοδοσίας» για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (πατήστε ξανά παρπατεμένα για να την απενεργοποιήσετε).
7. Χρησιμοποιήστε το κομπιτί "+" ή "*" για να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης όπως απαιτείται.
8. Εάν θέλετε, ενεργοποιήστε την χαλαρωτική μουσική χρησιμοποιώντας το κομπιτί "μελωδία".

9. Αφού καθαρίσετε τη μύτη του παιδιού, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το κύπελλο συλλογής και το σωλήνα.

10. Αδειάστε το δοχείο συλλογής, πλύνετε όλα τα εξαρτήματα εκτός από την κύρια μονάδα (η οποία δεν είναι αδιάβροχη).

11. Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί και αποθηκεύστε τη σε δροσερό, στεγνό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

05. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

Για καλύτερα αποτελέσματα, εάν η βλέννα στη μύτη του παιδιού είναι στεγνή, συνιστάται η χρήση αλατούχου διαλύματος για υγρανση του πριν από τη χρήση του ηλεκτρικού ρινικού αναρροφητή.

06. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

1. Πάντα να απενεργοποιείτε το ρεύμα μετά τη χρήση.
2. Αποσυνδέστε το άκρο αναρρόφησης, το δοχείο συλλογής και τον εύκαμπτο σωλήνα και πλύντε τα με νερό.
3. Διατηρείτε όλα τα εξαρτήματα και το σώμα της συσκευής καθαρά και στεγνά μετά τη χρήση.
4. Οι άκρες αναρρόφησης και το δοχείο βλέννας μπορούν να αποστειρωθούν σε βραστό νερό ή ατμό, αλλά όχι στο φούρνο μικροκυμάτων.
5. Η κύρια μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. Μην το πλένετε με νερό ή σε υψηλές θερμοκρασίες. Καθαρίστε μόνο με ένα υγρό πανί.
6. Αποφύγετε την αποθήκευση του προϊόντος σε άμεσο ηλιακό φως ή υγρά περιβάλλοντα.

07. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, το στόμα του παιδιού πρέπει να είναι ανοιχτό για να διασφαλίζεται η σωστή ροή αέρα στη ρινική κοιλότητα και να αποφεύγεται η ενόχληση που προκαλείται από την αρνητική πίεση.
2. Αποφύγετε να φράξετε το άλλο ρουθούνι του μωρού όταν χρησιμοποιείτε τη ρινική αναρρόφηση για να αποτρέψετε την ενόχληση από την αρνητική πίεση στο κεφάλι.
3. Εάν το δοχείο λάστιχ είναι μισογεμάτο, συνιστάται να το αδειάζετε πριν από περαιτέρω χρήση. Αυτό θα αποτρέψει την αναρρόφηση βλέννας στην ανλία και πιθανή ζημιά στη συσκευή.

08. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

1. Μην ενεργοποιείτε τη ρινική αναρρόφηση κατά τη φόρτιση.
2. Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο από ενήλικες.
3. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως.
4. Η συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για να απομακρύνει τη βλέννα από τη μύτη, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς!

5. Μετά από κάθε χρήση, πλύνετε τα στοιχεία που προορίζονται για το σκοπό αυτό με νερό και στη συνέχεια στεγνώστε τα καλά.

6. Η κύρια μονάδα της συσκευής δεν είναι αδιάβροχη - καθαρίστε την με ένα στεγνό ή υγρό πανί, χωρίς άμεση επαφή με το νερό.

7. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικούς παράγοντες για τον καθαρισμό της συσκευής.

8. Φορίστε την μπαταρία στο 100% κάθε 2 μήνες εάν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

9. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη όταν τοποθετείτε το άκρο αναρρόφησης στη ρινική κοιλότητα.

10. Κατά τη χρήση, το παιδί/βρέφος δεν πρέπει να κρατά την αναπνοή του, να κλείνει το στόμα του ή να καταπιεί σπυρίτσο. Η υπερβολική πίεση κενού μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία στην πίεση του αυτιού.

11. Εάν το παιδί/βρέφος σας αισθανθεί οποιαδήποτε ενόχληση κατά τη χρήση της συσκευής, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

12. Εάν η μύτη σας έχει πλάγες, φλεγμονή ή σημάδια αιμορραγίας, μην χρησιμοποιείτε τη ρινική αναρρόφηση.

13. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως παιχνίδι για παιδιά.

14. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη.

15. Μην επισκευάζετε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή. Τυχόν παρατυπίες θα πρέπει να αξιολογούνται από την υπηρεσία.

- Τεχνικές προδιαγραφές:
Τύπος φόρτισης: DC 5V/1A
Μέγιστη ισχύς: 5.5W
Ονομαστική τάση: 3.7V/2500mAh
Χρόνος φόρτισης: περίπου 3 ώρες
Επίπεδα έντασης: 9 επίπεδα
Δύναμη αναρρόφησης: 65kPa ± 3kPa
Καθαρό βάρος προϊόντος: 235g
Μέγεθος προϊόντος: 95mm x 45mm

01. БЕЗОПАСНОСТЬ:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

02. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА [СТРАНИЦА 2 - А]:

1. Индикатор режима / 2. Кнопка питания / 3. Кнопка музыки / 4. Лампа / 5. Кнопка регулировки освещения / 6. Кнопка уменьшения мощности всасывания / 7. Кнопка увеличения мощности всасывания / 8. Всасывание / 9. Трубка / 10. Чашка для сбора / 11. Силиконовый наконечник / 12. Порт для зарядки / 13. Индикатор яркости / 14. Индикатор музыки/громкости / 15. Индикатор уровня заряда батареи.

03. ОПИСАНИЕ АКСЕССУАРОВ [СТР. 2 - В]:

1. Крышка контейнера для слюны / 2. Отводная колонна / 3. Нижняя часть контейнера для слюны / 4. Трубка / 5. USB-кабель для зарядки / 6. Пинцет / 7. Конический наконечник / 8. Плоский наконечник / 9. Угловой наконечник.

Примечание. Прежде чем использовать назальный аспиратор, убедитесь, что вы понимаете особенности каждого наконечника, и выберите подходящий в зависимости от возраста вашего ребенка, чтобы обеспечить комфортное и эффективное использование.

Конический кончик – неглубокий, наиболее подходит для новорожденных.
Плоский наконечник – глубокий, для очистки неглубоких участков выделений.
Оскошенный кончик – очень глубокий: для детей старше 2 лет.

04. ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА:

1. Откройте сборник и установите отводную колонку в нос.
2. Надежно закройте емкость для сбора.
3. Выберите насадку-присоску и прикрепите ее к чаше для сбора.
4. Соедините устройство и чашку для сбора с помощью трубки.
5. Аккуратно поместите аспирационный наконечник в ноздрю ребенка, чтобы начать удаление слюны.
6. Наожмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство (снова наожмите и удерживайте, чтобы выключить его).
7. Используйте кнопку «-» или «+», чтобы отрегулировать мощность всасывания по мере необходимости.

8. При желании активизируйте успокаивающую музыку с помощью кнопки «мелодия».

9. Прочистив нос ребенка, выключите устройство и отсоедините чашку для сбора и трубку.

10. Опрожните сборник, промойте все компоненты, кроме основного блока (который не является водонепроницаемым).

11. После очистки высушите устройство мягкой тканью и храните его в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.

05. СОВЕТЫ:

Для лучшего результата, если слизь в носу у ребенка сухая, перед использованием электрического назального аспиратора рекомендуется смочить ее солевым раствором.

06. ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ:

1. Всегда выключайте питание после использования.
2. Отсоедините всасывающий наконечник, контейнер для сбора и шланг и промойте их водой.

3. После использования держите все компоненты и корпус устройства чистыми и сухими.

4. Всасывающие насадки и контейнер для слюны можно стерилизовать в кипящей воде или паре, но не в микроволновой печи.

5. Основной блок не является водонепроницаемым; Не мойте его водой или при высоких температурах. Очищайте только влажной тряпкой.

6. Избегайте хранения продукта под прямыми солнечными лучами или во влажной среде.

07. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании устройства рот ребенка должен быть открыт, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха в носовую полость и избежать дискомфорта, вызванного отрицательным давлением.

2. Не закрывайте другую ноздрю ребенка при использовании назального аспиратора, чтобы предотвратить дискомфорт от отрицательного давления в голове.

3. Если контейнер для слюны заполнен наполовину, рекомендуется опорожнить его перед дальнейшим использованием. Это предотвратит засасывание слюны в помпу и возможное повреждение устройства.

08. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не включайте назальный аспиратор во время зарядки.
2. Устройство предназначено только для взрослых.
3. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур,

высокой влажности или прямых солнечных лучей.

4. Аппарат специально разработан для удаления слюны из носа. Его нельзя использовать для каких-либо других целей!

5. После каждого использования промойте предназначенные для этого элементы водой, а затем тщательно высушите их.
6. Основной блок устройства не является водонепроницаемым – очищайте его сухой или влажной тканью, без прямого контакта с водой.

7. Не используйте едкие вещества для очистки устройства.

8. Заряжайте аккумулятор до 100% каждые 2 месяца, если не пользуетесь им долгое время.

9. Не применяйте чрезмерную силу при введении аспирационного наконечника в полость носа.

10. Во время использования ребенок/младенец не должен задерживать дыхание, закрывать рот или что-либо глотать. Чрезмерное вакуумное давление может вызвать дисбаланс давления в ушах.

11. Если ваш ребенок/младенец испытывает дискомфорт при использовании устройства, немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.

12. Если у вас в носу язвы, воспаления или признаки кровотечения, не используйте назальный аспиратор.

13. Не используйте изделие в качестве игрушки для детей.

14. Не используйте устройство, если оно повреждено.

15. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно. Любые нарушения должны быть оценены службой.

Технические характеристики:

Напряжение зарядки: 5 В постоянного тока/1 А

Максимальная мощность: макс. 5,5 Вт

Номинальное напряжение: 3,7 В/2500 мАч

Время зарядки: около 3 часов

Уровень интенсивности: 9 уровней

Сила всасывания: 65 кПа ± 3 кПа

Вес нетто продукта: 235 г

Размер продукта: 95 мм × 45 мм

