

Feelo.

EASY Irygator do zębów

Instrukcja dotyczy modelu
o numerze: FE.WF.010.WHT.1

**Przed użyciem zapoznaj się
z instrukcją obsługi.
Zachowaj instrukcję
do ponownego użycia.**

EASY Oral irrigator


The instruction applies to
models with the following
numbers: FE.WF.010.WHT.1

**Before use, please read the
instructions manual. Keep the
manual for future reference.**

EASY Зубний іригатор

Інструкція стосується
моделі з номером:
FE.WF.010.WHT.1

**Перед використанням
ознайомтеся з інструкцією
з експлуатації. Зберігайте
інструкцію для подальшого
використання.**



PL Instrukcja obsługi	3
EN User manual	17
UA Посібник користувача	31

Elementy zestawu

- 1 irygator
- 1 zbiornik na wodę (300 ml)
- 2 końcówki standardowe
- 1 kabel ładujący USB - DC V5




Cechy i funkcje irygatora

- **Szeroki zakres ciśnienia wody** – od 0,69 do 6,2 barów.
- **3 programy pracy:** Clean (podstawowy program do codziennej irygacji jamy ustnej), Soft (delikatne czyszczenie dla osób z wrażliwymi dziąsłami), Pulse (program do jednoczesnego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych i masażu dziąseł).
- **Wydajna bateria litowo-jonowa o pojemności 1400 mAh** – jedno pełne naładowanie wystarcza na około 30 dni użytkowania na trybie Soft, przy założeniu korzystania z irygatora dwa razy dziennie przez jedną osobę.
- **Stopniowy wzrost ciśnienia** – strumień wody stopniowo zwiększa swoją moc przez pierwsze 3 sekundy, co ułatwia ustawienie dyszy w odpowiedniej pozycji.
- **Pojemny zbiornik na wodę** (300 ml) umożliwia dłuższą irygację bez konieczności częstego dolewania wody.
- **Dwuminutowy timer** – pomaga kontrolować czas irygacji, automatycznie wyłączając urządzenie po upływie 2 minut.
- **Smukły i ergonomiczny uchwyt** dobrze leży w dłoni, zapewniając wygodne użytkowanie.

Opis urządzenia

- a – końcówka do irygatora
- b – przycisk włącz/wyłącz
- c – przycisk wyboru trybu pracy
- d – wskaźnik trybu

- e – wskaźnik ładowania
- f – przewód doprowadzający wodę
- g – zbiornik na wodę
- h – przycisk zwalniający blokadę końcówki




Uwaga

W nowym urządzeniu (w zbiorniku, przewodzie ssącym itp.) mogą znajdować się pozostałości wody destylowanej, która została użyta do testu sprawności urządzenia. Nie powinna ona wzbudzać żadnych obaw podczas używania irygatora.

Ładowanie urządzenia (Rys. 1)

1. Zdejmij zaślepkę na plecach irygatora zakrywającą port ładowania i upewnij się, że w gnieździe nie ma resztek wody. Następnie pewnie wsuń wtyczkę kabla zasilającego (DC 5V) do portu ładowania irygatora.
2. Podłącz drugi koniec kabla (USB) do ładowarki USB i podłącz ją do źródła zasilania.
3. Wskaźnik "CH" miga podczas ładowania urządzenia, a po pełnym naładowaniu zgaśnie.
4. Po zakończeniu ładowania załóż ponownie zaślepkę na port ładowania.
5. Jeśli wskaźnik "CH" miga podczas lub po użyciu irygatora, oznacza to, że bateria wymaga naładowania. Pełne ładowanie trwa około 4 godzin.

Ważne: Upewnij się, że używasz odpowiedniego zasilacza 5.0V – 1.0A i że przewód jest prawidłowo podłączony do portu ładowania. Stosowany zasilacz powinien posiadać parametry wyjściowe zgodne z parametrami podanymi na etykiecie Twojego irygatora. Użycie zasilacza o niezgodnych parametrach może prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia i jest absolutnie niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować uszkodzeniem urządzenia, a także utratą gwarancji.










rys. 1

Użytkowanie irygatora

1. Nałóż końcówkę na korpus urządzenia. (Rys. 2)
2. Otwórz pokrywkę zbiornika i napełnij go wodą o temperaturze nieprzekraczającej 40°C, następnie zamknij pokrywkę. (Rys. 3)
3. Możesz też odkręcić zbiornik, napełnić go wodą, a następnie ponownie zamocować na urządzeniu. (Rys. 4)
4. Naciśnij przycisk „Mode”, aby wybrać tryb pracy. Możesz zmieniać tryb również w trakcie używania irygatora. (Rys. 5)
 - a. Clean – do standardowego czyszczenia.
 - b. Soft – do delikatnego czyszczenia wrażliwych dziąseł.

- c. Pulse – do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych i masażu dziąseł.
5. Trzymaj irygator w pozycji pionowej z końcówką dyszy skierowaną w stronę zębów.
 6. Lekko otwórz usta, aby woda mogła swobodnie wypływać.
 7. Naciśnij przycisk „On/Off”, aby rozpocząć irygację. (Rys. 6)
 - a. Skieruj strumień wody pod kątem 90° do zębów i dziąseł.
 - b. Przesuwaj strumień powoli wzdłuż linii dziąseł i przestrzeni międzyzębowych.
 - c. Dokładnie czyść przestrzenie międzyzębowe oraz okolice aparatów ortodontycznych, koron i mostów.
 8. Przed wymianą dyszy wyłącz irygator, a następnie naciśnij przycisk zwalniania dyszy, aby ją wymienić. (Rys. 7)
 9. Po zakończeniu irygacji naciśnij ponownie przycisk „On/Off”, aby wyłączyć urządzenie.





Po zakończonej irygacji (Rys. 8)

1. Otwórz klapy zbiornika i wylej pozostałą wodę.
2. Włącz na chwilę urządzenie przyciskiem „On/Off”, aby pozbyć się resztek wody z urządzenia.
3. Wyłącz irygator, a następnie zamknij pokrywkę zbiornika.
4. Przetrzyj urządzenie suchą ściereczką.

Aby zapobiec namnażaniu się bakterii, należy sprawdzić, czy w urządzeniu nie pozostały resztki wody. Jeśli nie planujesz używać irygatora przez dłuższy czas, upewnij się, że zostało ono dokładnie osuszone po irygacji.

Czyszczenie i konserwacja

Do czyszczenia irygatora używaj wyłącznie wody lub neutralnych środków czyszczących. Nie stosuj żrących ani ściernych substancji (np. roztworu octu lub kwasu cytrynowego, roztworu sody oczyszczonej), ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. Nie myj irygatora wodą o temperaturze powyżej 40°C. Trzymaj urządzenie z dala od wysokich temperatur i unikaj bezpośredniego nasłonecznienia. Irygator należy odkamieniać raz w miesiącu wyłącznie dedykowanymi do tego celu środkami czyszczącymi.

Korpus (rękojeść) irygatora

1. Usuń zabrudzenia, przecierając urządzenie ściereczką zwilżoną wodą z mydłem, a następnie osusz suchą ściereczką.
2. Nie zanurzaj głównej części urządzenia w wodzie.
3. Po umyciu osusz urządzenie.

Dysza

1. Zdejmij końcówkę z irygatora i opłucz ją pod bieżącą wodą po umyciu przestrzeni międzyczębowych.
2. Wymieniaj dyszę co 6 miesięcy.

Wężyk doprowadzający wodę

1. Przemyj wodą i przetrzyj miękką ściereczką.
2. Nie zginaj, nie rozciągaj ani nie skręcaj wężyka.

Zbiornik na wodę





1. Przemyj wodą i przetrzyj miękką ściereczką.
2. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, osusz zbiornik przed przechowywaniem.

Utylizacja

Baterię znajdującą się wewnątrz urządzenia można wyjąć w celu jej utylizacji (Rys. 9). Kiedy cykl życia produktu dobiegnie końca, przed utylizacją urządzenia należy usunąć z niego baterię, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Podczas demontażu należy chro-

nić oczy, dłonie, palce oraz powierzchnię, na której pracujesz.

1. Zdejmij zbiornik na wodę, a następnie odkręć dwie śruby znajdujące się obok rurki ssącej (Rys. 10).
 2. Usuń dwie gumowe stopki z dolnej części uchwytu (Rys. 11).
 3. Włóż śrubokręt w szczelinę na spodzie uchwytu i obróć go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zwolnić dolną pokrywę (Rys. 11).
 4. Otwórz dolną pokrywę i wyjmij wewnętrzny moduł urządzenia, a następnie odkręć wszystkie znajdujące się w nim śruby (Rys. 12).
 5. Przetnij przewody baterii i wyjmij baterie z wnętrza urządzenia.
- W przypadku pytań dotyczących recyklingu skontaktuj się z lokalnym punktem gospodarki odpadami.



Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Irygator nie działa	Irygator został właśnie zakupiony lub nie był używany przez ponad 3 miesiące.	Ładuj urządzenie przez co najmniej 4 godziny.
Irygator działa tylko przez kilka minut, nawet po jego naładowaniu.	- Bateria zakończyła swój okres eksploatacyjny. - Czas ładowania był za krótki.	Skontaktuj się z serwisem Feelo.
Cięśnienie wody jest bardzo niskie.	- Końcówka jest zatkana. Twarda woda sprzyja odkładaniu się kamienia, co może spowodować zatkanie końcówek. - Końcówka jest zdeformowana.	Ładuj urządzenie przez co najmniej 4 godziny.
Woda nie wypływa z końcówki.	- Zbiornik jest pusty. - Urządzenie jest zbyt mocno przechylone podczas używania. - Produkt został właśnie zakupiony lub nie był używany przez dłuższy czas.	- Napełnij zbiornik wodą. - Trzymaj irygator w pozycji pionowej. - Wyjmij końcówkę, a następnie przepłucz otwór na dyszę w korpusie.

Specyfikacja

Model	Feelo Easy Irygator do higieny jamy ustnej FE.WF.010.WHT.1
Napięcie wejściowe	5V -- 1A
Moc znamionowa wejściowa	4.81±1.85W
Zakres ciśnienia	0,69-6,2 barów
Częstotliwość pulsacji	1400 pulsacji na minutę

Pojemność zbiornika	300 ml
Czas pracy	około 30 dni użytkowania na trybie Soft, przy założeniu korzystania z irygatora 2 razy dziennie przez jedną osobę.
Sposób ładowania	Ładowanie kablem USB-DC 5V
Czas ładowania	Około 4h
Bateria	Litowo-jonowa
Pojemność baterii	1400 mAh
Poziom hałasu	Do 75 dB
Sygnalizacja rozładowania baterii	Migający wskaźnik ładowania
Klasa wodoszczelności	IPX7

Bezpieczeństwo użytkowania

1. Dzieci i osoby, które nie są w stanie samodzielnie obsługiwać urządzenia, nie powinny z niego korzystać. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nigdy nie próbuj samodzielnie modyfikować, demontować lub naprawiać urządzenia.
3. Nie należy umieszczać ani przechowywać produktu w miejscach, w których może on spaść lub wylądować w wannie, lub w zlewie.
4. Nie sięgaj po produkt, jeśli wpadł do wody. Natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania.
5. Nie używaj produktu podczas kąpieli.
6. W przypadku wystąpienia dymu, nadmiernego ciepła lub dziwnych zapachów, natychmiast wyłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem.

OSTRZEŻENIA! PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM



- Tylko do użytku domowego.
- Nie zaleca się korzystania z urządzenia przez dzieci w wieku poniżej 8 lat. Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach sensorycznych, motorycznych czy umysłowych powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem opiekuna lub powinny zostać odpowiednio przeszkolone z zakresu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z kablem ładującym dostarczonym w zestawie.
- Instrukcja dotycząca usuwania baterii znajduje się w sekcji „Utylizacja” na stronie 9.
- Zużyty sprzęt wraz z baterią należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu ich utylizacji.
- Nie napełniaj zbiornika wodą o temperaturze wyższej niż 40°C.
- Jeśli kabel ładujący ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zgubiłeś dyszę.
- Nie udostępniaj swojej końcówki innym użytkownikom.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Używaj urządzenia wyłącznie do higieny jamy ustnej. Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, dziąseł i języka. Nie używaj go w żaden inny sposób.
- Trzymaj dyszę z dala od małych dzieci. Dysza jest na tyle mała, że może zostać połknięta i utknąć w gardle.
- Niektóre rodzaje płynów do płukania jamy ustnej mogą uszkodzić urządzenie, powodując pęknięcie obudowy lub zbiornika na wodę. Nie dodawaj płynu do płukania ust do zbiornika na wodę.
- Jeśli przechodziłeś zabieg operacyjny jamy ustnej lub stwierdzono u Ciebie poważną chorobę przyzębia, przed użyciem skon-

sultuj się z lekarzem.

- Nie dociskaj dyszy zbyt mocno do zębów lub dziąseł, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.

OSTRZEŻENIE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Aby zredukować ryzyko porażenia:

- po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu.
- nie stosuj podczas kąpieli.
- aby uzyskać dokładniejsze instrukcje dotyczące przechowywania i stosowania urządzenia, a także załączonych akcesoriów zwróć się do producenta.

Aby ograniczyć ryzyko zapłonu, zwarcia lub zranienia:

- po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od zasilania.
- produkt nie jest zabawką. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli irygator jest stosowany przez dziecko lub w jego obecności.
- stosuj artykuł zgodnie z jego przeznaczeniem. Zalecamy stosowanie akcesoriów głównie polecanych przez producenta.
- nie stosuj ładowarki, jeżeli uszkodzony został kabel zasilający lub wtyczka. Jeżeli po upuszczeniu, pozostawieniu na otwartej przestrzeni irygator nie działa prawidłowo, odeślij go do miejsca zakupu.
- nie należy naciągać przewodu zasilającego ładowarki, przecinać go drzwiami, owijać wokół ostrych krawędzi. Nie włączaj irygatora podczas ładowania. Trzymaj komponenty urządzenia z daleka od nagranych powierzchni.
- nie odłączaj ładowarki od prądu ciągnąc za kabel. Użyj wtyczki.
- nie trzymaj wtyczki mokrymi rękoma.
- nigdy nie stosuj produktu, jeżeli masz problemy z koncentracją i odczuwasz senność.
- nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w miejscach, gdzie może być ekspozowane na działanie aerozoli lub czystego tlenu.
- podłącz urządzenie do gniazdka. Zapoznaj się z jego specyfikacją.

DWULETANIA GWARANCJA

Producent daje gwarancję na okres dwóch lat od daty zakupu. Gwarancja obowiązuje w Polsce i na terenie oficjalnych dystrybutorów. Gwarancja obejmuje uszkodzenia związane z wadami fabrycznymi lub niepoprawnym wykonaniem produktu. Zachowaj dowód zakupu na okres obowiązywania gwarancji. W trakcie gwarancji możesz zgłosić reklamację, jeżeli produkt był używany prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- 1) Uszkodzeń powierzchniowych wynikających z normalnego użytkowania.
- 2) Uszkodzeń wynikających z:
 - a) przypadkowego upuszczenia lub uderzenia, nieprawidłowego użytkowania, nadużycia lub użycia o charakterze komercyjnym, zaniedbania, modyfikacji urządzenia,
 - b) niewłaściwego utrzymania, niedbałości o produkt,
 - c) podłączenia do niewłaściwego źródła prądu,
 - d) napraw lub prób napraw dokonanych przez stronę nieautoryzowaną przez producenta. Wszelkie próby otwarcia lub demontażu urządzenia, jego części lub akcesoriów sprawią, że gwarancja traci ważność.

Roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać poparte dowodami. Roszczenie musi nastąpić w okresie objętym gwarancją. Materiał pokrywający rękojeść jest delikatny, dlatego należy zachować ostrożność użytkowania. Zadrapania, czy przetarcia na powierzchni rękojeści będą traktowane jako uszkodzenia powierzchowne wynikające z normalnego użytkowania. Tym samym nie zostaną objęte gwarancją. Gwarancja dotyczy podzespołów, które wpływają na funkcjonowanie irygatora. Odpowiednie dbanie o urządzenie znacząco zwiększa jego żywotność. Niestosowanie się do zaleceń może mieć wpływ na utratę gwarancji.

Producent:
SHOP DENT Sp. z o.o.
Ul. Dziupli 12, 02-454
Warsaw, Poland
www.feelo.pl
Made in P.R.C

Kontakt:
Obsługa klienta: bok@shop-dent.pl
Reklamacje: reklamacje@shop-dent.pl
Bezpieczeństwo produktu:
kontakt@feelo.pl

Model: FE.WF.010.WHT.1

Napięcie znamionowe wejściowe: 5 V-1A

Moc znamionowa wejściowa: $4.81 \pm 1.85W$

Odporność na wodę (rękojeść irygatora): IPX7. Ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut. Irygatory posiadają wbudowaną baterię litowo-jonową.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).



Produkt nadaje się do recyklingu i powinien być segregowany i przetwarzany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu. Produkt wyprodukowany w Chinach.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedzialny system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego użyciu.



Tylko do użytku domowego.



Symbol oznaczenia II klasy ochronności dla urządzenia elektrycznego.

Set elements

- 1 irrigator handle
- 1 water tank (300 ml)
- 2 standard nozzles
- 1 USB - DC V5 charging cable




Features and functions of the irrigator

- **Wide pressure range** – from 0.69 to 6.2 bar.
- **3 operating modes** – Clean (standard mode for daily oral irrigation), Soft (gentle cleaning for people with sensitive gums), Pulse (mode for simultaneous interdental cleaning and gum massage).
- **Efficient 1400 mAh lithium-ion battery** – one full charge lasts around 30 days in Soft mode, assuming the irrigator is used twice a day by one person.
- **Gradual pressure build-up** – the water stream gradually increases in strength over the first 3 seconds, making it easier to position the nozzle correctly.
- **Large 300 ml water tank** – allows for longer irrigation without frequent refills.
- **2-minute timer** – helps monitor irrigation time by automatically turning the device off after 2 minutes.
- **Slim and ergonomic handle** – fits comfortably in the hand for easy use.

Description of the irrigator

- a – Nozzle
- b – On/Off button
- c – Mode button
- d – Mode indicator
- e – Charging indicator

- f – Suction tube
g – Water tank
h – Nozzle release button



Note

There may be residues of distilled water in the new unit (in the tank, suction tube, etc.), which was used for the performance test of the unit. It should not cause any concern when using the irrigator.

Charging the device (fig. 1)

1. Remove the cover on the back of the irrigator that protects the charging port, and make sure there is no water residue in the socket. Then firmly insert the DC 5V plug of the power cable into the irrigator's charging port.
2. Connect the other end of the cable (USB) to a USB charger and plug it into a power source.
3. The „CH“ indicator will blink while the device is charging. Once fully charged, the indicator will turn off.
4. After charging is complete, replace the cover on the charging port.
5. If the „CH“ indicator blinks during or after using the irrigator, it means the battery needs to be recharged. A full charge takes approximately 4 hours.

Important Note: Make sure you are charging with the appropriate voltage (5.0V) and current (1.0A). The power adapter must have output parameters that match the specifications listed on your irrigator's label. Use of a power supply with inconsistent parameters can lead to malfunction of the device. Failure to comply with this principles may result in damage to the device as well as void of the warranty.











Fig. 1

Irrigator use

1. Attach the nozzle to the body of the device. (Fig. 2)
2. Open the tank cover and fill it with water at a temperature not exceeding 40°C, then close the cover. (Fig. 3)
3. Alternatively, you can unscrew the water tank, fill it with water, and then reattach it to the device. (Fig. 4)
4. Press the „Mode” button to select the cleaning mode. You can also switch modes while using the irrigator. (Fig. 5)
 - a. Clean – for standard cleaning
 - b. Soft – for gentle cleaning of sensitive gums

- c. Pulse – for interdental cleaning and gum massage
- 5. Hold the irrigator in an upright position with the nozzle tip pointed toward your teeth.
- 6. Slightly open your mouth to allow water to flow out freely.
- 7. Press the „On/Off” button to start irrigation. (Fig. 6)
 - a. Direct the water jet flow at a 90° angle to your teeth and gums.
 - b. Move the water jet slowly along the gumline and between your teeth.
 - c. Thoroughly clean interdental spaces as well as areas around braces, crowns, and bridges.
- 8. You can replace the nozzle if necessary. Turn off the irrigator first, then press the nozzle release button to remove and replace it. (Fig. 7)
- 9. After finishing irrigation, press the „On/Off” button again to turn off the device.





After the irrigation is completed (fig 8.)

1. Open the tank cover and pour out any remaining water.
2. Briefly press the „On/Off” button to run the device and remove any residual water.
3. Turn off the irrigator, then close the tank cover.
4. Wipe the device with a dry cloth.

Note

To prevent bacterial growth, check for residual water in the unit. If the appliance is not going to be used for a long period of time, make sure it is properly dried after irrigation.

Cleaning and maintenance

Use only water or neutral cleaning agents to clean the irrigator. Do not use corrosive or abrasive substances (e.g., vinegar or citric acid solution, baking soda solution), as they may damage the device. Do not wash the irrigator with water hotter than 40°C. Keep the device away from high temperatures and avoid direct sunlight. The irrigator should be descaled once a month using only cleaners specifically designed for this purpose.

Main unit

1. Remove the dirt by wiping the device with a cloth dampened with soapy water, then dry it with a clean cloth.
2. Do not immerse the main part of the device in water.
3. Dry the device after cleaning.

Nozzle

1. Remove the nozzle from the irrigator and rinse it under running water after cleaning the interdental spaces.
2. Replace the nozzle every 6 months.

Water Suction Tube

1. Rinse with water and wipe with a soft cloth.
2. Do not bend, stretch, or twist the tube.

Water Tank





1. Rinse with water and wipe with a soft cloth.
2. If you are not going to use the device for an extended period, make sure the tank is dry before storing.

Disposal

The rechargeable battery inside your appliance is easy to remove for recycling (Fig.9). At the end of the product's life and prior to disposal, please remove the rechargeable battery from the handle by following the instructions below. During below operation, be sure

to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.

1. Remove the water tank and unscrew the two screws beside of the suction tube. (Fig.10)
 2. Remove two rubber feet on the bottom the handle. (Fig.11)
 3. Insert a screwdriver into the slot located at the bottom of the handle and turn counterclockwise to release the bottom cap. (Fig.11)
 4. Open the bottom cover and put the inner out of the unit, then unscrew all the screws of the inner. (Fig.12)
 5. Cut off the battery line and pull out the batteries from the inner.
- If you have recycling questions, please contact your local waste management office.



Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The irrigator does not work.	The irrigator has just been purchased or has not been used for more than 3 months.	Charge the device for at least 4 hours.
The irrigator only works for a few minutes, even just after it has been charged.	• The battery has reached the end of its service life. • The charging time was too short.	• Contact the Feelo service centre. • Charge the device for at least 4 hours.
The water pressure is very low.	• The nozzle is clogged. Hard water promotes limescale build-up, which can clog the tip. • The nozzle is de-formed.	Replace the nozzle with a new one.
Water does not flow out of the tip.	• The water tank is empty. • The device is tilted too much during use. • The irrigator has just been purchased or has been left unused for a long time.	• Fill the tank with water. • Hold the irrigator in an upright position. • Pull out the nozzle then flush nozzle hole on the body.

Specification

Model	Feelo Easy Irrigator do higieny jamy ustnej FE.WF.010.WHT.1
Input voltage	5V -- 1A
Rated input power	4.81±1.85W
Water pressure range	0,69-6,2 bar
Pulsation frequency	1400 pulses per minute

Water tank capacity	300 ml
Operation time	Approximately 30 days in Soft mode, assuming twice-daily use by one person.
Charging method	USB-DC 5V cable charging
Charging time	Approximately 4 hours
Battery type	Lithium-ion
Battery capacity	1400 mAh
Noise level	Up to 75 dB
Battery-low alert	Flashing charging indicator
Water resistance class	IPX7

User safety

1. Children and individuals who are unable to operate the device on their own should not use it. Keep the device out of reach of children.
2. Never attempt to modify, disassemble, or repair the device yourself.
3. Do not place or store the product in locations where it could fall into a bathtub or sink.
4. Do not reach for the device if it has fallen into water. Immediately disconnect it from the power source.
5. Do not use the product while bathing.
6. If you notice smoke, excessive heat, or unusual smells, turn off the device immediately and contact customer service.

Warnings! Read before use

- For domestic use only. 
- The irrigator can be used by children aged 8 years and over. Children and persons with limited physical, sensory or mental abilities or lacking experience and knowledge should use the device under the supervision of an adult supervisor, or should be adequately trained in the correct and safe use of the device. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance should not be carried out by children.
- Use the device only with the charging cable provided in the set.
- Instructions on battery removal can be found in the „Disposal“ section on page 23 .
- Used equipment and battery should be taken to an appropriate collection point for the disposal of electrical and electronic waste.
- Do not fill the tank with water at a temperature higher than 40°C.
- If the charging cable becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service center, or a qualified professional to avoid hazards.
- Keep the power cord away from hot surfaces.
- Do not use the device if the nozzle is missing.
- Do not share your nozzle with other users.
- Do not immerse the device in water.
- Use the device only for oral hygiene. The device is designed for cleaning interdental spaces, gums, tongue. Do not use it in any other way.
- Keep the nozzle out of reach of small children. The nozzle is small enough to be swallowed and may cause choking.
- Some types of mouthwash may damage the device, causing cracks in the housing or water tank. Do not add mouthwash to the water tank.
- If you have recently undergone oral surgery or have been diagnosed with serious periodontal disease, consult your doctor before use.
- Do not press the nozzle too firmly against teeth or gums, as this may cause injury.

DANGER WARNING

To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug the device from the power source after use.
- Do not use while bathing.
- For more detailed instructions regarding storage and usage of the device and included accessories, consult the manufacturer.

To reduce the risk of fire, short circuit, or injury:

- Unplug the charger from the power outlet once charging is complete.
- This product is not a toy. Exercise extra caution when the irrigator is used by or around children.
- Use the product only as intended. We recommend using accessories primarily approved or recommended by the manufacturer.
- Do not use the charger if the power cord or plug is damaged. If the irrigator has been dropped, exposed to the elements, or is not operating properly, return it to the place of purchase.
- Do not pull, pinch in doors, or wrap the charger's power cord around sharp edges. Do not operate the irrigator while charging. Keep all device components away from heated surfaces.
- Do not unplug the charger by pulling on the cord. Always hold the plug itself.
- Do not handle the plug with wet hands.
- Never use the product if you are feeling drowsy or having trouble concentrating.
- Do not use the device outdoors or in environments where it may be exposed to aerosols or pure oxygen.
- Plug the device into a power outlet. Check its specifications.

TWO-YEAR WARRANTY

The manufacturer provides a warranty for a period of two years from the date of purchase. The warranty is valid in Poland and within the territories of official distributors. The warranty covers damages related to manufacturing defects or improper workmanship of the product. Keep the proof of purchase for the duration of the warranty period. During the warranty period, you can file a claim if the product was used correctly and according to its intended purpose.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Surface damages resulting from normal use.
2. Damages resulting from:
 - a. Accidental drops or impacts, improper use, abuse or commercial use, neglect, modification of the device,
 - b. Improper maintenance, lack of care for the product,
 - c. Connection to an incorrect power source,
 - d. Repairs or attempts to repair by a party not authorized by the manufacturer. Any attempts to open or disassemble the device, its parts, or accessories will void the warranty.

Warranty claims must be supported by evidence. The claim must be made within the warranty period. The material covering the handle is delicate, so care should be taken during use. Scratches or abrasions on the surface of the handle will be treated as surface damages resulting from normal use. Therefore, they will not be covered by the warranty. The warranty applies to components that affect the functioning of the irrigator. Proper care of the device significantly increases its lifespan. Failure to follow the recommendations may result in the loss of the warranty.

Manufacturer:

SHOP DENT Sp. z o.o.
Ul. Dziupli 12, 02-454
Warsaw, Poland
www.feelo.pl
Made in P.R.C

CONTACT

Customer service: bok@shop-dent.pl
Complaint service:
reklamacje@shop-dent.pl
Product safety: kontakt@feelo.pl

Model: FE.WF.010.WHT.1

Input Voltage: 5 V -- 1 A

Rated Input Power: 4.81 ± 1.85 W

Water Resistance (irrigator handle): IPX7. Protected against the effects of immersion in water up to 1 meter deep for 30 minutes.

The irrigators are equipped with a built-in lithium-ion battery.



The product meets the requirements of the so-called „New Approach” Directives of the European Union (EU).



The packaging and instruction manual are recyclable.



This device is marked in accordance with the Polish Act on Waste Electrical and Electronic Equipment and the WEEE Directive 2012/19/EU with the symbol of a crossed-out waste bin. This marking indicates that this equipment, after its service life, cannot be disposed of with other household waste. The user is required to hand it over to those conducting the collection of waste electrical and electronic equipment. Those conducting the collection, including local collection points, stores, and municipal units, create an appropriate system that enables the disposal of this equipment. Proper handling of waste electrical and electronic equipment helps to avoid harmful health and environmental consequences arising from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.



For domestic use only.



Symbol of Class II protection designation for electrical equipment.

Комплектація

- 1 іригатор
- 1 резервуар для води (300 мл)
- 2 стандартні насадки
- 1 зарядний кабель USB – DC V5




Характеристики та функції іригатора

- Широкий діапазон тиску води – від 0,69 до 6,2 бар.
- 3 режими роботи – Clean (базовий режим для щоденного іригаційного догляду за ротовою порожниною), Soft (м'яке очищення для людей з чутливими яснами), Pulse (режим для одночасного очищення міжзубних проміжків і масажу ясен).
- Потужний літій-іонний акумулятор ємністю 1400 мА·год – одного повного заряду вистачає приблизно на 30 днів використання в режимі Soft, за умови використання іригатора однією особою двічі на день.
- Поступове збільшення тиску – водяний струмінь посилюється протягом перших 3 секунд, що дозволяє зручно розмістити насадку.
- Просторий резервуар для води (300 мл) забезпечує тривалу іригацію без необхідності частого доливання.
- Таймер на 2 хвилини – допомагає контролювати час процедури, автоматично вимикаючи пристрій після 2 хвилин роботи.
- Тонка та ергономічна ручка зручно лежить у руці, забезпечуючи комфортне користування.

Опис пристрою

- a – насадка для іригатора
- b – кнопка увімкнення/вимкнення
- c – кнопка вибору режиму роботи
- d – індикатор режиму

е – індикатор зарядки
f – трубка подачі води
g – резервуар для води
h – кнопка розблокування насадки



Увага

У новому пристрої (в резервуарі, всмоктувальній трубці тощо) можуть залишатися рештки дистильованої води, яка використовувалася для перевірки працездатності пристрою. Це не повинно викликати занепокоєння під час використання іригатора.

Заряджання пристрою (Рис. 1)

1. Зніміть заглушку на зворотному боці іригатора, яка закриває порт зарядки, і переконайтеся, що в гнізді немає залишків води. Потім щільно вставте штекер кабелю живлення (DC 5V) у порт зарядки іригатора.
2. Підключіть інший кінець кабелю (USB) до USB-зарядного пристрою та вставте його в джерело живлення.
3. Індикатор „CH” блимає під час заряджання пристрою, а після повного заряджання гасне.
4. Після завершення заряджання знову закрийте порт зарядки заглушкою.
5. Якщо індикатор „CH” блимає під час або після використання іригатора, це означає, що батарея потребує зарядки. Повна зарядка триває приблизно 4 години.

Важливо: Переконайтеся, що ви використовуєте відповідний адаптер живлення 5.0V – 1.0A і що кабель правильно підключений до порту зарядки. Використовуваний адаптер повинен мати вихідні параметри, які відповідають вказаним на етикетці вашого іригатора. Використання адаптера з невідповідними параметрами може призвести до несправностей у роботі пристрою та є категорично неприпустимим. Недотримання цієї вимоги може спричинити пошкодження пристрою та втрату гарантії.











Рис. 1

Використання іригатора

1. Надягніть насадку на корпус пристрою. (Рис. 2)
2. Відкрийте кришку резервуара та наповніть його водою з температурою не вище 40°C, потім закрийте кришку. (Рис. 3)
3. Також можна відкрутити резервуар, наповнити його водою, а потім знову прикрутити до пристрою. (Рис. 4)
4. Натисніть кнопку «Mode», щоб вибрати режим роботи. Ви також можете змінювати режим під час використання іригатора. (Рис. 5)
 - a. Clean – для стандартного очищення.

- b. Soft – для делікатного очищення чутливих ясен.
- c. Pulse – для очищення міжзубних проміжків і масажу ясен.
- 5. Тримайте іригатор у вертикальному положенні з насадкою, спрямованою до зубів.
- 6. Трохи відкрийте рот, щоб вода могла вільно витікати.
- 7. Натисніть кнопку «On/Off», щоб розпочати іригацію. (Рис. 6)
 - a. Спрямуйте струмінь води під кутом 90° до зубів і ясен.
 - b. Повільно переміщуйте струмінь вздовж лінії ясен та міжзубних проміжків.
- c. Ретельно очищуйте міжзубні проміжки, а також ділянки навколо ортодонтичних апаратів, коронок і мостів.
- 8. Перед заміною насадки вимкніть іригатор, а потім натисніть кнопку для звільнення насадки, щоб її замінити. (Рис. 7)
- 9. Після завершення іригації знову натисніть кнопку «On/Off», щоб вимкнути пристрій.





Після завершення іригації (Рис. 8)

1. Відкрийте кришку резервуара та вилийте залишкову воду.
2. Коротко увімкніть пристрій, натиснувши кнопку «On/Off», щоб позбутися залишків води всередині.
3. Вимкніть іригатор, а потім закрийте кришку резервуара.
4. Протріть пристрій сухою тканиною.

Щоб запобігти розмноженню бактерій, слід переконаватися, що в пристрої не залишилося води. Якщо ви не плануєте користуватися іригатором протягом тривалого часу, переконайтесь, що він ретельно висушений після використання.

Очищення та обслуговування

Для чищення іригатора використовуйте лише воду або нейтральні миючі засоби. Не використовуйте агресивні чи абразивні речовини (наприклад, розчин оцту або лимонної кислоти, розчин харчової соди), оскільки вони можуть пошкодити пристрій. Не мийте іригатор водою з температурою понад 40°C. Тримайте пристрій подалі від високих температур і уникайте прямого сонячного світла. Іригатор слід очищати від накипу один раз на місяць, використовуючи лише спеціальні засоби, призначені для цього.

Корпус (ручка) іригатора

1. Видаліть забруднення, протерши пристрій тканиною, змоченою у воді з милом, а потім витріть насухо.
2. Не занурюйте основну частину пристрою у воду.
3. Після миття витріть пристрій насухо.

Насадка

1. Зніміть насадку з іригатора та промийте її під проточною водою після очищення міжзубних проміжків.
2. Змінюйте насадку кожні 6 місяців.

Шланг для подачі води

1. Промийте водою і протріть м'якою тканиною.
2. Не згинайте, не розтягуйте та не перекручуйте шланг.

Резервуар для води

1. Промийте водою і протріть м'якою тканиною.
2. Якщо ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, висушіть резервуар перед зберіганням.

Утилізація

Акумулятор, що знаходиться всередині пристрою, можна витягнути для правильної утилізації (Рис. 9). Коли термін

служби пристрою добігає кінця, перед утилізацією слід витягти акумулятор, дотримуючись наведених нижче інструкцій. Під час демонтажу слід захищати очі, руки, пальці та поверхню, на якій ви працюєте.

1. Зніміть резервуар для води, а потім відкрутіть два гвинти біля всмоктувальної трубки (Рис. 10).
2. Видаліть дві гумові ніжки з нижньої частини ручки (Рис. 11).
3. Вставте викрутку в щілину на дні ручки та поверніть її проти годинникової стрілки, щоб зняти нижню кришку (Рис. 11).
4. Відкрийте нижню кришку, витягніть внутрішній модуль пристрою та відкрутіть усі гвинти, що знаходяться всередині (Рис. 12).
5. Переріжте дроти акумулятора та вийміть акумулятори з пристрою.

У разі виникнення питань щодо переробки відходів зверніться до місцевого пункту утилізації.




Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11




Рис. 12

Усунення несправностей

Проблема	Можлива причина	Рішення
Іригатор не працює	Пристрій щойно придбано або не використовувався понад 3 місяці.	Зарядіть пристрій щонайменше протягом 4 годин.
Іригатор працює лише кілька хвилин, навіть після заряджання.	• Акумулятор вичерпав свій ресурс. • Час заряджання був занадто короткий.	• Зверніться до сервісу Feelo. • Зарядіть пристрій щонайменше протягом 4 годин.
Тиск води дуже низький.	• Насадка засмічена. Жорстка вода сприяє утворенню накипу, що може призвести до закупорки. • Насадка деформована.	• мініть насадку на нову.
Вода не витікає з насадки.	• Резервуар порожній. • Під час використання пристрій занадто нахилено. • Пристрій щойно придбано або не використовувався тривалий час.	• Наповніть резервуар водою. • Тримайте іригатор у вертикальному положенні. • Зніміть насадку, потім промийте отвір для насадки на корпусі.

Технічні характеристики

Модель	Feelo Easy Іригатор для гігієни порожнини рота FE.WF.010.WHT.1
Вхідна напруга	5V -- 1A
Номінальна потужність	4,81 ± 1,85 Вт
Діапазон тиску	0,69–6,2 бар

Частота пульсацій	1400 пульсацій за хвилину
Об'єм резервуара	300 мл
Час роботи	Приблизно 30 днів використання в режимі Soft (м'який), за умови використання пристрою 2 рази на день однією особою.
Спосіб заряджання	Заряджання через кабель USB-DC 5V
Час заряджання	Близько 4 годин
Акумулятор	Літій-іонний
Ємність акумулятора	1400 мАг
Рівень шуму	До 75 дБ
Індикатор розрядженої батареї	Миготливий індикатор заряджання
Клас водонепроникності	IPX7

Безпека використання

1. Діти та особи, які не здатні самостійно користуватися пристроєм, не повинні його використовувати. Пристрій слід зберігати в місці, недоступному для дітей.
2. Ніколи не намагайтеся самостійно модифікувати, розбирати або ремонтувати пристрій.
3. Не слід розмішувати або зберігати продукт в місцях, де він може впасти або потрапити в ванну чи раковину.
4. Не торкайтесь до продукту, якщо він потрапив у воду. негайно відключіть пристрій від джерела живлення.
5. Не використовуйте продукт під час купання.
6. У разі появи диму, надмірного тепла або дивних запахів, негайно вимкніть пристрій та зверніться до сервісного центру.

УВАГА! ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ



- Тільки для домашнього використання.
- Не рекомендується використовувати пристрій дітьми до 8 років. Діти та особи з обмеженими сенсорними, моторними або розумовими здібностями повинні використовувати пристрій під наглядом опікуна або повинні пройти відповідне навчання щодо правильного та безпечного використання пристрою. Діти не повинні гратися з пристроєм. Очищення та обслуговування пристрою не повинні виконуватись дітьми.
- Пристрій слід використовувати лише з зарядним кабелем, що надається в комплекті.
- Інструкція щодо видалення батареї знаходиться в розділі „Утилізація” на сторінці 37.
- Витрачене обладнання разом з батареєю слід здати до пункту збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання для утилізації.
- Не заповнюйте резервуар водою температурою понад 40°C.
- Якщо зарядний кабель пошкоджений, його повинна замінити виробник, авторизований сервісний центр або кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки.
- Тримайте живильний кабель подалі від гарячих поверхонь.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви втратили насадку.
- Не передавайте свою насадку іншим користувачам.
- Не занурюйте пристрій у воду.
- Використовуйте пристрій лише для гігієни порожнини рота. Пристрій призначений для чищення міжзубних проміжків, ясен та язика. Не використовуйте його іншим чином.
- Тримайте насадку подалі від малих дітей. Насадка досить маленька і може бути проковтнута та застрягти в горлі.
- Деякі види рідини для полоскання рота можуть пошкодити пристрій, спричинивши тріщини в корпусі або резервуарі для води. Не додавайте рідину для полоскання рота в резервуар для води.
- Якщо ви проходили операцію в порожнині рота або у вас діагностовано серйозну хворобу ясен, перед використанням

проконсультуйтеся з лікарем.

- Не притискайте насадку занадто сильно до зубів або ясен, оскільки це може спричинити їх пошкодження.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ

Для зменшення ризику ураження електричним струмом:

- після використання завжди відключайте пристрій від джерела живлення.
- не використовуйте під час купання.
- для отримання точніших інструкцій зберігання та використання пристрою, а також супутніх аксесуарів звертайтеся до виробника.

Для обмеження ризику загоряння, короткого замикання або травм:

- після завершення заряджання відключіть зарядний пристрій від живлення.
- продукт не є іграшкою. Будьте особливо обережні, якщо іригатор використовується дитиною або в її присутності.
- використовуйте пристрій відповідно до його призначення. Рекомендується використовувати аксесуари, переважно рекомендовані виробником.
- не використовуйте зарядний пристрій, якщо пошкоджений кабель живлення або штепсель. Якщо після падіння або залишення на відкритому просторі іригатор не працює належним чином, надішліть його до місця покупки.
- не тягніть за кабель живлення зарядного пристрою, не пропускайте його дверима, не обвивайте навколо гострих країв. Не вмикайте іригатор під час заряджання. Тримайте компоненти пристрою подалі від нагрітих поверхонь.
- не відключайте зарядний пристрій від електричної мережі, тягнучи за кабель. Використовуйте штепсель.
- не тримайте штепсель мокрими руками.
- ніколи не використовуйте продукт, якщо у вас є проблеми з концентрацією та ви відчуваєте сонливість.
- не використовуйте пристрій на вулиці або в місцях, де він може бути підданий впливу аерозолів або чистого кисню.

- підключайте пристрій до розетки. Ознайомтесь з його специфікацією.

ДВОРІЧНА ГАРАНТІЯ

Виробник надає гарантію на період двох років з дати покупки. Гарантія дійсна на території Польщі та в країнах, де є офіційні дистриб'ютори. Гарантія покриває пошкодження, пов'язані з виробничими дефектами або неналежним виготовленням продукту. Зберігайте підтвердження покупки протягом періоду гарантії. Протягом гарантійного терміну ви можете подати скаргу, якщо продукт використовувався правильно та відповідно до призначення.

ГАРАНТІЯ НЕ ПОКРИВАЄ:

1. Поверхневих пошкоджень, що виникли внаслідок нормального використання.

2. Пошкоджень, що виникли через:

a) випадкове падіння чи удар, неправильне використання, зловживання чи комерційне використання, недбальство, модифікацію пристрою,

b) неправильне обслуговування, недбалість до продукту,

c) підключення до невірної джерела живлення,

d) ремонту або спроби ремонту, здійснені неавторизованими особами. Будь-які спроби відкриття чи розбирання пристрою, його частин чи аксесуарів анулюють гарантію.

Претензії за гарантією повинні бути підтверджені доказами. Претензії мають бути подані протягом періоду гарантії. Матеріал, що покриває ручку, є делікатним, тому необхідно бути обережним при використанні. Подряпини чи потертості на поверхні ручки будуть розглядатися як поверхневі пошкодження, що виникли внаслідок нормального використання, і тому не будуть покриватися гарантією. Гарантія поширюється на компоненти, що впливають на функціонування іригатора. Належне догляд за пристроєм значно збільшує його тривалість служби. Недотримання інструкцій може призвести до втрати гарантії.

Виробник:
SHOP DENT Sp. z o.o.
Ul. Dziupli 12, 02-454
Warsaw, Poland
www.feelo.pl
Made in P.R.C

КОНТАКТ
Обслуговування клієнтів:
bok@shop-dent.pl
Рекламації: reklamacje@shop-dent.pl
Безпека продукту: kontakt@feelo.pl

Модель: FE.WF.010.WHT.1

Номінальна вхідна напруга: 5V -- 1A

Номінальна вхідна потужність: 4.81±1.85W

Водонепроникність (ручка іригатора): IPX7. Захист від наслідків занурення у воду на глибину до 1 метра протягом 30 хвилин.

Іригатори мають вбудовану літій-іонну батарею.



Продукт відповідає вимогам так званих Директив „Нового Підходу” Європейського Союзу (ЄС).



Упаковка та інструкція з експлуатації підлягають переробці.



Цей пристрій позначений відповідно до польського Закону про відходи електричного та електронного обладнання та Директиви WEEE 2012/19/ЄС символом перекресленого контейнера для відходів. Таке позначення інформує, що це обладнання після закінчення терміну його служби не може бути утилізоване разом з іншими побутовими відходами. Користувач зобов'язаний передати його організаціям, що займаються збором відходів електричного та електронного обладнання. Організації, що проводять збір, включаючи місцеві пункти збору, магазини та муніципальні установи, створюють відповідну систему, яка дозволяє здати це обладнання. Належне поводження з відходами електричного та електронного обладнання допомагає уникнути шкідливих наслідків для здоров'я людей та навколишнього середовища, які виникають через наявність небезпечних компонентів та неправильне зберігання та переробку такого обладнання.



Тільки для домашнього використання.



Позначка класу захисту II для електричного обладнання.