

nenob[®] beauty

Luve




Table of contents

Spis treści

4	Instrukcja obsługi	PL
6	User manual	EN
9	Bedienungsanleitung	DE
12	Manuel de l'utilisateur	FR
14	Návod k použití	CZ
17	Používateľská príručka	SK
20	Használati utasítás	HU
22	Användarhandbok	SE
25	Käyttäjän käsikirja	FI
27	Brukerhåndbok	NO
30	Brugermanual	DK
32	Gebruikershandleiding	NL
35	Manual del usuario	ES
38	Manuale utente	IT
40	Manual de utilizare	RO
43	Korisnički priručnik	HR/BA
45	Uputstvo za upotrebu	RS/ME
48	Uporabniški pravilnik	SI
51	Εγχειρίδιο χρήστη	GR
54	Lietotāja rokasgrāmata	LV
56	Vartotojo vadovas	LT
59	Kasutusjuhend	ET
61	Посібник користувача	UA
64	Ръководство за потребителя	BG
67	Упатство за употреба	MK
70	Manual do utilizador	PT

A



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie,

Điękujemy za zakup Neno Beauty Luve - wielozadaniowego urządzenia do pielęgnacji twarzy z mikroprądami i technologią odmładzania skóry. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o kompleksowej i zaawansowanej pielęgnacji – łączy aż sześć skutecznych funkcji: elektroporację, mikroprądy, technologię EMS, mikroimpulsy elektryczne, terapię światłem LED oraz wibracje soniczne. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania. Prosimy o zapoznanie się oraz zatrzymanie jej w razie konieczności ponownego użycia.

01. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie używaj urządzenia w przypadku obrzęków, stanów zapalnych skóry, ani na uszkodzonej skórze, poparzonej lub bezpośrednio po niedawno przebytej operacji.
2. Urządzenie nie jest zalecane dla osób z implantami elektronicznymi (np. rozrusznik serca, pompa insulinoowa).
3. Nie używaj urządzenia, jeśli masz metalowe elementy w jamie ustnej (np. implanty, korony, aparaty ortodontyczne).
4. Urządzenia nie należy używać w przypadku aktywnych chorób skóry (owrzodzenia, łuszczyca, egzema, wysypka, nawracające opryszczki), uszkodzeń naskórka (blizny, rany), nadwrażliwości na elektromagnetyzm, ciąży i laktacji, hemofilii/skaz krwotocznych, padaczki, atopowego zapalenia skóry (AZS) oraz choroby nowotworowej.
5. Nie należy stosować urządzenia przy jednoczesnym przyjmowaniu leków fotouczulających (np. niektórych antybiotyków, retinoidów).
6. Nie używaj urządzenia w połączeniu z retinolem i silnymi kwasami – może to prowadzić do nadmiernego podrażnienia skóry.
7. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Osoby dorosłe z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub poznawczymi powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
8. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z możliwością stosowania urządzenia w określonym stanie zdrowia (np. choroby skórne, jakiegokolwiek przewlekłe choroby, przebyte zabiegi z zakresu chirurgii estetycznej) należy skonsultować się z lekarzem.
9. Nie należy stosować zbyt długo na jednym obszarze skóry.
10. Unikaj bezpośredniego patrzenia na działające światło LED.
11. Zaleca się zdjęcie wszelkiej metalowej biżuterii, takiej jak kolczyki czy łańcuszki, przed użyciem urządzenia.
12. Unikaj stosowania głowicy masującej bezpośrednio pod oczami, na powiekach oraz na szyi w rejonie tarczycy.
13. W okolicy oczu, nosa oraz ust używaj zawsze najniższego poziomu intensywności (niezależnie od wybranego trybu).
14. Nie używaj urządzenia dłużej ani częściej, niż jest to zalecane. Nadmierne stosowanie może prowadzić do podrażnień skóry.
15. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody ani w warunkach wysokiej wilgotności, takich jak wanna, prysznic lub sauna.
16. Jeżeli podczas używania zauważysz jakiegokolwiek niepożądane reakcje skórne, takie jak zaczerwienienie, swędzenie, pieczenie lub inne reakcje nietypowe – natychmiast przerwij użytkowanie.
17. Przejściowe postrzeganie migających światła podczas stosowania jest zjawiskiem naturalnym wynikającym z działania impulsów. Jeśli jednak utrzymuje się po jego zakończeniu, skonsultuj się z lekarzem.
18. Lekkie mrowienie odczuwane w trakcie użytkowania urządzenia jest normalnym efektem działania impulsów. W razie dyskomfortu zaleca się zmniejszenie poziomu intensywności.
19. W trakcie użytkowania mogą wystąpić delikatne drgania lub mimowolne skurcze mięśni – jest to naturalny efekt stymulacji impulsami (mikroprądy, EMS, elektroporacja) i nie stanowi powodu do niepokoju.
20. Nie używaj urządzenia podczas ładowania. Odłącz urządzenie od zasilania, gdy będzie w pełni naładowane.
21. Podczas ładowania trzymaj źródło zasilania z dala od źródeł ciepła i wody.
22. Nie korzystaj z produktu, jeżeli którykolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje.
23. Nie demontuj i nie naprawiaj produktu samodzielnie.
24. Nie używaj akcesoriów oraz części zamiennych innych niż dołączonych do zestawu.
25. Ten produkt nie jest zabawką. Nie zezwajaj dzieciom na zabawę urządzeniem.
26. Nie przechowuj urządzenia oraz jego opakowania w miejscu łatwo dostępnym dla dzieci.
27. Nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródła ciepła oraz nie wystawiaj go bezpośrednio na światło słoneczne. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

02. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Masażer
2. Woreczek do przechowywania
3. Ściereczka z mikrofibry
4. Kabel typ-C
5. Instrukcja obsługi

03. OPIS URZĄDZENIA

PATRZ RYSUNEK A

1. Pokrywa głowicy masującej
2. Głowica masująca
3. Światło LED
4. Wyświetlacz
5. Przycisk zmiany intensywności trybu
6. Przycisk włączania/ wyłączania/ zmiany trybów
7. Port ładowania USB
8. Kabel typ-C

04. AIR SHOT

Tryb z niebieskim światłem LED (460 nm), mikroimpulsami elektrycznymi i krótkofalowymi vibracjami pomaga zmniejszyć widoczność porów, poprawia strukturę skóry i nadaje jej gładkość oraz świeży wygląd.

Stosowanie:

- Przed użyciem dokładnie umyj i osusz twarz. Tryb należy stosować wyłącznie na suchej skórze, bez żadnych kosmetyków pielęgnacyjnych.
- Tryb oferuje pięć poziomów intensywności, które można dopasować do indywidualnych potrzeb skóry. Przy pierwszym użyciu zaleca się rozpoczęcie od najniższego poziomu, a intensywność można stopniowo zwiększać po kilku tygodniach regularnego stosowania. W bardziej wrażliwych obszarach, takich jak okolice oczu, nosa czy ust, zawsze należy używać najniższego poziomu intensywności.
- Delikatnie przykładaj krawędź lub czubek głowicy masującej do skóry - nie używaj całej powierzchni głowicy masującej. Tryb należy stosować wykonyując powolne, płynne ruchy wzdłuż wybranego obszaru skóry lub przykładając głowicę punktowo w miejscach wymagających szczególnej uwagi.
- Podczas korzystania z trybu AIR SHOT można odczuwać delikatne, punktowe mrowienie przypominające drobne ukłucia, a także wyczuć delikatny zapach przypominający spalanie drobnych włókien – jest to zjawisko całkowicie normalne i bezpieczne.
- Nie używaj trybu AIR SHOT w dni, w które stosujesz retinol lub silne kwasy, zwłaszcza jeśli masz wrażliwą skórę.
- Tryb można stosować 2-3 razy w tygodniu (sesja maksymalnie 5 minut).

05. BOOSTER

Tryb z żółtym światłem LED (590 nm), delikatnymi vibracjami i elektroporacją wspomaga głębokie wchłanianie składników aktywnych, intensywnie nawilża i rozświetla skórę, przywracając jej zdrowy blask.

Stosowanie:

- Przed użyciem dokładnie umyj i osusz twarz (jeśli używasz po trybie AIR SHOT, ten krok możesz pominąć), a następnie nałóż produkt pielęgnacyjny bezpośrednio na skórę. Najlepiej sprawdzą się produkty o żelowej lub wodno-żelowej konsystencji, zawierające składniki aktywne takie jak kwas hialuronowy, peptydy, niacynamid czy ceramidy, które dodatkowo wspomogą nawilżenie i regenerację skóry.
- Tryb oferuje pięć poziomów intensywności, które można dopasować do indywidualnych potrzeb skóry. Przy pierwszym użyciu zaleca się rozpoczęcie od najniższego poziomu, a intensywność można stopniowo zwiększać po kilku tygodniach regularnego stosowania. W bardziej wrażliwych obszarach, takich jak okolice oczu, nosa czy ust, zawsze należy używać najniższego poziomu intensywności.
- Delikatnie przykładaj całą powierzchnię głowicy masującej do skóry, wykonując określone ruchy (od środka twarzy na zewnątrz i ku górze), tak aby umożliwić wchłonięcie produktu. Jeśli w trakcie 5-minutowego zabiegu w trybie BOOSTER poczujesz, że cały produkt pielęgnacyjny został już wchłonięty, możesz nałożyć jego dodatkową ilość, aby zapewnić odpowiedni poziom głowicy i zwiększyć komfort użytkowania.
- Tryb można stosować 1-3 razy dziennie (sesja 5-10 minut).

06. MC

Tryb z zielonym światłem LED (521 nm), vibracjami i mikroprądami stymuluje produkcję kolagenu, poprawia jędrność skóry i wygładza drobne linie oraz zmarszczki, przywracając cerze młodościowy wygląd.

Stosowanie:

- Przed użyciem dokładnie umyj i osusz twarz (jeśli używasz po trybie BOOSTER, ten krok możesz pominąć), a następnie nałóż produkt pielęgnacyjny bezpośrednio na skórę. Dla uzyskania optymalnych efektów oraz zapewnienia komfortu zalecamy stosowanie urządzenia z żelem przewodzącym odpowiednim do technologii EMS lub z lekkim, beztłuszczowym kosmetykiem do pielęgnacji twarzy, który nie utrudnia płynnego przesuwania urządzenia po skórze.
- Tryb oferuje pięć poziomów intensywności, które można dopasować do indywidualnych potrzeb skóry. Przy pierwszym użyciu zaleca się rozpoczęcie od najniższego poziomu, a intensywność można stopniowo zwiększać po kilku tygodniach regularnego stosowania. W bardziej wrażliwych obszarach, takich jak okolice oczu, nosa czy ust, zawsze należy używać najniższego poziomu intensywności.
- Delikatnie przykładaj całą powierzchnię głowicy masującej do skóry i przesuвай urządzenie powoli po twarzy, wykonując ruchy ku górze i na zewnątrz – zgodnie z naturalnym kierunkiem drenażu limfatycznego.
- Tryb można stosować 1-3 razy dziennie (sesja 5-10 minut).

07. DERMA SHOT

Tryb z czerwonym światłem LED (630 nm), vibracjami i technologią EMS intensywnie ujędrnia mięśnie twarzy, modeluje kontur i poprawia napięcie skóry – dla bardziej jędrnej i naturalnie młodej twarzy.

Stosowanie:

- Przed użyciem dokładnie umyj i osusz twarz (jeśli używasz po trybie MC, ten krok możesz pominąć), a następnie nałóż produkt pielęgnacyjny bezpośrednio na skórę. Dla uzyskania optymalnych efektów oraz zapewnienia komfortu zalecamy stosowanie urządzenia z żelem przewodzącym odpowiednim do technologii EMS lub z lekkim, beztłuszczowym kosmetykiem do pielęgnacji twarzy, który nie utrudnia płynnego przesuwania urządzenia po skórze.
- Tryb oferuje pięć poziomów intensywności, które można dopasować do indywidualnych potrzeb skóry. Przy pierwszym użyciu zaleca się rozpoczęcie od najniższego poziomu, a intensywność można stopniowo zwiększać po kilku tygodniach regularnego stosowania. W bardziej wrażliwych obszarach, takich jak okolice oczu, nosa czy ust, zawsze należy używać najniższego poziomu intensywności.
- Delikatnie przykładaj całą powierzchnię głowicy masującej do skóry i przesuвай urządzenie powoli po twarzy, wykonując ruchy ku górze i na zewnątrz – zgodnie z naturalnym kierunkiem drenażu limfatycznego. W wybranych miejscach możesz zatrzymać głowicę na 1–2 sekundy, aby skoncentrować działanie impulsów w punktach napięcia mięśni, co pomoże je rozluźnić.
- Przed zastosowaniem trybu DERMA SHOT zaleca się najpierw użyć trybu MC.
- Tryb można stosować 1-3 razy dziennie (sesja 5-10 minut).

08. DZIAŁANIE URZĄDZENIA

1. Aby włączyć urządzenie nacisnąć i przytrzymać przycisk A6 (rozlegnie się sygnał dźwiękowy). Przy pomocy tego samego przycisku ustaw jeden z czterech dostępnych trybów, a następnie przy użyciu przycisku A5 ustaw jeden z pięciu poziomów intensywności (urządzenie wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy przy każdej zmianie).
2. Urządzenie posiada wbudowany 5-minutowy timer oraz czujnik kontaktu ze skórą. Odliczanie czasu uruchamia się wyłącznie, gdy głowica masująca dotyka skóry – w przeciwnym razie timer zatrzymuje się. Dodatkowo światło LED włącza się tylko w momencie kontaktu ze skórą, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, ponieważ eliminuje ryzyko przypadkowej emisji światła w powietrze lub w oczy.

3. Po upływie 5 minut urządzenie automatycznie przechodzi w stan spoczynku na 9 sekund. W tym czasie można nacisnąć przycisk A6, aby wybrać kolejny tryb pracy. Jeśli w ciągu tych 9 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie wyłączy się samoczynnie.
4. W przypadku zmiany trybu pracy w trakcie zabiegu odliczanie czasu rozpoczyna się od początku. Z kolei zmiana intensywności w tym samym trybie nie resetuje timera — czas sumuje się, dzięki czemu użytkownik wykorzystuje pełne 5 minut zabiegu.
5. Urządzenie umożliwia korzystanie z wszystkich czterech trybów w jednym cyklu zabiegowym. Należy jednak stosować je w zalecanej kolejności, co zapewnia najlepsze efekty i bezpieczeństwo: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Jeśli korzystasz z kilku trybów w odpowiedniej kolejności, nie ma potrzeby mycia i osuszania twarzy przy każdej zmianie trybu — wystarczy nałożyć odpowiedni produkt pielęgnacyjny lub żel przewodzący. Pamiętaj, że jedynie tryb AIR SHOT należy stosować na suchej skórze, bez użycia produktu pielęgnacyjnego.
6. Urządzenie pracuje w trybie pulsacyjnym — to celowe i bezpieczne działanie, które pozwala na skuteczną stymulację skóry.
7. Aby wyłączyć urządzenie przed upływem 5 minut należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A6 — rozlegnie się dwukrotny sygnał dźwiękowy.
8. Po skończonym masażu możesz przejść do kolejnych etapów pielęgnacji.

09. CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

1. Po każdym użyciu przetrzyj końcówkę masującą suchą lub lekko wilgotną ściereczką, zwracając szczególną uwagę na dokładne usunięcie resztek kosmetyków użytych podczas masażu.
2. Jeśli to konieczne, przetrzyj głowicę do sucha czystą ściereczką, a następnie nałóż pokrywkę na głowicę masującą.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie używaj silnie żrących detergentów ani alkoholu.
4. Jeśli produkt nie jest używany należy go przechowywać w dołączonym do zestawu woreczku, w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

10. ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1. Podczas ładowania na ekranie widoczna jest ikona ładowania, a zielony pierścień pokazuje postęp ładowania.
2. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, pierścień ładowania świeci się w całości na zielono.
3. Gdy poziom baterii jest niski, wskaźnik poziomu baterii na wyświetlaczu zmienia kolor na czerwony i wyświetla jedną kreskę.
4. Jeśli urządzenie jest rozładowane, wskaźnik poziomu baterii miga trzykrotnie, urządzenie wydaje 3 sygnały dźwiękowe i automatycznie się wyłącza.

11. SPECYFIKACJA

Zasilanie: 5V 0.7A

Moc: 5W

Bateria: litowo-polimerowa 2200mAh

Timer: 5min

Materiał: ABS + PP + 304 stal nierdzewna

Wymiary: 38.2x182.7x38.6 mm

Waga: 304g

12. KARTA GWARANCYJNA

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://neno.pl/gwarancja>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: <https://neno.pl/kontakt>

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

EN

USER MANUAL

Dear Customer,

Thank you for purchasing the Neno Beauty Luvé - a multi-purpose facial device with microcurrent and skin rejuvenation technology. The device is designed for comprehensive and advanced care - it combines up to six effective functions: electroporation, micro-currents, EMS technology, electrical micro-pulses, LED light therapy and sonic vibration. This user manual contains all the information necessary for correct use. Please familiarise yourself with it and keep it in case you need to use it again.

01. PRECAUTIONS

1. Do not use the device on swollen or inflamed skin, or on damaged skin, burned skin or immediately after recent surgery.
2. The device is not recommended for people with electronic implants (e.g. pacemaker, insulin pump).
3. Do not use the device if you have metal components in your mouth (e.g. implants, crowns, braces).
4. Do not use the device if you have active skin diseases (ulcers, psoriasis, eczema, rashes, recurrent herpes), epidermal damage (scars, wounds), hypersensitivity to electromagnetism, pregnancy and lactation, haemophilia/haemorrhagic disorders, epilepsy, atopic dermatitis (AD) and cancer.
5. Do not use the device while taking photosensitising medications (e.g. certain antibiotics, retinoids).
6. Do not use the device in combination with retinol and strong acids - this can lead to excessive skin irritation.
7. The device should not be used by children. Adults with physical, sensory or cognitive limitations should only use the device under the supervision of a carer.

8. If there is any doubt about the suitability of the device for a particular medical condition (e.g. skin diseases, any chronic illnesses, history of cosmetic surgery), consult a doctor.
9. Do not use for too long on one area of skin.
10. Avoid looking directly at the LED light in operation.
11. It is recommended to remove any metal jewellery, such as earrings or chains, before using the device.
12. Avoid using the massage head directly under the eyes, on the eyelids and on the neck in the thyroid region.
13. Always use the lowest intensity level in the eye, nose and mouth area (regardless of the mode selected).
14. Do not use the device longer or more often than recommended. Excessive use can lead to skin irritation.
15. Do not use the device near water or in conditions of high humidity, such as a bath, shower or sauna.
16. If you notice any adverse skin reactions during use, such as redness, itching, burning or other abnormal reactions - discontinue use immediately.
17. The temporary perception of flashing lights during use is a natural phenomenon resulting from the effect of the pulses. However, if it persists afterwards, consult your doctor.
18. A slight tingling sensation felt during use is a normal effect of the pulses. If discomfort occurs, it is recommended to reduce the intensity level.
19. Gentle vibrations or involuntary muscle contractions may occur during use - this is a natural effect of pulse stimulation (microcurrents, EMS, electroporation) and is not a cause for concern.
20. Do not use the device while it is charging. Disconnect the device from the power supply when it is fully charged.
21. Keep the power source away from sources of heat and water while charging.
22. Do not use the product if any component is damaged or missing.
23. Do not disassemble or repair the product yourself.
24. Do not use accessories or spare parts other than those supplied.
25. This product is not a toy. Do not allow children to play with the appliance.
26. Do not store the appliance and its packaging in a place that is easily accessible to children.
27. Do not store the appliance near a heat source and do not expose it directly to sunlight. Do not immerse the device in water.

02. CONTENTS OF THE KIT

1. Massager
2. Storage bag
3. Microfibre cloth
4. Type-C cable
5. Instruction manual

03. DESCRIPTION OF THE DEVICE

SEE FIGURE A

1. Massage head cover
2. Massage head
3. LED light
4. Display
5. Button for changing the intensity of the mode
6. On/off/mode change button
7. USB charging port
8. Type-C cable

04. AIR SHOT

Mode with blue LED light (460 nm), electric micro-pulses and short-wave vibration helps to reduce the appearance of pores, improve skin texture and give skin a smooth and fresh appearance.

Application:

- Wash and dry face thoroughly before use. Mode should only be used on dry skin, without any skincare products.
- The mode offers five levels of intensity that can be adjusted to suit individual skin needs. When using for the first time, it is recommended to start with the lowest level and the intensity can be gradually increased after a few weeks of regular use. For more sensitive areas, such as around the eyes, nose or mouth, always use the lowest intensity level.
- Gently apply the edge or tip of the massage head to the skin - do not use the entire surface of the massage head. Use the mode by making slow, smooth movements along the selected area of the skin or by applying the head directly to areas of concern.
- When using the AIR SHOT mode, you may feel a gentle, pinpoint tingling sensation reminiscent of fine needle-like tingles, as well as smell a slight odour reminiscent of burning fine hairs - this is perfectly normal and safe.
- Do not use AIR SHOT mode on days when you are using retinol or strong acids, especially if you have sensitive skin.
- The mode can be used 2-3 times a week (session maximum 5 minutes).

05. BOOSTER

This mode with yellow LED light (590 nm), gentle vibration and electroporation promotes deep absorption of active ingredients, intensely hydrates and brightens the skin, restoring a healthy glow.

Application:

- Thoroughly wash and dry your face before use (if using after AIR SHOT mode, this step can be skipped), then apply skincare product directly to skin. The best products are those with a gel or water-gel consistency, containing active ingredients such as hyaluronic acid, peptides, niacinamide or ceramides to further help hydrate and regenerate the skin.
- The mode offers five levels of intensity, which can be adjusted to suit individual skin needs. When using for the first time, it is recommended to start with the lowest level, and the intensity can be gradually increased after a few weeks of regular use. For more sensitive areas, such as around the eyes, nose or mouth, always use the lowest intensity level.
- Gently apply the entire surface of the massage head to the skin, using circular motions (from the centre of the face outwards and upwards) to allow the product to be absorbed. If, during the 5-minute BOOSTER mode treatment, you feel that all the skincare product has already been

absorbed, you can apply additional product to ensure smooth gliding of the device and increase comfort.

- The mode can be used 1-3 times a day (5-10 minute session).

06. MC

Mode with green LED light (521 nm), vibration and micro-currents stimulates collagen production, improves skin firmness and smooths fine lines and wrinkles, restoring a youthful appearance to the complexion.

Application:

- Thoroughly wash and dry your face before use (if using after BOOSTER mode, this step can be skipped), then apply the skincare product directly to the skin. For optimal results and comfort, we recommend using the device with a conductive gel suitable for EMS technology or with a light, oil-free facial care product that does not impede the smooth gliding of the device over the skin.
- The mode offers five levels of intensity, which can be adjusted to suit individual skin needs. When using for the first time, it is recommended to start with the lowest level and the intensity can be gradually increased after a few weeks of regular use. For more sensitive areas, such as around the eyes, nose or mouth, always use the lowest intensity level.
- Gently apply the entire surface of the massage head to the skin and move the device slowly across the face, using upward and outward movements - following the natural direction of lymphatic drainage.
- The mode can be used 1-3 times a day (session of 5-10 minutes).

07. DERMA SHOT

Mode with red LED light (630 nm), vibration and EMS technology intensively firms facial muscles, contours and improves skin tone - for a firmer and more naturally sculpted face.

Application:

- Before use, wash and dry your face thoroughly (if using after MC mode, this step can be skipped) and then apply a skincare product directly to the skin. For optimal results and comfort, we recommend using the device with a conductive gel suitable for EMS technology or a light, oil-free facial care product that does not impede the smooth gliding of the device over the skin.
- The mode offers five levels of intensity, which can be adjusted to suit individual skin needs. When using for the first time, it is recommended to start with the lowest level and the intensity can be gradually increased after a few weeks of regular use. For more sensitive areas, such as around the eyes, nose or mouth, always use the lowest intensity level.
- Gently apply the entire surface of the massage head to the skin and move the device slowly across the face in an upward and outward motion - following the natural direction of lymphatic drainage. In selected areas, you can pause the device for 1-2 seconds to concentrate the pulses on muscle tension points, which will help to relax them.
- Before using the DERMA SHOT mode, it is recommended to use the MC mode first.
- The mode can be used 1-3 times a day (session of 5-10 minutes).

08. OPERATION OF THE DEVICE

1. To switch on the device, press and hold button A6 (a beep will sound). Use the same button to set one of the four available modes and then use button A5 to set one of the five intensity levels (the device will emit a single beep with each change).
2. The device has a built-in 5-minute timer and a skin contact sensor. The countdown timer only starts when the massage head touches the skin - otherwise the timer stops. In addition, the LED light only switches on when it comes into contact with the skin, which increases user safety as it eliminates the risk of accidental light emission into the air or eyes.
3. After 5 minutes, the device automatically goes into a resting state for 9 seconds. During this time, the A6 button can be pressed to select the next mode of operation. If no operation is performed during these 9 seconds, the device switches off automatically.
4. If the operating mode is changed during the treatment, the countdown starts from the beginning. In contrast, changing the intensity in the same mode does not reset the timer - the time adds up so that the user still receives the full 5 minutes of treatment.
5. The device allows all four modes to be used in a single treatment cycle. However, they must be used in the recommended order for best results and safety: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. If you use several modes in the correct order, there is no need to wash and dry your face every time you change modes - just apply the appropriate skincare product or conductive gel. Remember that only the AIR SHOT mode should be used on dry skin, without using a skincare product.
6. The device operates in pulsed mode - a deliberate and safe action that allows for effective skin stimulation.
7. To switch off the device before 5 minutes have elapsed, press and hold button A6 - a double beep will sound.
8. Once the massage has finished, you can move on to the next stages of care.

09. CLEANING AND STORAGE

1. After each use, wipe the massage head with a dry or slightly damp cloth, taking care to remove any residual cosmetics used during the massage.
2. If necessary, wipe the head dry with a clean cloth and do not use harsh detergents or alcohol.
3. Do not immerse the device in water and do not use highly corrosive detergents or alcohol.
4. When the product is not in use, store it in the bag provided, in a dry, cool place, away from direct sunlight and heat sources.

10. CHARGING THE DEVICE

1. When charging, the charging icon is visible on the screen and the green ring shows the charging progress.
2. When the device is fully charged, the charging ring lights up fully green.
3. When the battery level is low, the battery level indicator on the display turns red and displays one dash.
4. When the device is discharged, the battery level indicator flashes three times, the device beeps 3 times and automatically switches off.

11. SPECIFICATIONS

Power supply: 5V 0.7A

Power: 5W

Battery: Lithium-polymer 2200mAh

Timer: 5min

Material: ABS + PP + 304 stainless steel

Dimensions: 38.2x182.7x 38.6 mm
Weight: 304g

12. WARRANTY CARD

The product is covered by a 24-month warranty. Warranty conditions can be found at: <https://neno.pl/gwarancja>
The details, contact, and service address can be found at: <https://neno.pl/kontakt>
Specifications and contents are subject to change without notice. We apologise for any inconvenience.

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für das Neno Beauty Luvé entschieden haben - ein Mehrzweck-Gesichtsgerät mit Mikrostrom- und Hautverjüngungstechnologie. Das Gerät ist für eine umfassende und fortschrittliche Pflege konzipiert - es kombiniert bis zu sechs effektive Funktionen: Elektroporation, Mikroströme, EMS-Technologie, elektrische Mikroimpulse, LED-Lichttherapie und Schallvibration. Diese Gebrauchsanweisung enthält alle Informationen, die für eine korrekte Anwendung notwendig sind. Bitte machen Sie sich mit ihr vertraut und bewahren Sie sie für den Fall auf, dass Sie das Gerät erneut verwenden müssen.

01. VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut, auf verletzter oder verbrannter Haut oder unmittelbar nach einer kürzlich erfolgten Operation.
2. Das Gerät wird nicht für Personen mit elektronischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher, Insulinpumpe) empfohlen.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Metallteile im Mund haben (z. B. Implantate, Kronen, Zahnsplangen).
4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie aktive Hauterkrankungen (Geschwüre, Schuppenflechte, Ekzeme, Hautausschläge, rezidivierende Herpes), Epidermisschäden (Narben, Wunden), Überempfindlichkeit gegen Elektromagnetismus, Schwangerschaft und Stillzeit, Hämophilie/Hämorrhagie, Epilepsie, atopische Dermatitis (AD) und Krebs haben.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht während der Einnahme von photosensibilisierenden Medikamenten (z. B. bestimmte Antibiotika, Retinoide).
6. Verwenden Sie das Gerät nicht in Kombination mit Retinol und starken Säuren - dies kann zu übermäßigen Hautreizungen führen.
7. Das Gerät sollte nicht von Kindern benutzt werden. Erwachsene mit körperlichen, sensorischen oder kognitiven Einschränkungen sollten das Gerät nur unter Aufsicht einer Pflegeperson verwenden.
8. Bei Zweifeln über die Eignung des Geräts für einen bestimmten medizinischen Zustand (z. B. Hautkrankheiten, chronische Krankheiten, kosmetische Eingriffe in der Vergangenheit) sollten Sie einen Arzt konsultieren.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht zu lange auf einer Hautpartie.
10. Vermeiden Sie es, während des Betriebs direkt in das LED-Licht zu schauen.
11. Es wird empfohlen, vor der Anwendung des Geräts jeglichen Metallschmuck, wie Ohrringe oder Ketten, abzulegen.
12. Vermeiden Sie die Verwendung des Massagekopfes direkt unter den Augen, auf den Augenlidern und am Hals im Bereich der Schilddrüse.
13. Verwenden Sie im Augen-, Nasen- und Mundbereich immer die niedrigste Intensitätsstufe (unabhängig vom gewählten Modus).
14. Verwenden Sie das Gerät nicht länger oder häufiger als empfohlen. Übermäßiger Gebrauch kann zu Hautreizungen führen.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder bei hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. in der Badewanne, Dusche oder Sauna.
16. Wenn Sie während der Anwendung unerwünschte Hautreaktionen wie Rötungen, Juckreiz, Brennen oder andere ungewöhnliche Reaktionen feststellen, stellen Sie die Anwendung sofort ein.
17. Die vorübergehende Wahrnehmung von blinkenden Lichtern während der Anwendung ist ein natürliches Phänomen, das auf die Wirkung der Impulse zurückzuführen ist. Sollte es jedoch auch danach noch auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
18. Ein leichtes Kribbeln während der Anwendung ist eine normale Auswirkung der Pulse. Bei Unbehagen empfiehlt es sich, die Intensität zu reduzieren.
19. Während der Anwendung können leichte Vibrationen oder unwillkürliche Muskelkontraktionen auftreten - dies ist ein natürlicher Effekt der Impulsstimulation (Mikroströme, EMS, Elektroporation) und kein Grund zur Sorge.
20. Verwenden Sie das Gerät nicht, während es aufgeladen wird. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es vollständig aufgeladen ist.
21. Halten Sie die Stromquelle während des Ladevorgangs von Wärmequellen und Wasser fern.
22. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder fehlt.
23. Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander und reparieren Sie es nicht.
24. Verwenden Sie keine anderen als die mitgelieferten Zubehör- oder Ersatzteile.
25. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
26. Bewahren Sie das Gerät und seine Verpackung nicht an einem Ort auf, der für Kinder leicht zugänglich ist.
27. Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und setzen Sie es nicht direkt dem Sonnenlicht aus. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.

02. INHALT DES KITS

1. Massagegerät
2. Aufbewahrungstasche
3. Mikrofaser Tuch

4. Typ-C-Kabel
5. Gebrauchsanweisung

03. BESCHREIBUNG DES GERÄTS

SIEHE ABILDUNG A

1. Abdeckung des Massagekopfes
2. Massagekopf
3. LED-Leuchte
4. Anzeige
5. Taste zum Ändern der Intensität des Modus
6. Taste für Ein/Aus/Moduswechsel
7. USB-Ladeanschluss
8. Typ-C-Kabel

04. AIR SHOT

Modus mit blauem LED-Licht (460 nm), elektrischen Mikroimpulsen und kurzweiliger Vibration hilft, das Erscheinungsbild von Poren zu reduzieren, die Hautstruktur zu verbessern und der Haut ein glattes und frisches Aussehen zu verleihen.

Anwendung:

- Vor der Anwendung das Gesicht gründlich waschen und abtrocknen. Der Modus sollte nur auf trockener Haut und ohne Pflegeprodukte angewendet werden.
- Der Modus bietet fünf Intensitätsstufen, die an die individuellen Hautbedürfnisse angepasst werden können. Bei der ersten Anwendung wird empfohlen, mit der niedrigsten Stufe zu beginnen. Nach einigen Wochen regelmäßiger Anwendung kann die Intensität schrittweise erhöht werden. Für empfindlichere Bereiche wie die Augen-, Nasen- oder Mundpartie sollten Sie immer die niedrigste Intensitätsstufe verwenden.
- Massieren Sie die Haut sanft mit dem Rand oder der Spitze des Massagekopfes - verwenden Sie nicht die gesamte Oberfläche des Massagekopfes. Verwenden Sie den Modus, indem Sie langsame, sanfte Bewegungen entlang der ausgewählten Hautpartie machen oder den Kopf direkt auf die betroffenen Stellen aufsetzen.
- Bei der Verwendung des AIR SHOT-Modus können Sie ein leichtes, punktuelles Kribbeln spüren, das an ein feines, nadelförmiges Prickeln erinnert, und einen leichten Geruch riechen, der an brennende feine Haare erinnert - das ist völlig normal und ungefährlich.
- Verwenden Sie den AIR SHOT-Modus nicht an Tagen, an denen Sie Retinol oder starke Säuren verwenden, insbesondere wenn Sie empfindliche Haut haben.
- Der Modus kann 2-3 Mal pro Woche verwendet werden (maximal 5 Minuten).

05. BOOSTER

Dieser Modus mit gelbem LED-Licht (590 nm), sanfter Vibration und Elektroporation fördert die tiefe Absorption der Wirkstoffe, spendet der Haut intensiv Feuchtigkeit und verleiht ihr ein gesundes Strahlen.

Anwendung:

- Waschen Sie Ihr Gesicht vor der Anwendung gründlich und trocknen Sie es ab (bei Anwendung nach dem AIR SHOT-Modus kann dieser Schritt übersprungen werden), und tragen Sie dann das Pflegeprodukt direkt auf die Haut auf. Am besten eignen sich Produkte mit einer Gel- oder Wasser-Gel-Konsistenz, die Wirkstoffe wie Hyaluronsäure, Peptide, Niacinamid oder Ceramide enthalten, die die Haut zusätzlich mit Feuchtigkeit versorgen und regenerieren.
- Der Modus bietet fünf Intensitätsstufen, die an die individuellen Hautbedürfnisse angepasst werden können. Bei der ersten Anwendung wird empfohlen, mit der niedrigsten Stufe zu beginnen, und die Intensität kann nach einigen Wochen regelmäßiger Anwendung schrittweise erhöht werden. Für empfindlichere Bereiche wie die Augen-, Nasen- oder Mundpartie sollten Sie immer die niedrigste Intensitätsstufe wählen.
- Tragen Sie die gesamte Fläche des Massagekopfes mit kreisenden Bewegungen (von der Gesichtsmitte nach außen und oben) sanft auf die Haut auf, damit das Produkt einziehen kann. Wenn Sie während der 5-minütigen Behandlung im BOOSTER-Modus das Gefühl haben, dass das gesamte Hautpflegeprodukt bereits absorbiert wurde, können Sie zusätzliches Produkt auftragen, um ein reibungsloses Gleiten des Geräts zu gewährleisten und den Komfort zu erhöhen.
- Der Modus kann 1-3 Mal pro Tag (5-10 Minuten) verwendet werden.

06. MC

Der Modus mit grünem LED-Licht (521 nm), Vibration und Mikroströmen regt die Kollagenproduktion an, verbessert die Festigkeit der Haut und glättet feine Linien und Fältchen, so dass der Teint wieder jugendlich aussieht.

Anwendung:

- Waschen Sie Ihr Gesicht vor der Anwendung gründlich und trocknen Sie es ab (bei der Anwendung nach dem BOOSTER-Modus kann dieser Schritt übersprungen werden), und tragen Sie dann das Hautpflegeprodukt direkt auf die Haut auf. Für optimale Ergebnisse und Komfort empfehlen wir, das Gerät mit einem leitfähigen Gel, das für die EMS-Technologie geeignet ist, oder mit einem leichten, ölfreien Gesichtspflegeprodukt zu verwenden, das das reibungslose Gleiten des Geräts über die Haut nicht behindert.
- Der Modus bietet fünf Intensitätsstufen, die an die individuellen Hautbedürfnisse angepasst werden können. Bei der ersten Anwendung wird empfohlen, mit der niedrigsten Stufe zu beginnen. Nach einigen Wochen regelmäßiger Anwendung kann die Intensität schrittweise erhöht werden. Für empfindlichere Bereiche wie die Augen-, Nasen- oder Mundpartie sollten Sie immer die niedrigste Intensitätsstufe verwenden.
- Legen Sie die gesamte Oberfläche des Massagekopfes sanft auf die Haut und bewegen Sie das Gerät langsam über das Gesicht, indem Sie Aufwärts- und Auswärtsbewegungen ausführen - in der natürlichen Richtung des Lymphabflusses.
- Der Modus kann 1-3 Mal pro Tag angewendet werden (5-10 Minuten).

07. DERMAL SHOT

Modus mit rotem LED-Licht (630 nm), Vibration und EMS-Technologie strafft intensiv die Gesichtsmuskulatur, konturiert und verbessert den Hauttonus - für ein strafferes und natürlich geformtes Gesicht.

Anwendung:

- Waschen und trocknen Sie Ihr Gesicht vor der Anwendung gründlich ab (bei Anwendung nach dem MC-Modus kann dieser Schritt übersprungen

werden) und tragen Sie dann ein Pflegeprodukt direkt auf die Haut auf. Für optimale Ergebnisse und Komfort empfehlen wir, das Gerät mit einem leitfähigen Gel zu verwenden, das für die EMS-Technologie geeignet ist, oder ein leichtes, ölfreies Gesichtspflegeprodukt, das das reibungslose Gleiten des Geräts über die Haut nicht behindert.

- Der Modus bietet fünf Intensitätsstufen, die an die individuellen Hautbedürfnisse angepasst werden können. Bei der ersten Anwendung wird empfohlen, mit der niedrigsten Stufe zu beginnen. Nach einigen Wochen regelmäßiger Anwendung kann die Intensität schrittweise erhöht werden. Für empfindlichere Bereiche wie die Augen-, Nasen- oder Mundpartie sollten Sie immer die niedrigste Intensitätsstufe wählen.
- Legen Sie die gesamte Fläche des Massagekopfes sanft auf die Haut und bewegen Sie das Gerät langsam in Aufwärts- und Auswärtsbewegungen über das Gesicht - in der natürlichen Richtung des Lymphabflusses. An ausgewählten Stellen können Sie das Gerät für 1-2 Sekunden anhalten, um die Impulse auf Muskelverspannungspunkte zu konzentrieren, was zu deren Entspannung beiträgt.
- Es wird empfohlen, vor der Anwendung des DERMA SHOT-Modus zunächst den MC-Modus zu verwenden.
- Der Modus kann 1-3 Mal pro Tag verwendet werden (5-10 Minuten).

08. BEDIENUNG DES GERÄTS

1. Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Taste A6 gedrückt (es ertönt ein Piepton). Verwenden Sie dieselbe Taste, um einen der vier verfügbaren Modi einzustellen, und verwenden Sie dann die Taste A5, um eine der fünf Intensitätsstufen einzustellen (das Gerät gibt bei jeder Änderung einen einzelnen Signalton ab.).
2. Das Gerät verfügt über einen eingebauten 5-Minuten-Timer und einen Hautkontaktsensor. Der Countdown-Timer startet nur, wenn der Massagekopf die Haut berührt - andernfalls wird der Timer angehalten. Außerdem schaltet sich das LED-Licht nur ein, wenn es mit der Haut in Berührung kommt, was die Sicherheit des Benutzers erhöht, da das Risiko einer versehentlichen Lichtemission in die Luft oder in die Augen ausgeschlossen ist.
3. Nach 5 Minuten geht das Gerät automatisch für 9 Sekunden in einen Ruhezustand über. Während dieser Zeit kann durch Drücken der Taste A6 die nächste Betriebsart gewählt werden. Wird während dieser 9 Sekunden kein Vorgang durchgeführt, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
4. Wird die Betriebsart während der Behandlung gewechselt, beginnt der Countdown von vorne. Ein Wechsel der Intensität in derselben Betriebsart setzt den Timer dagegen nicht zurück - die Zeit summiert sich, so dass der Benutzer weiterhin die vollen 5 Minuten Behandlung erhält.
5. Mit dem Gerät können alle vier Modi in einem einzigen Behandlungszyklus verwendet werden. Für beste Ergebnisse und Sicherheit müssen Sie jedoch in der empfohlenen Reihenfolge verwendet werden: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Wenn Sie mehrere Modi in der richtigen Reihenfolge verwenden, brauchen Sie Ihr Gesicht nicht jedes Mal zu waschen und abzutrocknen, wenn Sie den Modus wechseln - tragen Sie einfach das entsprechende Hautpflegeprodukt oder leitfähige Gel auf. Denken Sie daran, dass nur der AIR SHOT-Modus auf trockener Haut und ohne Pflegeprodukt verwendet werden sollte.
6. Das Gerät arbeitet im gepulsten Modus - eine bewusste und sichere Maßnahme, die eine effektive Hautstimulation ermöglicht.
7. Um das Gerät vor Ablauf der 5 Minuten auszuschalten, halten Sie die Taste A6 gedrückt - es ertönt ein doppelter Piepton.
8. Sobald die Massage beendet ist, können Sie mit den nächsten Pflegeschritten fortfahren.

09. REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

1. Wischen Sie den Massagekopf nach jedem Gebrauch mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab und achten Sie dabei darauf, dass Sie alle während der Massage verwendeten Kosmetikreste entfernen.
2. Wischen Sie den Kopf bei Bedarf mit einem sauberen Tuch trocken und verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Alkohol.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und verwenden Sie keine stark ätzenden Reinigungsmittel oder Alkohol.
4. Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, bewahren Sie es in der mitgelieferten Tasche an einem trockenen, kühlen Ort auf, fern von direktem Sonnenlicht und Wärmequellen.

10. AUFLADEN DES GERÄTS

1. Während des Ladevorgangs ist das Ladesymbol auf dem Bildschirm sichtbar und der grüne Ring zeigt den Ladevorgang an.
2. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet der Ladering vollständig grün.
3. Bei niedrigem Akkustand wird die Akkustandsanzeige auf dem Display rot und zeigt einen Strich an.
4. Wenn das Gerät entladen ist, blinkt die Akkustandsanzeige dreimal, das Gerät piept dreimal und schaltet sich automatisch aus.

11. TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 5V 0,7A

Leistung: 5W

Akku: Lithium-Polymer 2200mAh

Zeitschaltuhr: 5min

Material: ABS + PP + 304 rostfreier Stahl

Abmessungen: 38,2x182,7x 38,6 mm

Gewicht: 304g

12. GARANTIEKARTE

Für das Produkt gilt eine 24-monatige Garantie. Die Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://neno.pl/gwarancja>

Details, Kontakt und Serviceadresse finden Sie unter: <https://neno.pl/kontakt>

Technische Daten und Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté le Neno Beauty Luvé, un appareil facial polyvalent doté de la technologie du micro-courant et du rajeunissement de la peau. L'appareil est conçu pour des soins complets et avancés - il combine jusqu'à six fonctions efficaces: électroporation, micro-courants, technologie EMS, micro-pulsations électriques, luminothérapie LED et vibration sonore. Ce manuel d'utilisation contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte. Familiarisez-vous avec lui et conservez-le au cas où vous auriez besoin de l'utiliser à nouveau.

01. PRÉCAUTIONS

1. Ne pas utiliser l'appareil sur une peau gonflée ou enflammée, sur une peau abîmée, brûlée ou immédiatement après une intervention chirurgicale récente.
2. L'appareil n'est pas recommandé pour les personnes ayant des implants électroniques (par exemple, un stimulateur cardiaque, une pompe à insuline).
3. N'utilisez pas l'appareil si vous avez des composants métalliques dans la bouche (par ex. implants, couronnes, appareils dentaires).
4. N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez de maladies cutanées actives (ulcères, psoriasis, eczéma, éruptions cutanées, herpès récurrent), de lésions de l'épiderme (cicatrices, plaies), d'hypersensibilité à l'électromagnétisme, de grossesse et d'allaitement, d'hémophilie/de troubles hémorragiques, d'épilepsie, de dermatite atopique (DA) et de cancer.
5. N'utilisez pas l'appareil si vous prenez des médicaments photosensibilisants (par exemple, certains antibiotiques, rétinoïdes).
6. Ne pas utiliser l'appareil en combinaison avec du rétinol et des acides forts - cela peut entraîner une irritation excessive de la peau.
7. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les adultes ayant des limitations physiques, sensorielles ou cognitives ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un soignant.
8. En cas de doute sur l'adéquation de l'appareil à un état de santé particulier (par exemple, maladies de la peau, maladies chroniques, antécédents de chirurgie esthétique), consultez un médecin.
9. Ne pas utiliser l'appareil trop longtemps sur une même zone de la peau.
10. Éviter de regarder directement la lumière LED en fonctionnement.
11. Il est recommandé d'enlever tout bijou métallique, comme les boucles d'oreilles ou les chaînes, avant d'utiliser l'appareil.
12. Éviter d'utiliser la tête de massage directement sous les yeux, sur les paupières et sur le cou dans la région de la thyroïde.
13. Utilisez toujours le niveau d'intensité le plus faible dans la zone des yeux, du nez et de la bouche (quel que soit le mode sélectionné).
14. N'utilisez pas l'appareil plus longtemps ou plus souvent que ce qui est recommandé. Une utilisation excessive peut entraîner une irritation de la peau.
15. N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau ou dans des conditions d'humidité élevée, comme dans un bain, une douche ou un sauna.
16. Si vous remarquez des réactions cutanées indésirables pendant l'utilisation, telles que des rougeurs, des démangeaisons, des brûlures ou d'autres réactions anormales, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
17. La perception temporaire de lumières clignotantes pendant l'utilisation est un phénomène naturel résultant de l'effet des impulsions. Toutefois, si elle persiste par la suite, consultez votre médecin.
18. Un léger picotement ressenté lors de l'utilisation est un effet normal des impulsions. En cas d'inconfort, il est recommandé de réduire le niveau d'intensité.
19. De légères vibrations ou des contractions musculaires involontaires peuvent se produire pendant l'utilisation - il s'agit d'un effet naturel de la stimulation par impulsions (microcourants, EMS, électroporation) et il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
20. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation lorsqu'il est complètement chargé.
21. Tenez la source d'alimentation éloignée des sources de chaleur et d'eau pendant la charge.
22. N'utilisez pas le produit si l'un de ses composants est endommagé ou manquant.
23. Ne démontez pas et ne réparez pas le produit vous-même.
24. N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux fournis.
25. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
26. Ne rangez pas l'appareil et son emballage dans un endroit facilement accessible aux enfants.
27. Ne pas ranger l'appareil près d'une source de chaleur et ne pas l'exposer directement à la lumière du soleil. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.

02. CONTENU DU KIT

1. Appareil de massage
2. Sac de rangement
3. Chiffon en microfibre
4. Câble Type-C
5. Manuel d'instructions

03. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

VOIR FIGURE A

1. Couverture de la tête de massage
2. Tête de massage
3. Lumière LED
4. Afficheur
5. Bouton de changement d'intensité du mode

6. Bouton marche/arrêt/changement de mode
7. Port de charge USB
8. Câble de type C

04. AIR SHOT

Le mode avec lumière LED bleue (460 nm), micro-pulsations électriques et vibrations à ondes courtes permet de réduire l'apparence des pores, d'améliorer la texture de la peau et de lui donner un aspect lisse et frais.

Application:

- Lavez et séchez soigneusement votre visage avant utilisation. Le mode ne doit être utilisé que sur une peau sèche, sans aucun produit de soin.
- Le mode offre cinq niveaux d'intensité qui peuvent être ajustés pour répondre aux besoins individuels de la peau. Lors de la première utilisation, il est recommandé de commencer par le niveau le plus bas et l'intensité peut être progressivement augmentée après quelques semaines d'utilisation régulière. Pour les zones plus sensibles, telles que le contour des yeux, du nez ou de la bouche, utilisez toujours le niveau d'intensité le plus faible.
- Appliquez délicatement le bord ou l'extrémité de la tête de massage sur la peau - n'utilisez pas toute la surface de la tête de massage. Utilisez le mode en effectuant des mouvements lents et doux le long de la zone sélectionnée de la peau ou en appliquant la tête directement sur les zones concernées.
- Lorsque vous utilisez le mode AIR SHOT, vous pouvez ressentir un léger picotement ponctuel rappelant de fines piqûres d'aiguille, ainsi qu'une légère odeur rappelant la combustion de poils fins - c'est tout à fait normal et sans danger.
- N'utilisez pas le mode AIR SHOT les jours où vous utilisez du rétinol ou des acides forts, surtout si votre peau est sensible.
- Ce mode peut être utilisé 2 à 3 fois par semaine (séance de 5 minutes maximum).

05. BOOSTER

Ce mode, qui utilise la lumière LED jaune (590 nm), des vibrations douces et l'électroporation, favorise l'absorption en profondeur des ingrédients actifs, hydrate et illumine intensément la peau, lui redonnant un éclat sain.

Application:

- Lavez et séchez soigneusement votre visage avant de l'utiliser (si vous l'utilisez après le mode AIR SHOT, cette étape peut être omise), puis appliquez le produit de soin directement sur la peau. Les meilleurs produits sont ceux qui ont une consistance de gel ou de gel aqueux et qui contiennent des ingrédients actifs tels que de l'acide hyaluronique, des peptides, de la niacinamide ou des céramides pour aider à hydrater et à régénérer la peau.
- Le mode offre cinq niveaux d'intensité, qui peuvent être ajustés pour répondre aux besoins individuels de la peau. Lors de la première utilisation, il est recommandé de commencer par le niveau le plus bas, et l'intensité peut être progressivement augmentée après quelques semaines d'utilisation régulière. Pour les zones plus sensibles, comme le contour des yeux, du nez ou de la bouche, utilisez toujours le niveau d'intensité le plus faible.
- Appliquez délicatement toute la surface de la tête de massage sur la peau, en effectuant des mouvements circulaires (du centre du visage vers l'extérieur et vers le haut) pour faire pénétrer le produit. Si, pendant le traitement de 5 minutes en mode BOOSTER, vous avez l'impression que tout le produit de soin a déjà été absorbé, vous pouvez appliquer du produit supplémentaire pour assurer une bonne glisse de l'appareil et augmenter le confort.
- Ce mode peut être utilisé 1 à 3 fois par jour (séance de 5 à 10 minutes).

06. MC

Le mode avec lumière LED verte (521 nm), vibrations et micro-courants stimule la production de collagène, améliore la fermeté de la peau et lisse les rides et ridules, redonnant un aspect jeune au teint.

Application:

- Lavez et séchez soigneusement votre visage avant utilisation (si vous utilisez l'appareil après le mode BOOSTER, cette étape peut être omise), puis appliquez le produit de soin directement sur la peau. Pour des résultats et un confort optimaux, nous recommandons d'utiliser l'appareil avec un gel conducteur adapté à la technologie EMS ou avec un produit de soin du visage léger, sans huile, qui ne gêne pas le glissement de l'appareil sur la peau.
- Le mode offre cinq niveaux d'intensité, qui peuvent être ajustés pour répondre aux besoins individuels de la peau. Lors de la première utilisation, il est recommandé de commencer par le niveau le plus bas et l'intensité peut être progressivement augmentée après quelques semaines d'utilisation régulière. Pour les zones plus sensibles, telles que le contour des yeux, du nez ou de la bouche, utilisez toujours le niveau d'intensité le plus faible.
- Appliquez délicatement toute la surface de la tête de massage sur la peau et déplacez lentement l'appareil sur le visage, en effectuant des mouvements vers le haut et vers l'extérieur - en suivant la direction naturelle du drainage lymphatique.
- Le mode peut être utilisé 1 à 3 fois par jour (séance de 5 à 10 minutes).

07. DERMA SHOT

Avec lumière LED rouge (630 nm), vibration et technologie EMS qui raffermir intensément les muscles du visage, dessine les contours et améliore le teint de la peau - pour un visage plus ferme et plus naturellement sculpté.

Application:

- Avant utilisation, lavez et séchez soigneusement votre visage (si vous utilisez le mode MC après, cette étape peut être omise), puis appliquez un produit de soin directement sur la peau. Pour des résultats et un confort optimaux, nous recommandons d'utiliser l'appareil avec un gel conducteur adapté à la technologie EMS ou un produit de soin du visage léger et sans huile qui n'entrave pas le glissement de l'appareil sur la peau.
- Le mode offre cinq niveaux d'intensité, qui peuvent être ajustés pour répondre aux besoins individuels de la peau. Lors de la première utilisation, il est recommandé de commencer par le niveau le plus bas et l'intensité peut être progressivement augmentée après quelques semaines d'utilisation régulière. Pour les zones plus sensibles, comme le contour des yeux, du nez ou de la bouche, utilisez toujours le niveau d'intensité le plus faible.
- Appliquez délicatement toute la surface de la tête de massage sur la peau et déplacez lentement l'appareil sur le visage dans un mouvement ascendant et descendant - en suivant la direction naturelle du drainage lymphatique. Dans certaines zones, vous pouvez interrompre l'appareil pendant 1 à 2 secondes pour concentrer les impulsions sur les points de tension musculaire, ce qui contribuera à les détendre.

- Avant d'utiliser le mode DERMA SHOT, il est recommandé d'utiliser d'abord le mode MC.
- Ce mode peut être utilisé 1 à 3 fois par jour (séance de 5 à 10 minutes).

08. FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

1. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton A6 et maintenez-le enfoncé (un signal sonore retentit). Utilisez le même bouton pour régler l'un des quatre modes disponibles, puis utilisez le bouton A5 pour régler l'un des cinq niveaux d'intensité (l'appareil émet un seul bip à chaque changement).
2. L'appareil est équipé d'une minuterie de 5 minutes et d'un capteur de contact avec la peau. Le compte à rebours ne démarre que lorsque la tête de massage touche la peau, sinon il s'arrête. En outre, la lumière LED ne s'allume que lorsqu'elle entre en contact avec la peau, ce qui augmente la sécurité de l'utilisateur en éliminant le risque d'émission accidentelle de lumière dans l'air ou dans les yeux.
3. Après 5 minutes, l'appareil se met automatiquement en état de repos pendant 9 secondes. Pendant ce temps, il est possible d'appuyer sur le bouton A6 pour sélectionner le mode de fonctionnement suivant. Si aucune opération n'est effectuée pendant ces 9 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement.
4. Si le mode de fonctionnement est modifié pendant le traitement, le compte à rebours recommence depuis le début. En revanche, le changement d'intensité dans le même mode ne réinitialise pas la minuterie - le temps s'ajoute pour que l'utilisateur reçoive toujours les 5 minutes de traitement.
5. L'appareil permet d'utiliser les quatre modes au cours d'un même cycle de traitement. Cependant, ils doivent être utilisés dans l'ordre recommandé pour obtenir les meilleurs résultats et la meilleure sécurité: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Si vous utilisez plusieurs modes dans le bon ordre, il n'est pas nécessaire de laver et de sécher votre visage à chaque fois que vous changez de mode - il suffit d'appliquer le produit de soin ou le gel conducteur approprié. N'oubliez pas que seul le mode AIR SHOT doit être utilisé sur une peau sèche, sans produit de soin.
6. L'appareil fonctionne en mode pulsé - une action délibérée et sûre qui permet une stimulation efficace de la peau.
7. Pour éteindre l'appareil avant que les 5 minutes ne soient écoulées, appuyez sur le bouton A6 et maintenez-le enfoncé - un double bip retentit.
8. Une fois le massage terminé, vous pouvez passer aux étapes suivantes de l'entretien.

09. NETTOYAGE ET RANGEMENT

1. Après chaque utilisation, essuyez la tête de massage avec un chiffon sec ou légèrement humide, en prenant soin d'enlever les résidus de produits cosmétiques utilisés pendant le massage.
2. Si nécessaire, essuyez la tête avec un chiffon propre et n'utilisez pas de détergents agressifs ou d'alcool.
3. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau et ne pas utiliser de détergents très corrosifs ou d'alcool.
4. Lorsque le produit n'est pas utilisé, rangez-le dans le sac fourni, dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

10. CHARGER L'APPAREIL

1. Lors de la charge, l'icône de charge est visible sur l'écran et l'anneau vert indique la progression de la charge.
2. Lorsque l'appareil est complètement chargé, l'anneau de charge s'allume en vert.
3. Lorsque le niveau de la batterie est faible, l'indicateur de niveau de la batterie sur l'écran devient rouge et affiche un tiret.
4. Lorsque l'appareil est déchargé, l'indicateur de niveau de batterie clignote trois fois, l'appareil émet trois bips et s'éteint automatiquement.

11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique: 5V 0,7A

Puissance: 5W

Batterie: Lithium-polymère 2200mAh

Minuterie: 5 minutes

Matériau: ABS + PP + Acier inoxydable 304

Dimensions: 38.2x182.7x 38.6 mm

Poids: 304g

12. CARTE DE GARANTIE

Le produit est couvert par une garantie de 24 mois. Les conditions de garantie peuvent être consultées à l'adresse suivante: <https://neno.pl/gwarancja>
Les détails, le contact et l'adresse du service après-vente se trouvent à l'adresse suivante: <https://neno.pl/kontakt>
Les spécifications et le contenu peuvent être modifiés sans préavis. Nous nous excusons pour tout désagrement.

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si zakoupili Neno Beauty Luvé - víceúčelový přístroj na obličej s technologií mikroproudu a omlazení pleti. Přístroj je určen pro komplexní a pokročilou péči - kombinuje až šest účinných funkcí: elektroporaci, mikroproudy, technologii EMS, elektrické mikropulzy, LED světelnou terapii a sonickou vibraci. Tento návod k použití obsahuje všechny informace potřebné pro správné používání. Seznamte se s ním a uschovejte jej pro případ, že byste jej potřebovali znovu použít.

01. PŘEDPISY

1. Přístroj nepoužívejte na oteklé nebo zánícené kůže, na poškozené kůže, popálené kůže nebo bezprostředně po nedávném chirurgickém zákroku.
2. Přístroj se nedoporučuje osobám s elektronickými implantáty (např. kardiostimulátorem, inzulinovou pumpou).
3. Zařízení nepoužívejte, pokud máte v ústech kovové součásti (např. implantáty, korunky, rovnátka).
4. Přístroj nepoužívejte, pokud máte aktivní kožní onemocnění (vrédy, lupénka, ekzémy, vyrážky, opakující se opary), poškození pokožky (jizvy, rány), přecitlivělost na elektromagnetismus, těhotenství a kojení, hemofilii/krvácivé poruchy, epilepsii, atopickou dermatitidu (AD) a rakovinu.
5. Přístroj nepoužívejte při užívání fotosenzibilizujících léků (např. některých antibiotik, retinoidů).
6. Nepoužívejte přístroj v kombinaci s retinolem a silnými kyselinami – může to vést k nadměrnému podráždění pokožky.
7. Zařízení by neměly používat děti. Dospělí s fyzickým, smyslovým nebo kognitivním omezením by měli zařízení používat pouze pod dohledem pečovatele.
8. V případě jakýchkoli pochybností o vhodnosti zařízení pro konkrétní zdravotní stav (např. kožní onemocnění, jakékoli chronické onemocnění, kosmetická operace v anamnéze) se poraďte s lékařem.
9. Nepoužívejte přístroj příliš dlouho na jedné oblasti kůže.
10. Vyhnete se přímému pohledu na LED světlo během provozu.
11. Před použitím přístroje doporučujeme odstranit veškeré kovové šperky, jako jsou náušnice nebo řetízky.
12. Nepoužívejte masážní hlavici přímo pod očima, na očních víčkách a na krku v oblasti štítné žlázy.
13. V oblasti očí, nosu a úst vždy používejte nejnižší úroveň intenzity (bez ohledu na zvolený režim).
14. Nepoužívejte přístroj déle nebo častěji, než je doporučeno. Nadměrné používání může vést k podráždění pokožky.
15. Zařízení nepoužívejte v blízkosti vody nebo v podmínkách vysoké vlhkosti, jako je koupel, sprcha nebo sauna.
16. Pokud během používání zaznamenáte jakékoli nežádoucí reakce pokožky, jako je zarudnutí, svědění, pálení nebo jiné neobvyklé reakce – okamžitě přestaňte přístroj používat.
17. Dočasné vnímání blikajících světél během používání je přirozeným jevem vyplývajícím z působení pulzů. Pokud však přetrvává i poté, poraďte se s lékařem.
18. Mírný pocit brnění pocíťovaný během používání je normálním účinkem pulzů. Pokud se objeví nepřijemné pocity, doporučujeme snížit úroveň intenzity.
19. Během používání se mohou objevit jemné vibrace nebo mimovolní svalové kontrakce – jedná se o přirozený účinek pulzní stimulace (mikroproudů, EMS, elektroporace) a není důvodem k obavám.
20. Během nabíjení zařízení nepoužívejte. Po úplném nabití zařízení odpojte od zdroje napájení.
21. Během nabíjení udržujte zdroj napájení mimo dosah zdrojů tepla a vody.
22. Nepoužívejte výrobek, pokud je některá součástka poškozená nebo chybí.
23. Výrobek sami nerozebírejte ani neopravujte.
24. Nepoužívejte jiné než dodané příslušenství nebo náhradní díly.
25. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
26. Neskladujte spotřebič a jeho obal na místě, které je snadno přístupné dětem.
27. Neskladujte spotřebič v blízkosti zdroje tepla a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Přístroj neponořujte do vody.

02. OBSAH SADY

1. Masážní přístroj
2. Sáček pro uložení
3. Hadřík z mikrovlákna
4. Kabel typu C
5. Návod k použití

03. POPIS ZAŘÍZENÍ

VIZ OBRAZKY A

1. Kryt masážní hlavice
2. Masážní hlavice
3. LED světlo
4. Displej
5. Tlačítko pro změnu intenzity režimu
6. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí/změnu režimu
7. Nabíjecí port USB
8. Kabel typu C

04. AIR SHOT

Režim s modrým světlem LED (460 nm), elektrickými mikropulzy a krátkovlnnými vibracemi pomáhá redukovat výskyt pórů, zlepšuje strukturu pleti a dodává jí hladký a svěží vzhled.

Použití: Slouží k ošetření pleti, která je v souladu s pravidly pro ošetření pleti:

- Před použitím obličej důkladně omýjte a osušte. Režim by měl být používán pouze na suchou pleť, bez jakýchkoli produktů péče o pleť.
- Režim nabízí pět úrovní intenzity, které lze nastavit podle individuálních potřeb pleti. Při prvním použití se doporučuje začít s nejnižší úrovní a po několika týdnech pravidelného používání lze intenzitu postupně zvyšovat. V případě citlivějších oblastí, jako je okolí očí, nosu nebo úst, vždy používejte nejmenší úroveň intenzity.
- Jemně přiložte okraj nebo špičku masážní hlavice k pokožce – nepoužívejte celou plochu masážní hlavice. Režim používejte pomalými plynulými pohyby podél vybrané oblasti pokožky nebo přikládáte hlavici přímo na problematická místa.
- Při používání režimu AIR SHOT můžete pocítit jemné bodové brnění připomínající jemné jehličky a také lehký zápach připomínající pálení jemných chloupků – to je zcela normální a bezpečné.
- Režim AIR SHOT nepoužívejte ve dnech, kdy používáte retinol nebo silné kyseliny, zejména pokud máte citlivou pokožku.
- Režim lze použít 2-3krát týdně (sezení maximálně 5 minut).

05. BOOSTER

Tento režim se žlutým LED světlem (590 nm), jemnými vibracemi a elektroporací podporuje hloubkové vstřebávání aktivních látek, intenzivně hydratuje a rozjasňuje pleť a navrácí ji zdravý lesk.

Použití:

- Před použitím si důkladně umyjte a osušte obličej (při použití po režimu AIR SHOT lze tento krok vynechat) a poté naneste přípravek péče o pleť přímo na pleť. Nejlepší jsou produkty s gelovou nebo vodní gelovou konzistencí, které obsahují aktivní složky, jako je kyselina hyaluronová, peptidy, niacinamid nebo ceramidy, které dále pomáhají hydratovat a regenerovat pleť.
- Režim nabízí pět úrovní intenzity, které lze nastavit podle individuálních potřeb pokožky. Při prvním použití se doporučuje začít s nejnižší úrovní a po několika týdnech pravidelného používání lze intenzitu postupně zvyšovat. V případě citlivějších oblastí, jako je okolí očí, nosu nebo úst, vždy používejte nejnižší úroveň intenzity.
- Krouživými pohyby (od středu obličeje směrem ven a nahoru) jemně naneste masážní hlavici na celou plochu pokožky, aby se přípravek vstřebal. Pokud máte během pětiminutového ošetření v režimu BOOSTER pocit, že se již veškerý produkt péče o pleť vstřebal, můžete aplikovat další produkt, abyste zajistili hladké klouzání přístroje a zvýšili pohodlí.
- Režim lze použít 1-3krát denně (5-10minutové sezení).

06. MC

Režim se zeleným LED světlem (521 nm), vibracemi a mikroproudy stimuluje tvorbu kolagenu, zlepšuje pevnost pleti a vyhlazuje jemné linky a vrásky, čímž navrácí pleti mladistvý vzhled.

Použití:

- Před použitím si důkladně umyjte a osušte obličej (pokud používáte po režimu BOOSTER, můžete tento krok vynechat) a poté naneste přípravek přímo na pleť. Pro dosažení optimálních výsledků a pohodlí doporučujeme používat zařízení s vodivým gelem vhodným pro technologii EMS nebo s lehkým, nemastným přípravkem péče o obličej, který nebrání hladkému klouzání zařízení po pokožce.
- Režim nabízí pět úrovní intenzity, které lze nastavit podle individuálních potřeb pleti. Při prvním použití se doporučuje začít s nejnižší úrovní a po několika týdnech pravidelného používání lze intenzitu postupně zvyšovat. V případě citlivějších oblastí, jako je okolí očí, nosu nebo úst, vždy používejte nejnižší úroveň intenzity.
- Jemně přiložte celou plochu masážní hlavice k pokožce a pomalu pohybujte přístrojem po obličeji pomocí pohybů směrem nahoru a ven - podle přirozeného směru lymfatické drenáže.
- Režim lze používat 1-3krát denně (sezení v délce 5-10 minut).

07. DERM A SHOT

Režim s červeným LED světlem (630 nm), vibracemi a technologií EMS intenzivně zpevňuje obličejové svaly, kontury a zlepšuje tonus pleti - pro pevnější a přirozeněji tvarovaný obličej.

Použití:

- Před použitím si obličej důkladně umyjte a osušte (pokud používáte režim po MC, lze tento krok vynechat) a poté naneste přípravek péče o pleť přímo na pokožku. Pro dosažení optimálních výsledků a pohodlí doporučujeme používat přístroj s vodivým gelem vhodným pro technologii EMS nebo s lehkým přípravkem péče o obličej bez obsahu oleje, který nebrání hladkému klouzání přístroje po pokožce.
- Režim nabízí pět úrovní intenzity, které lze nastavit podle individuálních potřeb pleti. Při prvním použití se doporučuje začít s nejnižší úrovní a po několika týdnech pravidelného používání lze intenzitu postupně zvyšovat. V případě citlivějších oblastí, jako je okolí očí, nosu nebo úst, vždy používejte nejnižší úroveň intenzity.
- Jemně přiložte celou plochu masážní hlavice k pokožce a pomalu pohybujte přístrojem po obličeji směrem nahoru a ven - podle přirozeného směru lymfatické drenáže. Na vybraných místech můžete přístroj na 1-2 sekundy zastavit, aby se pulzy soustředily na body svalového napětí, což napomůže jejich uvolnění.
- Před použitím režimu DERM A SHOT doporučujeme nejprve použít režim MC.
- Režim lze použít 1-3krát denně (sezení v délce 5-10 minut).

08. OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Chcete-li zařízení zapnout, stisknete a podržíte tlačítko A6 (ozve se zvukový signál). Stejným tlačítkem nastavíte jeden ze čtyř dostupných režimů u potě tlačítkem A5 nastavíte jednu z pěti úrovní intenzity (při každé změně zařízení vydá jedno pípnutí).
2. Zařízení má vestavěný pětiminutový časovač a snímač kontaktu s pokožkou. Odpočítávání času se spustí pouze tehdy, když se masážní hlavice dotkne pokožky - jinak se časovač zastaví. Kromě toho se LED světlo rozsvítí pouze při kontaktu s pokožkou, což zvyšuje bezpečnost užívatele, protože eliminuje riziko náhodného vyzařování světla do vzduchu nebo očí.
3. Po 5 minutách se přístroj automaticky přepne na 9 sekund do klidového stavu. Během této doby lze stisknutím tlačítka A6 zvolit další provozní režim. Pokud během těchto 9 sekund neprovedete žádnou operaci, zařízení se automaticky vypne.
4. Pokud dojde ke změně provozního režimu během ošetření, začne odpočítávání od začátku. Naopak změna intenzity ve stejném režimu časovač neresetuje - čas se počítá, takže uživatel stále dostává celých 5 minut ošetření.
5. Přístroj umožňuje použití všech čtyř režimů v jednom léčebném cyklu. Pro dosažení nejlepších výsledků a bezpečnosti je však třeba být používán v doporučeném pořadí: VŽDY JE TŘEBA DODRŽET NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERM A SHOT. Pokud použijete několik režimů ve správném pořadí, není nutné si při každé změně režimu obličej umývat a osušovat - stačí použít příslušný přípravek péče o pleť nebo vodivý gel. Nezapomínejte, že pouze režim AIR SHOT by měl být používán na suché pleti, bez použití pečujícího přípravku.
6. Přístroj pracuje v pulzním režimu - záměrně a bezpečně působení, které umožňuje účinnou stimulaci pokožky.
7. Chcete-li přístroj vypnout před uplynutím 5 minut, stisknete a podržíte tlačítko A6 - ozve se dvojité pípnutí.
8. Po ukončení masáže můžete přejít k dalším fázím péče.

09. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

1. Po každém použití oťete masážní hlavici suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem a dbejte na to, abyste odstranili zbytky kosmetiky použité během masáže.
2. V případě potřeby oťete hlavici do sucha čistým hadříkem a nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo alkohol.
3. Přístroj nepoužívejte do vody a nepoužívejte vysoce agresivní čisticí prostředky nebo alkohol.
4. Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej v přiloženém sáčku na suchém a chladném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

10. NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

1. Při nabíjení je na obrazovce viditelná ikona nabíjení a zelený kroužek ukazuje průběh nabíjení.
2. Když je zařízení plně nabit, nabíjecí kroužek se rozsvítí plně zeleně.
3. Když je úroveň nabití baterie nízká, indikátor úrovně nabití baterie na displeji žloutne a zobrazí se jedna pomlčka.
4. Když je zařízení vybité, indikátor stavu nabití baterie třikrát zabliká, zařízení třikrát pípně a automaticky se vypne.

11. SPECIFIKACE

Napájení: 5 V 0,7 A

Výkon: 5 W

Baterie: Lithium-polymer 2200mAh

Časovač: 5min

Materiál: ABS + PP + 304 nerezová ocel

Rozměry: 38,2x18,2x 38,6 mm

Hmotnost: 304 g

12. ZÁRUČNÍ KARTA

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční podmínky naleznete na adrese: <https://neno.pl/gwarancja>.

Podrobnosti, kontakt a adresu servisu naleznete na adrese: <https://neno.pl/kontakt>.

Technické údaje a obsah se mohou změnit bez předchozího upozornění. Omlouváme se za případné nepřijemnosti.

SK

POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si zakúpili Neno Beauty Luve - viacúčelový prístroj na tvár s technológiou mikroproudu a omladzovania pleti. Prístroj je určený na komplexnú a pokročilú starostlivosť - kombinuje až šesť účinných funkcií: elektroporáciu, mikroproud, technológiu EMS, elektrické mikropulzy, svetelnú terapiu LED a sonickú vibráciu. Tento návod na použitie obsahuje všetky informácie potrebné na správne používanie. Zoznámte sa s ňou a uschovajte si ju pre prípad, že by ste ju potrebovali znovu použiť.

01. PREKÁŽKY

1. Prístroj nepoužívajte na opuchnutú alebo zapálenú pokožku, na poškodenú pokožku, popálenú pokožku alebo bezprostredne po nedávnom chirurgickom zákroku.
2. Zariadenie sa neodporúča pre osoby s elektronickými implantátmi (napr. kardiostimulátor, inzulinová pumpa).
3. Zariadenie nepoužívajte, ak máte v ústach kovové komponenty (napr. implantáty, korunky, rovnátka).
4. Zariadenie nepoužívajte, ak máte aktívne kožné ochorenia (vredy, psoriáza, ekzém, vyrážky, opakujúce sa herpesy), poškodenie epidermy (jazvy, rany), precitlivosť na elektromagnetizmus, tehotenstvo a dojčenie, hemofiliu/krvácavé poruchy, epilepsiu, atopickú dermatitídu (AD) a rakovinu.
5. Prístroj nepoužívajte počas užívania fotosenzibilizujúcich liekov (napr. niektoré antibiotiká, retinoidy).
6. Prístroj nepoužívajte v kombinácii s retinolom a silnými kyselinami - môže to viesť k nadmernému podráždeniu pokožky.
7. Zariadenie by nemali používať deti. Dospelí s fyzickými, zmyslovými alebo kognitívnymi obmedzeniami by mali zariadenie používať len pod dohľadom opatrovateľa.
8. V prípade akýchkoľvek pochybností o vhodnosti zariadenia pre konkrétny zdravotný stav (napr. kožné ochorenia, akékoľvek chronické ochorenia, kozmetické operácie v minulosti) sa poraďte s lekárom.
9. Prístroj nepoužívajte príliš dlho na jednej oblasti pokožky.
10. Počas prevádzky sa nedívať priamo na LED svetlo.
11. Pred použitím zariadenia sa odporúča odstrániť všetky kovové šperky, ako sú náušnice alebo retiazky.
12. Masážnu hlavicu nepoužívajte priamo pod očami, na očných viečkach a na krku v oblasti štítnej žľazy.
13. V oblasti očí, nosa a úst vždy používajte najnižšiu úroveň intenzity (bez ohľadu na zvolený režim).
14. Zariadenie nepoužívajte dlhšie alebo častejšie, ako sa odporúča. Nadmerné používanie môže viesť k podráždeniu pokožky.
15. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody alebo v podmienkach vysokej vlhkosti, ako je kúpeľ, sprcha alebo sauna.
16. Ak počas používania spozorujete akékoľvek nežiaduce reakcie pokožky, napríklad začervenanie, svrbenie, pálenie alebo iné neobvyklé reakcie - okamžite prestaňte zariadenie používať.
17. Dočasné vymáhanie blikaúcich svetiel počas používania je prirodzeným javom vyplývajúcim z účinku impulzov. Ak však pretrváva aj potom, poraďte sa so svojim lekárom.
18. Mierny pocit mravčenia pociťovaný počas používania je normálnym účinkom impulzov. Ak sa objavia nepríjemné pocity, odporúča sa znížiť úroveň intenzity.
19. Počas používania sa môžu vyskytnúť jemné vibrácie alebo mimovoľné svalové kontrakcie - ide o prirodzený účinok pulznej stimulácie (mikroproud, EMS, elektroporácia) a nie je dôvodom na obavy.
20. Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte. Po úplnom nabití odpojte zariadenie od zdroja napájania.
21. Počas nabíjania udržiajte zdroj napájania mimo dosahu zdrojov tepla a vody.
22. Výrobok nepoužívajte, ak je niektorý komponent poškodený alebo chýba.
23. Výrobok sami nerozoberajte ani neopravujte.

24. Nepoužívajte iné príslušenstvo alebo náhradné diely ako tie, ktoré sú súčasťou dodávky.
25. Tento výrobok nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
26. Neskladujte spotrebič a jeho obal na mieste, ktoré je ľahko prístupné deťom.
27. Neskladujte spotrebič v blízkosti zdroja tepla a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. Prístroj neponárajte do vody.

02. OBSAH SÚPRAVY

1. Masážny prístroj
2. Vrečko na uskladnenie
3. Utierka z mikrovlákná
4. Kábel typu C
5. Návod na použitie

03. POPIS ZARIADENIA

POZRI OBRÁZOK A

1. Kryt masážnej hlavy
2. Masážna hlavica
3. LED svetlo
4. Displej
5. Tlačidlo na zmenu intenzity režimu
6. Tlačidlo zapnutia/vypnutia/prechodu na iný režim
7. USB port na nabíjanie
8. Kábel typu C

04. AIR SHOT

Režim s modrým svetlom LED (460 nm), elektrickými mikropulzmi a krátkovlnnými vibráciami pomáha znižovať výskyt pórov, zlepšuje štruktúru pokožky a dodáva jej hladký a svieži vzhľad.

Použitie: V prípade, že je pleť čistá, je možné ju použiť aj na iné účely:

- Pred použitím tvár dôkladne umyte a osušte. Režim by sa mal používať len na suchú pleť, bez akýchkoľvek produktov starostlivosti o pleť.
- Režim ponúka päť úrovní intenzity, ktoré možno nastaviť podľa individuálnych potrieb pokožky. Pri prvom použití sa odporúča začať s najnižšou úrovňou a po niekoľkých týždňoch pravidelného používania možno intenzitu postupne zvyšovať. V prípade citlivejších oblastí, ako je okolie očí, nosa alebo úst, vždy používajte najnižšiu úroveň intenzity.
- jemne priložte okraj alebo špičku masážnej hlavice k pokožke - nepoužívajte celú plochu masážnej hlavice. Režim používajte pomalými, plynulými pohybmi pozdĺž vybranej oblasti pokožky alebo priložením hlavice priamo na problematické miesta.
- Pri používaní režimu AIR SHOT môžete pociťovať jemné, bodové brnenie pripomínajúce jemné mravčenie ihličiek a tiež číť mierny zápach pripomínajúci pálenie jemných chlpkov - je to úplne normálne a bezpečné.
- Režim AIR SHOT nepoužívajte v dňoch, keď používate retinol alebo silné kyseliny, najmä ak máte citlivú pokožku.
- Režim je možné používať 2-3 krát týždenne (relácia maximálne 5 minút).

05. BOOSTER

Tento režim so žltým LED svetlom (590 nm), jemnými vibráciami a elektroporáciou podporuje hĺbkové vstrebávanie aktívnych zložiek, intenzívne hydratuje a rozjasňuje pleť, čím obnovuje zdravý lesk.

Použitie:

- Pred použitím si dôkladne umyte a osušte tvár (ak používate po režime AIR SHOT, tento krok môžete vynechať) a potom naneste prípravok na starostlivosť o pleť priamo na pokožku. Najlepšie sú výrobky s gélovou alebo vodno-gélovou konzistenciou, ktoré obsahujú aktívne zložky, ako je kyselina hyaluronová, peptidy, niacinamid alebo ceramidy, ktoré ďalej pomáhajú hydratovať a regenerovať pleť.
- Režim ponúka päť úrovní intenzity, ktoré možno nastaviť podľa individuálnych potrieb pokožky. Pri prvom použití sa odporúča začať s najnižšou úrovňou a po niekoľkých týždňoch pravidelného používania možno intenzitu postupne zvyšovať. V prípade citlivejších oblastí, ako je okolie očí, nosa alebo úst, vždy používajte najnižšiu úroveň intenzity.
- Krúživými pohybmi (od stredu tváre smerom von a nahor) jemne naneste na pokožku celú plochu masážnej hlavice, aby sa prípravok vstrebával. Ak počas 5-minútového ošetrovania v režime BOOSTER máte pocit, že sa už všetok výrobok na starostlivosť o pokožku vstrebával, môžete naniesť ďalší výrobok, aby ste zabezpečili hĺbkové kĺzanie prístroja a zvýšili pohodlie.
- Režim je možné používať 1 - 3 krát denne (5 - 10 minútové sedenie).

06. MC

Režim so zeleným LED svetlom (521 nm), vibráciami a mikropulzmi stimuluje tvorbu kolagénu, zlepšuje pevnosť pokožky a vyhladzuje jemné linky a vrásky, čím pleti navracia mladistvý vzhľad.

Použitie:

- Pred použitím si dôkladne umyte a osušte tvár (ak používate po režime BOOSTER, tento krok môžete vynechať), potom naneste prípravok starostlivosti o pleť priamo na pleť. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov a pohodlia odporúčame používať zariadenie s vodivým hydrodynamickým pre technológiu EMS alebo s ľahkým prípravkom starostlivosti o tvár bez obsahu oleja, ktorý nebráni hĺbkému kĺzaniu zariadenia po pokožke.
- Režim ponúka päť úrovní intenzity, ktoré možno nastaviť podľa individuálnych potrieb pokožky. Pri prvom použití sa odporúča začať s najnižšou úrovňou a po niekoľkých týždňoch pravidelného používania možno intenzitu postupne zvyšovať. V prípade citlivejších oblastí, ako je okolie očí, nosa alebo úst, vždy používajte najnižšiu úroveň intenzity.
- Jemne priložte celú plochu masážnej hlavice na pokožku a pomaly pohybujte zariadením po tvári, pričom používajte pohyby smerom nahor a von - podľa prirodzeného smeru lymfatickej drenáže.
- Režim je možné používať 1 - 3 krát denne (sedenie v trvaní 5 - 10 minút).

07. DERMAL SHOT

Režim s červeným LED svetlom (630 nm), vibráciami a technológiou EMS intenzívne spevňuje svaly tváre, kontúry a zlepšuje tón pleti - pre pevnejšiu a prirodzene tvarovanú tvár.

Použitie:

- Pred použitím si tvár dôkladne umyte a osušte (ak používate režim po MC, tento krok môžete vynechať) a potom aplikujte prípravok starostlivosť o pleť priamo na pokožku. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov a pohodlia odporúčame používať zariadenie s vodivým gélom vhodným pre technológiu EMS alebo ľahkým, nemastným prípravkom na starostlivosť o tvár, ktorý nebráni hladkému klzaniu zariadenia po pokožke.
- Režim ponúka päť úrovni intenzity, ktoré možno nastaviť podľa individuálnych potrieb pokožky. Pri prvom použití sa odporúča začať s najnižšou úrovňou a po niekoľkých týždňoch pravidelného používania možno intenzitu postupne zvyšovať. V prípade citlivejších oblastí, ako je okolie očí, nosa alebo úst, vždy používajte najnižšiu úroveň intenzity.
- Jemne priložte celú plochu masážnej hlavice na pokožku a pomaly pohybujte prístrojom po tvári smerom nahor a von - podľa prirodzeného smeru lymfatickej drenáže. Vo vybraných oblastiach môžete zariadenie na 1 - 2 sekundy pozastaviť, aby ste impulzy sústredili na body svalového napätia, čo pomôže k ich uvoľneniu.
- Pred použitím režimu DERMA SHOT sa odporúča najprv použiť režim MC.
- Režim je možné používať 1-3 krát denne (sedenie v trvaní 5-10 minút).

08. OVLÁDANIE ZARIADENIA

1. Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo A6 (zaznie zvukový signál). Pomocou toho istého tlačidla nastavte jeden zo štyroch dostupných režimov a potom pomocou tlačidla A5 nastavte jednu z piatich úrovni intenzity (pri každej zmene zariadenie vydá jedno pípnutie).
2. Zariadenie má zabudovaný 5-minútový časovač a snímač kontaktu s pokožkou. Časovač odpočítavania sa spustí až vtedy, keď sa masážna hlavica dotkne pokožky - inak sa časovač zastaví. Okrem toho sa svetlo LED zapne len vtedy, keď sa dostane do kontaktu s pokožkou, čo zvyšuje bezpečnosť používateľa, pretože eliminuje riziko náhodného vyžarovania svetla do vzduchu alebo očí.
3. Po 5 minútach zariadenie automaticky prejde do pokojového stavu na 9 sekúnd. Počas tejto doby je možné stlačením tlačidla A6 vybrať ďalší režim prevádzky. Ak sa počas týchto 9 sekúnd nevykoná žiadna operácia, zariadenie sa automaticky vypne.
4. Ak sa počas ošetrovania zmení prevádzkový režim, odpočítavanie sa začne od začiatku. Naopak, zmenou intenzity v tom istom režime sa časovač neresetuje - čas sa počíta, takže používať stále absolvuje celých 5 minút ošetrovania.
5. Zariadenie umožňuje použitie všetkých štyroch režimov v jednom liečebnom cykle. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov a bezpečnosti sa však musia používať v odporúčanom poradí: VZDUCHOVÝ ZÁBER -> POSILŇOVAČ -> MC -> DERMA ZÁBER. Ak použijete niekoľko režimov v správnom poradí, nie je potrebné umývať a osušovať tvár pri každej zmene režimu - stačí použiť príslušný prípravok na starostlivosť o pleť alebo vodivý gél. Nezabudnite, že iba režim AIR SHOT by sa mal používať na suchej pokožke bez použitia prípravku na starostlivosť o pleť.
6. Prístroj pracuje v pulznom režime - ide o zámernú a bezpečnú činnosť, ktorá umožňuje účinnú stimuláciu pokožky.
7. Ak chcete zariadenie vypnúť pred uplynutím 5 minút, stlačte a podržte tlačidlo A6 - ozve sa dvojité pípnutie.
8. Po skončení masáže môžete prejsť na ďalšie fázy starostlivosti.

09. ČISTENIE A SKLADOVANIE

1. Po každom použití utrite masážnu hlavicu suchou alebo mierne navlhčenou handričkou, pričom dbajte na to, aby ste odstránili všetky zvyšky kozmetiky použité počas masáže.
2. V prípade potreby hlavicu utrite do sucha čistou handričkou a nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani alkohol.
3. Prístroj neponárajte do vody a nepoužívajte vysoko korozívne čistiace prostriedky alebo alkohol.
4. Ak výrobok nepoužívate, skladujte ho v príloženom vrecku na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla.

10. NABÍJANIE ZARIADENIA

1. Počas nabíjania je na obrazovke viditeľná ikona nabíjania a zelený krúžok zobrazuje priebeh nabíjania.
2. Keď je zariadenie úplne nabité, nabíjací krúžok svieti úplne na zeleno.
3. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, indikátor úrovne nabitia batérie na displeji sa zmení na červenú a zobrazí sa jedna pomlčka.
4. Keď je zariadenie vybité, indikátor úrovne nabitia batérie trikrát zabliká, zariadenie trikrát pípe a automaticky sa vypne.

11. ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie: 5V 0,7 A

Výkon: 5W

Batéria: lítium-polymérová 2200mAh

Časovač: 5min

Materiál: ABS + PP + 304 nerezová oceľ

Rozmery: 38,2x182,7x 38,6 mm

Hmotnosť: 34 g

12. ZÁRUČNÁ KARTA

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka. Záručné podmienky nájdete na: <https://nenop.pl/gwarancja>

Podrobnosti, kontakt a adresu servisu nájdete na: <https://nenop.pl/kontakt>

Technické údaje a obsah sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Za prípadné neprijemnosti sa ospravedľujeme.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kedves Ügyfél,

Köszönjük, hogy megvásárolta a Neno Beauty Luvé készüléket - egy többcélú, mikroáramú és bőrfiataltó technológiával ellátott arcápoló készüléket. A készüléket átfogó és fejlett ápolásra terveztek - akár hatékony funkciót is kombinál: elektroporáció, mikroáram, EMS technológia, elektromos mikroimpulzusok, LED fényterápia és szonikus vibráció. Ez a használati útmutató tartalmazza a helyes használatához szükséges összes információt. Kérjük, ismerkedjen meg vele, és őrizze meg arra az esetre, ha újra használni szeretné.

01. ELŐVIGYELMEZTETÉSEK

1. Ne használja a készüléket duzzadt vagy gyulladt bőrön, illetve sérült bőrön, égett bőrön vagy közvetlenül friss műtet után.
2. A készülék nem ajánlott elektronikus implantátummal (pl. pacemaker, inzulinpumpa) rendelkező személyek számára.
3. Ne használja a készüléket, ha fém alkatrészek vannak a szájában (pl. implantátumok, koronák, fogszabályzó).
4. Ne használja a készüléket, ha aktív bőrbetegségei vannak (fekélyek, pikkelysömör, ekcéma, kiütések, visszatérő herpesz), hámsérülései (hegek, sebek), elektromágneses túlérzékenysége, terhesség és szoptatás, hemofília/vérzéses betegségek, epilepszia, atópiás dermatitis (AD) és rák.
5. Ne használja a készüléket fényérzékenyítő gyógyszerek (pl. bizonyos antibiotikumok, retinoidok) szedése közben.
6. Ne használja a készüléket retinollal és erős savakkal együtt - ez túlzott bőrirritációhoz vezethet.
7. A készüléket gyermekek nem használhatják. Fizikai, érzékszervi vagy kognitív korlátozásokkal rendelkező felnőttek csak gondozó felügyelete mellett használhatják a készüléket.
8. Ha kérésig merül fel a készülék alkalmasságát illetően egy adott egészségügyi állapot (pl. bőrbetegségek, bármilyen krónikus betegség, korábbi plasztikai műtétek) esetén, forduljon orvoshoz.
9. Ne használja túl hosszú ideig egy bőrfelületen.
10. Kerülje, hogy működés közben közvetlenül a LED fénybe nézzen.
11. Javasoljuk, hogy a készülék használata előtt vegye le a fém ékszereket, például fülbevalókat vagy láncokat.
12. Kerülje a masszázsfé használatát közvetlenül a szem alatt, a szemhéjakon és a nyakon a pajzsmirigy területén.
13. A szem, az orr és a száj területén mindig a legalacsonyabb intenzitási szintet használja (függetlenül a kiválasztott üzemmódtól).
14. Ne használja a készüléket az ajánlottnál hosszabb ideig vagy gyakrabban. A túlzott használat bőrirritációhoz vezethet.
15. Ne használja a készüléket víz közelében vagy magas páratartalmú körülmények között, például kádban, zuhanyzóban vagy szaunában.
16. Ha a használat során bármilyen nemkívánatos bőrreakciót észlel, például bőrpírt, viszketést, égést vagy más rendellenes reakciót - azonnal hagyja abba a használatot.
17. A villogó fények használat közbeni átmeneti érzékelése természetes jelenség, amely az impulzusok hatásából adódik. Ha azonban ezt követően is fennáll, forduljon orvosához.
18. A használat során érezhető enyhe bizsergés az impulzusok normális hatása. Ha kellemetlen érzés jelentkezik, ajánlott csökkenteni az intenzitási szintet.
19. Használat közben enyhe rezgések vagy akaratlan izomösszehúzódások jelentkezhetnek - ez az impulzusstimuláció (mikroáramok, EMS, elektroporáció) természetes hatása, és nem ad okot aggodalomra.
20. Ne használja a készüléket töltés közben. Ha a készülék teljesen feltöltődött, válassza le a készüléket a tápegységről.
21. A töltés alatt tartsa távol az áramforrást a hőforrásoktól és a víztől.
22. Ne használja a terméket, ha bármelyik alkatrész sérült vagy hiányzik.
23. Ne szerelje szét vagy javítsa meg a terméket saját maga.
24. Ne használjon a mellékletektől eltérő tartozékokat vagy pótalkatrészeket.
25. Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
26. Ne tárolja a készüléket és annak csomagolását olyan helyen, amely gyermekek számára könnyen hozzáférhető.
27. Ne tárolja a készüléket hőforrás közelében, és ne tegye ki közvetlenül napfénynek. Ne merítse a készüléket vízbe.

02. A KÉSZLET TARTALMA

1. Masszázs gép
2. Tároló táská
3. Mikroszálás kendő
4. C-típusú kábel
5. Használati útmutató

03. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

NÉZZE MEG AZ A ÁBRÁT

1. Masszázsfej fedele
2. Masszázsfej
3. LED-es lámpa
4. Kijelző
5. Gomb az üzemmód intenzitásának megváltoztatására
6. Be/kikapcsoló/módváltó gomb
7. USB töltőcsatlakozó
8. C-típusú kábel

04. AIR SHOT

A kék LED-fénnyel (460 nm), elektromos mikroimpulzusokkal és rövidhullámú vibrációval működő üzemmód segít csökkenteni a pórusok megjelenését, javítja a bőr textúráját, valamint sima és friss megjelenést kölcsönöz a bőrnek.

Alkalmazás:

- Használat előtt alaposan mossa meg és szárítsa meg az arcát. A módot csak száraz bőrön, bőrápoló termékek nélkül szabad használni.
- Az üzemmód öt intenzitási szintet kínál, amelyek a bőr egyéni igényeinek igazíthatók. Az első használat során ajánlott a legalacsonyabb szinttel kezdeni, majd néhány hetes rendszeres használat után fokozatosan növelhető az intenzitás. Az érzékenyebb területeken, például a szem, az orr vagy a száj környékén mindig a legalacsonyabb intenzitási szintet használja.
- Óvatosan vigye a masszázsfélelvet vagy hegyét a bőrre - ne használja a masszázsfélelvet teljes felületét. Használja az üzemmódot lassú, egyenletes mozdulatokkal a kiválasztott bőrfelület mentén, vagy a fejet közvetlenül az érintett területekre alkalmazva.
- Az AIR SHOT üzemmód használatkor finom, tűszerű, tűsúrássra emlékeztető, gyengéd bizsergést érezhet, valamint enyhe, finom szőrszálak égésére emlékeztető szagot érezhet - ez teljesen normális és biztonságos.
- Ne használja az AIR SHOT üzemmódot olyan napokon, amikor retinolt vagy erős savakat használ, különösen, ha érzékeny a bőre.
- Az üzemmód hetente 2-3 alkalommal használható (maximum 5 perces kezelés).

05. BOOSTER

Ez az üzemmód sárga LED-fénnyel (590 nm), gyengéd vibrációval és elektroporációval elősegíti a hatóanyagok mély felszívódását, intenzíven hidratálja és ragyogóvá teszi a bőrt, visszaállítja az egészséges ragyogást.

Alkalmazás:

- Használat előtt alaposan mossa meg és szárítsa meg az arcát (ha AIR SHOT üzemmód után használja, ez a lépés kihagyható), majd vigye fel a bőrápoló terméket közvetlenül a bőrre. A legjobbak a gél vagy víz-gél állagú termékek, amelyek olyan hatóanyagokat tartalmaznak, mint a hialuronát, peptidok, niacinamid vagy ceramidok, amelyek tovább segítik a bőr hidratálását és regenerálását.
- Az üzemmód öt intenzitási szintet kínál, amelyek a bőr egyéni igényeinek igazíthatók. Az első használat során ajánlott a legalacsonyabb szinttel kezdeni, majd néhány hetes rendszeres használat után fokozatosan növelhető az intenzitás. Az érzékenyebb területeken, például a szem, az orr vagy a száj környékén mindig a legalacsonyabb intenzitási szintet használja.
- Óvatosan, körkörös mozdulatokkal (az arc középtől kifelé és felfelé haladva) vigye fel a masszázskészítményt a bőrre, hogy a termék felszívódhasson. Ha az 5 perces BOOSTER üzemmódot kezelés során úgy érzi, hogy a bőrápoló termék már teljesen felszívódott, további terméket alkalmazhat, hogy biztosítsa a készülék egyenletes siklását és növelje a kényelmet.
- Az üzemmód naponta 1-3 alkalommal használható (5-10 perces kezelés).

06. MC

Mód zöld LED-fénnyel (521 nm), rezgéssel és mikroáramokkal serkenti a kollagéntermelést, javítja a bőr feszességét, kisimítja a finom vonalakat és ráncokat, visszaadva az arcból fiatalos megjelenését.

Alkalmazás:

- Használat előtt alaposan mossa meg és szárítsa meg az arcát (ha BOOSTER üzemmód után használja, ez a lépés kihagyható), majd vigye fel a bőrápoló terméket közvetlenül a bőrre. Az optimális eredmény és kényelem érdekében javasoljuk, hogy a készüléket az EMS technológiához alkalmas vezető géllal vagy könnyű, olajmentes arcpótlási termékkel használja, amely nem akadályozza a készülék egyenletes siklását a bőrön.
- Az üzemmód öt intenzitási szintet kínál, amelyek a bőr egyéni igényeinek igazíthatók. Az első használat során ajánlott a legalacsonyabb szinttel kezdeni, majd néhány hetes rendszeres használat után fokozatosan növelhető az intenzitás. Az érzékenyebb területeken, például a szem, az orr vagy a száj környékén mindig a legalacsonyabb intenzitási szintet használja.
- Óvatosan helyezze a masszázsfélelvet teljes felületét a bőrre, és lassan mozgassa a készüléket az arcon, felfelé és kifelé irányuló mozdulatokkal - a nyirokvezetés természetes irányát követve.
- Az üzemmód naponta 1-3 alkalommal használható (5-10 perces kezelés).

07. DERMÁ SHOT

A vörös LED-fénnyel (630 nm), rezgéssel és EMS-technológiával működő üzemmód intenzíven feszesíti az arcizmokat, kontúrozza és javítja a bőrtónust - a feszebb és természetesebben formált arcért.

Alkalmazás:

- Használat előtt alaposan mossa meg és szárítsa meg az arcát (ha az MC mód után használja, ez a lépés kihagyható), majd közvetlenül a bőrre vigyen fel egy bőrápoló terméket. Az optimális eredmény és kényelem érdekében javasoljuk, hogy a készüléket az EMS technológiához alkalmas vezető géllal vagy könnyű, olajmentes arcpótlási termékkel használja, amely nem akadályozza a készülék egyenletes siklását a bőrön.
- Az üzemmód öt intenzitási szintet kínál, amelyek a bőr egyéni igényeinek igazíthatók. Az első használat során ajánlott a legalacsonyabb szinttel kezdeni, majd néhány hét rendszeres használat után fokozatosan növelhető az intenzitás. Az érzékenyebb területeken, például a szem, az orr vagy a száj környékén mindig a legalacsonyabb intenzitási szintet használja.
- Óvatosan helyezze a masszázsfélelvet teljes felületét a bőrre, és lassan mozgassa a készüléket az arcon felfelé és kifelé irányuló mozdulatokkal - a nyirokvezetés természetes irányát követve. A kiválasztott területeken 1-2 másodpercre megállíthatja a készüléket, hogy az impulzusokat az izomfeszültségi pontokra koncentrálja, ami segít ellazítani azokat.
- A DERMÁ SHOT üzemmód használatát előtt ajánlott először az MC üzemmódot használni.
- Az üzemmód naponta 1-3 alkalommal használható (5-10 perces kezelés).

08. A KÉSZÜLEK MŰKÖDÉSE

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az A6 gombot (hangjelzés hallatszik). Ugyanezzel a gombbal állítsa be a négy rendelkezésre álló üzemmód egyikét, majd az A5 gombbal az öt intenzitási szint egyikét (a készülék minden egyes módosításkor egyetlen hangjelzés ad).
2. A készülék beépített 5 perces időzítővel és bőrirrités érzékelővel rendelkezik. A visszaszámláló időzítő csak akkor indul el, amikor a masszázsfélelvet megérinti a bőr - ellenkező esetben az időzítő megáll. Ezenkívül a LED-fény csak akkor kapcsol be, amikor a bőrön érintkezik, ami növeli a felhasználó biztonságát, mivel külsőből a véletlen fénykirobcsát okozhat a levegőbe vagy a szembe.
3. 5 perc elteltével a készülék automatikusan 9 másodpercre nyugalmi állapotba kerül. Ez idő alatt az A6 gomb megnyomásával kiválasztható a következő üzemmód. Ha ez alatt a 9 másodperc alatt nem történik semmilyen művelet, a készülék automatikusan kikapcsol.

4. Ha a kezelés közben változik a működési mód, a visszaszámolás az elejétől kezdődik. Ezzel szemben az intenzitás megváltoztatása ugyanabban az üzemmódban nem állítja vissza az időzítőt - az idő összeadódik, így a felhasznált idő továbbra is a teljes 5 perces kezelést kapja.
5. A készülék lehetővé teszi mind a négy üzemmód használatát egyetlen kezelési ciklusban. A legjobb eredmény és biztonság érdekében azonban a javasolt sorrendben kell használni őket: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Ha több üzemmódot használ a megfelelő sorrendben, nem kell minden üzemmódváltáskor megmosni és megszáritani az arcot - csak a megfelelő bőrápoló terméket vagy vezető gélit kell alkalmazni. Ne feledje, hogy csak az AIR SHOT üzemmódot szabad száraz bőrön, bőrápoló termék használata nélkül használni.
6. A készülék impulzus üzemmódban működik - ez egy szándékos és biztonságos művelet, amely lehetővé teszi a bőr hatékony stimulálását.
7. Ha 5 perc elteltével előtű a készülék, nyomja meg és tartsa lenyomva az A6 gombot - egy dupla hangjelzés fog megszólalni.
8. A masszázsbefejezése után továbbélphet az ápolás következő fázisaiba.

09. TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

1. Minden használat után törölje át a masszázsflejet száraz vagy enyhén nedves ruhával, ügyelve arra, hogy a masszázs során használt kozmetikum-maradványokat eltávolítsa.
2. Ha szükséges, törölje szárazra a fejet egy tiszta ruhával, és ne használjon durva tisztítószereket vagy alkoholt.
3. Ne merítse a készüléket vízbe, és ne használjon erősen maró hatású tisztítószereket vagy alkoholt.
4. Ha a terméket nem használja, a mellékelt zsákban, száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől és hőforrástól védve tárolja.

10. A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

1. Töltés közben a töltés ikonja látható a képernyőn, és a zöld gyűrű jelzi a töltés előrehaladását.
2. Ha a készülék teljesen feltöltődött, a töltőgyűrű teljesen zöld színnel világít.
3. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a kijelzőn lévő akkumulátor töltöttségi szintjelző pirosra vált, és egy kötőjelet mutat.
4. Ha a készülék lemerült, az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője háromszor villog, a készülék háromszor csipog, és automatikusan kikapcsol.

11. MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás: 5V 0,7A

Teljesítmény: 5W

Akkumulátor: Litium-polimer 2200mAh

Időzítő: 5 perc

Anyag: ABS + PP + 304 rozsdamentes acél

Méret: 38.2x182.7x 38.6 mm

Súly: 304g

12. GARANCIA KÁRTYA

A termékre 24 hónap garancia vonatkozik. A garanciális feltételek a következő weboldalon találhatók: <https://neno.pl/gwarancia>.

A részletek, elérhetőség és a szervíz címe a következő címen található: <https://neno.pl/kontakt>

A specifikációk és a tartalom előzetes értesítés nélkül változhatnak. Elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségekért.

SE

ANVÄNDARHANDBOK

Kära kund,

Tack för att du har köpt Neno Beauty Luvé - en multifunktionell ansiktsapparat med mikroström och hudföryngringsteknik. Enheten är utformad för omfattande och avancerad vård - den kombinerar upp till sex effektiva funktioner: elektroporation, mikroström, EMS-teknik, elektriska mikropulser, LED-ljusterapi och sonisk vibration. Den här bruksanvisningen innehåller all information som krävs för korrekt användning. Bekanta dig med den och spara den om du skulle behöva använda den igen.

01. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Använd inte apparaten på svullen eller inflammerad hud, på skadad hud, bränd hud eller omedelbart efter en operation.
2. Enheten rekommenderas inte för personer med elektroniska implantat (t.ex. pacemaker, insulinpump).
3. Använd inte enheten om du har metallkomponenter i munnen (t.ex. implantat, kronor, tandställning).
4. Använd inte enheten om du har aktiva hudsjukdomar (sår, psoriasis, eksem, utslag, återkommande herpes), epidermala skador (ärr, sår), överkänslighet mot elektromagnetism, graviditet och amning, hemofili/blödarsjuka, epilepsi, atopisk dermatit (AD) och cancer.
5. Använd inte enheten när du tar fotosensibiliserande läkemedel (t.ex. vissa antibiotika, retinoider).
6. Använd inte enheten i kombination med retinol och starka syror - detta kan leda till överdriven hudirritation.
7. Enheten ska inte användas av barn. Vuxna med fysiska, sensoriska eller kognitiva begränsningar bör endast använda apparaten under överinseende av en vårdare.
8. Om du är osäker på om produkten är lämplig för ett visst medicinskt tillstånd (t.ex. hudsjukdomar, kroniska sjukdomar, tidigare kosmetisk kirurgi) ska du rådfråga läkare.
9. Använd inte apparaten för länge på samma hudområde.
10. Undvik att titta direkt på LED-lampen när den är i drift.
11. Vi rekommenderar att du tar av dig eventuella metallsmycken, t.ex. örhängen eller kedjor, innan du använder apparaten.

12. Undvik att använda massagehuvudet direkt under ögonen, på ögonlocken och på halsen i sköldkörtelregionen.
13. Använd alltid den lägsta intensitetsnivån i området kring ögon, näsa och mun (oavsett vilket läge som valts).
14. Använd inte apparaten längre eller oftare än vad som rekommenderas. Överdriven användning kan leda till hudirritation.
15. Använd inte apparaten i närheten av vatten eller i miljöer med hög luftfuktighet, t.ex. badkar, dusch eller bastu.
16. Om du märker av några negativa hudreaktioner under användning, t.ex. rodnad, klåda, sveta eller andra onormala reaktioner, ska du omedelbart avbryta användningen.
17. Den tillfälliga upplevelsen av blinkande ljus under användning är ett naturligt fenomen som beror på pulsernas effekt. Om det kvarstår efteråt bör du dock kontakta din läkare.
18. En lätt stickande känsla under användning är en normal effekt av pulserna. Om obehag uppstår rekommenderar vi att du minskar intensitetsnivån.
19. Mjuka vibrationer eller ofrivilliga muskelsammandragningar kan förekomma under användning - detta är en naturlig effekt av pulsstimulering (mikroströmmar, EMS, elektroporation) och är ingen anledning till oro.
20. Använd inte enheten medan den laddas. Koppla bort enheten från strömförsörjningen när den är fulladdad.
21. Håll strömkällan borta från värme- och vattenkällor under laddningen.
22. Använd inte produkten om någon komponent är skadad eller saknas.
23. Ta inte isär eller reparera produkten själv.
24. Använd inte andra tillbehör eller reservdelar än de som medföljer.
25. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med apparaten.
26. Förvara inte apparaten och dess förpackning på en plats som är lättillgänglig för barn.
27. Förvara inte apparaten i närheten av en värmekälla och utsätt den inte för direkt solljus. Sänk inte ner apparaten i vatten.

02. INNEHÅLL I SATSEN

1. Massageapparat
2. Förvaringsväska
3. Mikrofiberduk
4. Typ-C-kabel
5. Instruktionsbok

03. BESKRIVNING AV ENHETEN

SE FIGUR A

1. Skydd för massagehuvud
2. Massagehuvud
3. LED-lampa
4. Display
5. Knapp för att ändra intensiteten i läget
6. Knapp för på/av/lägesändring
7. USB-laddningsport
8. Typ-C-kabel

04. LUFTSKOTT

Läget med blått LED-ljus (460 nm), elektriska mikropulser och kortvägiga vibrationer hjälper till att minska porernas utseende, förbättra hudens struktur och ge huden ett jämnt och fräscht utseende.

Användning:

- Tvätta och torka ansiktet noggrant före användning. Läget bör endast användas på torr hud, utan några hudvårdsprodukter.
- Läget erbjuder fem intensitetsnivåer som kan justeras för att passa individuella hudbehov. När du använder produkten för första gången rekommenderas att du börjar med den lägsta nivån, och efter några veckors regelbunden användning kan du gradvis öka intensiteten. För känsligare områden, t.ex. runt ögonen, näsan eller munnen, ska du alltid använda den lägsta intensitetsnivån.
- Applicera försiktigt kanten eller spetsen av massagehuvudet på huden - använd inte hela ytan av massagehuvudet. Använd läget genom att göra långsamma, mjuka rörelser längs det valda hudområdet eller genom att applicera huvudet direkt på problemområden.
- När du använder AIR SHOT-läget kan du känna en mild, punktförmig stickande känsla som påminner om fina nälliknande stickningar, samt känna en svag lukt som påminner om brinnande fina hårstrån - detta är helt normalt och säkert.
- Använd inte AIR SHOT-läget de dagar då du använder retinol eller starka syror, särskilt inte om du har känslig hud.
- Läget kan användas 2-3 gånger i veckan (session max 5 minuter).

05. BOOSTER

Detta läge med gult LED-ljus (590 nm), mjuka vibrationer och elektroporering främjar djup absorption av aktiva ingredienser, återfuktar intensivt och gör huden ljusare och återställer en hälsosam lyster.

Användning:

- Tvätta och torka ansiktet noggrant före användning (om du använder kameran efter AIR SHOT-läget kan detta steg hoppas över) och applicera sedan hudvårdsprodukten direkt på huden. De bästa produkterna är de som har en gel- eller vattengelkonsistens och som innehåller aktiva ingredienser som hyaluronsyra, peptider, niacinamid eller ceramider för att ytterligare hjälpa till att återfukta och regenerera huden.
- Läget erbjuder fem intensitetsnivåer som kan justeras för att passa individuella hudbehov. Vid första användningen rekommenderas att du börjar med den lägsta nivån, och intensiteten kan gradvis ökas efter några veckors regelbunden användning. För känsligare områden, t.ex. runt ögonen, näsan eller munnen, ska du alltid använda den lägsta intensitetsnivån.
- Applicera försiktigt hela massagehuvudets yta på huden med cirkulära rörelser (från mitten av ansiktet och utåt och uppåt) så att produkten absorberas. Om du under den 5 minuter långa behandlingen i BOOSTER-läget känner att all hudvårdsprodukt redan har absorberats kan du applicera ytterligare produkt för att få apparaten att glida smidigt och öka komforten.
- Läget kan användas 1-3 gånger per dag (5-10 minuters behandling).

06. MC

Läget med grönt LED-ljus (521 nm), vibrationer och mikroströmmar stimulerar kollagenproduktionen, förbättrar hudens fasthet och slätar ut fina linjer och rynkor, vilket återger huden ett ungdomligt utseende.

Användning:

- Tvätta och torka ansiktet noggrant före användning (om du använder apparaten efter BOOSTER-läget kan detta steg hoppas över) och applicera sedan hudvårdsprodukten direkt på huden. För bästa resultat och komfort rekommenderar vi att du använder apparaten med en ledande gel som är lämplig för EMS-teknik eller med en lätt, oljefri ansiktsvårdsprodukt som inte hindrar apparaten från att glida smidigt över huden.
- Läget erbjuder fem intensitetsnivåer som kan justeras för att passa individuella hudbehov. Vid första användningen rekommenderas att du börjar med den lägsta nivån och intensiteten kan gradvis ökas efter några veckors regelbunden användning. För mer känsliga områden, t.ex. runt ögonen, näsan eller munnen, ska du alltid använda den lägsta intensitetsnivån.
- Applicera försiktigt hela massagehuvudet yta på huden och för apparaten långsamt över ansiktet med rörelser uppåt och utåt - i lymfdräneringens naturliga riktning.
- Läget kan användas 1-3 gånger per dag (session på 5-10 minuter).

07. DERMA-SHOT

Läget med rött LED-ljus (630 nm), vibrationer och EMS-teknik stramar intensivt upp ansiktsmusklerna, ger konturer och förbättrar hudtonen - för ett fastare och mer naturligt skulpterat ansikte.

Applisering:

- Tvätta och torka ansiktet noggrant före användning (om du använder efter MC-läget kan detta steg hoppas över) och applicera sedan en hudvårdsprodukt direkt på huden. För bästa resultat och komfort rekommenderar vi att du använder apparaten med en ledande gel som är lämplig för EMS-teknik eller en lätt, oljefri ansiktsvårdsprodukt som inte hindrar apparaten från att glida smidigt över huden.
- Läget erbjuder fem intensitetsnivåer som kan justeras för att passa individuella hudbehov. Vid första användningen rekommenderas att du börjar med den lägsta nivån och intensiteten kan gradvis ökas efter några veckors regelbunden användning. För känsligare områden, t.ex. runt ögonen, näsan eller munnen, ska du alltid använda den lägsta intensitetsnivån.
- Applicera försiktigt hela massagehuvudet yta på huden och för apparaten långsamt över ansiktet i en uppåtgående och utåtgående rörelse - i lymfdräneringens naturliga riktning. På utvalda områden kan du pausa apparaten i 1-2 sekunder för att koncentrera pulserna på muskelpänningsspunkter, vilket hjälper till att få dem att slappna av.
- Innan du använder DERMA SHOT-läget rekommenderar vi att du först använder MC-läget.
- Läget kan användas 1-3 gånger per dag (session på 5-10 minuter).

08. ANVÄNDNING AV ENHETEN

1. Tryck och håll in knappen A6 för att sätta på apparaten (en ljudsignal hörs). Använd samma knapp för att ställa in ett av de fyra tillgängliga lägena och använd sedan knapp A5 för att ställa in en av de fem intensitetsnivåerna (apparaten avger ett pip vid varje ändring).
2. Apparaten har en inbyggd 5-minuterstimmer och en hudkontaktsensor. Nedräkningstimern startar först när massagehuvudet vidrör huden - annars stannar timern. Dessutom tänds LED-lampan endast när den kommer i kontakt med huden, vilket ökar användarsäkerheten eftersom det eliminerar risken för oavsiktlig ljusemission i luften eller ögonen.
3. Efter 5 minuter går enheten automatiskt in i ett viloläge i 9 sekunder. Under denna tid kan du trycka på knappen A6 för att välja nästa driftläge. Om ingen åtgärd utförs under dessa 9 sekunder stängs apparaten av automatiskt.
4. Om driftläget ändras under behandlingen börjar nedräkningen om från början. Om man däremot ändrar intensiteten i samma läge återställs inte timern - tiden räknas upp så att användaren fortfarande får hela 5 minuters behandling.
5. Apparaten gör det möjligt att använda alla fyra lägena i en enda behandlingscykel. De måste dock användas i den rekommenderade ordningen för bästa resultat och säkerhet: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Om du använder flera lägen i rätt ordning behöver du inte tvätta och torka ansiktet varje gång du byter läge - du behöver bara applicera lämplig hudvårdsprodukt eller ledande gel. Kom ihåg att endast AIR SHOT-läget ska användas på torr hud, utan att använda en hudvårdsprodukt.
6. Enheten arbetar i pulsat läge - en avsiktlig och säker åtgärd som möjliggör effektiv hudstimulering.
7. För att stänga av apparaten innan 5 minuter har gått, tryck och håll in knappen A6 - en dubbel ljudsignal hörs.
8. När massagen har avslutats kan du gå vidare till nästa steg i skötseln.

09. RENGÖRING OCH FÖRVARING

1. Torka av massagehuvudet med en torr eller lätt fuktad trasa efter varje användning och var noga med att ta bort eventuella rester av kosmetika som använts under massagen.
2. Torka vid behov huvudet torrt med en ren trasa och använd inte starka rengöringsmedel eller alkohol.
3. Sänk inte ner enheten i vatten och använd inte starkt frätande rengöringsmedel eller alkohol.
4. När produkten inte används ska den förvaras i den medföljande väskan på en torr och sval plats, borta från direkt solljus och värmekällor.

10. LADDNING AV ENHETEN

1. Vid laddning syns laddningsikonen på skärmen och den gröna ringen visar hur laddningen fortskrider.
2. När enheten är fulladdad lyser laddningsringen helt grönt.
3. När batterinivån är låg blir batterinivåindikatorn på displayen röd och visar ett streck.
4. När enheten är urladdad blinkar batterinivåindikatorn tre gånger, enheten piper 3 gånger och stängs av automatiskt.

11. SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning: 5V 0,7A

Effekt: 5W

Batteri: Litium-polymer 2200mAh

Timer: 5min

Material: ABS + PP + 304 rostfritt stål

Dimensioner: 38,2x182,7x 38,6 mm

Vikt: 304g

12. GARANTIKORT

Produkten omfattas av 24 månaders garanti. Garantivillkoren finns på: <https://nenoplgwarancia>

Detaljer, kontaktpuppgifter och serviceadress finns på: <https://nenop.pl/kontakt>

Specifikationer och innehåll kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

FI

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

Hyvä asiakas,

Kiitos, että olet ostanut Neno Beauty Luvun - monikäyttöisen kasvohoitolaiteen, jossa on mikrovirta- ja ihon nuorennusteknologia. Laitte on suunniteltu kokonaisvaltaiseen ja edistyskäsittelyyn hoitoon - siinä yhdistyy jopa kuusi tehokasta toimintaa: elektroproaatio, mikrovirrat, EMS-teknologia, sähköiset mikroimpulssit, LED-valohoito ja äänivärahälytys. Tämä käyttöohje sisältää kaikki oikeaan käyttöön tarvittavat tiedot. Tutustu siihen ja säilytä se siltä varalta, että tarvitset sitä uudelleen.

01. VAROITUKSET

1. Älä käytä laitetta turvonneelle tai tulehtuneelle iholle tai vaurioituneelle iholle, planeelle iholle tai välittömästi tuoreen leikkauksen jälkeen.
2. Laitetta ei suositella henkilöille, joilla on elektronisia implantteja (esim. sydämentahdistin, insuliinipumppu).
3. Älä käytä laitetta, jos suuasi on metalliosia (esim. implantit, kruunut, hammasraudat).
4. Älä käytä laitetta, jos sinulla on aktiivisia ihosairauksia (haavaumat, psoriaasi, ekseema, ihotuista herpes), ihovaurioita (arvet, haavat), yliherkkyyttä sähkömagneettiselle säteilylle, raskaus ja imetyksen, hemofilia/verenvuotohäiriöt, epilepsia, atooppien ihottuma (AD) ja syöpä.
5. Älä käytä laitetta, kun käytät valoherkistäviä lääkkeitä (esim. tiettyjä antibiootteja, retinoideja).
6. Älä käytä laitetta yhdessä retinolin ja vahvojen happojen kanssa - tämä voi johtaa liialliseen ihoärsytykseen.
7. Lapset eivät saa käyttää laitetta. Aikuisten, joilla on fyysisiä, sensorisia tai kognitiivisia rajoituksia, tulisi käyttää laitetta vain hoitajan valvonnassa.
8. Jos on epäilyksiä laitteen soveltuvuudesta tiettyyn lääketieteelliseen tilaan (esim. ihosairaudet, mahdolliset krooniset sairaudet, aiemmat kauneusleikkaukset), ota yhteys lääkäriin.
9. Älä käytä liian pitkään yhdellä ihoalueella.
10. Vältä katsomasta suoraan LED-valoa käytön aikana.
11. On suositeltavaa poistaa kaikki metallikorut, kuten korvakorut tai ketjut, ennen laitteen käyttöä.
12. Vältä hierontapään käyttöä suoraan silmien alla, silmäluomilla ja kaulalla kilpirauhasen alueella.
13. Käytä aina alhaisinta voimakkuutta silmien, nenän ja suun alueella (valitusta tilasta riippumatta).
14. Älä käytä laitetta pidempään tai useammin kuin suositellaan. Liiallinen käyttö voi aiheuttaa ihoärsytystä.
15. Älä käytä laitetta veden lähellä tai olosuhteissa, joissa on korkea kosteus, kuten kylpyammeissa, suihkussa tai saunassa.
16. Jos havaitset käytön aikana haittavaikutuksia iholle, kuten punoitusta, kutinaa, kirvelyä tai muita epänormaaleja reaktioita - lopeta käyttö välittömästi.
17. Vilkkuvien valojen tilapäinen havaitseminen käytön aikana on luonnollinen ilmiö, joka johtuu pulssien vaikutuksesta. Jos se kuitenkin jatkuu sen jälkeen, ota yhteys lääkäriin.
18. Käytön aikana koettu lievä pistely on pulssien normaali vaikutus. Jos epämukavuutta esiintyy, on suositeltavaa vähentää voimakkuutta.
19. Käytön aikana voi esiintyä lievästä tärinästä tai tahattomia lihassupistuksia - tämä on pulssistimulaation (mikrovirrat, EMS, elektroproaatio) luonnollinen vaikutus, eikä se ole huolestuttavaa.
20. Älä käytä laitetta sen latauksen aikana. Irrota laite virtalähteestä, kun se on ladattu täyteen.
21. Pidä virtalähde poissa lämmön- ja vedenlähteistä latauksen aikana.
22. Älä käytä tuotetta, jos jokin osa on vaurioitunut tai puuttuu.
23. Älä pura tai korjaa tuotetta itse.
24. Älä käytä muita kuin mukana toimitettuja lisävarusteita tai varaosia.
25. Tämä tuote ei ole lelu. Älä anna lasten leikkiä laitteella.
26. Älä säilytä laitetta ja sen pakkausta paikassa, johon lapset pääsevät helposti käsiksi.
27. Älä säilytä laitetta lämmönlähteen lähellä alakäytä sitä suoraan auringonvalolle. Älä upota laitetta veteen.

02. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1. Hierontalaite
2. Säilytyspussi
3. Mikrokuituliina
4. C-tyypin kaapeli
5. Käyttöohjeet

03. LAITTEEN KUVAUS

KATSO KUVA A

1. Hierontapään suojuus
2. Hierontapää
3. LED-valo
4. Näyttö

5. Painike toimintatilan voimakkuuden muuttamista varten
6. Pälle/pois/tilanvaihtopainike
7. USB-latauslaitanta
8. C-tyypin kaapeli

04. AIR SHOT

Sinistä LED-valoa (460 nm), sähköisiä mikroimpulsseja ja lyhytaaltoista tärinää sisältävä tila auttaa vähentämään huokosia, parantamaan ihon rakennetta ja antamaan iholle sileän ja raikkaan ulkonäön.

Sovellus:

- Pese ja kuivaa kasvat huolellisesti ennen käyttöä. Modea tulee käyttää vain kuivalle iholle ilman ihonhoitotuotteita.
- Tilassa on viisi intensiteettitasoa, joita voidaan säätää ihon yksilöllisiin tarpeisiin sopiviksi. Ensimmäistä kertaa käytettäessä on suositeltavaa aloittaa alhaisimmalla tasolla, ja intensiteettiä voidaan lisätä asteittain muutaman viikon säännöllisen käytön jälkeen. Käytä herkemmillä alueilla, kuten silmien, nenän tai suun ympärillä, aina alhaisinta intensiteettitasoa.
- Levitä hierontapään reunaa tai kärti varovasti iholle - älä käytä hierontapään koko pinta. Käytä toimintatila tekemällä hitaita, tasaisia liikeitä valittua ihoaluetta pitkin tai kohdistamalla pää suoraan huolta aiheuttaviin alueisiin.
- Kun käytät AIR SHOT -tilaa, saatat tuntea kevyen, pistemäisen pistelyn, joka muistuttaa hienoa neulanmuotoisia pistelyjä, sekä haistaa hienojen hiusten palamista muistuttavan hajun - tämä on täysin normaalia ja turvallista.
- Älä käytä AIR SHOT -tilaa päivinä, jolloin käytät retinolia tai vahvoja happeja, erityisesti jos sinulla on herkkä iho.
- Tilaa voidaan käyttää 2-3 kertaa viikossa (istunto enintään 5 minuuttia).

05. BOOSTER

Tämä tila, jossa käytetään keltaista LED-valoa (590 nm), hellävaraista tärinää ja elektroporaatiota, edistää aktiivisten ainesosien syvää imeytymistä, kosteuttaa ja kirkastaa ihoa intensiivisesti ja palauttaa terveen hehkun.

Soveltaminen:

- Pese ja kuivaa kasvat huolellisesti ennen käyttöä (jos käytät AIR SHOT-tilan jälkeen, tämän vaiheen voi ohittaa) ja levitä ihonhoitotuote suoraan iholle. Parhaita ovat geelimäiset tai vesigeelimäiset tuotteet, jotka sisältävät aktiivisia ainesosia, kuten hyaluronihappoa, peptidejä, niasiiniamidia tai keramidejä, jotka auttavat kosteuttamaan ja uudistamaan ihoa.
- Tilassa on viisi intensiteettitasoa, joita voidaan säätää ihon yksilöllisiin tarpeisiin sopiviksi. Ensimmäistä kertaa käytettäessä on suositeltavaa aloittaa alhaisimmalla tasolla, ja intensiteettiä voidaan lisätä asteittain muutaman viikon säännöllisen käytön jälkeen. Käytä herkemmillä alueilla, kuten silmien, nenän tai suun ympärillä, aina alhaisinta intensiteettitasoa.
- Levitä hierontapään koko pinta varovasti iholle pyörivin liikkein (kasvojen keskeltä ulospäin ja ylöspäin), jotta tuote imeytyy iholle. Jos 5 minuutin BOOSTER-tilassa tapahtuvan hoidon aikana tuntuu, että kaikki ihonhoitotuote on jo imeytynyt, voit levittää lisää tuotetta laitteen tasaisen liukumisen varmistamiseksi ja mukavuuden lisäämiseksi.
- Tilaa voidaan käyttää 1-3 kertaa päivässä (5-10 minuutin hoitokerta).

06. MC

Tila, jossa käytetään vihreää LED-valoa (521 nm), värähtelyä ja mikrovirtoja, stimuloi kollageenin tuotantoa, parantaa ihon kiinteyttä ja tasoitaa juonteita ja ryppyjä, mikä palauttaa ihon nuorekkaan ilmeen.

Soveltaminen:

- Pese ja kuivaa kasvat huolellisesti ennen käyttöä (jos käytät BOOSTER-tilan jälkeen, tämän vaiheen voi jättää väliin) ja levitä hoitotuote suoraan iholle. Optimaalisen tuloksen ja mukavuuden saavuttamiseksi suosittelemme laitteen käyttöä EMS-tekniikkaan soveltuvan johtavan geelin kanssa tai kevyen, öljyttömän kasvohoitotuotteen kanssa, joka ei estä laitteen sulavaa liukumista iholle.
- Tilassa on viisi intensiteettitasoa, joita voidaan säätää ihon yksilöllisiin tarpeisiin sopiviksi. Ensimmäistä kertaa käytettäessä on suositeltavaa aloittaa alhaisimmalla tasolla, ja intensiteettiä voidaan lisätä asteittain muutaman viikon säännöllisen käytön jälkeen. Käytä herkemmillä alueilla, kuten silmien, nenän tai suun ympärillä, aina alhaisinta intensiteettitasoa.
- Levitä hierontapään koko pinta varovasti iholla ja liikuta laitetta hitaasti kasvojen yli ylös- ja ulospäin suuntautuvien liikkein - immunestejärjestelmän luonnollista suuntaa noudattaen.
- Tilaa voidaan käyttää 1-3 kertaa päivässä (5-10 minuutin istunto).

07. DERMAL SHOT

Punaisen LED-valon (630 nm), tärinän ja EMS-teknologian avulla kiinteyttää kasvojen lihaksia, muotoilee ja parantaa ihon sävyä - kiinteämmät ja luonnollisemmin muotoillut kasvat.

Sovellus:

- Ennen käyttöä pese ja kuivaa kasvat huolellisesti (jos käytät MC-tilan jälkeen, tämän vaiheen voi jättää väliin) ja levitä sitten ihonhoitotuote suoraan iholle. Optimaalisten tulosten ja mukavuuden saavuttamiseksi suosittelemme laitteen käyttöä EMS-tekniikkaan soveltuvan johtavan geelin tai kevyen, öljyttömän kasvohoitotuotteen kanssa, joka ei estä laitteen sulavaa liukumista iholle.
- Tilassa on viisi intensiteettitasoa, joita voidaan säätää ihon yksilöllisiin tarpeisiin sopiviksi. Ensimmäistä kertaa käytettäessä on suositeltavaa aloittaa alhaisimmalla tasolla, ja intensiteettiä voidaan lisätä asteittain muutaman viikon säännöllisen käytön jälkeen. Käytä herkemmillä alueilla, kuten silmien, nenän tai suun ympärillä, aina alhaisinta intensiteettitasoa.
- Levitä hierontapään koko pinta varovasti iholle ja liikuta laitetta hitaasti kasvojen yli ylös- ja ulospäin suuntautuvien liikkein - immunestejärjestelmän luonnollista suuntaa noudattaen. Valittuilla alueilla voit pysäyttää laitteen 1-2 sekunnin ajaksi, jolloin pulssit keskittyvät lihasjännityspisteisiin, mikä auttaa rentouttamaan niitä.
- Ennen DERMAL SHOT -tilan käyttöä on suositeltavaa käyttää ensin MC-tilaa.
- Tilaa voidaan käyttää 1-3 kertaa päivässä (5-10 minuutin istunto).

08. LAITTEEN TOIMINTA

1. Kytke laite päälle painamalla pitkään painiketta A6 (kuuluu äänimerkki). Aseta samalla painikkeella yksi neljästä käytettävissä olevasta tilasta ja aseta sitten painikkeella A5 yksi viidestä voimakkuuden tasosta (laite antaa yhden äänimerkin jokaisen muutoksen yhteydessä).
2. Laitteessa on sisänrakennettu 5 minuutin ajastin ja ihokosketusanturi. Lähtöläskenta käynnistyy vasta, kun hierontapää koskettaa ihoa - muussa

tapaussessa ajastin pysähtyy. Lisäksi LED-valo kytketty päälle vain, kun se koskettaa ihoa, mikä lisää käyttäjän turvallisuutta, koska se poistaa riskin, että valo pääsee vahingossa ilmaan tai silmiin.

3. 5 minuutin kuluttua laite siirtyy automaattisesti lepotilaan 9 sekunniksi. Tänä aikana A6-painiketta painamalla voidaan valita seuraava toimintatila. Jos mitään toimintoa ei suoriteta näiden 9 sekunnin aikana, laite sammuu automaattisesti.
4. Jos toimintatila vaihdetaan hoidon aikana, lähtölaskenta alkaa alusta. Sitä vastoin intensiteetin vaihtaminen samassa toimintatilassa ei nollaa ajastinta - aika lasketaan yhteen niin, että käyttäjä saa edelleen täyden 5 minuutin hoidon.
5. Laite mahdollistaa kaikkien neljän moodin käytön yhdessä hoitajakassossa. Niitä on kuitenkin käytettävä suositellussa järjestyksessä parhaiden tulosten ja turvallisuuden takaamiseksi: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Jos käytät useita moodieja oikeassa järjestyksessä, kasvoja ei tarvitse pestä ja kuivata aina moodia vaihtaessasi - levitä vain asianmukainen ihonhoitotuote tai johtava geeli. Muista, että vain AIR SHOT-tilaa saa käyttää kuivalla iholla ilman ihonhoitotuotetta.
6. Laite toimii pulssitilassa - tarkoituksellinen ja turvallinen toiminta, joka mahdollistaa tehokkaan ihon stimulaation.
7. Jos haluat kytkeä laitteen pois päältä ennen kuin 5 minuuttia on kulunut, paina ja pidä painiketta A6 painettuna - kuuluu kaksinkertainen äänimerkki.
8. Kun hieronta on päättynyt, voit siirtyä seuraaviin hoitovaiheisiin.

09. PUHDISTUS JA SÄILYTYK

1. Pyyhi hierontapää jokaisen käyttökerran jälkeen kuivalla tai hieman kostealla liinalla ja huolehdi siitä, että poistat hieronnan aikana käytetyt kosmetikkajäämät.
2. Pyyhi pää tarvittaessa kuivaksi puhtaalla liinalla äläkä käytä voimakkaita pesuaineita tai alkoholia.
3. Älä upota laitetta veteen äläkä käytä voimakkaasti syövyttäviä pesuaineita tai alkoholia.
4. Kun tuotetta ei käytetä, säilytä sitä mukana toimitetussa pussissa kuivassa ja viileässä paikassa, suojattuna suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä.

10. LAITTEEN LATAAMINEN

1. Latauksen aikana latauskuvake näkyy näytössä ja vihreä rengas osoittaa latauksen edistymistä.
2. Kun laite on ladattu täyteen, latausrengas palaa täysin vihreänä.
3. Kun akun varustaso on alhainen, näytössä oleva akun varustason ilmaisin muuttuu punaiseksi ja näyttää yhden viivan.
4. Kun laite on purkautunut, akun varustason ilmaisin vilkkuu kolme kertaa, laite piippaa kolme kertaa ja sammuu automaattisesti.

11. TEKNISET TIEDOT

Virransyöttö: 5V 0.7A

Teho: 5W

Akku: Litium-polymeeri 2200mAh

Ajastin: 5min

Materiaali: + PP + 304 ruostumatonta teräs.

Mitat: 38,6 mm.

Paino: 304g

12. TAKUUKORTTI

Tuotteella on 24 kuukauden takuu. Takuuehdot löytyvät osoitteesta: <https://neno.pl/gwarancja>.

Tiedot, yhteystiedot ja palvelusoihto löytyvät osoitteesta: <https://neno.pl/kontakt>.

Tekniset tiedot ja sisältö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Pahoittelemme mahdollisia häiriöitä.

NO

BRUKERHÅNDBOK

Kjære kunde,

Takk for at du har kjøpt Neno Beauty Luv - et multifunksjonelt ansiktsapparat med mikrostrøm- og hudforyngelsesteknologi. Apparatet er utviklet for omfattende og avansert pleie - det kombinerer optill seks effektive funksjoner: elektroporing, mikrostrøm, EMS-teknologi, elektriske mikroimpulser, LED-terapi og sonisk vibrasjon. Denne bruksanvisningen inneholder all informasjon som er nødvendig for korrekt bruk. Vennligst gjør deg kjent med den, og ta vare på den i tillegg du trenger å bruke den igjen.

01. FORSIKTIGHETSREGLER

1. Ikke bruk apparatet på hoven eller betent hud, på skadet hud, brent hud eller umiddelbart etter en ny operasjon.
2. Apparatet anbefales ikke for personer med elektroniske implantater (f.eks. pacemaker, insulinpumpe).
3. Ikke bruk enheten hvis du har metallkomponenter i munnen (f.eks. implantater, kroner, tannregulering).
4. Ikke bruk enheten hvis du har aktive hudsykdommer (sår, psoriasis, eksem, utslett, tilbakevendende herpes), skader på overhuden (arr, sår), overfølsomhet for elektromagnetisme, graviditet og amming, hemofili/blødningsforstyrrelser, epilepsi, atopisk dermatitt (AD) og kreft.
5. Ikke bruk enheten mens du tar fotosensibiliserende medisiner (f.eks. visse antibiotika, retinoider).
6. Ikke bruk apparatet i kombinasjon med retinol og sterke syrer - dette kan føre til overdreven hudirritasjon.
7. Enheten skal ikke brukes av barn. Voksne med fysiske, sensoriske eller kognitive begrensninger bør bare bruke apparatet under oppsyn av en pleier.

8. Hvis du er i tvil om hvorvidt apparatet er egnet for en bestemt medisinsk tilstand (f.eks. hudsykdommer, kroniske sykdommer, tidligere kosmetisk kirurgi), må du rådføre deg med lege.
9. Ikke bruk for lenge på ett hudområde.
10. Unngå å se direkte på LED-lyset under bruk.
11. Det anbefales å ta av eventuelle metallsmykker, f.eks. øredobber eller kjeder, før du bruker apparatet.
12. Unngå å bruke massasjehodet rett under øynene, på øyelokkene og på halsen i skjoldbruskkjertelregionen.
13. Bruk alltid det laveste intensitetsnivået i området rundt øyne, nese og munn (uavhengig av hvilken modus som er valgt).
14. Ikke bruk apparatet lenger eller oftere enn anbefalt. Overdreven bruk kan føre til hudirritasjon.
15. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann eller under forhold med høy luftfuktighet, for eksempel i badekar, dusj eller badstue.
16. Hvis du merker uønskede hudreaksjoner under bruk, som rødhet, kløe, svie eller andre unormale reaksjoner, må du slutte å bruke apparatet umiddelbart.
17. Den midlertidige opplevelsen av blinkende lys under bruk er et naturlig fenomen som skyldes effekten av pulsene. Hvis det vedvarer etterpå, bør du kontakte legen din.
18. En lett prikkende følelse under bruk er en normal effekt av pulsene. Hvis det oppstår ubehag, anbefales det å redusere intensitetsnivået.
19. Det kan oppstå svake vibrasjoner eller ufrivillige muskelsammentrekninger under bruk - dette er en naturlig effekt av pulsstimulering (mikrostrøm, EMS, elektroporering) og gir ingen grunn til bekymring.
20. Ikke bruk enheten mens den lades. Koble enheten fra strømforsyningen når den er fulladdert.
21. Hold strømkilden borte fra varme- og vannkilder under lading.
22. Ikke bruk produktet hvis noen av komponentene er skadet eller mangler.
23. Ikke demonter eller reparer produktet selv.
24. Ikke bruk annet tilbehør eller andre reservedeler enn de som følger med.
25. Dette produktet er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med apparatet.
26. Ikke oppbevar apparatet og emballasjen på et sted som er lett tilgjengelig for barn.
27. Ikke oppbevar apparatet i nærheten av en varmekilde, og ikke utsett det for direkte sollys. Ikke senk enheten ned i vann.

02. INNHOLDET I SETTET

1. Massasjeapparat
2. Oppbevaringspose
3. Mikrofiberklut
4. Type-C-kabel
5. Bruksanvisning

03. BESKRIVELSE AV ENHETEN

SE FIGUR A

1. Deksel til massasjehodet
2. Massasjehode
3. LED-lys
4. Display
5. Knapp for å endre intensiteten i modusen
6. Knapp for på/av/ending av modus
7. USB-ladeport
8. Type C-kabel

04. AIR SHOT

Modus med blått LED-lys (460 nm), elektriske mikroimpulser og kortbølgevibrasjoner bidrar til å redusere porene, forbedre hudens struktur og gi huden et glatt og friskt utseende.

Anvendelse:

- Vask og tørk ansiktet grundig før bruk. Modusen skal kun brukes på tørr hud, uten hudpleieprodukter.
- Modusen har fem intensitetsnivåer som kan justeres etter hudens individuelle behov. Ved første gangs bruk anbefales det å starte med det laveste nivået, og intensiteten kan gradvis økes etter noen ukers regelmessig bruk. Bruk alltid det laveste intensitetsnivået på mer følsomme områder, for eksempel rundt øynene, nesen eller munnen.
- Bruk kanten eller tuppen av massasjehodet forsiktig på huden - ikke bruk hele overflaten av massasjehodet. Bruk modusen ved å gjøre langsomme, jevne bevegelser langs det valgte hudområdet, eller ved å bruke hodet direkte på de aktuelle områdene.
- Når du bruker AIR SHOT-modus, kan du kjenne en mild, prikkende følelse som minner om fine nåler, og du kan også kjenne en svak lukt som minner om brennende hårstrå - dette er helt normalt og trygt.
- Ikke bruk AIR SHOT-modus på dager der du bruker retinol eller sterke syrer, spesielt ikke hvis du har sensitiv hud.
- Modusen kan brukes 2-3 ganger i uken (økt maks. 5 minutter).

05. BOOSTER

Denne modusen med gult LED-lys (590 nm), skånsom vibrasjon og elektroporering fremmer dyp absorpsjon av aktive ingredienser, gir intens fuktighet og lysere hud, og gjenoppretter en sunn glød.

Anvendelse:

- Vask og tørk ansiktet grundig før bruk (hvis du bruker etter AIR SHOT-modus, kan du hoppe over dette trinnet), og påfør deretter hudpleieproduktet direkte på huden. De beste produktene er de som har gel- eller vannkonsistens, og som inneholder aktive ingredienser som hyaluronsyre, peptider, niacinamid eller ceramider som bidrar til å fukte og regenerere huden ytterligere.
- Modusen har fem intensitetsnivåer, som kan justeres etter hudens individuelle behov. Ved første gangs bruk anbefales det å starte med det laveste nivået, og intensiteten kan gradvis økes etter noen ukers regelmessig bruk. Bruk alltid det laveste intensitetsnivået på mer følsomme områder, for eksempel rundt øynene, nesen eller munnen.
- Påfør forsiktig hele massasjehodets overflate på huden med sirkulære bevegelser (fra midten av ansiktet og utover og oppover), slik at produktet

absorberes. Hvis du i løpet av den 5 minutter lange behandlingen i BOOSTER-modus følger at alt hudpleieproduktet allerede er absorbert, kan du påføre ekstra produkt for å sikre at apparatet glir jevnt og øke komforten.

- Modusen kan brukes 1-3 ganger om dagen (5-10 minutter).

06. MC

Modusen med grønt LED-lys (521 nm), vibrasjoner og mikrostrøm stimulerer kollagenproduksjonen, forbedrer hudens fasthet og jevner ut fine linjer og rynker, slik at huden får et ungdommelig utseende igjen.

Bruksområde:

- Vask og tørk ansiktet grundig før bruk (ved bruk etter BOOSTER-modus kan dette trinnet hoppes over), og påfør deretter hudpleieproduktet direkte på huden. For optimalt resultat og komfort anbefaler vi at du bruker apparatet med en ledende gel som er egnet for EMS-teknologi, eller med et lett, oljefritt ansiktspleieprodukt som ikke hindrer apparatet i å gli jevnt over huden.
- Modusen har fem intensitetsnivåer, som kan justeres etter hudens individuelle behov. Ved første gangs bruk anbefales det å starte med det laveste nivået, og intensiteten kan gradvis økes etter noen ukers regelmessig bruk. Bruk alltid det laveste intensitetsnivået på mer følsomme områder, for eksempel rundt øynene, nesen eller munnen.
- Påfør forsiktig hele massajehodets overflate på huden, og beveg apparatet sakte over ansiktet med bevegelser oppover og utover i i lymfedrenasjens naturlige retning.
- Modusen kan brukes 1-3 ganger om dagen (økt på 5-10 minutter).

07. DERMA SHOT

Modusen med rødt LED-lys (630 nm), vibrasjon og EMS-teknologi strammer intensivt opp ansiktsmuskene, gir konturer og forbedrer hudtonen - for et fastere og mer naturlig skulpturert ansikt.

Påføring:

- Vask og tørk ansiktet grundig før bruk (hvis du bruker etter MC-modus, kan dette trinnet hoppes over), og påfør deretter et hudpleieprodukt direkte på huden. For optimalt resultat og komfort anbefaler vi at du bruker apparatet sammen med en ledende gel som er egnet for EMS-teknologi eller et lett, oljefritt ansiktspleieprodukt som ikke hindrer apparatet i å gli jevnt over huden.
- Modusen har fem intensitetsnivåer, som kan justeres etter hudens individuelle behov. Ved første gangs bruk anbefales det å starte med det laveste nivået, og intensiteten kan gradvis økes etter noen ukers regelmessig bruk. Bruk alltid det laveste intensitetsnivået på mer følsomme områder, for eksempel rundt øynene, nesen eller munnen.
- Påfør forsiktig hele overflaten av massajehodet på huden, og beveg apparatet sakte over ansiktet i en oppadgående og utadgående bevegelse - i lymfedrenasjens naturlige retning. På utvalgte områder kan du sette apparatet på pause i 1-2 sekunder for å konsentrere pulsen på muskelpenningspunkter, noe som vil bidra til å få dem til å slappe av.
- Før du bruker DERMA SHOT-modus, anbefales det å bruke MC-modus først.
- Modusen kan brukes 1-3 ganger om dagen (økt på 5-10 minutter).

08. BETJENING AV ENHETEN

1. For å slå på apparatet trykker du på og holder inne knapp A6 (det høres et pip). Bruk samme knapp for å stille inn en av de fire tilgjengelige modusene, og bruk deretter knapp A5 for å stille inn et av de fem intensitetsnivåene (apparatet avgir et enkelt pip ved hver endring).
2. Apparatet har en innebygd 5-minutters nedtellingstimer og en hudkontaktsensor. Nedtellingstimeren starter bare når massajehodet berører huden - ellers stopper timeren. I tillegg tennes LED-lyset bare når det kommer i kontakt med huden, noe som øker brukersikkerheten ettersom det eliminerer risikoen for utslått lysutslipp i luften eller øynene.
3. Etter 5 minutter går enheten automatisk inn i en hviletilstand i 9 sekunder. I løpet av denne tiden kan du trykke på A6-knappen for å velge neste driftsmodus. Hvis det ikke utføres noen behandling i løpet av disse 9 sekundene, slår apparatet seg automatisk av.
4. Hvis driftsmodusen endres under behandlingen, starter nedtellingen fra begynnelsen. Derimot tilbakestilles ikke timeren hvis intensiteten endres i samme modus - tiden legges sammen slik at brukeren fortsatt får hele behandlingen på 5 minutter.
5. Apparatet gjør det mulig å bruke alle fire modusene i én enkelt behandlingssyklus. De må imidlertid brukes i anbefalt rekkefølge for best mulig resultat og sikkerhet: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Hvis du bruker flere moduser i riktig rekkefølge, er det ikke nødvendig å vaske og tørke ansiktet hver gang du bytter modus - det er bare å bruke det aktuelle hudpleieproduktet eller den ledende gelen. Husk at det kun er AIR SHOT-modus som skal brukes på tørr hud, uten å bruke et hudpleieprodukt.
6. Apparatet fungerer i pulsmodus - en bevisst og trygg handling som gir effektiv hudstimulering.
7. For å slå av apparatet før det har gått 5 minutter, trykker du på knappen A6 og holder den inne - det høres et dobbelt pip.
8. Når massasjen er ferdig, kan du gå videre til neste trinn i pleien.

09. RENGJØRING OG OPPBEVARING

1. Tørk av massajehodet med en tørr eller lett fuktig klut etter hver bruk, og pass på å fjerne eventuelle rester av kosmetikk som er brukt under massasjen.
2. Tørk om nødvendig hodet tørt med en ren klut, og ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller alkohol.
3. Ikke senk enheten ned i vann, og ikke bruk sterke korroderende rengjøringsmidler eller alkohol.
4. Når produktet ikke er i bruk, skal det oppbevares i posen som følger med, på et tørt og kjølig sted, borte fra direkte sollys og varmekilder.

10. LADING AV ENHETEN

1. Under lading er ladeikonet synlig på skjermen, og den grønne ringen viser hvor langt ladingen er kommet.
2. Når enheten er fulladet, lyser laderingen helt grønt.
3. Når batterinivået er lavt, blir batterinivåindikatoren på skjermen rød og viser én strek.
4. Når enheten er utladet, blinker batterinivåindikatoren tre ganger, enheten piper tre ganger og slår seg automatisk av.

11. SPESIFIKASJONER

Strømforsyning: 5V 0,7A

Effekt: 5W

Batteri: Litium-polymer 2200mAh

Timer: 5min

Materiale: ABS + PP + 304 rustfrit stål

Dimensjoner: 38,2x182,7x 38,6 mm

Vekt: 304g

12. GARANTIKORT

Produktet dekkes av 24 måneders garanti. Garantibetingelsene finner du på: <https://neno.pl/gwarancia>

Detaljer, kontaktinformasjon og serviceadresse finner du på: <https://neno.pl/kontakt>

Spesifikasjoner og innhold kan endres uten varsel. Vi beklager eventuelle ulemper.

DK

BRUGERMANUAL

Kære kunde,

Tak, fordi du har kjøpt Neno Beauty Luvé - et multifunktionelt ansigtsapparat med mikrostrøm og hudforyngelsesteknologi. Apparatet er designet til omfattende og avanceret pleje - det kombinerer op til seks effektive funktioner: elektroporation, mikrostrøm, EMS-teknologi, elektriske mikroimpulser, LED-lysterapi og sonisk vibration. Denne brugervejledning indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for korrekt brug. Gør dig fortrolig med den, og gem den, hvis du får brug for den igen.

01. FORSIGTIGELSER

1. Brug ikke apparatet på hævet eller betændt hud eller på beskadiget hud, forbrændt hud eller umiddelbart efter en nylig operation.
2. Apparatet anbefales ikke til personer med elektroniske implantater (f.eks. pacemaker, insulinpumpe).
3. Brug ikke apparatet, hvis du har metalkomponenter i munden (f.eks. implantater, kroner, bøjler).
4. Brug ikke enheden, hvis du har aktive hudsygdomme (sår, psoriasis, eksem, udslet, tilbagevendende herpes), epidermal skade (år, sår), overfølsomhed over for elektromagnetisme, graviditet og amning, hæmofili/hæmoragiske lidelser, epilepsi, atopisk dermatitis (AD) og kræft.
5. Brug ikke apparatet, mens du tager fotosensibiliserende medicin (f.eks. visse antibiotika, retinoider).
6. Brug ikke apparatet i kombination med retinol og stærke syrer - det kan føre til overdreven hudirritation.
7. Apparatet bør ikke bruges af børn. Voksne med fysiske, sensoriske eller kognitive begrænsninger bør kun bruge apparatet under opsyn af en omsorgsperson.
8. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt apparatet er egnet til en bestemt medicinsk tilstand (f.eks. hudsygdomme, kroniske sygdomme, tidligere kosmetisk kirurgi), skal du kontakte en læge.
9. Brug ikke apparatet for længe på samme hudområde.
10. Undgå at se direkte på LED-lyset under brug.
11. Det anbefales at fjerne eventuelle metalsmykker, f.eks. øreringe eller kæder, før du bruger apparatet.
12. Undgå at bruge massagehovedet direkte under øjnene, på øjenlågene og på halsen i skjoldbruskkirtelregionen.
13. Brug altid det laveste intensitetsniveau i øjen-, næse- og mundområdet (uanset den valgte tilstand).
14. Brug ikke apparatet længere eller oftere end anbefalet. Overdreven brug kan føre til hudirritation.
15. Brug ikke apparatet i nærheden af vand eller under forhold med høj luftfugtighed, som f.eks. bad, brusebad eller sauna.
16. Hvis du bemærker uønskede hudreaktioner under brug, f.eks. rødme, kløe, svie eller andre unormale reaktioner, skal du straks ophøre med at bruge den.
17. Den midlertidige opfattelse af blinkende lys under brug er et naturligt fænomen, der skyldes effekten af impulserne. Men hvis det fortsætter bagefter, skal du kontakte din læge.
18. En let prikkende fornemmelse under brug er en normal effekt af impulserne. Hvis der opstår ubehag, anbefales det at reducere intensitetsniveauet.
19. Der kan forekomme svage vibrationer eller ufrivillige muskelsammentrækninger under brug - det er en naturlig effekt af pulsstimulering (mikrostrøm, EMS, elektroporation) og giver ikke anledning til bekymring.
20. Brug ikke enheden, mens den oplades. Afbryd enheden fra strømforsyningen, når den er fuldt opladet.
21. Hold strømkilden væk fra varme- og vandkilder under opladning.
22. Brug ikke produktet, hvis en komponent er beskadiget eller mangler.
23. Du må ikke adskille eller reparere produktet selv.
24. Brug ikke andet tilbehør eller andre reservedele end de medfølgende.
25. Dette produkt er ikke legetøj. Lad ikke børn lege med apparatet.
26. Opbevar ikke apparatet og dets emballage på et sted, der er let tilgængeligt for børn.
27. Opbevar ikke apparatet i nærheden af en varmekilde, og udsæt det ikke direkte for sollys. Apparatet må ikke nedsænkes i vand.

02. SÆTTETS INDHOLD

1. Massageapparat
2. Opbevaringspose
3. Mikrofiberklud
4. Type-C-kabel
5. Instruktionsmanual

03. BESKRIVELSE AF ENHEDEN

SE FIGUR A

1. Betræk til massagehoved
2. Massagehoved
3. LED-lys
4. Display
5. Knap til ændring af tilstandens intensitet
6. Knap til tænd/sluk/skift af tilstand
7. USB-opladningsport
8. Type-C-kabel

04. AIR SHOT

Tilstand med blå LED-lys (460 nm), elektriske mikroimpulser og kortbølgevibrationer hjælper med at reducere forekomsten af porer, forbedre hudens struktur og give huden et glat og friskt udseende.

Anvendelse:

- Vask og tør ansigtet grundigt før brug. Må kun bruges på tør hud uden nogen form for hudplejeprodukter.
- Funktionen har fem intensitetsniveauer, som kan justeres, så de passer til den enkelte huds behov. Når du bruger den første gang, anbefales det at starte med det laveste niveau, og intensiteten kan gradvist øges efter et par ugers regelmæssig brug. Brug altid det laveste intensitetsniveau til mere følsomme områder, f.eks. omkring øjnene, næsen eller munden.
- Påfør forsigtigt kanten eller spidsen af massagehovedet på huden - brug ikke hele massagehovedets overflade. Brug tilstanden ved at lave langsomme, jævne bevægelser langs det valgte hudområde eller ved at anvende hovedet direkte på de problematiske områder.
- Når du bruger AIR SHOT-tilstanden, kan du føle en blid, præcis prikkende fornemmelse, der minder om fine nålelignende prik, samt lugte en let lugt, der minder om brændende fine hår - det er helt normalt og sikkert.
- Brug ikke AIR SHOT-tilstand på dage, hvor du bruger retinol eller stærke syrer, især ikke hvis du har følsom hud.
- Tilstanden kan bruges 2-3 gange om ugen (session max. 5 minutter).

05. BOOSTER

Denne tilstand med gult LED-lys (590 nm), blide vibrationer og elektroporation fremmer dyb absorption af aktive ingredienser, giver intens fugt og lysner huden og genopretter en sund glød.

Anvendelse:

- Vask og tør dit ansigt grundigt før brug (hvis du bruger det efter AIR SHOT-tilstand, kan dette trin springes over), og påfør derefter hudplejeproduktet direkte på huden. De bedste produkter er dem med en gel- eller vandgelkonsistens, der indeholder aktive ingredienser som hyaluronsyre, peptider, niacinamid eller ceramider, der hjælper med at fugte og regenerere huden yderligere.
- Funktionen har fem intensitetsniveauer, som kan justeres, så de passer til den enkelte huds behov. Når du bruger den første gang, anbefales det at starte med det laveste niveau, og intensiteten kan gradvist øges efter et par ugers regelmæssig brug. Brug altid det laveste intensitetsniveau til mere følsomme områder, f.eks. omkring øjnene, næsen eller munden.
- Påfør forsigtigt hele massagehovedets overflade på huden med cirkulære bevægelser (fra midten af ansigtet og udad og opad), så produktet kan blive absorberet. Hvis du under den 5 minutter lange behandling i BOOSTER-tilstand føler, at alt hudplejeproduktet allerede er absorberet, kan du påføre yderligere produkt for at sikre, at apparatet glider glat og øger komforten.
- Tilstanden kan bruges 1-3 gange om dagen (5-10 minutters session).

06. MC

Tilstand med grønt LED-lys (521 nm), vibrationer og mikrostrøm stimulerer kollagenproduktionen, forbedrer hudens fasthed og udglatter fine linjer og rynker og giver huden et ungdommeligt udseende.

Anvendelse:

- Vask og tør dit ansigt grundigt før brug (hvis du bruger det efter BOOSTER-tilstand, kan dette trin springes over), og påfør derefter hudplejeproduktet direkte på huden. For at opnå optimale resultater og komfort anbefaler vi at bruge apparatet med en ledende gel, der er egnet til EMS-teknologi, eller med et let, oliefrigt ansigtsplejeprodukt, der ikke forhindrer apparatet i at glide glat hen over huden.
- Funktionen har fem intensitetsniveauer, som kan justeres, så de passer til den enkelte huds behov. Ved første gangs brug anbefales det at starte med det laveste niveau, og intensiteten kan gradvist øges efter et par ugers regelmæssig brug. Brug altid det laveste intensitetsniveau til mere følsomme områder, f.eks. omkring øjnene, næsen eller munden.
- Påfør forsigtigt hele massagehovedets overflade på huden, og bevæg apparatet langsomt hen over ansigtet med opadgående og udadgående bevægelser - i overensstemmelse med lymfedrægnens naturlige retning.
- Tilstanden kan bruges 1-3 gange om dagen (session på 5-10 minutter).

07. DERMAL SHOT

Tilstand med rødt LED-lys (630 nm), vibrationer og EMS-teknologi opstrammer ansigtsmusklerne intensivt, giver konturer og forbedrer hudtonen - for et fastere og mere naturligt formet ansigt.

Anvendelse:

- Vask og tør ansigtet grundigt før brug (hvis du bruger det efter MC-tilstand, kan dette trin springes over), og påfør derefter et hudplejeprodukt direkte på huden. For at opnå optimale resultater og komfort anbefaler vi at bruge apparatet med en ledende gel, der er egnet til EMS-teknologi, eller et let, oliefrigt ansigtsplejeprodukt, der ikke forhindrer apparatet i at glide glat hen over huden.
- Funktionen har fem intensitetsniveauer, som kan justeres, så de passer til den enkelte huds behov. Ved første gangs brug anbefales det at starte med det laveste niveau, og intensiteten kan gradvist øges efter et par ugers regelmæssig brug. Brug altid det laveste intensitetsniveau til mere følsomme områder, f.eks. omkring øjnene, næsen eller munden.
- Påfør forsigtigt hele massagehovedets overflade på huden, og bevæg apparatet langsomt hen over ansigtet i en opadgående og udadgående bevægelse - i lymfedrægnens naturlige retning. På udvalgte områder kan du sætte apparatet på pause i 1-2 sekunder for at koncentrere impulserne på muskelspændingspunkter, hvilket vil hjælpe med at få dem til at slappe af.
- Før du bruger DERMAL SHOT-tilstanden, anbefales det at bruge MC-tilstanden først.
- Tilstanden kan bruges 1-3 gange om dagen (session på 5-10 minutter).

08. BETJENING AF ENHEDEN

1. For at tænde enheden skal du trykke på og holde knap A6 nede (der lyder et bip). Brug den samme knap til at indstille en af de fire tilgængelige tilstande, og brug derefter knap A5 til at indstille et af de fem intensitetsniveauer (apparatet udsender et enkelt bip ved hver ændring).
2. Apparatet har en indbygget 5-minutters timer og en hudkontaktsensor. Nedtællingstimeren starter kun, når massagehovedet rører huden - ellers stopper timeren. Desuden tændes LED-lyset kun, når det kommer i kontakt med huden, hvilket øger brugersikkerheden, da det eliminerer risikoen for utilsigtet lysudslip i luften eller øjnene.
3. Efter 5 minutter går enheden automatisk i hviletilstand i 9 sekunder. I dette tidsrum kan man trykke på A6-knappen for at vælge den næste driftstilstand. Hvis der ikke udføres nogen handling i løbet af disse 9 sekunder, slukker apparatet automatisk.
4. Hvis driftstilstanden ændres under behandlingen, starter nedtællingen forfra. Hvis man udformod ændrer intensiteten i samme tilstand, nulstilles timeren ikke - tiden lægges sammen, så brugeren stadig får de fulde 5 minutters behandling.
5. Apparatet gør det muligt at bruge alle fire tilstande i en enkelt behandlingscyklus. De skal dog bruges i den anbefalede rækkefølge for at opnå de bedste resultater og den største sikkerhed: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Hvis du bruger flere tilstande i den rigtige rækkefølge, er det ikke nødvendigt at vaske og tørre dit ansigt, hver gang du skifter tilstand - du skal bare anvende det relevante hudplejeprodukt eller den ledende gel. Husk, at kun AIR SHOT-tilstanden bør bruges på tør hud uden brug af et hudplejeprodukt.
6. Apparatet fungerer i pulserende tilstand - en bevidst og sikker handling, der giver mulighed for effektiv hudstimulering.
7. Hvis du vil slukke for apparatet, før der er gået 5 minutter, skal du trykke på knappen A6 og holde den nede - der lyder et dobbelt bip.
8. Når massagen er færdig, kan du gå videre til de næste trin i plejen.

09. RENGØRING OG OPBEVARING

1. Efter hver brug skal du tørre massagehovedet af med en tør eller let fugtig klud og sørge for at fjerne eventuelle rester af kosmetik, der er brugt under massagen.
2. Tør om nødvendigt hovedet af med en ren klud, og brug ikke skræppe rengøringsmidler eller alkohol.
3. Nedsænk ikke enheden i vand, og brug ikke stærkt ætsende rengøringsmidler eller alkohol.
4. Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares i den medfølgende pose på et tørt, køligt sted, væk fra direkte sollys og varmekilder.

10. OPLADNING AF ENHEDEN

1. Under opladning er opladningsikonet synligt på skærmen, og den grønne ring viser opladningsforløbet.
2. Når enheden er fuldt opladet, lyser opladningsringen helt grøn.
3. Når batteriniveauet er lavt, bliver indikatoren for batteriniveau på displayet rød og viser en streg.
4. Når enheden er afladet, blinker batteriniveauindikatoren tre gange, enheden bipper tre gange og slukker automatisk.

11. SPECIFIKATIONER

Strømforsyning: 5V 0,7A

Effekt: 5W

Batteri: Lithium-polymer 2200mAh

Timer: 5 minutter

Materiale: ABS + PP + PP + 304 rustfrit stål

Dimensioner: 38,2x182,7x 38,6 mm

Vægt: 304g

12. GARANTIKORT

Produktet er dækket af 24 måneders garanti. Garantibetingelserne findes på: <https://neno.pl/gwarancia>

Detaljer, kontakt og serviceadresse kan findes på: <https://neno.pl/kontakt>

Specifikationer og indhold kan ændres uden varsel. Vi undskylder for eventuelle gener.

NL

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Neno Beauty Luvé - een multifunctioneel gezichtsapparaat met microstroom- en huidverjongingstechnologie. Het apparaat is ontworpen voor uitgebreide en geavanceerde zorg - het combineert tot zes effectieve functies: elektroporatie, microstroom, EMS-technologie, elektrische micropulsen, LED-lichttherapie en sonische trillingen. Deze gebruiksaanwijzing bevat alle informatie die nodig is voor een correct gebruik. Maak gebruik ervan met vertrouwen en bewaar hem voor het geval je hem opnieuw moet gebruiken.

01. VOORZORGSMATREGELEN

1. Gebruik het apparaat niet op gezwollen of ontstoken huid, of op beschadigde huid, verbrande huid of direct na een recente operatie.
2. Het apparaat wordt niet aanbevolen voor mensen met elektronische implantaten (bijv. pacemaker, insulinepomp).
3. Gebruik het apparaat niet als u metalen onderdelen in uw mond heeft (bijv. implantaten, kronen, beugels).
4. Gebruik het apparaat niet bij actieve huidziekten (zweren, psoriasis, eczeem, uitslag, terugkerende herpes), beschadiging van de opperhuid (littekens, wonden), overgevoeligheid voor elektromagnetisme, zwangerschap en borstvoeding, hemofilie/hemorragische aandoeningen, epilepsie, atopische dermatitis (AD) en kanker.
5. Gebruik het apparaat niet terwijl u fotosensibiliserende medicijnen gebruikt (bijv. bepaalde antibiotica, retinoiden).
6. Gebruik het apparaat niet in combinatie met retinol en sterke zuren - dit kan leiden tot overmatige huidirritatie.

7. Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Volwassenen met fysieke, sensorische of cognitieve beperkingen mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht van een verzorger.
8. Als er twijfel bestaat over de geschiktheid van het apparaat voor een bepaalde medische aandoening (bijv. huidziekten, chronische ziekten, voorgeschiedenis van cosmetische chirurgie), raadpleeg dan een arts.
9. Gebruik het apparaat niet te lang op één plek op de huid.
10. Kijk niet rechtstreeks in de LED-lamp tijdens het gebruik.
11. Het wordt aanbevolen om metalen sieraden, zoals oorbellen of kettingen, te verwijderen voordat u het apparaat gebruikt.
12. Gebruik de massagekop niet direct onder de ogen, op de oogleden en in de nek bij de schildklier.
13. Gebruik altijd het laagste intensiteitsniveau in het gebied rond ogen, neus en mond (ongeacht de geselecteerde modus).
14. Gebruik het apparaat niet langer of vaker dan aanbevolen. Overmatig gebruik kan leiden tot huidirritatie.
15. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of in omstandigheden met een hoge vochtigheidsgraad, zoals een bad, douche of sauna.
16. Als je tijdens het gebruik negatieve reacties op de huid opmerkt, zoals roodheid, jeuk, een branderig gevoel of andere abnormale reacties - stop dan onmiddellijk met het gebruik.
17. De tijdelijke waarneming van knipperende lichten tijdens het gebruik is een natuurlijk verschijnsel dat het gevolg is van het effect van de pulsen. Raadpleeg echter uw arts als het daarna aanhoudt.
18. Een licht tintelend gevoel tijdens het gebruik is een normaal effect van de pulsen. Als er ongemak optreedt, is het aan te raden om de intensiteit te verminderen.
19. Tijdens het gebruik kunnen lichte trillingen of onwillekeurige spiersamentrekkingen optreden - dit is een natuurlijk effect van pulsstimulatie (microstroom, EMS, elektrotherapie) en is geen reden tot bezorgdheid.
20. Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen. Koppel het apparaat los van de voeding als het volledig is opgeladen.
21. Houd de stroombron tijdens het opladen uit de buurt van warmte- en waterbronnen.
22. Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd is of ontbreekt.
23. Demonteer of repareer het product niet zelf.
24. Gebruik geen andere accessoires of reserveonderdelen dan de meegeleverde.
25. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
26. Bewaar het apparaat en de verpakking niet op een plaats die gemakkelijk toegankelijk is voor kinderen.
27. Bewaar het apparaat niet in de buurt van een warmtebron en stel het niet direct bloot aan zonlicht. Dompel het apparaat niet onder in water.

02. INHOUD VAN DE KIT

1. Massager
2. Opberegtas
3. Microvazeldoekje
4. Type-C kabel
5. Gebruiksaanwijzing

03. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

ZIE FIGUUR A

1. Massagekop deksel
2. Massagekop
3. LED-lampje
4. Display
5. Knop om de intensiteit van de modus te wijzigen
6. Knop voor aan/uit/modusverandering
7. USB oplaadpoort
8. Type-C kabel

04. AIR SHOT

Modus met blauw LED-licht (460 nm), elektrische micropulsen en kortegolftrillingen helpt poriën te verkleinen, de huidtextuur te verbeteren en de huid er glad en fris uit te laten zien.

Toepassing:

- Was en droog het gezicht grondig voor gebruik. De modus mag alleen worden gebruikt op een droge huid, zonder huidverzorgingsproducten.
- De modus biedt vijf intensiteitsniveaus die kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften van de huid. Bij het eerste gebruik is het aan te raden om te beginnen met het laagste niveau en de intensiteit kan geleidelijk worden verhoogd na een paar weken regelmatig gebruik. Gebruik voor gevoelige zones, zoals rond de ogen, neus of mond, altijd de laagste intensiteit.
- Breng de rand of het uiteinde van de massagekop voorzichtig aan op de huid - gebruik niet het hele oppervlak van de massagekop. Gebruik de modus door langzame, vloeiende bewegingen te maken langs het geselecteerde deel van de huid of door de kop rechtstreeks op de probleemzones aan te brengen.
- Wanneer je de AIR SHOT modus gebruikt, kun je een zachte, puntige tinteling voelen die doet denken aan fijne naaldachtige tintelingen, en ook een lichte geur ruiken die doet denken aan brandende fijne haartjes - dit is volkomen normaal en veilig.
- Gebruik de AIR SHOT-modus niet op dagen dat je retinol of sterke zuren gebruikt, vooral als je een gevoelige huid hebt.
- De modus kan 2-3 keer per week worden gebruikt (sessie maximaal 5 minuten).

05. BOOSTER

Deze modus met geel LED-licht (590 nm), zachte vibratie en elektrotherapie bevordert een diepe opname van actieve ingrediënten, hydrateert en verhelpt de huid intens en herstelt een gezonde gloed.

Toepassing:

- Was en droog je gezicht grondig voor gebruik (bij gebruik na de AIR SHOT-modus kan deze stap worden overgeslagen) en breng het huidverzorgingsproduct direct op de huid aan. De beste producten zijn die met een gel of watergel consistentie, die actieve ingrediënten bevatten zoals hyaluronzuur, peptiden, niacinamide of ceramiden om de huid verder te helpen hydrateren en regenereren.

- De modus biedt vijf intensiteitsniveaus, die kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften van de huid. Bij het eerste gebruik is het aan te raden om met het laagste niveau te beginnen, en de intensiteit kan geleidelijk worden verhoogd na een paar weken regelmatig gebruik. Gebruik voor gevoelige zones, zoals rond de ogen, neus of mond, altijd het laagste intensiteitsniveau.
- Breng zachtjes het hele oppervlak van de massagekop aan op de huid met ronddraaiende bewegingen (vanuit het midden van het gezicht naar buiten en omhoog) om het product te laten absorberen. Als je tijdens de behandeling in de BOOSTER-modus van 5 minuten het gevoel hebt dat al het huidverzorgingsproduct al is opgenomen, kun je extra product aanbrengen om ervoor te zorgen dat het apparaat soepel glijdt en om het comfort te verhogen.
- De modus kan 1-3 keer per dag worden gebruikt (sessie van 5-10 minuten).

06. MC

Modus met groen LED-licht (521 nm), trillingen en microstroom stimuleert de collageenproductie, verbetert de stevigheid van de huid en maakt fijne lijntjes en rimpels gladder, waardoor de teint er weer jeugdig uitziet.

Toepassing:

- Was en droog je gezicht grondig voor gebruik (bij gebruik na de BOOSTER-modus kan deze stap worden overgeslagen) en breng het huidverzorgingsproduct direct op de huid aan. Voor optimale resultaten en comfort raden we aan om het apparaat te gebruiken met een geleidende gel die geschikt is voor EMS-technologie of met een licht, olie vrij gezichtsverzorgingsproduct dat het soepel glijden van het apparaat over de huid niet belemmert.
- De modus biedt vijf intensiteitsniveaus, die kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften van de huid. Bij het eerste gebruik is het aan te raden om te beginnen met het laagste niveau en de intensiteit kan geleidelijk worden verhoogd na een paar weken regelmatig gebruik. Gebruik voor gevoelige zones, zoals rond de ogen, neus of mond, altijd de laagste intensiteit.
- Breng zachtjes het hele oppervlak van de massagekop aan op de huid en beweeg het apparaat langzaam over het gezicht, met opwaartse en neerwaartse bewegingen - waarbij je de natuurlijke richting van de lymfedrainage volgt.
- De modus kan 1-3 keer per dag worden gebruikt (sessie van 5-10 minuten).

07. DERMA SHOT

De modus met rood LED-licht (630 nm), vibratie en EMS-technologie verstevigt intensief de gezichtsspieren, omlijnt en verbetert de huidtoon - voor een steviger en natuurlijker gevormd gezicht.

Toepassing:

- Was en droog voor gebruik je gezicht grondig (bij gebruik na de MC-modus kan deze stap worden overgeslagen) en breng vervolgens een huidverzorgingsproduct direct op de huid aan. Voor optimale resultaten en comfort raden we aan om het apparaat te gebruiken met een geleidende gel die geschikt is voor EMS-technologie of een licht, olie vrij gezichtsverzorgingsproduct dat het soepel glijden van het apparaat over de huid niet belemmert.
- De modus biedt vijf intensiteitsniveaus, die kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften van de huid. Bij het eerste gebruik is het aan te raden om te beginnen met het laagste niveau en de intensiteit kan geleidelijk worden verhoogd na een paar weken regelmatig gebruik. Gebruik voor gevoelige zones, zoals rond de ogen, neus of mond, altijd het laagste intensiteitsniveau.
- Breng zachtjes het hele oppervlak van de massagekop op de huid aan en beweeg het apparaat langzaam over het gezicht in een opwaartse en neerwaartse beweging - waarbij je de natuurlijke richting van de lymfedrainage volgt. Op bepaalde plekken kun je het apparaat 1-2 seconden pauzeren om de pulsen te concentreren op spierspanningspunten, waardoor ze ontspannen.
- Voordat je de DERMA SHOT modus gebruikt, is het aan te raden om eerst de MC modus te gebruiken.
- De modus kan 1-3 keer per dag gebruikt worden (sessie van 5-10 minuten).

08. WERKING VAN HET APPARAAT

1. Om het apparaat in te schakelen, houd je knop A6 ingedrukt (er klinkt een piep). Gebruik dezelfde knop om een van de vier beschikbare modi in te stellen en gebruik vervolgens knop A5 om een van de vijf intensiteitsniveaus in te stellen (het apparaat geeft bij elke verandering een pieptoon).
2. Het apparaat heeft een ingebouwde timer van 5 minuten en een huidcontactsensor. De afteltimer start alleen als de massagekop de huid raakt - anders stopt de timer. Bovendien gaat het LED-licht alleen aan wanneer het in contact komt met de huid, wat de veiligheid van de gebruiker verhoogt omdat er geen risico is dat er per ongeluk licht in de lucht of in de ogen komt.
3. Na 5 minuten gaat het apparaat automatisch 9 seconden in ruststand. Gedurende deze tijd kan de A6 knop worden ingedrukt om de volgende werkingsmodi te selecteren. Als er tijdens deze 9 seconden geen handeling wordt uitgevoerd, schakelt het apparaat automatisch uit.
4. Als de werkingsmodus tijdens de behandeling wordt gewijzigd, begint het aftellen van voren af aan. Als de intensiteit daarentegen in dezelfde modus wordt gewijzigd, wordt de timer niet gereset - de tijd wordt opgeteld zodat de gebruiker nog steeds de volledige 5 minuten behandeling krijgt.
5. Met het apparaat kunnen alle vier de modi in één behandelingscyclus worden gebruikt. Voor de beste resultaten en veiligheid moeten ze echter in de aanbevolen volgorde worden gebruikt: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Als je meerdere modi in de juiste volgorde gebruikt, hoef je je gezicht niet te wassen en te drogen telkens als je van modus wisselt - breng gewoon het juiste huidverzorgingsproduct of de geleidende gel aan. Denk eraan dat je alleen de AIR SHOT modus moet gebruiken op een droge huid, zonder een huidverzorgingsproduct te gebruiken.
6. Het apparaat werkt in de gepulseerde modus - een weloverwogen en veilige actie die effectieve huidstimulatie mogelijk maakt.
7. Om het apparaat uit te schakelen voordat er 5 minuten zijn verstreken, houd je knop A6 ingedrukt - er klinkt een dubbele pieptoon.
8. Als de massage klaar is, kun je doorgaan met de volgende verzorgingsstappen.

09. SCHOONMAKEN EN OPBERGEN

1. Veeg de massagekop na elk gebruik af met een droge of licht vochtige doek en verwijder daarbij alle cosmeticaresen die tijdens de massage zijn gebruikt.
2. Veeg de kop indien nodig droog met een schone doek en gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of alcohol.
3. Dompel het apparaat niet onder in water en gebruik geen sterk bijtende schoonmaakmiddelen of alcohol.
4. Als u het product niet gebruikt, berg het dan op in de meegeleverde tas, op een droge, koele plaats, uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen.

10. HET APPARAAT OPLADEN

1. Tijdens het opladen is het oplaadpictogram zichtbaar op het scherm en geeft de groene ring de voortgang van het opladen aan.
2. Als het apparaat volledig is opgeladen, licht de oplaadring volledig groen op.
3. Als het batterijniveau laag is, wordt de batterijniveau-indicator op het scherm rood en toont een streepje.
4. Als het apparaat ontladen is, knippert de batterijniveau-indicator drie keer, geeft het apparaat 3 pieptonen en schakelt het automatisch uit.

11. SPECIFICATIES

Stroomvoorziening: 5V 0,7A

Vermogen: 5W

Batterij: Lithium-polymeer 2200mAh

Timer: 5min

Materiaal: ABS + PP + 304 roestvrij staal

Afmetingen: 38,2x182,7x 38,6 mm

Gewicht: 304g

12. GARANTIEKAART

Het product heeft een garantie van 24 maanden. De garantievoorwaarden zijn te vinden op: <https://neno.pl/gwarancja>

De details, contactgegevens en het serviceadres vindt u op: <https://neno.pl/kontakt>

Specificaties en inhoud kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onze excuses voor enig ongemak.

ES

MANUAL DEL USUARIO

Estimado cliente,

Gracias por adquirir el Neno Beauty Luvé, un dispositivo facial multifunción con tecnología de microcorriente y rejuvenecimiento de la piel. El dispositivo está diseñado para un cuidado integral y avanzado - combina hasta seis funciones eficaces: electroporación, microcorrientes, tecnología EMS, micropulsos eléctricos, terapia de luz LED y vibración sónica. Este manual de usuario contiene toda la información necesaria para un uso correcto. Familiarícese con él y consérvelo por si necesita volver a utilizarlo.

01. PRECAUCIONES

1. No utilice el aparato sobre piel hinchada o inflamada, ni sobre piel dañada, quemada o inmediatamente después de una intervención quirúrgica reciente.
2. El aparato no está recomendado para personas con implantes electrónicos (por ejemplo, marcapasos, bomba de insulina).
3. No utilice el aparato si tiene componentes metálicos en la boca (por ejemplo, implantes, coronas, aparatos de ortodoncia).
4. No utilice el aparato si padece enfermedades cutáneas activas (úlceras, psoriasis, eczema, erupciones cutáneas, herpes recurrente), lesiones epidérmicas (cicatrices, heridas), hipersensibilidad al electromagnetismo, embarazo y lactancia, hemofilia/trastornos hemorrágicos, epilepsia, dermatitis atópica (DA) y cáncer.
5. No utilice el aparato mientras esté tomando medicamentos fotosensibilizantes (por ejemplo, ciertos antibióticos, retinoides).
6. No utilice el aparato en combinación con retinol y ácidos fuertes, ya que puede provocar una irritación excesiva de la piel.
7. El dispositivo no debe ser utilizado por niños. Los adultos con limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas sólo deben utilizar el dispositivo bajo la supervisión de un cuidador.
8. En caso de duda sobre la idoneidad del dispositivo para una afección médica concreta (por ejemplo, enfermedades cutáneas, cualquier enfermedad crónica, antecedentes de cirugía estética), consulte a un médico.
9. No lo utilice durante demasiado tiempo en una misma zona de la piel.
10. Evite mirar directamente a la luz LED en funcionamiento.
11. Se recomienda quitarse las joyas metálicas, como pendientes o cadenas, antes de utilizar el aparato.
12. Evite utilizar el cabezal de masaje directamente debajo de los ojos, en los párpados y en el cuello, en la región tiroidea.
13. Utilice siempre el nivel de intensidad más bajo en la zona de los ojos, la nariz y la boca (independientemente del modo seleccionado).
14. No utilice el aparato durante más tiempo ni con más frecuencia de lo recomendado. Un uso excesivo puede provocar irritaciones en la piel.
15. No utilice el aparato cerca del agua o en condiciones de alta humedad, como un baño, una ducha o una sauna.
16. Si nota alguna reacción cutánea adversa durante el uso, como enrojecimiento, picor, quemazón u otras reacciones anormales, interrumpa inmediatamente el uso.
17. La percepción temporal de luces intermitentes durante el uso es un fenómeno natural derivado del efecto de los pulsos. No obstante, si persiste después, consulte a su médico.
18. Una ligera sensación de hormigueo durante el uso es un efecto normal de los pulsos. Si se producen molestias, se recomienda reducir el nivel de intensidad.
19. Es posible que se produzcan vibraciones suaves o contracciones musculares involuntarias durante el uso; se trata de un efecto natural de la estimulación por pulsos (microcorrientes, EMS, electroporación) y no es motivo de preocupación.
20. No utilices el dispositivo mientras se está cargando. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación cuando esté completamente cargado.
21. Mantenga la fuente de alimentación alejada de fuentes de calor y agua durante la carga.
22. No utilice el producto si falta algún componente o está dañado.
23. No desmonte ni repare el producto usted mismo.

- 24. No utilice accesorios ni piezas de repuesto distintos de los suministrados.
- 25. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el aparato.
- 26. No guarde el aparato ni su embalaje en un lugar fácilmente accesible para los niños.
- 27. No guarde el aparato cerca de una fuente de calor ni lo exponga directamente a la luz solar. No sumerja el aparato en agua.

02. CONTENIDO DEL KIT

- 1. Masajeador
- 2. Bolsa de almacenamiento
- 3. Paño de microfibra
- 4. Cable tipo C
- 5. Manual de instrucciones

03. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

VER FIGURA A

- 1. Cubierta del cabezal de masaje
- 2. Cabezal de masaje
- 3. Luz LED
- 4. Pantalla
- 5. Botón para cambiar la intensidad del modo
- 6. Botón de encendido/apagado/cambio de modo
- 7. Puerto de carga USB
- 8. Cable Tipo-C

04. TIRO DE AIRE

Modo con luz LED azul (460 nm), micropulsos eléctricos y vibración de onda corta que ayuda a reducir la apariencia de los poros, mejorar la textura de la piel y darle un aspecto suave y fresco.

Aplicación:

- Lavar y secar bien la cara antes de usar. El modo sólo debe utilizarse sobre la piel seca, sin ningún producto para el cuidado de la piel.
- El modo ofrece cinco niveles de intensidad que pueden ajustarse a las necesidades de cada piel. Cuando se utilice por primera vez, se recomienda empezar con el nivel más bajo y aumentar gradualmente la intensidad tras unas semanas de uso regular. Para las zonas más sensibles, como el contorno de los ojos, la nariz o la boca, utilice siempre el nivel de intensidad más bajo.
- Aplique suavemente el borde o la punta del cabezal de masaje sobre la piel - no utilice toda la superficie del cabezal de masaje. Utilice el modo realizando movimientos lentos y suaves a lo largo de la zona de la piel seleccionada o aplicando el cabezal directamente en las zonas que le preocupen.
- Cuando utilice el modo AIR SHOT, es posible que sienta una suave sensación de hormigueo que recuerda a finas agujas, así como un ligero olor que recuerda a pelos finos quemados; esto es perfectamente normal y seguro.
- No utilice el modo AIR SHOT los días que esté utilizando retinol o ácidos fuertes, especialmente si tiene la piel sensible.
- Este modo puede utilizarse 2-3 veces por semana (sesión máxima de 5 minutos).

05. BOOSTER

Este modo con luz LED amarilla (590 nm), vibración suave y electroporación favorece la absorción profunda de los principios activos, hidrata intensamente e ilumina la piel, devolviéndole un brillo saludable.

Aplicación:

- Lávese y séquese bien la cara antes de usar el producto (si lo utiliza después del modo AIR SHOT, puede omitir este paso) y, a continuación, aplique el producto directamente sobre la piel. Los mejores productos son los que tienen una consistencia de gel o agua-gel y contienen ingredientes activos como ácido hialurónico, péptidos, niacinamida o ceramidas para ayudar a hidratar y regenerar la piel.
- El modo ofrece cinco niveles de intensidad, que pueden ajustarse a las necesidades de cada piel. Cuando se utilice por primera vez, se recomienda empezar con el nivel más bajo, y la intensidad puede aumentarse gradualmente tras unas semanas de uso regular. Para las zonas más sensibles, como el contorno de los ojos, la nariz o la boca, utilice siempre el nivel de intensidad más bajo.
- Aplique suavemente toda la superficie del cabezal de masaje sobre la piel, con movimientos circulares [desde el centro del rostro hacia fuera y hacia arriba] para permitir la absorción del producto. Si, durante los 5 minutos del tratamiento en modo BOOSTER, tiene la sensación de que ya se ha absorbido todo el producto para el cuidado de la piel, puede aplicar producto adicional para garantizar un deslizamiento suave del dispositivo y aumentar el confort.
- Este modo puede utilizarse de 1 a 3 veces al día (sesión de 5 a 10 minutos).

06. MC

Modo con luz LED verde (521 nm), vibración y microcorrientes que estimula la producción de colágeno, mejora la firmeza de la piel y alisa las líneas finas y las arrugas, devolviéndole al cutis un aspecto juvenil.

Aplicación:

- Lávese y séquese bien la cara antes de utilizarlo (si lo utiliza después del modo BOOSTER, puede omitir este paso) y, a continuación, aplique el producto de cuidado facial directamente sobre la piel. Para obtener unos resultados y una comodidad óptimos, recomendamos utilizar el dispositivo con un gel conductor adecuado para la tecnología EMS o con un producto de cuidado facial ligero y sin aceites que no impida el suave deslizamiento del dispositivo sobre la piel.
- El modo ofrece cinco niveles de intensidad, que pueden ajustarse a las necesidades de cada piel. Cuando se utilice por primera vez, se recomienda empezar con el nivel más bajo y aumentar gradualmente la intensidad tras unas semanas de uso regular. Para las zonas más sensibles, como el contorno de los ojos, la nariz o la boca, utilice siempre el nivel de intensidad más bajo.
- Aplique suavemente toda la superficie del cabezal de masaje sobre la piel y mueva el aparato lentamente por el rostro, con movimientos hacia arriba y hacia fuera, siguiendo la dirección natural del drenaje linfático.
- Este modo puede utilizarse de 1 a 3 veces al día (sesión de 5 a 10 minutos).

07. DERMA SHOT

Modo con luz LED roja (630 nm), vibración y tecnología EMS reafirma masivamente los músculos faciales, contornea y mejora el tono de la piel - para un rostro más firme y esculpido de forma natural.

Aplicación:

- Antes de su uso, lavar y secar bien el rostro (si se utiliza después del modo MC, este paso puede omitirse) y, a continuación, aplicar un producto de tratamiento directamente sobre la piel. Para obtener unos resultados y una comodidad óptimos, recomendamos utilizar el dispositivo con un gel conductor adecuado para la tecnología EMS o un producto de cuidado facial ligero y sin aceites que no impida el suave deslizamiento del dispositivo sobre la piel.
- El modo ofrece cinco niveles de intensidad, que pueden ajustarse a las necesidades de cada piel. Cuando se utilice por primera vez, se recomienda empezar por el nivel más bajo y aumentar gradualmente la intensidad tras unas semanas de uso regular. Para las zonas más sensibles, como el contorno de los ojos, la nariz o la boca, utilice siempre el nivel de intensidad más bajo.
- Aplique suavemente toda la superficie del cabezal de masaje sobre la piel y mueva el aparato lentamente por el rostro con movimientos ascendentes y descendentes, siguiendo la dirección natural del drenaje linfático. En las zonas seleccionadas, puede pausar el aparato durante 1-2 segundos para concentrar los impulsos en los puntos de tensión muscular, lo que ayudará a relajarlos.
- Antes de utilizar el modo DERMA SHOT, se recomienda utilizar primero el modo MC.
- Este modo puede utilizarse de 1 a 3 veces al día (sesión de 5 a 10 minutos).

08. FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

1. Para encender el aparato, mantenga pulsado el botón A6 (sonará un pitido). Utilice el mismo botón para ajustar uno de los cuatro modos disponibles y, a continuación, utilice el botón A5 para ajustar uno de los cinco niveles de intensidad (el dispositivo emitirá un único pitido con cada cambio).
2. El aparato lleva incorporado un temporizador de 5 minutos y un sensor de contacto con la piel. El temporizador de cuenta atrás sólo se pone en marcha cuando el cabezal de masaje toca la piel; de lo contrario, el temporizador se detiene. Además, la luz LED sólo se enciende cuando entra en contacto con la piel, lo que aumenta la seguridad del usuario, ya que elimina el riesgo de emisión accidental de luz al aire o a los ojos.
3. Transcurridos 5 minutos, el aparato entra automáticamente en estado de reposo durante 9 segundos. Durante este tiempo, se puede pulsar el botón A6 para seleccionar el siguiente modo de funcionamiento. Si no se realiza ninguna operación durante estos 9 segundos, el aparato se apaga automáticamente.
4. Si se cambia el modo de funcionamiento durante el tratamiento, la cuenta atrás comienza desde el principio. Por el contrario, si se cambia la intensidad en el mismo modo, el temporizador no se reinicia: el tiempo se acumula para que el usuario siga recibiendo los 5 minutos completos de tratamiento.
5. El aparato permite utilizar los cuatro modos en un solo ciclo de tratamiento. No obstante, deben utilizarse en el orden recomendado para obtener los mejores resultados y garantizar la seguridad: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Si se utilizan varios modos en el orden correcto, no es necesario lavarse y secarse la cara cada vez que se cambia de modo: basta con aplicar el producto de cuidado de la piel o el gel conductor adecuado. Recuerde que sólo debe utilizar el modo AIR SHOT sobre la piel seca, sin utilizar ningún producto para el cuidado de la piel.
6. El aparato funciona en modo pulsado, una acción deliberada y segura que permite una estimulación eficaz de la piel.
7. Para apagar el aparato antes de que transcurran 5 minutos, mantenga pulsado el botón A6: sonará un doble pitido.
8. Una vez finalizado el masaje, puede pasar a las siguientes fases de cuidado.

09. LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Después de cada uso, limpie el cabezal de masaje con un paño seco o ligeramente humedecido, teniendo cuidado de eliminar los restos de cosméticos utilizados durante el masaje.
2. Si es necesario, seque el cabezal con un paño limpio y no utilice detergentes fuertes ni alcohol.
3. No sumerja el aparato en agua ni utilice detergentes muy corrosivos o alcohol.
4. Cuando no utilice el producto, guárdelo en la bolsa suministrada, en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor.

10. CARGAR EL DISPOSITIVO

1. Durante la carga, el icono de carga aparece en la pantalla y el anillo verde muestra el progreso de la carga.
2. Cuando el dispositivo está completamente cargado, el anillo de carga se ilumina completamente en verde.
3. Cuando el nivel de batería es bajo, el indicador de nivel de batería de la pantalla se vuelve rojo y muestra un guión.
4. Cuando el dispositivo está descargado, el indicador de nivel de batería parpadea tres veces, el dispositivo emite 3 pitidos y se apaga automáticamente.

11. ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5V 0.7A

Potencia: 5W

Batería: Litio-polímero 2200mAh

Temporizador: 5min

Material: ABS + PP + Acero inoxidable 304

Dimensiones: 38,2x182,7x 38,6 mm

Peso: 304g

12. TARJETA DE GARANTÍA

El producto está cubierto por una garantía de 24 meses. Las condiciones de la garantía pueden consultarse en: <https://neno.pl/gwarancja>

Los detalles, el contacto y la dirección del servicio técnico se encuentran en: <https://neno.pl/kontakt>

Las especificaciones y el contenido están sujetos a cambios sin previo aviso. Rogamos disculpen las molestias.

MANUALE UTENTE

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver acquistato il Neno Beauty Luve, un dispositivo multifunzionale per il viso con tecnologia di microcorrente e ringiovanimento della pelle. L'apparecchio è progettato per una cura completa e avanzata e combina fino a sei funzioni efficaci: elettroporazione, microcorrenti, tecnologia EMS, microimpulsi elettrici, terapia della luce LED e vibrazione sonora. Questo manuale d'uso contiene tutte le informazioni necessarie per un uso corretto. Vi invitiamo a familiarizzare con esso e a conservarlo nel caso in cui dobbiate utilizzarlo nuovamente.

01. PRECAUZIONI

1. Non utilizzare il dispositivo su pelle gonfia o infiammata, su pelle danneggiata, bruciata o subito dopo un recente intervento chirurgico.
2. Il dispositivo non è raccomandato per le persone con impianti elettronici (ad es. pacemaker, pompa di insulina).
3. Non utilizzare il dispositivo in presenza di componenti metallici in bocca (ad es. impianti, corone, apparecchi ortodontici).
4. Non utilizzare il dispositivo in caso di malattie cutanee attive (ulcere, psoriasi, eczemi, eruzioni cutanee, herpes ricorrenti), danni epidermici (cicatrici, ferite), ipersensibilità all'elettromagnetismo, gravidanza e allattamento, emofilia/disturbi emorragici, epilessia, dermatite atopica (DA) e cancro.
5. Non utilizzare il dispositivo durante l'assunzione di farmaci fotosensibilizzanti (ad es. alcuni antibiotici, retinoidi).
6. Non utilizzare il dispositivo in combinazione con retinolo e acidi forti per evitare un'eccessiva irritazione della pelle.
7. Il dispositivo non deve essere utilizzato dai bambini. Gli adulti con limitazioni fisiche, sensoriali o cognitive devono utilizzare il dispositivo solo sotto la supervisione di un assistente.
8. In caso di dubbi sull'idoneità del dispositivo per una particolare condizione medica (ad es. malattie della pelle, malattie croniche, storia di chirurgia estetica), consultare un medico.
9. Non utilizzare troppo a lungo su un'unica zona della pelle.
10. Evitare di guardare direttamente la luce LED in funzione.
11. Prima di utilizzare il dispositivo, si consiglia di rimuovere eventuali gioielli di metallo, come orecchini o catene.
12. Evitare di utilizzare la testina di massaggio direttamente sotto gli occhi, sulle palpebre e sul collo nella zona della tiroide.
13. Utilizzare sempre il livello di intensità più basso nella zona degli occhi, del naso e della bocca (indipendentemente dalla modalità selezionata).
14. Non utilizzare il dispositivo più a lungo o più spesso di quanto raccomandato. Un uso eccessivo può provocare irritazioni cutanee.
15. Non utilizzare il dispositivo in prossimità dell'acqua o in condizioni di elevata umidità, come in un bagno, una doccia o una sauna.
16. Se durante l'uso si notano reazioni cutanee avverse, come arrossamento, prurito, bruciore o altre reazioni anomale, interrompere immediatamente l'uso.
17. La percezione temporanea di luci lampeggianti durante l'uso è un fenomeno naturale dovuto all'effetto degli impulsi. Tuttavia, se dovesse persistere in seguito, consultare il medico.
18. Una leggera sensazione di formicolio avvertita durante l'uso è un effetto normale degli impulsi. In caso di fastidio, si consiglia di ridurre il livello di intensità.
19. Durante l'uso possono verificarsi leggere vibrazioni o contrazioni muscolari involontarie: si tratta di un effetto naturale della stimolazione a impulsi (microcorrenti, EMS, elettroporazione) e non è motivo di preoccupazione.
20. Non utilizzare il dispositivo mentre è in carica. Scollegare il dispositivo dall'alimentazione quando è completamente carico.
21. Durante la ricarica, tenere la fonte di alimentazione lontana da fonti di calore e acqua.
22. Non utilizzare il prodotto se un componente è danneggiato o mancante.
23. Non smontare o riparare il prodotto da soli.
24. Non utilizzare accessori o parti di ricambio diversi da quelli forniti.
25. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
26. Non conservare l'apparecchio e il suo imballaggio in un luogo facilmente accessibile ai bambini.
27. Non conservare l'apparecchio vicino a una fonte di calore e non esporlo direttamente alla luce del sole. Non immergere l'apparecchio in acqua.

02. CONTENUTO DEL KIT

1. Massaggiatore
2. Borsa per la conservazione
3. Panno in microfibra
4. Cavo di tipo C
5. Manuale di istruzioni

03. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO VEDERE FIGURA A

1. Coperchio della testina di massaggio
2. Testina di massaggio
3. Luce LED
4. Display
5. Pulsante per cambiare l'intensità della modalità
6. Pulsante di accensione/spegnimento/cambio di modalità
7. Porta di ricarica USB
8. Cavo di tipo C

04. COLPO D'ARIA

La modalità con luce LED blu (460 nm), microimpulsi elettrici e vibrazioni a onde corte aiuta a ridurre l'aspetto dei pori, a migliorare la texture della pelle e a donarle un aspetto liscio e fresco.

Applicazione:

- Lavare e asciugare accuratamente il viso prima dell'uso. La modalità deve essere utilizzata solo su pelle asciutta, senza prodotti per la cura della pelle.
- La modalità offre cinque livelli di intensità che possono essere regolati in base alle esigenze individuali della pelle. Quando si utilizza per la prima volta, si consiglia di iniziare con il livello più basso e l'intensità può essere aumentata gradualmente dopo alcune settimane di utilizzo regolare.
- Per le zone più sensibili, come il contorno occhi, il naso o la bocca, utilizzare sempre il livello di intensità più basso.
- Applicare delicatamente il bordo o la punta della testina di massaggio sulla pelle, senza utilizzare l'intera superficie della testina. Utilizzare la modalità eseguendo movimenti lenti e regolari lungo l'area della pelle selezionata o applicando la testina direttamente sulle aree interessate.
- Quando si utilizza la modalità AIR SHOT, si può avvertire una leggera sensazione di pizzicore, simile a quella di un ago, e un leggero odore che ricorda la bruciatura di peli sottili: questo è perfettamente normale e sicuro.
- Non utilizzare la modalità AIR SHOT nei giorni in cui si utilizza retinolo o acidi forti, soprattutto se si ha la pelle sensibile.
- Questa modalità può essere utilizzata 2-3 volte alla settimana (sessione massima di 5 minuti).

05. BOOSTER

Questa modalità con luce LED gialla (590 nm), vibrazioni delicate ed elettroporazione favorisce l'assorbimento in profondità dei principi attivi, idrata intensamente e illumina la pelle, restituendole una sana luminosità.

Applicazione:

- Lavare e asciugare accuratamente il viso prima dell'uso (se si utilizza la modalità AIR SHOT, questa fase può essere saltata), quindi applicare il prodotto per la cura della pelle direttamente sulla pelle. I prodotti migliori sono quelli con consistenza in gel o acqua-gel, contenenti principi attivi come acido ialuronico, peptidi, niacinamide o ceramidi che aiutano ulteriormente a idratare e rigenerare la pelle.
- La modalità offre cinque livelli di intensità, che possono essere regolati in base alle esigenze individuali della pelle. Quando si utilizza per la prima volta, si consiglia di iniziare con il livello più basso, mentre l'intensità può essere aumentata gradualmente dopo alcune settimane di utilizzo regolare. Per le zone più sensibili, come il contorno occhi, il naso o la bocca, utilizzare sempre il livello di intensità più basso.
- Applicare delicatamente l'intera superficie della testina di massaggio sulla pelle, con movimenti circolari (dal centro del viso verso l'esterno e verso l'alto) per far assorbire il prodotto. Se durante il trattamento in modalità BOOSTER, della durata di 5 minuti, si ha la sensazione che tutto il prodotto per la pelle sia già stato assorbito, è possibile applicare altro prodotto per garantire uno scorrimento fluido del dispositivo e aumentare il comfort.
- Questa modalità può essere utilizzata 1-3 volte al giorno (sessione di 5-10 minuti).

06. MC

La modalità con luce LED verde (521 nm), vibrazioni e microcorrenti stimola la produzione di collagene, migliora la compattezza della pelle e attenua le linee sottili e le rughe, restituendo alla carnagione un aspetto giovane.

Applicazione:

- Lavare e asciugare accuratamente il viso prima dell'uso (se si utilizza la modalità BOOSTER, questa fase può essere saltata), quindi applicare il prodotto per la cura della pelle direttamente sulla pelle. Per ottenere risultati e comfort ottimali, si consiglia di utilizzare il dispositivo con un gel conduttivo adatto alla tecnologia EMS o con un prodotto per la cura del viso leggero e privo di oli, che non impedisca la scorrevolezza del dispositivo sulla pelle.
- La modalità offre cinque livelli di intensità, che possono essere regolati in base alle esigenze individuali della pelle. Quando si utilizza per la prima volta, si consiglia di iniziare con il livello più basso e di aumentare gradualmente l'intensità dopo qualche settimana di utilizzo regolare. Per le zone più sensibili, come il contorno occhi, il naso o la bocca, utilizzare sempre il livello di intensità più basso.
- Applicare delicatamente l'intera superficie della testina di massaggio sulla pelle e muovere lentamente il dispositivo sul viso, con movimenti verso l'alto e verso l'esterno, seguendo la direzione naturale del drenaggio linfatico.
- La modalità può essere utilizzata 1-3 volte al giorno (sessione di 5-10 minuti).

07. DERM A SHOT

La modalità con luce LED rossa (630 nm), vibrazioni e tecnologia EMS rassoda intensamente i muscoli facciali, contorna e migliora il tono della pelle, per un viso più sodo e naturalmente scolpito.

Applicazione:

- Prima dell'uso, lavare e asciugare accuratamente il viso (se si utilizza la modalità MC, questa fase può essere saltata), quindi applicare un prodotto per la cura della pelle direttamente sulla pelle. Per ottenere risultati e comfort ottimali, si consiglia di utilizzare il dispositivo con un gel conduttivo adatto alla tecnologia EMS o con un prodotto per la cura del viso leggero e privo di oli, che non impedisca la scorrevolezza del dispositivo sulla pelle.
- La modalità offre cinque livelli di intensità, che possono essere regolati in base alle esigenze individuali della pelle. Quando si utilizza per la prima volta, si consiglia di iniziare con il livello più basso e di aumentare gradualmente l'intensità dopo qualche settimana di utilizzo regolare. Per le zone più sensibili, come il contorno occhi, il naso o la bocca, utilizzare sempre il livello di intensità più basso.
- Applicare delicatamente l'intera superficie della testina di massaggio sulla pelle e muovere lentamente il dispositivo sul viso con un movimento verso l'alto e verso l'esterno, seguendo la direzione naturale del drenaggio linfatico. In alcune zone selezionate, è possibile mettere in pausa il dispositivo per 1-2 secondi per concentrare gli impulsi sui punti di tensione muscolare, favorendone il rilassamento.
- Prima di utilizzare la modalità DERM A SHOT, si consiglia di utilizzare prima la modalità MC.
- Questa modalità può essere utilizzata 1-3 volte al giorno (sessione di 5-10 minuti).

08. FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO

1. Per accendere il dispositivo, tenere premuto il pulsante A6 (viene emesso un segnale acustico). Utilizzare lo stesso pulsante per impostare una delle quattro modalità disponibili e poi utilizzare il pulsante A5 per impostare uno dei cinque livelli di intensità (il dispositivo emette un singolo segnale acustico a ogni modifica).

2. Il dispositivo è dotato di un timer integrato di 5 minuti e di un sensore di contatto con la pelle. Il timer del conto alla rovescia si avvia solo quando la testina di massaggio tocca la pelle, altrimenti il timer si ferma. Inoltre, la luce LED si accende solo quando entra in contatto con la pelle, il che aumenta la sicurezza dell'utente in quanto elimina il rischio di emissione accidentale di luce nell'aria o negli occhi.
3. Dopo 5 minuti, il dispositivo entra automaticamente in uno stato di riposo per 9 secondi. Durante questo tempo, è possibile premere il tasto A6 per selezionare la modalità di funzionamento successiva. Se non viene eseguita alcuna operazione durante questi 9 secondi, il dispositivo si spegne automaticamente.
4. Se la modalità operativa viene cambiata durante il trattamento, il conto alla rovescia ricomincia dall'inizio. Al contrario, cambiando l'intensità nella stessa modalità, il timer non si azzerà: il tempo si somma e l'utente riceve comunque tutti i 5 minuti di trattamento.
5. Il dispositivo consente di utilizzare tutte e quattro le modalità in un unico ciclo di trattamento. Tuttavia, per ottenere i migliori risultati e la massima sicurezza, devono essere utilizzate nell'ordine consigliato: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Se si utilizzano più modalità nell'ordine corretto, non è necessario lavare e asciugare il viso ogni volta che si cambia modalità: è sufficiente applicare il prodotto per la cura della pelle o il gel conduttivo appropriato. Ricordate che solo la modalità AIR SHOT deve essere utilizzata sulla pelle asciutta, senza utilizzare un prodotto per la cura della pelle.
6. Il dispositivo funziona in modalità pulsata: un'azione deliberata e sicura che consente una stimolazione efficace della pelle.
7. Per spegnere il dispositivo prima che siano trascorsi 5 minuti, premere e tenere premuto il pulsante A6 - verrà emesso un doppio segnale acustico.
8. Una volta terminato il massaggio, si può passare alle fasi successive della cura.

09. PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Dopo ogni utilizzo, pulire la testina di massaggio con un panno asciutto o leggermente umido, avendo cura di rimuovere eventuali residui di cosmetici utilizzati durante il massaggio.
2. Se necessario, asciugare la testina con un panno pulito e non utilizzare detergenti aggressivi o alcol.
3. Non immergere il dispositivo in acqua e non utilizzare detergenti o alcol altamente corrosivi.
4. Quando il prodotto non viene utilizzato, riporlo nella borsa in dotazione, in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.

10. RICARICA DEL DISPOSITIVO

1. Durante la carica, l'icona di carica è visibile sullo schermo e l'anello verde indica l'avanzamento della carica.
2. Quando il dispositivo è completamente carico, l'anello di carica si illumina di verde.
3. Quando il livello della batteria è basso, l'indicatore del livello della batteria sul display diventa rosso e visualizza un trattino.
4. Quando il dispositivo è scarico, l'indicatore del livello della batteria lampeggia tre volte, il dispositivo emette 3 bip e si spegne automaticamente.

11. SPECIFICHE

Alimentazione: 5V 0,7A

Potenza: 5W

Batteria: Litio-polimero 2200mAh

Timer: 5min

Materiale: ABS + PP + Acciaio inox 304

Dimensioni: 38,2x182,7x 38,6 mm

Peso: 304g

12. SCHEDA DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi. Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo: <https://neno.pl/gwarancja> I dettagli, i contatti e l'indirizzo dell'assistenza sono disponibili su: <https://neno.pl/kontakt>

Le specifiche e i contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti.

RO

MANUAL DE UTILIZARE

Stimate client,

Vă mulțumim pentru achiziționarea Neno Beauty Luve - un dispozitiv facial multifuncțional cu microcurenți și tehnologie de întinerire a pielii. Dispozitivul este proiectat pentru îngrijire completă și avansată - combină până la șase funcții eficiente: electroporare, microcurenți, tehnologie EMS, micropulsuri electrice, terapie cu lumină LED și vibrații sonore. Acest manual de utilizare conține toate informațiile necesare pentru utilizarea corectă. Vă rugăm să vă familiarizați cu acesta și să îl păstrați în cazuri în care trebuie să îl utilizați din nou.

01. PRECAUȚII

1. Nu utilizați dispozitivul pe piele umflată sau inflamată, pe piele deteriorată, pe piele arsă sau imediat după o intervenție chirurgicală recentă.
2. Dispozitivul nu este recomandat persoanelor care au implanturi electronice (de ex. stimulator cardiac, pompă de insulină).
3. Nu utilizați dispozitivul dacă aveți componente metalice în gură (de ex. implanturi, corane, aparate dentare).
4. Nu utilizați dispozitivul dacă aveți boli de piele active (ulcere, psoriazis, eczeme, erupții cutanate, herpes recurent), leziuni epidermice (cicatrici, răni), hipersensibilitate la electromagnetism, sarsină și alăptare, hemofilie/ afecțiuni hemoragice, epilepsie, dermatită atopică (DA) și cancer.
5. Nu utilizați dispozitivul în timp ce luați medicamente fotosensibilizante (de exemplu, anumite antibiotice, retinoizi).

6. Nu utilizați dispozitivul în combinație cu retinol și acizi puternici - acest lucru poate duce la iritarea excesivă a pielii.
7. Dispozitivul nu trebuie utilizat de copii. Adulții cu limitări fizice, senzoriale sau cognitive trebuie să utilizeze dispozitivul numai sub supravegherea unui îngrijitor.
8. Dacă există îndoieli cu privire la adecvarea dispozitivului pentru o anumită afecțiune (de exemplu, boli de piele, orice boli cronice, antecedente de chirurgie estetică), consultați un medic.
9. Nu utilizați pentru prea mult timp pe o singură zonă a pielii.
10. Evitați să priviți direct la lumina LED în timpul funcționării.
11. Se recomandă îndepărtarea bijuteriilor metalice, cum ar fi cercei sau lanțuri, înainte de a utiliza dispozitivul.
12. Evitați utilizarea capului de masaj direct sub ochi, pe pleoape și pe gât în regiunea tiroidiană.
13. Utilizați întotdeauna cel mai scăzut nivel de intensitate în zona ochilor, nasului și gurii (indiferent de modul selectat).
14. Nu utilizați dispozitivul mai mult timp sau mai des decât se recomandă. Utilizarea excesivă poate duce la iritarea pielii.
15. Nu utilizați dispozitivul în apropierea apei sau în condiții de umiditate ridicată, cum ar fi o baie, un duș sau o saună.
16. Dacă observați reacții adverse ale pielii în timpul utilizării, cum ar fi roșeață, mâncărime, arsuri sau alte reacții anormale - întrerupeți imediat utilizarea.
17. Percepția temporară a luminilor intermitente în timpul utilizării este un fenomen natural rezultat din efectul impulsurilor. Cu toate acestea, dacă persistă după aceea, consultați medicul dumneavoastră.
18. O ușoară senzație de furnicătură resimțită în timpul utilizării este un efect normal al impulsurilor. Dacă apare disconfort, se recomandă reducerea nivelului de intensitate.
19. Pot apărea vibrații ușoare sau contracții musculare involuntare în timpul utilizării - acesta este un efect natural al stimulării prin impulsuri (micro-curenți, EMS, electroporare) și nu este un motiv de îngrijorare.
20. Nu utilizați dispozitivul în timp ce acesta se încarcă. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare atunci când este complet încărcat.
21. Țineți șta de alimentare departe de surse de căldură și apă în timpul încărcării.
22. Nu utilizați produsul dacă orice componentă este deteriorată sau lipsește.
23. Nu dezasamblați sau reparați singur produsul.
24. Nu utilizați alte accesorii sau piese de schimb decât cele furnizate.
25. Acest produs nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
26. Nu depozitați aparatul și ambalajul acestuia într-un loc ușor accesibil copiilor.
27. Nu depozitați aparatul lângă o sursă de căldură și nu îl expuneți direct la lumina soarelui. Nu scufundați aparatul în apă.

02. CONȚINUTUL KITULUI

1. Aparat de masaj
2. Geantă de depozitare
3. Pânză din microfibră
4. Cablu de tip C
5. Manual de instrucțiuni

03. DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

VEZI FIGURA A

1. Capac pentru capul de masaj
2. Cap de masaj
3. Lumină LED
4. Afisaj
5. Buton pentru schimbarea intensității modului
6. Buton de pornire/oprire/modificare a modului
7. Port de încărcare USB
8. Cablu de tip C

04. AIR SHOT

Modul cu lumină LED albastră (460 nm), micropulsuri electrice și vibrații cu undă scurtă ajută la reducerea aspectului porilor, îmbunătățirea texturii pielii și conferă pielii un aspect neted și proaspăt.

Aplicare: Aplicați cu atenție:

- Spălați și uscați bine fața înainte de utilizare. Modul trebuie utilizat numai pe pielea uscată, fără niciun produs de îngrijire a pielii.
- Modul oferă cinci niveluri de intensitate care pot fi ajustate pentru a se potrivi nevoilor individuale ale pielii. La prima utilizare, este recomandată să începeți cu nivelul cel mai scăzut, iar intensitatea poate fi crescută treptat după câteva săptămâni de utilizare regulată. Pentru zonele mai sensibile, cum ar fi în jurul ochilor, nasului sau gurii, utilizați întotdeauna cel mai mic nivel de intensitate.
- Aplicați ușor marginea sau vârful capului de masaj pe piele - nu utilizați întreaga suprafață a capului de masaj. Utilizați modul făcând mișcări lente și netede de-a lungul zonei selectate a pielii sau aplicând capul direct pe zonele problematice.
- Atunci când utilizați modul AIR SHOT, este posibil să simțiți o senzație de furnicătură blândă, punctuală, care amintește de furnicătură fine ca de ace, precum și un miros ușor care amintește de arderea firelor fine de păr - acest lucru este perfect normal și sigur.
- Nu utilizați modul AIR SHOT în zilele în care utilizați retinol sau acizi puternici, mai ales dacă aveți pielea sensibilă.
- Modul poate fi utilizat de 2-3 ori pe săptămână (sesiune de maximum 5 minute).

05. BOOSTER

Acest mod cu lumină LED galbenă (590 nm), vibrații blânde și electroporare promovează absorbția profundă a ingredientelor active, hidratează intens și luminează pielea, redând o strălucire sănătoasă.

Aplicare:

- Spălați și uscați bine fața înainte de utilizare (dacă utilizați după modul AIR SHOT, acest pas poate fi sărit), apoi aplicați produsul de îngrijire direct pe piele. Cele mai bune produse sunt cele cu o consistență de gel sau gel de apă, care conțin ingrediente active precum acid hialuronic, peptide, niacinamidă sau ceramide pentru a ajuta în continuare la hidratarea și regenerarea pielii.

- Modul oferă cinci niveluri de intensitate, care pot fi ajustate pentru a se potrivi nevoilor individuale ale pielii. La prima utilizare, este recomandat să începeți cu nivelul cel mai scăzut, iar intensitatea poate fi crescută treptat după câteva săptămâni de utilizare regulată. Pentru zonele mai sensibile, cum ar fi în jurul ochilor, nasului sau gurii, utilizați întotdeauna cel mai mic nivel de intensitate.
- Aplicați ușor întreaga suprafață a capului de masaj pe piele, folosind mișcări circulare (din centrul feței spre exterior și în sus) pentru a permite absorbția produsului. Dacă, în timpul tratamentului de 5 minute în modul BOOSTER, simțiți că tot produsul de îngrijire a pielii a fost deja absorbit, puteți aplica produs suplimentar pentru a asigura alunezarea lină a dispozitivului și pentru a crește confortul.
- Modul poate fi utilizat de 1-3 ori pe zi (sesiune de 5-10 minute).

06. MC

Modul cu lumină LED verde (521 nm), vibrații și microcurenți stimulează producția de collagen, îmbunătățește fermitatea pielii și netezește liniile fine și ridurile, redând tenul un aspect tineresc.

Aplicare:

- Spălați și uscați bine fața înainte de utilizare (dacă utilizați după modul BOOSTER, acest pas poate fi sărit), apoi aplicați produsul de îngrijire a pielii direct pe piele. Pentru rezultate optime și confort, vă recomandăm să utilizați dispozitivul cu un gel conductiv potrivit pentru tehnologia EMS sau cu un produs de îngrijire facială ușor, fără ulei, care nu împiedică alunezarea lină a dispozitivului pe piele.
- Modul oferă cinci niveluri de intensitate, care pot fi ajustate pentru a se potrivi nevoilor individuale ale pielii. La prima utilizare, este recomandat să începeți cu nivelul cel mai scăzut, iar intensitatea poate fi crescută treptat după câteva săptămâni de utilizare regulată. Pentru zonele mai sensibile, cum ar fi în jurul ochilor, nasului sau gurii, utilizați întotdeauna cel mai scăzut nivel de intensitate.
- Aplicați ușor întreaga suprafață a capului de masaj pe piele și deplasați încet dispozitivul pe față, folosind mișcări ascendente și descendente - urmând direcția naturală a drenajului limfatic.
- Modul poate fi utilizat de 1-3 ori pe zi (sesiune de 5-10 minute).

07. DERM A SHOT

Modul cu lumină LED roșie (630 nm), vibrații și tehnologie EMS întărește intens mușchii faciali, conturează și îmbunătățește tonusul pielii - pentru o față mai fermă și mai natural sculptată.

Aplicare:

- Înainte de utilizare, spălați-vă și uscați-vă bine fața (dacă utilizați după modul MC, acest pas poate fi sărit) și apoi aplicați un produs de îngrijire a pielii direct pe piele. Pentru rezultate optime și confort, vă recomandăm să utilizați dispozitivul cu un gel conductiv potrivit pentru tehnologia EMS sau un produs de îngrijire facială ușor, fără ulei, care nu împiedică alunezarea lină a dispozitivului pe piele.
- Modul oferă cinci niveluri de intensitate, care pot fi ajustate pentru a se potrivi nevoilor individuale ale pielii. La prima utilizare, este recomandat să începeți cu nivelul cel mai scăzut, iar intensitatea poate fi crescută treptat după câteva săptămâni de utilizare regulată. Pentru zonele mai sensibile, cum ar fi în jurul ochilor, nasului sau gurii, utilizați întotdeauna cel mai mic nivel de intensitate.
- Aplicați ușor întreaga suprafață a capului de masaj pe piele și deplasați încet dispozitivul pe față într-o mișcare ascendentă și descendentă - urmând direcția naturală a drenajului limfatic. În zonele selectate, puteți întrerupe dispozitivul timp de 1-2 secunde pentru a concentra impulsurile pe punctele de tensiune musculară, ceea ce va ajuta la relaxarea acestora.
- Înainte de a utiliza modul DERM A SHOT, este recomandat să utilizați mai întâi modul MC.
- Modul poate fi utilizat de 1-3 ori pe zi (sesiune de 5-10 minute).

08. FUNCTIONAREA APARATULUI

1. Pentru a porni dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul A6 (se va auzi un bip). Utilizați același buton pentru a seta unul dintre cele patru moduri disponibile și apoi utilizați butonul A5 pentru a seta unul dintre cele cinci niveluri de intensitate (dispozitivul va emite un singur bip la fiecare modificare).
2. Dispozitivul are încorporat un cronometru de 5 minute și un senzor de contact cu pielea. Cronometrul cu numărătoare inversă pornește numai atunci când capul de masaj atinge pielea - în caz contrar, cronometrul se oprește. În plus, lumina LED se aprinde numai atunci când intră în contact cu pielea, ceea ce sporește siguranța utilizatorilor, deoarece elimină riscul de emisie accidentală de lumină în aer sau în ochi.
3. După 5 minute, dispozitivul intră automat într-o stare de repaus timp de 9 secunde. În acest timp, butonul A6 poate fi apăsat pentru a selecta următorul mod de funcționare. Dacă nu se efectuează nicio operațiune în aceste 9 secunde, dispozitivul se oprește automat.
4. Dacă modul de funcționare este schimbat în timpul tratamentului, numărătoarea inversă începe de la început. În schimb, schimbarea intensității în același mod nu resetează cronometrul - timpul se adună astfel încât utilizatorilor primește în continuare cele 5 minute de tratament.
5. Dispozitivul permite utilizarea tuturor celor patru moduri într-un singur ciclu de tratament. Cu toate acestea, acestea trebuie utilizate în ordinea recomandată pentru cele mai bune rezultate și siguranță: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERM A SHOT. Dacă utilizați mai multe moduri în ordinea corectă, nu este nevoie să vă spălați și să vă uscați fața de fiecare dată când schimbați modul - trebuie doar să aplicați produsul de îngrijire a pielii sau gelul conductiv corespunzător. Rețineți că numai modul AIR SHOT trebuie utilizat pe pielea uscată, fără a utiliza un produs de îngrijire a pielii.
6. Dispozitivul funcționează în modul pulsant - o acțiune deliberată și sigură care permite stimularea eficientă a pielii.
7. Pentru a opri dispozitivul înainte de expirarea a 5 minute, apăsați și mențineți apăsat butonul A6 - se va auzi un bip dublu.
8. Odată ce masajul s-a terminat, puteți trece la următoarele etape de îngrijire.

09. CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

1. După fiecare utilizare, ștergeți capul de masaj cu o cârpă uscată sau ușor umezită, având grijă să îndepărtați orice reziduuri de produse cosmetice utilizate în timpul masajului.
2. Dacă este necesar, uscați capul cu o cârpă curată și nu utilizați detergenți agresivi sau alcool.
3. Nu scufundați dispozitivul în apă și nu utilizați detergenți foarte corozivi sau alcool.
4. Atunci când produsul nu este utilizat, depozitați-l în pungă furnizată, într-un loc uscat și răcoros, departe de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură.

10. ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

1. În timpul încărcării, pictograma de încărcare este vizibilă pe ecran, iar inelul verde arată progresul încărcării.
2. Când dispozitivul este complet încărcat, inelul de încărcare se aprinde complet verde.

3. Când nivelul bateriei este scăzut, indicatorul de nivel al bateriei de pe ecran devine roșu și afișează o liniuță.
4. Când dispozitivul este descărcat, indicatorul de nivel al bateriei clipește de trei ori, dispozitivul emite 3 bipuri și se oprește automat.

11. SPECIFICAȚII

Sursă de alimentare: 5V 0.7A

Putere: 5W

Baterie: Litlu-polimer 2200mAh

Timer: 5min

Material: ABS + PP + 304 oțel inoxidabil

Dimensiuni: 38.2x182.7x 38.6 mm

Greutate: 304g

12. CARD DE GARANȚIE

Produsul este acoperit de o garanție de 24 de luni. Condițiile de garanție pot fi găsite la: <https://neno.pl/gwarancja>

Detaliile, contactul și adresa de service pot fi găsite la: <https://neno.pl/kontakt>

Specificațiile și conținutul se pot modifica fără notificare prealabilă. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.

HR/BA

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Poštovani kupče,

Hvala vam što ste kupili Neno Beauty Luvé - višenamjenski uređaj za lice s tehnologijom mikrostruje i pomlađivanja kože. Uređaj je dizajniran za sveobuhvatnu i naprednu njegu - kombinira do šest učinkovitih funkcija: elektroporaciju, mikrostruje, EMS tehnologiju, električne mikropulse, LED svjetlosnu terapiju i zvučnu vibraciju. Ovaj korisnički priručnik sadrži sve informacije potrebne za ispravnu uporabu. Upoznajte se s njim i sačuvajte ga za slučaja da ga trebate ponovno koristiti.

01. MJERE OPREZA

1. Nemojte koristiti uređaj na natečenoj ili upaljenoj koži ili na oštećenoj koži, opečenoj koži ili neposredno nakon nedavne operacije.
2. Uređaj se ne preporučuje osobama s elektroničkim implantatima (npr. pejsmejker, inzulinska pumpa).
3. Nemojte koristiti uređaj ako imate metalne dijelove u ustima (npr. implantate, krunice, aparatič za zube).
4. Nemojte koristiti uređaj ako imate aktivne kožne bolesti (čirevi, psorijaza, ekcem, osip, ponavljajući herpes), oštećenja epiderme (ožiljci, rane), preosjetljivost na elektromagnetizam, trudnoću i dojenje, hemofiliju/hemoragijske poremećaje, epilepsiju, atopijski dermatitis (AD) i rak.
5. Nemojte koristiti uređaj dok uzimate fotosenzibilizirajuće lijekove (npr. određene antibiotike, retinoide).
6. Nemojte koristiti uređaj u kombinaciji s retinolom i jakim kiselinama - to može dovesti do pretjerane iritacije kože.
7. Uređaj ne smiju koristiti djeca. Odrasle osobe s fizičkim, osjetljivim ili kognitivnim ograničenjima smiju koristiti uređaj samo pod nadzorom njegovatelja.
8. Ako postoji bilo kakva sumnja u prikladnost uređaja za određeno zdravstveno stanje (npr. kožne bolesti, bilo koje kronične bolesti, povijest estetske kirurgije), obratite se liječniku.
9. Ne koristiti predugo na jednom području kože.
10. Izbjegavajte gledanje izravno u LED svjetlo tijekom rada.
11. Prije upotrebe uređaja preporuča se ukloniti sav metalni nakit, poput naušnica ili lančića.
12. Izbjegavajte korištenje masne glave izravno ispod očiju, na kapcima i na vratu u području štitnjače.
13. Uvijek koristite najnižu razinu intenziteta u području očiju, nosa i usta (bez obzira na odabrani način rada).
14. Nemojte koristiti uređaj dulje ili češće nego što je preporučeno. Pretjerana uporaba može dovesti do iritacije kože.
15. Nemojte koristiti uređaj u blizini vode ili u uvjetima visoke vlažnosti, kao što su kada, tuš ili sauna.
16. Ako tijekom uporabe primijetite bilo kakve nuspojave na koži, poput crvenila, svrbeža, peckanja ili drugih abnormalnih reakcija - odmah prestajte s upotrebom.
17. Privremena percepcija bljeskajućih svjetla tijekom uporabe prirodna je pojava koja proizlazi iz učinka impulsa. Međutim, ako nakon toga potraje, posavjetujte se sa svojim liječnikom.
18. Lagani osjećaj trnaca koji se osjeća tijekom uporabe normalan je učinak impulsa. Ako se pojavi nelagoda, preporučuje se smanjiti razinu intenziteta.
19. Tijekom uporabe mogu se pojaviti nježne vibracije ili nehoćitne kontrakcije mišića - to je prirodan učinak stimulacije pulsa (mikrostruje, EMS, elektroporacija) i nije razlog za zabrinutost.
20. Nemojte koristiti uređaj dok se puni. Isključite uređaj iz napajanja kada je potpuno napunjen.
21. Držite izvor napajanja dalje od izvora topline i vode tijekom punjenja.
22. Nemojte koristiti proizvod ako je bilo koja komponenta oštećena ili nedostaje.
23. Nemojte sami rastavljati ili popravljati proizvod.
24. Nemojte koristiti pribor ili rezervne dijelove osim isporučених.
25. Ovaj proizvod nije igračka. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
26. Ne čuvajte uređaj u njegovu ambalažu na mjestu koje je lako dostupno djeci.
27. Ne skladištite uređaj u blizini izvora topline i ne izlažite ga izravno sunčevoj svjetlosti. Ne uranjajte uređaj u vodu.

02. SADRŽAJ KOMPLETA

1. Masažer
2. Torba za pohranu
3. Krpa od mikrovlakana
4. Kabel tipa C
5. Priručnik

03. OPIS UREDAJA

VIDI SLUKU A

1. Navlaka za masažnu glavu
2. Masažna glava
3. LED svjetlo
4. Prikaz
5. Gumb za promjenu intenziteta načina rada
6. Tipka za uključivanje/isključivanje/promjenu načina rada
7. USB priključak za punjenje
8. Kabel tipa C

04. ZRAČNI SNIMAK

Način rada s plavim LED svjetlom (460 nm), električnim mikroimpulsima i kratkovalnim vibracijama pomaže smanjiti pojavu pora, poboljšati teksturu kože i dati koži glatki i svjež izgled.

Applikacija:

- Prije upotrebe temeljito operite i osušite lice. Način rada treba koristiti samo na suhoj koži, bez ikakvih proizvoda za njegu kože.
- Način rada nudi pet razina intenziteta koje se mogu prilagoditi individualnim potrebama kože. Prilikom prve upotrebe preporuča se započeti s najnižom razinom, a intenzitet se može postupno povećavati nakon nekoliko tjedana redovite uporabe. Za osjetljivija područja, kao što su oko očiju, nosa ili usta, uvijek koristite najnižu razinu intenziteta.
- Nježno nanesite rub ili vrh masažne glave na kožu - nemojte koristiti cijelu površinu masažne glave. Koristite način rada polaganim, glatkim pokretima duž odabranog područja kože ili nanošenjem glave izravno na problematična područja.
- Kada koristite način rada AIR SHOT, možete osjetiti blage, precizne trnce koji podsjećaju na fine trnce poput igle, kao i osjetiti blagi miris koji podsjeća na goruće fine dijačice - to je sasvim normalno i sigurno.
- Nemojte koristiti način rada AIR SHOT u danima kada koristite retinol ili jake kiseline, posebno ako imate osjetljivu kožu.
- Način rada može se koristiti 2-3 puta tjedno (sesija maksimalno 5 minuta).

05. DODAT GENERATOR

Ovaj način rada sa žutim LED svjetlom (590 nm), nježnim vibracijama i elektroporacijom potiče duboku apsorpciju aktivnih sastojaka, intenzivno hidratizira i posvjetljuje kožu, vraćajući joj zdrav sjaj.

Applikacija:

- Temeljito operite i osušite lice prije upotrebe (ako koristite nakon AIR SHOT načina rada, ovaj korak se može preskočiti), a zatim nanesite proizvod za njegu kože izravno na kožu. Najbolji proizvodi su oni s konzistencijom gela ili vodenog gela, koji sadrže aktivne sastojke poput hijaluronske kiseline, peptida, niacinamida ili ceramida koji dodatno pomažu hidratizirati i regenerirati kožu.
- Način rada nudi pet razina intenziteta, koje se mogu prilagoditi individualnim potrebama kože. Prilikom prve upotrebe preporuča se započeti s najnižom razinom, a intenzitet se može postupno povećavati nakon nekoliko tjedana redovite uporabe. Za osjetljivija područja, kao što su oko očiju, nosa ili usta, uvijek koristite najnižu razinu intenziteta.
- Nježno nanesite cijelu površinu masažne glave na kožu, kružnim pokretima (od središta lica prema van i prema gore) kako bi se proizvod ubio. Ako tijekom 5-minutnog tretmana u BOOSTER načinu rada osjetite da je sav proizvod za njegu kože već upio, možete nanijeti dodatni proizvod kako biste osigurali glatko klizanje uređaja i povećali udobnost.
- Način rada se može koristiti 1-3 puta dnevno (5-10 minuta sesije).

06. MC

Način rada sa zelenim LED svjetlom (521 nm), vibracijama i mikrostrujama potiče proizvodnju kolagena, poboljšava čvrstoću kože i zaglađuje fine linije i bore, vraćajući tenu mladenački izgled.

Applikacija:

- Temeljito operite i osušite lice prije upotrebe (ako koristite nakon BOOSTER načina, ovaj korak se može preskočiti), a zatim nanesite proizvod za njegu kože izravno na kožu. Za optimalne rezultate i udobnost preporučujemo korištenje uređaja s vodljivim gelom prikladnim za EMS tehnologiju ili s laganim proizvodom za njegu lica bez ulja koji ne ometa glatko klizanje uređaja po koži.
- Način rada nudi pet razina intenziteta, koje se mogu prilagoditi individualnim potrebama kože. Prilikom prve upotrebe preporuča se započeti s najnižom razinom, a intenzitet se može postupno povećavati nakon nekoliko tjedana redovite uporabe. Za osjetljivija područja, kao što su oko očiju, nosa ili usta, uvijek koristite najnižu razinu intenziteta.
- Nježno nanesite cijelu površinu masažne glave na kožu i polako pomičite uređaj po licu, pokretima prema gore i prema van - prateći prirodni smjer limfne drenaže.
- Način rada može se koristiti 1-3 puta dnevno (sesija od 5-10 minuta).

07. DERMAL SHOT

Način rada s crvenim LED svjetlom (630 nm), vibracijama i EMS tehnologijom intenzivno učvršćuje mišićne lica, konturira i poboljšava tonus kože - za čvršće i prirodnije oblikovano lice.

Applikacija:

- Prije upotrebe temeljito operite i osušite lice (ako koristite nakon MC načina, ovaj korak se može preskočiti), a zatim nanesite proizvod za njegu kože izravno na kožu. Za optimalne rezultate i udobnost preporučujemo korištenje uređaja s vodljivim gelom prikladnim za EMS tehnologiju ili laganim proizvodom za njegu lica bez ulja koji ne ometa glatko klizanje uređaja po koži.

- Način rada nudi pet razina intenziteta, koje se mogu prilagoditi individualnim potrebama kože. Prilikom prve upotrebe preporuča se započeti s najnižim razinom, a intenzitet se može postupno povećavati nakon nekoliko tjedana redovite uporabe. Za osjetljivija područja, kao što su oko očiju, nosa ili usta, uvijek koristite najnižu razinu intenziteta.
- Nježno nanesite cijelu površinu masažne glave na kožu i polako pomičite uređaj po licu pokretima prema gore i prema van - prateći prirodni smjer limfne drenaže. U odabranim područjima možete pauzirati uređaj na 1-2 sekunde kako biste koncentrirali impulse na točke napetosti mišića, što će vam pomoći da ih opustite.
- Prije korištenja načina rada DERMA SHOT, preporuča se prvo koristiti način rada MC.
- Način rada može se koristiti 1-3 puta dnevno (sesija od 5-10 minuta).

08. RAD UREĐAJA

1. Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite tipku A6 (oglasit će se zvučni signal). Upotrijebite isti gumb za postavljanje jednog od četiri dostupna načina rada, a zatim pomoću gumba A5 postavite jednu od pet razina intenziteta (uređaj će emitirati jedan zvučni signal pri svakoj promjeni).
2. Uređaj ima ugrađeni mjerač vremena od 5 minuta i senzor za kontakt s kožom. Mjerač vremena za odobravanje pokreće se samo kada masažna glava dodirne kožu - u suprotnom se tajmer zaustavlja. Osim toga, LED svjetlo se uključuje samo kada dođe u dodir s kožom, što povećava sigurnost korisnika jer eliminira rizik od slučajnog emitiranja svjetlosti u zrak ili oči.
3. Nakon 5 minuta uređaj automatski prelazi u stanje mirovanja na 9 sekundi. Za to vrijeme možete pritisnuti tipku A6 za odabir sljedećeg načina rada. Ako se tijekom ovih 9 sekundi ne izvrši nikakva operacija, uređaj se automatski isključuje.
4. Ako se tijekom tretmana promijeni način rada, odobravanje počinje od početka. Suprotno tome, promjena intenziteta u istom načinu rada ne resetira tajmer - vrijeme se zbraja tako da korisnik i dalje prima punih 5 minuta tretmana.
5. Uređaj omogućuje korištenje sva četiri načina rada u jednom ciklusu liječenja. Međutim, moraju se koristiti preporučenim redoslijedom za najbolje rezultate i sigurnost: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Ako koristite nekoliko načina rada ispravnim redoslijedom, nema potrebe za pranjem i sušenjem lica svaki put kada promijenite način rada - samo nanesite odgovarajući proizvod za njegu kože ili vodljivi gel. Zapamtite da se na suhoj koži smije koristiti samo način rada AIR SHOT, bez upotrebe proizvoda za njegu kože.
6. Uređaj radi u pulsnom načinu rada - namjerno i sigurno djelovanje koje omogućuje učinkovitu stimulaciju kože.
7. Da biste isključili uređaj prije isteka 5 minuta, pritisnite i držite tipku A6 - oglasit će se dvostruki zvučni signal.
8. Nakon završetka masaže možete prijeći na sljedeće faze njega.

09. ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

1. Nakon svake upotrebe obrišite masažnu glavu suhom ili blago vlažnom krpom, pazite da uklonite ostatke kozmetike korištene tijekom masaže.
2. Ako je potrebno, obrišite glavu suhom čistom krpom i nemojte koristiti jake deterdžente ili alkohol.
3. Ne uranjajte uređaj u vodu i nemojte koristiti jako korozivne deterdžente ili alkohol.
4. Kada se proizvod ne koristi, čuvajte ga u priloženoj vrećici, na suhom i hladnom mjestu, daleko od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline.

10. PUNJENJE UREĐAJA

1. Tijekom punjenja na zaslonu je vidljiva ikona punjenja, a zeleni prsten prikazuje napredak punjenja.
2. Kada je uređaj potpuno napunjen, prsten za punjenje svijetli potpuno zeleno.
3. Kada je razina baterije niska, indikator razine baterije na zaslonu postaje crven i prikazuje jednu crticu.
4. Kada se uređaj isprazni, indikator razine baterije treperi tri puta, uređaj se oglaš 3 puta i automatski se isključuje.

11. SPECIFIKACIJE

Napajanje: 5V 0.7A

Snaga: 5W

Baterija: Litij-polimer 2200mAh

Radno vrijeme: 5min

Materijal: ABS + PP + 304 nehrđajući čelik

Dimenzije: 38,2x182,7x 38,6 mm

Težina: 304g

12. JAMSTVENI LIST

Proizvod je pokriven 24-mjesečnim jamstvom. Jamstveni uvjeti mogu se pronaći na: <https://neno.pl/gwarancja>

Detalje, kontakt i adresu servisa možete pronaći na: <https://neno.pl/kontakt>

Specifikacije i sadržaj podložni su promjenama bez prethodne najave. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

RS/ME

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Poštovani kupci,

Hvala vam što ste kupili Neno Beauti Luve - višenamenski uređaj za lice sa mikrostrujom i tehnologijom podmlađivanja kože. Uređaj je dizajniran za sveobuhvatnu i naprednu negu - kombinuje do šest efikasnih funkcija: elektroporaciju, mikro-struje, EMS tehnologiju, električne mikro-impulse, LED svjetlosnu terapiju i zvučne vibracije. Ova korisnički priručnik sadrži sve informacije potrebne za pravilnu upotrebu. Molimo vas da se upoznate sa njim i zadržite ga u slučaju da ga ponovo koristite.

01. MERE

1. Nemojte koristiti uređaj na oštećenoj ili upaljenoj koži, ili na oštećenoj koži, spaljenoj koži ili odmah nakon nedavne operacije.
2. Uređaj se ne preporučuje osobama sa elektronskim implantatima (npr. Pejsmejker, insulinska pumpa).
3. Nemojte koristiti uređaj ako imate metalne komponente u ustima (npr. Implantati, krunice, proteze).
4. Nemojte koristiti uređaj ako imate aktivne kožne bolesti (čireve, psorijazu, ekcem, osip, rekurentni herpes), epidermalno oštećenje (ožiljci, rane), preosetljivost na elektromagnetizam, trudnoću i dojenje, hemofiliju / hemoragijske poremećaje, epilepsiju, atopijski dermatitis (AD) i rak.
5. Nemojte koristiti uređaj dok uzimate fotosenzibilizirajuće lekove (npr. Određene antibiotike, retinoide).
6. Nemojte koristiti uređaj u kombinaciji sa retinolom i jakim kiselinama - to može dovesti do prekomerne iritacije kože.
7. Uređaj ne bi trebalo da koriste deca. Odrasli sa fizičkim, senzornim ili kognitivnim ograničenjima treba da koriste uređaj samo pod nadzorom negovatelja.
8. Ako postoji bilo kakva sumnja u prikladnost uređaja za određeno zdravstveno stanje (npr. kožne bolesti, bilo koje hronične bolesti, istorija estetske hirurgije), obratite se lekaru.
9. Ne koristite predugu na jednoj površini kože.
10. Izbegavajte da gledate direktno u LED svetlo u radu.
11. Preporučuje se da uklonite bilo koji metalni nakit, kao što su minđuše ili lanci, pre upotrebe uređaja.
12. Izbegavajte upotrebu masažne glave direktno ispod očiju, na kapcima i na vratu u predelu štitne žlezde.
13. Uvek koristite najniži nivo intenziteta u području očiju, nosa i usta (bez obzira na odabrani režim).
14. Nemojte koristiti uređaj duže ili češće nego što je preporučeno. Prekomerna upotreba može dovesti do iritacije kože.
15. Nemojte koristiti uređaj u blizini vode ili u uslovima visoke vlažnosti, kao što su kada, tuš ili sauna.
16. Ako primetite bilo kakve neželjene reakcije na koži tokom upotrebe, kao što su crvenilo, svrab, peckanje ili druge abnormalne reakcije - odmah prekinite upotrebu.
17. Pripravna percepcija treptućih svetla tokom upotrebe je prirodna pojava koja je rezultat efekta impulsa. Međutim, ako se nastavi nakon toga, konsultujte svog lekara.
18. Blagi osećaj peckanja koji se oseća tokom upotrebe je normalan efekat impulsa. Ako dođe do nelagodnosti, preporučuje se smanjenje nivo intenziteta.
19. Tokom upotrebe mogu se pojaviti blage vibracije ili nevoljne kontrakcije mišića - to je prirodan efekat stimulacije impulsa (mikrostruje, EMS, elektroporacija) i nije razlog za zabrinutost.
20. Nemojte koristiti uređaj dok se puni. Isključite uređaj iz napajanja kada je potpuno napunjen.
21. Držite izvor napajanja dalje od izvora topline i vode tokom punjenja.
22. Nemojte koristiti proizvod ako je bilo koja komponenta oštećena ili nedostaje.
23. Nemojte sami rastavljati ili popravljati proizvod.
24. Nemojte koristiti dodatnu opremu ili rezervne delove osim onih koji su isporučeni.
25. Ovaj proizvod nije igračka. Ne dozvolite deci da se igraju sa uređajem.
26. Ne čuvajte uređaj i njegovu ambalažu na mestu koje je lako dostupno deci.
27. Ne skladištite uređaj u blizini izvora topline i ne izlažite ga direktno sunčevoj svetlosti. Ne uranjajte uređaj u vodu.

02. SADRŽAJ KOMPLETA

1. Masažer
2. Torba za skladištenje
3. Mikrofiber tkanina
4. Tip-C kabl
5. Uputstva za upotrebu

03. OPIS UREĐAJA

POGLEDAJTE SLIKU A

1. Masaža glava poklopača
2. masaža glava
3. LED svetlo
4. Prikazivanje
5. Dugme za promenu intenziteta režima
6. Dugme za uključivanje / isključivanje / promenu režima
7. USB priključak za punjenje
8. Tip-C kabl

04. VAZDUŠNI UDARAC

Režim sa plavim LED svetlom (460 nm), električnim mikro-impulsima i kratkotasnim vibracijama pomaže da se smanji pojava pora, poboljša tekstura kože i daje koži glatki i svež izgled.

Applikacije:

- Operite i osušite lice pre upotrebe. Režim treba koristiti samo na suvoj koži, bez ikakvih proizvoda za negu kože.
- Režim nudi pet nivo intenziteta koji se mogu podesiti tako da odgovaraju individualnim potrebama kože. Kada se prvi put koristi, preporučuje se da počnete sa najnižim nivoom, a intenzitet se može postepeno povećavati nakon nekoliko nedelja redovne upotrebe. Za osetljivija područja, kao što su oko očiju, nosa ili usta, uvek koristite najniži nivo intenziteta.
- Nežno nanosite ivicu ili vrh masažne glave na kožu - ne koristite celu površinu masažne glave. Koristite režim tako što spore, glatke pokrete duž odabranog područja kože ili nanošenjem glave direktno na područja koja izazivaju zabrinutost.
- Kada koristite režim AIR SHOT, možete osetiti blagi, precizni osećaj peckanja koji podseća na fine trnce nalik igli, kao i miris blagog mirisa koji podseća na spaljivanje finih dlatica - to je sasvim normalno i sigurno.
- Nemojte koristiti AIR SHOT režim u danima kada koristite retinol ili jake kiseline, posebno ako imate osetljivu kožu.
- Režim se može koristiti 2-3 puta nedeljno (sesija maksimalno 5 minuta).

05. POBUĐIVAČ

Ovaj režim sa žutim LED svetlom (590 nm), nežnim vibracijama i elektroporacijom promovise duboku apsorpciju aktivnih sastojaka, intenzivno hidrira i osvetljava kožu, vraćajući zdrav sjaj.

Aplikacije:

- Temeljno operite i osušite lice pre upotrebe (ako koristite nakon AIR SHOT režima, ovaj korak se može preskočiti), a zatim nanesite proizvod za negu kože direktno na kožu. Najbolji proizvodi su oni sa konzistencijom gela ili vođenog gela, koji sadrže aktivne sastojke kao što su hijaluronska kiselina, peptidi, niacinamid ili ceramidi koji dodatno pomažu hidrataciju i regeneraciju kože.
- Režim nudi pet nivoa intenziteta, koji se mogu podesiti tako da odgovaraju individualnim potrebama kože. Kada se prvi put koristi, preporučuje se da počnete sa najnižim nivoom, a intenzitet se može postepeno povećavati nakon nekoliko nedelja redovne upotrebe. Za osetljivija područja, kao što su oko očiju, nosa ili usta, uvek koristite najniži nivo intenziteta.
- Nežno nanesite celu površinu masazne glave na kožu, kružnim pokretima (od centra lica prema spolja i nagore) kako biste omogućili da se proizvod apsorbuje. Ako tokom 5-minutnog tretmana BOOSTER režima osećate da je sav proizvod za negu kože već apsorbovan, možete naneti dodatni proizvod kako biste osigurali glatko klizanje uređaja i povećali udobnost.
- Režim se može koristiti 1-3 puta dnevno (5-10 minuta sesije).

06. MC

Režim sa zelenim LED svetlom (521 nm), vibracijama i mikro-strujama stimuliše proizvodnju kolagena, poboljšava čvrstoću kože i zaglađuje fine linije i bore, vraćajući tenu mladalacki izgled.

Aplikacije:

- Temeljno operite i osušite lice pre upotrebe (ako koristite nakon BOOSTER režima, ovaj korak se može preskočiti), a zatim nanesite proizvod za negu kože direktno na kožu. Za optimalne rezultate i udobnost, preporučujemo upotrebu uređaja sa provodnim gelom pogodnim za EMS tehnologiju ili sa laganim proizvodom za negu lica bez ulja koji ne ometa glatko klizanje uređaja po koži.
- Režim nudi pet nivoa intenziteta, koji se mogu podesiti tako da odgovaraju individualnim potrebama kože. Kada se prvi put koristi, preporučuje se da počnete sa najnižim nivoom, a intenzitet se može postepeno povećavati nakon nekoliko nedelja redovne upotrebe. Za osetljivija područja, kao što su oko očiju, nosa ili usta, uvek koristite najniži nivo intenziteta.
- Nežno nanesite celu površinu masazne glave na kožu i polako pomerajte uređaj preko lica, koristeći pokrete prema gore i spolja - prateći prirodni pravac limfne drenaže.
- Režim se može koristiti 1-3 puta dnevno (sesija od 5-10 minuta).

07. DERMIA SNIMAK

Režim sa crvenim LED svetlom (630 nm), vibracijama i EMS tehnologijom intenzivno učvršćuje mišiće lica, konture i poboljšava tonus kože - za čvršće i prirodne oblikovano lice.

Aplikacije:

- Pre upotrebe, temeljito operite i osušite lice (ako koristite nakon MC režima, ovaj korak se može preskočiti), a zatim nanesite proizvod za negu kože direktno na kožu. Za optimalne rezultate i udobnost, preporučujemo upotrebu uređaja sa provodnim gelom pogodnim za EMS tehnologiju ili laganim proizvodom za negu lica bez ulja koji ne ometa glatko klizanje uređaja po koži.
- Režim nudi pet nivoa intenziteta, koji se mogu podesiti tako da odgovaraju individualnim potrebama kože. Kada se prvi put koristi, preporučuje se da počnete sa najnižim nivoom, a intenzitet se može postepeno povećavati nakon nekoliko nedelja redovne upotrebe. Za osetljivija područja, kao što su oko očiju, nosa ili usta, uvek koristite najniži nivo intenziteta.
- Nežno nanesite celu površinu masazne glave na kožu i polako pomerajte uređaj preko lica u pokretima prema gore i spolja - prateći prirodni pravac limfne drenaže. U odabranim područjima možete pauzirati uređaj na 1-2 sekunde kako biste koncentrisali impulse na tačke napetosti mišića, što će vam pomoći da ih opustite.
- Pre upotrebe DERMIA SHOT režima, preporučuje se da prvo koristite MC režim.
- Režim se može koristiti 1-3 puta dnevno (sesija od 5-10 minuta).

08. RAD UREĐAJA

1. Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite dugme A6 (zvučni signal će se oglasiti). Koristite isto dugme da podesite jedan od četiri dostupna režima, a zatim koristite dugme AKSNUMKS da podesite jedan od pet nivoa intenziteta (uređaj će emitovati jedan zvučni signal sa svakom promenom).
2. Uređaj ima ugrađeni 5-minutni tajmer i senzor za kontakt sa kožom. Tajmer za odbrojavanje počinje samo kada masazna glava dodirne kožu - u suprotnom tajmer se zaustavlja. Pored tog, LED svetlo se uključuje samo kada dođe u kontakt sa kožom, što povećava bezbednost korisnika jer eliminiše rizik od slučajne emisije svetlosti u vazduh ili oči.
3. Nakon 5 minuta, uređaj automatski prelazi u stanje mirovanja 9 sekundi. Za to vreme, dugme AKSNUMKS se može pritisnuti da biste izabrali sledeći način rada. Ako se tokom ovih 9 sekundi ne izvrši nikakva operacija, uređaj se automatski isključuje.
4. Ako se režim rada promeni tokom tretmana, odbrojavanje počinje od početka. Nasuprot tome, promena intenziteta u istom režimu ne resetuje tajmer - vreme se zbraja tako da korisnik i dalje dobija punih 5 minuta tretmana.
5. Uređaj omogućava da se sva četiri režima koriste u jednom ciklusu lečenja. Međutim, oni se moraju koristiti u preporučenom redosledu za najbolje rezultate i bezbednost: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMIA SHOT. Ako koristite nekoliko režima u ispravnom redosledu, nema potrebe da perete i sušite lice svaki put kada promenite mod - samo nanesite odgovarajući proizvod za negu kože ili provodni gel. Zapamtite da samo AIR SHOT režim treba koristiti na suvoj koži, bez upotrebe proizvoda za negu kože.
6. Uređaj radi u pulsnom režimu - namerno i sigurno delovanje koje omogućava efikasnu stimulaciju kože.
7. Da biste isključili uređaj pre isteka 5 minuta, pritisnite i držite dugme A6 - oglašiće se dvostruki zvučni signal.
8. Kada se masaža završi, možete preći na sledeće faze nege.

09. ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

1. Nakon svake upotrebe, obrišite masaznu glavu suvom ili blago vlažnom krpom, vodeći računa da uklonite sve ostatke kozmetike koja se koristi tokom masaže.
2. Ako je potrebno, obrišite glavu suvom čistom krpom i ne koristite jake deterdžente ili alkoholi.
3. Ne uranjajte uređaj u vodu i ne koristite visoko korozivne deterdžente ili alkoholi.
4. Kada se proizvod ne koristi, čuvajte ga u priloženoj torbi, na suvom i hladnom mestu, daleko od direktne sunčeve svetlosti i izvora topline.

10. PUNJENJE UREDAJA

1. Prilikom punjenja, ikona punjenja je vidljiva na ekranu, a zeleni prsten pokazuje napredak punjenja.
2. Kada je uređaj potpuno napunjen, prsten za punjenje svetli potpuno zeleno.
3. Kada je nivo baterije nizak, indikator nivoa baterije na ekranu postaje crven i prikazuje jednu crticu.
4. Kada se uređaj isprazni, indikator nivoa baterije treperi tri puta, uređaj se oglasi zvučnim signalom 3 puta i automatski se isključuje.

11. SPECIFIKACIJE

Napajanje: 5V 0.7A

Snaga: 5W

Baterija: Litijum-polimerni 2200mah

Radno vreme: 5min

Materijal: ABS + PP + 304 nerđajući čelik

Dimenzije: 38.2x182.7x 38.6 mm

Dimenzije: 304g

12. GARANTNI LIST

Proizvod je pokriven garancijom od 24 meseca. Uslovi garancije mogu se naći na: <https://neno.pl/gwarancja>

Detalji, kontakt i adresa usluge mogu se naći na: <https://neno.pl/kontakt>

Specifikacije i sadržaj su podložni promenama bez prethodne najave. Izvinjavamo se zbog neugodnosti.

SI

UPORABNIŠKI PRAVILNIK

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup Neno Beauty Luve - večnamenske naprave za obraz z mikroturto tehnologijo in tehnologijo za pomlajevanje kože. Naprava je zasnovana za celovito in napredno nego - združuje do šest učinkovitih funkcij: elektroporacijo, mikrotokoe, tehnologijo EMS, električne mikropulze, svetlobno terapijo LED in zvočno vibracijo. Ta uporabniški priročnik vsebuje vse informacije, ki so potrebne za pravilno uporabo. Seznanim se z njim in ga shranite za primer, če ga boste morali ponovno uporabiti.

01. PREDVIDNOSTNI UKREPI

1. Naprave ne uporabljajte na otekli ali vneti koži, na poškodovani koži, opečeni koži ali takoj po nedavnem kirurškem posegu.
2. Naprava ni priporočljiva za osebe z elektronskimi vsadki (npr. srčni spodbujevalnik, inzulinska črpalka).
3. Naprave ne uporabljajte, če imate v ustih kovinske elemente (npr. vsadke, krone, zobni aparat).
4. Naprave ne uporabljajte, če imate aktivne kožne bolezni (razjede, luskavica, ekcem, izpuščaji, ponavljajoči se herpes), poškodbe povrhnjice (brazgotine, rane), preobčutljivost na elektromagnetizem, nosečnost in dojenje, hemofilijo/krvavne motnje, epilepsijo, atopijski dermatitis (AD) in raka.
5. Naprave ne uporabljajte med jemanjem zdravil, ki povzročajo preobčutljivost na svetlobo (npr. nekateri antibiotiki, retinoidi).
6. Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z retinolom in močnimi kislinami - to lahko povzroči prekomerno draženje kože.
7. Naprave ne smejo uporabljati otroci. Odrasli s telesnimi, senzoričnimi ali kognitivnimi omejitvami lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom skrbnika.
8. Če dvomite o primernosti pripomočka za določeno zdravstveno stanje (npr. kožne bolezni, kakršne koli kronične bolezni, zgodovina kozmetičnih operacij), se posvetujte z zdravnikom.
9. Naprave ne uporabljajte predolgo na enem delu kože.
10. Med delovanjem se izogibajte neposrednemu gledanju v svetlobo LED.
11. Pred uporabo naprave je priporočljivo odstraniti kovinski nakit, kot so uhani ali verižice.
12. Masažne glave ne uporabljajte neposredno pod očmi, na vekah in na vratu v predelu čitnice.
13. Na območju oči, nosu in ust vedno uporabljajte najnižjo stopnjo intenzivnosti (ne glede na izbrani način).
14. Naprave ne uporabljajte dlje ali pogostejše, kot je priporočeno. Prekomerna uporaba lahko povzroči draženje kože.
15. Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali v pogojih visoke vlažnosti, kot so kopel, tuš ali savna.
16. Če med uporabo opazite kakršne koli neželene reakcije kože, kot so rdečica, srbenje, pekoč občutek ali druge neobičajne reakcije - takoj prenehajte z uporabo.
17. Začasno zaznavanje utripajočih luči med uporabo je naravni pojav, ki je posledica učinka impulzov. Če pa se ta pojav nadaljuje, se posvetujte z zdravnikom.
18. Rahlavo mravljinčenje med uporabo je normalen učinek impulzov. Če se pojavi nelagodje, je priporočljivo zmanjšati stopnjo intenzivnosti.
19. Med uporabo se lahko pojavijo nežne vibracije ali neprostovoljne mišične kontrakcije - to je naravni učinek pulzne stimulacije (mikrotoki, EMS, elektroporacija) in ni razlog za skrb.
20. Naprave ne uporabljajte, ko se polni. Ko je naprava popolnoma napolnjena, jo odklopite iz napajalnika.
21. Med polnjenjem hranite vir napajanja stran od virov toplote in vode.
22. Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli sestavni del poškodovan ali manjka.
23. Izdelka ne razstavljajte ali popravljajte sami.
24. Ne uporabljajte dodatne opreme ali nadomestnih delov, ki niso priloženi.

25. Ta izdelek ni igrača. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

26. Naprave in njene embalaže ne shranjujte na mestu, ki je lahko dostopno otrokom.

27. Naprave ne shranjujte v bližini vira toplote in je ne izpostavljajte neposredno sončni svetlobi. Naprave ne potaplajte v vodo.

02. VSEBINA KOMPLETA

1. Masažni aparat
2. Vrečka za shranjevanje
3. Krpa iz mikrovlaknen
4. Kabel tipa C
5. Navodila za uporabo

03. OPIS NAPRAVE

GLEJTE SLIKO A

1. Pokrov masažne glave
2. Masažna glava
3. Svetlobna dioda LED
4. Prikazovalnik
5. Gumb za spreminjanje intenzivnosti načina
6. Gumb za vklop/izklop/spremembo načina
7. Vrata USB za polnjenje
8. Kabel tipa C

04. AIR SHOT

Način z modro svetlobo LED (460 nm), električnimi mikro impulzi in kratkovalnovnimi vibracijami pomaga zmanjšati videz por, izboljša teksturo kože ter ji daje gladek in svež videz.

Uporaba:

- Pred uporabo temeljito umijte in osušite obraz. Način lahko uporabljate le na suhi koži, brez izdelkov za nego kože.
- Način ponuja pet stopenj intenzivnosti, ki jih lahko prilagodite individualnim potrebam kože. Pri prvi uporabi je priporočljivo začeti z najnižjo stopnjo, po nekaj tednih redne uporabe pa lahko intenzivnost postopoma povečujete. Za občutljivejše predele, kot so okoli oči, nosu ali ust, vedno uporabljajte najnižjo stopnjo intenzivnosti.
- Na kožo nežno nanesite rob ali konico masažne glave - ne uporabljajte celotne površine masažne glave. Način uporabljajte s počasnimi, gladkimi gibi po izbranem predelu kože ali z neposrednim nanašanjem glave na problematična mesta.
- Pri uporabi načina AIR SHOT boste morda občutili nežen, natančen občutek mravljinčenja, ki spominja na tanke iglice, in rahel vonj, ki spominja na pekoče tanke dlake - to je povsem normalno in varno.
- Načina AIR SHOT ne uporabljajte v dneh, ko uporabljate retinol ali močne kisline, zlasti če imate občutljivo kožo.
- Način lahko uporabite 2-3-krat na teden (seansa traja največ 5 minut).

05. BOOSTER

Ta način z rumeno svetlobo LED (590 nm), nežnimi vibracijami in elektroporacijo spodbuja globoko absorpcijo aktivnih sestavin, intenzivno vlaži in posvetli kožo ter ji povrne zdrav sijaj.

Uporaba:

- Pred uporabo temeljito umijte in osušite obraz (če uporabljate po načinu AIR SHOT, lahko ta korak preskočite), nato pa izdelek za nego kože nanesite neposredno na kožo. Najboljši so izdelki z gelsko ali vodno-gelno konsistenco, ki vsebujejo aktivne sestavine, kot so hialuronska kislina, peptidi, niacinamid ali ceramidi, ki dodatno pomagajo pri vlaženju in regeneraciji kože.
- Način ponuja pet stopenj intenzivnosti, ki jih lahko prilagodite individualnim potrebam kože. Pri prvi uporabi je priporočljivo začeti z najnižjo stopnjo, po nekaj tednih redne uporabe pa lahko intenzivnost postopoma povečujete. Za občutljivejše predele, kot so okoli oči, nosu ali ust, vedno uporabljajte najnižjo stopnjo intenzivnosti.
- S krožnimi gibi (od sredine obraza navzven in navzgor) nežno nanesite celotno površino masažne glave na kožo, da se izdelek vpije. Če med 5-minutnim tretmajem v načinu BOOSTER menite, da se je ves izdelek za nego kože že vpiil, lahko nanesete dodaten izdelek, da zagotovite gladko drsenje naprave in povečate udobje.
- Način lahko uporabljate 1-3-krat na dan (5-10-minutna seansa).

06. MC

Način z zeleno svetlobo LED (521 nm), vibracijami in mikrotoki spodbuja nastajanje kolagena, izboljšuje čvrstost kože ter gladi drobne linije in gube, s čimer polti povrne mladosten videz.

Uporaba:

- Pred uporabo temeljito umijte in osušite obraz (če uporabljate po načinu BOOSTER, lahko ta korak preskočite), nato izdelek za nego kože nanesite neposredno na kožo. Za optimalne rezultate in udobje priporočamo uporabo naprave s prevodnim gelom, primernim za tehnologijo EMS, ali z lahkim izdelkom za nego obraza brez olja, ki ne ovira gladkega drsenja naprave po koži.
- Način ponuja pet stopenj intenzivnosti, ki jih lahko prilagodite individualnim potrebam kože. Pri prvi uporabi je priporočljivo začeti z najnižjo stopnjo, po nekaj tednih redne uporabe pa lahko intenzivnost postopoma povečujete. Za občutljivejše predele, kot so okoli oči, nosu ali ust, vedno uporabljajte najnižjo stopnjo intenzivnosti.
- Celotno površino masažne glave nežno približajte koži in napravno počasi premikajte po obrazu z gibi navzgor in navzven - po naravni smeri limfne drenaže.
- Način lahko uporabljate 1-3-krat na dan (seansa traja 5-10 minut).

07. DERMA SHOT

Način z rdečo svetlobo LED (630 nm), vibracijami in tehnologijo EMS intenzivno učvrsti obrazne mišice, oblikuje in izboljša tonus kože - za čvrstejši in bolj naravno oblikovan obraz.

Uporaba:

- Pred uporabo obraz temeljito umijte in osušite (če uporabljate način po MC, lahko ta korak preskočite), nato pa izdelek za nego kože nanesite neposredno na kožo. Za optimalne rezultate in udobje priporočamo uporabo naprave s prevodnim gelom, primernim za tehnologijo EMS, ali lahkim izdelkom za nego obraza brez olja, ki ne ovira gladkega drsenja naprave po koži.
- Način ponuja pet stopenj intenzivnosti, ki jih lahko prilagodite individualnim potrebam kože. Pri prvi uporabi je priporočljivo začeti z najnižjo stopnjo, po nekaj tednih redne uporabe pa lahko intenzivnost postopoma povečujete. Za občutljivejše predele, kot so okoli oči, nosu ali usti, vedno uporabljajte najnižjo stopnjo intenzivnosti.
- Celotno površino masazne glave nežno položite na kožo in napravo počasi premikajte po obrazu z gibi navzgor in navzven - po naravni smeri limfne drenaže. Na izbranih predelih lahko napravo za 1-2 sekundi ustavite, da se impulzi osredotočijo na točke mišične napetosti, kar jih bo pomagalo sprostiti.
- Pred uporabo načina DERMA SHOT je priporočljivo najprej uporabiti način MC.
- Način lahko uporabljate 1-3-krat na dan (seansa traja 5-10 minut).

08. DELOVANJE NAPRAVE

1. Če želite vklopiti napravo, pritisnite in pridržite gumb A6 (zaslišal se bo zvočni signal). Z istim gumbom nastavite enega od štirih razpoložljivih načinov, nato pa z gumbom A5 nastavite eno od petih stopenj intenzivnosti (naprava bo ob vsaki spremembi izdala en zvočni signal).
2. Naprava ima vgrajen 5-minutni časovnik in senzor za stik s kožo. Odštevalnik se začne odštevati šele, ko se masazna glava dotakne kože - v nasprotnem primeru se odštevalnik ustavi. Poleg tega se lučka LED vklopi le, ko pride v stik s kožo, kar povečuje varnost uporabnika, saj odpravlja tveganje nenamernega oddajanja svetlobe v zrak ali oči.
3. Po petih minutah se naprava za 9 sekund samodejno preklopi v stanje mirovanja. V tem času lahko pritisnete gumb A6 in izberete naslednji način delovanja. Če v teh 9 sekundah ne izvedete nobene operacije, se naprava samodejno izklopi.
4. Če med zdravljenjem spremenite način delovanja, se odštevanje začne od začetka. Nasprotno pa sprememba intenzivnosti v istem načinu ne ponastavi časovnika - čas se sešteje, tako da uporabnik še vedno prejema polnih 5 minut tretmaja.
5. Naprava omogoča uporabo vseh štirih načinov v enem ciklu zdravljenja. Vendar jih je treba za najboljše rezultate in varnost uporabljati v priporočenem vrstnem redu: V TEM PRIMERU JE TREBA UPORABITI NASLEDNJE NAČINE: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Če uporabljate več načinov v pravilnem vrstnem redu, vam ni treba umivati in sušiti obraza vsakič, ko zamenjate način - preprosto uporabite ustrezen izdelek za nego kože ali prevodni gel. Ne pozabite, da lahko način AIR SHOT uporabljate le na suhi koži brez uporabe izdelka za nego kože.
6. Naprava deluje v pulznem načinu - to je premišljeno in varno delovanje, ki omogoča učinkovito stimulacijo kože.
7. Če želite napravo izklopiti pred potekom 5 minut, pritisnite in pridržite gumb A6 - zaslišal se bo dvojni zvočni signal.
8. Po končani masazi lahko preidete na naslednje stopnje nege.

09. ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

1. Po vsaki uporabi obrišite masazno glavo s suho ali rahlo vlažno krpo, pri čemer pazite, da odstranite morebitne ostanke kozmetike, uporabljene med masažo.
2. Po potrebi glavo obrišite do suhega s čisto krpo, pri tem pa ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali alkohola.
3. Naprave ne potapljajte v vodo in ne uporabljajte zelo jedkih čistilnih sredstev ali alkohola.
4. Ko izdelka ne uporabljate, ga shranite v priloženi vrečki na suhem in hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote.

10. POLNIENJE NAPRAVE

1. Med polnjenjem je na zaslonu vidna ikona za polnjenje, zeleni obroč pa prikazuje potek polnjenja.
2. Ko je naprava popolnoma napolnjena, obroč za polnjenje sveti popolnoma zeleno.
3. Ko je raven napolnjenosti baterije nizka, indikator ravnih napolnjenosti baterije na zaslonu postane rdeč in prikaže eno črtnico.
4. Ko je naprava izpraznjena, indikator ravnih baterije trikrat utripa, naprava trikrat piska in se samodejno izklopi.

11. SPECIFIKACIJE

Napajanje: 5V 0,7 A

Moč: 5W

Baterija: litij-polimer 2200 mAh

Časovnik: 5 min

Material: ABS + PP + 304 nerjavno jeklo

Dimenzije: 38,2x182,7x 38,6 mm

Teža: 304 g

12. GARANCIJSKA KARTICA

Za izdelek velja 24-mesečna garancija. Garancijske pogoje najdete na: <https://nenop.pl/gwarancja>.

Podrobnosti, kontaktne podatke in naslov servisne službe najdete na: <https://nenop.pl/kontakt>

Specifikacije in vsebina se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za morebitne nevedstosti se vam opravičujemo.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Neno Beauty Luvn - μιας συσκευής προσώπου πολλαπλών χρήσεων με τεχνολογία μικρορεύματος και αναζωογόνησης του δέρματος. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για ολοκληρωμένη και προηγμένη φροντίδα - συνδυάζει έως και έξι αποτελεσματικές λειτουργίες: ηλεκτροβύαση, μικρορεύματα, τεχνολογία EMS, ηλεκτρικοί μικροπαλμοί, φωτοθεραπεία LED και ηχητική δόνηση. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή χρήση. Παρακαλούμε εξοικειωθείτε με αυτό και φυλάξτε το σε περίπτωση που χρειαστεί να το χρησιμοποιήσετε ξανά.

01. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε προηγμένο ή φλεγμονώδες δέρμα ή σε κατεστραμμένο δέρμα, σε δέρμα με εγκαυματα ή αμέσως μετά από πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.
2. Η συσκευή δεν συνιστάται για άτομα με ηλεκτρονικά εμφυτεύματα (π.χ. βηματοδότης, αντλία ινσουλίνης).
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε μεταλλικά εξαρτήματα στο στόμα σας (π.χ. εμφυτεύματα, στεφάνες, σιδεράκια).
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε ενεργές δερματικές παθήσεις (έλκη, ψωρίαση, έκζεμα, εξανθήματα, υποτροπιάζοντα έρπητα), επιδερμικές βλάβες (ούλες, πληγές), υπερκευασθισία στον ηλεκτρομαγνητισμό, εγκυμοσύνη και γαλουχία, αιμορροφία/αιμορραγικές διαταραχές, επιληψία, αποικική δερματίτιδα (AD) και καρκίνο.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ λαμβάνετε φωτοευαίσθητοποιητικά φάρμακα (π.χ. ορισμένα αντιβιοτικά, ρετινοειδή).
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνδυασμό με ρετινόλη και ισχυρά οξέα - αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικό ερεθισμό του δέρματος.
7. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Οι ενήλικες με φυσικούς, αισθητηριακούς ή γνωστικούς περιορισμούς θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την επίβλεψη ενός φροντιστή.
8. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την καταλληλότητα της συσκευής για μια συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση (π.χ. δερματικές παθήσεις, τυχόν χρόνιες ασθένειες, ιστορικό αισθητικής χειρουργικής επέμβασης), συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
9. Μην χρησιμοποιείτε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε μία περιοχή του δέρματος.
10. Αποφεύγετε να κοιτάτε απευθείας το φως LED κατά τη λειτουργία.
11. Συνιστάται να αφαιρείτε τυχόν μεταλλικά κοσμήματα, όπως σκουλαρίκια ή αλυσίδες, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
12. Αποφύγετε τη χρήση της κεφαλής μασάζ απευθείας κάτω από τα μάτια, στα βλέφαρα και στο λαιμό στην περιοχή του θροσσειδούς.
13. Χρησιμοποιείτε πάντα το χαμηλότερο επίπεδο έντασης στην περιοχή των ματιών, της μύτης και του στόματος (ανεξάρτητα από την επιλεγμένη λειτουργία).
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή περισσότερο ή συχνότερα από ό,τι συνιστάται. Η υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό του δέρματος.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, όπως σε μπάνιο, ντους ή σάουνα.
16. Εάν παρατηρήσετε ανεπιθύμητες δερματικές αντιδράσεις κατά τη χρήση, όπως ερυθρότητα, κνησμό, κάψιμο ή άλλες μη φυσιολογικές αντιδράσεις - διακοψίτε αμέσως τη χρήση.
17. Η προσωρινή αντίληψη των φωτών που αναβοσβήνουν κατά τη χρήση είναι ένα φυσικό φαινόμενο που προκύπτει από την επίδραση των παλμών. Ωστόσο, εάν επιμένει στη συνέχεια, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
18. Ενα ελαφρύ πόδιμα μυρμηγκιάσματος που αισθάνεστε κατά τη διάρκεια της χρήσης είναι μια φυσιολογική επίδραση των παλμών. Εάν εμφανιστεί έντονη δυσφορία, συνιστάται η μείωση του επιπέδου έντασης.
19. Κατά τη διάρκεια της χρήσης ενδέχεται να εμφανιστούν ήπιες δονήσεις ή ακούσιες μυϊκές αντιστάσεις - αυτό είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα της παλμικής διέγερσης (μικρορεύματα, EMS, ηλεκτροδιόλυση) και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας.
20. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ φορτίζετε. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν έχει φορτιστεί πλήρως.
21. Κρατήστε την πηγή τροφοδοσίας μακριά από πηγές θερμότητας και νερού κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
22. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί ζημιά ή λείπει.
23. Μην αποσυρμολογείτε ή επισκοιάζετε το προϊόν μόνοι σας.
24. Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά άλλα από αυτά που παρέχονται.
25. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
26. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή και τη συσκευασία της σε μέρος που είναι εύκολα προσβάσιμο από παιδιά.
27. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας και μην την εκθέτετε απευθείας στο ηλιακό φως. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

02. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ

1. Μασάζ
2. Τσάντα αποθήκευσης
3. Πανί από μικροϊνές
4. Καλώδιο τύπου-C
5. Εγχειρίδιο οδηγιών

03. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΝΗΜΑ Α

1. Κάλυμμα κεφαλής μασάζ
2. Κεφαλή μασάζ
3. Φωτεινή λυχνία LED

4. Θόνη
5. Κουμπί για την αλλαγή της έντασης της λειτουργίας
6. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αλλαγής λειτουργίας
7. Θύρα φόρτισης USB
8. Καλώδιο τύπου-C

04. AIR SHOT

Η λειτουργία με μπλε φως LED (460 nm), ηλεκτρικούς μικροπαλμούς και δόνηση μικρού μήκους κύματος βοηθά στη μείωση της εμφάνισης των πόρων, στη βελτίωση της υφής του δέρματος και στην εμφάνιση λείας και φρέσκιας επιδερμίδας.

Εφαρμογή:

- Πλύνετε και στεγνώστε καλά το πρόσωπο πριν από τη χρήση. Η λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε υγιές δέρμα, χωρίς προϊόντα περιποίησης.
- Η λειτουργία προσφέρει πέντε επίπεδα έντασης που μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος. Κατά την πρώτη χρήση, συνιστάται να ξεκινήσετε με το χαμηλότερο επίπεδο και η ένταση μπορεί να αυξηθεί σταδιακά μετά από μερικές εβδομάδες τακτικής χρήσης. Για πιο ευαίσθητες περιοχές, όπως γύρω από τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα, χρησιμοποιείτε πάντα το χαμηλότερο επίπεδο έντασης.
- Εφαρμόστε απαλά την άκρη ή την άκρη της κεφαλής μασάζ στο δέρμα - μην χρησιμοποιείτε ολόκληρη την επιφάνεια της κεφαλής μασάζ. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κάνοντας αργές, ομαλές κινήσεις κατά μήκος της επιλεγμένης περιοχής του δέρματος ή εφαρμόζοντας την κεφαλή απευθείας στις περιοχές που σας απασχολούν.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία AIR SHOT, μπορεί να αισθανθείτε ένα απαλό, σημειακό τσούξιμο που θυμίζει λεπτά ταπητήματα σαν βελόνες, καθώς και να μυρίσετε μια ελαφριά οσμή που θυμίζει κάψιμο λεπτών τριγών - αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και ασφαλές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία AIR SHOT τις ημέρες που χρησιμοποιείτε ρετινόλη ή ισχυρά οξέα, ειδικά αν έχετε ευαίσθητο δέρμα.
- Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 2-3 φορές την εβδομάδα (συνεδρία μέγιστο 5 λεπτά).

05. BOOSTER

Αυτή η λειτουργία με κίτρινο φως LED (590 nm), ήπια δόνηση και ηλεκτροδιέγερση προάγει τη βαθιά απορρόφηση των ενεργών συστατικών, ενυδατώνει έντονα και φωτίζει το δέρμα, αποκαθιστώντας μια υγιή λάμψη.

Εφαρμογή:

- Πλύνετε και στεγνώστε καλά το πρόσωπό σας πριν από τη χρήση (αν χρησιμοποιείτε μετά τη λειτουργία AIR SHOT, αυτό το βήμα μπορεί να παραλείφθει) και, στη συνέχεια, εφαρμόστε το προϊόν περιποίησης απευθείας στο δέρμα. Τα καλύτερα προϊόντα είναι εκείνα με σύσταση gel ή water-gel, που δεν περιέχουν αλκοόλ, όπως υαλοϋλικο οξύ, πεπτιδά, νιασιναμίδη ή κεραμίδια για να βοηθήσουν περαιτέρω στην ενυδάτωση και την ανάσχεση του δέρματος.
- Η λειτουργία προσφέρει πέντε επίπεδα έντασης, τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος. Κατά την πρώτη χρήση, συνιστάται να ξεκινήσετε με το χαμηλότερο επίπεδο και η ένταση μπορεί να αυξηθεί σταδιακά μετά από μερικές εβδομάδες τακτικής χρήσης. Για πιο ευαίσθητες περιοχές, όπως γύρω από τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα, χρησιμοποιείτε πάντα το χαμηλότερο επίπεδο έντασης.
- Εφαρμόστε απαλά όλη την επιφάνεια της κεφαλής μασάζ στο δέρμα, χρησιμοποιώντας κυκλικές κινήσεις (από το κέντρο του προσώπου προς τα έξω και προς τα πάνω) για να απορροφηθεί το προϊόν. Εάν, κατά τη διάρκεια της 5λεπτης θεραπείας με τη λειτουργία BOOSTER, αισθανόσαστε ότι έχει ήδη απορροφηθεί όλο το προϊόν περιποίησης, μπορείτε να εφαρμόσετε επιπλέον προϊόν για να εξασφαλίσετε την ομαλή ολίσθηση της συσκευής και να αυξήσετε την άνεση.
- Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 1-3 φορές την ημέρα (5-10 λεπτά συνεδρία).

06. MC

Λειτουργία με πράσινο φως LED (521 nm), δόνηση και μικρορεύματα διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, βελτιώνει τη σφριγηλότητα του δέρματος και λειαίνει τις λεπτές γραμμές και ρυτίδες, επαναφέροντας μια νεανική εμφάνιση στην επιδερμίδα.

Εφαρμογή:

- Πλύνετε και στεγνώστε καλά το πρόσωπό σας πριν από τη χρήση (εάν χρησιμοποιείτε μετά τη λειτουργία BOOSTER, αυτό το βήμα μπορεί να παραλείφθει) και, στη συνέχεια, εφαρμόστε το προϊόν περιποίησης απευθείας στο δέρμα. Για βέλτιστα αποτελέσματα και άνεση, συνιστούμε τη χρήση της συσκευής με ένα αγώγιμο τζελ κατάλληλο για την τεχνολογία EMS ή ένα ελαφρύ προϊόν περιποίησης προσώπου χωρίς λάδι που δεν εμποδίζει την ομαλή ολίσθηση της συσκευής πάνω στο δέρμα.
- Η λειτουργία προσφέρει πέντε επίπεδα έντασης, τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος. Κατά την πρώτη χρήση, συνιστάται να ξεκινήσετε με το χαμηλότερο επίπεδο και η ένταση μπορεί να αυξηθεί σταδιακά μετά από μερικές εβδομάδες τακτικής χρήσης. Για πιο ευαίσθητες περιοχές, όπως γύρω από τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα, χρησιμοποιείτε πάντα το χαμηλότερο επίπεδο έντασης.
- Εφαρμόστε απαλά ολόκληρη την επιφάνεια της κεφαλής μασάζ στο δέρμα και μετακινήστε τη συσκευή αργά κατά μήκος του προσώπου, χρησιμοποιώντας ανοδικές και εξωτερικές κινήσεις - ακολουθώντας τη φυσική κατεύθυνση της λεμφικής αποχέτευσης.
- Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 1-3 φορές την ημέρα (συνεδρία 5-10 λεπτών).

07. ΔΕΡΜΑ SHOT

Λειτουργία με κόκκινο φως LED (630 nm), δόνηση και τεχνολογία EMS συσφίγγει εντατικά τους μύες του προσώπου, διαμορφώνει το περίγραμμα και βελτιώνει τον τόνο του δέρματος - για ένα πιο σφριγηλό και φυσικά σμιλευμένο πρόσωπο.

Εφαρμογή:

- Πριν από τη χρήση, πλύνετε και στεγνώστε καλά το πρόσωπό σας (εάν χρησιμοποιείτε μετά τη λειτουργία MC, αυτό το βήμα μπορεί να παραλείφθει) και, στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα προϊόν περιποίησης απευθείας στο δέρμα. Για βέλτιστα αποτελέσματα και άνεση, συνιστούμε τη χρήση της συσκευής με ένα αγώγιμο τζελ κατάλληλο για την τεχνολογία EMS ή ένα ελαφρύ προϊόν περιποίησης προσώπου χωρίς λάδι που δεν εμποδίζει την ομαλή ολίσθηση της συσκευής πάνω στο δέρμα.
- Η λειτουργία προσφέρει πέντε επίπεδα έντασης, τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος. Κατά την πρώτη χρήση, συνιστάται να ξεκινήσετε με το χαμηλότερο επίπεδο και η ένταση μπορεί να αυξηθεί σταδιακά μετά από μερικές εβδομάδες τακτικής χρήσης. Για πιο ευαίσθητες περιοχές, όπως γύρω από τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα, χρησιμοποιείτε πάντα το χαμηλότερο επίπεδο έντασης.
- Εφαρμόστε απαλά ολόκληρη την επιφάνεια της κεφαλής μασάζ στο δέρμα και μετακινήστε τη συσκευή αργά στο πρόσωπο με ανοδικές και εξωτερικές κινήσεις - ακολουθώντας τη φυσική κατεύθυνση της λεμφικής αποστράγγισης. Σε επιλεγμένες περιοχές, μπορείτε να διακρίνετε τη συσκευή για 1-2 δευτερόλεπτα για να συγκεντρώσετε τους παλμούς στα σημεία μιλκής έντασης, γεγονός που θα βοηθήσει στη χαλάρωσή τους.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DERMA SHOT, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε πρώτα τη λειτουργία MC.
- Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 1-3 φορές την ημέρα (συνεδρία 5-10 λεπτών).

08. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί A6 (θα ακουστεί ένας ήχος). Χρησιμοποιήστε το ίδιο κουμπί για να ρυθμίσετε έναν από τους τέσσερις διαθέσιμους τρόπους λειτουργίας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κουμπί A5 για να ρυθμίσετε ένα από τα πέντε επίπεδα έντασης (η συσκευή θα εκπέμψει ένα απλό ηχητικό σήμα με κάθε αλλαγή.).
2. Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη 5 λεπτών και αισθητήρα επαφής με το δέρμα. Ο χρονοδιακόπτης αντιστροφή μέτρησης ξεκινά μόνο όταν η κεφαλή μασάζ αγγίζει το δέρμα - διαφορετικά ο χρονοδιακόπτης σταματά. Επιπλέον, η λυχνία LED ανάβει μόνο όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα, γεγονός που αυξάνει την ασφάλεια του χρήστη, καθώς εξαιλεί τον κίνδυνο τυχαίας εκπομπής φωτός στον αέρα ή στα μάτια.
3. Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση ηρέμιας για 9 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί A6 για να επιλέξετε τον επόμενο τρόπο λειτουργίας. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία κατά τη διάρκεια αυτών των 9 δευτερολέπτων, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
4. Εάν ο τρόπος λειτουργίας αλλάξει κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η αντιστροφή μέτρησης ξεκινά από την αρχή. Αντίθετα, η αλλαγή της έντασης στον ίδιο τρόπο λειτουργίας δεν μηδενίζει το χρονομέτρο - ο χρόνος αθροίζεται, ώστε ο χρήστης να εξακολουθεί να λαμβάνει πλήρη θεραπεία 5 λεπτών.
5. Η συσκευή επιτρέπει τη χρήση και των τεσσάρων λειτουργιών σε έναν ενιαίο κύκλο θεραπείας. Ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιούνται με τη συνιστώμενη σειρά για καλύτερα αποτελέσματα και ασφάλεια: MC -> DERMA SHOT. Εάν χρησιμοποιείτε πολλές λειτουργίες με τη σωστή σειρά, δεν χρειάζεται να πλένετε και να στεγνώνετε το πρόσωπό σας κάθε φορά που αλλάζει λειτουργίες - απλά εφαρμόστε το κατάλληλο προϊόν περιποίησης ή αφέλιμο tζελ. Να θυμάστε ότι μόνο η λειτουργία AIR SHOT πρέπει να χρησιμοποιείται σε στεγνό δέρμα, χωρίς τη χρήση προϊόντος περιποίησης.
6. Η συσκευή λειτουργεί σε παλμική λειτουργία - μια σκόπιμη και ασφαλής ενέργεια που επιτρέπει την αποτελεσματική διέγερση του δέρματος.
7. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πριν παρέλθουν 5 λεπτά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί A6 - θα ακουστεί ένας διπλός ήχος.
8. Μόλις τελειώσει το μασάζ, μπορείτε να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια φροντίδας.

09. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Μετά από κάθε χρήση, σκουπίζετε την κεφαλή μασάζ με ένα στεγνό ή ελαφρύ υγρό πανί, προσέχοντας να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα καλλυντικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του μασάζ.
2. Εάν είναι απαραίτητο, σκουπίστε την κεφαλή στεγνά με ένα καθαρό πανί και μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά ή οινόπνευμα.
3. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην χρησιμοποιείτε ιδιαίτερα διαβρωτικά απορρυπαντικά ή οινόπνευμα.
4. Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε το στην παρεχόμενη τσάντα, σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.

10. ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο φόρτισης είναι ορατό στην οθόνη και ο πράσινος δακτύλιος δείχνει την πρόοδο της φόρτισης.
2. Όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, ο δακτύλιος φόρτισης ανάβει πλήρως πράσινο.
3. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η ένδειξη στάθμης μπαταρίας στην οθόνη γίνεται κόκκινη και εμφανίζει μία παύλα.
4. Όταν η συσκευή αποφορτιστεί, η ένδειξη στάθμης μπαταρίας αναβοσβήνει τρεις φορές, η συσκευή κάνει 3 ηχητικά σήματα και απενεργοποιείται αυτόματα.

11. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παροχή ρεύματος: 5V 0.7A

Ισχύς: 5W

Μπαταρία: Λιθίου-πολυμερές 2200mAh

Χρονοδιακόπτης: 5min

Υλικό: ABS + PP + ανοξείδωτο ατσάλι 304

Διαστάσεις: 38.2x182.7x 38.6 mm

Βάρος: 304g

12. ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών. Οι όροι της εγγύησης διατίθενται στη διεύθυνση: <https://neno.pl/gwarancja>

Τα στοιχεία, την επαφή και τη διεύθυνση εξυπηρέτησης μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση: <https://neno.pl/kontakt>

Οι προδιαγραφές και τα περιεχόμενα υποκείνται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ζητάμε συγγνώμη για τυχόν ταλαιπωρία.

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Cienijamais klients,

Paldies, ka iegādājāties Neno Beauty Luvē - daudzfunkcionālā sejas ierīci ar mikrotrāvas un ādas atjaunošanas tehnoloģiju. Ierīce ir paredzēta visaptverošai un mūsdienīgai kopšanai - tā apvieno līdz pat sešām efektīvām funkcijām: elektroporāciju, mikrotrāvas, EMS tehnoloģiju, elektriskos mikroimpulsus, LED gaismas terapiju un skaņas vibrāciju. Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir iekļauta visa pareizai lietošanai nepieciešamā informācija. Lūdz, iepazīstieties ar to un saglabāiet to, ja būs nepieciešams to izmantot atkārtoti.

01. PASĀKUMI

1. Nelietojiet ierīci uz pietūkušas vai iekaisušas ādas, kā arī uz bojātas ādas, apdegušas ādas vai uzreiz pēc nesen veiktas operācijas.
2. Ierīci nav ieteicams lietot cilvēkiem ar elektroniskiem implantiem (piemēram, elektrokardiostimulatoru, insulīna sūkni).
3. Nelietojiet ierīci, ja mutē ir metāla detaļas (piemēram, implant, kroni, breketes).
4. Nelietojiet ierīci, ja Jums ir aktīvas ādas slimības (čūlas, psoriāze, ekzēma, izsitumi, atkārtots herpes), epidermas bojājumi (rētas, brūces), paaugstināta jutība pret elektromagnētismu, grūtniecība un laktācija, hemofilija/hemorāģiski traucējumi, epilepsija, atopisks dermatīts (AD) un vēzis.
5. Nelietojiet ierīci, ja lietojat fotosensibilizējošus medikamentus (piemēram, dažas antibiotikas, retinoidus).
6. Nelietojiet ierīci kopā ar retinolu un spēcīgām skābēm - tas var izraisīt pārmērīgu ādas kairinājumu.
7. Ierīci nedrīkst lietot bērni. Pieaugušie ar fiziskiem, sensoriem vai kognitīviem ierobežojumiem ierīci drīkst lietot tikai aprūpētāja uzraudzībā.
8. Ja rodas šaubas par ierīces piemērotību konkrētām veselības stāvoklim (piemēram, ādas slimībām, hroniskām slimībām, kosmētikas ķirurģijas gadījumiem), konsultējieties ar ārstu.
9. Nelietojiet ierīci pārāk ilgi uz vienas ādas zonas.
10. Darbības laikā izvairieties skatīties tieši uz LED gaismu.
11. Pirms ierīces lietošanas ieteicams noņemt metāla rotaslietas, piemēram, auskarus vai ķēdītes.
12. Nelietojiet masāžas galvīnu tieši zem acīm, uz plakstiņiem un uz kakla vairogdziedzera rajonā.
13. Acu, deguna un mutē zonā vienmēr izmantojiet zemāko intensitātes līmeni (neatkarīgi no izvēlēta režīma).
14. Nelietojiet ierīci ilgāk vai biežāk, nekā ieteikts. Pārmērīga lietošana var izraisīt ādas kairinājumu.
15. Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā vai paaugstinātā mitruma apstākļos, piemēram, vannā, dušā vai saunā.
16. Ja lietošanas laikā novērojat jebkādas nevēlamas ādas reakcijas, piemēram, apsārtumu, niezi, dedzināšanu vai citas neparastas reakcijas - nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.
17. Išaļcīga mirgojošu gaismu uztvere lietošanas laikā ir dabiska parādība, kas rodas impulsu iedarbības rezultātā. Tomēr, ja tā saglabājas arī pēc tam, konsultējieties ar ārstu.
18. Lietošanas laikā jūtams neliels tirpšanas sajūta ir normāla impulsu iedarbība. Ja rodas diskomforts, ieteicams samazināt intensitātes līmeni.
19. Lietošanas laikā var rasties viegla vibrācija vai nevēlīgas muskuļu kontrakcijas - tā ir impulsu stimulācijas (mikrotrāvas, EMS, elektroporācijas) dabiska iedarbība, un tas nav iemesls bāžām.
20. Nelietojiet ierīci, kamēr tā tiek uzlādēta. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet to no barošanas avota.
21. Lādēšanas laikā turiet strāvas avotu tālāk no karstuma un ūdens avotiem.
22. Nelietojiet ierīci, ja kāda no sastāvdaļām ir bojāta vai tās nav.
23. Nedemontējiet vai neremontējiet izstrādājumu paši.
24. Neizmantojiet piederumus vai rezerves daļas, kas nav iekļautas komplektācijā.
25. Šis izstrādājums nav rotālieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
26. Neglabājiet ierīci un tās iepakojumu bērniem viegli pieejamā vietā.
27. Neglabājiet ierīci siltuma avota tuvumā un nepakļaujiet to tiešai saules gaismas iedarbībai. Neiegremdējiet ierīci ūdenī.

02. KOMPLEKTA SATURS

1. Masāžas aparāts
2. Uzglabāšanas maisiņš
3. Mikrošķiedras drāniņa
4. C tipa kabelis
5. Lietošanas pamācība

03. IERĪCES APRAKSTS

SKATĪT A FIGŪRU

1. Masāžas galvas vāks
2. Masāžas galva
3. LED gaisma
4. Displejs
5. Poga režīma intensitātes maiņai
6. Ieslēgšanas/izslēgšanas/režīmu maiņas poga
7. USB uzlādes ports
8. C tipa kabelis

04. AIR SHOT

Režīms ar zilu LED gaismu (460 nm), elektriskiem mikroimpulsi un īsīlviņu vibrāciju palīdz samazināt poras, uzlabot ādas tekstūru un piešķirt ādai gludu un svaigu izskatu.

Lietošana:

- Pirms lietošanas rūpīgi nomazgājiet un nosusiniet seju. Režīmu drīkst lietot tikai uz sausas ādas bez jebkādiem ādas kopšanas līdzekļiem.
- Režims piedāvā piecus intensitātes līmeņus, kurus var pielāgot atbilstoši ādas vajadzībām. Pirmo reizi lietojot, ieteicams sākt ar zemāko līmeni, un pēc dažām regulāras lietošanas nedēļām intensitāti var pakāpeniski palielināt. Jūtīgākām zonām, piemēram, ap acīm, degunu vai muti, vienmēr izmantojiet zemāko intensitātes līmeni.
- Viegli pieskarieties masāžas galviņai malai vai galam - neizmantojiet visu masāžas galviņas virsmu. Izmantojiet režīmu, veicot lēnas, vienmērīgas kustības pa izvēlēto ādas zonu vai uzliekot galviņu tieši uz problemātiskajām vietām.
- Izmantojot AIR SHOT režīmu, varat sajaukt vieglu, precīzu tīrīšanas sajūtu, kas atgādina smalkas adatām līdzīgu tīrīšanu, kā arī vieglu smaržu, kas atgādina smalku matu dedzināšanu - tas ir pilnīgi normāli un droši.
- Nelietojiet AIR SHOT režīmu dienas, kad lietojat retinolu vai spēcīgas skābes, īpaši, ja jums ir jutīga āda.
- Režīmu var izmantot 2-3 reizes nedēļā (sesija ilgst ne vairāk kā 5 minūtes).

05. BOOSTER

Šis režīms ar dzelteno LED gaismu (590 nm), maigu vibrāciju un elektroporāciju veicina aktīvo sastāvdaļu dziļu uzsūkšanos, intensīvi mitrina un izgaismo ādu, atjaunojot veselīgu mirdzumu.

Lietošana:

- Pirms lietošanas rūpīgi nomazgājiet un nosusiniet seju (ja lietojat pēc AIR SHOT režīma, šo soli var izlaist), pēc tam uzklājiet ādas kopšanas līdzekli tieši uz ādas. Vislabākie ir produkti ar želejas vai ūdens želejas konsistenci, kas satur aktīvās sastāvdaļas, piemēram, hialuronskābi, peptīdus, niacinamīdu vai keramīdus, kas vēl vairāk palīdz mitrināt un atjaunot ādu.
- Režims piedāvā piecus intensitātes līmeņus, kurus var pielāgot atbilstoši ādas vajadzībām. Pirmo reizi lietojot, ieteicams sākt ar zemāko līmeni, un pēc dažām regulāras lietošanas nedēļām intensitāti var pakāpeniski palielināt. Jūtīgākām zonām, piemēram, ap acīm, degunu vai muti, vienmēr izmantojiet zemāko intensitātes līmeni.
- Ar apveidītu kustībām (no sejas centra uz āru un uz augšu) maigi uzklājiet masāžas galviņu pa visu tās virsmu uz ādas, lai līdzeklis uzsūktos. Ja 5 minūšu BOOSTER režīma procedūras laikā jūtat, ka viss ādas kopšanas līdzeklis jau ir uzsūcies, varat uzklāt papildu līdzekli, lai nodrošinātu vienmērīgu ierīces slīdēšanu un palielinātu komfortu.
- Šo režīmu var izmantot 1-3 reizes dienā (5-10 minūšu sesija).

06. MC

Režīms ar zaļo LED gaismu (521 nm), vibrāciju un mikrostrāvām stimulē kolagēna veidošanos, uzlabo ādas tvirtumu un izlīdzina sīkās līnijas un grumbas, atjaunojot sejas jaunības izskatu.

Lietošana:

- Pirms lietošanas rūpīgi nomazgājiet un nosusiniet seju (ja lietojat pēc BOOSTER režīma, šo soli var izlaist), pēc tam uzklājiet kopšanas līdzekli tieši uz ādas. Optimālu rezultātu un komforta nodrošināšanai iesakām lietot ierīci ar EMS tehnoloģiju piemērotu vadītspējīgu želeju vai ar vieglu, taukainu sejas kopšanas līdzekli, kas netraucē vienmērīgai ierīces slīdēšanai pa ādu.
- Režims piedāvā piecus intensitātes līmeņus, kurus var pielāgot atbilstoši ādas vajadzībām. Pirmo reizi lietojot, ieteicams sākt ar zemāko līmeni, un pēc dažām regulāras lietošanas nedēļām intensitāti var pakāpeniski palielināt. Jūtīgākām zonām, piemēram, ap acīm, degunu vai muti, vienmēr izmantojiet zemāko intensitātes līmeni.
- Uzklājiet masāžas galviņas visu virsmu maigi uz ādas un lēnām pārvietojiet ierīci pa seju, veicot kustības uz augšu un uz āru - sekojot dabiskajam limfas novadīšanas virzienam.
- Režīmu var izmantot 1-3 reizes dienā (5-10 minūšu sesija).

07. DERM A SHOT

Režīms ar sarkano LED gaismu (630 nm), vibrāciju un EMS tehnoloģiju intensīvi nostiprina sejas muskuļus, uzlabo kontūras un ādas tonusu, padarot seju tvirtāku un dabiskāk veidotu.

Lietošana:

- Pirms lietošanas rūpīgi nomazgājiet un nosusiniet seju (ja izmantojat pēc MC režīma, šo soli var izlaist) un pēc tam uzklājiet ādas kopšanas līdzekli tieši uz ādas. Optimālu rezultātu un komforta nodrošināšanai iesakām lietot ierīci ar EMS tehnoloģiju piemērotu vadītspējīgu želeju vai vieglu, taukainu sejas kopšanas līdzekli, kas netraucē vienmērīgai ierīces slīdēšanai pa ādu.
- Režims piedāvā piecus intensitātes līmeņus, kurus var pielāgot atbilstoši ādas vajadzībām. Pirmo reizi lietojot, ieteicams sākt ar zemāko līmeni, un pēc dažām regulāras lietošanas nedēļām intensitāti var pakāpeniski palielināt. Jūtīgākām zonām, piemēram, ap acīm, degunu vai muti, vienmēr izmantojiet zemāko intensitātes līmeni.
- Uzklājiet masāžas galviņas visu virsmu uz ādas un lēnām kustiet ierīci pa seju augšup un uz āru, sekojot dabiskajam limfas novadīšanas virzienam. Atsevišķās zonās varat apturēt ierīces darbību uz 1-2 sekundēm, lai koncentrētu impulsus uz muskuļu sasprindzinājuma punktiem, kas palīdzēs tos atslābināt.
- Pirms DERM A SHOT režīma lietošanas ieteicams vispirms izmantot MC režīmu.
- Šo režīmu var izmantot 1-3 reizes dienā (5-10 minūšu sesija).

08. IERĪCES DARBĪBA

1. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un turiet pogu A6 (atskanēs skaņas signāls). Izmantojiet to pašu pogu, lai iestatītu vienu no četriem pieejamajiem režīmiem, un pēc tam izmantojiet pogu A5, lai iestatītu vienu no pieciem intensitātes līmeņiem (ierīce izdos vienu skaņas signālu, veicot katru izmaiņu).
2. Ierīcē ir iebūvēts 5 minūšu taimeris un ādas kontakta sensors. Taimeris sāks skaitīt laiku tikai tad, kad masāžas galva pieskaras ādai - pretējā gadījumā taimeris apstājas. Turklāt LED gaisma ieslēdzas tikai tad, kad tā saskaras ar ādu, kas palielina lietotāja drošību, jo novērš nejaušas gaismas emisijas risku gaisā vai acīs.
3. Pēc 5 minūšu ierīces automātiski 9 sekundes darbojas miera režīmā. Šajā laikā var nospiegt A6 pogu, lai izvēlētos nākamo darbības režīmu. Ja šo 9 sekundu laikā netiek veikta nekāda darbība, ierīce automātiski izslēdzas.
4. Ja apstrādes laikā tiek mainīts darbības režīms, atpakaļskaitīšana sākas no sākuma. Turpretī intensitātes maiņa tajā pašā režīmā nenuldē taimerī - laiks sumējams, lai lietotājs joprojām saņemtu pilnas 5 minūtes ilgas procedūras.
5. Ierīce ļauj izmantot visus četrus režīmus vienā ārstēšanas ciklā. Tomēr, lai sasniegtu vislabākos rezultātus un nodrošinātu drošību, tie jāizmanto

ieteiktąjį seibą: GAISA ŠAVIENS -> PASTIPRINĀTĀJS -> MC -> DERMA ŠAVIENS. Ja izmantojat vairākus režimus pareizā seibā, nav nepieciešams mazgāt un žāvēt seju katru reizi, kad maināt režimus, - vienkārši uzklājiēt atbilstošu ādas kopšanas līdzekli vai vadošo želeju. Atcerieties, ka tikai AIR SHOT režīmu drīkst izmantot uz sausas ādas, neizmantojot ādas kopšanas līdzekli.

6. Ierīce darbojas impulsa režīmā - apzināta un droša darbība, kas ļauj efektīvi stimulēt ādu.
7. Lai izslēgtu ierīci, pirms pagājušas 5 minūtes, nospiediet un turiet pogu A6 - atskanēs divkārs skaņas signāls.
8. Kad masāža ir pabeigta, varat pāriet uz nākamajiem kopšanas posmiem.

09. TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

1. Pēc katras lietošanas noslaukiet masāžas galvīņu ar sausu vai nedaudz mitru drāniņu, uzmanot, lai no tās tiktu noņemti masāžas laikā izmantotās kosmētikas atlikumi.
2. Ja nepieciešams, noslaukiet galvīņu sausā veidā ar tīru drānu un nelietojiet asus mazgāšanas līdzekļus vai spirtu.
3. Neiegremdējiet ierīci ūdenī un nelietojiet ļoti kodīgus mazgāšanas līdzekļus vai spirtu.
4. Ja izstrādājums netiek lietots, uzglabājiet to pievienotajā maisnā, sausā, vēsā vietā, prom no tiešiem saules stariem un karstuma avotiem.

10. IERĪCES UZLĀDE

1. Lādesšanas laikā ekrānā ir redzama uzlādes ikona, un zaļš gredzens parāda uzlādes norisi.
2. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, uzlādes gredzens iedegas pilnībā zaļā krāsā.
3. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, akumulatora uzlādes līmeņa indikators uz displeja kļūst sarkans un uz tā tiek parādīta viena svītrīņa.
4. Kad ierīce ir izlādējusies, akumulatora līmeņa indikators mirgo trīs reizes, ierīce 3 reizes pikst un automātiski izslēdzas.

11. SPECIFIKĀCIJAS

Barošanas avots: 5 V 0,7 A

Jauda: 5W

Akumulators: Litija-polimēra 2200mAh

Taimeris: 5min

Materiali: ABS + PP + 304 nerūsējošais tērauds

Izmēri: 38,2x182,7x 38,6 mm

Svars: 304 g

12. GARANTIJAS KARTE

Izstrādājumam ir 24 mēnešu garantija. Garantijas nosacījumus var atrast: <https://neno.pl/gwarancja>.

Sīkāka informācija, kontaktinformācija un servisa adrese atrodama: <https://neno.pl/kontakt>.

Specifikācijas un saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs atvairināmies par sagādātajām neērtībām.

LT

VARTOTOJO VADOVAS

Gerbiamas kliente,

Dekojaime, kad įsigijote „Neno Beauty Luve“ - daugiavfunkcinį veido prietaisą su mikrosvorių ir odos atjauninimo technologija. Prietaisas skirtas visapusiškai ir pažangiajai priežiūrai - jis sujungia net šešias veiksmingas funkcijas: elektroporaciją, mikrosvores, EMS technologiją, elektrinius mikropulsus, LED šviesos terapiją ir garsinę vibraciją. Šiame naudotojo vadove pateikiama visa teisingam naudojimui reikalinga informacija. Susipažinkite su juo ir išsugaukite ji, jei prireiktų naudoti dar kartą.

01. DRAUDŽIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Nenaudokite prietaiso ant patinusios ar uždegiminės odos, ant pažeistos odos, nudegusios odos arba iš karto po neseniai atliktos operacijos.
2. Prietaiso nerekomenduojama naudoti žmonėms, turintiems elektroninių implantų (pvz., širdies stimuliatorių, insulinų pompą).
3. Nenaudokite prietaiso, jei burnoje turite metalinių komponentų (pvz., implantų, karūnėlių, breketų).
4. Nenaudokite prietaiso, jei sergate aktyviomis odos ligomis (opos, psoriazė, egzema, bėrimai, pasikartojanti herpesas), epidermio pažeidimais (randai, žaizdos), padidėjusiu jautrumu elektromagnetizmui, nėštumu ir žindymo laikotarpiu, hemofilija / kraujomaiša, epilepsija, atopiniu dermatitu (AD) ir vėžiu.
5. Nenaudokite prietaiso vartodami fotosensibilizuojančius vaistus (pvz., tam tikrus antibiotikus, retinoidus).
6. Nenaudokite prietaiso kartu su retinoliu ir stipriomis rūgštimis - tai gali sukelti pernelyg didelę odos sudirginimą.
7. Prietaisu neturėtų naudotis vaikai. Suaugusieji, turintys fizinį, jutiminių ar kognityvinių apribojimų, prietaisą turėtų naudoti tik prižiūrimi globėjų.
8. Jei kyla abejonių dėl prietaiso tinkamumo tam tikros sveikatos būklės atveju (pvz., dėl odos ligų, bet kokių lėtinų ligų, anksčiau atliktų kosmetinių operacijų), pasitarkite su gydytoju.
9. Nenaudokite per ilgai ant vieno odos ploto.
10. Venkite žiūrėti tiesiai į veikiančią LED šviesą.
11. Prieš naudojant prietaisą rekomenduojama nusimesti metalinius papuošalus, pavyzdžiui, auskarus ar grandinėles.
12. Venkite naudoti masажinę galvutę tiesiai po akimis, ant akių vokų ir ant kaklo skyd liaukės srityje.
13. Visada naudokite mažiausią intensyvumo lygį akių, nosies ir burnos srityje (nepriklausomai nuo pasirinkto režimo).
14. Nenaudokite prietaiso ilgiau ar dažniau nei rekomenduojama. Per ilgus naudojimas gali sukelti odos sudirginimą.
15. Nenaudokite prietaiso šalia vandens arba didelės drėgmės sąlygomis, pavyzdžiui, vonioje, duše ar saunoje.

16. Jei naudodami prietaisą pastebėsite nepageidaujamų odos reakcijų, pavyzdžiui, paraudimą, niežėjimą, deginimą ar kitas neįprastas reakcijas - nedelsdami nutraukite naudojimą.
17. Laikinas mirksintis šviesų suvokimas naudojimo metu yra natūralus reiškinys, atsirandantis dėl impulsų poveikio. Tačiau jei jis išlieka ir vėliau, kreipkitės į gydytoją.
18. Naudojimo metu jaučiamas lengvas dilgčiojimas yra normalus impulsų poveikis. Jei atsiranda diskomforto pojūtis, rekomenduojama sumažinti intensyvumo lygį.
19. Naudojimo metu gali atsirasti švelni vibracija arba nevalingi raumenų susitraukimai - tai natūralus impulsinės stimuliacijos (mikrosrovių, EMS, elektroterapijos) poveikis, dėl kurio nerimauti nereikia.
20. Nenaudokite prietaiso, kol jis įkraunamas. Kai prietaisas visiškai įkrautas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
21. Įkrovimo metu laikykite maitinimo šaltinį atokiau nuo šilumos ir vandens šaltinių.
22. Nenaudokite gaminio, jei kuris nors komponentas yra pažeistas arba jo trūksta.
23. Neardykite ir neremontuokite gaminio patys.
24. Nenaudokite kitų priedų ar atsarginių dalių, nei tie, kurie buvo pateikti.
25. Šis gaminys nėra žaistas. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
26. Nelaikykite prietaiso ir jo pakuotės vaikams lengvai prieinamoje vietoje.
27. Nelaikykite prietaiso šalia šilumos šaltinio ir nelaikykite jo tiesiogiai veikiamo saulės spindulių. Nemerkite prietaiso į vandenį.

02. RINKINIO TURINYS

1. Masažuoklis
2. Laikymo krepšys
3. Mikropluosto šluostė
4. C tipo kabelis
5. Instrukcija

03. PRIETAISO APRAŠYMAS

ŽR. A PAV.

1. Masažo galvutės dangtelis
2. Masažo galvutė
3. LED lempuotė
4. Ekranas
5. Režimo intensyvumo keitimo mygtukas
6. Įjungimo / išjungimo / režimo keitimo mygtukas
7. USB įkrovimo prievadas
8. C tipo kabelis

04. AIR SHOT

Režimas su mėlyna LED šviesa (460 nm), elektriniais mikroimpulsais ir trumpabangėmis vibracijomis padeda sumažinti poras, pagerinti odos tekstūrą ir suteikti odai lygumo bei gaivumo.

Taikymas: Naudokite šią funkciją, kad galėtumėte naudoti veido odą:

- Prieš naudodami kruopščiai nuplaukite ir nusauskinkite veidą. Režimas turi būti naudojamas tik ant sausos odos, be jokių odos priežiūros priemonių.
- Šis režimas siūlo penkis intensyvumo lygius, kuriuos galima reguliuoti pagal individualius odos poreikius. Pirmą kartą naudojant rekomenduojama pradėti nuo žemiausio lygio, o po kelių savačių reguliarius naudojimo intensyvumą galima palaipsniui didinti. Jautresnėms vietoms, pavyzdžiui, aplink akis, nosį ar burną, visada naudokite mažiausią intensyvumo lygį.
- Švelniai priqlauskite masazinės galvutės kraštą arba galiuką prie odos - nenaudokite viso masazinės galvutės paviršiaus. Režimą naudokite atlikdami lėtus, tolygius judesius palei pasirinktą odos plotą arba taikydami galvutę tiesiai prie probleminių vietų.
- Naudodami AIR SHOT režimą galite jausti švelnų, tikslintį dilgčiojimą, primenantį smulkių adatelių dilgčiojimą, ir jausti lengvą kvapą, primenantį degančių smulkių plaukelių kvapą - tai visiškai normalu ir saugu.
- Nenaudokite AIR SHOT režimo tomis dienomis, kai naudojate retinolį arba stiprias rūgštis, ypač jei turite jautrią odą.
- Šį režimą galima naudoti 2-3 kartus per savaitę (seansas trunka ne ilgiau kaip 5 minutes).

05. BOOSTER

Šis režimas su geltona LED šviesa (590 nm), švelnia vibracija ir elektroterapija skatina gilų veikliųjų medžiagų įsisavinimą, intensyviai drėkina ir skaidina odą, atkuria sveiką švytėjimą.

Taikymas:

- Prieš naudodami kruopščiai nuplaukite ir nusauskinkite veidą (jei naudojate po „AIR SHOT“ režimo, šio veiksmo galima neatlikti), tada tepkite odos priežiūros priemonę tiesiai ant odos. Geriausia yra gelinės arba vandens-gelio konsistencijos produktai, kurių sudėtyje yra tokių veikliųjų medžiagų kaip hialurono rūgštis, peptidai, niacinamidas arba keramidai, kurie dar labiau padeda drėkinti ir regeneruoti odą.
- Šis režimas siūlo penkis intensyvumo lygius, kuriuos galima reguliuoti pagal individualius odos poreikius. Pirmą kartą naudojant rekomenduojama pradėti nuo žemiausio lygio, o po kelių savačių reguliarius naudojimo intensyvumą galima palaipsniui didinti. Jautresnėms vietoms, pavyzdžiui, aplink akis, nosį ar burną, visada naudokite mažiausią intensyvumo lygį.
- Visą masazinės galvutės paviršių švelniai užtepkite ant odos sukamaisiais judesiais (nuo veido centro į išorę ir į viršų), kad priemonė įsigertų. Jei 5 minučių trukmės BOOSTER režimo procedūros metu manote, kad visas odos priežiūros produktas jau įsigėrė, galite užtepti papildomo produkto, kad užtikrintumėte sklandų prietaiso slydimą ir padidintumėte komfortą.
- Šį režimą galima naudoti 1-3 kartus per dieną (5-10 minučių seansas).

06. MC

Režimas su žalia LED šviesa (521 nm), vibracija ir mikrosrovėmis stimuliuoja kolageno gamybą, gerina odos stangrumą ir lygina smulkias linijas bei raukšles, grąžindamas veido odai jaunatvišką išvaizdą.

Naudojimas:

- Prieš naudodami kruopščiai nuplaukite ir nusauskinkite veidą (jei naudojate po BOOSTER režimo, šio veiksmo galima neatlikti), tada tepkite odos priežiūros priemonę tiesiai ant odos. Kad pasiektumėte optimalių rezultatų ir jaustumėtės patogiai, rekomenduojame prietaisą naudoti su laidžiu geliu, tinkamu EMS technologijai, arba su lengva, riebalų neturinčia veido priežiūros priemone, kuri netrukdo prietaisui sklandžiai slysti oda.
- Šis režimas siūlo penkis intensyvumo lygius, kuriuos galima reguliuoti pagal individualius odos poreikius. Pirmą kartą naudojant rekomenduojama pradėti nuo žemiausio lygio, o po kelių savaitių reguliaraus naudojimo intensyvumą galima palaipsniui didinti. Jautresnėms vietoms, pavyzdžiui, aplink akis, nosį ar burną, visada naudokite mažiausią intensyvumo lygį.
- Švelniai prilieskite veisą masazinėms galvutėms paviršių prie odos ir lėtai judinkite prietaisą per veidą judesiais į viršų ir į šoną - pagal natūralią limfos nutekėjimo kryptį.
- Režimą galima naudoti 1-3 kartus per dieną (5-10 minučių trukmės seansas).

07. DERMА SHOT

Režimas su raudona LED šviesa (630 nm), vibracija ir EMS technologija intensyviai stangrina veido raumenis, formuoja kontūrus ir gerina odos tonusą, kad veidas būtų stangresnis ir natūraliau suformuotas.

Naudojimas:

- Prieš naudodami kruopščiai nuplaukite ir nusauskinkite veidą (jei naudojate po MC režimo, šį veiksmą galima praleisti), tada tepkite odos priežiūros priemonę tiesiai ant odos. Kad pasiektumėte optimalių rezultatų ir jaustumėtės patogiai, rekomenduojame prietaisą naudoti su laidžiu geliu, tinkamu EMS technologijai, arba lengva, riebalų neturinčia veido priežiūros priemone, kuri netrukdo prietaisui sklandžiai slysti oda.
- Šis režimas siūlo penkis intensyvumo lygius, kuriuos galima reguliuoti pagal individualius odos poreikius. Pirmą kartą naudojant rekomenduojama pradėti nuo žemiausio lygio, o po kelių savaitių reguliaraus naudojimo intensyvumą galima palaipsniui didinti. Jautresnėms vietoms, pavyzdžiui, aplink akis, nosį ar burną, visada naudokite mažiausią intensyvumo lygį.
- Švelniai prilieskite veisą masazinėms galvutėms paviršių prie odos ir lėtai judinkite prietaisą per veidą aukštyn ir į šoną - pagal natūralią limfos nutekėjimo kryptį. Pasirinktoje vietoje galite 1-2 sekundes pristabdyti prietaisą, kad impulsai būtų sutelkti į raumenų įtampos taškus ir padėtų juos atpalaiduoti.
- Prieš naudojant režimą DERMА SHOT, rekomenduojama pirmiausia naudoti režimą MC.
- Šį režimą galima naudoti 1-3 kartus per dieną (5-10 minučių trukmės seansas).

08. PRIETAISO VEIKIMAS

1. Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite mygtuką A6 (pasigirs garsinis signalas). Tuo pačiu mygtuku nustatykite vieną iš keturių galimų režimų, tada mygtuką A5 nustatykite vieną iš penkių intensyvumo lygių (prietaisas skleis vieną garsinį signalą po kiekvieno pakeitimo).
2. Prietaise yra įmontuotas 5 minučių laikmatis ir odos kontakto jutiklis. Laikmatis pradedamas skaičiuoti tik tada, kai masažo galvutė paliečia odą - priešinę atveju laikmatis sustoja. Be to, LED lemputė įsijungia tik tada, kai liečiasi su oda, todėl padidėja naudotojo saugumas, nes pašalinama atsitiktinio šviesos sklaidimo į orą ar akis rizika.
3. Po 5 minučių prietaisas 9 sekundes automatiškai pereina į ramybės būseną. Per šį laiką galima paspausti mygtuką A6 ir pasirinkti kitą veikimo režimą. Jei per šias 9 sekundes neatliksite jokią operaciją, prietaisas automatiškai išsijungia.
4. Jei gydymo metu pakeičiamas veikimo režimas, atgalinis skaičiavimas pradedamas nuo pradžių. Priešingai, pakeitus intensyvumą tuo pačiu režimu, laikmatis neatsistato - laikas sumuojamas, todėl naudojotas vis tiek gauna visas 5 minutes gydymo.
5. Prietaisu galima naudoti visus keturis režimus per vieną gydymo ciklą. Tačiau, siekiant geriausių rezultatų ir saugumo, jie turi būti naudojami rekomenduojama tvarka: DRO INJEKCIJA -> STIPRINTUVAS -> MC -> DERMOS INJEKCIJA. Jei kelis režimus naudosite tinkama tvarka, kaskart keičiant režimą nereikės laukti ir džiūvinti veido - tiesiog užtepkite atitinkamą odos priežiūros priemonę arba laidų gelį. Atminkite, kad tik AIR SHOT režimą reikia naudoti ant sausos odos, nenaudojant odos priežiūros priemonės.
6. Prietaisas veikia impulsiniu režimu - tai apgalvotas ir saugus veikimas, leidžiantis veiksmingai stimuliuoti odą.
7. Norėdami išjungti prietaisą anksčiau nei po 5 minučių, paspauskite ir palaikykite mygtuką A6 - pasigirs dvigubas pytelėjimas.
8. Baigę masažą, galite pereiti prie kitų priežiūros etapų.

09. VALYMAS IR LAIKYMAS

1. Po kiekvieno naudojimo nuvalykite masazinę galvutę sausa arba šiek tiek drėgna šluoste, stengdamiesi pašalinti masažo metu naudotas kosmetikos likučius.
2. Jei reikia, nušluostykite galvutę sausa švaria šluoste ir nenaudokite aštrių ploviklių ar alkoholio.
3. Nemerkite prietaisą į vandenį ir nenaudokite labai esdinančių ploviklių ar alkoholio.
4. Kai gaminio nenaudojate, laikykite jį pateiktame maišelyje, sausoje, vėsioje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių.

10. PRIETAISO ĮKROVIMAS

1. Įkrovimo metu ekrane matoma įkrovimo piktograma, o žalias žiedas rodo įkrovimo eigą.
2. Kai prietaisas visiškai įkrautas, įkrovimo žiedas šviečia visiškai žaliai.
3. Kai akumuliatoriaus įkrovo lygis žemas, ekrane esantis akumuliatoriaus lygio indikatorius nusidažo raudonai ir rodo vieną brūkšnelį.
4. Kai prietaisas išsikrauna, akumuliatoriaus lygio indikatorius mirkteli tris kartus, prietaisas 3 kartus pypteli ir automatiškai išsijungia.

11. SPECIFIKACIJOS

Maitinimo šaltinis: 5 V 0,7 A

Maitinimas: 3W

Akumuliatorius: LiDjo-polimero 2200 mAh

Laikmatis: 5 min.

Medžiaga: ABS + PP + 304 nerūdijantis plienas

Matmenys: 38,2x182,7x 38,6 mm

Svoris: 304 g

12. GARANTUOJOS KORTELE

Gaminii suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantijos sąlygas rasite adresu: <https://neno.pl/gwarancja>.

lõsamiä informaaia, kontaktinius duomenis ir aptarnavimo adrešą rasite adresu: <https://neno.pl/kontakt>
Spaaifikaaiaj ir turinys gali būti keiaiami be iškankstinio ijspėjimo. Atsiprašome už nepatogumus.

ET

KASUTUSJUHEND

Lugupeetud klient,

Täname teid, et osistis Neno Beauty Live - mitmeotstarbelise näohooldussaadme, mis on varustatud mikrovoolu ja naha noorendamise tehnoloogiaga. Seade on mäeldud terviklikuks ja täiustatud hoolduses - see ühendab kuni kuus tühusat funktsiooni: elektroprotsioon, mikrovol, EMS-tehnoloogia, elektrilised mikropulsid, LED-valguse ravi ja helivibratsioon. Käesolev kasutusjuhend sisaldab kogu õigeks kasutamiseks vajalikku teavet. Palun tutvuge sellega ja hoidke see alles juhaks, kui teil on vaja seda uuesti kasutada.

01. ETTEVAATUSTED

1. Ärge kasutage seadet paistes või põletikulisel nahal või kahjustatud nahal, põletatud nahal või vahetult pärast hiljutist operatsiooni.
2. Seade ei ole soovitatav inimestele, kellel on elektroonilised implantaadid (nt südamestimulaator, insulini pump).
3. Ärge kasutage seadet, kui teil on suus metallasod (nt implantaadid, kroonid, traksid).
4. Ärge kasutage seadet, kui teil on aktiivsed nahahaigused (haavandid, psoriaas, ekseem, lööve, korduv herpes), epidermise kahjustused (armid, haavad), ülitundlikkus elektromagnetismi suhtes, rasedus ja imetamine, hemofiilia/hemorraagilised häired, epilepsia, atoopiline dermatiit (AD) ja vähk.
5. Ärge kasutage seadet valgustundlikkust põhjustavate ravimite (nt teatud antibiootikumid, retinoidid) võtmise ajal.
6. Ärge kasutage seadet koos retinooli ja tugevate hapetega - see võib põhjustada liigset nahaärritust.
7. Seadet ei tohi kasutada lapsed. Füüsiliste, sensoorsete või kognitiivsete piirangutega täiskasvanud peaksid seadet kasutama ainult hooldaja järelevalve all.
8. Kui on kahtlusi seadme sobivuse osas konkreetse tervisliku seisundi puhul (nt nahahaigused, mis tahes kroonilised haigused, varasemad ilukirurgilised operatsioonid), konsulteerige arstiga.
9. Ärge kasutage seadet liiga kaua ühel nahapiirkonnal.
10. Vältige töötamise ajal LED-valguse otsest vaatamist.
11. Enne seadme kasutamist on soovitatav eemaldada kõik metallist ehted, näiteks kõrvarõngad või ketid.
12. Vältige massaažipea kasutamist otse silmade all, silmalaugudel ja kaelal kilpnäärme piirkonnas.
13. Kasutage silmade, nina ja suu piirkonnas alati madalamat intensiivsuse taset (olenemata valitud režiimist).
14. Ärge kasutage seadet kauem või sagedamini kui soovitatav. Liigne kasutamine võib põhjustada nahaärritust.
15. Ärge kasutage seadet vee lähedal või suure niiskusega tingimustes, näiteks vannis, duši all või saunas.
16. Kui märkate kasutamise ajal nahareaktsioone, näiteks punetust, sügelust, põletust või muid ebatavalisi reaktsioone - lõpetage kohe kasutamine.
17. Kasutamise ajal esinevad ajutised viikvabad tuled on loomulik nähtus, mis tuleneb impulsside mõjust. Kui see siiski pärast seda jätkub, pidage nõu oma arstiga.
18. Kasutamise ajal tuntav kerge kipitustunne on impulsside normaalne mõju. Kui tekib ebamugavustunne, on soovitatav vähendada intensiivsuse taset.
19. Kasutamise ajal võib esineda kerget vibratsiooni või tahtmatuid lihaskontraktsioone - see on impulssstimulatsiooni (mikrovolud, EMS, elektroprotsioon) loomulik toime ja ei anna põhjust muresemiseks.
20. Ärge kasutage seadet laadimise ajal. Ühendage seade vooluvõrgust lahti, kui see on täielikult laetud.
21. Hoidke vooluallikat laadimise ajal soojus- ja veeallikatest eemal.
22. Ärge kasutage toodet, kui mõni komponent on kahjustatud või puudub.
23. Ärge võtke toodet ise lahti ega parandage seda.
24. Ärge kasutage muid tarvikuid või varuosi kui need, mis on kaasas.
25. See toode ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
26. Ärge hoidke seadet ja selle pakendit lastele kergesti ligipäätavas kohas.
27. Ärge hoidke seadet soojusallika läheduses ja ärge pange seda otse päikesevalguse kätte. Ärge kastke seadet vette.

02. KOMPLEKTI SISU

1. Massaaektor
2. Säilituskott
3. Mikrokiudlapp
4. C-tüüpi kaabel
5. Kasutusjuhend

03. SEADME KIRJELDUS

VAATA JOONIST A

1. Massaažipea kate
2. Massaažipea
3. LED-tuli
4. Ekraan
5. Nupp režiimi intensiivsuse muutmiseks

6. Sisse/välja/režiimi muutmise nupp
7. USB laadimisport
8. C-tüüpi kaabel

04. AIR SHOT

Sinise LED-valguse (460 nm), elektriliste mikroimpulsside ja lühilainelise vibratsiooni režiim aitab vähendada poore, parandada naha tekstuur ja anda nahale sileda ja värske välismuse.

Kasutamine:

- Enne kasutamist peske ja kuivatage nägu põhjalikult. Režiimi tuleks kasutada ainult kuivale nahale, ilma nahahooldusvahenditeta.
- Režiim pakub viit intensiivsustaset, mida saab kohandada vastavalt naha individuaalsetele vajadustele. Esmakordsel kasutamisel on soovitatav alustada madalama tasemega ja intensiivsust saab järk-järgult suurendada pärast paari nädala pikkust regulaarset kasutamist. Tundlikumate piirkondade puhul, näiteks silmade, nina või suu ümbruses, kasutage alati madalaimat intensiivsuse taset.
- Kandke massaažipea serva või otsa õrnalt nahale - ärge kasutage kogu massaažipea pinda. Kasutage režiimi, tehes aeglaselt, sujuvaid liigutusi piki valitud nahapiirkonda või kandes pea otse probleemsetele piirkondadele.
- AIR SHOT režiimi kasutamisel võite tunda õrna, täpitäpset kipitustunnet, mis meenutab peent nõelataolist kipitust, samuti võite tunda kerget lõhna, mis meenutab peente karvade põlemist - see on täiesti normaalne ja ohutu.
- Ärge kasutage AIR SHOT režiimi päevadel, mil kasutate retinooli või tugevaid happeid, eriti kui teil on tundlik nahk.
- Režiimi võib kasutada 2-3 korda nädalas (seanss maksimaalselt 5 minutit).

05. BOOSTER

See režiim kollase LED-valguse (590 nm), õrna vibratsiooni ja elektroprotsiiooniga soodustab toimeainete sügavat imendumist, niisutab intensiivselt ja helendab nahka, taastades terve sära.

Kasutamine:

- Peske ja kuivatage nägu enne kasutamist põhjalikult (kui kasutate pärast AIR SHOT režiimi, võib selle sammu vahele jätta), seejärel kandke nahahooldusvahend otse nahale. Pärast otse nahale vii veegeel-konsistentsusega tooted, mis sisaldavad aktiivseid koostisosi, nagu hüaluroonhape, peptiidid, niatsinamiid või keramiidid, mis aitavad nahka täiendavalt niisutada ja taastada.
- Režiim pakub viit intensiivsustaset, mida saab kohandada vastavalt naha individuaalsetele vajadustele. Esmakordsel kasutamisel on soovitatav alustada madalama tasemega ning intensiivsust võib järk-järgult suurendada pärast paari nädala pikkust regulaarset kasutamist. Tundlikumate piirkondade puhul, näiteks silmade, nina või suu ümbruses, kasutage alati madalaimat intensiivsuse taset.
- Kandke õrnalt kogu massaažipea nahale, tehes ringikujulisi liigutusi (näo keskelt väljapoole ja ülespoole), et toode saaks imenduda. Kui 5-minutilise BOOSTER-režiimi hoidmise ajal tunnete, et kogu nahahooldusvahend on juba imendunud, võite kanda lisatooteid, et tagada seadme sujuv libisemine ja suurendada mugavust.
- Režiimi võib kasutada 1-3 korda päevas (5-10-minutilise seanss).

06. MC

Režiim rohelise LED-valguse (521 nm), vibratsiooni ja mikrovooludega stimuleerib kollageeni tootmist, parandab naha tugevust ning silp peened jooned ja kortsud, taastades jume nooruslikku välimust.

Kasutamine:

- Peske ja kuivatage nägu enne kasutamist põhjalikult (kui kasutate pärast BOOSTER-režiimi, võib selle sammu vahele jätta), seejärel kandke nahahooldusvahend otse nahale. Optimaalse tulemuse ja mugavuse saavutamiseks soovime kasutada seadet koos EMS-tehnoloogiale sobiva juhtiva geeliga või kerge, õlivaba nahahooldusvahendiga, mis ei takista seadme sujuvat libisemist üle naha.
- Režiim pakub viit intensiivsustaset, mida saab kohandada vastavalt naha individuaalsetele vajadustele. Esmakordsel kasutamisel on soovitatav alustada madalama tasemega ja intensiivsust saab järk-järgult suurendada pärast paari nädala pikkust regulaarset kasutamist. Tundlikumate piirkondade puhul, näiteks silmade, nina või suu ümbruses, kasutage alati madalaimat intensiivsuse taset.
- Kandke massaažipea kogu pind õrnalt nahale ja liigutage seadet aeglaselt üle näo, kasutades üles- ja väljapoole suunatud liigutusi - järgides lümfidrenaži loomuliku suunda.
- Režiimi võib kasutada 1-3 korda päevas (5-10-minutilise seanss).

07. DERMAL SHOT

Punase LED-valguse (630 nm), vibratsiooni ja EMS-tehnoloogiaga režiim pinguldab intensiivselt näolihaseid, annab kontuurid ja parandab naha toonust - tugevama ja loomulikuma näo saavutamiseks.

Kasutamine:

- Enne kasutamist peske ja kuivatage nägu põhjalikult (kui kasutate pärast MC-režiimi, võib selle etapi vahele jätta) ning seejärel kandke nahahooldusvahend otse nahale. Optimaalse tulemuse ja mugavuse saavutamiseks soovime kasutada seadet koos EMS-tehnoloogiale sobiva juhtiva geeliga või kerge, õlivaba nahahooldusvahendiga, mis ei takista seadme sujuvat libisemist üle naha.
- Režiim pakub viit intensiivsustaset, mida saab kohandada vastavalt naha individuaalsetele vajadustele. Esmakordsel kasutamisel on soovitatav alustada madalama tasemega ja intensiivsust saab järk-järgult suurendada pärast paari nädala pikkust regulaarset kasutamist. Tundlikumate piirkondade puhul, näiteks silmade, nina või suu ümbruses, kasutage alati madalaimat intensiivsuse taset.
- Kandke massaažipea kogu pind õrnalt nahale ja liigutage seadet aeglaselt üle näo üles- ja väljapoole - järgides lümfidrenaži loomuliku suunda. Valitud piirkondades võite seadet 1-2 sekundiks peatada, et keskenduda impulssidele lihaspingepunktides, mis aitab neid lõdvestada.
- Enne DERMAL SHOT režiimi kasutamist on soovitatav kasutada kõigepealt MC režiimi.
- Režiimi võib kasutada 1-3 korda päevas (5-10-minutilise seanss).

08. SEADME TÖÖPÕHIMÕTE

1. Seadme sisseülitamiseks vajutage ja hoidke all nuppu A6 (kostub helisignaali). Kasutage sama nuppu, et määrata üks neljast olemasolevast režiimist ja seejärel kasutage nuppu A5, et määrata üks viiest intensiivsuse tasemest (seade annab iga muudatuse korral ühe helisignaali).
2. Seadmel on sisseehitatud 5-minutine taimer ja nahakontaktandur. Taimer algab ainult siis, kui massaažipea puudutab nahka - vastaste juhul taimer peatub. Lisaks lülitub LED-valguse sisse ainult siis, kui see puutub nahaga kokku, mis suurendab kasutaja ohutust, kuna välistab juhusliku valguse õhku või silmadesse sattumise ohu.

3. Пärast 5 minutit läheb seade automaatselt 9 sekundiks puhkeolekusse. Selle aja jooksul saab järgmise töörežiimi valimiseks vajutada nuppu A6. Kui nende 9 sekundi jooksul ei toimu ühtegi toimingut, lülitub seade automaatselt välja.
4. Kui töörežiimi muudetakse ravi ajal, algab tagasiarvestus algusest. Seevastu süsteem muudab režiimi eesmärgiga nullida taimerit - aeg liidetakse kokku, nii et kasutaja saab ikkagi kogu 5-minutilise ravi.
5. Seade võimaldab kasutada kõiki nelja režiimi ühe ravitsükli jooksul. Parima tulemuse ja ohutuse tagamiseks tuleb neid siiski kasutada soovitatud järjekorras: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Kui kasutate mitut režiimi õiges järjekorras, ei ole vaja iga kord režiimi vahetamisel nägu pesta ja kuivatada - kandke lihtsalt sobiv nahahooldusvahend või juhtiv geel peale. Pidage meeles, et ainult AIR SHOT režiimi tuleks kasutada kuiva naha peal, ilma nahahooldusvahendite kasutamata.
6. Seade töötab impulssrežiimil - see on teadlik ja ohutu tegevus, mis võimaldab tõhusalt naha stimuleerimist.
7. Seadme väljalülitamiseks enne 5 minuti möödumist vajutage ja hoidke all nuppu A6 - kostub kahekordne hellsignaal.
8. Kui massaaž on lõppenud, võite minna edasi järgmise hoolduse etappide juurde.

09. PUHASTAMINE JA SÄILITAMINE

1. Pärast iga kasutamist pühkige massaažijupp kuiva või kergelt niiske lapiga, hoolitsedes selle eest, et eemaldada massaaži ajal kasutatud kosmeetikajäägid.
2. Vajaduse korral pühkige pea puhta lapiga kuivaks ja ärge kasutage karmi pesuvahendeid ega alkoholi.
3. Ärge kastke seadet vette ja ärge kasutage tugevalt soovitatavaid puhastusvahendeid ega alkoholi.
4. Kui toodet ei kasutate, hoidke seda kaasasolevas kotis kuivas ja jahedas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ja soojusallikatest.

10. SEADME LAADIMINE

1. Laadimise ajal on ekraanil nähtav laadimissümbol ja roheline rõngas näitab laadimise kulgu.
2. Kui seade on täielikult laetud, süttib laadimisrõngas täielikult roheliselt.
3. Kui aku tase on madal, muutub aku taseme indikaator ekraanil punaseks ja kuvab ühe kriipsu.
4. Kui seade on tühjenenud, vilgub aku taseme indikaator kolm korda, seade annab kolm korda hellsignaali ja lülitub automaatselt välja.

11. SPETSIFIKATSIOONID

Toiteallikas: 5V 0,7A

Võimsus: 5W

Patarei: liitium-polümeer 2200mAh

Taimer: 5min

Materjal: ABS + PP + 304 roostevabast terasest

Mõõdud: 38,2x182,7x 38,6 mm.

Kaal: 304g

12. GARANTIAKAART

Tootel on 24-kuuline garanti. Garantiitingimused on leitavad aadressil: <https://neno.pl/gwarancja>.

Üksikasjad, kontaktandmed ja teenindusaadressi leiate aadressil: <https://neno.pl/kontakt>

Spetsifikatsioonid ja sisu võivad muutuda ilma ette teatamata. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

UA

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Шановний клієнт,

Дякуємо за придбання Neno Beauty Luvе - багатofункціонального приладу для обличчя з технологією мікрострумів та омолодження шкіри. Прилад призначений для комплексного і вдосконаленого догляду - він поєднує в собі до шести ефективних функцій: електропорация, мікроструми, технологію EMS, електричні мікроімпульси, світлодіодну світлотерапію і звукову вібрацію. Цей посібник користувача містить всю інформацію, необхідну для правильного використання. Будь ласка, ознайомтеся з ним і збережіть його на випадок, якщо він знадобиться вам знову.

01. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Не використовуйте пристрій на набряклій або запаленій шкірі, а також на пошкодженій шкірі, опіках або відразу після недавньої операції.
2. Пристрій не рекомендується використовувати людям з електронними імплантатами (наприклад, кардіостимулятор, інсулінова помпа).
3. Не використовуйте пристрій, якщо у вас є металеві компоненти (наприклад, імпланти, корони, брекети).
4. Не використовуйте пристрій, якщо у вас є активні шкірні захворювання (виразки, псоріаз, екзема, висип, рецидивуючий герпес), пошкодження епідермісу (шрами, рани), підвищена чутливість до електромагнітного випромінювання, вагітність і годування груддю, гемофілія/гемомагнічні розлади, epilepsia, atopічний дерматит (АД) і рак.
5. Не використовуйте пристрій під час прийому фотосенсибілізуючих препаратів (наприклад, деяких антибіотиків, ретиноїдів).
6. Не використовуйте пристрій у поєднанні з ретинолом і сильними кислотами - це може призвести до надмірного подразнення шкіри.
7. Пристрій не повинен використовуватися дітьми. Дорослі з фізичними, сенсорними або когнітивними обмеженнями повинні використовувати пристрій тільки під наглядом доглядача.
8. Якщо є сумніви щодо придатності пристрою для певного медичного стану (наприклад, шкірні захворювання, будь-які хронічні захворювання, косметичні операції в анамнезі), проконсультуйтеся з лікарем.

9. Не використовуйте занадто довго на одній ділянці шкіри.
10. Уникайте прямого погляду на світлодіодне світло під час роботи.
11. Перед використанням пристрою рекомендується зняти будь-які металеві прикраси, такі як сережки або ланцюжки.
12. Уникайте використання масажної головки безпосередньо під очима, на повіках і на шиї в області щитовидної залози.
13. Завжди використовуйте найнижчий рівень інтенсивності в області очей, носа і рота (незалежно від обраного режиму).
14. Не використовуйте пристрій довше або частіше, ніж рекомендовано. Надмірне використання може призвести до подразнення шкіри.
15. Не використовуйте пристрій поблизу води або в умовах підвищеної вологості, наприклад, у ванні, душі або сауні.
16. Якщо ви помітили будь-які побічні реакції шкіри під час використання, такі як почервоніння, свербіж, печіння або інші аномальні реакції негайно припиніть використання.
17. Тимчасове відчуття миготливого світла під час використання є природним явищем, що виникає внаслідок дії імпульсів. Однак, якщо воно не зникає після цього, проконсультуйтеся з лікарем.
18. Легке поколювання під час використання є нормальним ефектом імпульсів. Якщо виникає дискомфорт, рекомендується зменшити рівень інтенсивності.
19. Під час використання можуть виникати легкі вібрації або мимовільні скорочення м'язів - це природний ефект імпульсної стимуляції (мікроструми, EMS, електропорація) і не є причиною для занепокоєння.
20. Не використовуйте пристрій під час заряджання. Від'єднайте пристрій від джерела живлення, коли він повністю зарядиться.
21. Під час заряджання тримайте джерело живлення подалі від джерел тепла та води.
22. Не використовуйте пристрій, якщо будь-який компонент пошкоджений або відсутній.
23. Не розбирайте і не ремонтуйте виріб самостійно.
24. Не використовуйте аксесуари або запасні частини, що не входять до комплексу постачання.
25. Цей виріб не є іграшкою. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
26. Не зберігайте прилад та його упаковку в місцях, доступних для дітей.
27. Не зберігайте пристрій поблизу джерел тепла і не піддавайте його впливу прямих сонячних променів. Не занурюйте пристрій у воду.

02. ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

1. Масажер
2. Сумка для зберігання
3. Серветка з мікрофібри
4. Кабель Type-C
5. Інструкція з експлуатації

03. ОПИС ПРИСТРОЮ ДИВІТЬСЯ МАЛЮНОК А

1. Кришка масажної головки
2. Масажна головка
3. Світлодіодне підсвічування
4. Дисплей
5. Кнопка зміни інтенсивності режиму
6. Кнопка увімкнення/вимкнення/зміни режиму
7. USB-порт для зарядки
8. Кабель Type-C

04. AIR SHOT

Режим з синім світлодіодним світлом (460 нм), електричними мікроімпульсами та короткохвилинною вібрацією допомагає зменшити викидність пор, покращити текстуру шкіри та надати їй гладкого та свіжого вигляду.

Застосування:

- Перед використанням ретельно вимийте і висушіть обличчя. Режим слід використовувати тільки на сухій шкірі, без будь-яких засобів по догляду за шкірою.
- Режим пропонує п'ять рівнів інтенсивності, які можна налаштувати відповідно до індивідуальних потреб шкіри. При першому використанні рекомендується починати з найнижчого рівня, а через кілька тижнів регулярного використання інтенсивність можна поступово збільшувати. Для більш чутливих ділянок, таких як навколо очей, носа або рота, завжди використовуйте найнижчий рівень інтенсивності.
- Обережно прикладайте до шкіри край або кінчик масажної головки - не використовуйте всю поверхню масажної головки. Використовуйте режим повільними, плавними рухами по вибраній ділянці шкіри або прикладайте насадку безпосередньо до проблемних ділянок.
- Під час використання режиму AIR SHOT ви можете відчувати легке, точкове поколювання, що нагадує уколи тонких голок, а також відчуття легкого запал, що нагадує запах горілих тонких волосків - це абсолютно нормально і безпечно.
- Не використовуйте режим AIR SHOT в дні, коли ви використовуєте ретинол або сильні кислоти, особливо якщо у вас чутлива шкіра.
- Режим можна використовувати 2-3 рази на тиждень (сеанс максимум 5 хвилин).

05. БУСТЕР

Цей режим з жовтим світлодіодним світлом (590 нм), м'якою вібрацією та електропораціями сприяє глибокому поглинанню активних інгредієнтів. Інтенсивно зволожує та освітлює шкіру, повертаючи їй здорове сяйво.

Застосування:

- Перед використанням ретельно вимийте і висушіть обличчя (якщо ви використовуєте після режиму AIR SHOT, цей крок можна пропустити), а потім нанесіть засіб для догляду за шкірою безпосередньо на шкіру. Найкраще підходять засоби з гелевою або водно-гелевою консистенцією, що містять активні інгредієнти, такі як гіалуронова кислота, пептиди, ніацинамід або кераміди, які сприяють подальшому зволоженню та регенерації шкіри.
- Режим пропонує п'ять рівнів інтенсивності, які можна налаштувати відповідно до індивідуальних потреб шкіри. При першому

використанні рекомендується починати з найнижчого рівня, а інтенсивність можна поступово збільшувати через кілька тижнів регулярного використання. Для більш чутливих ділянок, таких як навколо очей, носа або рота, завжди використовуйте найнижчий рівень інтенсивності.

- Акуратно нанесіть всю поверхню масажної головки на шкіру, використовуючи кругові рухи (від центру обличчя назовні і вгору), щоб дати засобу вбратися. Якщо під час 5-хвилинної процедури в режимі BOOSTER ви відчувате, що весь засіб по догляду за шкірою вже поглинувся, ви можете нанести додатковий засіб, щоб забезпечити плавне ковзання приладу і підвищити комфорт.
- Режим можна використовувати 1-3 рази на день (5-10 хвилин).

06. MC

Режим із зеленим світлодіодним світлом (521 нм), вібрацією і мікродструмами стимулює вироблення колагену, підвищує пружність шкіри і розгладжує дрібні і глибокі зморшки, повертаючи обличчю молодість.

Застосування:

- Перед використанням ретельно вимийте і висушіть обличчя (якщо ви використовуєте після режиму BOOSTER, цей крок можна пропустити), потім нанесіть засіб для догляду безпосередньо на шкіру. Для досягнення оптимальних результатів і комфорту ми рекомендуємо використовувати пристрій з провідним гелем, придатним для технології EMS, або з легким, безмасляним засобом для догляду за обличчям, який не перешкоджає плавному ковзанню пристрою по шкірі.
- Режим пропонує п'ять рівнів інтенсивності, які можна налаштувати відповідно до індивідуальних потреб шкіри. При першому використанні рекомендується починати з найнижчого рівня, а через кілька тижнів регулярного використання інтенсивність можна поступово збільшувати. Для більш чутливих ділянок, таких як навколо очей, носа або рота, завжди використовуйте найнижчий рівень інтенсивності.
- Акуратно прикладіть всю поверхню масажної головки до шкіри і повільно переміщайте пристрій по обличчю, використовуючи рухи вгору і назовні - слідує природному напрямку лімфовідтоку.
- Режим можна використовувати 1-3 рази на день (сеанс 5-10 хвилин).

07. DERMA SHOT

Режим з червоним світлодіодним світлом (630 нм), вібрацією і технологією EMS інтенсивно підтягує м'язи обличчя, контури і покращує тонус шкіри - для більш підтягнутого і природного овалу обличчя.

Застосування:

- Перед використанням ретельно вимийте і висушіть обличчя (якщо ви використовуєте після режиму MC, цей крок можна пропустити), а потім нанесіть засіб для догляду за шкірою безпосередньо на шкіру. Для досягнення оптимальних результатів і комфорту ми рекомендуємо використовувати апарат з провідним гелем, придатним для технології EMS, або легким, нежирним засобом для догляду за обличчям, який не перешкоджає плавному ковзанню апарату по шкірі.
- Режим пропонує п'ять рівнів інтенсивності, які можна налаштувати відповідно до індивідуальних потреб шкіри. При першому використанні рекомендується починати з найнижчого рівня, а через кілька тижнів регулярного використання інтенсивність можна поступово збільшувати. Для більш чутливих ділянок, таких як навколо очей, носа або рота, завжди використовуйте найнижчий рівень інтенсивності.
- Акуратно прикладіть всю поверхню масажної головки до шкіри і повільно переміщайте пристрій по обличчю рухами вгору і назовні - слідує природному напрямку лімфовідтоку. На окремих ділянках можна призупинити роботу приладу на 1-2 секунди, щоб сконцентрувати імпульси на точках напруження м'язів, що допоможе їх розслабити.
- Перед використанням режиму DERMA SHOT рекомендується спочатку використовувати режим MC.
- Режим можна використовувати 1-3 рази на день (сеанс 5-10 хвилин).

08. РОБОТА ПРИЛАДУ

1. Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку A6 (пролунає звуковий сигнал). Цю кнопку виберіть один з чотирьох доступних режимів, а потім кнопкою A5 встановіть один з п'яти рівнів інтенсивності (при кожній зміні пристрій буде видавати один звуковий сигнал).
2. Прилад має вбудований 5-хвилинний таймер і датчик контакту зі шкірою. Таймер зворотного відліку запускається тільки тоді, коли масажна головка торкається шкіри - в іншому випадку таймер зупиняється. Крім того, світлодіодне підсвічування вмикається тільки при контакті зі шкірою, що підвищує безпеку користувача, оскільки виключає ризик випадкового потрапляння світла в повітря або в очі.
3. Через 5 хвилин пристрій автоматично переходить у стан спокою на 9 секунд. Протягом цього часу можна натиснути кнопку A6, щоб вибрати наступний режим роботи. Якщо протягом цих 9 секунд не буде виконано жодної операції, апарат автоматично вимкнеться.
4. Якщо режим роботи змінюється під час лікування, відлік починається спочатку. На відміну від цього, зміна інтенсивності в тому ж режимі не обнуляє таймер - час додається, так що користувач все одно отримає повні 5 хвилин лікування.
5. Прилад дозволяє використовувати всі чотири режими в одному лікувальному циклі. Однак для досягнення найкращих результатів і безпеки їх слід використовувати в рекомендованому порядку: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Якщо ви використовуєте кілька режимів у правильному порядку, немає необхідності вимикатися і втирати обличчя при кожній зміні режимів - просто натисніть відповідний засіб для догляду за шкірою або струмопровідний гель. Пам'ятайте, що на сухій шкірі слід використовувати тільки режим AIR SHOT, без застосування засобів по догляду за шкірою.
6. Прилад працює в імпульсному режимі - навмисна і безпечна дія, яка дозволяє ефективно стимулювати шкіру.
7. Щоб вимкнути пристрій до закінчення 5 хвилин, натисніть і утримуйте кнопку A6 - пролунає подвійний звуковий сигнал.
8. Після закінчення масажу можна переходити до наступних етапів догляду.

09. ЧИСТКА ТА ЗБЕРІГАННЯ

1. Після кожного використання протріть масажну насадку сухою або злегка вологою ганчіркою, намагаючись видалити залишки косметичних засобів, що використовувалися під час масажу.
2. При необхідності протріть насадку насухо чистою тканиною і не використовуйте агресивні миючі засоби або спирт.
3. Не занурюйте пристрій у воду і не використовуйте агресивні миючі засоби або спирт.
4. Коли пристрій не використовується, зберігайте його в сумці, що додається, в сухому, прохолодному місці, подаль від прямих сонячних променів та джерел тепла.

10. ЗАРЯДЯЩАЩИЙ ПРИБОР

1. Під час заряджання на екрані відображається значок зарядки, а зелене кільце показує хід заряджання.
2. Коли пристрій повністю заряджений, кільце зарядки загоряється повністю зеленим кільцем.
3. Коли рівень заряду акумулятора низький, індикатор рівня заряду на дисплеї стає червоним і відображає одну риску.
4. Коли пристрій розряджається, індикатор рівня заряду акумулятора блимає тричі, пристрій подає 3 звукові сигнали і автоматично вимикається.

11. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Живлення: 5V 0.7A

Потужність: 5 Вт

Акумулятор: /Літій-полімерна 2200mAh

Таймер: 5 хв

Матеріал: ABS + PP + 304 нержавіюча сталь

Розміри: 38.2x182.7x 38.6 мм

Вага: 304г

12. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

На виріб поширюється 24-місячна гарантія. Умови гарантії можна знайти на сайті: <https://neno-pl/gwarancja>

Детальну інформацію, контактну інформацію та адресу сервісного центру можна знайти на сайті: <https://neno-pl/kontakt>

Технічні характеристики та вміст можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Просимо вибачення за можливі незручності.

BG

РУКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че закупихте Neno Beauty Luvе - многофункционално устройство за лице с микроток и технология за подмладяване на кожата. Устройството е предназначено за цялостна и усъвършенствана грижа - то съчетава до шест ефективни функции: електропорация, микротокове, EMS технология, електрически микроимпулси, LED светлинна терапия и звукова вибрация. Това ръководство за употреба съдържа цялата информация, необходима за правилното използване. Моля, запознайте се с него и го запазете, в случай че се наложи да го използвате отново.

01. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не използвайте устройството върху подута или възпалена кожа, както и върху увредена кожа, изгорена кожа или непосредствено след скоросна операция.
2. Устройството не се препоръчва за хора с електронни импланти (напр. пейсмейкър, инсулинова помпа).
3. Не използвайте устройството, ако имате метални компоненти в устата си (напр. импланти, коронки, брекети).
4. Не използвайте устройството, ако имате активни кожни заболявания (квизи, псориазис, екзема, обриви, редициращи керпес), епидермални увреждания (белези, рани), свръхчувствителност към електромагнетизъм, бременност и кърмене, хеморагични нарушения, епилепсия, атоличен дерматит (АД) и рак.
5. Не използвайте устройството, докато приемате фотосенсибилизиращи лекарства (напр. някои антибиотици, ретиноиди).
6. Не използвайте устройството в комбинация с ретинол и силни киселини - това може да доведе до прекомерно дразнене на кожата.
7. Устройството не трябва да се използва от деца. Възрастни с физически, сетивни или когнитивни ограничения трябва да използват устройството само под надзора на настойник.
8. Ако има съмнения относно пригодността на устройството за определено медицинско състояние (напр. кожни заболявания, някакви хронични заболявания, история на козметични операции), консултирайте се с лекар.
9. Не използвайте твърде дълго време върху един участък от кожата.
10. Избягвайте да гледате директно към светодиодната светлина по време на работа.
11. Препоръчително е да сваляте всички метални бижута, като обеци или верижки, преди да използвате устройството.
12. Избягвайте да използвате масажната глава директно под очите, върху клепачите и върху шията в областта на щитовидната жлеза.
13. Бинаги използвайте най-ниското ниво на интензивност в областта на очите, носа и устата (независимо от избран режим).
14. Не използвайте устройството по-дълго или по-често от препоръчаното. Прекомерната употреба може да доведе до дразнене на кожата.
15. Не използвайте устройството в близост до вода или в условия на висока влажност, например във вана, душ или сауна.
16. Ако по време на употреба забележите каквито и да било нежелани кожни реакции, като зачервяване, сърбеж, парене или други необичайни реакции - незабавно прекратете употребата.
17. Временно възприемане на мигачи светлини по време на употреба е естествено явление, произтичащо от въздействието на импулсите. Въпреки това, ако то продължи и след това, консултирайте се с Вашия лекар.
18. Лекото усещане за изтръпване, което се усеща по време на употреба, е нормален ефект от импулсите. Ако се появи дискомфорт, се препоръчва да намалите нивото на интензивност.
19. По време на употреба може да се появят леки вибрации или неволни мускулни контракции - това е естествен ефект от импулсната стимулация (микротокове, EMS, електропорация) и не е причина за безпокойство.
20. Не използвайте устройството, докато то се зарежда. Когато устройството е напълно заредено, го изключете от захранването.
21. Дръжте източника на захранване далеч от източници на топлина и вода, докато зареждате устройството.

22. Не използвайте продукта, ако някой от компонентите е повреден или липсва.
23. Не разглобявайте и не поправяйте сами продукта.
24. Не използвайте аксесоари или резервни части, различни от доставените.
25. Този продукт не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
26. Не съхранявайте уреда и неговата опаковка на място, което е лесно достъпно за деца.
27. Не съхранявайте уреда в близост до източник на топлина и не го излагайте директно на слънчева светлина. Не потапяйте устройството във вода.

02. СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

1. Масажор
2. Чанта за съхранение
3. Микрофибърна кърпа
4. Кабел Type-C
5. Ръководство за употреба

03. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО ВИЖТЕ ФИГУРА А

1. Капък на масажната глава
2. Масажна глава
3. LED светлина
4. Дисплей
5. Бутон за промяна на интензивността на режима
6. Бутон за включване/изключване/промяна на режима
7. USB порт за зареждане
8. Кабел тип C

04. AIR SHOT

Режимът със синя LED светлина (460 nm), електрически микроимпулси и късовълнова вибрация помага да се намали появата на пори, да се подобри текстурата на кожата и да се придаде на кожата гладък и свеж вид.

Приложение:

- Преди употреба измийте и подсушете добре лицето. Режимът трябва да се използва само върху суха кожа, без никакви продукти за грижа за кожата.
- Режимът предлага пет нива на интензивност, които могат да се регулират според индивидуалните нужди на кожата. Когато се използва за първи път, се препоръчва да се започне с най-ниското ниво, а интензивността може постепенно да се увеличи след няколко седмични редовна употреба. За по-чувствителни зони, като например около очите, носа или устата, винаги използвайте най-ниското ниво на интензивност.
- Внимателно приложете ръба или върха на масажната глава към кожата - не използвайте цялата повърхност на масажната глава. Използвайте режима, като правите бавни, главни движения по избраната област на кожата или като прилагате главата директно върху проблемните зони.
- Когато използвате режима AIR SHOT, може да почувствате леко, точково изтръпване, напомнящо на фини иглички, както и лека мизризма, напомняща на горещи фини косми - това е напълно нормално и безопасно.
- Не използвайте режима AIR SHOT в дни, когато използвате ретинол или силни киселини, особено ако имате чувствителна кожа.
- Режимът може да се използва 2-3 пъти седмично (сеанс за максимум 5 минути).

05. BOOSTER

Този режим с жълта LED светлина (590 nm), нежна вибрация и електропороция насърчава дълбокото усвояване на активните съставки, интензивно хидратираща и озарява кожата, като възвръща здравословния и блясък.

Приложение:

- Преди употреба измийте и подсушете добре лицето си (ако използвате след режим AIR SHOT, тази стъпка може да бъде пропусната), след което нанесете продукта за грижа за кожата директно върху кожата. Най-добрите продукти са тези с консистенция на гел или воден гел, съдържащи активни съставки като хиалуронова киселина, пептиди, ниацинамид или керамиди, които допълнително подпомагат хидратацията и регенерацията на кожата.
- Режимът предлага пет нива на интензивност, които могат да се регулират според индивидуалните нужди на кожата. Когато използвате за първи път, се препоръчва да започнете с най-ниското ниво, а интензивността може постепенно да се увеличи след няколко седмични редовна употреба. За по-чувствителни зони, като например около очите, носа или устата, винаги използвайте най-ниското ниво на интензивност.
- Внимателно нанесете цялата повърхност на масажната глава върху кожата, като използвате кръгови движения (от центъра на лицето навън и нагоре), за да може продуктът да се абсорбира. Ако по време на 5-минутната процедура в режим BOOSTER усетите, че целият продукт за грижа за кожата вече е абсорбиран, можете да нанесете допълнителен продукт, за да осигурите гладко плъзгане на устройството и да увеличите комфорта.
- Режимът може да се използва 1-3 пъти дневно (5-10-минутна сесия).

06. MC

Режимът със зелена LED светлина (521 nm), вибрации и микротокове стимулира производството на колаген, подобрява стегнатостта на кожата и изглажда фините линии и бръчките, като възвръща младежкия вид на лицето.

Приложение:

- Преди употреба измийте и подсушете добре лицето си (ако използвате след режим BOOSTER, тази стъпка може да бъде пропусната), след което нанесете продукта за грижа директно върху кожата. За оптимални резултати и комфорт препоръчваме да използвате устройството с проводящ гел, подходящ за технологията EMS, или с лек, немазен продукт за грижа за лицето, който не пречи на гладкото плъзгане на устройството по кожата.

- Режимът предлага пет нива на интензивност, които могат да се регулират според индивидуалните нужди на кожата. Когато използвате за първи път, се препоръчва да започнете с най-ниското ниво, а интензивността може постепенно да се увеличи след няколко седмици редовна употреба. За по-чувствителни зони, като например около очите, носа или устата, винаги използвайте най-ниското ниво на интензивност.
- Внимателно приложете цялата повърхност на масажната глава към кожата и бавно движете устройството по лицето, като използвате движения нагоре и навън - следващи естествената посока на лимфния дренаж.
- Режимът може да се използва 1-3 пъти дневно (сеанс от 5-10 минути).

07. DERMA SHOT

Режим с червена LED светлина (630 nm), вибрации и технология EMS интензивно стягат лицевите мускули, оформят контурите и подобряват тона на кожата - за по-стегнато и естествено оформено лице.

Приложение:

- Преди употреба измийте и подсушете добре лицето си (ако използвате режима след MC, тази стъпка може да бъде пропусната) и след това нанесете продукт за грижа за кожата директно върху кожата. За оптимални резултати и комфорт препоръчваме да използвате устройство с проводящ гел, подходящ за технологията EMS, или с лек, немазен продукт за грижа за лицето, който не пречи на гладкото плъзгане на устройството по кожата.
- Режимът предлага пет нива на интензивност, които могат да се регулират според индивидуалните нужди на кожата. Когато се използва за първи път, се препоръчва да се започне с най-ниското ниво, а интензивността може постепенно да се увеличи след няколко седмици редовна употреба. За по-чувствителни зони, като например около очите, носа или устата, винаги използвайте най-ниското ниво на интензивност.
- Внимателно приложете цялата повърхност на масажната глава към кожата и бавно движете уреда по лицето с движения нагоре и навън - следващи естествената посока на лимфния дренаж. В избрани зони можете да спрете устройството за 1-2 секунди, за да концентрирате импулсите върху точките на мускулно напрежение, което ще помогне за тяхното отпускане.
- Преди да използвате режима DERMA SHOT, се препоръчва първо да използвате режима MC.
- Режимът може да се използва 1-3 пъти дневно (сеанс от 5-10 минути).

08. РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО

1. За да включите устройството, натиснете и задържете бутон A6 (ще се чуе звук сигнал). Използвайте същия бутон, за да зададете един от четирите налични режима, а след това използвайте бутон A5, за да зададете едно от петте нива на интензивност (устройството ще издаде един звук сигнал при всяка промяна).
2. Устройството има вграден 5-минутен таймер и сензор за контакт с кожата. Таймерът за обратно броене започва да отчита времето само когато масажната глава докосне кожата - в противен случай таймерът спира. Освен това светодиодната светлина се включва само когато влезе в контакт с кожата, което повишава безопасността на потребителя, тъй като елиминира риска от случайно излъчване на светлина във въздуха или очите.
3. След 5 минути устройството автоматично преминава в състояние на покой за 9 секунди. През това време може да се натисне бутонът A6, за да се избере следващият режим на работа. Ако през тези 9 секунди не бъде извършена никаква операция, устройството се изключва автоматично.
4. Ако режимът на работа бъде променен по време на лечението, обратното броене започва отначало. За разлика от това, промяната на интензивността в същия режим не нулира таймера - времето се сумира, така че потребителят все още получава пълните 5 минути лечение.
5. Устройството позволява да се използват и четирите режима в един цикъл на лечение. Въпреки това те трябва да се използват в препоръчания ред за постигане на най-добри резултати и безопасност: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Ако използвате няколко режима в правилния ред, не е необходимо да измивате и подсушавате лицето си при всяка смяна на режима - просто нанесете подходящия продукт за грижа за кожата или проводящ гел. Не забравяйте, че само режимът AIR SHOT трябва да се използва върху суха кожа, без да се използва продукт за грижа за кожата.
6. Устройството работи в импулсен режим - целенасочено и безопасно действие, което позволява ефективна стимулация на кожата.
7. За да изключите устройството преди изтичане на 5 минути, натиснете и задържете бутон A6 - ще се чуе двоен звук сигнал.
8. След като масажът е приключил, можете да преминете към следващите етапи на грижа.

09. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

1. След всяка употреба изберете масажната глава със суха или леко влажна кърпа, като внимавате да отстраните остатъците от козметиката, използвана по време на масажа.
2. Ако е необходимо, изберете главата до сухо с чиста кърпа и не използвайте агресивни почистващи препарати или алкохол.
3. Не потапяйте устройството във вода и не използвайте силно корозивни почистващи препарати или алкохол.
4. Когато продуктът не се използва, го съхранявайте в предостановена торбичка на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и източници на топлина.

10. ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1. При зареждане иконата за зареждане се вижда на екрана, а зеленият пръстен показва напредъка на зареждането.
2. Когато устройството е напълно заредено, пръстенът за зареждане светва изцяло в зелено.
3. Когато нивото на батерията е ниско, индикаторът за нивото на батерията на дисплея става червен и показва една чертичка.
4. Когато устройството е заредено, индикаторът за нивото на батерията мига три пъти, устройството издава 3 пъти звук сигнал и се изключва автоматично.

11. СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранване: 5V 0,7A

Мощност: 5W

Батерия: Литиево-полимерна 2200mAh

Таймер: 5 мин.

Материал: ABS + PP + 304 неръждаема стомана
Размери: 38,2x182,7x 38,6 mm
Тегло: 304 g

12. ГАРАНЦИОННА КАРТА

Продуктът се покрива от 24-месечна гаранция. Гаранционните условия можете да намерите на следния <https://neno.pl/gwarancja> адрес: Подобротности, контакти и адрес на сервиза можете да намерите на адрес: <https://neno.pl/kontakt> Спецификациите и съдържанието могат да бъдат променени без предизвестие. Извиняваме се за причинените неудобства.

МК

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Драги клиенти,

Благодариме ви за купуването на Neno Beauty Luvе, мултифункционален уред за лице с микроструйна технология и подмладуване на кожата. Уредот е проектиран за сеопфатна и напредна нега - комбинира до шест ефективни функции: електропороадия, микроструи, ЕМС технологиа, електрични микроимпулси, ЛЕД светлосна терапия и звучни вибрации. Овој кориснички приручник ги содржи сите информации кои ви се потребни за правилна употреба. Ве молиме запознајте се со него и го зачувајте во случај да ви треба повторно.

01. ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

1. Не го користете уредот на отечена или воспалена кожа, како и на оштетена кожа, изгореници или веднаш по неодамнешната операција.
2. Уредот не се препорачува за луѓе со електронски импланти (на пр. пейсмејкер, инсулинска пумпа).
3. Не го користете уредот ако имате метални компоненти во устата (на пример, импланти, круни, протези).
4. Не го користете уредот ако имате активни кожни заболувања (улкуси, псоријаза, екзема, осип, повторувачки херпес), оштетување на епидермисот (пузиви, рани), преосетливост на електромагнетно зрачење, бременост и доене, хемофилија/хеморагични нарушувања, епилепсија, атописки дерматитис и рак.
5. Не го користете уредот додека земате фотосензибилизирачки лекови (на пример, некои антибиотици, ретиноиди).
6. Не го користете уредот во комбинација со ретинол и силни киселини - тоа може да предизвика прекумерна иритација на кожата.
7. Уредот не смеа да се користи од деца. Возрасните со физички, сензорни или когнитивни ограничувања треба да го користат уредот само под надзор на негувател.
8. Ако имате сомнеж за соодветноста на уредот за одредена медицинска состојба (на пример, кожни заболувања, хронична болест, историја на козметичка хирургија), консултирајте се со Вашиот лекар.
9. Не се користи предолго на една област од кожата.
10. Избегнувајте да гледате директно во ЛЕД светлината за време на работа.
11. Пред да се користи уредот, се препорачува да се отстрани металниот накит како обетки или синџири.
12. Избегнувајте користење на главата за масажа директно под очите, на очните капаци и на вратот во областа на тироидната жлезда.
13. Сепкогаш го користете најнискиот ниво на интензитет во областа на очите, носот и устата (без разлика на избраниот режим).
14. Не го користете уредот подолго или почесто од препорачаното. Прекумерната употреба може да доведе до иритација на кожата.
15. Не го користете уредот во близина на вода или во услови на висока влажност, како што се каа, туш или сауна.
16. Ако забележите несакани реакции на кожата за време на употребата, како што се црвенило, чешање, печење или други абнормални реакции - прекинете со употреба веднаш.
17. Привременото чувство на трепкање на светлината за време на употреба е природен феномен кој произлегува од дејството на импулсите. Сепак, ако продолжи после тоа, консултирајте се со Вашиот лекар.
18. Мало трпнење за време на употреба е нормален пулс. Ако се појави непријатност, се препорачува да се намали нивото на интензитет.
19. За време на употреба може да се појават мали вибрации или присилни мускулни контракции - ова е природен ефект на импулсна стимулација (микроструја, ЕМС, електропороадия) и не е причина за загриженост.
20. Не го користете уредот додека го полните. Исклучете го уредот од изворот на напојување кога е целосно наполнет.
21. Држете го напојувањето подолго од извори на топлина и вода при полнење.
22. Не го користете уредот ако некоја компонента е оштетена или недостасува.
23. Не го разглобувајте и не поправајте производот сами.
24. Не користете додатоци или резервни делови кои не се доставени.
25. Овој производ не е играчка. Не дозволувајте на децата да си играат со апаратот.
26. Не го чувајте уредот и неговото пакување надвор од дофат на деца.
27. Не чувајте уредот во близина на извори на топлина и не го изложувајте на директна сончева светлина. Не го потопувајте уредот во вода.

02. СОДРЖИНА НА КОМПЛЕТОТ

1. Масажер
2. Торба за складирање
3. Микрофибер крпа
4. Кабел Тип-Ц
5. Упатство за употреба

03. ОПИС НА УРЕДОТ

ВИДИ СЛИКА А

1. Масаж за глава
2. Масаж на главата
3. ЛЕД позадинско осветлување
4. Прикажување
5. Копче за промена на интензитетот на режимот
6. Копче за вклучување/исклучување/промена на режимот
7. USB порта за полнење
8. Кабел Тип-Ц

04. ВОЗДУШЕН УДАР

Сината LED светлина (460 nm), електричните микроимпулси и краткобрановите вибрации помагаат да се намали појавата на порите, да се подобри текстурата на кожата и да и се даде мазен и свеж изглед.

Апликација:

- Измијте и исушете го лицето темелно пред употреба. Режимот треба да се користи само на сува кожа, без никакви производи за нега на кожата.
- Режимот нуди пет нивоа на интензитет кои можат да се прилагодат за да одговараат на индивидуалните потреби на кожата. Кога се користи за прв пат, се препорачува да се започне од најниско ниво, а по неколку недели редовна употреба, интензитетот може постепено да се зголемува. За почувствителни области, како што се околу очите, носот или устата, секогаш се користи најниско ниво на интензитет.
- Нежно нанесете работ или врвот на главата за масажа на кожата - не ја користете целата површина на главата за масажа. Користете го режимот со бавни, мазни движења врз избраниот дел од кожата или нанесете млазница директно на проблематичните области.
- Кога го користите режимот AIR SHOT, може да почувствувате мало, прецизно трпнење кое потсетува на тенки игли, како и мал мирис кој потсетува на мирис на изгорени влакна - ова е сосема нормално и безбедно.
- Не го користете режимот AIR SHOT во деновите кога употребувате ретинол или силни киселини, особено ако имате чувствителна кожа.
- Режимот може да се користи 2-3 пати неделно (максимум 5 минути).

05. ЗАСИЛУВАЧ

Со жолта LED светлина (590 nm), нежни вибрации и електропонација, овој режим промовира длабока апсорпција на активните состојки, интензивно ја хидрира и осветлува кожата, враќајќи го нејзиниот здрав сјај.

Апликација:

- Измијте и исушете го лицето темелно пред употреба (ако го користите по режимот AIR SHOT, овој чекор може да се прескокрне), а потоа нанесете производ за нега на кожата директно на кожата. Најсоодветни се производи со гел или водно-гел конзистенција кои содржат активни состојки како што се хијалуронска киселина, пептиди, ниацинамид или керамиди, кои поттикнуваат понатамошна хидратација и регенерација на кожата.
- Режимот нуди пет нивоа на интензитет кои можат да се прилагодат за да одговараат на индивидуалните потреби на кожата. Кога се користи за прв пат, се препорачува да се започне од најниско ниво, а интензитетот може постепено да се зголемува по неколку недели редовна употреба. За почувствителни области, како што се околу очите, носот или устата, секогаш се користи најниско ниво на интензитет.
- Нежно нанесете целата површина на главата за масажа на кожата, користејќи кружни движења (од центарот на лицето на надвор и нагоре) за да му овозможите на производот да апсорбира. Ако за време на 5-минутниот третман во BOOSTER режим почувствувате дека целиот производ за нега на кожата е веќе апсорбиран, можете да нанесете дополнителен производ за да се осигура дека уредот се лизга глатко и ја зголемува удобноста.
- Режимот може да се користи 1-3 пати дневно (5-10 минути).

06. MC

Режимот со зелена LED светлина (521 nm), вибрации и микроструи го стимулира производството на колаген, ја зголемува еластичноста на кожата и ги израмнува фините и длабоките брчки, враќајќи ја младоста на лицето.

Апликација:

- Измијте и исушете го лицето темелно пред употреба (ако го користите по BOOSTER режимот, овој чекор може да се прескокрне), а потоа нанесете го производот директно на кожата. За оптимални резултати и удобност, препорачуваме користење на уредот со провиден гел погоден за EMS технологијата или со лесен третман за лице без масла кој не го спречува уредот да се лизга глатко по кожата.
- Режимот нуди пет нивоа на интензитет кои можат да се прилагодат за да одговараат на индивидуалните потреби на кожата. Кога се користи за прв пат, се препорачува да се започне од најниско ниво, а по неколку недели редовна употреба, интензитетот може постепено да се зголемува. За почувствителни области, како што се околу очите, носот или устата, секогаш се користи најниско ниво на интензитет.
- Нежно нанесете целата површина на главата за масажа на кожата и полка го движете уредот врз лицето со движења нагоре и на надвор - следејќи ја природната насока на лимфната дренажа.
- Режимот може да се користи 1-3 пати дневно (сесија 5-10 минути).

07. ДЕРМА СНИМКА

Режимот со црвена LED светлина (630 nm), вибрации и EMS технологија интензивно ги затегнува мускулите на лицето, контури и го подобрува тонусот на кожата - за потонирани и природен овал на лицето.

Апликација:

- Пред употреба, измијте и исушете го лицето темелно (ако го користите по MC режимот, овој чекор може да се прескокрне), а потоа нанесете производ за нега на кожата директно на кожата. За оптимални резултати и удобност, препорачуваме користење на уред со провиден гел соодветен за EMS технологија или лесен, немасен за лице кој не го спречува уредот да се лизга глатко по кожата.
- Режимот нуди пет нивоа на интензитет кои можат да се прилагодат за да одговараат на индивидуалните потреби на кожата. Кога

се користи за прв пат, се препорачува да се започне од најниско ниво, а по неколку недели редовна употреба, интензитетот може постепено да се зголеми. За почувствителни области, како што се околу очите, носот или устата, секогаш се користи најниско ниво на интензитет.

- Нежно нанесете целата површина на главата за масажа на кожата и полека го движете уредот врз лицето со движење нагоре и надолу - следејќи ја природната насока на лимфната дренажа. Во некои области, уредот може да се пазира за 1-2 секунди за да се концентрираат импулсите на точките на мускулна напнатост, што ќе помогне да се релаксираат.
- Пред да се користи режимот DERMA SHOT, се препорачува прво да се користи MC режимот.
- Режимот може да се користи 1-3 пати дневно (сесија 5-10 минути).

08. РАБОТА НА АПАРАТОТ

1. За да го вклучите уредот, притиснете и задржете А6 копчето (ке се чуе звучни сигнал). Користете го истото копче за да изберете еден од четирите достапни режими, а потоа го користите А5 копчето за да поставите едно од петте нивоа на интензитет (со секоја промена, уредот ќе емитува еден звучни сигнал).
2. Уредот има вграден 5-минутен тајмер и сензор за контакт со кожата. Тајмерот за одбројување започнува само кога главата за масажа ја допира кожата - инаку тајмерот запира. Покрај тоа, ЛЕД позадинското осветлување се вклучува само кога доаѓа во контакт со кожата, што ја зголемува безбедноста на корисникот, бидејќи го елиминира ризикот од случајно навлегување на светлина во воздухот или очите.
3. По 5 минути, уредот автоматски влегува во состојба на мирување за 9 секунди. За време на ова време, можете да го притиснете копчето А6 за да го изберете следниот режим на работа. Ако не се изврши никаква операција во рок од 9 секунди, машината автоматски ќе се исклучи.
4. Ако начинот на работа се промени за време на третманот, одбројувањето започнува одново. Спротивно на тоа, менувањето на интензитетот во истиот режим не го ресетира тајмерот - времето се додава така што корисникот сеуште ги добива сите 5 минути третман.
5. Уредот ви овозможува да ги користите сите четири режими во еден циклус на третман. Сепак, за најдобри резултати и безбедност, тие треба да се користат по препорачаниот редослед: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Ако користите повеќе режими во правилен редослед, нема потреба да го миете и бришете лицето секој пат кога го менувате режимот - само нанесете соодветен производ за нега на кожата или проводен гел. Запомнете дека само режимот AIR SHOT треба да се користи на сува кожа, без употреба на производи за нега на кожата.
6. Уредот работи во импулсен режим - намерна и безбедна акција која ви овозможува ефикасно да ја стимулирате кожата.
7. За да го исклучите уредот пред да поминат 5 минути, притиснете и задржете А6 копчето - ќе се чуе двоен звучни сигнал.
8. На крајот од масажата, можете да преминете кон следните фази на нега.

09. ЧИСТЕЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

1. По секоја употреба, ја избришете млазницата за масажа со сува или малку влажна крпа, обидувајќи се да ги отстраните остатоците од козметиката која се користи за време на масажата.
2. Ако е потребно, избришете ја млазницата со чиста крпа и не користете алкохол или алкохол.
3. Не го потопувајте уредот во вода и не користете тешки детергенти или алкохол.
4. Кога не се користи, чувајте го во приложената кеса на суво и ладно место, далеку од директна сончева светлина и извори на топлина.

10. ПОЛНЕЊЕ НА УРЕДОТ

1. Кога се полии, иконата за полнење се прикажува на екранот, а зелениот прстен го покажува напредокот на полнење.
2. Кога уредот е целосно наполнет, прстенот за полнење свети целосно зелено.
3. Кога нивото на батеријата е ниско, индикаторот за ниво на полнење на екранот станува црвен и покажува една црта.
4. Кога уредот е празен, индикаторот за нивото на батеријата трепнува три пати, уредот издава сигнал 3 пати и автоматски се исклучува.

11. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напојување: 5V 0.7A

Моќност: 5 W

Батерија: Литиумски полимер 2200mAh

Тајмер: 5 мин

Материјал: ABS + PP + 304 нерѓосувачки челик

Димензии: 38.2x182.7x 38.6 mm

Тежина: 304gr

12. ГАРАНЦИОНА КАРТИЧКА

Производот е покриен со 24-месечна гаранција. Условите на гаранција може да се најдат на веб-страницата: <https://neno.pl/gwarancja>
Детални информации, контакт информации и адреса на сервисниот центар може да се најдат на веб-страницата: <https://neno.pl/kontakt>
Спецификациите и содржината се предмет на промена без претходно известување. Се извинуваме за непријатностите што ова може да ги предизвика.

MANUAL DO UTILIZADOR

Caro cliente,

Obrigado por adquirir o Neno Beauty Luve - um aparelho facial multifuncional com tecnologia de microcorrentes e de rejuvenescimento da pele. O aparelho foi concebido para cuidados abrangentes e avançados - combina até seis funções eficazes: electroporação, microcorrentes, tecnologia EMS, micro-pulsos eléctricos, terapia de luz LED e vibração sónica. Este manual do utilizador contém todas as informações necessárias para uma utilização correcta. Por favor, familiarize-se com ele e guarde-o para o caso de precisar de o utilizar novamente.

01. PRECAUÇÕES

1. Não utilizar o aparelho em pele inchada ou inflamada, ou em pele danificada, queimada ou imediatamente após uma cirurgia recente.
2. O dispositivo não é recomendado para pessoas com implantes electrónicos (por exemplo, pacemaker, bomba de insulina).
3. Não utilize o dispositivo se tiver componentes metálicos na boca (por exemplo, implantes, coroas, aparelhos).
4. Não utilize o dispositivo se tiver doenças de pele activas (úlceras, psoríase, eczema, erupções cutâneas, herpes recorrente), danos epidérmicos (cicatrizes, feridas), hipersensibilidade ao eletromagnetismo, gravidez e aleitamento, hemofilia/desordens hemorrágicas, epilepsia, dermatite atópica (DA) e cancro.
5. Não utilize o dispositivo enquanto estiver a tomar medicamentos fotossensibilizadores (por exemplo, determinados antibióticos, retinóides).
6. Não utilizar o aparelho em combinação com retinol e ácidos fortes - isto pode provocar uma irritação excessiva da pele.
7. O dispositivo não deve ser utilizado por crianças. Os adultos com limitações físicas, sensoriais ou cognitivas só devem utilizar o dispositivo sob a supervisão de um prestador de cuidados.
8. Em caso de dúvida sobre a adequação do dispositivo a uma condição médica específica (por exemplo, doenças de pele, doenças crónicas, antecedentes de cirurgia estética), consulte um médico.
9. Não utilizar durante muito tempo numa só área da pele.
10. Evitar olhar directamente para a luz LED em funcionamento.
11. Recomenda-se a remoção de quaisquer jóias metálicas, como brincos ou correntes, antes de utilizar o aparelho.
12. Evitar utilizar a cabeça de massagem directamente sob os olhos, nas pálpebras e no pescoço, na região da tiroide.
13. Utilize sempre o nível de intensidade mais baixo na zona dos olhos, nariz e boca (independentemente do modo seleccionado).
14. Não utilize o aparelho durante mais tempo ou com mais frequência do que o recomendado. Uma utilização excessiva pode provocar irritações na pele.
15. Não utilize o aparelho perto de água ou em condições de humidade elevada, como banhos, duchas ou saunas.
16. Se notar quaisquer reacções adversas na pele durante a utilização, tais como vermelhidão, comichão, ardor ou outras reacções anormais, interrompa imediatamente a utilização.
17. A percepção temporária de luzes intermitentes durante a utilização é um fenómeno natural resultante do efeito dos impulsos. No entanto, se persistir depois, consulte o seu médico.
18. Uma ligeira sensação de formigamento sentida durante a utilização é um efeito normal dos impulsos. Em caso de desconforto, recomenda-se a redução do nível de intensidade.
19. Podem ocorrer vibrações suaves ou contracções musculares involuntárias durante a utilização - este é um efeito natural da estimulação por impulsos (microcorrentes, EMS, electroporação) e não é motivo de preocupação.
20. Não utilize o aparelho enquanto este estiver a carregar. Desligue o dispositivo da fonte de alimentação quando estiver totalmente carregado.
21. Mantenha a fonte de alimentação afastada de fontes de calor e água durante o carregamento.
22. Não utilize o produto se algum componente estiver danificado ou em falta.
23. Não desmonte nem repare o produto por si próprio.
24. Não utilize acessórios ou peças sobressalentes para além dos fornecidos.
25. Este produto não é um brinquedo. Não permitir que as crianças brinquem com o aparelho.
26. Não guardar o aparelho e a sua embalagem num local facilmente acessível às crianças.
27. Não guarde o aparelho perto de uma fonte de calor e não o exponha directamente à luz solar. Não mergulhar o aparelho em água.

02. CONTEÚDO DO KIT

1. Massajador
2. Saco de arrumação
3. Pano de microfibras
4. Cabo tipo C
5. Manual de instruções

03. DESCRIÇÃO DO APARELHO

VER FIGURA A

1. Cobertura da cabeça de massagem
2. Cabeça de massagem
3. Luz LED
4. Ecrã
5. Botão para alterar a intensidade do modo
6. Botão para ligar/desligar/mudar de modo

7. Porta de carregamento USB
8. Cabo tipo C

04. AIR SHOT

O modo com luz LED azul (460 nm), micro-pulsos eléctricos e vibração de ondas curtas ajuda a reduzir o aparecimento de poros, a melhorar a textura da pele e a dar-lhe um aspeto suave e fresco.

Aplicação:

- Lavar e secar bem o rosto antes de utilizar. O modo só deve ser utilizado na pele seca, sem quaisquer produtos de cuidado da pele.
- O modo oferece cinco níveis de intensidade que podem ser ajustados de acordo com as necessidades individuais da pele. Na primeira utilização, recomenda-se começar com o nível mais baixo e a intensidade pode ser aumentada gradualmente após algumas semanas de utilização regular. Para as zonas mais sensíveis, como o contorno dos olhos, o nariz ou a boca, utilize sempre o nível de intensidade mais baixo.
- Aplique suavemente a extremidade ou a ponta da cabeça de massagem na pele - não utilize toda a superfície da cabeça de massagem. Utilize o modo fazendo movimentos lentos e suaves ao longo da área selecionada da pele ou aplicando a cabeça diretamente nas áreas de preocupação.
- Ao utilizar o modo AIR SHOT, pode sentir uma sensação de formigueiro suave e pontual que faz lembrar formigueiros finos como agulhas, bem como sentir um ligeiro odor que faz lembrar a queima de pêlos finos - isto é perfeitamente normal e seguro.
- Não utilize o modo AIR SHOT nos dias em que estiver a utilizar retinol ou ácidos fortes, especialmente se tiver uma pele sensível.
- O modo pode ser utilizado 2-3 vezes por semana (sessão máxima de 5 minutos).

05. BOOSTER

Este modo com luz LED amarela (590 nm), vibração suave e electroporação promove a absorção profunda dos ingredientes activos, hidrata intensamente e ilumina a pele, devolvendo-lhe um brilho saudável.

Aplicação:

- Lave e seque bem o rosto antes de utilizar o produto (se o utilizar após o modo AIR SHOT, este passo pode ser ignorado) e, em seguida, aplique o produto de cuidados da pele diretamente na pele. Os melhores produtos são os que têm uma consistência de gel ou de gel de água, contendo ingredientes activos como o ácido hialurónico, péptidos, niacinamida ou ceramidas para ajudar a hidratar e regenerar a pele.
- O modo oferece cinco níveis de intensidade, que podem ser ajustados de acordo com as necessidades individuais da pele. Aquando da primeira utilização, recomenda-se que se comece com o nível mais baixo, podendo a intensidade ser gradualmente aumentada após algumas semanas de utilização regular. Para as zonas mais sensíveis, como o contorno dos olhos, nariz ou boca, utilize sempre o nível de intensidade mais baixo.
- Aplique suavemente sobre a pele toda a superfície da cabeça de massagem, com movimentos circulares (do centro do rosto para fora e para cima) para permitir a absorção do produto. Se, durante os 5 minutos de tratamento do modo BOOSTER, sentir que todo o produto de cuidado da pele já foi absorvido, pode aplicar produto adicional para garantir um deslizamento suave do dispositivo e aumentar o conforto.
- O modo pode ser utilizado 1-3 vezes por dia (sessão de 5-10 minutos).

06. MC

O modo com luz LED verde (521 nm), vibração e microcorrentes estimula a produção de colagénio, melhora a firmeza da pele e suaviza as linhas finas e as rugas, devolvendo à tez um aspeto jovem.

Aplicação:

- Lave e seque bem o rosto antes de utilizar o aparelho (se utilizar o aparelho após o modo BOOSTER, este passo pode ser ignorado) e, em seguida, aplique o produto de cuidado diretamente na pele. Para obter os melhores resultados e conforto, recomendamos a utilização do dispositivo com um gel condutor adequado à tecnologia EMS ou com um produto de cuidado facial leve e sem óleo que não impeça o deslizamento suave do dispositivo sobre a pele.
- O modo oferece cinco níveis de intensidade, que podem ser ajustados de acordo com as necessidades individuais da pele. Na primeira utilização, recomenda-se começar com o nível mais baixo e a intensidade pode ser aumentada gradualmente após algumas semanas de utilização regular. Para as zonas mais sensíveis, como o contorno dos olhos, o nariz ou a boca, utilize sempre o nível de intensidade mais baixo.
- Aplique suavemente toda a superfície da cabeça de massagem na pele e mova o aparelho lentamente ao longo do rosto, com movimentos para cima e para fora - seguindo a direção natural da drenagem linfática.
- O modo pode ser utilizado 1-3 vezes por dia (sessão de 5-10 minutos).

07. DERM A SHOT

O modo com luz LED vermelha (630 nm), vibração e tecnologia EMS refirma intensamente os músculos faciais, contorna e melhora o tom da pele - para um rosto mais firme e naturalmente esculpido.

Aplicação:

- Antes de utilizar, lave e seque bem o rosto (se utilizar o modo after MC, este passo pode ser ignorado) e, em seguida, aplique um produto de cuidados da pele diretamente na pele. Para obter os melhores resultados e conforto, recomendamos a utilização do aparelho com um gel condutor adequado à tecnologia EMS ou um produto de cuidado facial leve e sem óleo que não impeça o deslizamento suave do aparelho sobre a pele.
- O modo oferece cinco níveis de intensidade, que podem ser ajustados de acordo com as necessidades individuais da pele. Aquando da primeira utilização, recomenda-se que comece com o nível mais baixo, podendo a intensidade ser gradualmente aumentada após algumas semanas de utilização regular. Para as zonas mais sensíveis, como o contorno dos olhos, nariz ou boca, utilize sempre o nível de intensidade mais baixo.
- Aplique suavemente toda a superfície da cabeça de massagem na pele e mova o aparelho lentamente ao longo do rosto num movimento ascendente e descendente - seguindo a direção natural da drenagem linfática. Em áreas selecionadas, pode pausar o aparelho durante 1-2 segundos para concentrar os impulsos nos pontos de tensão muscular, o que ajudará a relaxá-los.
- Antes de utilizar o modo DERM A SHOT, recomenda-se que utilize primeiro o modo MC.
- O modo pode ser utilizado 1-3 vezes por dia (sessão de 5-10 minutos).

08. FUNCIONAMENTO DO APARELHO

1. Para ligar o aparelho, prima sem soltar o botão A6 (é emitido um sinal sonoro). Utilize o mesmo botão para definir um dos quatro modos disponíveis e, em seguida, utilize o botão A5 para definir um dos cinco níveis de intensidade (o aparelho emite um único sinal sonoro a cada alteração).
2. O aparelho possui um temporizador de 5 minutos e um sensor de contacto com a pele. A contagem decrescente do tempo só começa quando

a cabeça de massagem toca na pele - caso contrário, o temporizador pára. Além disso, a luz LED só se acende quando entra em contacto com a pele, o que aumenta a segurança do utilizador, uma vez que elimina o risco de emissão acidental de luz para o ar ou para os olhos.

3. Após 5 minutos, o aparelho entra automaticamente num estado de repouso durante 9 segundos. Durante este tempo, é possível premir o botão A6 para seleccionar o modo de funcionamento seguinte. Se não for efectuada qualquer operação durante estes 9 segundos, o aparelho desliga-se automaticamente.
4. Se o modo de funcionamento for alterado durante o tratamento, a contagem decrescente começa desde o início. Em contrapartida, a alteração da intensidade no mesmo modo não reinicia o temporizador - o tempo é somado para que o utilizador continue a receber os 5 minutos completos de tratamento.
5. O dispositivo permite a utilização dos quatro modos num único ciclo de tratamento. No entanto, devem ser utilizados na ordem recomendada para obter melhores resultados e segurança: AIR SHOT -> BOOSTER -> MC -> DERMA SHOT. Se utilizar vários modos na ordem correta, não há necessidade de lavar e secar o rosto sempre que mudar de modo - basta aplicar o produto de cuidado da pele ou o gel condutor adequado. Lembre-se de que apenas o modo AIR SHOT deve ser utilizado em pele seca, sem utilizar um produto de proteção da pele.
6. O aparelho funciona em modo pulsado - uma ação deliberada e segura que permite uma estimulação eficaz da pele.
7. Para desligar o aparelho antes de decorridos 5 minutos, prima e mantenha premido o botão A6 - é emitido um duplo sinal sonoro.
8. Uma vez terminada a massagem, pode passar às fases seguintes de cuidados.

09. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Após cada utilização, limpe a cabeça de massagem com um pano seco ou ligeiramente húmido, tendo o cuidado de remover quaisquer resíduos de cosméticos utilizados durante a massagem.
2. Se necessário, seque a cabeça com um pano limpo, sem utilizar detergentes agressivos ou álcool.
3. Não mergulhar o aparelho em água e não utilizar detergentes muito corrosivos ou álcool.
4. Quando o produto não estiver a ser utilizado, guarde-o no saco fornecido, num local seco e fresco, longe da luz solar direta e de fontes de calor.

10. CARREGAR O DISPOSITIVO

1. Durante o carregamento, o ícone de carregamento é visível no ecrã e o anel verde mostra o progresso do carregamento.
2. Quando o dispositivo está totalmente carregado, o anel de carregamento acende-se totalmente a verde.
3. Quando o nível da bateria está baixo, o indicador do nível da bateria no ecrã fica vermelho e apresenta um traço.
4. Quando o dispositivo está descarregado, o indicador do nível da bateria pisca três vezes, o dispositivo emite 3 bips e desliga-se automaticamente.

11. ESPECIFICAÇÕES

Alimentação eléctrica: 5V 0,7A

Potência: 5W

Bateria: Polímero de lítio 2200mAh

Temporizador: 5min

Material: ABS + PP + 304 aço inoxidável

Dimensões: 38,2x182,7x 38,6 mm

Peso: 304g

12. CARTÃO DE GARANTIA

O produto está coberto por uma garantia de 24 meses. As condições da garantia podem ser consultadas em: <https://nenoplgwarancia>

Os detalhes, o contacto e o endereço do serviço podem ser consultados em: <https://nenop.pl/kontakt>

As especificações e o conteúdo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente.

PL		Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, ich akcesoriów (takich jak: zasilacze, przewody lub podzespoły (na przykład baterie, jeśli dołączono) nie można wyrzucić razem z odpadami gospodarczymi. Właściciel działania w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów (na przykład baterii) lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Utylizacja podlega wersji przedskutecznej dyrektywy WEEE (2012/19/EU) oraz dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Właściciel utylizacji urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.
EN		The crossed out trash can symbol indicates that unusable electrical or electronic devices, its accessories (such as power supplies, cords) or components (for example batteries, if included) cannot be disposed of alongside with household waste. In order to dispose of the devices or its components (for example, batteries) deliver the device to the collection point, where it will be accepted free of charge. Disposal is subject to the recast version of the WEEE Directive (2012/19/ EU) and the Directive on batteries and accumulators (2006/66 / EC). Proper disposal of the device prevents degradation of the natural environment. Information about the collection points of the collection is issued by the competent local authorities. Incorrect disposal of waste is subject to penalties provided for by the law in force in the given area.
DE		Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass unbrauchbare elektrische oder elektronische Geräte, deren Zubehör (z.B. Netzteile, Kabel) oder Bestandteile (z.B. Batterien, falls vorhanden) nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden können. Um die Geräte oder die Bestandteile (z.B. Batterien) zu entsorgen, geben Sie das Gerät bei einer Sammelstelle ab, wo es kostenlos angenommen wird. Die Entsorgung unterliegt der Neufassung der WEEE-Richtlinie (2012/19/ EU) und der Richtlinie über Batterien und Akkumulatoren (2006/66/ EG). Die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts verhindert eine Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt. Informationen über die Sammelstellen der Einrichtungen werden von den zuständigen lokalen Behörden herausgegeben. Eine unsachgemäße Entsorgung von Abfällen wird durch die in dem jeweiligen Gebiet geltenden Gesetze geahndet.
FR		Le symbole de la poubelle barrée indique que les appareils électriques ou électroniques inutilisables, leurs accessoires (tels que les blocs d'alimentation, les cordons) ou leurs composants (par exemple les piles, si elles sont incluses) ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. Pour se débarrasser des appareils ou de leurs composants (par exemple, les piles), il faut déposer l'appareil au point de collecte, où il sera accepté gratuitement. L'élimination est soumise à la version remaniée de la directive DEEE (2012/19/UE) et à la directive sur les piles et accumulateurs (2006/66/CE). L'élimination correcte de l'appareil permet d'éviter la dégradation de l'environnement naturel. Les informations sur les points de collecte des installations sont délivrées par les autorités locales compétentes. L'élimination incorrecte des déchets est passible des sanctions prévues par la loi en vigueur dans la région concernée.
CZ		Symbol překřítnutého popelnice znamená, že nepoužitelná elektrická nebo elektronická zařízení, jejich příslušenství (jako jsou napájecí zdroje, kabely) nebo součásti (například baterie, pokud jsou součástí balení) nelze likvidovat společně s domovním odpadem. Za účelem likvidace zařízení nebo jeho součástí (například baterií) odevzdejte zařízení na šetrné místo, kde bude přijato zdarma. Likvidace podléhá předpracovanému zřízení směrnicí o odpadech elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU) a směrnici o bateriích a akumulátorech (2006/66/ES). Správná likvidace zařízení zabráňuje znehodnocování přírodního prostředí. Informace o místech, kde lze zařízení vydávat příslušné úřady. Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným zákonem platným v dané oblasti.
HU		Az áthúzott kukasímbólum azt jelzi, hogy a használatatlan elektromos vagy elektronikus eszközök, azok tartozékai (például tápegységek, kábelek) vagy alkatrészei (például akkumulátorok, ha vannak benne) nem helyezhetők el a háztartási hulladékkal együtt. A készüléke vagy alkatrészeit (pl. akkumulátorok) ártalmatlansításhoz szállítsa a készüléket a gyűjtőhelyre, ahol azt ingyenesen átvesszi. Az ártalmatlansítást az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (2012/19/EU) és az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv (2006/66/EK) előírásokat változtatva vonatkozik. A készülék megfelelő ártalmatlansítással megakadályozza a természet környezeti károsodását. A létesítmények gyűjtőhelyeiről az illetékes helyi hatóságok adnak tájékoztatást. A hulladék helytelen ártalmatlansítással az adott területen hatályos törvények által előírt szankciókkal jár.
SK		Symbol prečiarknutého odpadového koša znamená, že nepoužiteľné elektrické alebo elektronické zariadenia, ich príslušenstvo (napríklad napájacie zdroje, káble) alebo komponenty (napríklad batérie, ak sú súčasťou balenia) nemôžno likvidovať spolu s domovým odpadom. Ak chcete zlikvidovať zariadenia alebo ich súčasti (napríklad batérie), odevzdať zariadenie na zbernom mieste, kde bude prijaté bezplatne. Likvidácia podlieha spracovaniu zeri smernice o OEEZ (2012/19/EU) a smernici o batériách a akumulátoroch (2006/66/ES). Správna likvidácia zariadenia zabráňuje znehodnocovaniu prírodného prostredia. Informácie o zberných miestach zariadení vydávajú príslušné miestne orgány. Nesprávna likvidácia odpadu podlieha sankciám stanoveným v zákone platnom v danej oblasti.
SE		Symbolen med den överstrukena sopptunnan visar att oanvändbara elektriska eller elektroniska apparater, deras tillbehör (t.ex. nätågregat, sladdar) eller komponenter (t.ex. batterier, om de ingår) inte kan kastas tillsammans med hushållsavfallet, där den vill göra dig med apparaterna eller deras komponenter (t.ex. batterier) ska du lämna dem till ett insamlingsställe, där den vill mottaga dem kostnadsfritt. Bortskaffandet omfattas av den omarbetade versionen av WEEE-direktivet (2012/19/ EU) och direktivet om batterier och akkumulatörer (2006/66/ EG). Korrekt bortskaffande av enheten förhindrar försurning av den naturliga miljön. Information om anläggningsnans insamlingsställen utfärdas av de behöriga lokala myndigheterna. Felaktigt bortskaffande av avfall är föremål för påföljder som föreskrivs i den lag som gäller inom det aktuella området.
FI		Ylivivitty roskorkeinsymboli osoittaa, että käyttökelvottomia sähkö- tai elektroniikkalaitteita, niiden lisävarusteita (kuten virtalähteitä, johtoja) tai komponentteja (esimerkiksi paristoja, jos ne ovat mukana) ei voida hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävittäkääs laitteet tai niiden osat (esimerkiksi paristot) toimitta ne karspystiseeseen, jossa ne otetaan vastaan maksutta. Hävittäminen sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin uudellelaadittua versiota (2012/19/EU) sekä paristoja ja akkuja koskevaa direktiivää (2006/66/EV). Laitteen asianmukainen hävittäminen estää luonnonympäristön pilaantumisen. Tiedot laitteiden karspystistettävistä toimipaikoista paikallisisviranomaisilta. Virheellisestä jätteiden hävittämisestä määrätään rangaistus, jossa säädetään kysyttävistä alueella voimassa olevasta laisaa.
NO		Symbolen med en overkrystet søppelbette betyr at ubrukelige elektriske eller elektroniske apparater, tilbehør (som strømforsyninger, ledninger) eller komponenter (for eksempel batterier, hvis de følger med) ikke kan kastes sammen med husholdningsavfallet. For å avhende enhetene eller komponentene (for eksempel batterier) må du levere enheten til innsamlingsstedet, der den vil bli akseptert gratis. Avhending er underlagt den omarbejdede versjonen av WEEE-direktivet (2012/19/EU) og direktivet om batterier og akkumulatører (2006/66/ EF). Riktig avhending av enheten forhindrer forurengning av det naturlige miljøet. Informasjon om innsamlingssteder for anleggene utstedes av de kompetente lokale myndighetene. Feil avhending av avfall er underlagt straffer i henhold til gjeldende lov i det gitte området.
DK		Symbolen med den overstreget skraldespand angiver, at ubrugelige elektriske eller elektroniske apparater, tilbehør (f.eks. strømforsyninger, ledninger) eller komponenter (f.eks. batterier, hvis de medfølger) ikke kan bortkaffes sammen med husholdningsaffaldet. For at bortkaffe apparater eller deres komponenter (f.eks. batterier) skal du aflevere apparatet på et indsamlingssted, hvor det vil blive modtaget gratis. Bortkaffelse af enheden er underlagt den omarbejdede version af WEEE-direktivet (2012/19/ EU) og direktivet om batterier og akkumulatører (2006/66 / EF). Korrekt bortkaffelse af enheden forhindrer nedbrydning af det naturlige miljø. Oplysninger om indsamlingsstederne for anlægene udleveres af de kompetente lokale myndigheder. Ukorrekt bortkaffelse af affald er underlagt sanktioner, der er fastsat i den gældende lovgivning i det pågældende område.

NI		Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat onbruikbare elektrische of elektronische apparaten, hun toebehoren (zoals voedingen, snoeren) of onderdelen (bijvoorbeeld batterijen, indien meegeleverd) niet samen met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Voor de verwijdering van de apparaten of onderdelen ervan (bijvoorbeeld batterijen) moet u het apparaat naar het inzamelpunt brengen, waar het gratis wordt geaccepteerd. De verwijdering is onderworpen aan de beschikking van de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de richtlijn inzake batterijen en accu's (2006/66/EG). Een correcte verwijdering van het apparaat voorkomt aantasting van de natuurlijke omgeving. Informatie over de inzamelpunten van de voorzieningen wordt verstrekt door de bevoegde lokale autoriteiten. Op onjuiste verwijdering van afval staan sancties waarin de in het betreffende gebied geldende wetgeving voorziet.
ES		El símbolo del cubo de basura tachado indica que los aparatos eléctricos o electrónicos inservibles, sus accesorios (como fuentes de alimentación, cables o componentes (por ejemplo, pilas)) pueden eliminarse junto con la basura doméstica. No se debe deshacerse de los aparatos o sus componentes (por ejemplo, pilas) entregue el aparato en el punto de recogida, donde será aceptado gratuitamente. La eliminación está sujeta a la versión refundida de la Directiva RAEE (2012/19/UE) y a la Directiva sobre pilas y acumuladores (2006/66/CE). La eliminación adecuada del dispositivo evita la degradación del medio ambiente natural. La información sobre los puntos de recogida de las instalaciones es emitida por las autoridades locales competentes. La eliminación incorrecta de los residuos está sujeta a las sanciones previstas por la legislación vigente en la zona determinada.
IT		Il simbolo del cestino barrato indica che i dispositivi elettrici o elettronici inutilizzabili, i loro accessori (come alimentatori, cavi) o componenti (ad esempio le batterie, se incluse) non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per smaltire i dispositivi o i loro componenti (ad esempio, le batterie) consegnare il dispositivo al punto di raccolta, dove sarà accettato gratuitamente. Lo smaltimento è soggetto alla versione rivista della Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla Direttiva su pile e accumulatori (2006/66/CE). Lo smaltimento corretto del dispositivo previene il degrado dell'ambiente naturale. Le informazioni sui punti di raccolta degli impianti sono fornite dalle autorità locali competenti. Lo smaltimento non corretto dei rifiuti è soggetto alle sanzioni previste dalla legge in vigore nella zona in questione.
RO		Simbolul cosului de gunoi barat indică faptul că dispozitivele electrice sau electronice inutilizabile, accesoriile acestora (cum ar fi sursele de alimentare, cablurile) sau componentele (de exemplu, bateriile, dacă sunt incluse) nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Pentru a elimina dispozitivele sau componentele acestora (de exemplu, bateriile, livrări) dispozitivul la punctul de colectare, unde va fi acceptat gratuit. Eliminarea este supusă versiunii reformulate a Directivei DEEE (2012/19/UE) și a Directivei privind bateriile și acumulatorii (2006/66/CE). Eliminarea corectă a dispozitivului previne degradarea mediului natural. Informațiile privind punctele de colectare a instalațiilor sunt emise de către autoritățile locale competente. Eliminarea corectă a deșeurilor este supusă sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare în zona respectivă.
HR/BA		Prekršteni simbol kante označava da se neupotrebljivi električni ili elektronički uređaji, njihovi pribor (poput napajanja, kabela) ili komponente (poput baterija, ako su uključeni) ne smiju odlagati s kućnim otpadom. Za odlaganje uređaja ili njegovih komponenti (poput baterija) odnesite uređaj na sabirno mjesto gdje će biti prihvaćen besplatno. Zbrinjavanje se vrši u skladu s revidiranim verzijom Direktive o baterijama i baterijama (2012/19/AU) i Direktive o baterijama i akumulatorima (2006/66/AU). Pravilno odlaganje uređaja sprječava degradaciju okoliša. Informacije o mjestima sakupljanja otpada pružaju nadležne lokalne vlasti. Nepravilno odlaganje otpada podrazumijeva kazne predviđene zašćem zakonodavstvom na tom području.
RS/ME		Prekršteni simbol kante za smeće ukazuje na to da se neupotrebljivi električni ili elektronski uređaji, njihovi pribor (kao što su napajanja, kablovi) ili komponente (kao što su baterije ako su uključene) ne mogu baciti zajedno s kućnim otpadom. Da biste rekicirali uređaj ili njegove komponente (poput baterija), odnesite uređaj na mesto sakupljanja gde će biti prihvaćen besplatno. Utilizacija se vrši u skladu sa revidiranom verzijom direktive WEEE (2012/19/EU) i Direktive o baterijama i akumulatorima (2006/66/EC). Pravilno odlaganje uređaja sprečava degradaciju životne sredine. Informacije o mestima sakupljanja otpada pružaju nadležne lokalne vlasti. Nepravilno odlaganje otpada dovodi do kaznenih sankcija predviđenih važećim zakonodavstvom u tom području.
S		Simbol prekrštenoga koša za smeti pomeni, da neuporabnih električnih ili elektronskih naprav, njihove dodatne opreme (kot so napajalniki, kablovi) ali sestavnih delov (na primer baterij, če so priložene) ni mogoče odvresti skupaj z gospodinjinskimi odpadki. Če želite naprave ali njihove sestavne dele (na primer baterije) odstraniti, jih postavite na zbirno mesto, kjer jih bodo sprejeli brezplačno. Za odstranjevanje velja prenovljena različica direktive OEO (2012/19/EU) in direktive o baterijah in akumulatorih (2006/66/ES). Pravilno odstranjevanje naprav preprečuje degradacijo naravnega okolja. Informacije o zbirnih mestih naprav izdajajo pristojni lokalni organi. Za nepravilno odlaganje odpadkov veljajo kazni, ki jih predvideva zakonodaja, veljavna na določenem območju.
GR		Το σύμβολο του διαγραφμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι οι χημικές ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, τα εξαρτημάτά τους (όπως τα τροφοδοτικά, τα καλώδια) ή τα εξαρτήματά τους (π.χ. μπαταρίες, εάν περιλαμβάνονται) δεν υποκεινται να απορριφθούν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για να απορριφτεί τα συσκευές ή τα εξαρτήματά τους (π.χ. μπαταρίες) παραδώστε τη συσκευή στο σημείο συλλογής, όπου θα γίνει δωρεάν η παράληψή της. Η απόρριψη υποκειται στην αναδιυλισμένη έκδοση της οδηγίας για τα ΑΗΜΕ (2012/19/ΕΚ) στην οδηγία για τις ηλεκτρικές συσκευές και τους συσσωρευτές (2006/66/ΕΕ). Η σωστή απόρριψη της συσκευής αποτρέπει την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής των εγκαταστάσεων εκδίδονται από τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Η εσφαλμένη απόρριψη των απορριμμάτων υποκειται σε κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία στη συγκεκριμένη περιοχή.
IV		Pārsvītrots atkritumu urnas simbols norāda, ka nederīgas elektriskās vai elektroniskās ierīces, to piederumus (piemēram, barošanas blokus, vadus) vai sastāvdaļas (piemēram, baterijas, ja tās ir komplektā) nedrīkst izmet kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai atbrīvotos no ierīcēm vai to sastāvdaļām (piemēram, baterijām), nogādājiet ierīci savākšanas punktā, kur tā tiks pieņemta bez maksas. Atkritumu noglabāšana notiek saskaņā ar EiEA direktīvas pārstrādāt redakciju (2012/19/ES) un Direktīvu par baterijām un akumulatoriem (2006/66/ES). Pareiza ierīces utilizācija novērš dabiskās vides degradāciju. Informāciju par iekārtu savākšanas punktiem izsniedz kompetentās vietējās iestādes. Par nepareizu atkritumu noglabāšanu piemēro sankcijas, kas paredzētas attiecīgajā teritorijā spēkā esošajos tiesību aktos.
LT		Perbrauktas šūkšlaidāžes simbols reiškia, kad netinkamų naudoti elektros ar elektroninių prietaisų, jų priedų (pvz., maitinimo šaltinių, laidų) ar sudedamųjų dalių (pvz., baterijų, jei yra) negalima išmesti kartu su buitineis atliekomis. Norėdami atišmisi prietaisus ar jų sudedamąsias dalis (pavyzdžiui, baterijas), pristatykite prietaisą į surinkimo punktą, kur jis bus priimtas nemokamai. Saliminių takoma nauja EEJ direktyvos pakeičiusi redakcija (2012/19/ES) ir Direktyva dėl baterijų ir akumuliatorių (2006/66/ES). Tinkama įrenginių užtekta gali gamtinės aplinkos blogėjimui. Informacija apie įrenginių surinkimo vietas išduoda kompetentingos vietos valdžios institucijos. Už netinkamą atliekų šalinimą taikomos sankcijos, numatytos konkrečioje vietoje įgyvendinamose įstatymuose.
ET		Läbi kriipsutatud prägikasti sümbol näitab, et kasutatuskõlbmatuid elektro- või elektroonikaseadmeid, nende lisaseadmeid (näiteks toiteallikad, juhtmed) või komponente (näiteks patareid, kui need on kaasas) ei tohi koos olmejäätmetega ära visata. Seadmeid või nende komponentide (näiteks patareide) kõrvaldamiseks toimetage need kogumispunkti, kus see võetakse tasuta vastu. Kõrvaldamine toimub vastavalt elektroonikaruumide direktiivi uuesti sõnastatud versioonile (2012/19/EU) ning patareide ja akude direktiivile (2006/66/EÜ). Seadme nõuetekohane kõrvaldamine hoiab ära looduskeskkonna kahjustamise. Tõelise seadme kogumiskohast saadetakse teavet seadmele toimib padevad kohalikud asutused. Jäätmete ebaõige kõrvaldamise eest kehtivad karistused, mis on ette nähtud antud piirkonnas kehtiva seadusega.

UA	 Символ перекресленого сміттєвого бака означає, що непридатні електричні або електронні пристрої, їхні аксесуари (наприклад, блоки живлення, шнур) або компоненти (наприклад, батареї, якщо вони входять до комплексу) не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Для того, щоб утилізувати пристрій або його компоненти (наприклад, батареї), доставте його в пункт прийому, де його приймуть безкоштовно. Утилізація підпадає під дію нової редакції Директиви про відходи електричного та електронного обладнання (2012/19/ЄС) та Директиви про батареї та акумулятори (2006/66/ЄС). Правильна утилізація пристрою запобігатиме потрапінню стану навколишнього середовища. Інформація про пункти збору відпрацьованих пристроїв надається компетентними місцевими органами влади. Неправильна утилізація відходів тягне за собою штрафні санкції, передбачені законодавством, чинним на відповідній території.
BG	 Символът на зачеркнатата кофа за боклук показва, че негодните за употреба електрически или електронни устройства, техните принадлежности (като захранващи устройства, кабели) или компоненти (например батерии, ако са включени в комплекта) не могат да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. За да изхвърлите устройствата или техните компоненти (например батерии), предайте устройството в пункт за събиране, където ще бъде прието безплатно. Изхвърлянето е предмет на преработената версия на Директивата за ОЕО (2012/19/ЕС) и на Директивата за батериите и акумулаторите (2006/66/ЕС). Правилното изхвърляне на устройството предотвратява влошаването на състоянието на природната среда. Информация за пунктовете за събиране на събранията се издава от компетентните местни органи. Неправилното изхвърляне на отпадъците подлежи на санкции, предвидени в действащото в съответния район законодателство.
МК	 Прецртаний символ на копата за отпадоци показува дека неупотребливите електрични или електронски уреди, неговите додатоци (яко што се напојувања, кабли) или компоненти (на пример батерии, доколку се вклучени) не можат да се отстранат заедно со отпадот од домаќинството. Со цел да се отстранат уредите или неговите компоненти (на пример, батерии), доставте го уредот до местото за собирање, каде што ќе биде прифатен бесплатно. Отстранувањето е предмет на преработената верзија на Директивата на ОЕ (2012/19/ ЕУ) и Директивата за батерии и акумулатори (2006/66 / ЕЗ). Правилното отстранување на уредот спречува деградација на природната средина. Информациите за местата за собирање на објектите ги издаваат надлежните локални власти. Неправилното отстранување на отпадот подлежи на казни предвидени со законот што важи во дадената област.
PT	 O símbolo do caixote do lixo riscado indica que os aparelhos eléctricos ou electrónicos inutilizáveis, os seus acessórios (como fontes de alimentação, cabos) ou componentes (por exemplo, pilhas, se incluídas) não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Para eliminar os aparelhos ou os seus componentes (por exemplo, pilhas), entregue o aparelho no ponto de recolha, onde será aceite gratuitamente. A eliminação está sujeita a versão reformulada da Diretiva REEE (2012/19/UE) e a Diretiva relativa a pilhas e acumuladores (2006/66/CE). A eliminação correta do dispositivo evita a degradação do ambiente natural. As informações sobre os pontos de recolha das instalações são emitidas pelas autoridades locais competentes. A eliminação incorrecta dos resíduos está sujeita às sanções previstas na legislação em vigor na zona em questão.

nenob[®]
beauty

Producent:
KGK TREND Sp. z o.o.
Ujastek 5b, 31-752 Kraków, Polska.
Wyprodukowano w PRC

Producer:
KGK TREND Sp. z o. o.
Ujastek 5b, 31-752 Cracow, Poland.
Made in PRC

