



BEAUTIFLY

Aura NovaSkin

PRO

series

LED Mask
User manual



/beautifuly.global



/beautifuly_global




/@beautifuly.global




/@beautifuly.global


f1



f3



f2




f4

facebook.com/beautifly.global



youtube.com/@beautifly.global



Napięcie robocze: 3,7V
Napięcie ładowania: DCSV=4A
Liczba diod LED: Twarz – 444 szt./Szyja – 58 szt.
Pojemność akumulatora: 2000 mAh
Materiał: Silikon ABS
Światło czerwone + NIR : 630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Światło zielone: 505 ± 5nm
Światło niebieskie: 470nm



Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Zawartość zestawu [strona 2-f1]:

1. Maska na twarz. / 2. Maska na szyję. / 3. Pilot. / 4. Kabel USB.

Opis pilota [strona 2-f2]:

1. Wyjście zasilania x2. / 2. Tryb IR + czerwone światło. / 3. Tryb zielonego światła. / 4. Tryb niebieskiego światła. /
5. Przycisk zmiany trybu. / 6. Poziom intensywności (niska, średnia, wysoka). / 7. Przycisk WL/WYL. / regulacja intensywności. / 8. Port ładowania.

Obsługa urządzenia:

1. Włączanie / wyłączanie: Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
2. Tryb automatyczny: Po uruchomieniu urządzenie przechodzi w tryb automatyczny i rozpoczyna 20-minutowy cykl fototerapii składający się z trzech etapów:
 - etap 1 (10 min) – światło podczerwone (niewidzialne) + czerwone; poprawa krążenia i stymulacja kolagenu.
 - etap 2 (5 min) – światło zielone; redukcja trądziku i oczyszczanie skóry.
 - etap 3 (5 min) – światło niebieskie; właściwości antybakteryjne, pomaga w łagodzeniu przebarwień potrądzikowych.
3. Zautomatyzowany program umożliwia wygodną, pełną sesję fototerapii w domowym zaciszu.
3. Regulacja intensywności: W trakcie pracy nacisnąć krótko przycisk WL/WYL, aby zmienić jasność (L / M / H).
4. Ładowanie: Migający wskaźnik baterii oznacza niski poziom naładowania. Podłącz urządzenie do zasilania możliwie jak najszybciej, aby uniknąć przerwania zabiegu.
5. Zalecane użycie: Stosuj maskę odmiadającą 3–5 razy w tygodniu.

Jak używać urządzenia [strona 2-f2]:

1. Usuń makijaż i dokładnie oczyść twarz.
2. Nałóż maskę lub serum, a następnie przymocuj urządzenie na głowie, korzystając z pasków na rzep.
3. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby uruchomić urządzenie. Program działa automatycznie przez 20 minut.
4. Zdejmij maskę i nałóż krem nawilżający na skórę.

Konserwacja i pielęgnacja urządzenia:

1. Przechowuj ten produkt w suchym miejscu o pokojowej temperaturze i unikaj ekspozycji na kurz, bezpośrednie światło słoneczne lub wilgotne warunki.
2. Przed i po użyciu czyść maskę (tylko maskę, bez części elektronicznych). Uwaga: sterownik i przewody nie powinny mieć kontaktu z wodą. Po użyciu upewnij się, że odłączysz pilot od maski i od źródła zasilania.
3. Produkt zawiera baterię litowo-polimerową. W przypadku utylizacji urządzenia, proszę oddać je do lokalnego punktu przeznaczonego do recyklingu baterii. Zaleca się oddzielenie go od pozostałych odpadów domowych dla ochrony środowiska.

Środki ostrożności:

Trzymaj produkt z dala od małych dzieci. Obsługuj produkt ostrożnie podczas używania. Nie powinny go używać kobiety w ciąży, przygotowujące się do ciąży lub karmiące piersią, osoby wrażliwe na światło. Nie używaj podczas ładowania. Nie naciskaj urządzenia nadmiernie, aby uniknąć odkształceń i awarii. Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia na własną rękę. Nie upuszczaj ani nie uderzaj urządzeniem, aby uniknąć jego nieprawidłowego działania. Uwaga: pilot i przewody nie powinny mieć kontaktu z wodą. Po zakończeniu każdego zabiegu należy wytrzeć produkt wilgotną szmatką. Nie myj urządzenia pod wodą ani nie zanurzaj go. Nie używaj środków żrących do czyszczenia urządzenia. Przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu. Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączenia po 20 minutach użytkowania. Niezależnie od stosowanego środka bezpieczeństwa, na skutek działania urządzenia mogą pojawić się na skórze zaczerwienienie lub podrażnienia. Należy wówczas niezwłocznie przerwać zabieg i skonsultować się z lekarzem. W przypadku częstszego używania wyrobu niż zalecane istnieje ryzyko wystąpienia podrażnień bądź stanów zapalnych skóry. Co najmniej na 48 godzin przez użyciem urządzenia oraz na co najmniej 48 godzin po jego użyciu nie korzystaj z solarium ani nie wystawiaj skóry na światło słoneczne. Urządzenia nie wolno stosować u osób poniżej 18 roku życia. Nie należy stosować na częściach skóry, na których istnieje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia raka skóry, na otwartych ranach lub wysypkach, na opuchniętych, zaczerwienionych, podrażnionych, zakazanych lub zapalonych obszarach skóry lub wykwitach skórnych. Stosować środki ochrony oczu przy korzystaniu z urządzeń IPL lub laserowych, aby uniknąć narażenia na promieniowanie bezpośrednie lub odbite. Przed użyciem urządzenia zaleca się konsultację lekarską oraz, w razie potrzeby, wykonanie badań diagnostycznych obszaru ciała poddawanego zabiegowi. Zabiegu nie należy wykonywać przed uzyskaniem dokumentacji z takiej konsultacji.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f4]:

Operating Voltage:	3.7V
Charging Voltage:	DC5V 1A
Number of LEDs:	Face – 444 pcs / Neck – 58 pcs
Battery Capacity:	2000 mAh
Material:	ABS Silicone
Red Light + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Green Light:	505 ± 5nm
Blue Light:	470nm



Safety:

Read this user manual before using this product and follow the instructions contained therein when using the device.

Kit Contents [page 2-f1]:

1. Face Mask / 2. Neck Mask / 3. Remote Control / 4. USB Cable

Remote Control Description [page 2-f2]:

1. Power Output x2 / 2. IR + Red Light Mode / 3. Green Light Mode / 4. Blue Light mode /
5. Mode Switch Button / 6. Intensity Level (Low, Medium, High) / 7. ON/OFF Button / Intensity Adjustment / 8. Charging Port.

Device Operation:

1. Turning On/Off: Hold the button for 3 seconds to turn the device on or off.
2. Automatic Mode: Once turned on, the device enters automatic mode and begins a 20-minute phototherapy cycle consisting of three stages:
- Stage 1 (10 min) – Infrared (invisible) light + red light; improved circulation and collagen stimulation.
- Stage 2 (5 min) – Green light; acne reduction and skin cleansing.
- Stage 3 (5 min) – Blue light; antibacterial properties, helps alleviate acne discoloration.
The automated program allows for a convenient, complete phototherapy session in the comfort of your home.
3. Adjusting the intensity: During operation, briefly press the "ON/OFF" button to change the brightness (L / M / H).
4. Charging: A flashing battery indicator indicates low battery. Plug the device into a power source as soon as possible to avoid interrupting your treatment.
5. Recommended use: Use the rejuvenating mask 3–5 times a week.

How to use the device [page 2-f2]:

1. Remove makeup and thoroughly cleanse your face.
2. Apply a mask or serum, then secure the device to your head using the Velcro straps.
3. Hold the power button for 3 seconds to turn on the device. The program runs automatically for 20 minutes.
4. Remove the mask and apply moisturizer.

Device Care and Maintenance:

1. Store this product in a dry place at room temperature and avoid exposure to dust, direct sunlight, or humid conditions.
2. Clean the mask (mask only, excluding electronic parts) before and after use. Note: The controller and cables should not come into contact with water. After use, ensure you unplug the controller from the mask and from the power source.
3. This product contains a lithium polymer battery. When disposing of the device, please take it to a local battery recycling point. It is recommended to separate it from other household waste to protect the environment.

Precautions:

Keep the product out of the reach of small children. Handle the product with caution during use. It should not be used by pregnant women, those planning to become pregnant, breastfeeding, or people sensitive to light. Do not use it while charging. Do not apply excessive pressure to the device to avoid deformation and malfunction. Do not repair, disassemble, or modify the device yourself. Do not drop or hit the device to prevent malfunction. Note: The remote control and cables should not come into contact with water. After each treatment, wipe the product with a damp cloth. Do not wash the device under water or submerge it. Do not use abrasive substances to clean the device. Store it in a cool, dry place. The device has an automatic shut-off function after 20 minutes of use. Regardless of the safety precautions taken, the device may cause skin redness or irritation. In such cases, discontinue use immediately and consult a doctor. If the device is used more frequently than recommended, there is a risk of skin irritation or inflammation. Do not use a solarium or expose the skin to sunlight for at least 48 hours before using the device and for at least 48 hours after using it. The device is not suitable for use on individuals under 18 years of age. Do not use on areas of skin where there is an increased risk of skin cancer, on open wounds or rashes, on swollen, red, irritated, infected, or inflamed areas of skin, or on skin eruptions. Wear eye protection when using IPL or laser devices to avoid exposure to direct or reflected radiation. Before using the device, it is recommended to consult a physician and, if necessary, perform diagnostic testing of the area being treated. Treatment should not be performed until documentation of such consultation is available.

More information about the company and products [page 2-f4]:

Betriebsspannung:	3,7 V
Ladespannung:	DC 5 V 1 A
Anzahl der LEDs:	Gesicht – 444 Stück / Hals – 58 Stück
Akkukapazität:	2000 mAh
Material:	ABS-Styrol
Rotes Licht + NIR:	630 ± 10 nm + 850 ± 5 nm
Grünes Licht:	505 ± 5 nm
Blaues Licht:	470 nm



Sicherheit:

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produkts und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen bei der Verwendung des Geräts.

Kitinhalt [Seite 2-f1]:

1. Gesichtsmaske / 2. Nackenmaske / 3. Fernbedienung / 4. USB-Kabel

Beschreibung der Fernbedienung [Seite 2-f2]:

1. Ausgangsleistung × 2 / 2. IR + Rotlichtmodus / 3. Grünlichtmodus / 4. Blaulichtmodus / 5. Moduswechsler / 6. Intensitätsstufe (Niedrig, Mittel, Hoch) / 7. EIN/AUS-Taste / Intensitätseinstellung / 8. Ladeanschluss.

Gerätebedienung:

- Ein-/Ausschalten: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Automatikmodus: Nach dem Einschalten wechselt das Gerät in den Automatikmodus und beginnt einen 20-minütigen Phototherapiezyklus mit drei Phasen:
 - Phase 1 (10 Min.) – Infrarotlicht (unsichtbar) + Rotlicht; verbesserte Durchblutung und Kollagenstimulation.
 - Phase 2 (5 Min.) – Grünes Licht; Akne-Reduktion und Hautreinigung.
 - Stufe 3 (5 Min.) – Blaues Licht; antibakterielle Eigenschaften, hilft Akneverfärbungen zu lindern.
 Das automatisierte Programm ermöglicht eine bequeme, umfassende Lichttherapie-Sitzung bequem von zu Hause aus.
- Intensität einstellen: Drücken Sie während des Betriebs kurz die Taste „EIN/AUS“, um die Helligkeit (L / M / H) zu ändern.
- Laden: Eine blinkende Batterieanzeige zeigt einen niedrigen Batteriestand an. Schließen Sie das Gerät so schnell wie möglich an eine Stromquelle an, um die Behandlung nicht zu unterbrechen.
- Anwendungsempfehlung: Verwenden Sie die verjüngende Maske 3-5 Mal pro Woche.

Anwendung des Geräts [Seite 2-f2]:

- Entfernen Sie Make-up und reinigen Sie Ihr Gesicht gründlich.
- Tragen Sie eine Maske oder ein Serum auf und befestigen Sie das Gerät anschließend mit dem Klettverschluss am Kopf.
- Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das Programm läuft automatisch 20 Minuten lang.
- Entfernen Sie die Maske und tragen Sie eine Feuchtigkeitscreme auf.

Pflege und Wartung des Geräts:

- Lagern Sie das Produkt trocken bei Raumtemperatur und vermeiden Sie Staub, direkte Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit.
- Reinigen Sie die Maske (nur die Maske, ohne elektronische Teile) vor und nach dem Gebrauch. Hinweis: Controller und Kabel dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Trennen Sie den Controller nach Gebrauch von der Maske und der Stromquelle.
- Dieses Produkt enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Bitte bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer örtlichen Sammelstelle für Altbatterien. Es wird empfohlen, es aus Umweltschutzgründen vom Hausmüll zu trennen.

Vorsichtsmaßnahmen:

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Gehen Sie während des Gebrauchs vorsichtig mit dem Produkt um. Es sollte nicht von Schwangeren, Frauen mit Schwangerschaftswunsch, Stillenden oder lichtempfindlichen Personen verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Gerät aus, um Verformungen und Fehlfunktionen zu vermeiden. Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schlagen Sie es nicht, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Hinweis: Fernbedienung und Kabel dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Waschen Sie das Produkt nach jeder Behandlung mit einem feuchten Tuch ab. Waschen Sie das Gerät nicht unter Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser. Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung. Lagern Sie es kühl und trocken. Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion nach 20 Minuten. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen kann das Gerät Hautrötungen oder -reizungen verursachen. Brechen Sie in diesem Fall die Anwendung sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf. Bei häufigerer Anwendung als empfohlen besteht die Gefahr von Hautreizungen oder -entzündungen. Benutzen Sie mindestens 48 Stunden vor und mindestens 48 Stunden nach der Anwendung kein Solarium und setzen Sie Ihre Haut nicht der Sonne aus. Das Gerät ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Nicht anwenden auf Hautpartien mit erhöhtem Hautkrebsrisiko, auf offenen Wunden oder Hautausschlägen, auf geschwollenen, geröteten, gereizten, infizierten oder entzündeten Hautpartien sowie auf Hautausschlägen. Tragen Sie bei der Anwendung von IPL- oder Lasergeräten eine Schutzbrille, um direkte oder reflektierte Strahlung zu vermeiden. Vor der Anwendung des Geräts wird empfohlen, einen Arzt zu konsultieren und gegebenenfalls eine diagnostische Untersuchung des Behandlungsbereichs durchzuführen. Die Behandlung sollte erst nach Vorlage der entsprechenden Dokumentation erfolgen.

Weitere Informationen zu Unternehmen und Produkten [Seite 2 - f4]:

Tension de fonctionnement:	3,7 V
Tension de charge:	CC 5 V 1 A
Nombre de LED:	Visage : 444 pièces / Cou : 58 pièces
Capacité de la batterie:	2000 mAh
Matériau:	Silicone ABS
Lumière rouge + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Lumière verte:	505 ± 5 nm
Lumière bleue:	470nm



Sécurité:

Lisez ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit et suivez les instructions qui y figurent.

Contenu du kit [page 2-f1]:

1. Masque facial / 2. Masque pour le cou / 3. Télécommande / 4. Câble USB

Description de la télécommande [page 2-f2]:

1. Puissance de sortie × 2 / 2. Mode R + Lumière rouge / 3. Mode lumière verte / 4. Mode lumière bleue /
5. Bouton de changement de mode / 6. Niveau d'intensité (faible, moyen, élevé) / 7. Bouton marche/arrêt / Réglage de l'intensité / 8. Port de charge.

Fonctionnement de l'appareil:

1. Mise en marche/arrêt : Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. Mode automatique : Une fois allumé, l'appareil passe en mode automatique et lance un cycle de photothérapie de 20 minutes composé de trois étapes :
- Étape 1 (10 min) – Lumière infrarouge (invisible) + lumière rouge ; amélioration de la circulation et stimulation du collagène.
- Étape 2 (5 min) – Lumière verte ; réduction de l'acné et nettoyage de la peau.
- Étape 3 (5 min) – Lumière bleue ; propriétés antibactériennes, aide à atténuer la décoloration de l'acné.
Le programme automatisé permet une séance de photothérapie complète et pratique, confortablement installé chez vous.
3. Réglage de l'intensité : Pendant l'utilisation, appuyez brièvement sur le bouton « ON/OFF » pour modifier la luminosité (L / M / H).
4. Chargement : Un voyant de batterie clignotant indique une batterie faible. Branchez l'appareil sur une prise secteur dès que possible pour éviter d'interrompre votre traitement.
5. Conseils d'utilisation: Utilisez le masque rejuvenissant 3 à 5 fois par semaine.

Mode d'emploi de l'appareil [page 2-f2]:

1. Démaquillez-vous et nettoyez soigneusement votre visage.
2. Nettoyez le masque (masque uniquement, à l'exception des composants électroniques) avant et après utilisation. Remarque : La télécommande et les câbles ne doivent pas entrer en contact avec l'eau. Après utilisation, assurez-vous de débrancher la télécommande du masque et de la source d'alimentation.
3. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Le programme se déroule automatiquement pendant 20 minutes.
4. Retirez le masque et appliquez une crème hydratante.

Entretien et maintenance de l'appareil:

1. Conservez ce produit dans un endroit sec à température ambiante et évitez toute exposition à la poussière, à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
2. Nettoyez le masque (masque uniquement, à l'exception des composants électroniques) avant et après utilisation. Remarque : La télécommande et les câbles ne doivent pas entrer en contact avec l'eau. Après utilisation, assurez-vous de débrancher la télécommande du masque et de la source d'alimentation.
3. Ce produit contient une batterie lithium-polymère. Lors de la mise au rebut de l'appareil, veuillez le rapporter à un point de collecte local pour le recyclage des piles. Il est recommandé de le séparer des autres déchets ménagers afin de protéger l'environnement.

Précautions:

Tenir le produit hors de portée des jeunes enfants. Manipuler le produit avec précaution pendant son utilisation. Il ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes, celles qui envisagent une grossesse, celles qui allaitent ou les personnes sensibles à la lumière. Ne pas utiliser pendant la charge. N'exercez pas de pression excessive sur l'appareil pour éviter toute déformation ou tout dysfonctionnement. Ne réparez, ne démontez ou ne modifiez pas l'appareil vous-même. Ne le laissez pas tomber et ne le heurtez pas pour éviter tout dysfonctionnement. Remarque : La télécommande et les câbles ne doivent pas entrer en contact avec l'eau. Après chaque séance, essuyez le produit avec un chiffon humide. Ne lavez pas l'appareil sous l'eau et ne l'immergez pas. N'utilisez pas de substances abrasives pour le nettoyer. Rangez-le dans un endroit frais et sec. L'appareil est doté d'une fonction d'arrêt automatique après 20 minutes d'utilisation. Malgré les précautions de sécurité prises, l'appareil peut provoquer des rougeurs ou des irritations cutanées. Dans ce cas, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin. Une utilisation plus fréquente que recommandée peut entraîner un risque d'irritation ou d'inflammation cutanée. N'utilisez pas de solarium et n'exposez pas la peau au soleil pendant au moins 48 heures avant et après utilisation. Cet appareil ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans. Ne pas utiliser sur les zones cutanées présentant un risque accru de cancer de la peau, sur des plaies ouvertes ou des éruptions cutanées, sur des zones gonflées, rouges, irritées, infectées ou enflammées, ni sur des éruptions cutanées. Portez une protection oculaire lors de l'utilisation d'appareils IPL ou laser afin d'éviter toute exposition directe ou indirecte aux rayonnements. Avant d'utiliser l'appareil, il est recommandé de consulter un médecin et, si nécessaire, de réaliser des examens diagnostiques de la zone traitée. Le traitement ne doit être entrepris qu'après avoir obtenu les documents attestant de cette consultation.

Plus d'informations sur l'entreprise et ses produits [page 2 - f4]:

Voltaje de funcionamiento:	3,7 V
Voltaje de carga:	CC 5 V 1 A
Número de LED:	Rostro: 444 unidades / Cuello: 58 unidades
Capacidad de la batería:	2000 mAh
Material:	Silicona ABS
Luz roja + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Luz verde:	505 ± 5 nm
Luz azul:	470nm



Seguridad:

Lea este manual de usuario antes de usar este producto y siga sus instrucciones al utilizarlo.

Contenido del kit (página 2-F1):

1. Mascarilla facial / 2. Mascarilla para el cuello / 3. Control remoto / 4. Cable USB

Descripción del control remoto (página 2-F2):

1. Salida de potencia x2 / 2. Modo IR + luz roja / 3. Modo luz verde / 4. Modo de luz azul / 5. Botón de cambio de modo / 6. Nivel de intensidad (Bajo, Medio, Alto) / 7. Botón de encendido/apagado / Ajuste de intensidad / 8. Puerto de carga.

Funcionamiento del dispositivo:

1. Encendido/apagado: Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.
 2. Modo automático: Una vez encendido, el dispositivo entra en modo automático e inicia un ciclo de fototerapia de 20 minutos que consta de tres etapas:
 - Etapa 1 (10 min) – Luz infrarroja (invisible) + luz roja; mejora la circulación y estimulación del colágeno.
 - Etapa 2 (5 min) – Luz verde; reducción del acné y limpieza de la piel.
 - Etapa 3 (5 min) – Luz azul; propiedades antibacterianas, ayuda a aliviar la decoloración del acné.
- El programa automatizado permite una sesión de fototerapia completa y cómoda en la comodidad de su hogar.
3. Ajuste de la intensidad: Durante el funcionamiento, pulse brevemente el botón "ON/OFF" para cambiar el brillo (L / M / H).
 4. Carga: Un indicador de batería parpadeante indica batería baja. Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación lo antes posible para evitar interrumpir el tratamiento.
 5. Uso recomendado: Use la mascarilla rejuvenecedora de 3 a 5 veces por semana.

Cómo usar el dispositivo (página 2-F2):

1. Desmaquillese y limpie bien el rostro.
2. Aplique una mascarilla o sérum y luego fije el dispositivo a la cabeza con las correas de velcro.
3. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el dispositivo. El programa se ejecuta automáticamente durante 20 minutos.
4. Retire la mascarilla y aplique crema hidratante.

Cuidado y mantenimiento del dispositivo:

1. Guarde este producto en un lugar seco a temperatura ambiente y evite la exposición al polvo, la luz solar directa o la humedad.
2. Limpie la mascarilla (solo la mascarilla, excluyendo las partes electrónicas) antes y después de usarla. Nota: El controlador y los cables no deben entrar en contacto con el agua. Después de usarla, asegúrese de desconectar el controlador de la mascarilla y de la fuente de alimentación.
3. Este producto contiene una batería de polímero de litio. Al desechar el dispositivo, llévelo a un punto limpio de baterías local. Se recomienda separarlo de los residuos domésticos para proteger el medio ambiente.

Precauciones:

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños. Manipule el producto con precaución durante su uso. No debe ser utilizado por mujeres embarazadas, personas que planean quedarse embarazadas, personas en período de lactancia ni personas sensibles a la luz. No lo utilice mientras se carga. No ejerza demasiada presión sobre el dispositivo para evitar deformaciones y fallos de funcionamiento. No repare, desmonte ni modifique el dispositivo usted mismo. No deje caer ni golpee el dispositivo para evitar fallos de funcionamiento. Nota: El control remoto y los cables no deben entrar en contacto con el agua. Después de cada tratamiento, limpie el producto con un paño húmedo. No lave el dispositivo bajo el agua ni lo sumerja. No utilice sustancias abrasivas para limpiarlo. Guárdelo en un lugar fresco y seco. El dispositivo se apaga automáticamente después de 20 minutos de uso. Independientemente de las precauciones de seguridad que tome, el dispositivo puede causar enrojecimiento o irritación de la piel. En tales casos, suspenda su uso inmediatamente y consulte a un médico. Si el dispositivo se usa con más frecuencia de la recomendada, existe el riesgo de irritación o inflamación de la piel. No utilice un solarium ni exponga la piel a la luz solar durante al menos 48 horas antes y después de usar el dispositivo. El dispositivo no es apto para menores de 18 años. No lo use en áreas de la piel con mayor riesgo de cáncer de piel, heridas abiertas o erupciones cutáneas, ni en áreas hinchadas, enrojecidas, irritadas, infectadas o inflamadas, ni en erupciones cutáneas. Use protección ocular al usar dispositivos IPL o láser para evitar la exposición a la radiación directa o reflejada. Antes de usar el dispositivo, se recomienda consultar a un médico y, si es necesario, realizar pruebas diagnósticas en la zona a tratar. No se debe realizar el tratamiento hasta que se disponga de la documentación de dicha consulta.

Más información sobre la empresa y los productos (página 2-F4):

Tensão de funcionamento:	3,7V
Tensão de carregamento:	DC5 V 1 A
Número de LEDs:	Rosto – 444 unidades / Pescoço – 58 unidades
Capacidade da bateria:	2000 mAh
Material:	ABS de silicone
Luz vermelha + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Luz verde:	505 ± 5 nm
Luz azul:	470nm



Segurança:

Leia este manual do utilizador antes de utilizar este produto e siga as instruções nele contidas quando utilizar o dispositivo.

Conteúdo do Kit (página 2-f1):

1. Máscara Facial / 2. Máscara Cervical / 3. Comando à Distância / 4. Cabo USB

Descrição do Comando à Distância (página 2-f2):

1. Potência de saída x2 / 2. Modo IV + Luz Vermelha / 3. Modo Luz Verde / 4. Modo de Luz azul /
5. Botão de Seleção de Modo / 6. Nível de Intensidade (Baixo, Médio, Alto) / 7. Botão de Ligar/Desligar / Ajuste de Intensidade / 8. Porta de Carregamento.

Funcionamento do Dispositivo:

1. Ligar/Desligar: Prima o botão durante 3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.

2.º Modo Automático: Depois de ligado, o dispositivo entra no modo automático e inicia um ciclo de fototerapia de 20 minutos, composto por três etapas:

- Etapa 1 (10 min) – Luz infravermelha (invisível) + luz vermelha; melhoria da circulação e estimulação do colagénio.

- Etapa 2 (5 min) – Luz verde; redução da acne e limpeza da pele.

- Etapa 3 (5 min) – Luz azul; propriedades antibacterianas, ajuda a aliviar a descoloração da acne.

O programa automatizado permite uma sessão de fototerapia completa e cómoda no conforto da sua casa.

3. Ajuste da intensidade: Durante a utilização, pressione brevemente o botão "ON/OFF" para alterar a intensidade (L / M / H).

4. Carregamento: Um indicador de bateria intermitente indica bateria fraca. Ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação o mais rapidamente possível para evitar a interrupção do tratamento.

5.º Uso recomendado: Utilize a máscara rejuvenescedora 3 a 5 vezes por semana.

Como utilizar o dispositivo (página 2-f2):

1.º Remova a maquiagem e limpe bem o rosto.

2.º Aplique uma máscara ou sérum e, em seguida, fixe o dispositivo à cabeça utilizando as tiras de velcro.

3.º Pressione o botão de alimentação durante 3 segundos para ligar o dispositivo. O programa é executado automaticamente durante 20 minutos.

4.º Remova a máscara e aplique hidratante.

Cuidados e Manutenção do Dispositivo:

1. Armazene este produto num local seco, à temperatura ambiente, e evite a exposição a poeiras, luz solar direta ou condições de humidade.

2.º Limpe a máscara (apenas a máscara, excluindo as partes eletrónicas) antes e depois da utilização. Nota: O comando e os cabos não devem entrar em contacto com água. Após a utilização, certifique-se de que desliga o controlo da máscara e da fonte de alimentação.

3. Este produto contém uma bateria de polímero de lítio. Ao eliminar o dispositivo, leve-o a um ponto de reciclagem de baterias local. Recomenda-se separá-lo de outros resíduos domésticos para proteger o ambiente.

Precauções:

Mantenha o produto fora do alcance das crianças pequenas. Manuseie o produto com cuidado durante a utilização. Não deve ser utilizado por grávidas, grávidas, lactantes ou pessoas sensíveis à luz. Não o utilize durante o carregamento. Não aplique pressão excessiva no dispositivo para evitar deformações e avarias. Não repare, desmonte ou modifique o dispositivo por conta própria. Não deixe cair nem bata no dispositivo para evitar avarias. Nota: O comando e os cabos não devem entrar em contacto com água. Após cada tratamento, limpe o produto com um pano húmido. Não lave o dispositivo em água nem o submerja. Não utilize substâncias abrasivas para limpar o dispositivo. Guarde-o em local fresco e seco. O dispositivo possui uma função de desligamento automático após 20 minutos de utilização. Independentemente das precauções de segurança tomadas, o dispositivo pode causar vermelhidão ou irritação da pele. Nestes casos, interrompa imediatamente a utilização e consulte um médico. Se o dispositivo for utilizado com mais frequência do que o recomendado, existe o risco de irritação ou inflamação da pele. Não utilize um solário nem exponha a pele à luz solar durante pelo menos 48 horas antes de utilizar o dispositivo e durante pelo menos 48 horas após a utilização. O dispositivo não é adequado para utilização em indivíduos com menos de 18 anos. Não utilize em zonas da pele com risco acrescido de cancro de pele, em feridas abertas ou erupções cutâneas, em zonas da pele inchadas, vermelhas, irritadas, infectadas ou inflamadas, ou em erupções cutâneas. Utilize proteção ocular quando utilizar dispositivos IPL ou laser para evitar a exposição à radiação direta ou refletida. Antes de utilizar o dispositivo, recomenda-se a consulta de um médico e, se necessário, a realização de exames de diagnóstico da área a tratar. O tratamento não deve ser realizado até que a documentação dessa consulta esteja disponível.

Mais informações sobre a empresa e os produtos (página 2 -f4):

Tensione di funzionamento:	3,7V
Tensione di carica:	5 VCC 1 A
Numero di LED:	Viso - 444 pezzi / Collo - 58 pezzi
Capacità della batteria:	2000 mAh
Materiale:	Silicone ABS
Luce rossa + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Luce verde:	505 ± 5 nm
Luce blu:	470nm

Sicurezza:

Leggere il presente manuale utente prima di utilizzare il prodotto e seguire le istruzioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Contenuto del kit (pagina 2-f1):

1. Maschera facciale / 2. Maschera cervicale / 3. Telecomando / 4. Cavo USB

Descrizione del telecomando (pagina 2-f2):

1. Potenza in uscita x2 / 2. Modalità IR + Luce rossa / 3. Modalità luce verde / 4. Modalità luce blu / 5. Pulsante di selezione modalità / 6. Livello di intensità (basso, medio, alto) / 7. Pulsante ON/OFF / Regolazione dell'intensità / 8. Porta di ricarica.

Funzionamento del dispositivo:

1. Accensione/Spengimento: tenere premuto il pulsante per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.
2. Modalità automatica: una volta acceso, il dispositivo entra in modalità automatica e inizia un ciclo di fototerapia di 20 minuti composto da tre fasi:
 - Fase 1 (10 min) – Luce infrarossa (invisibile) + luce rossa; miglioramento della circolazione e stimolazione del collagene.
 - Fase 2 (5 min) – Luce verde; riduzione dell'acne e pulizia della pelle.
 - Fase 3 (5 min) – Luce blu; proprietà antibatteriche, aiuta ad alleviare le discromie causate dall'acne.
- Il programma automatico consente una sessione di fototerapia comoda e completa nel comfort di casa tua.
3. Regolazione dell'intensità: Durante il funzionamento, premere brevemente il pulsante "ON/OFF" per modificare l'intensità (B / M / H).
4. Ricarica: Un indicatore di batteria lampeggiante indica che la batteria è scarica. Collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione il prima possibile per evitare di interrompere il trattamento.
5. Uso consigliato: Utilizzare la maschera ringiovanente 3-5 volte a settimana.

Come utilizzare il dispositivo (pagina 2-f2):

1. Rimuovere il trucco e detergere accuratamente il viso.
2. Applicare una maschera o un siero, quindi fissare il dispositivo alla testa utilizzando le cinghie in velcro.
3. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo. Il programma funziona automaticamente per 20 minuti.
4. Rimuovere la maschera e applicare la crema idratante.

Cura e manutenzione del dispositivo:

1. Conservare il prodotto in un luogo asciutto a temperatura ambiente ed evitare l'esposizione a polvere, luce solare diretta o umidità.
2. Pulire la maschera (solo la maschera, escluse le parti elettroniche) prima e dopo l'uso. Nota: il controller e i cavi non devono entrare in contatto con l'acqua. Dopo l'uso, assicurarsi di scollegare il controller dalla maschera e dalla fonte di alimentazione.
3. Questo prodotto contiene una batteria ai polimeri di litio. Per lo smaltimento del dispositivo, portarlo presso un punto di riciclaggio locale per batterie. Si consiglia di separarlo dagli altri rifiuti domestici per proteggere l'ambiente.

Precauzioni:

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli. Maneggiare il prodotto con cautela durante l'uso. Non deve essere utilizzato da donne incinte, da chi sta pianificando una gravidanza, da persone che allattano o da persone sensibili alla luce. Non utilizzare durante la ricarica. Non applicare una pressione eccessiva al dispositivo per evitare deformazioni e malfunzionamenti. Non riparare, smontare o modificare il dispositivo autonomamente. Non far cadere o urtare il dispositivo per evitare malfunzionamenti. Nota: il telecomando e i cavi non devono entrare in contatto con l'acqua. Dopo ogni trattamento, pulire il prodotto con un panno umido. Non lavare il dispositivo sotto l'acqua né immergerlo. Non utilizzare sostanze abrasive per pulire il dispositivo. Conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Il dispositivo è dotato di una funzione di spegnimento automatico dopo 20 minuti di utilizzo. Indipendentemente dalle precauzioni di sicurezza adottate, il dispositivo può causare arrossamenti o irritazioni cutanee. In tali casi, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico. Se il dispositivo viene utilizzato più frequentemente di quanto raccomandato, sussiste il rischio di irritazione o infiammazione cutanea. Non utilizzare un solarium o esporre la pelle alla luce solare per almeno 48 ore prima di utilizzare il dispositivo e per almeno 48 ore dopo l'utilizzo. Il dispositivo non è adatto all'uso su persone di età inferiore ai 18 anni. Non utilizzare su aree della pelle a rischio elevato di cancro della pelle, su ferite aperte o eruzioni cutanee, su aree della pelle gonfie, rosse, irritate, infette o infiammate o su eruzioni cutanee. Indossare protezioni per gli occhi quando si utilizzano dispositivi IPL o laser per evitare l'esposizione a radiazioni dirette o riflesse. Prima di utilizzare il dispositivo, si raccomanda di consultare un medico e, se necessario, eseguire test diagnostici sulla zona da trattare. Il trattamento non deve essere eseguito fino a quando non si dispone della documentazione di tale consultazione.

Ulteriori informazioni sull'azienda e sui prodotti (pagina 2 - f4):

Provozní napětí:	3,7 V
Nabíjecí napětí:	DC5 V 1 A
Počet LED diod:	Oblíček – 444 ks / Krk – 58 ks
Kapacita baterie:	2000 mAh
Materiál:	ABS silikon
Červené světlo + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Zelené světlo:	505 ± 5 nm
Modré světlo:	470nm



Bezpečnost:

Před použitím tohoto produktu si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte pokyny v ní uvedené.

Obsah sady [strana 2-f1]:

1. Oblíčeková maska / 2. Maska na krk / 3. Dálkové ovládání / 4. USB kabel

Popis dálkového ovládání [strana 2-f2]:

1. Vstupní výkon x2 / 2. Režim IR + červené světlo / 3. Režim zeleného světla / 4. režim modrého světla /
5. Tlačítko přepínání režimů / 6. Úroveň intenzity (nízká, střední, vysoká) / 7. Tlačítko ZAP/VYP / Nastavení intenzity / 8. Nabíjecí port.

Ovládání zařízení:

1. Zapnutí/vypnutí: Podržím tlačítko po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete zařízení.
2. Automatický režim: Po zapnutí zařízení přejde do automatického režimu a zahájí 20minutový cyklus fototerapie sestávající ze tří fází:
- Fáze 1 (10 min) – Infračervené (neviditelné) světlo + červené světlo; zlepšení krevního oběhu a stimulace kolagenu.
- Fáze 2 (5 min) – Zelené světlo; redukce akné a čištění pleti.
- Fáze 3 (5 min) – Modré světlo; antibakteriální vlastnosti, pomáhá zmírňovat zbarvení při akné.
Automatizovaný program umožňuje pohodlné a kompletní fototerapeutické sezení v pohodlí domova.
3. Nastavení intenzity: Během provozu krátce stiskněte tlačítko „ON/OFF“ pro změnu jasu (L / M / H).
4. Nabíjení: Blikající indikátor baterie signalizuje nízký stav baterie. Zapojte zařízení co nejdříve do zásuvky, abyste předešli přerušení ošetření.
5. Doporučené použití: Omlazující masku používejte 3–5krát týdně.

Jak používat zařízení [strana 2-f2]:

1. Odličte se a důkladně si očistěte obličej.
2. Naneste masku nebo sérum a poté zařízení upevněte na hlavu pomocí suchých zipů.
3. Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, abyste zařízení zapnuli. Program běží automaticky po dobu 20 minut.
4. Sejměte masku a naneste hydratační krém.

Péče o zařízení a jeho údržba:

1. Tento výrobek skladujte na suchém místě při pokojové teplotě a chráňte jej před prachem, přímým slunečním zářením nebo vlhkým prostředím.
2. Před a po použití masku očistěte (pouze masku, s výjimkou elektronických součástí). Poznámka: Ovladač a kabely by neměly přijít do kontaktu s vodou. Po použití se ujistěte, že jste odpojili ovladač od masky a od zdroje napájení.
3. Tento výrobek obsahuje lithium-polymerovou baterii. Při likvidaci zařízení jej odevzdejte na místním sběrném místě pro recyklaci baterií. Doporučuje se jej oddělit od ostatního domovního odpadu, abyste chránili životní prostředí.

Opatření:

Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí. Během používání s výrobkem zacházejte opatrně. Neměly by jej používat těhotné ženy, osoby plánující těhotenství, kojící ženy ani osoby citlivé na světlo. Nepoužívejte jej během nabíjení. Na zařízení nevyvíjejte nadměrný tlak, abyste zabránili deformaci a poruše. Zařízení sami neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte. Abyste předešli poruše, nenechte zařízení upadnout ani ho neumisťujte. Poznámka: Dálkový ovladač a kabely by neměly přijít do kontaktu s vodou. Po každém použití výrobek otřete vlhkým hadříkem. Zařízení nemyjte pod vodou ani jej nepoužívejte. K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní látky. Skladujte jej na chladném a suchém místě. Přístroj se po 20 minutách používání automaticky vypne. Bez ohledu na přijatá bezpečnostní opatření může přístroj způsobit zarudnutí nebo podráždění kůže. V takových případech jej okamžitě přestaňte používat a poraďte se s lékařem. Pokud se přístroj používá častěji, než je doporučeno, existuje riziko podráždění nebo zánětu kůže. Nepoužívejte solárium ani nevystavujte pokožku slunečnímu záření po dobu alespoň 48 hodin před použitím přístroje a po dobu alespoň 48 hodin po jeho použití. Přístroj není vhodný pro osoby mladší 18 let. Nepoužívejte na oblasti kůže se zvýšeným rizikem rakoviny kůže, na otevřené rány nebo výrážky, na oteklé, zarudlé, podrážděné, infikované nebo zánětlivé oblasti kůže ani na kožní vyrážky. Při používání IPL nebo laserových zařízení používejte ochranu očí, abyste se vyhnuli vystavení přímému nebo odraženému záření. Před použitím přístroje se doporučuje poradit se s lékařem a v případě potřeby provést diagnostické vyšetření ošetřované oblasti. Ošetření by se nemělo provádět, dokud není k dispozici dokumentace o takové konzultaci.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f4]:

Prevádzkové napätie:	3,7V
Nabíjacie napätie:	DC5V 1A
Počet LED diód:	Tvár – 444 ks / Krk – 58 ks
Kapacita batérie:	2000 mAh
Materiál:	ABS silikón
Červené svetlo + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Zelené svetlo:	505 ± 5 nm
Modré svetlo:	470nm



Bezpečnosť:

Pred použitím tohto produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte pokyny v nej uvedené.

Obsah súpravy [strana 2-f1]:

1. Maska na tvár / 2. Maska na krk / 3. Dialkové ovládanie / 4. USB kábel

Popis diaľkového ovládania [strana 2-f2]:

1. Výstupný výkon x2 / 2. Režim R + červeného svetla / 3. Režim zeleného svetla / 4. Režim modrého svetla / 5. Tlačidlo prepínača režimov / 6. Úroveň intenzity (nízka, stredná, vysoká) / 7. Tlačidlo ZAP/VYP / Nastavenie intenzity / 8. Nabíjaci port.

Obsluha zariadenia:

1. Zapnutie/Vypnutie: Podržaním tlačidla 3 sekundy zapnete alebo vypnete zariadenie.
2. Automatický režim: Po zapnutí zariadenie prejde do automatického režimu a spustí 20-minútový cyklus fototerapie pozostávajúci z troch fáz:
- Fáza 1 (10 min) – Infrčervené (neviditeľné) svetlo + červené svetlo; zlepšeny krvný obeh a stimulácia kolagénu.
- Fáza 2 (5 min) – Zelené svetlo; redukcia akné a čistenie pleti.
- Fáza 3 (5 min) – Modré svetlo; antibakteriálne vlastnosti, pomáha zmiňovať zabarvení pri akné.
3. Automatizovaný program umožňuje pohodlné a kompletne sedenie fototerapie v pohodlí vášho domova.
4. Nastavenie intenzity: Počas prevádzky krátko stlačte tlačidlo „ON/OFF“ pre zmenu jas (L / M / H).
5. Nabíjanie: Blikajúci indikátor batérie signalizuje slabú batériu. Zapojte zariadenie do zdroja napájania čo najskôr, aby ste predišli prerušeniu liečby.
5. Odporúčané použitie: Omladzujúcu masku používajte 3–5-krát týždenne.

Ako používať zariadenie [strana 2-f2]:

1. Odličte sa a dôkladne si očistite tvár.
2. Naneste masku alebo sérum a potom zariadenie pripievte na hlavu pomocou suchých zipsov.
3. Podržte tlačidlo napájania 3 sekundy, aby ste zariadenie zapli. Program beží automaticky 20 minút.
4. Odstráňte masku a naneste hydratačný krém.

Starostlivosť o zariadenie a jeho údržba:

1. Tento výrobok skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote a vyhýbajte sa vystaveniu prachu, priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkým podmienkam.
2. Pred a po použití masku očistite (iba masku, okrem elektronických častí). Poznámka: Ovládač a káble by nemali prísť do kontaktu s vodou. Po použití sa uistite, že ste odpojili ovládač od masky a od zdroja napájania.
3. Tento výrobok obsahuje lítium-polymérovú batériu. Pri likvidácii zariadenia ho odneste na miestne zberné miesto na recykláciu batérií. Odporúča sa oddeliť ho od ostatného domového odpadu, aby ste chránili životné prostredie.

Upozornenia:

Výrobok uchovávať mimo dosahu malých detí. Počas používania s výrobkom manipulujte opatrne. Nemali by ho používať tehotné ženy, osoby plánujúce otehotnieť, dojčacie ženy ani osoby citlivé na svetlo. Nepoužívajte ho počas nabíjania. Na zariadenie neťahajte nadmerne, aby ste predišli deformácii a poruche. Zariadenie sami neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte. Aby ste predišli poruche, nechajte zariadenie spadnúť ani na neho neudierajte. Poznámka: Diaľkové ovládač a káble by nemali prísť do kontaktu s vodou. Po každom použití výrobok utrite vlhkom handričkou. Zariadenie neumývajte pod vodou ani ho neponárajte. Na čistenie zariadenia nepoužívajte abrazívne látky. Skladujte ho na chladnom a suchom mieste. Zariadenie má funkciu automatického vypnutia po 20 minútach používania. Bez ohľadu na prijaté bezpečnostné opatrenia môže zariadenie spôsobiť začervenanie alebo podráždenie pokožky. V takýchto prípadoch ho okamžite prestaňte používať a poraďte sa s lekárom. Ak sa odporúča, existuje riziko podráždenia alebo zápalu pokožky. Nepoužívajte solárium ani nevystavujte pokožku slnečnému žiareniu najmenej 48 hodín pred použitím zariadenia a najmenej 48 hodín po jeho použití. Zariadenie nie je vhodné na použitie u osôb mladších ako 18 rokov. Nepoužívajte na miestach pokožky so zvýšeným rizikom rakoviny kože, na otvorených ranách alebo vyrážkach, na opuchnutých, červených, podráždených, infikovaných alebo zapálených miestach pokožky alebo na kožných výrazkách. Pri používaní IPL alebo laserových zariadení noste ochranu očí, aby ste sa vyhnuli vystaveniu priamemu alebo odrazenému žiareniu. Pred použitím zariadenia sa odporúča poradiť sa s lekárom a v prípade potreby vykonať diagnostické vyšetrenie ošetrovanej oblasti. Ošetrovanie by sa nemalo vykonávať, kým nie je k dispozícii dokumentácia o takejto konzultácii.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2-f4]:

Delovna napetost:	3,7V
Polnilna napetost:	DC5 V 1 A
Število LED diod:	Obraz – 444 kosov / Vrat – 58 kosov
Kapaciteta baterije:	2000 mAh
Material:	ABS silikon
Rdeča luč + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Zelena luč:	505 ± 5 nm
Modra svetloba:	470nm



Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte navodila v njem.

Vsebina kompleta [stran 2-f1]:

1. Maska za obraz / 2. Maska za vrat / 3. Daljinski upravljalnik / 4. Kabel USB

Opis daljinskega upravljalnika [stran 2-f2]:

1. Izhodna moč x2 / 2. Način IR + rdeča luč / 3. Način zelene luči / 4. Režim modroho svetla / 5. Gumb za preklapljanje načina / 6. Stopnja intenzivnosti (nizka, srednja, visoka) /
7. Gumb VKLOP/IZKLOP / Nastavitev intenzivnosti / 8. Polnilna vrata.

Upravljanje naprave:

1. Vkllop/izkllop: Držite gumb 3 sekunde, da vklopite ali izklopite napravo.
2. Samodejni način: Ko je naprava vklopljena, preklopi v samodejni način in začne 20-minutni cikel fototerapije, ki ga sestavljajo tri stopnje:
 - 1. stopnja (10 min) – Infrardeča (nevidna) svetloba + rdeča svetloba; izboljšana cirkulacija in stimulacija kolagena.
 - 2. stopnja (5 min) – Zelena luč; zmanjšanje aken in čiščenje kože.
 - 3. stopnja (5 min) – Modra svetloba; antibakterijske lastnosti, pomaga ublažiti razbarvanje aken.
3. Avtomatiziran program omogoča priročno in celovito fototerapijo v udobju vašega doma.
3. Prilagajanje intenzivnosti: Med delovanjem na kratko pritisnite gumb "VKLOP/IZKLOP", da spremenite svetlost (L./M./H).
4. Polnjenje: Utripajoči indikator baterije označuje nizko stanje baterije. Napravo čim prej priključite na vir napajanja, da preprečite prekinitev zdravljenja.
5. Priporočena uporaba: Pomlajevalno masko uporabljajte 3–5-krat na teden.

Kako uporabljati napravo [stran 2-f2]:

1. Odstranite ličila in temeljito očistite obraz.
2. Nanosite masko ali serum, nato pa napravo pritrdite na glavo z ježki.
3. Držite gumb za vklop 3 sekunde, da vklopite napravo. Program se samodejno izvaja 20 minut.
4. Odstranite masko in nanosite vlažilno kremo.

Nega in vzdrževanje naprave:

1. Izdelek shranjujte na suhem mestu pri sobni temperaturi in se izogibajte izpostavljanju prahu, neposredni sončni svetlobi ali vlažnim pogojem.
2. Pred in po uporabi očistite masko (samo masko, razen elektronskih delov). Opomba: Krmilnik in kablji ne smejo priti v stik z vodo. Po uporabi se prepričajte, da ste krmilnik izklopili iz maske in iz vira napajanja.
3. Ta izdelek vsebuje litijevo-polimerno baterijo. Ko napravo odlagate, jo odnesite na lokalno zbirališče za recikliranje baterij. Priporočljivo je, da jo ločite od drugih gospodinjinskih odpadkov, da zaščitite okolje.

Prireditelni ukrepi:

Izdelek hranite izven dosega majhnih otrok. Med uporabo z izdelkom ravnajte previdno. Izdelek ne smejo uporabljati nosečnice, osebe, ki načrtujejo nosečnost, dojlje ali osebe, občutljive na svetlobo. Ne uporabljajte ga med polnjenjem. Na napravo ne pritiskajte premočno, da preprečite deformacije in okvare. Naprave ne popravljajte, ne razstavljajte in ne spreminjajte sami. Naprave ne spuščajte in ne udarjajte, da preprečite okvare. Opomba: Daljinski upravljalnik in kablji ne smejo priti v stik z vodo. Po vsaki uporabi izdelek obrišite z vlažno krpo. Naprave ne umivajte pod vodo in je ne potaplajte. Za čiščenje naprave ne uporabljajte abrazivnih snovi. Shranjujte jo na hladnem in suhem mestu. Naprava se po 20 minutah uporabe samodejno izklopi. Ne gledajte na sprejete varnostne ukrepe lahko naprava povzroči rdečico ali draženje kože. V takih primerih takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom. Če napravo uporabljate pogosteje, kot je priporočeno, obstaja tveganje za draženje ali vnetje kože. Vsaj 48 ur pred uporabo naprave in vsaj 48 ur po uporabi ne uporabljajte solarija ali izpostavljajte kožo sončni svetlobi. Naprava ni primerna za uporabo pri osebah, mlajših od 18 let. Ne uporabljajte je na predelih kože, kjer obstaja povečano tveganje za kožnega raka, na odprtih ranah ali izpuščajih, na oteklih, rdečih, razdraženih, okuženih ali vnetih predelih kože ali na kožnih izbruhih. Pri uporabi IPL ali laserskih naprav nosite zaščito za oči, da se izognete izpostavljenosti neposrednemu ali odločnemu sevanju. Pred uporabo naprave je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom in po potrebi opravite diagnostično testiranje predele, ki ga zdravite. Zdravljenja se ne sme izvajati, dokler ni na voljo dokumentacija o takšnem posvetovanju.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2-f4]:

Tööpinge:	3,7V
Laadimispinge:	DC5 V 1 A
LED-ide arv:	Nägu – 444 tk / Kael – 58 tk
Aku mahtuvus:	2000 mAh
Materjal:	ABS-silikon
Punane tuli + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Roheline tuli:	505 ± 5 nm
Sinine valgus:	470nm



Ohutus:

Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid juhiseid.

Komplekti sisu (lk 2-f1):

1. Näomask / 2. Kaelamask / 3. Kaugjuhtimispuult / 4. USB-kaabel

Kaugjuhtimispuuldi kirjeldus (lk 2-f2):

1. Toide x2 / 2. IR + punase valguse režiim / 3. Rohelise valguse režiim / 4. Sinise valguse režiim /
5. Režiimilüliti / 6. Intensivsuse tase (madal, keskmine, kõrge) / 7. Sisse/välja nupp / Intensivsuse reguleerimine / 8. Laadimisport.

Seadme kasutamine:

1. Sisse/väljalülitamine: seadme sisse- või väljalülitamiseks hoidke nuppu 3 sekundit all.
2. Automaatrežiim: pärast sisselülitamist lülitub seade automaatrežiimi ja alustab 20-minutilise fototeraapia tsükli, mis koosneb kolmest etapist:
 - 1. etapp (10 min) – infrapunane (nähtamatu) valgus + punane valgus; vereeringe ja kollageeni stimuleerimise parandamine.
 - 2. etapp (5 min) – roheline tuli; akne vähendamine ja naha puhastamine.
 - 3. etapp (5 min) – sinine valgus; antibakteriaalsed omadused, aitab leevendada akne värvimuutust.
- Automaatne programm võimaldab mugavat ja täielikku fototeraapia seanssi teie kodus.
3. Intensivsuse reguleerimine: Töötamise ajal vajutage helikluse (L / M / H) muutmiseks lühidalt nuppu "ON/OFF".
4. Laadimine: Viikuv akumindikaator näitab aku tühenemist. Ühendage seade võimalikult kiiresti vooluvõrku, et vältida ravi katkestamist.
5. Soovitatav kasutamine: Kasutage noorendavat maski 3–5 korda nädalas.

Seadme kasutamine (lk 2-f2):

1. Eemaldage meik ja puhastage nägu hoolikalt.
2. Kandke mask või seerum ja kinnitage seade takjapaeltega pea külge.
3. Seadme sisselülitamiseks hoidke toitenuppu 3 sekundit all. Programm töötab automaatselt 20 minutit.
4. Eemaldage mask ja kandke peale niisutajat.

Seadme hooldus ja korrahoiid:

1. Hoidke toodet kuivas kohas toatemperatuuril ja vältige kokkupuudet tolmuga, otsese päikesevalguse või niiske keskkonnaga.
2. Puhastage mask (ainult mask, välja arvatud elektroonilised osad) enne ja pärast kasutamist. Märkus: Kontrolleri ja kaablid ei tohi veega kokku puutuda. Pärast kasutamist eemaldage kontrolleri maskid ja toiteallikast.
3. See toode sisaldab liitiumpolümeerakut. Seadme utiliseerimisel viige see kohaliku akude taaskasutuspunkti. Keskkonna kaitsmiseks on soovitatav see eraldada muudest olmejäätmetest.

Ettevaatusabinõud:

Hoidke toodet väikelastele kättesaamatus kohas. Käsitsege toodet kasutamise ajal ettevaatlikult. Seda ei tohiks kasutada rasedad, rasedaks jäämist planeerivad, rinnaga toidvad ega valgustundlikud inimesed. Ärge kasutage seda laadimise ajal. Ärge avaldage seadmele liigset survet, et vältida deformatsiooni ja talitlushäireid. Ärge parandage, võtke lahti ega muutke seadet ise. Ärge pillake ega lööge seadet, et vältida talitlushäireid. Märkus: Kaugjuhtimispuult ja kaablid ei tohi veega kokku puutuda. Pärast iga töötlemist pühkige toodet niiske lapiga. Ärge peske seadet vee all ega uputage seda vette. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid aineid. Hoidke seda jahedas ja kuivas kohas. Seadmel on automaatne väljalülitusfunktsioon pärast 20-minutilise kasutamist. Sõltumata võetud ohutusabinõudest võib seade põhjustada naha punetust või ärritust. Sellistel juhtudel lõpetage koheselt kasutamine ja pöörduge arsti poole. Kui seadet kasutatakse sagedamini kui soovitud, on nahahäirete või põletiku oht. Ärge kasutage solariumi ega jätke nahka päikesevalguse kätte vähemalt 48 tundi enne seadme kasutamist ja vähemalt 48 tundi pärast selle kasutamist. Seade ei sobi kasutamiseks alla 18-aastastele isikutele. Ärge kasutage nahapiirkondadel, kus on suurenenud nahahäiri risk, lahtistid haavad või lööbetel, paistes, punetaval, ärritunud, nakatunud või põletikulistel nahapiirkondadel ega nahalöövetel korral IPL- või laserseadmete kasutamisel kandke silmakaitset, et vältida kokkupuudet otsese või peegeldunud kiirgusega. Enne seadme kasutamist on soovitatav konsulteerida arstiga ja vajadusel teha ravitava piirkonna diagnostiline testimine. Ravi ei tohiks läbi viia enne, kui selise konsultatsiooni kohta on olemas dokumentatsioon.

Lisateavet ettevõtte ja toodete kohta (lk 2 – f4):

Darbinė įtampa:
Įkrovimo įtampa:
Šviesos diodų skaičius:
Baterijos talpa:
Medžiaga:
Raudona šviesa + NIR:
Žalia šviesa:
Mėlyna šviesa:
3 V
5 V nuolatinė srovė 1 A
Veidas – 444 vnt. / Kaklas – 58 vnt.
2000 mAh
ABS silikonas
630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
505 ± 5 nm
470nm

Darbinė įtampa:
Įkrovimo įtampa:
Šviesos diodų skaičius:
Baterijos talpa:
Medžiaga:
Raudona šviesa + NIR:
Žalia šviesa:
Mėlyna šviesa:



Saugumas:

Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite šį naudotojo vadovą ir vadovaukites jame pateiktomis instrukcijomis.

Prinkinio turinys [2-f1 psl.]:

1. Veido kaukė / 2. Kaklo kaukė / 3. Nuotolinio valdymo pultas / 4. USB laidas

Nuotolinio valdymo pulto aprašymas [2-f2 psl.]:

1. Maitinimo įvestis x2 / 2. IR + raudonos šviesos režimas / 3. Žalios šviesos režimas / 4. Mėlynos šviesos režimas / 5. Režimo perjungimo mygtukas / 6. Intensyvumo lygis (žemas, vidutinis, aukštas) / 7. JUNGIMO/ISJUNGIMO mygtukas / Intensyvumo reguliavimas / 8. Įkrovimo priedas.

Įrenginio veikimas:

1. Jungimas/įsijungimas: Palaukite mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį.
2. Automatinis režimas: Įjungus įrenginį, jis pereina į automatinį režimą ir pradeda 20 minučių fototerapijos ciklą, kurį sudaro trys etapai:
- 1 etapas (10 min.) – infraraudonųjų spindulių (nematoma) šviesa + raudona šviesa: geresnė kraujotaka ir kolageno stimuliacija.
- 2 etapas (5 min.) – žalia šviesa: spuogų mažinimas ir odos valymas.
- 3 etapas (5 min.) – mėlyna šviesa: antibakterinės savybės, padeda sumažinti spuogų spalvos paktimus.
Automatinė programa leidžia patogiai ir išsamiai atlikti fototerapijos seansą namuose.
3. Intensyvumo reguliavimas: Veikimo metu trumpai paspauskite mygtuką „JUNGIMO/ISJUNGIMO“, kad pakeistumėte ryškumą (L / M / H).
4. Įkrovimas: Mirksintis akumuliatoriaus indikatorius rodo, kad akumuliatorius išsikrauna. Kuo greičiau prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio, kad nenutrauktumėte procedūros.
5. Rekomenduojamas naudojimas: naudokite atjauninamąją kaukę 3–5 kartus per savaitę.

Kaip naudoti įrenginį [2-f3 psl.]:

1. Nuvalykite makiažą ir kruopščiai nuvalykite veidą.
2. Užtepkite kaukę arba serumą, tada pritvirtinkite įrenginį prie galvos naudodami lipnias juosteles.
3. 3 sekundes palaikykite nuspauستą maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. Programa automatiškai veikia 20 minučių.
4. Nuimkite kaukę ir patepkite drėkinamuoju kremu.

Įrenginio priežiūra ir eksploatavimas:

1. Laikykite šį gaminį sausoje vietoje kambario temperatūroje ir venkite dulkių, tiesioginių saulės spindulių ar drėgmės.
2. Prieš naudojimą ir po jo nuvalykite kaukę (tik kaukę, išskyrus elektronines dalis). Pastaba: valdiklis ir laidai neturi liestis su vandeniu. Po naudojimo būtina atjunkti valdiklį nuo kaukės ir maitinimo šaltinio.
3. Šiame gaminyje yra ličio polimerų baterija. Išmesdami įrenginį, nuneškite jį į vietinį baterijų perdavimo punktą. Rekomenduojama jį atskirti nuo kitų buitinių atliekų, kad apsaugotumėte aplinką.

Atsargumo priemonės:

Laikykite gaminį mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Naudojimo metu su gaminiu elkitės atsargiai. Jo neturėtų naudoti nėščios moterys, planuojančios pastoti, maitinančios krūtimi arba žmonės, jautrus šviesai. Nenaudokite jo įkrovimo metu. Nespauskite per stipriai, kad išvengtumėte deformacijos ir gedimų. Netaisykite, neįsardykite ir nemodifikuokite įrenginio patys. Nenumeskite ir nedaugykite įrenginio, kad išvengtumėte gedimų. Pastaba: nuotolinio valdymo pultas ir laidai neturi liestis su vandeniu. Po kiekvieno naudojimo nuvalykite gaminį drėgnu skudurėliu. Neplaukite įrenginio po vandeniu ir nemerkite jo. Nenaudokite abrazyvinių medžiagų įrenginiui valyti. Laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje. Prietaisas turi automatinio išsijungimo funkciją po 20 minučių naudojimo. Nepaisant taikomos saugos priemonių, prietaisas gali sukelti odos paraudimą ar sudirginimą. Tokiais atvejais nedelsdami nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją. Jei prietaisas naudojamas dažniau nei rekomenduojama, kyla odos sudirginimo ar uždegimo rizika. Nenaudokite soliariumo ir nelaikykite odos saulės šviesoje bent 48 valandas prieš naudodami prietaisą ir bent 48 valandas po jo naudojimo. Prietaisas netinka naudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Nenaudokite odos vietose, kuriose yra padidėjusi odos vėžio rizika, ant atvirų žaizdų ar bėrimų, ant patinusių, paraudusių, sudirgusių, užkrėstų ar uždegiminių odos vietų arba ant odos išbėrimų. Naudodami IPL ar lazerinius prietaisus, dėvėkite akių apsaugos priemones, kad išvengtumėte tiesioginės ar atspindėtos spinduliuotės poveikio. Prieš naudojant prietaisą rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju ir, jei reikia, atlikti diagnostinius gydymo srities tyrimus. Gydymo negalima atlikti, kol nebus pateikti tokios konsultacijos dokumentai.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [2 puslapis - f4]:

Darba spriegums:	3,7 V
Uzlādes spriegums:	5 V līdzstrāva 1 A
Gaismas diodžu skaits:	Seja – 444 gab. / Kakls – 58 gab.
Akumulatora ietilpība:	2000 mAh
Materiali:	ABS silikons
Sarkanā gaisma + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Zaļā gaisma:	505 ± 5 nm
Zilā gaisma:	470nm



Drošība:

Pirms šī produkta lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un, lietojot ierīci, ievērojiet tajā sniegtos norādījumus.

Komplekta saturs [2.–1. lpp.]:

1. Sejas maska / 2. Kakla maska / 3. Tālvaldības pults / 4. USB kabelis

Tālvaldības pults apraksts [2.–2. lpp.]:

1. Jaudas izēja x2 / 2. IR + sarkanā gaismas režīms / 3. Zaļās gaismas režīms / 4. Zilās gaismas režīms / 5. Režīma pārslēgšanas poga / 6. Intensitātes līmenis (zems, vidējs, augsts) / 7. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga / Intensitātes regulēšana / 8. Uzlādes ports.

Ierīces darbība:

1. Ieslēgšana/izslēgšana: Turiet pogu nospiestu 3 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
2. Automātiskais režīms: Pēc ieslēgšanas ierīce pāriet automātiskajā režīmā un sak 20 minūšu fototerapijas ciklu, kas sastāv no trim posmiem:
 - 1. posms (10 min) – infrasarkanā (neredzamā) gaisma + sarkanā gaisma; uzlabota asinsrite un kolagēna sintēze.
 - 2. posms (5 min) – zaļā gaisma; aknes mazināšana un ādas attīrīšana.
 - 3. posms (5 min) – zilā gaisma; antibakteriālas īpašības, palīdz mazināt aknes krāsas maiņu.
3. Automatizētā programma nodrošina ērtu un pilnīgu fototerapijas sesiju jūsu mājās.
3. Intensitātes regulēšana: Darbības laikā īsi nospiediet pogu "IESLĒGTS/IZSLĒGTS", lai mainītu spilgtumu (L / M / H).
4. Uzlāde: Mirgojošs akumulatora indikators norāda uz zemu akumulatora uzlādes līmeni. Pēc iespējas ātrāk pievienojiet ierīci strāvas avotam, lai nepārtrauktu procedūru.
5. Ieteicamā lietošana: Lietojiet atjaunojošo masku 3–5 reizes nedēļā.

Kā lietot ierīci [2.–f2. lappuse]:

1. Noņemiet kosmētiku un rūpīgi notīriet seju.
2. Pirms un pēc lietošanas notīriet masku (tikai masku, izņemot elektroniskās daļas). Piezīme: Kontroleris un kabelis nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni.
3. Turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu ierīci. Programma darbojas automātiski 20 minūtes.
4. Noņemiet masku un uzklājiet mitrinātāju.

Ierīces kopšana un apkope:

1. Uzglabājiet šo produktu sausā vietā istabas temperatūrā un izvairieties no putekļu, tiešu saules staru vai mitruma iedarbības.
2. Pirms un pēc lietošanas notīriet masku (tikai masku, izņemot elektroniskās daļas). Piezīme: Kontroleris un kabelis nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni. Pēc lietošanas pārīcinieties, ka kontroleris ir atvienots no maskas un strāvas avota.
3. Šīs produkta satur līti polimēru akumulatoru. Izmetot ierīci, lūdz, nogādāiet to vietējā akumulatoru pārstrādes punktā. Ieteicams to atdalīt no citiem sadzīves atkritumiem, lai aizsargātu vidi.

Piesardzības pasākumi:

Sargājiet produktu maziem bērniem nepieejamā vietā. Lietošanas laikā rīkojieties ar produktu uzmanīgi. To nedrīkst lietot grūtnieces, sievietes, kas plāno grūtniecību, boro bērnu ar krūti, vai cilvēki, kas ir jutīgi pret gaismu. Nelietojiet to uzdares laikā. Nepiedietotiet pārmērīgu spiedienu uz ierīci, lai izvairītos no deformācijas un darbības traucējumiem. Nereģistrējiet, neizgauciet un nepārvietojiet ierīci paši. Nenometiet un nesīti ierīci, lai novērstu darbības traucējumus. Piezīme: Tālvaldības pults un kabelis nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni. Pēc katras apstrādes nosaukiet produktu ar mitru drānu. Nemažgājiet ierīci zem ūdens un neiegremdējiet to ūdenī. Neizmantojiet abrazīvas vielas ierīces tīrīšanai. Uzglabājiet to vēsa, sausā vietā. Ierīci ir automātiska ieslēgšanas funkcija pēc 20 minūšu lietošanas. Neatkarīgi no veiktajiem drošības pasākumiem, ierīce var izraisīt ādas apsārtumu vai kairinājumu. Šādos gadījumos nekavējoties pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu. Ja ierīci lieto biežāk nekā ieteicams, pastāv ādas kairinājuma vai iekaisuma risks. Nelietojiet solāriju un nepakļaujiet ādu saules gaismai vismaz 48 stundas pirms ierīces lietošanas un vismaz 48 stundas pēc tās lietošanas. Ierīce nav piemērota lietošanai personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Nelietojiet ādas vietās, kur ir paaugstināts ādas vēža risks, uz atvērtām brūcēm vai izsitumiem, uz pietūkumiem, sarkanām, iekaisušām, inficētām vai iekaisušām ādas vietām, kā arī uz ādas izsitumiem. Lietojot IPL vai lāzēri, valkājiet acu aizsargus, lai izvairītos no tieša vai atstarota starojuma iedarbības. Pirms ierīces lietošanas ieteicams konsultēties ar ārstu un, ja nepieciešams, veikt diagnostisko pārbaudi apstrādājamajā zonā. Ārstēšanu nedrīkst veikt, kamēr nav pieejama dokumentācija par šādu konsultāciju.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [2. lappuse – f4]:

Üzemi feszültség:	3,7V
Töltési feszültség:	DCS V 1 A
LED-ek száma:	Arc – 444 db / Nyak – 58 db
Akkumulátor kapacitása:	2000 mAh
Anyag:	ABS szilikon
Vörös fény + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Zöld fény:	505 ± 5 nm
Kék fény:	470nm



Biztonság:

A termék használatát előtt olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, és a készülék használata során kövesse az abban található utasításokat.

A készlet tartalma [2-f1. oldal]:

1. Arcmaszk / 2. Nyakmaszk / 3. Távirányító / 4. USB-kábel

Távirányító leírása [2-F2. oldal]:

1. Kimeneti teljesítmény x2 / 2. IR + piros fény mód / 3. Zöld fény mód / 4. Kék fény mód /
5. Módválasztó gomb / 6. Intenzitásszint (Alacsony, Közepes, Magas) / 7. BE/KI gomb / Intenzitásállítás / 8. Töltőport.

A készülék működése:

1. Be-/kikapcsolás: Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához.
2. Automatikus mód: Bekapcsolás után a készülék automatikus módba lép, és megkezdje a 20 perces fototerápiás ciklust, amely három szakaszból áll:
 - 1. szakasz (10 perc) – Infravörös (láthatatlan) fény + piros fény; jobb vérkeringés és kollagén stimuláció.
 - 2. szakasz (5 perc) – Zöld fény; pattanások csökkentése és bõr tisztítás.
 - 3. szakasz (5 perc) – Kék fény; antibakteriális tulajdonságok, segít enyhíteni a pattanások elszíneződését.
- Az automatizált program kényelmes, teljes fototerápiás kezelést tesz lehetővé otthonában.
3. Az intenzitás beállítása: Működés közben röviden nyomja meg az „ON/OFF” gombot a fényerő (L / M / H) módosításához.
4. Töltés: A világos akkumulátorjelző alacsony akkumulátortöltöttséget jelez. A lehető leghamarabb csatlakoztassa a készüléket áramforráshoz, hogy elkerülje a kezelés megszakítását.
5. Ajánlott használat: Használja a fiatalító maszkot hetente 3-5 alkalommal.

A készülék használata [2-F2. oldal]:

1. Távolítsa el a sminket, és alaposan tisztítsa meg az arcát.
2. Vigyen fel maszkot vagy szőrmot, majd rögzítse a készüléket a fejéhez a tépőzáras pántok segítségével.
3. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához. A program automatikusan 20 perig fut.
4. Vegye le a maszkot, és vigyen fel hidratálókrémet.

A készülék ápolása és karbantartása:

1. A terméket száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolja, és kerülje a por, a közvetlen napfény vagy a párák körülmények hatását.
2. Használat előtt és után tisztítsa meg a maszkot (csak a maszkot, az elektronikus alkatrészek kivételével). Megjegyzés: A vezérlő és a kábelek nem érintkezhetnek vízzel. Használat után húzza ki a vezérlőt a maszkból és az áramforrásból.
3. Ez a készüléket az ajánlottnál gyakrabban használja, fennáll a bőrirritáció vagy -gyulladás veszélye. Ne használjon szoláriumot, és ne tegye ki a bőrt napfénynek legalább 48 órán át a készülék használatát előtt, valamint legalább 48 órán át a használat után. A készülék nem alkalmas 18 év alatti személyek számára. Ne használja olyan bőrfelületeken, ahol fokozott a bőrák kockázata, nyílt sebekben vagy kiütéseken, duzzadt, vörös, irritált, fertőzött vagy gyulladt bőrfelületeken, illetve bőrkütiéseken. IPL vagy lézeres készülékek használatakor viseljen szemvédőt, hogy elkerülje a közvetlen vagy visszavert sugárzásnak való kitettséget. A készülék használatát előtt ajánlott orvoshoz fordulni, és szükség esetén diagnosztikai vizsgálatot végezni a kezelendő területen. A kezelést csak akkor szabad elvégezni, ha a konzultációról dokumentáció áll rendelkezésre.

Övintézkedések:

Tartsa a terméket kisgyermekektől elzárva. Használat közben óvatosan kezelje a terméket. Várandós nők, terhességet tervezők, szoptató anyák vagy fényérzékeny személyek nem használhatják. Ne használja töltés közben. Ne gyakoroljon túlzott nyomást a készülékre a deformáció és a meghibásodás elkerülése érdekében. Ne javítsa, ne szerelje szét és ne módosítsa a készülék saját kezűleg. Ne ejtse le és ne üsse meg a készüléket a meghibásodás elkerülése érdekében. Megjegyzés: A távirányító és a kábelek nem érintkezhetnek vízzel. Minden kezelést követően törölje át a terméket nedves ruhával. Ne mossa a készüléket víz alatt, és ne merítse vízbe. Ne használjon szűrőszöveteket a készülék tisztításához. Hűvös, száraz helyen tárolja. A készülék 20 perc használat után automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik. A megített biztonsági övintézkedésektől függetlenül a készülék bõrpiát vagy irritációt okozhat. Ilyen esetekben azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz. Ha a készüléket az ajánlottnál gyakrabban használja, fennáll a bőrirritáció vagy -gyulladás veszélye. Ne használjon szoláriumot, és ne tegye ki a bőrt napfénynek legalább 48 órán át a készülék használatát előtt, valamint legalább 48 órán át a használat után. A készülék nem alkalmas 18 év alatti személyek számára. Ne használja olyan bőrfelületeken, ahol fokozott a bőrák kockázata, nyílt sebekben vagy kiütéseken, duzzadt, vörös, irritált, fertőzött vagy gyulladt bőrfelületeken, illetve bőrkütiéseken. IPL vagy lézeres készülékek használatakor viseljen szemvédőt, hogy elkerülje a közvetlen vagy visszavert sugárzásnak való kitettséget. A készülék használatát előtt ajánlott orvoshoz fordulni, és szükség esetén diagnosztikai vizsgálatot végezni a kezelendő területen. A kezelést csak akkor szabad elvégezni, ha a konzultációról dokumentáció áll rendelkezésre.

További információk a cégről és a termékekről [2. oldal - F4]:

Tensiune de funcționare:	3.7V
Tensiune de încărcare:	DCSV 1A
Număr de LED-uri:	Față – 444 buc / Gât – 58 buc
Capacitate baterie:	2000 mAh
Material:	Silicon ABS
Lumină roșie + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Lumină verde:	505 ± 5nm
Lumină albastră:	470nm



Siguranță:

Citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza acest produs și urmați instrucțiunile conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Conținutul kitului (pagina 2-f1):

1. Mască facială / 2. Mască de gât / 3. Telecomandă / 4. Cablu USB

Descrierea telecomenzii (pagina 2-f2):

1. Putere de ieșire x2 / 2. Mod IR + lumină roșie / 3. Mod lumină verde / 4. Mod lumină albastră / 5. Buton comutare mod / 6. Nivel intensitate (Scăzut, Mediu, Ridicat) / 7. Buton PORNIT/OPRIȚ / Reglare intensitate / 8. Port de încărcare.

Funcționarea dispozitivului:

1. Pomire/Oprire: Țineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul.
2. Mod automat: Odată pornit, dispozitivul intră în modul automat și începe un ciclu de fototerapie de 20 de minute format din trei etape:
 - Etapa 1 (10 min) – Lumină infraroșie (invizibilă) + lumină roșie; circulație îmbunătățită și stimulare a colagenului.
 - Etapa 2 (5 min) – Lumină verde; reducerea acneei și curățarea pielii.
 - Etapa 3 (5 min) – Lumină albastră; proprietăți antibacteriene, ajută la ameliorarea decolorării cauzate de acnee.
- Programul automat permite o sesiune de fototerapie convenabilă și completă în confortul casei dumneavoastră.
3. Reglarea intensității: În timpul funcționării, apăsați scurt butonul „ON/OFF” pentru a schimba luminozitatea (L / M / H).
4. Încărcare: Un indicator intermitent al bateriei indică un nivel scăzut al bateriei. Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare cât mai curând posibil pentru a evita întreruperea tratamentului.
5. Utilizare recomandată: Folosiți masca de rejuvenare de 3-5 ori pe săptămână.

Mod de utilizare a dispozitivului (pagina 2-f2):

1. Îndepărtați machiajul și curățați temeinic fața.
2. Aplicați o mască sau un ser, apoi fixați dispozitivul pe cap folosind curelele Velcro.
3. Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni dispozitivul. Programul rulează automat timp de 20 de minute.
4. Scoateți masca și aplicați o cremă hidratantă.

Îngrijirea și întreținerea dispozitivului:

1. Depozitați acest produs într-un loc uscat, la temperatura camerei și evitați expunerea la praf, lumină directă a soarelui sau condițiile de umiditate.
2. Curățați masca (doar masca, excluzând piesele electronice) înainte și după utilizare. Nota: Telecomanda și cablurile nu trebuie să intre în contact cu apa. După utilizare, asigurați-vă că deconectați telecomanda de la mască și de la sursa de alimentare.
3. Acest produs conține o baterie litiu-polimer. Când aruncați dispozitivul, vă rugăm să îl duceți la un punct local de recidare a bateriilor. Se recomandă separarea acestuia de alte deșeurii menajere pentru a proteja mediul.

Precauții:

De asemenea, de cele care așteaptă sau de persoanele sensibile la lumină. Nu îl utilizați în timpul încărcării. Nu aplicați presiune excesivă asupra dispozitivului pentru a evita deformarea și funcționarea defectuoasă. Nu reparați, dezamblați sau modificați dispozitivul singur. Nu scăpați și nu loviți dispozitivul pentru a preveni funcționarea defectuoasă. Nota: Telecomanda și cablurile nu trebuie să intre în contact cu apa. După fiecare tratament, ștergeți produsul cu o cârpă umedă. Nu spălați dispozitivul sub apă și nu îl scufundați. Nu utilizați substanțe abrazive pentru a curăța dispozitivul. Depozitați-l într-un loc răcoros și uscat. Dispozitivul are o funcție de oprire automată după 20 de minute de utilizare. Îndiferent de măsurile de siguranță luate, dispozitivul poate provoca roșeață sau iritații ale pielii. În astfel de cazuri, întrerupeți imediat utilizarea și consultați un medic. Dacă dispozitivul este utilizat mai frecvent decât este recomandat, există riscul de iritație sau inflamație a pielii. Nu utilizați un solar și nu expuneți pielea la lumina soarelui timp de cel puțin 48 de ore înainte de utilizarea dispozitivului și timp de cel puțin 48 de ore după utilizare. Dispozitivul nu este potrivit pentru utilizarea la persoane sub 18 ani. Nu utilizați pe zone de piele unde există un risc crescut de cancer de piele, pe răni deschise sau erupții cutanate, pe zone de piele umflate, roșii, iritate, infectate sau inflamate sau pe erupții cutanate. Purtați ochelari de protecție atunci când utilizați dispozitive IPL sau laser pentru a evita expunerea la radiații directe sau reflectate. Înainte de a utiliza dispozitivul, se recomandă consultarea unui medic și, dacă este necesar, efectuarea de teste diagnostice ale zonei tratate. Tratamentul nu trebuie efectuat până când nu este disponibilă documentația unei astfel de consultări.

Mai multe informații despre companie și produse (pagina 2 - f4):

Рабочее напряжение:	3,7 В
Напряжение зарядки:	Постоянный ток 5 В, 1 А
Количество светодиодов:	Лицо – 444 шт. / Шея – 58 шт.
Ёмкость аккумулятора:	2000 мА·ч
Материал:	ABS-силикон
Красный свет + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Зелёный свет:	505 ± 5 nm
Синий свет:	470nm



Безопасность:

Перед использованием устройства ознакомьтесь с данным руководством пользователя и следуйте приведенным в нем инструкциям.

Состав комплекта [стр. 2-1]:

1. Маска для лица / 2. Маска для шеи / 3. Пульт дистанционного управления / 4. USB-кабель

Описание пульта дистанционного управления [стр. 2-2]:

1. Выходная мощность ×2 / 2. Режим ИК + красный свет / 3. Режим зелёного света / 4. Режим синего света / 5. Кнопка переключения режима / 6. Уровень интенсивности (низкий, средний, высокий) / 7. Кнопка включения/выключения / Регулировка интенсивности / 8. Порт для зарядки.

Эксплуатация устройства:

1. Включение/выключение: удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить устройство.
2. Автоматический режим: После включения устройство переходит в автоматический режим и начинает 20-минутный цикл фототерапии, состоящий из трёх этапов:
 - Этап 1 (10 мин) – Инфракрасный (невидимый) свет + красный свет; улучшение кровообращения и стимуляция выработки коллагена.
 - Этап 2 (5 мин) – Зелёный свет; уменьшение акне и очищение кожи.
 - Этап 3 (5 мин) – синий свет; обладает антибактериальными свойствами, помогает уменьшить пигментацию от прыщей.
3. Автоматизированная программа позволяет проводить комфортный полноценный сеанс фототерапии в комфортной домашней обстановке.
3. Регулировка интенсивности: во время работы одновременно нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы изменить яркость (L / M / H).
4. Зарядка: мигающий индикатор заряда батареи указывает на низкий заряд батареи. Подключите устройство к источнику питания как можно скорее, чтобы не прерывать процедуру.
5. Рекомендации по применению: используйте омолаживающую маску 3-5 раз в неделю.

Как использовать устройство [стр. 2-2]:

1. Удалите макияж и тщательно очистите лицо.
2. Нанесите маску или сыворотку, затем закрепите устройство на голове с помощью липучек.
3. Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство. Программа будет работать автоматически в течение 20 минут.
4. Снимите маску и нанесите увлажняющий крем.

Уход и обслуживание устройства:

1. Храните устройство в сухом месте при комнатной температуре, избегая воздействия пыли, прямых солнечных лучей и влажности.
2. Очищайте маску (только маску, за исключением электронных компонентов) до и после использования. Примечание: Контроллер и кабели не должны контактировать с водой. После использования убедитесь, что контроллер отключен от маски и от источника питания.
3. Изделие содержит литий-полимерный аккумулятор. При утилизации устройства, пожалуйста, сдайте его в местный пункт переработки аккумуляторов. Рекомендуется утилизировать его отдельно от других бытовых отходов для защиты окружающей среды.

Меры предосторожности:

Храните устройство в недоступном для маленьких детей месте. Обращайтесь с устройством осторожно во время использования. Его не следует использовать беременным женщинам, тем, кто планирует беременность, кормит грудью, а также людям с повышенной чувствительностью к свету. Не используйте устройство во время заезда. Не прикладывайте чрезмерное давление к устройству во избежание деформации и выхода его из строя. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно. Не роняйте и не ударяйте устройство во избежание его неисправности. Примечание: Пульт дистанционного управления и кабели не должны контактировать с водой. После каждой процедуры протирайте изделие влажной тканью. Не мойте устройство под водой и не погружайте его в воду. Не используйте абразивные вещества для чистки устройства. Храните его в прохладном, сухом месте. Устройство имеет функцию автоматического отключения через 20 минут использования. Независимо от принятых мер предосторожности, устройство может вызвать покраснение или раздражение кожи. В таких случаях немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу. При более частом использовании устройства существует риск раздражения или воспаления кожи. Не посещайте солярий и не подвергайте кожу воздействию солнечных лучей в течение как минимум 48 часов до использования устройства и в течение как минимум 48 часов после него. Устройство не подходит для использования лицами младше 18 лет. Не используйте на участках кожи с повышенным риском рака кожи, на открытых ранах или сыпи, на опухших, красных, раздраженных, инфицированных или воспаленных участках кожи, а также на кожных высыпаниях. При использовании ИР- или лазерных устройств используйте защитные очки, чтобы избежать воздействия прямого или отраженного излучения. Перед использованием устройства рекомендуется проконсультироваться с врачом и, при необходимости, провести диагностическое обследование обрабатываемой области. Лечение не следует проводить до получения документации о таком обследовании.

Подробнее о компании и продукции [страница 2 - 4]:

Driftsspennin:	3,7 V
Ladespenning:	DC5 V 1 A
Antall LED-lys:	Forside – 444 stk / Hals – 58 stk
Batterikapasitet:	2000 mAh
Materiale:	ABS-slikon
Rødt lys + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Grønt lys:	505 ± 5 nm
Blått lys:	470nm



Sikkerhet:

Les denne brukerhåndboken før du bruker dette produktet, og følg instruksjonene i den når du bruker enheten.

Settets innhold [side 2-f1]:

1. Ansiktsmaske / 2. Halsmaske / 3. Fjernkontroll / 4. USB-kabel

Beskrivelse av fjernkontroll [side 2-f2]:

1. Strømuttak x2 / 2. R + rød lysmodus / 3. Grønn lysmodus / 4. Blå lysmodus /
5. Modusbryterknapp / 6. Intensitetsnivå (lav, middels, høy) / 7. AV/PÅ-knapp / Intensitetsjustering / 8. Ladeport.

Enhetens drift:

1. Slå på/av: Hold knappen inne i 3 sekunder for å slå enheten av eller på.
2. Automatisk modus: Når den er slått på, går enheten inn i automatisk modus og starter en 20-minutters fototerapiseksjon som består av tre trinn:
 - Trinn 1 (10 min) – Infrarødt (usynlig) lys + rødt lys; forbedret sirkulasjon og kollagenstimulering.
 - Trinn 2 (5 min) – Grønt lys; kvisereduksjon og hudrensing.
 - Trinn 3 (5 min) – Blått lys; antibakterielle egenskaper, bidrar til å lindre misfarging av akne.
- Det automatiserte programmet gir en praktisk og komplett fototerapiseksjon i ditt eget hjem.
3. Justering av intensiteten: Trykk kort på "ON/OFF"-knappen under bruk for å endre lysstyrken (L / M / H).
4. Lading: En blinkende batteriindikator indikerer lavt batterinivå. Koble enheten til en strømkilde så snart som mulig for å unngå å avbryte behandlingen.
5. Anbefalt bruk: Bruk den fornyende masken 3–5 ganger i uken.

Slik bruker du enheten [side 2-f2]:

1. Fjern smink og rens ansikt grundig.
2. Påfør en maske eller et serum, og fest deretter enheten til hodet med borrelåstroppene.
3. Hold inne av/på-knappen i 3 sekunder for å slå på enheten. Programmet kjører automatisk i 20 minutter.
4. Fjern masken og påfør fuktighetskrem.

Stell og vedlikehold av enheten:

1. Oppbevar dette produktet på et tørt sted ved romtemperatur og unngå eksponering for støv, direkte sollys eller fuktige forhold.
2. Rengjør masken (kun masken, unntatt elektroniske deler) før og etter bruk. Merk: Kontrolløren og kablene skal ikke komme i kontakt med vann. Etter bruk må du koble kontrolløren fra masken og strømkilden.
3. Dette produktet inneholder et litiumpolymerbatteri. Når du kaster enheten, må du ta den med til et lokalt batterigjeninnvinningspunkt. Det anbefales å skille den fra annet husholdningsavfall for å beskytte miljøet.

Forholdsregler:

Oppbevar produktet utelukkende for små barn. Hånder produktet med forsiktighet under bruk. Det skal ikke brukes av gravide, de som planlegger å bli gravide, ammer eller personer som er blystomme. Ikke bruk det under lading. Ikke bruk for mye trykk på enheten for å unngå deformasjon og funksjonstett. Ikke reparer, demonter eller modifier enheten selv. Ikke slipp eller slå enheten for å forhindre funksjonstett. Merk: Fjernkontrollen og kablene skal ikke komme i kontakt med vann. Tørk av produktet med en fuktig klut etter hver behandling. Ikke vask enheten under vann eller senk den ned i vann. Ikke bruk slpende stoffer for å rengjøre enheten. Oppbevar den på et kjølig og tørt sted. Apparatet har en automatisk avstengingsfunksjon etter 20 minutters bruk. Uansett hvilke sikkerhetstiltak som tas, kan apparatet forårsake rødhet eller irritasjon i huden. I slike tilfeller må du umiddelbart avbryte bruken og kontakte lege. Hvis apparatet brukes oftere enn anbefalt, er det risiko for hudirritasjon eller betennelse. Ikke bruk solarium eller utsett huden for sollys i minst 48 timer før bruk av apparatet og i minst 48 timer etter bruk. Apparatet er ikke egnet for bruk på personer under 18 år. Ikke bruk på hudområder der det er økt risiko for hudkreft, på åpne sår eller utslett, på hovne, røde, iterte, infiserte eller betente hudområder, eller på hudutslett. Bruk øyvern når du bruker IPL- eller laserapparater for å unngå eksponering for direkte eller reflektert stråling. For bruk av apparatet anbefales det å konsultere lege og om nødvendig utføre diagnostisk testing av området som behandles. Behandling bør ikke utføres for dokumentasjon på slik konsultasjon er tilgjengelig.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2-f4]:

Käyttöjännite:	3,7 V
Latausjännite:	DC5 V 1 A
LEDien lukumäärä:	Kasvot – 444 kpl / Kaula – 58 kpl
Akun kapasiteetti:	2000 mAh
Materiaali:	ABS-silikoni
Punainen valo + NIR:	630 ± 10 nm + 850 ± 5 nm
Vihreä valo:	505 ± 5 nm
Sininen valo:	470 nm



Turvallisuus:

Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja noudata siinä annettuja ohjeita laitetta käyttäessäsi.

Pakkauksen sisältö [sivu 2-f1]:

1. Kasvomaski. / 2. Kaulasuoja. / 3. Kaukosäädin. / 4. USB-kaapeli.

Kaukosäätimen kuvaus [sivu 2-f2]:

1. Lähtöteho x2. / 2. IR + punainen valotila. / 3. Vihreä valotila. / 4. Sinisen valon tila. / 5. Tilanvaihtopainike. / 6. Intensiteettitaso (matala, keskitaso, korkea). / 7. PÄÄLLE/POIS-painike. / intensiteetin säätö. / 8. Latausportti.

Laitteen käyttö:

- Käynnistäminen/sammuttaminen: Pidä painiketta painettuna 3 sekuntia käynnistääksesi tai sammuttaaksesi laitteen.
- Automaattinen tila: Kun laite on kytketty päälle, se siirtyy automaattiseen tilaan ja aloittaa 20 minuutin valohoitajakson, joka koostuu kolmesta vaiheesta:
 - Vaihe 1 (10 min) – infrapunavalto (näkyvätön) + punainen valo; verenkierron parantaminen ja kollageenin stimulaatio.
 - Vaihe 2 (5 min) – vihreä valo; aknen vähentäminen ja ihon puhdistus.
 - Vaihe 3 (5 min) – Sininen valo; antibakteerisia ominaisuuksia, auttaa lievittämään aknen värjäytymää.
- Automaattinen ohjelma mahdollistaa mukavan ja täydellisen valohoitajakson mukavasti kotona.
- Intensiteetin säätö: Paina käytön aikana lyhyesti "ON/OFF"-painiketta muuttaaksesi kirkkautta (L / M / H).
- Lataus: Vilkkuva akun merkkivalo osoittaa akun heikkenemistä. Kytke laite virtalähteeseen mahdollisimman pian, jotta hoito ei keskeydy.
- Suosittelut käyttö: Käytä nuorentavaa naamiota 3–5 kertaa viikossa.

Laitteen käyttöohjeet [sivu 2-f2]:

- Poista meikki ja puhdista kasvosi huolellisesti.
- Levitä naamio tai seerumi ja kiinnitä laite sitten päähäsi tarraauhalla.
- Käynnistä laite pitämällä virtapainiketta painettuna 3 sekuntia. Ohjelma käynnistyy automaattisesti 20 minuuttia.
- Poista naamio ja levitä kosteusvoidetta.

Laitteen hoito ja huolto:

- Säilytä tätä tuotetta kuivassa paikassa huoneenlämmössä ja vältä altistumista pölylle, suoralle auringonvalolle tai kosteille olosuhteille.
- Puhdista naamio ennen käyttöä ja käytön jälkeen (vain naamio, pois lukien elektroniset osat). Huomautus: Ohjain ja kaapelit eivät saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Käytön jälkeen muista irrottaa kaukosäädin naamarista ja virtalähteestä.
- Tämä tuote sisältää litiumpolymeeriakun. Kun hävität laitteen, vie se paikalliseen akkujen kierrätyspisteeseen. On suositeltavaa erottaa se muusta kotitalousjätteestä ympäristön suojelemiseksi.

Varoitus:

Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta. Käsittele tuotetta varoen käytön aikana. Raskaana olevien, raskautta suunnittelevien, imettävien tai valoherkkien naisten ei tule käyttää laitetta. Älä käytä sitä latauksen aikana. Älä paina laitetta liikaa, jotta se ei muodonmuutosten tai toimintahäiriöiden välttämiseksi. Älä korjaa, pura tai muokkaa laitetta itse. Älä pudota tai lyö laitetta toimintahäiriöiden välttämiseksi. Huomautus: Kaukosäädin ja kaapelit eivät saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Pyyhi tuote kostealla liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä pese laitetta veden alla äläkä upota sitä veteen. Älä käytä syövyttäviä aineita laitteen puhdistamiseen. Säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa.

Lisätietoja yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f4]:

Τάση Λειτουργίας: 3.7V
Τάση Φόρτισης: DCSV 1A
Αριθμός LED: Πρόσφηση – 444 τεμ. / Λαϊμός – 58 τεμ.
Χωρητικότητα Μπαταρίας: 2000 mAh
Υλικό: Σιλίκονη ABS
Κόκκινο Φως + NIR: 630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Πράσινο Φως: 505 ± 5nm
μπλε φως: 470nm



Διαβάσεις:

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό κατά τη χρήση της συσκευής.

Περιεχόμενα Κιτ [σελίδα 2-f1]:

1. Μάσκα Προσώπου / 2. Μάσκα Λαιμού / 3. Τηλεχειριστήριο / 4. Καλώδιο USB

Περιγραφή Τηλεχειριστηρίου [σελίδα 2-f2]:

1. Ισχύς: Έξοδος x2 / 2. Λειτουργία IR + Κόκκινο Φωτός / 3. Λειτουργία Πράσινο Φωτός / 4. Λειτουργία μπλε φωτός / 5. Κομπι Εναλλαγής Λειτουργίας / 6. Επίπεδο Έντασης (Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή) / 7. Κομπι ON/OFF / Ρύθμιση Έντασης / 8. Θύρα Φόρτισης.

Λειτουργία Συσκευής:

- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το κομπι για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αυτόματη Λειτουργία: Μόλις ενεργοποιηθεί, η συσκευή εισέρχεται σε αυτόματη λειτουργία και ξεκινά έναν κύκλο φωτοθεραπείας 10 λεπτών που αποτελείται από τρία στάδια:
 - Στάδιο 1 (10 λεπτά) – Υπερύβρο (αόρατο) φως + κόκκινο φως: βελτιωμένη κυκλοφορία και διέγερση κολλαγόνου.
 - Στάδιο 2 (5 λεπτά) – Πράσινο φως: μείωση της ακμής και καθαρισμός του δέρματος.
 - Στάδιο 3 (5 λεπτά) – μπλε φως: αντιβακτηριακές ιδιότητες, βοήθεια στην ανακούφιση του αποχρωματισμού από την ακμή.Το αυτόματο πρόγραμμα πρόγραμμα επιτρέπει μια βολική, ολοκληρωμένη συνεδρία φωτοθεραπείας στην άνεση του σπιτιού σας.
- Ρύθμιση της έντασης: Κατά τη λειτουργία, πατήστε σύντομα το κομπι "ON/OFF" για να αλλάξετε τη φωτεινότητα (L / M / H).
- Φόρτιση: Μια ένδειξη μπαταρίας που αναβοσβήνει υποδεικνύει χαμηλή μπαταρία. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πηγή ρεύματος το συντομότερο δυνατό για να αποφύγετε τη διακοπή της θεραπείας σας.
- Συνιστώμενη χρήση: Χρησιμοποιήστε την αναζωογονητική μάσκα 3–5 φορές την εβδομάδα.

Τρόπος χρήσης της συσκευής [σελίδα 2-f2]:

- Αραιώστε το μακιγιάζ και καθαρίστε καλά το πρόσωπό σας.
- Εφαρμόστε μια μάσκα ή ορό και, στη συνέχεια, στερεώστε τη συσκευή στο κεφάλι σας χρησιμοποιώντας τους μίαντες Velcro.
- Κρατήστε πατημένο το κομπι τηλεχειριστηρίου για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Το πρόγραμμα εκτελείται αυτόματα για 20 λεπτά.
- Αραιώστε τη μάσκα και εφαρμόστε ενδοτική κρέμα.

Φροντίδα και Συντήρηση Συσκευής:

- Αποθηκεύστε αυτό το προϊόν σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου και αποφύγετε την έκθεση σε σκόνη, άμεσο ηλιακό φως ή υγρές συνθήκες.
- Καθαρίστε τη μάσκα (μόνο για τη μάσκα, εξαιρουμένων των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων) πριν και μετά τη χρήση. Σημείωση: Το χειριστήριο και τα καλώδια δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με νερό. Μετά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το χειριστήριο από τη μάσκα και από την πηγή τροφοδοσίας.
- Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου-πολυμερούς. Κατά την απόρριψη της συσκευής, παρακαλούμε να την μεταφέρετε σε ένα τοπικό σημείο ανακύκλωσης μπαταριών. Συνιστάται να την διαχωρίζετε από άλλα οικιακά απορρίμματα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Προφυλάξεις:

Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από μικρά παιδιά. Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή κατά τη χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από έγκυες γυναίκες, από άτομα που σχεδιάζουν να μείνουν έγκυες, θηλάζον ή άτομα ευαίσθητα στο φως. Μην το χρησιμοποιείτε κατά τη φόρτιση. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στη συσκευή για να αποφύγετε παραμόρφωση και δυσλειτουργία. Μην επισκευάτε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή μόνι σας. Μην ρίχνετε ή χτυπάτε τη συσκευή για να αποτρέψετε δυσλειτουργία. Σημείωση: Το τηλεχειριστήριο και τα καλώδια δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με νερό. Μετά από κάθε θεραπεία, σκουπίστε το προϊόν με ένα υγρό πανί. Μην πλένετε τη συσκευή κάτω από νερό ή την βυθίζετε. Μην χρησιμοποιείτε λεαντικές ουσίες για να καθαρίσετε τη συσκευή. Φυλάξτε την σε δροσερό και ξηρό μέρος. Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης μετά από 20 λεπτά χρήσης. Ανεξάρτητα από τα μέτρα ασφαλείας που έχετε λάβει, η συσκευή μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα ή ερεθισμό του δέρματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται συχνότερα από τη συνιστώμενη, υπάρχει κίνδυνος ερεθισμού ή φλεγμονής του δέρματος. Μην χρησιμοποιείτε σολάριουμ ή εκθέστε το δέρμα στο ηλιακό φως για τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χρήση της συσκευής και για τουλάχιστον 48 ώρες μετά τη χρήση της. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε άτομα κάτω των 18 ετών. Μην τη χρησιμοποιείτε σε περιοχές του δέρματος όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος καρκίνου του δέρματος, σε ανοιχτές πληγές ή εξανθήματα, σε πληγές, κόνικες, ερεθισμένες, μολυσμένες ή φλεγμονώδεις περιοχές του δέρματος ή σε δερματικά εξανθήματα. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν χρησιμοποιείτε συσκευές IPL ή λέιζερ για να αποφύγετε την έκθεση σε άμεση ή ανακλώμενη ακτινοβολία. Πριν από τη χρήση της συσκευής, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν γιατρό και, εάν είναι απαραίτητο, να πραγματοποιήσετε διαγνωστικές εξετάσεις στην περιοχή που πρόκειται να αντιμετωπιστεί. Η θεραπεία δεν πρέπει να πραγματοποιείται μέχρι να είναι διαθέσιμη η τεκμηρίωση αυτής της διαβούλευσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2-f4]:

Radni napon:	3,7 V
Napon punjenja:	DC5 V 1 A
Broj LED dioda:	Lice – 444 kom / Vrat – 58 kom
Kapacitet baterije:	2000 mAh
Materijal:	ABS silikon
Crveno svjetlo + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Zeleno svjetlo:	505 ± 5 nm
Plavo svjetlo:	470nm



Sigurnost:

Pročitajte ovaj korisnički priručnik prije upotrebe ovog proizvoda i slijedite upute sadržane u njemu prilikom korištenja uređaja.

Sadržaj kompleta [stranica 2-f1]:

1. Masku za lice / 2. Masku za vrat / 3. Daljinski upravljač / 4. USB kabel

Opis daljinskog upravljača [stranica 2-f2]:

1. Izlazna snaga $\times 2$ / 2. IR + način rada s crvenim svjetlom / 3. Način rada sa zelenim svjetlom / 4. Način rada plavog svjetla / 5. Gumb za promjenu načina rada / 6. Razina intenziteta (niska, srednja, visoka) / 7. Gumb za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE / Podešavanje intenziteta / 8. Priključak za punjenje.

Rad uređaja:

1. Uključivanje/isključivanje: Držite gumb 3 sekunde da biste uključili ili isključili uređaj.
2. Automatski način rada: Nakon uključivanja, uređaj ulazi u automatski način rada i započinje 20-minutni ciklus fototerapije koji se sastoji od tri faze:
- Faza 2 (10 min) – Infracrveno (nevidljivo) svjetlo + crveno svjetlo; poboljšana cirkulacija i stimulacija kolagena.
- Faza 2 (5 min) – Zeleno svjetlo; smanjenje akni i čišćenje kože.
- Faza 3 (5 min) – Plavo svjetlo; antibakterijska svojstva, pomaže u ublažavanju promjene boje akni.
3. Podešavanje intenziteta: Tijekom rada kratko pritisnite gumb "UKLJUČENO/ISKLJUČENO" za promjenu svjetline (L / M / H).
4. Punjenje: Trepcući indikator baterije označava slabu bateriju. Uključite uređaj u izvor napajanja što je prije moguće kako biste izbjegli prekid tretmana.
5. Preporučena upotreba: Koristite masku za pomlađivanje 3-5 puta tjedno.

Kako koristiti uređaj [stranica 2-f2]:

1. Uklonite šminku i temeljito očistite lice.
2. Nanesite masku ili serum, a zatim pričvrstite uređaj na glavu pomoću čičak traka.
3. Držite gumb za uključivanje 3 sekunde da biste uključili uređaj. Program se automatski pokrene 20 minuta.
4. Uklonite masku i nanesite hidratantnu kremu.

Njega i održavanje uređaja:

1. Čuvajte ovaj proizvod na suhom mjestu na sobnoj temperaturi i izbjegavajte izlaganje prašini, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vlažnim uvjetima.
2. Očistite masku (samo masku, isključujući elektroničke dijelove) prije i nakon upotrebe. Napomena: Kontroler i kabel ne smiju doći u kontakt s vodom. Nakon upotrebe, provjerite jeste li isključili kontroler iz maske i iz izvora napajanja.
3. Ovaj proizvod sadrži litij-polimersku bateriju. Prilikom odlaganja uređaja, odnesite ga na lokalno odlagalište baterija. Preporučuje se odvajanje od ostalog kućnog otpada radi zaštite okoliša.

Mjere opreza:

Proizvod držite izvan dohvata male djece. Tijekom upotrebe pažljivo rukujte proizvodom. Ne smiju ga koristiti trudnice, osobe koje planiraju trudnoću, dojilje ili osobe osjetljive na svjetlost. Ne koristite ga tijekom punjenja. Ne vršite preterani pritisak na uređaj kako biste izbjegli deformacije i kvar. Ne popravljajte, ne rastavljajte niti modificirajte uređaj sami. Ne ispuštajte niti udarajte uređaj kako biste spriječili kvar. Napomena: Daljinski upravljač i kabeli ne smiju doći u kontakt s vodom. Nakon svakog tretmana obrišite proizvod vlažnom krpom. Ne perite uređaj pod vodom niti ga uranjajte. Ne koristite abrazivne tvari za čišćenje uređaja. Čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu. Uređaj ima funkciju automatskog isključivanja nakon 20 minuta korištenja. Bez obzira na poduzete sigurnosne mjere, uređaj može uzrokovati crvenilo ili iritaciju kože. U takvim slučajevima odmah prekinite korištenje i obratite se liječniku. Ako se uređaj koristi češće nego što je preporučeno, postoji rizik od iritacije ili upale kože. Nemojte koristiti solarij niti izlagati kožu sunčevoj svjetlosti najmanje 48 sati prije korištenja uređaja i najmanje 48 sati nakon korištenja. Uređaj nije prikladan za korištenje na osobama mlađim od 18 godina. Nemojte koristiti na područjima kože gdje postoji povećan rizik od raka kože, na otvorenim ranama ili osipima, na oštećenim, crvenim, iritiranim, inficiranim ili upaljenim područjima kože ili na kožnim erupcijama. Nosite zaštitu za oči prilikom korištenja IPL ili laserskih uređaja kako biste izbjegli izlaganje izravnom ili reflektiranom zračenju. Prije korištenja uređaja preporučuje se konzultacija s liječnikom i, ako je potrebno, provođenje dijagnostičkog testiranja područja koje se tretira. Tretman se ne smije provoditi dok se ne dobije dokumentacija o takvom savjetovanju.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 -f4]:

Driftspänning:	3,7V
Laddspänning:	DC5V 1A
Antall lysdioder:	Utseende – 444 st / Hals – 58 st
Batterikapacitet:	2000 mAh
Material:	ABS-silikon
Rött ljus + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Grönt ljus:	505 ± 5nm
Bått ljus:	470nm



Säkerhet:

Läs denna användarmanual innan du använder produkten och följ instruktionerna i den när du använder enheten.

Kitinnehåll [sida 2-f1]:

1. Ansiktsmask / 2. Halsmask / 3. Fjärrkontroll / 4. USB-kabel

Beskrivning av fjärrkontroll [sida 2-f2]:

1. Uteffekt x2 / 2. IR + Rött ljusläge / 3. Grönt ljusläge / 4. Blått ljusläge / 5. Lägesomkopplare / 6. Intensitetsnivå (Låg, Medium, Hög) / 7. PÅ/AV-knapp / Intensitetsjustering / 8. Laddningsport.

Enhetens funktion:

1. Slå på/av: Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att slå på eller av enheten.
2. Automatiskt läge: När den är påslagen går enheten in i automatiskt läge och påbörjar en 20-minuters fototerapicykel bestående av tre steg:
 - Steg 1 (10 min) – Infrarött (osynligt) ljus + rött ljus; förbättrad cirkulation och kollagenstimulering.
 - Steg 2 (5 min) – Grönt ljus; akneminskning och hudrengöring.
 - Steg 3 (5 min) – Bått ljus; antibakteriella egenskaper, hjälper till att lindra missfärgningar av akne.
 Det automatiserade programmet möjliggör en bekväm och komplett fototerapissession i ditt eget hem.
3. Justera intensiteten: Tryck kort på "ON/OFF"-knappen under användning för att ändra ljusstyrkan (L / M / H).
4. Laddning: En blinkande batteriindikator indikerar låg batterinivå. Anslut enheten till en strömkälla så snart som möjligt för att undvika att avbryta din behandling.
5. Rekommenderad användning: Använd den föryngrande masken 3–5 gånger i veckan.

Hur man använder enheten [sida 2-f2]:

1. Ta bort smink och rengör ansiktet noggrant.
2. Applicera en mask eller ett serum och fäst sedan enheten på huvudet med kardborrebanden.
3. Håll strömknappen intryckt i 3 sekunder för att slå på enheten. Programmet körs automatiskt i 20 minuter.
4. Ta bort masken och applicera fuktighetskräm.

Skötsel och underhåll av enheten:

1. Förvara produkten på en torr plats i rumstemperatur och undvik exponering för damm, direkt solljus eller fuktiga förhållanden.
 2. Rengör masken (endast masken, exklusive elektroniska delar) före och efter användning. Obs: Kontrollenheten och kablarna får inte komma i kontakt med vatten.
- Se till att du kopplar bort kontrollenheten från masken och strömkällan efter användning.
3. Denna produkt innehåller ett litiumpolymerbatteri. När du kasserar enheten, vänligen lämna den till en lokal batteriåtervinningsstation. Det rekommenderas att separera den från annat hushållsavfall för att skydda miljön.

Försiktighetsåtgärder:

Förvara produkten utom räckhåll för små barn. Hantera produkten försiktigt under användning. Den bör inte användas av gravida kvinnor, de som planerar att bli gravida, ammar eller personer som är ljuskänsliga. Använd den inte under laddning. Tryck inte för hårt på enheten för att undvika deformation och funktionsfel. Reparera, demontera eller modifiera inte enheten själv. Tappa eller slå inte på enheten för att förhindra funktionsfel. Obs: Fjärrkontrollen och kablarna får inte komma i kontakt med vatten. Torka av produkten med en fuktig trasa efter varje behandling. Tvätta inte enheten under vatten eller sänk ner den i vatten. Använd inte slipande ämnen för att rengöra enheten. Förvara den på en sval och torr plats. Apparaten har en automatisk avstängningsfunktion efter 20 minuters användning. Översett vilka säkerhetsåtgärder som vidtas kan apparaten orsaka hudrodnad eller irritation. I sådana fall, avbryt användningen omedelbart och kontakta läkare. Om apparaten används oftare än rekommenderat finns det risk för hudirritation eller inflammation. Använd inte solarium eller utsätt huden för solljus i minst 48 timmar före användning och i minst 48 timmar efter användning. Apparaten är inte lämplig för användning på personer under 18 år. Använd inte på hudområden där det finns en ökad risk för hudcancer, på öppna sår eller utslag, på svulsta, röda, irriterade, infekterade eller inflammerade hudområden eller på hudutslag. Använd ögonskydd när du använder IPL- eller laserapparater för att undvika exponering för direkt eller reflekterad strålning. Innan du använder apparaten rekommenderas det att konsultera en läkare och vid behov utföra diagnostiska tester av det område som behandlas. Behandling bör inte utföras förrän dokumentation av sådan konsultation finns tillgänglig.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2-f4]:

Driftsspænding:	3,7V
Ladespænding:	DC5V 1A
Antal LED'er:	Forside – 444 stk. / Hals – 58 stk.
Batterikapacitet:	2000 mAh
Materiale:	ABS silikone
Rødt lys + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Grønt lys:	505 ± 5nm
Blåt lys:	470nm



Sikkerhed:

Læs denne brugermanual, før du bruger dette produkt, og følg instruktionerne deri, når du bruger enheden.

Sættets indhold [side 2-f1]:

1. Ansigtmaske / 2. Halsmaske / 3. Fjernbetjening / 4. USB-kabel

Beskrivelse af fjernbetjening [side 2-f2]:

1. Udgangseffekt x2 / 2. IR + Rødt lys tilstand / 3. Grøn lys tilstand / 4. Blå lys tilstand / 5. Tilstandsskift knap / 6. Intensitetsniveau (Lav, Mellem, Høj) / 7. TIL/FRA-knap / Intensitetsjustering / 8. Opladningsport.

Betjening af enheden:

1. Tænd/sluk: Hold knappen nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke enheden.
2. Automatisk tilstand: Når den er tændt, går enheden i automatisk tilstand og starter en 20-minutters fototerapicyklus bestående af tre faser:
 - Trin 1 (10 min) – Infrarødt (usynligt) lys + rødt lys, forbedret cirkulation og kollagenstimulering.
 - Trin 2 (5 min) – Grønt lys, akne-reduktion og hudrensning.
 - Trin 3 (5 min) – Blåt lys, antibakterielle egenskaber, hjælper med at lindre misfarvning af akne.
 Det automatiserede program giver mulighed for en bekvem og komplet fototerapisesion i dit eget hjem.
3. Justering af intensiteten: Tryk kort på knappen "ON/OFF" under brug for at ændre lysstyrken (L / M / H).
4. Opblinding: En blinkende batteriindikator indikerer lavt batteriniveau. Tilslut enheden til en strømkilde så hurtigt som muligt for at undgå at afbryde din behandling.
5. Anbefalet brug: Brug den foryngende maske 3-5 gange om ugen.

Sådan bruger du enheden [side 2-f2]:

1. Fjern makeup og rens dit ansigt grundigt.
2. Påfør en maske eller serum, og fastgør derefter enheden til dit hoved med velcrostrøpperne.
3. Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde enheden. Programmet kører automatisk i 20 minutter.
4. Fjern masken og påfør fugtighedscreme.

Pløje og vedligeholdelse af enheden:

1. Opbevar dette produkt et tørt sted ved stuetemperatur og undgå udsættelse for støv, direkte sollys eller fugtige forhold.
2. Rengør masken (kun masken, eksklusive elektroniske dele) for og efter brug. Bemærk: Fjernbetjeningen og kablerne må ikke komme i kontakt med vand. Sørg for at tage stikket ud af kontrolløren og fra strømkilden efter brug.
3. Dette produkt indeholder et lithiumpolymerbatteri. Når du bortskaffer enheden, skal du aflevere den på en lokal batterigenbrugsstation. Det anbefales at adskille den fra andet husholdningsaffald for at beskytte miljøet.

Forholdsregler:

Opbevar produktet utilgængeligt for små børn. Håndter produktet forsigtigt under brug. Det bør ikke bruges af gravide kvinder, personer, der planlægger at blive gravide, ammende eller personer, der er lysfølsomme. Brug det ikke under opladning. Tryk ikke for hårdt på enheden for at undgå deformation og funktionsfejl. Reparer, adskil eller modificer ikke enheden selv. Tag eller slå ikke enheden for at forhindre funktionsfejl. Bemærk: Fjernbetjeningen og kablerne må ikke komme i kontakt med vand. Tør produktet af med en fugtig klud efter hver behandling. Vask ikke enheden under vand eller nedsænk den i vand. Brug ikke dilende midler til at rengøre enheden. Opbevar den et koldt og tørt sted. Apparatet har en automatisk slukningsfunktion efter 20 minutters brug. Uanset de sikkerhedsforanstaltninger, der tages, kan apparatet forårsage rødme eller irritation i huden. I sådanne tilfælde skal brugen straks ophøre og en læge kontaktes. Hvis apparatet bruges oftere end anbefalet, er der risiko for hudirritation eller betændelse. Brug ikke solarium eller udsæt huden for sollys i mindst 48 timer for brug af apparatet og i mindst 48 timer efter brug. Apparatet er ikke egnet til brug på personer under 18 år. Må ikke anvendes på hudområder, hvor der er øget risiko for hudkræft, på åbne sår eller udsat for hævede, røde, irriterede, inficerede eller betændte hudområder eller på hududsæt. Brug øjenbeskyttelse, når du bruger IPL- eller laserapparater for at undgå eksponering for direkte eller reflekteret stråling. For brug af apparatet anbefales det at konsultere en læge og om nødvendigt udføre diagnostisk test af det område, der behandles. Behandling bør ikke udføres, før dokumentation for en sådan konsultation er tilgængelig.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f4]:

Bedrijfsspanning:	3,7 V
Laadspanning:	DC 5 V 1 A
Aantal leds:	Gezicht – 444 stuks / Nek – 58 stuks
Batterijcapaciteit:	2000 mAh
Materiaal:	ABS siliconen
Rood lampje + NIR:	630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
Groen lampje:	505 ± 5 nm
Blauw licht:	470nm



Veiligheid:

Lees deze gebruikershandleiding voordat u dit product gebruikt en volg de instructies die erin staan bij het gebruik van het apparaat.

Inhoud van de set [pagina 2-f1]:

1. Gezichtsmasker / 2. Nekmasker / 3. Afstandsbediening / 4. USB-kabel

Beschrijving afstandsbediening [pagina 2-f2]:

1. Uitgangsvermogen x2 / 2. R + rood lichtmodus / 3. Groen lichtmodus / 4. Blauw lichtmodus / 5. Modusknop / 6. Intensiteitsniveau (laag, gemiddeld, hoog) / 7. AAN/UIT-knop / Intensiteitsregeling / 8. Oplaadpoort.

Bediening van het apparaat:

1. Aan-/uitzetten: Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
2. Automatische modus: Zodra het apparaat is ingeschakeld, gaat het in de automatische modus en begint een fototherapiecyclus van 20 minuten, bestaande uit drie fasen:
 - Fase 1 (10 min) – Infrarood (onzichtbaar) licht + rood licht: verbeterde bloedsomloop en collageenstimulatie.
 - Fase 2 (5 min) – Groen licht: acnevermindering en huidreiniging.
 - Fase 3 (5 min) – Blauw licht: antibacteriële eigenschappen, helpt acneverkeuringen te verlichten.
 Het geautomatiseerde programma zorgt voor een comfortabele, complete fototherapie sessie in het comfort van uw eigen huis.
3. Intensiteit aanpassen: Druk tijdens het gebruik kort op de aan/uit-knop om de helderheid te wijzigen (L / M / H).
4. Opladen: Een knipperende batterij-indicator geeft aan dat de batterij bijna leeg is. Sluit het apparaat zo snel mogelijk aan op een stopcontact om uw behandeling niet te onderbreken.
5. Aanbevolen gebruik: Gebruik het verjongende masker 3-5 keer per week.

Gebruiksaanwijzing [pagina 2-f2]:

1. Verwijder make-up en reinig uw gezicht grondig.
2. Breng een masker of serum aan en bevestig het apparaat vervolgens met de klittenbandsluitingen op uw hoofd.
3. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het programma loopt automatisch gedurende 20 minuten.
4. Verwijder het masker en breng een vochtinbrengende crème aan.

Verzorging en onderhoud van het apparaat:

1. Bewaar dit product op een droge plaats bij kamertemperatuur en vermijd blootstelling aan stof, direct zonlicht of vochtige omstandigheden.
2. Reinig het masker (alleen het masker, exclusief de elektronische onderdelen) voor en na gebruik. Opmerking: De controller en kabels mogen niet in contact komen met water. Zorg er na gebruik voor dat u de controller loskoppelt van het masker en van de stroombron.
3. Dit product bevat een lithium-polymeerbatterij. Lever het apparaat in bij een lokaal inzamelpunt voor batterijen. Het wordt aanbevolen om het gescheiden te houden van ander huishoudelijk afval om het milieu te beschermen.

Voorzorgsmaatregelen:

Houd het product buiten bereik van kleine kinderen. Ga voorzichtig om met het product tijdens gebruik. Het mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden, vrouwen die borstvoeding geven of mensen die gevoelig zijn voor licht. Gebruik het niet tijdens het opladen. Oefen geen overmatige druk uit op het apparaat om vervorming en storingen te voorkomen. Repareer, demonteer of wijzig het apparaat niet zelf. Laat het apparaat niet vallen of stoot er niet tegen om storingen te voorkomen. Let op: De afstandsbediening en de kabels mogen niet in contact komen met water. Veeg het product na elke behandeling af met een vochtige doek. Was het apparaat niet onder water en dompel het niet onder. Gebruik geen schurende middelen om het apparaat te reinigen. Bewaar het op een koele, droge plaats. Het apparaat schakelt zichzelf automatisch uit na 20 minuten gebruik. Ongeacht de genomen veiligheidsmaatregelen kan het apparaat roodheid of irritatie van de huid veroorzaken. Stop in dergelijke gevallen onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts. Als het apparaat vaker wordt gebruikt dan aanbevolen, bestaat er een risico op huidirritatie of -ontsteking. Gebruik gedurende ten minste 48 uur vóór en ten minste 48 uur na gebruik geen zonnebank en stel de huid niet bloot aan zonlicht. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar. Niet gebruiken op huidgebieden met een verhoogd risico op huidkanker, op open wonden of huiduitslag, op gezwollen, rode, geïrriteerde, geïnfecteerde of ontstoken huidgebieden of op huiduitslag. Draag oogbescherming bij het gebruik van IPL- of laserapparatuur om blootstelling aan directe of gereflecteerde straling te voorkomen. Voordat u het apparaat gebruikt, is het raadzaam een arts te raadplegen en, indien nodig, diagnostisch onderzoek uit te voeren op het te behandelen gebied. De behandeling mag pas worden uitgevoerd nadat de documentatie van een dergelijk consult beschikbaar is.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f4]:

Çalışma Voltajı:
Şarj Voltajı:
LED Sayısı:
Pil Kapasitesi:
Malzeme:
Kırmızı Işık + NIR:
Yeşil Işık:
Mavi Işık:

3,7V
DC5V 1A
Yüz – 444 adet / Boyun – 58 adet
2000 mAh
ABS Silikon
630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
505 ± 5 nm
470nm



Güvenlik:

Bu ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken içindeki talimatlara uyun.

Kıt içeriği [sayfa 2-f1]:

1. Yüz Maskesi / 2. Boyun Maskesi / 3. Uzaktan Kumanda / 4. USB Kablo

Uzaktan Kumanda Açıklaması [sayfa 2-f2]:

1. Güç Çıkışı x2 / 2. IR + Kırmızı Işık Modu / 3. Yeşil Işık Modu / 4. Mavi Işık modu /
5. Mod Değiştirme Düğmesi / 6. Yoğunluk Seviyesi (Düşük, Orta, Yüksek) / 7. AÇMA/KAPAMA Düğmesi / Yoğunluk Ayarı / 8. Şarj Portu.

Cihazın Çalışması:

1. Açma/Kapatma: Cihazı açmak veya kapatmak için düğmeyi 3 saniye basılı tutun.
2. Otomatik Mod: Cihaz açıldıktan sonra otomatik moda geçer ve üç aşamadan oluşan bir fototerapi döngüsüne başlar:
 - Aşama 1 (10 dk) - Kızılötesi (görünmez) ışık + kırmızı ışık gelişmiş dolaşım ve kolajen uyarımı.
 - Aşama 2 (5 dk) - Yeşil ışık akne azaltma ve cilt temizliği.
 - Aşama 3 (5 dk) - Mavi ışık antibakteriyel özelliği sayesinde sivilce lekelerinin giderilmesine yardımcı olur.
3. Otomatik program, evinizin rahatlığında rahat ve eksiksiz bir fototerapi seansı sağlar.
4. Yoğunluğun ayarlanması: Çalışma sırasında, parlaklığı (L / M / H) değiştirmek için "AÇMA/KAPAMA" düğmesine kısaca basın.
5. Şarj etme: Yanıp sönen pil göstergesi, pilin zayıf olduğunu gösterir. Tedavinizin kesintisiz ugraması için cihaz mümkün olan en kısa sürede bir güç kaynağına takılın.
6. Önerilen kullanım: Gendleştirici maskeyi haftada 3-5 kez kullanın.

Cihaz nasıl kullanılır [sayfa 2-f2]:

1. Makayajınız çıkarın ve yüzünüzü iyice temizleyin.
2. Bir maske veya serum uygulayın, ardından cihaz Velcro kayışlarını kullanarak başınıza sabitleyin.
3. Cihazı açmak için güç düğmesini 3 saniye basılı tutun. Program 20 dakika boyunca otomatik olarak çalışır.
4. Maskeyi çıkarın ve nemlendirici uygulayın.

Cihaz Bakımı ve Onarımı:

1. Bu ürünü oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayın ve toza, doğrudan güneş ışığına veya nemli koşullara maruz bırakmaktan kaçının.
2. Maskeyi (sadece maske, elektronik parçalar hariç) kullanımdan önce ve sonra temizleyin. Not: Kumanda ve kablolar suyla temas etmemelidir. Kullanımdan sonra, kumandayı maskeден ve güç kaynağından çıkardığınızdan emin olun.
3. Bu ürün lityum polimer pil içerir. Cihazı atarken lütfen yerel bir pil geri dönüşüm noktasına götürün. Çevreyi korumak için diğer evsel atıklardan ayırmanız önerilir.

Önemler:

Ürünü küçük çocuklardan erişemeyeceği yerde saklayın. Kullanım sırasında ürünü dikkatli kullanın. Hamile kadınlar, hamile kalmayı planlayanlar, emzirenler ve ışığa duyarlı kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Şarj sırasında cihazı kullanmayın. Deformasyon ve arızayı önlemek için cihaza aşırı baskı uygulamayın. Cihazı kendiniz onarmayın, sökme veya değiştirmeyin. Arızayı önlemek için cihazı düşürmeyin veya çarpmayın. Not: Uzaktan kumanda ve kablolar suyla temas etmemelidir. Her kullanımdan sonra ürünü nemli bir bezle silin. Cihazı su altında yıkamayın veya suya batırmayın. Cihazı temizlemek için aşındırıcı maddeler kullanmayın. Serin ve kuru bir yerde saklayın. Cihaz, 20 dakikalık kullanımdan sonra otomatik kapanma fonksiyonuna sahiptir. Alınan güvenlik önlemlerine bakılmaksızın, cihaz ciltte kızamık veya tahriş neden olabilir. Bu gibi durumlarda kullanımı derhal bırakın ve bir doktora danışın. Cihaz önerilenden daha sık kullanılırsa ciltte tahriş veya iritasyon riski vardır. Cihaz kullanımdan önce en az 48 saat ve kullanıldıktan sonra en az 48 saat solarıym kullanmayın veya cildi güneşe maruz bırakmayın. Cihaz 18 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılmaya uygun değildir. Cilt kanseri riskinin yüksek olduğu cilt bölgelerinde, açık yaralarda veya döküntülerde, şişmiş, kırmızı, tahriş olmuş, enfekte olmuş veya iritasyonlu cilt bölgelerinde veya cilt döküntülerinde kullanmayın. IPL veya lazer cihazlarını kullanırken doğrudan veya yansıyan radyasyona maruz kalmaktan kaçınmak için göz koruması takın. Cihazı kullanımdan önce bir doktora danışmanız ve gerekirse tedavi edilecek bölgede tanısal testler yapmanız önerilir. Bu konsültasyonun belgeleri mevcut olana kadar tedavi uygulanmamalıdır.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 -f4]:

Работно напрежение:
Напрежение на зареждане:
Брой светодиоди:
Капацитет на батерията:
Материал:
Червена светлина + NIR:
Зелена светлина:
Синя светлина:

3.7V
DCSV 1A
Лице – 444 бр. / Врат – 58 бр.
2000 mAh
ABS силикон
630 ± 10nm + 850 ± 5 nm
505 ± 5nm
470nm



Безопасност:

Прочетете това ръководство за потребителя, преди да използвате този продукт, и следвайте инструкциите, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Съдържание на комплекта [страница 2-f1]:

1. Маска за лице / 2. Маска за врата / 3. Дистанционно управление / 4. USB кабел

Описание на дистанционното управление [страница 2-f2]:

1. Изходна мощност x2 / 2. Режим IR + червена светлина / 3. Режим зелена светлина / 4. Режим на синя светлина / 5. Бутон за превключване на режима / 6. Ниво на интензитет (ниско, средно, високо) / 7. Бутон ON/OFF / Регулиране на интензитета / 8. Порт за зареждане.

Работа с устройството:

1. Включване/Изключване: Задръжте бутона за 3 секунди, за да включите или изключите устройството.
 2. Автоматичен режим: След като бъде включено, устройството влиза в автоматичен режим и започва 20-минутен цикъл на фототерапия, състоящ се от три етапа:
 - Етап 1 (10 мин) – Инфракчервена (невидима) светлина + червена светлина; подобрена циркулация и стимулиране на колагена.
 - Етап 2 (5 мин) – Зелена светлина; намаляване на акнето и почистване на кожата.
 - Етап 3 (5 мин) – Синя светлина; антибактериални свойства, помага за облекчаване на обезцветяването след акне.
- Автоматизираната програма позволява удобна, цялостна фототерапевтична сесия в уюта на вашия дом.
3. Регулиране на интензитета: По време на работа натиснете кратко бутона "ON/OFF", за да промените яркостта (L / M / H).
 4. Зареждане: Мигащ индикатор за батерията показва изтощена батерия. Включете устройството в контакт възможно най-скоро, за да избегнете прекъсване на лечението.
 5. Препоръчителна употреба: Използвайте подмладяващата маска 3–5 пъти седмично.

Как да използвате устройството [страница 2-f2]:

1. Отстранете грима и почистете старателно лицето си.
2. Нанесете маската или серум, след което закрепете устройството към главата си с помощта на велкро лентите.
3. Задръжте бутона за зареждане за 3 секунди, за да включите устройството. Програмата работи автоматично в продължение на 20 минути.
4. Отстранете маската и нанесете овлажнител.

Грижа и поддръжка на устройството:

1. Съхранявайте този продукт на сухо място при стайна температура и избягвайте излагане на прах, пряка слънчева светлина или влажни условия.
 2. Почистете маската (само маската, а изключение на електронните части) преди и след употреба. Забелка: Контролерът и кабелите не трябва да влизат в контакт с вода. След употреба се уверете, че сте изключили контролера от маската и от захранващия контакт.
 3. Този продукт съдържа литиево-полимерна батерия. Когато изхвърляте устройството, моля, занесете го в местен пункт за рециклиране на батерии.
- Препоръчително е да го отделите от другите битови отпадъци, за да защитите околната среда.

Предпазни мерки:

Дръжте продукта далеч от малки деца. Работете с продукта внимателно по време на употреба. Не трябва да се използва от бременни жени, хора, които планират бременност, кърмат или хора, чувствителни към светлина. Не го използвайте по време на зареждане. Не прилагайте прекомерен натиск върху устройството, за да избегнете деформация и неизправност. Не ремонтирайте, не разглобявайте и не модифицирайте устройството сами. Не изпускате и не удрийте устройството, за да предотвратите неизправност. Забелка: Дистанционното управление и кабелите не трябва да влизат в контакт с вода. След всяко третиране избърсвайте продукта с влажна кърпа. Не мийте устройството под вода и не го потапяйте. Не използвайте абразивни вещества за почистване на устройството. Съхранявайте го на хладно и сухо място. Устройството има функция за автоматично изключване след 20 минути употреба. Независимо от взетите предпазни мерки, устройството може да причини зачервяване или раздразнение на кожата. В такива случаи незабавно прекратете употребата и се консултирайте с лекар. Ако устройството се използва по-често от препоръчаното, съществува риск от раздразнение или възпаление на кожата. Не използвайте солариум и не излагайте кожата на слънчева светлина поне 48 часа преди употреба на устройството и поне 48 часа след употребата му. Устройството не е подходящо за употреба от лица под 18 години. Не ползвайте върху участъци от кожата, където има повишен риск от рак на кожата, върху отворени рани или обрив, върху подути, зачервени, раздразнени, инфектирани или възпалени участъци от кожата или върху кожни обривы. Носете предпазни очила, когато използвате IR, или лазерни устройства, за да избегнете излагане на директно или отразено лъчение. Преди употреба на устройството се препоръчва да се консултирате с лекар и, ако е необходимо, да извършите диагностично изследване на третирания област. Лечението не трябва да се извършва, докато не се получи документация за такава консултация.

Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f4]:

فولت 3.7	جهد التشغيل
تيار مستمر 5 فولت 1 أمبير	جهد الشحن
قناع للوجه - 444 مصباحاً / قناع للرقبة - 58 مصباحاً	LED: عدد مصابيح
ملي أمبير / ساعة 2000	سعة البطارية
سيلكون ABS بلاستيك	المادة
نانومتر 850 ± 5 نانومتر 10 ± 630	ضوء أحمر + ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة
نانومتر 505 ± 5	ضوء أخضر
نانومتر 470	ضوء أزرق

السلامة:

اقرأ دليل المستخدم هذا قبل استخدام هذا المنتج واتباع التعليمات الواردة فيه عند استخدام الجهاز.

[1]-الصفحة 2] محتويات العبوة
USB قناع للوجه / 2. قناع للرقبة / 3. جهاز تحكم عن بعد / 4. كابل 1.

[2]-الصفحة 2] وصف جهاز التحكم عن بعد
/ مخرج طاقة 2x 2, وضع الأشعة تحت الحمراء + الضوء الأحمر. / 3. وضع الضوء الأخضر. / 4. وضع الضوء الأزرق. 1.
زر تبديل الوضع. / 6. مستوى الشدة (منخفض، متوسط، عالي). / 7. زر التشغيل/الإيقاف / ضبط الشدة. / 8. منفذ الشحن 5.

تشغيل الجهاز:

التشغيل/الإيقاف: اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الجهاز أو إيقافه 1.

الوضع التلقائي: بمجرد تشغيل الجهاز، يدخل في الوضع التلقائي ويبدأ دورة علاج ضوئي مدتها 20 دقيقة تتكون من ثلاث مراحل 2.
المرحلة 1 (10 دقائق) - ضوء الأشعة تحت الحمراء (غير مرئي) + ضوء أحمر؛ يحسن الدورة الدموية ويحفز إنتاج الكولاجين -

المرحلة 2 (5 دقائق) - ضوء أخضر؛ يقلل من حب الشباب وينظف البشرة -

المرحلة 3 (5 دقائق) - ضوء أزرق؛ له خصائص مضادة للبكتيريا، ويساعد على تقليل آثار حب الشباب. يتيح لك البرنامج التلقائي جلسة علاج ضوئي مريحة -
وكاملة في منزلك

ضبط الشدة: أثناء التشغيل، اضغط لفترة وجيزة على زر "التشغيل/الإيقاف" لتغيير مستوى السطوع (منخفض / متوسط / عالي) 3.

تشغيل الجهاز: اضغط على زر "التشغيل/الإيقاف" لتغيير مستوى السطوع (منخفض / متوسط / عالي). ٤. الشحن: يشير مؤشر البطارية الواضح إلى انخفاض مستوى البطارية. قم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة في أسرع وقت ممكن لتجنب انقطاع العلاج

٥. الاستخدام الموصى به: استخدم قناع التجديد من ٣ إلى ٥ مرات أسبوعياً

[٢]-الصفحة 2] طريقة استخدام الجهاز

١. أزيل المكياج ونظفي وجهك جيداً

٢. ضع قناعاً أو سيروماً، ثم ثبتي الجهاز على رأسك باستخدام أشرطة الفيلكرو

٣. اضغطي على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز. سيعمل البرنامج تلقائياً لمدة ٢٠ دقيقة

٤. أزيل القناع وضعي مرطباً

العناية بالجهاز وصيانتة

١. خزني هذا المنتج في مكان جاف في درجة حرارة الغرفة، وتجنبني تعريضه للغبار أو أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة

٢. نظّفي القناع (القناع فقط باستثناء الأجزاء الإلكترونية) قبل الاستخدام وبعده. ملاحظة: يجب عدم ملامسة وحدة التحكم والأسلاك للماء. بعد الاستخدام، تأكدي من فصل وحدة التحكم عن القناع وعن مصدر الطاقة

٣. يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم بوليمر. عند التخلص من الجهاز، يُرجى أخذه إلى مركز إعادة تدوير البطاريات المحلي. يُنصح بفصله عن النفايات المنزلية الأخرى لحماية البيئة



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił

te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Used electrical and electronic equipment, batteries, and accumulators should not be disposed of with other waste. This is indicated by the crossed-out waste bin symbol on the product. Electrical and electronic equipment, batteries, and accumulators may contain accessories, components, and parts that are harmful to the environment and human health. Improper handling or their consequences may result in damage to the environment or the environment. Proper household handling of used electrical and electronic equipment, batteries, and accumulators is essential for the proper disposal of devices and equipment, including used electrical and electronic equipment. Used electrical and electronic equipment, batteries, and accumulators can be disposed of separately. The distributor is obligated to collect household equipment free of charge at the point of sale, provided the used equipment is of the same type and performs the same functions as commercial equipment. A distributor delivering household appliances to a purchaser is obligated to collect waste household appliances free of charge at the point of delivery, provided the waste appliances are of the same type and have served the same function as the appliances. A distributor operating a retail business with an online sales area of 400 m² of household appliances designated for sale pursuant to Article 2, Section 19 of the Act of 27 March 2003 on Spatial Planning and Development is entitled to free membership in the same entity or its immediate vicinity for discarded household appliances with external dimensions not exceeding 25 cm, without the need to purchase new household appliances. The product was registered on the market after August 13, 2005.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt Aura NovaSkin Pro jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product Aura NovaSkin Pro complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym: www.beautify.eu/deklaracje

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.beautify.eu/deklaracje
Importer: Beautify Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Aura NovaSkin Pro
SN: 05265903003703297
Marka: Beautify
e-mail: kontakt@beautify.eu