



BEAUTIFLY

SkinWOW Shot
Golden
series

LED light
therapy device

User manual



/beautifuly.global



/beautifuly_global



@beautifuly.global



@beautifuly.global

f1


facebook.com/beautifly.global



youtube.com/@beautifly.global



f2



Opis urządzenia (patrz strona 2, f2)

1. Urządzenie główne
2. Sonda matrycowa
3. Osłona przeciwpłyowa
4. Przycisk zasilania / przełączania światła
5. Przycisk regulacji intensywności
6. Gniazdo ładowania (USB-C)
7. Wskaźnik intensywności / wskaźnik ładowania
8. Kabel USB

Specyfikacja techniczna:

- Typ ładowania: USB-C
- Czas ładowania: 3 godziny
- Napięcie wejściowe: 5V
- Pojemność baterii: 1100 mAh
- Moc produktu: ≤10W
- Częstotliwość: 1000KHz (1MHz)
- Liczba regulacji intensywności: 3
- Liczba regulacji koloru światła: 3
- Zawartość zestawu: 1x urządzenie główne, 1x osłona przeciwpłyowa, 1x kabel USB, 1x instrukcja obsługi, 1x karta gwarancyjna

Urządzenie posiada trzy tryby:

1. Tryb Stemplujący (światło czerwone: 650nm) – ujędmią skórę, wspiera regenerację kolagenu, zapobiega powstawaniu zmarszczek
2. Tryb EMS (światło niebieskie: 465nm) – zmniejsza opuchliznę skóry, liftinguje.
3. Tryb Gold Slide Lift (światło pomarańczowe: 600nm) – redukuje zmarszczki, poprawia wiotkość skóry, zwiększa grubość i gęstość warstwy skóry właściwej

Obsługa urządzenia

1. Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania. Następnie możesz wybrać żądany tryb pracy poprzez przełączanie trybów.
2. Po włączeniu urządzenia, możesz dostosować intensywność za pomocą przycisku regulacji intensywności.
3. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania. Funkcja automatycznego wyłączenia ochronnego: Jeśli przez 5 minut nie zostanie wykonana żadna operacja na przyciskach, urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach ciągłego użytkowania.
4. Aby włączyć wibrację, dwukrotnie kliknij przycisk włącz/wyłącz. Kolejne dwukrotne kliknięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie wibracji. Zmiana trybu również automatycznie wyłączy wibrację. Niezależnie od wybranego trybu, wibracje nie są domyślnie włączone.

Przygotowanie do użycia

1. Usunąć makijaż i dokładnie oczyścić twarz oraz szyję, aby upewnić się, że skóra jest czysta.
2. Możesz nałożyć żel na twarz, albo wycisnąć go bezpośrednio na sondę urządzenia.
3. Kosmetyk na bazie wody zwiększa przewodnictwo RF i poprawia penetrację składników aktywnych.
3. Włącz urządzenie i wybierz żądany tryb do indywidualnego użycia, lub użyj każdego z 3 trybów po 1 raz.
4. Po zakończeniu sesji umyj twarz wodą i nałóż odpowiednią ilość produktów do pielęgnacji skóry, aby nawilżyć ją zgodnie z osobistymi potrzebami.
5. Po sesji użyj lekko zwilżonej, miękkiej ściereczki, aby zetrzeć pozostałości z urządzenia kosmetycznego. Jeśli jest dużo pozostałości, możesz opłukać urządzenie bezpośrednio wodą, a po opłukaniu osuszyć suchą szmatką.

Zalecenia częstotliwości użytkowania

1. Tryb Stemplujący (światło czerwone): Skóra normalna - 3 razy w tygodniu po 10-15 minut, Skóra sucha - 2 razy w tygodniu po 10-15 minut, Skóra tłusta - 3-4 razy w tygodniu po 15-20 minut, Skóra wrażliwa - 1 raz w tygodniu po 5-10 minut.
2. Tryb EMS (światło niebieskie): Zaleca się używanie co 2 dni po 5 minut.
3. Tryb Gold Slide Lift (światło pomarańczowe): Zaleca się używanie co 2 dni po 5 minut.

Ładowanie

1. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że gniazdo ładowania urządzenia jest suche i wolne od wody oraz pozostałości produktów do pielęgnacji skóry.
2. Podłącz kabel ładujący USB do ładowarki USB z wyjściem 5V (możesz też użyć portu USB w komputerze lub powerbanku), a następnie włóż końcówkę Type-C do portu w podstawie ładującej.
3. Podczas ładowania wskaźnik ładowania będzie pulsował. Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, wskaźnik zaświeci się światłem ciągłym, przestając pulsować i migać.
4. Nie włączaj urządzenia, gdy jest ono podłączone do ładowarki.
5. Ładuj urządzenie do pełna co najmniej raz na dwa miesiące, aby chronić żywotność baterii.

Czyszczenie i konserwacja

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed czyszczeniem.
2. Nie używaj agresywnych środków czyszczących, benzyny, acetonu itp. do czyszczenia obudowy.
3. Aby zachować efektywność sesji, należy czyścić sondę po każdym użyciu.
4. Regularne czyszczenie i prawidłowa konserwacja zapewniają optymalne działanie i wydłużają żywotność urządzenia.

1. Przed korzystaniem z zakupionego produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi produktu oraz niniejszymi ostrzeżeniami bezpieczeństwa, instrukcją konserwacji oraz przechowywania produktu, a także zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Przestrzegaj zawartych w tam zaleceń i korzystaj z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Zaleca się użytkownikom i konsumentom, aby przed użyciem urządzenia skonsultować się z lekarzem oraz przejść ewentualne badania diagnostyczne części ciała, które mają być poddane stosowaniu urządzenia. Producent zaleca, aby nie poddawać się sesji przed uzyskaniem dokumentacji z takiej konsultacji.
3. Nadmierne użycie (ponad 3 sesje dziennie na to samo miejsce) może spowodować podrażnienie lub oparzenie termiczne.
4. Zachowaj minimum 4 godziny przerwy między sesjami na tej samej partii skóry.
5. Osoby poniżej 18-tego roku życia nie mogą używać urządzenia.
6. Nie stosować w okolicach gałki ocznej, ust, gardła.
7. Nie stosować na częściach skóry, na których istnieje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia raka skóry, na otwartych ranach, bliznach lub wysypkach, na opuchniętych, zaczerwienionych, podrażnionych, zakażonych lub zapalnych obszarach skóry.
8. Osoby cierpiące na choroby krwi, gruźlicę, padaczkę, cukrzycę, celiakię, nowotwory złośliwe, nadciśnienie, gorączkę, nie mogą używać urządzenia.
9. Nie używaj, jeśli jesteś w ciąży, w czasie menstruacji lub w okresie karmienia piersią.
10. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
11. Nie zaleca się używania urządzenia po długotrwałej ekspozycji skóry na światło słoneczne lub solarium.
12. Zaleca się stosowanie ochrony oczu przez osoby narażone na promieniowanie w wyniku odbicia, nieprawidłowego użycia lub nieumiejętnego obchodzenia się z urządzeniem podczas sesji.
13. Nie używać zbyt długo w tym samym obszarze skóry.
14. Zabrania się używania urządzenia w przypadku elektronicznych urządzeń wewnątrz ciała np.: rozrusznik serca.
15. Przed przystąpieniem do stosowania urządzenia zdejmij zegarki, okulary, biżuterię i inne przedmioty zawierające metal.
16. Nie korzystaj z produktu jeśli nie działa lub działa nieprawidłowo, bądź został upuszczony lub uszkodzony inny sposób. W takiej sytuacji nie otwieraj ani nie naprawiaj produktu na własną rękę. Jeśli na produkt nadal obowiązuje odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (reklamacja) lub gwarancja, skontaktuj się ze sprzedawcą lub gwarantem. Jeśli upłynął już okres reklamacji lub gwarancji, bądź wada nie powstała z przyczyny tkwiącej w produkcie, oddaj produkt do naprawy do odpowiedniego serwisu.
17. Nie korzystaj z produktu w pobliżu źródeł ciepła, wody lub wilgoci, jak również nie zanurzaj go w wodzie lub innych cieczach.
18. Produkt przeznaczony jest do użytku w temperaturze pokojowej, w zakresie od 10 do 40 stopni Celsjusza.
19. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
20. Po zakończeniu korzystania z produktu przechowuj go w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w zakresie od 10 do 40 stopni, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
21. W przypadku zabrudzenia produktu należy odłączyć od źródła zasilania, przetrzeć wilgotną ściereczką i pozostawić go do wyschnięcia przed jego przechowywaniem. Nie korzystaj z materiałów ściernych ani żrących środków czyszczących, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia produktu.
22. Nie korzystaj z produktu, jeśli zauważysz uszkodzony przewód zasilający albo wtyczkę, wydziela nieprzyjemny zapach (np. spalenizny), przegrzewa się lub wydziela się z niego dym. W takiej sytuacji nie otwieraj ani nie naprawiaj produktu na własną rękę. Jeśli na produkt nadal obowiązuje odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (reklamacja) lub gwarancja skontaktuj się ze sprzedawcą lub gwarantem. Jeśli upłynął już okres reklamacji lub gwarancji, bądź wada nie powstała z przyczyny tkwiącej w produkcie, oddaj produkt do naprawy do odpowiedniego serwisu.
23. Nie zostawiaj produktu bez nadzoru podczas kiedy jest on włączony.
24. Źródło zasilania musi być zgodne z wymaganym napięciem produktu.
25. Po zakończeniu ładowania odłącz produkt od źródła zasilania i pozostaw go do ostygnięcia przed jego przemieszczaniem lub przechowywaniem.
26. Nie skracaj, ani nie zwijaj kabla zasilającego, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
27. Akcesoria do produktu, które nie pochodzą od producenta, mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania produktu lub jego uszkodzenia.
28. Przed użyciem urządzenia skonsultuj się z dermatologiem, jeśli masz jakiegokolwiek problemy zdrowotne ze skórą.
29. Jeśli po użyciu urządzenia doświadczysz dyskomfortu skórno (napięcie, dyskomfort, podrażnienie, zaczerwienienie, pieczenie itp.), zauważysz nieoczekiwane skutki uboczne lub przedłużone zaczerwienienie, natychmiast przerywaj jego użycie i skonsultuj się z lekarzem. Tymczasowe, lekkie zaczerwienienie jest jednak normalne.
30. Nie patrz bezpośrednio na źródło światła sondy przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku.
31. Po upływie deklarowanego okresu użytkowania (2 lata) oddaj urządzenie do punktu zbiórki elektroodpadów.
32. Nie udostępniaj urządzenia innym osobom, ponieważ może to prowadzić do krzyżowego zakażenia bakteriami.

Więcej informacji (patrz strona 2, f1)

Device description (see page 2, f2)

1. Main unit
2. Matrix probe
3. Dust cover
4. Power / light switch button
5. Intensity adjustment button
6. Charging port (USB-C)
7. Intensity indicator / charging indicator
8. USB cable

Technical specifications:

- Charging type: USB-C
 Charging time: 3 hours
 Input voltage: 5V
 Battery capacity: 1100 mAh
 Product power: ≤10W
 Frequency: 1000KHz (1MHz)
 Number of intensity levels: 3
 Number of light color levels: 3
 Set contents: 1x main unit, 1x dust cover, 1x USB cable,
 1x user manual, 1x warranty card

The device has three modes:

1. Stamping Mode (red light 650 nm)—firms the skin, supports collagen regeneration, prevents wrinkle formation
2. EMS Mode (blue light 465 nm)—reduces skin puffiness, lifts
3. Gold Slide Lift Mode (orange light 600 nm)—reduces wrinkles, improves skin laxity, increases dermal thickness and density

Device operation

1. To turn on the device, hold the power button. Then you can select the desired working mode by toggling through the modes.
2. After switching on, you can adjust the intensity using the intensity adjustment button.
3. To switch off, hold the power button. Protective auto-off function: If no button operation is performed for 5 minutes, the device will switch off automatically after 5 minutes of continuous use.
4. To turn on vibration, double-click the power button. Another double-click switches vibration off. Changing the mode also automatically turns vibration off. Regardless of the selected mode, vibration is disabled by default.

Preparation for use

1. Remove make-up and thoroughly cleanse face and neck to ensure the skin is clean.
2. You can apply gel to the face or squeeze it directly onto the device probe.
3. A water-based cosmetic increases RF conductivity and improves penetration of active ingredients.
3. Switch on the device and select the desired mode for individual use, or use each of the 3 modes once.
4. After the session, wash the face with water and apply an appropriate amount of skincare products to moisturise as needed.
5. After the session use a slightly damp, soft cloth to wipe residues from the beauty device. If there is a lot of residue, you can rinse the device directly with water, then dry it with a dry cloth.

Recommended usage frequency

1. Stamping Mode (red light): Normal skin—3 times a week for 10-15 min, Dry skin—2 times a week for 10-15 min, Oily skin—3-4 times a week for 15-20 min, Sensitive skin—once a week for 5-10 min.
2. EMS Mode (blue light): Use every 2 days for 5 min.
3. Gold Slide Lift Mode (orange light): Use every 2 days for 5 min.

Charging

1. Before charging, make sure the device's charging port is dry and free of water and skincare residues.
2. Connect the USB charging cable to a 5V USB charger (you may also use a computer USB port or power bank), then insert the Type-C plug into the port in the charging base.
3. During charging the indicator will pulse. When fully charged, the indicator will stay steadily lit, no longer pulsing or flashing.
4. Do not switch the device on while it is connected to the charger.
5. Fully charge the device at least once every two months to protect battery life.

Cleaning and maintenance

1. Ensure the device is switched off before cleaning.
2. Do not use aggressive cleaning agents, petrol, acetone, etc. to clean the housing.
3. To maintain treatment effectiveness, clean the probe after each use.
4. Regular cleaning and proper maintenance ensure optimal performance and extend the device's lifespan.

1. Before using the purchased product, read the product manual and these safety warnings, maintenance and storage instructions, as well as rules for handling waste electrical and electronic equipment. Follow the recommendations contained therein and use the product as intended.

2. Users and consumers are advised to consult a physician and undergo any necessary diagnostic tests of the body parts to be treated before using the device. The manufacturer recommends not undergoing a session before obtaining documentation from such a consultation.
3. Excessive use (more than 3 sessions per day on the same spot) may cause irritation or thermal burns.
4. Maintain at least a 4-hour break between sessions on the same skin area.
5. Persons under 18 years of age must not use the device.
6. Do not use around the eyeball, mouth, throat.
7. Do not use on skin areas with an increased likelihood of skin cancer, on open wounds, scars or rashes, on swollen, reddened, irritated, infected or inflamed skin areas.
8. Persons suffering from blood diseases, tuberculosis, epilepsy, diabetes, coeliac disease, malignant tumours, hypertension, fever must not use the device.
9. Do not use if you are pregnant, menstruating or breastfeeding.
10. The device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons lacking experience and knowledge, unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.
11. It is not recommended to use the device after prolonged skin exposure to sunlight or tanning beds.
12. Eye protection is recommended for persons exposed to radiation due to reflection, misuse or unskilled handling of the device during a session.
13. Do not use too long on the same skin area.
14. The device must not be used if you have electronic devices inside the body, e.g. a pacemaker.
15. Remove watches, glasses, jewellery and other metal objects before using the device.
16. Do not use the product if it does not work or works incorrectly, or has been dropped or otherwise damaged. In such a situation, do not open or repair the product yourself. If the product is still under statutory warranty or guarantee, contact the seller or guarantor. If the warranty period has expired, or the defect is not inherent to the product, take it to an appropriate service centre.
17. Do not use the product near sources of heat, water or moisture, and do not immerse it in water or other liquids.
18. The product is intended for use at room temperature, in the range of 10-40 °C.
19. Do not expose the product to direct sunlight.
20. After use, store the product in a dry place at room temperature, in the range of 10-40 °C, out of reach of children and animals.
21. If the product becomes dirty, disconnect it from the power source, wipe with a damp cloth and allow it to dry before storage. Do not use abrasive materials or caustic cleaning agents, as this may damage the product.
22. Do not use the product if you notice a damaged power cord or plug, an unpleasant smell (e.g. burning), overheating or smoke. In such a situation, do not open or repair the product yourself. If the product is still under statutory warranty or guarantee contact the seller or guarantor. If the warranty period has expired, or the defect is not inherent to the product, take it to an appropriate service centre.
23. Do not leave the product unattended while it is switched on.
24. The power source must match the product's required voltage.
25. After charging, disconnect the product from the power source and allow it to cool before moving or storing it.
26. Do not twist or coil the power cable, as this may damage it.
27. Accessories for the product that do not originate from the manufacturer may lead to malfunction or damage.
28. Consult a dermatologist before using the device if you have any skin health problems.
29. If after using the device you experience skin discomfort (tightness, discomfort, irritation, redness, burning, etc.), notice unexpected side effects or prolonged redness, stop using immediately and consult a physician. Temporary, mild redness is normal, however.
30. Do not look directly at the probe's light source for an extended time, as this may damage your eyesight.
31. After the declared service life (2 years) has elapsed, take the device to an e-waste collection point.
32. Do not share the device with other people, as this may lead to cross-infection by bacteria.

More information (see page 2, f1)

Gerätebeschreibung (siehe Seite 2, f2)

1. Haupteinheit
2. Matrix-Sonde
3. Staubschutz
4. Ein/Aus- / Lichtumschaltaste
5. Intensitätseinstellungstaste
6. Ladebuchse (USB-C)
7. Intensitätsanzeige / Ladeanzeige
8. USB-Kabel

Technische Spezifikation:

- Ladeart: USB-C
 Ladezeit: 3 Stunden
 Eingangsspannung: 5V
 Batteriekapazität: 1100 mAh
 Geräteleistung: <10W
 Frequenz: 1000KHz (1MHz)
 Anzahl der Intensitätsstufen: 3
 Anzahl der Lichtfarbenstufen: 3
 Lieferumfang: 1× Haupteinheit, 1× Staubschutz, 1× USB-Kabel,
 1× Bedienungsanleitung, 1× Garantiekarte

Das Gerät verfügt über drei Modi:

1. Stempel-Modus (rotes Licht: 650 nm) – strafft die Haut, unterstützt die Kollagenregeneration, beugt Faltenbildung vor
2. EMS-Modus (blaues Licht: 465 nm) – reduziert Hautschwellungen, lifft
3. Gold Slide Lift-Modus (oranges Licht: 600 nm) – verringert Falten, verbessert Hauterschlaffung, erhöht Dicke und Dichte der Dermis

Gerätebedienung

1. Zum Einschalten des Geräts die Ein/Aus-Taste gedrückt halten. Anschließend durch Umschalten der Modi den gewünschten Betriebsmodus wählen.
2. Nach dem Einschalten kann die Intensität über die Intensitätseinstellungstaste angepasst werden.
3. Zum Ausschalten die Ein/Aus-Taste gedrückt halten. Schutz-Auto-Aus-Funktion: Wenn 5 Minuten lang keine Tastenbedienung erfolgt, schaltet sich das Gerät nach 5 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab.
4. Um Vibration zu aktivieren, die Ein/Aus-Taste doppelt klicken. Ein weiteres Doppelklicken schaltet die Vibration aus. Ein Moduswechsel schaltet die Vibration ebenfalls automatisch aus. Unabhängig vom gewählten Modus ist die Vibration standardmäßig deaktiviert.

Vorbereitung zur Verwendung

1. Make-up entfernen und Gesicht sowie Hals gründlich reinigen, um sicherzustellen, dass die Haut sauber ist.
2. Gel kann auf das Gesicht aufgetragen oder direkt auf die Sonde des Geräts gedrückt werden.
3. Ein wasserbasiertes Kosmetikum erhöht die RF-Leitfähigkeit und verbessert das Eindringen aktiver Inhaltsstoffe.
3. Gerät einschalten und den gewünschten Modus für die individuelle Anwendung auswählen oder jeden der 3 Modi einmal anwenden.
4. Nach der Sitzung das Gesicht mit Wasser waschen und eine angemessene Menge Hautpflegeprodukte auftragen, um die Haut nach Bedarf zu befeuchten.
5. Nach der Sitzung mit einem leicht feuchten, weichen Tuch Rückstände vom Beauty-Gerät abwischen. Bei vielen Rückständen kann das Gerät direkt mit Wasser abgespült und anschließend mit einem trockenen Tuch getrocknet werden.

Empfohlene Nutzungshäufigkeit

1. Stempel-Modus (rotes Licht): Normale Haut – 3 × wöchentlich 10-15 Min, Trockene Haut – 2 × wöchentlich 10-15 Min.
2. EMS-Modus (blaues Licht): Anwendung alle 2 Tage 5 Min.
3. Gold Slide Lift-Modus (oranges Licht): Anwendung alle 2 Tage 5 Min.

Aufladen

1. Vor dem Laden sicherstellen, dass die Ladebuchse des Geräts trocken und frei von Wasser sowie Hautpflegerückständen ist.
2. USB-Ladekabel an ein 5V-USB-Ladegerät anschließen (alternativ USB-Port am Computer oder Powerbank verwenden) und den Type-C-Stecker in den Port der Ladestation einführen.
3. Während des Ladevorgangs pulsiert die Ladeanzeige. Ist das Gerät vollständig geladen, leuchtet die Anzeige dauerhaft und pulsiert/blinkt nicht mehr.
4. Gerät nicht einschalten, solange es an das Ladegerät angeschlossen ist.
5. Gerät mindestens alle zwei Monate vollständig aufladen, um die Akkulebensdauer zu schützen.

Reinigung und Wartung

1. Vor der Reinigung sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Keine aggressiven Reinigungsmittel, Benzin, Aceton usw. zur Reinigung des Gehäuses verwenden.
3. Um die Wirksamkeit der Behandlungen zu erhalten, die Sonde nach jeder Anwendung reinigen.
4. Regelmäßige Reinigung und ordnungsgemäße Wartung gewährleisten optimale Leistung und verlängern die Lebensdauer des Geräts.

1. Vor der Verwendung des gekauften Produkts die Bedienungsanleitung sowie diese Sicherheitshinweise, Wartungs- und Aufbewahrungshinweise und die Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten lesen. Befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen und verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß.
2. Es wird empfohlen, dass Nutzer und Verbraucher vor der Anwendung des Geräts einen Arzt konsultieren und gegebenenfalls diagnostische Untersuchungen der zu behandelnden Körperteile durchführen lassen. Der Hersteller empfiehlt, sich keiner Sitzung zu unterziehen, bevor eine Dokumentation dieser Konsultation vorliegt.
3. Übermäßige Anwendung (mehr als 3 Sitzungen pro Tag an derselben Stelle) kann Reizungen oder thermische Verbrennungen verursachen.
4. Zwischen Sitzungen am selben Hautbereich mindestens 4 Stunden Pause einhalten.
5. Personen unter 18 Jahren dürfen das Gerät nicht verwenden.
6. Nicht in der Nähe des Augapfels, des Mundes oder des Rachens anwenden.
7. Nicht auf Hautpartien anwenden, bei denen ein erhöhtes Risiko für Hautkrebs besteht, auf offenen Wunden, Narben oder Ausschlägen, auf geschwollenen, geröteten, gereizten, infizierten oder entzündeten Hautbereichen.
8. Personen mit Blutkrankheiten, Tuberkulose, Epilepsie, Diabetes, Zöliakie, bösartigen Tumoren, Bluthochdruck oder Fieber dürfen das Gerät nicht verwenden.
9. Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind, menstruieren oder stillen.
10. Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angewiesen.
11. Die Verwendung des Geräts wird nach längerer Sonnen- oder Solarumbestrahlung der Haut nicht empfohlen.
12. Augenschutz wird empfohlen für Personen, die während der Sitzung Strahlung durch Reflexion, Fehlgebrauch oder unsachgemäße Handhabung ausgesetzt sind.
13. Nicht zu lange auf demselben Hautbereich anwenden.
14. Die Verwendung des Geräts ist untersagt, wenn elektronische Geräte im Körper vorhanden sind, z. B. ein Herzschrittmacher.
15. Vor der Anwendung Uhren, Brillen, Schmuck und andere Metallgegenstände ablegen.
16. Produkt nicht verwenden, wenn es nicht funktioniert oder fehlerhaft funktioniert oder fallen gelassen bzw. anderweitig beschädigt wurde. In diesem Fall das Produkt nicht selbst öffnen oder reparieren. Wenn für das Produkt noch gesetzliche Gewährleistung oder Garantie besteht, wenden Sie sich an den Verkäufer oder Garant. Wenn die Gewährleistungs-/Garantiefrist abgelaufen ist oder der Mangel nicht produktbedingt ist, bringen Sie das Produkt zu einem geeigneten Servicezentrum.
17. Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, Wasser oder Feuchtigkeit verwenden und nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
18. Produkt ist für den Gebrauch bei Raumtemperatur im Bereich von 10-40 °C bestimmt.
19. Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
20. Nach Gebrauch Produkt an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur im Bereich von 10-40 °C außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
21. Bei Verschmutzung Produkt vom Stromnetz trennen, mit einem feuchten Tuch abwischen und vor der Lagerung trocknen lassen. Keine scheuernden Materialien oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, da dies das Produkt beschädigen kann.
22. Produkt nicht verwenden, wenn Sie ein beschädigtes Netzkabel oder einen beschädigten Stecker bemerken, unangenehmen Geruch (z. B. verbrannt) wahrnehmen, Überhitzung oder Rauch feststellen. In diesem Fall das Produkt nicht selbst öffnen oder reparieren. Wenn noch Gewährleistung oder Garantie besteht, kontaktieren Sie den Verkäufer oder Garant. Andernfalls bringen Sie das Produkt zu einem geeigneten Servicezentrum.
23. Produkt nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn es eingeschaltet ist.
24. Die Stromquelle muss der benötigten Betriebsspannung des Produkts entsprechen.
25. Nach dem Laden Produkt vom Stromnetz trennen und vor dem Transport oder der Lagerung abkühlen lassen.
26. Stromkabel nicht verdrehen oder aufrollen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
27. Zubehör, das nicht vom Hersteller stammt, kann Fehlfunktionen verursachen oder das Produkt beschädigen.
28. Vor der Anwendung einen Dermatologen konsultieren, wenn Sie Hautgesundheitsprobleme haben.
29. Wenn Sie nach der Anwendung Hautbeschwerden (Spannung, Unbehagen, Reizung, Rötung, Brennen usw.) verspüren, unerwartete Nebenwirkungen oder anhaltende Rötung bemerken, stellen Sie die Anwendung sofort ein und konsultieren Sie einen Arzt. Vorübergehende, leichte Rötung ist jedoch normal.
30. Nicht längere Zeit direkt in die Lichtquelle der Sonde schauen, da dies die Sehkraft schädigen kann.
31. Nach Ablauf der vorgesehenen Nutzungsdauer (2 Jahre) Gerät bei einer Sammelstelle für Elektroschrott abgeben.
32. Gerät nicht mit anderen Personen teilen, da dies zu Kreuzinfektionen durch Bakterien führen kann.

Weitere Informationen (siehe Seite 2, f1)

Description de l'appareil (voir page 2, f2)

1. Unité principale
2. Sonde matricielle
3. Cache-poussière
4. Bouton marche/arrêt / commutation de lumière
5. Bouton de réglage d'intensité
6. Port de charge (USB-C)
7. Indicateur d'intensité / indicateur de charge
8. Câble USB

Spécifications techniques :

- Type de charge : USB-C
- Temps de charge : 3 heures
- Tension d'entrée : 5V
- Capacité de la batterie : 1100 mAh
- Puissance du produit : ≤10W
- Fréquence : 1000KHz (1MHz)
- Nombre de niveaux d'intensité : 3
- Nombre de niveaux de couleur de lumière : 3
- Contenu du set : 1× unité principale, 1× cache-poussière, 1× câble USB, 1× manuel d'utilisation, 1× carte de garantie

L'appareil dispose de trois modes :

1. Mode Stamping (lumière rouge : 650 nm) — raffermi la peau, favorise la régénération du collagène, prévient l'apparition des rides
2. Mode EMS (lumière bleue : 465 nm) — réduit le gonflement cutané, l'lift
3. Mode Gold Slide Lift (lumière orange : 600 nm) — réduit les rides, améliore le relâchement cutané, augmente l'épaisseur et la densité du derme

Utilisation de l'appareil

1. Pour allumer l'appareil, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé. Vous pouvez ensuite sélectionner le mode de fonctionnement souhaité en faisant défiler les modes.
2. Après la mise en marche, vous pouvez régler l'intensité à l'aide du bouton de réglage d'intensité.
3. Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé. Fonction d'arrêt automatique de protection : si aucune opération sur les boutons n'est effectuée pendant 5 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement après 5 minutes d'utilisation continue.
4. Pour activer la vibration, double-cliquez sur le bouton marche/arrêt. Un autre double-clic désactive la vibration. Le changement de mode désactive également automatiquement la vibration. Quelle que soit le mode choisi, la vibration n'est pas activée par défaut.

Préparation à l'utilisation

1. Démaquillez-vous et nettoyez soigneusement le visage et le cou afin de vous assurer que la peau est propre.
2. Vous pouvez appliquer le gel sur le visage ou le déposer directement sur la sonde de l'appareil.
3. Un cosmétique à base d'eau augmente la conductivité RF et améliore la pénétration des ingrédients actifs.
3. Allumez l'appareil et sélectionnez le mode souhaité pour une utilisation individuelle, ou utilisez chacun des 3 modes une fois.
4. Après la séance, lavez le visage à l'eau et appliquez une quantité appropriée de produits de soin pour hydrater selon les besoins personnels.
5. Après la séance, utilisez un chiffon doux légèrement humide pour essuyer les résidus sur l'appareil de beauté. S'il y a beaucoup de résidus, vous pouvez rincer l'appareil directement à l'eau, puis le sécher avec un chiffon sec.

Fréquence d'utilisation recommandée

1. Mode Stamping (lumière rouge) : Peau normale — 3 fois par semaine pendant 10-15 min. Peau sèche — 2 fois par semaine pendant 10-15 min. Peau grasse — 3-4 fois par semaine pendant 15-20 min. Peau sensible — 1 fois par semaine pendant 5-10 min.
2. Mode EMS (lumière bleue) : Utilisation recommandée tous les 2 jours pendant 5 min.
3. Mode Gold Slide Lift (lumière orange) : Utilisation recommandée tous les 2 jours pendant 5 min.

Chargement

1. Avant de commencer le chargement, assurez-vous que le port de charge de l'appareil est sec et exempt d'eau ainsi que de résidus de produits de soin.
2. Connectez le câble USB à un chargeur USB de 5V (vous pouvez également utiliser le port USB d'un ordinateur ou une batterie externe), puis insérez la fiche Type-C dans le port situé à la base de charge.
3. Pendant la charge, l'indicateur de charge clignotera. Lorsque l'appareil est complètement chargé, l'indicateur restera allumé en continu, cessant de clignoter.
4. Ne mettez pas l'appareil en marche lorsqu'il est connecté au chargeur.
5. Chargez complètement l'appareil au moins une fois tous les deux mois pour préserver la durée de vie de la batterie.

Nettoyage et entretien

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le nettoyer.
2. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'essence, d'acétone, etc., pour nettoyer le boîtier.

3. Pour maintenir l'efficacité des séances, nettoyez la sonde après chaque utilisation.

4. Un nettoyage régulier et un entretien approprié garantissent des performances optimales et prolongent la durée de vie de l'appareil.

FR

1. Avant d'utiliser le produit acheté, lisez le manuel d'utilisation du produit ainsi que ces avertissements de sécurité, les instructions d'entretien et de stockage du produit, ainsi que les règles relatives au traitement des DEEE. Respectez les recommandations qui y figurent et utilisez le produit conformément à son usage prévu.

2. Il est recommandé aux utilisateurs et consommateurs de consulter un médecin et de passer les examens diagnostiques éventuels des parties du corps à traiter avant d'utiliser l'appareil. Le fabricant recommande de ne pas suivre de séance avant d'avoir obtenu la documentation de cette consultation.

3. Une utilisation excessive (plus de 3 séances par jour au même endroit) peut provoquer une irritation ou une brûlure thermique.

4. Respectez un intervalle d'au moins 4 heures entre les séances sur la même zone de peau.

5. Les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas utiliser l'appareil.

6. Ne pas utiliser autour du globe oculaire, de la bouche, de la gorge.

7. Ne pas utiliser sur les zones de peau présentant un risque accru de cancer de la peau, sur les plaies ouvertes, cicatrices ou éruptions, sur les zones de peau enflées, rougies, infectées ou enflammées.

8. Les personnes souffrant de maladies sanguines, de tuberculose, d'épilepsie, de diabète, de maladie coeliaque, de tumeurs malignes, d'hypertension, de fièvre ne peuvent pas utiliser l'appareil.

9. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte, pendant les menstruations ou pendant l'allaitement.

10. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité.

11. Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil après une exposition prolongée de la peau à la lumière du soleil ou aux bancs solaires.

12. Il est recommandé aux personnes exposées au rayonnement par réflexion, mauvaise utilisation ou manipulation maladroite de l'appareil pendant la séance de porter une protection oculaire.

13. Ne pas utiliser trop longtemps sur la même zone de peau.

14. L'utilisation de l'appareil est interdite en présence de dispositifs électroniques implantés dans le corps, par ex. stimulateur cardiaque.

15. Avant d'utiliser l'appareil, retirez montres, lunettes, bijoux et autres objets contenant du métal.

16. N'utilisez pas le produit s'il ne fonctionne pas ou fonctionne mal, ou s'il a été fait tomber ou endommagé d'une autre manière. Dans un tel cas, n'ouvrez ni ne réparez le produit vous-même. Si le produit est encore sous garantie légale ou commerciale, contactez le vendeur ou le garant. Si la garantie est expirée ou si le défaut n'est pas inhérent au produit, confiez-le à un centre de service approprié.

17. N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur, d'eau ou d'humidité, et ne l'immergez pas dans l'eau ou d'autres liquides.

18. Le produit est destiné à être utilisé à température ambiante, entre 10 et 40 °C.

19. Ne placez pas le produit en plein soleil.

20. Après utilisation, rangez le produit dans un endroit sec, à température ambiante, entre 10 et 40 °C, hors de portée des enfants et des animaux.

21. En cas de salissure, débranchez le produit de l'alimentation, essuyez-le avec un chiffon humide et laissez-le sécher avant de le ranger. N'utilisez pas de matériaux abrasifs ni de produits de nettoyage caustiques, car cela pourrait endommager le produit.

22. N'utilisez pas le produit si vous remarquez un câble d'alimentation ou une fiche endommagé, une odeur désagréable (p. ex. brûlé), une surchauffe ou de la fumée. Dans un tel cas, n'ouvrez ni ne réparez le produit vous-même. Si le produit est encore sous garantie légale ou commerciale, contactez le vendeur ou le garant. Sinon, confiez-le à un centre de service approprié.

23. Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est allumé.

24. La source d'alimentation doit correspondre à la tension requise par le produit.

25. Après le chargement, débranchez le produit de la source d'alimentation et laissez-le refroidir avant de le déplacer ou de le ranger.

26. Ne tordez ni n'enroulez le câble d'alimentation, cela pourrait l'endommager.

27. Les accessoires du produit qui ne proviennent pas du fabricant peuvent entraîner un dysfonctionnement ou endommager le produit.

28. Avant d'utiliser l'appareil, consultez un dermatologue si vous avez des problèmes de peau.

29. Si après l'utilisation de l'appareil vous ressentez une gêne cutanée (tension, inconfort, irritation, rougeur, brûlure, etc.), constatez des effets secondaires inattendus ou une rougeur prolongée, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin. Toutefois, une rougeur légère et temporaire est normale.

30. Ne regardez pas directement la source lumineuse de la sonde pendant une longue période, car cela pourrait endommager la vue.

31. Après la durée de vie déclarée (2 ans), rappez l'appareil à un point de collecte de déchets électroniques.

32. Ne partagez pas l'appareil avec d'autres personnes, car cela pourrait entraîner une infection bactérienne croisée.

Plus d'informations (voir page 2, f1)

Descripción del dispositivo (véase página 2, f2)

1. Unidad principal
2. Sonda matricial
3. Cubierta antipolvo
4. Botón de encendido / cambio de luz
5. Botón de ajuste de intensidad
6. Puerto de carga (USB-C)
7. Indicador de intensidad / indicador de carga
8. Cable USB

Especificaciones técnicas:

- Tipo de carga: USB-C
- Tiempo de carga: 3 horas
- Tensión de entrada: 5V
- Capacidad de la batería: 1100 mAh
- Potencia del producto: $\leq 10W$
- Frecuencia: 1000KHz (1MHz)
- Número de niveles de intensidad: 3
- Número de niveles de color de luz: 3
- Contenido del set: 1× unidad principal, 1× cubierta antipolvo, 1× cable USB, 1× manual de usuario, 1× tarjeta de garantía

El dispositivo tiene tres modos:

1. Modo Stamping (luz roja: 650 nm) — reafirma la piel, favorece la regeneración del colágeno, previene la formación de arrugas
2. Modo EMS (luz azul: 465 nm) — reduce la hinchazón cutánea, realiza efecto lifting
3. Modo Gold Slide Lift (luz naranja: 600 nm) — reduce las arrugas, mejora la elasticidad cutánea, aumenta el grosor y la densidad de la dermis

Funcionamiento del dispositivo

1. Para encender el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido. A continuación puede seleccionar el modo deseado alternando entre los modos.
2. Tras encender el dispositivo, puede ajustar la intensidad con el botón de ajuste de intensidad.
3. Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido. Función de apagado automático de protección: si no se realiza ninguna operación en los botones durante 5 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos de uso continuo.
4. Para activar la vibración, haga doble clic en el botón de encendido. Otro doble clic desactiva la vibración. Cambiar de modo también desactiva automáticamente la vibración. Independientemente del modo seleccionado, la vibración está desactivada por defecto.

Preparación para el uso

1. Desmaquillarse y limpie a fondo el rostro y el cuello para asegurarse de que la piel está limpia.
2. Puede aplicar gel sobre el rostro o colocarlo directamente en la sonda del dispositivo.
3. Un cosmético a base de agua aumenta la conductividad RF y mejora la penetración de los ingredientes activos.
4. Encienda el dispositivo y seleccione el modo deseado para uso individual, o use cada uno de los 3 modos una vez.
5. Tras la sesión, lave el rostro con agua y aplique la cantidad adecuada de productos de cuidado para hidratar según sus necesidades.
6. Tras la sesión utilice un paño suave ligeramente húmedo para retirar los residuos del dispositivo de belleza. Si hay muchos residuos, puede enjuagar el dispositivo directamente con agua y secarlo con un paño seco.

Frecuencia de uso recomendada

1. Modo Stamping (luz roja): Piel normal — 3 veces por semana durante 10-15 min. Piel seca — 2 veces por semana durante 10-15 min. Piel grasa — 3-4 veces por semana durante 15-20 min. Piel sensible — 1 vez por semana durante 5-10 min.
2. Modo EMS (luz azul): Se recomienda usar cada 2 días durante 5 min.
3. Modo Gold Slide Lift (luz naranja): Se recomienda usar cada 2 días durante 5 min.

Carga

1. Antes de empezar a cargar, asegúrese de que el puerto de carga del dispositivo esté seco y libre de agua y de residuos de productos de cuidado de la piel.
2. Conecte el cable USB a un cargador USB de 5V (también puede usar el puerto USB de un ordenador o un power-bank) y luego inserte el conector Type-C en el puerto de la base de carga.
3. Durante la carga, el indicador parpadeará. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, el indicador se iluminará de forma continua, dejando de parpadear.
4. No encienda el dispositivo mientras esté conectado al cargador.
5. Cargue completamente el dispositivo al menos una vez cada dos meses para proteger la vida útil de la batería.

Limpieza y mantenimiento

1. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de limpiarlo.
2. No use agentes de limpieza agresivos, gasolina, acetona, etc. para limpiar la carcasa.
3. Para mantener la eficacia de las sesiones, limpie la sonda después de cada uso.

4. La limpieza regular y el mantenimiento adecuado garantizan un funcionamiento óptimo y prolongan la vida útil del dispositivo.



1. Antes de usar el producto adquirido, lea el manual de uso del producto y estas advertencias de seguridad, instrucciones de mantenimiento y almacenamiento, así como las normas sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Siga las recomendaciones contenidas y utilice el producto según su finalidad.
2. Se recomienda a los usuarios y consumidores consultar a un médico y someterse a las pruebas diagnósticas necesarias de las partes del cuerpo que se van a tratar antes de usar el dispositivo. El fabricante aconseja no someterse a una sesión hasta obtener la documentación de dicha consulta.
3. El uso excesivo (más de 3 sesiones al día en el mismo lugar) puede causar irritación o quemaduras térmicas.
4. Mantenga un intervalo mínimo de 4 horas entre sesiones en la misma zona de la piel.
5. Las personas menores de 18 años no pueden usar el dispositivo.
6. No usar en la zona del globo ocular, la boca o la garganta.
7. No usar en zonas de la piel con mayor probabilidad de cáncer de piel, heridas abiertas, cicatrices o erupciones, zonas hinchadas, enrojecidas, irritadas, infectadas o inflamadas.
8. Las personas que padecen enfermedades sanguíneas, tuberculosis, epilepsia, diabetes, celiacía, tumores malignos, hipertensión, fiebre no pueden usar el dispositivo.
9. No usar si está embarazada, menstruando o en periodo de lactancia.
10. El dispositivo no está destinado a ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad.
11. No se recomienda usar el dispositivo después de una exposición prolongada de la piel al sol o a cabinas de bronceado.
12. Se recomienda protección ocular a las personas expuestas a la radiación por reflexión, uso incorrecto o manejo experto del dispositivo durante la sesión.
13. No usar demasiado tiempo en la misma zona de la piel.
14. Queda prohibido usar el dispositivo en caso de dispositivos electrónicos implantados en el cuerpo, p. ej. marcapasos.
15. Retire relojes, gafas, joyas y otros objetos con metal antes de usar el dispositivo.
16. No utilice el producto si no funciona o funciona incorrectamente, o si ha sido golpeado o dañado. En tal caso no abra ni repare el producto usted mismo. Si el producto aún está bajo garantía legal o comercial, póngase en contacto con el vendedor o garante. Si la garantía ha expirado o el defecto no es inherente al producto, lleve el producto a un servicio técnico autorizado.
17. No utilice el producto cerca de fuentes de calor, agua o humedad, ni lo sumerja en agua u otros líquidos.
18. El producto está destinado a usarse a temperatura ambiente, entre 10 y 40 °C.
19. No exponga el producto a la luz solar directa.
20. Tras su uso, guarde el producto en un lugar seco, a temperatura ambiente, entre 10 y 40 °C, fuera del alcance de niños y animales.
21. Si el producto se ensucia, desconéctelo de la fuente de alimentación, límpielo con un paño húmedo y déjelo secar antes de almacenarlo. No utilice materiales abrasivos ni limpiadores cáusticos, ya que podrían dañar el producto.
22. No utilice el producto si observa un cable o enchufe dañado, olor desagradable (p. ej. quemado), sobrecalentamiento o humo. En tal caso no abra ni repare el producto usted mismo. Si aún está en garantía legal o comercial, póngase en contacto con el vendedor o garante. De lo contrario, llévelo a un servicio técnico autorizado.
23. No deje el producto sin supervisión mientras esté encendido.
24. La fuente de alimentación debe coincidir con la tensión requerida por el producto.
25. Tras la carga, desconecte el producto de la fuente de alimentación y déjelo enfriar antes de moverlo o almacenarlo.
26. No retuerza ni enrolle el cable de alimentación, ya que podría dañarse.
27. Los accesorios del producto que no provienen del fabricante pueden causar un funcionamiento incorrecto o dañar el producto.
28. Antes de usar el dispositivo, consulte a un dermatólogo si tiene problemas de salud cutánea.
29. Si después de usar el dispositivo experimenta molestias cutáneas (tirantez, incomodidad, irritación, enrojecimiento, ardor, etc.), observe efectos secundarios inesperados o enrojecimiento prolongado, deje de usarlo de inmediato y consulte a un médico. No obstante, un enrojecimiento leve y temporal es normal.
30. No mire directamente la fuente de luz de la sonda durante un tiempo prolongado, ya que podría dañar la vista.
31. Después del periodo de uso declarado (2 años) lleve el dispositivo a un punto de recogida de residuos electrónicos.
32. No comparta el dispositivo con otras personas, ya que podría provocar infecciones bacterianas cruzadas.

Más información (véase página 2, f1)

Descrição do dispositivo (ver página 2, f2)

1. Unidade principal
2. Sonda matricial
3. Tampa antipó
4. Botão de alimentação / comutação de luz
5. Botão de ajuste de intensidade
6. Porta de carregamento (USB-C)
7. Indicador de intensidade / indicador de carregamento
8. Cabo USB

Especificação técnica:

Tipo de carregamento: USB-C

Tempo de carregamento: 3 horas

Tensão de entrada: 5V

Capacidade da bateria: 1100 mAh

Potência do produto: ≤10W

Frequência: 1000KHz (1MHz)

Número de níveis de intensidade: 3

Número de níveis de cor da luz: 3

Conteúdo do conjunto: 1× unidade principal, 1× tampa antipó, 1× cabo USB, 1× manual de utilização, 1× cartão de garantia

O dispositivo possui três modos:

1. Modo Stamping (luz vermelha: 650 nm)—firma a pele, apoia a regeneração de colagénio, previne a formação de rugas
2. Modo EMS (luz azul: 465 nm)—reduz o inchaço da pele, proporciona lifting
3. Modo Gold Slide Lift (luz laranja: 600 nm)—reduz rugas, melhora a flacidez da pele, aumenta a espessura e a densidade da derme

Operação do dispositivo

1. Para ligar o dispositivo, mantenha premido o botão de alimentação. Em seguida, pode selecionar o modo de funcionamento desejado alternando entre os modos.
2. Após ligar o dispositivo, pode ajustar a intensidade através do botão de ajuste de intensidade.
3. Para desligar o dispositivo, mantenha premido o botão de alimentação. Função de desligamento automático de proteção: se durante 5 minutos não for efetuada qualquer operação nos botões, o dispositivo desligar-se-á automaticamente após 5 minutos de utilização contínua.
4. Para ativar as vibrações, clique duas vezes no botão ligar/desligar. Outro duplo clique neste botão desativará as vibrações. A mudança de modo também desativa automaticamente as vibrações. Independentemente do modo selecionado, as vibrações estão desativadas por predefinição.

Preparação para utilização

1. Remova a maquiagem e limpe cuidadosamente o rosto e o pescoço para garantir que a pele está limpa.
2. Pode aplicar gel no rosto ou colocá-lo diretamente na sonda do dispositivo.
3. Um cosmético à base de água aumenta a condutividade de RF e melhora a penetração dos ingredientes ativos.
3. Ligue o dispositivo e selecione o modo pretendido para utilização individual, ou utilize cada um dos 3 modos uma vez.
4. Após a sessão, lave o rosto com água e aplique a quantidade adequada de produtos de cuidado da pele para hidratar conforme as necessidades pessoais.
5. Após a sessão, utilize um pano macio ligeiramente húmido para remover resíduos do dispositivo de beleza. Se houver muitos resíduos, pode enxaguar o dispositivo diretamente com água e, depois de enxaguar, seque-o com um pano seco.

Recomendações de frequência de utilização

1. Modo Stamping (luz vermelha): Pele normal — 3 vezes por semana durante 10-15 minutos. Pele seca — 2 vezes por semana durante 10-15 minutos. Pele oleosa — 3-4 vezes por semana durante 15-20 minutos. Pele sensível — 1 vez por semana durante 5-10 minutos.
2. Modo EMS (luz azul): Recomenda-se usar a cada 2 dias durante 5 minutos.
3. Modo Gold Slide Lift (luz laranja): Recomenda-se usar a cada 2 dias durante 5 minutos.

Carregamento

1. Antes de começar o carregamento, certifique-se de que a porta de carregamento do dispositivo está seca e livre de água e resíduos de produtos de cuidado da pele.
2. Ligue o cabo USB a um carregador USB de 5V (também pode usar a porta USB de um computador ou um powerbank) e depois insira a ficha Type-C na porta da base de carregamento.
3. Durante o carregamento, o indicador de carregamento pulsará. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, o indicador acender-se-á continuamente, deixando de pulsar e piscar.
4. Não ligue o dispositivo enquanto estiver conectado ao carregador.
5. Carregue totalmente o dispositivo pelo menos uma vez a cada dois meses para proteger a vida útil da bateria.

Limpeza e manutenção

1. Certifique-se de que o dispositivo está desligado antes da limpeza.
2. Não utilize agentes de limpeza agressivos, gasolina, acetona, etc, para limpar a carcaça.

3. Para manter a eficácia das sessões, limpe a sonda após cada utilização.
4. A limpeza regular e a manutenção adequada garantem um desempenho ótimo e prolongam a vida útil do dispositivo.

1. Antes de utilizar o produto adquirido, leia o manual de utilização do produto e estes avisos de segurança, instruções de manutenção e armazenamento do produto, bem como as regras de gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Siga as recomendações contidas e utilize o produto de acordo com a sua finalidade.
2. Recomenda-se aos utilizadores e consumidores que consultem um médico e realizem eventuais exames de diagnóstico das partes do corpo a serem tratadas antes de usar o dispositivo. O fabricante recomenda não realizar uma sessão antes de obter a documentação dessa consulta.
3. O uso excessivo (mais de 3 sessões por dia na mesma área) pode causar irritação ou queimaduras térmicas.
4. Mantenha um intervalo mínimo de 4 horas entre sessões na mesma zona da pele.
5. Pessoas com menos de 18 anos não podem usar o dispositivo.
6. Não aplicar na zona do globo ocular, boca ou garganta.
7. Não aplicar em áreas da pele com maior probabilidade de cancro da pele, em feridas abertas, cicatrizes ou erupções, em áreas inchadas, avermelhadas, irritadas, infectadas ou inflamadas.
8. Pessoas que sofrem de doenças sanguíneas, tuberculose, epilepsia, diabetes, doença celíaca, tumores malignos, hipertensão, febre não podem usar o dispositivo.
9. Não usar se estiver grávida, em período menstrual ou a amamentar.
10. O dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, nem por pessoas sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
11. Não é recomendado utilizar o dispositivo após exposição prolongada da pele à luz solar ou a solário.
12. Recomenda-se proteção ocular para pessoas expostas à radiação resultante de reflexão, uso incorreto ou manuseamento inexperto do dispositivo durante a sessão.
13. Não utilizar demasiado tempo na mesma área da pele.
14. É proibido usar o dispositivo no caso de dispositivos eletrónicos implantados no corpo, por ex.: pacemaker.
15. Antes de usar o dispositivo, remova relógios, óculos, joias e outros objetos que contenham metal.
16. Não utilize o produto se não funcionar ou funcionar incorretamente, ou se tiver sido deixado cair ou danificado de outra forma. Nessa situação, não abra nem repare o produto por conta própria. Se o produto ainda estiver coberto por garantia legal ou comercial, contacte o vendedor ou o garant. Se o período de garantia já tiver expirado, ou o defeito não for inerente ao produto, entregue o produto para reparação num serviço autorizado.
17. Não utilize o produto perto de fontes de calor, água ou humidade, nem o mergulhe em água ou outros líquidos.
18. O produto destina-se a ser utilizado à temperatura ambiente, na faixa de 10-40 °C.
19. Não exponha o produto à luz solar direta.
20. Após utilizar o produto, guarde-o num local seco, à temperatura ambiente, na faixa de 10-40 °C, fora do alcance de crianças e animais.
21. Em caso de sujidade, desligue o produto da fonte de alimentação. Limpe-o com um pano húmido e deixe-o secar antes de o armazenar. Não utilize materiais abrasivos nem detergentes cáusticos, pois podem danificar o produto.
22. Não utilize o produto se notar cabo de alimentação ou ficha danificados, odor desagradável (por ex. queimado), sobreaquecimento ou fumo. Nessa situação, não abra nem repare o produto por conta própria. Se o produto ainda estiver coberto por garantia legal ou comercial, contacte o vendedor ou o garant. Caso contrário, entregue o produto num serviço autorizado.
23. Não deixe o produto sem supervisão enquanto estiver ligado.
24. A fonte de alimentação deve ser compatível com a tensão requerida pelo produto.
25. Após o carregamento, desligue o produto da fonte de alimentação e deixe-o arrefecer antes de o deslocar ou armazenar.
26. Não torça nem enrole o cabo de alimentação, pois pode danificá-lo.
27. Acessórios para o produto que não sejam do fabricante podem provocar mau funcionamento ou danificar o produto.
28. Antes de usar o dispositivo, consulte um dermatologista se tiver quaisquer problemas de saúde cutânea.
29. Se após usar o dispositivo sentir desconforto cutâneo (tensão, desconforto, irritação, vermelhidão, ardor, etc.), notar efeitos secundários inesperados ou vermelhidão prolongada, interrompa imediatamente o uso e consulte um médico. No entanto, uma vermelhidão temporária e ligeira é normal.
30. Não olhe diretamente para a fonte de luz da sonda durante muito tempo, pois isso pode danificar a visão.
31. Após o período de vida útil declarado (2 anos), entregue o dispositivo num ponto de recolha de resíduos eletrónicos.
32. Não partilhe o dispositivo com outras pessoas, pois isso pode levar a infeções bacterianas cruzadas.

Mais informações (ver página 2, f1)

Descrizione del dispositivo (vedi pagina 2, f2)

1. Unità principale
2. Sonda matrice
3. Copertura antipolvere
4. Pulsante di accensione / commutazione luce
5. Pulsante di regolazione dell'intensità
6. Porta di ricarica (USB-C)
7. Indicatore di intensità / indicatore di carica
8. Cavo USB

Specifiche tecniche:

- Tipo di ricarica: USB-C
- Tempo di ricarica: 3 ore
- Tensione in ingresso: 5V
- Capacità batteria: 1100 mAh
- Potenza del prodotto: ≤10 W
- Frequenza: 1000 kHz (1 MHz)
- Numero di livelli d'intensità: 3
- Numero di livelli di colore luce: 3
- Contenuto del set: 1× unità principale, 1× copertura antipolvere, 1× cavo USB, 1× manuale d'uso, 1× carta di garanzia

Il dispositivo dispone di tre modalità:

1. Modalità Stamping (luce rossa: 650 nm)—rassoda la pelle, favorisce la rigenerazione del collagene, previene la formazione di rughe
2. Modalità EMS (luce blu: 465 nm)—riduce il gonfiore cutaneo, effetto lifting
3. Modalità Gold Slide Lift (luce arancione: 600 nm)—riduce le rughe, migliora la lassità cutanea, aumenta spessore e densità del derma

Uso del dispositivo

1. Per accendere il dispositivo tenere premuto il pulsante di accensione. È quindi possibile selezionare la modalità di lavoro desiderata scorrendo fra le modalità.
2. Dopo l'accensione è possibile regolare l'intensità tramite il pulsante di regolazione dell'intensità.
3. Per spegnere il dispositivo tenere premuto il pulsante di accensione. Funzione di spegnimento automatico di protezione: se per 5 minuti non viene premuto alcun pulsante, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 5 minuti di uso continuo.
4. Per attivare le vibrazioni fare doppio clic sul pulsante di accensione. Un altro doppio clic disattiva le vibrazioni. Cambiare modalità disattiva anch'esso le vibrazioni. Le vibrazioni sono disattivate per impostazione predefinita.

Preparazione all'uso

1. Rimuovere il trucco e pulire accuratamente viso e collo per assicurarsi che la pelle sia pulita.
2. È possibile applicare il gel sul viso o spremere direttamente sulla sonda del dispositivo.
3. Un cosmetico a base d'acqua aumenta la conducibilità RF e migliora la penetrazione degli ingredienti attivi.
3. Accendere il dispositivo e selezionare la modalità desiderata per uso individuale oppure utilizzare ciascuna delle 3 modalità una volta.
4. Dopo la sessione lavare il viso con acqua e applicare la quantità necessaria di prodotti per la cura della pelle per idratare secondo le esigenze personali.
5. Dopo la sessione pulire i residui dal dispositivo con un panno morbido leggermente umido. In caso di molti residui è possibile sciacquare direttamente il dispositivo con acqua e poi asciugarlo con un panno asciutto.

Frequenza d'uso consigliata

1. Modalità Stamping (luce rossa): Pelle normale—3 volte a settimana per 10-15 min. Pelle secca—2 volte a settimana per 10-15 min. Pelle grassa—3-4 volte a settimana per 15-20 min. Pelle sensibile—1 volta a settimana per 5-10 min.
2. Modalità EMS (luce blu): si consiglia l'uso ogni 2 giorni per 5 min.
3. Modalità Gold Slide Lift (luce arancione): si consiglia l'uso ogni 2 giorni per 5 min.

Ricarica

1. Prima di iniziare la ricarica assicurarsi che la porta di ricarica del dispositivo sia asciutta e priva di acqua e residui di cosmetici.
2. Collegare il cavo USB a un caricatore USB da 5 V (oppure a una porta USB del computer o a un power-bank), quindi inserire il connettore Type-C nella porta della base di ricarica.
3. Durante la ricarica l'indicatore lampeggerà. Quando il dispositivo è completamente carico, l'indicatore rimarrà illuminato in modo continuo, smettendo di lampeggiare.
4. Non accendere il dispositivo mentre è collegato al caricatore.
5. Ricaricare completamente il dispositivo almeno una volta ogni due mesi per preservare la durata della batteria.

Pulizia e manutenzione

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima della pulizia.
2. Non utilizzare detergenti aggressivi, benzina, acetone ecc. per pulire la scocca.
3. Per mantenere l'efficacia delle sessioni pulire la sonda dopo ogni utilizzo.
4. Una pulizia regolare e una corretta manutenzione garantiscono prestazioni ottimali e prolungano la vita utile del dispositivo.

1. Prima di utilizzare il prodotto acquistato leggere il manuale d'uso e i presenti avvisi di sicurezza, le istruzioni per manutenzione e stoccaggio e le regole per lo smaltimento dei RAEE. Rispettare le raccomandazioni in essi contenute e utilizzare il prodotto secondo la destinazione d'uso.
2. Si consiglia a utenti e consumatori di consultare un medico ed effettuare gli eventuali esami diagnostici delle parti del corpo da trattare prima di utilizzare il dispositivo. Il produttore raccomanda di non sottoporsi a una sessione prima di disporre della documentazione di tale consulto.
3. Un uso eccessivo (oltre 3 sessioni al giorno sulla stessa zona) può causare irritazioni o ustioni termiche.
4. Mantenere almeno 4 ore di intervallo tra le sessioni sulla stessa area cutanea.
5. Le persone di età inferiore ai 18 anni non possono utilizzare il dispositivo.
6. Non usare nelle zone del bulbo oculare, bocca, gola.
7. Non usare su aree della pelle con elevato rischio di cancro cutaneo, su ferite aperte, cicatrici o eruzioni, su aree gonfie, arrossate, irritate, infette o infiammate.
8. Le persone affette da malattie del sangue, tubercolosi, epilessia, diabete, celachia, tumori maligni, ipertensione, febbre non possono usare il dispositivo.
9. Non usare in gravidanza, durante le mestruazioni o l'allattamento.
10. Il dispositivo non è destinato a persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, salvo sorveglianza o istruzione da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
11. Non è consigliato l'uso del dispositivo dopo prolungata esposizione della pelle al sole o al solarium.
12. È consigliata protezione oculare per chi è esposto a radiazione per riflessione, uso improprio o maneggio inesperto del dispositivo durante la sessione.
13. Non usare troppo a lungo sulla stessa area cutanea.
14. Vietato l'uso in presenza di dispositivi elettronici impiantati nel corpo, ad es. pacemaker.
15. Rimuovere orologi, occhiali, gioielli e altri oggetti metallici prima dell'uso.
16. Non usare il prodotto se non funziona, funziona in modo anomalo o è stato fatto cadere o danneggiato. Non aprirlo né ripararlo autonomamente. Se è ancora coperto da garanzia legale o commerciale contattare il venditore o il garante. Se la garanzia è scaduta o il difetto non è intrinseco al prodotto, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
17. Non usare il prodotto vicino a fonti di calore, acqua o umidità né immergerlo in acqua o altri liquidi.
18. Il prodotto è progettato per uso a temperatura ambiente, nell'intervallo 10-40 °C.
19. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta.
20. Dopo l'uso conservare il prodotto in un luogo asciutto, a temperatura ambiente (10-40 °C), fuori dalla portata di bambini e animali.
21. In caso di sporco scollegare il prodotto dall'alimentazione, pulirlo con un panno umido e lasciarlo asciugare prima di riparlo. Non usare materiali abrasivi né detergenti caustici, che potrebbero danneggiarlo.
22. Non usare il prodotto se si notano cavo o spina danneggiati, odore sgradevole (ad es. bruciato), surriscaldamento o fumo. Non aprire né riparare autonomamente. Se ancora in garanzia contattare il venditore o il garante; altrimenti rivolgersi a un centro di assistenza adeguato.
23. Non lasciare il prodotto incustodito mentre è acceso.
24. L'alimentazione deve corrispondere alla tensione richiesta dal prodotto.
25. Dopo la ricarica scollegare il prodotto dall'alimentazione e lasciarlo raffreddare prima di spostarlo o riparlo.
26. Non torcere né avvolgere il cavo di alimentazione, poiché potrebbe danneggiarsi.
27. Accessori non originali possono causare malfunzionamenti o danni.
28. Consultare un dermatologo prima dell'uso se si hanno problemi cutanei.
29. Se dopo l'uso del dispositivo si avverte tensione, disagio, irritazione, arrossamento, bruciore o altri effetti imprevisti, o arrossamento prolungato, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico. Un leggero arrossamento temporaneo è tuttavia normale.
30. Non guardare direttamente la sorgente luminosa della sonda per lunghi periodi, poiché potrebbe danneggiare la vista.
31. Dopo il periodo di utilizzo dichiarato (2 anni) consegnare il dispositivo a un centro di raccolta RAEE.
32. Non condividere il dispositivo con altre persone, poiché si potrebbero trasmettere infezioni batteriche crociate.

Ulteriori informazioni (vedi pagina 2, f1)

Popis zařízení (viz strana 2, f2)

1. Hlavní jednotka
2. Maticová sonda
3. Protiprachový kryt
4. Tlačítko napájení / přepínání světla
5. Tlačítko nastavení intenzity
6. Nabíjecí port (USB-C)
7. Ukazatel intenzity / ukazatel nabíjení
8. USB kabel

Technické specifikace:

- Typ nabíjení: USB-C
- Doba nabíjení: 3 hodiny
- Vstupní napětí: 5 V
- Kapacita baterie: 1100 mAh
- Výkon produktu: ≤10 W
- Frekvence: 1000 kHz (1 MHz)
- Počet úrovní intenzity: 3
- Počet úrovní barvy světla: 3
- Obsah sady: 1 × hlavní jednotka, 1 × protiprachový kryt, 1 × USB kabel, 1 × uživatelská příručka, 1 × záruční karta

Zařízení má tři režimy:

1. Režim Stamping (červené světlo: 650 nm) – zpevňuje pokožku, podporuje regeneraci kolagenu, zabírá tvorbu vrásek
2. Režim EMS (modré světlo: 465 nm) – snižuje otok pokožky, provádí lifting
3. Režim Gold Slide Lift (oranžové světlo: 600 nm) – redukuje vrásky, zlepšuje ochablost pokožky, zvyšuje tloušťku a hustotu dermis

Ovládání zařízení

1. Chcete-li zařízení zapnout, podržte tlačítko napájení. Poté můžete zvolený pracovní režim vybrat přepínáním mezi režimy.
2. Po zapnutí můžete nastavit intenzitu pomocí tlačítka nastavení intenzity.
3. Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko napájení. Ochranná funkce automatického vypnutí: pokud během 5 minut nedojde k žádné operaci tlačítek, zařízení se po 5 minutách nepřetržitého provozu automaticky vypne.
4. Chcete-li zapnout vibrace, dvakrát klikněte na tlačítko napájení. Další dvojitá vibrace vypne. Změna režimu vibrace rovněž automaticky vypne. Bez ohledu na zvolený režim jsou vibrace ve výchozím nastavení vypnuty.

Příprava k použití

1. Odstraňte make-up a důkladně vyčistěte obličej a krk, aby byla pokožka čistá.
2. Gel můžete nanést na obličej nebo jej vytlačit přímo na sondu zařízení.
3. Kosmetika na vodní bázi zvyšuje vodivost RF a zlepšuje penetraci aktivních složek.
3. Zapněte zařízení a vyberte požadovaný režim pro individuální použití, nebo použijte každý ze 3 režimů jednou.
4. Po skončení sezení opláchněte obličej vodou a naneste přiměřené množství přípravků péče o pleť, abyste pokožku hydratovali dle osobních potřeb.
5. Po sezení otřete zbytky z kosmetického zařízení lehké navlhčeným měkkým hadříkem. Pokud je zbytků hodně, můžete zařízení opláchnout přímo vodou a poté jej osušit suchým hadříkem.

Doporučená frekvence používání

1. Režim Stamping (červené světlo): Normální pleť – 3 × týdně 10-15 min. Suchá pleť – 2 × týdně 10-15 min. Mastná pleť – 3-4 × týdně 15-20 min. Citlivá pleť – 1 × týdně 5-10 min.
2. Režim EMS (modré světlo): Doporučuje se používat každý 2. den 5 min.
3. Režim Gold Slide Lift (oranžové světlo): Doporučuje se používat každý 2. den 5 min.

Nabíjení

1. Před zahájením nabíjení se ujistěte, že nabíjecí port zařízení je suchý a bez vody a zbytků přípravků péče o pleť.
2. Připojte USB kabel k USB nabíječe 5 V (můžete použít i USB port počítače nebo powerbanku) a poté zasuněte konektor Type-C do portu v nabíjecí základně.
3. Během nabíjení bude ukazatel nabíjení blikat. Po úplném nabití se ukazatel rozsvítí nepřerušovaně a přestane blikat.
4. Zařízení nezapínejte, když je připojeno k nabíječe.
5. Zařízení zcela nabijte alespoň jednou za dva měsíce, abyste chránili životnost baterie.

Čištění a údržba

1. Před čištěním se ujistěte, že je zařízení vypnuto.
2. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, benzín, aceton apod. k čištění krytu.
3. Pro zachování účinnosti sezení čistěte sondu po každém použití.
4. Pravidelné čištění a správná údržba zajišťují optimální výkon a prodlužují životnost zařízení.

1. Před použitím zakoupeného výrobku si prostudujte uživatelskou příručku a tato bezpečnostní upozornění, pokyny pro údržbu a skladování a pravidla pro nakládání s elektroodpadem. Dodržujte uvedená doporučení a používejte výrobek dle určení.

2. Uživateli a spotřebitelům se doporučuje poradit se před použitím zařízení s lékařem a případně podstoupit diagnostická vyšetření části těla, které mají být ošetřovány. Výrobce doporučuje neabsolvovat sezení před obdržением dokumentace z takové konzultace.
3. Nadměrné používání (více než 3 sezení denně na stejném místě) může způsobit podráždění nebo termické popáleniny.
4. Mezi sezeními na stejné oblasti pokožky dodržujte alespoň 4hodinovou pauzu.
5. Osoby mladší 18 let nesmí zařízení používat.
6. Nepoužívejte v okolí oční bulvy, úst, hrdla.
7. Nepoužívejte na části pokožky se zvýšeným rizikem rakoviny kůže, na otevřené rány, jizvy nebo vyrážky, na oteklé, zarudlé, podrážděné, infikované nebo zanícené oblasti.
8. Osoby trpící krevními chorobami, tuberkulózou, epilepsií, diabetem, celiakií, zhoubnými nádory, hypertenzí, horečkou nesmí zařízení používat.
9. Nepoužívejte, jste-li těhotná, při menstruaci nebo během kojení.
10. Zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ani osobami bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou dohlíženy nebo vyškoleny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
11. Používání zařízení se nedoporučuje po dlouhodobém vystavení pokožky slunečnímu záření nebo soláriu.
12. Osobám vystaveným záření v důsledku odrazu, nesprávného použití nebo neodborné manipulace se zařízením během sezení se doporučuje ochrana očí.
13. Nepoužívejte příliš dlouho na stejném místě pokožky.
14. Používání zařízení se zakazuje, máte-li v těle elektronické přístroje, například kardiostimulátor.
15. Před použitím zařízení si sundejte hodinky, brýle, šperky a jiné kovové předměty.
16. Výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje nebo funguje nesprávně, byl upuštěn či jinak poškozen. V takovém případě výrobek neotvírejte ani neopravujte sami. Pokud je výrobek stále v záruční době, kontaktujte prodejce nebo poskytovatele záruky. Pokud záruční doba vypršela nebo vada nevznikla z důvodu spojeného s výrobkem, předejte jej k opravě do autorizovaného servisu.
17. Nepoužívejte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, vody nebo vlhkosti a neponořujte jej do vody ani jiných kapalin.
18. Výrobek je určen k používání při pokojové teplotě v rozmezí 10-40 °C.
19. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
20. Po použití skladujte výrobek na suchém místě při pokojové teplotě v rozmezí 10-40 °C, mimo dosah dětí a zvířat.
21. V případě znečištění výrobek odpojte od zdroje napájení, otřete vlhkým hadříkem a nechte před uložením uschnout. Nepoužívejte abrazivní materiály ani žíravé čisticí prostředky, mohlo by dojít k poškození výrobku.
22. Nepoužívejte výrobek, pokud zaznamenáte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, nepříjemný zápach (například spáleniny), přehřívání nebo kouř. V takovém případě výrobek neotvírejte ani neopravujte sami. Pokud je stále v záruce, kontaktujte prodejce nebo poskytovatele záruky. Jinak jej předejte k opravě do vhodného servisu.
23. Nenechávejte výrobek bez dozoru, když je zapnutý.
24. Zdroj napájení musí odpovídat požadovanému napětí výrobku.
25. Po nabití odpojte výrobek od zdroje napájení a před přemístěním nebo uskladněním jej nechte vychladnout.
26. Neotáčejte ani neomotávejte napájecí kabel, mohlo by dojít k jeho poškození.
27. Při selhání k výrobku, které nepochází od výrobce, může způsobit nesprávnou funkci nebo poškození výrobku.
28. Před použitím zařízení se poraďte s dermatologem, pokud máte jakékoliv problémy s pokožkou.
29. Pokud po použití zařízení zaznamenáte napětí, nepohodlí, podráždění, zarudnutí, pálení apod., neočekané vedlejší účinky nebo dlouhodobé zarudnutí, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem. Dočasné, mírné zarudnutí je však normální.
30. Nedívejte se přímo do zdroje světla sondy po delší dobu, může dojít k poškození zraku.
31. Po uplynutí deklarované životnosti (2 roky) odevzdejte zařízení do sběrného místa elektroodpadu.
32. Zařízení nesdílejte s jinými osobami, mohlo by dojít k bakteriální křížové infekci.

Další informace (viz strana 2, f1)

Popis zariadenia (pozri strana 2, f2)

1. Hlavná jednotka
2. Matcová sonda
3. Protiprachový kryt
4. Tlačidlo napájania / prepínania svetla
5. Tlačidlo nastavenia intenzity
6. Nabíjaci port (USB-C)
7. Indikátor intenzity / indikátor nabíjania
8. USB kábel

Technické špecifikácie:

- Typ nabíjania: USB-C
- Doba nabíjania: 3 hodiny
- Vstupné napätie: 5 V
- Kapacita batérie: 1100 mAh
- Výkon produktu: ≤10 W
- Frekvencia: 1000 kHz (1 MHz)
- Počet úrovní intenzity: 3
- Počet úrovní farby svetla: 3
- Obsah balenia: 1 × hlavná jednotka, 1 × protiprachový kryt, 1 × USB kábel, 1 × návod na použitie, 1 × záručný list

Zariadenie má tri režimy:

1. Režim Stamping (červené svetlo: 650 nm) – spevňuje pokožku, podporuje regeneráciu kolagénu, zabráňuje tvorbe vrások
2. Režim EMS (modré svetlo: 465 nm) – znižuje opuch pokožky, poskytuje lifting
3. Režim Gold Slide Lift (oranžové svetlo: 600 nm) – redukuje vrásky, zlepšuje ochablosť pokožky, zvyšuje hrúbku a hustotu dermis

Ovládanie zariadenia

1. Ak chcete zariadenie zapnúť, podržte tlačidlo napájania. Potom môžete vybrať požadovaný pracovný režim prepínaním medzi režimami.
2. Po zapnutí zariadenia môžete nastaviť intenzitu pomocou tlačidla nastavenia intenzity.
3. Ak chcete zariadenie vypnúť, podržte tlačidlo napájania. Ochranná funkcia automatického vypnutia: ak počas 5 minút nedôjde k žiadnej operácii tlačidla, zariadenie sa po 5 minútach nepretržitého používania automaticky vypne.
4. Ak chcete zapnúť vibrácie, dvakrát kliknite na tlačidlo napájania. Ďalšie dvojité kliknutie vibrácie vypne. Zmena režimu tiež automaticky vypne vibrácie. Bez ohľadu na zvolený režim sú vibrácie predvolené vypnuté.

Príprava na použitie

1. Odstráňte make-up a dôkladne očistite tvár a krk, aby bola pokožka čistá.
2. Gél môžete naniesť na tvár alebo ho vytlačiť priamo na sondu zariadenia.
3. Kosmetický prípravok na vodnej báze zvyšuje vodivosť RF a zlepšuje prienik aktívnych zložiek.
3. Zapnite zariadenie a vyberte požadovaný režim pre individuálne použitie alebo použite každý z troch režimov raz.
4. Po ukončení sedenia umyte tvár vodou a naneste primerané množstvo prípravkov na starostlivosť o pleť, aby ste pokožku hydratovali podľa osobných potrieb.
5. Po sedení zotríte zvyšky z kozmetického zariadenia mierne vlhkou mäkkou handričkou. Ak je zvyškov veľa, môžete zariadenie opláchnuť priamo vodou a potom ho osušiť suchou handričkou.

Odporúčaná frekvencia používania

1. Režim Stamping (červené svetlo): Normálna pleť – 3-krát týždenne 10–15 min, Suchá pleť – 2-krát týždenne 10–15 min, Mastná pleť – 3–4-krát týždenne 15–20 min, Citlivá pleť – raz týždenne 5–10 min.
2. Režim EMS (modré svetlo): odporúča sa používať každý 2. deň 5 min.
3. Režim Gold Slide Lift (oranžové svetlo): odporúča sa používať každý 2. deň 5 min.

Nabíjanie

1. Pred nabíjaním sa uistite, že nabíjaci port zariadenia je suchý a bez vody a zvyškov prípravkov na starostlivosť o pleť.
2. Pripojte USB kábel k USB nabíjačke 5 V (môžete použiť aj USB port počítača alebo powerbanku), potom vložte konektor typu C do portu v nabíjacej základni.
3. Počas nabíjania bude indikátor nabíjania blikat. Po úplnom nabití sa indikátor rozsvieti sústavne a prestane blikat.
4. Nezapínajte zariadenie, keď je pripojené k nabíjačke.
5. Zariadenie úplne nabite aspoň raz za dva mesiace, aby ste chránili životnosť batérie.

Čistenie a údržba

1. Pred čistením sa uistite, že zariadenie je vypnuté.
2. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, benzín, aceton a pod. na čistenie krytu.
3. Na zachovanie účinnosti sedení čistite sondu po každom použití.
4. Pravidelné čistenie a správna údržba zabezpečujú optimálny výkon a predlžujú životnosť zariadenia.

1. Pred použitím zakúpeného výrobku si preštudujte návod na použitie produktu a tieto bezpečnostné upozornenia, pokyny na údržbu a skladovanie výrobku a pravidlá nakladania s elektroodpadom. Dodržujte uvedené odporúčania a používajte výrobok v súlade s jeho určením.

2. Odporúča sa užívateľom a spotrebiteľom, aby sa pred použitím zariadenia poradili s lekárom a podstúpili prípadné diagnostické vyšetrenia časti tela, ktoré sa majú ošetrovať. Výrobca odporúča neabsolvovať sedenie pred obdržaním dokumentácie z takej konzultácie.
3. Nadmerné používanie (viac ako 3 sedenia denne na rovnakom mieste) môže spôsobiť podráždenie alebo termické popálenie.
4. Medzi sedeniami na rovnakej oblasti pokožky dodržujte aspoň 4-hodinovú prestávku.
5. Osoby mladšie ako 18 rokov nesmú zariadenie používať.
6. Nepoužívajte v okolí očnej bulvy, úst alebo hrdla.
7. Nepoužívajte na časti pokožky so zvýšeným rizikom rakoviny kože, na otvorené rany, jazvy alebo vyrážky, na opuchnuté, začervenané, podráždené, infikované alebo zapálené oblasti pokožky.
8. Osoby s krvnými chorobami, tuberkulózou, epilepsiou, cukrovkou, celakiou, malignými nádorami, hypertenziou alebo horúčkou nesmú zariadenie používať.
9. Nepoužívajte, ak ste tehotná, počas menštruácie alebo dojčenia.
10. Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami ani osobami bez skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli zaškolené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
11. Nepoužívajte zariadenie po dlhodobom vystavení pokožky slnečnému žiareniu alebo soláriu.
12. Odporúča sa ochrana očí pre osoby vystavené žiareniu v dôsledku odrazu, nesprávneho použitia alebo neodbornej manipulácie so zariadením počas sedenia.
13. Nepoužívajte príliš dlho na rovnakej oblasti pokožky.
14. Používanie zariadenia je zakázané, ak máte v tele elektronické zariadenia, napr. kardiostimulátor.
15. Pred použitím zariadenia si odstráňte hodinky, okuliare, šperky a iné kovové predmety.
16. Nepoužívajte produkt, ak nefunguje správne, bol poškodený pádom alebo inak. V takom prípade ho neotvárajte ani neopravujte sami. Ak je produkt stále v záručnej dobe, kontaktujte predajcu alebo poskytovateľa záruky. Ak záruka uplynula alebo vada nie je inherentná produktu, odneste ho do autorizovaného servisu.
17. Nepoužívajte produkt v blízkosti zdrojov tepla, vody alebo vlhkosti ani ho nenamáčajte do vody či iných kvapalín.
18. Produkt je určený na používanie pri izbovej teplote v rozmedzí 10–40 °C.
19. Nevystavujte produkt priamemu slnečnému žiareniu.
20. Po použití produkt skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote v rozmedzí 10–40 °C mimo dosahu detí a zvierat.
21. V prípade znečistenia odpojte produkt od zdroja napájania, očistite ho vlhkou handičkou a nechajte vysušiť pred uskladnením. Nepoužívajte abrazívne materiály ani žeravé čistiace prostriedky, mohlo by to poškodiť produkt.
22. Nepoužívajte produkt, ak zaznamenáte poškodený napájací kábel alebo zástrčku, nepríjemný zápach (napr. spáleniny), prehriatie alebo dym. V takom prípade produkt neotvárajte ani neopravujte sami. Ak je stále v záruke, kontaktujte predajcu alebo poskytovateľa záruky; inak ho odneste do servisu.
23. Nenechávajte produkt bez dozoru, ak je zapnutý.
24. Zdroj napájania musí zodpovedať požadovanému napätiu produktu.
25. Po nabití odpojte produkt od napájania a nechajte ho vychladnúť pred presunom alebo uskladnením.
26. Netočte ani neobmätajte napájací kábel, mohlo by to poškodiť jeho izoláciu.
27. Príslušenstvo k produktu, ktoré nie je od výrobcu, môže spôsobiť nesprávnu funkciu alebo poškodenie produktu.
28. Pred použitím zariadenia sa poraďte s dermatológom, ak máte akékoľvek kožné problémy.
29. Ak po použití zariadenia pocítite napätie, nepohodlie, podráždenie, začervenanie, pálenie alebo iné neočakávané vedľajšie účinky, alebo ak začne začervenanie pretrvávajúť dlhšie, okamžite prestaňte používať a poraďte sa s lekárom. Dočasné, mierne začervenanie je však normálne.
30. Nedívejte sa priamo do zdroja svetla sondy dlhší čas, môže to poškodiť zrak.
31. Po uplynutí doby použitia (2 roky) odovzdajte zariadenie na zberné miesto elektroodpadu.
32. Zariadenie neskladajte s inými osobami, mohlo by dôjsť ku krížovej bakteriálnej infekcii.

Ďalšie informácie (pozri stranu 2, f1)

Opis naprave (glej stran 2, f2)

1. Glavna enota
2. Matična sonda
3. Prahova zaščita
4. Gumb za vklop / prekllop luči
5. Gumb za nastavitve intenzivnosti
6. Polnilni priključek (USB-C)
7. Indikator intenzivnosti / indikator polnjenja
8. USB kabel

Tehnične specifikacije:

- Vrsta polnjenja: USB-C
 Čas polnjenja: 3 ure
 Vhodna napetost: 5 V
 Kapaciteta baterije: 1100 mAh
 Moč izdelka: ≤10 W
 Frekvenca: 1000 kHz (1 MHz)
 Število stopenj intenzivnosti: 3
 Število stopenj barve svetlobe: 3
 Vsebina kompleta: 1 × glavna enota, 1 × prahova zaščita, 1 × USB kabel,
 1 × navodila za uporabo, 1 × garancijska kartica

Naprava ima tri načine:

1. Način zigosarja (rdeča svetloba: 650 nm) – učvrsti kožo, podpira regeneracijo kolagena, preprečuje nastanek gub
2. EMS način (modra svetloba: 465 nm) – zmanjšuje otekline kože, dvigovanje
3. Gold Slide Lift način (oranžna svetloba: 600 nm) – zmanjšuje gube, izboljšuje povešeno kožo, povečuje debelino in gostoto dermisa

Uporaba naprave

1. Za vklop naprave pritisnite in držite gumb za vklop. Nato preklpite med načini za izbiro želenega načina.
2. Po vklopu nastavite intenzivnost prilagodite z gumbom za nastavitve intenzivnosti.
3. Za izklop naprave pritisnite in držite gumb za vklop. Zaščitna samodejna izklopna funkcija: če v 5 minutah ni nobenega pritiska na gumbe, se naprava po 5 minutah neprekinjene uporabe samodejno izklopi.
4. Če želite vklopiti vibracije, dvakrat kliknite gumb za vklop. Se en dvoklik jih izklopi. Sprememba načina prav tako samodejno izklopi vibracije. Vibracije so privzeto izklopljene.

Priprava za uporabo

1. Odstranite lila in temeljito očistite obraz ter vrat, da zagotovite čisto kožo.
2. Gel nanesite na obraz ali ga iztisnite neposredno na sondo naprave.
3. Vodna kozmetika poveča RF prevodnost in izboljša prodor aktivnih sestavin.
3. Vključite napravo in izberite želeni način za posamezno uporabo ali uporabite vsak od treh načinov enkrat.
4. Po končani seji umijte obraz z vodo in nanesite primerno količino izdelkov za nego kože, da kožo navlažite po lastnih potrebah.
5. Po seji s nežno vlažno krpo obrišite ostanke z naprave. Če je ostankov več, napravo sperite z vodo in jo nato obrišite s suho krpo.

Priporočena pogostost uporabe

1. Način zigosarja (rdeča svetloba): Normalna koža – 3-krat tedensko po 10–15 min. Suha koža – 2-krat tedensko po 10–15 min. Mastna koža – 3–4-krat tedensko po 15–20 min. Občutljiva koža – 1-krat tedensko po 5–10 min.
2. EMS način (modra svetloba): priporoča se uporaba vsak 2. dan po 5 min.
3. Gold Slide Lift način (oranžna svetloba): priporoča se uporaba vsak 2. dan po 5 min.

Polnjenje

1. Pred polnjenjem poskrbite, da je polnilni priključek suh in brez vode ter ostankov negovalnih izdelkov.
2. USB kabel priključite na 5V USB polnilec (lahko uporabite tudi USB na računalniku ali powerbank) in vstavite Type-C v polnilno bazo.
3. Med polnjenjem indikator utripa. Ko je popolnoma napolnjena, indikator svetli neprekinjeno in ne utripa več.
3. Za ohranjanje učinkovitosti po vsaki uporabi očistite sondo.
5. Napravo napolnite vsaj enkrat na dva meseca, da zaščitite življenjsko dobo baterije.

Čiščenje in vzdrževanje

1. Pred čiščenjem se prepričajte, da je naprava izklopljena.
2. Ne uporabljajte agresivnih čistil, bencina, acetona ipd. za čiščenje ohišja.
3. Za ohranjanje učinkovitosti po vsaki uporabi očistite sondo.
4. Redno čiščenje in ustrezno vzdrževanje zagotavljata optimalno delovanje in podaljšujeta življenjsko dobo naprave.

1. Pred uporabo preberite navodila za uporabo in varnostna opozorila, navodila za vzdrževanje in skladiščenje ter pravila ravnanja z elektrono in elektronsko opremo. Upoštevajte priporočila in napravo uporabljajte v skladu z namenom.
2. Pred uporabo naprave se posvetujte z zdravnikom in po potrebi opravite diagnostične preiskave predelov telesa, ki jih boste obravnavali. Proizvajalec priporoča, da brez dokumentacije posvetovanja ne opravite seje.
3. Prekomerna uporaba (več kot 3 seje na dan na istem mestu) lahko povzroči draženje ali termične opekline.

4. Med sejami na istem predelu kože ohranite vsaj 4-urno pavzo.
5. Osebe, mlajše od 18 let, ne smejo uporabljati naprave.
6. Ne uporabljajte v predelu očesne zrkla, ust ali grla.
7. Ne uporabljajte na koži z visokim tveganjem za raka, odprtih ranah, brazgotinah ali izpuščajih, oteklih, pordelih, razdraženih, okuženih ali vnetih predelih.
8. Osebe s krvnimi boleznimi, tuberkulozo, epilepsijo, sladkorno boleznijo, celakijo, malignimi tumorji, hipertenzijo ali vročino ne smejo uporabljati naprave.
9. Ne uporabljajte, če ste noseči, med menstruacijo ali dojenjem.
10. Naprava ni namenjena osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmognostmi ali brez izkušenj, razen pod nadzorom ali navodil odgovorne osebe.
11. Uporaba po dolgi izpostavljenosti kože soncu ali solariju ni priporočena.
12. Očesna zaščita je priporočena za osebe, izpostavljene sevanju zaradi odboja, nepravilne uporabe ali neizkušenega ravnanja z napravo.
13. Ne uporabljajte predolgo na istem predelu kože.
14. Uporaba naprave je prepovedana, če imate v telesu elektronske naprave, npr. srčni spodbujevalnik.
15. Pred uporabo odstranite ure, očala, nakit in druge kovinske predmete.
16. Ne uporabljajte izdelka, če ne deluje ali deluje nepravilno, je bil poškodovan ali padeł. V takšnem primeru ga ne odpirajte niti ne popravljajte sami. Če je naprava še v garanciji, se obrnite na prodajalca ali garant. Če garancija poteče ali napaka ni produktna, jo odnesite v ustrezen servis.
17. Ne uporabljajte v bližini virov toplote, vode ali vlage, ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
18. Izdelek je namenjen uporabi pri sobni temperaturi od 10 do 40 °C.
19. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
20. Po uporabi napravo shranjujte na suhem mestu pri sobni temperaturi od 10 do 40 °C, izven dosega otrok in živali.
21. Če se izdelek umazuje, ga odklopite od napajanja, obrišite z vlažno krpo in pustite, da se posuši, preden ga shranite.
22. Ne uporabljajte abrazivnih materialov ali žimih čistil.
23. Ne puščajte naprave brez nadzora, ko je vklopljena.
24. Napajalni vir mora ustrezati napetostnim zahtevam izdelka.
25. Po polnjenju napravo odklopite in pustite, da se ohladi, preden jo premaknete ali shranite.
26. Ne obračate ali zvijate napajalni kabel, saj ga lahko poškodujete.
27. Dodatna oprema, ki ni od proizvajalca, lahko povzroči okvaro ali poškodbo.
28. Pred uporabo se posvetujte z dermatologom, če imate težave s kožo.
29. Če po uporabi začutite napetost, nelagodje, draženje, rdečico, pekoč občutek ali nepredvidene stranske učinke, ali če rdečica traja dlje, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom. Začasna, blaga rdečina je normalna.
30. Ne gledajte neposredno v svetlobni vir sonde predolgo, lahko poškoduje vid.
31. Po preteku deklarirane življenjske dobe (2 leti) napravo odnesite na zbirališče e-odpadkov.
32. Naprave ne delite z drugimi osebam, saj lahko pride do bakterijske navzkrižne okužbe.

Več informacij (glej stran 2, f1)

Seadme kirjeldus (vt lehekülgi 2, 12)

1. Põhiseade
2. Maatriksosond
3. Tolmukaitse
4. Sisselülitus-valguse lülitusnupp
5. Intensivsuse reguleerimise nupp
6. Laadimisport (USB-C)
7. Intensivsuse indikaator / laadimise indikaator
8. USB-kaabel

Tehnilised andmed:

- Laadimistüüp: USB-C
- Laadimisaeg: 3 tundi
- Sisendpinge: 5 V
- Aku mahutavus: 1100 mAh
- Toote võimsus: ≤10 W
- Sagedus: 1000 kHz (1 MHz)
- Intensivsustasemed: 3
- Valguse värvitoon: 3
- Komplekti sisu: 1 × põhiseade, 1 × tolmuaitse, 1 × USB-kaabel, 1 × kasutusjuhend, 1 × garantii kaart

Seadmel on kolm režiimi:

1. Templežiim (punane valgus: 650 nm) – pinguldab nahka, toetab kollageeni regenereerimist, ennetab kortside teket
2. EMS-režiim (sinine valgus: 465 nm) – vähendab naha paistetust, tõstab nahka
3. Gold Slide Lift režiim (oranž valgus: 600 nm) – vähendab kortse, parandab naha lõtvust, suurendab pärisnahki paksust ja tihedust

Seadme kasutamine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu. Seejärel valige režiimide vahel soovitud töörežiim.
2. Pärast sisselülitamist reguleerige intensivsust intensivsuse reguleerimise nupu abil.
3. Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu. Kaitse automaatselt väljalülituse funktsioon: kui 5 minuti jooksul ei toimu nuppude kasutamist, lülitub seade 5 minuti pärast automaatselt välja.
4. Vibratsiooni sisselülitamiseks topeltklõpsake toitenuppu. Teine topeltklõps vibratsiooni väljalülitab. Režiimi muutmine lülitab samuti vibratsiooni automaatselt välja. Väikimisi on vibratsioon välja lülitatud.

Võlmistumine kasutamiseks

1. Eemaldage meik ja puhastage nägu ning kael põhjalikult, et nahk oleks puhas.
2. Geeli võib kanda näole või pigistada seda otse seadme sondile.
3. Veebaasil kosmeetikum suurendab RF juhtivust ja parandab aktiivsete koostisainete imendumist.
4. Lülitage seade sisse ja valige individuaalseks kasutamiseks soovitud režiim või kasutage kõiki kolme režiimi ükshaaval.
4. Pärast seansi peske nägu veega ja kandke vastavalt vajadusele niisutamiseks sobiv kogus nahahooldustootet.
5. Pärast seansi puhkage seadmest järelejäänud ained õrnalt niiske pehme lapiga. Kui jääke on palju, võib seadet loputada veega ja seejärel kuivatada kuivali lapiga.

Soovitav kasutussagedus

1. Templežiim (punane valgus): normaalne nahk – 3 korda nädalas 10–15 min, kuiv nahk – 2 korda nädalas 10–15 min, rasune nahk – 3–4 korda nädalas 15–20 min, tundlik nahk – 1 kord nädalas 5–10 min.
2. EMS-režiim (sinine valgus): soovitatav kasutada iga 2. päev 5 min.
3. Gold Slide Lift režiim (oranž valgus): soovitatav kasutada iga 2. päev 5 min.

Laadimine

1. Enne laadimist veenduge, et seadme laadimisport on kuiv ja puhas veest ning nahahooldustoodete jääkidest.
2. Ühendage USB-kaabel 5 V USB-laadijaga (võib kasutada ka arvuti USB-porti või akupanka) ja siseside Type-C pistik laadimisaluse porti.
3. Laadimise ajal vilgub indikaator. Kui seade on täielikult laetud, jääb indikaator pidevalt põlema ja vilkumine lõpeb.
4. Ärge lülitage seadet sisse, kui see on laadimise ajal ühendatud.
5. Laadige seade täielikult vähemalt iga kahe kuu järel, et kaitsta aku eluiga.

Puhastus ja hooldus

1. Veenduge, et seade on enne puhastamist väljalülitatud.
2. Ärge kasutage korpusse puhastamiseks agressiivseid puhastusvahendeid, seebini, atsetooni jms.
3. Tööefekti säilitamiseks puhastage sond peale iga kasutuskorda.
4. Regulaarne puhastus ja nõuetekohane hooldus tagavad seadme optimaalse jõudluse ja pikendavad selle kasutusaega.

1. Enne toote kasutamist lugege läbi kasutusjuhend, ohutusohiatused, hooldus- ja hoiustamisjuhised ning elektri- ja elektronikaarvutite kasutamise reeglid. Järgige soovitusi ja kasutage seadet ettenähtud otstarbel.
2. Kasutajatel ja tarbijatel soovitatakse enne seadme kasutamist konsulteerida arstiga ja vajadusel läbida ravi alale diagnostilise uuringud. Tootja soovitab mitte alustada seansi ilma selle konsultatsiooni dokumentatsioonita.
3. Lõigete kasutamine (rohkem kui 3 seansi päevas samal ajal) võib põhjustada ärritust või termilisi põletusi.
4. Hoidke samal nahapiirkonnal seansside vahel vähemalt 4-tunnine paus.

5. Alla 18-aastased isikud ei tohi seadet kasutada.
6. Ärge kasutage silmapirkonnas, suus ega kurgus.
7. Ärge kasutage nahapirkondades, kus on suurenenud nahavähi oht, avatud haavad, armid või lööbed, turses, punetavad, ärtunud, nakatunud või põletikulised alad.
8. Verehaiguste, tuberkuloosi, epilepsia, diabeedi, tsöliaakia, pahaloomuliste kasvaja, hüpertensiooni või paljaviku all kannatavad isikud ei tohi seadet kasutada.
9. Ärge kasutage, kui olete rase, menstruaaltsiooni ajal või imetate.
10. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähendatud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutele ega isikutele ilma kogemuse ja teadmisteta, välja arvatud juhul, kui neid juhendab vastutav isik.
11. Seadme kasutamine pärast pikaajalist kokkupuudet päikesevalgusega või solaariumiga ei ole soovitatav.
12. Neile, kes võivad olla kiirgusele avatud peegeldumise, ebaõige kasutuse või kogematu käsitsemise tõttu, on soovitatav kanda silmakaitset.
13. Ärge kasutage liiga kaua samal nahapirkonnal.
14. Seadet ei tohi kasutada, kui kehas on sisseehitatud elektroonilised seadmed, näiteks südamestimulaator.
15. Enne kasutamist eemaldage kellad, prillid, ehted ja muud metalesemed.
16. Ärge kasutage toodet, kui see ei tööta õigesti, on langenud või on muul moel kahjustatud. Sellisel juhul ärge avage ega parandage toodet ise. Kui garantii on kehtiv, võtke ühendust müüja või garantii väljastajaga. Kui garantii on aegunud või defekt ei tulene tootest, pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.
17. Ärge kasutage toodet kuumuse, vee või niiskuse allikate läheduses ega kastke seda vette ega muudesse vedelikesse.
18. Toode on mõeldud kasutamiseks toatemperatuuril 10–40 °C.
19. Ärge jälke toodet otsese päikesevalguse kätte.
20. Pärast kasutamist hoidke toodet kuivas kohas toatemperatuuril 10–40 °C lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
21. Kui toode muutub määrdunuks, eemaldage see toiteallikast, pühkige niiske lapiga ja laske enne hoiustamist kuivada. Ärge kasutage abrasiivseid materjale ega soovitatuid puhastusvahendeid.
22. Ärge kasutage toodet, kui märkate kahjustatud toitejuhet või pistikut, ebameeldivat lõhna (nt põletustunnet), ülekuumenemist või sulistamist. Sellisel juhul ärge avage ega parandage toodet ise. Kui garantii on kehtiv, pöörduge müüja või garantii väljastaja poole; vastasel juhul viige see hooldustehnikule.
23. Ärge jälke toodet sisselülitatuna järelevalveta.
24. Toiteallikas peab vastama toote nõutud pingele.
25. Pärast laadimist eemaldage toode toiteallikast ja laske enne teiseldamist või hoiustamist jahtuda.
26. Ärge keerake ega mähkige toitejuhet, sest see võib kahjustuda.
27. Toodega kaasas olev isavarustus, mis ei ole tootja originaal, võib põhjustada riknemist või tootekahjustusi.
28. Konsulteerige enne kasutamist dermatoloogiga, kui teil on nahaprobleeme.
29. Kui pärast seadme kasutamist tunnete pinget, ebamugavust, ärtust, punetust, põletustunnet või muud ebatavalist kõrvaltoimet või punetust püsib, lõpetage kohe kasutamine ja konsulteerige arstiga. Äjutine, kerge punetus on normaalne.
30. Ärge vaadake sondi valgusallikat pikka aega otse, see võib kahjustada nägemist.
31. Pärast deklaratsiooni järgnenud kasutusaja (2 aastat) möödumist viige seade elektroonikajäätmete kogumispunkti.
32. Seadet ärge jagage teistega, sest see võib põhjustada bakteriaalset ninfektiooni.

Lisateave (vt lk 2, f1)

Jrenginio aprašymas (žr. 2 puslapį, f2)

1. Pagrindinė dalis
2. Matricinė zondas
3. Dulkių apsauga
4. Jungimo / šviesos perjungimo mygtukas
5. Intensyvumo reguliavimo mygtukas
6. Įkrovimo lizdas (USB-C)
7. Intensyvumo indikatorius / įkrovimo indikatorius
8. USB kabelis

Techninės specifikacijos:

- Įkrovimo tipas: USB-C
- Įkrovimo laikas: 3 valandos
- Įėjimo įtampa: 5 V
- Baterijos talpa: 1100 mAh
- Produkto galia: ≤10 W
- Dažnis: 1000 kHz (1 MHz)
- Intensyvumo lygių skaičius: 3
- Šviesos spalvų lygių skaičius: 3
- Rinkinį sudaro: 1 × pagrindinė dalis, 1 × dulkių apsauga, 1 × USB kabelis, 1 × vartotojo vadovas, 1 × garantinis lapas

Jrenginys turi tris režimus:

1. Spaudimo režimas (raudona šviesa: 650 nm) – stiprina odą, skatina kolageno regeneraciją, padeda išvengti raukšlų
2. EMS režimas (mėlyna šviesa: 465 nm) – mažina odos patinimą, liftingo efektas
3. Gold Slide Lift režimas (oranžinė šviesa: 600 nm) – mažina raukšles, gerina odos tonusą, didina derma slugsnio storį ir tankį

Jrenginio valdymas

1. Norėdami jungti įrenginį, paspauskite ir palaikykite jungimo mygtuką. Tada perjunkite režimus, kad pasirinktumėte norimą.
2. Jungus įrenginį, intensyvumą reguliuokite intensyvumo mygtuku.
3. Norėdami išjungti, paspauskite ir palaikykite jungimo mygtuką. Apsauginis automatinio išsijungimo funkcija: jei per 5 minutes mygtukai nebus naudoti, po 5 minučių nepertraukiamo darbo įrenginys išsijungs automatiškai.
4. Norėdami jungti vibraciją, dukart spustelėkite jungimo mygtuką. Dar vienas dukart spustelėjimas išjungs vibraciją. Režimo pakeitimas taip pat automatiškai išjungia vibraciją. Pagal numatytuosius nustatymus vibracija išjungta.

Paruošimas naudojimui

1. Pasalinkite makiažą ir gerai nuplaukite veidą bei kaklą, kad oda būtų švari.
2. Gal galite užtepti ant veido arba išspausti tiesiai ant zondo.
3. Vandens pagrindo kosmetika pagerina RF laidumą ir aktyvių ingredientų įsiskverbimą.
4. Jungkite įrenginį ir pasirinkite norimą režimą individualiam naudojimui arba naudokite kiekvieną iš 3 režimų po vieną kartą.
4. Pasibaigus sesijai, nuplaukite veidą vandeniu ir užtepkite tinkamą kiekį odos priežiūros priemonių drėkinimui.
5. Pas sesijos pabaigos, švelniu drėgnu skudurėliu nuvalykite likusius nuo įrenginio. Jei likusių daug, įrenginį galite nuplauti po vandeniu ir tada nusausinti sausai.

Rekomenduojama naudojimo dažnis

1. Spaudimo režimas (raudona šviesa): normali oda – 3 kartus per savaitę po 10–15 min.; sausa oda – 2 kartus per savaitę po 10–15 min.; riebi oda – 3–4 kartus per savaitę po 15–20 min.; jautri oda – 1 kartą per savaitę po 5–10 min.
2. EMS režimas (mėlyna šviesa): rekomenduojama naudoti kas 2 dienas po 5 min.
3. Gold Slide Lift režimas (oranžinė šviesa): rekomenduojama naudoti kas 2 dienas po 5 min.

Įkrovimas

1. Prieš kraunant įsitikinkite, kad įrenginio įkrovimo lizdas sausas ir be drėgmės bei kosmetikos likučių.
2. USB kabelį prijunkite prie 5 V USB įkroviklio (galite naudoti kompiuterio USB lizdą arba išorinę bateriją) ir įkiškite Type-C kištuką į įkrovimo pagrindo lizdą.
3. Įkrovimo metu indikatorius pulsuoja, įrenginys pilnai įsikrovus, indikatorius nuolat šviečia ir nustoją pulsuoti.
4. Net neįjunkite įrenginio, kai jis prijungtas prie įkroviklio.
5. Pilnai įkraukite įrenginį bent kartą per du mėnesius, kad apsaugotumėte baterijos tarnavimo laiką.

Valymas ir priežiūra

1. Prieš valymą įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas.
2. Nesinaudokite agresyviais valikliais, benzinu, acetonu ir t. t. korpusui valyti.
3. Kad sesijos būtų veiksmingos, po kiekvieno naudojimo valykite zondą.
4. Reguliarus valymas ir tinkama priežiūra užtikrina optimalų veikimą ir pratęsia įrenginio tarnavimo laiką.
1. Prieš naudodami perskaitykite vartotojo instrukciją, šiuos saugos spėjimus, priežiūros ir laikymo nurodymus bei atliekų tvarkymo taisykles. Laikykites rekomendacijų ir naudokite įrenginį pagal paskirtį.
2. Naudotojai ir vartotojai turėtų pasikonsultuoti su gydytoju ir, jei reikia, atlikti diagnostinius tyrimus tų kūno sričių, kurios bus gydamos. Gamintojas rekomenduoja nepradėti sesijos be tokios konsultacijos dokumentų.

3. Per didelės naudojimas (daugiau nei 3 sesijos per dieną toje pačioje vietoje) gali sukelti odos sudirginimą arba šiluminį nudegimą.
4. Tarp sesijų toje pačioje vietoje palikite bent 4 valandų pertrauką.
5. Asmenys iki 18 metų naudoti įrenginį draudžiama.
6. Nenaudokite zonos aplink akis, burną ar gerklę.
7. Nenaudokite ant odos sričių, kur padidėjusi odos vėžio rizika, atvirų žaizdų, randų ar išbėrimų, patinusių, paraudusių, sudirgusių, infekcinių arba uždegimų zonų.
8. Asmenys, sergantys kraujotakos ligomis, tuberkulioze, epilepsija, cukriniu diabetu, celiakija, piktybiniais navikais, hipertenzija arba karščiavimu, negali naudoti įrenginio.
9. Nenaudokite, jei esate nėščia, laikotarpiu menstruacijų ar žindymo metu.
10. Įrenginys ne skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiais fiziniais, jutimaisiais ar protiniais gebėjimais arba be patirties ir žinių, nebent juos prižiūri atsakingas asmuo.
11. Ne rekomenduojama naudoti po ilgalaikio odos poveikio saulės spinduliams ar soliariumo.
12. Asmenims, veikliams skleidžiamos spinduliuotės dėl atspindžio, netinkamo naudojimo ar nepatyrusio valdymo, rekomenduojama akinų apsauga.
13. Nenaudokite per ilgai toje pačioje odos vietoje.
14. Įrenginį draudžiama naudoti, jei kūne yra elektroninių implantų, pvz., širdies stimuliatorių.
15. Prieš naudojimą nuimkite laikrodžius, akinius, papuošalus ir kitus metalinius daiktus.
16. Nenaudokite produkto, jei jis neveikia arba veikia netinkamai, buvo numestas ar kitaip pažeistas. Tokiu atveju neatidarykite ir neremontuokite patys. Jei garantija galioja, kreipkitės į pardavėją arba garantą. Jei garantija pasibaigė arba defektas nėra susijęs su produktu, kreipkitės į įgaliotą servisą.
17. Nenaudokite produkto šalia šilumos, vandens ar drėgmės šaltinių, nepanardinkite į vandenį ar kitas skysčius.
18. Produktas skirtas naudoti kambario temperatūroje nuo 10 iki 40 °C.
19. Nenaudokite tiesiogiai veikiant saulės spinduliams.
20. Po naudojimo laikykite sausoje vietoje kambario temperatūroje nuo 10 iki 40 °C, vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
21. Jei produktas užšęs, atjunkite nuo maitinimo, nuvalykite drėgna šluoste ir leiskite išdžiūti prieš laikymą. Nenaudokite abrazyvinių medžiagų ar korozinių valiklių.
22. Nenaudokite produkto, jei pastebite pažeistą maitinimo laidą arba kištuką, nemalonų kvapą (pvz., degimo kvapas), perkaitimą ar dūmus. Tokiu atveju neatidarykite ir neremontuokite patys. Jei garantija galioja, kreipkitės į pardavėją arba garantą; priešingu atveju – į servisą.
23. Nenaudokite įrenginio be priežiūros, kai jis jungtas.
24. Maitinimo šaltinis turi atitikti reikiamą įtampą.
25. Po įkrovimo atjunkite įrenginį nuo maitinimo ir leiskite atvėsti prieš pamešimą ar saugojimą.
26. Nelingvokite ar neišvyniokite maitinimo laido, nes tai gali pažeisti.
27. Produktui neprikirto priedai gali sukelti netinkamą veikimą ar pažeidimą.
28. Prieš naudodami pasitarkite su dermatologu, jei turite odos problemų.
29. Jei po naudojimo jaučiate odos tempimą, diskomfortą, dirginimą, paraudimą, deginimą ar kitus nepageidaujamus poveikius arba paraudimas tęsiasi ilgiau, nedelsdami nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją. Laikinas, silpnas paraudimas yra normalus.
30. Nežiūrėkite ilgai tiesiai į zondo šviesos šaltinį, nes tai gali pakenkti regėjimui.
31. Pasibaigus deklaruojamam naudojimui (2 metai), atneškite įrenginį į el. atliekų surinkimo punktą.
32. Nepalikite įrenginio kitų asmenų naudoti, nes gali kilti bakterinė kryžminė infekcija.

Daugiau informacijos (žr. 2 puslapį, f1)

Ierīces apraksts (skatīt 2. lappusi, i2)

1. Galvenā ierīce
2. Matricas zonde
3. Putekļu aizsargs
4. Barošanas/līdzgaismas slēdzis
5. Intensitātes regulēšanas poga
6. Uzlādes ports (USB-C)
7. Intensitātes indikators / uzlādes indikators
8. USB kabelis

Tehniskie parametri:

Uzlādes veids: USB-C

Uzlādes laiks: 3 stundas

Ieejas spriegums: 5 V

Akumulatora ietilpība: 1100 mAh

Produkta jauda: ≤10 W

Frekvence: 1000 kHz (1 MHz)

Intensitātes līmeņu skaits: 3

Gaismas krāsu līmeņu skaits: 3

Komplekta saturs: 1× galvenā ierīce, 1× putekļu aizsargs, 1× USB kabelis, 1× lietotāja rokasgrāmata, 1× garantijas karte

Ierīcei ir trīs režīmi:

1. Zīmogošanas režīms (sarkanā gaisma: 650 nm) – nostiprina ādu, veicina kolagēna atjaunošanos, novērš grumbu veidošanos
2. EMS režīms (zila gaisma: 465 nm) – samazina ādas pietūkumu, rada liftinga efektu
3. Gold Slide Lift režīms (oranžā gaisma: 600 nm) – samazina grumbas, uzlabo ādas elastību, palielina dermas biezumu un blīvumu

Ierīces lietošana:

1. Lai ieslēgtu ierīci, turiet nospiestu barošanas pogu. Pēc tam pārslēdzieties starp režīmiem, lai izvēlētos vajadzīgo.
 2. Lai regulētu intensitāti, izmantojiet intensitātes regulēšanas pogu.
 3. Lai ieslēgtu ierīci, turiet nospiestu barošanas pogu. Aizsardzības automātiskā izslēgšanās: ja 5 minūtes netiek veikta neviena darbība ar pogām, ierīce automātiski izslēgsies pēc 5 minūšu nepārtrauktas lietošanas.
 4. Lai ieslēgtu vibrācijas funkciju, divreiz ātri uzklīksniet uz barošanas pogas; vēl viens dubutklīksnis izslēgs vibrāciju.
- Mainot režīmu, vibrācija tiek automātiski izslēgta. Vibrācija pēc noklusējuma ir izslēgta.

Sagatavošanās lietošanai:

1. Nometiet kosmētiku un rūpīgi nomazgājiet seju un kaklu, lai āda būtu tīra.
2. Uzklājiet želeju uz sejas vai izspiediet to tieši uz ierīces zondes. Ūdens bāzes kosmētika palielina RF vadītspēju un uzlabo aktīvo sastāvdaļu iekļūšanu ādā.
3. Ieslēdziet ierīci un izvēlieties vienu no trim režīmiem vai izmantojiet visus trīs pēc kārtas.
4. Pēc seansa nomazgājiet seju ar ūdeni un uzklājiet mitrinošus ādas kopšanas produktus pēc vajadzības.
5. Pēc lietošanas ar viegli mitru, mitru drāniņu noslaukiet atlikumus no ierīces. Ja ir daudz atlikumu, ierīci var viegli noskalot ar ūdeni un pēc tam nosusināt ar sausu drāniņu.

Ieteicamā lietošanas biežums:

- Zīmogošanas režīms (sarkanā gaisma):
 - Normāla āda – 3× nedēļā pa 10–15 min.
 - Sausa āda – 2× nedēļā pa 10–15 min.
 - Taukaina āda – 3–4× nedēļā pa 15–20 min.
 - Jūtīga āda – 1× nedēļā pa 5–10 min.
- EMS režīms (zila gaisma): ieteicams lietot ik pēc 2 dienām pa 5 min.
- Gold Slide Lift režīms (oranžā gaisma): ieteicams lietot ik pēc 2 dienām pa 5 min.

Uzlāde:

1. Pirms uzlādes pārliecinieties, ka ierīces uzlādes ports ir sauss un brīvs no ūdens un ādas kopšanas līdzekļu atlikumiem.
2. Pievienojiet USB kabeli 5 V USB lādētājam vai datora USB portam/powerbank ierīcei, pēc tam ievietojiet Type-C spraudni uzlādes bāzes portā.
3. Uzlādes laikā indikators mirgo; kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, indikators iedegsies nepārtraukti, vairs nemirgojot.
4. Neieslēdziet ierīci, kamēr tā ir pieslēgta uzlādei.
5. Pilnībā uzlādējiet ierīci vismaz reizi divos mēnešos, lai aizsargātu baterijas darbības mūžu.

Tīrīšana un apkope:

1. Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
2. Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, benzīnu, acetonu utt. ierīces korpusam.
3. Lai saglabātu sesijas efektivitāti, pēc katras lietošanas iztīriet zondi.
4. Regulāra tīrīšana un pareiza apkope nodrošina optimālu ierīces darbību un pagarinātu kalpošanas laiku.

Drošības norādījumi:

1. Pirms lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmata, šos drošības brīdinājumus, apkope un uzturēšanas instrukcijas un

Enhetsbeskrivelse (se side 2, t2)

1. Hovedenhet
2. Matrisesonde
3. Støvbeskyttelse
4. Strøm-lysbytter
5. Intensitetsjusteringsknapp
6. Ladeport (USB-C)
7. Intensitetsindikator / ladeindikator
8. USB-kabel

Tekniske spesifikasjoner:

Ladetype: USB-C

Ladetid: 3 timer

Inngangsspenning: 5 V

Batterikapasitet: 1100 mAh

Produkt effekt: ≤10 W

Frekvens: 1000 kHz (1 MHz)

Antall intensitetsnivåer: 3

Antall lysfargenivåer: 3

Pakkens innhold: 1× hovedenhet, 1× støvbeskyttelse, 1× USB-kabel, 1× brukerveiledning, 1× garantikort

Enheten har tre moduser:

1. Stempelmodus (rødt lys: 650 nm) – strammer huden, støtter kollagenregenerering, forhindrer rynkedannelse
2. EMS-modus (blått lys: 465 nm) – reduserer hevelse i huden, gir løftende effekt
3. Gold Slide Lift-modus (oransje lys: 600 nm) – reduserer rynker, forbedrer hudens elastisitet, øker dermis' tykkelse og tetthet

Bruk av enheten:

1. Trykk og hold inne strømknappen for å slå på enheten. Bytt mellom moduser til ønsket modus er valgt.
2. Juster intensiteten med intensitetsknappen.
3. Trykk og hold inne strømknappen for å slå av enheten. Automatisk avstenging: hvis ingen knappetrykk registreres i 5 minutter, slår enheten seg av etter 5 minutters kontinuerlig bruk.
4. Dobbelklikk raskt på strømknappen for å aktivere vibrasjon; enda ett dobbelklikk deaktiverer vibrasjonen. Skifting av modus deaktiverer også vibrasjon. Vibrasjon er som standard av.

Forberedelse til bruk:

1. Fjern smink og rengjør ansikt og nakke grundig så huden er ren.
2. Påfør gel på ansiktet eller klem det direkte på sondens overflate. Vannbaserte produkter øker RF-ledningsevnen og forbedrer penetrasjon av aktive ingredienser.
3. Slå på enheten og velg ønsket modus, eller bruk hver av de tre modiene én gang.
4. Etter behandlingen, vask ansiktet med vann og påfør passende mengde hudpleieprodukter for å fukte etter behov.
5. Etter bruk, tørk av enheten med en lett fuktet, myk klut. Ved mye rester kan enheten skylles under vann og tørkes med en tørr klut.

Anbefalt brukshyppighet:

- Stempelmodus (rødt lys):
 - Normal hud – 3× per uke i 10–15 min.
 - Tørr hud – 2× per uke i 10–15 min.
 - Fet hud – 3–4× per uke i 15–20 min.
 - Sensitiv hud – 1× per uke i 5–10 min.
- EMS-modus (blått lys): Anbefalt bruk annenhver dag i 5 min.
- Gold Slide Lift-modus (oransje lys): Anbefalt bruk annenhver dag i 5 min.

Lading:

1. Sørg for at ladeporten er tørr og fri for vann og produktrester før lading.
2. Koble USB-kabelen til en 5 V USB-lader eller datamaskin/powerbank, og sett Type-C-kontakten i ladeporten.
3. Ladeindikatoren vil blinke under lading; når enheten er fulladet, lyser indikatoren kontinuerlig.
4. Ikke slå enheten på mens den lades.
5. Fullad enheten minst én gang hver annen måned for å bevare batteriets levetid.

Rengjøring og vedlikehold:

1. Sørg for at enheten er slått av før rengjøring.
2. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler, bensin eller acetone på enhetens hus.
3. For å opprettholde effekt, rengjør sonden etter hver bruk.
4. Regelmessig rengjøring og vedlikehold sikrer optimal ytelse og forlenger enhetens levetid.

Sikkerhetsinstruksjoner:

1. Les brukerveiledningen, sikkerhetsadvarsler, vedlikeholds- og lagringsinstruksjoner samt regler for håndtering av elektronisk avfall før bruk.
2. Brukere anbefales å konsultere lege og gjennomføre nødvendige undersøkelser av områdene som skal behandles før bruk. Produsenten fraråder behandling uten dokumentert konsultasjon.

3. Overdreven bruk (mer enn 3 behandlinger per dag på samme område) kan føre til irritasjon eller termiske forbrenninger.
4. Hold minst 4 t pauser mellom behandlinger på samme hudområde.
5. Personer under 18 år må ikke bruke enheten.
6. Ikke bruk rundt øyne, munn eller svelg.
7. Ikke bruk på hudområder med økt risiko for hudkreft, åpne sår, arr eller utslett, hevelse, rødhet, irritasjon, infeksjon eller betennelse.
8. Personer med blodsykdommer, tuberkulose, epilepsi, diabetes, cøliaki, ondartede svulster, hypertensjon eller feber må ikke bruke enheten.
9. Ikke bruk hvis du er gravid, menstruerer eller ammer.
10. Enheten er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller uten erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller opplæring av en ansvarlig.
11. Frarådes etter langvarig sol- eller solseugutsatt hud.
12. Øyevern anbefales for personer utsatt for refleksjon, feil bruk eller uerfaren håndtering av enheten under behandling.
13. Ikke bruk for lenge på samme hudområde.
14. Enheten må ikke brukes av personer med implanterte elektroniske enheter, for eksempel pacemaker.
15. Fjern klokker, briller, smykker og andre metallgjenstander før bruk.
16. Ikke bruk produktet hvis det ikke fungerer riktig, har falt eller er skadet. Ikke åpne eller reparer selv. Kontakt selger eller garantist ved gyldig garanti; ellers kontakt autorisert verksted.
17. Ikke bruk i nærheten av varme, vann eller fuktighet, og ikke senk i væsker.
18. Enheten er beregnet for bruk ved romtemperatur (10–40 °C).
19. Utsett ikke enheten for direkte sollys.
20. Oppbevar tørt ved romtemperatur (10–40 °C), utilgjengelig for barn og dyr.
21. Hvis produktet blir skittent, koble fra strømmen, tørk av med fuktig klut og la det tørke før oppbevaring. Ikke bruk slpende eller etsende rengjøringsmidler.
22. Ikke bruk om du merker skadet strømkabel eller plugg, ubehagelig lukt (f.eks. brent), overoppheting eller røyk. Ikke åpne eller reparer selv; kontakt selger/garantist eller verksted.
23. La aldri enheten være uten tilsyn mens den er påslutt.
24. Strømkilden må samsvare med produktets spenning.
25. Koble fra etter lading og la enheten avkjøles før flytting eller oppbevaring.
26. Ikke vri eller surt strømkabelen, da den kan bli skadet.
27. Tilbehør som ikke er fra produsenten kan forårsake feil eller skader.
28. Konsulter hudlege ved hudproblemer før bruk.
29. Avbryt bruk ved ubehag, irritasjon, langvarig rødhet eller uventede bivirkninger, og kontakt lege. Lett, midlertidig rødhet er normalt.
30. Ikke se direkte på solens lyskilde i lengre tid da synet kan bli skadet.
31. Etter deklart brukstid (2 år) lever enheten til gjenvinningsstasjon for elektronikkavfall.
32. Ikke del enheten med andre for å unngå bakteriekyssinfeksjon.

Mer informasjon (se side 2, f1)

Laitteen kuvaus (katso sivu 2, f2)

1. Pääyksikkö
2. Matrisianturi
3. Pölysuoja
4. Virta-valo-kytkin
5. Intensivisyysasetuksen painike
6. Latausportti (USB-C)
7. Intensivisyysilmaisin / latausilmaisin
8. USB-kaapeli

Tekniset tiedot:

Lataustyyppi: USB-C

Latausaika: 3 tuntia

Tulojännite: 5 V

Akun kapasiteetti: 1100 mAh

Tuotteen teho: ≤10 W

Taajuus: 1000 kHz (1 MHz)

Intensivisyysasetusten määrä: 3

Valon väntäsojen määrä: 3

Pakkauksen sisältö: 1× pääyksikkö, 1× pölysuoja, 1× USB-kaapeli, 1× käyttöohje, 1× takuutodistus

Laitte tukee kolmea tilaa:

1. Leimaustila (punainen valo: 650 nm) – kiinteyttää ihoa, edistää kollageenin uusiutumista, ehkäisee ryppyjä
2. EMS-tila (sininen valo: 465 nm) – vähentää turvotusta, antaa kohottavan vaikutuksen
3. Gold Slide Lift-tila (oranssi valo: 600 nm) – vähentää ryppyjä, parantaa ihon kimmoisuutta, lisää dermisen paksuutta ja tiheyttä

Laitteen käyttö:

1. Pidä virtapainiketta alhaalla kytkäksesi laitteen päälle. Selaa tiloja haluamaasi tilaan.
2. Säädä intensiteettiä intensiteettipainikkeella.
3. Pidä virtapainiketta alhaalla kytkäksesi laitteen pois päältä. Automaattinen sammutus: jos painikkeita ei käytetä 5 minuuttia, laite sammuu 5 minuutin jatkuvan käytön jälkeen.
4. Kaksoisnapautta virtapainiketta aktivoitaksesi värinän; toinen kaksoisnapautus poistaa värinän. Tilan vaihtaminen poistaa värinän automaattisesti. Vibratio oletuksena pois päältä.

Valmistelu käyttöä varten:

1. Poista meikki ja puhdista kasvo ja kaula huolellisesti.
2. Levitä geeli kasvoille tai pursota suoraan anturille. Vesipohjaiset tuotteet parantavat RF-johtavuutta ja vaikuttavien aineiden tunkeutumista.
3. Kytke laite päälle ja valitse haluamasi tila tai käytä kaikkia kolmea tilaa kerran kerran.
4. Hoidon jälkeen pese kasvo vedellä ja levitä tarvittava määrä ihonhoitotuotteita kosteutekseen.
5. Käytön jälkeen pyyhi laite pehmeällä, kevyesti kosteutetulla liinalla. Runsaiden jäämien poisto: huuhtelee vesijohtovedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla.

Suositeltu käyttöaika:

- Leimaustila (punainen valo):
 - Normaali iho – 3× viikossa 10–15 min
 - Kuiva iho – 2× viikossa 10–15 min
 - Rasvainen iho – 3–4× viikossa 15–20 min
 - Herkkä iho – 1× viikossa 5–10 min
- EMS-tila (sininen valo): suositus joka toinen päivä 5 min
- Gold Slide Lift-tila (oranssi valo): suositus joka toinen päivä 5 min

Lataus:

1. Varmista ennen latausta, että latausportti on kuiva ja puhdas.
2. Liitä USB-kaapeli 5 V USB-laturiin, tietokoneen USB-porttiin tai virtapankkiin ja liitä Type-C-liitin laitteeseen.
3. Latauksen aikana ilmaisin vilkkuu; täyteen latausvaiheeseen saavutettaessa valo palaa jatkuvasti.
4. Älä käytä laitetta latauksen aikana.
5. Lataa laite täyteen vähintään joka toinen kuukausi akun käyttöä suojamiseksi.

Puhdistus ja huolto:

1. Varmista ennen puhdistusta, että laite on pois päältä.
2. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, bensiiniä tai asetonia kotelon puhdistukseen.
3. Puhdista anturi jokaisen käytön jälkeen hoidon tehokkuuden ylläpitämiseksi.
4. Säännöllinen puhdistus ja huolto varmistavat optimaalisen suorituskyvyn ja laitteen pitkän käyttöajan.

Turvallisuusohjeet:

1. Lue ennen käyttöä käyttöohje, turvallisuusvaroitukset, huolto- ja säilytysohjeet sekä sähkö- ja elektronikkaromun käsittelysäännöt.
2. Käyttäjien suositellaan kysyvän järkevää neuvua ja tekemään tarvittavat tutkimukset käsiteltäville alueille ennen käyttöä. Valmistaja ei suosittele hoitoa ilman dokumentoitua konsultointia.

3. Yli 3 hoitokertaa päivässä samalla alueella voi aiheuttaa ihoärsytystä tai tennisiä palovammoja.
4. Pidä vähintään 4 tunnin tauko samalle alueelle kohdistuvien hoitojen välillä.
5. Älä 18-vuotiaat eivät saa käyttää laitetta.
6. Älä käytä silmien, suun tai kurkun alueella.
7. Älä käytä ihoalueilla, joilla on suurentunut ihoärsyvän riski, avohaavat, arvet tai ihottuma, turvonneet, punaiset, ärtyneet, infektoituneet tai tulehtuneet alueet.
8. Verisairauksista, tuberkuloosista, epilepsiasta, diabeteksesta, kelikiasta, pahanlaatuisista kasvaimista, korkeasta verenpaineesta tai kuumesta kärsivät eivät saa käyttää laitetta.
9. Älä käytä raskaana ollessa, kuukautisten aikana tai imettäessä.
10. Laitte ei ole tarkoitettu henkilöille (myös lapsille), joilla on rajoittuneet fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt, tai kokemattomille ilman vastuuhenkilön ohjausta.
11. Ei suositella käytettäväksi ihon ollessa pitkään alttiina auringolle tai solariumille.
12. Suojaa silmäsi heijastumisen, virheellisen käytön tai kokemattoman käsittelyn aiheuttamalta säteilyltä.
13. Älä käytä liian pitkään samalla ihoalueella.
14. Laitetta ei saa käyttää, jos kehossa on sähköisiä implantteja, kuten sydämentahdistin.
15. Poista kello, silmälasit, korut ja muut metalliesineet ennen käyttöä.
16. Älä käytä laitetta, jos se ei toimi oikein, on pudonnut tai vahingoittunut. Älä avaa tai korjaa itse. Ota yhteys myyjään tai huoltoon takuun ollessa voimassa; muuten valtuutettuun huolopisteeseen.
17. Älä käytä lähelelä lämpöä, vettä tai kosteutta; älä upota nestettä sisältäviä osia suhteisiin.
18. Laitte on tarkoitettu huoneenlämpöiseen käyttöön (10–40 °C).
19. Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle.
20. Säilytä kuivassa paikassa huoneenlämmössä (10–40 °C), lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
21. Jos laite likaantuu, irrota virtalähteestä, pyyhi kostealla liinalla ja anna kuivua ennen säilytystä. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä aineita.
22. Älä käytä, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, havaitset palaneen hajun, ylikuumenemisen tai savua. Älä avaa itse; ota yhteys myyjään huoltoon.
23. Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa päällä.
24. Virtalähteen tulee vastata tuotteen jännitevaatimuksia.
25. Irrota latauksen jälkeen ja anna jäähtyä ennen siirtoa tai säilytystä.
26. Älä väännä tai kiedo virtajohtoa, sillä se voi vaurioitua.
27. Valmistajan lisävarusteiden ulkopuoliset tarvikkeet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vaurioita.
28. Konsultoi ihotautilääkärin iho-ongelmien varalta ennen käyttöä.
29. Lopeta käyttö välittömästi, jos ilmenee ihon kiristystä, epämukavuutta, ärsytystä, punoitusta, polttelua tai odottamattomia sivuoireita, ja ota yhteys lääkäriin. Kevyt, tilapäinen punoitus on normaalia.
30. Älä katso suoraan anturin valonlähteeseen pitkään, sillä se voi vahingoittaa näköä.
31. Käytön jälkeen (2 vuoden ilmoitettu kesto) vie laite elektroniikkaromun keräyspisteeseen.
32. Älä lainaa laitetta muille bakteerien riskin välttämiseksi.

Lisätietoja (katso sivu 2, fi)

Eszköz leírása (lásd 2. oldal, 12)

1. Főegység
2. Mátix szonda
3. Porvédő
4. Bekapcsoló/fényváltó gomb
5. Intenzitátszabályzó gomb
6. Töltőport (USB-C)
7. Intenzitásjelző / töltésjelző
8. USB-kábel

Műszaki adatok:

Töltés típusa: USB-C

Töltési idő: 3 óra

Bemeneti feszültség: 5 V

Akkumulátor kapacitása: 1100 mAh

Termék teljesítménye: ≤10 W

Frekvencia: 1000 kHz (1 MHz)

Intenzitátszintek száma: 3

Fény szintjeinek száma: 3

A csomag tartalma: 1× főegység, 1× porvédő, 1× USB-kábel, 1× használati útmutató, 1× garanciajegy

Az eszköz három üzemmóddal rendelkezik:

1. Bélyegző mód (vörös fény: 660 nm) – feszíti a bőrt, támogatja a kollagén regenerálódását, megelőzi a ráncok zödzését
2. EMS mód (kék fény: 465 nm) – csökkenti a bőrpuffadást, liftinghatást biztosít
3. Gold Slide Lift mód (narancs fény: 600 nm) – csökkenti a ráncokat, javítja a bőr rugalmasságát, növeli az írha vastagságát és sűrűségét

Az eszköz használata:

1. Az eszköz bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Válassza ki a kívánt üzemmódot a kapcsoló gombbal.
2. Az intenzitás beállításához használja az intenzitátszabályzó gombot.
3. Az eszköz kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Automatikus kikapcsolás: ha 5 perig nem történik gombművelet, az eszköz 5 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.
4. A vibráció bekapcsolásához kétszer kattintson gyorsan a bekapcsoló gombra; egy újabb duplakattintás kikapcsolja a vibrációt. A mód váltása automatikusan kikapcsolja a vibrációt. A vibráció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Használat előkészítése:

1. Távolítsa el a sminket, és alaposan tisztítsa meg az arcot és a nyakat.
2. Vigyen fel gél az arcra, vagy nyomja közvetlenül a szondára. A vízbázisú készítmények növelik az RF-vezetőképességet és elősegítik az aktív hatóanyagok bejutását.
3. Kapcsolja be az eszközt, válassza ki a kívánt módot, vagy használja mindhárom módot egyszer-egyszer.
4. A kezelés után mossa meg az arcot vízzel, és kenjen fel megfelelő mennyiségű bőrápoló terméket a hidratáláshoz.
5. Használat után törölje le az eszközt egy enyhén nedves, puha ruhával. Ha sok maradék van, öblítse le az eszközt vízzel, majd törölje szárazra.

Ajánlott használati gyakoriság:

- Bélyegző mód (vörös fény):
 - Normál bőr – heti 3× 10–15 perc
 - Száraz bőr – heti 2× 10–15 perc
 - Zsíros bőr – heti 3–4× 15–20 perc
 - Erzékeny bőr – heti 1× 5–10 perc
- EMS mód (kék fény): javasolt minden második nap 5 perc
- Gold Slide Lift mód (narancs fény): javasolt minden második nap 5 perc

Töltés:

1. A töltés előtt győződjön meg arról, hogy a töltőport száraz és mentes a víztől és bőrápoló maradványoktól.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt 5 V-os USB-töltőhöz vagy számítógép USB-portjához/powerbankhez, majd csatlakoztassa a Type-C csatlakozót a töltőaljzathoz.
3. A töltés alatt a jelző világ, teljes töltéskor folyamatosan világít.
4. Ne használja az eszközt töltés közben.
5. A hosszú akkumulátor-élettartam érdekében töltsen teljesen fel legalább kéthavonta.

Tisztítás és karbantartás:

1. Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy az eszköz ki van kapcsolva.
2. Ne használjon agresszív tisztítószereket, benzint vagy acetont a készülék burkolatának tisztításához.
3. A kezelés hatékonyságának fenntartása érdekében minden használat után tisztítsa meg a szondát.
4. A rendszeres tisztítás és karbantartás optimális működést és hosszú élettartamot biztosít.

Biztonsági előírások

1. Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, a biztonsági figyelmeztetéseket, a karbantartási és tárolási

utasításokat, valamint az elektronikai hulladékkezelési szabályokat.

2. A felhasználóknak ajánlott orvossal konzultálni, és szükség esetén elvégezni a kezelendő terület diagnosztikai vizsgálatát. A gyártó nem javasolja a kezelést dokumentált konzultáció nélkül.

3. A túlzott használat (naponta 3 kezelés ugyanazon a területen) irritációt vagy termikus égési sérülést okozhat.

4. Hagyjon legalább 4 óra szünetet az azonos terület kezelése között.

5. 18 év alatti személyek nem használhatják az eszközt.

6. Ne használja szem, száj vagy torok környékén.

7. Ne alkalmazza olyan bőrfelületeken, ahol megnövekedett a bőr rák kockázata, nyílt sebek, hegek vagy kiütések, duzzadt, piros, irritált, fertőzött vagy gyulladt területeken.

8. Vérbetegségben, tuberkulózisban, epilepsziában, diabéteszben, cölékiában, rosszindulatú daganatokban, magas vérnyomásban vagy lázban szenvedők nem használhatják.

9. Ne használja terhesség, menstruáció vagy szoptatás alatt.

10. Az eszköz nem alkalmas csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatlan személyek számára felügyelet vagy oktatás nélkül.

11. Nem ajánlott hosszán napfénynek vagy szoláriumnak kitélt bőr kezelése után.

12. Sugárzásnak kitélt személyeknek ajánlott szemvédőt viselni.

13. Ne használja túl hosszú ideig ugyanazon a területen.

14. Pacemaker vagy más beültetett elektronikus eszközt viselőknél tilos.

15. Használat előtt távolítsa el az órákat, szemüveget, ékszereket és más fém tárgyakat.

16. Ne használja, ha a készülék nem működik megfelelően, leesett vagy megsérült. Ne nyissa ki és ne javítsa saját kezűleg. Garancia esetén forduljon a forgalmazóhoz; garancia hiányában szakszervizhez.

17. Ne használja hő-, víz- vagy páratartalom közelében; ne merítse folyadékba.

18. Az optimális működés érdekében használja 10–40 °C között.

19. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.

20. Tárolja száraz, 10–40 °C-on, gyermekektől és állatoktól távol.

21. Szennyeződés esetén áramtalanítás után törölje nedves ruhával, majd hagyja megszáradni. Ne használjon szűrőszereket vagy maró hatású vegyszereket.

22. Ne használja, ha sérült a tápkábel vagy dugó, égett szagot, túlmelegedést vagy füstöt érez. Ne javítsa saját kezűleg; forduljon forgalmazóhoz vagy szervizhez.

23. Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolt állapotban.

24. A tápegység felel meg a készülék feszültségigényének.

25. Töltés után áramtalanítsa és hagyja kihűlni.

26. Ne tekerje vagy csavarja a kábelt, mert sérülhet.

27. Nem gyári tartozékok okozhatnak meghibásodást vagy károsodást.

28. Bőrprobléma esetén konzultáljon bőrgyógyással.

29. Rendellenes bőrpirosítás, égő érzés vagy hosszán tartó kipirosodás esetén hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz. Enyhe, átmeneti kipirosodás normális.

30. Ne nézzen hosszán ideig közvetlenül a szonda fényforrásába, mert károsíthatja a látást.

31. A megadott élettartam (2 év) után adja le elektronikai hulladék gyűjtőpontján.

32. Ne ossza meg másokkal a baktériumok átvitelének megelőzése érdekében.

További információk (lásd 2. oldal, f1)

Descrierea dispozitivului (vezi pagina 2, f2)

1. Unitate principală
2. Sondă matricială
3. Capac antipraf
4. Buton pomire/comutare lumină
5. Buton reglaj intensitate
6. Port de încărcare (USB-C)
7. Indicator intensitate / indicator încărcare
8. Cablu USB

Specificații tehnice:

Tip încărcare: USB-C

Timp încărcare: 3 ore

Tensiune intrare: 5 V

Capacitate baterie: 1100 mAh

Putere produs: ≤10 W

Frecvență: 1000 kHz (1 MHz)

Număr niveluri intensitate: 3

Număr niveluri culori lumină: 3

Conținut pachet: 1× unitate principală, 1× capac antipraf, 1× cablu USB, 1× manual utilizare, 1× card garanție

Dispozitivul are trei moduri:

1. Modul Stamping (lumină roșie: 650 nm) — întărește pielea, sprijină regenerarea colagenului, previne formarea ridurilor
2. Modul EMS (lumină albastră: 465 nm) — reduce umflăturile, oferă efect de lifting
3. Modul Gold Slide Lift (lumină portocalie: 600 nm) — reduce ridurile, îmbunătățește fermitatea pielii, crește grosimea și densitatea stratului dermic

Utilizarea dispozitivului:

1. Pentru a porni, țineți apăsat butonul de pomire. Comutați modulele până ajungeți la cel dorit.
2. Reglarea intensității se face cu butonul de intensitate.
3. Pentru a opri, țineți apăsat butonul de pomire. Oprire automată de protecție: dacă nu se apasă niciun buton timp de 5 minute, dispozitivul se oprește automat după 5 minute de utilizare continuă.
4. Pentru a activa vibrația, faceți dublu clic rapid pe butonul de pomire; un alt dublu clic oprește vibrația. Schimbarea modului oprește de asemenea vibrația. Vibrația este dezactivată implicit.

Pregătirea pentru utilizare:

1. Îndepărtați machiajul și curățați bine fața și gâtul.
2. Aplicați gelul pe față sau direct pe sondă; produsele pe bază de apă cresc conductivitatea RF și penetrarea substanțelor active.
3. Porniți dispozitivul și selectați modul dorit sau utilizați fiecare dintre cele trei moduri câte o dată.
4. După sesiune, spălați fața cu apă și aplicați produse hidratante după necesitate.
5. După utilizare, ștergeți reziduurile cu o cârpă moale ușor umedă. Dacă sunt multe reziduuiri, clătiți dispozitivul sub apă și uscați-l cu o cârpă uscată.

Frecvența recomandată de utilizare:

- Modul Stamping (lumină roșie):
 - Piele normală — 3× pe săptămână, câte 10–15 min
 - Piele uscată — 2× pe săptămână, câte 10–15 min
 - Piele grasă — 3–4× pe săptămână, câte 15–20 min
 - Piele sensibilă — 1× pe săptămână, câte 5–10 min
- Modul EMS (lumină albastră): recomandat la fiecare 2 zile câte 5 min
- Modul Gold Slide Lift (lumină portocalie): recomandat la fiecare 2 zile câte 5 min

Încărcare:

1. Înainte de încărcare, asigurați-vă că portul este uscat și curat de apă și reziduuiri cosmetice.
2. Conectați cablul USB la un încărcător de 5 V, la port USB PC sau powerbank, apoi introduceți conectorul Type-C în port.
3. În timpul încărcării, indicatorul clipcește; la încărcare completă se aprinde continuu.
4. Nu porniți dispozitivul în timpul încărcării.
5. Încărcați complet cel puțin o dată la două luni pentru a proteja viața bateriei.

Curățare și întreținere:

1. Opiți dispozitivul înainte de curățare.
2. Nu folosiți agenți agresivi, benzină sau acetonă pentru carcasă.
3. Curățați sonda după fiecare utilizare pentru eficiență optimă.
4. Întreținerea regulată prelungește durata de viață și performanța dispozitivului.

Instrucțiuni de siguranță:

1. Citiți manualul, avertismentele de siguranță, instrucțiunile de întreținere și depozitare și reglementările privind deșeurile electronice înainte de utilizare.
2. Consultați un medic și efectuați analize înainte de utilizare, mai ales pentru zone sensibile.

3. Peste 3 sesiuni pe zi pe aceeași zonă pot provoca iritații sau arsuri termice.
4. Lăsați cel puțin 4 ore pauză între sesiuni pe aceeași zonă.
5. Persoanele sub 18 ani nu trebuie să utilizeze dispozitivul.
6. Nu utilizați în zona ochilor, guri sau gâtului.
7. Nu utilizați pe pielea cu risc crescut de cancer, răni deschise, cicatrici, erupții, zone inflamate sau infectate.
8. Persoanele cu afecțiuni sanguine, tuberculoză, epilepsie, diabet, celiacii, tumori maligne, hipertensiune sau febră nu trebuie să utilizeze dispozitivul.
9. Nu utilizați dacă sunteți însărcinată, menstruat sau alăptați.
10. Dispozitivul nu este destinat persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, fără supraveghere.
11. Nu folosiți după expunere prelungită la soare sau solarium.
12. Purtați protecție oculară dacă sunteți expus la reflexii sau manipulare necorespunzătoare.
13. Nu utilizați prea mult pe aceeași zonă.
14. Nu utilizați dacă aveți implanturi electronice (de ex., pacemaker).
15. Îndepărtați ceasuri, bijuterii și obiecte metalice înainte de utilizare.
16. Întrerupeți utilizarea în caz de disfuncționalitate, cădere sau daune; nu deschideți sau reparați singur.
17. Nu folosiți lângă surse de căldură, apă sau umiditate; nu scufundați în lichide.
18. Temperatura de operare: 10–40 °C.
19. Nu expuneți la soare direct.
20. Depozitați într-un loc uscat, 10–40 °C, ferit de copii și animale.
21. Dacă dispozitivul se murdărește, deconectați-l, ștergeți cu o cârpă umedă și lăsați să se usuce înainte de depozitare.
22. Nu utilizați dacă cablul sau mufa sunt deteriorate, dacă simțiți miros de ars, supraincălzire sau fum.
23. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat când este pornit.
24. Alimentare compatibilă cu cerințele de tensiune.
25. Deconectați după încărcare și lăsați-l să se răcească înainte de transport.
26. Nu răsuciți cablul de alimentare.
27. Accesoriile neoficiale pot cauza defecte sau daune.
28. Consultați dermatologul pentru probleme cutanate.
29. Opriți utilizarea la disconfort, iritații, roșeață prelungită și consultați medicul.
30. Nu priviți direct în sursa de lumină a sondei pentru perioade îndelungate.
31. După durata de utilizare declarată (2 ani), predați dispozitivul la un centru de colectare a deșeurilor electronice.
32. Nu partajați dispozitivul pentru a evita infecțiile înlocuite.

Mai multe informații (vezi pagina 2, f1)

4. هي دل چا قطن ما سرفن یداع بهیل اعلما تسارلج نهیپ تاغلس 4نع لوقت ل هجر و سلف لوت 4.

٥. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 ٦. ٧ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 7. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 8. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 9. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 10. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 11. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 12. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 13. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 14. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 15. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 16. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 17. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 18. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 19. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 20. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 21. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 22. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 23. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 24. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 25. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 26. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 27. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 28. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 29. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 30. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 31. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 32. ١٨ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥
 21 f) ٥ ڏند صراخاڻا زاولا ڊڄڻي لڙا ٻڃي ٥

Описание устройства (см. страницу 2, f2)

1. Основной блок
2. Матричный зонд
3. Пылезащитный колпачок
4. Кнопка питания/переключения света
5. Кнопка регулировки интенсивности
6. Порт зарядки (USB-C)
7. Индикатор интенсивности / индикатор зарядки
8. USB-кабель

Технические характеристики:

Тип зарядки: USB-C
 Время зарядки: 3 часа
 Входное напряжение: 5 В
 Емкость аккумулятора: 1100 мАч
 Мощность устройства: ≤10 Вт
 Частота: 1000 кГц (1 МГц)
 Количество уровней интенсивности: 3
 Количество цветовых уровней света: 3
 Комплектация: 1× основной блок, 1× пылезащитный колпачок, 1× USB-кабель, 1× руководство пользователя, 1× гарантийный талон

Устройство имеет три режима:

1. Режим штампа (красный свет: 650 нм) — укрепляет кожу, способствует регенерации коллагена, предотвращает образование морщин
2. Режим EMS (синий свет: 465 нм) — уменьшает отёчность, обеспечивает эффект лифтинга
3. Режим Gold Slide Lift (оранжевый свет: 600 нм) — уменьшает морщины, улучшает упругость кожи, увеличивает толщину и плотность дермы

Использование устройства:

1. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания. Переключайтесь между режимами до выбора нужного.
2. Регулировку интенсивности производите с помощью кнопки интенсивности.
3. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания. Защитное автоматическое отключение: если в течение 5 минут не происходит нажатия кнопки, устройство автоматически выключится после 5 минут непрерывной работы.
4. Для включения вибрации дважды быстро нажмите кнопку питания; ещё одно двойное нажатие выключит вибрацию. При переключении режима вибрация отключается автоматически. Вибрация по умолчанию отключена.

Подготовка к использованию:

1. Снимите макияж и тщательно очистите лицо и шею.
2. Нанесите гель на лицо или выдавите его прямо на зонд; водная основа повышает проводимость RF-импульсов и улучшает проникновение активных веществ.
3. Включите устройство и выберите нужный режим или используйте каждый из трёх режимов по одному разу.
4. По окончании сеанса умойтесь водой и нанесите средства для увлажнения кожи по необходимости.
5. После использования протрите устройство слепка влажной мягкой тканью. При большом количестве остатков промойте устройство под водой и высушите сухой тканью.

Рекомендуемая частота использования:

- Режим штампа (красный свет):
 - Нормальная кожа — 3× в неделю по 10–15 мин
 - Сухая кожа — 2× в неделю по 10–15 мин
 - Жирная кожа — 3–4× в неделю по 15–20 мин
 - Чувствительная кожа — 1× в неделю по 5–10 мин
- Режим EMS (синий свет): рекомендуется использовать каждые 2 дня по 5 мин
- Режим Gold Slide Lift (оранжевый свет): рекомендуется использовать каждые 2 дня по 5 мин

Зарядка:

1. Перед зарядкой убедитесь, что порт сухой и чистый от влаги и остатков косметики.
2. Подключите USB-кабель к зарядному устройству 5 В, порту USB компьютера или пауэрбанку, затем вставьте коннектор Type-C в порт.
3. Во время зарядки индикатор мигает; когда заряд завершен, индикатор горит непрерывно.
4. Не включайте устройство во время зарядки.
5. Полностью заряжайте устройство как минимум раз в два месяца для сохранения ресурса батареи.

Очистка и обслуживание:

1. Убедитесь, что устройство выключено перед чисткой.
2. Не используйте агрессивные чистящие средства, бензин или ацетон для очистки корпуса.
3. Для сохранения эффективности очищайте зонд после каждого использования.
4. Регулярное обслуживание обеспечивает оптимальную работу и продлевает срок службы устройства.

Инструкции по безопасности:

1. Перед использованием прочитайте руководство пользователя, предупреждения о безопасности, инструкции по обслуживанию и хранению, а также правила утилизации электронных отходов.
2. Рекомендуется проконсультироваться с врачом и пройти необходимые обследования обрабатываемых участков тела до использования.
3. Чрезмерное использование (более 3 сеансов в день на одном участке) может вызвать раздражение или ожоги.
4. Держите паузу не менее 4 часов между сеансами на одной области.
5. Лица младше 18 лет не должны использовать устройство.
6. Не используйте в области глаз, рта или горла.
7. Не используйте на участках кожи с повышенным риском рака, открытыми ранами, рубцами, высыпаниями, воспалёнными или инфицированными зонами.
8. Лица с заболеваниями крови, туберкулёзом, эпилепсией, диабетом, целиакией, злокачественными опухолями, пиретонией или лихорадкой не должны использовать устройство.
9. Не используйте при беременности, менструации или грудном вскармливании.
10. Устройство не предназначено для лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или без опыта и знаний без надзора.
11. Не рекомендуется использовать после длительного пребывания кожи на солнце или в солярии.
12. Рекомендуется защита глаз при воздействии отражённого излучения, неправильном использовании или неопытном обращении.
13. Не используйте слишком долго на одном участке кожи.
14. Устройство не должно использоваться при наличии имплантированных электронных приборов, например кардиостимулятора.
15. Снимите часы, очки, украшения и другие металлические предметы перед использованием.
16. Не используйте, если устройство неисправно, упало или повреждено. Не возмывайте и не ремонтируйте самостоятельно.
17. Не используйте рядом с источниками тепла, воды или влаги и не погружайте в жидкости.
18. Рабочая температура: 10–40 °C.
19. Не подвергайте устройству прямому солнечному свету.
20. Храните в сухом месте при комнатной температуре (10–40 °C), в недоступном для детей и животных.
21. При загрязнении отключите устройство, протрите влажной тканью и высушите перед хранением. Не используйте абразивы или агрессивные чистящие средства.
22. Не используйте, если повреждён кабель или вилка, ощущается запах горелого, устройство перегревается или дымит. Не возмывайте; обращайтесь в сервис.
23. Не оставляйте устройство без присмотра во включённом состоянии.
24. Источник питания должен соответствовать требованиям напряжения устройства.
25. Отключите питание после зарядки и дайте устройству остыть перед транспортировкой или хранением.
26. Не скручивайте и не перегибайте кабель питания, чтобы избежать повреждения.
27. Аксессуары не от производителя могут вызвать поломки или повреждения.
28. При кожных проблемах проконсультируйтесь с дерматологом перед использованием.
29. При дискомфорте кожи, раздражении, покраснении, ожоге или нежелательных побочных эффектах немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу; лёгкое временное покраснение нормально.
30. Не смотрите прямо на источник света зонда длительное время — можно повредить зрение.
31. По истечении заявленного срока службы (2 года) утилизируйте устройство в пункте приёма электронных отходов.
32. Не передавайте устройство другим для предотвращения перекрёстных бактериальных инфекций.

Больше информации (смотрите страницу 2, f1)

Περιγραφή της συσκευής (βλ. σελίδα 2, f2)

1. Κύρια μονάδα
2. Μητρικός ανιχνευτής
3. Προστατευτικό κάλυμμα σκόνης
4. Κουμπί ενεργοποίησης/αλλαγής φωτισμού
5. Κουμπί ρύθμισης έντασης
6. Θύρα φόρτισης (USB-C)
7. Δείκτης έντασης / δείκτης φόρτισης
8. Καλώδιο USB

Προδιαγραφές:

Τύπος φόρτισης: USB-C

Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες

Τάση εισόδου: 5 V

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1100 mAh

Ισχύς προϊόντος: ≤10 W

Συχνότητα: 1000 kHz (1 MHz)

Αριθμός επιπέδων έντασης: 3

Αριθμός επιπέδων χρωματισμού φωτός: 3

Περιεχόμενα σετ: 1× κύρια μονάδα, 1× προστατευτικό σκόνης, 1× καλώδιο USB, 1× εγχειρίδιο χρήστη, 1× κάρτα εγγύησης

Η συσκευή διαθέτει τρεις λειτουργίες:

1. Λειτουργία Σφραγισματος (κόκκινο φως: 660 nm)—σφίγγει την επιδερμίδα, ενισχύει την αναγέννηση κολλαγόνου, αποτρέπει τη δημιουργία ρυτίδων
2. Λειτουργία EMS (μπλε φως: 465 nm)—μεώνει το πρήξιμο, προσφέρει αποτέλεσμα lifting
3. Λειτουργία Gold Slide Lift (πορτοκαλί φως: 600 nm)—μειώνει τις ρυτίδες, βελτιώνει την ελαστικότητα, αυξάνει το πάχος και την πυκνότητα του χόριου

Χρήση της συσκευής:

1. Για ενεργοποίηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενέργειας. Εναλλάξτε μεταξύ λειτουργιών για να επιλέξετε.
2. Ρυθμίστε την ένταση με το κουμπί έντασης.
3. Για απενεργοποίηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενέργειας. Αυτόματη απενεργοποίηση: μετά από 5 λεπτά χωρίς εντολή, η συσκευή σβήνει αυτόματα.
4. Διπλό κλικ στο κουμπί ενέργειας για ενεργοποίηση δόνησης: άλλο διπλό κλικ για απενεργοποίηση. Αλλαγή λειτουργίας απενεργοποιεί τη δόνηση αυτόματα. Η δόνηση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Προετοιμασία για χρήση:

1. Αφαιρέστε το μακιγιάζ και καθαρίστε πρόσωπο & λαιμό.
2. Εφαρμόστε πέλδρα ή απευθείας στον ανιχνευτή: προϊόντα με βάση το νερό βελτιώνουν τη διαπερατότητα RF και την απορρόφηση.
3. Ενεργοποιήστε και επιλέξτε μία από τις 3 λειτουργίες ή χρησιμοποιήστε κάθε μία.
4. Μετά τη συνεδρία, πλύνετε με νερό και εφαρμόστε ενυδατικά.
5. Μετά τη χρήση, σκουπίστε με υγρό πανί. Αν υπάρχουν υπολείμματα, ξεπλύνετε με νερό και στεγνώστε.

Συνιστώμενη συχνότητα χρήσης:

- Λειτουργία Σφραγισματος (κόκκινο φως):
 - Κανονική επιδερμίδα—3×/εβδομάδα 10–15'
 - Ξηρή—2×/εβδομάδα 10–15'
- Λειτουργία—3–4×/εβδομάδα 15–20'
- Ευαίσθητη—1×/εβδομάδα 5–10'
- EMS (μπλε): κάθε 2 μέρες, 5'
- Gold Slide Lift (πορτοκαλί): κάθε 2 μέρες, 5'

Φόρτιση:

1. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα είναι στεγνή και καθαρή.
2. Συνδέστε USB σε 5V φορτιστή, υπολογιστή ή powerbank· τοποθετήστε Type-C.
3. Κατά τη φόρτιση ο δείκτης αναβοσβήνει* όταν ολοκληρωθεί, ανάβει σταθερά.
4. Μη χρησιμοποιείτε κατά τη φόρτιση.
5. Φορτίστε πλήρως κάθε δύο μήνες για προστασία της μπαταρίας.

Καθαρισμός & συντήρηση:

1. Σβήστε πριν καθαρισμό.
2. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, βενζίνη ή ασετόν.
3. Καθαρίζετε τον ανιχνευτή μετά από κάθε χρήση.
4. Τακτική συντήρηση επιμηκώνει τον χρόνο ζωής και την απόδοση.

Οδηγίες ασφαλείας:

1. Διαβάστε εγχειρίδιο, προαποποίησης, οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών αποβλήτων.
2. Συμβουλευτείτε γιατρό & κάντε εξετάσεις πριν την πρώτη χρήση.

3. Παρατεταμένη χρήση (>3 μέρα σε ίδια περιοχή) μπορεί να ερεθίσει ή να προκαλέσει εγκαύματα.
4. Κενό ≥4 ωρών μεταξύ εφαρμογών στην ίδια περιοχή.
5. Κάτω των 18 ετών απαγορεύεται η χρήση.
6. Μη χρησιμοποιείτε κοντά σε μάτια, στόμα, λαιμό.
7. Μη σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου δέρματος, ανοιχτές πληγές, ουλές, εξανθήματα, φλεγμονές ή λοιμώξεις.
8. Ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα, ψυμπίκωση, επιληψία, διαβήτη, καλοκαύση, κακοήθειες, υπέρταση ή τυρετό μην χρησιμοποιούν.
9. Μη χρησιμοποιείτε εγκυμοσύνη, έμμηνο ρύση ή θηλασμό.
10. Όχι για άτομα με μειωμένες ανοσολογικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία χωρίς επίβλεψη.
11. Μη μετά από παρατεταμένη έκθεση σε ηλιοσκόπιο.
12. Φοράτε γυαλιά προστασίας σε περιπτώσεις ανάκλασης ή λανθασμένης χρήσης.
13. Μη παρατεταμένη χρήση στην ίδια περιοχή.
14. Απαγορεύεται σε άτομα με εμφυτεύματα τύπου βηματοδότη.
15. Αφαιρέστε ρολόγια, κοσμήματα, γυαλιά πριν τη χρήση.
16. Διακόψτε και μην επισκευάζετε μόνοι αν η συσκευή βλάβηκε.
17. Μη σε πηγές θερμότητας, νερού ή υγρασίας· μη βυθίζετε σε υγρά.
18. Θερμοκρασία λειτουργίας 10–40 °C.
19. Μη σε άμεσο ηλιακό φως.
20. Αποθήκευση σε ξηρό μέρος 10–40 °C, μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
21. Αν λερωθεί, αποσυνδέστε, σκουπίστε με υγρό πανί και στεγνώστε.
22. Μη χρησιμοποιείτε αν καλώδια/βύσμα φθαρμένα ή δυσάρεστη οσμή, υπερθέρμανση, καπνός.
23. Μη αφήνετε απροσάφτητη σε λειτουργία.
24. Τροφοδοσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις τάσης.
25. Αποσυνδέστε μετά φόρτιση, αφήστε να κρυώσει πριν μετακινήσετε.
26. Μη λυγίζετε/σφίγγετε το καλώδιο.
27. Μη γνήσια αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες.
28. Συμβουλευτείτε δερματολόγο σε προβλήματα δέρματος.
29. Διακόψτε άμεσα αν εμφανιστεί δυσφορία, ερεθισμός, ερυθρότητα, αίσθημα καύματος ή παρατεταμένο κοκκίνισμα· ελαφρά προσωρινή ερυθρότητα είναι φυσιολογική.
30. Μη κοπάζετε απευθείας την πηγή φωτός της σάπης για πολλή ώρα· μπορεί να βλάψει την άραση.
31. Μετά την περίοδο χρήσης (2 έτη), παραδώστε τη συσκευή σε κέντρο ηλεκτρονικών αποβλήτων.
32. Μη δανείζετε τη συσκευή σε άλλους για να αποφύγετε βακτηριακές διασταυρούμενες λοιμώξεις.

Περισσότερες πληροφορίες (βλ. σελίδα 2, f1)

Opis uređaja (pogledajte stranicu 2, f2)

1. Glavna jedinica
2. Matični sond
3. Zaštita od prašine
4. Tipka za napajanje/prekidač svjetla
5. Tipka za podešavanje intenziteta
6. Ulaz za punjenje (USB-C)
7. Pokazivač intenziteta / pokazivač punjenja
8. USB kabel

Tehničke specifikacije:

Vrsta punjenja: USB-C

Vrijeme punjenja: 3 sata

Ulazni napon: 5 V

Kapacitet baterije: 1100 mAh

Snaga uređaja: ≤10 W

Frekvencija: 1000 kHz (1 MHz)

Broj razina intenziteta: 3

Broj razina boja svjetla: 3

Sadržaj paketa: 1× glavna jedinica, 1× zaštita od prašine, 1× USB kabel, 1× korisnički priručnik, 1× kartica jamstva

Uređaj ima tri načina:

1. Stemplirajući način (crveno svjetlo: 650 nm) — učvršćuje kožu, potiče regeneraciju kolagena, sprječava nastanak bora
2. EMS način (plavo svjetlo: 465 nm) — smanjuje otečenost, daje efekt liftinga
3. Gold Slide Lift način (narančasto svjetlo: 600 nm) — smanjuje bore, poboljšava elastičnost kože, povećava debljinu i gustoću dermisa

Korištenje uređaja:

1. Za uključivanje pritisnite i držite tipku napajanja dok se uređaj ne upali. Pomoću iste tipke prelazite između načina rada dok ne odaberete željeni.
2. Intenzitet podesite tipkom za intenzitet.
3. Za isključivanje pritisnite i držite tipku napajanja. Zaštitno automatsko isključivanje: ako se 5 minuta ne pritisne nijedna tipka, uređaj će se nakon 5 minuta neprekidne upotrebe automatski isključiti.
4. Za uključivanje vibracije dvaput brzo pritisnite tipku napajanja; još jedno dvostruko pritisnjanje isključit će vibraciju. Promjena načina rada također automatski isključuje vibraciju. Vibracija je prema zadanim postavkama isključena.

Priprema za upotrebu:

1. Uklonite sminku i temeljito očistite lice i vrat.
2. Nanesite gel na lice ili ga istisnite izravno na sondu; vodena baza povećava RF vodljivost i poboljšava prodiranje aktivnih sastojaka.
3. Uključite uređaj i odaberite željeni način rada ili koristite sva tri načina po jednom.
4. Nakon tretmana operite lice vodom i nanesite odgovarajuće proizvode za njegu kako biste hidratizirali kožu prema potrebi.
5. Nakon upotrebe obrišite uređaj mekom, lagano vlažnom krpom. Ako ima puno ostataka, isperite uređaj vodom i zatim ga osušite suhom krpom.

Preporučena učestalost korištenja:

- Stemplirajući način (crveno svjetlo):
 - Normalna koža — 3× tjedno po 10–15 min
 - Suha koža — 2× tjedno po 10–15 min
 - Masna koža — 3–4× tjedno po 15–20 min
 - Osjetljiva koža — 1× tjedno po 5–10 min
- EMS način (plavo svjetlo): preporučuje se svaka 2 dana po 5 min
- Gold Slide Lift način (narančasto svjetlo): preporučuje se svaka 2 dana po 5 min

Punjenje:

1. Prije punjenja provjerite je li ulaz za punjenje suh i čist od vode i ostataka proizvoda.
2. Spojite USB kabel na USB punjač 5 V, USB priključak računala ili powerbank, a zatim umetnite Type-C priključak u uređaj.
3. Tijekom punjenja indikator će treptati; nakon potpune napunjenosti svijetli kontinuirano i ne trepće.
4. Ne uključujte uređaj dok je spojen na punjač.
5. Tretman puniti do pune kapacitete barem jednom u dva mjeseca kako biste očuvali vijek baterije.

Čišćenje i održavanje:

1. Prije čišćenja provjerite je li uređaj isključen.
2. Ne koristite agresivne deterdžente, benzin ili aceton za čišćenje kućišta.
3. Za očuvanje učinkovitosti tretmana očistite sondu nakon svake upotrebe.
4. Redovito čišćenje i pravilno održavanje osiguravaju optimalan rad i produžuju vijek uređaja.

Sigurnosne upute:

1. Prije upotrebe pročitajte korisnički priručnik, sigurnosna upozorenja, upute za održavanje i skladištenje te propise o

zbrinjavanju elektroničkog otpada.

2. Korisnicima se preporučuje konzultirati liječnika i obaviti potrebne pretrage za tretirane dijelove tijela prije korištenja. Proizvođač ne preporučuje tretman bez dokumentirane konzultacije.
3. Preterana upotreba (više od 3 tretmana dnevno na istom području) može izazvati iritaciju ili termičke opekline.
4. Ostavite najmanje 4 sata pauze između tretmana na istom području.
5. Osobe mlađe od 18 godina ne smiju koristiti uređaj.
6. Ne primjenjujte oko očiju, usana ili grla.
7. Ne koristite na područjima povišenog rizika od karcinoma kože, otvorenih rana, ožiljaka, osipa, otekline, crvenila, iritacija, infekcija ili upala.
8. Osobe s krvnim bolestima, tuberkulozom, epilepsijom, dijabetesom, celijakijom, malignim tumorima, hipertenzijom ili povišenom temperaturom ne smiju koristiti uređaj.
9. Ne koristite tijekom trudnoće, menstruacije ili dojenja.
10. Uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva, bez nadzora ili upute odgovorne osobe.
11. Ne preporučuje se korištenje nakon duljeg izlaganja suncu ili solarnim lampama.
12. Preporučuje se zaštita očiju kod izloženosti zračenju od refleksije, neispravne uporabe ili nerazumne manipulacije tijekom tretmana.
13. Ne koristite predugo na istom području kože.
14. Zabranjeno je korištenje uređaja ako imate ugrađene elektroničke implantate (npr. pacemaker).
15. Prije upotrebe skinite satove, naočale, nakit i druge metalne predmete.
16. Ne koristite uređaj ako ne radi ispravno, pao je ili je na drugi način oštećen. Ne otvarajte i ne popravljajte sami; ako je u jamstvu, obratite se prodavaču ili jamstveniku, inače ovlaštenom servisu.
17. Ne koristite uređaj blizu izvora topline, vode ili vlage; ne uranjajte ga u tekućine.
18. Radna temperatura: 10–40 °C.
19. Ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti.
20. Nakon upotrebe čuvajte uređaj na suhom mjestu pri sobnoj temperaturi (10–40 °C), izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.
21. Ako se uređaj zaprlja, isključite ga, obrišite vlažnom krpom i ostavite da se osuši prije pohrane. Ne koristite abrazivne ili korozivne kemikalije.
22. Ne koristite uređaj ako primijetite oštećen kabel ili utikač, neugodan miris (npr. miris paljevine), pregrijavanje ili dim; ne otvarajte ga, obratite se prodavaču/servisu.
23. Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora dok je uključen.
24. Izvor napajanja mora odgovarati zahtjevima napona uređaja.
25. Nakon punjenja isključite uređaj i pustite da se ohladi prije premještanja ili pohrane.
26. Nemojte savijati ili umotavati kabel, jer ga to može oštetiti.
27. Prilošci koji ne potječu od proizvođača mogu uzrokovati kvarove ili oštećenja.
28. Ako imate probleme s kožom, prije upotrebe se posavjetujte s dermatologom.
29. Ako nakon upotrebe osjetite napetost, nelagodnu iritaciju, crvenilo, peckanje ili neočekivane nuspojave ili ako crvenilo potraje dulje, odmah prekinite upotrebu i posavjetujte se s liječnikom; blago privremeno crvenilo je normalno.
30. Nemojte dugo gledati izravno u izvor svjetlosti sonde, jer to može oštetiti vid.
31. Nakon isteka deklariranog vijeka trajanja (2 godine) uređaj predajte u centar za prikupljanje elektroničkog otpada.
32. Ne dijelite uređaj s drugima kako biste izbjegli bakterijske i gljivične infekcije.

Više informacija (pogledajte stranicu 2, f1)

Enhetsbeskrivning (se sida 2, f2)

1. Huvudenhet
2. Matrissond
3. Dammskydd
4. Ström-/ljusbrytare
5. Intensitetsknapp
6. Laddningsport (USB-C)
7. Intensitetsindikator / laddningsindikator
8. USB-kabel

Tekniska specifikationer:

Laddningstyp: USB-C
 Laddningstid: 3 timmar
 Ingångsspänning: 5 V
 Batterikapacitet: 1100 mAh
 Produktens effekt: ≤10 W
 Frekvens: 1000 kHz (1 MHz)
 Antal intensitetsnivåer: 3
 Antal ljusfärgsvär: 3
 Paketets innehåll: 1× huvudenhet, 1× dammskydd, 1× USB-kabel, 1× användarmanual, 1× garantkort

Enheten har tre lägen:

1. Stämpelläge (rött ljus: 650 nm) – stärker huden, stödjer kollagenregenerering, förhindrar rynkor
2. EMS-läge (blått ljus: 465 nm) – minskar svullnad, ger lyftande effekt
3. Gold Slide Lift-läge (orange ljus: 600 nm) – reducerar rynkor, förbättrar hudens elasticitet, ökar dermis tjocklek och densitet

Användning:

1. Tryck och håll strömbrytaren intryckt för att slå på enheten. Växla mellan lägen tills önskat läge är valt.
2. Justera intensiteten med intensitetsknappen.
3. Tryck och håll strömbrytaren intryckt för att stänga av enheten. Automatisk avstängning: om inga knappar används under 5 min stängs enheten av efter 5 minuters kontinuerlig användning.
4. Dubbelklicka snabbt på strömbrytaren för att aktivera vibration; ett nytt dubbelklick stänger av vibration. Byt läge stänger också av vibration. Vibration är som standard av.

Förberedelse:

1. Ta bort smink och rengör noggrant ansikte och hals.
2. Applicera gel på ansiktet eller på sonden direkt; vattenbaserade produkter ökar RF-ledningsförmågan och förbättrar penetration av aktiva ingredienser.
3. Slå på enheten och välj önskat läge eller använd alla tre lägen en gång vardera.
4. Efter sessionen, tvätta ansiktet med vatten och applicera fuktgivande produkter efter behov.
5. Efter användning, torka av enheten med en mjuk, fuktad fasa. Vid mycket rester, skölj av med vatten och torka torrt.

Rekommenderad användningsfrekvens:

- Stämpelläge (rött ljus):
- Normal hud – 3×/vecka 10–15 min
- Torr hud – 2×/vecka 10–15 min
- Fet hud – 3–4×/vecka 15–20 min
- Känslig hud – 1×/vecka 5–10 min
- EMS-läge (blått ljus): rekommenderas varannan dag 5 min
- Gold Slide Lift-läge (orange ljus): rekommenderas varannan dag 5 min

Laddning:

1. Kontrollera att laddningsporten är torr och fri från vatten och hudvårdsrester.
2. Anslut USB-kabeln till en 5 V USB-laddare, datorns USB-port eller powerbank, och anslut Type-C-kontakten till porten.
3. Under laddning blinkar indikatorn; när enheten är fulladdad lyser indikatorn konstant.
4. Använd inte enheten medan den laddas.
5. Ladda enheten helt minst en gång varannan månad för att skydda batteriets livslängd.

Rengöring och underhåll:

1. Kontrollera att enheten är avstängd före rengöring.
2. Använd inte starka rengöringsmedel, bensin eller acetone på höljet.
3. Rengör sonden efter varje användning för maximal effektivitet.
4. Regelbundet underhåll säkerställer optimal prestanda och förlänger enhetens livslängd.

Säkerhetsinstruktioner:

1. Läs användarmanual, säkerhetsvarningar, underhålls- och förvaringsinstruktioner samt regler för hantering av elektronisk avfall innan användning.
2. Rådgrö med läkare och genomför nödvändiga undersökningar av behandlade områden före användning.
3. Överanvändning (mer än 3 sessioner/dag på samma område) kan orsaka irritation eller brännskador.
4. Vila minst 4 timmar mellan sessioner på samma område.

5. Personer under 18 år bör inte använda enheten.
6. Använd inte runt ögon, mun eller hals.
7. Använd inte på hud med hög risk för cancer, öppna sår, ärr, utslag, inflammation eller infektion.
8. Personer med blodsjukdomar, tuberkulos, epilepsi, diabetes, celiaki, maligna tumörer, högt blodtryck eller feber bör inte använda enheten.
9. Använd inte om du är gravid, har mens eller ammar.
10. Enheten är inte avsedd för personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet utan övervakning.
11. Ej rekommenderat efter långvarig sol- eller solariumsexponering.
12. Ögonskydd rekommenderas vid risk för reflekterat strålning eller felaktig hantering.
13. Använd inte för länge på samma område.
14. Får inte användas av personer med implanterade elektroniska enheter, exempelvis pacemaker.
15. Ta av klockor, glasögon, smycken och andra metallföremål före användning.
16. Stoppa användning och låt inte reparera själv vid funktionsfel eller skada; kontakta service.
17. Använd inte nära värmekällor, vatten eller fukt; doppa inte i vätska.
18. Rekommenderad drifttemperatur: 10–40 °C.
19. Utsätt inte för direkt solljus.
20. Förvara tørt i rumstemperatur (10–40 °C), oåtkomligt för barn och djur.
21. Vid smuts, koppla från, torka av med fuktig trasa och låt torka innan förvaring. Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel.
22. Använd inte vid skadat kabel/uttag, vid lukt av bränt, överhettning eller rök; kontakta service.
23. Lämna inte enheten utan tillsyn under drift.
24. Strömkälla måste uppfylla enhetens spänningskrav.
25. Koppla från efter laddning och låt svalna innan flytt eller förvaring.
26. Vriden eller hopknyckt kabel kan skadas; undvik detta.
27. Ikke-originalt tillbehör kan orsaka fel eller skador.
28. Konsultera hudläkare vid hudproblem före användning.
29. Avsluta användning vid obehag, irritation, långvarig rodnad eller oväntade biverkningar och kontakta läkare; lätt temporär rodnad är normalt.
30. Titta inte direkt på sondens ljuskälla under lång tid; kan skada synen.
31. Efter deklarerad användningstid (2 år), lämna enheten till en återvinningscentral för elektronikavfall.
32. Dela inte enheten för att undvika bakteriell korsinfektion.

Mer information (se sida 2, f1)

Enhedsbeskrivelse (se side 2, f2)

1. Hovedenhed
2. Matrisesonde
3. Støvsbeskyttelse
4. Tænd/sluk- og lyskontakt
5. Intensitetsknop
6. Ladeport (USB-C)
7. Intensitetsindikator / ladeindikator
8. USB-kabel

Tekniske specifikationer:

- Opladningstype: USB-C
- Opladningstid: 3 timer
- Indgangsspenning: 5 V
- Batterikapacitet: 1100 mAh
- Enhedseffekt: ≤ 10 W
- Frekvens: 1000 kHz (1 MHz)
- Antal intensitetsniveauer: 3
- Antal lysfarveniveauer: 3
- Pakkens indhold: 1x hovedenhed, 1x støvsbeskyttelse, 1x USB-kabel, 1x brugervejledning, 1x garantikort

Enheden har tre tilstande:

1. Stempeltilstand (rød lys: 650 nm) – styrker huden, understøtter kollagenregenerering, forhindrer rynker
2. EMS-tilstand (blåt lys: 465 nm) – reducerer hævelse, giver løftende effekt
3. Gold Slide Lift-tilstand (orange lys: 600 nm) – reducerer rynker, forbedrer hudelasticitet, øger dermis' tykkelse og tæthed

Brugsanvisning:

1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde enheden. Skift mellem tilstande, indtil ønsket tilstand er valgt.
2. Juster intensiteten med intensitetsknappen.
3. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at slukke enheden. Automatisk sluk: Hvis der ikke registreres knaptryk i 5 minutter, slukker enheden automatisk efter 5 minutters kontinuerlig brug.
4. Dobbeltklik hurtigt på tænd/sluk-knappen for at aktivere vibration; endnu et dobbeltklik slukker vibration. Skift af tilstand slukker også vibration. Vibration er som standard slået fra.

Forberedelse til brug:

1. Fjern makeup og rengør ansigt og hals grundigt.
2. Påfør gel på ansigtet eller direkte på sonden; vandbaserede produkter øger RF-ledningsevnen og forbedrer penetration af aktive ingredienser.
3. Tænd enheden og vælg ønsket tilstand, eller brug hver af de tre tilstande én gang.
4. Efter behandling, vask ansigtet med vand og påfør fugtighedscreme efter behov.
5. Efter brug, tør enheden af med en blød, let fugtet klud. Ved kraftige rester kan enheden skylles under vand og derefter tørres af.

Anbefalet brugshyppighed:

- Stempeltilstand (rød lys):
 - Normal hud – 3x/uge i 10–15 min
 - Tør hud – 2x/uge i 10–15 min
 - Fedtet hud – 3–4x/uge i 15–20 min
 - Sensitiv hud – 1x/uge i 5–10 min
- EMS-tilstand (blåt lys): anbefales hver anden dag i 5 min
- Gold Slide Lift-tilstand (orange lys): anbefales hver anden dag i 5 min

Opladning:

1. Kontroller, at ladeporten er tør og fri for vand og hudpløjerester.
2. Tilslut USB-kablet til en 5 V USB-oplader, computer-USB eller powerbank, og sæt Type-C-stikket i enheden.
3. Under opladning blinker indikatoren, når enheden er fuldt opladet, lyser indikatoren konstant.
4. Brug ikke enheden under opladning.
5. Oplad enheden fuldt ud mindst hver anden måned for at beskytte batteriets levetid.

Rengøring og vedligeholdelse:

1. Sørg for, at enheden er slukket, før du rengør.
2. Brug ikke skræppe rengøringsmidler, benzin eller acetone på enhedens hud.
3. Rengør sonden efter hver brug for optimal effektivitet.
4. Regelmæssig vedligeholdelse sikrer optimal ydeevne og forlænger levetid.

Sikkerhedsinstruktioner:

1. Læs brugervejledning, sikkerhedsadvarsler, vedligeholdelses- og opbevaringsinstruktioner samt regler for elektronisk affald, før du bruger enheden.
2. Rådfrøg dig med læge og foretag nødvendige undersøgelser af behandlingsområder før brug.
3. Overdreven brug (mere end 3 sessioner/dag på samme område) kan forårsage irritation eller forbrændinger.
4. Vent mindst 4 timer mellem sessioner på samme område.

5. Personer under 18 år må ikke bruge enheden.
6. Brug ikke omkring øjne, mund eller hals.
7. Undgå brug på hud med høj kræft risiko, åbne sår, ar, udsætt, hævelse, rødme, infektion eller betændelse.
8. Personer med blodsygdomme, tuberkulose, epilepsi, diabetes, colaki, maligne tumorer, forhøjet blodtryk eller feber bør undgå brug.
9. Brug ikke ved graviditet, menstruation eller amning.
10. Enheden er ikke beregnet til personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller uden erfaring, uden opsyn.
11. Ikke anbefalet efter langvarig sol- eller solariumseksponering.
12. Brug øjenbeskyttelse ved risiko for stråling fra refleksion eller misbrug.
13. Undgå langvarig brug på samme område.
14. Anvend ikke ved elektroniske implantater som pacemaker.
15. Fjern ur, smykker og andre metalgenstande før brug.
16. Stop brug ved funktionsfejl, skade eller tab; reparer ikke selv.
17. Undgå varme-, vand- eller fugtkilder; nedsænk ikke i væsker.
18. Driftstemperatur: 10–40 °C.
19. Udsæt ikke for direkte sollys.
20. Opbevar tørt ved stuetemperatur (10–40 °C), utilgængeligt for børn og kæledyr.
21. Ved snævs, frakobl, tør af med fugtig klud og lad tørre før opbevaring. Brug ikke slibende rengøringsmidler.
22. Brug ikke ved beskadiget kabelledning, brændelugt, overophedning eller røg; kontakt service.
23. Efterlad ikke enheden uden opsyn under drift.
24. Strømkilde skal matche enhedens spændingskrav.
25. Frakobl efter opladning og lad enheden køle af inden transport eller opbevaring.
26. Undgå at vride eller sno strømkablet; undgå skader.
27. Ikke-autoriseret tilbehør kan forårsage fejl eller skader.
28. Konsulter hudlæge ved hudproblemer før brug.
29. Stop straks ved ubehag, irritation, langvarig rødme eller uventede bivirkninger og kontakt læge; let midlertidig rødme er normalt.
30. Se ikke direkte på sondens lyskilde i længere tid; kan skade synet.
31. Efter deklareret brugstid (2 år), returner enheden til et indsamlingssted for elektronikaffald.
32. Del ikke enheden med andre for at undgå bakteriel krydsmitte.

Mere information (se side 2, f)

Apparaatbeschrijving (zie pagina 2, 12)

1. Hoofdeunit
2. Matrixsonde
3. Stofkap
4. Aan/uit- en lichtschaakelaar
5. Intensiteitsknop
6. Oplaadpoort (USB-C)
7. Intensiteitsindicator / oplaadindicator
8. USB-kabel

Technische specificaties:

- Oplaadtype: USB-C
- Oplaadtijd: 3 uur
- Ingangsspanning: 5 V
- Batterijcapaciteit: 1100 mAh
- Productvermogen: ≤10 W
- Frequentie: 1000 kHz (1 MHz)
- Aantal intensiteitsniveaus: 3
- Aantal lichtkleurniveaus: 3
- Inhoud set: 1× hoofdeunit, 1× stofkap, 1× USB-kabel, 1× handleiding, 1× garantiebewijs

Het apparaat heeft drie standen:

1. Stampmodus (rood licht: 650 nm) — verstevigt de huid, ondersteunt collageenregeneratie, voorkomt rimpels
2. EMS-modus (blauw licht: 465 nm) — vermindert zwelling, geeft een liftend effect
3. Gold Slide Lift-modus (oranje licht: 600 nm) — vermindert rimpels, verbetert huidelasticiteit, vergroot dikte en dichtheid van de lederhuid

Gebruik van het apparaat:

1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Schakel tussen standen totdat de gewenste stand is gekozen.
2. Pas de intensiteit aan met de intensiteitsknop.
3. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Automatisch uitschakelen: als 5 minuten lang geen knop wordt ingedrukt, schakelt het apparaat na 5 minuten continu gebruik automatisch uit.
4. Tik snel twee keer op de aan/uit-knop om vibratie in te schakelen; nogmaals twee keer tikken schakelt vibratie uit. Standwissel schakelt vibratie ook uit. Vibratie is standaard uitgeschakeld.

Voorbereiding op gebruik:

1. Verwijder make-up en reinig gezicht en hals grondig.
2. Breng gel aan op het gezicht of direct op de sonde; waterbasisproducten verhogen RF-geleiding en verbeteren penetratie van actieve ingrediënten.
3. Zet het apparaat aan en selecteer de gewenste stand, of gebruik elke stand één keer.
4. Was na de sessie het gezicht met water en breng hydraterende producten aan naar behoefte.
5. Veeg het apparaat na gebruik schoon met een zachte, licht vochtige doek. Bij veel restjes afspoelen onder water en droogdeppen.

Aanbevolen gebruiksfrequentie:

- Stampmodus (rood licht):
 - Normale huid — 3× per week 10–15 min
 - Droge huid — 2× per week 10–15 min
 - Vette huid — 3–4× per week 15–20 min
 - Gevoelige huid — 1× per week 5–10 min
- EMS-modus (blauw licht): aanbevolen elke 2 dagen 5 min
- Gold Slide Lift-modus (oranje licht): aanbevolen elke 2 dagen 5 min

Opladen:

1. Controleer voor opladen of de poort droog en vrij van water en huidverzorgingsresten is.
2. Sluit de USB-kabel aan op een 5 V USB-lader, pc-USB-poort of powerbank, en steek de Type-C-connector in de poort.
3. Tijdens opladen knippert de indicator; bij volledige lading blijft de indicator continu branden.
4. Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.
5. Laad het apparaat minstens één keer per twee maanden volledig op om de levensduur van de batterij te beschermen.

Reiniging en onderhoud:

1. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld voor reiniging.
2. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, benzine of aceton voor de behuizing.
3. Maak de sonde na elk gebruik schoon voor optimale werking.
4. Regelmatig onderhoud garandeert optimale prestaties en verlengt de levensduur.

Veiligheidsinstructies:

1. Lees de handleiding, veiligheidswaarschuwingen, onderhouds- en opslaginstructies en regels voor verwerking van elektronisch afval voor gebruik.

2. Raadpleeg een arts en onderga eventuele onderzoeken van de te behandelen gebieden voor gebruik.
3. Overmatig gebruik (meer dan 3 sessies per dag op hetzelfde gebied) kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
4. Laat minstens 4 uur pauze tussen sessies op hetzelfde gebied.
5. Personen onder 18 jaar mogen het apparaat niet gebruiken.
6. Gebruik niet rond de ogen, mond of keel.
7. Gebruik niet op huid met verhoogd risico op huidkanker, open wonden, littekens, uitslag, zwelling, roodheid, irritatie, infectie of ontsteking.
8. Personen met bloedziekten, tuberculose, epilepsie, diabetes, coeliakie, kwaadaardige tumoren, hoge bloeddruk of koorts mogen het apparaat niet gebruiken.
9. Gebruik niet tijdens zwangerschap, menstruatie of borstvoeding.
10. Het apparaat is niet bedoeld voor personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of zonder ervaring, zonder toezicht.
11. Niet aanbevelen na langdurige blootstelling aan zonlicht of zonnebank.
12. Draag oogbescherming bij risico op straling door reflectie of onjuist gebruik.
13. Gebruik niet te lang op hetzelfde gebied.
14. Niet te gebruiken bij geïmplanteerde elektronische apparaten, zoals pacemakers.
15. Verwijder horloges, sieraden en andere metalen voorwerpen voor gebruik.
16. Stop gebruik bij defect, schade of malfunctionie; repareer niet zelf.
17. Gebruik niet bij warmte-, water- of vochtbronnen; dompel niet onder in vloeistoffen.
18. Bedrijfstemperatuur: 10–40 °C.
19. Stel niet bloot aan direct zonlicht.
20. Bewaar droog bij kamertemperatuur (10–40 °C), buiten bereik van kinderen en huisdieren.
21. Bij vervuiling, ontkoppel, veeg af met vochtige doek en laat drogen voor opslag. Gebruik geen schurende of bijtende middelen.
22. Gebruik niet bij beschadigde kabelstekker, brandlucht, oververhitting of rook; neem contact op met service.
23. Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens werking.
24. Voeding moet voldoen aan spanningsvereisten van het apparaat.
25. Koppel los na opladen en laat afkoelen voor transport of opslag.
26. Vermijd draaien of knopen van de kabel; dit kan beschadigen.
27. Niet-originele accessoires kunnen storingen of schade veroorzaken.
28. Raadpleeg een dermatoloog bij huidaanandoeningen voor gebruik.
29. Stop onmiddellijk bij huidspanning, ongemak, irritatie, roodheid, branderig gevoel of onverwachte bijwerkingen, en raadpleeg een arts; lichte tijdelijke roodheid is normaal.
30. Kijk niet langdurig direct in de lichtbron van de sonde; dit kan het zicht schaden.
31. Lever het apparaat na de opgegeven gebruiksduur (2 jaar) in bij een inzamelpunt voor elektronisch afval.
32. Deel het apparaat niet met anderen om kruisbesmetting te voorkomen.

Meer informatie (zie pagina 2, f1)

Cihaz Tanımı (bkz. sayfa 2, f2)

1. Ana ünite
2. Matris probu
3. Toz koruyucu
4. Açma/kapatma ve ışık anahtarı
5. Yoğunluk ayar düğmesi
6. Şarj portu (USB-C)
7. Yoğunluk göstergesi / şarj göstergesi
8. USB kablosu

Teknik Özellikler:

- Şarj Türü: USB-C
- Şarj Süresi: 3 saat
- Çiğış Gerilimi: 5 V
- Pil Kapasitesi: 1100 mAh
- Ürün Gücü: ≤10 W
- Frekans: 1000 kHz (1 MHz)
- Yoğunluk Seviyesi Sayısı: 3
- Işık Renk Seviyesi Sayısı: 3
- Paket İçeriği: 1× ana ünite, 1× toz koruyucu, 1× USB kablosu, 1× kullanım kılavuzu, 1× garanti kartı

Cihaz üç moda sahiptir:

1. Damgalama Modu (kırmızı ışık: 650 nm)—cilt sıkılaştırır, kolajen yenilenmesini destekler, kırışıklık oluşumunu önler
2. EMS Modu (mavi ışık: 465 nm)—cilt sıkırlığını artırır, kaldırma etkisi sağlar
3. Gold Slide Lift Modu (turuncu ışık: 600 nm)—kırışıklıktan azaltır, cilt elastikiyetini iyileştirir, dermis kalınlığını ve yoğunluğunu artırır

Cihaz Kullanımı:

1. Cihazı açmak için güç düğmesini basılı tutun. İstediğiniz moda seçmek için moda geçiş yapın.
2. Yoğunluğu ayarlamak için yoğunluk düğmesini kullanın.
3. Cihazı kapatmak için güç düğmesini basılı tutun. Koruyucu otomatik kapanma: 5 dakika boyunca düğme işlemi olmazsa, cihaz 5 dakikalık sürekli kullanımın ardından otomatik kapanır.
4. Titreşimi açmak için güç düğmesine hızlıca iki kez dokununuz; tekrar iki kez dokunmak titreşimi kapatır. Mod değiştirme de titreşimi otomatik kapatır. Titreşim varsayılan olarak kapalıdır.

Kullanıma Hazırlık:

1. Makyajı çıkarın ve yüz ile boynu iyice temizleyin.
2. Jel yüzü uygulayın veya doğrudan probun üzerine sıkın; su bazı ürünler RF iletkenliğini artırır ve aktif bileşenlerin nüfuzunu iyileştirir.
3. Cihazı açın ve istediğiniz moda seçin veya her üç moda birer kez kullanın.
4. Seansın ardından yüzünüzü suyla yıkayın ve ihtiyaca göre nemlendirici ürünler uygulayın.
5. Kullanım sonrası cihazı hafif nemli yumuşak bir bezle silin. Çok fazla kirlenme varsa cihazı suyla durulayın ve kuru bir bezle kurulayın.

Önerilen Kullanım Sıklığı:

- Damgalama Modu (kırmızı ışık):
 - Normal cilt—haftada 3× 10–15 dk
 - Kuru cilt—haftada 2× 10–15 dk
 - Yağlı cilt—haftada 3–4× 15–20 dk
 - Hassas cilt—haftada 1× 5–10 dk
- EMS Modu (mavi ışık): her 2 günde bir 5 dk
- Gold Slide Lift Modu (turuncu ışık): her 2 günde bir 5 dk

Şarj:

1. Şarja başlamadan önce portun kuru ve su ile cilt bakımı araçlarından arındırılmış olduğundan emin olun.
2. USB kablosunu 5 V USB şarj cihazına, bilgisayar USB portuna veya powerbank'e bağlayın, ardından Type-C konektörü porta takın.
3. Şarj sırasında gösterge yanıp söner; tam şarj olduğunda gösterge sürekli yanar.
4. Şarj sırasında cihazı çalıştırmayın.
5. Pil ömrünü korumak için cihazı en az iki ayda bir tam şarj edin.

Temizlik ve Bakım:

1. Temizlemeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
2. Gövde temizliği için aşındırıcı temizleyiciler, benzin veya aseton kullanmayın.
3. Seans etkinliğini korumak için her kullanımdan sonra probu temizleyin.
4. Düzenli temizlik ve bakım, en iyi performansı sağlar ve cihaz ömrünü uzatır.

Güvenlik Talimatları:

1. Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu, güvenlik uyarılarını, bakım ve saklama talimatlarını ile elektronik atık yönetimi kurallarını okuyun.
2. Kullanıcılara, cihazı kullanmadan önce doktora danışmaları ve tedavi edilecek bölgeler için gerekli testleri yaptırılmaları

- önerilir. Belgelendirilmiş danışmanlık olmadan seans yapılması tavsiye edilmez.
3. Aşırı kullanım (aynı bölgeye günde 3'ten fazla seans) tahriş veya termal yanıklara neden olabilir.
4. Aynı bölgeye yapılan seanslar arasında en az 4 saat ara verin.
5. 18 yaş altı kişiler cihazı kullanmamalıdır.
6. Göz, ağız veya boğaz çevresinde kullanmayın.
7. Yüksek iltihaplı kanseri riski, açık yaralar, izler, döküntü, iltihaplı veya enfekte bölge gibi alanlarda kullanmayın.
8. Kan hastalıkları, tüberküloz, epilepsi, diyabet, çölyak, malign tümörler, hipertansiyon veya ateşi olan kişiler kullanmamalıdır.
9. Gebelik, adet dönemi veya emzirme sırasında kullanmayın.
10. Fiziksel, duyu veya zihinsel yetersizliği olan veya deneyimsiz kişiler, sorumlu birinin gözetimi olmadan kullanmamalıdır.
11. Uzun süreli güneş veya solarium maruziyeti sonrası kullanılması önerilmez.
12. Yansıma, yanlış kullanım veya deneyimsiz kullanım sonucu maruz kalan kişilerin göz koruması kullanmaları önerilir.
13. Aynı bölgeye uzun süre uygulamayın.
14. Pacemaker gibi vücuda implante elektronik cihazı bulunan kişiler kullanmamalıdır.
15. Kullanımdan önce saat, takı ve diğer metal eşyaları çıkarın.
16. Anzali, düşmüş veya hasar görmüş cihazı kullanmayın; kendiniz ağız tamir etmeyin.
17. İsi, su veya nem kaynaklarına yakın kullanmayın; sıvılara daldırmayın.
18. Çalışma sıcaklığı: 10–40 °C.
19. Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
20. Kullanımdan sonra kuru, oda sıcaklığında (10–40 °C), çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerde saklayın.
21. Cihaz kirlenirse enerji bağlantısını kesin, nemli bezle silin ve saklamadan önce kurumasını bekleyin; aşındırıcı veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
22. Kablo veya fiş hasarıysa, yanık kokusu, aşırı ısınma veya duman fark ederseniz kullanmayın; kendiniz ağız tamir etmeyin, servise başvurun.
23. Cihaz açıkken gözetimsiz bırakmayın.
24. Elektrik kaynağı cihazın gereksinimlerine uygun olmalıdır.
25. Şarj sonrası bağlantıyı kesin ve taşımadan veya saklamadan önce cihazın soğumasını bekleyin.
26. Güç kablosunu bükmeyin veya dolamayın; hasar oluşabilir.
27. Üretici dışı aksesuarlar aşıya veya hasara neden olabilir.
28. Cilt sorunlarınız varsa kullanmadan önce dermatoloğa danışın.
29. Kullanım sonrası ciltte gerginlik, rahatsızlık, tahriş, kızamık, yanma veya beklenmeyen yan etkiler yaşarsanız hemen kullanımı durdurun ve doktora danışın; hafif geçici kızamıklık normaldir.
30. Proben ışık kaynağına uzun süre doğrudan bakmayın; görme hasarı oluşabilir.
31. Beyan edilen kullanım süresi (2 yıl) dolduktan sonra cihazı elektronik atık toplama noktasına teslim edin.
32. Bakteriyel çapraz bulaşmayı önlemek için cihazı başkalarıyla paylaşmayın.

Mere information (se side 2, f1)***

Описание на устройството (вж. страница 2, f2)

1. Основно устройство
2. Матричен сонда
3. Прахозащитен капак
4. Бутон за включване/превключване на светлина
5. Бутони за регулиране на интензивността
6. Порт за зареждане (USB-C)
7. Индикатор за интензивност / индикатор за зареждане
8. USB кабел

Технически спецификации:

Тип зареждане: USB-C
 Време за зареждане: 3 часа
 Входно напрежение: 5 V
 Капацитет на батерията: 1100 mAh
 Мощност на устройството: ≤10 W
 Честота: 1000 kHz (1 MHz)
 Брой нива на интензивност: 3
 Брой нива на цветна температура: 3
 Съдържание на комплекта: 1× основно устройство, 1× прахозащитен капак, 1× USB кабел, 1× ръководство за потребителя, 1× гаранционна карта

Устройството има три режима:

1. Режим „Лечат“ (червена светлина: 650 nm) — стяга кожата, подпомага регенерацията на колагена, предотвратява образуването на бръчки
2. Режим EMS (синя светлина: 465 nm) — намалява подуването, осигурява лифтинг ефект
3. Режим Gold Slide Lift (оранжева светлина: 600 nm) — намалява бръчките, подобрява еластичността на кожата, увеличава дебелината и плътността на дермата

Начин на употреба:

1. Задържете бутон за включване, за да включите устройството. Превключвайте режимите, докато изберете желаня.
2. Регулирайте интензивността с бутон за интензивност.
3. Задържете бутон за включване, за да изключите устройството. Автоматично изключване за защита: ако няма натиснат бутон в рамките на 5 минути, устройството се изключва автоматично след 5 минути непрекъсната употреба.
4. За да активирате вибрацията, натиснете бързо два пъти бутон за включване; още едно двойно натискане изключва вибрацията. Смяната на режима също изключва вибрацията. По подразбиране вибрацията е изключена.

Подготовка за употреба:

1. Отстранете грима и почистете добре лицето и шията.
2. Нанесете гел върху лицето или директно върху сондата; водни продукти подобряват RF проводимостта и проникването на активни съставки.
3. Включете устройството и изберете желаня режим или използвайте всеки от трите режима по ред.
4. След сесията измийте лицето с вода и нанесете подходящи хидратиращи продукти според нуждите.
5. След употреба избършете устройството с мека, леко навлажнена кърпа. При наличие на много остатъци, изпакнете устройството под вода и подсушете.

Препоръчителна честота на употреба:

- Режим „Лечат“ (червена светлина):
 - Нормална кожа — 3× седмично по 10–15 мин
 - Суха кожа — 2× седмично по 10–15 мин
 - Мазна кожа — 3–4× седмично по 15–20 мин
 - Чувствителна кожа — 1× седмично по 5–10 мин
- Режим EMS (синя светлина): препоръчва се на всеки 2 дни по 5 мин
- Режим Gold Slide Lift (оранжева светлина): препоръчва се на всеки 2 дни по 5 мин

Зареждане:

1. Уверете се, че портът за зареждане е сух и чист от вода и остатъци от продукти за грижа за кожата.
2. Свържете USB кабела към 5 V USB зарядно устройство, USB порт на компютър или powerbank, след което включете Type-C конектора в порта.
3. По време на зареждане индикаторът мига; при пълно зареждане светва постоянно.
4. Не включвайте устройството по време на зареждане.
5. Зареждайте напълно поне веднъж на всеки два месеца, за да защитите живота на батерията.

Почистване и поддръжка:

1. Уверете се, че устройството е изключено преди почистване.
2. Не използвайте агресивни почистващи препарати, бензин или ацетон върху корпуса.
3. За да запазите ефекта от сесията, почиствайте сондата след всяка употреба.
4. Редовното почистване и правилна поддръжка гарантират оптимална работа и удължават живота на

Инструкции за безопасност:

1. Преди употреба прочетете ръководството, предупрежденията за безопасност, инструкциите за поддръжка и съхранение, както и правилата за управление на електронни отпадъци.
2. Препоръчва се потребителите да се консултират с лекар и да преминат необходимите изследвания за третираните зони преди употреба. Не се препоръчва сесия без документирана консултация.
3. Прекомерната употреба (повече от 3 сесии на ден на едно и също място) може да причини дразнене или термични изгаряния.
4. Оставете поне 4 часа почивка между сесиите на една и съща зона.
5. Лица под 18 години не трябва да използват устройството.
6. Не използвайте в областта на очите, устата или гърлото.
7. Не използвайте върху кожни зони с повишен риск от рак, отворени рани, белези, обриви, подуване, зачервяване, инфекция или възпаление.
8. Лица с кръвни заболявания, туберкулоза, епилепсия, диабет, цълопакции, злокачествени тумори, хипертония или треска не трябва да използват устройството.
9. Не използвайте по време на бременност, менструация или кърмене.
10. Устройството не е предназначено за лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит, без наблюдение.
11. Не се препоръчва употреба след продължително излагане на слънце или солариум.
12. Препоръчва се употребата на очила за защита при риск от лъчение от отражение, неправилна употреба или непрофесионално боравене.
13. Не използвайте продължително на едно и също място.
14. Забранено за лица с имплантирани електронни устройства, напр. пейсмейкър.
15. Преди употреба сваляте часовници, бижута и други метални предмети.
16. Не използвайте устройството, ако е повредено, паднало или не функционира правилно; не го отваряйте или ремонтирайте сами.
17. Не го използвайте близо до източници на топлина, вода или влага; не потапяйте в течности.
18. Работна температура: 10–40 °C.
19. Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина.
20. Съхранявайте го на сухо място при стайна температура (10–40 °C), недостъпно за деца и домашни любимци.
21. Ако устройството се замърси, изключете го, избършете с влажна кърпа и оставете да изсъхне преди съхранение; не използвайте абразивни или корозивни почистващи средства.
22. Не използвайте, ако захранващият кабел или штекер са повредени, усещате мирис на горене, прекомерно загряване или дим; не го отваряйте, свържете се със сервиз.
23. Не оставяйте устройството без надзор, докато работи.
24. Захранването трябва да отговаря на изискванията за напрежение на устройството.
25. След зареждане го изключете и оставете да изстине преди преместване или съхранение.
26. Не усуквайте или загъвайте захранващия кабел, за да избегнете повреда.
27. Аксесоари, които не са оригинални, могат да причинят повреда или неизправности.
28. Консултирайте се с дерматолог при кожни проблеми преди употреба.
29. Прекратете употребата веднага при усещане на напрежение, дискомфорт, дразнене, продължително зачервяване, парене или неочаквани странични ефекти, и се консултирайте с лекар; лека временна реакция е нормална.
30. Не гледайте продължително директно в източника на светлина на сондата; може да увреди зрението.
31. След изтичане на декларираната експлоатационна продължителност (2 години) предайте устройството в пункт за събиране на електронни отпадъци.
32. Не споделяйте устройството с други, за да предотвратите бактериална кръстосана инфекция.

Повече информация (вж. страница 2, f1)



[PL] Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.



Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

[EN] Used electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, must not be mixed with other waste. This is indicated by the symbol of a crossed-out bin placed on the product packaging. Electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, may contain hazardous substances, mixtures, and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them can lead to health risks or environmental pollution. Proper handling of used electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, in households positively contributes to reuse and recovery, including recycling of the used equipment. Used electrical and electronic devices, as well as batteries and accumulators, can be returned at local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and served the same functions as the equipment sold. When delivering equipment intended for households, the distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the delivery location, provided that the used equipment is of the same type and served the same functions as the delivered equipment. A distributor operating a retail unit with a sales area, as defined in Article 2, point 19 of the Act of March 27, 2003, on spatial planning and development, of at least 400 m² dedicated to the sale of equipment intended for households, is obliged to accept used equipment from households free of charge at this unit or in its immediate vicinity, provided that none of the external dimensions exceeds 25 cm, without the necessity of purchasing new equipment intended for households. The product was placed on the market after August 13, 2005.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt SkinWOW Shot Golden jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym poniżej:



[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product SkinWOW Shot Golden complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa, Polska

Model: SkinWOW Shot Golden
SN: 07255903003703280
Marka: Beautifly
e-mail: serwis@beautifly.eu