



FOOT MASSAGER MANUAL



DIFORO
DiF-Feet

Thank you for purchasing this air pressure massager, please read this manual thoroughly before using it, please pay attention to the safety precaution, keep this manual in a safe place for later review.

1.Overview



Do not use this product while standing

List: DiF-Feet ,Type-C charging cable,manual

2. Operating instructions

- 1. Power/Mode button: Long press to activate, the short press switch mode, when turn on the running indicator light that stays on (blue light), default mode 1, press once to switch mode 2, then press again to switch mode 3 in this loop.

Three Modes: Kneading + tapping mode (without heating); Kneading + tapping mode (with heating); Kneading + tapping mode (intermittent rhythm without heating).

- 2. Speed button: After opening, press to adjust the kneading and tapping speed, Enable default speed mode 1 (indicator light is blue); Press once to switch to speed 2 (the indicator light is orange); Press again to switch to speed 3 (the indicator light is red), and repeat the cycle of switching. Massage head rotation speed: L1-24 rpm, L2-27 rpm, L3-28 rpm; Tapping (motor) rotation speed: L1-2340 rpm, L2-2520 rpm, L3-2700 rpm.

- 3. Heating: Switches to mode 2, the red light heating is working. In other modes, heating is not activated.

3. Blockage protection

After 5 seconds of blockage, the massage head stops running for 3 seconds and the machine automatically continues to run.

4. Intelligent protection

This machine has intelligent protection function. To prevent damage during prolonged massage, enter the closed state after working continuously for 10 minutes..

To extend battery life, the machine cannot be turned on after being turned off due to low battery. It needs to be charged before the machine can be turned on and used.



When using, do not forcefully press the massage head to obstruct the motor rotation, otherwise it will reduce the service life of the equipment! When the battery is low, continuing the operation will result in automatic shutdown.

5.Charging

When using the Type-C charging cable for charging, the power mode button indicator light that stays on blue breathing light. When fully charged, the power mode button indicator light stays on blue constant light. When the power button indicator light flashes, the product enters a low battery state. Please charge it in a timely manner.

6.Parameters

Product Name: Tapping and Kneading Foot Massager

Model: DiF-Feet

Battery capacity: 2500mAh

Charging input: 5V 2A

Power: 24W

Product weight: 1.92kgs

Product size: 318x304x75mm

Heating temperature: About 45 degrees

Taboo

1. Prohibit cancer patients from using it
2. It is prohibited for patients who have undergone metal bone needle internal fixation surgery to use it directly at the fracture site
3. Prohibit patients with osteoporosis from using it
4. Prohibit use in patients with venous thrombosis and pulsation
5. Prohibited for hypertensive patients to use
6. Pregnant women are prohibited from using it
7. Prohibit patients with venous dilation from using it
8. Prohibited for use by patients with acute inflammation
9. Do not massage the bone area
10. Prohibited from use in postoperative areas
11. Massage the same position for no more than 20 minutes.

Safety instructions

1. Keep the massage area dry and clean. It is recommended to use it with shoe covers or socks, and gently press and move it.
2. High speed and high pressure can only be used on soft tissue parts of the feet without causing pain or discomfort, and cannot be used on any bone parts.
3. Frequent high-speed and high-pressure pressure on the same area can cause abrasions, pain, and discomfort. Stop using immediately.
4. Fingers, hair, or any part of the body hair should be kept away from the stretching part of the massage head to prevent pinching pain and injury.
5. Do not discard or misuse this product.
6. Please do not make any modifications to this product without authorization.
7. Do not operate or charge this product in an unmanned state.
8. This product is only for adult use.
9. For individuals with contraindications and symptoms, please use this product with the permission of a doctor.

10. The appliance has a heating surface. Attention must be paid when using it for people who are not sensitive to heat

Pay attention to

1. Please ensure that there are no obstacles in front of the massage head when starting this product. If it is obstructed by external forces, it will pause briefly and then try starting again.
2. This product is not waterproof, please do not let it come into contact with water or other liquids.
3. Do not disassemble the entire product, If accidental disassembly causes abnormal operation, please send it back for re debugging. All expenses incurred as a result shall be borne by the customer.
4. Long term continuous operation may cause the surface temperature of the motor to rise, please operate with caution.
5. It is strictly prohibited to drop or collide this product, as it may cause damage and result in abnormal operation. If there is any malfunction caused by falling or collision, please contact after-sales service in a timely manner.

Storage and maintenance

1. Please store this product out of reach of children and pets.
2. It is prohibited to place this product near heat sources (such as stoves or heaters) or in cars on hot days.
3. Please store in a dry environment.
4. Do not overcharge or over discharge the battery, otherwise it will cause damage to the battery cells
5. Do not use this product in environments where the temperature is too high or too low.

People unsuitable to use

1. This product has no fireproof function, please keep away from fire or corrosive liquid;
2. Do not disassemble or repair this product by yourself;
3. Please keep it at a place out of reach of children;
4. This product has waterproof function;
5. Do not press it heavily so as to avoid deformation and failure.

Warranty

The manufacturer guarantees its manufactured products for a period of 24 months from the date of purchase. Accessories included with the original product are warranted for a period of 12 months from the date of purchase.

For the efficient operation of products and complaints, we recommend.

- ① Study and follow the operating instructions carefully.
- ② Keep the manual, warranty card, proof of purchase.
- ③ Use the original accessories supplied with the device.
- ④ In case of problems with the device, contact the Manufacturer.
- ⑤ Do not make repairs or modifications yourself.
- ⑥ Use the product according to its intended use.

During the warranty period, all repairs are performed free of charge.

Any defects or faults will be removed within a maximum period of 14 days, calculated from the time of delivery of the device to the manufacturer's authorized service center.

Limitations

The warranty will not be recognized, in case of mechanical damage due to inattention or fortuitous events.

If the device is used contrary to its intended use and specifications.

Batteries are consumables, the warranty covers 6 months. Batteries cannot be replaced outside of an authorized service center.

Contact details

DIFORO Brand

CUSTOMER SERVICE
+48 453 271 100

Consultation hours : 08:00 ~ 16:00
(Monday to Friday)

PRODUCENT

DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLAND
www.diforo.pl get@diforo.pl
NIP: 5252799270, KRS 0000800189


Warranty card

Product Name	Beauty LED Mask	Model	
Distributor information			
Buyer information	Name:		
	Address:		
	Tel:		
Cause of failure			

Please fill out the warranty card in detail when repairing. Thank you for your cooperation!

INSTRUKCJA OBSŁUGI


MASAŻERA DO STÓP



DIFORO DiF-Feet

Dziękujemy za zakup tego masażera pneumatycznego. Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję, zwracając szczególną uwagę na środki ostrożności. Instrukcję przechowuj w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania.

1. Przegląd



Nie używaj tego produktu w pozycji stojącej.

Zestaw zawiera: DiF Feet, kabel ładowania USB Type-C, instrukcję obsługi.

2. Instrukcja obsługi

1. Przycisk Zasilanie/Tryb:

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć urządzenie; krótkie naciśnięcie służy do zmiany trybu pracy. Po włączeniu wskaźnik pracy świeci światłem ciągłym (niebieskim). Domyślnie uruchamia się tryb 1. Jedno naciśnięcie przełącza na tryb 2, kolejne naciśnięcie na tryb 3 — tryby zmieniają się cyklicznie.

Trzy tryby pracy:

- Tryb ugniatania + opukiwania (bez podgrzewania)
- Tryb ugniatania + opukiwania (z podgrzewaniem)
- Tryb ugniatania + opukiwania (tryb przerywany, bez podgrzewania)

2. Przycisk prędkości:

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk, aby regulować prędkość ugniatania i opukiwania.

Domyślnie aktywny jest poziom prędkości 1 (wskaźnik świeci na niebiesko). Jedno naciśnięcie przełącza na poziom 2 (wskaźnik świeci na pomarańczowo). Kolejne naciśnięcie przełącza na poziom 3 (wskaźnik świeci na czerwono). Prędkości zmieniają się cyklicznie.

Prędkość obrotowa głowicy masującej:

- L1 – 24 obr./min
- L2 – 27 obr./min
- L3 – 28 obr./min

Prędkość obrotowa silnika opukującego:

- L1 – 2340 obr./min
- L2 – 2520 obr./min
- L3 – 2700 obr./min

3. Podgrzewanie:

Po przełączeniu na tryb 2 funkcja podgrzewania zostaje aktywowana — czerwona dioda sygnalizuje działanie podgrzewania.

W pozostałych trybach funkcja podgrzewania jest nieaktywna.

3. Zabezpieczenie przed zablokowaniem

Po 5 sekundach zablokowania głowica masująca zatrzymuje się na 3 sekundy, po czym urządzenie automatycznie wznowia pracę.

4. Inteligentna ochrona

Urządzenie posiada funkcję inteligentnej ochrony.

Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym długotrwałym masażem, po 10 minutach ciągłej pracy urządzenie automatycznie przechodzi w stan wyłączenia.

W celu wydłużenia żywotności baterii, po wyłączeniu urządzenia z powodu niskiego poziomu naładowania nie można go ponownie uruchomić. Przed ponownym użyciem urządzenie musi zostać naładowane.



Podczas użytkowania nie naciskaj zbyt mocno głowicy masującej ani nie blokuj jej obrotu, ponieważ może to skrócić żywotność urządzenia.

Gdy poziom baterii jest niski, kontynuowanie pracy spowoduje automatyczne wyłączenie urządzenia.

5. Ładowanie

Podczas ładowania za pomocą kabla USB Type-C wskaźnik przycisku zasilania/trybu świeci niebieskim pulsującym światłem.

Po pełnym naładowaniu wskaźnik świeci stałym niebieskim światłem.

Gdy wskaźnik przycisku zasilania miga, urządzenie znajduje się w stanie niskiego poziomu baterii.

W takim przypadku należy niezwłocznie naładować urządzenie.

6. Parametry

Nazwa produktu: Masażer do stóp z funkcją opukiwania i ugniatacia

Model: DiF-Foot

Pojemność baterii: 2500 mAh

Parametry ładowania: 5 V / 2 A

Moc: 24 W

Waga produktu: 1,92 kg

Wymiary produktu: 318 × 304 × 75 mm

Temperatura podgrzewania: około 45°C

Przeciwwskazania (Zakazy stosowania)

1. Zabrania się stosowania urządzenia u pacjentów z chorobami nowotworowymi.
2. Zabrania się stosowania urządzenia bezpośrednio w miejscu złamania u pacjentów po zabiegach stabilizacji kości metalowymi elementami (np. śruby, druty, płytki).
3. Zabrania się stosowania urządzenia u pacjentów z osteoporozą.
4. Zabrania się stosowania urządzenia u pacjentów z zakrzepicą żylną lub zaburzeniami pulsacji.
5. Zabrania się stosowania urządzenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
6. Kobiety w ciąży nie powinny korzystać z urządzenia.
7. Zabrania się stosowania urządzenia u pacjentów z żylakami (poszerzeniem żył).
8. Zabrania się stosowania urządzenia u pacjentów z ostrymi stanami zapalnymi.
9. Nie należy wykonywać masażu w obrębie kości.

10. Zabrania się stosowania urządzenia w obszarach pooperacyjnych.
11. Nie należy masować tego samego obszaru dłużej niż 20 minut.

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Utrzymuj obszar masażu suchy i czysty. Zaleca się korzystanie z urządzenia w skarpetkach lub z osłonami na stopy oraz delikatne dociskanie i przesuwanie stóp.
2. Wysoką prędkość i wysokie ciśnienie należy stosować wyłącznie na miękkich tkankach stóp, bez wywoływania bólu lub dyskomfortu. Nie stosować na obszarach kostnych.
3. Częste stosowanie wysokiej prędkości i wysokiego ciśnienia w tym samym miejscu może powodować otarcia, ból i dyskomfort. W takim przypadku należy natychmiast przerwać użytkowanie.
4. Palce, włosy oraz inne części ciała z owłosieniem należy trzymać z dala od ruchomych elementów głowicy masującej, aby uniknąć przytrzaśnięcia i urazów.
5. Nie wyrzucaj produktu w niewłaściwy sposób ani nie używaj go niezgodnie z przeznaczeniem.
6. Nie dokonuj żadnych modyfikacji produktu bez upoważnienia producenta.
7. Nie używaj ani nie ładuj urządzenia bez nadzoru.
8. Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.
9. Osoby z przeciwwskazaniami lub objawami chorobowymi powinny korzystać z urządzenia wyłącznie po konsultacji i za zgodą lekarza.
10. Urządzenie posiada powierzchnię grzewczą. Należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania przez osoby o obniżonej wrażliwości na ciepło.

Uwaga

1. Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że przed głowicą masującą nie znajdują się żadne przeszkody.
Jeśli głowica zostanie zablokowana przez czynnik zewnętrzny, urządzenie zatrzyma się na chwilę, a następnie spróbuje ponownie rozpocząć pracę.
2. Produkt nie jest wodoodporny — nie dopuszczaj do kontaktu z wodą ani innymi cieczami.
3. Nie demontuj urządzenia.
Jeśli przypadkowy demontaż spowoduje nieprawidłowe działanie, urządzenie należy odesłać do ponownej kalibracji/diagnostyki.
Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi użytkownik.
4. Długotrwała, ciągła praca może spowodować wzrost temperatury powierzchni silnika — zachowaj ostrożność podczas użytkowania.
5. Zabrania się upuszczania lub uderzania urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia i nieprawidłowego działania.
W przypadku awarii spowodowanej upadkiem lub uderzeniem należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem posprzedażowym.

Przechowywanie i konserwacja

1. Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
2. Zabrania się umieszczania produktu w pobliżu źródeł ciepła (takich jak kuchenki lub grzejniki) oraz pozostawiania go w samochodzie w upalne dni.
3. Przechowuj produkt w suchym środowisku.
4. Nie dopuszczaj do przeładowania ani nadmiernego rozładowania baterii, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia ogniwa.
5. Nie używaj produktu w środowiskach o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

1. Produkt **nie jest ognioodporny** – trzymaj go z dala od ognia oraz substancji żrących.
2. **Nie rozbieraj ani nie naprawiaj** urządzenia samodzielnie.
3. Przechowuj urządzenie **poza zasięgiem dzieci**.
4. Produkt **posiada funkcję wodoodporności**, jednak nie należy go zanurzać w wodzie.
5. **Nie naciskaj mocno** na maskę, aby uniknąć jej odkształcenia lub uszkodzenia.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji na wytwarzane przez siebie produkty w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Akcesoria dołączone do oryginalnego produktu podlegają gwarancji w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.

W celu sprawnego działania produktów i reklamacji zalecamy.

- ① Zapoznaj się dokładnie i przestrzegaj instrukcji obsługi.
- ② Zachowaj instrukcję, kartę gwarancyjną, dowód zakupu.
- ③ Korzystaj z oryginalnych akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
- ④ W przypadku problemów z urządzeniem skontaktuj się z Producentem.
- ⑤ Nie dokonuj samodzielnych napraw lub modyfikacji.
- ⑥ Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane bezpłatnie.

Wszelkie wady lub usterki zostaną usunięte w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, liczonym od chwili dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu producenta.

Ograniczenia

Gwarancja nie zostanie uznana, w przypadku mechanicznych uszkodzeń wynikających z nieuwagi lub zdarzeń losowych.

W przypadku używania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i specyfikacją.

Baterie są materiałami eksploatacyjnymi,
gwarancja obejmując 6 miesięcy.
Baterii nie można wymienić poza
autoryzowanym serwisem.

Dane kontaktowe

DIFORO Brand

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
+48 453 271 100

Godziny konsultacji : 08:00 ~ 16:00
(Od poniedziałku do piątku)

PRODUCENT

DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLSKA

www.diforo.pl get@diforo.pl
NIP: 5252799270, KRS 0000800189

Karta gwarancyjna

Nazwa produktu	Beauty LED Mask	Model
Nazwa sprzedawcy		
Informacje o kupującym	Imię, nazwisko	
	Adres:	
	Tel:	
Opis usterki		

Prosimy o dokładne wypełnienie karty gwarancyjnej podczas zgłaszania naprawy.
Dziękujemy za współpracę!