


EN

DIFORO

Beauty LED Mask

DiF-Eluminna



Vobe sp. z o.o., Rudna Mała 167A

36-054 Mrowla, Poland

Tel: +48 453 271 100

e-mail: get@diforo.pl

Please read this entire manual before using

Thank you for purchasing the spectrum skin rejuvenation mask, please read this manual carefully before using the mask. Please pay special attention to the safety matters so as to operate and use the mask correctly.

This manual provides users with safe and effective ways of operation. After reading, please keep it properly for future reference.


Content

- Technology Introduction/product list -----
- Controller -----
- Quiiuck Start Guide -----
- Operation / people unsuitable to use -----
- Product specification/troubleshooting -----
- Warranty card -----


Technology Introduction

Wavelength of product.
NIR: 850nm
red light: 630nm
blue light: 415nm
yellow light: 605nm



Product list



Controller



Quiick Start Guide

 step 1: Remove makeup and clean your face.	 step 2: Use with a mask or serum Secure the device to your head using the velcro straps.
 step 3: Long press the power button for 3s to start the device. It runs automatically for 20 mins.	 step 4: Remove the mask and apply moisturizer to the skin.

Troubleshooting

Indication	Solution
Device does not turn on	*Long press 3 Seconds on ON/OFF switch to turn on *The device needs to be charged
Battery low voltage	The device needs to be charged
USB plug/socket is bad	*Re-insert *Replace the USB plug/socket
Auto power-off	*Long press 3 Seconds on ON/OFF switch to turn on *The device needs to be charged

Operation

on / off	Long press 3 Seconds to turn on/off
Automatic mode	Upon startup, the device enters automatic mode and activates a comprehensive 20-minute light therapy cycle. The cycle consists of three stages: Stage 1 (10 mins) - Infrared (invisible) and red-light therapy for improved circulation and collagen production Stage 2 (5 mins) - Blue light therapy for acne reduction and skin purification Stage 3 (5 mins) - Orange light therapy for increased skin radiance and overall skin health This automated feature allows users to effortlessly enjoy a complete light therapy session in the comfort of their own home.
Manual mode	While in operation, simply select the color and press the "T" key to adjust the working time of the device. With each short press of the key, the working time changes between three options: 15 minutes, 20 minutes, and 30 minutes. This convenient feature allows users to easily customize their light therapy sessions based on their individual needs and preferences.
Adjust Intensity	In working condition , short press "+" "-" key to adjust the brightness (intensity) of the lights.
Charging	When the battery indicator on your device starts blinking, it means that the battery is running low and needs to be charged. Please connect your device to a power source as soon as possible to ensure uninterrupted use.
Use	It is recommended to use skin rejuvenation mask 3-5 times a week

Product specification

Product Name	Beauty LED Mask
Working voltage	3.7V
Charging voltage	DC5V $\pm$ 1A
Rated power	4.5W
LED PCS	368
Product Size	315*219*5mm
Net Weight	$\approx$ 230g
Wavelength	NIR: 850 $\pm$ 5nm, Red light: 630 $\pm$ 10nm, Blue light: 415 $\pm$ 5nm, Orange light: 605 $\pm$ 5nm
Cell Rated Capacity	2000mAh
Material	Food Grade Silicone
Accessories	Face mask, Straps, Controller, Cable, USB cable, Eye protector, User manual

 Please don't use a power charger that is more than 5V, flash charging or fast charging, which will burn out the controller.

People unsuitable to use

1. This product has no fireproof function, please keep away from fire or corrosive liquid;
2. Do not disassemble or repair this product by yourself;
3. Please keep it at a place out of reach of children;
4. This product has waterproof function;
5. Do not press it heavily so as to avoid deformation and failure.

Warranty

The manufacturer guarantees its manufactured products for a period of 24 months from the date of purchase. Accessories included with the original product are warranted for a period of 12 months from the date of purchase.

For the efficient operation of products and complaints, we recommend.

- ① Study and follow the operating instructions carefully.
- ② Keep the manual, warranty card, proof of purchase.
- ③ Use the original accessories supplied with the device.
- ④ In case of problems with the device, contact the Manufacturer.
- ⑤ Do not make repairs or modifications yourself.
- ⑥ Use the product according to its intended use.

During the warranty period, all repairs are performed free of charge.

Any defects or faults will be removed within a maximum period of 14 days, calculated from the time of delivery of the device to the manufacturer's authorized service center.

Limitations

The warranty will not be recognized, in case of mechanical damage due to inattention or fortuitous events.

If the device is used contrary to its intended use and specifications.

Batteries are consumables, the warranty covers 6 months. Batteries cannot be replaced outside of an authorized service center.

Warranty card

Product Name	Beauty LED Mask	Model	Name:	Address:	Tel:	Cause of failure

*Please fill out the warranty card in detail when repairing. Thank you for your cooperation!

Contact details

DIFORO Brand

CUSTOMER SERVICE
+48 453 271 100

Consultation hours : 08:00 ~ 16:00
(Monday to Friday)

PRODUCENT

DIFORO by VOBE sp. z o.o.
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowla, POLAND

www.diforo.pl get@diforo.pl
NIP: 5252799270, KRS 0000800189

The Power of Light and Infrared – Pure Skin Renewal

LED light therapy is a breakthrough in skincare, combining advanced technology with the body's natural regenerative potential. Each wavelength of light penetrates the skin at a specific depth, stimulating its own repair mechanisms – safely, gently, and effectively.

This non-invasive method is widely used in professional cosmetic studios and aesthetic clinics around the world. DIFORO technology now brings this experience to your home – for visible, long-lasting results without irritation or downtime.

Red Light – Revitalization and Youthful Glow

Red light at approximately 630 nm energizes skin cells by stimulating mitochondria to produce more ATP – the “fuel” of cellular regeneration. It encourages collagen and elastin synthesis, improving skin firmness, smoothness, and elasticity. With regular use, fine lines and wrinkles become less visible, circulation improves, and the complexion gains a youthful radiance. Red light is ideal for tired, mature, or dull skin that needs renewal and brightness.

Near-Infrared Light – Deep Repair and Cellular Renewal

Near-infrared light (around 850 nm) reaches the deepest layers of the skin, where it enhances microcirculation, boosts oxygen flow, and accelerates tissue regeneration.

It helps soothe muscle tension, reduce inflammation, and stimulate collagen remodeling for visibly healthier, more resilient skin. This wavelength works from within – awakening the skin's natural ability to repair and rejuvenate itself.

Blue Light – Purity and Balance

Blue light at around 415 nm offers powerful antibacterial properties. It helps neutralize acne-causing bacteria, purify pores, and balance sebum production. It's perfect for oily or combination skin, visibly reducing imperfections and calming redness. The complexion appears cleaner, smoother, and refreshed with every session.

Orange Light – Radiance and Vitality

Orange light (approx. 605 nm) gently energizes dull, fatigued skin, helping to even out tone and restore natural luminosity. It stimulates surface renewal, supports circulation, and reduces signs of stress and tiredness.

Your skin looks brighter, fresher, and full of vitality – glowing naturally, even without makeup.

Synergy of Light – Harmony for Timeless Beauty

By combining multiple wavelengths, Diforo creates a synergistic light experience that works on every layer of the skin. Each session leaves the complexion visibly smoother, healthier, and more radiant.

Regular LED therapy helps maintain youthful firmness, balanced tone, and natural glow – empowering your skin to look its best every day.

PL

DIFORO

Maska LED

DiF-Eluminna



Vobe sp. z o.o., Rudna Mała 167A

36-054 Mrowla, Poland

Tel: +48 453 271 100

e-mail: get@diforo.pl

Proszę przeczytaj instrukcję przed użyciem

Dziękujemy za zakup maski do odmładzania skóry Spectrum.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji. Zwróć szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa, aby prawidłowo obsługiwać i używać maskę.

Niniejsza instrukcja zapewnia użytkownikom bezpieczne i skuteczne metody obsługi.

Po przeczytaniu prosimy o zachowanie jej do przyszłego wykorzystania.

Spis treści


- Wprowadzenie technologiczne / lista produktów
- Kontroler
- Szybki przewodnik startowy
- Obsługa / osoby, które nie powinny używać
- Specyfikacja produktu / rozwiązywanie problemów
- Karta gwarancyjna

Wprowadzenie technologiczne


Długość fal światła używanych w produkcji:

- NIR (podczerwień bliska): 850 nm
- Światło czerwone: 630 nm
- Światło niebieskie: 415 nm
- Światło żółte: 605 nm


Lista elementów zestawu



Pilot



Szybki przewodnik uruchomienia

 Krok 1: Usuń makijaż i dokładnie oczyść twarz.	 Krok 2: Nałóż ulubioną maskę lub serum. Przymocuj urządzenie do głowy za pomocą pasków na rzep.
 Krok 3: Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Zabieg uruchomi się automatycznie i potrwa 20 minut.	 Krok 4: Po zakończeniu usuń maskę i nałóż krem nawilżający.

Rozwiązywanie problemów

Objawy	Rozwiązanie
Urządzenie się nie włącza	- Przytrzymaj przycisk zasilania (ON/OFF) przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. - Naładuj urządzenie.
Niskie napięcie baterii	Naładuj urządzenie.
Wtyczka lub gniazdo USB nie działa	- Ponownie podłącz przewód USB. - Wymień wtyczkę lub gniazdo USB.
Automatyczne wyłączenie	- Przytrzymaj przycisk zasilania (ON/OFF) przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. - Naładuj urządzenie.

Obsługa

Włączanie / wyłączenie	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Tryb automatyczny	Po uruchomieniu urządzenie automatycznie przechodzi w tryb automatyczny i uruchamia 20-minutowy cykl terapii światłem, składający się z trzech etapów: • Etap 1 (10 min) – Terapia podczerwienią (niewidzialne światło) oraz czerwonym światłem dla poprawy mikrokrążenia i produkcji kolagenu. • Etap 2 (5 min) – Terapia światłem niebieskim w celu redukcji trądziku i oczyszczenia skóry. • Etap 3 (5 min) – Terapia światłem pomarańczowym dla rozświetlenia skóry i poprawy jej kondycji. Ta funkcja pozwala na pełną, automatyczną sesję terapii światłem w domowym zaciszu.
Tryb manualny	Podczas pracy urządzenia wybierz kolor światła i naciśnij przycisk „I”, aby ustawić czas trwania sesji. Każde krótkie naciśnięcie zmienia czas między 15, 20 i 30 minutami. Funkcja ta pozwala dopasować długość zabiegu do indywidualnych potrzeb.
Regulacja intensywności	Podczas pracy urządzenia naciśnij przyciski „+” lub „-”, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność (intensywność) światła.
Ładowanie	Gdy wskaźnik baterii zaczyna migać, oznacza to niski poziom naładowania. Podłącz urządzenie do źródła zasilania, aby zapewnić nieprzerwaną pracę.
Zalecenia dotyczące	Zaleca się stosowanie maski do terapii odmładzającej 3–5 razy w tygodniu.

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Maska LED do terapii światłem
Napięcie robocze	3.7V
Napięcie ładowania	DC5V = 1A
Moc znamionowa	4.5W
Liczba diod LED	368
Wymiary produktu	315*219*5mm
Waga netto	≈230g
Długość fal światła	NIR: 850 ± 5 nm • Czerwone światło: 630 ± 10 nm • Niebieskie światło: 415 ± 5 nm • Pomarańczowe światło: 605 ± 5 nm
Pojemność akumulatora	2000mAh
Materiał	Silikon klasy spożywczej
Akcesoria w zestawie	Maska na twarz, paski mocujące, sterownik, przewód, kabel USB, osłony oczu, instrukcja obsługi



Nie używaj ładowarki o napięciu wyższym niż 5 V ani funkcji szybkiego ładowania (fast charge). Może to spowodować uszkodzenie sterownika.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

1. Produkt **nie jest ognioodporny** – trzymaj go z dala od ognia oraz substancji żrących.
2. **Nie rozbieraj ani nie naprawiaj** urządzenia samodzielnie.
3. Przechowuj urządzenie **poza zasięgiem dzieci**.
4. Produkt **posiada funkcję wodoodporności**, jednak nie należy go zanurzać w wodzie.
5. **Nie naciskaj mocno** na maske, aby uniknąć jej odkształceń lub uszkodzenia.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji na wytwarzane przez siebie produkty w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Akcesoria dołączone do oryginalnego produktu podlegają gwarancji w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.

W celu sprawnego działania produktów i reklamacji zalecamy.

- ① Zapoznaj się dokładnie i przestrzegaj instrukcji obsługi.
- ② Zachowaj instrukcję, kartę gwarancyjną, dowód zakupu.
- ③ Korzystaj z oryginalnych akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
- ④ W przypadku problemów z urządzeniem skontaktuj się z Producentem.
- ⑤ Nie dokonuj samodzielnych napraw lub modyfikacji.
- ⑥ Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane bezpłatnie.

Wszelkie wady lub usterki zostaną usunięte w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od chwili dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu producenta.

Ograniczenia

Gwarancja nie zostanie uznana, w przypadku mechanicznych uszkodzeń wynikających z nieuwagi lub zdarzeń losowych.

W przypadku używania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i specyfikacją.

Baterie są materiałami eksploatacyjnymi,
gwarancja obejmując 6 miesięcy.
Baterii nie można wymienić poza
autoryzowanym serwisem.

Dane kontaktowe

DIFORO Brand

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
+48 453 271 100

Godziny konsultacji : 08:00 ~ 16:00
(Od poniedziałku do piątku)

PRODUCENT

DIFORO by VOBÉ sp. z o.o.
Rudna Mała 167A, 36-054 Mrowia, POLSKA

www.diforo.pl get@diforo.pl
NIP: 5252799270, KRS 0000800189

Karta gwarancyjna

Nazwa produktu	Beauty LED Mask	Model
Nazwa sprzedawcy		
Informacje o kupującym	Imię, nazwisko	
	Adres:	
	Tel:	
Opis usterki		

Prosimy o dokładne wypełnienie karty gwarancyjnej podczas zgłaszania naprawy.
Dziękujemy za współpracę!

Moc światła i podczerwieni – odnowa skóry w najczystszej postaci

Terapia światłem LED to przełomowa metoda pielęgnacji, która łączy nowoczesną technologię z naturalnymi procesami regeneracyjnymi organizmu. Jej działanie opiera się na precyzyjnym oddziaływaniu fal świetlnych o określonej długości, które przenikają w głąb skóry, pobudzając ją do samoodnowy – bez bólu, bez podrażnień, bez okresu rekonwalescencji.

To bezpieczna, relaksująca i skuteczna forma pielęgnacji, która od lat stosowana jest w najlepszych gabinetach kosmetycznych i klinikach medycyny estetycznej. Dzięki technologii Diforo możesz doświadczyć tych samych efektów we własnym domu.

Światło czerwone – rewitalizacja i młodość skóry

Czerwone światło o długości fali około 630 nm działa na poziomie komórkowym, pobudzając mitochondria do intensywnej produkcji energii (ATP). W efekcie komórki skóry szybciej się regenerują, a fibroblasty wytwarzają więcej kolagenu i elastyny – dwóch kluczowych białek odpowiedzialnych za elastyczność, jędrność i gładkość skóry.

Regularne stosowanie czerwonego światła przyczynia się do redukcji zmarszczek, poprawy napięcia i wygładzenia powierzchni skóry. Cera staje się jaśniejsza, bardziej promienna, a kontur twarzy zyskuje młodszy, świeży wygląd. Światło czerwone to idealny wybór dla skóry dojrzałej, zmęczonej i pozbawionej blasku.

Światło podczerwone NIR – głęboka regeneracja i odnowa komórkowa

Bliska podczerwień o długości fali około 850 nm działa najgłębiej spośród wszystkich rodzajów światła w terapii LED. Dociera do warstw, w których zachodzą kluczowe procesy naprawcze – pobudza mikrokążenie, wspomaga dotlenienie tkanek i ułatwia transport składników odżywczych.

Podczerwień łagodzi napięcia mięśniowe, wspiera gojenie i regenerację, a także redukuje stany zapalne. Regularne stosowanie sprawia, że skóra odzyskuje zdrowy koloryt, jest bardziej elastyczna i lepiej nawilżona.

To światło działa jak delikatny impuls pobudzający naturalne siły skóry do samoregeneracji – od wewnątrz, w sposób całkowicie bezpieczny i naturalny.

Światło niebieskie – oczyszczenie i równowaga

Światło niebieskie o długości fali około 415 nm ma właściwości antybakteryjne i oczyszczające. Pomaga regulować wydzielanie sebum, zwalcza bakterie odpowiedzialne za trądzik i wspiera utrzymanie równowagi skóry tłustej lub mieszanej.

Dzięki regularnym zabiegom skóra staje się czystsza, pory mniej widoczne, a niedoskonałości szybciej znikają. Dodatkowo światło niebieskie łagodzi zaczerwienienia i koi podrażnienia, przywracając skórze świeży, wypoczęty wygląd.

Światło pomarańczowe – rozświetlenie i witalność

Światło pomarańczowe (ok. 605 nm) to prawdziwy eliksir blasku dla zmęczonej, poszarzałej cery. Delikatnie stymuluje procesy regeneracyjne, wyrównuje koloryt skóry i redukuje oznaki stresu oraz zmęczenia.

Skóra po zabiegu staje się pełna życia, promienna i bardziej odporna na czynniki zewnętrzne. To idealne światło na rozpoczęcie dnia – przywraca energię i zdrowy wygląd skóry w sposób naturalny i bezpieczny.

Synergia fal – piękno w harmonii z naturą

Połączenie różnych długości fal światła w jednym zabiegu pozwala uzyskać efekt wielowymiarowej regeneracji. Skóra zyskuje równowagę, blask i jędrność, a przy tym pozostaje naturalnie gładka i elastyczna.

Regularne stosowanie terapii LED Diforo to inwestycja w zdrową, promienną cerę i pewność siebie każdego dnia – bez filtrów, bez makijażu, bez kompromisów.