


Waist & Belly Heating Wrap Instruction Manual

D30 ☺



Website: <https://global.dreametech.com>

Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.

Made in China

A00

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product for final appearance.

DREAME

THANK YOU

FOR PURCHASING THIS DREAME

Waist & Belly Heating Wrap

.....

The high-quality product is engineered for optimal performance.

If you have any questions on the product,
please contact us: <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>

Contents

EN	User Manual	1
PL	Instrukcja obsługi	9
HU	Felhasználói kézikönyv	17
RO	Manual de utilizare	25



Please scan the QR code for the User Manual.

EN Safety Instructions

Before use, please read this manual carefully and keep it for future reference. When using this electrical appliance, always follow basic safety precautions, including the following:

Usage Restrictions & Precautions

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
- physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given
- supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
- involved;
- Children shall not play with the appliance;
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or
- mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
- instruction.
- Children being supervised not to play with the appliance.
- Do not plug or unplug the charging cable with wet hands, as this may cause electric shock or accidents.
- Please wear the product correctly. It is intended for the lower abdomen. Ensure it is worn symmetrically (left and right).
- When disconnecting the product, do not pull on the cord. Hold the connector/ plug and pull it out. Pulling the cord may cause electric shock or damage to the product.
- Upon first use or after the product has been stored for a long time, the battery may be low. Please charge it according to the instructions before operation.
- It is normal for the surface to become warm when the product has been working for an extended period.
- Disposal: When discarding this product, please dispose of it according to local environmental regulations. Otherwise, it may cause environmental pollution.
- This product is not a medical device and does not have diagnostic or therapeutic functions.
- Heated Surface: The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

EN Safety Instructions

Do NOT use this product with the following medical electronic devices:

- Implantable medical electronic devices such as pacemakers.
- Life-support medical electronic devices such as artificial hearts and lungs.
- Wearable medical electronic devices such as electrocardiographs.
- Do not use this product while driving, rock climbing, or engaging in other dangerous activities.
- Low-temperature burn risk: Do not use this product for extended periods while sleeping or when you are not fully conscious.

WARNING

- This product is a personal care item and cannot replace medicine or medical devices.
- Pregnant women and women in the puerperium (postpartum) should use with caution and only under the permission and guidance of a doctor.
- Users with sensitive skin should use with caution and under the guidance of a doctor.
- Discontinue use immediately if you feel unwell during use.
- This product contains a lithium battery. Do not disassemble, modify, submerge in water, or throw into fire.
- Avoid contact between the product surface and wounds or scars during use.

Do not use or store this product in the following locations:

- Near fire or pyrotechnics.
- Strong electromagnetic fields.
- Environments with high temperature or high humidity.
- Locations subject to strong vibration or impact.
- Excessively dusty environments.
- Flammable or explosive areas such as gas stations, high-dust workshops, or gas depots.

The following persons are prohibited from using this product:

- Patients with malignant tumors.
- Patients with acute suppurative inflammation.
- Patients with metal implants in the usage area.
- Persons with coagulation dysfunction.
- Patients with spastic paralysis.
- Persons with severe cognitive impairment.
- Persons with limb bone and joint contracture deformities.
- Pregnant women.
- Persons in the spastic period following a cerebrovascular accident.
- Persons with neurological irritability/instability.
- Patients with hemorrhagic tendencies.
- Infants, children, or persons unable to express their will or who have lost consciousness.
- Users of cardiac pacemakers.

Do not use or store this product in the following locations:

- Persons with cerebrovascular diseases, blood circulation disorders, cervical dermatitis, redness, swelling, suppuration, or other skin diseases.
- Persons currently receiving medical treatment or who feel physically abnormal.
- Persons with sensory impairment caused by high-degree peripheral circulation disorders (e.g., due to diabetes).
- Patients with infectious diseases.
- Patients with abnormal blood pressure.
- Patients with sensory impairment.
- Patients with a body temperature exceeding 38° C (fever).
- Patients with heart or cranial nerve abnormalities.
- Persons unable to freely express their own will.

Symbols



For indoor use only



Read the user manual



WEEE Information

The symbol of a crossed-out wheeled bin indicates that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This policy states that you must not dispose of this device with normal household waste at the end of its useful life, but must return it to specially equipped collection points, recycling yards or disposal facilities. This disposal is free of charge for you. Protect the environment and dispose of it professionally.

For the German market:


When purchasing a new appliance, you have the right to return the corresponding old appliance to your dealer. Distributors of electrical and electronic equipment with a sales area of at least 400 sqm and food retailers with a sales area of at least 800 sqm who regularly sell electrical and electronic equipment are also obliged to take back old equipment free of charge, even without buying a new one, if the old equipment is not larger than 25 cm in size. The importer offers you return options directly in the shops and markets. Please also check with your dealer about the return options on site.

If your old device contains personal data, you are responsible for deleting it yourself before returning it. If this is possible without destroying the old device, remove the old batteries or accumulators and lamps before returning the old device for disposal and place them in a separate collection. For permanently installed batteries, please note that the device contains a battery when disposing. For more information on how to dispose of the used product, please contact your municipality or city administration.

Instructions for Use

Front

Wear this side facing outward




Back

Wear this side against the body; adjust tightness according to waist size



Control Hub Details



Instructions for Use

Indicator Light & Status Description

Light Status	Temperature Description
Solid Green Light	40° C
Solid Yellow Light	45° C
Solid Blue Light	50° C
Solid Orange Light	55° C
Solid Red Light	60° C

Note

Short press the + / - buttons to increase or decrease the temperature by 5° C per press.

Battery / Charging Status

Light Status	Description
Charging	Orange indicator light creates a "breathing" (pulsing) effect.
Fully Charged	Green indicator light creates a "breathing" (pulsing) effect.

Indicator Light Status Description

Product Name	Waist & Belly Heating Wrap D30	Rated Charging Voltage	5V ===
Product Model	SVP23B	Rated Input Power	7W
Battery Capacity		2500mAh	

Maintenance & Care



Do not expose to direct sunlight.



Avoid high temperature and humidity.



Keep away from fire and heat sources.



Avoid excessive dust.



Do not dry clean.



Do not bleach.



Do not machine wash.



Do not wring dry.



Water temperature not to exceed 45° C.



Dry in a ventilated shade.



Do not iron.

Notes

This belt can be gently hand-washed. Before washing, please remove the Control Hub. Avoid getting water on the Control Hub connector. Ensure the belt is completely dry before use. For daily cleaning, wiping with a wet wipe is recommended.

Battery Disposal and Removal

The built-in lithium-ion battery contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the battery, make sure the battery is removed by qualified technicians and discarded at an appropriate recycling facility.

- the battery must be removed from the appliance before it is scrapped;
- the appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery;
- the battery is to be disposed of safely.

Removal Steps

1. Ensure the product is powered off.
2. Unzip the cloth cover zipper.
3. Loosen the screws on the gear box cover.
4. Remove the battery output wire connection terminal.
5. Take out the core movement.
6. Remove the battery.

CAUTION:

- Before removing the battery, disconnect the power and run out the battery as much as possible.
- Unneeded batteries should be discarded at an appropriate recycling facility.
- Do not expose to high temperature environment to avoid risks of explosion.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. If contact occurs, flush with water and seek medical help.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem uważnie przeczytaj tę instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu w przyszłości.

Podczas używania tego urządzenia elektrycznego zawsze przestrzegaj podstawowych środków bezpieczeństwa, w tym następujących:

Ograniczenia i ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub instruktażu w zakresie bezpiecznego użytkowania i zrozumienia związanych z tym zagrożeń;
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem;
- Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, ani osoby niemające doświadczenia i wiedzy, chyba że zapewniono im nadzór lub instruktaż.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Nie podłączaj, ani nie odłączaj przewodu ładującego mokrymi rękoma, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub wypadek.
- Noś produkt prawidłowo. Jest on przeznaczony do noszenia na podbrzuszu. Produkt powinien być noszony symetrycznie (po lewej i prawej stronie).
- Podczas odłączania produktu nie ciągnij za przewód. Chwyć za złącze/wtyczkę i pociągnij. Ciągnięcie za przewód może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.
- Przy pierwszym użyciu lub po długim okresie przechowywania produktu poziom naładowania akumulatora może być niski. Przed użyciem naładuj go zgodnie z instrukcją.
- Nagrzewanie się powierzchni podczas długotrwałej pracy produktu jest zjawiskiem normalnym.
- Utylizacja: produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. W przeciwnym razie można doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska.
- Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie ma funkcji diagnostycznych ani terapeutycznych.
- Gorąca powierzchnia: urządzenie ma podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z produktu.

Instrukcje bezpieczeństwa

NIE używaj tego produktu z następującymi elektronicznymi wyrobami medycznymi:

- wszczepialne elektroniczne urządzenia medyczne, takie jak rozruszniki serca;
- elektroniczne urządzenia medyczne podtrzymujące życie, takie jak sztuczne serca i płuca;
- noszone na ciele elektroniczne urządzenia medyczne, takie jak elektrokardiografy.
- Nie używaj tego produktu podczas prowadzenia pojazdu, wspinaczki skałkowej ani wykonywania innych niebezpiecznych czynności.
- Ryzyko oparzeń niskotemperaturowych: Nie używaj tego produktu przez dłuższy czas podczas snu ani w stanie ograniczonej świadomości.

OSTRZEŻENIE

- Ten produkt służy do higieny osobistej i nie zastępuje leków ani wyrobów medycznych.
- Kobiety w ciąży oraz w położu powinny stosować produkt ostrożnie i wyłącznie za zgodą oraz pod nadzorem lekarza.
- Osoby o wrażliwej skórze powinny stosować produkt ostrożnie i pod nadzorem lekarza.
- W przypadku złego samopoczucia podczas użytkowania należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.
- Ten produkt zawiera akumulator litowy. Nie rozkładaj, nie modyfikuj, nie zanurzaj w wodzie ani nie wrzucaj go do ognia.
- Podczas użytkowania unikaj kontaktu powierzchni produktu z ranami lub bliznami.

Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w następujących miejscach:

- w pobliżu ognia lub materiałów pirotechnicznych;
- w silnych polach elektromagnetycznych;
- w środowiskach o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności;
- w miejscach narażonych na silne wibracje lub uderzenia;
- w nadmiernie zapyłonych środowiskach;
- W obszarach łatwopalnych lub wybuchowych, takich jak stacje benzynowe, warsztaty o dużym zapyleniu lub składy paliw.

Instrukcje bezpieczeństwa

Następujące osoby nie mogą korzystać z tego produktu:

- pacjenci z nowotworami złośliwymi;
- pacjenci z ostrym ropnym stanem zapalnym;
- pacjenci z metalowymi implantami w obszarze stosowania;
- osoby z zaburzeniami krzepliwości;
- pacjenci z porażeniem spastycznym;
- osoby ze znacznym upośledzeniem funkcji poznawczych;
- osoby z przykurczami deformującymi kości i stawów kończyn;
- kobiety w ciąży;
- osoby w fazie spastycznej po udarze naczyniowym mózgu;
- osoby z nadpobudliwością lub niestabilnością neurologiczną;
- pacjenci ze skłonnościami krwotocznymi;
- niemowlęta, dzieci oraz osoby niezdolne do wyrażenia woli lub nieprzytomne;
- użytkownicy rozruszników serca.

Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w następujących przypadkach:

- osoby z chorobami naczyniowo-mózgowymi, zaburzeniami krążenia krwi, zapaleniem skóry szczy, zaczerwienieniem, obrzękiem, ropieniem lub innymi chorobami skóry;
- osoby w trakcie terapii medycznej lub odczuwające dolegliwości fizyczne;
- osoby z zaburzeniami czucia spowodowanymi zaawansowanymi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. z powodu cukrzycy);
- pacjenci z chorobami zakaźnymi;
- pacjenci z nieprawidłowym ciśnieniem krwi;
- pacjenci z zaburzeniami czucia;
- pacjenci z temperaturą ciała przekraczającą 38° C (gorączka);
- pacjenci z chorobami serca lub nerwów czaszkowych;
- osoby niezdolne do swobodnego wyrażania własnej woli.

Instrukcje bezpieczeństwa

Symbole



Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach



Przeczytaj instrukcję obsługi



Informacje WEEE

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że to urządzenie podlega dyrektywie 2012/19/UE. W związku z tym po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać tego urządzenia wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je zwrócić do specjalnie wyposażonych punktów zbiórki lub zakładów recyklingu albo utylizacji. Utylizacja taka jest bezpłatna. Chroń środowisko i utylizuj urządzenie profesjonalnie.

Dotyczy rynku niemieckiego:

Przy zakupie nowego urządzenia masz prawo zwrócić odpowiednie stare urządzenie sprzedawcy. Dystrybutorzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m² oraz sprzedawcy żywności o powierzchni sprzedaży co najmniej 800 m², którzy regularnie sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny, są również zobowiązani do bezpłatnego przyjęcia starego sprzętu, nawet bez zakupu nowego, jeśli stare urządzenie nie jest większe niż 25 cm. Importer oferuje opcje zwrotu bezpośrednio w sklepach i marketach. Sprawdź również u swojego sprzedawcy opcje zwrotu dostępne na miejscu.


Jeśli Twoje stare urządzenie zawiera dane osobowe, Twoim obowiązkiem jest ich samodzielne usunięcie przed zwrotem. Jeśli jest to możliwe bez niszczenia starego urządzenia, przed oddaniem go do utylizacji wyjmij stare baterie lub akumulatory oraz lampy i oddaj je do oddzielnego punktu zbiórki. W przypadku akumulatorów zamontowanych na stałe, podczas utylizacji należy zaznaczyć, że urządzenie zawiera baterię. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu utylizacji zużytego produktu, skontaktuj się z urzędem gminy lub miasta.

Instrukcja użytkowania

Przód

Tę stronę noś skierowaną na zewnątrz

Panel sterowania
(moduł centralny)



Tył

Tę stronę noś przy ciele. Wyreguluj siłę docisku odpowiednio do obwodu talii



Szczegóły panelu sterowania

Przycisk włączania/
wyłączania głosu

Przycisk obniżania
temperatury (-)

Wyświetlacz cyfrowy

Przycisk
zasilania

Przycisk podwyższania
temperatury (+)

Kontrolka



Instrukcja użytkowania

Opis kontrolki i stanów

Sygnał świetlny	Opis temperatury
Zielone światło ciągłe	40° C
Żółte światło ciągłe	45° C
Niebieskie światło ciągłe	50° C
Pomarańczowe światło ciągłe	55° C
Czerwone światło ciągłe	60° C

Uwaga

Krótkie naciśnięcie przycisków + / - zwiększa lub zmniejsza temperaturę o 5° C.

Stan/ładowanie akumulatora

Sygnał świetlny	Opis
Ładowanie	Pomarańczowa kontrolka pulsuje.
W pełni naładowany	Zielona kontrolka pulsuje.

Opis stanu kontrolki

Nazwa produktu	Pas rozgrzewający na talie i brzuch D30	Znamionowe napięcie ładowania	5 V ---
Model produktu	SVP23B	Znamionowa moc wejściowa	7 W
Pojemność akumulatora	2500 mAh		

Konserwacja i pielęgnacja



Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie światła słonecznego.



Chroń przed wysokimi temperaturami i wilgocią.



Trzymaj z dala od ognia i źródeł ciepła.



Chroń przed nadmiernym zakurzeniem.



Nie prac chemicznie.



Nie wybielać.



Nie prac w pralce.



Nie wyżymać.



Temperatura wody nie może przekraczać 45° C.



Suszyć w zacienionym, przewiewnym miejscu.



Nie prasować.

Uwagi

Ten pas można delikatnie prać ręcznie. Przed praniem wyjmij panel sterowania. Unikaj kontaktu złącza panelu sterowania z wodą. Przed użyciem upewnij się, że pas jest całkowicie suchy. Na co dzień zalecane jest przecieranie wilgotną ścierką.

Utylizacja i usuwanie akumulatora

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zawiera substancje, które są niebezpieczne dla środowiska. Demontażu akumulatora może dokonać wyłącznie wykwalifikowany serwisant, a sam akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem.

- akumulator musi zostać wyjęty z urządzenia przed jego złomowaniem;
- podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej;
- akumulator należy bezpiecznie zutylizować.

Procedura demontażu

1. Upewnij się, że produkt jest wyłączony.
2. Rozsuń zamek błyskawiczny pokrowca z tkaniny.
3. Odkręć śruby pokrywy mechanizmu.
4. Odkłącz zacisk przewodu wyjściowego akumulatora.
5. Wyjmij mechanizm wewnętrzny.
6. Wyjmij akumulator.

OSTROŻNIE:

- Przed wyjęciem akumulatora urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, po czym rozłożyć akumulator do możliwie najniższego poziomu.
- Niepotrzebne baterie należy poddać utylizacji w odpowiednim zakładzie recyklingowym.
- Akumulatora nie narażaj na działanie wysokiej temperatury, gdyż grozi to jego wybuchem.
- W niewłaściwych warunkach użytkowania z akumulatora może wydobywać się elektrolit. Jeśli dojdzie do kontaktu, należy przemyć dotknięte miejsce wodą i zasięgnąć pomocy medycznej.

Biztonsági előírások

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Az elektromos készülék használatakor mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

Használatra vonatkozó korlátozások és óvintézkedések

- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalatlan és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a használattal járó veszélyeket;
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel;
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást a gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (ideértve a gyerekeket is), illetve tapasztalatlan és felkészületlen személyek nem használhatják, kivéve, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak.
- A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőkábelt nedves kézzel, mert ez áramütést vagy balesetet okozhat.
- Kérjük, viselje a terméket megfelelően. A terméket az alsó hasra tervezték. Győződjön meg arról, hogy szimmetrikusan (balra és jobbra) viseli.
- A termék leválasztásakor ne húzza meg a kábelt. Fogja meg a csatlakozót/dugót, és úgy húzza ki. A kábel húzása áramütést vagy a termék megrongálódását okozhatja.
- Az első használatkor vagy a termék hosszú ideig történő tárolása után az akkumulátor lemerülhet. Kérjük, a használat előtt töltsse fel az utasításoknak megfelelően.
- Normális, ha a termék hosszabb ideig történő használat után a felülete meleg lesz.
- Ártalmatlanítás: A termék ártalmatlanításakor kérjük, a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően járjon el. Ellenkező esetben környezetszennyezést okozhat.
- Ez a termék nem orvostechnikai eszköz, és nem rendelkezik diagnosztikai vagy terápiás funkciókkal.
- Fűtött felület: A készülék felülete forró. A hőérzékeny személyeknek óvatosan kell használniuk a készüléket.

Biztonsági előírások

NE használja a terméket a következő orvostechnikai eszközökkel együtt:

- Beültethető orvostechnikai eszközök, például szívritmus-szabályozók.
- Életfenntartó orvostechnikai eszközök, például mesterséges szív és tüdő.
- Hordható orvostechnikai eszközök, például elektrokaradiográfok.
- Ne használja a terméket vezetés, sziklamászás közben vagy más veszélyes tevékenységek során.
- Hosszan tartó, alacsony hő okozta égési sérülés kockázata: Ne használja ezt a terméket hosszabb ideig alvás közben vagy zavart tudatállapotban.

FIGYELEM!

- Ez a termék személyes gondoskodást szolgáló eszköz, és nem helyettesíti a gyógyszereket vagy az orvosi eszközöket.
- Terhes és nemrég szült nők csak óvatosan, orvos engedélyével és útmutatásával használhatják.
- Érzékeny bőr felhasználók csak óvatosan, orvos utasításai szerint használhatják.
- Ha használat közben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a használatát.
- A termék lítium-akkumulátort tartalmaz. Ne szerelje szét, ne módosítsa, ne merítse vízbe és ne dobja tűzbe.
- Használat közben ügyeljen arra, hogy a termék felülete ne érintkezzen sebekkel vagy hegekkel.

Ne használja, és ne tárolja a terméket a következő helyeken:

- Tűz vagy pirotechnikai eszközök közelében.
- Erős elektromágneses mezők közelében.
- Magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben.
- Erős rezgésnek vagy ütésnek kitett helyeken.
- Túlzottan poros környezetben.
- Gyúlékony vagy robbanásveszélyes területeken, például benzinkutak, poros műhelyek vagy gáztárolók közelében.

Biztonsági előírások

A következő személyek nem használhatják ezt a terméket:

- Rosszindulatú daganatos betegségben szenvedők.
- Akut gennyes gyulladásban szenvedő betegek.
- A használati területen fém implantátummal ellátott betegek.
- Véralvadási zavarokkal küzdő személyek.
- Spasztikus bénulásban szenvedő betegek.
- Súlyos kognitív rendellenességekkel küzdő személyek.
- Végtagsont- és ízületi kontraktúra deformitásokkal élő személyek.
- Terhes nők.
- Agyi érrendszeri balesetet követő spasztikus állapotban lévő személyek.
- Neurológiai ingerlékenység/instabilitás.
- Vérzésre hajlamos betegek.
- Csecsemők, gyermekek, vagy olyan személyek, akik nem tudják kifejezni akarataikat, vagy eszméletüket veszítették.
- Szívritmus-szabályozó használói.

A terméket tilos a következő helyeken használni vagy tárolni:

- Agyi érrendszeri betegségek, vérkeringési zavarok, nyaki dermatitis, bőrpír, duzzanat, gennyesedés vagy egyéb bőrbetegségek esetén.
- Jelenleg orvosi kezelés alatt álló, vagy fizikailag rosszullétet érző személyek.
- Magas fokú perifériás keringési rendellenességek (pl. cukorbetegség miatt) okozta érzékszervi károsodással élő személyek.
- Fertőző betegségben szenvedő betegek.
- Rendellenes vérnyomású betegek.
- Érzékszervi károsodással élő betegek.
- 38 ° C feletti testhőmérsékletű (lázas) betegek.
- Szív- vagy agyideg-rendellenességben szenvedő betegek.
- Önmagukat szabadon kifejezni képtelen személyek.

Biztonsági előírások

Jelölések



Kizárólag beltéri használatra



Olvasa el a felhasználói kézikönyvet



WEEE információk

A kereszttel áthúzott kerekcs szemetes szimbólum jelzi, hogy ez az eszköz megfelel a 2012/19/EU irányelvnek. Ez az irányelv kimondja, hogy az eszköz élettartamának végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt eldobni, hanem speciálisan felszerelt gyűjtőpontokra, újrahasznosító telepekre vagy hulladékkezelő létesítményekbe kell visszavinni. A hulladékkezelés Önnek ingyenes. Védje a környezetet, és ártalmatlanítsa a készüléket szakszerűen.


A német piacra vonatkozóan:

Új készülék vásárlásakor Önnek joga van a megfelelő régi készüléket visszavinni a kereskedőhöz. A legalább 400 m² eladótérrel rendelkező elektromos és elektronikus berendezések forgalmazói, valamint a legalább 800 m² eladótérrel rendelkező élelmiszer-kiskereskedők, akik rendszeresen értékesítenek elektromos és elektronikus berendezéseket, kötelesek a régi készülékeket ingyenesen visszavenni akkor is, ha nem történik új készülék vásárlása, feltéve, hogy a régi készülék mérete nem haladja meg a 25 cm-t. Az importőr közvetlenül az üzletekben és piacokon kínál visszavételi lehetőségeket. Kérjük, tájékozódjon a forgalmazónál is a helyszíni visszavételi lehetőségekről.

Ha régi készüléke személyes adatokat tartalmaz, akkor Ön felelős azok törléséért, mielőtt visszavinné a készüléket. Ha ez a régi készülék megsemmisítése nélkül lehetséges, akkor a régi készülék hulladékkezelésre való visszavételét megelőzően vegye ki a régi elemeket vagy akkumulátorokat és lámpákat, és helyezze őket külön gyűjtőedénybe. Állandóan beépített akkumulátorok esetén az ártalmatlanítás során vegye figyelembe, hogy a készülék akkumulátort tartalmaz. A használt termék ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot önkormányzatával vagy városi közigazgatási szervével.

Előlap

Ezt az oldalt kifelé fordítva viselje




Hátlap

Ezt az oldalt a testhez fordítva viselje; a derékméretnek megfelelően húzza meg



Vezérlőegység részletei



Jelzőfény és állapot leírása

Jelzőfény állapota	Hőmérséklet megadása
Folyamatos zöld fény	40 ° C
Folyamatos sárga fény	45 ° C
Folyamatos kék fény	50 ° C
Folyamatos narancssárga fény	55 ° C
Folyamatos piros fény	60 ° C

Megjegyzés

A + / - gombok rövid megnyomásával a hőmérsékletet 5 ° C-kal lehet növelni vagy csökkenteni.

Akkumulátor / töltöttségi állapot

Jelzőfény állapota	Leírás
Töltés	A narancssárga jelzőfény „lélegző” (pulzáló) hatást kelt.
Teljesen feltöltött	A zöld jelzőfény „lélegző” (pulzáló) hatást kelt.

Jelzőfény állapotának leírása

Termék neve	D30 derék- és hasmelegítő öv	Névleges töltési feszültség	5 V ---
Termékmodell	SVP23B	Névleges bemeneti teljesítmény	7 W
Akkumulátor kapacitása		2500 mAh	

Karbantartás és ápolás



Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.



Kerülje a magas hőmérsékletet és páratartalmat.



Ne tegye tűz vagy hőforrás közelébe.



Kerülje a túlzott porosodást.



Ne vegytisztítsa.



Ne fehéritse.



Ne mossa géppel.



Ne csavarja ki.



A víz hőmérséklete ne haladja meg a 45 °C-ot.



Szellős, árnyékos helyen szárítsa.



Ne vasalja.

Megjegyzések

Ez az öv kézzel, kíméletesen mosható. Mosás előtt vegye ki a vezérlőegységet. Kerülje a vezérlőegység csatlakozójának vízzel való érintkezését. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az öv teljesen száraz. A napi tisztításhoz nedves törölkendővel való letörlés ajánlott.

Az akkumulátor ártalmatlanítása és eltávolítása

A beépített lítium-ion akkumulátor környezetre káros anyagokat tartalmaz. Az akkumulátor ártalmatlanítása előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátort szakképzett szakemberek távolítják el, és megfelelő újrahasznosító telephelyen ártalmatlanítják.

- selejtezés előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből;
- az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani az áramellátásról;
- az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

Az eltávolítás lépései

1. Győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva.
2. Nyissa ki a szövetborítás cipzárját.
3. Lazítsa meg a hajtóműfedél csavarjait.
4. Távolítsa el az akkumulátor kimeneti vezetékének csatlakozóját.
5. Vegye ki a fő meghajtó egységet.
6. Távolítsa el az akkumulátort.

VIGYÁZAT!

- Az akkumulátor eltávolítása előtt áramtalanítsa a készüléket, és mérítse le az akkumulátort a lehető legnagyobb mértékben.
- A felesleges akkumulátorokat megfelelő újrahasznosító létesítményben kell megsemmisíteni.
- A robbanásveszély elkerülése érdekében ne tegye ki magas hőmérsékletű környezetnek.
- Helytelen használat esetén folyadék szívároghat az akkumulátorból. Ha a folyadék érintkezik a bőrrel, öblítse le vízzel, és forduljon orvoshoz.

Instrucțiuni de siguranță

Înainte de utilizare, citiți acest manual cu atenție și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Atunci când utilizați acest aparat electric, respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

Restricții și măsuri de precauție privind utilizarea

- Acest aparat poate fi folosit de copii începând de la vârsta de 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de către cei lipsiți de experiență sau cunoștințe dacă aceștia sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului în siguranță și înțeleg pericolele implicate;
- Copiii nu au voie să se joace cu aparatul;
- Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de copii fără supraveghere.
- Acest aparat nu trebuie folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă aceștia nu sunt supravegheați sau instruiți cu privire la folosirea aparatului.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Nu conectați și nu deconectați cablul de încărcare cu mâinile ude, întrucât acest lucru poate provoca șoc electric sau accidente.
- Purtați produsul în mod corect. Acesta este destinat abdomenului inferior. Asigurați-vă că este purtat simetric (stânga și dreapta).
- Atunci când deconectați produsul, nu trageți de cablu. Țineți conectorul/ștecherul și trageți-l afară. Trăgând de cablu, se poate declanșa un șoc electric sau se poate deteriora produsul.
- La prima utilizare sau după ce produsul a fost depozitat o perioadă îndelungată, nivelul bateriei poate fi scăzut. Înainte de utilizare, încărcați-l în conformitate cu instrucțiunile.
- Este normal ca suprafața să se încălzească atunci când produsul funcționează o perioadă îndelungată.
- Eliminare: Atunci când aruncați acest produs, eliminați-l în conformitate cu reglementările locale de protecție a mediului. În caz contrar, acesta poate polua mediul înconjurător.
- Acest produs nu este un dispozitiv medical și nu are funcții terapeutice sau de diagnosticare.
- Suprafața încălzită: Aparatul este prevăzut cu o suprafață încălzită. Persoanele insensibile la căldură trebuie să fie atente atunci când utilizează aparatul.

Instrucțiuni de siguranță

NU utilizați acest produs împreună cu următoarele dispozitive electronice medicale:

- dispozitive electronice medicale implantabile, cum ar fi stimulatoarele cardiace;
- dispozitive medicale electronice de susținere a vieții, precum inimile artificiale și plămânii artificiali.
- dispozitive electronice medicale portabile, cum ar fi electrocardiografele.
- Nu utilizați acest produs în timp ce conduceți, faceți escaladă sau desfășurați alte activități periculoase.
- Risc de arsură la temperaturi scăzute: Nu utilizați acest produs pentru perioade îndelungate în timpul somnului sau atunci când nu sunteți pe deplin conștient.

AVERTISMENT

- Acest produs este un articol de îngrijire personală și nu poate înlocui medicamentele sau dispozitivele medicale.
- Femeile gravide și femeile aflate în perioada de lăuzie (postpartum) trebuie să-l utilizeze cu prudență și numai cu acordul și sub îndrumarea unui medic.
- Utilizatorii cu piele sensibilă trebuie să folosească produsul cu prudență și sub îndrumarea unui medic.
- Opriti imediat utilizarea dacă vă simțiți rău în timpul folosirii.
- Acest produs conține o baterie cu litiu. Nu dezasamblați, modificați, imersați în apă sau aruncați în foc produsul.
- Evitați contactul dintre suprafața produsului și răni sau cicatrici în timpul utilizării.

Nu utilizați sau nu depozitați acest produs în următoarele locuri:

- în apropierea focului sau a materialelor pirotehnice;
- în câmpuri electromagnetice puternice;
- în medii cu temperatură ridicată sau cu umiditate ridicată;
- în locuri supuse vibrațiilor puternice sau impactului;
- în medii excesiv de prafoase;
- în zone inflamabile sau explozive, cum ar fi benzinării, ateliere cu mult praf sau depozite de gaz.

Instrucțiuni de siguranță

Următoarele persoane nu au permisiunea de a folosi acest produs:

- pacienții cu tumori maligne;
- pacienții cu inflamație supurativă acută;
- pacienții cu implanturi metalice în zona de utilizare;
- persoanele cu tulburări de coagulare;
- pacienții cu paralizie spastică;
- persoanele cu afecțiuni cognitive severe;
- persoanele cu deformări prin contracturi ale oaselor și articulațiilor membrelor;
- femeile gravide;
- persoanele aflate în perioada spastică după un accident cerebrovascular;
- persoanele cu iritabilitate/instabilitate neurologică;
- pacienții cu tendință la hemoragii;
- sugarii, copiii sau persoanele care nu își pot exprima voința ori și-au pierdut cunoștința;
- utilizatorii de stimuloare cardiace.

Nu utilizați și nu depozitați acest produs în următoarele locuri:

- persoanele cu boli cerebrovasculare, tulburări ale circulației sanguine, dermatită cervicală, roșeață, tumefiere, supurație sau alte afecțiuni ale pielii;
- persoanele aflate în prezent sub tratament medical sau care nu se simt bine fizic;
- persoanele cu tulburări senzoriale cauzate de tulburări severe ale circulației periferice (de ex., din cauza diabetului);
- pacienții cu boli infecțioase;
- pacienții cu tensiune arterială anormală;
- pacienții cu tulburări senzoriale;
- pacienții cu temperatură corporală peste 38° C (febră);
- pacienții cu afecțiuni cardiace sau anomalii ale nervilor cranieni;
- persoanele care nu își pot exprima liber propria voință.

Instrucțiuni de siguranță

Simboluri



Doar pentru utilizare în interior



Citiți manualul de utilizare



Informații despre DEEE

Simbolul pubelei cu roți, barate cu două linii în formă de X, indică faptul că acest dispozitiv intră sub incidența Directivei 2012/19/UE. În această politică se afirmă că, la sfârșitul duratei de viață utile a produsului, nu trebuie să-l aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, ci că trebuie să-l predați la puncte de colectare special amenajate, la centre de reciclare sau la facilități de eliminare a deșeurilor. Această eliminare este gratuită. Protejați mediul înconjurător și eliminați produsul în mod profesionist.

Pentru piața germană:


Atunci când achiziționați un aparat nou, aveți dreptul să returnați aparatul vechi corespunzător comerciantului care vi l-a vândut. Distribuitorii de echipamente electrice și electronice cu un spațiu destinat vânzării de cel puțin 400 mp, precum și comercianții cu amănuntul de produse alimentare, cu un spațiu destinat vânzării de cel puțin 800 mp, care vând periodic echipamente electrice și electronice, au, de asemenea, obligația de a prelua echipamentele vechi gratuit, chiar și fără achiziționarea unui nou, dacă echipamentul vechi nu depășește 25 cm. Importatorul vă oferă opțiuni de returnare direct în magazine și piețe. Vă rugăm să verificați, de asemenea, cu comerciantul dvs. cu privire la opțiunile de returnare disponibile la fața locului.

Dacă aparatul vechi conține date cu caracter personal, aveți răspunderea de a le șterge înainte de a-l returna. Dacă acest lucru este posibil fără a distruge aparatul vechi, înainte de a preda aparatul vechi pentru eliminare, scoateți bateriile sau acumulatorii și lămpile și depuneți-le separat, într-un punct de colectare dedicat. În cazul bateriilor instalate permanent, atunci când îl eliminați, nu uitați că aparatul conține o baterie. Pentru mai multe informații privind modul de eliminare a produsului uzat, contactați administrația locală sau municipală.

Instrucțiuni de utilizare

Partea frontală

Purtați cu această parte orientată spre exterior




Partea posterioară

Purtați această parte pe corp; ajustați strângerea în funcție de dimensiunea taliei



Detalii unitate de control



Instrucțiuni de utilizare

Descrierea stării și a indicatorului luminos

Starea indicatorului luminos	Descriere temperatură
Lumină verde continuă	40° C
Lumină galbenă continuă	45° C
Lumină albastră continuă	50° C
Lumină portocalie continuă	55° C
Lumină roșie continuă	60° C

Notă

Apăsați scurt butoanele +/- pentru a crește sau a reduce temperatura cu 5° C per apăsare.

Starea bateriei/încărcării

Starea indicatorului luminos	Descriere
În curs de încărcare	Indicatorul luminos portocaliu creează un efect „pulsatoriu”.
Complet încărcat	Indicatorul luminos verde creează un efect „pulsatoriu”.

Descrierea stării indicatorului luminos

Denumirea produsului	Centură cu încălzire pentru talie și abdomen D30	Tensiune nominală de încărcare	5 V ---
Model produs	SVP23B	Putere de intrare nominală	7 W
Capacitate baterie	2.500mAh		

Întreținerea și îngrijirea



Nu expuneți aparatul în lumina directă a soarelui.



Evitați temperatura și umiditatea mari.



Păstrați la distanță de foc și de surse de încălzire.



Evitați praful excesiv.



Nu curățați chimic.



Nu înălbiți.



Nu spălați în mașina de spălat rufe.



Nu stoarceți.



Temperatura apei nu trebuie să depășească 45° C.



Uscați la umbră, într-un loc bine ventilat.



Nu călcați.

Note

Această centură poate fi spălată ușor de mână. Înainte de spălare, scoateți unitatea de control. Aveți grijă să nu ajungă apă pe conectorul unității de control. Asigurați-vă că centura este complet uscată înainte de utilizare. Pentru curățarea zilnică, se recomandă ștergerea cu un șervețel umed.

Eliminarea și îndepărtarea bateriei

Bateria litiu-ion încorporată conține substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Înainte de a elimina aparatul, asigurați-vă că bateria este îndepărtată de tehnicieni calificați și predată la un centru de reciclare corespunzător.

- bateria trebuie îndepărtată din aparat înainte ca acesta să fie aruncat;
- aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare atunci când îndepărtați bateria;
- bateria se va elimina în siguranță.

Pași pentru îndepărtare

1. Asigurați-vă că produsul este oprit.
2. Deschideți fermoarul husei textile.
3. Slăbiți șuruburile de pe capacul cutiei de angrenaje.
4. Deconectați borna de conectare a firului de ieșire al bateriei.
5. Scoateți mecanismul intern.
6. Îndepărtați bateria.

ATENȚIE:

- Înainte de a îndepărta bateria, deconectați alimentarea și descărcați bateria cât mai mult posibil.
- Bateriile care nu mai sunt necesare trebuie predate la un centru de reciclare adecvat.
- Nu le expuneți la un mediu cu temperaturi ridicate pentru a evita riscul de explozie.
- În condiții de utilizare abuzivă, lichidul poate fi ejectat. În caz de contact, clătiți cu apă și solicitați asistență medicală.